

Tensiomètre sur pied big ben® avec brassard velcro – cadran rond

Réf. **R1478**



Spécifications techniques :

Caractéristiques	Détails
Dimensions (Carré)	Largeur totale : 198,7 mm Hauteur : 145,5 mm Largeur cadran (intérieur) : 145,5 mm
Taper	Anéroïde ; à deux tubes ; sans mercure
Validation BIHS	Protocole international BIHS
Options	mur ; bureau ; rail ; mobile
Poids	1600g; 1300g; 1200g; 4000g
Précision	±3 mmHg (±2 mmHg norme interne Riester)
Étalonnage	Technologie de mesure à durée de vie illimitée ; aucun réétalonnage nécessaire en cas d'utilisation correcte
Conditions de mesure	10 °C à 40 °C à 85 % d'humidité relative
Microfiltre	Oui
Résistant aux chocs	Oui
Sans latex	Facultatif