

# Tensiomètre sur pied big ben® avec brassard velcro – cadran rond

Réf. **R1478**



## Spécifications techniques :

Caractéristiques	Détails
Dimensions (Rond)	Largeur totale : 198,7 mm Diamètre cadran : Ø 147,2 mm
Taper	Anéroïde ; à deux tubes ; sans mercure
Validation BIHS	Protocole international BIHS
Options	mur ; bureau ; rail ; mobile
Précision	1600g; 1300g; 1200g; 4000g (±2 mmHg norme interne Riester )
Étalonnage	Technologie de mesure à durée de vie illimitée ; aucun réétalonnage nécessaire en cas d'utilisation correcte
Conditions de mesure	10 °C à 40 °C à 85 % d'humidité relative
Microfiltre	Oui
Résistant aux chocs	Oui
Sans latex	Facultatif