

# Pèse-personne électronique plat à 2 afficheurs

Réf . P874



Caractéristiques	Détails
Mode opératoire	Numérique
Classe d'étalonnage	III
Exactitude de la première calibration	100 g < 100 kg > 200 g
Capacité	200 kg
Unité	kg
Largeur du produit	321 mm/13 pouces
Hauteur du produit	60 mm/2 pouces
Profondeur du produit	356 mm/14 pouces
Largeur de la plateforme	288 mm/11 pouces
Hauteur de la plateforme	60 mm / 2 pouces
Profondeur de la plateforme	280 mm /11 pouces