

Mètre déroulant pour montage mural

Réf . T206



Caractéristiques	Détails
Poids	0.2 Kg
Mode opératoire	Analogue
Exactitude	5 mm
Unité	cm
Largeur du produit	125 mm/5 pouces
Hauteur du produit	125 mm/5 pouces
Profondeur du produit	173 mm/7 pouces
Niveau maximal de lecture	220 cm / 87 pouces
Plage de mesure	0 – 220 cm
Graduation plage de mesure	1 mm
Dimensions (LxHxP)	125 x 125 x 173 mm