

Toise télescopique

Réf . T222



Caractéristiques	Détails
Mode opératoire	Analogue
Exactitude	5 mm
Unité	cm
Plage de mesure	6 – 230 cm
Graduation plage de mesure	1 mm
Largeur du produit	308 mm/12 pouces
Hauteur du produit	2 320 mm/91 pouces
Profondeur du produit	286 mm/11 pouces
Profondeur du produit plié	308 mm /12 pouces
Hauteur du produit répondu	1 325 mm/ 52 pouces
Largeur du produit répondu	37 mm /2 pouces
Niveau minimal de lecture	6 cm/2 pouces
Niveau maximal de lecture	131 cm / 51 pouces