

## Toise bébé avec curseur

Réf . T207



Caractéristiques	Détails
Mode opératoire	Analogue
Exactitude	5 mm
Unité	cm
Plage de mesure	7 – 99 cm
Graduation plage de mesure	1 mm
Largeur du produit	1 042 mm/41 pouces
Hauteur du produit	120 mm/5 pouces
Profondeur du produit	288 mm/11 pouces
Profondeur du produit plié	1 042 mm /41 pouces
Hauteur du produit répondu	120 mm / 5 pouces
Largeur du produit répondu	35 mm/1 po