

Pèse-personne mécanique à colonne à contrepoids coulissant

Réf . P711



Caractéristiques	Détails
Mode opératoire	Analogue
Classe d'étalonnage	non calibré
Exactitude de la première calibration	$\pm 0,15 \%$ / ± 50 g
Capacité	220 kg
Niveau minimal de lecture	150 cm / 59 pouces
Unité	kg
Options	Sans toise
Largeur du produit	520 mm / 21 pouces
Hauteur du produit	1 556 mm/61 Pouces
Profondeur du produit	520 mm / 21 pouces
Hauteur de la plateforme	80 mm / 3 pouces
Largeur de la plateforme	335 mm / 13 pouces
Profondeur de la plateforme	345 mm / 14 pouces