

Electrocardiographe AsCARD ECG 3-6-12 canaux

Réf . **AS07-204**



Caractéristiques techniques:

Caractéristiques	Détails
Dimensions	258 x 199 x 50 mm
Poids	3,1 kg
Clavier	Clavier alphanumérique à membrane avec touches de fonction
Écran	Écran LCD couleur de 7 pouces avec panneau tactile
Largeur du papier	112 mm
Détection de déconnexion d'électrode INOP	Oui
Interface de communication	Réseau Ethernet ; messagerie électronique intégrée ; rapport PDF ; connexions filaires
Battements du stimulateur cardiaque détectés	Oui
Économies d'énergie	Oui
Nombre de canaux	12 canaux
Mode LONG	1 à 15 minutes d'enregistrement (impression : 1 à 3 pistes)