

Électrocardiographe AsCARD 3 Canaux

Réf . AS04.202



Caractéristiques techniques:

Caractéristiques	Détails
Dimensions	220 x 153 x 55 mm (L x l x H)
Poids	2,5 kg
Clavier	Clavier alphanumérique à membrane avec touches de fonction
Écran	4
Nombre de canaux	12 canaux
Économies d'énergie	Oui
Sensibilité réglable	2,5 / 5 / 10 / 20 mm/mV
Vitesse d'enregistrement	5 à 50 mm/s
Détection de déconnexion d'électrode INOP	Oui
Stockage facile	Via USB et carte SD
Menu multilingue	français, polonais, anglais
Enregistrement	Jusqu'à 100 enregistrements sur batterie