

Pèse-bébé électronique Universel

Réf . P354



Caractéristiques	Détails
Mode opératoire	Numérique
Classe d'étalonnage	non calibré
Capacité	20 kg
Graduation	5 g < 10 kg > 10 g
Largeur du produit	552 mm/22 pouces
Hauteur du produit	156 mm/6 pouces
Profondeur du produit	332 mm/13 pouces
Largeur de la plateforme	280 mm/11 pouces
Hauteur de la plateforme	65 mm /3 pouces
Profondeur de la plateforme	235 mm /9 pouces
Largeur du plateau	525 mm/21 pouces
Hauteur du plateau	80 mm/3 pouces
Profondeur du plateau	250 mm /10 pouces