

Pèse-bébé mécanique à Poids coulissant

Réf . P725



Caractéristiques	Détails
Mode opératoire	Analogue
Classe d'étalonnage	non calibré
Exactitude de la première calibration	$\pm 0,25 \%$
Capacité	16 kg
Unité	kg
Largeur du produit	550 mm/22 pouces
Hauteur du produit	180 mm/ 7 pouces
Profondeur du produit	290 mm/11 pouces
Largeur du plateau	550 mm/22 pouces
Hauteur du plateau	110 mm/4 pouces
Profondeur du plateau	270 mm/11 pouces