

Pèse-personne électronique à colonne et toise

Réf . P799



Caractéristiques	Détails
Mode opératoire	Numérique
Alimentation électrique	Piles Adaptateur secteur seca 401 (en option)
Temps d'extinction avec la fonction HOLD activée	180 s
Temps d'extinction avec des piles	30s
Temps d'extinction avec une alimentation secteur	Pas d'extinction
Unité	kg et cm
Plage de mesure	6 – 230 cm
Capacité	200 kg
Exactitude de la première calibration	$\pm 50 \text{ g} < 50 \text{ kg} > \pm 100 \text{ g}$
Largeur du produit	294 mm/12 pouces
Hauteur du produit	1 400 mm/55 pouces
Profondeur du produit	417 mm/16 pouces
Largeur de la plateforme	294 mm/12 pouces
Hauteur de la plateforme	75 mm/3 pouces
Profondeur de la plateforme	274 mm/11 pouces
Niveau minimal de lecture	32 pouces