

Lampe de diagnostic E-xam LED

Réf. **R5075**



Spécifications techniques :

Caractéristique	Détail
Dimensions	Longueur totale : 134 mm Diamètre : 12,5 mm
Lampe pour ri-pen® LED	3 V, 5300 K, Max 40 000 lux
Champ de vision	Environ 40 mm de diamètre à une distance de travail de 15 cm
Batteries	2 piles alcalines AAA, 1,5 V
Température ambiante	0 °C à 40 °C
Humidité relative	30 % à 70 % sans condensation
Stockage/Transport Température ambiante	-10 °C à 55 °C
Humidité relative de stockage/transport	10 % à 95 % sans condensation