

Lit manuel d'hospitalisation 2 positions, deux manivelles

Réf . **L8030**



Le lit manuel d'hospitalisation est un modèle à deux fonctions, idéal pour les établissements de soins. Sa conception robuste en acier époxy et ses composants ABS de qualité assurent à la fois durabilité, hygiène et facilité d'utilisation. Équipé de barrières latérales repliables en aluminium et de roues à frein indépendant, il permet un positionnement précis du dossier et des jambes grâce à une manivelle manuelle. Ce lit est conçu pour faciliter les soins tout en offrant un confort optimal au patient.

Spécifications Techniques:

Caractéristiques	Détails
Dimensions	2140 mm (L) x 940 mm (l) x 500 mm (H)
Barrières latérales	Alliage d'aluminium, pliables
Structure	Cadre en acier avec revêtement époxy
Têtes/pieds de lit	En ABS, facilement amovibles
Roues	4 roues pivotantes Ø125 mm, chacune avec frein individuel
Fonctions	2 fonctions avec manivelle manuelle : Inclinaison dossier : 0° à 70° ±2° Repose-jambes : 0° à 35° ±2°
Sécurité	Bande de protection latérale, pare-chocs aux 4 coins, emplacements pour tige à sérum
Montage	Construction démontable pour économie de transport