

Elite Vue Otoscope Fibre optique Macro en coffret

Réf. R2210-203



Spécifications techniques :

Caractéristiques	Détails
Dimensions	Longueur : 98 mm Hauteur : 70 mm Largeur (tête) : 39,5 mm
Grossissement 5x	Le système de lentilles offre un grossissement de 5x et un champ de vision de 11 mm de diamètre à une distance d'environ 20 mm.
La lampe pour EliteVue LED	LED 2,5 V, 300 mA, durée de vie moyenne jusqu'à 100 000 h ; LED 3,5 V, 300 mA, durée de vie moyenne jusqu'à 100 000 h
Température ambiante	0 °C à 40 °C
Humidité relative	30 % à 70 % sans condensation
Stockage/Transport Température ambiante	-10 °C à 55 °C
Humidité relative de stockage/transport	10 % à 95 % sans condensation
Pression atmosphérique	800 hPa – 1100 hPa