

# Otoscope ri-mini® en coffret

Réf. R3010



## Spécifications techniques :

Caractéristiques	Détails
<b>Dimensions</b>	<p><b>Tête de l'otoscope</b> : 56 mm de hauteur x 28 mm de largeur.</p> <p><b>Compartment à piles de l'otoscope</b> : 107,30 mm de hauteur, 20 mm de diamètre. Dimensions de l'étui rigide : 23 cm x 14 cm x 4,5 cm (ensemble) ou 23 cm x 8,2 cm x 4,5 cm (unité).</p>
<b>lentille grossissante</b>	L'objectif à grossissement 2,5x
<b>La lampe pour otoscope ri-mini®</b>	XL, 2,5 V, 750 mA, durée de vie moyenne 16,5 h
<b>Batterie</b>	2 piles alcalines AA de 1,5 V.
<b>Température ambiante</b>	0 °C à 40 °C
<b>Humidité relative</b>	30 % à 70 % sans condensation
<b>Stockage/Transport Température ambiante</b>	-10 °C à 55 °C
<b>Humidité relative de stockage/transport</b>	10 % à 95 % sans condensation