

Stéthoscope anestophon

Réf. R4177-01



Spécifications techniques :

Caractéristique	Détail
Longueur	20 cm
Pièce de poitrine	Pièces de poitrine en aluminium de précision fabriquées CNC avec des membranes spéciales Riester renforcées de fibres et des bords particulièrement plats et doux non-refroidissants pour une meilleure adaptation sur la peau.
Couleur de la pièce de poitrine	Finition mate
Anneau non refroidissant	Oui
Embouts auriculaires supplémentaires	Oui
Binauraux	Binaural chromé mat, réglable par rotation.
Membrane	Ø 28 mm
Type d'embouts auriculaires	Embouts auriculaires extra-doux remplaçables avec filetage métallique pour un scellement confortable et efficace du conduit auditif externe.
Hauteur	2 cm
Poids	100 g
Largeur	6 cm