

Tabouret pneumatique avec dossier et repose pied INOX

Réf . **L8073**

Ce tabouret pneumatique est conçu pour offrir un confort optimal et une grande flexibilité d'utilisation. Sa hauteur d'assise réglable permet de s'adapter à différents postes de travail, tandis que son pied en étoile avec roulettes assure une mobilité fluide. Le dossier ergonomique et l'assise bien rembourrée garantissent un soutien agréable, et le nettoyage est facilité grâce à sa surface lavable.

Caractéristiques :

- Hauteur d'assise réglable :
- Grâce à un vérin pneumatique à gaz, la hauteur d'assise peut être ajustée entre 45 cm et 55 cm, offrant une flexibilité optimale pour s'adapter à différents postes de travail.
- Stabilité et mobilité :
- Conçu avec un pied en étoile équipé de 5 roulettes, ce tabouret est très stable tout en permettant une rotation à 360 degrés. Cela facilite les déplacements et rend son utilisation agréable dans divers environnements.
- Confort supérieur :
- Le dossier ergonomique et l'assise rembourrée de 8 cm d'épaisseur garantissent un confort exceptionnel, même lors d'une utilisation prolongée. Ce design favorise une posture correcte et réduit la fatigue.
- Entretien facile :
- La surface du tabouret est lavable avec une éponge humide, ce qui simplifie l'entretien et assure un aspect toujours propre et soigné.



Spécifications Techniques:

Caractéristique	Détails
Hauteur d'assise réglable	De 45 cm à 55 cm grâce à un vérin pneumatique à gaz
Stabilité et mobilité	Pied en étoile avec 5 roulettes, très stable et pivotant
Confort	Dossier ergonomique et assise rembourrée (épaisseur 8 cm)
Entretien	Surface lavable avec une éponge humide