

Tensiomètre R1 shock-proof® Coton

Réf. **R1250-107**



Spécifications techniques :

Caractéristiques	Détails
Dimensions	Dimensions : 165,6 × 55,4 mm Poire : Ø 44,4 mm Hauteur intermédiaire : 42,3 mm
Poids	161 g
Type	Anéroïde ; à 2 tubes ; sans mercure ; monté sur brassard
Options	Manomètre fixé au brassard ; pour utilisateurs gauchers ou droitiers
Manchette	Poignet à velcro recouvert de simili cuir
Précision	±3 mmHg (±2 mmHg étalon interne Riester)
Étalonnage	Technologie de mesure à durée de vie illimitée ; aucun réétalonnage requis en cas d'utilisation correcte.
Conditions de mesure	10 °C à 40 °C à 85 % d'humidité relative
Microfiltre	Oui
Sans latex	Facultatif