

# Tensiomètre manopaire au bras E-mega

Réf. R1370-150



## Spécifications techniques :

Caractéristiques	Détails
Dimensions	Dimensions : 174,1 × 39,5 mm Cadran : Ø 69,5 mm (échelle Ø 63 mm) Poire : Ø 42 mm
Poids	116 g
Taper	Anéroïde : tube simple ou double sans mercure ; monté sur brassard
Manchette	Velcro, manchette monobloc désinfectable
Précision	±3 mmHg
Étalonnage	Technologie de mesure à vie ; aucun réétalonnage nécessaire en cas d'utilisation correcte
Conditions de mesure	10 °C à 40 °C à 85 % d'humidité relative
Microfiltre	Oui
Sans latex	Oui