

Mètre déroulant avec montage mural

seca

La précision au service de la santé

seca 206

- + Mécanisme à enroulement peu encombrant
- + Résultats faciles à lire dans une fenêtre de lecture
- + Excellente longévité du ruban métallique



seca 206

Mètre déroulant avec montage mural



La solution compacte grâce au mécanisme d'enroulement

Le mètre déroulant mécanique seca 206 peut être facilement fixé au mur à l'aide d'une seule vis. La fenêtre de lecture au niveau de l'appuie-tête permet de lire la taille de manière simple et pratique. Le ruban de mesure en métal particulièrement robuste garantit sa longévité.

Plage de mesure	0 – 220 cm
Graduation plage de mesure	1 mm
Dimensions (LxHxP)	125 × 125 × 173 mm
Poids net	0,2 kg
Medical Device Regulation (MDR) certifié	

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications.

seca france
Z.I. Champs à la Perdrix
21140 Semur-en-Auxois
France

T +33 3 80 97 43 80
F +33 3 80 97 43 81
E info.fr@seca.com

La précision au service de la santé
seca.com