

# Toise mécanique télescopique avec large plage de mesure

**seca**

La précision au service de la santé

## seca 222

- + Toise télescopique en aluminium durable avec une large plage de mesure jusqu'à 230 cm
- + Butée de talon pour une position exacte et une mesure optimale de la taille en trois points
- + Conçue pour un montage mural
- + Dotée d'une butée de talons pour une mesure optimale à trois points
- + Conception en aluminium particulièrement durable
- + Graduation résistante à l'abrasion grâce à un procédé de sérigraphie haut de gamme



seca 222

## Toise mécanique télescopique avec large plage de mesure



### Toise mécanique télescopique avec large plage de mesure

La toise seca 222 est spécialement conçue pour un montage mural. Cette toise seca classique avec une large plage de mesure allant de 6 à 230 cm et une butée de talons supplémentaire est plébiscitée par des milliers de professionnels de la santé dans le monde entier en raison de sa précision et de sa facilité d'utilisation.

### Une excellente mesure

Grâce à la qualité seca, testée lors de tests d'endurance, la toise extensible seca 222 fournit des résultats très précis même après des années d'utilisation quotidienne. Le profilé en aluminium de haute qualité garantit une manipulation particulièrement aisée. La graduation imprimée est résistante à l'usure et la grande butée de tête est interchangeable et peut être rabattue lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Plage de mesure	6 – 230 cm
Graduation plage de mesure	1 mm
Dimensions (LxHxP)	308 × 2 320 × 286 mm
Dimensions replié (LxHxP)	308 × 1 325 × 37 mm
Poids net	1,1 kg
Medical Device Regulation (MDR) certifié	



### Mesure de la taille au millimètre près

Grâce au montage mural, la toise seca 222 devient un instrument de mesure particulièrement stable et peu encombrant. La butée de talons permet une mesure précise à trois points. Grâce à la lecture par un repère placé à hauteur des yeux et la règle graduée résistante à l'abrasion, la mesure de la taille est toujours réalisée au millimètre près.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications.

seca france

Z.I. Champs à la Perdrix  
21140 Semur-en-Auxois  
France

T +33 3 80 97 43 80  
F +33 3 80 97 43 81  
E info.fr@seca.com

La précision au service de la santé

[seca.com](https://www.seca.com)