

Pèse-bébé mobile et pèse-enfants en bas âge en un seul appareil

seca

La précision au service de la santé

seca 354

- + Toujours approprié : permet la pesée des nourrissons en position couchée et des enfants en bas âge debout
- + Compact, robuste et léger : idéal pour une utilisation mobile
- + Pèse-bébé de haute qualité et à petit prix
- + Large gamme de fonctions : TARE, HOLD et fonction de contrôle de prise de lait (Breast-Milk-Intake-Function)



seca 354

Pèse-bébé mobile et pèse-enfants en bas âge en un seul appareil



Modulable et robuste : pèse-bébé et pèse-enfants en bas âge en un seul appareil

Une pression sur un bouton suffit pour détacher le plateau de son support et transformer le pèse-bébé en pèse-enfants en bas âge. Ainsi, les bébés peuvent être pesés en position couchée et les enfants en bas âge, comme les grands, debout. Le raccord est si sécurisé et résistant qu'il est possible de soulever et de porter le pèse-bébé seca 354 homologué par le plateau.

Classe d'étalonnage	non calibré
Capacité	20 kg
Graduation	5 g < 10 kg > 10 g
Dimensions (LxHxP)	552 × 156 × 332 mm
Dimensions du plateau (LxHxP)	525 × 80 × 250 mm
Dimensions de la plateforme (LxHxP)	280 × 65 × 235 mm
Poids net	2,3 kg
Alimentation électrique	Piles
Fonctions	TARE, Auto-HOLD, Extinction automatique, Commutation kg/lbs, BMIF
Accessoires	+ Chariot mobile seca 402 + Chariot mobile avec tiroir seca 403 + Sac à dos seca 409 + Sacoches de transport seca 413 + Sacoches de transport seca 414 + Sac à dos seca 431



Léger et mobile : le compagnon idéal

Son plateau amovible et son faible poids font de ce pèse-bébé compact un compagnon idéal, par exemple pour les sages-femmes qui consultent à domicile. Avec une autonomie d'environ 10 000 pesées par jeu de piles, le pèse-bébé est toujours prêt à l'emploi, quelque soit le lieu et ne demande aucune alimentation secteur.



Une qualité qui paie

En plus d'une finition de qualité et d'une résistance élevées, le pèse-bébé possède différentes fonctions très pratiques. Par exemple, la fonction de contrôle de prise de lait (Breast-Milk-Intake-Function, BMIF) permet de déterminer la quantité de lait ingérée par le nourrisson en calculant la différence entre le poids avant et après l'alimentation. Ainsi, le pèse-bébé est également idéal pour les parents souhaitant contrôler le développement de leur bébé à la maison après la naissance.