

Toise pliable légère, compacte et stable, idéale pour une utilisation mobile

seca

La précision au service de la santé

seca 417

- + Fonctionnement simple pour une utilisation mobile rapide
- + Pliable pour un rangement sans encombrement
- + Matériaux de haute qualité pour une longue durée de vie
- + Surface lisse pour un nettoyage facile



seca 417

Toise pliable légère, compacte et stable, idéale pour une utilisation mobile



Lecture simple des résultats

Le stadiomètre seca 417 est idéal pour une utilisation mobile afin de contrôler le niveau de développement et d'alimentation des nourrissons et enfants en bas âge, par exemple lors d'examens médicaux en série. Il est donc important que les résultats de mesure puissent être lus facilement et rapidement. Cela est garanti par les marques de lecture rouges et la graduation imprimée haut de gamme qui ne s'efface pas, même après des années d'utilisation intensive.

Utilisation facile

La toise seca 417 en deux parties s'ouvre à l'aide d'une charnière. Elle dispose d'un appui-tête intégré et de la butée de pieds séparée pouvant être déplacée avec précision et en toute simplicité sur la glissière légèrement surélevée. Pour mesurer, il suffit d'orienter la tête de l'enfant au niveau de l'appui-tête, d'allonger les jambes avec précaution et déplacer la butée de pieds jusqu'aux pieds.



Nettoyage rapide

Les bords arrondis et la surface lisse assurent la sécurité du bébé et permettent un nettoyage et une désinfection faciles. La butée de pieds est amovible de sorte que les résidus de saleté ne puissent pas s'accumuler dans les glissières. Le matériau en plastique ABS doux pour la peau et la graduation imprimée sont résistants aux produits de nettoyage et de désinfection courants.

Plage de mesure	10 – 100 cm
Graduation plage de mesure	1 mm
Dimensions (LxHxP)	1 109 × 115 × 333 mm
Dimensions replié (LxHxP)	577 × 115 × 333 mm
Poids net	1,6 kg
Accessoires	+ Sac à dos seca 409 + Sacoche de transport seca 412 + Sacoche de transport seca 414
Medical Device Regulation (MDR) certifié	