

# Pèse-personne mécanique avec boîtier en acier robuste

**seca**

La précision au service de la santé

## seca 750

- + Design classique avec un fonctionnement mécanique de haute qualité
- + Grande échelle circulaire facile à lire
- + Résistant à la corrosion à l'intérieur comme à l'extérieur : l'humidité n'est pas un problème
- + Revêtement antidérapant pour une bonne stabilité
- + Qualité certifiée pour dispositifs médicaux
- + Boîtier en acier robuste, de qualité supérieure et durable
- + Ne dépend pas de piles ou d'une alimentation sur secteur



seca 750

## Pèse-personne mécanique avec boîtier en acier robuste



### Classique, compact et robuste

Le seca 750 est un pèse-personne à cadran rond robuste et compact, au design classique. Sa mécanique précise et son boîtier en acier robuste à revêtement en poudre en font une solution de pesée durable et fiable.



### Pèse-personne à longue durée de vie garantie

Développé pour les besoins médicaux, ce pèse-personne à cadran rond de seca n'est pas seulement utilisé dans les cabinets médicaux, mais aussi souvent dans les espaces sauna, les vestiaires, les salles de sport ou les pharmacies. En effet, les exploitants savent que les pèse-personne seca durent longtemps et ne nécessitent pas d'entretien, et qu'ils ne craignent ni la corrosion ni les charges lourdes.

Classe d'étalonnage	non calibré
Capacité	150 kg
Graduation	1 kg
Dimensions (LxHxP)	317 × 117 × 477 mm
Dimensions de la plateforme (LxHxP)	290 × 70 × 290 mm
Poids net	3,5 kg
Fonctions	Réglage du zéro
Medical Device Regulation (MDR) certifié	

seca france  
Z.I. Champs à la Perdrix  
21140 Semur-en-Auxois  
France

T +33 3 80 97 43 80  
F +33 3 80 97 43 81  
E [info.fr@seca.com](mailto:info.fr@seca.com)

La précision au service de la santé

[seca.com](http://seca.com)