

# Pèse-personne à colonne mécanique avec affichage du BMI (IMC)

**seca**

La précision au service de la santé

## seca 755

- + Évaluation simultanée du statut nutritionnel
- + Détermination rapide et facile du BMI (IMC)
- + Cadran rond bien lisible et plateau de pesée surbaissé
- + Construction en acier robuste, haut de gamme et durable
- + Résistant à la corrosion à l'intérieur comme à l'extérieur : l'humidité n'est pas un problème
- + Surface antidérapante grâce au revêtement en caoutchouc
- + Toujours prêt à l'emploi sans raccordement électrique ni piles



seca 755

## Pèse-personne à colonne mécanique avec affichage du BMI (IMC)



### Détermination et évaluation rapides et simples de l'indice de masse corporelle (BMI)

Poids insuffisant, poids normal, surpoids ou obésité ? Pour la première fois, le seca 755 répond à cette question de manière mécanique : dès qu'une personne se met sur le pèse-personne, un « disque de l'indice de masse corporelle (BMI) » divisé en plusieurs couleurs se met en mouvement dans le grand cadran rond en dessous de l'affichage du poids très précis. Ce disque est visible dans une petite fenêtre à côté de laquelle est imprimée une échelle de taille.

Capacité	160 kg ou 160 kg / 350 lbs
Graduation	500 g ou 500 g / 1 lb
Dimensions (LxHxP)	360 × 1,000 × 628 mm / 14.2 × 39.4 × 24.7 in
Dimensions de la plateforme (LxHxP)	335 × 80 × 345 mm / 13.2 × 3.1 × 13.6 in
Poids net	18.1 kg / 39.9 lbs
Fonctions	IMC, Réglage du zéro
Medical Device Regulation (MDR) certifié	

### Toise télescopique seca 224 (incluse)

Plage de mesure	60 – 200 cm ou 60 – 200 cm / 24 – 78 in
Graduation plage de mesure	1 mm ou 1 mm / 1/8 in



### Lecture facile de la zone de l'indice de masse corporelle (BMI)

Lorsque le poids est déterminé, l'échelle de taille permet de déterminer facilement la zone de l'indice de masse corporelle (BMI) divisée par couleurs en poids insuffisant, poids normal et surpoids, ainsi qu'en obésité (surpoids pathologique). Et grâce à la toise télescopique intégrable, le seca 755 se transforme même en une station de mesure complète. Il n'y a pas plus rapide et plus lisible.



### Cadran rond bien lisible et plateforme surbaissée

L'élégant design du pèse-personne met l'accent sur une ergonomie judicieuse. Ainsi, le cadran rond légèrement incliné vers l'utilisateur est particulièrement grand et bien lisible pour une lecture facile. Grâce à sa plateforme très basse, le seca 755 est facile à accéder. La surface de pose est large de manière à ce que les personnes de grande taille et en surpoids aient suffisamment de place. De plus, la surface de pose est dotée d'un revêtement en caoutchouc antidérapant garantissant une bonne stabilité.

seca international  
seca gmbh & co. kg  
Hammer Steindamm 3-25  
22089 Hambourg  
Allemagne  
T +49 40 20 00 00 0  
F +49 40 20 00 00 50  
E info@seca.com

La précision au service de la santé

[seca.com](http://seca.com)