

Pèse-personne mécanique avec grand cadran rond

seca

La précision au service de la santé

seca 762

- + Boîtier en acier robuste et durable, sans plastique
- + Résistant à la corrosion à l'intérieur comme à l'extérieur : l'humidité n'est pas un problème
- + Tapis en caoutchouc amovible pour une plus grande protection antidérapante
- + Ne dépend pas de piles ou d'une alimentation sur secteur
- + Qualité certifiée pour dispositifs médicaux
- + Un pèse-personne de style offrant une véritable expérience de pesée



seca 762

Pèse-personne mécanique avec grand cadran rond



Profitez de la qualité médicale

Développé pour les besoins médicaux, ce pèse-personne à cadran rond de seca n'est pas seulement utilisé dans les cabinets médicaux, mais aussi souvent dans les espaces sauna, les vestiaires, les salles de sport ou les pharmacies. En effet, les exploitants savent que les pèse-personne seca durent longtemps et ne nécessitent pas d'entretien, et qu'ils ne craignent ni la corrosion ni les charges lourdes.

Classique, compact et robuste

Le seca 762 est un pèse-personne à cadran rond robuste et compact, au design classique. Sa mécanique précise et son boîtier en acier robuste à revêtement en poudre en font une solution de pesée durable et fiable.



Pèse-personne à longue durée de vie garantie

Avec le seca 762, tout a été conçu pour que vous profitiez de lui le plus longtemps possible. L'anneau gradué peut être dévissé de sorte que le cadran rond puisse être nettoyé et qu'il rayonne aussi longtemps que possible. Le tapis en caoutchouc naturel doux pour la peau peut être remplacé dès que son aspect visuel s'est dégradé. Le boîtier en acier possède un revêtement en poudre et protège ainsi des rayures et des chocs.

Capacité	150 kg ou 150 kg / 320 lbs
Graduation	500 g ou 500 g / 1 lb
Dimensions (LxHxP)	305 × 120 × 470 mm / 12 × 4.7 × 18.5 in
Dimensions de la plateforme (LxHxP)	260 × 70 × 265 mm / 10.2 × 2.8 × 10.4 in
Poids net	3.5 kg / 7.7 lbs
Fonctions	Réglage du zéro
Medical Device Regulation (MDR) certifié	

seca international
seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3-25
22089 Hambourg
Allemagne

T +49 40 20 00 00 0
F +49 40 20 00 00 50
E info@seca.com

La précision au service de la santé

seca.com