

# Pèse-personne à colonne digital avec fonction BMI

**seca**

La précision au service de la santé

## seca 799

- + Pèse-personne à colonne particulièrement robuste et compact
- + Comprend les fonctions BMI (IMC), TARE et HOLD
- + Robuste plateau de pesée en acier
- + Facile à déplacer grâce aux roulettes de transport
- + Fonctionnement sur piles (bloc secteur en option)
- + Transformable en station de mesure complète avec une toise disponible en option



Ce visuel présente la toise mécanique seca 220 disponible en option.

seca 799

## Pèse-personne à colonne digital avec fonction BMI



### Utilisation confortable grâce à la colonne à hauteur des hanches

Le seca 799 est le choix idéal pour tous ceux souhaitant plus de confort qu'un pèse-personne plat puisse offrir. Avec la colonne à hauteur des hanches, l'élément de commande est exactement à la bonne hauteur et dispose également d'un calculateur de l'indice de masse corporelle (BMI). La plateforme en acier et la colonne en aluminium confèrent au pèse-personne une grande stabilité. En même temps, le seca 799 est compact et facile à déplacer grâce aux roulettes de transport.

Classe d'étalonnage	III
Capacité	200 kg
Graduation	100 g < 150 kg > 200 g
Dimensions (LxHxP)	294 × 831 × 417 mm
Dimensions de la plateforme (LxHxP)	294 × 75 × 274 mm
Poids net	6,3 kg
Alimentation électrique	Adaptateur secteur seca 401 (en option), Piles
Fonctions	TARE, HOLD, Extinction automatique, IMC
Accessoires	+ Toise télescopique seca 220 + Bloc secteur seca 400 + Bloc secteur seca 447

Medical Device Regulation (MDR) certifié

### Toise télescopique seca 220 (en option)

Plage de mesure	60 – 200 cm
Graduation plage de mesure	1 mm



### Calculer l'indice de masse corporelle (BMI) avec le pèse-personne

Si la taille est lue et saisie à l'aide d'une toise pouvant être rééquipée, le seca 799 calcule immédiatement l'indice de masse corporelle (BMI) et l'affiche sur l'écran. Outre le calculateur de l'indice de masse corporelle (BMI), les fonctions TARE et HOLD facilitent le quotidien. Un revêtement en caoutchouc antidérapant assure une bonne stabilité sur la plateforme de pesée.



### Transformable en station de mesure

Mesurer et peser en une seule opération est pratique et permet d'économiser du temps. C'est pourquoi le seca 799 peut également être équipé d'une toise télescopique. Les toises sont fabriquées en profilés d'aluminium haut de gamme et dotées d'une graduation résistante à l'abrasion sur les côtés.