

Stimulateur Cefar Rehab X2

Réf . CH111126



Caractéristiques techniques :

Caractéristiques	Détails
Dimensions	120 x 52 x 27 mm
Poids	180 g batterie inclus
Canaux	2
Courant Constant	Jusqu'à une résistance de 1 300 Ohm/canal maximum
Fréquence d'impulsion	1 – 120 Hz
Batterie	2 x 1,5 V AA
Programmes	27 présélectionnés, 3 programmables
Amplitude maximale	99,5 mA
Incréments d'intensité	400 µ secondes
Incréments d'intensité	Minimum 0,5 mA