

Garrot pneumatique classique

Réf. R5255



Spécifications techniques :

Caractéristique	Détail
Type	Garrot pneumatique
Pression maximale	700 mmHg / 93 kPa
Graduation mmHg	Par paliers de 10 mmHg
Graduation kPa	Par paliers de 1 kPa
Manomètre	Métal chromé avec échelle aluminium
Pompe	Métallique haute résistance
Valve de décompression	Oui
Brassard bras standard	57 × 9 cm
Brassard cuisse standard	96 × 13 cm
Brassard enfant	28 × 6 cm (optionnel)
Vessie	Sans latex
Matériau des brassards	Lavable et désinfectable
Température de fonctionnement	10 °C à 40 °C
Humidité de fonctionnement	≤ 85 % sans condensation
Température de stockage	-20 °C à 70 °C
Humidité de stockage	≤ 85 % sans condensation