

Stim Intellect Mobile 2

Réf . CH151202



Les atouts de l'Ultrason Intellect Mobile 2

- Écran tactile de 7 pouces : pour naviguer facilement
- Guide anatomique visuel : pour bien placer les électrodes
- Protocoles intégrés et adaptables : fondés sur des recommandations actuelles
- Lumières d'état : indiquent si l'appareil fonctionne correctement
- Poignée intégrée : pour le déplacer facilement
- Batterie en option : pratique lors des déplacements ou à domicile

Caractéristiques techniques :

Caractéristiques	Détails
Alimentation	100-240V AC, 1.0 à 0.42A, 50/60Hz
Mode de fonctionnement	Continu
Dimensions	255 x 355 x 150 mm
Poids (sans batterie et sans chariot)	2.9 Kg
Amplitude Vaccum	0 à 600 mbar maximum +/-5%
Modes Vaccum	Continu ou pulsé en 10 graduations
Type d'écran	Écran tactile de 7 pouces