

COMBO Intellect Mobile 2

Réf . CH151204



Caractéristiques techniques :

Caractéristiques	Détails
Alimentation	100-240V AC, 1.0 à 0.42A, 50/60Hz
Dimensions / Poids (sans batterie et sans chariot)	340 x 355 x 150 mm / 3.1 Kg
Fréquence	1MHZ ; 3MHZ
Cycle d'activation	10% 20% 50% en continu
Fréquence de répétition des impulsions	16,48 ou 100 HZ
Durée des impulsions	1-31.25 ms – Max (ON): 31.25 ms – Min (OFF): 5 ms
Modes Vaccum	Continu ou pulsé en 10 graduations