


Couches Pour Adultes Indaslip® 7 gouttes



Indaslip® Premium est une gamme de produits absorbants élastiques conçus pour l'incontinence urinaire sévère.

- 1** Nouvelle structure du noyau avec des canaux en forme de 2 Trident, conçue pour une absorption et une diffusion rapides de l'urine, permettant une utilisation optimale de l'absorbant. Ainsi, la peau reste sèche et à l'abri de l'humidité. * Sauf taille S
- 2** Noyau double absorbant avec couche d'acquisition diffuse pour une protection accrue contre les fuites urinaires, gardant la peau sèche et réduisant le risque d'odeurs désagréables.
- 3** Couche intérieure en contact avec la peau du chien, contenant, sur toute la longueur du noyau absorbant, une émulsion sous forme de bandes aux propriétés dermoprotectrices pour prendre soin de la peau. Sans parfum
- 4** Couche arrière imperméable et revêtement en tissu textile respirant (non tissé), qui permet à la peau de respirer pendant l'utilisation du produit et est perméable à l'air.
- 5** Des barrières anti-fuites latérales qui recueillent l'urine pendant la miction, facilitent son absorption et empêchent les fuites entre les jambes.
- 6** Taille élastique pour un meilleur ajustement au corps et une réduction des risques de fuites.
- 7** Fabriqué en tissu textile respirant, ce pantalon offre un confort accru et 8 réglages faciles à la taille, tout en préservant l'intégrité de la peau.
- 8** Quatre étiquettes de repositionnement facilitent la fixation du corps, empêchant ainsi le mouvement de l'absorbant.
- 9** Indicateur de saturation : deux lignes jaunes qui deviennent progressivement bleues à mesure que l'urine non absorbante pénètre. Cela facilite le changement d'absorbant, car cela indique quand il faut le remplacer.
- 10** Les dimensions et le pouvoir d'absorption sont indiqués au dos du produit pour faciliter l'identification de l'absorbant.