

# Appareil CPAP AirSense 10 AutoSet RESMED

Réf . RS37422-300



## Caractéristiques techniques :

Caractéristiques	Détails
<b>Fonctionnalités</b>	CPAP AutoSet AutoSet for Her Algorithme AutoSet avec mode Soft de l'AutoSet Rampe Auto avec détection du début du sommeil. Technologie Climate Control Auto (en option) SmartStart Connectivité sans fil intégrée
<b>Dimensions</b>	Appareil et bac à eau (H x L x P) : 116 mm x 225 mm x 150 mm
<b>Poids</b>	1248 g
<b>Matériau du boîtier</b>	Thermoplastique technique ignifuge
<b>Dimensions (H x L x P)</b>	116 mm x 255 mm x 150 mm
<b>Capacité en eau</b>	Jusqu'à la ligne de remplissage maximale : 380 mL
<b>Matériau de l'humidificateur nettoyable</b>	Plastique moulé par injection, acier inoxydable et joint en silicone