

Tensiomètre électronique automatisé

Réf. **R1742**



Spécifications techniques :

Caractéristique	Détail
Mode oscillométrique	Lecture rapide, généralement en 30 à 40 secondes.
Mode auscultatoire	Le dégonflage automatique (3 mmHg/s) assure une mesure fiable de la pression artérielle du patient et permet aux cliniciens de vérifier les mesures automatisées sans retirer le brassard.
Mode moyen	L'appareil agrège automatiquement 3 mesures pour fournir des résultats plus objectifs aux cliniciens et contribue à réduire les valeurs élevées dues à l'effet blouse blanche. En mode moyenne, les intervalles possibles sont de 15, 30, 45 et 60 secondes.
Systolique	60 – 255 mmHg
Diastolique	30 – 200 mmHg
CARTE	40 – 200 mmHg
Fréquence cardiaque	40 – 200 bpm
Longueur du tube BP	280 cm (110,24 po) : tube de manchette 30 cm + tube d'extension 250 cm
Manchette pour adulte	Taille M, 22 – 32 cm (8,67 – 12,6 pouces)
Manchette adulte large	Tailles L et XL, 32 à 52 cm (12,6 à 20,48 pouces)
Optionnel : menotte pour enfant	Taille S, 14 – 22 cm (5,52 – 8,67 pouces)
Compatibilité internationale	Des prises interchangeables spécifiques à chaque pays sont incluses dans la livraison standard de chaque version.
Énergie alternative	Adaptateur secteur 7,5 V/2 A
Poids	510 g (1,12 lb) et tensiomètre pratique pour usage clinique
Vérifications	BIHS