

Pèse-personne mécanique graduation 1kg

Réf . P761



Caractéristiques	Détails
Mode opératoire	Analogue
Classe d'étalonnage	III
Exactitude de la première calibration	$\pm 1 \text{ kg} < 50 \text{ kg} > \pm 2 \text{ kg}$
Capacité	150 kg
Unité	kg
Largeur du produit	303 mm /12 pouces
Hauteur du produit	118 mm/5 pouces
Profondeur du produit	470 mm /19 pouces
Largeur de la plateforme	270 mm/11 pouces
Hauteur de la plateforme	70 mm/3 pouces
Profondeur de la plateforme	280 / 11 pouces