

STORZ MEDICAL

DUOLITH SD1 Ultra

Réf . ST1990032



Caractéristiques principales

- Système modulaire : radial, focalisé, échographie (en option)
- Écran tactile couleur : 15,4 pouces
- Applicateurs FALCON® et SEPIA® avec commandes intégrées
- Poids total avec chariot : 83 kg
- Compresseurs intégrés
- Interface intuitive et disponible en plusieurs langues
- Diagnostic et traitement avec un seul système
- Doppler couleur « High resolution » : 1,5 – 15 MHz
- Enregistrement des images ultrasonores directement dans le système de gestion des patients

Caractéristiques techniques :

Caractéristiques	Détails
Dimensions (L x H x P)	590 x 1261 x 660 mm
Type d'écran	Ecran tactile 15,6"
Pression	Max. 5 bar
Fréquence	1 – 21 Hz