

Ultrason Intellect mobile 2

Réf . CH151200



Les atouts de l'Ultrason Intellect Mobile 2

- Double fréquence : 1 MHz (profondeur) et 3 MHz (surface)
- Cycles modulables : pulsé (10 %, 20 %, 50 %) ou continu
- Tête 5 cm² incluse, avec d'autres tailles disponibles en option
- Détection de couplage : signal sonore et LED pour un contrôle fiable
- Écran tactile 7 pouces : interface fluide avec images anatomiques
- Protocoles prédéfinis : ajustables selon les besoins cliniques
- Utilisation mobile : fonctionne aussi sur batterie (optionnelle)

Caractéristiques techniques :

Caractéristiques	Détails
Alimentation	100-240V AC, 1.0 à 0.42A, 50/60Hz
Mode de fonctionnement	Continu
Dimensions / Poids (sans batterie et sans chariot)	340 x 355 x 150 mm / 2,8 Kg
Double fréquence	1 MHz (profondeur) et 3 MHz (surface)
Fréquence de répétition des impulsions	16,48 ou 100 HZ
Durée des impulsions	1-31.25 ms – Max (ON): 31.25 ms – Min (OFF): 5 ms