

icanCLAVE

Autoclave Paillasse classe B 18L

Réf . LHK18P



Spécifications supplémentaires :

L'autoclave Paillasse classe B 18L est équipé des fonctionnalités suivantes :

- **Système de séchage** : Le système de séchage permet de réduire le temps de séchage des matériaux après la stérilisation.
- **Système de sécurité** : L'autoclave est équipé d'un système de sécurité qui protège les utilisateurs en cas de dysfonctionnement.
- **Interface utilisateur intuitive** : L'interface utilisateur est intuitive et facile à utiliser.

Spécifications Techniques :

Code de commande	IcanClave D218
Dimension de la chambre	Ø250×350 mm
Volume de la chambre	appr. 18L
Nombre de plateaux	3/ Max.5
Matériau des plateaux	Aluminium
Taille des plateaux (LxH)	192×285 mm
Tension, Freq.	220/110V, 50/60Hz
PUISSANCE	1750W
Dimension globale (LxHxP)	490x455x600 mm
Poids	47kg