

Autoclave Paillasse classe B 23L

Réf . LHK23

Spécifications supplémentaires :

L'autoclave Paillasse Classe B 23L est un stérilisateur à vapeur de haute performance, conçu pour répondre aux exigences des professionnels de santé.

Grâce à sa chambre spacieuse de 23 litres et à sa technologie pré et post-vide, il assure une stérilisation fiable et efficace, même pour les instruments creux ou emballés.

Spécifications Techniques :



Caractéristiques	Détails
Dimension de la chambre	Ø250×450 mm
Volume de la chambre	Environ 23L
Nombre de plateaux	3/ Max.5
Matériau des plateaux	Aluminium
Taille des plateaux (LxH)	192×380 mm
Tension, Freq.	220/110V, 50/60Hz
Puissance totale	1750W + Générateur de vapeur intégré 1500W
Dimension globale (L×H×P)	490 x 455 x 690 mm
Poids	53kg
Écran & Interface	Écran LCD avec interface intuitive pour visualiser en temps réel température, pression, durée, alertes
Impression & Archivage	Imprimante thermique intégrée + Port USB pour sauvegarde des cycles
Cycles standard préprogrammés	Solide 134°C, 121°C, Enveloppé, Textile, Prion, Tests B&D, Helix, Sous vide
Cycles en option	Liquide 121°C, Séchage, Cycle personnalisé
Réservoirs intégrés	2,5L pour eau distillée + 2,5L pour eaux usées
Détection automatique	Pression atmosphérique locale détectée automatiquement
Normes	Conforme à la norme européenne EN13060
Système d'alerte intelligent	Niveau d'eau, papier, porte mal fermée, entretien requis, etc.