

Autoclave Paillasse classe B 45L


Réf . LHK45

Spécifications supplémentaires :

L'autoclave Paillasse classe B 45L est équipé des fonctionnalités suivantes :

1. **Système de séchage** : Le système de séchage permet de réduire le temps de séchage des matériaux après la stérilisation.
2. **Système de sécurité** : L'autoclave est équipé d'un système de sécurité qui protège les utilisateurs en cas de dysfonctionnement.
3. **Interface utilisateur intuitive** : L'interface utilisateur est intuitive et facile à utiliser.

Spécifications Techniques :



Caractéristiques	Détails
Dimension de la chambre	Ø320x620mm
Volume de la chambre	appr. 45L
Matériau des plateaux	Acier inoxydable
Nombre de plateaux	3, Max 4
Tension & Fréquence	220/110V, 50/60Hz
Puissance	3500W
Dimension globale (LxHxP)	640 x 560 x 742 mm
Poids	103kg
Identification atmosphérique	Automatique selon l'environnement local
Générateur de vapeur	Intégré, 3000W
Écran	Tactile couleur avec affichage cycle/température/pression
Interface utilisateur	Conviviale et intuitive
Cycles standard	Quick S, Standard B, Soft B, Prion 134°C, Test B&D, Test Helix, essai à vide
Autres cycles	Démarrage différé, Détartrage automatique
Sécurité	Soupape surpression, interrupteur de surchauffe, verrouillage sécurisé, disjoncteurs, alerte entretien