



# Cata'Loc

## 2025 - 2026



### Orthopédie

Pages : 4 - 27



### Aide à la mobilité

Pages : 71 - 90



### Maintien à domicile

Pages : 44 - 62



### Cicatrisation

Pages : 63 - 65



### Aide au bain

Pages : 66 - 70



### Auto-diagnostic

Pages : 98 - 107



### Respiratoire

Pages : 91 - 97



### Chaussure médicale & Podologie

Pages : 30 - 39

### Diagnostic

Pages : 119 - 134



### Échographie, ECG & Holter

Pages : 135 - 147



### Poids & Mesures

Pages : 148 - 154



### Mobilier Médical

Pages : 155 - 180



### Instrumentation

Pages : 194 - 199



### Matériel Pédagogique

Pages : 200 - 209



### Équipement hospitalier

Pages : 218 - 229



### Kinésithérapie

Pages : 230 - 268



# Nouveautés

## Chirurgie esthétique :



**Gaine dorsale**  
Haut et panneaux renforcés Longueur courte  
Réf: SFBHS



**Soutien-gorge FlexFit™ Original**  
Réf: B01G



**Gilet sans manches**  
Réf: MV



Concentrateur d'oxygène 5 litres avec port nébuliseur  
Réf: JY8F5AW



Appareil CPAP auto système + humidificateur  
Réf: BMG3A20



Lecteur de glycémie en continue Connecté (CGM Anytime)  
Réf: JYCT302/JYCT300D



Poignée sortie de lit  
Réf: 430918



Matelas à eau  
Réf: I8001



**Monte-Escalier Électrique**

\* Commission pour revendeurs

## Auto-diagnostic :



Oxymètre annulaire « Bague »  
Réf: LPO2R



Thermomètre infrarouge frontal  
Réf: LPLFR60



Thermomètre infrarouge auriculaire et frontal  
Réf: PGIRT1603



Tensiomètre électronique à bras  
Réf: PG8B69S

## Mobilité et Transfert :



Fauteuil roulant de transfert hydraulique manuel  
Réf: LY111846



Fauteuil de transfert en aluminium  
Réf: L2015-38



Rollator en aluminium  
Réf: L3008L



Déambulateur articulé pliable Mauve  
Réf: L3006LM



Fauteuil roulant électrique batterie Lithium  
Réf: I204



# Patient



## Orthopédie

4 - 27

- Orthèses de maintien
- Compression veineuse
- Esthétique et réparatrice
- Lymphologie
- Traumatologie



## Aide au bain

66 - 70



## Mobilité

71 - 90

- Fauteuil électrique
- Fauteuil manuel
- Aides à la marche
- Aides à la verticalisation
- Monte-escalier électrique



## Maman & bébé

28 - 29



## Chaussures & Podologie

30 - 39



## Hospitalisation à domicile

42 - 43



## Maintien à domicile

44 - 62

- Chambre
- Transfert
- Soins et prévention
- Accessoires d'aide à la vie
- Incontinence et change
- Stomathérapie



## Respiratoire

91 - 97

- Aérosolthérapie
- Oxygénothérapie
- Spirométrie
- Sommeil



## Auto-diagnostic

98 - 107

- Diabète
- Diagnostic électronique
- Doppler frontal
- Pesage



## Massage, pressothérapie

108 - 117

- Bien-être et massage
- Exercice & cardio



## Cicatrisation

63 - 65



Remises réservées exclusivement aux professionnels de santé et à la vente en gros par nos distributeurs agréés,  
Le numéro ICE sera exigé

# SOMMAIRE



## Orthopédie

Dos et posture	4 - 6
Bras & épaule	7
Cou	8 - 9
Genou	10 - 11
Cheville	12 - 13
Poignet	14
Orthopédie infantile	15
Orthopédie du sport	16 - 17
Compression veineuse	18 - 20
Esthétique et réparatrice	21 - 24
Lymphologie	25
Bande et compression	26
Traumatologie	27



## Maman & bébé

Maman et bébé	28 - 29
---------------	---------



## Chaussure médicale & podologie

Chaussure médicale	30 - 35
Podologie	36 - 39



## Hospitalisation à domicile

Location	42 - 43
----------	---------



## Maintien à domicile

Lit médical	44 - 46
Tables et porte sérum	47
Fauteuil releveur	48 - 49
Fauteuil coquille	50
Aide au transfert	51
Lève-personne électrique	52
Fauteuil de transfert	53
Prévention d'escarre	54 - 56
Aides aux soins	57
Accessoire d'aide à la vie	58
Traitement de la douleur	59
Incontinence et change	60 - 61
Stomathérapie	62



## Cicatrisation

Traitement des plaies	63 - 65
-----------------------	---------



## Aide au bain

Aide au bain	66 - 70
--------------	---------



## Mobilité

Monte-escalier électrique	71 - 73
Fauteuil électrique & rampe d'accès	74
Rampe d'accès	75 - 76
Fauteuil électrique	77 - 78
Fauteuil manuel	79 - 80
Fauteuil roulant spécifique	81
Enfant	82
Accessoire de fauteuil roulant	83
Transferts	84
Déambulateur et Rollator	85
Canne et béquille	86 - 88
Verticalisation	89 - 90



## Respiratoire

Aérosolthérapie	91
Oxygénothérapie	92 - 93
Spirométrie	94
Sommeil	95 - 96
Masques	97



## Auto-diagnostic

Diabète	98 - 100
Tensiomètre électronique	101 - 102
Oxymètre & doppler frontal	103
Thermomètre électronique	104
Pesage	105 - 107



## Massage, pressothérapie

Pressothérapie, exercice	108
Vélo-training	109
Cardio-training	110
Massage et drainage	111
Table de massage	112
Tabouret & accessoire	113
Yoga	114
Gym	115 - 116
Fauteuil de massage	117



## Diagnostic

Otoscope, Ophtalmoscope	119 - 120
Tensiomètre	121 - 122
Tensiomètre électronique	123 - 124
Stations de Modulaire	125 - 126
Stéthoscope	127
Tensiomètre bébé	128
Détecteur de vien & garrot pneumatique	129
Moniteur de signes vitaux	130
Système de caméra médicale	131
Spirométrie	132 - 134



# SOMMAIRE



## Échographes, ecg & holter

Doppler Fœtal	135
Échographe	136 - 142
Sonde échographique	143
ECG	144 - 145
ECG & HOLTER	146
Tensiomètre et ECG électronique	147



## Poids & mesures

Poid & mesure	148 - 154
---------------	-----------



## Chaussures médicales

Table électrique	155
Table & armoire	156
Accessoire	157
Autour du Lit	158
Chariot	159 - 162
Fauteuil d'examen et de soins	163
Fauteuil de soins et d'accompagnement	164
Fauteuil de dialyse et prélèvement	165
Lit de réanimation	166
Lit électrique	167
Lit mécanique	168
Lit à domicile	169
Chaise de transfert	170
Transfert : lève-personne électrique	171
Transfert et secours	172 - 171
Prévention d'escarre	175
Aide aux soins	176
Lampe scialytique	177
Eclairage d'examen	178 - 179
Consommable	180



## Gynécologie

Table de gynécologie	182
Lits de maternité	183
Table de gynécologie	184
Couveuses	185
Réanimation et photothérapie	186
Berceaux et lits pediatrique	187



## Tenues & chaussures

Sac & malette	188
Tenue professionnel	189 - 190
Chaussure médicale	191 - 193



## Instrumentation

Autoclave	194 - 195
Instrumentation inox	196 - 199



## Matériel pédagogique

Modèles anatomiques	200 - 218
Planches anatomique	209



## Urgence et secours

Défibrillateur	210- 212
Laryngoscope	213
Transfert et secours	214 -215
Sac d'urgence pour secours	216
Sac d'urgence	217



## hospitalier

Moniteur	218 - 219
Pousses seringues et Pompe	220
Station de perfusion	221
Aspirateur	222
Garrot pneumatique	223
Bistouri électrique	224 - 225
Aide aux soins	226
Lampes scialytiques	227
Table de gynécologie	228
Table d'opération	229



## Chaussures médicales

Tables de massage électriques	230 - 232
Table de Bobath	233
Table pliants , fixes	234
Table de verticalisation	235
Traction	236
Tabouret et Coussin	237
Mécanothérapie	238 - 239
Infrarouge	240
Gym	241 - 243
Exercice de la main	244
Yoga	245
Motricité	246
Vélo-trainnig	247
Tapis & Rameur	248
Renforcement	249
Mobilité Passive	250 - 252
Tecathérapie	253
Onde de choc	254 - 257
Ultrason et électrothérapie	258 - 259
Accessoire	260
Tens	261
Biofeedback	262
Cryothérapie	263
Pressothérapie	264 - 265
Prophylaxie de la TVP	266
Amincissement	267
Analyse de marche	268



## Froid médical & autoclave

Froid médical & autoclave	269 - 272
---------------------------	-----------

**Ceinture Lombastab®**Réf. **853**

Système de serrage facile

Prix :TTC

**999,00**

La ceinture lombaire qui s'ajuste au plus près tout au long de la journée

CONSEILLÉE POUR :

- Lomalgie commune en phase aiguë avec douleur lombaire modérée à intense,
- Lomalgie récidivante
- Patient cible : Station debout prolongée

① Un système de serrage facile (**Quick Lacing System**) pour une compression homogène et un ajustement simplifié

② Un tissu à comportement élastique pour une stabilité accrue

③ Un design anatomique avec hanches échancrées et plastron abdominal creusé pour une aisance et une liberté de mouvement en continu



Tour de taille

1	60 - 80 cm
2	75 - 95 cm
3	90 - 110 cm
4	105 - 125 cm
5	120 - 140 cm

**Argicalm**

Coussin réutilisable à base d'argile naturelle pour soulager votre douleur

Réf.	Dim.	Prix
<b>72003</b>	30 x 20cm	<b>170,00</b>
<b>72004</b>	43 x 17 cm	<b>200,00</b>



Soulagement de la douleur



Froid



Chaud




- Adaptabilité anatomique
- Coussin ergonomique
- Housse de protection + sangle d'attache élastique
- Lavables et réutilisables
- Matière technique en pvc : souple, ne blesse pas

**Ceinture Lombatech®**Réf. **851**

La ceinture lombaire qui s'adapte aux morphologies

- Lomalgie commune en phase aiguë, haute ou basse, d'intensité modérée à intense,
- Lomalgie de forte corpulence,
- Morphologie atypique : hanches larges, embonpoint
- Personne exerçant des activités variées



Tour de taille

1	60 - 80 cm
2	75 - 95 cm
3	90 - 110 cm
4	105 - 125 cm

**Ceinture Lombaskin®**

Réf.	Dim.	Prix
<b>870</b>	26 cm	<b>780.00</b>
<b>871</b>	21 cm	<b>750.00</b>

La ceinture lombaire légère et discrète effet seconde peau

- Lomalgie commune en phase aiguë avec douleur modérée, PATIENT TYPE :
- Station assise prolongée ex. : employé de bureau sédentaire.




Tour de taille

1	60 - 80 cm
2	75 - 95 cm
3	90 - 110 cm
4	105 - 125 cm
5	120 - 140 cm

**Ceinture Lombacross Activity**Réf. **835**

La ceinture lombaire au maintien renforcé

- Lomalgie commune en phase aiguë avec douleur lombaire intense,
- PATIENT TYPE :
- Lomalgie avec activité physique importante
- Ex : Avec port de charges lourdes



Prix :TTC

**750,00**

Tour de taille

1	60 - 80 cm
2	75 - 95 cm
3	90 - 110 cm
4	105 - 125 cm
5	120 - 140 cm







## Ceinture LombaStab dorso



Réf. 847

Thoraco-Lombaire



Prix :TTC  
**1350,00**

**Ceinture de soutien thoraco lombaire à système de serrage facile et précis**

- Lombalgies et dorsalgies modérées à sévères
- Pour patients ayant besoin d'un maintien à la fois au niveau du bas et du haut du dos.
- Troubles statiques (cyphose ou lordose)
- Fracture vertébrale stable -
- Maladie de Scheuermann
- Corrige la posture et réduit les tensions sur la colonne vertébrale



Tour de taille

1	60 - 80 cm
2	75 - 95 cm
3	90 - 110 cm
4	105 - 125 cm
5	120 - 140 cm



## Ceinture Lombastab High



Réf. 855 - 35 cm

Réf. 856 - 40 cm

Dorso Lombaire



Prix :TTC  
**995,00**

**Ceinture haute de soutien dorso lombaire**

- Tassement étagé du rachis lombaire,
- Douleur de la charnière dorso lombaire
- Fracture vertébrale stable
- Immobilisation post-opératoire

À RETENIR

Adaptable à la morphologie :

4 baleines dorsales conformables et plaques dorsales indépendantes.



Tour de taille

1	60 - 80 cm
2	75 - 95 cm
3	90 - 110 cm
4	105 - 125 cm
5	120 - 140 cm



## Ceinture Lombax® Original



Réf. 824



Prix :TTC  
**595,00**

**La ceinture de référence pour un port occasionnel**

- Prévenir la récurrence lors des activités quotidiennes en sollicitation lombaire
- Patient avec arthrose à risque de lombalgie,

Ex. : senior actif



Tour de taille

1	60 - 85 cm
2	86 - 112 cm
3	113 - 140 cm




## Ceinture LombaFirst®



**NOUVEAU**

**Ceinture de soutien lombaire simple sanglage**

- Confortable et discrète : tissu fin sans coutures
- Adaptabilité : baleines en acier conformables
- Facilité de mise en place : passe-main et passe-pouce pour centrer la ceinture



Tour de taille

1	60 - 80 cm
2	75 - 95 cm
3	90 - 110 cm
4	105 - 125 cm
5	120 - 140 cm



## Ceinture Dynabelt



Réf. 7010

**Stérilisable en autoclave**



Prix :TTC  
**430,00**

**Ceinture de maintien abdominal**

- Post-op, chirurgie cardiaque
- Fracture de côte sans déplacement,
- Faiblesse musculaire abdominale
- Fractures des côtes
- Lombalgies hautes ou basses mineures

Tour de taille

1	60 - 80 cm	4	101 - 120 cm
2	81 - 90 cm	5	121 - 140 cm
3	91 - 100 cm		



## Ceinture Herniaire Omphalique

Réf. 104070



Prix :TTC  
**680,00**

Pelote

**Ceinture élastique de contention abdominale**

- Avec une pelote concave en silicone amovible pour un effet de pression sur l'hernie ombilicale et pour faciliter son entretien.
- Tissu aéré et élastique



Tour de taille

1	60 - 95 cm
2	95 - 125 cm

## Ceinture Cemen




Réf. 2900H



Prix :TTC  
**330,00**

**Ceinture de maintien thoracique**

- Stabilise le rachis lors de fractures des côtes
- Fracture de côtes sans déplacement,
- Interventions chirurgicales cardiaques et / ou thoraciques



Tour de taille

1	60 - 75 cm
2	76 - 90 cm
3	91 - 105 cm
4	106 - 120 cm





## Redresse dos

## Ceinture haute avec soutien Claviculaire

Réf. 61303

Prix :TTC  
895,00

- Redresse dos & ceinture lombaire avec outils baleinés en aluminium
- Spondylite, ostéoporose
- Hernies discales
- Aligne épaules, colonne vertébrale et haut du dos.
- Double sangle réglable anti-affaissement.
- Légère et confortable sous ou sur les vêtements.



## Tour de taille

S	65 cm - 80 cm
M	75 cm - 90 cm
L	85 cm - 100 cm
XL	95 cm - 110 cm



Made in FR

Réf. OH151

Prix :TTC  
795,00

## Redresse dos Tonus

Réf. E109

## Correcteur de tenue dorsale

- Inserts rigides au niveau de la partie dorsale
- Tissu élastique
- Meilleur maintien
- Prévention des mauvaises postures

## Circonférence du thorax

1	68 - 78 cm
2	79 - 88 cm
3	89 - 99 cm
4	100 - 106 cm

Prix :TTC  
400,00

Made in EU

## Redresse dos Dorsolomb

Réf. 107804

## INDICATIONS :

- Faiblesse de la musculature du dos au niveau de la poitrine
- Détérioration du maintien au niveau du dos
- Mauvaise posture : attitude cyphotique
- Surcharge thoracique



## Tour de taille

S	65 cm - 80 cm
M	75 cm - 90 cm
L	85 cm - 100 cm

Prix :TTC  
390,00

Made in FR

## Sangle d'immobilisation claviculaire Ligaflex®

Réf. 2450U - Adulte

- Le traitement de fractures de la clavicule, avec ou sans déplacement
- Maintenir les épaules en arrière et d'éviter de mouvements brusques.
- Fractures survenues lors d'une chute sur l'épaule ou bien lors d'un contact violent durant certains sports.

Taille unique

Prix :TTC  
270,00

## Anneau Claviculaire


Réf. M79275

- Matériaux doux, hypoallergéniques, et respirants.
- Design ajustable, facile à utiliser.
- Réduit la douleur rapidement.
- Favorise une récupération efficace.



## Circonférence du thorax

XS	< 52 cm
S	52 - 60 cm
M	60 - 75 cm
L	80 - 95 cm
XL	95 - 105 cm

Prix :TTC  
150,00

## Ceinture Herniaire inguinale

Réf. 2720

Bilatérale

Prix :TTC  
575,00

Réf. 2730

Unilatérale

Prix :TTC  
500,00

## Bandage pour hernies inguinales réductibles

- Prévention et soutien des parties génitales sensibles pendant les activités sportives
- Permet une meilleure liberté en mouvement.
- Anti-allergique, confortable au contact direct avec la peau
- 100% coton



## Tour de taille

1	75 - 85 cm
2	86 - 97 cm
3	98 - 110 cm
4	111 - 125 cm

## Suspensor Wellnes

Réf. PV603B

Prix :TTC  
170,00

- Prévention et soutien des parties génitales sensibles pendant les activités sportives
- Permet une meilleure liberté en mouvement.
- Anti-allergique, confortable au contact direct avec la peau
- 100% coton



## Tour de taille

M	75 - 90 cm
L	85 - 100 cm
XL	95 - 105 cm

## Slip Herniaire Wellnes

Réf. PV650B

Prix :TTC  
650,00

+ 2 Pelottes



- Forte compression
- Contention des hernies inguinales réductibles
- Confinement abdominale efficace
- Porte deux poches intérieures pour insérer plaquettes de Hernie
- Non-allergène, tissu respirant, 100% coton



## Tour de taille

75	82 - 88 cm	90	100 - 105 cm
80	88 - 94 cm	95	105 - 110 cm
85	94 - 100 cm	100	110 - 117 cm





## Coudière et bracelet

## Coudière Silistab EPI

Réf. 2305

Coudière anti-épicondylite

Prix :TTC

390,00

Insert siliconé à triple effets :

- Massant
- Amortisseur de vibration
- Anti-tennis elbow
- Coude douloureux et instable
- Épicondylite
- Épitrachéite
- Ambidextre



Tour de l'avant bras

1	19 - 22 cm	4	28 - 31 cm
2	22 - 25 cm	5	31 - 34 cm
3	25 - 28 cm	6	34 - 37 cm



## Coudière souple

Réf. 55200


Prix :TTC

245,00

Coudière de contention

INDICATIONS :

- Hématome à l'articulation, après opération du coude
- Cas de lésions de sport,
- Distorsions
- Contusions
- Arthroses



Tour de l'avant bras

S	24 - 26 cm
M	26 - 28 cm
L	28 - 30 cm
XL	30 - 32 cm

## Bracelet Epi Med ProMaster

Réf. 35087

• Tennis elbow • Golf elbow  
• Tendinite du coude

- Bracelet rigide à double pression ciblée grâce aux inserts en silicone
- Inserts additionnels (Flexi-Pads) disponibles pour augmenter la pression si besoin
- Réglage par fermeture

Prix :TTC

320,00



Bilatérale

Tour de l'avant bras

XS	22 - 23 cm
S	24 - 25 cm
M	26 - 27 cm
L	28 - 30 cm
XL	31 - 34 cm



## Bracelet Condylex

Réf. 7007

Prix :TTC

100,00

- L'enveloppe anatomique en néoprène perforé épouse la forme du bras
- Bonne contention musculaire.



Bilatérale

Tour de l'avant bras

1	22 - 26 cm
2	27 - 32 cm



## Immobilisateur d'épaule ImmoClassic

Bras / épaule



NOUVEAU



Immobilisation : manchon pour soutenir l'avant-bras et le coude combiné à système de sangles  
Adaptabilité : sangles ajustables en longueur  
Confort : coussinet en mousse ajustable pour la protection du cou.



Tour de taille

1	25 cm - 35 cm
2	35 cm - 45 cm

## Immobilisateur

Réf. 79IMO

Bras / épaule  
Coude au corps

Prix :TTC

300,00



Orthèse d'immobilisation scapulo-humérale constituée d'une écharpe de soutien du bras et d'une bande de maintiencoraco-humérale (coude au corps).



Taille

S	31 cm
M	35 cm
L	40 cm
XL	45 cm

## Coussin d'abduction

Réf. 79CA4

Épaule

Taille standard

Prix :TTC

1 170,00

Reconstruction de la coiffe des rotateurs



Dispositif de mise en abduction du bras, constitué d'un coussin mousse de forme anatomique (à angulation variable) se positionnant par une sangle abdominale et une bretelle d'épaule. Fixation du bras et du poignet à l'aide de brassards auto-agrippants. Modèle universel ambidextre.

## Echarpe de soutien de bras

Réf.	Soutien du bras	Prix.
79609	Soutien du bras	110,00
79467	Immo avec sangle coude au corps	135,00

Echarpe de soutien du bras

- Echarpe en maille aérée, enveloppant le coude et l'avant bras et disposant d'une languette de soutien du pouce
- Fixation auto-agrippante.



Taille

XS	< 31 cm
S	31 cm
M	35 cm
L	40 cm
XL	45 cm



Réf. 62069



Made in FR

Prix :TTC

120,00

Echarpe de soutien universelle

- Echarpe en maille noire, enveloppant le coude et l'avant bras et disposant d'une languette de soutien du pouce
- Fixation auto-agrippante
- Soutien temporaire du bras
- Post-traumatique
- Post-chirurgical



Taille

S	31 cm
L	40 cm



Réf. 24015

- Soutien du membre supérieur avec manchon
- En tissu maille grattée, doublée coton bouclettes, suspendu par deux bretelles croisées dans le dos
- Traumatisme ou chirurgie de l'épaule ou du membre supérieur.



Taille

S	26 cm
M	30 cm
L	33 cm

Prix :TTC

220,00



Réf. EO329E

- Soutien du membre supérieur
  - Fixation auto-agrippante
- INDICATIONS :
- Soutien temporaire du bras
  - Post-traumatique
  - Post-chirurgical

Version Junior



Prix :TTC

70,00



**Collier C1 Classic**

Réf. 23937 - 7.5 cm

Réf. 23939 - 9 cm

Prix :TTC  
**90,00**

Réf. 2620C1 - 6 cm

Prix :TTC  
**125,00**

Version Junior

**Collier cervical souple**

- Torticolis
- Housse de confort amovible et lavable
- Recommandé pour le port de courte durée.

**Tour de cou**

0 Junior	24 - 27 cm
1	28 - 33 cm
2	34 - 39 cm
3	40 - 46 cm

**Collier cervical souple**

Réf. OH008L

Mousse renforcée

Prix :TTC  
**80,00****Collier cervical souple****INDICATIONS :**

- Entorses cervicales
- Torticolis
- Névralgies cervico-brachiales
- Anthrose cervicale.

**Tour de cou**

XS	30-35 cm
S	35-40 cm
M	40-45 cm
L	45-50 cm
XL	50-55 cm

**Collier C2 Locaortho**

Réf. 6002

Made in FR

Prix :TTC  
**145,00****Collier cervical semi-rigide**

- Mousse renforcée
- Entorses cervicales
- Torticolis
- Névralgies cervico-brachiales
- Anthrose cervicale.

**Tour de cou**

S	25 - 33 cm
M	34 - 43 cm
L	44 - 52 cm

**Collier C2 Plus**

Réf. 2392

Prix :TTC  
**240,00****Collier cervical semi-rigide**

- Torticolis
- Arthrose cervicale
- Névralgie cervico-brachiale
- Entorse bénigne
- Housse de confort amovible et lavable

**Tour de cou**

1	28 - 33 cm
2	34 - 39 cm
3	40 - 46 cm

**Collier C3 Locaortho**

Réf. M6003

Prix :TTC  
**120,00****Collier cervical rigide à hauteur réglable**

- Traumatisme cervical
- Entorses cervicales bénignes et moyennes
- Névralgie cervico-brachiales traumatiques

**Tour de cou**

S	25 - 33 cm
M	34 - 43 cm
L	44 - 52 cm

**Collier C3**

Réf. 2391M

Prix :TTC  
**340,00****Collier cervical rigide avec appui mentonnier**

- Radiculopathie cervicale.
- Spondylose cervicale.
- Fractures cervicales stables.
- Usage post-opératoire

**Tour de cou**

1	28 - 33 cm
2	34 - 39 cm
3	40 - 46 cm

**Collier d'immobilisation****Vario C4**

Réf. 49280



Taille unique

Prix :TTC  
**430,00****Collier rigide à 4 appuis, réglable en hauteur**

Structure rigide en deux parties, appuis mentonnier, occipital, dorsal et sternal. Assure une immobilisation complète du cou.



Tour de cou  
31 - 48 cm

**Philadelphie C4 Rigide**

Réf. M60004

Prix :TTC  
**300,00****Immobilisation maximale du rachis cervical après traumatismes importants**

- Mousse hypoallergénique
- Coque moulée antérieure et postérieure de forme anatomique.

**Tour de cou**

S	25,5 - 33 cm
M	33,5 - 40 cm
L	40,5 - 48 cm





## Oreiller Orthopédique CERVI+



Réf. **W0460**

32 x 50 x 10,5 / 8 cm

Prix :TTC

**550,00**



Réf. **W0460L**

65 x 36 x 11,5 / 10 cm

Prix :TTC

**845,00**



### En mousse à mémoire de forme

- Très confortable, l'oreiller Cervi+® soutient la tête sans solliciter l'épaule ou les cervicales,
- La mousse visco-élastique mémorise la forme de la tête et exerce ainsi une faible contre-pression : la circulation du sang est facilitée et les pressions diminuées,
- Housse de qualité, en éponge stretch, 80% coton, 20% polyester (lavable à 40°C)

## Soulager les douleurs : Chaud / Froid

### Argicalm



Coussin réutilisable à base d'argile naturelle pour soulager votre douleur



Soulagement de la douleur



Froid



Chaud



Taille	Destinations recommandées	Taille ( cm )	Partie du corps	Réf.	Prix. TTC
<b>T1</b>	Poignet - coude - Visage	19 x 11		72001	<b>100,00</b>
<b>T2</b>	Cheville - Coude - Genou	26 x 13		72002	<b>130,00</b>
<b>T3</b>	Genou - Dos - Abdomen	30 x 20		72003	<b>170,00</b>
<b>T4</b>	Cou - Epaules - Dos	43 x 17		72004	<b>200,00</b>

### Coussin nuque en microbilles



Made in FR

Réf. **410166**

Prix :TTC

**350,00**



- Efficace pour soulager le patient
- Réalise une mise à décharge totale ou partielle d'une zone douloureuse
- Soutient la nuque
- Ø 45 cm

### Repose nuque visco élastique Cervilux



Made in FR

Réf. **420801**

Prix :TTC

**290,00**



- Permet de caler confortablement le vertèbres cervicales,
- 30 x 25,7 x 8 cm.

### Coussin en gel d'épaule

Réf. **LMRR3**

Prix :TTC

**70,00**



### Réutilisable

- À froid comme à chaud, le Cold pack a une activité prolongée dans le temps.
- Traitement par le froid : Entorses, elongations, hématomes, tendinites.
- Traitement par la chaleur : Douleurs rhumatismales, lombalgies, torticolis, lumbagos.



## Genouillère Ligamentaire

## Genouillère Genu Ligaflex®



Réf. 2375G

Version courte modèle ouvert

Prix :TTC  
895,00

## Genouillère ligamentaire avec articulation TM5

- Tenue en place assurée par l'articulation TM5 reproduisant le mouvement naturel du genou et la sangle de suspension (brevet US / innovation Thuasne)
- Stabilité assurée par les renforts latéraux en aluminium de forme anatomique
- Tricotage anatomique avec silicone antiglisse intégré et zones de confort au niveau de la rotule et du creux poplité
- Enfilage facilité grâce à l'extensibilité du tricot et aux oreillettes de mise en place brevetées
- Fermeture bilatérale homogène assurée par les sangles semi-circulaire

## Tour de taille

1	32 - 34 cm	4	42 - 45 cm
2	35 - 37 cm	5	46 - 49 cm
3	38 - 41 cm	6	50 - 53 cm

## Argicalm



Réf. 72003 - 30 x 20cm

Prix :TTC

170,00

Coussin réutilisable à base d'argile naturelle pour soulager votre douleur



Soulagement de la douleur

Froid Chaud

- Adaptabilité anatomique
- Coussin ergonomique
- Housse de protection + sangle d'attache élastique
- Lavables et réutilisables
- Matière technique en pvc : souple, ne blesse pas



## Coussin gel pour genou

Réf. LMRR4

Prix :TTC

70,00



Soulagement de la douleur

Froid Chaud

- A froid comme à chaud, le Cold pack a une activité prolongée dans le temps.
- Traitement par le froid : Entorses, elongations, hématomes, tendinites.
- Traitement par la chaleur : Douleurs rhumatismales, lombalgies, torticolis, lumbagos.

## Genouillère Genu Dynastab®



Réf. 2370G

Prix :TTC  
530,00

## Genouillère ligamentaire articulée

- Stabilité assurée par des baleines à articulation bi-axiale et des sangles rigides ajustables
- Sangles semi-circulaires évitant un éventuel effet garrot
- Zone de confort au niveau du creux poplité,
- Tricot extensible sur la cuisse
- Entorses bénignes et moyennes
- Laxité chronique

Hauteur du produit  
33 cm

## Tour de genou

1	32 - 34 cm	4	42 - 45 cm
2	35 - 37 cm	5	46 - 49 cm
3	38 - 41 cm	6	50 - 53 cm

## Genouillère Action Reliever




Réf. 2349

Prix :TTC  
1 390,00

## Genouillère de décharge pour arthrose fémoro-tibiale légère à modérée

- Compression réduisant l'inflammation et stabilisation améliorant l'alignement
- Le système de cerclage à trois points soulage la douleur et augmente la mobilité
- La coupe ultra-basse disparaît sous les vêtements
- Boucles magnétiques super minces pour une auto-connexion facile

Hauteur du produit  
37 cm

## Tour de mollet (au plus fort)

## Circonférence genou

## Tour de cuisse

1	28 cm - 31 cm	32 cm - 34 cm	38 cm - 41 cm
2	32 cm - 35 cm	35 cm - 37 cm	42 cm - 45 cm
3	35 cm - 38 cm	38 cm - 41 cm	45 cm - 48 cm
4	39 cm - 42 cm	42 cm - 45 cm	48 cm - 51 cm
5	41 cm - 44 cm	46 cm - 49 cm	50 cm - 53 cm
6	44 cm - 47 cm	50 cm - 53 cm	53 cm - 56 cm
7	48 cm - 51 cm	53 cm - 56 cm	56 cm - 61 cm
8	51 cm - 54 cm	56 cm - 59 cm	61 cm - 66 cm







## Genouillère Rotulienne

## Genouillère Silistab® Genu GO



Réf. 2343

Genouillère à guide rotulien

INDICATIONS :



- Douleur antérieure du genou ou de la patella (rotule).
- Instabilité rotulienne légère.
- Tendinopathie rotulienne
- Douleur et/ou œdème du genou.
- Arthrose du genou (légère à modérée)

Prix :TTC

580,00

Circonférence cuisse à 15cm du genou Tour de mollet à 12cm sous le genou

0	35 cm - 37 cm	29.5 cm - 32 cm
1	37 cm - 41 cm	32 cm - 34.5 cm
2	41 cm - 45 cm	34.5 cm - 37 cm
3	45 cm - 50 cm	37 cm - 39.5 cm
4	50 cm - 55 cm	39.5 cm - 42 cm
5	55 cm - 61 cm	42 cm - 44.5 cm
6	61 cm - 67 cm	44.5 cm - 47 cm



## Genouillère proprioceptive souple

## Genouillère Ligastrap Genu



Réf. 2170

Prix :TTC

550,00

Genouillère ligamentaire à sanglage fonctionnel

- Oreillettes de mise en place brevetées
- Double système de strapp
- Zones de confort : rotule et creux poplité
- Entorse bénigne
- Reprise d'activités et de sp
- Instabilité articulaire/laxité



Tour de genou

1	32 - 34 cm	4	42 - 45 cm
2	35 - 37 cm	5	46 - 49 cm
3	38 - 41 cm	6	50 - 53 cm

Hauteur du produit 30 à 33 cm

## Genouillère Genusoft



Réf. 2320

Prix :TTC

115,00

Genouillère élastique proprioceptive classe 2

Prévention et reprise d'activité  
Maintien souple de l'articulation

Tour de genou

1	32 - 34 cm	4	42 - 45 cm
2	35 - 37 cm	5	46 - 49 cm
3	38 - 41 cm		

Hauteur du produit 20 à 32 cm

## Genouillère Genuaction



Réf. 2325

Prix :TTC

175,00

Genouillère élastique proprioceptive classe 3

- Proprioception assurée par le tricot élastique de compression classe 3



Tour de genou

0	28 - 31 cm	4	42 - 45 cm
1	32 - 34 cm	5	46 - 49 cm
2	35 - 37 cm	6	50 - 53 cm
3	38 - 41 cm		

Hauteur du produit 23.5 à 25.5 cm

Version Junior

## Attelle d'immobilisation

## Attelle Ligaflex Immo® 0°



Réf. 2410 - 50 cm / 60 cm

Prix :TTC

420,00

Attelle d'immobilisation du genou

- Maintien pré et post-opératoire
- Entorses moyennes et graves

Hauteur du produit 50 cm  
Hauteur du produit 60 cm

S	35 - 45 cm
M	45 - 52 cm
L	53 - 62 cm
XL	63 - 75 cm

## Attelle de genou

Réf. M6201 - Adulte

Réf. M6201S - Junior

Prix :TTC

400,00

Attelle d'immobilisation du genou réglable à 3 panneaux

- Immobilisation assurée par 3 baleines conformables et radio-transparentes
- Entorse grave



Version junior

S Junior	30 cm
M	40 cm
L	50 cm
XL	60 cm



**Chevillère Malleo Dynastab Boa**

Réf. 2351

Prix :TTC  
**680,00****Tour de cheville**

0	16 - 19 cm
1	19 - 22 cm
2	22 - 26 cm
3	26 - 30 cm

**Attelle stabilisatrice de cheville****INDICATIONS :**

- Entorse bénigne ou moyenne
- Reprise du sport

- 1 **Stabilisation accrue de cheville** : Renforts métalliques légers et sangles de strapping,
- 2 **Facilité de fermeture** : Serrage Boa® pour un serrage homogène qui ne se desserre pas dans le temps,
- 3 **Facilité de mise en place** : Large ouverture pour faciliter la mise en place et le retrait,
- 4 **Confort** : design fin et anatomique pour un port dans la majorité des chaussures. Tricot 3D micro-aéré pour évacuer l'humidité.

**Argicalm**

Réf. 72002 - 26 x 13cm

Coussin réutilisable à base d'argile naturelle pour soulager votre douleur

Prix :TTC  
**130,00****Soulagement de la douleur****Froid****Chaud**

- Adaptabilité anatomique
- Coussin ergonomique
- Housse de protection + sangle d'attache élastique
- Lavables et réutilisables
- Matière technique en pvc : souple, ne blesse pas

**Chevillère****Ligastrap MALLEO**

Réf. 2180

Prix :TTC  
**455,00****Chevillère proprioceptive ligamentaire avec sangles de strapping****INDICATIONS :**

- Entorse bénigne
- Proprioception
- Laxité chronique
- Reprise du sport
- Compression pour cicatrisation plaies/brûlures.

**Tour de cheville**

1	19 - 21 cm
2	21 - 23 cm
3	23 - 25 cm
4	25 - 27 cm
5	27 - 30 cm

**Chevillère****Ligacast ICE**

Réf. 2333T

Prix :TTC  
**490,00****Traitement par cryothérapie : Poches de froid amovibles****INDICATIONS :**

- Entorse moyenne à sévère de la cheville.
- Instabilité chronique de la cheville.
- Douleur/Cedème de la cheville.
- Thérapie par le froid suite à des lésions ligamentaires de la cheville.

**Poches de froid****Pompe****Ligacast AIR+**

Réf. 2334T

Prix :TTC  
**380,00****Ajustement du niveau de compression grâce à une pompe externe****INDICATIONS :**

- Entorse moyenne à sévère de la cheville.
- Instabilité chronique de la cheville.
- Douleur/Cedème de la cheville.

**Taille Taille patient**

0	60 cm - 139 cm
1	140 cm - 210 cm



## Botte de marche articulée LigaStep Rom Walker



Réf. **U82032L**  
Long

Prix :TTC  
**900,00**



Réf. **U83032C**  
Court

Prix :TTC  
**890,00**



- Entorses graves des ligaments latéraux
- Suites des fractures malléolaires
- Fracture du pied et de l'avant pied
- Fracture du 1/3 inférieur de la jambe
- Stabilise la cheville en pré ou post-opératoire
- Modèles long et court

Taille	Pointure
XS	32 - 35 cm
S	35 - 38 cm
M	39 - 43 cm
L	44 - 47 cm
XL	47 - 50 cm



## Releveur de pied

Réf. **4731**



Prix :TTC  
**495,00**



- Maintien efficace du pied à angle droit afin de sécuriser la marche
  - Confortable grâce à sa forme anatomique et sa légèreté
  - Design permettant d'être porté avec tout type de chaussures plates
- 2 modèles : **droit et gauche**



### INDICATIONS :

Faiblesse légère à modérée des muscles releveurs du pied, parésie légère du IIIème degré sans spasticité.

Taille	Pointure
S	35 - 37 cm
M	37 - 39 cm
L	39 - 41 cm
XL	41 - 44 cm

## Chevillière Silistab Achillo



Réf. **2355**

Prix :TTC  
**520,00**



### Chevillière pour tendon d'Achille



#### Talonette incluse

INDICATIONS :  
• Tendinopathies achilléennes  
• Achillodynies  
• Post-rupture du tendon

#### Tour de cheville

1	19 - 21 cm
2	21 - 23 cm
3	23 - 25 cm
4	25 - 27 cm
5	27 - 30 cm



## Chevillière Malleosoft®



Réf. **3600**



### Chevillière élastique proprioceptive

- Tissu élastique (compression : classe 2 / 15-20 mmHg) assurant la proprioception
- Zone de confort au niveau des malléoles
- Maintien souple de l'articulation fragilisée ou douloureuse (entorses bénignes...)
- Réduction de la douleur
- Réduction d'oedème.

#### Tour de cheville Prix.

1	19 - 21 cm	<b>110,00</b>
2	21 - 23 cm	<b>120,00</b>
3	23 - 25 cm	<b>110,00</b>
4	25 - 27 cm	<b>110,00</b>
5	27 - 30 cm	<b>110,00</b>



## Chevillière Malléo Action



Réf. **2361**

Prix :TTC  
**150,00**



### Chevillière élastique de contention

(compression : classe 3 / 20-36 mmHg)

#### INDICATIONS :

- Zone de confort au niveau des malléoles
- Maintien souple de l'articulation fragilisée ou douloureuse (entorses bénignes...)
- Réduction d'oedème
- Réduction de la douleur
- Existe en modèle junior

#### Tour de cheville

0	16 - 19 cm
1	19 - 21 cm
2	21 - 23 cm
3	23 - 25 cm
4	25 - 27 cm
5	27 - 30 cm







## Atelles de poignet-pouce

## Pouce-fixe

Réf. 7051

Made in  
GermanyPrix :TTC  
390,00

INDICATIONS :

- Entorse du pouce
- Rhumatisme
- Traumatisme
- Post-opératoire

Modèles :  
droit et gauche

Tour de poignet

S	< 17 cm
M	17 - 19 cm
L	> 19 cm

## Ligaflex Rhizo

Réf. 709

Prix :TTC  
215,00

## Orthèse d'immobilisation du pouce

- Immobilisation du pouce en position antalgique par une armature en fil métallique brevetée située à la commissure du pouce
- Ouverture au niveau de la colonne de pouce pour éviter tout appui douloureux
- Conservation de la préhension et préservation de l'amplitude du poignet
- Tricot 3D traité antibactérien, léger et respirant pour une meilleure évacuation de l'humidité, adapté au port prolongé

Modèles :  
droit et gauche

Tour de poignet

1	13 - 17 cm
2	17 - 23 cm

## Ligaflex Manu

Réf. 2430

Prix :TTC  
370,00

## Orthèse d'immobilisation poignet / pouce

INDICATIONS :

- Entorses bénignes du poignet
- Suites d'intervention du canal carpien
- Tendinopathies
- Séquelles douloureuses du traumatisme poignet pouce
- Ténosynovite de De Quervain
- Rhizarthrose

Modèles :  
droit et gauche

Tour de poignet

0	10 - 13 cm
1	13 - 15 cm
2	15,5 - 17,5 cm
3	18 - 20 cm
4	20,5 - 23 cm

## Attelle de poignet doigts

Réf. EH369

En position  
fonctionnelle  
planePrix :TTC  
340,00

INDICATIONS :

- Entorses bénignes du poignet
- Suites d'intervention du canal carpien
- Traumatisme poignet.

## Atelles de poignet

Attelle de poignet  
Ligaflex Classic

Réf. 2435

Prix :TTC  
330,00Modèles :  
droit et gaucheOrthèse d'immobilisation  
du poignet

- INDICATIONS :
- Entorses bénignes
  - Suites du canal carpien
  - Tendinopathies et douleurs post-traumatiques

Tour de poignet

0	10 - 13 cm
1	13 - 15 cm
2	15,5 - 17,5 cm
3	18 - 20 cm
4	20,5 - 23 cm

Attelle de poignet  
Ligaflex Classic  
Open

Réf. 2437

Prix :TTC  
360,00

Bilatéral

Orthèse ouverte d'immobilisation  
du poignet

- INDICATIONS :
- Entorses bénignes du poignet
  - Suites d'intervention du canal carpien
  - Traumatisme poignet.

Tour de poignet

1	13 - 17 cm
2	17 - 23 cm

Attelle de poignet  
Dynastab Dual

Réf. 7040

Prix :TTC  
250,00

Bilatéral

Orthèse d'immobilisation  
du poignet

- INDICATIONS :
- Immobilisation renforcée
  - Baleines radiotransparentes
  - Matières respirantes

Tour de poignet

1	13 - 16 cm
2	16,5 - 19,5 cm
3	20 - 23 cm



## Argicalm

Réf. 72001

Coussin réutilisable  
à base d'argile  
naturelle pour  
soulager  
votre douleurPrix :TTC  
100,00Soulagement  
de la douleur

Froid Chaud



- Adaptabilité anatomique
- Coussin ergonomique
- Housse de protection + sangle d'attache élastique
- Lavables et réutilisables
- Matière technique en pvc souple.





## Harnais de Pavlik

Réf. 2906



Prix :TTC  
**770,00**

### Appareil de correction des hanches de l'enfant

- Constitué de deux étriers réglables, d'une ceinture thoracique capitonnée, et de bretelles avec boucles de sécurité,
- La qualité des sangles assure un réglage fiable dans le temps.

#### INDICATIONS

- Dysplasie de hanches

Taille	0	1	2	3
Circonférence du thorax	34-42	39-49	46-59	
en cm	spécial			néonatale

## Coussin d'abduction souple

Réf. 2903



Taille :  
12 à 22  
Prix :TTC  
**485,00**

24 à 26  
Prix :TTC  
**510,00**

28  
Prix :TTC  
**560,00**

#### INDICATIONS

- Mise en abduction des hanches de l'enfant
- Instabilité de hanches
- Dysplasie
- Luxation de hanches
- Lavage à la main à 30°
- Séchage à l'air libre

### Appareil de correction des hanches de l'enfant par mise en abduction

- Le coussin d'abduction souple sans baleine est muni de bretelles réglables et de boucles de fermeture à clips
- Les brides latérales permettent de maintenir en place la correction choisie
- Coussin amovible en mousse de latex
- Boucles de sécurité
- Equipé de bretelles réglables

## Attelle de luxation de hanches du Dr. Petit

Réf. 2911



Prix :TTC  
**1 400,00**



- 2 coques en polyéthylène capitonnées d'une mousse de plastazote avec un angle de 120 degrés et une barre de fixation en métal.

Taille	1	2	3	4	5
Circonférence mi-cuise (en cm)	16 à 18	19 à 21	22 à 24	25 à 28	29 à 33

## Attelle de Denis Browne


Avec semelles

Réf. 48059



Prix :TTC  
**900,00**

### Avec barre compas



#### Taille Long de pied

	0	7.5 cm
1	8 cm	
2	9 cm	
3	10 cm	
4	11,5 cm	
5	12 cm	

## Chaussure BéBax

Réf. LCB

#### Pointure :

7.5 à 10

Prix :TTC  
**950,00**

11.5 à 12

Prix :TTC  
**950,00**

### Pour pied varus, mal positions congénitales, pied talus, pied bot varus équin

- La chaussure Bebax s'utilise pour les corrections de l'avant pied (métatarsus varus).
- Modèle : droit - gauche
- Se vend à l'unité



#### Taille Long de pied

	1	7.5 cm
2	8 cm	
3	9 cm	
4	10 cm	
5	11,5 cm	
6	12 cm	

## Coussin bébé anti-reflux

Réf. 1100135



Prix :TTC  
**1 590,00**

- Reflux gastro-oesophagien
- Régurgitations
- Vomissements
- Postopératoire
- Bronchiolites

## Bandeau bébé en gel

Réf. LMRR7

Prix :TTC  
**45,00**



- Maintien par une bande de scratch :ajustable
- Poche de gel innovant qui conserve la température.
- Hypoallergénique, réutilisable
- Contre la fièvre : au réfrigérateur 1h ou au congélateur 10 minutes

## Thermosoft

Réf. VG01076

Thermomètre à embout flexible et souple



Prix :TTC  
**75,00**

- Electronique, digital,
- Embout flexible et souple,
- Résultat en 10 secondes,
- Prise de température : rectale, axillaire ou buccale



## COMPRESSION LÉGÈRE

THUASNE SPORT

## Epaulière néoprène

Réf. 576

Prix :TTC

260,00

- Adaptation morphologique : revêtement en tricot élastique
- Prévention des blessures articulaires
- Reprise d'activité après séquelles traumatiques



S	M	L
28-31	32-35	36-40



## Poignet néoprène

Réf. 575G2

Prix :TTC

140,00

- Maintien renforcé : enveloppement complet de l'articulation
- Tendinites et séquelles d'entorses du poignet
- Reprise d'activité après entorse
- Taille unique

Taille unique  
One size only5 4 3 2 1  
STABILITÉ

## Cuissard néoprène

Réf. 572


Prix :TTC

165,00

- Déchirure musculaire en phase aiguë et lors de la phase de réadaptation
- Elongation
- Claquage



S	M	L	XL
44-48	49-53	54-58	59-63



## Genouillère néoprène

Réf. 573


Prix :TTC

170,00

- Stimulation de la proprioception : revêtement en tricot élastique
- Prévention des blessures (entorses)
- Reprise d'activité après entorse
- Fragilité des ligaments du genou



S	M	L	XL	XXL
31-33	34-36	37-39	40-42	43-45



## Chevillère néoprène

Réf. 571

Prix :TTC

135,00

- Isolation thermique : néoprène
- Stimulation de la proprioception : revêtement en tricot élastique
- Prévention des blessures articulaires (entorses)



S	M	L	XL
19-20	21-22	23-24	25-27



## COMPRESSION MODÉRÉE

THUASNE SPORT

5 4 3 2 1  
STABILITÉ

## Coudière de maintien


Réf. 338

NOUVEAU

- Entorses bénignes du coude du sportif.
- Instabilité chronique du coude.
- Reprise d'activité après traumatismes (entorse, chirurgie).
- Aide à la stabilisation du coude.
- Pathologie douloureuse chronique du coude.



S	M	L	XL
22-24	25-27	28-30	31-33



## Genouillère de maintien

Réf. 334

Prix :TTC

135,00

- Tricot compressif : amélioration de la proprioception
  - Zone de confort : centrage facile de la rotule
  - Extensibilité accrue : offre plus de confort, évite les surépaisseurs
- Indications : Maintien souple de l'articulation fragilisée ou douloureuse (entorses bénignes).



S	M	L	XL	XXL
32-34	35-37	38-41	42-45	46-49



## Chevillère de maintien

Réf. 333

Prix :TTC

135,00

- Tricot compressif : amélioration de la proprioception
- Extensibilité accrue : offre plus de confort, évite les surépaisseurs.
- Pratique : centrage facile de la malléole.
- Indication : Maintien souple de l'articulation fragilisée ou douloureuse (entorses bénignes).



S	M	L	XL	XXL
19-20	21-22	23-24	25-27	28-30







1 2 3 4 5

STABILITÉ

## Poignet de stabilisation Boa®

Réf. 356

NOUVEAU



- Un serrage homogène et facile sur toute l'articulation.
  - Confort optimal : tissu aéré, intérieur doublé de mousse.
  - Orthèse ambidextre.
- Indications : Entorses bénignes du poignet (traitement fonctionnel).

1 2  
13-17 17-23

THUASNE SPORT

MOBILISATION DYNAMIQUE

## Ceinture de soutien lombaire Strapping

Réf. 361

Prix :TTC  
540,00



- Particulièrement conseillé pour les exercices de musculation.
  - Reprise d'activité suite à une lombalgie ou lumbago.
  - Renforce et maintien de la zone lombaire.
- Indications : Prévention des postures et mouvements douloureux du dos.

S M L XL XXL  
60-70 71-86 87-102 103-121 122-140



## Strapping de pouce

Réf. 332

Prix :TTC  
240,00



- Indications :
- Prévention des blessures ligamentaires (entorses).
  - Reprise d'activité après entorse.
  - Fragilité des ligaments du pouce

S M L  
14-15.5 16-17.5 18-20

## Genouillère strapping Novelastic®

Réf. 331

Prix :TTC  
590,00



- Indications :
- Traitement fonctionnel des entorses légères à moyennes du genou.
  - Reprise d'activité après une entorse grave y compris chirurgie.

S M L XL XXL  
32-34 35-37 38-41 42-45 46-49

## Chevillère strapping

Réf. 330

Prix :TTC  
310,00



- Indications :
- Prévention des blessures ligamentaires (entorses).
  - Reprise d'activité après entorse.
  - Fragilité des ligaments de la cheville.


S M L XL  
19-22 22-25 25-28 28-30

## Chaussettes de récupération UP Recovery normal

Réf. 346

NOUVEAU

- Amélioration de la récupération musculaire
- Contribue à la réduction des courbatures
- Atténue la sensation de jambes lourdes
- S'adapte à la morphologie de chaque pied
- Évite les frottements et glissements
- Contact doux et agréable avec la peau



S M L XL  
19-22 22-25 25-28 28-31



Semelle anti-statique & anti-grippe

## Bande adhésives élastiques

Prix :TTC  
120,00

Réf.

00981BG	beige
00981JN	jaune
00981RS	rose
00981VR	vert
00981BL	bleu
00981NR	noir
00981RG	rouge





VENOFLEX  
Femme

## Kokoon Absolu

- Microfibre : douceur exceptionnelle au toucher et confort facilitant l'adaptation sur le membre inférieur
- Traitement antibactérien

Désignation	Réf	Prix TTC
Mi-bas Femme	5220	310,00
Bas-cuisse Femme	5225	470,00
Collant femme	5223	560,00
Collant maternité	5224	550,00

Existe en Taille de 1 à 4 normale et long

Chaussettes  
pieds fermésBas-cuisse  
pieds fermés

Collant

Collant  
femme enceinteVenoflex chaussettes  
simply coton

- Confortable : le revers biseauté permet de limiter l'effet garrot
- Solide : talon et voûte plantaire renforcés
- Lavable en machine 40°C

Chaussettes  
pieds fermésBas-cuisse  
pieds fermés

Collant



Désignation	Réf	Prix TTC
Mi-bas femme	5320	370,00
Bas-cuisse femme	5325	565,00
Collant femme	5323F	680,00

Existe en Taille de 1 à 4 normale et long

Chaussettes Venoflex  
Fast Lin

- Respirant : fibre naturelle de lin ayant une bonne perméabilité à l'air
- Lavable en machine
- La technologie fast
- Facile à enfiler
- La chaussette est extensible en hauteur et en largeur
- Confortable grâce à la couture sur le dessus du pied et absence de revers

Chaussettes  
pieds fermés

## Classe 3 / 20-36 mm Hg

## Kokoon Absolu

- Microfibre : douceur exceptionnelle au toucher et confort facilitant l'adaptation sur le membre inférieur
- Traitement antibactérien

Chaussettes  
pieds ouvertsChaussettes  
pieds fermésBas-cuisse  
pieds ouvertsBas-cuisse  
pieds fermés

Collant



Désignation	Réf	Prix TTC
Mi-bas	5230	380,00
Bas-cuisse	5235	490,00
Collant	5233	590,00

Existe en Taille de 1 à 4 normale et long

## Rehausse jambe housse

Réf. 410152

Prix :TTC

390,00

Coton bleu



- Installé sur un matelas, ce coussin en mousse polyéther soulage la circulation sanguine.
- Replié, il s'utilise comme cale dos ou coussin d'assise.
- Sa housse 100% coton est amovible pour être nettoyée en machine.

## Classe 2 Allemand / 23-32 mm Hg

## Venoflex micro

- Résistant
- Traitement antibactérien
- Excellente respirabilité

Chaussettes  
pieds ouvertsBas-cuisse  
pieds ouvertsCollant  
PO / PF

Désignation	Réf	Prix TTC
Mi-bas f/PO	30021	380,00
Bas-cuisse f/PO	30023	530,00
Collant f/PO / PF	30025	580,00

Existe en Taille de 1 à 4 normale et long

## Spécial clinique

## Classe 1 / 10 - 15 mm Hg

## Bas-cuisse PO blanc

Contention spéciale clinique : pour personnes alitées  
Bas-cuisse anti-stase de couleur blanche pied ouvert avec silicone anti-glisse



Désignation	Classe	Réf	Prix TTC
Bas-cuisse	classe 1	5815	330,00


Existe en Taille de 1 à 4 normale et long



## Classe 2 / 15 - 20 mm Hg

### Elégance

- La gamme semi-opaque
- Résistante
- Tissu microfibre doux et respirant
- Le modèle bas-cuisse contient du silicone
- Lavable en machine
- Traitement antibactérien




Désignation	Réf	Prix TTC
Mi-bas	5129	320,00
Bas-cuisse	5128	480,00

Existe en Taille de 1 à 4 normale et long

### City confort coton

- Revers spécialement étudié pour ne pas gêner la circulation
- Coutures extrafines
- Talon et voûte plantaire renforcés
- Le modèle bas-cuisse contient du silicone



Désignation	Réf	Prix TTC
Mi-bas	5329	370,00
Bas-cuisse	5328	565,00
Collant	5323	680,00

### VENOFLEX Homme



### Chaussettes Fast-lin

- Respirante : fibre naturelle de lin thermorégulatrice
- Douce : association de la fibre de lin et fibre de viscose
- La technologie FAST
- Traitement anti-bactérien



Désignation	Réf	Prix TTC
Mi-bas	61294	395,00

### Chaussettes Fast-Air

- Fabriqué en polyamide et élasthanne
- Fibres adaptées à toutes situations
- Absorbe rapidement la transpiration
- Effet rafraîchissant constant
- Bonne aération pour confort



Désignation	Réf	Prix TTC
Mi-bas	61293	420,00

## Classe 3 / 20 - 36 mm Hg

### City confort coton

- Revers spécialement étudié pour ne pas gêner la circulation
- Coutures extrafines
- Talon et voûte plantaire renforcés
- Le modèle bas-cuisse contient du silicone



Désignation	Réf	Prix TTC
Mi-bas	5339	450,00
Bas-cuisse	5338	590,00

Existe en Taille de 1 à 4 normale et long

## Spécial clinique

### Classe 1 / 10 - 15 mm Hg

#### Bas-cuisse PO blanc

Contention spéciale clinique : pour personnes alitées  
Bas-cuisse anti-stase de couleur blanche pied ouvert avec silicone anti-glisse



Désignation	Classe	Réf	Prix TTC
Bas-cuisse	classe 1	5815	330,00

Existe en Taille de 1 à 4 normale et long

## Tableaux de prise de mesure de la compression Venoflex

### MI-BAS

TOUR CHEVILLE (TC) en cm  
TOUR MOLLET (TM) en cm TAILLE

TC 19-21 TM 30-35	1
TC 21-24 TM 32-38	2
TC 24-26 TM 34-42	3
TC 26-29 TM 37-46	4

• Normal < 37cm • Long > 37 cm

### BAS-CUISSE

TOUR CHEVILLE (TC) en cm  
TOUR CUISSE (TM) en cm TAILLE

TC 19-21 TM 45-54	1
TC 21-24 TM 50-59	2
TC 24-26 TM 56-66	3
TC 26-29 TM 58-69	4

• Normal < 74cm • Long > 74 cm

### COLLANT

TOUR CHEVILLE (TC) en cm  
TOUR HANCHE (TM) en cm TAILLE

TC 19-21 TM 45-54	1
TC 21-24 TM 50-59	2
TC 24-26 TM 56-66	3
TC 26-29 TM 58-69	4

• Normal < 74cm • Long > 74 cm



**Classe 2 18 - 21 mm Hg**

Micro-fibre, thermo-régulation,  
résistant, talon renforcé.  
Polyamide : 70%, Lycra : 20%

Réf. **E408**

**Mi-bas lux  
unisexe**

Prix :TTC  
**250,00**

Réf. **E403**

**Mi-cuisse lux  
unisexe**

Prix :TTC  
**380,00**

**Classe 2 20 - 35 mm Hg**

Hémi-collant unisexe



Réf.

**E403DO  
E403GO**

Réf.

**E403DO2  
E403GO2**

Prix :TTC  
**350,00**


Prix :TTC  
**400,00**

Tableaux de prise de mesure  
de la compression **Tonus**

La compression des bas et collants est maximale  
à la cheville et diminue vers le haut.

La taille se détermine principalement par  
la circonférence de la cheville, suivie du mollet  
et de la cuisse, selon le tableau fourni  
avec chaque produit.

SIZE	S [2]	M [3]	L [4]	XL [5]
B	20-22	22-25	25-28	28-31
C	30-38	33-42	37-46	42-51
D	28-35	31-40	35-44	40-49
F	41-48	44-53	48-57	53-62
G	44-54	48-60	54-66	60-72
H	<100	95-110	105-120	115-125

**Soutien-gorge  
Sporlane Confort**Réf. **L106**

Prix :TTC  
**830,00**



- Réduction ou augmentation mammaire.
- Sous-vêtements en microfibre en post-opératoire.
- Agrafage antérieur pour limiter les mouvements.
- Recommandés pour le sport et les fortes poitrines.

Tailles : 85 - 90 - 95 - 100 - 105

**Soutien-gorge  
Maintien**Réf. **L111**

Prix :TTC  
**830,00**



- Soutiens-gorge post-opératoires pour réduction ou augmentation mammaire.
- Assurent un maintien optimal après l'intervention.
- Agrafage antérieur pour faciliter la fermeture et limiter les mouvements.

Tailles : 85 - 90 - 95 - 100 - 105


**Soutien-gorge  
Contenseur**Réf. **L107**

Prix :TTC  
**930,00**



- Modèle de maintien pour augmentation mammaire.
- Bande élastique supérieure empêche la migration de la prothèse.
- Réglage avec velcro à chaque extrémité.

Tailles : 85 - 90 - 95 - 100 - 105

**Soutien-gorge  
Cereeasy Confort****NOUVEAU**

- Soutien-gorge post-opératoire avec contention contre l'œdème.
- Fermeture éclair ou agrafage, bretelles réglables (5 niveaux).
- Tissu respirant Xtra-dry,
- Adapté également pour le sport

Tailles : 85 - 90 - 95 - 100 - 105

**Mentonnière**Réf. **L113**

Prix :TTC  
**650,00**

**Face-lift**Réf. **L112**

Prix :TTC  
**650,00**

**Bandeau oreille**Réf. **L115BA**

Prix :TTC  
**400,00**

- Les larges velcros latéraux permettent une contention appropriée au type d'intervention et à la morphologie du patient
- Indiqué pour le lifting facial et la lipoaspiration du double menton

CEREPLAS

**Mentonnière**Réf. **FM300**

À couverture **moyenne**  
jusqu'au milieu du cou

Unisexe

Prix :TTC  
**595,00**

Tour de cou.

**M** 38 - 43 cm  
**L** 43 - 48 cm  
**XL** 48 - 53 cm

**Masque facial**Réf. **FM100**

À couverture **minimale**  
jusqu'au milieu du cou

Unisexe

Prix :TTC  
**550,00**

Tour de cou.

**M** 38 - 43 cm  
**L** 43 - 48 cm








- Assure une contention **post-opératoire (chirurgie plastique et esthétique)** :
- Augmente le débit sanguin, fait résorber l'œdème, soulage les symptômes fonctionnels
- Fait en tissu appelé «**PREMIUM**» : Clear lycra en association avec plusieurs fibres synthétiques
- Le tissu indémaillable offre au praticien la possibilité d'effectuer une incision dans le vêtement
- Grande élasticité, confort et résistance au froissement
- Mise en place aisée grâce à une très grande réactivité dès les premiers étirements
- La forte proportion de Lycra assure une excellente contention et une durée de vie supérieure

## Tour de bassin

1	85 - 90 cm
2	91 - 95 cm
3	96 - 101 cm
4	102 - 111 cm
5	112 - 123 cm
6	124 - 136 cm

**Panty bas long**

Réf. L103LN

Prix :TTC

**1 200,00****Panty bas court**

Réf. L102CN

Prix :TTC

**1 200,00****Ceinture haute**

Réf. L101N

Prix :TTC

**1 100,00****Panty haut court**

Réf. L104CN

Prix :TTC

**1 350,00****Panty haut long**

Réf. L105LN


Prix :TTC

**1 350,00****Lipofilling**

Réf. L123CN

**NOUVEAU**

Prix :TTC

**1 450,00****Brassière ouverte**

Réf. L122N

**NOUVEAU**

Prix :TTC

**850,00****Pour homme****Combiné homme**

Réf. L110N

Prix :TTC

**1 750,00****Body homme**

Réf. L100N

Prix :TTC

**1 750,00**



Marena | Made in USA

NOUVEAU

Assure une contention **post-opératoire (chirurgie plastique et esthétique)**  
Conçus avec notre **tissu de compression exclusif TriFlex™**, les vêtements de récupération post-chirurgicale de Marena sont faciles à enfiler, doux pour la peau et confortables pour un port prolongé.

**Combinaison de compression**Réf. **SFBHS**

Avec panneau

 Prix :TTC  
**1 595,00**

- Gaine courte pour confort et soutien
- Panneaux renforcés sur l'abdomen, le dos et les côtés
- Fermetures réglables
- Couverture des jambes au-dessus des genoux

	Taille.	Hanche.	Cuisse.
<b>M</b>	71 - 76 cm	97 - 102 cm	54 - 57 cm
<b>L</b>	76 - 81 cm	102 - 107 cm	57 - 60 cm
<b>XL</b>	81 - 89 cm	107 - 114 cm	60 - 65 cm
<b>2XL</b>	89 - 99 cm	114 - 124 cm	65 - 70 cm
<b>3XL</b>	99 - 109 cm	124 - 135 cm	70 - 77 cm

**Combinaison de compression**Réf. **FBCS**

Dos - Haut

 Prix :TTC  
**2 390,00**

- Conçue pour la récupération après **lifting brésilien** des fesses
- Tissu doux et léger sur les fesses
- Transition en douceur entre compression et soutien léger

	Taille.	Hanche.	Cuisse.
<b>M</b>	71 - 76 cm	97 - 102 cm	54 - 57 cm
<b>L</b>	76 - 81 cm	102 - 107 cm	57 - 60 cm
<b>XL</b>	81 - 89 cm	107 - 114 cm	60 - 65 cm
<b>2XL</b>	89 - 99 cm	114 - 124 cm	65 - 70 cm

**Soutien-gorge Flexfit**Réf. **B01GBG** - BeigeRéf. **B01GN** - Noir

À fermeture frontale

 Prix :TTC  
**840,00**


T. FR	T. US	Sous la poitrine.
<b>85</b>	<b>32</b>	68.5 - 71 cm
<b>90</b>	<b>34</b>	73.5 - 76 cm
<b>95</b>	<b>36</b>	79 - 81 cm
<b>100</b>	<b>38</b>	84 - 86.5 cm
<b>105</b>	<b>40</b>	89 - 91.5 cm
<b>110</b>	<b>42</b>	94 - 96.5 cm

- Ajustement complet
- Confort optimal
- Augmentation mammaire
- Réduction mammaire

**Soutien-gorge contenseur Flexfit**Réf. **B15GBG** - BeigeRéf. **B15GN** - Noir

Avec stabilisateur d'implant

 Prix :TTC  
**1 090,00**


- Bande stabilisatrice
- Préviens le déplacement
- Après augmentation mammaire

**Brassiere ouverte sans poitrine**Réf. **FVOM**
 Prix :TTC  
**1 199,00**

- Offre une couverture confortable des bras et du dos
- Bande élastique douce



	Taille. Bras.	Sous la poitrine.
<b>L</b>	71 - 76 cm	97 - 102 cm
<b>XL</b>	76 - 81 cm	102 - 107 cm
<b>2XL</b>	81 - 89 cm	107 - 114 cm

**Ceinture abdominale**Réf. **AB3UW** - 23 cm

3 panneaux universelle

 Prix :TTC  
**720,00**

- Fabriquée d'un élastique de soutien
- Fermeture réglable à crochets et boucles
- Convient à une taille allant jusqu'à 107cm

Taille unique

Unisex

**Pour homme****Gilet de compression abdominale**Réf. **MVH**
 Prix :TTC  
**1 700,00**

- Gilet sans manches pour la récupération
- Bretelles ajustables
- Large bande élastique en bas



	Taille.	Poitrine.
<b>L</b>	89 - 99 cm	104 - 114 cm
<b>XL</b>	99 - 109 cm	114 - 124 cm
<b>2XL</b>	109 - 119 cm	124 - 135 cm

**Combinaison de compression**Réf. **MBCH** - Court
 Prix :TTC  
**1 999,00**

- Offre un soutien confortable
- Col échancré
- Bretelles ajustables à crochets et boucles







## Manchon Lymphology

Avec mitaine continue

Réf. 2002D

Manchon standard pour **lymphoedème**  
Existe en modèles :  
droit et gauche  
court et long  
Taille : S - M - L



à l'unité

Prix : TTC

490,00

À utiliser  
le jour

## Manchon pour bras de compression

Avec bandoulière

NOUVEAU

- Microfibre multifilament à double torsion
  - Confort : doux, chaud, hygroscopique, séchage rapide.
  - Ne limite pas les mouvements
  - Excellente durabilité.
- Tricot sans soudure : évite abrasions et impressions



Made in EU

## Gant standard Cicatrex

Réf. 3448

Tissu indémallable permettant la découpe des longueurs de doigts



Prix : TTC  
260,00



Tour de main

1	13 - 14 cm
2	15 - 16,5 cm
3	17 - 18,5 cm
4	19 - 20,5 cm
5	21 - 22,5 cm
6	23 - 24,5 cm
7	25 - 26,5 cm
8	27 - 28,5 cm

INDICATIONS :

- Traitement des cicatrices
- Brûlure thermique, chimique ou électrique
- Lutte contre les chéloïdes, hypertrophie, brides.
- Zone de greffe cutanée.

## Manchon Premium

Avec extension

Réf. L109N

Prix : TTC

460,00

- S/M/L/XL
- Modèles droit/ gauche
- Indiqués pour le lifting des bras
- Confort et contention optimale
- Extension épaule

Se vend à l'unité



Sans extension

Réf. L108N

Prix : TTC

930,00

- S/M/L
- Indiqués pour le lifting des bras
- Confort et contention optimale

Se vend à la paire



## Masque en gel pour les yeux

Réf. LMRR8

- Décongestionnant yeux
- Réutilisable

Prix : TTC

60,00



## Cicatrisation

### Pansement cicatrisant silicone Cerederm

CEREPLAS

1 unité



Réf.	Dim.	Prix unitaire
4309668	5 x 8 cm	40,00
4309651	5 x 30 cm	65,00
4309674	10 x 20 cm	75,00

### Pansement fin en silicone imperméable

Fresco

Cicatrices hypertrophiques ou chéloïdes.

Idéal pour césarienne

NOUVEAU



Réf.	Dim.	Prix
F02565-01	5 x 7.5 cm	190,00
F02565-14	4 x 30 cm	500,00
F02565-15	10 x 18 cm	530,00

Boîte de 5 unités


### Plaque de silicone Cicatrisante

Fresco

Boîte de 2 unités



Réf.	Dim.	Prix
F02555-01C	5 x 7.5 cm	240,00
F02555-02C	10 x 10 cm	300,00
F02555-46C	5 x 20 cm	210,00
F02555-45C	3 x 12 cm	200,00





**Kit avantage**

Réf. 9311

**Soutien-gorge**

+

Réf. E4072

**prothèse**Prix :TTC  
**1 150,00**~~PPM TTC  
1 300,00~~**Prothèse mammaire externe en silicone**

Réf. 9311

Serena symétrique (ovale)

**Bonnet : B**Prix :TTC  
**900,00****Bonnet : C**Prix :TTC  
**999,00****Prothèse mammaire****Soft & light**

SILIMA®



- Forme symétrique en bonnet B & C
- Procure un décolleté naturel
- Soulage l'épaule car plus légère jusqu' à 30% par rapport à une prothèse classique

Réf .	Taille	Prix
<b>66378B</b>	05-08	<b>1 300,00</b>

<b>66378B</b>	09-14	<b>1 650,00</b>
---------------	-------	-----------------

**Ultra light**

SILIMA®



- Solution idéale en cas de lymphoedème car plus légère jusqu'à 60% qu'une prothèse normale
- Convient parfaitement aux poitrines généreuses
- Recommandée en cas de natation
- Forme symétrique en bonnet B & C

Réf .	Taille	Prix
<b>66374B</b>	05-08	<b>1 300,00</b>

<b>66374B</b>	09-13	<b>1 450,00</b>
---------------	-------	-----------------

**Silima direct**

SILIMA®

**Prothèse adhérente nouvelle génération**

- Prothèse intégrant dans sa face interne un coussinet adhésif échangeable
- Evite tout décollement de la prothèse

Réf .	Taille	Prix
<b>66377B</b>	05-08	<b>1 600,00</b>

<b>66377B</b>	09-14	<b>1 850,00</b>
---------------	-------	-----------------

**Soutien-gorge****Diana**

Réf. 57255

Prix :TTC  
**470,00****Classique et douceur**

SILIMA®

- Microfibre et poches en coton ( 16%) pour une sensation de douceur au contact de la peau
- Un bonnet en deux parties pour un maintien renforcé
- Bretelles réglables et molletonnées qui assurent plus de confort au niveau des épaules.

**Lola**

Réf. 57258


Prix :TTC  
**680,00****Une dentelle confortable pour toutes les tailles**

SILIMA®

- Bonnet en trois parties pour un bon ajustement, adapté aux grandes tailles de bonnets,
- Bande de maintien sous-poitrine supplémentaire pour un maintien renforcé
- Bretelles plus larges, réglables et molletonnées pour plus de confort au niveau des épaules.

**Sofija**

Réf. E4072

Prix :TTC  
**390,00****Soutien-gorge pour prothèse mammaire externe en coton 100%**

- Bonnets rehaussé d'une dentelle pour plus de féminité
- Bretelles dentelle réglables au dos et extensibles s'élargissant vers l'épaule
- Double poches creuses en coton pour un bon maintien de la prothèse



## MOBIDERM : Dispositif compressif mobilisant anti-oedème

### Bande grand plot

Réf. 37203

3 m x 10 cm  
Plot : 15 mm x 15 mm

Prix :TTC  
**405,00**

### Plaque petit plot

Réf. 37103

Pour doigts et orteils  
1 m x 25 cm  
Plot : 5 mm x 5 mm

Prix :TTC  
**510,00**

#### • Efficace

Rapidité de diminution de volume de l'oedème, assouplissement de la fibrosée, ou oedématisée.

#### • Confortable

contact cutané doux, conformabilité du produit pour une meilleure adaptation anatomique.

#### • Pratique

léger, confortable et souple, il permet au patient de conserver la liberté de mouvement et donc la capacité de drainage du membre



### Manchon Lymphology avec mitaine continue

Réf. 2002D

à l'unité

Prix :TTC  
**490,00**

Manchon standard pour lymphoedème

Existe en modèles :

droit et gauche  
court et long

Taille : S - M - L

À utiliser  
le jour



### Biflexideal

Réf. 11005

10 cm x 5 m

Prix :TTC  
**150,00**

Réf. 11003

3 cm x 5 m

Prix :TTC  
**120,00**



- Bande de contention à allongement court
- Extensible adaptée au port continu, sans latex.

### Bande coton

Réf. 10104

11 cm x 4 m

Prix :TTC  
**110,00**



Bande tubulaire anti-oedème rigide, composition 100 % coton

### Mousse de protection

Réf. 5507

7 cm x 27m

Prix :TTC  
**135,00**



Bande-mousse fine extensible  
Protection de la peau  
Protection cutanée sous contention adhésive

## Manchon MOBIDERM auto-fit

À utiliser en phase de repos

- Traitement du lymphoedème du membre inférieur, d'origine primaire ou post cancer de la zone uro-génitale, avec migration sur la jambe.
- Il est indiqué en fin de la phase de réduction de l'oedème, ou en phase de stabilisation.
- Mobiderm Autofit est particulièrement adapté chez les patients présentant des dysmorphies ou un oedème évolutif, et souhaitant contrôler leur lymphoedème en toute autonomie.



### Membre supérieur avec mitaine G/D


Réf. 3733

Prix :TTC  
**1 200,00**

	Tour de bras	Circonférence Avant-Bras	Circonférence Poignet	Circonférence Main
T1	25 cm - 32 cm	22 cm - 28 cm	15 cm - 19 cm	17 cm - 21 cm
T2	29 cm - 36 cm	24 cm - 30 cm	16 cm - 20 cm	17 cm - 21 cm
T3	33 cm - 40 cm	26 cm - 32 cm	17 cm - 21 cm	18 cm - 22 cm
T4	37 cm - 44 cm	28 cm - 34 cm	17 cm - 21 cm	18 cm - 22 cm
T5	41 cm - 48 cm	30 cm - 36 cm	18 cm - 22 cm	19 cm - 23 cm
T6	45 cm - 52 cm	31 cm - 37 cm	19 cm - 23 cm	20 cm - 24 cm

Long.	Long. Aisselle Poignet
Normal	40 - 45 cm
Long	45 - 50 cm



- Plusieurs crans de serrage ( en bleu ) :  
Adaptation à la morphologie individuelle de chaque patient.  
Repères d'ajustage : mise en place précise et reproductible, contrôle de la variation de volume de l'oedème.
- Attaches auto-agrippantes :  
mise en place instantanée et haute tenue
- Manchon avec mitaine attenante retroussable : limite le risque de migration de l'oedème, permet de libérer la main pour les activités du quotidien.
- Vêtement semi-ouvert :  
facile à enfiler, facile à enlever.

### Membre inférieur G/D

NOUVEAU

	Tour de bras	Circonférence Avant-Bras	Circonférence Poignet	Circonférence Main
T1	16 cm - 24 cm	24 cm - 35 cm	46 cm - 57 cm	25 cm - 36 cm
T2	20 cm - 28 cm	32 cm - 43 cm	53 cm - 65 cm	32 cm - 43 cm
T3	24 cm - 32 cm	40 cm - 51 cm	61 cm - 72 cm	39 cm - 50 cm
T4	28 cm - 36 cm	48 cm - 59 cm	68 cm - 80 cm	46 cm - 57 cm

Hauteur	Hauteur Sol / Cuisse
Court	67 cm - 72 cm
Normal	72 cm - 77 cm
Long	77 cm - 82 cm
Très long	82 cm - 87 cm



- Plusieurs crans de serrage :  
Adaptation à la morphologie individuelle de chaque patient.  
Repères d'ajustage : mise en place précise et reproductible, contrôle de la variation de volume de l'oedème.
- Vêtement semi-ouvert :  
Facile à enfiler, facile à enlever.
- Attaches auto-agrippantes :  
Mise en place instantanée et haute tenue.  
Double rangée : \*large plage d'adaptation. Permet une utilisation sur le membre D ou G
- Patins anti-dérapants :  
Limitent le glissement lors de la marche




**BIFLEX + Étalonnée**Biflex 16+ - légère  
Membre supérieurBiflex 17+ - forte  
Membre inférieur

- Biflex Etalonnée bande élastique avec indicateur de pose (étalonnage)
- Bande élastique de compression
- Lavable et réutilisable
- L'étalonnage limite les risques de mauvaise utilisation
- Contrôle précis de la pression exercée grâce à l'indicateur de pose



Désignation	Dim.	Réf	Prix.
Biflex 16+ légère	8 cm x 3m	<b>16008</b>	<b>290.00</b>
Biflex 16+ pratic	8 cm x 3m	<b>16008B</b>	<b>310.00</b>
Biflex 17+ forte	10 cm x 3m	<b>17003</b>	<b>290.00</b>
Biflex 17+ forte	10 cm x 4m	<b>17004</b>	<b>350.00</b>
Biflex 17+ forte	10 cm x 5m	<b>17005</b>	<b>420.00</b>

La pose Biflex en deux étapes simples

**1 - ÉTIREMENT****2 - RECOUVREMENT****BIFLEX 16+****BIFLEX 17+****Kit Biflex : traitement de l'ulcère veineux**

Réf.	Taille	Prix
<b>17005K2</b>	T2	<b>440.00</b>
<b>17005K3</b>	T3	<b>590.00</b>


LE KIT BIFLEX est composé de 2 bandes :

**Bande élastique 1 sens, molletonnée**

- Bande de compression, à allongement court
  - Sans latex (viscose + polyester + polyamide + élasthanne)
- Apporte le niveau de pression requis  
Protège la peau et les saillies osseuses  
Effet contention

**Bande élastique bi-sens**

- Bande de compression, à allongement court
  - Sans latex (microfibre polyester + viscose + élasthanne + polyamide)
- Assure la protection de la peau et des saillies osseuses ainsi que la contention du membre  
Apporte le niveau de pression requis dans le traitement de l'ulcère veineux




Rectangle → carré

Le système de calibration permet de contrôler la tension du bandage

**Stripper veineux stérile**

Réf. 2004

Prix :TTC  
**270,00**

Les strippers veineux sont adaptés à toutes les techniques chirurgicales, antérograde comme rétrograde. Leur flexibilité facilite le passage des valves veineuses, facilite le cathétérisme des branches collatérales, et minimise le nombre d'incisions nécessaires, ainsi que la durée d'intervention.

**Biflexideal**

Réf. 11005

3 cm x 5 m

Réf. 11003

10 cm x 5 m

- Bande de contention à allongement court
- Extensible adaptée au port continu, sans latex.

Prix :TTC  
**150,00****Bande coton**

Réf. 10104

11 cm x 4 m

Prix :TTC  
**110,00**

Bande tubulaire anti-oedème rigide, composition 100 % coton

**Mousse de protection**

Réf. 5507

7 cm x 27m

Prix :TTC  
**135,00**

Bande-mousse fine extensible  
Protection de la peau  
Protection cutanée sous contention adhésive

**Bandes Biplast**

Réf	Dim.	Prix.
<b>2003</b>	3 cm x 2,5 m	<b>65.00</b>
<b>2006</b>	6 cm x 2,5 m	<b>95.00</b>
<b>2008</b>	8 cm x 2,5 m	<b>125.00</b>
<b>2010</b>	10 cm x 2,5 m	<b>150.00</b>
<b>2015</b>	15 cm x 2,5 m	<b>200.00</b>
<b>2020</b>	20 cm x 2,5 m	<b>260.00</b>

- Contention post-chirurgicale ou sclérose vasculaire
- Contention post-traumatique
- Entorses bénignes et moyennes
- Contention musculaire





## Scie à plâtre

Réf. **OSC180**

Prix :TTC  
**8 550,00**



**OSCIMED ERGO** est une scie à plâtre de haute technologie

- Cette scie est équipée d'un moteur brushless silencieux de 100 W.
- Sa transmission du mouvement oscillant ne génère qu'un faible bruit (62 dBA environ) et son poids de 760 g la rend particulièrement maniable d'une seule main.
- Elle est très appréciée par les services d'orthopédie pédiatrique et de chirurgie de la main. Elle est livrée dans une mallette qui permet de la transporter facilement

## Cisaille à plâtre 22 cm

Réf. **719G2**

Prix :TTC  
**480,00**



## Lame de rechange

Réf. **OSCWP65**

Prix :TTC  
**410,00**



pour scie à plâtre  
ø 65 cm

## Jersey tubulaire 3M™ hydrofuge



Protection cutanée

## 3M™ Scotchcast Plus



## Bande de protection 3M™

Protection des saillies osseuses



Réf.

**BP07**

Prix :TTC  
**14,00**

7,5 cm x 2,7 m

Réf.

**BP10**

Prix :TTC  
**22,00**

10 cm x 2,7 m

## Chaussures de décharge

### Chaussure DR. Barouk

Décharge de l'avant pied

Vendu à l'unité

- Intérieur sans couture évitant les zones de pression.
- Bloc talonnier en flexion dorsale de 10°
- Talon arrondi pour une marche sûre et confortable

Indications : ulcère plantaire avant-pied en post-opératoire



Réf. **M50030**  
**50030**

Prix.

**400,00**  
**550,00**

Taille	Long du pied	Pointure
S	22 - 23	37 - 39
M	24 - 25	40 - 41
L	26 - 27	42 - 43
XL	28 - 29	44 - 46

## Attelle de stack

En mousse et aluminium

Réf.

**CP4408A**

Distale

**CP4408A4**

Proximale

Prix :TTC  
**90,00**

Immobilisation de l'articulation



## Attelle Type «Grenouille»

Mousse - aluminium

Réf. **M57811**

Prix :TTC  
**35,00**



Tailles : S - M - L

## Chausson à plâtre

Réf. **M4903**

Prix :TTC  
**110,00**

- Immobilisation plâtrée de la jambe et du pied
- Semelle en forme de bateau : facilite la déambulation
- Fermetures auto-agrippantes



Vendu à l'unité

Taille	Pointure
1	35 - 37
2	38 - 40
3	41 - 44

## Attelle type «Zimmer»



Réf	Dim.	Prix
<b>27612</b>	1,9 cm	<b>32,00</b>
<b>27622</b>	2,5 cm	<b>37,00</b>
<b>27682</b>	3 cm	<b>47,00</b>

## Attelle de stack IPP

Réf. **3901**

Prix :TTC  
**110,00**

Immobilisation de l'articulation Proximale.

Circonférence du doigt à la base de l'ongle

	1	4,5 cm	4	5,7 cm
	2	4,8 cm	5	6 cm
	3	5,1 cm	6	7,2 cm

## Attelle de stack IPD

Réf. **CP4407S**

- Souple et confortable
- Immobilisation de l'articulation distale
- Taille : de 1 à 7



Prix :TTC  
**70,00**

Qté	Composition de la mallette
4	Attelle de stack - N° 1
8	Attelle de stack - N° 2
16	Attelle de stack - N° 3
8	Attelle de stack - N° 4
7	Attelle de stack - N° 5
3	Attelle de stack - N° 6
2	Attelle de stack - N° 7
48	

Boîte offerte à l'achat de 48 unités

## Attelle de poignet doigts

Réf. **EH369**

Prix :TTC  
**340,00**

En position fonctionnelle plane

- INDICATIONS :
- Entorses bénignes du poignet
  - Suites d'intervention du canal carpien
  - Traumatisme poignet.







## Ceinture Lombamum®

Réf. 805ST

Prix :TTC

765,00



Indiquée pour :  
Douleurs pelviennes lombaires  
et sacro-iliaques

À retenir :

- 1 Evolutive tout au long de la grossesse :  
2 bandeaux de soutien abdominal
- 2 Maintien adaptable :  
sangles additionnelles
- 3 Confort :

double en fibre de bambou



Taille standard  
82 - 125 cm

## Ortel Pelvienne

Réf. 2740

Prix :TTC

415,00



INDICATIONS :

- Douleurs sacro-iliaques d'origine mécanique,  
en particulier celles de la femme enceinte
- Instabilité symphysaire

Tour de hanches

1	83-89 cm
2	90-96 cm
3	97-105 cm
4	106-114 cm
5	115-125 cm
6	126-136 cm



## Gaine culotte de grossesse Nera

Réf. E9902

Prix :TTC

370,00



Tour de bassin  
T. en cm

1	2	3	4	5	6
85-90	90-95	95-100	100-105	105-110	110-120

**Gaine prénatale :** Soutient le ventre, prévient  
la distension de la peau, soulage la partie  
sacro-iliaque.

**Confort :** Soutien optimal et maximum de confort  
**Bande pelvienne :** Bonne contention.

## Gaine culotte post partum Agata

Réf. E0104

Prix :TTC

400,00



Tour de taille

1. 65 - 69 cm	4. 80 - 84 cm
2. 70 - 74 cm	5. 85 - 89 cm
3. 75 - 79 cm	6. 90 - 94 cm

Gaine culotte médicale, postnatale,  
avec des sangles élastiques pour  
un meilleur ajustement de la contention  
abdominale après l'accouchement  
ou en post-opératoire césarienne

## Soutien-gorge médical d'allaitement

Postnatal en coton simple est destiné  
aux femmes pendant  
la période d'allaitement du bébé  
au sein, pour supprimer la douleur,  
prévenir la mastite et diminuer  
la galactostase.

Tour de poitrine

1	85 cm
2	90 cm
3	95 cm
4	100 cm
5	105 cm
6	110 cm



## Aljona

Réf. E010

Prix :TTC

280,00



## Dina

Réf. E409

Prix :TTC

290,00



## Tire-lait manuel

mamivac®

Réf. KW281360

Prix :TTC

390,00



- La force de succion se règle en continu sur le clapet de réglage intégré,
- Couvercle d'hygiène, embout souple et fermeture compris.

## Coussin en microbilles décubitus

Réf. 410165

Coussin de grossesse

Prix :TTC

890,00

Dimensions :  
150 X 18 cm



Le coussin de grossesse peut être utilisé au niveau  
des jambes pour aider au maintien de l'alignement  
des hanches et stabiliser la femme enceinte  
dans une position de confort

Réf. 410163

Coussin d'allaitement

Prix :TTC

630,00

Dimensions :  
100 X 18 cm



Vous pourrez utiliser le coussin de maternité  
pour caler et protéger votre bébé au moment  
de la sieste par exemple.



## Doppler foetal connecté

Réf. **LSD1B**

NOUVEAU

Prix :TTC  
**1 450,00**

### Sonde intégrée de 2 MHz

Idéal pour la détection de routine de la fréquence cardiaque foetale par les cliniciens. La toute nouvelle conception de la sonde offre une sensibilité supérieure qui optimise l'expérience utilisateur.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Haut-parleur intégré
- Affichage digital du RCF
- Ecran tactile
- Bluetooth intégré
- Volume ajustable
- Sonde intégrée de 2 MHz
- Arrêt automatique
- Technologie par ondes pulsées
- Alimentation : Piles AA



## Doppler de poche a ultrasons plus

Réf. **LSD3P**

NOUVEAU

Prix :TTC  
**2 950,00**

### Sonde intégrée de 3 MHz

Dopplers de poche à ultrasons de la série SD3 sont idéaux pour la détection de routine du rythme cardiaque foetal

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Plug-and-play
- Ecran LED lumineux avec affichage FHR en temps réel
- Mise hors tension automatique
- Surveillance en temps réel pour une utilisation quotidienne
- Enregistrement et play avec la lecture audio
- Fonctionne sur piles AA ou batterie rechargeable
- Arrêt automatique, Bouton Marche/Arrêt



## Electrostimulateur

Réf. **CH111231**

**Cefar Peristim**  
rééducation périnéale

Prix :TTC  
**3 750,00**

### Traitement à domicile

Solution idéale pour le traitement à domicile.

Le Peristim Pro peut faire l'objet d'une prise en charge par la Caisse d'Assurance Maladie pour l'auto-traitement à domicile (sur prescription, soumise à conditions).



9 programmes pré-sélectionnés permettant de traiter l'incontinence de stress, l'incontinence mixte, l'incontinence d'impériosité, la douleur liée aux troubles urinaires (par ex. la cystite) et la stimulation des nerfs sacrés ou la stimulation des points d'acupuncture dans le traitement de l'incontinence d'impériosité.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Nombre de canaux	2
Nombre de programmes	9 prédéfinis, 3 programmables
Courant constant	Jusqu'à une résistance de 1 300 Ohm/canal maximum
Amplitude maximale	99,5 mA
Incréments d'intensité	Minimum 0,5 mA
Durée/amplitude max des impulsions	300 µ secondes
Fréquence	120 Hz
Source d'énergie	2 x 1,5 V AA
Dimensions L x W x H	120 x 52 x 27 mm
Poids	180 g batterie incluse

## Sonde vaginale

Réf. **140227**

**Universelle Periform**

Prix :TTC  
**350,00**



- Insertion facile et implantation très stable
- Utilisation en stimulation et bio
- Utilisable debout et allongée
- Tige indicateur : bascule vers le bas lorsque les contractions internes sont correctement effectuées (amovible)
- L79 x l 34 mm - 15.5 g

## Maternité & bébé

### Couches maternité 25 U

Prix :TTC  
**53,00**

Cotton pad



Réf. **0051CM25** Qté. **25U**

Serviettes post-accouchement en cellulose conçues pour absorber les pertes après l'accouchement ou une intervention gynécologique.

### Alèse jetable 20 U



Réf.	Taille	Prix. TTC
<b>00466060</b>	Extra 60 x 60 Moyenne	<b>120,00</b>
<b>00466090</b>	Extra 60 x 90 Maxi	<b>160,00</b>
<b>004680180</b>	Extra 80 x 180 Réglable	<b>220,00</b>

### Serviette hygiénique premiers jours 12 U

Spécial Épisio

Réf. **0037SC10** Qté. **12 U** Prix :TTC **120,00**

- Conçues pour les pertes abondantes des premiers jours après l'accouchement.
- En coton pour éviter l'adhérence des fibres à la plaie.



## Coussin bébé anti-reflux

Réf. **1100135**

Prix :TTC  
**1 590,00**

- Reflux gastro-oesophagien
- Régurgitations
- Vomissements
- Postopératoire
- Bronchiolites



### Couches prématurés 28 U



Réf.	Taille	Prix. TTC
<b>0036CN1</b>	T1	<b>99,00</b>
<b>0036CN2</b>	T2	<b>115,00</b>

- Testé cliniquement sous contrôle dermatologique étant adaptés à la peau des bébés.
- La composition des couches maintient votre bébé au sec pendant 12 heures.

### Culottes jetables 12 U

Réf. **0037SC10** Qté. **12 U**

Prix :TTC  
**120,00**



### Protège-slips 24 U

Réf. **0037SP24** Qté. **24 U**

Taille unique Prix :TTC **45,00**







## CHAUSSURE CONFORT DIABÉTIQUE

Réf. **M6900**



Prix :TTC  
**870,00**

Unisexe

Pointure de 39 - 46

- 1 Avant-pied élastique indiqué pour Hallux valgus, orteil en griffe et pansement
- 2 Large coup de pied réglable par une bride auto-agrippante
- 3 Semelle de confort amovible pour mettre à sa place une orthèse plantaire
- 4 Semelle extérieure large, légère et antidérapante.

Réf. **SWAQN**  
**AQUITAINE**



Prix :TTC  
**1 280,00**

Unisexe

Pointure de 36 - 46

- 1 Un volume chaussant de l'avant pied très supérieur à la normale sans aucune couture saillante à l'intérieur.
- 2 Un réglage du cou de pied par trois larges brides auto agrippantes, modulables, conçues pour les pieds gonflés et fragiles.
- 3 Doublure Onsteam® anti-transpirante
- 4 et anti-humidité pour une hygiène impeccable.

Réf. **SWVLA**  
**VELINA**



Prix :TTC  
**1 280,00**

Femme

Pointure de 36 - 42

- 1 Doublure Onsteam® textile 100% respirant et anti-odeur pour une hygiène optimale
- 2 Col matelassé pour protéger la cheville
- 3 Semelle avec pastilles anti-dérapantes
- 4 Première de confort amovible et lavable
- 5 Association d'un lacet et d'une fermeture à glissière

## Chaussure de confort ADULER

Réf. **SWADN** - Noir



Prix :TTC  
**599,00**

Unisexe

Pointure de 36 - 45

### Ouverture totale

- ADAPTÉE aux pieds larges ou volumineux.
- LÉGÈRE grâce à une semelle en polyuréthane.
- LAVABLE : une chaussure intégralement lavable en machine à 30°C
- PRATIQUE à chauffer grâce à une ouverture totale permettant déposer le pied à plat dans la chaussure.

## Chaussure de confort ALEXIS

Réf. **SWALB**



Prix :TTC  
**665,00**

Unisexe

Pointure de 36 - 42

### Ouverture totale

- 1 Un généreux réglage du cou de pied par une large bride auto-agrippante
- 2 Semelle intérieure en latex de 10 mm, lavable
- 3 Semelle extérieure en PU, sans colle ni solvant
  - Largeur entièrement modulable,
  - Hauteur talon 30 mm

## Sandale ADDAX

Réf. **SWADBL**



Prix :TTC  
**530,00**

Femme

Pointure de 36 - 46

- 1 Cou-de-pied réglable avec deux brides auto-agrippantes.
- 2 Podergo, des premières de confort très épaisses, amovibles et antistatiques pour loger à leur place une orthèse plantaire.
- 3 Semelle ultralégère, souple, résistante et antidérapante pour une marche sécurisée.

## Sandale ATHENA

Réf. **SWANB**



Prix :TTC  
**755,00**

Unisexe

Pointure de 36 - 47

- 1 Un système de fermeture modulable pour pieds larges et bandages.
- 2 Un dessus en tissu technique lavable.
- 3 Semelle amovible et lavable en mousse de 10mm d'épaisseur.
- 4 Semelle ultralégère, souple, résistante et antidérapante.

## Sandale DORIS

Réf. **SWDOB** - Blanc



Prix :TTC  
**855,00**

Unisexe

Pointure de 35 - 42

- 1 Une zone extensible apportant du confort aux personnes atteintes d'hallux valgus
- 2 Deux brides ajustables permettant une adaptation parfaite
- 3 Semelle intérieure amovible en cuir
- 4 Semelle extérieure anti-dérapante

## Sandale orthopédique DAMIA

Réf. **SWDA**



Prix :TTC  
**980,00**

Femme

Pointure de 36 - 42

- 1 Une zone extensible adaptée aux personnes atteintes d'hallux valgus
- 2 Trois brides réglables permettant un ajustement parfait
- 3 Semelle amovible en cuir
- 4 \*Cuir avec doublure anti-transpirante ON STEAM



## Chaussure MAGIK

Réf. **SWMAN** - Noir

Prix :TTC  
**895,00**



Réf. **SWMAR** - Argent

Prix :TTC  
**850,00**



Réf. **SWMSB** - Sable

**NOUVEAU**



Réf. **SWMBN** - Amiral

Prix :TTC  
**850,00**



**Femme**

Pointure de 36 - 42



Podowell

- 1 Un volume chaussant de l'avant pied supérieur à la normale grâce à un tissu ultra extensible
- 2 Des semelles intérieures amovibles et antistatiques pour loger, à leur place, une orthèse plantaire.
- 3 Pour une marche en toute sécurité, une semelle ultralégère, souple, résistante et antidérapante.
- 4 Un large cou de pied pour se chausser facilement

- 5 Un large cou de pied extensible facilite l'enfilage et le retrait des chaussures
- 6 Une semelle intérieure de confort sur mousse amortissante avec traitement anti-bactérien
- 7 Pour une marche en toute sécurité, une semelle ultralégère, souple, résistante et antidérapante.
- 8 Quartier arrière en cuir pour un bon maintien du pied

## Chaussure AGNES MC

Réf. **S26004**

Prix :TTC  
**729,00**

**Scholl**



**Femme**

Pointure de 36 - 46

- Idéales pour les pieds sensibles ou fatigués
- Intègrent la technologie Memory Cushion :
- Amortit les chocs
- S'adapte à la forme anatomique du pied
- Réduit les tensions et pressions sur la plante du pied
- Augmente la surface de contact entre le pied et la chaussure

## Chaussure RHEMES

Réf. **S26437**

Prix :TTC  
**599,00**

**Scholl**



**Homme**

Pointure de 36 - 46

- Confort optimal : Pantoufles en tissu élastomère.
- Fermeture sécurisée : Sangle pratique.
- Semelle Memory Cushion : Amovible, redistribue la pression, soutien amélioré.

## Chaussure de confort ATHOS

Réf. **SWATN**

Prix :TTC  
**650,00**

Podowell



**Unisex**

Pointure de 36 - 46

- 1 Double réglage du cou de pied
- 2 Dessus : micro boucle de polyamide
- 3 Semelle intérieure en microfibre, mousse amovible et lavable.
- 4 Semelle extérieure en PU assemblée sans colle ni solvant
- Largeur entièrement modulable,
- Hauteur talon 30 mm

## Chaussure orthopédique VERANO

Réf. **SWVERBL** - Bleu marine

Réf. **SWVERBN** - Noir

Prix :TTC  
**920,00**

**NOUVEAU**



**Homme**

Pointure de 40 - 44

- 1 Grand volume chaussant pour ne pas compresser un avant pied fragile
- 2 Double patte auto-agrippante pour un enfilage facile et un bon maintien du pied
- 3 Semelle intérieure amovible en mousse à mémoire de forme pour mieux répartir la pression sous le pied
- 4 Contrefort extérieur thermoformé pour un bon maintien du talon et un très bon confort
- 5 Semelle très légère, antidérapante et résistante

## Sandale orthopédique HOWARD

Réf. **SWHO**

Prix :TTC  
**1 050,00**

Podowell



**Homme**

Pointure de 39 - 44

- Très grand confort grâce à sa semelle intérieure en mousse, idéale en cas de douleurs plantaires.
- La partie extensible protège la zone sensible de l'hallux valgus.





## Sabot Calzuro Effetto



- Semelle anti-dérapante et antistatique en polyuréthane
- Grande respiration du pied avec une semelle intérieur en cuir et une perforation du sabot sur le dessus

Très léger



Réf. **S1009**  
Blanc

Prix :TTC  
**450,00**



Réf. **S1009BL**  
Bleu marine

Prix :TTC  
**450,00**

Femme

Pointure de 35 - 41

## Sabot Backguard

Scholl



Prix :TTC  
**790,00**

Réf. **S707**  
Blanc



Réf. **S20175**  
Bleu marine

Prix :TTC  
**790,00**

- Dessus cuir perforé
- Bride arrière de maintien
- Semelle anatomique en bois de hêtre
- Largeur 8, hauteur talon 20 mm

Unisexe

Pointure de 35 - 45

## Sabot Perforé

Réf. **S634**

Prix :TTC  
**850,00**



Scholl

- Dessus cuir perforé
- Bride arrière de maintien
- Semelle anatomique en bois de hêtre
- Largeur 8, hauteur talon 25 mm
- Couleur : blanc

Unisexe

Pointure de 35 - 45

## Sabot Confort

Réf. **S6072**

Prix :TTC  
**900,00**



Scholl

- Dessus cuir perforé
- Semelle de propreté cuir
- Bride arrière de maintien
- Largeur 7, hauteur talon 30 mm
- Couleur : blanc

Femme

Pointure de 35 - 42

## Sabot New bonus

Perforé

Scholl

Réf. **S21904** - Blanc

Prix :TTC  
**820,00**



Semelle Amovible

Non perforé

Réf. **S21902** - Noir

Prix :TTC  
**790,00**



- Dessus est entièrement réalisé en cuir
- Semelle anatomique en cuir
- Double textile
- Hauteur de talon 45 mm

Unisexe

Pointure de 35 - 45

## Sabot Perforé Cork Pro

NOUVEAU

Réf. **S323704** - Noir



Réf. **S323765** - Blanc



Réf. **S323740** - Bleu marine



- Semelle Bioprint® : assure un soutien anatomique et un confort optimal.
- Caractéristiques : Antistatique, ESD, antibactérienne, respirante.

- 100 % en Cuir
- Doublure supérieure : microfibre

Scholl

Unisexe

Pointure de 35 - 45

## Sabot New Toffee

Scholl

Réf. **S30182** - Bleu marine

Prix :TTC  
**789,00**



- Doublure : Microfibre + textile
- Semelle : Microfibre + PU
- Dessus : Cuir

Femme

Pointure de 35 - 42

## Chaussons Rhemes

Scholl

Réf. **S26437**

Prix :TTC  
**599,00**



- Intérieur amovible : oui
- Doublure supérieur Microfibre
- Matériau de la semelle: Microfibre
- Matériau semelle: PVC
- Matériau supérieur: tissu Elastomeric + microfibre

Homme

Pointure de 39 - 44

## Pantoufle Agnes Winter

Scholl

Réf. **S29576**

Prix :TTC  
**729,00**



- Intérieur amovible: non
- Doublure supérieur Microfibre
- Matériau de la semelle: Microfibre
- Matériau semelle: Synthétique

Femme

Pointure de 35 - 42


**Sandale Fitness Massage**
**Scholl**

 Réf. **S504** - Bleu

 Prix :TTC  
**390,00**

 Réf. **S503** - Blanc

**Femme**

Pointure de 35 - 42

- Dessus PVC avec boucle d'ajustabilité
- Semelle de propreté PVC
- Semelle en PVC antidérapante
- Largeur 7, hauteur talon 20 mm
- Traitement Saniproofed

**Sandale Week-End**
**Scholl**

 Réf. **S671** - Bleu

 Prix :TTC  
**850,00**

 Réf. **S675** - Blanc

**Femme**

Pointure de 35 - 42

- Dessus ajustable en nubuck, doublure suède (cuir retourné et lissé) semelle de propreté suède
- Semelle extérieure compensée PU
- L: 6 mm
- H: talon : 25 mm

**Sandale Mango**
**Scholl**

 Réf. **S25025** - Noir

 Prix :TTC  
**760,00**

 Réf. **S314851** - Bleu


Prix :TTC


**850,00**
**Femme**

Pointure de 35 - 42

- Doté de la technologie Memory Cushion®.
- Sa semelle intérieure à «effet mémoire» offre un confort optimal pour marcher toute la journée.
- La boucle pratique assure une adaptabilité maximale.

**Sandale Air Bag**
**Scholl**

 Réf. **S710** - Beige

 Prix :TTC  
**930,00**

**Homme**

Pointure de 35 - 45

- Dessus cuir nubuck «Pleine fleur» ciré, doublure et première de propreté Suède, 2 boucles d'ajustabilité sur le dessus
- Semelles int. liège et gomme, ext. EVA
- L: 7mm
- H: talon 10 mm

**Autoclavable jusqu'à 134°C**

**Sabot Calzuro Classic**

- Certifié norme CE, sans latex, entièrement antistatique
- Avec perforations latérales pour respiration du pied, et perforations supérieures

 Réf. **S1000N** - Noir

 Réf. **S1003** - Blanc

 Réf. **S1004** - Bleu ciel

 Réf. **S1004G** - Gris

 Réf. **S1004R** - Rose

 Prix :TTC  
**370,00**
**Unisex**

Pointure de 35 - 46


 Réf. **S1001** - Vert

 Réf. **S1004BR** - bordeaux

 Réf. **S1000** - Bleu

 Réf. **S1000** - Bleu

 Réf. **S1004O** - Orange

**Autoclavable jusqu'à 50°C**

**Sabot Calzuro Light**

- Semelle anatomique absorbant les chocs avec un talon de 3 cm.
- Bouchon antistatique et semelle extérieure antidérapante pour un confort optimal.

 Réf. **S1006BC** - Bleu ciel

 Réf. **S1006V** - Vert

 Réf. **S1006N** - Noir

 Réf. **S1006B** - Bleu

 Prix :TTC  
**330,00**

 Réf. **S1006R** - Rose

 Réf. **S1006VI** - Violet

 Réf. **S1006W** - Blanc

**Unisex**

Pointure de 35 - 45





## Autoclavable jusqu'à 134°C

**Scholl**

### Scholl Evo

Recommandé pour tous les professionnels de santé exerçants en bloc opératoire ou stérilisation

Réf. **S26565** - Émeraude

Réf. **S26566** - Lilas

Prix : TTC

**580,00**

Unisex

Pointure de 35 - 46

Réf. **S26563** - Blanc

Réf. **S26564** - Bleu

- Bride pivotante à usage professionnel
- Perforations latérales
- Antistatique
- Sans latex, solvants, CFC, anti odeurs, anti bactéries
- Adhérence certifiée
- Absorption de l'énergie au talon
- Semelle MEMORY CUSHION® stérilisable
- Lavable en machine à 90°

### Scholl Evo Flex

Recommandé pour tous les professionnels de santé exerçants en bloc opératoire ou stérilisation

Réf. **S29377** - Fuchsia

Réf. **S293782** - Émeraude

Réf. **S29378** - Bleu

Prix : TTC

**690,00**

Unisex

Pointure de 35 - 46

Réf. **S293781** - Blanc

Réf. **S293780** - Noir

- Matériau semelle intérieure : Microfibre
- Semelle amovible : Scholl Memory Cushion®.
- Autoclavable : Chaussure 134°, semelle 121°.
- Semelle intérieure amovible : oui
- Matériau de revêtement : textile

## Remise exceptionnelle

## Sabot Calzuro Classic

## Sabot Calzuro Fancy



**CALZURO®**

Prix : TTC

~~370,00~~  
**259,00**

Réf.	Couleur
<b>S1004BR</b>	Bordeaux
<b>S1004G</b>	Gris
<b>S1004V</b>	Violet
<b>S1004R</b>	Rose
<b>S1004O</b>	Orange
<b>S1004RG</b>	Rouge
<b>S1004</b>	Bleu

Prix : TTC

~~370,00~~  
**259,00**

Réf. **S1016LB**



Réf. **S1016RB**



## Sabot Calzuro Light

Réf. **S1006R** - Rose

Réf. **S1006V** - Vert

Réf. **S1006VI** - Violet

Prix : TTC

~~330,00~~  
**231,00**





## crocs

### Sabot Crocs Crocband

Réf. **C1101610** - Blanc



Réf. **C110160** - Noir



Réf. **C1106410** - Bleu



Prix :TTC

**579,00**

- Entretien : Facile, séchage rapide.
- Respirabilité : Aérations.
- Légèreté : Très légers et faciles à porter.
- Ajustement : Bride de talon pivotante.
- Confort : Iconic Crocs Comfort™ avec matelassage en résine Croslite™.

Réf. **C1101612** - Beige/melon



Pointure de 35 - 46

### Sabot Crocs Classic

Réf. **C1000100** - Noir



Réf. **C100011** - Blanc



Réf. **C1000141** - Bleu Marine



Prix :TTC

**499,00**

Réf. **C100019** - Vert Militaire



Réf. **C100017** - Rose



Pointure de 35 - 46

### Sabot Crocs Baya Clog

- Résistant à l'eau et flottable
- Picots sur la semelle intérieure
- Résine Croslite™
- Bride supérieure en TPU

Prix :TTC

**529,00**

Réf. **C1012656** - Blanc



Réf. **C1012602** - Bleu



Réf. **C1012655** - Rose



Réf. **C1012657** - Bleu



Pointure de 35 - 46

### Sabot Crocs Baya Band

- Antidérapante : Crocs Lock™
- Secteurs : Hôtellerie, santé...
- Protection : Design fermé
- Entretien : Facile à nettoyer
- Confort : Ergonomique
- Maintien : Bride de talon

Réf. **C205089** - Blanc



Réf. **C205086** - Noir



Réf. **C205085** - Bleu



Prix :TTC

**579,00**

Réf. **C2050898** - Rose



Réf. **C2050896** - Rouge



Pointure de 36 - 48

### Sabot Clog Crocs Bistro

- Antidérapante : Crocs Lock™
- Secteurs : Hôtellerie, santé...
- Protection : Design fermé
- Entretien : Facile à nettoyer
- Confort : Ergonomique
- Maintien : Bride de talon

Prix :TTC

**529,00**

Réf. **C100750** - Noir



Réf. **C100751** - Blanc




Pointure de 36 - 44

### jibbitz

Prix :TTC

**49,00**





# Soin et confort pour des pieds en pleine forme



**Locamed**  
PODOLOGIE

## Pédicure médicale :

- ✓ Soin complet
- ✓ Cors
- ✓ Ongle incarné

## Diagnostic :

- ✓ Examen sur Podoscan avec rapport imprimé

## Semelle :

- ✓ Semelle classique
- ✓ Semelle thermoformée

## Talonnette :

- ✓ Talonnette de compensation
- ✓ Talonnette sur semelle



Scannez le QR code  
pour prendre un rendez-vous

## Nos centres :

### Locamed Podologie Rabat Zaer :

Angle Av. Mohammed  
VI et Av El Haouz  
06 66 90 88 26

### Locamed Podologie Casablanca Ghandi :

60, Boulevard Ghandi,  
quartier Essalam  
06 66 55 60 01

### Locamed Podologie Marrakech :

Avenue Yaacoub El  
Mansour N°2 Résidence  
Ahlam, Guéliz  
06 62 17 94 18


**Semelles en gel**
**Semelle Gel 3D**

Réf. 0029GD


 Prix :TTC  
**350,00**


Tailles

**XS-S-M-L-XL-XXL**

- Semelle 3D avec renfort en gel
- Recouvrement en bambou : antibactérien
  - Coque EVA : maintien du pied
  - Coussinet gel + mousse caoutchouc : absorption des chocs.
  - Coussinet gel liquide : amorti actif

**Semelle Gel slim**

Réf. 0027GS


 Prix :TTC  
**200,00**


Tailles

**XS-S-M-L-XL-XXL**

- Semelle adaptée aux faibles volumes chaussants (épaisseur 2 mm)
- Recouvrement amortissant & antibactérien
  - Micro-perforations respirantes
  - Gel très fin : amorti & finesse
  - Gel dynamique : amorti actif

**Semelle Gel memory**

Réf. 0028GM


 Prix :TTC  
**260,00**


Tailles

**XS-S-M-L-XL-XXL**

- Semelle en mousse à mémoire de forme
- Recouvrement mémoire de forme
  - Semelle antibactérienne
  - Micro-perforations respirantes
  - Gel dynamique : amorti actif

**Semelle Pedipro**

Réf. 6510


 Prix :TTC  
**300,00**

Anti-choc



Pointure

1	37 - 39	3	42 - 43
2	40 - 41	4	44 - 46

**En gel de silicone**

Indications :

- Pieds sensibles,
- Douleurs et rhumatismes,
- Soulagement des tendons et ligaments,
- Bursites,
- Aponévrosites plantaires.

**Semelle Pedipro Plus**

Réf. 6610


 Prix :TTC  
**410,00**

Anti-choc à inserts anatomiques



Pointure

1	37 - 39	3	42 - 43
2	40 - 41	4	44 - 46

**En gel de silicone**

Indications :

- Pieds sensibles,
- Epines calcanéennes,
- Douleurs et rhumatismes,
- Soulagements des tendons et ligaments,
- Métatarsalgies,

**Talonnettes en gel de silicone**
**Pedipro**

Réf. 6500



- Anti-choc
- Auto agrippante

 Prix :TTC  
**190,00**


Pointure

1	36 - 39
2	40 - 46

**Pedipro Plus**

Réf. 6600


**À inserts anatomiques**

- Epines calcanéennes
- Latérale

 Prix :TTC  
**290,00**


Pointure

1	36 - 39
2	40 - 46

**Pedipro Softer**

Réf. 6605



- Epines calcanéennes
- Latérale

 Prix :TTC  
**180,00**


Pointure

1	36 - 39
2	40 - 46

**Talonnette**

Réf. F00037



- Epines calcanéennes
- Centrale

 Prix :TTC  
**150,00**


Pointure

S	35 - 37
M	38 - 40
L	41 - 44

**Talonnette en gel couvert**


Réf. F00061-41C

S / 9,3 cm de longueur

 Prix :TTC  
**95,00**

Réf. F00061-41C

L / 11 cm de longueur

 Prix :TTC  
**99,00**


- Point ondulé pour réduire la pression
- Mini-mur pour éviter les mouvements
- Tissue effet cuir

**Talonnette gel pad**

Réf. 0030G


 Tailles  
**S-M-L-XL**

 Prix :TTC  
**140,00**


- Talonnettes antibactériennes et lavables.
- Recouvrement : amortissant
- Gel dynamique : amorti actif.

**Crème Akildia  
Pieds diabétiques**

Réf. CAKIL1


 Prix :TTC  
**200,00**
**75 ml**

- Crème multi-protectrice pour les pieds fragilisés.
- Assouplit, nourrit et hydrate la peau.
- Lutte contre la formation d'hyperkératose.

**Crème Nutri-Réparatrice**

Réf. CAKCN1


**Hydratation & réparation Intense**

 Prix :TTC  
**177,00**
**50 ml**

- Répare les fissures et crevasses,
- Nourrit profondément le pied
- Protège le capital jeunesse de la peau
- Pour pieds très secs, peaux matures.

**Baume cicatrisant Cicaleine**

Réf. CICA02



**Fissures & crevasses du talon**

 Prix :TTC  
**177,00**

- Spécialement conçu pour réparer les fissures des pieds et les crevasses talonnières.

**Vaporisateur Deo**

Réf. CAKVDA


 Prix :TTC  
**176,00**
**Ati-transpirant**

- Normalise la transpiration
- Offre un effet fraîcheur
- Réduit les irritations
- Neutralise et empêche les mauvaises odeurs

**Gel pour jambes Lourdes**

Réf. CAKJL1


 Prix :TTC  
**188,00**
**Phytogel Toni-Drainant**

- Soulage et défatigue instantanément
- Renforce la tonicité des jambes
- Diminue les troubles circulatoires
- Laisse la peau soyeuse



**Traitement de l'hallux valgus**

Atelle de correction de nuit d'orteils hallux valgus

Réf. 930

Positionnement du contre appui interne sera choisi avec soin et maintenu en place grâce aux crans anti-glissement.

Modèle : **Droit et gauche** • Pointure : **38-41 / 41-46**

à l'unité

Prix :TTC  
145,00**Protecteur hallux valgus**

En gel avec séparateur gros orteil

Réf. F00042-54



à l'unité

Prix :TTC  
105,00**Protecteur gel hallux valgus**

Réf. F00042-07E

Prix :TTC  
50,00**Séparateur épais**

En gel pour gros orteil

Réf. F00054-05E -M

Réf. F00054-06E -L



à la paire

Prix :TTC  
48,00**Tube doigts orteils et séparateur**

Réf. F00054-54 -M

Réf. F00054-55 -L

Nuit

Prix :TTC  
89,00**Coussin plantaire**  
**Protecteur hallux valgus**

Réf. F00042-46 -S

Réf. F00042-47 -L

En  
chausson

à l'unité

Prix :TTC  
175,00**Protecteur hallux valgus**

Réf. F00042-06E



à la paire

Prix :TTC  
150,00**Séparateurs fins en gel pour orteils**

Réf. F00055-02E



à la paire

Prix :TTC  
45,00**Bague en gel pour protection des cors**

Réf. F00041-31 -S

Réf. F00041-32 -L

Prix :TTC  
68,00**Protecteur en gel pour le petit orteil**

Réf. F00042-59

Taille  
universelle

à l'unité

Prix :TTC  
68,00**Capuchon gel pour orteil**

Réf. F00033-09E



à l'unité

Prix :TTC  
60,00**Capuchon gel et maille pour orteil**

Réf. F00033-02E -S

Réf. F00033-04E -L



à la paire

Prix :TTC  
97,00**Tube protecteur doigt /orteil**

Réf.

F00050-03E

Dim.

1,5 x 8 cm

F00050-04E

2 x 8 cm

Prix :TTC  
98,00

à la paire

Protection pour le petit orteil. Doux et souple, la protection idéale contre pressions et frottements. Lavable, hygiénique et réutilisable.

Soulage les orteils douloureux, cors, ampoules et ongles endoloris. Lavable et réutilisable. Taille unique.

• Compression et lubrification de la peau  
• Se coupe sur mesure.  
• Lavable et réutilisableRéf. F00050-03 Dim. 1,5 x 15 cm  
F00050-04 2 x 15 cmPrix :TTC  
165,00



<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div>
--



# INAYA - AIDE & SOINS À DOMICILE

inaya  عناية  
- Groupe Locamed -



Une équipe **qualifiée**



**Formations** pour  
des **soins** d'excellence



**Déplacements** des aides  
soignants chez les **patients**

## Tâches courantes d'un aide-soignant à domicile :

- ✓ Aide à la toilette
- ✓ Aide à la prise de médicaments
- ✓ Aide à la prise des repas
- ✓ Aide au lever et au coucher
- ✓ Aide à l'habillage et au déshabillage
- ✓ Transferts et déplacements
- ✓ Garde de nuit
- ✓ La prise des constantes
- ✓ Les tâches administratives



Un accompagnement long terme



Une supervision médicale



Un plan de soins personnalisé



Scannez le QR code  
Ou appelez nous au  
**06 66 31 50 35**

 Inaya, partout au Maroc

# LOCATION DE MATÉRIEL MÉDICAL

Hospitalisation  
à domicile

- Économique
- Efficace
- Sécurisé



Partout au Maroc

## Conditions générales de location :

Les présentes conditions générales de location (CGL) sont proposées par la société Locamed Service, Société à responsabilité limitée, au capital de 17 800 000 Dh dont le siège social est sis au 11 rue Mamounia, Rabat, immatriculée au registre du commerce, sous le numéro 30 269, ci-après dénommée « le Prestataire de services », à toute personne physique ou morale souhaitant conclure un contrat de location, ci-après dénommée « le client ».

### Article 1

La délivrance de la prescription du médecin est obligatoire ainsi que la présentation de l'attestation d'assurance maladie en cas de demande de prise en charge. Locamed-service n'ayant d'accords avec aucun Tiers Payant tous les frais doivent être réglés à l'avance, et c'est au Client de suivre son remboursement.

### Article 2

#### MODIFICATION

Pour tout changement de situation tel qu'un départ en structure d'accueil, hospitalisation, déménagement, voyage ou décès, le Client ou son représentant doit impérativement contacter notre service afin d'interrompre le contrat de location, de façon temporaire ou définitive. Le Client est tenu de nous prévenir pour les modalités de reprise de notre matériel.

### Article 3

#### PÉRIODICITÉ

La location se fait sur une période hebdomadaire, ou mensuelle. La périodicité souhaitée doit être choisie lors de la signature du contrat. Toute période entamée même d'une journée est due en totalité.

### Article 4

#### LIVRAISON

Toute demande formulée par téléphone, fax ou mail sera traitée dans les meilleurs délais 48 à 72 heures, en fonction des impératifs évoqués. Les exigences de passage à des heures bien précises peuvent être parfois compromises en raison des aléas avérés (tel que le trafic routier ou autre...).

Il convient de préparer la pièce à l'avance, pour l'installation du matériel demandé. Nos installateurs ne sont pas habilités à porter le Client alité, ni à déplacer ses meubles.

Pour toute intervention, un bon de livraison vous sera remis en double exemplaire dont un devra nous être signé par vos soins, attestant du bon déroulement de la mise en place des dispositifs.

### Article 5

#### TRANSFERT DES RISQUES

Le client devient responsable du matériel médical mis à sa disposition, à compter du jour de sa livraison. Il assume à compter de cette date les dommages causés sur les équipements.

### Article 6

#### GARANTIE

Le matériel médical destiné à la location est vérifié et contrôlé avant sa mise en place chez le client. Le Prestataire s'engage à le réparer ou le remplacer, en cas de défectuosité.

Le Client est tenu d'en prendre soin « en bon père de famille », et ne doit pas dégrader les accessoires rattachés au matériel (télécommande du lit cassée, batterie déchargée suite à un oubli, câbles électriques arrachés etc.).

### Article 7

#### RESERVE DE PROPRIETE

Le Prestataire conserve la propriété des biens mis en location jusqu'à la clôture du contrat de services, à la demande du Client. Un bon de récupération sera remis au client, lors de la reprise du matériel qui doit être restitué dans son intégralité. Tout accessoire manquant sera à la charge du Client, qui devra s'acquitter d'une somme forfaitaire de 500Dh. Toute perte de matériel liée à un sinistre (vol, incendie, don à autrui ou mise aux rebuts) est passible d'une indemnité de dédommagement forfaitaire équivalente au dépôt de garantie.

### Article 8

#### CLAUSE PENALE

Sauf report accordé par le Prestataire, et sous réserve des dispositions particulières pouvant figurer sur la facture de location, le défaut de paiement à l'échéance fixée entraînera, quel que soit le mode de règlement, une intervention contentieuse et l'application d'une indemnité égale à 15% de la somme impayée à laquelle s'ajouteront les frais judiciaires et les intérêts légaux.



Faire une demande:



Scannez le QR code  
Ou appelez nous au  
**06 66 13 55 07**



**Lit médicalisé à domicile : À partir de 1099 Dh le mois**

+ Dépôt de garantie

**Lit électrique  
3 Fonctions**

Avec barrières et potence

- Une plus grande autonomie du patient : d'une simple pression sur la télécommande, il actionne le relève buste ou le relève-jambes électrique.
- Soulage le dos des aides-soignants : une fois le lit en position haute, il n'y a pas besoin de se pencher pour faire la toilette du patient
- Habillés de bois, ils s'intègrent au domicile,
- Des barrières escamotables en bois permettent une utilisation en toute sécurité,
- Une potence permet de soulager les points d'appui et de changer de position,
- Démontable en 4 parties, le lit s'installe rapidement et sans outil.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Capacité de poids 170Kg
- Dimension Larg 105 x Long 217 cm
- Roues 4 Roues avec une butée



Livraison / Installation / Enlèvement

**Tarif : 500 TTC**

Ce tarif inclus la livraison, l'installation et l'enlèvement du lit

**Lève-personne : À partir de 1 350 Dh le mois**

+ Dépôt de garantie

poids max. de l'utilisateur  
**125 kg****Lève-personne  
Mobile**

Avec sangle en U

Le cadre en acier avec revêtement en poudre dispose de rouleaux avant et arrière, de jambes réglables, d'une poche de suspension sécurisée, et d'un dispositif d'abaissement d'urgence pour les patients.

- Crochets de fixation d'harnais,
- Bôme de levage,
- Poignée de poussée,
- Moteur de levage,
- Pied du châssis,
- Roues doubles,
- Front (déverrouillage),
- Arrêt de secours mécanique,
- Poignée de commande,
- Boîtier de commande électronique,
- Pédale de réglage du châssis,
- Roulettes doubles avec frein de blocage.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poids maximum utilisateur : 175 Kgq
- Capacité de levage jusqu'à 1813 mm
- Hauteur minimale de la perche 575 mm



Livraison / Enlèvement

**Tarif : 500 TTC**

Ce tarif inclus la livraison, l'installation et l'enlèvement du lève-personne

**Fauteuil roulant manuel : À partir de 500 Dh le mois****Fauteuil roulant  
manuel BREEZY 90**

• Pliable • Solide • Léger

- Châssis en acier
- Repose-pieds démontables
- Accoudoirs relevables
- Roues gonflables
- Kit de gonflage



Livraison / Enlèvement

**Tarif : 150 TTC**

Ce tarif inclus la livraison, l'installation et l'enlèvement du fauteuil roulant



## Concentrateur d'oxygène : À partir de **999 Dh** le mois

### VisionAire 5L



+ Dépôt de garantie

- Léger et facile à transporter
- Faible consommation électrique
- Faibles coûts d'entretien
- Sécurité

- Système de régulation de pression
- Filtres à air pour purifier l'air ambiant avant la production d'oxygène
- Poignées de transport pour faciliter le déplacement de l'équipement
- Bouton marche/arrêt pour une utilisation simple et pratique
- Raccords pour les tubes d'oxygène
- Alarmes sonores et visuelles en cas de problème technique ou d'interruption d'oxygène

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Concentration en O2	90 % (+ 5,5 % / - 3 %)
Débits	1 l/min - 5 l/min
Poids	13,6 kg
Niveau de pression acoustique	45 dBA
Consommation	290 W
Conditions de fonctionnement	5 °C à 40 °C
Dimensions	35,8 x 29,2 x 52,8 cm



Livraison / Enlèvement

**Tarif : 500 TTC**

Ce tarif inclut la livraison, l'installation et l'enlèvement de l'appareil.

## CPAP : À partir de **750 Dh** le mois

### CPAP AiSense 10 AutoSet



+ Dépôt de garantie



AutoSet for Her



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Plage de pression : 4-20 cm H<sub>2</sub>O
- Niveau sonore : 26,6 dBA
- Rampe : AutoRamp ou standard
- Marche/Arrêt automatique
- Réglage altitude : Jusqu'à 2 600 m
- Technologie EPR : 1-3 cm H<sub>2</sub>O
- Compensation des fuites : Automatique
- Capacité de la chambre : 380 ml
- Stockage des données : Carte SD 4 Go
- Alimentation : 100-240 V
- Consommation : 51-106 W

CPAP

Humidificateur



+



Livraison / Enlèvement

**Tarif : 500TTC**

Ce tarif inclut la livraison, l'installation et l'enlèvement de l'appareil.

## Accessoires à la vente : voir la page 93

### Masque Nasal

AirFit N20

N5A

Wizard 210



### Masque Facial

AirFit N20

N5A

Wizard 220



### Masque Narinaire

AirFit N20

N5A


Wizard 210





**Lit électrique MT**

Proclive- décline

Réf. **V754**Prix :TTC  
**16 000,00****Lit électrique à Proclive- décline**Livré avec **potence de lit****6 fonctions**

- Lit de soins à domicile taille globale : 2150 x 1030 x 460 mm
- La tête et le pied sont en bois massif
- Rail latéral en bois massif pleine longueur, coulissant de haut en bas
- Peut être entièrement démonté pour le transport, lorsque le lit n'est pas utilisé, il peut être stocké dans une position sûre et compacte
- Fonctions réglables du lit
- Capacité de poids: 190 kg
- Le poteau 11.IV est facultatif
- Puissance: 110V-240V, 50-60HZ

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

• Capacité de poids	190Kg	• Dossier	0-70°
• Dimension	2150*1030*460mm	• Repose-jamps	0-23°
• Roues	4 Roues avec une butée	• Trendelenburg	13°
• Réglages de la hauteur	460-860mm		

**Lit électrique TEIDE**

Avec 4 plans et 3 articulations

Réf. **TCL758**Prix :TTC  
**16 000,00****Lit articulé électrique**Livré avec **potence de lit****3 fonctions**

- D'une simple pression, la télécommande actionne le relève-buste ou le relève-jambe électrique.
- Soulage le dos des aides-soignants : une fois le lit en position haute, il n'y a pas besoin de se pencher pour faire la toilette du patient.
- Habillés de bois, il s'intègre au domicile,
- Des barrières escamotables en bois permettent une utilisation en toute sécurité,
- Une potence permet de soulager les points d'appui et de changer de position,
- Démontable en 4 parties, ce lit s'installe rapidement et sans outil,
- Réglable en hauteur par télécommande.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

• Capacité de poids	150Kg
• Dimensions	105 x 214 cm
• Roues	4 Roues avec une butée
• Réglages de la hauteur	35 à 75 cm
• Moteurs	3



## Lit électrique

### VEREYA PLUS

Avec barrières et potence

Réf. V752

Prix :TTC  
**17 500,00**

## Habillage en bois pour l'hospitalisation à domicile



Livré avec potence de lit



### 3 fonctions



- D'une simple pression, la télécommande actionne le relèvement-buste ou le relèvement-jambe électrique.
- Soulage le dos des aides-soignants : une fois le lit en position haute, il n'y a pas besoin de se pencher pour faire la toilette du patient.
- Habillé de bois, il s'intègre au domicile.
- Des barrières escamotables en bois permettent une utilisation en toute sécurité.
- Une potence permet de soulager les points d'appui et de changer de position.
- Démontable en 4 parties, ce lit s'installe rapidement et sans outil.
- Réglable en hauteur par télécommande

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Capacité de poids 170Kg
- Dimension Larg 105 x Long 217 cm
- Roues 4 Roues avec une butée

## Lit électrique AMPLITUDE

Avec barrières et potence

Réf. 475111

Prix :TTC  
**18 000,00**

## Lit électrique spécial Alzheimer

Livré avec potence de lit



### Position très basse pour éviter les risques de chute du patient

### 3 fonctions



- Le lit Amplitude électrique est conseillé pour : les personnes à risque de chute, états confus ou maladie d'Alzheimer,
- il permet une position basse, et standard en conservant un niveau relevé classique pour permettre au personnel soignant la réalisation des soins,
- La hauteur variable, le relèvement buste
- Démontable en 4 parties, ce lit s'installe rapidement et sans outil,
- Trois fonctions, trois moteurs

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Capacité de poids 135 Kg
- Dimension 90 x Long 190 cm
- Roues 4 Roues
- Réglages de la hauteur 22 à 84,5 cm
- Dossier 0-70°
- Repose-jambes Manuel à crémaillère 0 à 15°
- Plicature de genoux Oui



**Lit manuel d'hospitalisation**Réf. **L8045**

Prix :TTC

**6 000,00****1 position****Avec une manivelle**

- Cadre de lit revêtu d'époxy, avec rails latéraux pliables en alliage d'aluminium et têtes de lit amovibles en plastique ABS
- Fonction unique, qui peut être actionnée par manivelle, dossier: 0-70 ± 5°
- Anti-pare-chocs aux quatre coins, avec emplacements
- Quatre roulettes de diamètre 125 mm avec freins
- Construction démontable économisant le fret.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Lit semi-rotatif mobile avec têtes de lit en ABS
- Dimensionné: 2140 mm (L)x940 mm (W)x500 mm (H)
- Panneaux de tête: 1010x280x640mm

**Lit manuel d'hospitalisation**Réf. **L8030**

Prix :TTC

**6 300,00****2 positions****Avec deux manivelles**

- Rails latéraux pliables en alliage d'aluminium
- 4 roues pivotantes diam 12,5 cm dont 2 avec frein
- Le cadre du lit est soudé par un profilé en acier, stable
- Planche de lit moulée avec trous de ventilation
- Tête et jambe relevable par 2 manivelles,
- Panneaux de tête et de pied en ABS, facilement amovibles

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Deux crochets de drainage
- Capacité de poids : 150 Kg
- Dimensions : 2140 mm (L) x940 mm (W)x500 mm

**Lit manuel d'hospitalisation**Réf. **L8084**

Prix :TTC

**8 800,00****3 positions****Avec trois manivelles**

- Tête et jambe relevable par 2 manivelles,
- Panneaux de tête et de pied en ABS, facilement amovibles
- Rails latéraux pliables en alliage d'aluminium

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Lit semi-rotatif mobile avec têtes de lit en ABS
- Dimensionné: 2140 mm (L)x940 mm (W)x500 mm (H)
- Panneaux de tête: 1010x280x640mm

**Poignée sortie de lit**Réf. **430918**

Prix :TTC

**850,00**

- Facile à installer, les poignées de sortie de lit assurent un point d'appui apprécié pour sortir ou accéder au lit.
- Elles se glissent sous le matelas et s'utilisent aussi bien dans un lit traditionnel que dans un lit médicalisé.

**Appui-dos**Réf. **W0320**

Prix :TTC

**495,00**

- Doté d'un appui tête il se règle en inclinaison, pour se reposer, lire ou regarder la télévision,
- Le tissu aéré laisse la peau respirer même en l'absence d'un oreiller

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Inclinaison de 45 à 60°
- Larg : 61 cm / Haut : 58 cm,
- Poids max : 100 kg.



## Table de lit

### Classique

Réf. **W0300**



Prix :TTC  
**1 250,00**

- Peu encombrante.
- Pratique pour lire, plateau réglable en inclinaison,
- Réglable en hauteur et latéral,

### Pliante

Diffusion avec extension

Réf. **421800**

**Blanche**

Réf. **421814**

**Marine**



Prix :TTC  
**1 590,00**

- Cette table réglable en hauteur possède un plateau repose livre inclinable (multi-positions).
- Une double inclinaison au niveau du socle facilitant l'utilisation dans un fauteuil (roulant).

### Pliante

Diffusion pliante

Réf. **421400**

**Blanche**

Réf. **421413**

**Marine**



Prix :TTC  
**1 250,00**

- Réglable en hauteur,
- Facile à déplacer grâce à quatre roulettes,
- Pratique pour lire : plateau réglable en inclinaison.

## Table de lit en U

Réf. **L8123**

**En ABS**

Prix :TTC  
**2 875,00**

- Avec roulettes,
- Hauteur réglable de 68 à 98 cm,
- Longueur : 80 x 42 cm.



Réf. **L8116**

**En laminé bois beige**

Prix :TTC  
**1 600,00**

- Cadre en acier enduit d'époxy, avec panneau supérieur phénolique,
- Hauteur ajustable par verin à gaz,
- Base avec roulettes dia.63mm, dont deux avec freins,
- Dim. : L80 x W40 x H66 ~ 96 cm.



## Porte sérum

Réf. **430811**

- Sur roulettes,
- 4 crochets,
- socle ABS



Prix :TTC  
**750,00**

Réf. **L8031CR**

- Sur roulettes,
- 2 crochets,
- Socle chromé



Prix :TTC  
**600,00**

Réf. **L8031**


- Sur roulettes,
- 4 crochets,
- socle ABS



Prix :TTC  
**600,00**

**NOUVEAU**

- Sur roulettes,
- 4 crochets,
- socle ABS



**Panier porte sérum**

Réf. **L8032**

En Inox 250 ml

Prix :TTC  
**100,00**



## Table de chevet roulante

Réf. **L8055** - Matériel **ABS**



Prix :TTC  
**1 400,00**

- Matériel ABS génie plastique,
- Avec un tiroir, et un plateau-repas, d'une petite porte avec étagère intérieure, étagère latérale escamotable pour serviettes.
- Dimensions : 48 x 47 x 78 cm.

Réf. **L8074** - Matériel **ABS**

**En laminé bois beige**



Prix :TTC  
**4 990,00**

- Matériel ABS génie plastique,
- Avec un tiroir, une porte ( intérieure avec un plateau ),
- Taille: 53 x 50 x 80 cm.

Réf. **L8056** - Matériel **ABS**

**Table à manger ajustable**



Prix :TTC  
**1 800,00**

- 1 tiroir et 1 placard
- 1 table à manger ajustable en hauteur
- 4 roulettes silencieuses
- Dimensions : 61.5 x 50 x 88.5 cm






## Fauteuil releveur électrique STYLEA II

HERDEGEN | Made in France

Réf.	Couleur.
<b>490130</b>	Beige / tissu microfibre
<b>490135</b>	Chocolat / tissu microfibre



Prix :TTC  
**11 900,00**



Poids Supporté : 130 kg  
2 Moteurs



- Il est équipé de 2 moteurs pour une inclinaison indépendante du dossier et du relèvement de la jambe.
- Son dossier est équipé de 3 coussins déhoussables et rembourrés en fibres creuses particulièrement moelleuses.
- L'assise contigüe au relèvement des jambes et se déhoussent aisément.
- Grande poche latérale de rangement


## Fauteuil releveur électrique LAZY UP

HERDEGEN | Made in France

Réf.	Couleur.
<b>480445</b>	Chocolat



Prix :TTC  
**9 900,00**



Poids Supporté : 130 kg  
2 Moteurs



- Ce fauteuil s'incline en 2 temps grâce à sa motorisation leg'up : le relèvement des jambes puis le dossier.
- Son grand dossier réglable en profondeur lui procure un maintien de qualité, tout en optimisant l'espace avec une largeur limitée.
- Matériaux : mécanisme en acier - vérin électrique basse tension 24 volts.



## Fauteuil releveur électrique


NOUVEAU

Réf.	Couleur.
<b>A6028GR</b>	Charbon / moteur Okin
<b>A6028M</b>	Chocolat / moteur Okin

Tissu technologique imperméable  
avec deux moteurs okin



Prix :TTC  
**9 100,00**



Poids Supporté : 130 kg  
2 Moteurs



**Tissu durable et facile à entretenir :** Ce fauteuil est conçu en tissu technique résistant à l'usure et imperméable, ce qui permet d'essuyer facilement les taches et les liquides sans qu'ils ne pénètrent.

**Confort et respirabilité :** Doux et respirant, il offre un confort optimal et aide à réguler la température corporelle.

**Résilience et résistance aux plis :** Le tissu garde une apparence lisse, retrouvant sa forme même après un usage prolongé.

## Fauteuil releveur électrique


NOUVEAU

Réf.	Couleur.
<b>A8355M</b>	Simil cuir marron
<b>A8355N</b>	Simil cuir noir

En cuir respirant  
avec deux moteurs okin



Prix :TTC  
**10 400,00**



Poids Supporté : 130 kg  
2 Moteurs



**Aide à l'assise et au levage :** Moteur électrique contrôlé par télécommande pour faciliter l'assise et le relevage.

**Confort ajustable :** Télécommande pour incliner le dossier et le repose-pieds.

**Robustesse :** Haute capacité de charge pour une assise stable et sécurisée.

**Positions flexibles :** Ajustement facile du dossier et repose-pieds.





## Fauteuil coquille manuel

## Essentiel

Manuel  
Intérieur

Le fauteuil coquille ESSENTIEL est un fauteuil à usage intérieur exclusif pensé pour les personnes assistées d'un accompagnant.



## Elysee

Manuel  
Intérieur-Extérieur

Le fauteuil coquille ELYSEE II est un fauteuil manuel à usage intérieur - extérieur, nécessitant l'aide d'un accompagnant.



Poids max. de l'utilisateur  
**130 kg**



INNOV'SA

Tablette



Cale tronc



Réf.	Dés.	Couleur	Prix
ESS1M11C	Tablette T43 à 48	PVC CACAO	8 990,00
ESS1M11C-2	Tablette T43 à 48 +cales tronc+barre de fixation	PVC CACAO	11 250,00
ESS1M8C	Tablette T37 à 42	PVC CACAO	8 990,00
ESS1M11CH	Tablette T43 à 48	Tissu CHOCO	8 990,00
ESS1M11G	Tablette T43 à 48	Tissu GRIS	8 990,00
ESS1M8G	Tablette T37 à 42	Tissu GRIS	8 990,00

Réf.	Dés.	Couleur	Prix
EL12M11C	Tablette T43 à 48	PVC CACAO	12 250,00
EL12M11CH-1	Tablette T43 à 48+cale tronc+barre de fixation	Tissu CHOCO	13 500,00
EL12M11G-1	Tablette T43 à 48+cale tronc+barre de fixation	Tissu Gris	13 500,00

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Fauteuil recouvert de mousse HD (Haute Densité)
- Assise garnie d'une mousse à mémoire de forme de Type Classe II
- Oreiller cervical ,Harnais 4 points
- Inclinaison manuelle : Assise / Dossier / Repose jambes avec système à crémaillère
- Poids maximum utilisateur : 130 kg

- Revêtement Pvc/Polyuréthane correspondant aux normes Non Feu M2.
- Grande largeur d'assise possible : jusqu'à 65 cm
- Hauteur sol/siège : 48 cm
- 3 types de revêtements disponibles : Pvc/Polyuréthane : Cacao - Velours déperlant : Choco Edition -Tissu chiné : Gris Chiné

## Fauteuil coquille électrique

Essentiel Électrique  
Intérieur

Tablette Kit batterie Cale tronc



Fauteuil à usage exclusif en intérieur, équipé d'une télécommande permettant une plus grande autonomie du patient dans la gestion de l'inclinaison du fauteuil.

Réf.	Dés.	Couleur	Prix
ESS2E11G	Tablette T43à48	Tissu GRIS	9 990,00
ESS2E11C	Tablette T43à48	PVC CACAO	9 990,00
ESS2E11C-1	Tablette T43à48 +BATTERIES	PVC CACAO	12 250,00
ESS2E11CH	Tablette T43à48	Tissu CHOCO	9 990,00
ESS2E11CH-1	Tablette T43à48 +BATTERIES	Tissu CHOCO	12 250,00



Poids max. de l'utilisateur  
**130 kg**



INNOV'SA

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Inclinaison 100% électrique (assise, dossier, repose-jambes synchronisés)
- Oreiller cervical & Harnais 4 points
- Revêtement en PVC/Polyuréthane conforme aux normes Non Feu M2
- Hauteur sol/siège : 48 cm
- Poids maximum utilisateur : 130 kg
- Poids du fauteuil : 33,5 kg
- Assise garnie fibre de mousse à mémoire de forme de type Classe II
- Kit batterie & Télécommande avec fonction autonomie (avant/arrière)



## Ceinture de transfert

Réf. 43091

Prix :TTC  
399,00



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Position : Autour de la taille.  
Fonction : Sécurise l'assise.  
Polyester, mousse polyuréthane, nylon  
Entretien : Lavable à 60 °C.



## Coussin aide au retournement

Réf. K3666

Prix :TTC  
395,00



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Usage : Prévention des ulcères  
Matériau : PU souple  
Poignées : Quatre  
Personnes âgées, handicapées, obèses

Pour les patients alités



## Siège de rotation

Réf. 820109

Prix :TTC  
290,00



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Fonction : Pivotement du patient assis.  
Rotation : 360°.  
Sur surfaces planes.  
Composition : Deux disques rotatifs.  
Capacité : 125 kg, diamètre 40,5 cm.

## Drap de glisse

Réf. 410195

Prix :TTC  
600,00



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Fonction : Translation latérale et verticale, rehaussement du patient.  
Avantage : Réduit les frottements.  
Matériau : Polyamide avec enduction polyuréthane et silicone.



## Coussin en microbilles

Réf. 410163

Prix :TTC  
630,00



- Le coussin de positionnement demi-lune permet le calage dorsal du patient ainsi que les coudes et donc le soulagement de la pression d'appui,
- Il permet la réduction du « glissé vers l'avant » qui est responsable du cisaillement des tissus,
- Dim : 18 x 100 cm.

Réf. 410161

Prix :TTC  
350,00



- Coussin en microbilles léger pouvant aider à la prévention ou au traitement d'une escarre,
- Idéal pour une mise en position semi-latérale 30° en position allongée afin d'assurer une décharge totale du sacrum en cas d'escarre déclarée,
- Dimensions : 150x18 cm.

Réf. 410165

Prix :TTC  
890,00



## Chaises de transfert en aluminium pliables et légères

NOUVEAU

Réf. L2015-38

Prix :TTC  
1 780,00



- Structure pliable à double croisillon
- Poignées ergonomiques, repose-pieds, dossier pliant
- Rangement à plat, accoudoirs capitonnés relevables

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Profondeur de l'assise : 36 cm  
Hauteur du dossier : 36 cm  
Poids max. : 100 kg  
Assise : 36 cm



Réf. L2015

Prix :TTC  
1 550,00



- Structure pliable à double croisillon
- Poignées ergonomiques, repose-pieds, dossier pliant
- Rangement à plat, accoudoirs capitonnés relevables

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Profondeur de l'assise : 36 cm  
Hauteur du dossier : 36 cm  
Poids max. : 100 kg  
Assise : 36 cm



Réf. L2015-46

Prix :TTC  
2 250,00




Très pratique pour les voyages en train ou en avion

- Structure pliable à double croisillon
- Poignées ergonomiques, repose-pieds, dossier pliant
- Rangement à plat, accoudoirs capitonnés relevables

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Profondeur de l'assise : 36 cm  
Hauteur du dossier : 36 cm  
Poids max. : 100 kg  
Assise : 36 cm







## Lève-personne électrique

Réf. **L8086**

• Le cadre principal est fabriqué en acier à haute résistance avec un revêtement en poudre pour la surface. Il comprend des roues avant universelles, des roues arrière équipées de freins, une largeur réglable des jambes du support, une poche de suspension sûre et fiable, ainsi qu'un dispositif de descente d'urgence. Cela permet de faire descendre le patient en cas de batterie déchargée ou de panne du moteur.

- Crochets de fixation d'harnais,
- Bôme de levage,
- Poignée de poussée,
- Moteur de levage,
- Pied du châssis,
- Roues doubles,

- Front (déverrouillage),
- Arrêt de secours mécanique,
- Poignée de commande,
- Boîtier de commande électronique,
- Pédale de réglage du châssis,
- Roulettes doubles avec frein de blocage.

Avec sangle Universelle

Prix :TTC  
**17 500,00**poids max. de l'utilisateur  
**120 kg**

## Lève-personne électrique REBOTEC

Réf. **RE32001**

- Bras de levage électrique
- Unité moteur / batterie de 24 volts
- Télécommande câblée
- Fonction d'arrêt d'urgence
- Abaissement d'urgence mécanique
- Abaissement au sol possible
- Châssis avec pédales
- Roues pivotantes freinées individuellement
- Temps de montage : 5 à 6 minutes,
- Testé jusqu'à 150 kg de poids corporel

poids max. de l'utilisateur  
**150 kg**Prix :TTC  
**22 500,00**

Avec sangle Universelle

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids maximum utilisateur : 150 Kg

Accessibilité en hauteur: 13 cm

Dim. : L 56 cm x P 33 cm x H 14,5 cm

**REBOTEC**

Made in Germany

## Lève-personne électrique SUNLIFT MICRO

Réf. **SLG175**

### Adapté aux maisons de retraites ,hôpitaux

- Idéal pour un usage domestique.
- Supporte jusqu'à 130 kg et soulève jusqu'à une hauteur de 1483 mm.
- Système antidérapant et crochets sécurisés pour éviter tout détachement de la sangle.
- Indicateur de batterie et alerte sonore dès 50% de charge.
- Poignée ergonomique pour une manipulation confortable sans forcer le poignet.
- Conception solide, éliminant tout jeu dans les points d'ancrage pour une stabilité optimale.
- Ouverture des pieds facile grâce à une pédale ergonomique, permettant d'ajuster la largeur selon les besoins.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids maximum utilisateur : 130 Kg

Garde au sol: 20 mm

Largeur totale: 940 mm x 1130 mm x 1870 mm

Taille roue avant: 75 mm

Taille roue arrière: 100 mm

Prix :TTC  
**18 500,00**poids max. de l'utilisateur  
**175 kg**

Avec sangle Universelle

 **SUNRISE MEDICAL**

Made in Germany



## Fauteuil roulant d'aisance de transfert

Réf. **LY111846**

### Hydraulique manuel

- Doté d'un système hydraulique
- Pédale hydraulique
- Siège divisé
- Frein au pied



Prix :TTC  
**8 500,00**

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur totale : 59 cm	Hauteur totale : 91 - 117 cm
Profondeur du siège : 40 cm	Hauteur des accoudoirs : 44 - 70 cm
Largeur du siège : 46 cm	Capacité de charge maximale : 100 kg
Hauteur d'assise : 37 cm	



## Fauteuil roulant d'aisance de transfert

Réf. **LY7760L46**

### Électrique

Deux jeux de manivelles (poignées de commande)



Prix :TTC  
**13 900,00**

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur totale : 72 cm	Hauteur de dossier : 47 cm
Profondeur du siège : 40 cm	Hauteur des accoudoirs : 40-60 cm
Hauteur d'assise : 37 cm	Capacité de charge maximale : 100 kg
Hauteur totale : 81,5 - 91,5 cm	



- Conception ouverte, double verrouillage,
- Ceinture et frein pour une sécurité optimale.
- Multifonction avec pot d'aisance et support IV.
- Manivelle pour soulever et abaisser facilement





## Matelas à air anti-escarres alternating

Réf. **L8000****APEX**

Prix :TTC

**650,00**

Risque d'escarre faible

**DOMUS 1**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimensions du matelas : 1960 x 900 x 63 mm

Poids : 100 kg

Dimensions de la pompe 250 x 125 x 85 mm

Tension d'alimentation : 100-240 V / 50-60 Hz

Matelas et compresseur

- 2 circuits d'air indépendants,
- 2 tuyaux de raccord entre matelas et compresseur,
- Alternance dans le gonflage des deux circuits d'air afin de réduire les pressions.

## Matelas à air anti-escarres alternating

Réf. **L8000U**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Compresseur :

- Pression 40 à 100mmHg,
- Puissance de sortie de l'air : 5 litres/min,
- Mode alternatif : cycle 10-12 min,
- Le compresseur est silencieux, performant,
- Il peut être accroché au lit,
- Sur-matelas à air de 130 cellules,
- Rabats en tête et pied de lit, qui peuvent être rabattus sous le matelas,
- Poids supporté : 110 kg.

Prix :TTC

**650,00**

Risque d'escarre faible

**ULTIMA**

## Matelas à air en tube alternating

Réf. **L8011****APEX**

Prix :TTC

**2 290,00**

Risque d'escarre moyen

**DOMUS 2**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Cellules indépendantes fonction alternée 1 sur 2,
- Cellule de polyester enduite de polyuréthane,
- Durée de cycle pré-réglée à 12 mn,
- Réglage de la pression en fonction du poids du patient et de son confort.

## Matelas à eau anti-escarres

Réf. **L8001**

Conçu pour être utilisable aussi avec de l'eau plutôt que de l'air afin de réduire la pression interne et de lutter contre l'air d'escarres matelas

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimension : 189 x 90 x 10 cm
- Matériel : PVC
- Poids max : 100 kg

**NOUVEAU**

Prix :TTC

**460,00**



## Matelas à air dynamique anti-escarres

Réf. **L8012U**

Prix :TTC

**7 900,00**

La pompe et le matelas Scorpion sont destinés à réduire l'incidence des plaies de pression tout en optimisant le confort du patient.

- A / B alternant fournit la pression,
- RCP «dégonflage rapide» en cas d'urgence,
- Statique, réinitialisation d'alarme et mode ferme automatique,
- Un crochet fixe, un filtre à air et un fusible sont fournis au bas de la pompe,
- Couverture imperméable et perméable à la vapeur,
- fournit une surface à faible frottement,
- Capacité de poids maximale 180 kg

Risque d'escarre élevé

**SCORPION AUTO**



Dim. : 203 x 88 x 20 cm

## Matelas gaufrier

Anti-escarres

Réf. **WN3000**

Prix :TTC

**2 550,00**


Risque d'escarre faible à moyen

**Mono-portance**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Housse zippée sur 3 côtés, avec rabat, lavable, imperméable et résistante.,
- Poids utilisateur de 40 à 120 kg,
- Densité : 42,9 kg/m3.,



Dim. : 195 x 85 x 14 cm



## Matelas en mousse viscoélastique

Anti-escarres

Réf. **W3006**

Prix :TTC

**3 350,00**

Risque d'escarre moyen à élevé

**à mémoire de forme**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Livré avec housse intégrale Promust PU en jersey polyuréthane, imperméable et respirant,
- Mousse viscoélastique de densité 82 Kg/m3,
- Poids max utilisateur 30 à 120 kg,



Dim. : 196 x 87 x 14 cm



## Matelas articulé

Pour lit médicalisé à 3 articulations

Réf. **L8008**

Prix :TTC

**1 850,00**

**En mousse**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Matelas en 4 parties
- Mousse de densité médicale
- Éponge haute densité et fibre de coco naturelle
- Housse imperméable zippée.



Dim. : 193 x 89 x 8 cm






## Prévention des escarres par répartition de la pression

Fresco

## Indications


- utilisé dans les ulcères de grade 1 avant que la peau ne se déchire.
- A utiliser sur les zones de peaux sèches fragiles à risque d'éclatement.
- utilisé comme superposition.



## Plaque forme sacrum

Réf. F02605-00C

1 unité

Prix :TTC  
220,00

## Talonette à répartition de charge

Réf. F02604-01C

Standard

La paire



Prix :TTC  
480,00

## Plaque forme carrée

Réf. F02601-02B

10x10x1.2 cm

1 unité

Prix :TTC  
125,00

## Bande en rouleau

Réf	Dés.	Prix
F02603-01C	30X5X0.3CM	110,00
F02603-02C	50x2.5x0.3 cm	100,00

Chausson anti-escarres  
Care protect Pedi

Réf. 2306

- Prévention des escarres.
  - Risque d'escarre(s) : moyen à élevé
- Circonférence coup-de-pied

tailles	Circonférence de cheville
1 -	27-31 cm
2 -	32-36 cm
3 -	37-42 cm



La paire



## Protège talon

Réf. 680008

Prix :TTC  
180,00

En fibres synthétiques pour une :  
Meilleure circulation de l'air, réduction des frottements, prévention de l'apparition des escarres au niveau du talon.

- Taille standard.



La paire



Pour toute demande de devis , nous consulter : 06 66 13 55 07



## Gants d'examen jetables

### Latex jetable

Réf. **LC1060**

Prix :TTC

**70,00**

Taille : S - M - L

- Bonne qualité et fournissent une excellente barrière biologique.
- Ils ne sont pas destinés à être utilisés comme barrière chimique
- A conserver dans un endroit sec et frais, éviter la chaleur excessive (40°C 104°F ).

Non poudré



### Nitrile jetable

Réf. **LC1061**

Prix :TTC

**72,00**



## Alèse jetable

extra

60x60 cm

60x90 cm

80x180 cm



20 U

Réf.	Taille	Prix. TTC
<b>00466060</b>	Extra 60 x 60	Moyenne <b>120,00</b>
<b>00466090</b>	Extra 60 x 90	Maxi <b>160,00</b>
<b>004680180</b>	Extra 80 x 180	Réglable <b>220,00</b>

## Alèse lavable

Réf. **410100**

Prix :TTC

**190,00**



Pour matelas anti-escarre



## Lingettes humides

Réf. **0050L60**

sabanindas extra

60 unités



Prix :TTC

**75,00**

Préconisées pour la toilette intime quotidienne des peaux sensibles



## Gants de toilette imprégnés

Réf. **0050G40**

40 unités



Réversibles

Prix :TTC

**150,00**

Pour l'hygiène corporelle ils s'adaptent à la main Ils sont confortables et faciles à utiliser.



## Éponges savonneuses

Réf. **0050E20**

20 unités



Prix :TTC

**32,00**

Pour la toilette de tout le corps Masser doucement Éviter les plaies ouvertes



## Poche à urine

Réf. **LC1020**

Adulte

Prix :TTC

**06,00**



Réf.	Cond.	Prix.
<b>LC1020</b>	Boite 100 U	<b>530,00</b>
		<b>Remise 40%</b>

## Peniflow

Réf. **LC1030**

En latex

Prix :TTC

**05,00**

Taille : XL, L, M, S



Réf.	Cond.	Prix.
<b>LC1030</b>	Boite 100 U	<b>500,00</b>
		<b>Remise 40%</b>
	10 boites 100 U	<b>Nous consulter</b>

## Bassin de lit

Réf. **LC1080**

Prix :TTC

**60,00**



- Bassin de lit avec poignée ergonomique.
- Plastique très résistant.

## Poche à urine

Réf. **LC1020P**

Pédiatrique

Prix :TTC

**112,00**



Réf. **LC1030S**

En silicone

Prix :TTC

**25,00**

Taille : XL, L, M, S



## Urinoir Mixte

Réf. **LC1070**

Prix :TTC

**42,00**



- Capacité 1 litre.
- Homme et femme



**Pillulier pour comprimés sécables**

Réf. LH003

Prix :TTC  
**42,00****Broyeur de comprimés**

Réf. 0090BC0

28 comprimés

Prix :TTC  
**48,00****Pillulier-semainier**

Réf. 0090BC1

28 comprimés

Prix :TTC  
**85,00****Pillulier 2 en 1**

Réf. L5730


Prix :TTC  
**60,00**

Combine le journalier et le semainier.  
Les compartiments journaliers  
sont facilement détachables.

**Pilulier 7 jours**

Réf. FS5734

NOUVEAU

Prix :TTC  
**60,00**

Couvercle pop-up facile à utiliser en une seule touche  
Conception spéciale pour répondre à vos besoins quotidiens

**Pilulier portable quotidien**

Réf. FS5770

NOUVEAU

Comprimé sécable et 4 compartiments

Prix :TTC  
**65,00**

Pilulier portable, résistant à l'humidité, avec 4 compartiments séparés.  
Compartiment coupe-pilule avec lame en acier inoxydable.

**Gouttière buccale  
anti-ronflement**

Réf. OSLC01

+ SWISS MADE

Prix :TTC  
**300,00**

- Idéal pour une utilisation occasionnelle ou irrégulière (vacances, camping, court séjour hospitalier par exemple).
- Il utilise le principe reconnu médicalement de l'avancement mandibulaire.

**Contenu du set Somnolis :**

- 1 fine gouttière anti-ronflement SOMNOLIS,
- 4 bandes de réglage souples,
- 1 mode d'emploi.

**Appareil auditif contour  
d'oreille**

Réf. LJH125

Prix :TTC  
**350,00**

- Amplificateur de son,
- Volume réglable,
- Kit de nettoyage,
- Embouts en silicone différents gabarits,

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Gamme de fréquence : 100 à 6000 Hz,
- Bruit d'entrée équivalent : ≤ 30dB,
- Pile AG5.





## Argicalm



Coussin réutilisable à base d'argile naturelle pour soulager votre douleur



Soulagement de la douleur



Froid



Chaud

Taille	Destinations recommandées	Taille ( cm )	Partie du corps	Réf.	Prix. TTC
T1	Poignet - coude - Visage	19 x 11		72001	100,00
T2	Cheville - Coude - Genou	26 x 13		72002	130,00
T3	Genou - Dos - Abdomen	30 x 20		72003	170,00
T4	Cou - Epaules - Dos	43 x 17		72004	200,00



## Coussin thermique

Réf. LMRD2

Cold / Hot

Prix :TTC

60,00

- Poche de gel non toxique, froid ou chaud.
- Froid : Entorses, hématomes (1h frigo, 10 min congélation).
- Chaud : Douleurs, lombalgies (1 min micro-ondes, 10 min eau).



Soulagement de la douleur



Froid



Chaud

## Coussin de gel

Épaule réutilisable

Réf. LMRR3

Prix :TTC

70,00

Offre une thérapie à chaud ou à froid, ce coussin de gel réutilisable soulage efficacement douleurs et inflammations tout en s'adaptant parfaitement à l'épaule.



Taille :  
S.M.L.XL



## Coussin de gel

Dos réutilisable

Réf. LMRR2

Prix :TTC

100,00

Poche de gel non toxique qui conserve la température.

- A froid comme à chaud, le Cold pack a une activité prolongée dans le temps.
- Traitement par le froid : Entorses, elongations, hématomes, tendinites.
- Traitement par la chaleur : Douleurs rhumatismales, lombalgies, torticolis, lumbagos.



## Vessie à glaces

En tissu 23 cm

Réf. LMRB

Prix :TTC

45,00

Poche de gel non toxique qui conserve la température.

Utilisation froide : 1h au réfrigérateur ou 10 minutes au congélateur



## Masque gel pour les yeux

Réf. LMRR8

Prix :TTC

60,00

- Décongestionnant yeux
- Réutilisable



## Bandeau de tête

En gel réutilisable

Réf. LMRR6

Prix :TTC

50,00



## Bandeau bébé en gel

Réf. LMRR7

Prix :TTC

45,00



- Maintien par une bande de scratch : ajustable
- Poche de gel innovant qui conserve la température.
- Hypoallergénique, réutilisable
- Contre la fièvre : au réfrigérateur 1h ou au congélateur 10 minutes





## Couches d'incontinence adulte

### Incontinence **Lourde**

**20 U**


Réf.	Taille	Absorption	C. ceinture	Prix. TTC
0048S7	S7	1500-1800 ml	50 - 80 cm	195,00
0048M8	M8	1800-2100 ml	80 - 125 cm	175,00
0048M9	M9	2100-2500 ml	80 - 125 cm	245,00
0048M10	M10	2500-2900 ml	80 - 125 cm	285,00
0048M10PLUS	M10+	2900-3300 ml	80 - 125 cm	240,00

Réf.	Taille	Absorption	C. ceinture	Prix. TTC
0048L7	L7	1500-1800ml	110 - 125 cm	230,00
0048L8	L8	1500-1800ml	110 - 150 cm	235,00
0048L9	L9	2100-2500 ml	110 - 150 cm	265,00
0048L10	L10	2500-2900 ml	110 - 150 cm	240,00
0048L10PLUS	L10+	3300-3700 ml	110 - 150 cm	315,00



#### Voile extérieur au toucher textile

constitué d'un voile en polyéthylène respirant, recouvert d'un non-tissé doux.



#### Grâce au nouveau polyéthylène respirant

du voile extérieur, recouvert d'un textile doux, les changes-complets INDASLIP permettent l'évacuation de la vapeur d'air pour aider la peau à maintenir son équilibre d'humidité naturelle.



**Barrières antifuites latérales** qui s'ajustent à l'entrejambe et permettent de réduire les risques de fuite.



**Ceinture élastique** qui permet un meilleur ajustement afin de réduire les risques de fuite.



**Taille et absorption** indiquées à l'arrière du produit pour faciliter l'identification du change-complet.


**M9 | M10 | M10+ | L9 | L10 | L10+**

**Indicateur d'humidité :** deux lignes jaunes virent progressivement au bleu à mesure que l'urine pénètre dans la protection.



**Double noyau absorbant** pourvu d'une couche d'acquisition pour renforcer le niveau de protection contre les fuites.



**Dermobandas™.** Le voile en contact avec la peau est imprégné de crème sous forme de bandes, qui contiennent des acides gras.



**Canaux de diffusion** conçus pour répartir l'urine sur toute la surface d'absorption et ainsi procurer une sensation de maintien au sec.



**indase discreet**  
Sous vêtement

## Au quotidien

### Sous - vêtement absorbant

#### Incontinence **légère**

**10 U**


Réf.	Taille	Absorption	C. ceinture	Prix. TTC
0049PL10	Super L	1900 ml	100 - 140 cm	210,00
0049PM10	Super M	1900 ml	80 - 110 cm	169,00



#### Voile extérieur respirant et imperméable

qui recouvre la couche de polyéthylène respirante, contribuant ainsi à un plus grand soin de la peau.



#### Fils élastiques cintrés

au niveau l'entrejambe pour offrir un meilleur ajustement et réduire les risques de fuite.



#### Noyau super absorbant

pour une plus grande protection contre les fuites, une sensation de maintien au sec optimale et une plus grande protection contre les odeurs désagréables.



#### Coutures latérales déchirables

pour pouvoir se changer de manière pratique et hygiénique et jeter facilement la protection.



**Plus | TAILLE L**  
100-140 cm

**Super | TAILLE M**  
80-110 cm

#### Barrières anti-fuites

pour pouvoir se changer de manière pratique et hygiénique et jeter facilement la protection.



#### Voile d'absorption et de diffusion

conçu pour éviter les accumulations de liquide et faciliter sa diffusion sur la totalité du noyau absorbant.





indasec  
discreet

CONFIANTE

## Serviettes absorbantes anatomiques Spécialement conçues pour contrôler les fuites urinaires légères



Réf.	Taille	Absorption	C. ceinture	Prix. TTC
0049EX10	Extra	500-600 ml	10 U	43,00
0049EX20	Extra	500-600 ml	20 U	77,00

20 U

normal extra maxi maxi Goodnight

Réf.	Taille	Absorption	Qté	Prix. TTC
0049N12	Normal	375-450ml	12 U	49,00
0049N24	Normal	375-450ml	24 U	75,00
0049MAX15	Maxi	580-950ml	15 U	89,00
0049MAXN12	Maxi Night	1000 ml	12 U	85,00



**Forme anatomique**  
pour le confort et la discrétion.



**Controlsec™. canaux diffuseurs exclusifs**  
qui assurent une répartition rapide et  
uniforme sur tout le long de la serviette,  
afin de maintenir la peau toujours au sec  
et éviter les risques de saturation.



**Bandes élastiques latérales**  
qui permettent une meilleure adaptation  
sur la zone intime, tout en réduisant le  
risque de fuites.



**Voile extérieur respirant**  
pour assurer une meilleure protection  
de la peau.



### Voile supérieur doux

qui procure une sensation de confort au  
contact avec la peau.



### Double noyau avec technologie gelblock®

qui contribue à neutraliser les odeurs  
grâce à ses particules super absorbantes.



### Dermobandas™

avec une crème protectrice à base  
d'ingrédients naturels, d'aloë vera et sans  
parfum, qui contribue à la protection de la  
peau et à maintenir l'hydratation.  
Crème testée sous contrôle dermatologique.



indasec  
Men

## Protection absorbante spécialement conçue pour les hommes souffrant d'incontinence légère et modérée

10 U

normal

1


Sécurité maximale :  
Barrières anti-fuites qui  
évitent les risques de fuites.

2

Confort optimal :  
Anatomique et facile à utiliser.  
Plus de confort grâce à la bande  
adhésive sur le voile intérieur.

3

Plus d'absorption :  
Noyau ultra absorbant.  
Jusqu'à 400 ml.



**Voile extérieur respirant**  
conçu pour offrir un meilleur confort et  
maintenir l'intégrité de la peau, tout en  
procurant une plus grande discrétion.



**Forme anatomique**  
adaptée à l'anatomie masculine pour  
garantir un grand confort et une meilleure  
protection contre les fuites.



**Noyau superabsorbant**  
pour une plus grande protection anti-fuite,  
un maintien au sec optimal, et une plus grande  
protection contre les odeurs désagréables.



Réf.	Taille	Absorption	Prix. TTC
0038M10	Normal	400 ml	75,00

### Barrières anti-fuites

intégrales qui permettent un meilleur  
ajustement à l'entrejambe et réduire  
les risques de fuite.



### Bande adhésive

qui permet de porter la protection  
avec ses propres sous-vêtements  
ajustés et de bien la maintenir en place.







# ZenSiv

Une solution complète pour  
contrôle, sécurité et confort



## Support de stomathérapie

« Face intérieure »

« Face extérieure »



Réf.	Dim.	Prix.
<b>B2P510</b>	50 mm	<b>45.00</b>
<b>B2P610</b>	60 mm	<b>45.00</b>
<b>B2P710</b>	70 mm	<b>47.00</b>

« Face intérieure »

« Face extérieure »



Réf.	Dim.	Prix.
<b>B2N510</b>	50 mm	<b>45.00</b>
<b>B2N610</b>	60 mm	<b>45.00</b>
<b>B2N710</b>	70 mm	<b>47.00</b>

- Support 100% hydrocolloïde+ plâtre microporeux,
- Protection de la peau,
- Absorption de l'humidité,
- Aucun ingrédient animal utilisé,
- Une harmonie d'adhésion par sa flexibilité,
- Meilleur confort.



## Poche d'iléostomie

Revêtement doux

« Face intérieure »

« Face extérieure »



Réf.	Dim.	Prix.
<b>D2B5XV</b>	50 mm	<b>31.00</b>
<b>D2B6XV</b>	60 mm	<b>31.00</b>
<b>D2B7XV</b>	70 mm	<b>33.00</b>
<b>D1NB10XV</b>	Système 1 pièce	<b>46.00</b>



Le filtre et le conduit  
intégrés permettent  
un meilleur contrôle  
de l'air et des odeurs.



Contrôle aisé  
sur la poche  
et revêtement  
doux.



Fermeture de velcro  
intégrée avec une  
conception unique  
pour une meilleure  
sécurité.

## Poche d'urostomie

Revêtement doux



Réf.	Dim.	Prix.
<b>U2B5F</b>	50 mm	<b>34.00</b>
<b>U2B6F</b>	60 mm	<b>34.00</b>

- Revêtement doux,
- Permet une absorption maximale des bruits,
- Meilleure répartition des urines,
- Sécurité.

## Pâte hydrocolloïde

Réf. A2001P



Prix :TTC

**200,00**

- Sans alcool,
- Protège la peau,
- Réduit les fuites,
- Douce et non irritante.



# Prévention & cicatrisation des escarres

## Traitement préventif des escarres



### Algoplaque

#### Pansement hydrocolloïde

- Nettoyer la plaie, sécher le pourtour.
- Appliquer le pansement Algoplaque en débordant de 3 cm.
- Lisser du centre vers les bords.



Réf.	Dim.	Prix Unité	Prix boîte
<b>UR1373FU</b>	10 x 10 cm /16 U	<b>28.00</b>	<b>428.00</b>
<b>URG5844FU</b>	15 x 15 cm /10 U	<b>57.00</b>	<b>570.00</b>
<b>URG5842FU</b>	20 x 20 cm /10 U	<b>95.00</b>	<b>950.00</b>

Renouveler tous les 1 à 3 jours

### UrgoStart

#### Pansement interface lipido-colloïde inhibitrice de protéases

- Favorise la prolifération des fibroblastes
- Confortable
- Cicatrisation en milieu humide
- Retrait indolore et atraumatique



Réf.	Dim.	Prix. boîte
<b>URG0182FU</b>	10 x 10 cm /10 U	<b>750.00</b>
		Prix Unité <b>75.00</b>

Renouveler tous les 3 à 4 jours

### UrgoTul Ag

#### Pansement interface imprégné de Sel d'argent

- Nettoyer la plaie au sérum physiologique.
- Appliquer directement le pansement UrgoTul Ag sur la plaie.
- Recouvrir UrgoTul Ag d'un pansement secondaire (compresse stérile) puis maintenir par une bande de fixation ou un filet tubulaire.



Réf.	Dim.	Prix Unité	Prix boîte
<b>URG7633FU</b>	10 x 12 cm /16 U	<b>38.00</b>	<b>608.00</b>
<b>URG7627FU</b>	15 x 20 cm /16 U	<b>89.00</b>	<b>1 424.00</b>

Renouveler tous les 2 à 3 jours

### UrgoClean

#### Pansement hydro-détersif absorbant

- Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique.
- Appliquer directement le pansement UrgoClean sur la plaie.
- Recouvrir UrgoClean d'un pansement secondaire (compresse stérile) puis maintenir par une bande de fixation ou un filet tubulaire.



Réf.	Dim.	Prix. boîte
<b>URG0182FU</b>	10 x 10 cm /10 U	<b>460.00</b>
		Prix. U <b>46.00</b>

Renouveler tous les 2 à 3 jours

### UrgoSorb

#### Pansement drainant à base d'alginate de calciumhydrocolloïdes

- Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique.
- Choisir le format d'UrgoSob légèrement supérieur à la taille de la plaie afin de faciliter son renouvellement.
- Recouvrir UrgoSob d'un pansement secondaire ( compresse stérile ) puis maintenir par une bande peu serrée ou par un sparadrap de grande taille.



Réf.	Dim.	Prix Unité	Prix boîte
<b>URG1384FU</b>	10 x 10cm /10 U	<b>34.00</b>	<b>340.00</b>

Renouveler tous les 1 à 3 jours

### UrgoHydrogel

#### Gel d'hydratation des plaies nécrotiques sèches

Réf. **URG1545F**



15 gr

Prix :TTC  
**100,00**

- Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique.
- Appliquer 4-5 mm d'Urgo Hydrogel sans déborder.

Renouveler tous les 1 à 3 jours

### Sanéryene

#### Huile hyperoxygénée

Réf. **URG1545F**



Prix :TTC  
**107,00**

- 1 à 2 pulvérisations sur chaque zone d'appui à chaque changement.
- Faire pénétrer par effleurage.
- Ne pas masser ni frotter.

Renouveler tous les 1 à 3 jours

### Format Sacrum

#### Pansement siliconé absorbant et cicatrisant

- Nettoyer la plaie au sérum physiologique
- Sécher soigneusement la peau péri-lésionnelle



Réf.	Dim.	Prix Unité	Prix boîte
<b>URG049U</b>	20 x 20 cm /10 U	<b>152.00</b>	<b>1 520.00</b>

Renouveler tous les 1 à 3 jours

### UrgoTul

#### Interface lipido-colloïde flexible


- Nettoyer la plaie au sérum physiologique.
- Appliquer directement le pansement sur la plaie.
- Recouvrir UrgoTul d'un pansement secondaire (compresse stérile) puis maintenir par une bande de fixation ou un filet tubulaire.



Réf.	Dim.	Prix Unité	Prix boîte
<b>URG1270FU</b>	10 x 10cm /10 U	<b>32.00</b>	<b>320.00</b>
<b>URG1267FU</b>	15 x 20cm /10 U	<b>89.00</b>	<b>890.00</b>

Renouveler tous les 2 à 3 jours



**Sparadrap non tissé avec dévidoir**Réf. **401 002DP** - 2.5 cm x 9.14 mRéf. **401 003DP** - 5 cm x 9.14 m

- Sparadrap Smileplus Non-tissée avec dévidoir
- Idéale pour la fixation de pansements et de dispositifs médicaux.
- Permet de maintenir les pansements en place.

**Sparadrap non tissé**Réf. **401 002** - 2.5 cm x 9.14 m

- Bande Non-tissée Smileplus
- Idéale pour la fixation de pansements et de dispositifs médicaux.
- Permet de maintenir les pansements en place

**Sparadrap adhésif à l'oxyde de zinc**Réf. **411002** - 5 cm x 4.5 m

- Le pansement adhésif à l'oxyde de zinc Smileplus
- Idéal pour une fixation solide des matériaux de pansement et des dispositifs médicaux.
- Pour maintenir les pansements en place.

**Rouleau de pansement Non tissé**Réf. **106001** - 5 cm x 5 mRéf. **106002** - 10 cm x 5 m

- L'adhésif médical maintient le pansement en toute sécurité, même en présence d'humidité.
- Avec une doublure prédécoupée et imprimée en forme de courbe en S ou de ligne droite, facile à décoller. Sans latex.

**Pansement hydrocolloïde****Sans bordure**Réf. **203003** - 10 cm x 10 cmRéf. **203004** - 15 cm x 15 cm**Avec bordure**Réf. **203 003WB** - 10 cm x 10 cm

- Maintient la plaie dans un environnement humide, favorise la cicatrisation.
- Agit comme une barrière étanche et sûre contre les bactéries.
- Le film souple à faible friction réduit le frottement de la peau avec les vêtements et la literie du patient.
- Le support de film semi-transparent permet de surveiller plus facilement le processus sans retirer le pansement.

**Pansement adhésif transparent**Réf. **302002** - 6 cm x 7 cmRéf. **302003** - 10 cm x 12 cm

- Le film respirant et transparent permet d'observer le processus de cicatrisation sans retirer le pansement.
- Il s'adapte aux contours du corps, se plie aux mouvements du patient et agit comme une barrière étanche et sûre contre les bactéries.
- Adhésif hypoallergénique et doux pour la peau.

**Pansement à base d'alginate de calcium**Réf. **206002** - 10 cm x 10 cmRéf. **206005** - 2 cm x 30 cm

- Le gel fournit un environnement de guérison optimal pour les plaies humides.
- Excellente capacité d'absorption pour les plaies modérément ou fortement exsudatives.
- Souple et flexible, il peut être utilisé pour les plaies cavitaires.
- Minimise le traumatisme et réduit l'inconfort lors du retrait.



## Gamme Douleurs

### King Spray Froid

Réf. **URG1574F** - 150 ml

Prix :TTC  
**66,00**

- La première phase de cicatrisation est l'inflammation (chaleur, rougeur, oedème, douleur).
- L'application de froid va ainsi ralentir fortement l'inflammation et soulager la douleur.



### Gel Urgo Arnica

Réf. **URG6145F** - 50gr

Prix :TTC  
**58,00**

- Délivre un effet frais immédiat pour une sensation de fraîcheur.
- Il est utilisable dès 1 an et respecte les peaux sensibles car il ne contient ni parfum, ni colorant, ni conservateur.



## Gamme sparadraps

### Compresse stériles Urgo

- Très absorbantes, elles conviennent parfaitement pour nettoyer ou protéger des plaies exsudatives
- Boîte 10 unités

Réf.	Dim.	Prix.
<b>URG6020S</b>	20x20 cm	<b>12.00</b>
<b>URG6030S</b>	30x30 cm	<b>18.00</b>
<b>URG6040S</b>	40x40 cm	<b>31.00</b>



### Bande de Gaze Hydrophile Urgo

Réf.	Dim.	Prix.
<b>URG6005</b>	3 m x 5 cm	<b>02.00</b>
<b>URG6007</b>	3 m x 7 cm	<b>03.00</b>
<b>URG6010</b>	3 m x 10 cm	<b>03.00</b>

Rouleau



## Gamme blanche

### Sparadrapp transparent Urgo Film

Réf. **URG1879F** - 5 m x 2 cm

- En dermatologie, pour la réalisation de pansements sur peaux fragiles
- Appliquer sur une peau nettoyée et séchée, non lésée.

Prix :TTC  
**35,00**



### Sparadrapp non tissé souple micro-aéré Urgo Pore

Réf. **URG1783F**

Indiqué pour la fixation et le maintien de pansements et matériel médical à renouvellement fréquent sur peaux allergiques, fragiles ou dévitalisées.

Prix :TTC  
**22,00**



### Sparadrapp non tissé extensible Urgo Derm

Indiqué pour la réalisation de pansements, le maintien de compresses, et la fixation de dispositifs.

Réf.	Dim.	Prix.
<b>URG1683F</b>	5 m x 5 cm	<b>34.00</b>
<b>URG1684F</b>	5 m x 10 cm	<b>59.00</b>
<b>URG1688F</b>	5 m x 18 cm	<b>66.00</b>
<b>URG1686F</b>	5 m x 20 cm	<b>84.00</b>
<b>URG01691F</b>	10 m x 10 cm	<b>92.00</b>



### Urgo Syval

Sparadrapp résistant tissé

Rouleau

Réf.	Dim.	Prix.
<b>URG1742F</b>	5x2 cm	<b>15.00</b>
<b>URG1744F</b>	5x5 cm	<b>32.00</b>
<b>URG1757F</b>	5x7 cm	<b>39.00</b>

Sparadrapp perforé à découper

Réf.	Dim.	Prix.
<b>URG1758M</b>	1x10 cm	<b>14.00</b>
<b>URG1760F</b>	1x18 cm	<b>20.00</b>
<b>URG1758F</b>	5x10cm	<b>55.00</b>
<b>URG1759F</b>	5x18 cm	<b>86.00</b>



## Opticlude 3M™

Réf. **3M1537** - Junior

Réf. **3M1539** - Adulte

Boite de 20U

Prix :TTC  
**104,00**




Pansements oculaires orthoptiques à base de Micropore

## Steri-Strip 3M™

- Sparadrapp microporeux renforcé
- Adhésif hypoallergénique
- Pochette stérile
- Utilisé pour plaies superficielles, remplacement de fils, suture

Réf.	Dim	Prix boîte / 50	Prix unité
<b>STR1541</b>	75 x 6 mm	<b>475,00</b>	<b>09,50</b>
<b>STR1546</b>	100 x 6 mm	<b>725,00</b>	<b>14,50</b>
<b>STR1547</b>	100 x 12 mm	<b>625,00</b>	<b>12,50</b>



## Tegaderm 3M™

- Absorption efficace, bord fin, doux.
- Port illimité (>7 jours).
- Économique.
- Pour plaies superficielles et profondes.

Réf.	Dim	Prix boîte	Prix unité
<b>TE1624W</b>	6 x 7 cm/ boîte 100U	<b>950,00</b>	<b>09,50</b>
<b>TE1626W</b>	10 x 12 cm/boîte 50U	<b>725,00</b>	<b>14,50</b>





# Accessoires pour salle de bain

## Barre d'appui relevable sans béquille

Réf. 0088B02



Prix :TTC  
**790,00**

- Pour WC, douche et lavabo,
- En Nylon blanc polyamide haute résistance,
- Taille : 600 x 700mm - Ø 35 mm.

## Barre d'appui relevable avec béquille

Réf. 0088B01



Prix :TTC  
**1 090,00**

- Pour l'appui, relèvement et l'aide au transfert,
- En position rabattable, pour WC ou douche la béquille se replie automatiquement,
- En Nylon blanc polyamide haute résistance,
- Taille : 600x700 mm - Ø 35 mm.

## Double barre d'appui avec béquilles

Réf. 0088B06



Prix :TTC  
**1 350,00**

- Taille : 600 x 700mm x 600mm Ø 35 mm.

## Siège de douche relevable avec pied

Réf. 0088B10



Prix :TTC  
**790,00**

- En aluminium renforcé guidé par un bras articulé,
- Grandes lattes en plastique,
- Facile d'entretien et confortable,
- Taille : 460 x 360 x 480 mm - Ø 35 mm.

## Kit barre en T avec coulisseau pour douchette et porte savon

Réf. 0088B07

Taille: 800 x 1200 mm  
Ø 35 mm

Prix :TTC  
**1 250,00**

## Barres de maintien droites

Réf. 0088B04 • Dim : 600 mm - Ø 35 mm

Réf. 0088B03 • Dim : 350mm - Ø 35 mm

Utilisée pour le maintien et le relèvement pour WC, douche ou baignoire en Nylon blanc polyamide haute résistance




Prix :TTC  
**250,00**

Prix :TTC  
**200,00**

## Barre de maintien coudée

Réf. 0088B05

- Avec 3 points de fixation
- En Nylon blanc polyamide haute résistance
- Taille : 450 x 450 mm - Ø 35 mm - Ø 35 mm.



Prix :TTC  
**520,00**



## Chaise garde-robe Obana

Réf. 540381

En aluminium



Poids max. de l'utilisateur  
**110 kg**

Prix :TTC  
**2 999,00**



Petites  
roues

- Chaise roulante ultra légère pour douche et toilette.
- Assise souple, ergonomique, amovible et percée.
- Siège rembourré et confortable.
- Accoudoirs fixes.
- Seau amovible.

## Chaise garde-robe Best up

Réf. 304723



Poids max. de l'utilisateur  
**130 kg**

Prix :TTC  
**2 350,00**



- Pour des déplacements sur de courtes distances.
- Accoudoirs escamotables facilitant le transfert latéral.
- Repose pieds escamotable et réglable en hauteur afin de s'adapter à la taille de l'utilisateur.

## Fauteuil roulant garde-robe en U pliable

Réf. L4014

Prix :TTC  
**1 650,00**



Grandes  
roues

- Assise en forme de U
- Cadre pliable en acier chromé
- Siège de type U pour toilette
- Accoudoirs et repose-pieds fixes
- Roulettes et roues arrière solides

## Fauteuil roulant garde-robe

Réf. L4010A

En aluminium

Prix :TTC  
**2 780,00**



- Cadre en aluminium
- Accoudoirs rabattables
- Repose-pieds détachables
- Roulettes solides
- Roues arrières pneumatique

## Chaise garde-robe

Réf. L4011

Prix :TTC  
**1 250,00**



- Petites roues avec freins intégrés
- Accoudoirs amovibles ou rabattables
- Repose-pieds fixes et solides
- Seau escamotable pour un entretien facile

## Chaise garde-robe pliable

Réf. L4012

Prix :TTC  
**690,00**



Petites  
roues

- Accoudoirs fixes,
- Hauteur réglable,
- Roues avec freins,

## Chaise garde-robe pliable

Réf. L4000

Prix :TTC  
**580,00**



- Accoudoirs fixes,
- Hauteur réglable,
- Sans roues.

## Chaise garde-robe pliable

Réf. L4001

En aluminium

Prix :TTC  
**670,00**



- Assise : 48x45 cm,
- Hauteur réglable 45-55 cm,
- Accoudoirs fixes





## Garde-robe sans roues

**Chaise  
garde-robe  
Alustyle**

Réf. 380004

aluminium 1 en 4

Poids max. de l'utilisateur  
**120  
kg**Prix :TTC  
**1 300,00**

- Utilisée comme : chaise toilette, cadre de sécurité sur les toilettes,
- Chaise de douche,
- Poids maximal du patient 120 kg,
- Hauteur variable de 43 à 55 cm

FABRIQUE  
EN  
FRANCE**Chaise  
garde-robe  
Open**

Réf. 300523

Poids max. de l'utilisateur  
**130  
kg**Prix :TTC  
**1 200,00**

- Fixe, sans roues, très confortable, par son assise et son dossier rembourrés,
- L'assise toilette se relève pour faciliter le nettoyage,
- Seau escamotable latéralement pour ne pas avoir à se baisser,

FABRIQUE  
EN  
FRANCE**Chaise  
garde-robe  
Best Up**

Réf. 304523

Pliable sans roues

Poids max. de l'utilisateur  
**130  
kg**Prix :TTC  
**1 890,00**

- Accoudoirs escamotables facilitant le transfert latéral.

FABRIQUE  
EN  
FRANCE**Chaise  
garde-robe**

Réf. 310102

Confort extra-large

Poids max. de l'utilisateur  
**160  
kg**Prix :TTC  
**1 800,00**

- Accoudoirs fixe, livré avec un seau et un couvercle
- Largeur : 55cm
- Comfort océan

FABRIQUE  
EN  
FRANCE

## Rehausse toilette

**Contact**

Réf. 500200

Poids max. de l'utilisateur  
**185  
kg**Prix :TTC  
**599,00**

- Fabriqué en mousse injectable protégée par un film imperméable anti-allergique,
- Confortable et idéal pour les personnes souffrant d'escarres.

FABRIQUE  
EN  
FRANCE**2 Clipper**

Sans couvercle

Réf. 500410

Poids max. de l'utilisateur  
**185  
kg**Prix :TTC  
**300,00**

- Rehausse la hauteur des toilettes de 11 cm,
- Fixation par 4 clips ajustables

FABRIQUE  
EN  
FRANCE**3 Clipper**

Avec couvercle

Réf. 500411

Poids max. de l'utilisateur  
**185  
kg**Prix :TTC  
**450,00**

- Rehausse la hauteur des toilettes de 11 cm,
- Fixation par 4 clips ajustables.

FABRIQUE  
EN  
FRANCE**7 Clipper**

Avec couvercle

Réf. 500431

Poids max. de l'utilisateur  
**150  
kg**Prix :TTC  
**1 500,00**

- Accoudoirs amovibles : barre d'appui
- Hauteur réglable

FABRIQUE  
EN  
FRANCE**Chaise de douche  
avec dossier**

Réf. L8020

En aluminium

Prix :TTC  
**390,00**

- Des poignées intégrées permettent de garder l'équilibre,
- Le cadre en aluminium ne rouille pas
- Réglable en hauteur
- Assise en plastique anti-bactérien

**Chaise de douche  
pliant**

Réf. L8024

En aluminium

Prix :TTC  
**1 350,00**

- Dossier et assise ergonomiques
- 4 roues dont 2 arrières avec freins
- Découpe de l'assise facilite la toilette intime

**Tabouret  
de douche**

Réf. L8022L

Sans dossier pliable  
en aluminiumPrix :TTC  
**430,00**

- Légère et très pratique,
- Dotée de 2 poignées de sécurité et de transfert,
- Pliable pour le rangement.

**Bidet pour  
cuvette de  
toilette**

Réf. 580500

Prix :TTC  
**100,00**

- Bidet en plastique, utile pour la toilette intime, porte savon intégré,





## Chaise garde-robe BORN

Réf. **RE34354**

### Utilisation optimale :

au-dessus des toilettes,  
et sous la douche

poide max. de l'utilisateur  
**130 kg**

Prix :TTC  
**5 490,00**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Assise précisée recouverte : Largeur 46 cm
- Accoudoirs et repose-pieds amovibles
- Siège de toilette avec coussin de siège amovible rembourré inclus
- Seau amovible et mécanisme de rail inclus
- Repose-pieds réglables en hauteur, pivotants
- 4 roulettes pivotantes 125 mm avec freins de stationnement/direction

## Fauteuil douche et toilette MIAMi

Réf. **RE34530**

### La douche auto-propulsée :

Ce fauteuil, propulsé par l'utilisateur, facilite les déplacements tout en préservant l'indépendance et la mobilité.

poide max. de l'utilisateur  
**150 kg**

Prix :TTC  
**8 490,00**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dos en aluminium avec revêtement en PUR.
- Accoudoirs pivotants
- Siège avec ouverture hygiénique (utilisable à l'avant ou à l'arrière)
- Repose-pieds réglables en hauteur, pivotants et amovibles
- Roues 24 pouces avec frein
- Extrêmement durable
- Pas de rouille
- Facile à nettoyer et à désinfecter
- Largeur d'assise : 52 cm

tecni**moem**  
care

NOUVEAU

## Chaise de douche et garde-robe

### Structure en acier inoxydable

Réf. **TCL11076**

- Chaise de douche et de toilette conçue pour faciliter l'hygiène des personnes à mobilité réduite.
- Destinée à être utilisée sous la douche, au lavabo et sur les toilettes, ainsi que pour le transport des patients.
- Levier de frein sur chaque roue arrière

poide max. de l'utilisateur  
**150 kg**

Prix :TTC  
**3 900,00**



Petites  
**roues**

Réf. **TCL11315**

poide max. de l'utilisateur  
**150 kg**

Prix :TTC  
**5 500,00**



Grandes  
**roues**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Roues avant Ø125mm. avec frein  
Roues arrière Ø610mm.  
Cadre extérieur, Tube acier Ø25x1,5mm  
Peinture époxy-polyester Plaque acier 30x5mm

Accoudoir : amovible  
Repose pieds amovible : réglable en 5 positions  
Housse de siège : amovible et pliable



**Tapis anti-glisse****Tapis de douche**Réf. **RI500601**

Tapis de douche traditionnel raffiné par un jeu de trous de différentes tailles.

Dim 104 x 40 cm

Prix :TTC  
**299,00**

- Fabrique en thermoplastique, anti-moissure, lavable en machine.
- Maintenu par des ventouses à l'arrière.

**Tapis de bain**Réf. **RI500101**

Tapis de douche traditionnel agrémenté de perforations de différentes tailles.

Dim 60 x 60 cm

Prix :TTC  
**299,00**

MADE IN ITALY

**Hydropulseur jet dentaire**Réf. **BV609**

Sans fil -rechargeable avec 4 têtes

Prix :TTC  
**680,00**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Drainage antifuite breveté
- Buses standard et nettoyeur de langue
- ABS alimentaire
- Chargement USB Type C
- 4 modes : Normal, doux, impulsion, DIY
- Réservoir : 300 ml
- Batterie 1500 mAh
- Pression : 30-120 psi
- Charge rapide (2 h)
- Jet : 1400-1800 impulsions/min
- Puissance : 8,5 W
- Tension : 3,7 V
- Autonomie : 15-20 jours

**Siège de douche à roulettes**Réf. **540300**Prix :TTC  
**2 490,00**Poids max. de l'utilisateur  
**100 kg**

- Larges roues pour déplacer facilement la personne de sa chambre à la douche,
- Assise confortable pendant la douche,
- Cadre aluminium, revêtement epoxy,
- Repose pieds,

**Chaise de bain rotative Atlantis**Réf. **540220**Prix :TTC  
**2 600,00**Poids max. de l'utilisateur  
**130 kg**


- Ce siège s'installe, pivote (360°), se verrouille en toute sécurité sur la baignoire (à l'aide de la manette de réglage),
- Traité anti corrosion,
- Accoudoirs escamotables.
- Matériaux : Acier epoxy traité Cataforez, coupe en polypropylène.

**Bac à shampoing gonflable**

820115 .Réf

Prix :TTC  
**390,00**

- Possède une découpe qui soutient la nuque et les épaules,
- Cuvette gonflable offre le plaisir d'un shampoing aux personnes alitées,
- En vinyle robuste,
- Dimensions : 71 X 61 X 15 cm,
- Peut être gonflé à la bouche ou à l'aide d'une pompe,
- L'eau est vidangée à l'aide du tuyau.

**Protections réutilisables pour la douche**Réf. **LFS2103**Prix :TTC  
**160,00**Protège douche  
pied 1 pièceRéf. **LFS2105 Adulte**Prix :TTC  
**270,00**Protège jambe  
entière 1 pièceRéf. **LFS2121 Enfant**Prix :TTC  
**140,00**

Pour jambe, pied, bras et main, en plastique transparent, elles protègent le corps des projections d'eau

Réf. **LFS2100**Prix :TTC  
**140,00****Adulte**Réf. **LFS2120**Prix :TTC  
**125,00****Enfant**

pièce 1 Protège main et bras





# Monte-Escalier Électrique



Locamed **Access**  
SOLUTIONS

Le monte-escalier UP vous fait **monter** et **descendre** les escaliers en toute **sécurité** grâce à son **siège à rotation automatique**

- ✓ **Prise de mesure gratuite**
- ✓ **Installation immédiate sans délai d'attente**
- ✓ **2 ans de garantie**
- ✓ **Rails modulaires**
- ✓ **Aucun chantier complexe**
- ✓ **Réinstallable en cas de déménagement**
- ✓ **Une solution économique**
- ✓ **Capacité jusqu'à 125 kg**



**Demander un devis**



Scannez le QR code  
Ou appelez nous au  
**06 66 24 16 09**



**Made in Holland**



## +100 installations dans tout le Maroc

Rabat, Salé, Témara, Kénitra, Casablanca, Mohammédia, Settat, Berrechid, Tanger, Tétouan, Fès, Meknès, Marrakech, Agadir, Guelmim, Berkane, Nador...

### Adaptable à tous les types d'escaliers : Droit ou courbé

Grâce à ses rails modulaires, le monte-escalier peut être entièrement personnalisé sur place.



#### Droit :

Il convient aux escaliers droits avec une finition droite



#### Courbé :

Il convient à un escalier comportant un ou plusieurs virages

### Adaptable à tous les intérieurs :

Le siège est fabriqué en cuir synthétique, et il est disponible en 4 couleurs différentes. Avec son allure luxueuse, il s'adapte harmonieusement à tout type de décoration intérieure.



Brown



Cognac



Black



Sand

### Contrôlez le monte-escalier comme vous le souhaitez

Le monte-escalier est équipé d'une télécommande permettant de le faire monter ou descendre, même lorsqu'il se trouve à un étage où vous n'y êtes pas, et vice versa.



**Essayez le monte-escalier électrique dans nos showrooms** à Rabat, Casablanca ou Marrakech avant de faire votre choix !







Villa Rabat



Villa Casablanca



Centre de dialyse Casa



Villa Nador



Villa Salé



Villa Marrakech



Villa Harhoura

## Autres solutions de mobilité Plateforme électrique et cabine

La plateforme électrique améliore **la mobilité à domicile** des **personnes âgées, handicapées** ou à **mobilité réduite** offrant un **large espace** de fonction aux utilisateurs.



Demandez un devis



Scannez le QR code  
Ou appelez nous au

06 66 24 16 09





## FAUTEUIL ÉLECTRIQUE XSTO

## Antidérapant et Contrôle automatique de l'équilibre postural



- Forte puissance et maintient une vitesse constante
- Ne glisse pas et ne dérape pas en descente
- Contrôle automatique de l'équilibre postural
- Réglage de la hauteur du fauteuil roulant
- Pliage/dépliage automatique, détachable
- Prise en charge du contrôle par application

Pente maximale

**15°**

Hauteur de l'obstacle

**50MM/2"**

Largeur de dégagement

**150MM/5,9"**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité de charge maximale :	150 kg
Kilométrage d'endurance :	17km
Rayon de braquage minimal :	780 mm
Poids de l'article :	51,2 kg
Vitesse maximale :	6 km/h
Hauteur maximale du siège :	650 mm

- Position du siège auto-réglable
- Télécommande
- Réglage électrique du siège
- Batterie puissante
- Accoudoirs réglables en hauteur

## RAMPE D'ACCÈS EN CAOUTCHOUC

## Pour monter ou descendre des fauteuils roulants

Réf.	Dim.	Poids.
<b>WYMD1</b>	1000 x 250 x <b>50</b> mm	4.2 kg
<b>WYMD3</b>	1000 x 300 x <b>100</b> mm	8 kg
<b>WYMD5</b>	1000 x 380 x <b>150</b> mm	12 kg



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Surface biseautée.
- Caoutchouc antidérapant.
- Utilisable dans une pièce d'eau
- Usage : Intérieur / Extérieur
- Ne glisse pas, et ne se déplace pas





## RAMPE PLATE-FORME TÉLESCOPIQUE



Pour monter ou descendre des fauteuils roulants, peu importe leur type.

Réf. **WR016SF**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Matériau - profil anodisé	Support mobile pour escalier
Couleur - argent mat	Longueur - 113 cm
Serrure de verrouillage	Dimensions : 113 x 28 x 12 cm
Revêtement abrasif	Poids, kg : 14.4
Côtés protecteurs	Capacité de charge: 200 kg

- Profilé en aluminium
- Revêtement antidérapant abrasif
- Taille compacte une fois pliée
- Possibilité de montage mobile sur une volée d'escalier
- Compatible avec toutes les poussettes.





## RAMPE PLATE-FORME À PLIAGE SIMPLE



Pour monter ou descendre des fauteuils roulants, peu importe leur type.

Réf.	Dim.	Poids.	
<b>WR084SF</b>	82 x 41 x 24.5cm	9.3 kg	<b>1</b>
<b>WR095SF</b>	131 x 44 x 13cm	12..3 kg	<b>2</b>

- Profilé en aluminium
- Revêtement antidérapant abrasif
- Taille compacte une fois pliée
- Possibilité de montage mobile sur une volée d'escalier



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité de charge:	272 kg
Poids, kg :	12,3 kg
Mesure plié :	48"L x 14,8"W/121,6 x 37,5 cm
Mesure déplié :	48"L x 28" W/121,6 x 71,5 cm
Matériau :	Aluminium
Couleur :	Argent
Pliable :	Oui

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité de charge:	272 kg
Poids, kg :	9.3 kg
Mesure plié :	30.5"L x 29"W/152 x 73,5 cm
Mesure déplié :	60"L x 14.8"W/77 x 37.5 cm
Matériau :	Aluminium
Couleur :	Argent
Pliable :	Oui



## Fauteuil roulant électrique pliant Q50R

Réf. **SAQ50R43**

NOUVEAU

SUNRISE  
MEDICAL

Made in Germany

### Ultra-compact et réglable, avec de grandes roues

- Roues 20 cm et 30 cm avec garde-boue et système de double amortisseur
- Accoudoirs rabattables avec verrouillage en position
- Dossier démontable, réglable en hauteur, avec toile ajustable en tension
- Poids léger et dimensions réduites pour un déchargement facile sans rampes ni véhicule adapté
- Pliage compact et rapide pour un transport facile en coffre, train ou avion
- Deux moteurs sans charbons de 230 watts, sans maintenance



Prix : HT

30 000,00

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids max. Utilisateur	136 kg
Vitesse maximale	6 km/h
Batterie	30 Amp Lithium
Chargeur	24 V , 5 Amp
Moteurs	2x230 watts
Roues arrière	30 cm bandage
Roues avant	20 cm bandage
Largeur base motrice	600 mm
Longueur fauteuil plié	800 mm
Hauteur fauteuil plié	400 mm

## Fauteuil roulant électrique pliant Q200R

Réf. **SAQ200N48**

NOUVEAU

SUNRISE  
MEDICAL

Made in Germany

### Avec batterie Lithium

- Modèles légers et faciles à transporter,
- Base ultra compacte qui passe facilement dans des portes étroites
- Manœuvre aisément dans des espaces encombrés.
- Excellente adhérence et stabilité grâce à la technologie Smart Base capable de franchir des trottoirs jusqu'à 10 cm.
- Dossier rabattable, accoudoirs et repose-pieds amovibles pour un rangement pratique.

Prix : HT

35 000,00



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids max. Utilisateur	136 kg
Vitesse maximale	10 km/h
Batterie	55 Ah
Largeur d'assise	380 à 540 mm (réglable)
Profondeur d'assise	410-510 mm (réglable)
Hauteur de dossier	500 mm
Inclinaison de dossier	0°, 4°, 8°, 12° (manuelle)
Pente max. sécurité	8°





## Fauteuil électrique aluminium

Réf. **L2045** - Accoudoirs fixe

Réf. **L2045A** - Accoudoirs réglable

### Batteries Lithium 250W x 2

- Cadre en alliage d'aluminium très résistant et léger
- Accoudoir rabattable, dossier pliable
- Roue avant et roue arrière en PU durable
- Coussin d'assise souple et confortable

Prix : HT

14 900,00



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur totale : 53 cm	Poids net : 34 kg
Hauteur totale : 93 cm	Capacité maximale : 100 kg
Largeur du siège : 46 cm	Moteur : 250W * 2
Hauteur du siège : 66 cm	Batterie : 20AH
Hauteur du dossier : 46 cm	Portée maximale : 20 km
Roues avant : 10 pouces	Vitesse : ≤ 6 km/h
Roues arrière : 12 pouces	

## Fauteuil roulant électrique Scooter Sapphire® 2

Réf. **SAS4S2**

SUNRISE  
MEDICAL

Made in Germany

Prix : HT

25 500,00

- **Démontable** : Retrait simple du siège et des batteries
- **Transportable** : Léger et facile à charger dans une voiture  
Poignées Sterling® Lift sur le carénage pour un levage sans effort et en toute sécurité  
Confortable : Espace pour les jambes, Roues stables, Guidon réglable, ample et ergonomique



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Options de vitesse: 6 km/h  
Batteries: 35 Amp  
Pente maximale de sécurité: 10°  
Feux et clignotants oui  
Poids max. Utilisateur: 150 kg

## Fauteuil roulant électrique verticalisateur Stand Up

Réf. **L2041**

Prix : HT

25 950,00



- Cadre robuste en acier pour une sécurité accrue.
- Contrôleur intuitif PG avec commandes flexibles et indicateur de batterie.
- Double moteur 200W avec mode manuel/électrique.
- Batterie longue durée : charge cycle prolongé et résistante à la chaleur.
- Roues solides absorbant les chocs, sans gonflage.
- Coussin ergonomique en mousse, pour confort prolongé.
- Accoudoirs rabattables et ceinture de sécurité.
- Fonction de levée à 75° pour une sécurité debout optimale.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Hauteur totale : 95-140 cm  
Hauteur du dossier : 45 cm  
Profondeur de l'assise : 46 cm  
Largeur de l'assise : 46 cm  
Diamètre de la roue avant : 20 cm  
Dim de la roue arrière : 30 cm  
Charge maximale : 110 kg  
Poids net : 67 kg  
Capacité de montée : 12°  
Vitesse : 1 à 6 km/h (GB)



## Fauteuil roulant multi-position Relax

Réf. **SRELAX243** - 43 cm

Réf. **SRELAX248** - 48 cm



Made in Germany

- Fauteuil multi positions,
- Appui-tête anatomique à oreillettes orientables, réglage en hauteur, profondeur et latéral.
- Repose-jambes réglables en inclinaison,
- Blocage automatique à l'angle souhaité,
- Appui-mollets réglables en hauteur, en angle et en profondeur.



Prix : HT  
**16 500,00**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Bascule d'assise	-3 à 25°
Dossier inclinable	Jusqu'à 35°
Profondeur d'assise	de 42 à 50 cm
Hauteur de dossier	de 55 à 60 cm

## Fauteuil aluminium confort



Made in Germany

Réf. **S300V43** - Vert

Réf. **S300G46** - Gris

Prix : HT

**4 300,00**



- Repose-pieds amovibles et escamotables intérieur et extérieur,
- Accoudoirs relevables et amovibles pour faciliter les transferts latéraux,
- Toile d'assise et le dossier en nylon rembourrée.

## Fauteuil roulant pliant BasiX<sup>2</sup>



Made in Germany

Dossier à tension réglable, repose-jambes inclinables avec blocage automatique, accoudoirs et appui-mollets ajustables.

### Dossier fixe

Réf. **SB741-7D** - 38 cm

Réf. **SB741-9D** - 43 cm

Réf. **SB741-11D** - 48 cm

Réf. **SB741-12D** - 52 cm

Prix : HT

**5 990,00**

### Dossier inclinable

Réf. **SB7415-9D** - 43 cm

Réf. **SB7415-10D** - 45 cm

Prix : HT

**6 990,00**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur d'assise	38 - 52 cm	Hauteur de dossier	43,5 cm (réglable de 41,5 à 46 cm)
Profondeur d'assise	43,5 cm (réglable de 41,5 à 46 cm)	Bascule d'assise	non
Hauteur d'assise	42,5 - 51 cm	Poids max. utilisateur	125 kg
Angle d'assise	0° à 6°		



## Fauteuil roulant aluminium couleurs

Réf. **L201235** - 35 cm

Réf. **L201241** - 41 cm

Réf. **L201246** - 46 cm

Prix : HT

**2 450,00**

- Assise 41 ou 46 cm,
- Accoudoirs relevables,
- Repose-pied fixe,
- Pliable.



Roues arrière facilement détachable

## Fauteuil roulant aluminium Confort

Réf. **L201146**

Prix : HT

**3 450,00**

- Armature en aluminium, pliable.
- Accoudoirs FLIP-UP démontables à hauteur réglable.
- Roues arrière pneumatiques.
- Accoudoirs à tablettes relevables.
- Hauteur réglable.
- Repose-pieds amovibles.
- Roulettes en PU à démontage rapide.
- Assise 46 cm - tissu noir.



Avec repose jambes



**Fauteuil roulant BREEZY 90**Réf. **SBR90-112** - 45 cm**PETITES ROUES  
ARRIÈRES**

- Fauteuil roulant pliable en acier
- Assise en tissu nylon double
- Repose-pieds standard détachable avec repose-talons en composite
- Accoudoir relevable avec accoudoir courbé
- Aide au basculement, pompe à air et trousse d'outils inclus

Poids maximal  
de l'utilisateur :  
125 kg



Prix : HT  
**2 300,00**

Réf. **SBR90-104** - 40 cmRéf. **SBR90-106** - 45 cm**GRANDES ROUES  
ARRIÈRES**

Prix : HT  
**2 300,00**

Roues arrière  
de 60 pouces  
sont gonflables

**Fauteuils roulant léger  
autopropulsé**Réf. **L2013**

Prix : HT  
**3 200,00**

- Cadre de chaise en aluminium
- Roue arrière pneumatique à démontage rapide
- Repose-pieds amovible et anti-bascule
- Roue de transport et anti-bascule
- Roulette solide
- Repose-pieds à angle réglable
- Accoudoir incliné relevable et réglable en hauteur

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

Largeur d'assise 46 cm	Profondeur du siège : 39 cm
Hauteur du siège : 61 cm	Capacité maximale : 100 kg
Hauteur du repose-pied : 15 cm	Dimensions plié : 83 x 28 x 94 cm

**Fauteuil roulant manuel  
léger**Réf. **L2014**

Prix : HT  
**3 700,00**

- Châssis de chaise en aluminium
- Repose-pieds réglable en hauteur
- Accoudoir incliné relevable et réglable en hauteur
- Roue arrière à dégagement rapide
- Roulette solide
- Poignée de dossier rabattable
- Brique unie

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

Largeur d'assise 46 cm	Largeur totale 66 cm
Profondeur d'assise 44 cm	Poids max. Utilisateur 100 kg
Hauteur de dossier 38 cm	

Roues arrières  
facilement  
détachable

**Fauteuil roulant BREEZY UniX<sup>2</sup>****Pliable**Réf. **SB742-6D** - 38 cmRéf. **SB742-7D** - 41 cmRéf. **SB742-8D** - 44 cmRéf. **SB742-10D** - 52 cm

- Accoudoirs ajustables (courts ou longs).
- Repose-pieds éleveurs en aluminium.
- Dossier standard en nylon rembourré avec poignées fixes.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

Largeur d'assise 38 - 50 cm
Profondeur d'assise 42 cm
Hauteur d'assise 47 - 51 cm
Inclinaison du siège 3°
Hauteur de dossier 42 cm
Poids max. Utilisateur 125 kg
Coloris Brilliant Silver



Détachables

**Fauteuil roulant****Avec repose jambes**Réf. **L2062** - 41 cmRéf. **L2063** - 46 cmRéf. **L2066** - 48 cm

- Structure métallique peinture au four.
- Accoudoirs en ABS relevable.
- Repose-jambes ajustables et démontables.

Prix : HT  
**2 220,00**



Avec repose jambes

Détachables



## Poussette en Aluminium pliable

Réf. L2034

- Cadre : Aluminium haute résistance, pliable, inclinaison jusqu'à 45° pour le siège et 180° pour le dossier.
- Roues : Avant de 6 pouces (solides), arrière de 16 pouces (PU).
- Frein : Manuel en aluminium.
- Siège : Tissu imperméable, rembourrage haute résilience.
- Accoudoirs et repose-pieds : Ajustables, détachables.
- Oreiller et épaulettes : Réglables en angle et hauteur.
- Ceintures de sécurité : Pour correction de la posture.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Diamètre de la roue avant	15cm
Diamètre de la roue arrière	38cm
Siège Largeur	46cm
Profondeur du siège	38cm
Hauteur du dossier	45cm
Capacité maximale	100kg

Prix : HT  
**4 450,00**

NOUVEAU

Repose-pied ajustable & détachable

Oreiller réglable

Ceinture de sécurité



## Fauteuil lit en aluminium

Réf. L2031

Appuie-tête ajustable et détachable

Prix : HT  
**3 450,00**

### Inclinable à 160° et 170°

- Assise 46 cm,
- Grand dossier dont l'inclinaison peut être réglable de façon très précise,
- Accoudoirs amovibles,
- Repose-jambes montants et démontables,
- Poids max : 100 kg.



Roue arrière pneumatique

## Fauteuil lit en acier

Réf. L2030

Prix : HT  
**2 300,00**

### Inclinable à 160° et 170°

- Assise 46 cm,
- Grand dossier dont l'inclinaison peut être réglable de façon très précise,
- Accoudoirs amovibles,
- Repose-pieds élévateur, montants et démontables,
- Poids max : 100 kg.



Roue en caoutchouc

## Fauteuil roulant pliable

Réf. L2000A

Prix : HT  
**1 250,00**

Avec relève jambes



- Structure métallique peinture au four.
- Repose-jambes ajustables et démontables.

## Fauteuil adulte

Réf. L2000

Prix : HT  
**1 250,00**

Avec repose-pieds démontables



- Structure métallique peinture au four,
- Repose-pieds démontables.

Repose-pieds démontables

## Fauteuil adulte

Réf. L2004

Prix : HT  
**990,00**

Avec repose-pieds fixes



- Structure métallique peinture au four,
- Repose-pieds fixes.





## Poussette en aluminium

Réf. **L2032**

Pour enfant I.M.C

Prix : HT

5 400,00

- Adaptée aux enfants de 2 à 10 ans, cette poussette est pratique et ergonomique.
- Légère, solide et facile à plier
- Offre un confort optimal grâce à son inclinaison réglable, repose-tête et repose-pieds réglables, ainsi qu'une sécurité renforcée par des sangles croisées.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Châssis en aluminium,  
Siège en ABS rigide démontable,  
Cadre démontable pliable  
Poussette inclinable et déclinable,  
Sangles d'attache croisées,  
Assise : 30 cm

Repose-tête réglable,  
Repose-pieds réglables,  
2 freins à pied,  
Pneus arrière et avant tubeless,  
Roues avant : 15 cm, arrière : 29 cm  
Capacité : 75 kg

Réf. **L2033**

NOUVEAU

Prix : HT

4 150,00

- Cadre de chaise en aluminium, dossier haut inclinable, réglable
- Appuie-tête, accoudoir amovible, repose-pieds relevable, solide
- Roulette, roue arrière PU Mag, siège inclinable, ceinture de sécurité.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Châssis en aluminium,  
dossier haut inclinable,  
Assise 38 cm,  
appuie-tête anatomique réglable,  
Cale d'abduction,  
Cale tronc,

accoudoirs détachables,  
repose-pieds, jambes relevables,  
roulette pleine,  
Angle de siège réglable,  
Ceinture de sécurité, Freins  
Poids compatible : 100 kg.

## Fauteuil roulant enfant

## Aluminium couleurs

Réf. **L201235** - 35 cm

Prix : HT

2 450,00

- Assise : 35 cm,
- Structure en aluminium,
- Accoudoirs relevables,
- Repose-pied fixe,
- Roulettes avant pleines,
- Roues arrière pneumatiques.



Roues arrière facilement détachables

## Avec reposés jambes

Réf. **L2061**

Prix : HT

2 220,00

- Assise : 35 cm,
- Structure métallique peinture au four,
- Accoudoirs en ABS relevable,
- Reposés jambes ajustables et démontables.



Roues arrière facilement détachables

## Avec reposés pieds fixes

Réf. **L2001**

Prix : HT

1 050,00

- Assise : 35 cm,
- Structure métallique.



## Rollator à 4 roues

Réf. **L3007**

En couleur

Prix : TTC

630,00



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Hauteur réglable,
- Cadre solide,
- Long. : 55 cm, Larg. : 35 cm,
- Hauteur totale : 41-51 cm,
- Mesure : 59 x 30 x 52 cm.

## Poussette Nid orthopédique complète

Pour enfant I.M.C

Réf. **A022** - MoyenneRéf. **A023** - Grande

Prix : HT

15 900,00

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- En aluminium de haute résistance,
- 2 positions d'inclinaison du dossier,
- Repose-pied réglable en hauteur,
- Pliable pour faciliter le transport,
- Assise 41, 46 et 48 cm,
- Structure métallique peinture au four,
- Accoudoirs en ABS relevable,
- Repose-jambes ajustables et démontables.



## Livrée avec :

- Cale abducteur,
- Coussins de soutien
- Sangles d'attachement,
- Table adaptable,
- Sac pour rangement



Made in Germany





## Kit coussins fauteuil Renol

Réf. RCF56000

Prix : TTC  
1 800,00

Ce coussin de forme ergonomique soulage les points de pression dans la zone du siège et offre un confort inégalé pour une utilisation dans les fauteuils roulants.

Propreté hygiénique certifiée par lavage en machine à 60 °

Coussin dorsal

Coussin d'accoudoirs

Coussin d'assise



## Coussin rond Renol

Réf. RCF40300

Prix : TTC  
490,00

Ce coussin de forme ergonomique soulage les points de pression au niveau de l'assise. Lavage en machine à 60°.

Dimension : 42x42cm



Pour un confort optimal

## Coussin anti-escarres

Réf. F00092-06

En visco Gel 3D

Prix : HT  
1 290,00

- Pour prévenir l'apparition d'escarres
- Réduit la pression au niveau de l'assise.
- Lavable en machine à 60° et mesure 42x42 cm
- Poids max. utilisateur : 100 kg



Fresco

## Coussin anti-escarres

Réf. W0480

À mémoire de forme

Prix : TTC  
950,00

Pour prévenir l'apparition d'escarres

- Housse imperméable et respirante, lavable et désinfectable par tout agent courant,
- Poids max. utilisateur : 95 kg,



## Bouée à air percée

Réf. HE506

Prix :TTC  
130,00



Pour un confort optimal

## Coussin rond percé

Réf. 410151

Prix :TTC  
330,00

- Soulage et limite les douleurs liées aux escarres et hémorroïdes,
- L'indispensable pour les personnes souffrants d'hémorroïdes,
- Poids max. utilisateur : 120 kg.



## Coussin anti-hémorroïde

Réf. 0019CH

Prix : TTC  
250,00



### À air percé

- Soulage et limite les douleurs liées aux escarres et hémorroïdes,
- Assise très confortable
- Dim : 36x36x H6.85 cm



## Ceinture de transfert

Réf. 43091

Prix :TTC  
399,00

Position : Autour de la taille.

Fonction : Sécurise l'assise.

Polyester, mousse polyuréthane, nylon

Entretien : Lavable à 60 °C.







## Fauteuil roulant d'aisance et de transfert

NOUVEAU

Réf. **LY7760L46** - Électrique

Doté d'une télécommande pour contrôler la montée et la descente. La batterie est de 2,6 Ah, 24 V, une charge une fois à 3 heures serait acceptable pour 300 fois de travail.

Prix :TTC  
**13 900,00**



- Conception ouverte, double verrouillage,
- Ceinture et frein pour une sécurité optimale.
- Multifonction avec pot d'aisance et support IV.
- Manivelle pour soulever et abaisser facilement

Réf. **LY111846** - Hydraulique manuel

Doté d'un système hydraulique

- Pédale hydraulique
- Siège divisé • Frein au pied

Prix :TTC  
**8 500,00**



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur totale : 72 cm  
Profondeur du siège : 40 cm      Hauteur de dossier : 47 cm  
Hauteur d'assise : 37 cm      Hauteur des accoudoirs : 40-60 cm  
Hauteur totale : 81,5 - 91,5 cm      Capacité de charge maximale : 100 kg

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur totale : 59 cm  
Profondeur du siège : 40 cm      Hauteur totale : 91 - 117 cm  
Largeur du siège : 46 cm      Hauteur des accoudoirs : 44 - 70 cm  
Hauteur d'assise : 37 cm      Capacité de charge maximale : 100 kg

## Chaises de transfert en aluminium pliables et légères

Réf. **L2015-46**

Prix : HT  
**2 550,00**



**Très pratique  
pour les voyages  
en train ou  
en avion**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Hauteur du dossier : 84 cm  
Largeur du siège : 48 cm  
Profondeur du siège : 45 cm  
Hauteur du siège : 48 cm  
Poids max. : 100 kg

Réf. **L2015**

Prix : HT  
**1 550,00**



- Structure pliable à double croisillon
- Poignées ergonomiques, repose-pieds, dossier pliant
- Rangement à plat, accoudoirs capitonnés relevables

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Profondeur de l'assise : 36 cm  
Hauteur du dossier : 36 cm  
Poids max. : 100 kg  
Assise : 36 cm

Réf. **L2015-38**

Prix : HT  
**1 780,00**



- Repose-pieds relevable
- Roulettes pleines
- Roues arrière solides
- Accoudoirs relevables
- Frein unifié

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Hauteur du siège : 49 cm  
Largeur du siège : 38 cm  
Hauteur du dossier : 35 cm  
Poids max. : 100 kg  
Assise : 36 cm





## Rollators adulte

## Rollator à 4 roues

Réf. **L3004**

En acier avec siège

 Prix :TTC  
**1 100,00**


## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Grand panier,
- Freins, Siège à 46 cm,
- Hauteur réglable,
- Poids max : 100 kg.

## Rollator à 4 roues

Réf. **L3008L**

En Aluminium

 Prix :TTC  
**2 950,00**


## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Cadre pliable
- Repose-pieds repliables
- Dossier avec sangle en tissu
- Poids max : 100 kg
- Freins, siège 61 cm
- Poches de rangement

## Rollator à 4 roues

Réf. **L3005**

Avec siège et dossier

 Prix :TTC  
**750,00**


## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Pliable,
- Hauteur réglable,
- Roues avec freins,
- Siège à 46 cm.

## Déambulateur en Aluminium articulé pliable

NOUVEAU

 Réf. **L3006LB** - Bleu  
 Réf. **L3006LG** - Gold  
 Réf. **L3006LG** - Mauve  
 Réf. **L3006LN** - Noir

 Prix :TTC  
**430,00**


## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Profondeur	47 cm
Largeur	46 cm
Hauteur	75-96 cm
Poids net (kg)	4.8 Kg
Matière	Aluminium



## Déambulateur en Aluminium pliable

NOUVEAU

Réf. **L3000**
 Réf. **L3000B** - Bleu  
 Réf. **L3000G** - Gold  
 Réf. **L3000M** - Mauve  
 Réf. **L3000N** - Noir

 Prix :TTC  
**350,00**


## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Profondeur	52
Largeur	64
Hauteur	73.5-92
Poids net (kg)	2.3
Matière	Aluminium



## Cadre de marche fixe

 - Adulte  
 Réf. **221100**

 Prix :TTC  
**610,00**

 - Enfant  
 Réf. **221000**

 Prix :TTC  
**480,00**


- Fixe réglable en hauteur,
- Avec renfort acier intérieur,
- Embout sécurité antidérapant extérieur,
- Largeur 12 cm
- Poids supporté 165 kg

## Déambulateur Pliable

 avec Garde-Robe Mobile  
 Réf. **L4030**

NOUVEAU

 Prix :TTC  
**690,00**

- Cadre en aluminium
- Combinaison de chaise percée et déambulateur
- Hauteur réglable
- Facile à plier
- Poids max utilisateur : 75 kg







## Canne réglable en aluminium

Réf. **L1001**

Canne de marche réglable en Aluminium avec poignée en T

Prix :TTC  
**90,00**



- Confortable, stable et solide,
- Dotée d'un embout antidérapant sécurisant,
- Poids max : 120 kg.

Réf. **GR345**

**Virole : 14 mm**  
**Virole : 19 mm**

Prix :TTC  
**200,00**



**Poignée noire et bois**  
• Le tube est noir et le manche est en bois


**Caractéristiques :**

- Matière du tube : aluminium
- Matière du manche : bois
- Longueur : 76-99 cm
- Poids maximum : 100 kg

Réf. **GR404**

Estampé de différentes couleurs

Prix :TTC  
**230,00**



- Le tube est estampé de différentes couleurs et le manche est en bois

**Caractéristiques :**

- Matière du tube : aluminium
- Matière du manche : bois
- Longueur : 76-99 cm
- Poids maximum : 90 kg

Réf. **GR491**

Estampé avec poignée soft touch

Prix :TTC  
**340,00**



- Le tube est estampé et la poignée est douce au toucher.

**Caractéristiques :**

- Matière du tube : aluminium
- Matière du manche : silicone
- Longueur : 76-99 cm
- Poids maximum : 90 kg

Réf. **GR365**

Estampé avec poignée soft touch

Prix :TTC  
**190,00**



- Le tube est estampé et la poignée est douce au toucher.

**Caractéristiques :**

- Matière du tube : aluminium
- Matière du manche : silicone
- Longueur : 76-99 cm
- Poids maximum : 90 kg

## Canne réglable pliable

Réf. **L1002**

Prix :TTC  
**120,00**



- Canne de marche pliable et réglable,
- Étui de rangement,
- Confortable, stable et solide,
- Dotée d'un embout antidérapant.

Réf. **GR281**

Prix :TTC  
**340,00**



**Estampé doux au toucher**  
• Pliante en aluminium  
• Le tube est estampé et le brassard est doux au toucher

**Caractéristiques :**

- Matière du manche : silicone
- Longueur : 84-94 cm
- Pliable en 4 parties.
- Poids maximum : 100 kg
- Couvercle en plastique inclus
- Diamètre de la virole : 19 mm

Réf. **GR298**

Prix :TTC  
**340,00**



**Poignée ergonomique en cachemire**

- Pliante en aluminium
- Le tube est estampé et le brassard est doux au toucher

**Caractéristiques :**

- Matière du manche : caoutchouc
- Longueur : 84-94 cm
- Pliable en 4 parties.
- Poids maximum : 100 kg
- Comprend gaine plastique et dragonne
- Diamètre de la pointe : 19 mm

## Canne avec poignée ergonomique

Canne de marche

Réf. **GR295**

Prix :TTC  
**320,00**



- Le tube est estampillé d'un petit dessin et le manche est doux au toucher.

**Caractéristiques :**

- Matière du tube : aluminium
- Matière du manche : toucher doux
- Longueur : 76-99 cm
- Poids maximum : 100 kg

Réf. **GR294**

Prix :TTC  
**320,00**



Canne de marche anatomique

Prix :TTC  
**110,00**



**Droite**  
Réf. **L1006D**  
**Gauche**  
Réf. **L1006G**


**Caractéristiques :**

- Poignée ergonomique gauche ou droite,
- Légère et résistante pour un bon équilibre,
- Livrée avec embout antidérapant.

## Canne courbe

Réf. **GR029**

Prix :TTC  
**140,00**

**Galbée lisse**

- Galbée lisse est en châtaignier tourné
- Dotée d'un embout antidérapant sécurisant,


**Caractéristiques :**

- Matière : châtaignier
- Longueur : 92 cm
- Diamètre approximatif 22 mm
- Poids maximum : 100 kg
- Diamètre de la pointe : 18 mm

## Canne courbe

Réf. **GR028**

Prix :TTC  
**170,00**

**Avec dessin**

- Galbée avec un dessin sur le nez est en châtaignier tourné
- Dotée d'un embout antidérapant sécurisant


**Caractéristiques :**

- Matière : châtaignier
- Longueur : 92 cm
- Diamètre approximatif 22 mm
- Poids maximum : 100 kg
- Diamètre de la pointe : 18 mm

## Canne béquille en hêtre

Réf. **GR080**

Prix :TTC  
**130,00**

**Marron avec embout en caoutchouc**

- Dotée d'un embout antidérapant sécurisant

**Caractéristiques :**

- Matière : hêtre
- Longueur : 92 cm
- Diamètre 23 mm
- Poids maximum : 100 kg
- Diamètre de la pointe : 18 mm



## Canne anglaise enfant Tiki

Réf. 200510



Prix :TTC  
**150,00**



- Une canne sympathique pour les enfants et adolescents,
- Couleurs attrayantes,
- Double réglage hauteur et poignée
- Testés 100 kg.



## Canne anglaise Classique

Réf. 200000



Prix :TTC  
**105,00**



- Modèle diffusion coloris anthracite, une poignée particulièrement ergonomique,
- Réglable en hauteur,
- Testées 130 kg.



## Présentoir en bois Garçia à roulettes

Garcia 1880

Réf. GR803

Vide

NOUVEAU

Prix :TTC  
**1 200,00**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Capacité pour 15 pièces
- Dimensions : L: 46 x P: 22 x H: 71 cm
- Poids de l'écran : 4,5 kg

## Canne anglaise Advance

Réf. 200913 - Bleu  
Réf. 200916 - Orange  
Réf. 200917 - Vert



Prix :TTC  
**125,00**



- Poigne en polypropylène et élastomère,
- Réglable en hauteur,
- Existe en bleu, vert, orange,
- Testées 140 kg.



## Canne anglaise Progress

Réf. 201700



Prix :TTC  
**160,00**

Renforcée

- Testés 150 kg,
- Cannes anglaises avec appui brachial,
- Pour adulte à forte corpulence.
- Double réglage hauteur et poignée,



## Présentoir en bois Acajou 12 places

Réf. 210100

Vide

Prix :TTC  
**1 500,00**



## Canne trépied

Réf. 116001

Prix :TTC  
**410,00**



- Canne pliable, légère, facile à emporter,
- Trépied en aluminium,
- Poids maximum supporté : 80 Kg,
- Dim. : assise : 21X21 cm.



## Canne trépied

Réf. L1010T

Prix :TTC  
**210,00**



## Canne quatre

Réf. 116801

Prix :TTC  
**420,00**



## Canne quatre

Réf. 116801

Prix :TTC  
**420,00**



- Il s'agit d'un petit siège idéal pour des moments de repos
- Quatre pieds avec sangle de transport
  - Très légère et peu encombrante
  - Siège pliant et toile nylon noir
  - Largeur d'assise : 38 x 15 cm





**Canne Quadripode**

NOUVEAU

Réf. **L1004B** - Bleu  
Réf. **L1004G** - Gold  
Réf. **L1004M** - Mauve  
Réf. **L1004N** - Noir

**En Aluminium**

Prix :TTC

**195,00**

- Canne en aluminium de quatre pieds pour personnes âgées
- Hauteur réglable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Hauteur 72-92  
Poids net (kg) 3.2  
Matière Aluminium

**Canne Quadripode**Réf. **L1004**

Prix :TTC

**130,00**

- Sa base large lui confère une grande stabilité,
- Support charge élevé,
- Réglable en hauteur,
- Poignet droit /gauche.

**Canne Tripode**Réf. **L1003****En Aluminium**

Prix :TTC


**130,00**

- La base large lui confère une grande stabilité,
- En inox, elle allie légèreté et résistance,
- Réglable en hauteur,
- Poignet confortable.

**Béquille Axillaire**

Réf. **L1000S** - S  
Réf. **L1000M** - M  
Réf. **L1000L** - L

Prix :TTC

**100,00**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- En alliage d'aluminium
- Capacité de poids : 50 kg,
- Epaisseur : 1.2 mm.
- Hauteur réglable

**Canne pour aveugle embout noir**Réf. **L10092****Pliable en 4 parties**

Prix :TTC

**100,00****Canne pliable à 5 éléments pour aveugle**Réf. **250910**

Prix :TTC

**170,00**

Le tube de la canne aluminium gainé,  
• Poignée mailloche,  
• Hauteur poignée / sol : 90 cm,  
• Type d'embout : Plastique.

**Accessoires d'aide à la marche**

Réf.	Dési.	Prix.
<b>920314</b>	Embout canne anglaise	<b>16.00</b>
<b>920315</b>	Embout béquille	<b>09.00</b>
<b>920619</b>	Embout déambulateur	<b>15.00</b>
<b>920419</b>	Embout canne de marche	<b>17.00</b>
<b>920316</b>	Sous-aisselle béquille	<b>20.00</b>
<b>920317</b>	Poignet béquille	<b>20.00</b>
<b>920318</b>	Embout stabilisateur	<b>55.00</b>

**Lampes Silverlux**Réf. **820095**

Prix :TTC

**149,00**

- La lampe Silverlux permet de se déplacer la nuit sans risques de chutes
- Se fixe facilement sur les tubes de cannes, déambulateurs et autres rollators
- Forme ergonomique du bouton marche-arrêt
- Silverlux lampe adaptable tube 20 à 26 mm





## MINI STANDY

Le Mini Standy d'Ormesa est un verticalisateur pour enfants à besoins spécifiques qui assure une excellente verticalisation. Sa polyvalence et sa facilité de réglage font du Mini Standy un support postural sûr et confortable conçu pour offrir à l'enfant des avantages psycho-physiques considérables :

**ORMESA®** |   
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

### Mini standy 3

Réf. **106006E**

Prix : H.T  
**12 800,00**



Équipé d'un socle en bois légèrement flexible pour stimuler les hypotonies, avec 4 roues, dont 2 avec frein. Les talonnettes, appuis-genoux, et les sangles pelviennes et thoraciques sont réglables pour un ajustement optimal. Il comprend également une tablette amovible et réglable en hauteur et en profondeur.

### Multi sensoriel Standy

Réf. **101655A2**

Prix : H.T  
**22 900,00**

**Marche accompagnée  
de musique et vibration**



#### CARACTÉRISTIQUES :

- Cadre métallique et socle repose-pied en bois
- 4 roues blocables permettant le déplacement de l'appareil
- Cales talonnières amovibles, réglables latéralement
- Appui genoux rembourrés, réglables en hauteur, en profondeur et latéralement
- Support thoracique
- Support pelvien
- Tablette (60x75 cm) réglable en hauteur, en inclinaison et d'avant en arrière
- Boîtier de commande montée/descente relié par fil spiralé
- Bouton poussoir ergonomique sur l'appui antérieur pour contrôler la position verticale
- Sangle de traction



## STANDY 3-4

Le Standy d'Ormesa est un cadre verticalisateur pour adultes et adolescents, adaptable à différents niveaux d'autonomie. Polyvalent et réglable, il assure stabilité et confort dans toutes les situations.

**ORMESA®** |   
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

- Prévenir les contractures de la hanche et du genou
- Réduire les problèmes dus au maintien prolongé de la posture assise
- Améliorer la densité osseuse et la capacité respiratoire


### Standy 3

Réf. **106001E**

Prix : H.T  
**17 450,00**

**Médium**

Convient  
aux  
adolescents



### Standy 4

Réf. **106000E**

Prix : H.T  
**19 400,00**

**Large**

Convient  
aux  
adultes



**Soutien thoracique**  
stabilité sans contrainte



**Appui-tête**  
hauteur et inclinaison réglables



**Roues de transport**  
équipé de freins de sécurité



**Verrouillage de sécurité**  
fermer le dossier



**Marche-pied**  
réglable en hauteur et en largeur



**Outils gratuits**  
Réglages sans outils





## DYNAMICO

Le Dynamico est une aide à la verticalisation et à la marche qui entoure l'enfant ou l'adulte. Il est équipé d'une culotte servant essentiellement de sécurité antichute. Grâce à sa large base Dynamico 7 est très stable et existe en 2 versions: une version utilisable en intérieur ou sur sol lisse et une version d'extérieur.

**ORMESA®** |   
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

### Usage intérieur

#### DYNAMICO 1

Jeune enfant

Réf. 102420G

Prix : H.T  
**9 300,00**



#### DYNAMICO 2

Grand enfant

Réf. 102421G

Prix : H.T  
**9 400,00**



### Usage extérieur

#### DYNAMICO 5

Réf. 102460E

Prix : H.T  
**15 050,00**



### Usage intérieur

#### DYNAMICO 3

Réf. 102422G

Adolescent

Prix : H.T  
**9 600,00**



#### DYNAMICO 5

Réf. 102438N

Adulte

Prix : H.T  
**10 950,00**



#### DYNAMICO 4

Réf. 102423N

Jeune adolescent

Prix : H.T  
**10 200,00**



### CARACTÉRISTIQUES :

- Anneaux thoraciques et pelviens réglables en hauteur (seuls les anneaux T2 et T3 sont interchangeable),
- Equipé en standard d'un soutien pelvien et d'un soutien thoracique amovible,
- Soutiens thoraciques et pelviens (revêtus mousse) s'ouvrant par l'arrière pour l'installation de l'enfant ou de l'adulte,
- 4 roues Ø 8 cm, équipées de freins de stationnement et de pare-chocs permettant la protection des murs
- Disponible en 5 tailles.

## DONDOLINO

Dondolino est un châssis de verticalisation inclinable pour les enfants. Il augmente la capacité de l'enfant à s'adapter à son environnement et à avoir une vision plus globale du monde qui l'entoure. Le système d'inclinaison permet une mise en charge progressive.

**ORMESA®** |   
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

#### DONDOLINO 1

Xsmall

Réf. 106118E

Prix : H.T  
**17 500,00**

#### DONDOLINO 2

Small

Réf. 106116E

Prix : H.T  
**18 500,00**

#### DONDOLINO 3

Medium

Réf. 106117E

Prix : H.T  
**19 800,00**

### CARACTÉRISTIQUES :

- Tablette réglable en hauteur, profondeur et inclinaison
- Châssis réglable en inclinaison
- Cales de genoux et talonnières ajustables

- Base repose-pied en bois réglable en hauteur
- 4 roues avec frein
- Sangles thoraciques et pelviennes réglables selon la taille



Roues jumelées



Appuis-tête



Adaptateurs





## Nébuliseur MiniMax

Réf. CA300250



4,8 L/min

Prix : TTC  
550,00

- Appareil utilisé pour l'aérosolthérapie,
- Inclus masque adulte et pédiatrique et pièce de bouche
- Sac de transport

## Nébuliseur MiniPlus

APEX

Réf. L7012

Prix : TTC  
550,00

6 L/min

- Compresseur d'aérosol de qualité,
- Grand compartiment de stockage et exécution fiable,
- Inclus masque adulte et pédiatrique et pièce de bouche
- Sac de transport



## Nébuliseur Ultrasonique

Réf. SW98820

À compression d'air

NOUVEAU



Prix : TTC  
990,00

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Entrée électrique 220 volts, fréquence hz 60
- Compresseur à pompe compact et sans huile
- Débit d'air est de 10 litres/minute
- Taux d'évaporation > 0,2 ML / Min à > 0,45 ML
- Le résidu moyen de la solution est < 1 ML

## Nébuliseur Mesh

Réf. LNE105

À tamis vibrant

NOUVEAU



Prix : TTC  
595,00

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Puissance : 3 V CC
- Consommation électrique : 1,5 W Débit
- Compresseur : 6 L Bruit : ≤ 50 dB
- Accessoires : masque adulte, masque enfant, USB ou adaptateur.

## Chambre d'inhalation

Réf. BS38340 - Adulte

Réf. BS38350 - Enfant

NOUVEAU



Prix : TTC  
160,00

Fonctionnalité de sifflet

Taille : L

Taille : M

- Réduction des résidus médicamenteux
- Dispositif facile à nettoyer
- Sans latex, BPA, ni phtalates.
- Sifflet pour respiration rapide.
- Matériau écologique qui protège la santé contre les produits chimiques nocifs.

## ASPIRATEUR TRACHÉAL

### Aspirateur Trachéal ASPIRET

Réf. CA310001



15 L/min

Prix : TTC  
1 450,00

- Aspirateur de mucosités conçu pour l'aspiration nasale, orale ou trachéale chez l'adulte et l'enfant,
- déplacement pour les traitements à domicile,

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Débit maximum de 15L /min,
- Puissance absorbée : 184 VA,
- Aspiration maximale : -0,75 Bar,
- Bocal de 1L et couvercle,
- Dimensions : 325 x 190 x 165 mm,
- Poids : 2,2 kg

### Aspirateur Trachéal APEX

Réf. L7014



22 L/min

Prix : TTC  
2 750,00

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Courant électrique : AC 110 ~ 120V, 60Hz AC 220 ~ 240V, 50 / 60Hz,
- Consommation : 90W,
- Pression maximale : 600 mmHg (réglable),
- Débit maximum : 22 L/min,
- Poids net : 2,8 kg,
- Dimension : 352 (L) x 206 (L) x 192 (H) mm,
- Niveau sonore < 55 dB,
- Bocal en plastique 1,8 L.

### Aspirateur de mucosités

NOUVEAU



17 L/min

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Puissance d'entrée : 90VA
- Vide maximal : 0,075 MPa
- Débit d'air maximal : 17 L/min (avec bocal),
- Bruit de fonctionnement : environ 50dB(A)
- Bocal de collecte de liquide : 1000mL, 1 pièce
- Durée de fonctionnement : 30 min en marche 30 min à l'arrêt





## Concentrateur d'oxygène 5L

## VisionAire

5-Réf. AS098

Prix :TTC  
11 900,00GARANTIE  
2 ANS

- Léger et facile à transporter
- Faible consommation électrique
- Faibles coûts d'entretien
- Sécurité

- Système de régulation de pression
- Filtres à air pour purifier l'air ambiant avant la production d'oxygène
- Poignées de transport pour faciliter le déplacement de l'équipement
- Bouton marche/arrêt pour une utilisation simple et pratique
- Raccords pour les tubes d'oxygène
- Alarmes sonores et visuelles en cas de problème technique ou d'interruption d'oxygène
- S'utilise avec de l'eau distillée



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Concentration en O2	90 % (+ 5,5 % / - 3 %)
Débit	1 l/min - 5 l/min
Poids	13,6 kg
Niveau de pression acoustique	45 dB(A)
Consommation	290 W
Conditions de fonctionnement	5 °C à 40 °C
Dimensions	52,8 x 35,8 x 29,2 cm

## Livré avec :

Humidificateur  
Lunette nasale  
Filtre anti-poussière  
Notice d'utilisation

## YuWell

Réf. JY8F5AW

Prix :TTC  
8 900,00

Dernière génération

Sa petite taille le rend facile à ranger

## Nébuliseur intégré



NOUVEAU



Humidificateur intégré

- Permet de délivrer de 0.5l à 5L par minute d'air enrichi en O2,
- Dédié au traitement de patients nécessitant une oxygénothérapie fixe
- Son écran affiche les heures d'utilisation. Il signale le type d'alarme activée.
- S'utilise avec de l'eau distillée



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Concentration en O2	95,5 % ~ 87 %
Débits	0,5 ~ 5 L /min
Poids	17,5 kg
Niveau de pression acoustique	48 dBA
Pression de sortie maximale	4 -70kPa
Puissance d'entrée	400 VA
Dimensions	48,5 x 34 x 60 cm

## Livré avec :

Humidificateur  
Lunette nasale  
Filtre anti-poussière  
Notice d'utilisation

## Concentrateur d'oxygène 10L

## VisionAire

Réf. AS099-103

Prix :TTC  
29 500,00GARANTIE  
2 ANS

- Léger et facile à transporter
- Faible consommation électrique
- Faibles coûts d'entretien
- Sécurité

- Débit d'oxygène élevé: Il peut fournir jusqu'à 10 LPM d'oxygène,
- La pression de sortie de 20 psi permet d'utiliser l'appareil avec des accessoires tels que des nébuliseurs et des ventilateurs
- Fonctionnement silencieux avec un niveau sonore réduit de 43 dBA.
- Sécurité : équipé de plusieurs alarmes : (panne de courant, basse concentration d'oxygène, surchauffe).
- S'utilise avec de l'eau distillée



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Concentration en O2	92% ± 3%.
Débit	2L à 10L /min
Poids	26,3 kg
Pression de sortie	20 psi (138 kPa)
Niveau sonore	58 dBA (à 5 LPM)
Consommation	590 W
Dimensions	69,9 cm x 41,9 cm x 36,8 cm

## Livré avec :

Humidificateur  
Lunette nasale  
Filtre anti-poussière  
Notice d'utilisation

## YuWell

Réf. JY8F10W

Prix :TTC  
18 500,00

Dernière génération

Sa petite taille le rend facile à ranger

## Nébuliseur intégré



NOUVEAU



Humidificateur intégré

- Permet de délivrer de 0.5L à 10L par minute d'air enrichi en O2,
- Dédié au traitement de patients nécessitant une oxygénothérapie fixe
- S'utilise avec de l'eau distillée



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Concentration en O2	87%~96
Débits	1-10 L/min
Poids	24 kg
Niveau sonore	55dBA
Pression de sortie maximale	100kPa
Puissance d'entrée	700 VA
Dimensions	41x37,5x66,8 cm

## Livré avec :

Humidificateur  
Lunette nasale  
Filtre anti-poussière  
Notice d'utilisation



## Concentrateur d'oxygène portable 5L


Réf. **GONP2**

Système pulsé

Prix :TTC  
**24 500,00**



Lit  
tamisé



Filtre

Filtre à  
oxygène




### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Concentration en O2	87 % ~ 96 %
Débits	0,2 ~ 1L/min
Poids	1.98kg
Alimentation secteur	100-240V, 50-60Hz
Batterie	6800 mA/ 4H
Réglages	5 réglages
Dimensions	22,1x8,5x16cm

### Volume d'oxygène par minute (au niveau de la mer) :

- Fournit au patient un approvisionnement illimité en oxygène à l'extérieur de la maison avec une concentration d'O2 de 96%, ( pulsé ).
- Le flux d'oxygène est réglable en 5 niveaux
- Utilisé 24 heures sur 24, sept jours sur sept
- Son grand écran de 2'8 permet une lecture adéquate.



## Oxymètre de doigt

NOUVEAU

Réf. **LPC60F**

Prix :TTC  
**250,00**



### Mesure la saturation en oxygène du sang par impulsions

- Mesure : SpO2 et fréquence cardiaque
- Indication de batterie faible
- Ecran couleur
- 2 Piles incluses

Réf. **EPB10001**

Prix :TTC  
**380,00**



- Mesure : SPO2 et fréquence cardiaque
- Compact et léger
- Ecran couleur
- 2 Piles incluses

Réf. **LPC60D2**

Prix :TTC  
**295,00**



### Oxymètre pédiatrique

- Mesure : SpO2, PR, PI,
- Alarme sonore
- Ecran couleur.

Réf. **LPO2R**

Bague Connectée



Prix :TTC  
**2 250,00**



- Vibration intelligente déclenchée par une faible SpO2.
- Batterie rechargeable intégrée pour une utilisation nocturne.
- Synchronisez les données en temps réel avec l'application .
- Prise en charge de la surveillance à distance par module sans fil.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Mémoire intégrée	sections, jusqu'à 4 heures par section 10
Batterie	Lithium rechargeable
Temps d'utilisation	heures 12-16
Sans fil	Bluetooth 4.0
Compatibilité	iOS 9.0+ ; Android 5.0+



## Accessoires

### Lunette d'oxygène



Réf.	Dési.	Prix.
<b>LFY171</b>	Extra souple	<b>25.00</b>
<b>HTA0701N</b>	Néonatal	<b>10.00</b>
<b>HTA0702E</b>	Enfant	<b>10.00</b>
<b>HTA0704A</b>	Adulte	<b>10.00</b>
<b>HTA0704AC</b>	Boîte de 100	<b>700.00</b>

### Masque à oxygène

Avec réservoir



Réf.	Dési.	Prix.
<b>HTA0303</b>	Adulte standard	<b>15.00</b>
<b>HTA0304</b>	Adulte tube long	<b>15.00</b>
<b>HTA0301</b>	Enfant standard	<b>15.00</b>
<b>HTA0302</b>	Enfant tube long	<b>15.00</b>

### Masque d'anesthésie

En silicone



Réf.	Dési.	Prix.
<b>HTA0907N</b>	Néonatal	<b>80.00</b>
<b>HTA0908S</b>	Enfant	<b>80.00</b>
<b>HTA0910S</b>	Adulte T: S	<b>84.00</b>
<b>HTA0911M</b>	Adulte T: M	<b>84.00</b>
<b>HTA0912L</b>	Adulte T: L	<b>87.00</b>

### Humidificateur

Réf. **LFY16**

Prix :TTC  
**150,00**







**MIR** Leader Mondial en Spirométrie

## Spiromètre portable SPIROLAB

Réf. **M911080E**

Spiromètre complet, tout-en-un avec écran tactile et imprimante intégrée pour des tests



Appareil avec écran tactile 7" incluant un capteur d'oxymétrie et de température, étalonnage intégré avec rapport imprimable, batterie rechargeable longue durée, grande mémoire (jusqu'à 10 000 tests de spirométrie ou 500 heures d'oxymétrie), et supportant divers tests (CVF, CV, VVM, PRE/POST bronchodilatateur).

## Spiromètre portable SPIRODOC

Réf. **M910610E**

Spiromètre portable à écran tactile avec oxymètre 3D en option : 6MWT, test du sommeil, Holter 24h pour SpO2%



- Test de marche
- Oxymètre nocturne
- Écran tactile pour une saisie rapide des données
- Affichage des tests en temps réel sur le PC
- Batterie au lithium rechargeable longue durée pour une autonomie prolongée
- Tests supportés : Spirométrie : CVF, CV, VVM, Comparaison PREPOST bronchodilatateur

## Spiromètre portable SPIROBANK II

Réf. **M911028E**

Multiplateforme pour tablette et PC



- Incitatif pédiatrique Animation en temps réel.
- 3 modes d'utilisation : autonome, PC via USB (logiciel MIR Spiro), ou tablette via Bluetooth.
- Écran intuitif avec boutons faciles à utiliser.
- Visualisation en temps réel des tests sur PC et tablette.
- Batterie rechargeable et grande mémoire interne (10 000 tests ou 500 h d'oxymétrie).

## Spiromètre portable MINISPIR

Réf. **M911006E**

Spiromètre USB  
Tests en temps réel directement sur PC



Plug & Play : alimenté via câble USB intégré, sans écran, sans mémoire interne et avec enregistrement direct des données sur le logiciel MIR Spiro

- Incitatif pédiatrique Animation en temps réel,  
Valeurs théoriques :  
Grand choix de valeurs théoriques dont GLI, ERS et autres en mode PC

## Entraîneur respiratoire : POWER breath®

Réf. **PB271856**

Bleu - Moyen



Prix :TTC

**995,00**

- indiqué pour Les gens actifs ayant un problème respiratoire comme l'asthme.

Réf. **PB271862**

Noir - fort



Prix :TTC

**995,00**

Conseillé aux athlètes d'élite, les compétiteurs et les joueurs de sports d'équipe s'entraînant et pratiquant à un très haut niveau

Réf. **PB1000**

Medic

**Medic**



Prix :TTC

**995,00**

- Soulage l'essoufflement
- Améliore la tolérance à l'exercice
- Efficace pour les BPCO, l'insuffisance cardiaque et l'asthme

## Spiromètre à billes

Réf. **HE185**



Prix :TTC

**90,00**

Spiromètre débibimétrique d'entraînement à l'inspiration profonde



## CPAP automatique G3

Réf. **BMG3A20**

Avec humidificateur intelligent intégré et masque nasal

NOUVEAU



Prix :TTC

8 900,00



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité d'eau jusqu'à 360 mL,  
réglages d'humidification de 35 °C à 68 °C,  
sortie d'humidité  $\geq 15$  mg H<sub>2</sub>O/L, et faible niveau  
sonore (<26 dB).  
Intégration des modules WiFi et cellulaires, avec  
stockage des données (résumé continu et flux détaillé)  
sur appareil et carte SD.  
Fonctions personnalisables : Smart A, Reslex (1-3),  
montée en puissance (0-60 min), et sensibilité (1-5).

#### Livré avec :

- ✓ Lecircuit (tuyau chauffant )
- ✓ Humidificateur
- ✓ Le câble d'alimentation
- ✓ La carte SD
- ✓ La sacoche de transport.
- ✓ Manuel d'utilisation



## 10 CPAP AirSense™

Réf. **RS37236** - AutoSet

AutoSet for Her

Prix :TTC

14 499,00



- Capteur de lumière ajustant la luminosité de l'écran pour ne pas déranger la nuit.
- Interface utilisateur simple avec retours sur le traitement et réglages de confort faciles.
- Moteur Easy-Breathe™ très silencieux pour une nuit paisible.
- SmartStart™ démarre le traitement dès que vous respirez dans le masque.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Plage de pression : 4-20 cm H<sub>2</sub>O
- Niveau sonore : 26,6 dBA
- Rampe : AutoRamp ou standard
- Marche/Arrêt automatique
- Réglage altitude : Jusqu'à 2 600 m
- Technologie EPR : 1-3 cm H<sub>2</sub>O
- Compensation des fuites : Automatique
- Capacité de la chambre : 380 ml
- Stockage des données : Carte SD 4 Go
- Alimentation : 100-240 V
- Consommation : 51-106 W

#### Livré avec :



- ✓ Humidificateur
- ✓ Tube CPAP de 6 pieds
- ✓ Carte SD de 2 Go (insérée)
- ✓ 1 x filtre jetable (inséré)
- ✓ Manuel d'utilisation
- ✓ Sac de voyage

## Distillateur d'eau

Réf. **LHWD01** - 72 X 46 X 97 cm

Matériel ABS plastique, aluminium, acier inoxydable

Une eau pure: pas de bactéries,  
pas de produits chimiques,  
pas d'impuretés **recommandé**  
pour appareil CPAP

Prix :TTC

1 450,00



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Tension : 220 V 50 Hz
- Puissance : 750 W
- Capacité du réservoir : 1.6l/h
- Dim. intérieure : 18 x 20 mm
- Dim. extérieure : 280 x 280 x 380mm
- Poids : 3.5 kg





Pour toute demande de devis, nous consulter :



WHATSAPP 06 66 13 55 07



## Ventilateur non invasif Lumis™

NOUVEAU

Conçu pour fournir une ventilation personnalisée pour prendre en charge votre état respiratoire

### IVAPS

Cette technologie apprend la ventilation alvéolaire unique de chaque patient, définit des objectifs appropriés, puis fournit une aide inspiratoire constante.

### Taux de sauvegarde intelligent (iBR)

Donne au patient la possibilité maximale de déclencher le ventilateur. iBR reste à l'écart jusqu'à ce que cela soit nécessaire et ajoute des ventilations de secours pour ramener confortablement les patients sur la cible.

### AutoEPAP

Maintient la perméabilité des voies respiratoires supérieures en ajustant automatiquement la pression expiratoire en réponse aux obstructions partielles et complètes.

indiqué pour une ventilation non invasive chez les patients qui pèsent plus de 13 kg, ou plus de 30 kg en mode iVAPS

### TiControl™

Fixons des limites minimales et maximales de part et d'autre du temps inspiratoire idéal du patient pour favoriser la respiration spontanée.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Bloc d'alimentation	90W
Plage d'entrée AC :	100-240V, 50-60Hz 1.0-1.5A, 115V, 400Hz 1.5A
Sortie CC :	24V 3.75A
Consommation électrique typique :	53W (57VA)
Consommation de pointe :	104W (108VA)
Température de fonctionnement :	+5°C à +35°C
Humidité de fonctionnement :	10 à 95 % d'humidité relative, sans condensation
Altitude de fonctionnement :	Niveau de la mer à 8 500 (2 591 m),
Température de stockage et de transport :	-20°C à +60°C
Humidité de stockage et de transport :	5 à 95 % d'humidité relative, sans condensation.

### Déclenchez et faites un cycle

Aide à optimiser les réglages en fonction de l'état du patient à l'aide de cinq déclencheurs et cycles.

### Humidification automatique

Lorsqu'il est utilisé avec un humidificateur chauffant HumidAir™ et un tuyau chauffant ClimateLineAir™, Lumis fournit une humidification automatiquement aucun paramètre à modifier et aucun menu compliqué à naviguer.

### Confort supplémentaire

Resmed Lumis offre des fonctionnalités de rampe et de descente pour permettre aux patients d'entrer et de sortir plus facilement de chaque séance de thérapie.

## Polygraphe ventilatoire portable NOX T3

Réf. RS7078980-KA

### Conçu pour le diagnostic des troubles respiratoires du sommeil

L'algorithme Nox BodySleep, basé sur une intelligence artificielle, analyse les modifications physiologiques à partir de la technologie RIP et de l'actigraphie et les fait coïncider avec les changements de l'activité cérébrale au cours de la nuit. Le Nox BodySleep permet d'estimer les différentes phases du sommeil sans requérir la mesure des signaux EEG, EOG et EMG.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

**Capacité de stockage:** 4 Go, suffisante pour enregistrer plusieurs nuits de données.  
**Durée d'enregistrement:** Environ 24 heures avec une pile AA lithium neuve.  
**Communication avec le PC:** Via un câble USB 2.0 haut débit pour le transfert des données vers un ordinateur.  
**Alimentation:** Une pile AA (alcaline, NiMH ou lithium).  
**Dimensions:** Compact et léger, facile à transporter.  
**Écran:** OLED pour afficher les informations de base.

### Utilisation à domicile



**Respiration:** Pression nasale/masque, mouvements thoraciques et abdominaux.

**Saturation en oxygène:** SpO2.

**Fréquence cardiaque:** Poul.

**Ronflement:** Signal audio.

**Mouvements:** Activité et position.

**Autres:** Pléthysmographie de poul, ECG (en option).

## Gouttière buccale anti-ronflement

Réf. OSLC01

Prix :TTC

300,00

- Idéal pour une utilisation occasionnelle ou irrégulière (vacances, camping, court séjour hospitalier par exemple).
- Il utilise le principe reconnu médicalement de l'avancement mandibulaire.

### Contenu du set Somnolis :

- 1 fine gouttière anti-ronflement SOMNOLIS,
- 4 bandes de réglage souples,
- 1 mode d'emploi.

SWISS MADE





## Masque Nasal

### AirFit N20

Réf.	Prix.
<b>RS63509</b>	<b>950.00</b>
<b>RS63512</b>	<b>950.00</b>
<b>RS63511</b>	<b>950.00</b>



Stabilité renforcée : support frontal adaptatif pour une fixation optimale.  
Confort durable : bulle nasale InfinitySeal en silicone étanche même en cas de mouvements nocturnes.  
Harnais ultra-doux : assure un port agréable toute la nuit.

## Masque Facial

### AirFit F20

Réf. **RS64005**  
Réf. **RS64006**  
Réf. **RS64007**

Prix : TTC  
**1 999,00**



Masque universel adapté à toutes les morphologies, offrant un confort optimal grâce à la bulle InfinitySeal et au tissu flexible. Ajustement rapide avec des clips magnétiques et un harnais doux réduisant les marques. Le coude "Quiet Air" assure un fonctionnement silencieux.

### N5A

Réf. **BMN5AM** Réf. **BMN5AL**

Prix : TTC  
**650,00**



Vision dégagée : Conception sans monture frontale pour lire avant de dormir.  
Coussin AutoFit : Ajustement automatique pour plus de confort.  
Compact : 3 pièces seulement, facile à utiliser et nettoyer.  
Clips pratiques : Détachement simple pour une utilisation aisée.

### BMF5

Réf. **BMF5AM**  
Réf. **BMF5AL**

Prix : TTC  
**790,00**



Coussin souple qui s'adapte à diverses formes de visage.  
Clips faciles : Fixation rapide et simple grâce aux clips classiques.  
Pivot ingénieux : Séparation pratique du masque et du tube grâce au pivot amovible

### Wizard 210

Réf. **668005** - Médium  
Réf. **668004** - Large

Prix : TTC  
**700,00**



Coussinet frontal confortable simple et efficace Boucle de harnais à dégagement rapide

### Wizard 220

Réf. **9N22002** - Médium  
Réf. **9N22001** - Large

Prix : TTC  
**700,00**



Masque CPAP léger avec coussin frontal en silicone pour une pression uniforme, clips de fixation rapide et entretien facile.

### AirFit TM N30

Réf. **RS63405**  
Réf. **RS63406**  
Réf. **RS63407**

Prix : TTC  
**2 250,00**



• Masque nasal discret et confortable, le AirFit N30 se niche sous le nez pour réduire les marques et la pression. Silencieux grâce à la fuite QuietAir™, il offre un contact minimal et une mise en place facile pour des nuits paisibles.

## Masque Narinaire

### Air Fit TM P10

Réf. **RS62901**

Prix : TTC  
**2 250,00**



• Ultra silencieux  
• Très facile à utiliser et à mettre en place grâce à son harnais QuickFit™ qui s'assemble en moins de 30 secondes

## Humidificateur chauffant HumidAir™ - Support

Réf. **RS37300**

Prix : TTC  
**2 999,00**



• L'humidificateur est conçu pour être intégré à l'appareil et soulager la sécheresse et la congestion  
• L'appareil détecte automatiquement le branchement d'un HumidAir.  
• Une fois que vous l'avez rempli d'eau et branché, il est prêt à fonctionner.

### Wizard 230

Réf. **WIZ230M**

Prix : TTC  
**1 050,00**



• Auto ajustable,  
• Coupe intuitive avec joint d'étanchéité excellent,  
• Les coussinets nasaux auto-réglables sur une base souple avec des renforts d'angle.





# Lecteur de glycémie

## Continue & Connecté

### CGM

Le CGM permet au diabétique à mieux comprendre comment son corps réagit à l'alimentation, à l'activité physique et aux médicaments



Réf.	Désignation	Prix
JYCT300D	Applicateur	500.00
JYCT302	Applicateur + capteur	550.00



#### 01 Applicateur et capteur automatiques



L'applicateur automatique simple est un applicateur à une touche qui insère facilement un petit capteur intégré juste sous la peau.

#### 02 Émetteur (durée de vie de 2 ans)



L'émetteur rechargeable peut être utilisé jusqu'à deux ans. Il peut supporter 14 jours de port sur une seule charge (< 1,5 h).

#### 03 Support de charge filaire



La charge rapide ne nécessite que moins d'une heure et demie une fois.



Les lectures continues par jour sont envoyées sur votre téléphone via **Bluetooth**.



#### Plus intelligent

- 7 flèches de tendance du glucose
- 4 options de chronologie du glucose
- Des statistiques et un rapport quotidien peuvent être générés
- Partagez des données en temps réel avec jusqu'à 20 personnes
- Autoriser l'enregistrement des repas, de l'exercice et de l'insuline

#### Efficace

- Alertes hautes et basses en temps réel pour prendre des mesures
- Peut aider à réduire l'HbA1c
- Peut aider à réduire les événements hypoglycémiques

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

##### Émetteur

- Durée de conservation : 2 ans
- Temps d'initialisation : 1 heure
- Alimentation : rechargeable
- Durée de vie de la charge : 14 jours sur une seule charge
- Temps de charge : < 1,5 heure
- Portée de communication et fréquence : 6 mètres Bluetooth Low Energy (BLE) 2,4 GHz
- Conditions de stockage et de transport : Température : 5 °C à 40 °C Humidité : < 93 % HR

##### Plage de glucose du capteur : 1,7-27,8 mg/L

- Durée d'utilisation : 14 jours
- Durée de conservation : selon la date de péremption
- Conditions de stockage : Température : 2°C-30°C Humidité
- Conditions de transport : Température : 2°C-45°C Humidité





## ACCU-CHEK®

### Kit Accu-chek Active

Réf. **AC66568K**

- Indique les glycémies pré et postprandiales
- Marquage des glycémies avant et après les repas
- Moyennes des 7, 14, 30 et 90 derniers jours
- Possibilité de lecture semi-quantitative sans lecteur

Prix :TTC  
**138,00**

#### Bandelettes

Réf. **AC6656825**

Boîte de 25 U

Prix :TTC  
**105,00**



Réf. **AC6656750**

Boîte de 50 U

Prix :TTC  
**195,00**



#### KIT :

- 1 Lecteur de Glycémie
- 1 Stylo autopiqueur
- 10 Bandelettes
- 10 Lancettes
- 1 Pochette de rangement



### Kit Accu-chek Instant

Réf. **AC781930K**

- Facilité d'utilisation
- Ecran rétro-éclairé
- Grands chiffres
- Indicateur objectif glycémique

Prix :TTC  
**161,00**

#### Bandelettes

Réf. **AC78193050**

Boîte de 50 U

Prix :TTC  
**197,00**



#### KIT :

- 1 Lecteur de Glycémie
- 1 Stylo autopiqueur
- 10 Bandelettes
- 10 Lancettes
- 1 Pochette de rangement

### Kit Contour Plus

Réf. **B81576075**

- Le glucomètre Contour Plus est connu pour sa très haute précision.
- Il permet l'évaluation multiple d'une goutte de sang.
- Le contrôle de cet appareil est très facile et intuitif.

Prix :TTC  
**130,00**

#### Lancelettes

Réf. **B07689592**

Boîte de 200 U

Prix :TTC  
**90,00**



#### Bandelettes

Réf. **B84627454**

Boîte de 50 U

Prix :TTC  
**170,00**



#### KIT :

- 1 Lecteur de Glycémie
- 1 Stylo autopiqueur
- 5 Bandelettes
- 5 Lancettes
- 1 Pochette de rangement



### Seringues à insuline

Réf.	Désignation	Prix. boîte 10U	Prix. boîte 100U
<b>BD320829U</b>	0.3 ml / 30G / 8 mm	<b>23,00</b>	<b>230,00</b>
<b>BD324904U</b>	0.5 ml / 31 G / 6mm	<b>18,00</b>	<b>180,00</b>
<b>BD324905U</b>	1 ml / 31 G / 6 mm	<b>19,00</b>	<b>190,00</b>



### Aiguilles à stylo

Réf.	Désignation	Prix. boîte 100U
<b>BD320736</b>	0.5 ml / 31 G / 4mm	<b>205,00</b>
<b>BD320520</b>	Insuline 32 G / 6mm	<b>205,00</b>
<b>BD320519</b>	Insuline 30 G / 8mm	<b>193,00</b>



### Accu-chek Softclix

Réf. **LC33074S**

Boîte de 200 U

Prix :TTC  
**225,00**



### Accu-chek Lancettes

Réf. **LC58886T**

Boîte de 200 U

Prix :TTC  
**210,00**





## Chaussettes diabétique

Noir

Marron

NOUVEAU

Les chaussettes pour diabétiques sont spécialement conçues pour réduire le risque de blessures aux pieds et améliorer la circulation sanguine. Elles constituent un élément clé du soin des pieds, qui est un aspect important de la gestion du diabète en raison des dommages potentiels causés aux systèmes nerveux et circulatoire par l'hyperglycémie. En fait, il n'est même pas nécessaire d'être diabétique pour en bénéficier.



## Trousse isothermique pour diabétique

1	<b>EB14016</b>	Noir Jean	150,00
2	<b>EB14017</b>	Bleu Jean	180,00
3	<b>B14027</b>	Gris foncé (Tissu vinyle) XL	210,00
4	<b>EB14003</b>	Noir (Tissu vinyle)	110,00
5	<b>EB1122</b>	Bleu (Tissu vinyle)	110,00



- Partie avant avec une pochette pour le matériel de diagnostic (glucomètre, lancettes, bandelettes).
- Poche arrière pour contenir le gel froid et les applicateurs d'insuline.
- Maintien d'une température correcte, même en été.
- Dimensions : 19 x 10 x 5 cm, capacité de 0,95 L.
- Fabriqué en polyester, lavable.

## Sac bandoulière isothermique pour diabétique

1	<b>EB14005</b>	Noir
2	<b>EB14020</b>	Gris

Prix : TTC  
**360,00**



- Compartiment principal avec pochettes pour matériel diabétique.
- Compartiment isotherme pour insuline, gel froid inclus.
- Poches frontale, arrière et extérieure pour objets personnels et sucre.
- Bandoulière.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Gel refroidissant réutilisable,
- Sacoche vendue vide,
- Matériel : Polyester lavable,
- Couleur : Noir & Gris
- Poids vide : 360 g,
- Mesures extérieures : 14 x 22 x 10 cm
- Capacité : 0,3L,
- Capacité maximum : 2 kg

## AKILEÏNE

### Crème Akildia

#### Pieds diabétiques

Réf. **CAKIL1**

- Protection et hydratation du pied diabétique
- Stimulation de la circulation
- Prévention des infections
- Protection cellulaire contre la neurodégénérescence



Prix : TTC  
**200,00**

### Crème Nutri-Réparatrice

Réf. **CAKCN1**

#### Hydratation & réparation Intense

- Répare les fissures et crevasses,
- Nourrit profondément le pied
- Préserver la jeunesse de la peau
- Pour pieds très secs, peaux matures



Prix : TTC  
**177,00**

### Baume cicatrisant Cicaleïne

Réf. **CICA02**

#### Fissures & crevasses du talon

Séparer les fissures des pieds et les crevasses talonnières.



Prix : TTC  
**177,00**

## Chaussure de confort diabétique

Réf. **M6900**

- 1 Avant-pied élastique indiqué pour Hallux valgus, orteil en griffe et pansement
- 2 Large coup de pied réglable par une bride auto-agrippante
- 3 Semelle de confort amovible pour mettre à sa place une orthèse plantaire
- 4 Semelle extérieure large, légère et antidérapante.

Prix : TTC  
**870,00**



Pointure de **36 -46**

Unisexe

Réf. **SWAQN Aquitaine**

- 1 Un volume chaussant de l'avant pied très supérieur à la normale sans aucune couture saillante à l'intérieur.
- 2 Un réglage du cou de pied par trois larges brides autoagrippantes, modulables, conçues pour les pieds gonflés et fragiles.
- 3 Doublure Onsteam® anti-transpirante et anti-humidité pour une hygiène impeccable.

Prix : TTC  
**1 280,00**



Pointure de **36 -46**

Unisexe

Réf. **SWVLA Velina**

- 1 Doublure Onsteam® textile 100% respirant et anti-odeur pour une hygiène optimale
- 2 Col matelassé pour protéger la cheville
- 3 Semelle avec pastilles anti-dérapantes
- 4 Première de confort amovible et lavable
- 5 Association d'un lacet et d'une fermeture à glissière

Prix : TTC  
**1 280,00**



Pointure de **36 -42**

Femme



### Brassard de rechange

Réf. 0095TBA

Adulte Dim. 22 à 32 cm

Prix :TTC  
190,00

Réf. 0095TBL

Large Dim. 31 à 45 cm

Prix :TTC  
250,00



### Adaptateur

Réf. 0095TA



Prix :TTC  
195,00

### Tensiomètre automatique à brassard 3 mesures AND

Réf. UA1020W

AND  
A&D Company Limited  
JAPON



Prix :TTC  
900,00

UA-1020W



- Brassard Slimfit™ Wide Range - sans latex ni métal, couvrant 22 à 42 cm
- Mode TriCheck™ pour la moyenne automatique de 3 lectures
- Toutes les lectures chronométrées et datées
- Guide des résultats de l'OMS
- BHS A/A validé cliniquement
- Mémoirise les 90 dernières mesures,
- Indication d'arythmie cardiaque
- Fonction de dépistage de la fibrillation auriculaire
- Livré avec pochette de transport.



### Tensiomètre automatique à brassard SELF CARE

Réf. PG8B18

SelfCare  
MEDICAL



Prix :TTC  
490,00



- Écran LCD extra large 53 x 65 mm
- 90 Mémoires
- Détection d'arythmie cardiaque
- Indicateur de classification de l'OMS
- Mesure automatique intelligente.
- Affichage de la fonction date/heure.
- S'éteint automatiquement après 1min
- Fonctionne avec 4 piles AAA
- Taille du brassard : de 22 à 32 cm
- Plage de mesure de pression artérielle de 30 à 280 mmHg
- Mesure du pouls cardiaque de 40 à 199 battements / min

### Brassard de rechange

Réf. WBO840

Prix :TTC  
395,00



### Tensiomètre automatique à brassard THUASNE

Réf. W0840



Prix :TTC  
930,00

3 mesures



- Testé cliniquement par l'OMS
- Système de trois mesures,
- Très grand écran lisible,
- Pouvant faire une moyenne intelligente (technologie MAM),
- Mémoirise les 99 dernières mesures

Livré avec pochette de transport



### Tensiomètre automatique à poignet Thuasne

Réf. W0890



Prix :TTC  
475,00



- Testé cliniquement par la BHS,
- Il s'adapte facilement au poignet et ne nécessite pas de remonter votre manche,
- Il donne simultanément les tensions systolique et diastolique, ainsi que le pouls,
- Mémoirise les 60 dernières mesures,
- Pratique pour les personnes amenées à se déplacer.

### Tensiomètre électronique à bras

Réf. PG8B69S

NOUVEAU

SelfCare  
MEDICAL

Scannez pour découvrir plus d'informations sur le produit



Équipé d'un capteur de détection de coude pour indiquer la position correcte du bras. De plus, le brassard peut être ajusté en fonction de la taille du corps du patient afin que les mesures puissent toujours être prises confortablement dans la bonne position.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Méthode d'indication : Affichage numérique
- Méthode de mesure : Mesure oscillométrique
- Plage de mesure : Pression : (30~280)mmHg Pouls : (40~199)battement/min
- Précision : Pression statique :  $\pm 3$  mmHg ; Pouls :  $\pm 5$  %
- Mémoire : Double type 90/90 mémoires
- Source de courant: Piles 4\*1.5V (LR6 ou AA)
- État de fonctionnement : 15%rh~93%rh.+5°C~+40°C
- Condition de stockage: 10%rh~93%rh.-20°C~+55°C
- Classification: Type BF
- Tour de bras mesurable : (17-32)cm
- Taille de l'écran LCD : 71\*82mm



Prix :TTC  
3 450,00



#### Fonctionnalités conviviales

Compatible avec une large gamme d'épaisseur de bras (de 17 cm à 32 cm de circonférence)  
L'écran LCD à rétroéclairage blanc et l'audio guident les utilisateurs tout au long de la procédure de mesure, facilitant ainsi la mesure pour les nouveaux utilisateurs. Annonce audio des résultats après mesure. Finition antibactérienne à la fois pour l'appareil et la housse de brassard.





## La technologie au service du client

### Tensiomètre de bras avec fonction ECG connecté par Bluetooth

Réf. **LPBP2**

- Mesure de la pression artérielle : tension artérielle systolique, diastolique et fréquence du pouls.
- Mesure ECG : enregistrement 30 s avec électrodes internes.
- Ensemble de dérivations multiples : dérivation I, dérivation II et dérivation thoracique.
- Synchronisez les données avec l'application : rapport de surveillance et de partage en temps réel.
- Conception portable : brassard léger, écran OLED et batterie rechargeable intégrée.



Prix :TTC  
**1 350,00**



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

##### Mesure de la pression artérielle

Technologie	Méthode oscillométrique
Plage de pression	0 à 300 mmHg
Précision de la mesure de pression	±3 mmHg
Plage de fréquence du pouls	40 à 200 /min
Précision de la fréquence du pouls	±2 /min

##### Enregistrement ECG

Plage de fréquence cardiaque	30 à 250 battements par min
Précision de la fréquence cardiaque	±2 /min ou ±2 %



Bluetooth



ECG



Pression artérielle

#### CARACTÉRISTIQUES :

Taille du brassard	22 - 42 cm
Connectivité sans fil	Bluetooth 4.0BLE
Type de batterie	Batterie au lithium rechargeable
Utilisation de la batterie	500 mesures
Mesure de la pression artérielle	50 enregistrements
Enregistrement ECG	10 enregistrements

### Moniteur ECG portable à 1 piste avec enregistrement 30s à 5 min

Réf. **LPER2**

- Mesure et analyse instantanées de l'ECG.
- Écran OLED pour un affichage ECG clair.
- Léger et portable, mesure à une touche.
- Durée d'enregistrement de 30 secondes à 5 minutes.
- Station de chargement magnétique, batterie rechargeable.
- Conception à très faible consommation d'énergie pour plus de 500 mesures sur une seule charge
- Application gratuite sur iOS et Android, stockage illimité dans l'APP.
- Partagez le rapport PDF avec le médecin

Prix :TTC  
**1 490,00**



Test en une seule touche



Enregistrement ECG



Analyse de l'AI



Gratuite iOS/Android

#### CARACTÉRISTIQUES :

Mémoire interne	Jusqu'à 10 enregistrements ECG
Connectivité sans fil	Bluetooth @ 4.2
Plage de fréquence cardiaque	30 à 250 battements par minute
Longueur de l'ECG	30 secondes à 5 minutes
Stockage dans l'application	Illimité
Connectivité sans fil	Bluetooth 4.0
Application pour iOS	iOS 9.0, iPhone 4s/iPad 3
Application pour Android	Android, Bluetooth
Temps de charge	2-3 heures
Connecteur	Connecteur micro-USB
Autonomie de la batterie	>500 chèques
Capacité	90mAh

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

##### Enregistrement ECG

Ensemble de plomb	Dérivation I, II, thoracique
Plage de fréquence cardiaque	30 - 250/min
Précision de la fréquence cardiaque	±2 /min ou ±2 %



## La technologie au service du client

### Oxymètre de pouls

Réf. **LPC60E**

**Professionnel  
Pédiatrique - Nouveau-né**

Prix :TTC  
**1 650,00**



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Affiche SpO2, PR, Pi, barre de pouls et courbes d'ondes.
- Adapté pour tous âges
- Sans bouton-poussoir, avec sonde externe.
- Rotation automatique à 4 voies.
- Fonctionne avec 2 piles AAA
- Alarme sonore et visuelle.

### Oxymètre de pouls

Réf. **LPSP20**

**Rechargeable connecté**

Prix :TTC  
**2 850,00**

#### CAPTEURS :



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran TFT rotatif 3,5 pouces.
- SpO2 breveté, anti-mouvement.
- Sondes pour tous âges.
- Batterie 18h.
- Alarmes et tonalités réglables.
- Stockage 500h SpO2.

### Oxymètre de pouls

Réf. **LPO2R**

**Bague Connectée**

Prix :TTC  
**2 250,00**

- Vibration intelligente déclenchée par une faible SpO2.
- Batterie rechargeable intégrée pour une utilisation nocturne.
- Synchronisez les données en temps réel avec l'application.
- Prise en charge de la surveillance à distance par module sans fil.



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Mémoire intégrée	sections, jusqu'à 4 heures par section 10
Batterie	Lithium rechargeable
Temps d'utilisation	heures 12-16
Sans fil	Bluetooth 4.0
Compatibilité	iOS 9.0+ ; Android 5.0+

## Oxymètre de doigt

Réf. **LPC60F**

Prix :TTC  
**250,00**

**Mesure la saturation en oxygène du sang par impulsions**

- Mesure : SpO2 et fréquence cardiaque
- Indication de batterie faible
- Ecran couleur
- 2 Piles incluses



Réf. **EPB10001**

Prix :TTC  
**380,00**

- Mesure : SPO2 et fréquence cardiaque
- Compact et léger
- Ecran couleur
- 2 Piles incluses



Réf. **LPC60D2**

Prix :TTC  
**295,00**

**Spécialement conçu pour la pédiatrie**

- Mesure : SpO2, PR, PI,
- Alarme sonore
- Ecran couleur.



## Doppler foetal Pocket SD3

Réf. **LSD3P**

Prix :TTC  
**2 950,00**

#### Sonde intégrée de 3 MHz

Dopplers de poche à ultrasons de la série SD3 sont idéaux pour la détection de routine du rythme cardiaque foetal

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Plug-and-play
- Ecran LED lumineux avec affichage FHR en temps réel
- Mise hors tension automatique
- Surveillance en temps réel pour une utilisation quotidienne
- Enregistrement et play avec la lecture audio
- Fonctionne sur piles AA ou batterie rechargeable
- Arrêt automatique, Bouton Marche/Arrêt



## Doppler foetal connecté

Réf. **LSD1B**

Prix :TTC  
**1 450,00**

#### Sonde intégrée de 2 MHz

Idéal pour la détection de routine de la fréquence cardiaque foetale par les cliniciens.

La toute nouvelle conception de la sonde offre une sensibilité supérieure qui optimise l'expérience utilisateur.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Haut-parleur intégré
- Affichage digital du RCF
- Ecran tactile
- Bluetooth intégré
- Volume ajustable
- Sonde intégrée de 2 MHz
- Arrêt automatique
- Technologie par ondes pulsées
- Alimentation : Piles AA







## Thermomètre infrarouge auriculaire et frontal

Réf. **PGIRT1603**

NOUVEAU

Prix :TTC

390,00

**Thermomètre  
auriculaire/frontal  
3 en 1**

- Convient aussi bien aux bébés / enfants qu'aux adultes.
- Mesure rapide en 1 seconde.
- Haute précision.
- Rétroéclairage de l'écran avec 3 couleurs : vert, orange et rouge selon la température est dans les valeurs normales, les valeurs moyennes de fièvre ou la fièvre avec des valeurs élevées.
- choix entre °C et °F.
- Alarme sonore en cas de fièvre
- Mémoire jusqu'à 9 mesures.



## Thermomètre auriculaire IR Ri thermo

Réf. **R1805**

Prix :TTC

695,00



- Utilisation chez l'enfant et l'adulte,
- Mesure la température des surfaces, des locaux et de l'eau du bain,
- Température entre 0 et 100C,
- Fourni avec Batterie.

## Thermomètre infrarouge frontal

Réf. **LPLFR60**

NOUVEAU

Prix :TTC

330,00

Plage de mesure : 32,0°C ~ 43,0°C

Précision du laboratoire : Entre 34°C et 43°C  
nécessite  $\pm 0,3^\circ\text{C}$   
Pas dans cette plage,  
nécessite  $\pm 0,4^\circ\text{C}$

Température de  
fonctionnement : 5°C ~ 40°C

- Haute précision
- Mesure rapide en 1 seconde.
- Rétroéclairage de l'écran avec 3 couleurs : vert, orange et rouge selon la température est dans les valeurs normales, les valeurs moyennes de fièvre ou la fièvre avec des valeurs élevées.
- choix entre °C et °F.
- Switch température corporelle ou d'ambiance
- Alarme sonore en cas de fièvre
- Mémoire jusqu'à 99 mesures

Mesure en  
une secondeSans  
contactIndication  
de fièvreRétroéclairage  
en 3 couleursProtection  
IP22Enregistrement  
de 99 données  
de lecture

## Embouts

Réf. **R12700**Boîte de  
25 unité

Prix :TTC

20,00



## Thermosoft

Réf. **VG01076****Thermomètre  
à embout flexible  
et souple**

## Thermoflash

Réf. **VG859048**

3-5cm

Prix :TTC

500,00

**Thermomètre électronique  
IR sans contact, grand écran LCD**

- Distance de mesure de la température corporelle de 3 à 5 cm,
- Résultat en moins d'une seconde,
- Diagnostic de température par affichage de couleur sur l'écran LCD,
- Prend également la température ambiante de la pièce, du bain, du biberon,
- Fonction vocale,
- 32 mémoires.



## Thermomètre frontal IR sans contact

Réf. **W1360T**

Prix :TTC

495,00



- Précis, fiable et hygiénique,
- Résultat en 3 secondes à 5 cm du front, sans réveiller ou déshabiller l'enfant,
- Multifonctions : utilisable en mode frontal ou objets (chambre, bain, biberon...).



Prix :TTC

75,00



- Electronique, digital,
- Embout flexible et souple,
- Résultat en 10 secondes,
- Prise de température : rectale, axillaire ou buccale


**TANITA**  
Monitoring Your Health

## Santé connectée

### Balance de composition corporelle par segmentation

 Réf. **RD545**

- Pèse-personne segmentaire avec analyse corporelle pour bras, jambes et torse.
- Technologie BIA à double fréquence pour une précision professionnelle.
- Plus de 12 mesures envoyées à l'application MyTANITA pour suivre les progrès.
- Mesure la qualité musculaire et la fréquence cardiaque

#### CARACTÉRISTIQUES :

- Segmentaire
- Connectivité
- APP connectée
- Convient aux enfants
- Activation : Touchez
- Mode athlète
- Mode Invité
- Mémoire utilisateur

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Couleur	Argent
Poids du produit	4kg
Capacité de poids maximale	200kg
Dimensions du produit	321 x 348 x 57 mm
Matériel	Plastique
Langues du produit	EN, DE, FR, ES
Nombre de fréquences	Double
Précision	50g(<100kg) 100g(>100kg)
Source de courant	Batterie (AA)



- Poids
- Graisse corporelle (%)
- Graisse corporelle segmentaire(%)
- Masse musculaire (kg)
- Masse musculaire segmentaire(kg)
- Qualité musculaire
- Qualité musculaire segmentaire
- Score musculaire

Prix :TTC

**8 750,00**

- Graisse viscérale
- Eau corporelle totale (TBW) %
- Taux métabolique de base (BMR) kcal
- Âge métabolique
- Évaluation physique
- Masse osseuse (kg)
- Indice de masse corporelle (IMC)
- Rythme cardiaque
- Mesures pour les enfants



### Balance de composition corporelle

 Réf. **RD953**

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Couleur	Argent
Poids du produit	4kg
Capacité de poids maximale	200kg
Dimensions du produit	321 x 348 x 57 mm
Matériel	Plastique
Langues du produit	EN, DE, FR, ES
Nombre de fréquences	Double
Précision	50g(<100kg) 100g(>100kg)
Source de courant	Batterie (AA)



- Poids
- Graisse corporelle (%)
- Masse musculaire (kg)
- Qualité musculaire
- Score musculaire
- Graisse viscérale
- Eau corporelle totale (TBW) %
- Taux métabolique de base (BMR) kcal
- Âge métabolique
- Évaluation physique
- Masse osseuse (kg)
- Indice de masse corporelle (IMC)
- Mesures pour les enfants

Prix :TTC

**3 950,00**

### Analyseur de composition corporelle connecté

 Réf. **BC401**

Prix :TTC

**1 390,00**

- Poids
- Graisse corporelle (%)
- Masse musculaire (kg)
- Graisse viscérale
- Eau corporelle totale (TBW) %

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Couleur	Noir
Poids du produit	2,4 kg
Capacité de poids maximale	200 kg
Dimensions du produit	298x328x32mm
Matériel	verre
Langues du produit	EN, FR, ES, RU, TUR
Nombre de fréquences	2
Précision	50g(<100kg) 100g(>100kg)
Source de courant	Batterie (AA)
Batteries	incluses



- Taux métabolique de base (BMR) kcal
- Âge métabolique
- Évaluation physique
- Masse osseuse (kg)
- Indice de masse corporelle (IMC)
- Mesures pour les enfants

### Impédancemètre

 Réf. **LBF11**

Prix :TTC

**580,00**


#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- graduation 100 g
- Taux de graisse,
- Hydrométrie,
- Masse osseuse,
- Dim. : 328 x 300 x 27 mm
- Utilisez 3 piles AAA (non incluses)





## Pèse personne en verre

Réf. L7006

Prix :TTC  
**370,00**



- Mesure avec précision du poids corporel, jusqu'à 160 kg, graduation 1 kg,
- En verre trempé avec 2 pcs de CR2032 Lithium,
- Piles comprises,
- Dim. : 30 x 30 x 4 cm.

## Pèse personne au sol noir

Réf. L7003

Prix :TTC  
**550,00**



- Mesure avec précision du poids corporel jusqu'à 160 kg, graduation 1 kg,
- Plate-forme extra large,
- Revêtement en poudre pour le couvercle et la base,
- Tapis antidérapant pour une meilleure sécurité,
- Large cadran.

## Pèse personne au sol chromé

Réf. L7005

Prix :TTC  
**630,00**



- Mesure avec précision du poids corporel jusqu'à 160 kg, graduation 1 kg,
- Plate-forme extra large,
- Acier inoxydable de haute qualité, durable et facile à nettoyer,
- Tapis texturé antidérapant pour une meilleure sécurité,
- Large cadran.

## Balance électronique pour repas

Réf. L7013

Prix :TTC  
**250,00**



- Capacité : 5 kg,
- Grad : 1g,
- Utilisez 2 piles AAA (1,5 V) (non incluses),
- Dim. : 208 x 140 x 19 mm.

## Pèse-bébé

### Pèse-bébé électronique

Réf. L7002

Prix :TTC  
**900,00**



- Capacité 20kg,
- Grad 5g,
- Grand écran LCD avec rétro-éclairage bleu,
- Dim. : 60.3 x 38.5 x 10 cm.

### Pèse-bébé et pèse-personne plat **seca**

Réf. P354

Pour enfants en bas âge

Prix :TTC  
**2 400,00**

- Balance multifonctionnelle pèse-bébé et pèse-personne plat pour enfants
- Nacelle amovible facilement détachable du support.
- Fonction de prise de lait BMIF (Breast Milk Intake).
- Construction robuste pour un transport sans problème.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	20 kg
Graduation	5 g < 10 kg > 10 g
Alimentation	Piles
Dimensions	552 x 156 x 332 mm
Poids net	2,3 kg
Fonctions	Extinction automatique



### Pèse-bébé mécanique

Réf. L7001

Prix :TTC  
**350,00**



- Capacité 20 kg,
- Grad 100g,
- Dim. : 54.5 x 34.5 x 13.5 cm.

### Pèse-bébé mécanique à poids coulissants **seca**

Réf. P725

Prix :TTC  
**3 850,00**

- Détermination exacte du poids à l'aide de la fonction remise à zéro
- Plateau de pesée légèrement incurvé pour une sécurité optimale lors de la pesée
- Le plateau amovible est facile à nettoyer et idéal pour une utilisation mobile.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	16 kg
Graduation	10 g
Dimensions	550 x 180 x 290 mm
Poids net	6,4 Kg
Fonctions	réglage du zéro





## Pèse- personne électronique

seca

### Plat à 2 afficheurs

Réf. P874



Prix :TTC  
6 600,00

- Le double affichage permet au médecin et au patient de lire simultanément
- Utilisé en position debout grâce aux interrupteurs à pédale
- Fonction mère+enfant pour peser les tout-petits

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Précision	± 0,15 % / ± 100 g	Poids net	4,1 kg
Capacité	200 kg	Fonctions	mère+enfant
Graduation	50 g < 150 kg > 100 g	Alimentation	6 piles AA
Dimensions	321 x 60 x 361 mm		

### Plat à grande capacité

Réf. P813

Classe médicale



Prix :TTC  
2 100,00

#### Très grande capacité, jusqu'à 200 kilos

- Chassis massif, renforcement d'acier,
- Pour les personnes jusqu'à 200 kilos
- Grande unité d'affichage LCD pour une lecture facile du poids.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	200 kg
Graduation	100 g
Dimensions	433 x 47 x 373 mm
Poids net	2,9 kg
Fonctions	Auto-Hold / Step-Off / Tip-On
Alimentation	Piles

## Pèse- personne mécanique

seca

Réf. P750

Graduation de 1kg  
À grand cadran

Prix :TTC  
1 850,00



- Construction robuste
- Grand cadran rond facile à lire
- Plateforme stable
- Boîtier robuste en acier laqué

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	150 kg
Graduation	1 kg
Dimensions	317 x 117 x 477 mm
Poids net	3,5 kg
Fonctions	réglage du zéro

Réf. P761

Graduation de 1kg  
À grand cadran

Prix :TTC  
2 520,00

Classe médicale



- Construction robuste
- Large tapis antidérapant
- Tapis amovible clips en caoutchouc pour un remplacement facile
- Mécanisme en acier galvanisé.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	150 kg
Graduation	1 kg
Dimensions	303 x 118 x 470 mm
Poids net	3,5 kg
Fonctions	réglage du zéro

Réf. P762

Graduation de 500 g  
À grand cadran

Prix :TTC  
1 850,00



- Sa plateforme antidérapante est facilement accessible et le laquage résistant aux chocs et aux égratignures assure la longévité de cette balance.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	150 kg
Graduation	500 g
Dimensions	305 x 120 x 470 mm
Poids net	3,5 kg
Fonctions	réglage du zéro





## Appareil de pressothérapie

Réf. **LWQ100****À 4 chambres avec accessoires**Prix : TTC  
**6 950,00****Livrée avec :**

- Une paire de bottes à 4 cellules
- Un manchon
- Une ceinture
- Une paire de semelles de massage

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Alimentation : 240V, 60 Hz
- Courant : 0,2 A
- Consommation de puissance : 25W
- Temps de thérapie : 0÷30 min.
- Pression : 0÷300 mm Hg  $\pm$  20%
- Dimensions : 26x20x12,5 cm
- Poids : 2 Kg

Appareil de pressothérapie comprenant :

- Corps de machine,
- Paire de jambières à 4 chambres de compression chacune
- Brassière
- Bande abdominale
- Tuyaux de raccordement à 2 dérivations
- 2 semelles pressothérapie
- Tuyaux de raccordement à 1 dérivation

## Pédalier Oxycycle motorisé

Réf. **LG16065****5 niveaux de réglage**

- Cet oxycycle est une alternative parfaite au vélo d'appartement traditionnel,
- Appareil portable et peu encombrant
- La vitesse est réglable afin d'augmenter progressivement la difficulté.
- Il augmente la flexibilité et la force des membres tout en améliorant la circulation sanguine.
- Entraînement manuel avec résistance réglable sur 5 niveaux.
- Avec une tension motorisée ou manuelle.
- Muni des pédales antidérapantes pour les membres supérieurs et inférieurs.
- Tapis antidérapant pour plus de sécurité et de confort.

**NOUVEAU**Prix : TTC  
**3 980,00**

- Grand écran LCD
- Fonction : temps, RPM (vitesse), nombre, calories, résistan

**Travail des membres supérieurs et inférieurs**

Tapis antidérapant pour plus de sécurité et de confort

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

PRM : tours de pédale par minute  
COMPTEUR : Un compte pour chaque révolution de pédale  
CALORIES : Estimation des calories brûlées  
RÉSISTANCE : Les niveaux de résistance varient de 1 à 5



## Vélo Ergos IV

Réf. 50582

CARE  
FITNESS

Prix :TTC  
**8 990,00**

Cet ergomètre est conçu pour des entraînements intensifs, il est doté d'une roue d'inertie de 9 kg, d'un système de résistance électromagnétique précis à 32 niveaux, d'un réglage de la résistance par induction, de 9 programmes d'entraînements et des capteurs tactiles de pulsations cardiaques Handpulse



### : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Masse d'inertie: 9 Kg
- Résistance électromagnétique
- Enjambement facilité
- 9 programmes
- Poids maximum utilisateur 150 kg
- Ergomètre précis avec programmes watts et pulses constants

programmes 9

## Vélo semi-allongé GYM Life

GYM Life

Réf. 0105V30

Franchissement facile

Prix :TTC  
**6 900,00**



### : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Assis réglable
- Ecran LCD rétro-éclairé
- Affichage temps, vitesse, distance, pulsation, calories
- 8 niveaux de résistance
- Poids max. utilisateur 115 kg.
- Capteur tactile de pulsation
- Ratio de développement 1/6

## Vélo Elliptique IXOS II care

CARE  
FITNESS

Réf. 55690

Prix :TTC  
**8 990,00**

Un elliptique motorisé à 32 niveaux avec freinage aéromagnétique, possédant 24 programmes d'entraînements sur sa console. Cet elliptique est équipé d'une masse d'inertie de 20 kg assurant un réel confort de pédalage.



programmes 24

### : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Masse d'inertie: 20Kg
- Résistance aéromagnétique
- 24 programmes d'entraînement
- Compatible avec l'application KINOMAP



## Vélo de biking Speed Racer

CARE  
FITNESS

Réf. 74510

Prix :TTC  
**5 200,00**



ce vélo de biking offre un réel confort de pédalage pour une utilisation régulière à domicile. Son design vous permet d'avoir une bonne posture, en plus d'un grande stabilité et de confort.

### : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Masse d'inertie: 22Kg
- Résistance à mâchoire à patins et réglage par molette
- Réglage du siège et du guidon





## Tapis de course connecté Fast runner

Réf. 50762

Conçu pour des entraînements réguliers avec moteur 3.0 CV (4.5 CV), inclinaison motorisée de 0 à 20 niveaux et 50 programmes d'entraînements.

CARE  
FITNESS

Prix :TTC  
18 750,00



programmes 24

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Vitesse maximale 22km/h
- 50 programmes d'entraînements
- 20 niveaux d'inclinaison motorisée
- Capteurs tactiles de pulsation cardiaque
- Pliage et rangement facile



## Tapis de course GYM Life

GYM Life

Réf. 0105TC1

Prix :TTC  
12 000,00



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- 1 manuel (vitesse libre),
- L'utilisateur décide son propre programme 1 HRC et 1 body fat
- Puissance du moteur 2,0 HHP
- Ecran LCD 7" : temps d'entraînement, vitesse, distance, pulsation, calories, body fat
- Surface de course (L x l) cm : 500 x 1520 x 1,4 mm
- Système antichoc : AIR SHOX (CUSHION)
- Inclinaison motorisée : 0-12% 16 niveaux
- Capteurs tactiles de pulsations
- Poids max. utilisateur : 120 Kg
- Roulette de déplacement
- Poids 86 Kg

## Rameur care Mag-Clipper

Réf. 50832

Il a un réglage manuel est équipé d'une résistance magnétique à 8 niveaux, accompagné d'un compteur à écran LCD. Robuste et pratique, il vous permettra de vous muscler efficacement.

CARE  
FITNESS

Prix :TTC  
5 800,00



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Compatible avec l'application KINOMAP
- Masse d'inertie: 8 Kg
- Porte tablette
- Structure stable et pliable avec rails en aluminium
- Écran LCD 5 fonctions


## Planche care abdo GYM II

CARE  
FITNESS

Réf. 50207

Un banc abdominal performant, idéal pour des entraînements ciblés

Prix :TTC  
780,00



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimensions : 126 x 33 x 50 (cm )
- Poids max utilisateur : 110 kg



## Appareil électrique de massage pieds

Réf. TD9052

Prix :TTC

990,00

- Massage de la plante des pieds de manière profonde et complète
- Favoriser un écoulement sanguin positif

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Source électrique: 110-240V
- Durée: 15 minutes
- Puissance: 50W
- Vitesse du masseur: haute, moyenne, basse



## Appareil électrique de massage pieds

Réf. TD9053

Prix :TTC

1 499,00

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Tension : 110 V/220 V, 50/60 Hz
- Puissance : 50 W
- Matériau : ABS Écran tactile
- Mode: 5
- Intensité : 1 à 9 niveaux
- vibration : 1 à 3 niveaux (F1, F2, F3)
- Durée de travail : 5 à 30 minutes
- Avec télécommande / Avec chauffage

Écran tactile



## Appareil électrique de massage pieds & Jambes

Réf. TD9051

Prix :TTC

2 100,00



- Massage à 360 degrés toutes dimensions - 8 disques de massage
- Vitesse du masseur: haute, moyenne, basse.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Source électrique: 220V / 110V
- Durée: 15 minutes
- Puissance: 60W / 110W
- Taille du produit: 47 x 46 x 43cm

## Vibromasseur électrique de massage

Réf. TD9039

Massage par vibration et infrarouge  
7 Têtes de massage pour application : pied, jambes, cou, dos, épaule.

Rechargeable, sans fil

Prix :TTC

520,00

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Vitesses variables : 1500rpm-3700 rpm
- Fonctionne sans fil batterie : lithium-ion 2200mAh rechargeable
- Autonomie temps de charge de batterie : environ 120 min
- Dual Moteurs 7.2V DC 11000 rpm



## Vibromasseur électrique 2 têtes

Réf. TD9037

Chaleur infrarouge

Prix :TTC

750,00

- Vibromasseur électrique à 2 têtes et un jeu de 6 patins
- S'adapte à toutes les parties du corps.
- 2 têtes de massage avec vitesse réglable et chaleur de lumière infrarouge

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Massage intensif à 3400 tours/min.
- Voltage : 240V
- Puissance: 28 W



## Vibromasseur électrique 2 têtes

Réf. TD9036

- S'adaptant à toutes les parties du corps grâce à ses différentes têtes et sa poignée ergonomique
- Longue poignée antidérapante pour atteindre n'importe quelle position sur le dos.

Prix :TTC

420,00

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Massage intensif à 3400 tours/min.
- Voltage : 220V
- Puissance: 28 W



## Appareil massant épaules et triceps

Multi-usage

Réf. TD9044

Prix :TTC

599,00



- Appareil électrique multi-usage en forme de châle,
- Massage par tapotement et pétrissage,
- 3 programmes pour massage de la nuque, épaules, dos et lombaires,
- Infrarouge et chauffant.





### Table pliante de massage Bois Wave-IV

Réf. **LWA4**

Prix :TTC  
**4 150,00**



- Repose visage et repose bras démontables,
- Relève buste,
- Trou de visage avec cache,
- Pieds réglables en hauteur.
- Poids 16.3 Kg - Larg 71 cm x Long 185 cm,

### Table pliante de massage Aluminium Vigor

Réf. **LVIT**

Prix :TTC  
**4 500,00**



- Relève buste,
- Repose visage et repos bras démontables,
- Pieds télescopiques, réglables en hauteur,
- Poids 12.5 Kg - Larg 71 cm x Long 180 cm,

### Table de massage multiplans

Réf. **LSADFB**

Prix :TTC  
**10 900,00**



- Largeur: 76 cm
- Longueur: 184 cm
- Plage de hauteur: 67 cm - 92 cm
- Poids: 42 kg

### Table d'examen «LVDT»

Réf. **LVDT**

Prix :TTC  
**3 995,00**



- Poids : 39 kg / Long 184 cm,
- Larg 71cm / Haut 78 cm,
- Robuste et confortable,
- Châssis en acier laqué,
- Blocage du dossier verin à gaz,
- Relève bust par verin.

### Table de massage Stationnaire

Réf. **LSET1SMB**

Prix :TTC  
**7 449,00**



- Poids maximum: 270kg,
- Longueur: 184cm (Plateau),
- Appuie-tête, y compris: 211cm,
- Système Soft-mousse multicouches,
- Tapisserie d'ameublement,
- Super confort, luxueux et rembourrage PU.

### Chaise pliante de massage

Réf. **LMS10**

En aluminium

Prix :TTC  
**3 000,00**



- Repose visage ajustable,
- Coussin de sternum amovible,
- Siège et repose bras à hauteur variable,

### Housse

Réf. **LMT2**

Pour coussin de visage

Boîte  
de 4 pièces  
en flanelle

Prix :TTC  
**150,00**



### Housse

Réf. **LMT3**

Pour table de mas

Prix :TTC  
**200,00**



flanelle / Unité

### Guéridon en bois sur roulettes

Réf. **LMT33**  
Pour serviettes

Prix :TTC  
**1 790,00**



### Coussin de visage

Réf. **LMB0201**

Prix :TTC  
**250,00**



### Coussin traingulaire de posture

Réf. **LMB10**

Prix :TTC  
**550,00**



### Coussin demi cylindrique

Réf. **LMB07**

Prix :TTC  
**150,00**



### Coussin rectangulaire

Réf. **LMB12**

Prix :TTC  
**300,00**





### Tabouret avec dossier

Réf. LMS1

Prix :TTC  
**1 300,00**

- Reposes pieds et hauteur variable par vérin à gaz,
- Porté sur support à cinq branches sur roulettes,
- Couleurs disponibles : Bleu, vert, chocolat, bleu marine, noire, beige
- Dim. : 52 x 35 x 53 cm - Ø : 39 cm,
- Hauteur variable : 53 x 73 cm,



### Tabouret avec dossier

Réf. LMS13

Prix :TTC  
**2 500,00**

Réglable



### Tabouret pneumatique

Réf. L8073

Prix :TTC  
**2 995,00**

Avec dossier et repose pied INOX

- Fauteuil ajustable en hauteur (45-55 cm).
- Stable, pivotant avec 5 roulettes.
- Confortable avec dossier ergonomique.
- Assise rembourrée (8 cm), lavable à l'éponge.



### Tabouret à assise ergonomique

Réf. LMS4

Prix :TTC  
**1 900,00**

- Selle ergonomique en mousse.
- Hauteur variable avec vérin pneumatique.
- Idéale pour blocs et cabinets.
- Disponible en bleu, vert, noir, chocolat.



### Tabouret sans dossier

Réf. LMS2

Prix :TTC  
**1 150,00**

- Porté sur support à cinq branches sur roulettes
- Couleurs disponibles : Bleu, vert, chocolat, noire, beige
- Vérin pneumatique



### Tabouret fixe

Réf. L8072

En Inox avec filtage

Prix :TTC  
**740,00**

- Diamètre du siège : 29 cm
- Hauteur variable : 54 x 67 cm



### Lampe infrarouge sur pied 250W

Réf. LW312

Sur bras flexible avec minuterie et interrupteur

Prix :TTC  
**2 500,00**



### Lampe infrarouge de rechange 250W

Réf. IRD004

Prix :TTC  
**300,00**



### Bougies D'oreilles

Réf. LAEC03P

La paire


Prix :TTC  
**19,00**

Réf. LAEC03

Boite de 20 paires

Prix :TTC  
**380,00**

- Cire naturelle et aromatique
- Relaxation et hygiène du conduit auditif



### Marmite chauffante

Réf. LMT8

Électrique pour pierres

Prix :TTC  
**995,00**



C'est une unité chauffante spécialement conçue pour les pierres de massage. Modèle grand format permettant d'utiliser un jeu allant jusqu'à 60 pierres. Equipée d'un thermostat pour un plus grand confort d'utilisation.

### Pierres chauffantes de Basalte

Réf. LMT22

22 pièces

Pour massage à réflexe

Prix :TTC  
**700,00**



Pierres volcaniques du Chili, polies naturellement. Retiennent bien la chaleur, riches en silicium. Utilisées pour le drainage, relâchement musculaire et harmonie énergétique.





## Tapis de yoga antidérapant

Réf. **001806Y** - 170 x 60 x 0,6 cm

Prix :TTC  
**195,00**

- Le plus polyvalent des tapis d'exercice
- Conçu pour le yoga doux ou dynamique: Hatha, ashtanga yoga, power yoga de même pour pilate et fitness
- Bonne épaisseur pour le confort et matière à bonne adhérence pour des postures plus exigeantes
- Sa surface antidérapante est confortable au toucher.
- Structure de mousse de cellulose résiste à l'humidité, rouleau facile pour le stockage.



## Bloc en mousse pour Yoga

Réf. **0015M07** - 23 x 15 x 7,5 cm

Prix :TTC  
**50,00**

- Cette brique vous permet de progresser dans les postures.
- Elle peut aussi remplacer le coussin lors de la méditation, ou pendant la posture du diamant pour soulager les chevilles elle est souple et douce et surtout très légère à transporter dans votre sac.



## Bolster yoga

Réf. **0016BL55** - 55 x 17 cm

Prix :TTC  
**250,00**



Ces traversins de yoga sont le soutien idéal pour un certain nombre de positions de yoga.

## Sangles de yoga

Réf. **0017SR**

Prix :TTC  
**52,00**




- La sangle est une aide pour vous permettre d'aller plus loin dans vos postures, ou pour maintenir les jambes bien serrées en position de la pince par exemple.
- La boucle permet de la régler rapidement et sa texture est agréable au toucher.
- La sangle est surtout utilisée dans des yogas dynamiques ou posturaux: Ashtanga, Iyengar.

## Balle de pilate

Réf. **0018BP25** - 25cm

Prix :TTC  
**50,00**



- Matériel: PVC
- Couleur : violet, bleu, rose
- Taille: 25cm

## Coussin cale sans PVC

Réf. **0019CW**

Prix :TTC  
**200,00**



- Utilisé dans l'exercice de yoga, pour la posture du genou sans tapis.
- Disque de stabilité
  - Aide à renforcer et stabiliser les genoux, chevilles, épaules
  - 2 surfaces: 1 rugueuse, 1 plus lisse
  - Pompe incluse

## Balance pad

Réf. **232910** - 50 x 40 x 6cm

Prix :TTC  
**420,00**



- Coussin de mousse micro aérée destiné aux exercices d'équilibre, de coordination et de rééducation.
- Spécialement conçu pour l'entraînement à la stabilité et pour les exercices moteurs
- La balance Pad est confortable au toucher, résistante et facile à nettoyer.

## Coussin de genou

Réf. **0013MBL** - Ø 30 cm

Prix :TTC  
**125,00**



- Utilisé dans l'exercice de yoga, pour la posture du genou sans tapis.
- Disque de stabilité
  - Aide à renforcer et stabiliser les genoux, chevilles, épaules
  - 2 surfaces: 1 rugueuse, 1 plus lisse
  - Pompe incluse



## Ballon Klein en ABS pour gymnastique



Réf.	Couleur.	Prix.
<b>23011</b>	Jaune 45 cm	<b>290.00</b>
<b>23021</b>	Rouge 55 cm	<b>340.00</b>
<b>23031</b>	Vert 65 cm	<b>380.00</b>
<b>23041</b>	Bleu 75 cm	<b>430.00</b>
<b>23050</b>	Gris 85 cm	<b>630.00</b>



## Kit de 6 haltères avec support

Réf. K4604P

<b>500g</b>	<b>x2</b>
<b>1kg</b>	<b>x2</b>
<b>2kg</b>	<b>x2</b>

Prix :TTC

**610,00**

- 3 paires d'haltères en vinyle
- 6 places,
- L 31 x 1.80 x H 27 cm,
- 500g, 1kg, 2kg



## Ballon cacahuète

Anti-éclatement



NOUVEAU

Réf.	Taille	Prix.
<b>0018BC4</b>	40 cm	<b>280.00</b>
<b>0018BC5</b>	50 cm	<b>330.00</b>
<b>0018BC6</b>	60 cm	<b>540.00</b>

- Sans PVC
- Utilisation pour les enfants et les adultes

## Les poids lestés en PVC

Se vend à la paire



Réf.	Couleur / Poids	Prix.
<b>25870</b>	Rouge / 500 g	<b>270.00</b>
<b>25871</b>	Vert / 700 g	<b>350.00</b>
<b>25872</b>	Bleu 1100 g	<b>370.00</b>

- Tissu éponge à l'intérieur pour un port très confortable,
- Augmente les possibilités d'entraînement d'équilibre et de stabilité,
- Sécurité : bandes réfléchissantes pour usage en extérieur.

## Tapis de gym Thera-Band

Mousse de vinyle, très bonne absorption des chocs, imperméable et ne s'émiette pas.

- Dimensions : 1,5 x 190 x 60 cm, 2,5 x 190 x 60 cm.
- Couleurs : Bleu, vert, rouge.

1.5x190x60 cm

Réf.	Couleur	Prix.
<b>25053</b>	Bleu	<b>890.00</b>
<b>25054</b>	Vert	<b>925.00</b>
<b>25055</b>	Rouge	<b>925.00</b>

2.5x190x60 cm

Réf.	Couleur	Prix.
<b>25056</b>	Bleu	<b>405.00</b>
<b>25057</b>	Vert	<b>350.00</b>
<b>25058</b>	Rouge	<b>350.00</b>



## Nattes de gym

Réf. 0019BL15

Prix :TTC

**450,00**



- Existe en deux épaisseurs : 15 mm et 19 mm.
- Dimensions : 180 x 58 x 1,5 cm,

## Tubing d'exercice en latex

- Fabriqués en latex, très robustes,
- Disponibles en 4 niveaux de résistance progressive,
- Idéals pour le renforcement musculaire.

Réf.	
<b>21232</b>	Très faible
<b>21242</b>	Faible
<b>21252</b>	Moyen
<b>21262</b>	Fort

Prix :TTC

**130,00**



## Bandes d'exercice en latex




Prix :TTC

**200,00**

Réf.	
<b>20403</b>	Moyen /3 bandes
<b>20410</b>	Fort /2 bandes

- Fabriquées en latex,
- Economiques, portables et polyvalentes,
- Améliorent la musculation, la mobilité et la souplesse,
- Longueur 1.50 m.



## Rebondisseur trampoline

Réf. 575100  
Sans barre de maintien

Prix :TTC

**879,00**

Réf. 275006  
Avec barre de maintien

Prix :TTC

**2 200,00**





**Balle Hériss**

- Favorise la circulation sanguine et stimule les zones réflexes (réflexothérapie)
- Décontracte les muscles du dos des épaules et des jambes
- Améliore la sensibilité de la main
- Utilisées en rééducation proprioceptive

Ref.	Désignation	Prix.
26903	Orange / 6 cm	50.00
26900	Vert / 7 cm	60.00
26902	Jaune / 8 cm	70.00
26901	Rouge / 9 cm	100.00
26912	Bleu / 10 cm	140.00

**Rouleaux de massage**

000107S .Réf

cm / la paire 3,5 x 7,5

Prix :TTC


60,00

000115S .Réf

cm / la paire 5 x 11,5

Prix :TTC

70,00



Extrêmement maniables, agréablement mous car remplis d'air. Ils sont recommandés pour la rééducation et la musculation des doigts, de l'avant-bras et du poignet, pour la stimulation des zones réflexes et la coordination.

**Balle en gel pour l'exercice de la main**

Prix :TTC

70,00

- Forme ronde pour massage des doigts.
- Améliore la mobilité après blessure.
- Idéale pour rééducation.
- Contre l'arthrite.
- Quatre forces disponibles.

Ref.	Désignation
26030	Ronde / souple
26033	Ovale / souple
26040	Ronde / médium
26043	Ovale / médium
26050	Ronde / ferme
26053	Ovale / ferme
26060	Ronde / extra Ferme
26063	ovale / extra ferme

**Pâte d'exercice**Prix :TTC  
120,00

- Efficace pour le renforcement des doigts et de l'avant bras
- 4 forces différentes qui garantissent le succès d'une rééducation progressive

Ref.	Désignation
951503	Très souple
951504	Souple
951505	Moyenne
951506	Forte

**Système d'exercices de main et de doigts Digi-Flex tm**

Prix :TTC

300,00

Ref.	Désignation
233915	Extra faible
233916	Très faible
233917	Faible
233918	Moyen
233919	Fort
233920	Très fort

**Support 6 Digiflex**

Réf. 233912 - Vide

Prix :TTC

450,00

**TPR Flex bar**

Prix :TTC

150,00

Ref.	Désignation
0020FBJ	Faible / Jaune
0020FBV	Moyen / Vert
0020FBR	Fort / Rouge
0020FBB	Extra-fort / Vert

**Balle de rééducation ronde**

Réf. L9040

Prix :TTC

30,00

- Balle multifforme
- Ultra souple en mousse respirante reprenant sa forme tout doucement
- Idéale pour les exercices de rééducation en douceur

**Grilles pour la rééducation de la main**

Prix :TTC

290,00

Ref.	Désignation
233670	Très souple ø 36 cm
233671	Souple ø 36 cm
233672	Moyen ø 36 cm
233673	Fort ø 36 cm
233674	Très fort ø 36 cm
233675	Kit grilles 5 forces

**Planche de balance**

Réf. 0011PR

Prix :TTC

210,00



- La conception unique fournit 360° d'activités d'instabilité pour tous les muscles.
- Il aide également à améliorer l'équilibre et l'agilité.

**Assiette de rééducation**

Réf. 00010PN

Prix :TTC

230,00



- L'assiette de rééducation balance
- Board est réglable en inclinaison.
- Le verso est concave et en vissant les 1/2 sphères bleues, on augmente la difficulté.
- Ainsi, dès que les progrès apparaissent, il suffit de changer l'angle du plateau

**Coussin d'équilibre**

Réf. 0006BL35

Prix :TTC

190,00



- Fabriquées en latex,
- Economiques, portables et polyvalentes,
- Améliorent la musculation, la mobilité et la souplesse,
- Longueur 1.50 m.

**Dôme Bosu**

Réf. 0009BL55

Prix :TTC

989,00



- Le Dôme (équilibre, tonicité, force) est un système multifonction d'entraînement de base et de conditionnement: cardio, formation sportive, formation de force,



## 3D Évasion Fauteuil de massage

Réf. **0046FN** - Noir

Réf. **0046FGN** - Beige/Gris/Noir

Prix :TTC

**34 800,00**

- Zéro Gravity : Système de positionnement en état d'apesanteur
- L'angle d'élévation entre le corps et les jambes est environ de 118°.
- Les cuisses et les mollets sont dans une position plus haute que le coeur.
- L Shape : Le fauteuil reconnaît la forme du corps et y adapte les massages.
- Body Scan : Le système de localisation d'épaule automatique :

Ce système implique le balayage de vos épaules avant chaque session de massage pour détecter la hauteur et le poids de l'utilisateur, afin de réaliser une session de massage parfaitement personnalisée.

- Airbags : tête, épaules, siège, jambes, bras, mollets
- Fonction thérapie chauffante : buste, siège et mollets
- Repose-pieds extensible: permet de s'adapter aux personnes grandes de taille.
- Bluetooth et fonction rejet d'appel téléphonique
- Peut être posé à seulement 5 cm à l'arrière mur: quand le fauteuil de massage fonctionne en position allongée il glisse en avant.
- Massage de bras: les bras sont positionnés dans des fourreaux dotés des coussins de massage à des positions différentes.



Mécanisme de massage  
du dos Supor Slim Bruit 3D Law



Nouvelle  
télécommande  
avec écran LCD  
couleur haute  
résolution

Extension  
de jambe  
160 mm

Position  
zéro gravité

Position contre le mur :  
quand le fauteuil de massage  
fonctionne en position allongée  
il glisse en avant.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Mécanisme de massage 3D au design technologique silencieux
- Masseur d'airbag unique pour la tête
- Conception de rail en L super long
- Chauffage du rouleau arrière, chauffage des mollets et chauffage du siège, la température de surface peut atteindre 40~60c/104~140f
- Posture zéro gravité en une étape.
- Fonction de glissement vers l'avant, fonction d'économie d'espace
- Deux méthodes de contrôle : contrôle du panneau d'accoudoir et télécommande.
- Airbags multi-niveaux pour tout le corps
- Lecture de musique Bluetooth en haute infinité.
- Repose-jambes auto-extensible (jusqu'à 16 cm/6 pouces)
- Rouleaux de pied mécaniques



Massage  
chauffant  
pour taille  
l'assise



Bouton  
position  
apesanteur



Fonction  
,zéro mur  
glissement  
avant



Rouleau  
chauffant  
pour dos  
mollets, siège  
(C°60-40 jusqu'à)



# Professionnel



## Diagnostic médical

119 - 134

- Diagnostic généraliste
- Diagnostic spécialiste



## Echographie, ECG & Holter

135 - 147

- Echographe et sondes
- ECG & Holters - Moniteurs Patients



## Poids & mesure

148 - 154

- Pèse-personnes & pèse-bébés
- Impédancemètres
- Toises Analyseurs de composition corporelle



## Mobilier médical

155 - 180

- Tables d'examen
- Divans électriques
- Mobiliers et fournitures diverses



## Gynécologie

182 - 187

- Mobilier gynécologique
- Imagerie et diagnostic



## Matériel de pédagogie

200 - 209

- Modèles anatomiques
- Planches anatomiques



## Instrumentation

194 - 199



## Tenues & chaussures

188 - 193



## Kinésithérapie

230 - 268

- Tables de massage
- Tables de verticalisation
- Rééducation
- Massage, Fitness, et esthétique
- Électrothérapie
- Pressothérapie et drainage



## Hospitalier

218 - 229

- Mobilier hospitalier
- Bloc opératoire
- Diagnostic & surveillance médicale



## Froid Médical & Autoclave

269 - 272



## Urgence & secours

210 - 217

- Réanimation
- Oxygène
- Immobilisation et transfert



## E-scope®

Les otoscopes et ophtalmoscopes e-scope® sont livrés soit dans un boîtier résistant aux chocs, soit dans une pochette compacte. Ils comprennent des logements spéciaux où ranger parfaitement les instruments et offrent un espace adapté pour les poignées - blocs d'alimentation et pour les spéculums auriculaires.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

#### E-scope® otoscope

Éclairage à LED 3,7 V, au xénon 2,5 V ou à tube à vide  
Fibre optique  
Lentille pivotante avec grossissement x3  
Spéculum auriculaire réutilisable ou jetable  
Connecteur pour test pneumatique  
Interrupteur marche/arrêt  
Compartiment de la batterie et corps en matériau synthétique ABS

#### E-scope® ophtalmoscope

Éclairage à LED 3,7 V, au xénon 2,5 V ou à tube à vide  
Affichage de la dioptrie  
Molette de réglage de la dioptrie  
Molette à diaphragmes  
Protection de l'oculaire  
Corps résistant à la poussière



### E-scope® otoscope à éclairage direct

XL 2,5 V, en pochette

**R2100-201** - Blanc **860,00**  
**R2101-201** - Noir **600,00**



### E-scope® otoscope F.O

XL 2,5 V, en boîtier

**R2110-202** - Blanc

Prix :TTC

**1 270,00**

LED 3,7 V, en boîtier

**R2111-203** - Noir

Prix :TTC

**1 820,00**



### E-scope® ophtalmoscope

LED 3,7 V, en boîtier

**R2123-203** - Noir



### E-scope® otoscope ophtalmoscope F.O

XL 2,5 V, en boîtier

**R2131-202** - Noir

Prix :TTC

**2 400,00**

LED 3,7 V, en boîtier

**R2131-203** - Noir

Prix :TTC

**3 600,00**



## Ri-scope®

### Otoscope ri-scope® L

XL 2,5 V, en boîtier

**R3708** - Noir

Prix :TTC

**2 270,00**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poignée à piles de type AA  
Tubes avec 4 spéculums auriculaires noirs réutilisables de taille 2 - 5 mm et avec chacun 3 spéculums auriculaires noirs jetables 2,5 mm (L1 / L2) ou 2 mm (L3) et 4 mm.  
» Boîtier rigide de luxe avec cran de sécurité



## Lampe de diagnostic E-xam LED

Réf. **R5131-01** - Noir

Prix :TTC

**865,00**



### Avec porte abaisse langue

- Éclairage pré focalisé, champ d'éclairage homogène
- Lumière LED haute performance (180 000 Lux)
- durée de vie élevée de la LED au moins 20 000 / h
- Batteries : 2 x Alcaline AA, 1,5 V

## Lampe de diagnostic Ri-pen®

Réf. **R5075** - Noir

Réf. **R5071** - Blanc

Réf. **R5072** - Torche verte

Réf. **R5074** - Torche argent

Prix :TTC

**130,00**



- Éclairage LED, comparable à la lumière de jour
- LED 3V, 5.500 Kelvin
- 24.000 Lux max.
- Champ d'éclairage : env. Ø 50 mm en distance de 15 cm



**Ri-mini®****Ri-mini® Otoscope**

Xénon XL 2,5 V, en boîtier

**R3010 - Noir**

Prix :TTC

**1 125,00****Ri-mini® Oto-ophthalmoscopes**

Xénon XL 2,5 V, en boîtier

**R3012 - Noir**

Prix :TTC

**2 850,00**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Lentille grossissante	2,5x
Lampe	XL, 2,5 V, 750 mA, durée de vie moyenne 16,5 h2
Batterie	2 piles alcalines AA 1,5 V
Température ambiante	0 °C à 40 °C
Humidité relative	30% à 70% sans condensatio

**EliteVue®****Otoscope F.O**

LED, 3,5 V avec poignée de type C pour 1 batterie rechargeable Li-ion

Réf. **R2210-203**

Prix :TTC

**7 900,00**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Grossissement jusqu'à 5x	Utilisable pour gorge
Champ de vision élargi	Optique verre + mise au point
Éclairage LED 4000K, CRI 92	Éjection facile des spéculums

**Econom®****kit de diagnostic ORL**

Avec spéculum nasal extensible à vide 2.7V

Réf. **R2050**

Prix :TTC

**1 990,00**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Lampe à vide 2.7 V / XL 2.5 V
Otoscope et ophthalmoscope
Spéculum nasal et porte-langue
Éclaireur coudé + lampe de rechange
2 miroirs laryngés (n°3 et 4)

**Accessoires****Spéculums auriculaires****Réutilisables - 10 unités**

Prix :TTC

**48,00**

<b>R10775</b>	2 mm
<b>R10779</b>	2,5 mm
<b>R10783</b>	3 mm
<b>R10789</b>	4 mm
<b>R10795</b>	5 mm

**Jetables - 100 unités**

<b>R14061-532</b>	2 mm	<b>144,00</b>
<b>R14061-531</b>	2,5 mm	<b>99,00</b>
<b>R14061-533</b>	3 mm	<b>99,00</b>
<b>R14061-534</b>	4 mm	<b>99,00</b>
<b>R14061-535</b>	5 mm	<b>144,00</b>

**Lampe de rechange**

› Ampoules XL 2,5V, otoscope ri-mini®/e-scope®/ri-scope® L2/L3

Réf. **R10600** Prix TTC. **195,00**

› Ampoule XL 3.5 V , pour ophthalmoscope xenon

Réf. **R10608** Prix TTC. **250,00**

› Lampe halogene 2.5V pour oto.pen-scope/ri-scope et e-scope

Réf. **R10489** Prix TTC. **190,00**

› Lampe halogen 2.7v pour econom 2050

Réf. **R10421** Prix TTC. **95,00**



## Tensiomètre sur pied big ben

Sur pied avec brassard velcro,  
cadran rond

Réf. **R1468**



Prix :TTC  
**2 360,00**



- Hauteur réglable de 75 cm à 120 cm / Diamètre 53 cm.
- Trépied stable, fait de fibre-optique, couverture tige chromée.
- Facile à bouger grâce aux rouleaux à peu de frottement.
- Corbeille volumineuse au dos (inclus) et corbeille additionnelle

**Système anti-basculement**

Sur pied avec brassard velcro,  
cadran carré

Réf. **R1478**



Prix :TTC  
**2 300,00**



- Hauteur réglable de 75 cm à 120 cm / Diamètre 53 cm.
- Trépied stable, fait de fibre-optique, couverture tige chromée.
- Facile à bouger grâce aux rouleaux à peu de frottement.
- Corbeille volumineuse au dos (inclus) et corbeille additionnelle

**Système anti-basculement**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimensions	format carré : 198,7 mm, cadran de 145,5 mm 198,7 mm, cadran de Ø 147,2 mm
Modèles :	mural ; de bureau ; sur rail ; mobile
Poids :	1600 g ; 1300 g ; 1200 g ; 4000 g
Précision :	±3 mmHg (standard interne Riester ±2 mmHg)
Étalonnage :	technologie de prise de mesures durable à vie, pas de ré-étalonnage nécessaire en conditions normales d'utilisation
Conditions de prise de mesures :	10 °C à 40 °C (à humidité relative) humidité de 85 % (sans condensation)
Conditions de stockage :	-20 °C à 70 °C (à humidité relative)
Plage de mesure :	Plage de mesure : 0 à 300 mmHg

## Tensiomètre PNI automatique RBP-100

Réf. **R1741 - mobile**

**Moniteur PNI de qualité clinique**

- Tensiomètre léger et pratique, de qualité clinique



Prix :TTC  
**3 700,00**



**Système anti-basculement**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Détection avancée	Détection des arythmies
Poids	510 g (1,12 lb)
Affichage	LCD 4" facile à lire
Capacité de mémoire	210 prises de mesures
Classification	Codes couleurs selon les normes OMS
tension artérielle	Bloc batterie interne rechargeable (4x piles AA NiMH)
Batterie	1000 prises de mesures par charge complète
Autonomie	6 heures
Temps de charge	Rétroéclairage s'éteint après 10 secondes
Mode veille partielle	

## Tensiomètre mural big ben

Cadran rond

Réf. **R1459-151**



Prix :TTC  
**1 170,00**



Cadran carré

Réf. **R1465-151**



Prix :TTC  
**1 210,00**



## Tensiomètre PNI automatique RBP-100

Réf. **R1742 - mural**



Prix :TTC  
**3 250,00**





**Tensiomètre Sphygmo-tensiophone**Réf. **R1380 - Adulte**Prix :TTC  
**1 035,00**Réf. **R1381 - Enfant**Prix :TTC  
**1 000,00**

- Appareil livré avec étui rembourré en nylon et à fermeture éclair.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Taper	Anéroïde, à deux tubes
Possibilités	Montée sur brassard, gauche ou droite
Manchette	brassard sans vessie
Précision	±3 mmHg
Conditions de mesure	10°C à 40°C à 85% d'humidité relative
Microfiltre	Oui
Sans latex	Facultatif

**Tensiomètre R1 Shock-proof®**Réf. **R1250-107**Prix :TTC  
**910,00**

- Antichoc jusqu'à 120 cm de hauteur.
- Boîtier ABS à deux composants

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Taper	Anéroïde; un tube sans mercure
Possibilités	Style paume, gauche ou droite
Précision	±3 mmHg
Conditions de mesure	10°C à 40°C à 85% d'humidité relative
Microfiltre	Oui
Résistant aux chocs	Oui (120 cm)
Sans latex	Oui

**Tensiomètre Ri-san®****Brassard normal**Réf. **R1512-150 - Velco**Prix :TTC  
**680,00****Brassard obèse**Réf. **R1512-122 - Velco**Prix :TTC  
**790,00**

- Tensiomètre manopaire à cadran, un tube

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Taper	Anéroïde; un tube
Possibilités	Style paume, gauche ou droite
Précision	±3 mmHg
Conditions de mesure	10°C à 40°C à 85% d'humidité relative
Microfiltre	Oui
Sans latex	Oui

**Tensiomètre E-mega**Réf. **R1370-150**Prix :TTC  
**620,00**

- Brassard désinfectable, adulte,



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Taper	Anéroïde; un ou deux tubes
Possibilités	Style paume, utilisateurs droitiers
Manchette	Brassard sans vessie
Précision	±3 mmHg
Conditions de mesure	10 °C à 40 °C à 85 % d'humidité relative
Microfiltre	Oui
Sans latex	Oui

**Accessoires**

1	R10608	Ampoules XL 3,5 V, ophtalmoscope xénon	250,00
2	R11177	Ampoule 2.2v standard pour torche	40,00
3	R10600	Ampoules XL 2,5V, otoscope ri-mini®/e-scope®/ri-scope® L2/L3 unité	195,00
4	R151	Brassard désinfectable, adultes, 2 tubes, sans latex	270,00
5	R150	Brassard désinfectable, adultes, 1 tube, sans latex-	290,00
6	R130	Brassard velcro 2 tubes, enfants 35,5 x 10 cm	260,00
7	R10350	Poire noire en Latex avec soupape	150,00
8	R10351	Poire noire en Latex	45,00



## Tensiomètre automatique professionnel parlant

Réf. **PG8B69S**



**Avec technologie oscillométrique pour des mesures précises**

- Compatible avec une large gamme d'épaisseur de bras (de 17 cm à 32 cm de circonférence)
- L'écran LCD à rétroéclairage blanc et l'audio guident les utilisateurs tout au long de la procédure de mesure, facilitant ainsi la mesure pour les nouveaux utilisateurs.
- Annonce audio des résultats après mesure.
- Finition antibactérienne à la fois pour l'appareil et la housse de brassard. Le brassard mobile permet aux personnes de grande taille d'adopter la position de mesure correcte
- Manchette fixe
- Le brassard fixe peut empêcher les personnes de grande taille de prendre les bonnes postures. Cela peut influencer le résultat de la mesure.
- Avantage du brassard mobile
- Le brassard mobile ajuste le meilleur angle pour les personnes de grande taille.



Prix :TTC  
**3 450,00**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Méthode d'indication	Affichage numérique	État de fonctionnement	15%rh~93%rh.+5°C~+40°C
Méthode de mesure	Mesure oscillométrique	Condition de stockage	10%rh~93%rh.-20°C~+55°C
Plage de mesure Pression	(30~280)mmHg Pouls : (40~199)battement/min	Dimensions	260(W)X220(H)X180(D)mm
Précision Pression statique	± 3 mmHg ; Pouls : ± 5 %	Poids/PC	Environ 1800g, hors piles
Mémoire	Double type 90/90 mémoires	Classification	Type BF
Source de courant	Piles 4*1.5V (LR6 ou AA)	Tour de bras mesurable	(17-32)cm
		Taille de l'écran LCD	71*82mm



## Tensiomètre ECG à brassard sans fil 2 EN 1

Réf. **LPBP2**

Prix :TTC  
**1 350,00**



- Mesure de la pression artérielle : pression artérielle systolique, diastolique et fréquence du pouls
- Mesure de l'ECG : Enregistrement de 30 secondes avec des électrodes internes
- Jeu de dérivations multiples : Conducteur I, Conducteur II et Conducteur thoracique
- Synchronisation des données avec l'application : surveillance en temps réel et partage des rapports
- Conception portable : brassard léger, écran OLED et batterie rechargeable intégrée.



ECG




Pression artérielle

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Mesure de la pression artérielle	Taille (unité principale) : 135mm(L)×45mm(W)×20mm(H)
Technologie : Méthode oscillométrique	Poids (unité principale) :240g
Plage de pression : 0 - 300mmHg	Taille du brassard : 22 - 42cm
Précision de la mesure de la pression : ±3mmHg	Connectivité sans fil : Bluetooth 4.0 BLE
Plage de fréquence d'impulsions : 40 à 200 /min	Alimentation
Précision de la fréquence du pouls : ±2 /min	Type de batterie : Batterie lithium rechargeable
Enregistrement ECG	Consommation de la batterie : 500 mesures
Durée de l'ECG : 30s	Stockage
Plage de fréquence cardiaque : 30 à 250 bpm	Mesure de la pression artérielle : 50 enregistrements
Précision de la fréquence cardiaque : ±2 /min ou ±2%.	Enregistrement de l'ECG : 10 enregistrements

Connecté







## Tensiomètre automatique à brassard 3 mesures ,AND

Réf. **UA1020W**

Prix :TTC

**900,00**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Brassard Slimfit™ Wide Range - sans latex ni métal, couvrant 22 à 42 cm
- Mode TriCheck™ pour la moyenne automatique de 3 lectures
- Toutes les lectures chronométrées et datées
- Guide des résultats de l'OMS
- BHS A/A validé cliniquement
- Mémorise les 90 dernières mesures,
- Indication d'arythmie cardiaque
- Fonction de dépistage de la fibrillation auriculaire
- Livré avec pochette de transport.

## Tensiomètre automatique à brassard ,SelfCare

Réf. **PG8B18**

Prix :TTC

**490,00**

### Mesure automatique intelligente

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran LCD extra large 53 x 65 mm
- 90 Mémoires
- Détection d'arythmie cardiaque
- Indicateur de classification de l'OMS
- Affichage de la fonction date/heure.
- Fonctionne avec 4 piles AAA
- Taille du brassard : de 22 à 32 cm
- Plage de mesure de pression artérielle de 30 à 280 mmHg
- Mesure du pouls cardiaque de 40 à 199 battements / min

## Tensiomètre automatique à brassard ,Thuasne

Réf. **W0840**

3 mesures

Prix :TTC

**930,00**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Certification A/A BIHS\*
- Plages de mesures : pression systolique/ diastolique : 20 - 280 mmHg.
- Pouls : 40 - 200 pulsations / min.
- Précision : pression : + / - 3 mmHg. Pouls : + / - 5%.
- Piles : 4 x AA incluses - Compatible avec piles rechargeables.
- Durée de vie des piles : environ 920 mesures (avec des piles neuves).
- Dimensions : 152 x 92 x 42 mm.
- Conditions de stockage : -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
- Conditions d'utilisation : 10 - 40 °C / 50 - 104 °F

## Tensiomètre automatique à poignet ,Thuasne

Réf. **W0890**

Prix :TTC

**475,00**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Certification A/A BIHS\*
- Plages de mesures : pression systolique/ diastolique : 20 - 280 mmHg.
- Pouls : 40 - 200 pulsations / min.
- Précision : pression : + / - 3 mmHg. Pouls : + / - 5%.
- Piles : 4 x AA incluses - Compatible avec piles rechargeables.
- Durée de vie des piles : environ 920 mesures (avec des piles neuves).
- Dimensions : 152 x 92 x 42 mm.
- Conditions de stockage : -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
- Conditions d'utilisation : 10 - 40 °C / 50 - 104 °F

## Accessoires

### Brassard de rechange

Réf. **0095TBA**

Adulte Dim. 22 à 32 cm

Prix :TTC

**190,00**Réf. **0095TBL**

Large Dim. 31 à 45 cm

Prix :TTC

**250,00**Réf. **WBO840**

Dim. 22 à 42 cm

Prix :TTC

**395,00**

### Adapteur

Réf. **0095TA**

Prix :TTC

**195,00**



## Unité centrale de diagnostic modulaire

Ri-former®



**Composez votre station de diagnostic  
Riester sur mesure**

Les modules de la station de diagnostic peuvent être combinés individuellement en fonction des besoins et de l'emplacement. Grâce à son design innovant, il peut être étendu à gauche comme à droite. Le module de base ri-former® est disponible avec une poignée et peut être complété par jusqu'à 4 modules de poignée supplémentaires.

Station murale avec 1 ou 2 poignées. Des poignées supplémentaires peuvent être ajoutées grâce à des modules d'extension.

- Sans têtes d'instruments.
- Livrée complète avec plaque de fixation murale, chevilles, vis et plan de montage

### Modèle murale de base :

Ri-former® **1 poignée** avec horloge

3,5V/230V

Réf. **3650**



ri-former® **2 poignées** avec horloge

3,5V/230V

Réf. **3650-300**





**Ri-former®****Modèles d'extension****Module d'extension, 1 poignée**Réf. **300****Module d'extension big ben®**Réf. **300**

Brassard adulte à velcro

**Module d'extension RP100**Réf. **RPB100****Thermomètre infrarouge Ri-thermo®N**Réf. **3656-301**

Avec dispositif de sécurité anti-vol

**Distributeur de spéculums auriculaires ri-spec**Réf. **3654**

Brassard adulte à velcro

**Accessoires****ri-scope® L.F.O.otoscope**

- L2 3,5 V LED

**ri-scope® human operation otoscope**

- 3,5 V XL

**ri-scope® veterinary operation otoscope**

- 3,5 V XL

**ri-scope® L ophthalmoscope**

- L2 3,5 V LED

**ri-scope® L retinoscope (skiascope)**

- with spot-light
- 3,5 V XL

**ri-derma® dermatoscope**

- 3,5 V LED

**ri-scope® L.F.O. tongue blade holder**

- 3,5 V XL
- 3,5 V LED

**ri-scope® L.F.O. nasal speculum**

- 3,5 V XL
- 3,5 V LED

**ri-scope® L.F.O. bent arm illuminator**

- 3,5 V XL
- 3,5 V LED

**Spéculums auriculaires réutilisables**
 Prix :TTC  
**48,00**

10 unités



<b>R10775</b>	2 mm
<b>R10779</b>	2,5 mm
<b>R10783</b>	3 mm
<b>R10789</b>	4 mm
<b>R10795</b>	5 mm

**Spéculums auriculaires jetables**

100 unités



<b>R14061-532</b>	2 mm	<b>144,00</b>
<b>R14061-531</b>	2,5 mm	<b>99,00</b>
<b>R14061-533</b>	3 mm	<b>99,00</b>
<b>R14061-534</b>	4 mm	<b>99,00</b>
<b>R14061-535</b>	5 mm	<b>144,00</b>



## Stéthoscope cardiophon

 Réf. **R4240-01**

 Prix :TTC  
**1 420,00**

Conçu pour la cardiologie, optimisé pour les fréquences de 200 à 500 Hz, cruciales pour l'auscultation cardiaque. Il offre :

- Confort et ajustement : écouteurs binauraux anatomiques, embouts pivotants, souples et remplaçables pour réduire les bruits parasites et améliorer l'étanchéité sonore.
- Qualité sonore : tube en Y avec conduits séparés pour chaque oreille, permettant une écoute précise des sons cardiaques subtils.
- Durabilité et hygiène : ressort intégré dans un tube PVC robuste et facile à nettoyer.
- Praticité : marquage pour identifier rapidement le côté ouvert (membrane ou cloche).
- Accessoires inclus : embouts auriculaires et membranes de rechange, plaque signalétique.
- Sans latex : idéal pour éviter les allergies.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Membrane	Ø 44 mm (1,73 po)
Cloche	Ø 32 mm (1,26 po)
Longueur	71 cm (27,95 pouces)
Poids	204 g / 0,45 livre



## Stéthoscope duplex® 2.0


 Prix :TTC  
**799,00**

 Réf. **R4210-01** Noir acier

 Réf. **R4210-03** Bleu acier

 Réf. **R4210-04** Rouge acier

 Réf. **R4210-05** Vert acier

### Pour adulte

 Réf. **R4201-01** Noir alluminium

 Prix :TTC  
**620,00**


### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Membrane	Ø 44 mm (1,73 po)
Cloche	Ø 32 mm (1,26 po)
Longueur	74 cm (29,13 pouces)
Poids ( Acier inoxydable )	151 g / 0,33 lb
Poids ( Aluminium )	97 g / 0,21 lb

## Stéthoscope duplex®

 Réf. **R4001-01 - Noir**

 Réf. **R4001-02 - Gris**

 Prix :TTC  
**390,00**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Membrane	Ø 48 mm (1,89 pouces)
Cloche	Ø 36 mm (1,42 pouce)
Longueur	77 cm (30,32 pouces)
Poids	104g

## Stéthoscope anestophon

 Réf. **R4177-01**

- Pavillon en aluminium très plat.
- Tubulure en Y très épaisse en PVC contre les bruits parasites.
- Sans latex.

 Prix :TTC  
**235,00**


### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Membrane	Ø 48 mm (1,89 po)
Longueur	77 cm (30,32 pouces)
Poids	99g

## Accessoires

 Réf. **R11042**

Membranes, Ø45 mm, cardiophon duplex® (de luxe), anestophon,

 Prix :TTC  
**18,00**

 Réf. **R11140**

Bague anti-froid gris, Ø 48 mm cardiophon, duplex® (de luxe),

 Prix :TTC  
**25,00**

 Réf. **R11139**

 Prix :TTC  
**23,00**






## Tensiomètre babyphon®

Réf. **R1441-501**

1 tube, 3 brassards velcro (enfants, nourrissons et nouveau-nés) avec stéthoscope duplex® bébé

Conçu pour un usage pédiatrique et livré avec une gamme complète de brassards pour enfant, bébé et nourrisson. avec choix de jauges et ensemble combiné avec stéthoscope duplex pour bébé.

- Choix de calibres : minimus® II, precisa® N ou e-mega®.
- Comprend des poignets velcro pour enfants, bébés et nourrissons.
- Le microfiltre protège la soupape de décharge de pression et le système de mesure.
- La membrane peut supporter des pressions allant jusqu'à 600 mm.
- Échelle linéaire précise, jusqu'à 300 mmHg
- Tolérance d'erreur maximale de  $\pm 3$  mmHg
- Dans un sac zippé en nylon rembourré
- Manomètre en métal avec échelle en aluminium Ø 49 mm, manomètre en plastique/métal ou polycarbonate avec échelle en aluminium Ø 63 mm, à la fois linéaire et facile à lire
- Poire de gonflage sans latex avec valve de décompression de précision chromée, régulation fine et inusable
- Gamme complète de différentes tailles et conceptions de manchettes.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Taper	Anéroïde; un tube sans mercure; monté sur brassard
Options	style paume utilisateurs droitiers
Manchette	manchette velcro, manchette monobloc
Précision	$\pm 3$ mmHg ( $\pm 2$ mmHg norme interne Riester)
Étalonnage	Technologie de mesure à vie, aucun réétalonnage nécessaire en cas d'utilisation correcte
Conditions de mesure	10 °C à 40 °C à 85 % d'humidité relative
Microfiltre	Oui
Sans latex	Facultatif



## Stéthoscope duplex® 2.0

Pour bébé

**R422001** - Noir

**R422004** - Rouge

**R422005** - Vert

Prix :TTC

**745,00**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Membrane	Ø 32 mm (1,26 po)
Cloche	Ø 23,5 mm (0,93 po)
Longueur	69 cm (27,17 pouces)
Poids	124 g / 0,27 livre

## Tensiomètre Sphygmo-tensiophone

Réf. **R1381** - Enfant

Prix :TTC

**1 000,00**



- Appareil livré avec étui rembourré en nylon et à fermeture éclair.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Taper	Anéroïde, à deux tubes
Possibilités	Montée sur brassard, gauche ou droite
Manchette	brassard sans vessie
Précision	$\pm 3$ mmHg
Conditions de mesure	10°C à 40°C à 85% d'humidité relative
Microfiltre	Oui
Sans latex	Facultatif





## Détecteur de veines infrarouge

NOUVEAU

Réf. **NAVI30** - sans support


Réf. **NAVI60** - avec support

Offre une visualisation précise et en temps réel de la vascularisation sous-cutanée, facilitant ainsi l'évaluation de l'état des veines et réduisant les risques liés à la ponction veineuse. Grâce à cet appareil, les établissements de santé peuvent non seulement diminuer les coûts liés aux soins, mais également renforcer le contrôle des infections tout en améliorant la sécurité et la satisfaction des patients.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Luminosité : 10 - 25 lumens	Taille de l'image : 3 tailles
Type d'image : Lumière d'image	Charge pendant l'utilisation : Oui
Réglage de la luminosité : 4 niveaux	Dimensions : 224 (L) x 68 (l) x 64 (H) mm
Couleurs : 5 couleurs	Poids : 500 g



## Garrot pneumatique manuel chirurgical

Réf. **R5255**

### Utilisé en chirurgie orthopédique

- Pompe métallique robuste pour la génération de pression
- L'air contenu dans le brassard s'échappe à l'ouverture de la valve de décompression
- 2 brassard : 57 x 9 cm (avant-bras) et 96 x 13 cm (cuisse)
- Matériaux lavables
- Vessies sans latex
- Manomètre métallique chromé

Prix :TTC  
4 450,00


### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Graduation des échelles en mm Hg	Par pas de 10 mm Hg
Plage d'affichage mm Hg	Jusqu'à 700 mmHg
Des conditions de fonctionnement	10°C (50°F) à 40°C (104°F)
Température de stockage/transport	20 °C (-4 °F) à 70 °C (158 °F)
Humidité relative de stockage/transport	85 % (sans condensation)




## Appareil de perfusion à pression

Réf. **R5270**

Prix :TTC  
950,00

- L'appareil est utilisé pour la mise sous pression de sang et de solutés lors de transfusions ou perfusions.
- IL est doté d'un manomètre chromé de 49 mm de diamètre avec graduations (jusqu'à 300 mmHg), lisible et robuste.
- Sa manchette en coton bleu est lavable jusqu'à 60°C.
- Poire de gonflage sans latex.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage d'affichage	0 à 300 mmHg
Conditions de fonctionnement	10°C à 40°C
Humidité relative	85 % (sans condensation)
Température de stockage/transport	-20°C à 70°C
Humidité relative de stockage/transport	85 % (sans condensation)





## Moniteur de signes vitaux avec écran tactile

RVS-100®

Réf. **R1960-RRBXE** - sans imprimanteRéf. **R1960-RRBXE** - avec imprimante

Offre la mesure de l'oxymétrie de pouls et de la tension artérielle.

Mesure de la température (33801 uniq.)

Selon les exigences du système sanitaire, dispose des modes de mesure "Spot-check", "Triage" et "Monitoring" pour tout patient de tout âge.

Caractéristiques principales

- 3 modes de mesure (Monitoring, Spot-check, Triage)
- écran tactile TFT couleur 8" avec interface utilisateur intuitive et fonction d'aide intégrée
- affiche SYS, DIA, MAP, Pouls, Température, Pléthysmogramme
- EWS, NEWS et MEWS pour dépistage précoce, améliorant les résultats pour les patients
- PNI à haute performance clinique incluant le mode de calcul de la moyenne (2-5 lectures) et le mode néonatal
- connexion Bluetooth aux thermomètres Riester 'tymPRO' et 'sensioPRO'
- Riester Oximax SpO2 incluant le mode néonatal
- thermomètre oral prédictif (Filac 3000), 33801 uniquement
- connexion au dossier médical électronique (EMR) moyennant le standard HL7
- connexion LAN comme standard
- alarmes programmables (sonores, visuelles) avec 3 niveaux de priorité



Interface utilisateur intuitive, avec un écran tactile très réactif



Mode d'affichage "Early Warning Scores"



Programmable avec EWS, NEWS, MEWS et 5 profils personnalisables.



### Imprimante thermique intégrée



### Accessoires standard

- Capteur SpO2 adulte
- Câble d'extension SpO2
- Sonde de température orale (33801 uniq.)
- Embout de sonde (33801 uniq.)
- Tube d'extension PNI
- 2 brassards (adulte et adulte large avec connecteurs)
- Batterie au lithium et chargeur
- Mode d'emploi (GB, IT, Sur demande FR, DE, ES, PT, PL)

**Panier en option**  
(270x200xh225 mm)  
pour ranger les brassards,  
les capteurs, les câbles

Réf. **R13317**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

### PNI haute performance clinique (pression artérielle non invasive)

Méthode de mesure:	automatique oscillométrique
Plage de mesure:	SYS DIA MAP Adulte 30-270 mmHg 10-220 mmHg 20-235 mmHg Pédiatrique 30-235 mmHg 10-220 mmHg 20-225 mmHg Néonatale 30-135 mmHg 10-110 mmHg 20-125 mmHg
Plage pression brassard:	0-280 mmHg, résolution 1 mmHg
Exactitude de pression:	Statique $\pm 3$ mmHg Clinique $\pm 5$ mmHg, déviation standard $\leq 8$ mmHg
Plage fréquence pouls:	40-240 bpm, exactitude 1 bpm
Pression gonflage initiale:	Adulte Pédiatrique Néonatale 160 mmHg 130 mmHg 75 mmHg Double protection contre la surpression (matériel et logiciel) 297 $\pm 3$ mmHg 252 $\pm 3$ mmHg 147 $\pm 3$ mmHg
Plage d'alarme:	SYS, DIA, MAP 0 - 300 mmHg

### SpO2 Riester

Plage de mesure:	0-100%, résolution 1%
Exactitude:	$\pm 2\%$ (70-100%) - $\pm 3\%$ (40-69%) Non spécifiée (0-39 %)
Plage d'alarme:	0-100%
Temps moyen:	4 sec, 8 sec, 16 sec

### Pouls

Plage de mesure:	20-250 bpm, résolution 1 bpm
Exactitude:	$\pm 1\%$ ou $\pm 1$ bpm, la plus élevée des deux valeurs

### Thermomètre prédictif (33801 uniquement)

Oral (Mode Rapide)	temp. sans fièvre: 3 - 5 secondes temp. avec fièvre: 8 - 10 secondes
Oral (Mode Standard):	6-10 secondes
Exactitude de la mesure:	35,5 - 42°C $\pm 0,1^\circ\text{C}$ ( $\pm 0,2^\circ\text{F}$ )

### Moniteur

Alarme:	LEDs visibles (Rouge, Jaune, Cyan) Haut-parleur Audible Alarme sonore, signal QRS Supporte tonalités hautes et niveaux différents de volume Tonalités d'alarme conformes aux exigences de IEC 60601-1-8 Pression: 45-85 dB distance de test 1 mètre de la tonalité
Ports:	1 entrée alimentation CA 1 interface RJ45 standard. 100 BASE-TX, IEEE 802.3 4 ports USB 1 point de mise à la terre équipotentielle 1 connecteur RJ11 pour appel infirmiers Port de sortie CC 15V/1,2 A
Alimentation:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Batterie:	Batterie: Lithium-Ion, rechargeable, 10,8 V CC, 6 600 mAh, Temps de recharge 100%: 6 heures Temps de fonctionnement environ 11 heures (batterie neuve et complètement chargée avec modules SpO2, Temp et NIBP en mode AUTO (intervalle 15 minutes)) Indicateur de batterie faible et de recharge batterie
Dimensions:	303x110x h 230 mm (11,93x9,05x4,33 pouces)
Poids:	3600 g, (7,94 lb) incluant module Temp, imprimante



## Système de caméra médicale multifonctions, portable et versatile

### RCS-100®



Permet de saisir et partager images et vidéos de façon rapide et efficace, pour améliorer le diagnostic, le monitoring, le traitement et le soin du patient. Offre l'avantage supplémentaire de saisir et partager la photo ou le vidéo numérique respectivement du conduit auditif et de la membrane tympanique, de l'épiderme et du derme. Utilisable avec: lentille générale, lentille otoscope, lentille dermatoscope et adaptateur endoscope.

#### Caractéristiques:

- écran couleur LCD TFT 5" HD intégrale, 1 280 x 720 pixels; images échelonnables à haute résolution, grossissement 2x - 8x et zoom numérique
- écran tactile pour saisir facilement images et vidéos
- molette tournante pour régler la focalisation et l'intensité lumineuse d'une seule main, minimisant le risque de contamination croisée
- connexion simple pour changer les lentilles rapidement et facilement
- batterie Li-ion, 3,5 heures de fonctionnement
- communication améliorée dans les zones reculées
- possibilité d'ajouter des notes aux images et aux vidéos, pour un suivi constant du patient
- connexion USB pour transférer les fichiers au PC et pour recharger
- fonction UVC pour afficher les images en direct sur un deuxième écran, de sorte que l'utilisateur puisse montrer et expliquer en temps réel ses symptômes
- connexion Wifi

Disponible **en option** avec 3 lentilles



**Lentille générale pour images**



**Lentille dermatoscope avec règle numérique pour mesurer**



**Lentille otoscope avec port otoscopie pneumatique**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

#### Dispositif

Écran:	tactile couleur LCD TFT 5", 1280x720 pixels, grossissement 2x-8x et zoom numérique
Focalisation:	automatique/manuelle
Pixels CMOS:	8 MP
Format images/vidéos:	images: JPEG, vidéos: MP4
RAM:	2G LPDDR3
Rom:	16GB
Extension mémoire:	carte SD 16G wifi
Alimentation:	batterie au lithium 18650 3,6V 2600mAh
Temps de fonctionnement:	vidéo 3,5 heures (batterie complètement chargée)
Temps de recharge:	3 heures
Adaptateur:	entrée 100~240V 50~60Hz 0,3A sortie CC 5V/2A
USB:	OTG et USB type C
Dimensions - Poids:	225x135x45 mm - 292g

#### Lentille générale

Longueur/largeur focale:	2,0
Angle du champ:	78°
Profondeur champ:	30mm ~ 4mm
Source lumineuse:	LED lumière naturelle
Grossissement:	optique: 2x numérique: 4x
Température couleur LED:	5500k
Dimensions - poids:	60,5x 60,5x19,0 mm - 66,4 g

#### Lentille dermatoscope

Longueur/largeur focale:	2,2
Polarisation:	derme / épiderme
Champ de vision:	Ø 30mm
Distance de l'objet:	0 mm
Grossissement :	optique: 2x numérique: 4x affiché: 2x-8x
Source photographie:	LED lumière naturelle
Température couleur LED:	4000k
Dimensions - poids:	62,1x62,1x36 mm - 108,5 g

#### Lentille otoscope

Longueur/largeur focale:	2,9
Champ de vision:	champ de vision Ø 12mm à 25mm de distance de l'objet affiché (avec spéculum auriculaire de 4mm)
Champ de vision:	champ de vision Ø 9mm à 15mm de distance de l'objet affiché (avec spéculum auriculaire de 4mm)
Champ de vision:	champ de vision Ø 8mm à 10mm de distance de l'objet affiché (avec spéculum auriculaire de 4mm)
Distance max de l'objet:	15mm, à une distance max de l'objet Ø FOC: 15mm
Profondeur champ:	10mm
Source lumineuse:	LED lumière naturelle
Grossissement:	affiché: 6x
Température couleur LED:	4000 K
Dimensions - poids:	73,5x40,0x40,0 mm - 96 g



**Spirolab® : Spiromètre écran tactile 7" et option spo2**Réf. **M911080E**

- Tout en un
- Écran tactile couleur 7"
- Imprimante thermique intégrée

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Batterie rechargeable (10 h)
- Chargeur 100-240 V.
- Capteur de température : 0-45°C.
- Capteur de débit : turbine numérique.
- Débit :  $\pm 16$  L/s  $\pm 5\%$  ou 200 mL/s.
- Exactitude volume:  $\pm 2,5\%$  ou 50 mL
- Résistance dynamique:  $< 0,5$  cm H<sub>2</sub>O/L/s
- Connexion: USB 2.0, Bluetooth®
- Écran: LCD tactile 7", résolution 800 x 480
- Embouts buccaux: Ø 30 mm (1,18 pouces)
- Protection électrique: Classe II

**Spirodoc® : Spiromètre à écran tactile et oxymètre 3D**Réf. **M910610E**

- Multifonctionnel
- Écran tactile
- 6MWT, Test de sommeil, Holter 24 heures pour SpO2%

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran : LCD rétroéclairé, tactile, résolution 128x64 pixels.
- Batterie : Lithium-ion 3,7 V, 1100 mAh, autonomie de 50 h.
- Accéléromètre : Triaxial  $\pm 2$  g, fréquence d'échantillonnage de 400 Hz.
- Capteur de débit : Turbine numérique bi-directionnelle.
- Plage de débit :  $\pm 16$  L/s.
- Exactitudes : Volume  $\pm 2,5\%$  ou 50 mL ; débit  $\pm 5\%$  ou 200 mL (le plus élevé des deux).
- Résistance dynamique :  $< 0,5$  cm H<sub>2</sub>O/L/s à 12 L/s.
- Capteur de température : Semi-conducteur, plage de 0 à 45°C

**Spirobank II smart® : Spiromètre portable pour Tablette & PC**Réf. **M911028E**

- Autonome, Tablette, ordinateur
- Multifonctionnel
- Application dédiée gratuite (MIR Spiro App)

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran intuitif avec boutons faciles à utiliser.
- Batterie ion-lithium (3,7V, 1100 mAh).
- Capteur de débit : turbine numérique bidirectionnelle, plage  $\pm 16$  L/s.
- Exactitude : volume  $\pm 2,5\%$  ou 50 mL, débit  $\pm 5\%$  ou 200 mL/s.
- Tests disponibles : FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST.
- Connectivité : USB 2.0 et Bluetooth® 4.0.

**Spirobank II smart®****Spiromètre portable pour Tablette & PC**Réf. **M910610E**

- Plug&Play
- Complètement intégré

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Température : semi-conducteur (0-45°C).
- Débit : turbine digitale bidirectionnelle.
- Précision volume :  $\pm 3\%$  ou 50 mL.
- Précision débit :  $\pm 5\%$  ou 200 mL/s.
- Connexion: port USB
- Alimentation: port USB
- Limites du débit:  $\pm 16$  L/s
- Résistance  $< 0,5$  cmH<sub>2</sub>O à 12 L/s

**Accessoires****Rouleau papier imprimante**Réf. **M910350**

Rouleaux de papier thermique standard (112 mm) pour l'imprimante Spirolab.

**Flowmir – turbine digital**Réf. **M91000460**

Mono-Patient, 60 Unités

**Turbine réutilisable**Réf. **M910002****Embout buccal**Réf. **M910310-3**

Réutilisable pédiatrique

Réf. **M910300-25**

En carton Jetable pour adulte





## Spiromètre électronique : Série VC-10

- Écran tactile capacitif haute définition de 2,4 pouces
- Taille compacte et batterie offrant une longue autonomie de 8h
- Affichage en temps réel des résultats de tests et des graphiques de tendance
- Fonction d'intercommunication intelligente
- Prise en charge de l'utilisation d'une seule machine
- Connexion avec un terminal smartphone via réseau sans fil et Bluetooth pour la transmission des données
- Consommables professionnels tout-en-un
- Capteur de turbine en saphir réutilisable
- Précision, hautes performances et stabilité



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Technologie	Electronique
Configuration	Portable
Application	pour les exercices pulmonaires, à usage domestique
Options	avec écran tactile, avec port USB, avec Bluetooth

## Spiromètre électronique : Série VC-20

- Écran tactile capacitif haute définition de 3,5 pouces, facile à utiliser
- Taille compacte avec une batterie offrant une longue autonomie de 8 heures
- Prise en charge de la numérisation de codes et de la saisie rapide d'informations
- Prise en charge de l'impression thermique
- Communication intelligente
- Plusieurs méthodes de connexion : 058, Bluetooth,
- Prise en charge de l'amarrage avec le système 45/05 de l'hôpital
- Consommables professionnels tout-en-un, réutilisables
- Capteur à turbine en saphir offrant une grande précision et des performances stables
- Capteur à turbine jetable, évitant les infections croisées et ne nécessitant pas d'étalonnage



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Technologie	Electronique
Configuration	Portable
Application	Usage à domicile, exercices pulmonaires
Options	Port USB, réseau sans fil, Bluetooth, écran tactile

## Entraîneur respiratoire : POWERbreathe®

Réf. **PB1000**

**Medic**



Prix :TTC  
**995,00**

- Soulage l'essoufflement
- Améliore la tolérance à l'exercice
- Particulièrement utile en cas de bronchopneumopathies chroniques obstructives (BPCO)
- Insuffisance cardiaque et d'asthme

Réf. **PB271856**

**Bleu (Moyen)**



Prix :TTC  
**995,00**

**2 de 23 à 186 cm H<sub>2</sub>O**

- Personne qui ont une forme d'activité régulière, font de l'exercice ou du sport
- Les gens actifs ayant un problème respiratoire comme l'asthme.

Réf. **PB271862**

**Noir (Fort)**



Prix :TTC  
**995,00**

**3 de 29 à 274 cm H<sub>2</sub>O**

- Conseillé aux athlètes d'élite, les compétiteurs et les joueurs de sports d'équipe d'entraînant et pratiquant à un très haut niveau



## Spiromètre à billes

Réf. **HE185**



Prix :TTC  
**90,00**



Spiromètre débibimétrique d'entraînement à l'inspiration profonde qui permet au praticien de prescrire un niveau d'exercice et incite le patient à suivre ses effets





## Spiromètre réseau : Série VC-30

Le spiromètre VC-30 de Medcaptain est un dispositif portable, précis et connecté, conçu pour évaluer la fonction pulmonaire en temps réel. Grâce à sa technologie avancée et à son design ergonomique, il s'adapte aussi bien aux environnements hospitaliers qu'aux consultations mobiles ou aux soins à domicile.

Conforme aux normes internationales (ATS/ERS 2019), il offre une expérience de test fiable, hygiénique et intégrée aux systèmes d'information hospitaliers.



- La série VC-30 adopte un brevet unique : la méthode de démontage rotatif pour un démontage simple et facile. Solution d'hygiène complète
- Démontage complet pour la désinfection et la stérilisation.
- Filtre à usage unique
- Embout buccal et filtre de la même marque Plus fonctionnel
- Batterie intégrée d'origine + module Bluetooth, avec détection de synchronisation sans fil qui convient à l'application en salle d'isolement.
- Prend en charge la détection de synchronisation sans fil en temps réel ainsi que la gestion des données du patient dans le cloud et est connectable à HIS/CIS.
- Effectue divers tests de spirométrie essentiels : SVC, FVC, MW, BDT, BCT.
- Le VC-30 adopte un brevet unique (capteur de haute précision), qui représente un saut qualitatif dans la précision du produit.

- Les paramètres complets de la fonction pulmonaire répondent pleinement aux exigences de dépistage et de diagnostic initial et sont conformes à la norme ATS/ERS 2019.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

#### Technologie de capteur :

Capteur de pression différentielle et de débit haute précision.

#### Tests réalisables :

CVF (Capacité Vitale Forcée)

CVL (Capacité Vitale Lente)

VVM (Ventilation Volontaire Maximale)

BDT (Test de Bronchodilatation)

BCT (Test de Provocation Bronchique)

#### Connectivité :

Wi-Fi intégré

Bluetooth intégré

Port USB pour transfert de données

#### Normes :

Conforme ATS/ERS 2019 pour une fiabilité maximale.

#### Batterie :

Batterie rechargeable, grande autonomie pour un usage nomade.

#### Hygiène :

Conception modulaire avec démontage facile

Compatible avec filtres et embouts buccaux jetables

#### Ergonomie :

Design compact et léger

Poignée cylindrique adaptée

à toutes les tailles de main

#### Logiciels compatibles :

SpiroSuite Lite


iSpiroDoctor

iSpiroCloud (gestion des données patients via le Cloud)

#### Accessoires et options :

Filtres antibactériens

Embouts buccaux jetables



## Doppler foetal Pocket SD3

Réf. LSD3P

Prix :TTC  
**2 950,00**

### Sonde intégrée de 3 MHz

Dopplers de poche à ultrasons de la série SD3 sont idéaux pour la détection de routine du rythme cardiaque fœtal

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Plug-and-play
- Ecran LED lumineux avec affichage FHR en temps réel
- Mise hors tension automatique
- Surveillance en temps réel pour une utilisation quotidienne
- Enregistrement et play avec la lecture audio
- Fonctionne sur piles AA ou batterie rechargeable
- Arrêt automatique, Bouton Marche/Arrêt



## Moniteur Fœtal F3 en couleur

Réf. LMF3G

Pratique à transporter Compact, portable et léger

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Batterie Li-ion longue durée pour les services ambulatoires
- Écran TFT couleur pliable de 5,6 pouces
- Grand affichage numérique et de forme d'onde
- Flux de travail simple avec des boutons en silicone pour les opérations
- Technologie avancée de détection du FHR
- Vérification du chevauchement des signaux pour différencier les doubles FHR
- L'indicateur de qualité du signal FHR permet d'optimiser la position de la sonde
- Options d'impression flexibles
  - Imprimante thermique intégrée
  - Impression sur du papier d'enregistrement de 150/152 mm de large
- Vitesse d'impression en temps réel de 1/2/3 cm/min
- Vitesse d'impression rapide de 15 mm/sec pour les traces historiques
- Gestion puissante des données
  - 60 heures de mémoire accumulée pour une surveillance sans faille Réseau MFM
  - CNS pour la surveillance à distance MFM-CNS Lite pour la gestion des données sur PC
  - Port USB pour augmenter la capacité de stockage



#### Système d'analyse CTG intégré :

Le système d'analyse CTG intégré permet aux médecins et infirmières d'interpréter facilement les résultats en se basant sur les principales caractéristiques de l'analyse CTG.



#### Flux de travail simple :

Les touches fonctionnelles et le bouton rotatif simplifient l'accès aux fonctions cliniques. Le bouton « Démarrer » intègre les infos du patient et l'impression, facilitant le travail du médecin.



#### Portable :

Pratique à prendre en main.



#### Sac de transport :

Durables et solides, il garantit une protection maximale de votre moniteur pendant vos déplacements, tout en simplifiant son transport.



## Doppler foetal connecté

Réf. LSD1B

Prix :TTC  
**1 450,00**



### Sonde intégrée de 2 MHz

Idéal pour la détection de routine de la fréquence cardiaque fœtale par les cliniciens.

La toute nouvelle conception de la sonde offre une sensibilité supérieure qui optimise l'expérience utilisateur.



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Haut-parleur intégré
- Affichage digital du RCF
- Ecran tactile
- Bluetooth intégré
- Volume ajustable
- Sonde intégrée de 2 MHz
- Arrêt automatique
- Technologie par ondes pulsées
- Alimentation : Piles AA





## Échographe portable vinno A3



### Barre de navigation rapide

Navigation rapide dans les pages longues en déplaçant la boule de commande après avoir cliqué sur les zones intéressées. ICON noir - retour au début de la page longue en un seul clic

### Interface utilisateur simple

Sélectionnez directement les préréglages sans avoir à tourner la page à plusieurs reprises.

### Zone de réglage rapide


Cliquez sur le coin droit de la barre de titre pour régler la luminosité de l'écran en fonction de l'état de la numérisation.



### IMAGES

#### Technologie d'imagerie de pointe

avec une haute résolution et un contraste élevé




### VFUSION



Les praticiens peuvent acquérir des connaissances de bas sur le scanner, les palettes standard et es informations anatomiques grâce au didacticiel de VINNO.

### VSPECKLE



Vspeckle peut automatiquement améliorer le contraste et réduire les particules et d'autres artefacts en fonction des exigences des différentes applications.

### CHARIOT EN OPTION



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- **Moniteur LED** professionnel de 15.6 pouces
  - **Batterie lithium, 1h30 jusqu'à 2h**
  - Jusqu'à 16 Mhz haute fréquence en plateforme système
  - **Plate-forme RF** et traitement des **données RF**
  - Jusqu'à **1500 secondes** de cinéma standard stockage
  - Disque **120Go SSD** dont 85Go utilisable
  - Base de données d'informations sur le patient
  - Archive d'images sur le disque dur
  - Stockage rapide sur clé USB
  - TView pour l'**imagerie trapézoïdale**
  - **Stockage et impression** en réseau
  - **Mesure et analyse** complètes paquets :
- Calculs vasculaires, cardiaques, tables OB, gynécologiques, urologiques, rénaux
- Connectivité et données à jour solutions de gestion, sans fil, base de **données intégrée**
  - Paquet de stockage **DICOM** (exporter et stockage)
  - **Démarrage rapide** sur le disque dur
  - Piste **Doppler à ondes automatiques** en temps réel
  - **Imagerie en plein écran** pour agrandir la taille de l'image
  - **Double imagerie en temps réel** sans compromettre la taille de l'image
  - Imprimante vidéo thermique noir / blanc emplacement pour carte (**en option**)
  - 2 ports de transducteur actifs + 2 ports USB + 8 diapositives TGC



## Échographe stationnaire vinno X1



### Plateforme RF innovante :

Plateforme RF innovante de Vinno acquiert 40 fois la quantité de signal brut pour le traitement back-end, ce qui permet d'obtenir des images de plus haute résolution et un post-traitement plus puissant.

- Détecter l'IMT à 0,1 mm près
- Flux sanguin très sensible à moins de 1 cm/s

### Protocoles définis par l'utilisateur :

- Mesure auto-définie comprenant la séquence et le dossier
- Les motifs du corps peuvent être importés ou exportés aux formats JPG et PNG

### Trace automatique en mode PW/CW :

- Suivi automatique en temps réel et après stockage
- Ajustement de la sensibilité en temps réel pour un tracé précis du spectre
- Résultat de mesure en temps réel

### IMT automatique :

Mesure automatique rapide, facile et précise de l'épaisseur du support intimal

### Vue d'ensemble :

- Pview permet une vue étendue de la relation entre les structures anatomiques

#### TUTORIAL



Les praticiens peuvent acquérir des connaissances de base sur le scanner, les palettes standard et les informations anatomiques grâce au didacticiel de VINNO.

#### 4D IMAGING



Vinno X1 offre une image 3D/4D de haute qualité avec la fonction Mcut, différentes vues des structures fœtales à partir de différentes coupes peuvent améliorer la confiance dans le diagnostic.

#### VFUSION



Les praticiens peuvent acquérir des connaissances de base sur le scanner, les palettes standard et les informations anatomiques grâce au didacticiel de VINNO.

#### VSPECKLE



Vspeckle peut automatiquement améliorer le contraste et réduire les particules et d'autres artefacts en fonction des exigences des différentes applications.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- **Imagerie Doppler couleur intégrée**
- Mesure automatique de la vitesse du flux sanguin
- Jusqu'à **25Mhz** de haute fréquence dans de la plate-forme du système
- Connectivité à un moniteur externe une vision plus claire
- Fonction intelligente **3D/4D**
- 3 ports de sonde actifs
- 3 ports USB
- 8 lames TGC
- Disque dur **212 Go** dont **172 Go** de **stockage**
- Trace **Doppler automatique** en temps réel et calculs : **Calculs vasculaires, cardiaques, tables OB, gynécologiques, urologiques, rénaux, de volume**
- Fonction comparative facile
- **L'écran tactile intelligent** de 8 pouces permet une utilisation plus pratique
- Reconnaître automatiquement la sonde, changer **en un clic**
- **VFusion**, amélioration directionnelle d'information améliorée par la direction
- **VSpeckle**, traitement spécialisé et adaptatif qui permet d'améliorer les contours des tissus pour plus de clarté et de précision





## Échographe stationnaire vinno X35



### Informations Produit Vinno X35 :

Intuitif et performant le Vinno X35 offre des performances exceptionnelles de diagnostic grâce à :

- Une excellente qualité d'image
- Un panel de fonctionnalités et d'options polyvalentes
- Une interface simple et intuitive

### Sondes Xcen :

Notre technologie Xcen apporte une très large bande passante ainsi qu'une excellente sensibilité aux sondes. Cela améliore les performances d'imagerie et facilite l'examen des patients difficiles.

### VFusion - Imagerie Composée Spatiale :

L'imagerie composée spatiale sur la plateforme Vinno RF améliore la résolution de contraste, la différenciation tissulaire ainsi que la qualité des contours, jusqu'à 5 niveaux de fusion d'imagerie directionnelle pour enrichir les informations.

### Excellentes Performances 3D/4D

La plateforme RF offre une imagerie volumétrique de précision grâce à une sonde volumique (en option)



#### TUTORIAL



Les praticiens peuvent acquérir des connaissances de base sur le scanner, les palettes standard et les informations anatomiques grâce au didacticiel de VINNO.

#### 4D IMAGING



Vinno X1 offre une image 3D/4D de haute qualité avec la fonction Mcut, différentes vues des structures fœtales à partir de différentes coupes peuvent améliorer la confiance dans le diagnostic.

#### VFUSION



Les praticiens peuvent acquérir des connaissances de base sur le scanner, les palettes standard et les informations anatomiques grâce au didacticiel de VINNO.

#### VSPECKLE



Vspeckle peut automatiquement améliorer le contraste et réduire les particules et d'autres artefacts en fonction des exigences des différentes applications.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran LED haute résolution de **18,5 pouces**
- Fréquence élevée jusqu'à **25 MHz** sur la plateforme du système.
- Plateforme RF et traitement des données RF.
- Stockage standard (d'enregistrement) jusqu'à **1500 secondes**.
- Disque dur de 1 To.
- **DVDRW intégré**.
- Emplacement intégré pour imprimante thermique noir/blanc.
- **Base de données d'informations** sur le patient.
- Archive d'images sur le disque dur.
- Sauvegarde rapide sur une clé USB & sur le disque dur
- Impression rapide sur imprimante thermique noir/blanc et couleur.
- Ensemble complet de mesures et d'analyses.
- Suivi et calculs automatiques en temps réel de la Doppler à ondes
- **5 ports USB**.
- **8 curseurs TGC**.
- **Calculs vasculaires.**
- **Calculs cardiaques.**
- **Calculs et tables en obstétrique.**
- **Calculs gynécologiques.**
- **Calculs urologiques.**
- **Calculs rénaux.**
- **Calculs de volume.**
- Compatibilité DICOM\*.
- Trois ports de sonde actifs, plus un port de sonde fictif
- Interface audio entrée/sortie
- Jusqu'à **512 densités de ligne**.
- **1 interface DVI-D**.



## Échographe stationnaire 3D / 4D acclarix LX25



### Design distinctif :

- La configuration à 5 prises pour transducteurs répond à des besoins cliniques complets
- Interface utilisateur intégrée avec conception ergonomique de réglage de la hauteur
- Batteries intégrées pour une sauvegarde et une durée de numérisation continue ultra-longue
- **Moniteur médical LCD haute résolution de 21,5 pouces** pour un angle de vision multidimensionnel
- **Écran tactile haute sensibilité de 14 pouces** permettant un fonctionnement efficace du bout des doigts
- Conception humanisée du chauffe-gel amovible

### Flux de travail intelligent :


- Optimisé – Une optimisation clé en noir et blanc
- PW auto trace – Une touche pour la mesure automatique
- Stockage haute capacité avec transfert USB
- eTouch – Contrôle gestuel efficace « Swipe »
- eLearn – Logiciel de tutoriel convivial
- Disposition innovante de l'interface utilisateur avec une division précise des fonctions

### IMAGES



**Technologie d'imagerie de pointe**  
avec une haute résolution et un contraste élevé



Color Doppler Spleen



MSK



Thyroid



Thyroid



Anatomic M



Fetal Heart



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Échographe compact et performant doté d'un **écran principal LCD TFT 21,5"**
- **Écran tactile secondaire 14" ultra-sensible** pour une navigation fluide.
- Il intègre la **technologie Tissue Adaptive Imaging (TAI)** et un **Doppler adaptatif** pour des images de haute qualité et une meilleure détection des flux sanguins.
- L'appareil offre des fonctionnalités avancées telles que **l'imagerie 3D/4D**, **le compounding spatial** et **la réduction du bruit (eSRI)** pour une visualisation optimisée.
- Son **interface intuitive et ergonomique**, avec **contrôle gestuel**, facilite l'utilisation.
- Il dispose d'une **connectivité Wi-Fi/Ethernet** pour le transfert d'images via **DICOM/FTP**,
- **Stockage SSD 120 Go** pouvant enregistrer plus de **400 000 images**,
- **Batterie intégrée** assurant une autonomie prolongée. Compatible avec une large gamme de sondes et de **rapports DICOM structurés**,
- Idéal pour divers examens (**cardiologie, obstétrique, vasculaire, etc.**).
- Son **poids de 5 kg** en fait un système compact, adapté aux environnements cliniques à espace restreint.



## Échographe portable Edan Acclarix AX2



### Innovation de conception :

EDAN Acclarix AX2 a été conçu pour apporter des innovations significatives au bénéfice de l'utilisateur.

### Simplicité d'utilisation :

Le design rend le travail quotidien au point de service simple, rapide et intuitif.

### Esthétique et fonctionnalité :

Le produit allie élégance et praticité, où la forme et la fonction se rencontrent.

### Technologie avancée :

Il est équipé de la technologie TAI innovante d'EDAN et de plusieurs technologies de traitement d'images.

### Qualité d'image :

Acclarix AX2 offre une qualité d'image échographique optimale dans différents modes.


### Précision diagnostique :

Ces caractéristiques aident le spécialiste à poser un diagnostic plus précis.



### IMAGES

#### Technologie d'imagerie de pointe avec une haute résolution et un contraste élevé

**CHARIOT  
EN OPTION**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran LCD haute résolution de **15,6 pouces** avec angle de vision de **180 degrés**
- Le corps léger en alliage de magnésium pesant **4,5 kg** offre une mobilité étonnante
- Deux batteries offrent une **autonomie extra longue de 2 heures**
- **Chargement en 30 secondes**
- Écran tactile réactif de **10,1 pouces**, offrant un fonctionnement efficace même du bout des doigts

#### Flux de travail intelligent :

- eOptimized – optimisation avec une seule clé dans différents modes
- Le routage automatique des PW est l'un des éléments clés de la mesure automatique
- Disque dur haute capacité avec capacité de transfert de données USB
- e Touch - contrôle gestuel efficace
- Disposition innovante de l'interface utilisateur avec séparation précise des fonctions.





## Échographe portable Edan U50



### Design et ergonomie

- Écran LCD haute résolution de 12,1 pouces
- Panneau de commande rétroéclairé
- Support de gel optimisé
- Deux connecteurs actifs et interchangeables

### Technologies d'imagerie avancées

- Réduction des taches pour un meilleur contraste
- Composition spatiale pour une résolution améliorée
- Multi-Beam pour des fréquences d'images élevées
- Imagerie harmonique tissulaire pour réduire le bruit
- Quickimage pour une optimisation rapide des paramètres
- Transducteur multifréquence pour des performances accumulées

### Performance et flux de travail

- Démarrage et arrêt rapides
- Batterie lithium avec autonomie de 90 min
- Programmables SmartPreSets
- Solutions d'archivage flexibles


### Fonctionnalités et applications

- Zoom panoramique, guide d'aiguille, Doppler PW/CW/HPRF, DICOM
- Applications : abdominale, gynécologique, vasculaire, cardiaque, pédiatrique, petites pièces



### IMAGES

#### Technologie d'imagerie de pointe avec une haute résolution et un contraste élevé



#### CHARIOT EN OPTION



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- **Fonction doppler** pulsé et continu
- Écran LCD 12.1" HD « écran TFT-LCD »
- 256 niveaux de gris
- Deux prises pour sonde
- Temps de démarrage : moins de 30 secondes
- Batterie lithium ( en option ) rechargeable assurant 90 minutes d'utilisation continue (incluse de base avec l'échographe)
- **Disque dur intégré de 500 GB**
- La technologie multi-faisceaux
- Ouverture synthétique
- **Focus dynamique**

- Balayage de fréquence dynamique
  - Apodisation dynamique
  - Technologie de sondes multi fréquences
  - Augmente le champ d'utilisation de chaque sonde
  - Panneau de commande intuitif très ergonomique
  - Design compact et léger
  - Deux heures de fonctionnement de la batterie
  - Ports périphériques
- Utilisation : **Abdominale, obstétrique, urologie, cardiaque, pédiatrique, petites parties, Gynécologie, vasculaire**



## Échographe portable Edan U60



### Apparence à la mode :

Design léger, batterie nomade, écran 15", deux ports transducteur, panneau rétroéclairé, organisation claire,

### Technologies d'imagerie avancées :

Imagerie harmonique pour plus de détails, composition spatiale pour un meilleur contraste, réduction des taches pour moins de bruit, technologie multifaisce

### Fonctionnement convivial :

Clés multiples pour chaque étape, clavier rétroéclairé pour une saisie simple, paramètres personnalisables, outils d'optimisation d'image, gestion de données volumineuses.

### Fonctionnalités dédiées :

Zoom panoramique, guide d'aiguille, double direct, triplex, PW, CW, HPRF et autres fonctionnalités intégrées. Ce système portable, facile à utiliser, optimise sa valeur partout.


### Applications cliniques complètes :

L'U60 offre une haute qualité d'image avec un excellent contraste, une bonne uniformité et une sensibilité remarquable aux couleurs et au Doppler, idéale pour l'imagerie générale.



### IMAGES

#### Technologie d'imagerie de pointe avec une haute résolution et un contraste élevé

**CHARIOT  
EN OPTION**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Moniteur LCD TFT **15 pouces** : 1024 x 768 Taille du champ d'imagerie : 640\*512 Taille de sortie vidéo : 800 \* 600 Taille
  - Batterie rechargeable **lithium-ion Capacité : 5000mAh**. Autonomie de la batterie : 80 minutes Temps de charge maximal : **8 heures**
  - Tension : **110V 240VAC** Fréquence : 50/60 Hz Puissance : **97.4w**
  - Disque dur **de 500GB Stockage** : ° 227,555 images statiques au format BMP (disque dur) Clip maximum : Mode B : 1227
  - Mode couleur : 409 Mode M : 90 Mode Doppler PW/CW : 15
  - Fonctionnement sur batterie jusqu'à **60 minutes** pour un flux de travail ininterrompu
  - Solutions flexibles d'archivage d'images, y compris le **stockage sur USB et DICOM**
  - Technologie de composition spatiale utilisant plusieurs lignes de vue pour améliorer la **résolution de contraste**
- Modes d'imagerie : Mode B, Mode M, Doppler couleur, PDI/DPDI, Doppler PW, Doppler CW, HPRF** (Haute fréquence de répétition des impulsions) Applications : **Abdomen, Gynécologie, Obstétrique, Cardiologie, Petites parties, Urologie, Vasculaire, Pédiatrie, Musculosquelettique**



## Sonde échographique

Sonde **volumique**  
( Sur commande )



Sonde **transvaginale**



Sonde **convexe**



Sonde **Linéaire**



## Sonde EDAN

Sonde **convexe** + Sonde **Linéaire**

Sonde **convexe** + Sonde **transvaginale**

## Solution nettoyante des sondes

Réf. **0102S04L**  
**250ml**

Prix :TTC

**3 800,00**



Elimine le **gel d'échographie**,  
et augmente la durée de vie  
de la sonde

## Gel échographie

Réf. **0101G05L**  
**5L**

Prix :TTC

**3 800,00**



Pour ultrasons  
et échographie.

## Gel hypoallergénique

Réf. **0101G04L**  
**250ml**

Prix :TTC

**12,00**



Réf. **0101G1L**  
**1L**

Prix :TTC

**19,00**



**Nous ne fournissons pas seulement des échographes de pointe, nous vous offrons une expérience complète.**

Découvrez une nouvelle dimension en imagerie médicale avec nos services d'accompagnement personnalisés, conçus pour maximiser votre utilisation de la technologie et optimiser vos résultats diagnostiques.



### Démonstration :

Découvrez la puissance de nos échographes lors d'une démonstration exclusive dans votre cabinet ou nos magasins Locamed.  
Contactez-nous pour fixer un rendez-vous.



### Service de Financement :

Bénéficiez de facilités de paiement pratiques grâce à notre partenariat avec Wafasalaf.



### Formation Personnalisée :

Maximisez l'utilisation de votre équipement grâce à une formation personnalisée, adaptée à vos besoins spécifiques.



### Service Après-Vente :

Offrez-vous une tranquillité d'esprit totale avec notre service après-vente incluant un support technique dédié.  
Nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape.

Contactez-nous pour en savoir plus et découvrir comment nos solutions peuvent répondre à vos besoins spécifiques.





## Electrocardiographe Aspel AsCARD Grey

Réf. **AS07-204**

**ASPEL**  
MEDICAL EQUIPMENT



### ECG 3-6-12 pistes

Prix :TTC  
**18 500,00**

**12 pistes**

- Analyse et interprétation automatiques,
  - Signal ECG: 12 dérivations standard et dérivations Cabrera,
  - Clavier combiné alphanumérique et fonctionnel,
  - Ecran tactile couleur (7") pour une opération confortable,
  - Dérivations imprimées 3, 6 ou 12 (largeur papier : 112 mm),
  - Stockage de 1000 enregistrements ECG,
  - Stockage des enregistrements via connexion USB (Pen Drive),
  - Mesure continue de la fréquence cardiaque (HR)
- avec affichage sur l'écran,
- Indication acoustique des battements détectés,
  - Indication de l'état de la batterie,
  - Possibilité de combiner avec le module de spirométrie SPIRO-31,
  - Dimensions (Dx S x W): 258x199x50 mm,




### Livré avec :

- 1 câble patient KEG30 10 fils à fiche banane
- 1 flacon de gel/ 6 électrodes précordiales (poires)/ 4 pinces membres
- 1 rouleau de papier thermique / 1 câble secteur, 1 manuel d'utilisation

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Mode LONG : 1 à 15 minutes d'enregistrement (impression :  
1 à 3 dérivations), enregistrement ECG inversé (1-30 secondes),  
impression de pistes rythmiques supplémentaires (3x4+1, 3x4+2,  
3x4+3, 4x3+14x3+2, 4x3+3, 6x2+1, 6x2+2, 6x2+3),  
vitesses d'enregistrement supplémentaires (6,25 mm/s, 12,5 mm/s).



## Electrocardiographe Aspel AsCARD Grey

Réf. **AS04.202**

**ASPEL**  
MEDICAL EQUIPMENT



### ECG 3-6- 3 pistes

Prix :TTC  
**13 200,00**

**3 pistes**

- Portable avec écran LCD,
- Enregistrement de 12 dérivations ECG standard
- Dérivations imprimées : 1 ou 3,
- Clavier alphanumérique à membrane avec touches de fonction,
- Analyse et interprétation,
- Mémoire du dernier enregistrement automatique,
- Batterie qui permet de réaliser jusqu'à 60 enregistrements automatiques,
- Mesure continue de la fréquence cardiaque (HR) avec affichage sur l'écran,
- Enregistrement automatique avec l'impression des données du patient et du cabinet,
- Dimensions (L x W x H): 255 x 195 x 69 mm,



### Livré avec :

- 1 Câble patient, 6 Electrodes précordiales, 4 Electrodes périphériques,
- 1 Rouleau de papier
- 1 Tube de gel/ 1 Câble secteur, 1 Manuel d'utilisation

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Mode LONG : 1 à 15 minutes d'enregistrement (impression :  
1 à 3 dérivations), enregistrement ECG inversé (1-30 secondes),  
impression de pistes rythmiques supplémentaires (3x4+1, 3x4+2,  
3x4+3, 4x3+14x3+2, 4x3+3, 6x2+1, 6x2+2, 6x2+3),  
vitesses d'enregistrement supplémentaires (6,25 mm/s, 12,5 mm/s).





## Électrocardiographe avec interprétation et imprimante intégrée

Réf. **LP1112M**

**ECG-1112M**

Acquisition simultanée 12-Lead, clavier alphanumérique virtuel complet

- Filtres complets et technologie anti-bruit
- Gel et examen des formes d'onde ECG en temps réel
- Haute précision dans les mesures et l'**interprétation automatiques**
- Longue durée d'échantillonnage RR (60/180s)
- Grande capacité interne pouvant aller jusqu'à 5000 fichiers
- Large connectivité pour LAN, USB, RS232
- Prise en charge de différents formats de sortie vers un lecteur USB
- Prise en charge de la connexion directe à une imprimante laser, à un lecteur de cartes nominatives ou à un scanner de codes-barres
- Compatible avec la plateforme ECG Carewell AI-powered

Prix :TTC

**18 950.00**

**12 pistes**



Portable



Enregistrement



Électrode de poitrine



Électrode thoracique



Cable ECG

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Applications	de repos
Nombre de canaux	12 canaux
Technologie	Numérique
Imprimante	Avec imprimante et écran
Taille de l'écran (pouces)	7 pouces

## Électrocardiographe numérique NeoECG

Réf. **LPT180**

**ECG-T180**

Prix :TTC

**24 700,00**

**12 pistes**


La tablette **Neo ECG** avec un **écran tactile de 10,1 pouces** et une **station d'impression intégrée** est idéale pour la surveillance ECG ambulatoire. L' **écran tactile haute résolution de 1 280 x 800 pixels** assure une visualisation claire des données ECG, facilitant ainsi l'utilisation. **La caméra intégrée** permet également de scanner sans effort les codes-barres, contribuant ainsi à une saisie pratique des données du patient. L'appareil prend non seulement en charge **les formes d'onde 9/12/15/18 dérivations** , mais assure également une détection fiable **de la fréquence cardiaque** .

Grâce à un algorithme ECG basé sur l'IA, il permet une analyse automatique qui fournit des résultats de diagnostic précis. Des fonctionnalités supplémentaires telles que la **détection de stimulation et un système anti-dérive** améliorent la qualité du diagnostic.

La saisie des données du patient est également simple et pratique, que ce soit via le clavier alphanumérique virtuel ou la lecture de codes-barres.

Grâce à la transmission sans fil via WiFi et réseaux mobiles, l'appareil permet une communication de données transparente.

Les rapports peuvent être générés dans différents formats (Carewell ECG, PDF, BMP, HL7, DICOM, SCP) .



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Afficher	Écran tactile couleur de 10,1 pouces
Résolution	1280 x 800 pixels
Source de courant	Batterie lithium-ion rechargeable
Mode de fonctionnement	Opération continue
Taux d'échantillonnage	32 000 points/s
Plomb	12 fils
Taux de conduite papier	5 mm/s, 6,25 mm/s, 10 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Gamme RH	30 - 300 battements par minute
Précision	+ 1
Conversion A/D	24 bits



## Électrocardiographe avec écran tactile

Réf. SE301

### 3 Chanel ECG

Prix :TTC  
14 200,00

3 canaux

- Installé avec une batterie entièrement chargée, il peut fonctionner jusqu'à 8,5 heures sans alimentation externe.
- Écran tactile de 5 pouces pour une utilisation facile.
- Avec sa surface lisse et profilée, pour un poids inférieur à 1 kg, il s'adapte parfaitement à la paume.
- Le seul bouton opérationnel intègre l'échantillonnage, l'analyse, l'impression, le stockage et la transmission ensemble, accélérant ainsi chaque examen.
- Une bande passante étendue de 0,01 à 300 Hz garantit la précision du signal ECG et en optimise l'interprétation, en particulier pour les patients pédiatriques.



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

##### Portable et convivial :

Écran LCD pliable

Batterie Li-ion rechargeable intégrée, alimentation CA/CC

Interface de communication : LAN/RS232

(affichage externe)/USB

##### Flux de travail simplifié :

Fonctionnement à un seul bouton

Mode de travail Auto/Manuel/Rythmique

Réglage automatique de la ligne de base



Un rapport de réjection de mode commun élevé, jusqu'à 140 dB, minimise les bruits du signal, assurant ainsi des tracés d'une qualité exceptionnelle.

## Moniteur Holter ECG portable de télésanté

Réf. LPTH12

### ECG-1112M

#### Outil Dynamique de Prévention Cardiaque à Distance

Prix :TTC  
10 900,00

12 canaux

- Suivi continu de l'ECG sur 12 canaux jusqu'à 24 heures.
- Surveillance Holter ECG.
- Analyse par Intelligence Artificielle.
- Taille compacte - léger et portable.
- Transfert des données ECG depuis la carte SD pour la gestion des données.



#### Enregistreur

Léger, pratique

- Enregistrement numérique sur 12 canaux
- Transmission des données par carte SD
- Affichage de la forme d'onde en temps réel
- Précision de la conversion A/D 10 bits
- Détection des stimulateurs cardiaques, taux d'échantillonnage de stimulation de 20000Hz

#### Logiciel

Analyse ST, analyse QT

- Analyse HRT, analyse de fréquence / domaine HRV
- Analyse du syndrome d'apnée obstructive du sommeil
- Analyse du syndrome d'apnée du sommeil obstructif
- Analyse des potentiels tardifs ventriculaires
- Analyse de l'affichage en cascade

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Nombre de canaux	12 canaux
Fréquence d'échantillonnage	250 Hz
Précision d'échantillonnage	24 bits
Plage dynamique d'entrée	$\leq \pm 5$ mV
Impédance d'entrée	10 M $\Omega$
Rejet en mode commun	$\geq 80$ dB
Bruit du système	$\leq 50$ $\mu$ V (p/v)
Réponse en fréquence	(0,67 Hz ~ 40 Hz) (+3 dB ~ -3 dB)
Constante de temps	$\geq 3,2$ s
Résistance à la polarisation Tension	$\pm 300$ mV
Stockage :	Équipé d'une carte SD, 24 heures d'enregistrement.

Data uploade



Devices



Diagnostic software

## Accessoires

### Pince ECG

Réf. PL4ECG

Pour member adult  
lot de 4 piècesPrix :TTC  
320,00

### Cable patient

10 électrodes

Réf. ASC30R-202

Prix :TTC  
1 500,00

### Ventouse Poire

pour ECG

Réf. VPECG

Prix :TTC  
230,00

### Electrodes 3M

Réf. 3M2228E

Sachet de 50 U

Prix :TTC  
320,00

### Rouleau papier pour ECG VERT



Réf.	Prix.
ASRA4 Pour as07-204	50,00
ASRBI Pour as04.202	30,00

### Gel pour ECG

Réf. 0102G04L

Prix :TTC  
12,00

250 ml







## La technologie au service du client

### Tensiomètre de bras avec fonction ECG connecté par Bluetooth

Réf. **LPBP2**



Prix :TTC  
**1 350,00**

- Mesure de la pression artérielle : tension artérielle systolique, diastolique et fréquence du pouls.
- Mesure ECG : enregistrement 30 s avec électrodes internes.
- Ensemble de dérivations multiples : dérivation I, dérivation II et dérivation thoracique.
- Synchronisez les données avec l'application : rapport de surveillance et de partage en temps réel.
- Conception portable : brassard léger, écran OLED et batterie rechargeable intégrée.

#### CARACTÉRISTIQUES :

Taille du brassard	22 - 42 cm
Connectivité sans fil	Bluetooth 4.0BLE
Type de batterie	Batterie au lithium rechargeable
Utilisation de la batterie	500 mesures
Mesure de la pression artérielle	50 enregistrements
Enregistrement ECG	10 enregistrements

Moniteur ECG  
avec analyse par IA



Tensiomètre

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

##### Mesure de la pression artérielle

Technologie	Méthode oscillométrique
Plage de pression	0 à 300 mmHg
Précision de la mesure de pression	±3 mmHg
Plage de fréquence du pouls	40 à 200 /min
Précision de la fréquence du pouls	±2 /min

##### Enregistrement ECG

Plage de fréquence cardiaque	30 à 250 battements par min
Précision de la fréquence cardiaque	±2 /min ou ±2 %

### Moniteur ECG portable à 1 piste avec enregistrement 30s à 5 min

Réf. **LPER2**



Prix :TTC  
**1 490,00**

- Mesure et analyse ECG instantanées
- Léger, portable, touche unique
- Enregistrements 30 sec à 5 min
- Recharge magnétique, batterie longue durée
- App gratuite (iOS/Android), stockage illimité
- Écran OLED clair
- 500 mesures par charge
- Partage PDF avec médecin

#### CARACTÉRISTIQUES :

Mémoire interne	Jusqu'à 10 enregistrements ECG
Connectivité sans fil	Bluetooth @ 4.2
Plage de fréquence cardiaque	30 à 250 battements par minute
Longueur de l'ECG	30 secondes à 5 minutes
Stockage dans l'application	Illimité
Connectivité sans fil	Bluetooth 4.0
Application pour iOS	iOS 9.0, iPhone 4s/iPad 3
Application pour Android	Android, Bluetooth
Temps de charge	2-3 heures
Connecteur	Connecteur micro-USB
Autonomie de la batterie	>500 chèques
Capacité	90mAh

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

##### Enregistrement ECG

Ensemble de plomb	Dérivation I, II, thoracique
Plage de fréquence cardiaque	30 - 250/min
Précision de la fréquence cardiaque	±2 /min ou ±2 %

**seca**Made in  
GERMANY

Les instruments de pesage SECA bénéficient du **Certificat d'Approbation** de Modèle délivré par MICIEN avec **classe III ou classe IIII** en application du décret N° 2-05-813 du 25 Jourmada I 1430 (21 Mai 2009) relatif au contrôle des instruments de mesure.

**Balance mécaniques**Réf. **P761****Graduation de 1kg**

Prix :TTC

**2 520,00**

- Construction robuste
- Grand cadran rond facile à lire
- Large tapis antidérapant

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	150 kg
Graduation	1 kg
Dimensions	303 x 118 x 470 mm
Poids net	4 kg
Fonctions	réglage du zéro

Réf. **P762****À GRAND  
CADRAN****Graduation de 500g**

Prix :TTC

**1 850,00**

- Tapis amovible clips en caoutchouc pour un remplacement facile
- Mécanisme en acier galvanisé.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	150 kg
Graduation	500g
Dimensions	305 x 120 x 470 mm
Poids net	4 kg
Fonctions	réglage du zéro

**Mètre déroulant  
mécanique**Réf. **T206**

Prix :TTC

**250,00**

Montage mural

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimensions	125 x 125 x 173 mm
Poids net	202 g , 0-220 cm
Fonctions	Montage mural
Graduation	1 mm

**Balance mécaniques**Réf. **P750**

Prix :TTC

**1 850,00****Graduation de 1kg**

- Construction robuste
- Grand cadran rond facile à lire
- Plateforme stable
- Boîtier robuste en acier laqué

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	150 kg
Graduation	1 kg
Dimensions	317 x 117 x 477 mm
Poids net	4 kg
Fonctions	réglage du zéro

**À GRAND  
CADRAN**

CLASSE MÉDICALE

**Ruban ergonomique**Réf. **T201**

Prix :TTC

**115,00**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage de mesure	0 - 205 cm
Graduation	1 mm
Poids net	50 g

**Pèse-personne électronique**Réf. **P813**

Prix :TTC

**2 100,00****Graduation de 1kg**

- Construction robuste
- Grand cadran rond facile à lire
- Plateforme stable
- Boîtier robuste en acier laqué

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	200 kg
Graduation	100g
Dimensions	433 x 47 x 373 mm
Poids net	3 kg
Fonctions	Auto-Hold / Step-Off / Tip-On
Alimentation	Piles

**À GRAND  
CADRAN**

CLASSE MÉDICALE



Les instruments de pesage SECA bénéficient du **Certificat d'Approbation** de Modèle délivré par MICIEN avec **classe III ou classe IIII** en application du décret N° 2-05-813 du 25 Jourmada I 1430 (21 Mai 2009) relatif au contrôle des instruments de mesure.

## 2 en 1 : pèse-bébé et pèse-personne plat

Pour enfants en bas âge

Réf. **P354**

- Balance multifonctionnelle : pèse-bébé et pèse-personne.
- Plateau adapté aux enfants.
- Nacelle amovible et facilement détachable.
- Fonction de mesure de l'apport en lait maternel (BMIF).
- Construction robuste pour un transport aisé.



CLASSE MÉDICALE

Prix :TTC  
**2 400,00**

Made in Germany



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage de mesure	20 - 205 cm
Graduation	5g <10g >10g
Dimensions	328 x 2145 x 574 mm
Poids net	2 kg
Fonctions	Utilisation mobile

## Pèse-bébé mécanique à poids coulissants

Réf. **P725**

- Design classique et précis.
- Fonction remise à zéro pour un poids exact.
- Plateau incurvé pour plus de sécurité.
- Plateau amovible, facile à nettoyer et mobile.

Prix :TTC  
**3 850,00**



CLASSE MÉDICALE

Classe III



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage de mesure	16 kg
Graduation	5 g
Dimensions	550 x 180 x 290 mm
Poids net	6 Kg
Fonctions	réglage du zéro



## Toise bébé pliable mobile

Compacte, stable et parfaite pour une utilisation mobile

Réf. **T417**

- Toise pliable légère, compacte et stable, idéale pour une utilisation mobile.
- Utilisation simple et rapide.
- Design pliable pour un rangement facile.
- Fabrication en matériaux durables pour une longue durée de vie.
- Surface lisse pour un entretien facile.

Prix :TTC  
**2 150,00**




### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage de mesure	10 - 100 cm
Graduation	1 mm
Dimensions	1110 x 115 x 333 mm
Poids net	2 kg
Fonctions	Mesure couchée, et mobile



**seca**Made in  
**GERMANY**

Les instruments de pesage SECA bénéficient du **Certificat d'Approbation** de Modèle délivré par MICIEN avec **classe III ou classe IIII** en application du décret N° 2-05-813 du 25 Jourmada I 1430 (21 Mai 2009) relatif au contrôle des instruments de mesure.

**Toise mécanique portable**Réf. **T213**

Poignée intégrée et butées sécurisées permettant un transport facile



deux grandes fenêtres latérales facilitent la lecture des graduations.

- Simple et facile à installer, sans fixation murale
- Large socle garantissant une parfaite stabilité
- Butée de talon pour une position exacte et une mesure optimale de la taille en trois points
- Démontage et stockage de la toise en toute sécurité sur son socle pour faciliter le transport
- Fonctions : Montage facile et rapide sans fixation murale.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage de mesure	20 - 205 cm
Graduation	1 mm / 1/8 inch
Dimensions	327 x 2165 x 590 mm
Poids net	2 kg
Fonctions	Utilisation mobile

Prix :TTC  
**2 010,00**

**Toise mécanique télescopique**Réf. **T222**

Prix :TTC  
**2 250,00**

- Simple et facile à installer, sans fixation murale
- Large socle garantissant une parfaite stabilité
- Butée de talon pour une position exacte et une mesure optimale de la taille en trois points
- Démontage et stockage de la toise en toute sécurité sur son socle pour faciliter le transport
- Fonctions : Montage facile et rapide sans fixation murale.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage de mesure	20 - 205 cm
Graduation	1 mm / 1/8 inch
Dimensions	328 x 2145 x 574 mm
Poids net	3,6 kg
Fonctions	Utilisation mobile


**Toise pour bébés, curseurs extra-large**

Montage mural possible

Réf. **T207**

- Appuie-tête fixe et appuie-pieds coulissant
- Peu encombrante et mobile
- Peut-être fixée à une table à langer ou au mur
- Curseurs repliables pour faciliter le rangement

Prix :TTC  
**1 800,00**



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage de mesure en cm	7 - 99 cm
Graduation	1 mm
Dimensions	1047 x 120 x 286 mm
Poids net	1 kg
Fonctions	Mesure couchée, Montage mural

**Pèse-personne électronique**Réf. **T417**

Les systèmes de pesée et de mesure seca peuvent être rangés et transportés en toute sécurité grâce à cette spacieuse et compacte mallette de transport, résistante à l'eau.

Prix :TTC  
**2 150,00**



Toise bébé  
pliable mobile

Toise bébé  
pliable mobile

Idéal pour étude **Épidémiologique**,  
recensement et **médecine préventive**



Mallette avec poignée et sangle  
d'épaule pour pèse bébés électronique enfants



Les instruments de pesage SECA bénéficient du **Certificat d'Approbation** de Modèle délivré par MICIEN avec **classe III ou classe IIII** en application du décret N° 2-05-813 du 25 Jourmada I 1430 (21 Mai 2009) relatif au contrôle des instruments de mesure.

## Pèse-personne mécanique à colonne

À contre poids coulissant

Réf. **P711**

À hauteur des yeux  
Livré avec toise  
télescopique

Prix :TTC  
**8 720,00**

- Fonctionne sans pile ni alimentation électrique
- Précision équivalente à celle d'un pèse-personne à colonne électronique
- Très robuste base en fonte anti-basculement
- Toutes les pièces sont résistantes à la corrosion
- Plage de mesure 60 - 200 cm.

La construction plate de la large plateforme permet un accès facile et un positionnement sûr.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	220 kg
Graduation	100 g
Dimensions	520 x 1.556 x 520 mm
Poids net	22 kg
Fonctions	Réglage du zéro, roulettes de transport

**Classe III**



Avec affichage du BMI (IMC)

Réf. **P786**

Livré avec toise  
télescopique

Prix :TTC  
**4 820,00**

- Détermination rapide et facile du **BMI (IMC)**
- Une fois le poids mesuré, le disque BMI (IMC) subdivisé en secteurs de différentes couleurs indique si le patient est d'un poids insuffisant, normal ou en surpoids.
- Évaluation simultanée du statut nutritionnel
- Cadran rond bien lisible et plateau de pesée surbaissé
- Comprend la toise mécanique (Plage de mesure 60 - 200 cm).

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	150 kg
Graduation	500 g
Dimensions	292 x 1 400 x 515 mm
Poids net	18.5 kg
Fonctions	Réglage du zéro, roulettes de transport

**Classe III**



## Balance pour fauteuil roulant sans fil

Réf. **P677**

Avec rampe et roulettes de transport

- Permet de peser des patients en fauteuil roulant ou sur une chaise, peuvent aussi se peser en s'appuyant sur la main courante,
- Idéale pour peser les personnes en surcharge pondérale,
- Une assise solide. Repliée,
- Ecran clair et intuitif (**TARE, HOLD, BMI**)



La rampe intégrée peut être repliée vers le haut pour un transport sans problème.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	300 kg
Graduation	100 g < 200kg > 200g
Alimentation	Adaptateur
Dimensions	920 x 1.120 x 1.150 mm
Poids net	38 kg
Fonctions	RESET, extinction automatique

Prix :TTC  
**50 000,00**

La balance est repliable pour pouvoir la transporter commodément.



**Classe III**





**seca**  Made in GERMANY

Les instruments de pesage SECA bénéficient du **Certificat d'Approbation** de Modèle délivré par MICIEN avec **classe III ou classe IIII** en application du décret N° 2-05-813 du 25 Jourmada I 1430 (21 Mai 2009) relatif au contrôle des instruments de mesure.

## Pèse-personne électronique avec fonction BMI (IMC)

Réf. **P799**

Livré avec toise  
télescopique

Prix :TTC

9 100,00



- Pèse-personne à colonne particulièrement robuste et compact
- Comprend les fonctions **BMI (IMC)**, **TARE** et **HOLD**
- Robuste plateau de pesée en acier
- Facile à déplacer grâce aux roulettes de transport
- Peut être alimenté par piles pour une utilisation mobile ou avec un bloc secteur pour une utilisation stationnaire
- Transformable en station de mesure complète avec une toise disponible

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	200 kg
Graduation	100g <150kg > 200g
Alimentation	Piles, Bloc secteur en opt
Dimensions	294 x 831 x 417 mm
Poids net	7 kg
Fonctions	Extinction automatique

Classe III



## Station de mesure sans fil à ultrasons

Réf. **P287**

Balance homologuée à usage médical  
permet de déterminer la taille et le poids,  
avec annonce vocale

Prix :TTC

34 000,00

- Le process de mesure entièrement automatique guidé par l'assistance vocale soulage le personnel médical
- Précision exceptionnelle et mesure rapide grâce à une technologie ultrasonique avancée
- Le fonctionnement en mains libres évite la propagation des germes
- Compatible intégration DME : transmission directes des données mesurées à tout système de dossier Médical Électronique (DME).
- Toise électronique à ultrasons
- Plage de mesure 60 - 210 cm
- Graduation 1 mm
- Fonctions Calibrage automatique de sensibilité, amortissement, SEND, directprint.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	300 kg
Graduation	50g <150kg > 100g
Alimentation	Piles, Bloc secteur en opt
Dimensions	434 x 2270 x 466 mm
Poids net	16,5 kg
Fonctions	Extinction automatique

Classe III



**Capteurs**  
Trois paires de capteurs uniques envoient et reçoivent séparément les signaux ultrasons

**Écran Affichage**  
des valeurs mesurées sur l'écran activable/désactivable avec fonction de verrouillage des touches.

**Plaque en verre**  
La balance dispose d'un plateau antidérapant en verre sécurisé facilité d'entretien.



## Fauteuil de pesée sans fil en position assise

Réf. **P959**

DME intégrée

- Une assise confortable garantit une position sûre.
- Les accoudoirs sont repliables individuellement vers l'arrière.
- Les repose-pieds rabattables augmentent la convivialité d'utilisation.
- Grâce aux freins arrière qui bloquent les roues, le patient peut s'asseoir et se relever en toute sécurité.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	300 kg
Graduation	50 g < 150 kg > 100 g
Alimentation	Batteries rechargeables, Bloc secteur
Dimensions	563 x 897 x 978 mm
Poids net	24,5 kg
Fonctions	RESET, extinction automatique



L'affichage est positionné de manière pratique et est très facile à commander



Classe III




**TANITA**  
Monitoring Your Health

## Santé connectée

### Balance de composition corporelle par segmentation

 Réf. **RD545**


- Pèse-personne segmentaire avec analyse corporelle pour bras, jambes et torse.
- Technologie BIA à double fréquence pour une précision professionnelle.
- Plus de 12 mesures envoyées à l'application MyTANITA pour suivre les progrès.
- Mesure la qualité musculaire et la fréquence cardiaque

#### CARACTÉRISTIQUES :

- Segmentaire
- Connectivité
- APP connectée
- Convient aux enfants
- Activation : Touchez
- Mode athlète
- Mode Invité
- Mémoire utilisateur

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Couleur	Argent
Poids du produit	4kg
Capacité de poids maximale	200kg
Dimensions du produit	321 x 348 x 57 mm
Matériel	Plastique
Langues du produit	EN, DE, FR, ES
Nombre de fréquences	Double
Précision	50g(<100kg) 100g(>100kg)
Source de courant	Batterie (AA)


 Prix :TTC  
**8 750,00**


- Poids
- Graisse corporelle (%)
- Graisse corporelle segmentaire(%)
- Masse musculaire (kg)
- Masse musculaire segmentaire(kg)
- Qualité musculaire
- Qualité musculaire segmentaire
- Score musculaire

- Graisse viscérale
- Eau corporelle totale (TBW) %
- Taux métabolique de base (BMR) kcal
- Âge métabolique
- Évaluation physique
- Masse osseuse (kg)
- Indice de masse corporelle (IMC)
- Rythme cardiaque
- Mesures pour les enfants

### Balance de composition corporelle

 Réf. **RD953**

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Couleur	Argent
Poids du produit	2.4 kg
Capacité de poids maximale	200kg
Dimensions du produit	298 x 328 x 32 mm
Matériel	Plastique
Langues du produit	EN, DE, FR, ES
Nombre de fréquences	Double
Précision	50g(<100kg) 100g(>100kg)
Source de courant	Batterie (AA)


 Prix :TTC  
**3 950,00**

- Poids
- Graisse corporelle (%)
- Masse musculaire (kg)
- Qualité musculaire
- Score musculaire
- Graisse viscérale
- Eau corporelle totale (TBW) %
- Taux métabolique de base (BMR) kcal
- Âge métabolique
- Évaluation physique
- Masse osseuse (kg)
- Indice de masse corporelle (IMC)
- Mesures pour les enfants

### Analyseur de composition corporelle connecté

 Réf. **BC401**

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Couleur	Noir
Poids du produit	1.9 kg
Capacité de poids maximale	150 kg
Dimensions du produit	217 x 316 x 27mm
Matériel	Verre
Langues du produit	EN, FR, ES, RU, TUR
Nombre de fréquences	2
Précision	100 g
Source de courant	Batterie (AA)
Batteries	incluses


 Prix :TTC  
**1 390,00**

- Taux métabolique de base (BMR) kcal
- Âge métabolique
- Évaluation physique
- Masse osseuse (kg)
- Indice de masse corporelle (IMC)
- Mesures pour les enfants

- Poids
- Graisse corporelle (%)
- Masse musculaire (kg)
- Graisse viscérale
- Eau corporelle totale (TBW) %





## Analyseur corporel avec colonne

Réf. **TAN360DA** - Avec imprimante et logiciel TANITA

Prix :TTC

**995,00**

Analyse complète de la composition corporelle en 15 secondes, grâce à sa technologie avancée **BIA à double fréquence**. Les résultats sont immédiatement affichés sur l'écran LCD et l'**imprimante intégrée** les imprime également automatiquement. Cela comprend une analyse de la masse grasse corporelle, de la masse musculaire, du BMR et du score physique.

Compatible avec le **logiciel TANITA Pro ( En option )** avec des fonctions d'analyse des tendances, d'évaluation des risques pour la santé et de gestion complète des données du patient/client.

Pour une utilisation future, enregistrez automatiquement les données sur la carte SD.

Cet analyseur de composition corporelle se compose d'une plateforme stable qui est reliée par un câble à l'affichage et au panneau de commande.

**Logiciel Tanita PRO** : Permet d'éditer des rapports complets, des analyses statistiques, des évaluations du risque pour la santé et une gestion complète des données



**TANITA**  
Monitoring Your Health

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids du produit	11,2 kg
Capacité de poids maximale	270 kg
Dimensions du produit (mm)	395 x 390 x 1027
Nombre de fréquences	2
Nombre d'électrodes	4
Précision (g)	100
Source de courant	AC
Temps de test (sec)	15
Source d'alimentation	240V

- Poids
- Indice de masse corporelle (IMC)
- Graisse corporelle (%)
- Masse grasseuse (kg)
- Masse maigre (kg)
- Masse musculaire (kg)
- Eau corporelle totale (%) TBW
- Masse osseuse (kg)
- Evaluation de la constitution physique
- Indice de graisse viscérale
- Taux métabolique de base (kcal) BMR
- Indicateur du taux métabolique de base
- Age métabolique

## Pèse personne au sol noir

Réf. **L7003**

Prix :TTC

**370,00**

- Plate-forme extra large,
- Revêtement en poudre pour le couvercle et la base,
- Tapis antidérapant pour une meilleure sécurité,
- Large cadran.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Mesure avec précision du poids corporel jusqu'à 160 kg,
- Graduation 1 kg



## Pèse personne au sol chromé

Réf. **L7005**

Prix :TTC

**550,00**

- Plate-forme extra large,
- Acier inoxydable de haute qualité, durable et facile à nettoyer,
- Tapis texturé antidérapant pour une meilleure sécurité,
- Large cadran.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Mesure avec précision du poids corporel jusqu'à 160 kg,
- Graduation 1 kg,



## Pèse personne en verre

Réf. **L7006**

Prix :TTC

**630,00**

- En verre trempé avec 2pcs de CR2032 Lithium,
- Piles comprises,

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Mesure avec précision du poids corporel jusqu'à 160 kg,
- Graduation 1 kg
- Dim. : 30 x 30 x 4 cm.



## Balance électronique pour repas

Réf. **L7013**

Prix :TTC

**250,00**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Capacité : 5 kg,
- Grad : 1g,
- 2 piles AAA (1,5 V) (non incluses)
- Dim. : 208 x 140 x 19 mm.





## Table d'examen électrique à 2 plans

Réf. **LIFTBACK**

Prix :TTC  
**17 000,00**



Motorisation  
électrique

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Hauteur variable :	réglable de 52 cm à 97,5 cm par vérin électrique
Commande :	pédale de commande
Tête :	relevable par vérin
Dimensions :	Largeur 68 cm x Longueur 184 cm
Roues :	4 roues avec freins
Dossier :	inclinable manuellement jusqu'à 90°
Capacité de charge :	205 kg

## Table d'examen électrique à 3 plans

Réf. **LTR1**

Prix :TTC  
**17 000,00**



Motorisation  
électrique

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Hauteur variable :	réglable par vérin électrique
Commande :	pédale de commande
Tête et jambe :	réglables par vérin
Dimensions :	Largeur 67 ou 73 cm x Longueur 195 cm
Roues :	avec freins
Repose-jambes :	réglable manuellement
Capacité de charge :	205 kg

## Table BOTTICELLI à 2 plans

Réf. **FR2380PRR - Sans option**

Réf. **FR2380PRR - Avec roue**

Prix :TTC  
**26 000,00**



Avec dossier procline-décline,  
assisté par vérin à gaz



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Hauteur réglable :	48 à 90 cm par vérin électrique
Force du vérin :	6000N
Commande :	par poignée
Revêtement :	expansé non-feu , classe IM1
Capacité de charge :	140 kg
Dimensions :	204 x 64 x 48 Δ 90 cm

## Table fauteuil

Réf. **LSPA**

Électrique de **SPA**

**NOUVEAU**

Prix :TTC  
**27 900,00**



- Cadre en acier robuste
- Dossier à inclinaison électrique facile à contrôler
- Repose-jambes contrôlés électriquement
- réglable par télécommande et par pédale à pied
- Appui-tête et accoudoirs réglables
- Support-bras amovibles Hauteur sur les deux côtés de l'appui-tête
- Accoudoirs amovibles réglables en hauteur
- Roues avec freins

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Capacité de charge : 190 kg
- Longueur : 190 cm (y compris l'appui-tête)
- Largeur : 73 cm
- Variable : 52 cm ~ 97,5 cm
- Mousse : multicouche de 6,5 cm





## Table d'examen 2 plans LVDT

Réf. LVDT



Prix :TTC  
**3 995,00**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poids : 39 kg / Long 184 cm
- Châssis en acier laqué
- Larg : 71cm / Haut 78 cm
- Blocage du dossier vérin à gaz
- Robuste et confortable
- Relève bust par vérin

## Table d'examen 2 plans

Réf. L9001



Prix :TTC  
**3 900,00**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Relève buste par vérin
- Tête tapissée recto.
- Châssis en acier inox
- Tapisserie en mousse épaisse.
- Dim. : 190 x 65 x 70 cm

## Table d'examen 2 plans en INOX

Réf. L9003

Roulant  
en aluminium  
1 fonction

Prix :TTC  
**4 990,00**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Brancard démontable avec dossier articulé.
- Ridelles rabattables renforcées.
- Avec manivelle
- Revêtement en simili cuir.
- Roulettes de ø150 mm avec parechocs (deux à frein)
- Structure fabriquée en acier inoxydable.

## Armoire à 2 portes vitrées

Réf. L8103

Prix :TTC  
**3 800,00**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Armoire à 2 portes vitrées,
- Métallique revêtement époxy,
- 5 étagères métalliques
- Sécurisées par verrouillage à clé,
- Support inférieur en acier inoxydable
- Dim : 90 x 40 x 175 cm

## Armoire à 2 portes vitrées

Réf. L8105

Prix :TTC  
**3 800,00**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- 4 portes : 2 vitrées, 2 métalliques
- Revêtement époxy,
- 3 étagères métalliques,
- Support inférieur en acier inoxydable,
- Sécurisées avec verrouillage à clé
- Dim : 90 x 40 x 175 cm

## Armoire à 1 porte vitrée

Réf. L8109

Prix :TTC  
**2 800,00**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Armoire vitrée à 1 porte, métallique avec revêtement époxy, support inférieur en acier inoxydable,
- Sécurisées avec verrouillage à clé.
- 5 étagères métalliques
- Dim : 50 x 40 x 175 cm



## Tabourets

### Tabouret avec dossier

Réf. LMS1

Repose-pieds avec vérin pneumatique  
Hauteur réglable : 53 à 73 cm  
Base à 5 roulettes  
Dimensions : 52x35x53 cm  
Diamètre : 39 cm  
Couleurs : bleu, vert, chocolat, bleu marine, noir, beige

Prix :TTC  
**1 300,00**



### Tabouret pneumatique avec dossier

Réf. L8073

Prix :TTC  
**2 990,00**

- Hauteur réglable : 45 à 55 cm
- Vérin pneumatique à gaz
- Base INOX 5 roulettes, pivotant et stable
- Dossier ergonomique
- Assise rembourrée (ép. 8 cm)



### Tabouret ergonomique

Réf. LMS4

Prix :TTC  
**1 900,00**

- Base Aluminium 5 branches (Ø 54 cm)
- Coussin mousse (ép. 5 cm)
- Hauteur réglable : 54 à 72,5 cm
- Charge max : 200 kg



### Tabouret avec dossier

Réf. LMS2

Prix :TTC  
**1 150,00**

- Porté sur support à cinq branches sur roulettes
- Couleurs disponibles : Bleu, vert, chocolat, noir, beige
- Vérin pneumatique



### Tabouret ergonomique

Réf. LMS13

Prix :TTC  
**2 500,00**

- Base en aluminium à cinq branches : 54 cm
- Coussin en mousse : 5 cm
- Réglage de la hauteur : 54 à 72,5 cm
- Capacité de charge : 200 kg



### Tabouret fixe

Réf. L8072

Prix :TTC  
**740,00**

- Diamètre du siège : 29 cm
- Hauteur variable : 54 x 67 cm



## Paravent 3 volets

### Acier inoxydable

Réf. L8033 Blanc **2 490,00**  
L8033BL Bleu **2 790,00**

Pour isoler un poste de travail, ou pour créer une cabine d'essayage  
• 3 volets entièrement repliables



Réf. L8041

Prix :TTC  
**2 200,00**

### En inox

- Panneaux en PVC d'entretien facile
- Mobile sur roulettes.



## Porte sérum

Réf. 430811

Réf. L8031CR

Réf. L8031

Réf. 430812

Réf. NEW

Prix :TTC  
**750,00**

Prix :TTC  
**600,00**

Prix :TTC  
**600,00**

Prix :TTC  
**750,00**

Prix :TTC  
**000,00**




- Sur roulettes,
- 4 crochets,
- socle ABS

- Sur roulettes,
- 2 crochets,
- Socle chromé

- Sur roulettes,
- 4 crochets,
- socle ABS

- Sur roulettes,
- 4 crochets,
- socle ABS

- Sur roulettes,
- 4 crochets,
- avec tablette



### Panier porte sérum

Réf. L8032

Prix :TTC  
**100,00**

En Inox 250 ml





## Table de chevet

NOUVEAU

NITROCARE

Réf. L8056

Avec table à manger

Prix :TTC

1 800,00



## Table de levage à ressort pneumatique

- Colonne en alliage d'aluminium
- Tiroir en acier soudé,
- Corps en résine phénolique,
- Roulettes avec verrouillage.

## Table de levage à ressort pneumatique

- Colonne en aluminium robuste
- Tiroir en acier soudé,
- Glissières silencieuses
- Corps en résine phénolique,
- Roulettes avec verrouillage.

## Table de chevet roulante

Réf. L8074

Prix :TTC

4 990,00



## En laminé bois beige

- Matériel ABS génie plastique,
- Avec un tiroir, une porte (intérieure avec un plateau )
- Dim : 53 x 50 x 80 cm

Réf. L8055

Prix :TTC

1 400,00



## En plastique technique ABS

- Plateau alimentaire, tiroir, petite porte avec étagère en intérieure
- Étagère latérale escamotable
- Dim : 48 x 47 x 78 cm

## Table de lit en U

NOUVEAU



- Avec roulettes
- Hauteur réglable de 68 à 98 cm
- Longueur : 80 x 42 cm

NOUVEAU

NITROCARE

Réf. L8116

Prix :TTC

1 600,00



- Avec roulettes
- Hauteur réglable de 68 à 98 cm
- Longueur : 80 x 42 cm



- Avec roulettes
- Hauteur réglable de 68 à 98 cm
- Longueur : 80 x 42 cm
- Dim : 77 x 38 x 75 cm

Réf. L8075

Prix :TTC

5 900,00



- Colonne en aluminium
- Glissières silencieuses
- Corps en résine phénolique
- Roulettes avec verrouillage
- Dim : 80 x 40 ~ 75 cm

NOUVEAU

Medikal 2000®



- Plateau : Stratifié compact
- Roulettes : Pivotantes à 360° avec blocage croisé
- Réglage de la hauteur : Contrôlé par amortisseur
- Dim : 73 x 40 x 81.5 ~ 75 cm

## Table de lit

## Classique

Réf. W0300



Prix :TTC

1 250,00



- Peu encombrante.
- Pratique pour lire, plateau réglable en inclinaison,
- Réglable en hauteur et latéral.

## Pliante

Diffusion avec extension

Réf. 421800

Blanche

Réf. 421814

Marine

Prix :TTC

1 590,00



- Cette table réglable en hauteur possède un plateau repose livre inclinable (multi-positions).
- Une double inclinaison au niveau du socle facilitant l'utilisation dans un fauteuil (roulant).

## Pliante

Diffusion pliante

Réf. 421400

Blanche

Réf. 421413

Marine

Prix :TTC

1 250,00



- Réglable en hauteur,
- Facile à déplacer grâce à quatre roulettes,
- Pratique pour lire : plateau réglable en inclinaison.





## Chariot en Inox



- Acier inoxydable
- Épaisseur : 1.0
- Dimensions : 75 x 49 x 80 cm



- Acier inoxydable
- Épaisseur : 0.7
- Dimensions : 73 x 45 x 92 cm



- Acier inoxydable 304,
- Épaisseur : 1.0
- Dimensions : 60 x 43 x 88 cm

### Chariot à instruments

Réf. **L8066J**

À 2 plateaux en Inox

Prix :TTC  
**2 400,00**



- 2 plateaux inox
- Roues avec freins
- Dimensions : 60 x 43 X 88 cm

### Chariot à instruments

Réf. **L8066JN**

À 2 plateaux en Inox

Prix :TTC  
**2 990,00**



- 2 plateaux inox
- Roues avec freins
- Dimensions : 64 x 43 X 80 cm

### Chariot à instruments

À 3 plateaux en Inox



- 3 plateaux inox
- Roues avec freins
- Dimensions : 60 x 43 X 88 cm

## Chariot en ABS

Réf. **L8111**

Prix :TTC  
**2 900,00**



### À 2 plateaux et joints en ABS

- Structure tube rond en acier inoxydable
- 2 plateaux acier inoxydable, roues en polyuréthane silencieux dont 2 avec freins aux coins opposés.
- Dimensions : 72 x 46 X 97 cm

Réf. **L8050**

Prix :TTC  
**1 850,00**



### À 2 plateaux en ABS

- Structure tube rond en acier inoxydable
- 2 plates-formes en ABS
- Roues en polyuréthane silencieux dont 2 avec freins aux coins opposés.
- Dimensions : 72 x 46 X 97 cm

Réf. **L8049**

Prix :TTC  
**2 200,00**



### En inox et ABS, 2 plateaux, tiroir-poubelle, cupule

- 2 plateaux en ABS avec tiroir
- Cupule en plastique
- Poubelle en plastique avec couvercle
- Roues avec freins
- Dimensions : 67 x 47.5 X 90 cm



## Chariot de soin d'urgence

NOUVEAU



- 2 tiroirs et 2 plateaux
- Colonnes en aluminium
- Dimensions : 75 x 47,5 x 93 cm

Réf. **L8171C3**Prix : TTC  
**4 390,00**

- 1 tiroir et 3 plateaux
- Colonnes en aluminium
- Dimensions : 75 x 47,5 x 92 cm

Réf.	Dim.	Prix.
<b>L8176LS</b>	76x47,5 x 92 cm	<b>6 250,00</b>
<b>L8177ZS</b>	75 x 47,5 x 92 cm	<b>6 250,00</b>



- 2 tiroirs
- 2 plateaux
- Colonnes en aluminium

## Chariot de traitement IV

NOUVEAU



- 2 tiroirs et 2 plateaux.
- Colonnes en aluminium.
- Dimensions : 76 x 47,5 x 93 cm.
- 2 Poubelle.
- 4 Roulette silencieuse de luxe en PVC. 2 avec le frein.
- Avec des crochets réglables de 6 IV dans les doubles rangées.

## Chariot de clinique

NOUVEAU



- 2 tiroirs et 2 plateaux.
- Colonnes en aluminium.
- Dim. 76 x 47,5 x 93 cm.
- 2 Poubelle.
- 4 Roulette silencieuse de luxe en PVC 2 avec le frein.

## Guéridon de service

Réf.	Dim.	Prix.
<b>ETCR014</b>	43 x 60 x 88.8 cm	<b>1 700,00</b>
<b>ETCR024</b>	43 x 40 x 88.8 cm	<b>1 500,00</b>

## À deux plateaux



- Guéridon roulant métallique à deux plateaux en époxy
- Roues avec freins

NOUVEAU



## En ABS à deux plateaux

- 2 plateaux en ABS avec 2 tiroirs
- Poubelle en plastique avec couvercle
- Roues avec freins
- Dimensions : 71 x 48 x 88 cm

Réf.	Dim.	Prix.
<b>L8027</b>	43 x 60 x 88.8 cm	<b>1 300,00</b>
<b>L8026</b>	43 x 40 x 88.8 cm	<b>1 100,00</b>

## En ABS à deux plateaux



- Guéridon de service en ABS renforcé
- Roues avec freins
- 2 plateaux / • Tiroir



## Chariot d'anesthésie

**NOUVEAU**

### 7 tiroirs

- Poubelle,
- Porte sérum,
- Tablette escamotable
- Support de défibrillateur
- Porte documents latéral
- Roues avec freins
- Dimensions : 81.5 x 45 X 98 cm



Réf.	Dim.	Prix.
<b>L8131</b>	75 x 47.5 x 93 cm	<b>7 990,00</b>
<b>L8131-2</b>	85 x 52 x 93 cm	<b>9 980,00</b>

### 5 tiroirs

- Poubelle,
- Porte sérum,
- Tablette escamotable
- Support de défibrillateur
- Porte documents latéral
- Roues avec freins



**NITROCARE**

**NOUVEAU**

### 5 tiroirs

- Porte documents latéral
- Table supérieure en ABS plastique
- Pare-chocs de protection
- Dimensions : 81.5 x 45 X 98 cm
- Poubelle
- 4 roulettes de 125 mm
- Roues avec freins



**NOUVEAU**

### 5 tiroirs

- Poubelle
- 4 roulettes de 125 mm
- Roues avec freins
- Porte documents latéral
- Table supérieure en ABS plastique
- Pare-chocs de protection
- Dimensions : 75 x 47.5 x 97 cm



**NOUVEAU**

### 5 tiroirs

- Poubelle
- 4 roulettes de 125 mm
- Table supérieure en ABS plastique
- Pare-chocs de protection
- Dimensions : 75 x 47.5 x 97 cm



## Chariot de soin d'urgence

Réf. **L8117**

Prix :TTC  
**11 500,00**

### 5 tiroirs

- Porte dossier
- Serrure centrale
- Tablette coulissante
- Plateau supérieur ABS avec rebord inox
- Poignées moulées des deux côtés
- Tablette pivotante à sangles.
- Dimensions : 850 x 520 x 1045mm



Réf. **L8130**

Prix :TTC  
**8 000,00**

### 5 tiroirs

- Poubelle,
- Porte sérum,
- Tablette escamotable
- Support de défibrillateur,
- Porte documents latéral
- Roues avec freins
- Dimensions : 75 x 47.5 x 93cm



**NOUVEAU**

### 5 tiroirs

- Poubelle.
- Porte sérum.
- Avec serrure jetable.
- Tablette escamotable.
- Support de défibrillateur.
- Porte documents latéral.
- Roues avec freins.
- Dimensions : 65.5 x 55.5 x 97cm.





## Chariot à médicaments

Réf. **L8117****5 tiroirs**Prix :TTC  
**11 500,00**

- Poubelle,
- Porte sérum,
- Tablette escamotable
- Support de défibrillateur,
- Porte documents latéral

- Roues avec freins
- Potence à sérum.
- Deux poubelles
- Dim. 850 x 520 x 1045 mm

- Quatre colonnes en aluminium.
- Deux poubelles
- Roues avec freins
- Dimensions : 65 x 48 x 97 cm

## Chariot à dossiers médicaux

Réf. **L8232J2**Prix :TTC  
**8 700,00**

## Dossier pour patient

Réf. **CHF011**Prix :TTC  
**55,00**

En option à partir de 50 U avec choix de couleur :

**bleu, gris ou rose**  
Dim. 23 x 35,5 cm

- Colonnes en aluminium, en plastique ABS
- Tiroirs avec poignée en aluminium
- Quatre roulettes il encieuses, deux avec freins
- Dimensions : 73 x 41 x 10,5 cm

## Chariot d'équipement



ABS en alliage d'aluminium  
Conception anti-collision aux quatre coins  
4 roulettes robustes et résistantes  
(2 avec freins)  
Dim. : 48 x 48 x 85 cm

## Escabeau inox à 2 marches

Réf. **L8061**Prix :TTC  
**990,00**

- Marches en acier inoxydable anti-dérapantes
- châssis en inox

## Chariot à ligne

Réf. **L8125**Prix :TTC  
**3 600,00**

## À 2 bacs en couleur inox

- Chariot collecteur de linge
- Cadre en acier inoxydable
- Roues en polyuréthane silencieux avec frein
- Dimensions : 80 x 59 x 89 cm

Réf. **L8051**Prix :TTC  
**3 700,00**

## Inox à 3 plateaux, bac en toile régide

- Structure tube rond en acier inoxydable
- Les plates-formes en ABS de haute qualité
- Roues en polyuréthane silencieux avec frein
- Capacité : 100 kgs
- Dimensions : 72 x 46 x 97 cm

## Poubelle inox à pédale

Réf.


Prix.

<b>L8108</b>	12L	<b>350,00</b>
<b>L81082</b>	20L	<b>710,00</b>



- Seau interne amovible en plastique
- En acier inox
- Pédale anti-dérapante

## Echelle d'acuité visuelle

Réf. **LC1100**Prix :TTC  
**95,00**

- Tableau optique TUMBLING «E»

## Collecteurs

Réf. **L6128**

Pour matériel souillé

Prix :TTC  
**38,00**

## Chaise de DON sanguin

### Ideal pour centre de transfusion

Réf. **LYD810**

#### Électrique multifonction

Prix :TTC  
**30 900,00**

La chaise entière avec cadre en acier offre une forte capacité portante, une charge de travail sûre jusqu'à 240 kg.

La mousse de polyuréthane haute densité (45D) pour matelas à élasticité et durabilité modérées offre un confort supplémentaire aux patients qui doivent rester assis pendant de longues périodes.

Le rembourrage doux est en PVC respirant, qui est imperméable, ignifuge, anti-corrosion, facile à nettoyer et à désinfecter. Le cuir PVC est résistant aux désinfectants, au sang et à l'urine également.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Chaise avec **3 sections et réglage électrique**, équipée de **4 moteurs**.

Dimensions : 2100 mm de longueur totale,

Largeur de siège 580 mm,

Hauteur ajustable entre 600 et 840 mm.

Poids de charge : **240 kg**.

Roues : 125 mm **avec frein individuel**,

Rembourrage **en cuir PVC**.

Accoudoirs de 600 x 150 x 60 mm

Appui-tête de 400 x 230 x 80 mm

Réglage du dossier : 0-75°

Réglage du repose-jambes : -80°~0°

Poids de la chaise : 85 kg

Charge maximale sûre : 200 kg

Moteurs : 2 moteurs Linak

#### 4 MOTEURS IINAK



Position de Trendelenburg



Réglage du dossier  
0-75°



Réglage du  
repose-jambes -80°~0°

## Fauteuil - lit multi-usage : prelevement transfusion, réveil

  
Medikal 2000®

#### Avec accoudoirs en bois

- Cadre en profilé de 1,5 mm d'épaisseur
- Mousse de densité 32
- Aspect décoratif,
- 4 roulettes de 75 mm de diamètre dont 2 avec frein
- Enduit de faux cuir
- Accoudoir en bois



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur (hors tout)	80 cm
Longueur (totale)	106 cm
Hauteur	86 cm
Surface de couchage	190x85cm



## Fauteuil de traitement, prélèvement et de transfusion et transfert

Economique manuel

Réf. **L810E06** - Sans roue

Prix :TTC  
**4 900,00**

Réf. **L810E06R** - Avec roue

Prix :TTC  
**????,00**

- Idéal pour tout type de prélèvement et pour la transfusion sanguine
- Fauteuil très polyvalent peut également être utilisé comme lit



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Structure en acier inoxydable, cuir PVC.
- Dimensions : 770\*680\*1080 mm
- Dossier réglable sur 3 positions
- Porte-sérum
- Tablette rabatable
- Accoudoirs
- Repose-dos confortable
- Repose-jambe réglable

- *Transfusion*
- *Accompagnement*
- *Chimiothérapie*

## Fauteuil de dialyse & prélèvement manuel

Réf. **LYSOC**

Avec dossier réglable  
et fonction lit d'hémodialyse



Sitting Position



Semi-Fowler Position



Lying position



Relax Position



Trendelenburg Position

**NOUVEAU**

- Lit en acier, mousse haute densité.
- Revêtement PVC : respirant, imperméable, ignifuge.
- 4 couleurs disponibles.
- Réglage manuel avec ressort à gaz.
- Roulettes médicales avec freins.
- Oreiller ajustable, garde-corps pliables.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Capacité de de charge : **240 kg**
- Environnement de stockage : Température : -20°C~60°C, humidité relative : 10%~85%
- Environnement d'exploitation : Température : 0°C~35°C, humidité relative : 10%~85%
- Réglage du dossier : (-12°~75°) ±5°
- Réglage du repose-jambes : (-35°~12°) ±5°
- Cuir : **PVC**







## Fauteuil de dialyse et prélèvement électrique

Medikal 2000°

Réf. **MKDC03**

Électrique multifonction  
3 MOTEURS

Prix :TTC

**23 500,00**

**NOUVEAU**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pièces métalliques peintes en poudre électrostatique avec revêtement nano-céramique
- Moteurs linéaires avec protection minimale IPX4 pour un fonctionnement silencieux
- Contrôle manuel
- Mouvements électroniques de la tête, de la hauteur et des pieds
- Supports d'accoudoirs parallèles à la surface d'assise
- Châssis en plastique ABS
- Revêtement 3 pièces avec rembourrage en polyuréthane

Largeur	95 cm	Surface du dossier	60x80 cm
Longueur	185 cm	Surface d'assise	50x60cm
Hauteur Min.	67 cm	Angle du dossier	70°
Hauteur Max	93 cm	Angle de Trendelenburg	80°
		Capacité de charge:	230 kg

## Fauteuil de podologie et de SPA

Réf. **LIS260**

Électrique multifonction  
3 MOTEURS

Prix :TTC

**23 000,00**

**NOUVEAU**

Fauteuil très confortable pour soins en SPA ou soins de podologie. Doté de 3 moteurs et permettant plusieurs positions : assis, allongé, et face au sol grâce au trou du visage. Grand confort pour le soignant grâce à la hauteur variable.

Podologie & de SPA



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- 3 moteurs
- Angle du dossier à commande électrique 0° ~ 75° degrés
- Angle d'inclinaison à commande électrique 0° ~ 12° degrés
- Hauteur variable de 55 à 80 cm
- Taille du produit L x L x H : 1900 mm x 550 mm
- Poids maximum patient : 180 kg
- Revêtement en PU résistant à l'eau et à l'huile
- Commande standard - Commande manuelle
- Système de mousse haute densité confortable de 3,5 pouces d'épaisseur
- Amovible , accoudoirs auto-nivelants
- Coussin d'appui-tête amovible et réglable avec trou en forme de beignet pour un positionnement couché

## Lit électrique de réanimation

**7 fonctions**


- Extension du lit : Ajuste la longueur du matelas.
- Roues : 4 roulettes de 125 mm avec verrouillage.
- RCP : Descente sécurisée du dossier sans électricité.
- Rails latéraux : Protection contre les chutes.
- Matelas : Plate-forme amovible et compatible rayons X.
- Serrures : Empêchent le retrait accidentel des panneaux.
- Protection : Pare-chocs, poteau de perfusion, supports.
- Jauge d'angle : Indique l'inclinaison du matelas.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimensions extérieures (Barrière latéraux vers le haut) :  
L2220 x W1060mm ( 10 mm)  
Plate-forme du matelas:  
L1960 (+ 200 mm) x W900 mm ( 10 mm)  
Hauteur du lit: H470-790 mm ( 10 mm)  
Angle maximum du dossier:  $\geq 70^\circ$   
Repose-cuisses maximal :  $\geq 25^\circ$   
Hauteur des Barrières latéraux  
(au-dessus de la plate-forme du matelas): 380 mm ( 10 mm)  
Alimentation : 110 V/60 Hz, 220 V/50 Hz  
Entrée maximale : 1,6 A, 450 VA  
Protection contre l'eau et la poussière : IPX4  
Poids maximum de l'utilisateur : 210kgs



## Lit électrique de réanimation

Réf. L8088

 Prix :TTC  
28 500,00

**5 fonctions**


### Barrières en 4 pans en ABS, sommier articulé à lattes

- Lit électrique d'hospitalisation à 5 fonctions avec 4 moteurs
- Ossature en acier traité époxy
- Sommier à articulations souples en lattes
- Position en proclive et déclive  $0^\circ$  à  $12^\circ$
- Télécommande câblée
- Barrières de lit en 4 panneaux indépendants en ABS
- 4 roues diam 125mm double face capotées avec freinage centralisé
- 4 dispositifs sur le sommier pour tige porte-sérum
- CPR
- Batterie

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimension	2180 * 970 * 460-750 (mm)
Hauteur variable	460 à 750mm
Dossier réglable	$0^\circ$ à $70^\circ$
Inclinaison avant « pied »	$0^\circ$ à $35^\circ$
Voltage	220V~50HZ



## Lit d'hôpital électrique

NOUVEAU

**3 fonctions**


- **Moteurs linéaires** avec un fonctionnement silencieux
- Fonctions de position du siège à commande électrique
- Mouvements du dossier et des repose-jambes réglables électriquement
- Têtes et pieds de lit amovibles et montables en polypropylène (PP)
- Plan de couchage en 5 parties en matériau HPL
- Ajustement des mouvements du genou avec le mécanisme progressif
- Roulettes pivotantes à  $360^\circ$  avec blocage central (150 mm)
- Pare-chocs de protection en plastique

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur (hors tout)	103,5cm
Longueur totale)	214cm
Hauteur	42 cm
Surface de couchage	Angle du dossier
	$70^\circ$
	Angle du repose-jambes
	$30^\circ$
Capacité de travail de sécurité	230 kg





## Lit d'hôpital électrique

Réf. **L8097**

Prix :TTC  
**21 500,00**

**Barrières en 4 pans en ABS, sommier articulé à lattes**

**3 fonctions**



- Lit d'hospitalisation électrique à 3 fonctions avec 3 moteurs.
- Ossature en acier traité époxy
- Sommier métalliques
- Tête et pied de lit amovibles en ABS de haute qualité
- Barrières de lit en aluminium amovible
- 4 roues diam 125mm double face capotées avec freins
- 4 dispositifs sur le sommier pour tige porte-sérum
- Télécommande câblée

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimension	2180 * 970 * 370-680 (mm)
Hauteur variable	370 à 680 mm
Dossier réglable	0° à 70°
Inclinaison avant « pied »	0° à 35°
Voltage	220V~50HZ



## Lit d'hôpital électrique

Réf. **L8087**

Prix :TTC  
**13 500,00**

**Barrières en aluminium amovibles, sommier en grille**

**3 fonctions**



- Lit d'hospitalisation électrique à 3 fonctions avec 3 moteurs.
- Ossature en acier traité époxy
- Sommier métalliques
- Tête et pied de lit amovibles en ABS de haute qualité
- Barrières de lit en aluminium amovible
- 4 roues diam 125mm double face capotées avec freins
- 4 dispositifs sur le sommier pour tige porte-sérum
- Télécommande câblée

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimension	2180 * 970 * 370-680 (mm)
Hauteur variable	370 à 680 mm
Dossier réglable	0° à 70°
Inclinaison avant « pied »	0° à 35°
Voltage	220V~50HZ



## Lit électrique multi-fonction HomeCare

**Medikal 2000®**

**NOUVEAU**

**3 moteurs**



- Moteurs silencieux avec commande électrique.
- Dossier et repose-jambes réglables.
- Têtes et pieds amovibles en PP.
- Plan de couchage HPL en 5 parties.
- Ajustement progressif du genou.
- Roulettes 360° avec blocage central.
- Pare-chocs de protection en plastique.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur (hors tout)	103,5cm
Longueur totale)	214cm
Hauteur	42 cm
Surface de couchage	190x85cm
Angle du dossier	70°
Angle du repose-jambes	30°
Capacité de travail de sécurité	230 kg





**Lit manuel d'hospitalisation**Réf. **L8045**

Prix :TTC

**6 000,00****1 position****Avec une manivelle**

- Cadre de lit revêtu d'époxy, avec rails latéraux pliables en alliage d'aluminium et têtes de lit amovibles en plastique ABS
- Fonction unique, qui peut être actionnée par manivelle,
- dossier:  $0-70 \pm 5^\circ$
- Anti-pare-chocs aux quatre coins, avec emplacements
- Quatre roulettes de diamètre 125 mm avec freins
- Construction démontable économisant le fret.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Lit semi-rotatif mobile avec têtes de lit en ABS
- Dimensionné: 2140 mm (L)x940 mm (W)x500 mm (H)
- Panneaux de tête: 1010x280x640mm

**Lit manuel d'hospitalisation**Réf. **L8030**

Prix :TTC

**6 300,00****2 positions****Avec deux manivelles**

- Rails latéraux pliables en alliage d'aluminium
- 4 roues pivotantes diam 12,5 cm dont 2 avec frein
- Le cadre du lit est soudé par un profilé en acier, stable
- Planche de lit moulée avec trous de ventilation
- Tête et jambe relevable par 2 manivelles,
- Panneaux de tête et de pied en ABS, facilement amovibles

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Deux crochets de drainage
- Capacité de poids : 150 Kg
- Dimensions : 2140 mm (L) x940 mm (W)x500 mm

**Lit manuel d'hospitalisation**Réf. **L8084**

Prix :TTC

**8 800,00****3 positions****Avec trois manivelles**

- Tête et jambe relevable par 2 manivelles,
- Panneaux de tête et de pied en ABS, facilement amovibles
- Rails latéraux pliables en alliage d'aluminium

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Lit semi-rotatif mobile avec têtes de lit en ABS
- Dimensionné: 2140 mm (L)x940 mm (W)x500 mm (H)
- Panneaux de tête: 1010x280x640mm

**Lit manuel d'hospitalisation**Réf. **MKMN02****NOUVEAU**

Prix :TTC

**10 500,00****2 positions**

- Moteurs silencieux avec commande électrique.
- Dossier et repose-jambes réglables électriquement.
- Têtes et pieds de lit amovibles en PP.
- Plan de couchage HPL en 5 parties.
- Ajustement progressif des mouvements du genou.
- Roulettes pivotantes 360° avec blocage central.
- Pare-chocs de protection en plastique.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

Largeur (hors tout)	103,5cm
Longueur totale)	214cm
Hauteur	42 cm
Surface de couchage	190x85cm
Angle du dossier	70 °
Angle du repose-jambes	30°
Capacité de travail de sécurité	230 kg




## Lit électrique MT


Réf. **V754**

**Procline- décline**

- Dimensions : 2150 x 1030 x 460 mm.
- Matériaux : Tête, pied et rails latéraux en bois massif.
- Sécurité : Rails coulissants pleine longueur.
- Transport : Démontable et stockage compact.
- Réglable : Fonctions ajustables.
- Capacité : 190 kg.
- Option : Poteau 11.IV en option.
- Alimentation : 110V-240V, 50-60Hz.



Prix :TTC  
**16 000,00**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

• Capacité de poids	190Kg	• Dossier	0-70°
• Dimension	2150*1030*460mm	• Repose-jamps	0-23°
• Roues	4 Roues avec une butée	• Trendelenburg	13°
• Réglages de la hauteur	460 - 860mm		

## Lit électrique TEIDE

Réf. **TCL758**

**Avec 4 plans et 3 articulations**

- Commande facile : Télécommande pour relève-buste et relève-jambe.
- Ergonomique : Préserve le dos des soignants.
- Esthétique : Habillage en bois adapté au domicile.
- Sécurisé : Barrières escamotables en bois.
- Confort : Potence pour soutien et repositionnement.
- Pratique : Montage sans outil en 4 parties.
- Ajustable : Hauteur réglable par télécommande..



Prix :TTC  
**16 000,00**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

• Capacité de poids	150Kg	• Réglages de la hauteur	35 à 75 cm
• Dimensions	105 x 214 cm	• Moteurs	3
• Roues	4 Roues avec une butée		

## Lit électrique VEREYA PLUS

Réf. **V752**

**Avec barrières et potence**

- Commande : Télécommande pour relève-buste et relève-jambe.
- Ergonomie : Préserve le dos des soignants.
- Esthétique : Habillage en bois adapté au domicile.
- Sécurité : Barrières escamotables en bois.
- Confort : Potence pour soutien et repositionnement.
- Pratique : Montage sans outil en 4 parties.
- Ajustable : Hauteur réglable par télécommande.



Prix :TTC  
**17 500,00**



• Capacité de poids	170Kg
• Dimension	Larg 105 x Long 217 cm
• Roues	4 Roues avec une butée

## Lit électrique AMPLITUDE

Réf. **475111**

**Avec barrières et potence**

- Le lit Amplitude électrique est conseillé pour : les personnes à risque de chute, états confus ou maladie d'Alzheimer,
- il permet une position basse, et standard en conservant un niveau relevé classique pour permettre au personnel soignant la réalisation des soins,
- La hauteur variable, le relève buste
- Démontable en 4 parties, ce lit s'installe rapidement et sans outil,
- Trois fonctions, trois moteurs



Prix  
**18 000,00**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Capacité de poids	135 Kg	• Dossier	0-70°
• Dimension	90 x Long 190 cm	• Repose-jamps	Manuel à crémaillère 0 à 15°
• Roues	4 Roues	• Plicature de genoux	Oui
• Réglages de la hauteur	22 à 84,5 cm		

## Chaise de transfert

## ISCHIA 2

Réf. AP20002

Prix :TTC

22 500,00

Usage en  
extérieur

- Transfert des patients en milieu hospitalier et communautaire
  - Admissions, urgences, transferts entre services
- Repose-pieds abaissé + dossier redressé = stabilité accrue
  - Accoudoirs rabattables pour accès latéral
- Dossier inclinable (vérin à gaz) ajustant aussi l'assise
  - Système centralisé sur roues arrière
  - Activable via la commande au pied

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Charge max : 160 kg	Revêtement : Simili cuir, antibactérien, ignifuge (classe IM)
Châssis : Acier verni, peinture anti-rayures et anticorrosion	Freins : Centralisés (roues arrière)
Accoudoirs : Rabattables	Blocage directionnel : Roues arrière
Dossier : Inclinable (vérin à gaz)	Franchissement obstacles : Non adapté
Inclinaison assise : -33° / +6°	Roues : 4 pivotantes (Ø 12,5 cm)

NOUVEAU

## NTS X6

NITROCARE

Mouvement de  
dos et de  
piedPosition TV  
out

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Matériaux : polyuréthane, plastique, métal peint  
 Dimensions principales : H 116 cm, P 100 cm, L 64,3 cm  
 Assise : P 440 mm, L 500 mm  
 Accoudoirs amovibles : 35,5 cm x 42,5 cm x 6,5 cm  
 Tôle DPK peint : épaisseurs 3 à 6 mm



## Chaise de transfert et d'aisance roulante

Réf. LY111846

## Hydraulique manuel

Prix :TTC

8 500,00

- Doté d'un système hydraulique
- Pédale hydraulique
- Siège divisé
- Frein au pied



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur totale : 59 cm	Hauteur totale : 91 - 117 cm
Profondeur du siège : 40 cm	Hauteur des accoudoirs : 44 - 70 cm
Largeur du siège : 46 cm	
Hauteur d'assise : 37 cm	Capacité de charge : 100 kg

Réf. LY7760L46

## Électrique

Prix :TTC

13 900,00

- Deux jeux de manivelles (poignées de commande)



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur totale : 72 cm	Hauteur de dossier : 47 cm
Profondeur du siège : 40 cm	Hauteur des accoudoirs : 40-60 cm
Hauteur d'assise : 37 cm	
Hauteur totale : 81,5 - 91,5 cm	Capacité de charge : 100 kg





## Lève-personne électrique

Réf. **L8086**

• Le cadre principal est fabriqué en acier à haute résistance avec un revêtement en poudre pour la surface. Il comprend des roues avant universelles, des roues arrière équipées de freins, une largeur réglable des jambes du support, une poche de suspension sûre et fiable, ainsi qu'un dispositif de descente d'urgence. Cela permet de faire descendre le patient en cas de batterie déchargée ou de panne du moteur.

Prix :TTC  
**17 500,00**

poids max. de l'utilisateur  
**120 kg**

Avec sangle Universelle

- Crochets de fixation d'harnais,
- Bôme de levage,
- Poignée de poussée,
- Moteur de levage,
- Pied du châssis,
- Roues doubles,
- Front (déverrouillage),
- Arrêt de secours mécanique,
- Poignée de commande,
- Boîtier de commande électronique,
- Pédale de réglage du châssis,
- Roulettes doubles avec frein de blocage.



## Lève-personne électrique REBOTEC

Réf. **RE32001**

Prix :TTC  
**22 500,00**

poids max. de l'utilisateur  
**150 kg**

- Bras de levage électrique
- Unité moteur / batterie de 24 volts
- Télécommande câblée
- Fonction d'arrêt d'urgence
- Abaissement d'urgence mécanique
- Abaissement au sol possible
- Châssis avec pédales
- Roues pivotantes freinées individuellement
- Temps de montage : 5 à 6 minutes,
- Testé jusqu'à 150 kg de poids corporel

Avec sangle Universelle

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids maximum utilisateur : 150 Kg  
Accessibilité en hauteur: 13 cm  
Dim. : L 56 cm x P 33 cm - H 14,5 cm

**REBOTEC**  
Made in Germany



## Lève-personne électrique SUNLIFT MICRO

Réf. **SLG175**

### Adapté aux maisons de retraites ,hôpitaux

- Idéal pour un usage domestique.
- Supporte jusqu'à 130 kg et soulève jusqu'à une hauteur de 1483 mm.
- Système antidérapant et crochets sécurisés pour éviter tout détachement de la sangle.
- Indicateur de batterie et alerte sonore dès 50% de charge.
- Poignée ergonomique pour une manipulation confortable sans forcer le poignet.
- Conception solide, éliminant tout jeu dans les points d'ancrage pour une stabilité optimale.
- Ouverture des pieds facile grâce à une pédale ergonomique, permettant d'ajuster la largeur selon les besoins.

Prix :TTC  
**18 500,00**

poids max. de l'utilisateur  
**175 kg**

Avec sangle Universelle

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids maximum utilisateur : 130 Kg  
Garde au sol: 20 mm  
Largeur totale: 940 mm x 1130 mm x 1870 mm  
Taille roue avant: 75 mm  
Taille roue arrière: 100 mm


**SUNRISE MEDICAL**  
Made in Germany



**Chariot brancard de transport SD04**Réf. **SD04**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Mouvement Trendelenburg : Inclinaison hydraulique.
- Partie dorsale inclinable : Ajustement du dossier.
- Rails latéraux : Cachables et verrouillables.
- Poignées métalliques : Hygiéniques et pratiques.
- Roulettes pivotantes : Mobilité et contrôle.
- Revêtement électrostatique : Résistant et durable.
- Matelas de densité : Confort optimal.

**Chariot brancard de transport SD15**Réf. **SD15**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Mouvement Trendelenburg : Inclinaison hydraulique.
- Partie dorsale inclinable : Ajustement du dossier.
- Rails latéraux : Cachables et verrouillables.
- Poignées métalliques : Hygiéniques et pratiques.
- Roulettes pivotantes : Mobilité et contrôle.
- Revêtement électrostatique : Résistant et durable.
- Matelas de densité : Confort optimal.


**Chariot brancard de transport**Réf. **MKM2-38**

Prix :TTC

**22 800,00**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Mouvement Trendelenburg : Inclinaison hydraulique.
- Partie dorsale inclinable : Ajustement du dossier.
- Rails latéraux : Cachables et verrouillables.
- Poignées métalliques : Hygiéniques et pratiques.
- Roulettes pivotantes : Mobilité et contrôle.
- Revêtement électrostatique : Résistant et durable.
- Matelas de densité : Confort optimal.


**Chariot brancard de transport**Réf. **Mkm2t8**

Prix :TTC

**37 500,00**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Mouvement Trendelenburg : Inclinaison hydraulique.
- Partie dorsale inclinable : Ajustement du dossier.
- Rails latéraux : Cachables et verrouillables.
- Poignées métalliques : Hygiéniques et pratiques.
- Roulettes pivotantes : Mobilité et contrôle.
- Revêtement électrostatique : Résistant et durable.
- Matelas de densité : Confort optimal.





## Chariot Brancard en ABS Hydraulique

Réf. **L8094**

Prix :TTC  
**29 990,00**

Livré avec :

- Matelas
- Porte-sérum



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Civière en ABS
- Système hydraulique
- Hauteur : 567-797 mm
- Inclinaisons : 20° ± 2°
- Retour : 0-85° ± 2°
- Ridelles rabattables
- 4 roulettes antistatiques
- 5ème roue directionnelle
- Tige porte-sérum
- Emplacement pour oxygène



## Chariot Brancard en ABS avec matelas

Réf. **L8099**

Prix :TTC  
**14 490,00**

Livré avec :

- Matelas
- Porte-sérum



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimensions : 1950 mm x 650 mm,
- Hauteur réglable : 530/820 mm,
- Le cadre principal est en aluminium, le reste en ABS,
- Relève buste,
- Barrières et porte sérum,
- Roues avec contrôle central,
- Ridelles rabattables.



## Chariot Brancard En aluminium pour ambulance

Réf. **L8100**

Prix :TTC  
**10 500,00**

- Civière confortable en mousse, recouverte de plastique imperméable.
- Dossier réglable et civière à verrouillage de sécurité.
- Pliage des jambes contrôlé mécaniquement par les poignées des deux côtés.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poids : 33 kg
- Dimensions : 190 x 55 x 90 cm
- 4 roulettes dont 2 avec freins.



## Chariot Brancard En aluminium pour ambulance

Réf. **L8134**

Prix :TTC  
**7 000,00**

- 2 ridelles en aluminium rabattables
- Potence à 2 crochets
- 4 supports pour la potence
- Civière détachable du brancard de transport
- Panier sous-étagère



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Réglage hauteur manivelle : 480-860 mm
- Dim : 1870 x 550 x (480-860) mm
- Roues à freins (4) de 15 cm
- Relève-buste crémaillère : 0°-90°



**Chariot Brancard Inox**Réf. **L9003**

Prix :TTC  
**4 990,00**



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Brancard démontable avec dossier articulé.
- Ridelles en inox rabattables renforcées.
- Dossier relevable avec manivelle
- Avec manivelle.
- Revêtement en simili cuir.
- 4 roues avec freins
- Manches de guidage

**Chariot Brancard Inox**Réf. **L8102**

Prix :TTC  
**2 750,00**



- Pour le déplacement de personnes à mobilité réduite
- Entièrement pliable pour un rangement aisé

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Structure en aluminium,
- Assise en PVC imperméable, et lavable,
- 3 ceintures (dossier, assise et jambes),
- Charge maxi : 160 Kg - Dim. : 69 x 52 x 90 cm,
- Dim. produit plié : 18 x 54 x 90 cm,
- Poids net : 12 kg.

**Brancard avec relève buste et roues**Réf. **L8095**

Avec relève buste et roues

Prix :TTC  
**2 300,00**



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Ossature en aluminium,
- Revêtement en tissu polyester,
- Deux sangles d'attache,
- Ultra-léger (5,5 kg), petit et pliable,
- Facile à transporter et aisé d'utilisation,
- Pratique en hôpital, infirmerie et ambulance,
- Capacité : 120 kg.

**Brancard Chariot Inox**Réf. **L8091**

Avec roues

Prix :TTC  
**2 050,00**

Réf. **L8090**

Sans roues



Prix :TTC  
**1 050,00**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Ossature en aluminium,
- Revêtement en tissu polyester ,
- Deux sangles d'attache,
- Ultra-léger (5,5 kg), petit et pliable,
- Facile à transporter et aisé d'utilisation,
- Pratique en hôpital, infirmerie et ambulance,
- Capacité : 120 kg,

**Brancard De transfert**Réf. **L8095**

En aluminium

Prix :TTC  
**2 300,00**



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Ossature en aluminium
- Revêtement en tissu polyester
- Deux sangles d'attache
- Ultra-léger (5,5 kg), petit et pliable
- Facile à transporter et aisé d'utilisation
- Pratique en hôpital, infirmerie et ambulance
- Capacité : 120 kg.

**Brancard pliant**Réf. **L8101**

Prix :TTC  
**1 100,00**



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- En aluminium,
- Toile plastifiée,
- Lavable imperméable,
- 4 pieds en aluminium,
- Se plie dans sa largeur et sa longueur.



## Matelas alternating & compresseur Domus Auto **APEX**

Réf. **L8012**

RISQUE  
D'ESCARRE  
**ÉLEVÉ**

### Spécial réanimation

- Ajustement du poids de manière automatique
- Valve CPR : la pression du matelas est ramenée à zéro en cas de réanimation cardiaque
- Fourni avec un matelas CMHR de 5 cm (emplacement prévu dans les matelas alternating)

Prix :TTC  
**19 850,00**



Ajustement AUTOMATIQUE de la pression en fonction du poids de la personne.  
Pour la prévention et le traitement des escarres de stades 1 à 4.

Le matelas fourni possède les propriétés CMHR : auto-extinguible afin d'éviter les risques d'inflammation et ainsi garantir une meilleure sécurité.

- 4 modes: statique, alternating, ferme ou siège gonflé (idéal lorsque le lit est en position fauteuil)
- Cellules à air ventilées.
- Alarme en cas de sous-pression ou de problèmes d'alimentation électrique.
- Matelas alternating composé de 17 cellules à air.
- Housse en Nylon/PU facilement retirable pour le nettoyage.
- Dimensions : 200 x 90 x 12,7 cm.
- Poids maximum supporté : 180kg.
- 4 modes: statique, alternating, ferme ou siège gonflé.



DIMENSIONS :  
61,5 x 50 x 88,5 cm

## Matelas à air en tube Alternating Domus 2 **APEX**

Réf. **L8011**

RISQUE  
D'ESCARRE  
**ÉLEVÉ**

- Cellules indépendantes onction alternée 1 sur 2
- Cellule de polyester enduite de polyuréthane
- Durée de cycle pré-réglée à 12 mn,
- Réglage de la pression en fonction du poids du patient et de son confort.

Prix :TTC  
**2 290,00**



DIMENSIONS :  
200 x 85 x 12,5 cm

## Matelas à air anti-escarres Alternating Domus 1 **APEX**

Réf. **L8000**

RISQUE  
D'ESCARRE  
**ÉLEVÉ**

- Pression : 40 à 100mmHg
- Puissance de sortie de l'air : 5 litres/min
- Mode alternatif : cycle de 10-12 min
- Compresseur silencieux et performant
- Accroché au lit

Prix :TTC  
**650,00**



- Sur-matelas à air de 130 cellules
- Rabats en tête et pied de lit rabattables sous le matelas
- Poids supporté : 110 kg

DIMENSIONS :  
280 x 90 x 6,5 cm

## Matelas gaufrir monoportance

Réf. **W3000**

Anti-escarres, avec housse zippée sur les côtés



Prix :TTC  
**2 450,00**

- Poids utilisateur de 40 à 100 kg,
- Alèse en PVC anallergique : 140 x 280 cm,
- Densité : 40 kg/m3,
- Housse bonnette polyuréthane imperméable respirant,



DIMENSIONS :  
195 x 88 x 17 cm

## Matelas en mousse à mémoire de forme

Réf. **W3006**

Prix :TTC  
**3 350,00**

- Livré avec housse intégrale Promust PU en jersey polyuréthane, imperméable et respirant,
- La housse est zippée sur 3 côtés, avec rabats,
- Mousse viscoélastique de densité 82 Kg/m3,
- Poids max utilisateur 40 à 120 kg

DIMENSIONS :  
195 x 87 x 14 cm

## Matelas articulé en mousse

Réf. **L8008**

Pour lit médicalisé à 3 articulations

Prix :TTC  
**1 850,00**

- Matelas en 4 parties, mousse de densité médicale, housse imperméable zippée

DIMENSIONS :  
190 x 90 x 12 cm





## Chariot brancard de douche hydraulique avec coussin

Réf. **LENSB**

- Pour le transport et pour la douche
- La structure traitée anticorrosion du matelas en plastique ABS
- Barrières et vis sont en acier inox.
- Les barrières latérales de sécurité avec un dispositif de blocage se rabattent facilement avec une seule main durant le transfert du patient du lit vers le chariot.
- Chariot doté d'un orifice de drainage avec un tube de 150 cm de longueur pour l'évacuation de l'eau.  
(inclinaison de 5° pour faciliter l'évacuation de l'eau)
- Le blocage directionnel est disponible pour faciliter les transferts.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Matériaux : polyuréthane, plastique, métal peint  
Dimensions principales : H 116 cm, P 100 cm, L 64,3 cm  
Assise : P 440 mm, L 500 mm  
Accoudoirs amovibles : 35,5 cm x 42,5 cm x 6,5 cm  
Tôle DPK peint : épaisseurs 3 à 6 mm  
Capacité de charge : 200 kg

## Valise de crise : kit de contention

**Indispensable pour les services de psychiatrie et urgences**

Destiné à faire face à des patients agités, combattifs (plus particulièrement dans les unités d'urgence et psychiatriques), le kit complet permet au personnel soignant d'avoir tout sous la main très rapidement.

### Valise contenant :

- Ceinture abdominale (largeur 14 cm) avec les sangles intégrées.
- Extension pour ceinture abdominale (25 cm)
- Ceinture pelvienne
- Ceinture épaule
- Ceintures de blocage
- Ceintures poignets / paire
- Ceintures chevilles / paire
- 4 Serrures Magnet
- 17 Clés pour serrures Magnet
- Valise de rangement



### DIMENSIONS :

Small / Medium (tour de taille 60-110 cm)  
Large (tour de taille 85-160 cm)

**Système de sangles et ceintures avec fermeture par serrures magnétiques et clé d'ouverture spécifique**







## Lampes scialytiques plafonnier Hal 700



Nous fournissons continuellement des éclairages de salle d'opération avec la technologie halogène car la demande du marché est toujours là. Après des décennies de développement et d'amélioration, Halogen est la technologie éprouvée pour continuer à contribuer aux marchés chirurgicaux.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Configuration	plafonnier
Source lumineuse	halogène
Nombre de bras	2 bras
Indice de rendu des couleurs	95
Options	avec panneau de contrôle
Intensité à 1 m	80 000 lx, 160 000 lx
Température de couleurs	4 300 K

## Lampes scialytiques plafonnier led 9



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Configuration	plafonnier
Source lumineuse	LED
Nombre de bras	3 bras
Indice de rendu des couleurs	97
Options	avec panneau de contrôle, avec mouvement axial
Puissance	300 W
Intensité à 1 m	160 000 lx
Température de couleurs	4 300 K
Durée de vie des ampoules	50 000 h

Les lampes chirurgicales/opératoires LED 3 et LED 5 ont été développées par la dernière technologie de la dernière génération d'éclairage LED blanc chaud, d'IRC et de température de couleur parfaits, et fabriquées en forme de fleur pour s'adapter à l'environnement à flux laminaire avec les excellentes caractéristiques et valeurs suivantes- fonctions ajoutées. Nous pouvons personnaliser l'unité axiale centrale et le bras à ressort pour répondre à une hauteur de plafond normale, une hauteur de plafond basse et une hauteur de plafond extrêmement basse. Les lampes OT de la série LED 53 allient confort, économies et utilisation suffisante dans n'importe quelle salle d'opération.

## Lampes scialytiques plafonnier led 5



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Configuration	plafonnier
Source lumineuse	LED
Nombre de bras	2 bras
Indice de rendu des couleurs	96
Options	avec mouvement axial
Puissance	192 W, 320 W
Intensité à 1 m	100 000 lx, 160 000 lx
Température de couleurs	4 800 K
Durée de vie des ampoules	50 000 h

## Lampes scialytiques plafonnier led 3



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Configuration	plafonnier
Source lumineuse	LED
Nombre de bras	2 bras
Indice de rendu des couleurs	96
Puissance	192 W, 320 W
Intensité à 1 m	80 000 lx
Température de couleurs	4 800 K
Durée de vie des ampoules	50 000 h

**Lampe d'examen 6 LED**Réf. **LEKSQ6** - Support BlancRéf. **LEKSQ6N** - Support NoirPrix :TTC  
**2 950,00**

- Bras flexible
- Dotée de **6 LED** et d'une tête d'éclairage aluminium complète,
- Lumière plus brillante et plus blanche que jamais et est parfait pour les interventions chirurgicales mineures dans les hôpitaux, les centres de soins ambulatoires, ou le cabinet du médecin.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Ampoule LED, 6 ampoules, 6w Ø de la tête de lampe
- Ø du champ lumineux (30 / 50cm) 80 et 90 mm
- Illumination (30 / 50cm) : 59000lux / 31000lux
- Extension du bras flexible : 76 cm
- Contrôle de luminosité : contrôlé du gradateur
- Mobile sur pied 5 branches
- Source de lumière : LED.

**Lampe d'examen LED**Réf. **LED803** - Support BlancRéf. **LED803B** - Support NoirPrix :TTC  
**1 750,00**

- Bras flexible
- Mobile sur pied 5 branches
- tête de lampe compacte avec un point uniforme, garantissant une portée plus large, une précision d'identification et une visualisation accrue de la zone d'examen

**Lampe led de recharge**Réf. **LEDR803**Prix :TTC  
**300,00****SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Flux lumineux : 200 ml
- Diamètre de la tête de lampe : Externe = 2,7 cm / Interne : 17 cm
- Température de couleur : 6000-8000 K
- Réglage de la luminosité : commande par gradateur
- Diamètre du feu léger : 8cm à D = 30CM / 15cm à D = 50cm
- Extension du bras : 100 cm
- Source de lumière : LED
- Durée moyenne de la LED : 50000 h
- Consommation électrique : 3W
- Tension d'entrée : 110V-265V 50 / 60Hz

**Lampe d'examen 1 LED focus, sur pied**Réf. **LEKSQ5N**Prix :TTC  
**2 650,00**

- Technologie **IR-LED** lumière source réduit la sensation de chaleur pour le patient et médecin

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Ampoule LED 3Wx3 Dure 40 fois plus longtemps que les lampes halogènes
- Faible consommation d'énergie
- Intensité de la lumière > 25000 lux
- Alimentation : AC 110-240 V 50/60 Hz
- Diamètre du spot : 80 -150 mm
- Éclairage lointain : 300 - 500 mm de réflecteur

**Lampe Ri-Magic® HP LED**Réf. **R6250**

Sur pied

**Riester**Prix :TTC  
**2 650,00**

- Eclairage d'examen **LED**
- Bras flexible sur pied
- Beaucoup moins de chaleur et de perte d'énergie
- Dispositif de mise au point à l'avant de la tête de lumière

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Éclairage Distance de 40 mm / max. 100 000 Lux et Ø 230 mm
- Distance de 60 mm max. 55 000 Lux et Ø 320
- Couleur température 6,500 K
- Durée de vie de la lampe jusqu'à 50 000 heures

**Lampe de petite chirurgie 9 LED**Réf. **LED9AR****Bras articulé sur pied**Prix :TTC  
**14 500,00**

- Economique
- Résistante
- Précise
- N'émet pas de chaleur
- Tête rotative

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Éclairage Distance de 40 mm / max. 100 000 Lux et Ø 230 mm
- Distance de 60 mm max. 55 000 Lux et Ø 320
- Couleur température 6,500 K
- Durée de vie de la lampe jusqu'à 50 000 heures



## Lampe Loupe Vista Wood sur pied

Réf. LTA006W

Prix :TTC

5 600,00



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Lumière WOOD 9W
- 3 dioptries
- Rayon d'action : 70 cm
- Durée de vie de la lampe : +/-4000 h
- Bras articulé

## Lampe Loupe Vista sur pied

Réf. LTA006

Prix :TTC

4 990,00



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Lumière 9W
- 3 dioptries
- Rayon d'action : 70 cm
- Durée de vie de la lampe : +/-4000 h
- Bras articulé

## Lampe frontale à LED ri-focus®

Réf. R6091

**Riester**

Prix :TTC

3 100,00



- Bandeau sans fil avec batterie intégrée et prise de chargement.
- Compatible avec plusieurs types de batteries.
- Autonomie jusqu'à 4 heures selon le type de batterie.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- LED haute performance jusqu'à 100 000 Lux / 297 lumens
- Focale variable de Ø 40 mm à Ø 200 mm à 40 cm.
- LED blanche 5 700 K, CRI 93,
- Compatible avec CR123A, AAA alcalines ou AAA NiMH

## Miroir frontal clair N à LED

Réf. R6070

**Riester**

Prix :TTC

4 060,00



- Bandeau sans fil, équilibré et confortable avec batterie intégrée.
- Utilisation d'une seule main avec prise de chargement intégrale.
- Compatible avec plusieurs types de batteries.
- Autonomie jusqu'à 4 heures selon le type de batterie.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- LED haute performance 100 000 Lux / 140 lumens.
- Miroirs Ø 55 mm (2,2 in) avec réglage continu.
- LED blanche 1 W, 4000-4200 K, CRI 95, 6V ou lampe à vide 6V
- Compatible avec CR123A, AAA alcalines ou AAA NiMH

## Négatoscopes avec variateur de lumière LED



- Modèle simple et économique
- Interrupteur bipolaire étanche
- fusibles de sécurité bipolaires

Réf.

**NEGATOR** 1 250,00  
**NEGATO2R** 1 950,00  
**NEGATO4R** 3 450,00

Réf.

Réf.	Modèle	Ecran	Dimensions (mm)
<b>NEGATOR</b>	1 plage	Ecran 360x435mm	440 x 100 x 540mm
<b>NEGATO2R</b>	2 plages	Ecran 808x435mm	920 x 100 x 540mm
<b>NEGATO4R</b>	4 plages	Ecran 1424x435mm	1860 x 125 x 540mm

## Négatoscope LED Extra-plat

Réf. NEGATO-LED - 1 plage

Dim : 497 x 502 x 24 mm

Prix :TTC

1 850,00



Réf. NEGATO2-LED - 2 plages

Dim : 854 x 502 x 24 mm

Prix :TTC

3 850,00



- Négatoscope équipé d'un éclairage LED 32W d'une durée de vie de 50 000 heures
- Faible consommation.
- Cadre en aluminium avec interrupteur.
- Fixation murale



## Gants d'examen jetables

## Latex jetable

Réf. LC1060



Non poudré

Prix :TTC

70,00

## Nitrile jetable

Réf. LC1061



Prix :TTC

72,00



- Bonne qualité et fournissent une excellente barrière biologique.
- Ils ne sont pas destinés à être utilisés comme barrière chimique
- A conserver dans un endroit sec et frais, éviter la chaleur excessive (40°C 104°F).

Taille : S - M - L

Pour toute demande  
de devis nous  
consulter

06 66 13 55 07



## Sur blouse de protection jetable

Réf. LC2016

Sécurité et hygiène maximales



Prix :TTC

110,00

## Charlotte sachet jetable

Réf. LC1022

Prix :TTC

35,00



## Sur-chaussure jetable

Réf. LC1022

Prix :TTC

35,00



## Drap d'examen

Double épaisseur

Réf. LC1022

1 unité

Prix :TTC

52,00

Réf. LC102212

12 unités

Prix :TTC

624,00



Fabriqué en Italie



La gamme traditionnelle de rouleaux de ouate de cellulose double épaisseur sont très absorbants et de très grande qualité.

## Gel échographe

Pour ultrasons  
et échographie

Réf.		Prix.
0101G04	250 ml	20.00
LC2016A	1L	100.00
LC2016	5L	110.00



## Perfuseur avec aiguille luer Lock

Réf. HTF0102SP

Boîte de 100

Prix :TTC

220,00



## Papier pour ECG



Réf.		Prix.
ASRA4	112 mm x 25 m	20.00
ASRBI	58 mm x 25 m	100.00

## Poche à urine

Réf. LC1020

Adulte

Prix :TTC

06,00

• Boîte de 100 U



## Peniflow

Réf. LC1030

Taille : S

En latex

Prix :TTC

05,00



## Peniflow

Réf. LC1030S

En silicone

Prix :TTC

05,00

Réf. LC1030C

Cond.

Boîte 100 U

10 boîtes 100 U

Taille : L-M



Prix.

315,00

Nous consulter

## Bassin de lit

Réf. LC1080

Prix :TTC

60,00



- Bassin de lit avec poignée ergonomique.
- Plastique très résistant.

## Pissette en plastique



Réf.	Prix.
0090P250	250L 20.00
0090P500	250L 20.00

## Poche à urine

Réf. LC1020P

Pédiatrique

Prix :TTC

112,00



## Urinoir Mixte

Réf. LC1070

Prix :TTC

42,00



- Capacité 1 litre.
- Homme et femme

# Votre cabinet médical **CLÉ EN MAIN**



**Demander un devis**



Scannez le QR code  
ou appelez nous au

**06 66 24 64 60**





## Table d'opération gynécologique

TECHARTMED®


Réf. **ET400B**

position d'accouchement


Table électrique plus coûteuse qui peut être utilisée pour les accouchements obstétricaux, les opérations gynécologiques et les examens. L'élévation de la table, la plaque d'assise, la plaque arrière sont toutes contrôlées à la fois par la télécommande micro tactile et le commutateur au pied. Les moteurs électriques de haute qualité permettent des mouvements souples et fluides, un faible bruit et une fiabilité élevée. Tous les couvercles de base et de colonne sont en acier inoxydable 304 de qualité médicale. Le matelas sans couture peut être personnalisé de manière colorée, facile à nettoyer et à stériliser.




Tabletop(UP/Down)




Seat Plate(UP/Down)



Back Plate UP/Down



Leg Plate



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimensions : 1780 x 600 mm
- Hauteur réglable : 880/680 mm
- Trendelenburg : 20°
- Anti-Trendelenburg : 8°
- Panneau arrière (haut/bas) : 45° / 7°
- Capacité de chargement : 200 kg
- Volume : 220v, 50Hz, 1.0kW
- Matelas : mousse de PU

#### Caractéristiques du produit :

- Système à moteur électrique
- Double système de contrôle à distance.
- Flexibilité et précision.
- Facile à nettoyer.
- Facile à utiliser.



position d'examen

## Table d'examen gynécologique (3 Motors)

Medikal 2000®

Réf. **MKJX02**

- Pile de la télécommande pour un fonctionnement continu
- Dossier à commande électrique, hauteur, mouvements Trendelenburg et AntiTrendelenburg, possibilité de fixation au sol.
- Pièces métalliques recouvertes de poudre électrostatique en nano-céramique, châssis inférieur en plastique ABS.
- Rail pour bassin à déchets de connexion d'accessoire
- Rembourrage en deux pièces avec remplissage en polyuréthane
- Barre accroupie
- Support pour mollets
- Batterie

20° Trendelenburg /  
Anti-trendelnburgMouvement  
en hauteur 69-94cmMouvement  
du dossier 52°

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Largeur (hors tout) : 66 cm
- Longueur (hors tout) : 167 cm
- Hauteur Min : 63 cm
- Hauteur Max : 105 cm
- Surface du dossier : 65x81cm
- Surface d'assise : 52,5x65 cm
- Angle de Trendelenburg : 15 heures
- Angle de Trendelenburg inversé : 15 heures
- Angle du dossier : 60 °
- Capacité de travail de sécurité : 230 kg



NOUVEAU





## Table de gynécologie

Réf. **L8112**

- Pour examen et accouchement
- matelas en mousse de 8 cm épaisseur haute densité recouverte de simili cuir,
- Repose-pieds réglable et coulissant avec support de poignée,

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Structure en tube carré acier inoxydable.
- Tête réglable avec vérin à gaz haute résistance, l'angle réglable de 0° - 90°.
- La hauteur et l'angle d'ouverture des deux jambes sont réglables.
- Repose-pieds articulés par crémaillère, angle réglable de 0° - 90°.
- Bassine en acier inox.
- La partie pied du lit est séparée de l'ensemble de la table.
- Dimension : 1680 x 750 x 800 mm.



## Lit Obstétricale électrique

Réf. **L8120**

L'adoption de roulement linéaire pour contrôler la table de travail télescopique.

- Têtes de lit amovibles en ABS de qualité génie plastique,
- Cadre de lit soudé par acier profilé est stable et fiable,
- ABS ingénierie plastique rails latéraux de haute qualité, facile à utiliser,
- Roues Ø 125 mm avec système de verrouillage centralisé,
- matelas en mousse de 8 cm épaisseur haute densité recouverte de simili cuir,

• Repose-pieds réglable et coulissant avec support de poignée,

- Moteur de haute tension à sécurité garantie,
- Déclive 0-12°, hauteur réglable 620-920 mm,

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Fonctionnalité : à hauteur variable, avec dossier réglable,
- Nombre de sections : 3 sections
- Largeur : 660 mm, 940 mm
- Longueur : 1 450 mm, 2 000 mm
- Hauteur : Max: 920 mm, Min: 620 mm



## Lit d'accouchement (4 moteurs)

Medikal 2000

- Silencieux et pratique : Moteurs linéaires IPX4, fonctionnement silencieux, et panneau d'infirmière avec verrouillage.
- Design fonctionnel : Plan en 3 parties, fonction rayons X, barrières et panneaux amovibles.
- Mobilité : Roulettes pivotantes (360°) avec frein central.
- Sécurité et confort : Pare-chocs, extension de pied dissimulable, rails pour accessoires, et batterie.
- Accessoires inclus : Support à mollets, poteau de perfusion ajustable, corbeille et barre d'égouttage.
- Solidité : Pièces métalliques peintes et matelas dense en 2 parties.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Largeur (hors tout) : 103,5cm
- Longueur (hors tout) : 209,5cm
- Hauteur Min : 62,5cm
- Hauteur Max : 103cm
- Surface du dossier : 144x85cm
- Surface d'assise : 190x85cm
- Angle de Trendelenburg : 30 heures
- Angle de Trendelenburg inversé : 12 heures
- Capacité de travail de sécurité : 230 kg



NOUVEAU



12° Trendelenburg / Anti-trendelenburg



Mouvement de hauteur de 64 à 103 cm



70° mouvement d'arrière



## Table d'examen gynécologique

Réf. **JNM03**

- Appui-tête réglable en hauteur, avec position Trendelenburg, ajusté par moteurs électroniques.
- Spécialement conçu pour la gynécologie, les examens médicaux, l'urologie et les petites interventions chirurgicales.
- Sièges et surfaces de couchage recouverts de cuir artificiel, sur mousse de polyuréthane, offrant confort et durabilité.
- Accoudoirs métalliques recouverts de polyuréthane pour un meilleur soutien du patient.
- Support de jambes entièrement réglable, intégré pour plus de flexibilité.
- Lit bas pour faciliter l'accès.
- Commande manuelle permettant une utilisation pratique.
- Systèmes de roulettes antistatiques de 125 mm, incluant une roulette antistatique pour une meilleure sécurité.
- Bassin amovible en acier inoxydable, facile à nettoyer et à désinfecter.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Roulettes mobiles à 360° avec frein central.
- Inclinaison : Trendelenburg min. 12°.
- Composition : Trois parties (dos, siège, pied).
- Supports : Moullet et pied réglables et amovibles.
- Revêtement : Cuir artificiel et éponge polyuréthane.
- Fonctionnalités : Low-bed et stabilité à l'élévation.
- Dimensions : Dos vertical : 1290 mm à 1800 mm, Dos horizontal : 500 mm à 1010 mm.
- Baignoire de déchets : Acier inox, mobile, 9 litres



Réglage du dos



Hauteur



Trendelenburg



## Table d'examen gynécologique

Réf. **JNM01**

- Appui-tête réglable en hauteur, motorisé pour un ajustement précis.
- Spécialement conçu pour la gynécologie, les examens médicaux, l'urologie et les petites interventions chirurgicales.
- Sièges et surfaces de couchage recouverts de cuir artificiel, sur mousse de polyuréthane, garantissant confort et durabilité.
- Accoudoirs métalliques recouverts de polyuréthane, offrant un soutien optimal pour le patient.
- Position Trendelenburg mécanique, ajustée à l'aide d'un amortisseur pour une inclinaison confortable.
- Support de jambes entièrement réglable, intégré pour une flexibilité accrue.
- Unité de commande manuelle pour un usage simplifié.
- Système de roulettes antistatiques de 125 mm, comprenant une roulette antistatique pour une sécurité maximale.
- Bassin amovible en acier inoxydable, facile à nettoyer et idéal pour une utilisation hygiénique.



Réglage du dos



Hauteur



Trendelenburg

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Conçu pour la gynécologie, les examens, l'urologie et les opérations chirurgicales simples
- Réglage de la hauteur du dossier avec moteur électronique
- Commande manuelle.
- Mouvement de Trendelenburg grâce à un mécanisme amortisseur mécanique
- Position stable pendant l'élévation de la table
- Revêtement en matière étanche, antibactérienne, durable et facile à nettoyer
- Composé de deux parties principales : dos, siège et pied
- Roulettes mobiles à 360° avec frein central





## Couveuse de neonatologie électrique + photothérapie Avec lampe fluore

Réf. **DYP90A**

DAVID

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Couveuse de néonatalogie électrique avec box de rangement réf YP-90A.
- Réglage de la température de la couveuse de 20°C à 37°C
- Précision de la température : 0.1 °C
- Réglage de la concentration en O<sub>2</sub> de 21% à 40%, haute concentration en oxygène : 80%
- Réglage de l'humidité de 50% à 80%
- Chute max de la T° de 0.5°C lors de l'ouverture de la couveuse
- Réglage de la T° du bébé de 34 °C à 37°C,
- Filtre stérile d'une efficacité de 99.9 %,
- Panneau de contrôle digital avec réglage de la T°, de l'O<sub>2</sub> et de l'humidité,
- Couveuse contrôlée par microprocesseur,
- Trendelenburg et inversion, réglage de +/- 10%,
- Alarme haute température (arrêt automatique à 38°C),
- Alarme température de la peau (haute et basse),
- Alarme si différences entre consignes et réalité,
- Alarme de variations de T°,
- Alarme si interruption d'air
- Alarme si défectuosité de la sonde de température,
- Alarme si coupure de courant de la couveuse
- Livrée avec chariot avec roues anti-statiques et freins, tige pour fixation,
- Coque en méthacrylate transparent incassable,
- Transformateur d'isolation
- Dimensions : 136 \* 56 \* 106 cm
- Poids : 100 kg \* Volume : 0.81 m<sup>3</sup>



## Couveuse de neonatologie électrique Avec box de rangement

Réf. **DYP90A**

DAVID

- Deux modes de contrôle : Le mode Air et le mode Bébé sont contrôlés par un micro-ordinateur ;
- La température de consigne, la température de l'air et la température du bébé sont s'affichent séparément ;
- Humidification passive ;
- L'inclinaison du berceau est réglable ;
- Indications d'alarmes multiples en cas de défaillance ;
- Connecteur RS-232 pour la sortie des données ;
- Interface d'entrée pour l'oxygène ;
- Moteur à courant continu à faible bruit.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Tension : AC220V ,50HZ,
- Puissance: 600VA,
- Intervalle de contrôle de température ,25 ~37,
- Intervalle de contrôle de la température corporelle ,34 ~37,
- Précision du capteur: 0.3,
- Variation de la température: 0.5,
- Uniformité de la température: 0.8,
- Temps de hausse de la température: 30min,
- Bruit: 55dB ,(A),
- Inclinaison de la couveuse: 0°~5°,
- Rayonnement moyen de la lumière bleue: 500 W/cm2,
- Intervalle de temporisation de la lumière bleue , 0~9999 heures 59 minutes,
- Erreur de timing accumulatif de la lumière bleue ,0.002%,
- Poids Net ,68Kg,
- Dimensions ,1085 mm × 640 mm× 915 mm.







## Table chauffante réanimation néonatale

Réf. **DHKN90**

Prix :TTC  
**17 000,00**

Avec roues



- Mode pré-chauffage, mode manuel et mode bébé contrôlés par un micro-ordinateur.
- Le contrôle du mode Air la température réglée, la température de bébé et la température de l'air peuvent être affichés séparément.
- humidification passive.
- L'angle horizontal du module plus chaud peut être ajusté.
- Vous pouvez régler l'inclinaison du berceau et désassembler les panneaux en verre organique.
- plusieurs indications d'alarme de défaillance.
- minuterie APGAR.
- connecteur RS-232.
- Interface d'entrée d'oxygène, système d'alimentation en oxygène.

## Photothérapie de nouveau-né

Réf. **DXHZ90L**

Prix :TTC  
**17 000,00**



- Modèles mobiles et fixes disponibles.
- Deux types de sources de rayonnement : lampe fluorescente bleue ou LED bleue.
- Minuterie pour compter le temps de photothérapie.
- L'angle du module de lampe peut être ajusté (pour le modèle mobile).
- La hauteur du module de lampe peut être ajustée (pour le modèle mobile).
- Les roues peuvent être bloquées (pour le modèle mobile).
- Mât en acier inoxydable.



## Berceau bébé proclive déclive

Réf. **L8057C**

Prix :TTC  
**3 500,00**

Réf. **L8004BL** - Bleu



Réf. **L8004V** - Vert



Réf. **L8057C** - Vert



- Berceau en plastique translucide pour permettre la surveillance du nouveau-né.
- Trendelenburg : angle d'inclinaison réglable par vérin à gaz de 0° à 12°.
- Hauteur ajustable par vérin à gaz de 920 à 1070mm,
- Roues doubles en polyuréthane silencieuses de diamètre de 31 mm avec freins individuels.
- Configuration : inclinable, sur roulettes.
- Matière : en plastique.
- Dim: L870 × l 530× H : 920 à 1070 mm.

## Berceau bébé

Réf. **L8057**

Prix :TTC  
**3 100,00**



- Plateau acrylique transparent de bébé.
- Quatre roulettes dont deux de 75 mm croisées avec des freins.
- Structure du berceau en acier inoxydable.
- Cadre en acier inoxydable, avec bassin en plastique ABS.
- Base avec cadre de rangement, avec roulettes avec freins.
- Angle d'inclinaison réglable par système mécanique, 0-12°.
- Configuration : inclinable, sur roulettes.
- Matière : en acier inoxydable.
- Largeur : 460 mm.
- Hauteur : 810 mm.

## Lit pédiatrique Barrières

Réf. **L8063**

En aluminium réglable et matelas

Prix :TTC  
**6 200,00**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Hauteur : 650 mm.
- Largeur : 830 mm.
- Longueur : 1 660 mm.
- Actionnement : manuel.
- Fonctionnalité : à hauteur fixe.
- Nombre de sections : 2 sections.

## Table d'examen pédiatrique

Réf. **L9006**

À hauteur fixe

Prix :TTC  
**5 100,00**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Hauteur fixe : 92cm.
- Dimension réduite : 100cm de long, 60cm de large.
- Capacité jusqu'à 135kg.
- Sellerie avec 3 bords relevés, revêtement non-feu M1.
- avec protection antibactérienne.
- Bâti en inox.



## Mallette isothermique : Échantillons biologiques

ELITE BAGS

Réf. **EB04008** - ROW XLPrix :TTC  
**580,00**

Poids 1kg  
Dimensions 26 x 26 x 16 cm  
Capacité (litres) 10.00

Réf. **EB04003** - COOLS

Prix :TTC



Poids 5.30kg  
Dimensions 29 x 39 x 44 cm  
Capacité (litres) 49.76

Réf. **EB04007** - MINI COOLS

Prix :TTC



Poids 2.96kg  
Dimensions 25 x 21 x 40 cm  
Capacité (litres) 20.00

## Malette HOVI

Réf. **EB00016**Prix :TTC  
**2 450,00**

- Chariot à roulettes avec poignée télescopique.
- Poignées rembourrées.
- 5 compartiments amovibles.
- Porte-ampoules isotherme (43 ampoules).
- 2 poches avant rembourrées.
- Fermeture zippée avec anneaux pour cadenas.



ELITE BAGS

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids	3,5 kg	Capacité (litres)	28,76
Dimensions	18 x 34 x 47 cm	Couleur	Gris

## Sac à dos CITY'S

Réf. **EB00015**

Pour visite médical

Prix :TTC  
**1 390,00**

- Bretelles réglables
- Pochettes avant variées
- Trois pochettes transparentes
- Trois compartiments amovibles
- Ampoulier pour 33 ampoules
- Base imperméable et antidérapante
- Matière bicolore déperlante



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids	1.39 kg	Capacité (litres)	15,68
Dimensions	14 x 28 x 40 cm	Couleur	Gris

ELITE BAGS

## Malette Community's

Réf. **EB01008**

Mallette médecin - infirmier

Prix :TTC  
**900,00**

- Poignée ergonomique
- Fermeture éclair pour cadenas
- Bandoulière
- Poche arrière convertible en bande pour chariot
- Poche avant
- Intérieur équipé de séparateurs amovibles velcro
- Rabat filet pour protéger le contenu
- Poche filet plate / • Poche filet
- Compartiment amovible avec fenêtre transparente
- Ampoulier isotherme pour 19 ampoules



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids	1.32 kg
Dimensions	14 x 26 x 35 cm
Capacité (litres)	12,50
Couleur	Bleu

ELITE BAGS

## Malette SUIT&amp;GO

Réf. **EB01008**

Mallette / Sac à dos médecin de visite médical

Prix :TTC  
**1 450,00**

- Grand compartiment avant pour effets personnels.
- 3 compartiments transparents amovibles.
- Ampoulier isotherme matelassé (38 ampoules).
- Panneau avec bandes élastiques pour matériel de soin.
- Poche intérieure plate pour pansements.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids	2.14 kg
Dimensions	16 x 30 x 40 cm
Capacité (litres)	19,20
Couleur	Bleu

ELITE BAGS





## Blouse

NOUVEAU

### Femme col chemisier

- Col chemisier
- 35% coton
- 65% polyester

Poche interieur



Manches longues sans poche interieur  
Manches longues et poche interieur  
Manches courte sans poche interieur  
manches courte et poche interieur

### Homme col chemisier

- Col chemisier
- 35% coton
- 65% polyester

Poche interieur



Manches longues sans poche interieur  
Manches longues et poche interieur  
Manches courte sans poche interieur  
manches courte et poche interieur

### Homme col officier

- Col officier
- 35% coton
- 65% polyester

Poche interieur



Manches longues sans poche interieur  
Manches longues et poche interieur  
Manches courte sans poche interieur  
manches courte et poche interieur

### Femme col officier

- Col officier
- 35% coton
- 65% polyester

Poche interieur



Manches longues sans poche interieur  
Manches longues et poche interieur  
Manches courte sans poche interieur  
manches courte et poche interieur

## Ensemble Tunique et pantalon

### Pour bloc

- 35% coton
- 65% polyester

Prix :TTC

399,00



Réf. **K314V** Vert  
Réf. **K314B** Bleu

### Homme

- 35% coton
- 65% polyester

Prix :TTC

299,00



Réf. **K315V** Vert olive  
Réf. **K315BLRH** Bleu roi  
Réf. **K315BLNH** Bleu nuit

## Tunique

Prix :TTC

185,00

### Unisex

- Col officier
- 35% coton et 65% polyester



Réf. **A3195** Blanc

Prix :TTC

195,00

### Annick

- Col officier
- 35% coton et 65% polyester



Réf. **A3234** Blanc



## Ensemble Tunique et pantalon

### Unisex

- 35% coton
- 65% polyester



Réf. <b>K314VR</b>	Vert
Réf. <b>K314BL</b>	Bleu
Réf. <b>K314RF</b>	Rose fushia

### Femme

- 35% coton
- 65% polyester



Réf. <b>K315SMF</b>	Saumon
Réf. <b>K315BRDF</b>	Bordeaux
Réf. <b>K315BLF</b>	Bleu ciel

### Femme

- 35% coton
- 65% polyester



Gris foncer
Vert verveine
Bleu ciel

### Manches longues

- 35% coton
- 65% polyester



Bordeaux
Rose fushia

## Tunique Hebe blanche

### Unisex



Prix :TTC  
**295,00**

Réf. **A3690** Blanc

Réf. **A2295** Pantalon

## Tunique

### FELICIA femme

- Distinguée avec col chemise et accent de couleur appliqué particulièrement dans le devant et le dos
- Manches montées courtes avec bord coloré
- 35% coton et 65% polyester



Réf. <b>A3388B</b>	Bleu
Réf. <b>A3388J</b>	Jaune

Réf. **A2295** Pantalon

### HEBE unisexe

- Col droit, manches montées courtes, 3poches piquées
- Des accents ton sur ton sont prévues aux poches, aux manches et au dos
- 35% coton et 65% polyester



Réf. **A3690** Blanc

Réf. **A2295** Pantalon

### ITEA femme

- Cintrée et élégante, col droit, manches montées courtes et 3 poches piquées
- Accents sous forme de ruban nuancé avec fermeture bouton pression sur les poches, le dos et les manches
- 35% coton et 65% polyester



Réf. <b>A3659B</b>	Bleu
Réf. <b>A3659V</b>	Vert

Réf. **A2295** Pantalon

## Colots



## Pantalon

Réf. **A2295**

- Ruban noeud élastique dans le dos
- 35% coton, 65% polyester



Prix :TTC  
**135,00**



## Sabot Calzuro Effetto Très léger



Réf. **S1009BL**  
Bleu marine

Prix :TTC  
**450,00**



Réf. **S1009**  
Blanc

Prix :TTC  
**450,00**

- Semelle anti-dérapante et antistatique en polyuréthane
- Grande respiration du pied avec une semelle intérieur en cuir et une perforation du sabot sur le dessus

Femme

Pointure de 35 - 41

## Sabot Backguard

Scho



Réf. **S707**  
Blanc

Prix :TTC  
**790,00**



Réf. **S20175**  
Bleu marine

Prix :TTC  
**790,00**

- Dessus cuir perforé
- Bride arrière de maintien
- Semelle anatomique en bois de hêtre
- Largeur 8, hauteur talon 20 mm

Unisex

Pointure de 35 - 45

## Sabot New bonus

Perforé

Non perforé

Semelle Amovible



Réf. **S21904**  
Blanc

Prix :TTC  
**820,00**



Réf. **S21902**  
Noir

Prix :TTC  
**790,00**

- Dessus est entièrement réalisé en cuir
- Semelle anatomique en cuir
- Double textile
- Hauteur de talon 45 mm

Unisex

Pointure de 35 - 45

## Sabot Perforé

Scho

Réf. **S634**



Prix :TTC  
**850,00**

- Dessus cuir perforé
- Bride arrière de maintien
- Semelle anatomique en bois de hêtre
- Largeur 8, hauteur talon 25 mm

Unisex

Pointure de 35 - 45

## Sabot Confort

Scho

Réf. **S6072**



Prix :TTC  
**900,00**

- Dessus cuir perforé
- Semelle de propreté cuir
- Bride arrière de maintien
- Largeur 7, hauteur talon 30 mm
- Couleur : blanc

Femme

Pointure de 35 - 42

## Sabot Perforé Cork Pro

NOUVEAU

Réf. **S323704** - Noir

Réf. **S323765** - Blanc

Réf. **S323740** - Bleu marine



- Semelle Bioprint® : assure un soutien anatomique et un confort optimal.
- Caractéristiques : Antistatique, ESD, antibactérienne, respirante.

- 100 % en Cuir
- Doublure supérieure : microfibre

Scho

Unisex

Pointure de 35 - 45

## Remise exceptionnelle

## Sabot Calzuro Classic



Prix : TTC

~~370,00~~  
**259,00**

Prix : TTC

~~370,00~~  
**259,00**

Réf.	Couleur
<b>S1004BR</b>	Bordeaux
<b>S1004G</b>	Gris
<b>S1004V</b>	Violet
<b>S1004R</b>	Rose
<b>S1004O</b>	Orange
<b>S1004RG</b>	Rouge
<b>S1004</b>	Bleu

Réf. **S1016BLB**



Réf. **S1016RB**



## Sabot Calzuro Light

Réf. **S1006R** - Rose

Réf. **S1006V** - Vert

Réf. **S1006VI** - Violet



Prix : TTC

~~330,00~~  
**231,00**





## Autoclavable jusqu'à 134°C

**Scholl**

### Scholl Evo

Recommandé pour tous les professionnels de santé exerçants en bloc opératoire ou stérilisation

Prix :TTC

**580,00**



Réf. **S293792**  
Noir



Réf. **S26565**  
Emeraude



Réf. **S26566**  
Lilas



Réf. **S26563**  
Blanc



Réf. **S26564**  
Bleu

- Bride pivotante à usage professionnel
- Perforations latérales
- Antistatique
- Sans latex, solvants, CFC, anti odeurs, anti bactéries

- Adhérence certifiée
- Absorption de l'énergie au talon
- Semelle MEMORY CUSHION® stérilisable
- Lavable en machine à 90°

Unisexe

Pointure de 35 - 46

### Scholl Evo Flex

Recommandé pour tous les professionnels de santé exerçants en bloc opératoire ou stérilisation

Prix :TTC

**690,00**



Réf. **S29377**  
Fuchsia



Réf. **S293782**  
Emeraude



Réf. **S29378**  
Bleu



Réf. **S293781**  
Blanc



Réf. **S293780**  
Noir

- Matériau semelle intérieure : Microfibre
- Semelle amovible : Scholl Memory Cushion®.

- Autoclavable : Chaussure 134°, semelle 121°.
- Semelle intérieure amovible : oui
- Matériau de revêtement : textile

Unisexe

Pointure de 35 - 46

## Autoclavable jusqu'à 134°C

**Calzuro**

### Sabot Calzuro Classic

- Certifié norme CE, sans latex,entièrement antistatique
- Avec perforations latérales pour respiration du pied, et perforations supérieures

Réf. **S1000N** - Noir

Réf. **S1003** - Blanc

Réf. **S1004** - Bleu ciel

Réf. **S1004G** - Gris

Réf. **S1004R** - Rose



Prix :TTC

**370,00**



Unisexe

Pointure de 35 - 46

Réf. **S1001** - Vert

Réf. **S1004BR** - bordeaux

Réf. **S1000** - Bleu

Réf. **S1000** - Bleu

Réf. **S1004O** - Orange

## Autoclavable jusqu'à 50°C

**Calzuro**

### Sabot Calzuro Light

- Semelle anatomique absorbant les chocs avec un talon de 3 cm.
- Bouchon antistatique et semelle extérieure antidérapante pour un confort optimal.

Réf. **S1006BC** - Bleu ciel

Réf. **S1006V** - Vert

Réf. **S1006N** - Noir

Réf. **S1006B** - Bleu



Prix :TTC

**330,00**



Réf. **S1006R** - Rose

Réf. **S1006VI** - Violet

Réf. **S1006W** - Blanc

Unisexe

Pointure de 35 - 45



# crocs

## Sabot Crocs Crocband

Réf. **C1101610** - Blanc



Prix :TTC

**579,00**

Réf. **C110160** - Noir



Réf. **C1106410** - Bleu



Réf. **C1101612** - Beige/melon



- Entretien : Facile, séchage rapide.
- Respirabilité : Aérations.
- Légèreté : Très légers et faciles à porter.
- Ajustement : Bride de talon pivotante.
- Confort : Iconic Crocs Comfort™ avec matelassage en résine Croslite™.

Pointure de 35 - 46

## Sabot Crocs Classic

Réf. **C1000100** - Noir



Réf. **C100011** - Blanc



Réf. **C1000141** - Bleu Marine



Prix :TTC

**499,00**



Pointure de 35 - 46

Réf. **C100019** - Vert Militaire

Réf. **C100017** - Rose

## Sabot Crocs Baya Clog

- Résistant à l'eau et flottable
- Picots sur la semelle intérieure
- Résine Croslite™
- Bride supérieure en TPU

Prix :TTC

**529,00**

Réf. **C1012656** - Blanc



Réf. **C1012602** - Bleu



Réf. **C1012655** - Rose



Réf. **C1012657** - Bleu



Pointure de 35 - 46

## Sabot Crocs Baya Band

- Antidérapante : Crocs Lock™
- Secteurs : Hôtellerie, santé...
- Protection : Design fermé

- Entretien : Facile à nettoyer
- Confort : Ergonomique
- Maintien : Bride de talon

Réf. **C205089** - Blanc



Réf. **C205086** - Noir



Réf. **C205085** - Bleu



Prix :TTC

**579,00**

Réf. **C2050898** - Rose



Réf. **C2050896** - Rouge



Pointure de 36 - 48

## Sabot Clog Crocs Bistro

- Antidérapante : Crocs Lock™
- Secteurs : Hôtellerie, santé...
- Protection : Design fermé

- Entretien : Facile à nettoyer
- Confort : Ergonomique
- Maintien : Bride de talon

Prix :TTC

**529,00**

Réf. **C100750** - Noir



Réf. **C100751** - Blanc



Pointure de 36 - 44

## jibbitz

Prix :TTC

**49,00**





## Autoclave Paillasse classe B

Avec imprimante interne, USB, logiciel nouvelle génération et sécurité avec double fermeture

Autoclave de classe B à pré-vide et post-vide: une solution parfaite pour la stérilisation d'instrumentation avec **traçabilité sur USB**.

- Cycles de stérilisation préprogrammés et automatique.
- Conforme à la norme européenne EN13060.
- Système de contrôle de haute précision pour des résultats optimaux.
- Interface utilisateur affichant température, pression, alertes et conditions
- Réservoir d'eau ouvert pour un remplissage et nettoyage faciles.

- Séchage sous vide rapide après stérilisation.
- Imprimante interne.
- Options : port USB et clé USB pour stockage des données.
- 10 cycles pré-enregistrés (121° à 134°) incluant différents types et tests.
- Mémoire interne : stocke les 20 derniers cycles et permet l'impression



Imprimante  
intégrée



### 18L

Réf. **LHK18P**

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimension de la chambre :	Ø250×350 mm
Volume de la chambre :	Appr. 18L
Nombre de plateaux :	3/ Max.5
Matériau des plateaux :	Aluminium
Taille des plateaux (LxH) :	192×285 mm
Tension, Freq. :	220/110V, 50/60Hz
PUISSANCE :	1750W
Dimension globale (LxHxP) :	490x455x600 mm
Poids :	47kg
Temp./Pression :	Température de 121°C avec une pression de 110 kPa.
Temps de stérilisation	De 4 à 20 minutes selon le cycle sélectionné

### 23L

Réf. **LHK23**

Prix :TTC

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimension de la chambre :	Ø250×350 mm
Volume de la chambre :	Appr. 23 L
Nombre de plateaux :	3/ Max.5
Matériau des plateaux :	Aluminium
Taille des plateaux (LxH) :	192 x 380 mm
Tension, Freq. :	220/110V, 50/60Hz
PUISSANCE :	1750W
Dimension globale (LxHxP) :	490x455x690 mm
Poids :	53kg
Temp./Pression :	134 °C à 2,1 bars / 121 °C à 1,1 bar
Temps de stérilisation	De 4 à 30 minutes selon le cycle sélectionné

Écran LCD



Port USB



Chambre en inox



Réservoir d'eau de rinçage



Raccord de vidange  
pour réservoir d'eau usée

Raccord de vidange  
pour réservoir d'eau instantanée

Filtre à eau





## Autoclave Paillasse classe B

### 45L

Autoclaves de table automatiques avec cycles préprogrammés, chambre et porte en acier inoxydable électropolissé. Contrôle de haute précision pour une stérilisation parfaite, avec générateur de vapeur indépendant pour des cycles plus rapides.

- Cycles préprogrammés : Solid 134°C, Wrapped 134°C,
- Contrôle de la qualité de l'eau avant démarrage du cycle
- Écran LCD : cycle, température, pression, durée, alertes
- Enveloppé 121°C, Prion 134°C, Test B&D, Test Helix, Essai à vide
- Cycles d'options : Liquide 121°C, Sec, Défini par le client
- Générateur de vapeur intégré (2200 W)
- Réservoir d'eau distillée de 12 L et réservoir d'eaux usées
- Porte motorisée, assistée par vide
- Contrôle de la qualité de l'eau avant démarrage du cycle
- Écran LCD : cycle, température, pression, durée, alertes
- Système d'avertissements : manque d'eau, réservoir plein, porte déverrouillée
- Système de sécurité : soupape de surpression, interrupteur de surchauffe, verrouillage de porte
- Connexion possible avec le déminéralisateur Listo-23



Imprimante intégrée



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimension de la chambre	Ø 319 mm × 617 mm
Volume de la chambre	45 litres
Matériau des plateaux	Acier inoxydable
Tension, Freq.	220 V / 110 V - 50/60 Hz
Puissance	3800 W
Dimension globale (LxHxP)	840 × 640 × 560 mm
Poids	115 kg
Temp./Pression :	105 °C à 134 °C / 0,2 à 2,1 bars
Temps de stérilisation	de 0,5 à 99 minutes selon le cycle

1



La porte électronique s'ouvre en appuyant sur le bouton et se ferme correctement en la poussant doucement.

2



L'écran LCD montre graphiquement le processus de stérilisation et offre 15 langues. Il signale également les alertes concernant le manque d'eau, la porte verrouillée, l'imprimante non connectée....

3



L'écran LCD montre graphiquement le processus de stérilisation et offre 15 langues. Il signale également les alertes concernant le manque d'eau, la porte verrouillée, l'imprimante non connectée....

4



L'appareil imprime automatiquement les rapports de stérilisation et enregistre les données sur USB. Les rapports des 20 derniers cycles peuvent être consultés à tout moment.

5



Conception de racks distinctifs, spécialement pour charger des kits d'implants dentaires ou d'autres instruments volumineux.

6



Chambre en acier inoxydable de qualité médicale, avec un traitement de surface de haute qualité.

## Distillateur d'eau

Réf. LHWD01 - 72 X 46 X 97 cm

Matériel ABS plastique,  
aluminium,  
acier inoxydable

Prix :TTC

1 450,00

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Tension : 220 V 50 Hz
- Puissance : 750 W
- Capacité du réservoir : 1.6l/h
- Dim. intérieure : 18 x 20 mm
- Dim. extérieure : 280 x 280 x 380mm
- Poids : 3.5 kg



**Tambours**

En inox




Ref.	Dim.	Prix.
<b>0091T19P</b>	190 x 145 mm	<b>410.00</b>
<b>0091T15</b>	150 x 50 mm	<b>320.00</b>
<b>0091T19</b>	190 x 190 mm	<b>450.00</b>
<b>0091T24</b>	240 x 240 mm	<b>660.00</b>

**Panier en treillis métallique**

En aluminium

Boîte autoclavable pour stérilisation en aluminium



Ref.	Dim.	Prix.
<b>0091PNI24</b>	24 x 11 x 5,5 cm	<b>570.00</b>
<b>0091PNI29</b>	29 x 14 x 5,5 cm	<b>770.00</b>

**Boîte à instruments vide**

En inox



Ref.	Dim.	Prix.
<b>0091B21</b>	200 x 100 x 60 mm	<b>250.00</b>
<b>0091B25</b>	250 x 120 x 60 mm	<b>360.00</b>
<b>0091B30</b>	300 x 150 x 60 mm	<b>580.00</b>

**Plateaux**

En inox



Ref.	Dim.	Prix.
<b>0091P20</b>	208 x 109 x 15 mm	<b>140.00</b>
<b>0091P21</b>	210 x 160 x 25 mm	<b>150.00</b>
<b>0091P31</b>	313 x 218 x 31 mm	<b>230.00</b>

**Haricots**

En inox



Ref.	Dim.	Prix.
<b>0091H16</b>	160 mm	<b>60.00</b>
<b>0091H20</b>	200 mm	<b>75.00</b>
<b>0091H25</b>	250 mm	<b>100.00</b>
<b>0091H30</b>	300 mm	<b>150.00</b>

**Cupule**

En inox



Ref.	Dim.	Prix.	Ref.	Dim.	Prix.
<b>0091CS6</b>	60 mm / 50 ml	<b>50.00</b>	<b>0091CS12</b>	120 mm / 450 ml	<b>90.00</b>
<b>0091CS8</b>	80 mm / 150 ml	<b>54.00</b>	<b>0091CS15</b>	150 mm / 750 ml	<b>110.00</b>
			<b>0091CS18</b>	180 mm / 1500 ml	<b>145.00</b>

**Porte-cupule double**Réf. **0091PCD**

En inox

Prix :TTC  
**1 400,00**Hauteur réglable de 60 à 95cm.  
Cupule en acier inox Ø 32 cm**Baquet roulant**Réf. **LCBQI**

En inox

Prix :TTC  
**1 350,00****Porte pince à servir**

En inox

Un porte instrument en acier inoxydable permettant le maintien et le rangement d'instruments de chirurgie.



Ref.	Dim.	Prix.
<b>0091PI13</b>	50 X 130 mm	<b>180.00</b>
<b>0091PI18</b>	50 X 180 mm	<b>220.00</b>

Pied en acier chromé avec base en acier inox et 5 roulettes en plastique dont une avec frein.

**Haricoten en plastique**Réf. **HE303P2** - 20 cmPrix :TTC  
**30,00****GYNÉCOLOGIE****Speculum Cusco**

Ref.	Dim.	Prix.
<b>LC1010VS</b>	80 x 24 mm	<b>140.00</b>
<b>LC1010VM</b>	80 x 32 mm	<b>145.00</b>
<b>LC1010VL</b>	90 x 36 mm	<b>150.00</b>

**Hystéromètre**

Ref.	Dim.
<b>0091HS33</b>	33 cm / Sims
<b>0091HM34</b>	33 cm / Martin

Prix :TTC  
**100,00****Ciseaux épisiotomie**

Ref.	Dim.
<b>0091EP14</b>	14 cm

Prix :TTC  
**70,00****Stéthoscope de Pinard**

- Stéthoscope obstétrical pour détection du pouls foetal
- Modèle en aluminium



Ref.	Dim.
<b>0091STPI</b>	14 cm

Prix :TTC  
**40,00**



## Boîte à 11 instruments pour petite chirurgie

Réf. **LC1036** - 20 x 10 x 6 cm

En inox

Ref.	Désignation	N°.
<b>0091MB3</b>	Manche bistouri N°3	1
<b>0091P14</b>	Ciseaux à pansements 14 cm	2
<b>0091D14</b>	Pince à dissection sans griffes	3
<b>0091DG14</b>	Pince à dissection avec griffes	4
<b>0091H16D</b>	Pince de pean droite 16 cm	5
<b>0091M14D</b>	Ciseaux de mayo 15 cm droits	6
<b>0091C14D</b>	Ciseaux chirurgicaux droit 14 cm	7
<b>0091K16D</b>	Pince hemostatique Kocher droite 16 cm	8
<b>0091SC14</b>	Sonde cannelée	9
<b>0091PA14</b>	Porte aiguille de Hegar	10
<b>0091H14C</b>	Pince crille courbe 14 cm	11
<b>0091B21</b>	Boîte à instrument en inox 20 x 10 x 6 cm	

Prix :TTC  
**1 100,00**



## Boîte à 24 instruments pour petite chirurgie

Réf. **LC1036S** - 25 x 12 x 6 cm

En inox



Prix :TTC  
**2 900,00**

Ref.	Désignation	Qté.
<b>0091MB3</b>	Manche bistouri N°3	1
<b>0091F12</b>	Pince foerster pour badigeonage	1
<b>0091H12C</b>	Pince Halstead courbe sans griffe 12cm	4
<b>0091K12C</b>	Pince Kelly courbe sans griffe S/G 12cm	2
<b>0091K14D</b>	Pincettes de Kocher droit A/G 14cm	2
<b>0091D14</b>	Pince à dissequer 14cm sans griffe	1
<b>0091DG18</b>	Pince à dissequer 18cm avec griffe	1
<b>0091M18D</b>	Ciseaux de Mayo 18cm droit	1
<b>0091MT18C</b>	Ciseaux Metzumbum courbe 18cm	4
<b>0091MT16D</b>	Ciseaux Metzumbum droit 16cm	1
<b>0091PA18</b>	Porte aiguille de hegar 18cm	2
<b>0091C12B</b>	Pince à champs de backhaus 12cm	3
<b>0091PP24</b>	Panier porte instrument (240x110x55)	1
<b>0091B25</b>	Boîte à instrument en INOX 25x12x6cm	1

## Trousse à dissection

Réf. **L8065**

9 unités

Prix :TTC  
**200,00**



## O.R.L

### Spéculum nasal de Killian / Hartmann



Prix :TTC  
**220,00**

Ref.	Dim.
<b>0091SK22</b>	14 cm / 22 mm
<b>0091SK35</b>	14 cm / 35 mm
<b>0091SK50</b>	14 cm / 50 mm

### Spéculum nasal de Voltolini réglable



Prix :TTC  
**330,00**

Ref.	Dim.
<b>0091SN0</b>	Taille 0
<b>0091SN</b>	Adulte

### Set de 3 Spéculums de Hartmann



Prix :TTC  
**160,00**

Ref.	Dim.
<b>0091SH</b>	Ø 4.5.6 mm

### Set laryngoscope 4 lames Mc INTOSH



Prix :TTC  
**1 750,00**

Ref.
<b>0091LR4</b>

### Pince auriculaire de Troeltsch



Prix :TTC  
**45,00**

Ref.	Dim.
<b>0091PA12</b>	12 cm

### Pince de Lucae



Prix :TTC  
**55,00**

Ref.	Dim.
<b>0091PL12</b>	12 cm

### Crochet de Lucae



Prix :TTC  
**130,00**

Ref.	Dim.
<b>0091CL14</b>	14 cm

### Diapason ORL en inox



Prix :TTC  
**280,00**

Ref.	Frequence
<b>0092D256</b>	256 u
<b>0092D512</b>	512 u

### Diapason ORL en inox : Set



Ref.	Dim.	Ref.
<b>HE1064</b>	4 pcs	<b>90.00</b>
<b>HE1068</b>	8 pcs	<b>130.00</b>





## PINCES

Porte aiguille de Hegar	Pince dissection avec griffes	Pince dissection sans griffes	Manche de bistouri N° 3
			
Réf. Dim. Prix. <b>0091PA14</b> 14 cm <b>80.00</b> <b>0091PA18</b> 18 cm <b>110.00</b> <b>0091PA20</b> 20 cm <b>130.00</b>	Réf. Dim. Prix. <b>0091DG14</b> 14 cm <b>30.00</b> <b>0091DG16</b> 16 cm <b>35.00</b> <b>0091DG18</b> 18 cm <b>45.00</b>	Réf. Dim. Prix. <b>0091D14</b> 14 cm <b>35.00</b> <b>0091D18</b> 18 cm <b>45.00</b> <b>0091D20</b> 20 cm <b>85.00</b>	Réf. <b>0091MB3</b> Prix :TTC <b>20,00</b>
Pince hémostatique de Crille	Pince à champs	Pince hémostatique de Kocher	Pince de Péan
			
Réf. Dim. Prix. <b>0091H14C</b> 14 cm <b>75.00</b> <b>0091H16C</b> 16 cm <b>85.00</b>	Réf. Dim. Prix. <b>0091C11B</b> 11 cm <b>55.00</b> <b>0091C13B</b> 13 cm <b>65.00</b>	Réf. Dim. Prix. <b>0091K16D</b> 16 cm <b>70.00</b> <b>0091K18D</b> 18 cm <b>75.00</b> <b>0091K20D</b> 20 cm <b>85.00</b>	Réf. Dim. Prix. <b>0091H16D</b> 16 cm <b>70.00</b> <b>0091H18D</b> 18 cm <b>75.00</b>
Pince Foerster	Pince Collin	Sonde cannelée	Scalpel
			
Réf. Dim. Prix :TTC <b>0091F14</b> 14 cm <b>80,00</b>	Réf. Dim. Prix :TTC <b>0091PC14</b> 14 cm <b>130,00</b>	Réf. Dim. Prix :TTC <b>0091SC14</b> 14 cm <b>20,00</b>	Réf. Dim. Prix :TTC <b>0091SL17</b> 17 cm <b>100,00</b>

## ÉCARTEURS

Écarteurs Farabeuf	Écarteurs Volkmann	Écarteurs Moux
		
30 x 10 mm 34 x 13 mm 12 cm Réf. Dim. Prix. <b>0091EF12</b> 12 cm <b>150.00</b> <b>0091EF15</b> 15 cm <b>160.00</b>	Pointu 16 x 20 mm 22 cm Mousse 16 x 20 mm 22 cm Réf. Dim. Prix :TTC <b>0091EV22P</b> 22 cm / pointu <b>250,00</b> <b>0091EV22M</b> 22 cm / mousse	27 x 29mm 16.5cm 30 x 38mm 33 x 43mm 25 x 29mm 15cm 30 x 38mm Réf. Dim. Prix :TTC <b>0091EM15</b> 15 cm <b>130,00</b> <b>0091EM16</b> 16.5 cm



## CISEAUX

Ciseaux chirurgicaux droits	Ciseaux chirurgicaux courbe	Ciseaux Metzumbum droit	Ciseaux Metzumbum courbe
			
Réf. Dim. Prix.	Réf. Dim. Prix.	Réf. Dim. Prix.	Réf. Dim. Prix.
0091C14D 14 cm 55.00	0091C14C 14 cm 55.00	0091MT14D 14 cm 70.00	0091MT14C 14 cm 70.00
0091C18D 18 cm 70.00	0091C18C 18 cm 70.00	0091MT16D 16 cm 75.00	0091MT16C 16 cm 75.00
0091C20D 20 cm 85.00	0091C20C 20 cm 85.00	0091MT18D 18 cm 80.00	0091MT18C 18 cm 80.00
Ciseaux de Mayo droit	Ciseaux de Mayo coube	Ciseaux Mousse droit	Ciseaux Mousse courbe
			
Réf. Dim. Prix.	Réf. Dim. Prix.	Réf. Dim. Prix :TTC	Réf. Dim. Prix :TTC
0091M14D 15 cm 55.00	0091M15C 15 cm 55.00	0091CM16D 16 cm 70,00	0091CM18C 18 cm 75,00
0091M16D 16 cm 55.00	0091M16C 16 cm 55.00		
0091M17D 17 cm 70.00	0091M17C 17 cm 55.00		
0091M21D 21 cm 85.00	0091M21C 21 cm 85.00		
Ciseaux à pansements	Cisaille à plâtre	MARTEAUX À REFLEXE	
			
Réf. Dim. Prix.	Réf. Dim. Prix :TTC	Réf. Dim. Prix :TTC	Réf. Dim. Prix :TTC
0091P14 14 cm 55.00	719G2 22 cm 480,00	LC10MT 90,00	LC10MA 75,00
0091CP18 18 cm 80.00			

## PODOLOGIE

Pince sécateur inox 12.5 cm (pédicure)	Pince à peaux fermoir 12 cm inox	Ciseaux pédicure pour ongles forts	Pince à ongles acier inox 12 cm (manucure)	Pince pour ongles incarnés inox	Ciseaux à ongles lames droites inox trempé
					
Prix :TTC 200,00	Prix :TTC 160,00	Prix :TTC 110,00	Prix :TTC 170,00	Prix :TTC 200,00	Prix :TTC 65,00
Réf. 0092PS12	Réf. 0092PP12	Réf. 0092CP	Réf. 0092PM12	Réf. 00929I	Réf. 0092CLD

**Squelette humain**

Réf. 0076SV

Avec vaisseau sanguin



Prix :TTC

800,00

- Ce modèle illustre la position, le parcours et la distribution des vaisseaux principaux et des nerfs périphériques du corps humain.

• Hauteur 85 cm

**Squelette humain**

Réf. 0066SH1

Sur support roulant



Prix :TTC

2 000,00

- Fabrication naturelle en matière plastique incassable.
- Pied à 5 branches.
- Crâne, bras et jambes amovibles.

• Hauteur 180 cm, poids 7,6 kg

**Squelette humain**

Réf. 0066SH2

Avec muscles et ligaments



Prix :TTC

4 000,00

- Mouvement du crâne à partir des articulations de la nuque.
- Pied à 5 branches.
- Crâne, bras et jambes amovibles.
- Comporte ligaments d'articulations et insertion des muscles.

• Hauteur 180 cm, poids 7,6 kg

**Colonne vertébrale Flexible avec bassin**

Réf. 0067SCV



Prix :TTC

810,00

- Démonstration de tous les mouvements physiologiques : articulations...
- Démonstration de toutes les déformations : (scoliose, lordose, cyphoscoliose).

• Hauteur 75 cm, poids 2,5 kg

**Crâne 3 Parties**

Réf. 0067SHC



Prix :TTC

299,00

- Démontable en 3 parties : calotte crânienne, base du crâne, et mandibule
- Excellent moulage naturel à partir de véritables crânes humains.

• Taille : 19 x 15 x 21 cm.

**Crâne couleur taille réelle**

Réf. 0077CCG



Prix :TTC

330,75

- Modèle de crâne : os colorés pour étude précise.
- Peut être démonté en 3 parties.
- Il présente un outil utile pour étudier l'emplacement correct ainsi que le rapport entre toutes les structures

• Taille : 19 x 15 x 21 cm.

**Crâne avec cerveau**

Réf. 00114CR

En 8 parties



Prix :TTC

640,00

- Comprend 8 parties du cerveau : lobe frontal et pariétal, lobe temporal et occipital, tronc encéphalique et cervelet.

**Colonne vertébrale avec bassin flexible**

Réf. 0079CV



Prix :TTC

830,00

Présente différentes sections de la colonne vertébrale de différentes couleurs : vertèbres cervicales, vertèbres thoraciques, vertèbres lombaires, sacrum et coccyx.

**Articulation de la main**

Réf. 0083GL



Prix :TTC

240,00

- Main en PVC, taille réelle, avec fonctionnalités complètes et ligaments flexibles.

**Articulation du pied**

Réf. 0082PL



Prix :TTC


240,00

- Modèle anatomique en PVC du pied : taille réelle, ligaments flexibles, sur support.

**Articulation du pied**

Réf. 0069SAP

3 pièces



Prix :TTC

230,00

- Comporte 3 vertèbres avec disques intervertébraux
- Montage articulé
- Livré sur support





### Vertèbres lombaires 3 pièces

Réf. 0067SVL

Prix :TTC  
**190,00**



- Vertèbres lombaires grandeur nature
- Disque intervertébral normal
- Moelle épinière avec racines nerveuses
- Sur support

### lombaires avec Sacrum

Réf. 0085VLG

Prix :TTC  
**375,00**



- 5 vertèbres lombaires avec disques intervertébraux
- Sacrum avec lambeau
- Coccyx
- Nerfs spinaux et dure-mère de la moelle épinière
- Sur support

### Bassin avec vertèbres lombaires En 5 pièces

Réf. 0084NVL

Prix :TTC  
**565,00**



- Os de la hanche
- Sacrum avec coccyx
- 5 vertèbres lombaires
- Sur support

### Ensemble de Squelette de Jambe Humaine



- Spécimen grandeur nature d'os du membre inférieur.
- Idéal pour les professionnels de la santé.

### Modèle de larynx et d'arbre humain



- Modèle anatomique de l'arbre bronchique.
- Conçu par des experts en anatomie.
- Facile à manipuler et à transporter.

- Matériau: PVC
- Taille: 22 x 23 x 4 cm

### Modèle de larynx humain agrandi

Réf. 00113H

En 3 parties



- Modèle fonctionnel des voies respiratoires et de l'organe phonétique.
- Dissécable en 3 parties, agrandi 3 fois.

- Taille: 11,5 x 11 x 24 cm.

### Cerveau en 3 pièces

Réf. 0089CNS



Prix :TTC  
**390,00**

- Démontre les caractéristiques externes du cerveau humain dans son ensemble, ainsi que les relations entre les parties qui le composent. Dissécable en 3 parties.

- Taille: 18,4 x 14 x 13,5 cm.
- Sur support.

### Squelette de bras avec ceinture scapulaire



- Modèle précis du squelette du bras humain.
- Montre les mouvements de pronation et de supination.
- Détaille l'articulation de la main.

### Modèle désarticulé de colonne vertébrale grandeur nature

Réf. 0099CV

Ce modèle se compose de 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres thoraciques, 5 vertèbres lombaires et 1 vertèbre caudale, emballées dans une boîte en plastique.



**Articulation de la hanche**

Réf. 0068SAH

Avec ligaments

Prix :TTC

210,00

- Illustre l'abduction, l'antéversion, la rétroversion et la rotation externe /interne
- Inclut des ligaments artificiels flexibles
- En PVC facile à nettoyer
- Livré avec support



• Taille: 25 x 19 x 30 cm

**Articulation de l'épaule**

Réf. 0068SAE

Avec ligaments

Prix :TTC

210,00

- Illustre l'abduction, l'adduction, l'antéversion, la rétroversion et la rotation externe /interne
- Inclut des ligaments artificiels flexibles
- En PVC facile à nettoyer
- Livré avec support



• Taille: 17,5 x 11,5x 20 cm

**Articulation du coude**

Réf. 0069SAC

Avec ligaments

Prix :TTC

210,00

- Illustre la flexion, extension et rotation interne/externe
- Inclut des ligaments artificiels flexibles
- En PVC facile à nettoyer
- Livré avec support



• Taille: 17 x 14,5x 29,5 cm

**Articulation de genou**

Réf. 0068SAE

Avec ligaments

Prix :TTC

210,00

- Illustre la physiologie de l'appareil locomoteurhumain : abduction, anté version, rétroversion et rotation interne & externe
- Inclut des ligaments artificiels flexibles
- En PVC facile à nettoyer



• Taille: 12 x 12 x 33 cm.

**Bassin féminin adulte**

Réf. 0086BF

Prix :TTC

210,00



Modèle en PVC, taille réelle :

- Bassin : court, large, en forme de tonneau
- Sacrum : large, court, peu flexible
- Arche du bassin : angles de 90-100 degrés
- Symphyse pubienne : courte, large

**Muscles et organes pelviens féminins**

Réf. 0087PFB

Prix :TTC


520,00



- Modèle éducatif pour l'anatomie du bassin féminin
- Démontre les muscles et les organes pelviens dans leur ensemble
- Taille naturelle

**Modèle de bassin féminin**

Réf. 0106BF



- Modèle peint de façon réaliste
- Organes féminins internes et externes visibles
- Vaisseaux sanguins, ligaments, nerfs inclus
- Structures musculaires dans le cadre du bassin osseux
- Taille réelle

**Pieds normal, plat et creux**

Réf. 0074SPF

Prix :TTC

210,00

Structure anatomique et l'extrémité distale du tibia du pied normal, pied plat et pied creux



pied normal



pied plat



pied creux



## Torse unisex miniature 45 cm

(23 pièces)

Réf. 0070TMU

Prix :TTC

1 175,00

- Comprend 23 parties dissectibles : torse, plaque de sein femelle, tête, globe oculaire, cerveau, vertèbre nerfs spinaux, poumon (2 parties), cœur (2 parts), foie, rein, estomac (2 parts), intestins (4 parties), Organes génitaux mâle (2 parties), organes génitaux féminins avec fœtus (3 parties).
- Monté sur une base en plastique.



• Taille: 45 cm.

## Torse asexué 85 cm

(20 pièces)

Réf. 0070TMA

Prix :TTC

2 980,00

- Comprend 20 parties dissectibles: torse, tête, oeil, cerveau, poumon avec sternum et attaches de côtes (2 parties), cœur (2 parties), estomac (2 parties), foie, rate, rein, intestin (4 parties), la vessie, les nerfs spinaux vertébraux (2 parties).
- Ouverture du dos.
- Monté sur une base en plastique.



• Taille: 85 cm.

## Bras d'injection de formation

Réf. 0073BIF

Prix :TTC

1 400,00



Démontre les éléments suivants :

- Phlébotomie veineuse sur l'avant-bras du coude
- Injection veineuse sur l'avant-bras du coude
- Transfusion sanguine veineuse sur l'avant-bras du coude
- Transfusion de liquide veineux sur l'avant-bras du coude
- Injection musculaire sur le deltoïde du côté du membre supérieur

## Modèle de cœur style JUMBO

Réf. 0072GCR

Prix :TTC

695,00

- Montre les caractéristiques externes et les structures internes du cœur et sa relation avec les grands vaisseaux sanguins.
- Une conception plus claire des voies de circulation systémique et pulmonaire.
- Dissectibles en 3 parties, 4 fois agrandies.

• Taille: 25 x 23 x 23 cm






## Muscle humain mâle de 80 cm (27 Pièces)

Réf. **0097MH**

Prix :TTC  
**3 730,00**

• Ce modèle de muscle humain comprend 27 parties dissécables : corps, calvarium coupé, cerveau (2 parties), paroi thoracique et abdominale, bras droit, bras gauche (5 parties), jambe (9 parties), poumon (2 parties), cœur (2 parties), foie, estomac et intestin



• Taille: 80 cm.



## Muscle de la jambe humaine

Réf. **0108JM**

**13 parties**

• Modèle de jambe avec muscles de luxe montre dans les moindres détails la structure anatomique de la jambe. La partie superficielle et la partie profonde les muscles, les structures vasculaires, les nerfs et les ligaments sont tous représenté avec précision.

**Les pièces suivantes sont amovibles :**

- Sartorius / Longue portion du biceps / Grand fessier
- Soléaire / Gastrocnémien
- Gracilis / Semi-tendineux et semi / membraneux
- Muscle droit antérieur / Muscle long extenseur des doigts
- Plante du pied / tenseur du fascia lata.



## Modèle de muscle humain

Réf. **0101BH**

**7 parties**

- Modèle de bras démontable en 7 parties.
- Anatomie précise incluant muscles, vaisseaux, nerfs et ligaments.
- Comprend main et épaule.




## Articulation D'épaule

Réf. **0080EM**

**Musclée Grandeur Nature**

Prix :TTC  
**3 730,00**

Cette épaule droite grandeur nature comprend : les muscles infra-épineux, sous-scapulaire, supra-épineux, grand et petit rond ; l'acromion, la clavicule, l'humérus, l'omoplate et les ligaments et tendons associés.





## Modèle Du Système Nerveux



- Modèle de système nerveux représentant le système nerveux central et périphérique de manière schématique.
- Idéal pour l'étude détaillée de la structure du système nerveux humain.

## Modèle d'estomac


Réf. 0103ES



- Un modèle plastique dur, 2x taille naturelle.
- Coupe : plis gastriques, valve pylorique, muscles sphincter pylorique, muqueuses gastrique et œsophagienne.

## Organe genital masculin modele

Réf. 0107OGM



- Ce modèle anatomique montre la structure intérieure et extérieure de l'organe génital masculin.

Disséqué en 5 parties. Taille réelle.

## Appareil urinaire modèle

Réf. 0105AU



- Modèle anatomique : cavité rétropéritonéale, bassin (os et muscles), veine cave inférieure, aorte et branches, voies urinaires supérieures, rein avec glande surrénale, uretère, vessie.

Divisible en quatre parties pour l'étude détaillée.

## Modèle du système digestif

Réf. 0102SD



- Le système digestif grandeur nature montre l'ensemble du système digestif en relief graphique. Il comprend : le nez, la cavité buccale et le pharynx, l'œsophage, le tube digestif, le foie avec la vésicule biliaire, le pancréas et la rate. Le duodénum, le caecum et le rectum du système digestif sont ouverts.

Dissécable en 3 parties. Monté sur socle.

## Modèle de cœur grandeur nature

Réf. 0090CB



Prix :TTC

221,00

- Un modèle anatomique de cœur est un outil éducatif essentiel utilisé pour illustrer la structure et le fonctionnement du cœur humain. Il est couramment utilisé dans des environnements éducatifs, médicaux et de formation pour aider les étudiants, les professionnels de la santé, les éducateurs et d'autres personnes à comprendre l'anatomie cardiaque de manière plus précise.

## Modèle de cœur moyen



- Un modèle de cœur : caractéristiques externes et internes, relations avec vaisseaux. Disséqué en 5 parties, agrandi 3 fois.

## Modèle de cœur grandeur nature de style nouveau




- Un modèle de cœur humain : ventricules, oreillettes, valves, veines, aorte. Paroi avant amovible. Disséqué en 2 parties.



## Modèle de larynx, de cœur et de poumon

Reproduction grandeur nature de l'appareil respiratoire humain. Il comprend 7 parties montrant le larynx (disséqué le long du plan sagittal), les poumons (disséqués le long du plan frontal) et le cœur en 2 parties




• Taille: 26 x 40 x 12 cm

## Modèle de foie, pancréas et duodénum

Réf. 0092FPB

Prix :TTC  
505,00

Ce modèle montre le foie, la rate, les vaisseaux sanguins et le pancréas. Les structures externes sont illustrées ainsi que le canal pancréatique du pancréas. Montre également l'aorte abdominale et la veine cave inférieure. Divisible en 3 parties.




## Modèle d'oreille de bureau

Réf. 0088ORB

Prix :TTC  
480,00


Modèle économique de l'oreille humaine. Le modèle d'oreille représente l'oreille externe, moyenne et interne.



## Partie de la peau agrandi 70 fois

Réf. 0073GPA

Prix :TTC  
550,00




- Montre une section de la peau humaine en trois formes dimensionnelles.
- Les cheveux, les glandes sébacées et les glandes sudoripares, les récepteurs, les nerfs et les vaisseaux sont présentés en détail.

## Modèle pulmonaire 1 pièce

Réf. 0094PB

Prix :TTC  
515,00

Un modèle anatomique de poumon en une seule pièce est une représentation tridimensionnelle de l'organe pulmonaire humain qui est conçue pour enseigner, illustrer et étudier l'anatomie des poumons de manière efficace et pratique. Ce type de modèle est couramment utilisé dans les domaines de l'éducation médicale, de la biologie, de la pneumologie et de la recherche médicale, offrant une visualisation réaliste de la structure des poumons.



## Rein avec glande surrénale

Réf. 0091RGB

Prix :TTC  
275,00

- Modèle anatomique : rein avec glande surrénale, vaisseaux rénaux et surrénaux, et partie supérieure de l'uretère.
- Disséqué en 2 parties : cortex médullaire, vaisseaux et bassinets.
- Taille réelle.



## Oreille

### Agrandi 5 fois 4 pièces

Réf. 0071GOR

Prix :TTC  
480,00

- Trois principales parties structurelles de l'organe de l'ouïe (oreille externe, oreille moyenne, oreille interne)
- Position de l'organe d'équilibre du corps humain.

• Taille: 42 x 24 x 16 cm



## Modèle œil géant (œil blanc)

Réf. 0093OEB

Prix :TTC  
390,00

une représentation surdimensionnée et détaillée de l'œil humain, conçue pour attirer l'attention, susciter la curiosité et éduquer le public sur l'anatomie de l'œil. Ce type de modèle est souvent utilisé dans des contextes éducatifs, musées ou d'exposition pour illustrer les différentes structures de l'œil de manière spectaculaire et visuellement saisissante.







## Mannequin corps complet mannequin RCP pour formation de secourisme

Réf. **0074M5****ST 500**Boîtier guide contrôle avec  
afficheur LCD et graphePrix :TTC  
**13 950,00**Réf. **0074M2****ST 200**Boîtier guide contrôle  
avec afficheur numériquePrix :TTC  
**10 950,00**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

#### Mannequin de RCP :

- Anatomie réaliste avec sensation naturelle et simulation de pupilles et pouls carotidien.
- Facilite l'ouverture des voies respiratoires.
- Permet la respiration artificielle et les compressions cardiaques externes.

#### Instrument de RCP :

- Formation en RCP disponible.
- Surveillance électronique des compressions.
- Indicateurs visuels pour le volume d'inflation et la profondeur de compression.
- Guidage vocal et réglage du temps.
- Cycle de fonctionnement: 2 gonflages valides après 30 compressions valides, 5 cycles.
- Réglez le temps de fonctionnement, valeurs en secondes.
- Impression des résultats pour les modèles XC-406-2 / XC-406-5.
- Taux de fonctionnement:  $\geq 100$  fois / min
- Matériau : PVC

## Mannequin CPR

### Adulte Femme

Réf. **0074MF**Prix :TTC  
**5 990,00**

### Adulte Homme

Réf. **0074MH**

Ce modèle adulte de CPR simple, économique et portable, il est employé à tous les niveaux des hôpitaux, des Facultés de Médecine, d'un modèle idéal de la formation de CPR et de l'enseignement.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Simulation d'ouverture des voies respiratoires
- Manipulation de la pression sur la poitrine : force correcte (4-5 cm), affichage d'un battement correct Pression trop importante (plus de 5 cm), affichage d'un battement d'alerte
- Bouche à bouche (soufflage) : la plage de volume courant est jugée en observant les hauts et les bas de la poitrine (volume courant standard  $\leq 500$  ml/600 m-1 000 ml  $\leq$ )
- Fréquence de fonctionnement : la dernière norme internationale : 100 fois/min.
- Emballage : 1 pièce/carton, 78 x 36 x 25 cm, 7 kg

## Mannequin multifonctionnel de soins aux patients

Réf. **0095MF**

• Modèle pour l'enseignement des soins infirmiers avec articulations mobiles et parties détachables en plastique durable.

Prix :TTC  
**2 100,00**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

#### Résumé des fonctions du produit :

- Soins d'hygiène comme le lavage du visage et du corps au lit.
- Soins buccaux incluant les dents artificielles.
- Soins simples de trachéotomie.
- Méthodes d'inhalation d'oxygène et alimentation nasale.
- Procédures médicales comme le lavage gastrique, la RCR, et les injections.
- Dimensions de 95 x 46 x 25 cm, poids de 10 kg.



**Coupe transversale du bassin féminin**

Réf. 0075CB



- Le bassin féminin à la 40<sup>ème</sup> semaine de grossesse avec un fœtus détachable de l'âge de 3 mois.
- Le modèle est composé de 4 parties:  
Il montre la position normale du bébé avant la naissance, l'organe génital féminin, l'organe reproducteur et le système urinaire humain.

**Modèle nouveau-né**

Réf. 0096NN

Prix :TTC  
425,00

Un modèle anatomique de nouveau-né est une reproduction en trois dimensions (3D) ou une représentation réaliste de l'anatomie d'un bébé humain peu de temps après sa naissance. Ces modèles sont conçus pour servir d'outils éducatifs et didactiques dans le domaine de la médecine, de la pédiatrie, de la formation médicale et des sciences de la santé.

- En PVC souple et lavable, longueur de 52 cm, tête de 34 cm de diamètre.

**Bassin féminin de formation accouchement + nouveau né**

Réf. 0075BF

Ce modèle d'accouchement portable avec le nouveau-né à terme et le placenta, est un simulateur d'accouchement qui offre un entraînement idéal au processus de l'accouchement par voie normale.

Il est composé d'un système de manivelle permettant de rendre la tenue de l'exercice plus pratique et réelle. Ce simulateur constitue un entraînement idéal pour la pratique et la maîtrise des accouchements en urgence.

Activité post-partum

- Pratique du massage utérin
- Episiotomie
- Composition
- Placenta
- Cordon ombilical
- Manivelle

**Modèle d'examen mammaire**

- Modèle conçu pour l'enseignement et la pratique des techniques de palpation des seins.
- Dos concave pour un placement facilité contre le patient lors des démonstrations ou des pratiques.
- Présence d'anomalies permettant de simuler toutes les phases de l'examen des seins par les femmes.

**Modèle de bras d'entraînement injectable**

Ce modèle de bras peut démontrer les éléments suivants :

1. Phlébotomie veineuse sur l'avant-bras du coude
2. Injection veineuse sur l'avant-bras du coude
3. Transfusion sanguine veineuse sur l'avant-bras du coude
4. Transfusion liquide veineuse sur l'avant-bras du coude
5. Injection musculaire sur le deltoïde du côté du membre supérieur.







## Planches anatomique

### Épaule et coude

Réf. 269216



### L'articulation du genou

Réf. 269208



### La colonne vertébrale

Réf. 269204

Anatomie et pathologie



### Le système vasculaire

Réf. 269243



### Blessures sportives

Réf. 269245



### Main et poignet

Réf. 269219

Anatomie et pathologie




### Le squelette humain

Réf. 269203



### Le système respiratoire

Réf. 269207



### Pieds et chevilles

Réf. 269215

Anatomie et pathologie



### L'hypertension


Réf. 269244



### Le cœur humain


Réf. 269209

Anatomie et physiologie



### La musculature Humaine

Réf. 269202



### Bassin et hanche


Réf. 269218

Anatomie et pathologie



### L'oreille humaine

Réf. 269214



### Le système digestif

Réf. 269242



Prix :TTC

**320,00**

- Imprimées sur papier de qualité supérieure (200 g).
- Avec plastification recto-verso (75 microns).
- Format pratique de poster 50 x 67 cm.





## Défibrillateurs externes - DAE

La gamme de produits PRIMEDIC HeartSave est facile et rapide à utiliser. Des contrôles vocaux clairs guident les secouristes dans les activités de réanimation.

### Défibrillation à courant contrôlé - CCD

La technologie biphasique CCD dégage un courant sans pic vers le cœur du patient grâce à une impulsion de défibrillation contrôlée, personnalisée, efficace et délicate. HeartSave est équipé d'un système de défibrillation à intensité montante, d'une impédance compensée et d'une énergie maximum de 360 J.

### Flux efficace

HeartSave est conçu pour supporter au mieux les secouristes lors des réanimations. Son mode de fonctionnement avancé aide à réduire la pause RCP jusqu'au choc donné par le défibrillateur.

### Mode pédiatrique

Sélection du mode pédiatrique à travers une simple touche. Ne requiert pas d'électrode pédiatrique et se révèle très facile à utiliser. Rapide

Démarrage automatique dès l'ouverture et analyse du rythme cardiaque immédiate dès que les électrodes sont attachées au patient. Tous les accessoires (rasoir, masque, ciseaux et gants) sont compris.

### Écran

L'écran fournit des informations claires sur l'état du dispositif et des batteries (auto-test quotidien et mensuel).

### HEARTSAVE PAD et HEARTSAVE AED

Défibrillateur externe automatisé avec 3 ans de durée (PAD) ou 6 ans (AED) en mode veille avec batterie au lithium non rechargeable.

HeartSave AED: 4 langues sélectionnables.

### HEARTSAVE AED-M

Mêmes spécifications que HeartSave AED avec en outre un large écran LCD pour la forme d'onde ECG, la fréquence cardiaque, le comptage des rythmes choquables et d'autres informations importantes. AED-M est livré avec batterie au lithium non rechargeable.



**PRIMEDIC**  
Saves Life. Everywhere.



Made in Germany

### HeartSave AED-M

Le moniteur LCD haute résolution fournit d'importantes informations pour la réanimation

Prise pour électrodes et câble ECG

Bouton menu

Bouton de déclenchement. Une véritable commande par un seul bouton vous permet de sauver une vie.

ÉQUIPÉ D'UNE BATTERIE RECHARGEABLE  
AKUPAK ET PINCE DE CHARGE

### HeartSave - AED



AVEC PILE AU LITHIUM  
200 DÉCHARGES

### HeartSave - PAD



AVEC PILE AU LITHIUM  
140 DÉCHARGES

### HeartSave - AS



AVEC PILE AU LITHIUM  
100 DÉCHARGES

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

	PAD	AED	AS	AED-M		PAD	AED	AS	AED-M
<b>Défibrillation :</b>					<b>Moniteur LCD :</b>				
Mode semi-automatique	•	•	•	•	95 x 72 mm (diagonale 4,7"/120 mm)				•
Mode automatique			•		320 x 240 (taille des pixels 0,36 x 0,36 mm)				•
Onde: biphasique, impulsion réglée par courant	•	•	•	•	Affichage de l'état de la batterie				•
Énergie 50-360 J	•	•	•	•	Vitesse: 25 mm/s				•
Temps de charge: < 12 sec @ 360J	•	•	•	•	Fréquence cardiaque, nombre de défibrillations,				•
Modes de fonctionnement: asynchrones	•	•	•	•	nombre de VF/VT, temps de réanimation total				•
Mode pédiatrique	•	•	•	•	<b>Sauvegarde des données :</b>				•
ECG :	•	•	•	•	Mémoire amovible				
Dérivations: II					Enregistrement vocal	•	•	•	•
Plage d'impédance du patient: 23-200 Ohm	•	•	•	•	<b>Alimentation :</b>				
Plage de la fréquence cardiaque: 30-300 par min				•	Batterie lithium 3 ans en veille ou 140 décharges à 360 J				
<b>VF: détection VT :</b>					Batterie lithium 6 ans en veille ou 200 décharges à 200 J	•			
Détection VF/VT					- surveillance 15 heures			•	•
Temps d'analyse 7-12 sec	•	•	•	•	Akupak Lite avec batterie rechargeable		•		
Palier asystole <0,2mV	•	•	•	•	100-240 V, 50/60 Hz - 150 décharges à 200 J				
Détection Artefact-Pacemaker	•	•	•	•	- 5 heures de surveillance				
<b>Électrodes :</b>					<b>Écran :</b>				•
Électrodes non polarisées, longueur du câble :	•	•	•	•	État écran et batterie	•	•	•	•



## Défibrillateur Professionnel



**PRIMEDIC**  
Saves Life. Everywhere.



**Made in Germany**

## DEF DefiMonitor XD

Avec spo2 et stimulateur cardiaque



Instrument multifonctionnel professionnel de haute qualité, DefiMonitor XD combine une conception compacte et fiable, le plus haut niveau de sécurité et une utilisation simple.

ECG 6 dérivations avec libre choix des dérivations et affichage synchrone de deux courbes sur l'écran.

Gamme de 8 défibrillateurs manuels ou manuels + DEA avec ou sans SpO2 et stimulateur externe.

Livré avec des électrodes adultes/pédiatriques, des électrodes adhésives adultes jetables, un câble de connexion, un câble ECG, un câble d'alimentation, 1 tube de gel, 1 rouleau de papier, une batterie.

**Logiciel standard :** GB, FR, DE, IT, ES, KT, PT, RO, TR, CN.

**Manuel :** GB, IT (DE, ES, PT, RU, UA sur demande).



1	DefiMonitor XD manuel	5	DefiMonitor XD manuel + DEA
2	DefiMonitor XD manuel avec mesure SpO2	6	DefiMonitor XD manuel + DEA et mesure SpO2
3	DefiMonitor XD manuel + stimulateur cardiaque	7	DefiMonitor XD manuel + DEA et stimulateur cardiaque
4	DefiMonitor XD manuel + SpO2 et stimulateur cardiaque	8	DefiMonitor XD manuel + DEA et SpO2 et stimulateur cardiaque

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Défibrillation	1	2	3	4	5	6	7	8	Moniteur TFT, LCD-Blue-mode	1	2	3	4	5	6	7	8
Onde: biphasique, à régulation d'intensité	•	•	•	•	•	•	•	•	115x86 mm (diagonale 5,7"/144 mm)	•	•	•	•	•	•	•	•
Énergie (mode automatique) 140-360 J	•	•	•	•	•	•	•	•	320x240 pixels	•	•	•	•	•	•	•	•
Niveau énergie (biphasique):									Électrodes								
2, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 250, 300, 360 J	•	•	•	•	•	•	•	•	Électrodes adhésives, durée 3 ans	•	•	•	•	•	•	•	•
Temps de charge: < 6 sec pour 200 J	•	•	•	•	•	•	•	•	Longueur du câble connexion SavePads 3,5 m	•	•	•	•	•	•	•	•
Cardioversion: activation manuelle, marqueur QRS	•	•	•	•	•	•	•	•	Gestion des données	•	•	•	•	•	•	•	•
ECG									Carte mémoire amovible 2 GB								
Dérivation: Einthoven I, II, III	•	•	•	•	•	•	•	•	Enregistrement données/vocal jusqu'à 35 h	•	•	•	•	•	•	•	•
Goldberger, aVR, aVF, aVL	•	•	•	•	•	•	•	•	Alimentation	•	•	•	•	•	•	•	•
Résistance du patient: 23-200 Ohm	•	•	•	•	•	•	•	•	Tension 90-264 V, 50/60 Hz	•	•	•	•	•	•	•	•
Fréquence cardiaque: 30-300 par min	•	•	•	•	•	•	•	•	Batterie Li-ion rechargeable:	•	•	•	•	•	•	•	•
Reconnaissance FV									Capacité 2,5 Ah Tension: 13,2 Vdc								
Reconnaissance FV									Décharges 160-200 J	•	•	•	•	•	•	•	•
Durée d'analyse 7-12 sec									Monitoring 5,3 h Temps chargement 3,2 h	•	•	•	•	•	•	•	•
Seuil FV 200 µV									Règles de réanimation	•	•	•	•	•	•	•	•
Seuil asystolie < 200 µV									AHA/ERC	•	•	•	•	•	•	•	•
Détection artéfact, Détection pacemaker									Normes	•	•	•	•	•	•	•	•
Pulsoximètre									IEC60601-1:1988+A1:1991+A2:1995								
Nellcor Oximax			•		•		•		(Sécurité électrique des appareils électromédicaux)	•	•	•	•	•	•	•	•
Stimulateur cardiaque									IEC60601-1-2:2001 (Compatibilité électromagnétique)								
Stimulateur cardiaque transthoracique				•			•		IEC60601-1-4:1996+A1:1999	•	•	•	•	•	•	•	•
Modes: fixe, demande, overdrive				•			•		(Systèmes électromédicaux programmables)	•	•	•	•	•	•	•	•
Imprimante thermique									IEC60601-2-4:2002 (Défibrillateurs)								
Résolution: 200 dpi	•	•	•	•	•	•	•	•	EN1789:2003 (Norme véhicules transport sanitaire)	•	•	•	•	•	•	•	•
Avancée: 25 mm/s, 50 mm/s	•	•	•	•	•	•	•	•	Type de protection Classe IP33	•	•	•	•	•	•	•	•



## Défibrillateurs intelligents grand public ipad cu-sp1

IPAD

Réf. CUSP1

Semi-Automatique

Prix :TTC  
19 500,00Mode  
Adulte:  
>8 ans  
ou >25 kgConnecteur  
électrodesMode  
Pédiatrie:  
1-8 ans  
ou <25 kgIPAD CU-SP1 peut mémoriser  
jusqu'à 5 événements avec  
analyse ECG jusqu'à 3 heuresBouton  
de décharge

Réf. CUSP1A

Automatique

Prix :TTC  
19 900,00Connecteur  
électrodesDéfibrillateur automatique  
sans bouton de décharge

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

## Défibrillateur

Fonctionnement: Semi-automatique ou Entièrement Automatique

Tracé: Biphase tronquée exponentielle

Énergie: Adulte: 150J (nominale) à 50 ohm

Enfant/nourrisson: 50 J (nominale) à 50 ohm

Contrôle de la charge: Automatique par le système d'analyse du patient

Temps de charge: &lt;10 secondes à partir de l'avis vocal de choc

Étanchéité: Protection contre les jets d'eau IPX5 selon IEC60529 (IP55)

Protection contre les dépôts de poussière IP5X selon IEC60529

Dimensions - Poids: 260x256x69,5 mm - 2,4 kg électrodes et

batterie inclus Interface utilisateur

Assistance utilisateur: Instructions vocales détaillées et voyants clignotants

Guide RCP: Des instructions vocales indiquent comment pratiquer la RCP sur adultes et enfants

Commandes: Bouton Marche/arrêt, bouton "i", bouton choc

Indicateurs: Écran LCD (états de l'appareil, de la batterie et des électrodes)

Capteurs: Date d'expiration et état de connexion des électrodes

Surveillance RCP

Réglage automatique du volume

Enregistrement et transfert de données

Port IrDA /SD carte: Pour la communication avec le PC

Capacité de stockage mémoire interne: Enregistrements multiples

5 événements /max. 3 h

Programme PC d'examen des données: CU-EX1

Système d'analyse du patient

Analyse du patient: Rythmes choquables - fibrillation ventriculaire, tachycardie

Sensibilité/spécificité Conforme à la directive AAMI DF80

Batterie jetable haute performance

Normes: Type: CC 12 Volt 4,2 Ah, LiMnO2

Capacité: 200 chocs minimum ou 8 heures de fonctionnement

Plage d'altitude de fonctionnement

Altitude 0-4 570 m (0-15 000 pieds)

Défibrillateur à batterie, portable, facile à utiliser, compact et léger.

Il lit automatiquement l'électrocardiogramme (ECG) du patient et détermine si un arrêt cardiaque nécessitant la défibrillation s'est vérifié, de sorte qu'il peut être facilement employé par les professionnels de la santé aussi bien que par le grand public.

Relié à un patient, le dispositif acquiert et analyse l'ECG pour détecter la présence de Fibrillation Ventriculaire ou de Tachycardie Ventriculaire (rythmes choquables).

Si un rythme choquable est détecté, le dispositif se charge automatiquement. Une fois la charge achevée, le dispositif délivre automatiquement un choc électrique. Les messages vocaux et les indicateurs (LED et graphiques) guident toute l'opération de secours, garantissant ainsi la facilité d'emploi de l'appareil.

Électrodes  
adulte

Ref : CUSP103

2 unités

Prix :TTC  
2 650,00Batterie Lithium  
jetable

Ref : CUSP103

Prix :TTC  
2 650,00

- Compatible avec ces appareils :  
Défibrillateur ipad cusp1 - dea automatique  
Défibrillateur ipad cusp1a - dea semi-automatique
- Sa durée de vie est estimée à cinq ans (en veille)





## Set Laryngoscope

Mc - Intosh Illumination standard

Taille adulte

Réf. **0091LR4**



Mc - Intosh Lame  
Standard Illumination  
Taille : 0



Mc - Intosh Lame  
Standard Illumination  
Taille : 1



Mc - Intosh Lame  
Standard Illumination  
Taille : 2



Mc - Intosh Lame  
Standard Illumination  
Taille : 3



Poignée Illumination standard  
Taille : Adulte  
Options de poignée :  
Enfant et Stubby



Poignée

Head

Lame

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Fabriqué en acier inoxydable AISI 304  
Toutes les lames et poignées sont compatibles avec la norme ISO 7376 Standard  
Autoclavable  
Disponible en éclairage halogène et LED  
Ampoules 2,5 V  
Les poignées nécessitent 2 piles de taille C  
Boîtier rigide et pochette souple disponibles

### En option

Mc - Intosh Lame  
Standard Illumination  
Taille : 4



Miller Illumination standard

Taille enfant / nourrisson

Réf. **0091LR4**



Lame Miller Illumination  
standard  
Taille : 0



Lame Miller Illumination  
standard  
Taille : 0



Lame Miller Illumination  
standard  
Taille : 1



Lame Miller Illumination  
standard  
Taille : 2



Poignée Illumination standard  
Taille : Enfant / Nourrisson  
Options de poignée :  
Adulte et Stubby



Poignée

Head

Lame

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Fabriqué en acier inoxydable AISI 304  
Toutes les lames et poignées sont compatibles avec la norme ISO 7376 Standard  
Autoclavable  
Disponible en éclairage halogène et LED  
Ampoules 2,5 V  
Les poignées nécessitent 2 piles de taille AA  
Boîtier rigide et pochette souple disponibles

Lame Miller Illumination  
standard  
Taille : 3



## Boîtes pour McIntosh pour 4 lames

Réf. **0091LR4**

Réf. **0091LR4**



## Manche rechargeable avec 5 lames incluses

Réf. **0091LR4**





## Chariot Brancard Inox

Réf. **L9003**

Prix :TTC

**4 990,00**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Brancard démontable avec dossier articulé.
- Ridelles rabattables renforcées.
- Avec manivelle.
- Revêtement en simili cuir.
- Roulettes de  $\varnothing 150$  mm avec parechocs (deux à frein).
- Structure fabriquée en acier inoxydable.

## Chariot Brancard Inox

Réf. **L8102**

Prix :TTC

**2 750,00**

- Pour le déplacement de personnes à mobilité réduite
- Entièrement pliable pour un rangement aisé

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :


- Structure en aluminium,
- Assise en PVC imperméable, et lavable,
- 3 ceintures (dossier, assise et jambes),
- Charge maxi : 160 Kg - Dim. : 69 x 52 x 90 cm,
- Dim. produit plié : 18 x 54 x 90 cm,
- Poids net : 12 kg.

## Brancard Chariot Inox

Réf. **L8091**

Avec roues

Prix :TTC

**2 050,00**Réf. **L8090**

Sans roues

Prix :TTC

**1 050,00**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Ossature en aluminium,
- Revêtement en tissu polyester,
- Deux sangles d'attache,
- Ultra-léger (5,5 kg), petit et pliable,
- Facile à transporter et aisé d'utilisation,
- Pratique en hôpital, infirmerie et ambulance,
- Capacité : 120 kg,

## Chariot Brancard

Réf. **L8100**

En aluminium pour ambulance

Prix :TTC

**10 500,00**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poids : 33 kg
- Dimensions : 190 x 55 x 90 cm
- 4 roulettes dont 2 avec freins.



## Brancard De transfert

Réf. **L8095**

En aluminium

Prix :TTC

**2 300,00**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Ossature en aluminium
- Revêtement en tissu polyester
- Deux sangles d'attache
- Ultra-léger (5,5 kg), petit et pliable
- Facile à transporter et aisé d'utilisation
- Pratique en hôpital, infirmerie et ambulance
- Capacité : 120 kg.

## Brancard pliant

Réf. **L8101**

Prix :TTC

**1 100,00**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- En aluminium,
- Toile plastifiée,
- Lavable imperméable,
- 4 pieds en aluminium,
- Se plie dans sa largeur et sa longueur.



## Chariot Brancard

Réf. **L8134**

En aluminium pour ambulance

Prix :TTC

**7 000,00**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Roues à freins (4) de 15 cm
- Réglage hauteur manivelle : 480-860 mm
- Dim : 1870 x 550 x (480-860) mm
- Relève-buste crémaillère : 0°-90°

## Brancard

Réf. **L8095**

Avec relève buste et roues

Prix :TTC

**2 300,00**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Revêtement en tissu polyester,
- Deux sangles d'attache,
- Ultra-léger (5,5 kg), petit et pliable,
- Facile à transporter et aisé d'utilisation,
- Pratique en hôpital, infirmerie et ambulance,
- Capacité : 120 kg.




## Chariot brancard de transport SD04

Réf. **SD04**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Mouvement Trendelenburg : Inclinaison hydraulique.
- Partie dorsale inclinable : Ajustement du dossier.
- Rails latéraux : Cachables et verrouillables.
- Poignées métalliques : Hygiéniques et pratiques.
- Roulettes pivotantes : Mobilité et contrôle.
- Revêtement électrostatique : Résistant et durable.
- Matelas de densité : Confort optimal.



## Chariot brancard de transport SD15

Réf. **SD15**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Mouvement Trendelenburg : Inclinaison hydraulique.
- Partie dorsale inclinable : Ajustement du dossier.
- Rails latéraux : Cachables et verrouillables.
- Poignées métalliques : Hygiéniques et pratiques.
- Roulettes pivotantes : Mobilité et contrôle.
- Revêtement électrostatique : Résistant et durable.
- Matelas de densité : Confort optimal.



## Chariot brancard de transport

Réf. **MKM2-38**



Prix :TTC  
**22 800,00**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Mouvement Trendelenburg : Inclinaison hydraulique.
- Partie dorsale inclinable : Ajustement du dossier.
- Rails latéraux : Cachables et verrouillables.
- Poignées métalliques : Hygiéniques et pratiques.
- Roulettes pivotantes : Mobilité et contrôle.
- Revêtement électrostatique : Résistant et durable.
- Matelas de densité : Confort optimal.



## Chariot brancard de transport


Réf. **MKM2T8**



Prix :TTC  
**37 500,00**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Mouvement Trendelenburg : Inclinaison hydraulique.
- Partie dorsale inclinable : Ajustement du dossier.
- Rails latéraux : Cachables et verrouillables.
- Poignées métalliques : Hygiéniques et pratiques.
- Roulettes pivotantes : Mobilité et contrôle.
- Revêtement électrostatique : Résistant et durable.
- Matelas de densité : Confort optimal.





**Matelas Coquille immobilisateur**Réf. **LFS293**

Prix :TTC

**9 990,00**

- Dispositif permettant d'immobiliser entièrement une personne, et en particulier la hanche et la colonne vertébrale.
- Il est aussi utilisé pour conditionner les grands brûlés, afin de limiter leurs mouvements (qui sont douloureux).

**Aspirateur De Mucosité Mobiletensiophone**Réf. **CA4102009****36L /min avec batterie**

Prix :TTC

**5 990,00**

Dispositif portable pour l'aspiration des liquides corporels, l'aspiration orale, nasale et trachéale chez l'adulte ou l'enfant



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Moteur - Pompe à piston sans huile et sans entretien
- Alimentation - 14V 4A avec adaptateur universel AC/DC mod. UE60-140429SPA3 (100-240V~ - 50/60Hz - 100VA)
- Batterie interne rechargeable Pb (12V 4A) -
- Autonomie 60min - Temps de recharge 120±150min
- Puissance absorbée - 4 A
- Classification ISO 10079-1 - HAUTE TENSION / HAUT DÉBIT
- Vide maximum (réglable) - -0,80 bar -80kPa - 600mmHg
- Cycle de travail - Fonctionnement non-stop
- Temps de recharge - 240 minuti

**Aspirateur A Mucosité Manuel**Réf. **L8136**

Prix :TTC

**420,00**

- Protection anti-débordement activée lorsque le bocal est plein, empêchant le fluide d'entrer dans la chambre de la pompe.
- Régulateur de vide intégré.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Vide max: 450 mmHg  
Matériau: PE, PVC  
Débit d'air: > 20 l/mzn  
Dimensions: 180x220x80 mm  
Capacité récipient: 300 ml  
Poids: 275 g

## Le produit comprend :

- Un pistolet
- Un bocal de 300 ml à usage unique avec bouchon
- Deux sondes (pour enfant et adulte)

**Kit D'ambu de réanimation**

Réf.

**HTA1404NE** Nouveau-né**HTA1405E** Enfant**HTA1406A** Adulte

Prix :TTC

**470,00**

L' Insufflateur de réanimation manuel dispose d'une prise antidérapante et d'un design léger, permettant aux utilisateurs de ventiler un patient d'une seule main si nécessaire. De plus, l'ergonomie et le corps du sac pivotant à 360 degrés rendent les utilisateurs plus pratiques.

**Attelles gonflables**Réf. **LFS185**

Prix :TTC

**600,00**

- Trousse de 6 attelles gonflables dont 3 pour les membres supérieurs (avant-bras et bras entier) et 3 pour les membres inférieurs (jambe et jambe complète),
- Mise en place rapide par fermeture à glissière, valve de gonflage nylon

**Couverture isothermique**Réf. **LFS128****Dim : 160 X 210 cm**

Prix :TTC

**35,00**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Film polyester métallisé double face (or et argent) très résistant, imputrescible et imperméable,
- Dim. 210x160 cm.



## Boîte de secours

Réf.	Prix.
<b>L8035</b> - Equipée	<b>690,00</b>
<b>L8035V</b> - vide	<b>340,00</b>

### Boîte en ABS, haute résistance :

Compartiments modulables,  
doubles volets translucides  
permettant une ouverture  
d'urgence sécurisée



- Pansement adhésif 6x10cm / 8 pièces
- Sparadrap adhésif stérile 7.2x1.9 cm / 25 pièces
- Rouleau de sparadrap adhésif / 1 pièce
- Masque pour respiration artificielle bouche à bouche / 1 pièce
- Pansement saturé d'une solution antiseptique / 3 pièces
- Pansement tissé saturé d'une solution savonneuse/3 pièces
- Echarpe de forme triangulaire 90x90x127cm pour multi Usages/1 pièce
- Une paire de ciseaux 15 cm/ 1 pièce
- Une pince 13 cm/ 1 pièce

- Sangles élastiques pour garrot/ 1 pièce
- Bande élastique auto- adhésive 5x450cm/ 2 pièces
- Bande élastique auto-adhésive 7.5x450cm/ 1 pièce
- Paire de gants d'examen en latex poudrées/ 2 paires
- Compresse stérile 10x10 cm / 5 pièces
- Compresse stérile 7,6x7,6 cm /3 pièces
- Boules de coton non stérile 0.5 g / 5 pièces
- Lancette pour une prise de sang/ 1 pièce
- Couverture iso thermique 150x210 cm/ 1 pièce

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids	1.22Kg
Dimensions	21 x 37 x 45 cm
Capacité	29.75 Litres
Couleur	Rouge

## Sac d'urgence rouge

Réf. **EMB1306**

Prix :TTC  
**1 050,00**

- Poignée ergonomique avec velcro
- Grandes poches latérales
- Bretelles et épaules rembourrées réglables
- Dos rembourré
- Grande poche frontale pour défibrillateur
- Accès intérieur pratique
- Compartiments internes avec maille et fenêtre transparente



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids	1.22Kg
Dimensions	21 x 37 x 45 cm
Capacité	29.75 Litres
Couleur	Rouge

## Sac de premiers soins

Réf. **EM13062**

Prix :TTC  
**420,00**

### Pliable à coque souple – Soft

- Poignée double boucle.
- Accès central sans toucher l'extérieur.
- Organisation et sécurisation optimisées.
- Garniture réfléchissante haute visibilité.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids	1.22Kg
Dimensions	21 x 37 x 45 cm
Capacité	29.75 Litres
Couleur	Rouge

## Sac de secours pour sport

Réf. **L8042V** - vide

Prix :TTC  
**650,00**

Pour tous les sports,  
nécessaires à l'intervention  
mobile



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids	1.22Kg
Dimensions	21 x 37 x 45 cm
Capacité	29.75 Litres
Couleur	Rouge

## Sac Light d'urgence à bandoulière

Réf. **EM13025**

Prix :TTC  
**790,00**

- Zips robustes à haute résistance.
- Garniture réfléchissante jour et nuit.
- Poignées et bandoulière en sangle solides et renforcées.
- Matériel lavable.
- Séparateurs internes amovibles et rembourrés.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids	1.23Kg
Dimensions	44 x 25 x 27 cm
Capacité	21h60
Couleur	Orange



## Moniteur patient ECG

Réf. **BL8310-B**

### VITAVUE 12

Le moniteur patient de la série Vitavue est un dispositif de surveillance patient multiparamétrique portable et facile à utiliser avec des performances fiables, de petite taille, léger et pratique et combiné à une fonction de surveillance multiparamétrique, qui peut réaliser une surveillance complète en temps réel de patients et faciliter l'examen et l'analyse des données par les professionnels de la santé.

**Paramètre mesuré :** ECG, RESP, de température, de fréquence cardiaque, de capnographie, de débit cardiaque, PNI, PI, de pression systolique, SpO2



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Configuration : portable, modulaire
- Paramètre mesuré : ECG, RESP, de température, de fréquence cardiaque, de capnographie, de débit cardiaque, PNI, PI, de pression systolique, SpO2.
- Applications : clinique, d'anesthésie, Premiers secours, soins aux patients, santé mobile.
- Options et accessoires : à réseau sans fil, avec écran tactile.
- Gestion des données: Enregistrement de 1200 heures, supports USB, connexion système central, transfert de données 5G, WIFI, Bluetooth.
- Taille de l'écran : 12,1 cm, 15,5 cm.

#### Accessoires inclus :

- Câble ECG 5 dérivations (IEC)
- Électrodes ECG adultes jetables
- Capteur de SpO2 adulte (2M)
- Brassard PNI adulte
- Tube de raccordement PNI
- Capteur de température cutanée
- Batterie au lithium rechargeable (2600 mAh)
- Manuel d'utilisation
- Cordon d'alimentation



*Chariot en option*

## Moniteur ECG multiparamétrique

Réf. **BL8500-B**

### VITAVUE 15

Le moniteur patient de la série Vitavue est un dispositif de surveillance patient multiparamétrique portable et facile à utiliser avec des performances fiables, de petite taille, léger et pratique et combiné à une fonction de surveillance multiparamétrique, qui peut réaliser une surveillance complète en temps réel de patients et faciliter l'examen et l'analyse des données par les professionnels de la santé.

**Paramètres mesurés:** ECG, RESP, TEMP, etCO2, fréquence cardiaque, PNI, PI, SpO2.



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Technologie avancée:
  - stockage de données : 480 heures d'examen, 168 heures de tendances, 4000 ensembles de données
  - mise à jour via USB/HDMI
- Ergonomie: écran tactile, facile à nettoyer, étanche
- Intégration informatique:
  - WiFi, station centrale de surveillance sans fil
  - visualisation de 8 traces par moniteur, jusqu'à 32 lits en temps réel
- Taille de l'écran: 38cm
- Autonomie de la batterie: 2 heures
- Poids: 5 kg
- Fréquence du pouls: 25-250 unités
- Taux d'oxygène: 0-100%
- Alarme lumineuse à 360 degrés

#### Accessoires inclus :

- Câble ECG 5 dérivations (IEC)
- Électrodes ECG adultes jetables
- Capteur de SpO2 adulte (2M)
- Brassard PNI adulte
- Tube de raccordement PNI
- Capteur de température cutanée
- Batterie au lithium rechargeable (2600 mAh)
- Manuel d'utilisation
- Cordon d'alimentation



*Chariot en option*





## Moniteur Patient Screen Touch

Réf. **BL210A400**

### NIBP + SpO2 + TEMP + ECG

Moniteur patient Screen Touch est un moniteur de signes vitaux universel pour diverses applications cliniques. applications. Il s'agit non seulement de fournir une vérification ponctuelle de base des signes vitaux, mais également la fonction de surveillance à long terme comme l'ECG et l'EtCO2, qui donne à IRIS le fonctionnalités supplémentaires pour une surveillance continue, et en fait un appareil parfait pour différents services de l'hôpital, des cliniques et des cabinets médicaux



Module d'imprimante, plug and play



Carte SD pour sauvegarder et transférer des données



Alimentation DC facilitée le travail sur le terrain



Chariot en option

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Combinaison de LED numérique et d'écran LCD TFT.
- Configuration flexible entre SpO2, NIBP, Temp, ECG et EtCO2.
- Piles rechargeables au lithium haute capacité, durée de fonctionnement augmentée à 10 heures.
- Contrôle ponctuel et mode de travail continu pour satisfaire différents scénario clinique.
- La résistance anti-chute de 1,5 m le rend adapté aux situations d'urgence.
- Stockage interne haute capacité pour 1 500 heures de tendances ou 4 000 groupes de données.
- Connexion Ethernet, WiFi et 3G pour transférer des données depuis n'importe où et n'importe quand.
- Imprimante thermique de type Plug & Play.

### Accessoires inclus :

- Capteur SpO2 adulte
- Brassard PNI adulte et tube de connexion
- Sonde de température cutanée
- Batterie au lithium rechargeable (2500 mAh)
- Manuel d'utilisation
- Cordon d'alimentation

## Moniteur Patient Screen Touch

Réf. **BL210A300**

### NIBP + SpO2 + TEMP

Moniteur Screen Touch : NIBP + SpO2 + TEMP est un moniteur de signes vitaux universel pour diverses applications cliniques. applications. Il s'agit non seulement de fournir une vérification ponctuelle de base des signes vitaux, mais également la fonction de surveillance à long terme comme l'ECG et l'EtCO2, qui donne à IRIS le fonctionnalités supplémentaires pour une surveillance continue, et en fait un appareil parfait pour différents services de l'hôpital, des cliniques et des cabinets médicaux.



Chariot en option

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Combinaison de LED numérique et d'écran LCD TFT.
- Configuration flexible entre SpO2, NIBP, Temp, ECG et EtCO2.
- Piles rechargeables au lithium haute capacité, durée de fonctionnement augmentée à 10 heures.
- Contrôle ponctuel et mode de travail continu pour satisfaire différents scénario clinique.
- La résistance anti-chute de 1,5 m le rend adapté aux situations d'urgence.
- Stockage interne haute capacité pour 1 500 heures de tendances ou 4 000 groupes de données.
- Connexion Ethernet, WiFi et 3G pour transférer des données depuis n'importe où et n'importe quand.
- Imprimante thermique de type Plug & Play.

### Accessoires inclus :

- Capteur SpO2 adulte
- Brassard PNI adulte et tube de connexion
- Sonde de température cutanée
- Batterie au lithium rechargeable (2500 mAh)
- Manuel d'utilisation
- Cordon d'alimentation

**Pompe seringue série**Réf. **BYZ810****BYZ-810**

Facile à transporter, Supporte les modes ml/h et d/min et peut changer par une seule touche. Moteur silencieux IC importé d'Allemagne et moteur japonais, faible bruit, faible vibration. Démarrage avec fonction d'auto-vérification pour un fonctionnement stable du système

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Taux d'injection : 0,1 à 1500 ml/h selon la taille de la seringue.
- Précision :  $\pm 3\%$  après étalonnage.
- Capacité : Jusqu'à 6 canaux empilables, 9999,9 ml max.
- Alarmes : Occlusion, défaillance, batterie faible.
- Source d'énergie : Secteur et batterie rechargeable (4 h d'autonomie).
- Affichage : Écran LCD HD.
- Alimentation : AC100-240V, batterie interne, chargeur voiture.
- Compatibilité : Seringues de 5ml à 50/60ml.

**Pompe seringue**Réf. **BYSANS2****Série Sunfusion**

Les pompes à seringue Sunfusion sont une solution de transfert de fluides robuste et fiable pour une variété d'applications. Ils sont disponibles dans une gamme de tailles et de débits pour répondre aux besoins spécifiques de votre application.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Écran : 3,5 pouces, tactile.
- Communication : Système central ID3.
- Modes : 7 modes : simple, chute, vol/T, vol/W, micro, séquentiel, intermittent.
- Compatibilité : Sunfusion P13 + ID3, seringues 2 ml à 50/60 ml.
- Débit : 0,01 à 2200 ml/h.
- Volume : 0,01-9999,99 ml.
- Surveillance : Obstruction à 13 niveaux, 2 capteurs.
- Alarme : Sonore et visible, voix féminine.
- Historique : 2000 enregistrements.
- Alimentation : CA, CC, batterie 8h.
- Dim : 300 x 180 x 90mm/ Poids net 2.0kg.

**Pousse seringue**Réf. **COM200A****Mono voie**Prix :TTC  
**9 000,00****SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Connecté au système de station pour contrôler la seringue par des moyens combinés.
- La pompe à seringue est conçue avec précision, stable et fiable avec une fonction d'alarme unique.
- Le système de surveillance affiche des changements dynamiques en temps réel de la pression de la ligne de seringue.
- Une combinaison de tige de poussée fiable assure un fonctionnement sûr de la seringue et évite les dangers potentiels.

**Pompe à perfusion série**Réf. **BYS8201****BYZ-820**

La pompe à perfusion série BYZ-820 est un dispositif médical volumétrique à une voie conçu pour l'administration précise et contrôlée de médicaments ou de solutions liquides aux patients. Elle est utilisée dans une variété de contextes médicaux, notamment les hôpitaux, les cliniques, les cabinets médicaux et les établissements de soins à domicile.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Débit : 1 à 1,200 ml/h (précision  $\pm 5\%$ ).
- Volume : 0,1 à 9999,9 ml.
- Taux de purge : 100 à 1000 ml/h.
- KVO : 1 à 5 ml/h.
- Source d'énergie : Secteur + batterie Li ( $\geq 4$  h d'autonomie à 1,600 mAh).
- Conditions : Fonctionne entre  $+5^\circ\text{C}$  et  $+40^\circ\text{C}$ , IPX4.
- Dimensions/poids : 140 x 157 x 220 mm, 1,8 kg.
- Écran : LCD HD convivial avec affichage dynamique.
- Alarmes : Sonores et visuelles pour diverses anomalies, brevetées.
- Fonctions : Modes ml/h ou gouttes/min, fonction de purge, KVO (1-5 ml/h).
- Alimentation : Secteur (AC 100-240V) et batterie interne.
- Praticité : Sauvegarde automatique des derniers paramètres et OEM disponible.

**Pompe à perfusion**Réf. **BYSUNS1****Série Sunfusion**

La pompe à perfusion Sunfusion est une pompe à perfusion volumétrique à commande numérique utilisée pour administrer des médicaments et des fluides par voie intraveineuse.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Écran : 3,5 pouces tactile LCD.
- Modes : 7 types (simple, séquentiel, intermittent, etc.).
- Débit : 0,01 à 2200 ml/h (précision  $\pm 2\%$ ).
- Alarmes : Visuelles/sonores, système vocal breveté.
- Compatibilité seringues : 2 à 60 mm
- Autonomie : Batterie  $> 8$  h (5 ml/h).
- Taille/poids : 300x180x90 mm, 2 kg.



## Station de perfusion multivoie

Réf. **BYPI3**

### Série Sunfusion

Les stations de perfusion multivoie sont généralement utilisées dans les hôpitaux, les cliniques et les maisons de retraite. Elles peuvent être utilisées pour administrer des liquides par voie intraveineuse, intramusculaire ou sous-cutanée. Elles peuvent également être utilisées pour administrer des médicaments par voie intraveineuse ou intramusculaire.



Contrôleur d'alarme

Sunfusion Erch-3

Sunfusion® Erch-6

Boîtier de connexion



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

#### Intégration Gain de place :

##### 1. Intégration de l'alimentation :

- Un seul câble d'alimentation est requis pour le chargement et alimenter toutes les pompes du poste de perfusion.
- Super design pour la disposition des tubes et la fixation de capteur de chute des deux côtés du boîtier enfichable.

##### 2. Combiné de manière flexible :

- Conception modulaire, combinaison libre, petite taille, poids léger et un transport facile.
- Chaque emplacement est équipé d'une palette auxiliaire, la pompe est insérée dans le rail, ce qui facilite son utilisation.
- Conception empilable et rail empilé, facile à empiler sans outils.

#### Canaux multiples - Sûr, flexible et pratique :

##### 1. Conception de branchement à chaud :

- Conception innovante de branchement à chaud, peut retirer la pompe et continuer la perfusion lorsque le patient quitte son lit.
- Module de perfusion, performant et sûr.

##### 2. Empilage combiné :

- Conception modulaire : 2 à 12 pompes peuvent être combiné de manière flexible selon les besoins.

## Accessoires

### Cordon d'alimentation de véhicule 15V

Réf. **BYDC12S**



### Réchauffeur de pompe à perfusion

Réf. **BYWS**



### Poignée simple

Réf. **BYTS1**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

#### Matériaux et avantages :

- Le boîtier est fabriqué à partir d'un alliage PBT + PC pour obtenir des propriétés plus stables
- Résistance exceptionnelle à la corrosion
- Facile à nettoyer médicalement, ce qui garantit la propreté clinique.

#### Caractéristiques du produit:

- Apparence flambant neuve, simple mais splendide
- Plus classique avec une élégante couleur blanc-gris. Convient aux pompes à perfusion et à seringues Sunfusion

### Support pour pousse-seringue

**BY-198**

Réf. **BY198**





**Aspirateur chirurgical fixe**Réf. **CA3101003**

- Alarme visuelle et sonore pour batterie faible.
- Manomètre (bar & kPa) inclus.
- Régulateur de vide intégré

Prix :TTC  
**10 850,00****40L /min****Principales applications :**

voiture-ambulance, urgences, soins à domicile, transfert patient, chambre, trachéotomie et médecine vétérinaire.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

Moteur	Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
Alimentation	14V 4A avec adaptateur Universel AC/DC
Autonomie	60min
Temps de charge	240min
Adaptateur Automobile	(12V 4A)
Vide Maximum (Ajustable)	0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg
Débit libre d'air max	36 l/min (sans bocal)
Niveau Sonore	63 dBA
Poids	4,39 kg
Dimensions	35 x 21 x 18 cm

**Aspirateur chirurgical fixe**Réf. **CA3101003****Avec batterie**Prix :TTC  
**10 850,00****36L /min****Principales applications :**

endoscopie, gastroentérologie, chirurgie générale, soins à domicile, obstétrique, chambre médecine vétérinaire

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

Moteur	Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
Alimentation	230V-50Hz - autres configurations disponibles sur demande
Vide Maximum (Ajustable)	0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg
Débit libre d'air max	40 l/min
Niveau Sonore	60,5 dBA
Cycle de fonctionnement	ininterrompu
Poids	3,6 kg
Dimensions	35 x 21 x 18 cm

**Accessoires aspirateur****Ventouse d'aspiration en silicone**Prix :TTC  
**890,00**

Réf.	Dim.
<b>VC95100</b>	210 mm x 50 / XS
<b>VC95200</b>	210 mm x 60 / S
<b>VC95300</b>	210 mm x 70 / M

**Bocal autoclave**Réf. **RE210353**Prix :TTC  
**240,00****Couvercle pour bocal**Réf. **RE2103521**Prix :TTC  
**180,00****Filtre anti-bactérien**Réf. **SP0121**Prix :TTC  
**120,00****O-ring Joint pour bocal**Réf. **RE210354**Prix :TTC  
**100,00****Jeu de tuyau + Filtre**

Réf.	Dim.	Prix.
<b>SP0036</b>	210 mm x 50 / XS	<b>160,00</b>
<b>SP00362</b>	210 mm x 60 / S	<b>240,00</b>
<b>SP00321</b>	210 mm x 70 / M	<b>270,00</b>

**Aspirateur chirurgical mobile****Avec pédale**Réf. **CA410356P**Prix :TTC  
**10 850,00****Sans pédale**Réf. **CA410356**Prix :TTC  
**8 990,00**

- Aspiration professionnelle des fluides corporels, tissus ou os pendant/après chirurgie.
- Pompe sans huile pour haute performance et vide maximal rapide, sans maintenance.
- Tableau de bord clair et accessoires complets pour chirurgie et liposuccion.
- Batterie interne rechargeable pour environnements nécessitant une batterie de secours.
- Fonction d'économie d'énergie avec capteur de pression réduisant la vitesse du moteur de 50 % en l'absence d'aspiration.
- Prolonge l'autonomie de la batterie et réduit le niveau sonore.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**


- Alimentation électrique - 220-230V / 50-60 Hz avec adaptateur AC/DC interne
- Batterie interne rechargeable (type plomb 12Vdc - 20A) Autonomie 250 min - Temps de recharge 8 heures
- Vide maximum (réglable) - -0,85 Bar -85 kPa -637,5 mmHg
- Puissance absorbée - 90 VA
- Fusible - 1 x F 4A L 250V
- Facteur de service - Fonctionnement non-stop (sur secteur uniquement)
- Débit de la pompe : 60 L/min
- Aspiration réglable jusqu'à 900 mm bar
- Puissance 230W
- Fonctionnement : par interrupteur M/A et par pédale.
- Filtre antibactérien
- Silencieux < 50 dba
- Lampe témoin de signalisation du M/A
- Dim. : 460 x 600 x 420 mm /
- Poids:13Kg / Alimentation : 230V /50Hz



## Détecteur de veines infrarouge

Réf. **NAVI30** - sans support Réf. **NAVI60** - avec support

Offre une visualisation précise et en temps réel de la vascularisation sous-cutanée, facilitant ainsi l'évaluation de l'état des veines et réduisant les risques liés à la ponction veineuse. Grâce à cet appareil, les établissements de santé peuvent non seulement diminuer les coûts liés aux soins, mais également renforcer le contrôle des infections tout en améliorant la sécurité et la satisfaction des patients.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Luminosité : 10 - 25 lumens	Taille de l'image : 3 tailles
Type d'image : Lumière d'image	Charge pendant l'utilisation : Oui
Réglage de la luminosité : 4 niveaux	Dimensions : 224 (L) x 68 (l) x 64 (H) mm
Couleurs : 5 couleurs	Poids : 500 g



Bleeding Vein



Sealed Vein



Narrow Vein



Curved Vein

## Garrot pneumatique manuel chirurgical

Réf. **R5255**

### Utilisé en chirurgie orthopédique

- Pompe métallique robuste pour la génération de pression
- L'air contenu dans le brassard s'échappe à l'ouverture de la valve de décompression
- 2 brassard : 57 x 9 cm (avant-bras) et 96 x 13 cm (cuisse)
- Matériaux lavables
- Vessies sans latex
- Manomètre métallique chromé



Prix :TTC

4 450,00

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Graduation des échelles en mm Hg	Par pas de 10 mm Hg
Plage d'affichage mm Hg	Jusqu'à 700 mmHg
Des conditions de fonctionnement	10°C (50°F) à 40°C (104°F)
Température de stockage/transport	20 °C (-4 °F) à 70 °C (158 °F)
Humidité relative de stockage/transport	85 % (sans condensation)



## Appareil de perfusion à pression

Réf. **R5270**

- L'appareil est utilisé pour la mise sous pression de sang et de solutés lors de transfusions ou perfusions.
- IL est doté d'un manomètre chromé de 49 mm de diamètre avec graduations (jusqu'à 300 mmHg), lisible et robuste.
- Sa manchette en coton bleu est lavable jusqu'à 60°C.
- Poire de gonflage sans latex.



Prix :TTC

950,00

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage d'affichage	0 à 300 mmHg
Conditions de fonctionnement	10°C à 40°C
Humidité relative	85 % (sans condensation)
Température de stockage/transport	-20°C à 70°C
Humidité relative de stockage/transport	85 % (sans condensation)



## Bistouri électrique monopolaire

Réf. **010350W**

Prix :TTC

**8 900,00****50 W**

Le bistouri électrique 120 W Surtron 50 monopolaire bipolaire est un appareil utilisé pour couper et coaguler les tissus. Il est utilisé dans une variété de procédures chirurgicales, y compris les biopsies, les exérèses et les ligatures.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Puissance maximale de coupe CUT : 50W-400Ω
- Puissance maximale de coupe/coagulation CUT/COAG1 : 45W-400Ω
- Puissance maximale de coupe/coagulation CUT/COAG2 : 40W-400Ω
- Puissance maximale de coagulation COAG : 40W-400Ω
- Fréquence de travail : 600 kHz
- Électrode neutre
- Réseau sélectionnable : 115/230 Vac
- Fréquence de réseau : 50-60 Hz
- Puissance maximum absorbée : 200 VA
- Dimensions : L 190 x H 85 x P 239 mm.
- Poids : 2,5 kg.



Livré complet avec :

- Porte-électrode multi-usager.
- Kit de 10 électrodes assorties 5cm.
- Pédale de contact.
- Câble pour connexion électrode neutre au cylindre.
- Électrode neutre au cylindre.
- Câble d'alimentation 2m.

## Bistouri électrique monopolaire

Réf. **010380W**

Prix :TTC

**9 900,00****80 W**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Puissance maximale de coupe CUT : 80W-200
- Puissance maximale de coupe/coagulation BLEND : 60W-200
- Puissance maximale de coagulation FORCED COAG : 50W-150
- Puissance maximale de coagulation SOFT COAG : 40W-100
- Puissance maximale de coagulation BIPOLAR : 30W-100
- Fréquence de travail : 600 kHz
- Électrode neutre
- Réseau sélectionnable : 115/230 Vac
- Fréquence de réseau : 50-60 Hz
- Puissance maximum absorbée : 230 VA
- Circuit de contrôle Plaque / Patient OC
- Contrôle de puissance émise
- Autodiagnostic erronés
- Dimension L 254 x H 104 x P 288 mm.
- Poids 5 kg.



Livré complet avec :

- Porte-électrode multiusage,
- Kit de 10 électrodes assorties 5cm,
- Pédale de contact,
- Câble pour connexion électrode neutre,
- Électrode neutre acier,
- Câble d'alimentation 2m,
- Manuel d'utilisation.

## Bistouri électrique monopolaire

Réf. **0103120W**

Prix :TTC

**11 500,00****120 W**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Puissance maximale de coupe CUT : 120W-250
- Puissance maximale de coupe/coagulation BLEND : 90W-200
- Puissance maximale pour incision ENHANCED: 90W-250
- Puissance maximale de coagulation de surface FORCED COAG : 80W-150
- Puissance maximale de coagulation de profondeur SOFT COAG : 60W-100
- Puissance maximale de coagulation bipolaire BIPOLAR : 40W-100
- Variation des temps d'émission de 10 ms à 30 secondes
- Intervalle des impulsions de 1 à 9 - Fréquence de travail : 600 kHz
- Électrode neutre - Réseau sélectionnable : 115/230 Vac
- Fréquence de réseau : 50-60 Hz
- Puissance maximum absorbée : 300 VA
- Circuit de contrôle Plaque / Patient OC
- Contrôle de puissance émise
- Signal acoustique réglable
- Pédale de contrôle étanche
- Dim. : L 254 x H 104 x P 288 mm/ Poids : 5 kg.



Livré complet avec :

- porte-électrode multiusage,
- kit de 10 électrodes assorties
- 5 cm, pédale de contact,
- câble pour connexion électrode neutre,
- électrode neutre acier,
- câble d'alimentation 2m,





## Bistouri électrique monopolaire

Ref. **NEW**

**300 HP**



Le SURTRON 300 HP est un appareil électrochirurgical de haute performance, conçu pour offrir une chirurgie monopolaire et bipolaire avec une précision et une fiabilité optimales.

**Double activité :** deux canaux de sortie pour la coupe monopolaire et deux canaux indépendants pour la coagulation monopolaire.

**Coupe commandée :** Courants adaptés pour des incisions nettes et contrôlées. Possibilité de coagulation simultanée pour des dissections chirurgicales précises.

Procédures endoscopiques optimisées grâce à un faible couplage capacitif.

**Coagulation double :**

Modes rapide et profond, utilisables par deux opérateurs.

Fonction Jet Coag, activable avec un stylet ou une pédale.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Fonctionnalité	de coupe monopolaire, de coupe bipolaire, de coagulation bipolaire, de coagulation monopolaire
Technologie	à haute fréquence
Puissance de coupe	300 W
Puissance de coagulation	120 W

## Bistouri électrique monopolaire

Réf. **NEW**

**400 HP**

Le SURTRON 400 HP est un appareil électrochirurgical avancé, conçu pour répondre aux besoins des interventions monopolaires et bipolaires avec une précision et une fiabilité exceptionnelles.

**Double activité :**

Deux canaux de sortie pour la coupe monopolaire.

Deux canaux indépendants pour la coagulation monopolaire.

**Procédures de coupe contrôlées :**

Courants adaptés pour des incisions nettes sans escarre.

Possibilité de coagulation simultanée pour une dissection chirurgicale précise. Faible couplage capacitif pour les procédures endoscopiques grâce au mode Slow BLEND.

**Coagulation double :**

Modes SPEEDY Coag et DEEP Coag, utilisables par deux opérateurs.

Fonction SPRAY COAG, activable avec un stylet ou une pédale.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Fonctionnalité	de coupe monopolaire, de coupe bipolaire, de coagulation bipolaire,
Technologie	à haute fréquence
Puissance de coupe	400 W
Puissance de coagulation	120 W

## Bistouri électrique monopolaire

Réf. **NEW**

**200 HP**

SURTRON® TOUCH est un équipement électrochirurgical haute fréquence qui convient à la chirurgie monopolaire et bipolaire de précision et à la microchirurgie sans altérations tissulaires.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Fonctionnalité	de coupe monopolaire, de coupe bipolaire, de coagulation bipolaire
Technologie	à haute fréquence
Options	avec écran tactile
Puissance max BLEND CUT	150 W
Puissance max PURE CUT	200 W
Fréquence	360 kHz





## Chariot brancard de douche hydraulique avec coussin

Réf. **LENSB**

- Pour le transport et pour la douche
- La structure traitée anticorrosion du matelas en plastique ABS
- Barrières et vis sont en acier inox.
- Les barrières latérales de sécurité avec un dispositif de blocage se rabattent facilement avec une seule main durant le transfert du patient du lit vers le chariot.
- Chariot doté d'un orifice de drainage avec un tube de 150 cm de longueur pour l'évacuation de l'eau.  
(inclinaison de 5° pour faciliter l'évacuation de l'eau)
- Le blocage directionnel est disponible pour faciliter les transferts.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Matériaux : polyuréthane, plastique, métal peint  
 Dimensions principales : H 116 cm, P 100 cm, L 64,3 cm  
 Assise : P 440 mm, L 500 mm  
 Accoudoirs amovibles : 35,5 cm x 42,5 cm x 6,5 cm  
 Tôle DPK peint : épaisseurs 3 à 6 mm  
 Capacité de charge : 200 kg

## Valise de crise : kit de contention

**Indispensable pour les services de psychiatrie et urgences**

Destiné à faire face à des patients agités, combattifs (plus particulièrement dans les unités d'urgence et psychiatriques), le kit complet permet au personnel soignant d'avoir tout sous la main très rapidement.

### Valise contenant :

- Ceinture abdominale (largeur 14 cm) avec les sangles intégrées.
- Extension pour ceinture abdominale (25 cm)
- Ceinture pelvienne
- Ceinture épaule
- Ceintures de blocage
- Ceintures poignets / paire
- Ceintures chevilles / paire
- 4 Serrures Magnet
- 17 Clés pour serrures Magnet
- Valise de rangement



### DIMENSIONS :

Small / Medium (tour de taille 60-110 cm)  
 Large (tour de taille 85-160 cm)

**Système de sangles et ceintures avec fermeture par serrures magnétiques et clé d'ouverture spécifique**





## Lampes scialytiques plafonnier Hal 700



Nous fournissons continuellement des éclairages de salle d'opération avec la technologie halogène car la demande du marché est toujours là. Après des décennies de développement et d'amélioration, Halogen est la technologie éprouvée pour continuer à contribuer aux marchés chirurgicaux.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Configuration	plafonnier
Source lumineuse	halogène
Nombre de bras	2 bras
Indice de rendu des couleurs	95
Options	avec panneau de contrôle
Intensité à 1 m	80 000 lx, 160 000 lx
Température de couleurs	4 300 K

## Lampes scialytiques plafonnier led 9



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Configuration	plafonnier
Source lumineuse	LED
Nombre de bras	3 bras
Indice de rendu des couleurs	97
Options	avec panneau de contrôle, avec mouvement axial
Puissance	300 W
Intensité à 1 m	160 000 lx
Température de couleurs	4 300 K
Durée de vie des ampoules	50 000 h

Les lampes chirurgicales/opératoires LED 3 et LED 5 ont été développées par la dernière technologie de la dernière génération d'éclairage LED blanc chaud, d'IRC et de température de couleur parfaits, et fabriquées en forme de fleur pour s'adapter à l'environnement à flux laminaire avec les excellentes caractéristiques et valeurs suivantes- fonctions ajoutées. Nous pouvons personnaliser l'unité axiale centrale et le bras à ressort pour répondre à une hauteur de plafond normale, une hauteur de plafond basse et une hauteur de plafond extrêmement basse. Les lampes OT de la série LED 53 allient confort, économies et utilisation suffisante dans n'importe quelle salle d'opération.

## Lampes scialytiques plafonnier led 5



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Configuration	plafonnier
Source lumineuse	LED
Nombre de bras	2 bras
Indice de rendu des couleurs	96
Options	avec mouvement axial
Puissance	192 W, 320 W
Intensité à 1 m	100 000 lx, 160 000 lx
Température de couleurs	4 800 K
Durée de vie des ampoules	50 000 h

## Lampes scialytiques plafonnier led 3



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Configuration	plafonnier
Source lumineuse	LED
Nombre de bras	2 bras
Indice de rendu des couleurs	96
Puissance	192 W, 320 W
Intensité à 1 m	80 000 lx
Température de couleurs	4 800 K
Durée de vie des ampoules	50 000 h





## Table d'opération gynécologique

Réf. **ET400B**

Table d'opération gynécologique est une table d'opération électrique conçu pour des opérations chirurgicales complexes, aussi utilisé pour l'accouchement, l'opération gynécologique et les examens médicaux. Les moteurs électriques permettent des mouvements souples à faible bruit et le dossier est contrôlé à la fois par la télécommande à micro-touche et par pédale.

La table d'opération électrique, Modèle ET400B est le modèle de table électrique le plus récent qui peut être utilisé en cas d'accouchement, pour les opérations et les examens gynécologiques. L'élévation du dessus de table peut être en mode Trendelenburg / Trendelenburg inversé. Les panneaux arrière sont contrôlés à la fois par télécommande à micro-touche ainsi que par interrupteur à pied. Le moteur électrique importé permet un mouvement souple et flexible, à faible bruit, fiabilité élevée. L'enveloppe de base et de la colonne est en acier inoxydable de qualité médicale 304. Le matelas homogène peut être adapté à une couleur spécifique, facile à nettoyer et à stériliser.



position d'accouchement



position d'examen



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimensions : 1780 x 600 mm
- Hauteur réglable : 880/680 mm
- Trendelenburg : 20°
- Anti-Trendelenburg : 8°
- Panneau arrière (haut/bas) : 45° / 7°
- Capacité de chargement : 200 kg
- Volume : 220v, 50Hz, 1.0kW
- Matelas : mousse de PU



#### Caractéristiques du produit :

- Système à moteur électrique
- Double système de contrôle à distance.
- Flexibilité et précision.
- Facile à nettoyer.
- Facile à utiliser.



Tabletop(UP/Down)




Seat Plate(UP/Down)



Back Plate UP/Down



Leg Plate






## Table d'operation electrique

Réf. 030ETC



### Chirurgie général



- Système à moteur électrique,
- Flexible et précis,
- Rentable,
- Application Bras-C,
- Application au rayon X,

La table d'opération électrique, modèle ET300C est un modèle de table d'opération automatique avancé qui peut satisfaire divers exigences en salle d'opération. Long coulisement horizontal, approprié pour les Bras-C et les rayons X. Elle peut être considérée comme la table électrique idéale. Elle est adaptée à une télécommande micro tactile, qui permet d'ajuster les mouvements de la table. Réglage flexible du panneau de tête, du panneau arrière et de la plaque de siège. Avec dossier incorporé. Automatisation élevé, fonctionne à faible bruit, fiabilité élevée.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- |  |  |
|--|--|
| • Dimensions : 2070 x 550 mm                     | • Plaque de pied (haut/bas/vers l'extérieur) : 15°/90°/90° |
| • Hauteur réglable : 1000/700 mm                 | • Dossier (vers le haut) : 110 mm                          |
| • Trendelenburg : 25°                            | • Longitude coulissante : 300 mm                           |
| • Anti-Trendelenburg : 25°                       | • Capacité de chargement : 200 kg                          |
| • Inclinaison latérale (gauche/droite) : 15°/15° | • Volume : 220v, 50Hz, 1.0kW                               |
| • Repose tête (haut/bas) : 45°/90°               | • Matelas : mousse viscoélastique                          |
| • Panneau arrière (haut/bas) : 75°/20°           |  |


Réglage Hauteur (Élévation / Abaissement)




Jambières (Élévation / Abaissement)



Ecartement de jambières



Tête (Élévation / Abaissement)



Trendelenburg de Plateau (Procline / Décline)



Elevation de Billot: 110mm



Billot Intégré



Cuvette Optionnelle Pour Gynécologie



Tête Optionnelle



Inclinaison Latérale





## Table CHAGALL à 5 plans

Réf. **FR2401DRBR**

### Traitement, Kinésithérapie et massage

**CHAGALL** : table-multifonctions  
5 plans, avec accoudoirs, hauteur variable électrique, dossier électrique.  
Plans de jambe assistés par 2 vérins à gaz 2 vérins électriques et 2 vérins à gaz.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Alimentation : 220V.
- Poids : 104 kg.
- Charge maximale : 250 kg.
- Dimensions : 196 x 65 x 49-94 cm.
- Garantie : 3 ans.
- Norme de sécurité : CE 93/42.
- Table de traitement à 5 sections : 76 + 33 + 85 cm.
- Élévation / Abaissement : 49 à 94 cm.
- Temps d'élévation : 34 secondes
- Table à quatre articulations et cinq plans.
- Deux vérins électriques de 8000N et 6000N (dossier).
- Commande par poignée.
- Revêtement et expansé non feu classe IM1, lavable.
- Hauteur réglable de 48 à 90cm.
- Positions Trendelenburg et cyphose.
- Plan jambier assisté par deux vérins à gaz.
- Charge de travail en sécurité : 250kgs .



#### En options :

- Roulettes
- Dévidoir
- Cadre de commande périphérique



## Table CEZANNE Pro II à 5 plans

Réf. **FR2415DR**

### Pour thérapie, massages et soins médicaux

**CEZANNE** Table-multifonctions 5 plans, avec accoudoirs pivotants, Cyphose électrique, hauteur variable électrique (50 cm à 94 cm), dossier électrique.  
Plans de jambe assistés par 2 vérins à gaz 2 vérins électriques et 2 vérins à gaz.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Cyphose électrique.
- Table à 5 plans, appui-bras pivotants.
- Vérin électrique avec force de poussée de 6000N pour l'élévation.
- Vérin électrique avec force de poussée de 4000N pour la cyphose.
- Revêtement expansé non feu classe IM1.
- Temps élévation : 42 secondes
- Hauteur réglable de 50 à 94 cm.
- Positions cyphose et Trendelenburg (Viscérale).
- Charge de travail en sécurité : 150 kgs.
- Dimensions : 194 x 64 x 50 Δ 94 cm.



#### En options :

- Roulettes
- Dévidoir
- Cadre de commande périphérique









## Table CAMINO à 5 plans

Réf. **LECI5BP**

### Soin médicaux, Thérapie et massage

**CAMINO** : Offre aux utilisateurs et aux médecins une posture confortable, que l'utilisateur soit en position assise

La table de traitement Camino est une table robuste et polyvalente, idéale pour les physiothérapeutes et autres professionnels de la santé. Elle permet de multiples ajustements de posture grâce à un mécanisme de contrôle pneumatique double face, assurant des réglages rapides et silencieux. La section de la tête peut être ajustée pneumatiquement de  $-75^\circ$  à  $40^\circ$ , offrant un confort optimal pour diverses procédures médicales et de bien-être.



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Réglage électrique Midlift (Dewert)
- Longueur : 198 cm
- Largeur : 56 cm, 64 cm, 69 cm, 74 cm
- Hauteur : 46 cm à 95 cm
- Épaisseur de la mousse : 6,4 cm
- Capacité de levage : 200 kg
- Poids de travail : 272 kg
- Poids du produit : 77 kg
- Angle de la tête ajustable :  $-75^\circ$  à  $40^\circ$
- Réglage de l'angle du dossier pneumatique: 0-80 °
- Porte-serviettes en métal

## Table de traitement électrique

Réf. **FR2380PRR** - 2 plans fixe + porte rouleau + roulettes


Réf. **FR2380PRG** - 2 plans fixe + porte rouleau

### Soin médicaux, Thérapie et massage

Inclinaison positive et négative Table de traitement avec réglage électrique de la hauteur.

Pour la thérapie, les massages et les soins médicaux  
Version présentée avec la pédale de commande périphérique et les roulettes en option

- Table à 2 sections avec dossier assisté par vérin à gaz et inclinaison positive/négative
- Moteur électrique avec une force de poussée de 6000 N
- Interrupteur de commande manuelle
- Rembourrage et revêtement ignifugés classe 11M
- Dispositif médical



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Fonctionnalité : à hauteur variable, basculant, sur roulettes
- Nombre de sections : 2 sections
- Capacité de poids : 140 kg, 180 kg
- Longueur : 204 cm
- Largeur : 64 cm
- Hauteur : Max: 92 cm / Min: 50 cm



## Table fauteuil électrique de SPA

Réf. **LSPA**Prix :TTC  
**27 900,00**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Longueur : 82,3»/209cm (tête incluse)
- Largeur : 27» /68cm, 29 »/73.6cm disponible
- Hauteur : 20.5» /52cm~38.5 »/97.5cm
- Système de mousse semi-ferme multicouche de 2,5»/6,3cm d'épaisseur
- Le réglage de la hauteur de l'élévateur est contrôlé par une pédale et une commande manuelle.
- Capacité de chargement : 450lbs/205kgs
- Dossier inclinable et repose-jambes relevables à commande électrique.
- Châssis en acier robuste, roues verrouillables, accoudoirs amovibles inclus.

## Table de traitement d'examen sur fauteuil spa

Réf. **LIS260**Prix :TTC  
**23 000,00**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dossier inclinable électriquement : 0° à 75°
- Inclinaison totale électrique : 0° à 12°
- Revêtement PU résistant à l'eau/huile
- Commande manuelle standard
- Mousse haute densité : épaisseur 8,89 cm
- Accoudoirs amovibles auto-nivelants
- Coussin appui-tête réglable avec trou en beignet
- Dimensions produit : 185 x 83 x 55-88 cm
- Base : 101 x 76 x 6 cm, rétrécie à 60 cm au pied
- Poids max supporté : 199 kg
- Nombre de moteurs : 3

## Table d'examen et de traitement 3 plans

Réf. **LTR1****Massage & physiothérapie**Prix :TTC  
**17 000,00**

- Structure en acier renforcé
- Repose tête et un support avant-bras, amovibles et réglables
- Dossier inclinable manuellement jusqu'à 90°, avec trou de visage
- Repose-jambes ajustable manuellement
- Mousse dense à épaisseur 6,5cm
- 4 roues avec freins

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Nombre de sections : 3sections
- Capacité de levage : 205 kg
- Poids : 70 kg
- Largeur : 68 cm
- Réglable en hauteur par pédale: de 52 à 97cm
- Longueur : 184 cm (220 cm y compris l'appui-tête)

## Table électrique de massage «Lift Back»

Réf. **LIFTBACK**Prix :TTC  
**17 000,00**

Traitement, Kinésithérapie, Massage, Réflexologie

- Structure en acier renforcé.
- Repose tête et un support avant-bras, amovibles et réglables.
- Dossier inclinable manuellement jusqu'à 90°, avec trou de visage.
- Mousse dense à épaisseur 6,5 cm.
- 4 roues avec freins.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Largeur : 68 cm
- Réglable en hauteur par pédale: de 52 à 97cm
- Longueur : 184 cm (220 cm y compris l'appui-tête)
- Nombre de sections : 2sections
- Capacité de levage : 205 kg
- Poids : 70 kg




## Table de Bobath électrique

Réf. **LELT**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poids supporté 220 kg
- Table Bobath à élévation électrique de 520 à 920 mm
- Déplacement de 200 mm. Commande au pied
- Bâti époxy blanc. Sellerie cousue, 1 plan épaisseur de 40 mm



## Table de bobath JR

Réf. **FR240006**

Avec une hauteur variable



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Sellerie expansé épaisseur 6,5 cm
- Hauteur réglable électriquement de 48 à 90 cm
- Charge maximale statique: 140 kg
- Dimension : 200 x 120 x 48 Δ 90 cm

## Table de Bobath fixe

Réf. **K1200**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- 200 x 200 cm
- Hauteur 50 cm
- Charge de travail : 160 Kg
- Table pour thérapie Bobath
- Revêtement et expansé non feu classe IM1, lavable

## Table de Bobath JR

Réf. **FR2406**

Avec dossier assisté par vérin à gaz



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Hauteur variable électrique (48 cm à 90 cm).
- Sellerie expansé épaisseur 6,5 cm,
- Hauteur réglable électriquement de 48 à 90 cm,
- Charge maximale statique: 140 kg,
- Dimension : 200 x 120 x 48 Δ 90 cm.

## Table de bobath camino

Réf. **LCBS112**

Électrique + barrières



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimension 200 x 120 x 46 Δ 95 cm
- Poids de travail : 272kg
- Mousse : 6.4cm
- Poids du produit : 84kg
- Capacité de levage : 200kg

## Table de bobath camino

Réf. **LCB112**

Électrique



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Table Bobath électrique est un modèle incontournable, elle offre un espace de travail et de confort adapté pour le travail de rééducation des patients .
- Dimension : longueur 200 largeur 120cm .
- Hauteur réglable 49 à 97 cm.





## Table pliante de massage bois Wave-IV

Réf. LWA4

Prix :TTC  
**4 150,00**Sac de transport  
compris

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Repose visage et repose bras démontables,
- Relève buste, Trou de visage avec cache,
- Pieds réglables en hauteur.
- Poids 16.3 Kg - Larg 71 cm x Long 185 cm.

## Table pliante de massage aluminium Vigor

Réf. LVIT

Prix :TTC  
**4 500,00**Sac de transport  
compris

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Repose visage et repose bras démontables,
- Pieds télescopiques, réglables en hauteur,
- Poids 12.5 Kg - Larg 71 cm x Long 180 cm.

## Table de massage multiplans

Réf. LSADFB

Grand confort

Prix :TTC  
**10 900,00**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Structure en bois de hêtre
- hauteur réglable
- Prises d'appui-tête aux deux extrémités
- Dossier et repose-jambes par vérin pneumatique
- Accoudoir latéral flexible amovible.

## Table de massage stationnaire

Réf. LSET1SMB

En bois à 2 plans  
avec 1 étagèrePrix :TTC  
**7 449,00**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Capacité de poids maximum: 270kg,
- Longueur: 184cm (Plateau),
- Appui-tête, y compris: 211cm,
- Système Soft-mousse multicouches,
- Tapisserie d'ameublement,
- Super confort, luxueux et rembourrage PU.
- Largeur : 76.2 cm

## Chaise pliante de massage aluminium

Réf. LMS10

Prix :TTC  
**3 000,00**

- Siège et repose bras à hauteur variable
- Poids 7 Kg
- Sac de transport
- Supporte jusqu'à 130kg.

## Table de massage multiplans

Réf. L9004

Prix :TTC  
**5 700,00**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Haut. fixe 80 cm long. 190cm Larg 60cm
- Plateau fessier fixe de 36 cm / Poids 45 kg
- Matelassure : Mousse souple 5 cm de densité
- Châssis : tube acier diam 30 mm

## Table d'examen «LVDT»

Réf. LVDT

Prix :TTC  
**3 995,00**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poids : 39 kg
- Dimension: 184 x 71 x 78 cm,
- Robuste et confortable,
- Châssis en acier laqué,
- Blocage du dossier vérin à gaz,
- Relève bust par vérin.

## Guéridon en bois

Réf. LMT33

Prix :TTC  
**1 790,00**sur roulettes  
pour serviettes

## Housse

Réf. LMT3

Prix :TTC  
**200,00**

Flanelle / Unité Pour table de massage



## Housse

Réf. LMT2

Prix :TTC  
**150,00**

Pour coussin de visage





## Table de verticalisation électrique






Réf. **FR250174D**

### Table de verticalisation à hauteur et inclinaison variables par 2 vérins :

- Hauteur ajustable : Réglable de 49 à 94 cm, facilitant le transfert des patients en fauteuil roulant.
- Inclinaison contrôlée : Dossier réglable jusqu'à +80° à l'aide d'un vérin à gaz.
- Accessibilité : Conçue pour un passage aisé des soulèves-malades grâce à ses deux vérins électriques (force de poussée : 6000 N pour l'inclinaison et 8000 N pour l'élévation).
- Repose-pieds modulable : Inclinaison ajustable à  $\pm 15^\circ$  pour un meilleur soutien des pieds.
- Matériaux de qualité : Revêtement non feu (classe M1) pour une sécurité accrue.
- Équipements complémentaires :
  - Inclinomètre intégré.
  - Cinq sangles de fixation pour la sécurité du patient.
  - Roulettes (deux fixes et deux multidirectionnelles) équipées de freins.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :


Dimensions : 196 x 70 x h (49-94 cm).  
 Charge maximale :  
 Horizontale : 140 kg.  
 Verticale : 120 kg.



## Table de verticalisation 3 sections électrique dossier incliné

Réf. **LEB142**

La table de verticalisation 3 sections électrique-doss-incliné-bleu gris est un équipement de rééducation essentiel pour les personnes ayant des problèmes de mobilité ou de coordination. Elle est conçue pour permettre à l'utilisateur de se tenir debout en toute sécurité et en toute confiance, tout en étant soutenu et guidé par un thérapeute.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur : 100 cm, 120 cm  
 Hauteur : 46 cm ~ 95 cm  
 Mousse : 6,4 cm  
 Capacité de levage : 200 kg  
 Poids de travail : 272 kg  
 Poids du produit : 80 kg





## Système de traction tru-trac®



### CARACTÉRISTIQUES

- Unité de traction statique, intermittente et cyclique.
- Durées d'attente, de repos et de traitement définies par l'utilisateur.
- 10 plages de protocoles définies par l'utilisateur permettant de stocker les réglages personnalisés.
- Interface de l'écran tactile monochromatique numérique pivotant à 270°.
- Stockage aisé des paramètres de traitement, échelles de douleur, et cartes de douleur sur les cartes de données des patients.

**INCLUS :**  
FORMATION  
DÉCOUVERTE  
ET PRISE EN MAIN



## Table de traction galaxy triton® 3-m

### CARACTÉRISTIQUES

- Confort maximal en position assise ou couchée lors des thérapies manuelles et de traction.
- Surface mobile empêchant le frottement sous les hanches et les jambes.
- Proclive de la tête jusqu'à 85°.
- Proclive/déclive assistées à gaz pour faciliter le positionnement.
- Cadre de commande électrique périphérique pour élever ou abaisser la table, facilitant les manipulations.

La Triton® 3-M de Chattanooga® possède 3 sections :  
• Dimensions des sections : 72 cm tête - 20 cm médiane - 119 cm jambe.  
• Largeur de la table 64 cm.



Système de traction TRU-TRAC®  
avec écran tactile monochromatique  
pivotant

Appareil de  
Traction Triton®  
avec écran  
tactile numérique  
couleur pivotant

Ouverture faciale de série  
livrée avec bouchon



Proclive de la tête  
jusqu'à 85°.

Clé de sécurité



Cadre de commande électrique périphérique  
pour élever ou abaisser la table de 52 à 101 cm

2 roulettes livrées de série.  
4 roulettes multidirectionnelles en options



- Sellerie simili-cuir non inflammable, bio-compatible et ultra résistant.
- Mousse de densité moyenne 55 kg/m<sup>3</sup>.
- Poids : 93 à 105 kg.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

#### Alimentation :

230 V~ 50/60 Hz

120 V~ 50/60 Hz

#### Dimensions :

Totales : 211 x 64 cm

Section tête/dos : 72 cm,  
inclinaison réglable de 0 à 85°

Section médiane : 20 cm

Plateau jambier : 119 cm

#### Intensité de courant :

1 A max sous 230 V

2 A max sous 120 V

#### Élévation :

Hauteur minimale : 57 cm

Hauteur maximale : 102 cm

Charge maximale supportée : 200 kg

Poids maximal de l'appareil : 130 kg

Classe électrique : Classe I

## Accessoires de traction

### Système d'immobilisation QuickWrap™ DTS



### Dispositif pour traction cervicale Saunders







## Tabouret avec repose pied

Réf. **L8073**

Prix :TTC  
**2 990,00**



- Hauteur d'assise réglable grâce à son vérin pneumatique à gaz (de 45 cm à 55cm)
- Très stable, pivotant et facile à déplacer grâce au pied INOX en étoile équipée de 5 roulettes
- Très confortable avec son dossier ergonomique et son assise bien rembourrée (épaisseur 8 cm).

## Tabouret avec dossier

Réf. **LMS1**

Prix :TTC  
**1 300,00**



- Repose pieds et hauteur variable par vérin à gaz,
- Porté sur support à cinq branches sur roulettes
- Couleurs disponibles : Bleu, vert, chocolat, bleu marine, noir, beige
- Vérin pneumatique
- Dim. : 52 x 35 x 53 cm - Ø : 39 cm
- Hauteur variable : 53 x 73 cm

## Tabouret à selle ergonomique

Réf. **LMS13**

Prix :TTC  
**2 500,00**



- Largeur : 43 cm de large
- Hauteur réglable : 57-76 cm
- Roulettes pivotantes Ø 65 mm
- Angle d'assise fixe
- Embase 5 branches en aluminium (Ø 54 cm)
- Siège unicolore

## Tabouret à assise ergonomique

Réf. **LMS4**

Prix :TTC  
**1 900,00**



- Selle ergonomique assise en mousse
- Hauteur variable
- Idéal pour les blocs et les cabinets
- Vérin pneumatique
- Couleurs : Bleu, vert, noir, chocolat

## Tabouret sans dossier

Réf. **LMS2**

Prix :TTC  
**1 150,00**



- Repose pieds et hauteur réglable
- Porté sur support à cinq branches sur roulettes
- Couleurs : Bleu, vert, chocolat, noir, beige
- Vérin pneumatique

## Coussin de massage pour femme enceinte

Prix :TTC  
**2 000,00**



Réf.

<b>LMB16BL</b>	Bleu
<b>LMB16BR</b>	Bordeaux
<b>LMB16BG</b>	Beige

Massage thérapeutique  
Thérapie physique  
Thérapie chiropratique  
Thérapie post-chirurgicale  
Réhabilitation

## Coussins rembourrés pour table de massage



Réf. **K3301**  
**Coussin cale**

350 x 350 x 90mm

Réf. **K3300**  
**Coussin cale**

250 x 250 x 90 mm

Prix :TTC  
**190,00**



Réf. **LMB0201**  
**Coussin de visage**

Prix :TTC  
**250,00**



Réf. **LMB10**  
**Coussin triangulaire de posture**

680 x 500 x 250 mm

Prix :TTC  
**550,00**



Réf. **LMB09**  
**Coussin nuque**

Prix :TTC  
**150,00**



Réf. **LMB05**  
**Coussin en T**

450 x 650 x 100 mm

Prix :TTC  
**470,00**



Réf. **LMB11**  
**Coussin semi cylindrique**

660 x 150 X 130 mm

Prix :TTC  
**240,00**



Réf. **LMB06**  
**Coussin cylindrique**

622 x 220 mm

Prix :TTC  
**400,00**



Réf. **LMB03**  
**Coussin demi cylindrique**

620 x 220 x 110 mm

Prix :TTC  
**250,00**



Réf. **LMB07**  
**Coussin demi cylindrique**

630 x 150 x 75 mm

Prix :TTC  
**150,00**



Réf. **LMB12**  
**Coussin rectangulaire**

400 x 200 x 50 mm

Prix :TTC  
**300,00**



## Cage de pouliethérapie

Réf. **K2100**  
4 panneaux

- A 4 panneaux de 200 x 100 cm,
- Montage angle droit ou gauche,
- Grillage en double torsade,
- Tube en acier 30 mm x 30 mm,
- Finition: poudre en polyester époxy blanche cuite au four.

Réf. **K2102**  
8 panneaux

- A 8 panneaux,
- Montage angle droit ou gauche,
- Grillage en double torsade,
- Tube en acier 30 mm x 30 mm,
- Finition: poudre en polyester époxy blanche cuite au four.

## Accessoires pour pouliethérapie



Réf.	Désignation
1 • <b>K2500</b>	Tendeur bois paquet de 10 unités
2 • <b>K2502G</b>	Mousquetons simples GM acier paquet de 10 unités
3 • <b>K2503</b>	Esses chromées GM paquet de 10 unités
4 • <b>K2504</b>	Poignets de traction
5 • <b>K2506</b>	Poulie Matic
6 • <b>LK99</b>	Cordelette Nylon 10 m
7 • <b>K2510</b>	Poulie ouvrante inox

## Sacs de charge

Série de sacs en expansé.  
Compacts, faciles à accrocher. En toile plastifiée extra forte.



Réf.	Poids
<b>K2401</b>	500g
<b>K2402</b>	750g
<b>K2404</b>	1 kg
<b>K2406</b>	2 kg
<b>K2408</b>	3 kg
<b>K2410</b>	4 kg
<b>K2412</b>	5 kg

## Fil à plomb

Réf. **FR230070**

- Pour la réalisation de tests d'équilibre de la statique vertébrale du patient. Poids : 200 gr.



## Goniomètre plastique

Réf. **6358201**

- Mesure l'amplitude des mouvements de l'articulation : coude, genou et doigts.



## Niveau pelvien

Réf. **F00950H**

- Instrument de Contrôle du basculement du bassin.
- Possède 3 niveaux bulle, un sur chaque branche.



## Mentonnière cuir

Réf. **K3800**

Permet les suspensions vertébrale à partir de la tête assure une prise de la tête non traumatisante en élévation cervicale par un appui du menton et de l'occipital.

## Sangles



Réf.	Désignation
1 • <b>K2500</b>	Tendeur bois paquet de 10 unités
2 • <b>K2502G</b>	Mousquetons simples GM acier paquet de 10 unités
3 • <b>K2503</b>	Esses chromées GM paquet de 10 unités
4 • <b>K2504</b>	Poignets de traction
5 • <b>K2506</b>	Poulie Matic
6 • <b>LK99</b>	Cordelette Nylon 10 m
7 • <b>K2510</b>	Poulie ouvrante inox



Réf.	Désignation
1 • <b>K4005</b>	Bracelet de fixation en cuir
2 • <b>K4006</b>	Bottillon talonnière
3 • <b>K4002</b>	Sangle coude/genou
4 • <b>K4007</b>	Mentonnière
5 • <b>K4008</b>	Fléau de suspension chromé
6 • <b>K4004</b>	Sangle d'accrochage 45 cm



## Escalier d'angle

Réf. K3000

À hauteur réglable



Solide escalier en bois avec marches recouvertes en caoutchouc antidérapant pour plus de sécurité. Cet escalier dispose de quatre marches d'un côté et de trois marches de l'autre. Les barres d'appui sont réglables de 40 à 90 cm. Dimensions : 145 x 120 x 58 cm.

## Espalier avec avancée grillagée

Réf. K6201



Ossature en tube acier carré grillagé galvanisé solidaire des tubes par points de soudure, laqué époxy blanc. Dim. 79 x l 72 cm.

## Espalier avec avancée grillagée

Réf. K6201

Prix :TTC  
4 200,00



- Qualité supérieure, en bois de hêtre,
- 14 barreaux bois hêtre de premier choix.
- Dim. : L 90 / H 250 cm,
- Poids : 24 Kg.

## Barres parallèles

Réf. K2601

À hauteur réglable



Réglable en largeur de 40 à 60 cm coulissantes chromées, châssis et barres époxy, sur socle en caoutchouc antidérapant. Les grandes longueurs sont en deux parties à assembler.

## Miroir roulant quadrillé

Réf. K2201

En bois de hêtre




- Sur pieds.
- Cadre en bois plein, 4 roues pivotantes, miroir de 170 x 70 cm à carrés rodés de 10 cm de côté.
- En bois de hêtre.

## Miroir roulant quadrillé

Réf. K2201M

En métal



Cadre en métal, 4 roues pivotantes, miroir de 170 x 70 cm à carrés rodés de 10 cm de côté.

## Rebondisseur trampoline

Réf. 275006

Avec barre de maintien

trampoline rebondisseur + barre de maintien 96cm



Prix :TTC  
2 200,00

## Rebondisseur trampoline

Réf. 575100

Sans barre de maintien

Rebondisseur Trampoline sans barre de maintien



Prix :TTC  
879,00

## Plateau Canadien en bois

Réf. 241500

- Livré avec : 5 tourbillons inox 304 et élastiques, 1 kit opposant du 1.5 doigts usage individuels.
- Épaisseur 15 mm
- Dim. 350x500 mm, perçage 10 mm
- Entraxe 20 mm



Prix :TTC  
2 500,00



**Lampe infrarouge sur bras articulé interrupteur****M/A 400W**

Réf. IRPP



Prix :TTC

**6 900,00**

- Adaptable en plusieurs configurations :
- Mât coulissant
- Bras articulé

**Lampe infrarouge 400W sur pied****Sans minuterie**

Réf. 4003/1N



Prix :TTC

**6 700,00****Lampe infrarouge 400W sur pied****Avec minuterie**

Réf. 4003/2N



Prix :TTC

**7 200,00****Lampe infrarouge sur pied 250W**

Réf. IRGP



Prix :TTC

**5 300,00****Lampe infrarouge sur pied 250W**

Réf. LW312



Prix :TTC

**2 500,00****Lampe Circline de recharge sans coupole**

Réf. IRD002



Prix :TTC

**1 350,00**

Emetteur quartz 400W pour lampes 4003 &amp; IRP.

**Lampe infrarouge de recharge 250W**

Réf. IRD004



Prix :TTC

**300,00**



## Tubing d'exercice en latex

Prix :TTC  
**130,00**

- Fabriqués en latex, très robustes,
- Disponibles en 4 niveaux de résistance progressive,
- Idéals pour le renforcement musculaire.

Réf.

<b>21232</b>	très faible
<b>21242</b>	faible
<b>21252</b>	moyen
<b>21262</b>	fort



## Bandes d'exercice en latex

Prix :TTC  
**200,00**

- Fabriquées en latex.
- Economiques, portables et polyvalentes.
- Améliorent la musculation, la mobilité et la souplesse.
- Longueur 1.50 m.

Réf.

<b>20403</b>	moyen /3 bandes
<b>20410</b>	fort /2 bandes



## Bandes d'exercice en latex free loop

5cm x 1.5m

Prix :TTC  
**130,00**

- Boucle consécutive
- Résistance différente
- Prise facile
- Matériau sans latex et sans allergie
- Convient à la rééducation, à la chirurgie, à l'exercice

Réf.

<b>21232</b>	faible	0.25mm
<b>21242</b>	moyen	0.30mm
<b>21252</b>	fort	0.35mm



## Bandes d'exercice en latex

5.5m x 14cm

Prix :TTC  
**130,00**

- Fabriquées en latex.
- Economiques, portables et polyvalentes.
- Améliorent la musculation, la mobilité et la souplesse.
- Longueur 5.50 m.

Réf.

<b>20403</b>	Très souple	0.15mm
<b>20410</b>	Souple	0.2mm
<b>00000</b>	moyen	0.25mm
<b>00000</b>	fort	0.3mm
<b>00000</b>	Très fort	0.35mm




## Nattes de gym

Réf. **0019BL15**

Prix :TTC  
**450,00**

- Existe en deux épaisseurs : 15 mm et 19 mm.
- Dimensions : 180 x 58 x 1,5 cm,



## Tapis de gym Thera-Band

- Mousse de vinyle, très bonne absorption des chocs, imperméable et ne s'émiette pas.
- Dimensions : 1,5 x 190 x 60 cm , 2,5 x 190 x 60 cm.
- Couleurs : Bleu, vert, rouge.

Prix :TTC  
**925,00**

2.5x190x60 cm

Réf. <b>25056/</b>	Bleu	Prix <b>1 405,00</b>
Réf. <b>25057/</b>	Vert	<b>1 350,00</b>
Réf. <b>25058/</b>	Rouge	<b>1 350,00</b>

1.5x190x60 cm

Réf. <b>25053/</b>	Bleu
Réf. <b>25054/</b>	Vert
Réf. <b>25055/</b>	Rouge



## Tapis de pilate

100X58X180 cm

Ils offrent la même sensation de confort et la même structure de mousse, Ils disposent également d'anneaux qui vous permettent de les accrocher au mur ou sur un support.



## Support mural





## Les poids lestés en PVC



- En forme de boules à main isotoniques une alternative douce pour les haltères traditionnels offrant aux utilisateurs souplesse pour la musculation et la rééducation,
- Cela permet de progressions d'exercices soit unilatérale ou bilatérale, soit de façon indépendante, ou avec un partenaire,

Réf.	Poids	Prix
25810	0,5kg - beige	180,00
25820	1kg - jaune	210,00
25830	1,5kg - rouge	240,00
25840	2kg - vert	270,00
25850	2,5kg - bleu	290,00
25860	3kg - Noir	320,00



## Ballon Klein en ABS pour gymnastique



Réf.	Couleur	Prix
23011	Jaune 45 cm	290,00
23021	Rouge 55 cm	340,00
23031	Vert 65 cm	380,00
23041	Bleu 75 cm	430,00
23050	Gris 85 cm	630,00

## Support en plexi range ballon de klein / 3

Réf. 209938

Prix :TTC  
180,00



## balle de poids souple

Réf. 00000 - ø 11cm

Réf.	Dim.	Prix
233670	1 LB/ 453,59 gr	
233671	2 LB/ 907,18 gr	
233672	3 LB/ 1360,77 gr	
233673	4 LB/ 1814,36 gr	
233674	5 LB/ 2267,96 gr	
233675	6 LB/ 2721,55 gr	



## Poignets ou chevilles lestées



Réf.	Couleur / Poids	Prix
25870	Rouge / 500 g	270,00
25871	Vert / 700 g	350,00
25872	Bleu 1100 g	370,00

Se vend à la paire

- Tissu éponge à l'intérieur pour un port très confortable,
- Augmente les possibilités d'entraînement d'équilibre et de stabilité,
- Sécurité : bandes réfléchissantes pour usage en extérieur.

## Bracelets /chevillères en néoprene

Réf.	Couleur / Poids	Prix
002309N	Rouge / 500 g	110,00
002322N	Vert / 700 g	175,00
002345N	Bleu 1100 g	240,00



## Planche à bascule et d'oscillation en bois

Prix :TTC  
350,00



Cette traditionnelle planche à bascule dispose d'une surface antidérapante.

Réf.	
K6301	Rectangulaire
K6300	Ronde

## TPR Flex bar

Prix :TTC  
150,00



Réf.	Couleur
0020FBJ	Faible / Jaune
0020FBV	Moyen / Vert
0020FBR	Fort / Rouge
0020FBB	Extra-fort / Bleu





## Porte Haltère vertical

Réf. 231900

Prix :TTC  
**1 000,00**

- 6 paires d'haltères en vinyle
- 12 places
- Coloris blanc
- L 22 x 1. 57 x H 67 cm
- Poids : 0,5 kg / 1 kg / 1,5 kg / 2 kg / 3 kg / 4 kg / 5 kg



Réf.	Désignation	Prix
70600	Haltères en vinyl 500g paire	85,00
70601	Haltères en vinyl 1 kg paire	140,00
70602	Haltères en vinyl 2 kg paire	260,00
70603	Haltères en vinyl 3 kg paire	400,00
70604	Haltères en vinyl 4 kg paire	520,00
70605	Haltères en vinyl 5 kg paire	650,00

## Kit de 6 haltères avec support

Réf. K4604P

Prix :TTC  
**610,00**

- 3 paires d'haltères en vinyle
- 6 places,
- L 31 x 1. 80 x H 27 cm,
- 500g, 1kg, 2kg



500g	x 2
1kg	x 2
2kg	x 2

## Ballon cacahuète Anti-éclatement

- Sans PVC
- Utilisation pour les enfants et les adultes




Réf.	Taille	Prix
0018BC4	40 cm	280,00
0018BC5	50 cm	330,00
0018BC6	60 cm	540,00

## Bande adhésives élastiques

Prix :TTC  
**120,00**

Réf.	couleur
00981BG	beige
00981JN	jaune
00981RS	rose
00981VR	vert
00981BL	bleu
00981NR	noir
00981RG	rouge



## Planche de balance

Réf. 0011PR

Prix :TTC  
**210,00**



- La conception unique fournit 360° d'activités d'instabilité pour tous les muscles,
- Il aide également à améliorer l'équilibre et l'agilité.

## Coussin d'équilibre

Réf. 0006BL35

Prix :TTC  
**190,00**



- Fabriquées en latex,
- Economiques, portables et polyvalentes,
- Améliorent la musculation, la mobilité et la souplesse,
- Longueur 1.50 m.

## Fauteuil ballon Fitness Exercise

Réf. 0020DR  
Avec dossier réglable

Prix :TTC  
**1 300,00**



## Dôme Bosu

Prix :TTC  
**989,00**




Réf.	Dim	Prix
0009BL55	Ø 55 cm	989,00
0009BL60	Ø 60 cm	1 450,00

- Le Dôme (équilibre, tonicité, force) est un système multifonction d'entraînement basé de conditionnement : cardio, formation sportive, formation de force,



## Grilles pour la rééducation de la main



Réf.	Dim.	Prix
<b>233670</b>	Souple ø 24 cm	
<b>233671</b>	Moyen ø 24 cm	
<b>233672</b>	Fort ø 24 cm	
<b>233673</b>	Très fort ø 24 cm	

Réf.	Dim.	Prix
<b>233670</b>	Très souple ø 36 cm	<b>290,00</b>
<b>233671</b>	Souple ø 36 cm	<b>290,00</b>
<b>233672</b>	Moyen ø 36 cm	<b>290,00</b>
<b>233673</b>	Fort ø 36 cm	<b>290,00</b>
<b>233674</b>	Très fort ø 36 cm	<b>290,00</b>
<b>233675</b>	Kit grilles 5 forces	<b>1 750,00</b>

## Système d'exercices de main et doigts Digi-Flex™

Réf.

<b>233915</b>	Extra faible
<b>233916</b>	Très faible
<b>233917</b>	Faible
<b>233918</b>	Moyen
<b>233919</b>	Forte
<b>233920</b>	Très forte

Prix :TTC  
**180,00**

## Support 6 Digiflex

Réf. **233912** - VidePrix :TTC  
**450,00**

## Plateau Canadien en bois

Réf. **241500**Prix :TTC  
**2 500,00**

Pour la rééducation des doigts.  
Le plateau est équipé de doigtiers et d'élastiques pour les travaux de flexion et d'extension contre-résistance.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Livré avec : 5 tourbillons inox 304 et élastiques, 1 kit opposant du 1.5 doigtiers usage individuels.
- Épaisseur 15 mm
- Dim. 350x500 mm, perçage 10 mm
- Entraxe 20 mm

## Entraîneurs de doigts en silicone

Les entraîneurs de doigts en silicone sont parfaits pour renforcer la force et la flexibilité des mains et des doigts.

Prix :TTC  
**45,00**

Réf.	Dim.
<b>F25871</b>	Souple jaune
<b>F25872</b>	Medium vert
<b>F25873</b>	Fort rouge
<b>F25874</b>	Extra fort bleu

## Balle en gel pour l'exercice de la main

Prix :TTC  
**70,00**

Réf.	Désignation
<b>26030</b>	ronde / souple
<b>26033</b>	ovale / souple
<b>26040</b>	ronde / médium
<b>26043</b>	ovale / médium
<b>26050</b>	ronde / ferme
<b>26053</b>	ovale / ferme
<b>26060</b>	ronde / extra ferme
<b>26063</b>	ovale / extra ferme

- Balle ronde
- Améliore mobilité
- Pour rééducation
- Contre arthrite
- 4 résistance



## Balle de rééducation ronde

Réf. **L9040**Prix :TTC  
**30,00**

- C'est une balle multiforme
- Ultra souple en mousse respirante reprenant sa forme tout doucement
- Idéale pour les exercices de rééducation en douceur



## Pâte d'exercice


- Efficace pour le renforcement des doigts et de l'avant bras
- 4 forces différentes qui garantissent le succès d'une rééducation progressive

Prix :TTC  
**120,00**

Réf.	Modèles
<b>951503</b>	Très souple
<b>951504</b>	Souple
<b>951505</b>	Moyenne
<b>951506</b>	Forte




## Rouleaux de massage

Réf. **000107S**  
- 7,5 x 3,5 cm / la pairePrix :TTC  
**60,00**Réf. **000115S**  
- 11,5 x 5 cm / la pairePrix :TTC  
**70,00**

Extrêmement maniables, agréablement mous car remplis d'air. Ils sont recommandés pour la rééducation et la musculation des doigts, de l'avant-bras et du poignet, pour la stimulation des zones réflexes et la coordination.

## Balle Hérisson



Réf.	Couleur	Prix
<b>26903</b>	Orange 6 cm	<b>50,00</b>
<b>26900</b>	Vert 7 cm	<b>60,00</b>
<b>26902</b>	Jaune 8 cm	<b>70,00</b>
<b>26901</b>	Rouge 9 cm	<b>100,00</b>
<b>26912</b>	Bleu 10 cm	<b>140,00</b>



- Favorise la circulation sanguine et stimule les zones réflexes (réflexothérapie)
- Décontracte les muscles du dos, des épaules et des jambes
- Améliore la sensibilité de la main
- Utilisées en rééducation proprioceptive.



## Tapis de yoga antidérapant

Réf. **001806Y** - 17 x 60 x 0,6 cm

Prix :TTC  
**195,00**

- Le plus polyvalent des tapis d'exercice
- Conçu pour le yoga doux ou dynamique : Hatha, ashtanga yoga, power yoga de même pour pilate et fitness
- Bonne épaisseur pour le confort et matière à bonne adhérence pour des postures plus exigeantes
- Sa surface antidérapante est confortable au toucher.
- Structure de mousse de cellulose résiste à l'humidité, rouleau facile pour le stockage.



## Bloc en mousse pour Yoga

Réf. **0015M07** - 23x15x7,5 cm

Prix :TTC  
**50,00**

- Cette brique vous permet de progresser dans les postures.
- Elle peut aussi remplacer le coussin lors de la méditation, ou pendant la posture du diamant pour soulager les chevilles (elle est souple et douce et surtout très légère à transporter dans votre sac).



## Bolster yoga

Réf. **0016BL55** - 55x17 cm

Prix :TTC  
**250,00**



Ces traversins de yoga sont le soutien idéal pour un certain nombre de positions de yoga.

## Sangles de yoga

Réf. **0017SR**

Prix :TTC  
**52,00**



- La sangle est une aide pour vous permettre d'aller plus loin dans vos postures, ou pour maintenir les jambes bien serrées en position de la pince par exemple.
- La boucle permet de la régler rapidement et sa texture est agréable au toucher.
- La sangle est surtout utilisée dans des yogas dynamiques ou posturaux : Ashtanga, Iyengar.

## Coussin de genou

Réf. **0013MBL** - Ø 30 cm

Prix :TTC  
**125,00**



- Utilisé dans l'exercice de yoga, pour la posture du genou sans tapis.
- Disque de stabilité.
  - Aide à renforcer et stabiliser les genoux, chevilles, épaules.
  - 2 surfaces : 1 rugueuse, 1 plus lisse.
  - Pompe incluse.

## Balle de pilate

Réf. **0018BP25** - 25cm

Prix :TTC  
**50,00**



- Matériel: PVC
- Couleur : violet, bleu, rose
- Taille: 25cm

## Balance pad

Réf. **232910** - 50x40x6 cm

Prix :TTC  
**420,00**



- Coussin de mousse micro aérée destiné aux exercices d'équilibre, de coordination et de rééducation.
- Spécialement conçu pour l'entraînement à la stabilité et pour les exercices moteurs.
- La balance Pad est confortable au toucher, résistante et facile à nettoyer.

## Coussin cale sans PVC

Réf. **0019CW**

Prix :TTC  
**200,00**



- Utilisé dans l'exercice de yoga, pour la posture du genou sans tapis.
- Disque de stabilité
  - Aide à renforcer et stabiliser les genoux, chevilles, épaules
  - 2 surfaces : 1 rugueuse, 1 plus lisse
  - Pompe incluse





## Balle demi-sphères

Réf. **000417D** - Série de 6 couleurs

Les demies sphères d'équilibre stepping stones sont conçues pour tester les facultés d'équilibre et la stimulation des zones réflexes du pied.

- Utilisable du côté plat ou arrondi.
- Valve pour gonflage individuel.
- Série de 6 couleurs.

Prix :TTC

**469,00**




## Cerceaux plats

Réf. **000860C** - Ø 60 cm

- En Nylon très résistant.
- Idéal pour réaliser vos parcours de motricité ou d'entraînement.
- Les cerceaux plats vous offrent une multitude de combinaisons pour vos exercices.
- Très stable au sol.
- Peuvent se fixer sur le haut des cônes.
- S'adaptent aux bâtons de gym grâce aux pinces de jonctions.

Prix :TTC

**469,00**



## Kit d'obstacle


Réf. **0026KO**

2 clips - 3 bâtons & 2 socles Ø 20 cm

- Socles multi-usage pour jalons et cerceaux. Ils permettent ainsi de créer des cibles basses.
- Utilisé pour la formation de saut.
- Hauteur réglable.
- Hauteur : 11 cm.
- Diamètre : 20 cm.
- Lestable au sable ou au gravier.

Prix :TTC

**350,00**



## Cône percé

Réf. **233807**

Ø 20 cm - H 30 cm

- Un cône de sport permet de créer des haies d'obstacles.
- Conçu pour mettre en place des parcours diversifiés d'obstacle sur lequel on peut adapter des cerceaux plats et des jalons grâce à ses trous et à son sommet fendu.

Prix :TTC

**60,00**




## Nattes de gym enfant

Réf. **0019BL15** - 180 x 58 x 1,5 cm

Prix :TTC

**450,00**



Réf. **0019BL19** - 180 x 60 x 1,9 cm

Prix :TTC

**490,00**



## Balance pad

Réf. **232910** - 50 x 40 x 6 cm

Prix :TTC

**420,00**

- Coussin de mousse micro aérée destiné aux exercices d'équilibre, de coordination et de rééducation.
- Spécialement conçu pour l'entraînement à la stabilité et pour les exercices moteurs.
- La balance Pad est confortable au toucher, résistante et facile à nettoyer.



## Coussin d'équilibre

Réf. **0006BL35** - Ø 35cm

Prix :TTC

**190,00**

- Gonflable, portable et facile à utiliser.
- Excellent support pour le yoga, exercice d'équilibre, méditation, ou autres sports et exercices de remise en forme.
- Largement utilisé dans la réhabilitation, car il peut aider à renforcer et stabiliser les chevilles, les genoux, et les épaules.
- Utile comme support pour l'entraînement visant à développer l'équilibre, stabilité et agilité.
- La texture unique de ce coussin aide à maintenir la circulation.





## Vélo GYM LIFE

NOUVEAU

GYM Life

ce vélo de biking offre un réel confort de pédalage pour une utilisation régulière à domicile. Son design vous permet d'avoir une bonne posture, en plus d'un grande stabilité et de confort.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Masse d'inertie: 22 Kg.
- Résistance à mâchoire à patins et réglage par molette.
- Réglage du siège et du guidon.



## Vélo de biking Speed Racer GYM Life

GYM Life

## Vélo de biking Speed Racer

CARE FITNESS

Réf. 74510



NOUVEAU



Prix :TTC  
5 200,00

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Masse d'inertie: 22 Kg.
- Résistance à mâchoire à patins et réglage par molette.
- Réglage du siège et du guidon.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Masse d'inertie: 22 Kg.
- Résistance à mâchoire à patins et réglage par molette.
- Réglage du siège et du guidon.

## Vélo Ellyptique IXOS II care

CARE FITNESS

Réf. 55690

Prix :TTC  
8 990,00

Un elliptique motorisé à 32 niveaux avec freinage aéromagnétique, possédant 24 programmes d'entrainements sur sa console. Cet elliptique est équipé d'une masse d'inertie de 20 kg assurant un réel confort de pédalage.



24 programmes

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Masse d'inertie: 20 Kg.
- Résistance aéromagnétique.
- 24 programmes d'entrainement.
- Compatible avec l'application KINOMAP.



## Vélo Ergos IV

CARE FITNESS

Réf. 50582

Prix :TTC  
8 990,00

Cet ergomètre est conçu pour des entrainements intensifs, il est doté d'une roue d'inertie de 9 kg, d'un système de résistance électromagnétique précis à 32 niveaux, d'un réglage de la résistance par induction, de 9 programmes d'entrainements et des capteurs tactiles de pulsations cardiaques Handpulse.



9 programmes

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Masse d'inertie: 9Kg.
- Résistance électromagnétique.
- Enjambement facilité.
- 9 programmes.
- Ergomètre précis avec programmes watts et pulses constants.





## Tapis de rééducation med-730

Réf. 57730

Conçu pour une rééducation avec moteur 4.0 CV, inclinaison électrique sur 20 niveaux réglable durant l'exercice, avec barre de maintien réglable en hauteur sur 7 niveaux



CARE  
FITNESS

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Vitesse maximale 14 km/h
- 20 programmes d'entraînements
- 20 niveaux d'inclinaison motorisée
- Capteurs tactiles de pulsations cardiaques

## Tapis de course connecté fast runner

Réf. 50762

24 programmes



Conçu pour des entraînements réguliers avec moteur 3.0 CV (4.5 CV), inclinaison motorisée de 0 à 20 niveaux et 50 programmes d'entraînements.

CARE  
FITNESS

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Vitesse maximale 22km/h
- 50 programmes d'entraînements
- 20 niveaux d'inclinaison motorisée
- Capteurs tactiles de pulsation cardiaque
- Pliage et rangement facile

## Rameur care Mag-Clipper

Réf. 50831

Utilisation régulière-pliable

Prix :TTC  
5 500,00



CARE  
FITNESS

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Compatible avec l'application KINOMAP
- Masse d'inertie: 8 Kg
- Porte tablette
- Structure stable et pliable avec rails en aluminium
- Écran LCD 5 fonctions

## Rameur Jet 600

Réf. 50849

À 23 programmes connectés

Prix :TTC  
8 500,00



CARE  
FITNESS

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Structure stable et pliable avec poutre en aluminium
- Écran LCD 10 fonctions
- Masse d'inertie : 8 Kg
- Résistance à réglage motorisé par servomoteur sur 16 niveaux
- Compatible avec l'application KINOMAP





## Fauteuils Quadriceps

Réf. **241030**

Rééducation du genou par balancier à charge et angulation réglable

- Butées pour réglage des amplitudes
- Cale cuisses réglable
- Repose tête réglable
- Dossier pouvant se positionner à l'horizontal par vérin à gaz actionné par pédale
- Système pendulaire utilisable à droite ou à gauche
- Réglage à indexation permettant d'obtenir les angles de charge
- Poignée de maintien de charge permettant le travail en statique intermittent
- Double appui tibial
- Double sangle de compensation
- Livré avec 13,5 kg de charge.
- Piètement tube acier poudré époxy blanc
- Sellerie expansé sur mousse polyether
- Coloris de revêtement au choix
- L 120 à 215 x l. 100 x H 75 (assise) à 150 cm (appui tête)



## Pédalier Oxycycle motorisé

Réf. **LG16065**

### 5 niveaux de réglage

- Cet oxycycle est une alternative parfaite au vélo d'appartement traditionnel,
- Appareil portable et peu encombrant
- La vitesse est réglable afin d'augmenter progressivement la difficulté.
- Il augmente la flexibilité et la force des membres tout en améliorant la circulation sanguine.
- Entraînement manuel avec résistance réglable sur 5 niveaux.
- Avec une tension motorisée ou manuelle.
- Muni des pédales antidérapantes pour les membres supérieurs et inférieurs.
- Tapis antidérapant pour plus de sécurité et de confort.

**NOUVEAU**

Prix : TTC  
**3 980,00**

- Grand écran LCD
- Fonction : temps, RPM (vitesse), nombre, calories, résistan

Travail des membres  
**supérieurs et inférieur**



Tapis antidérapant pour plus de sécurité et de confort



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

PRM : tours de pédale par minute  
COMPTEUR : Un compte pour chaque révolution de pédale  
CALORIES : Estimation des calories brûlées  
RÉSISTANCE : Les niveaux de résistance varient de 1 à 5



## Attelle motorisée ARTROMOT K1 Classic



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Pauses (extension et flexion) : 0-59 secondes / 1-59 minutes
- Vitesse : 5 % - 100 % - 25 à 180°/min
- Verrouillage des touches : Empêche une modification non souhaitée des paramètres de traitement
- Minuterie : 1-59 minutes / 1-24 heures Mode continu
- Pauses (extension et/ou flexion) : 0-59 secondes / 1-59 minutes
- Inversion de la charge par paliers : 1-25 / Commutation de sécurité
- Programme d'échauffement : Amener en douceur le patient vers l'amplitude de mouvement maximale en 15 cycles
- Durée totale de la thérapie : Enregistrement de la durée totale du traitement
- Nouveau patient : Réinitialisation des paramètres de base pour les nouveaux patients
- Réglage pour le transport : Met l'attelle en position de transport



## Kinetec Spectra et Spectra Essentiel

La Kinetec Spectra est une attelle légère et compacte, pesant seulement 12 kg et mesurant 95 cm. Elle est facile à transporter et à installer aussi bien à l'hôpital qu'à domicile grâce à ses deux larges poignées. Elle offre une amplitude de mouvement de -10° à 120° pour traiter toutes les pathologies du genou, avec un système anatomiquement correct pour un confort accru. Les ajustements numériques permettent des réglages précis, des échauffements progressifs, la mémorisation de séances de travail, et des fonctions supplémentaires telles que le contrôle du temps de séance, le travail en excentrique/concentrique, et les pauses ajustables.

**kinetec®**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Télécommande détachable qui facilite la maintenance.
- Possibilité de blocage des paramètres.
- Réversion automatique du mouvement en cas d'effort excessif du patient.
- Large écran LCD.
- Taille du patient : de 1,45m à 1,95m
  - Jambe complète : 71 à 99 cm
  - Tibia : de 38 à 53 cm, fémur : de 33 à 46 cm.
  - Avec option planchette pédiatrique :
    - Jambe complète : 53 à 109cm
    - Tibia : de 20 à 56cm.
- Poids Maximum du patient : 135 Kg.
- Vitesse réglable de 45°/min à 155°/min
- Dim. : long : 95cm, larg : 33cm, haut : variable.



## Kinetec arthromoteur de genou Performa

La solution idéale en cas de rééducation précise est une attelle qui permet une extension hyper anatomique de 3° à une flexion de 130°, adaptée aux patients de 1,12 m à 2,06 m sans barre télescopique. Elle permet un travail actif-passif contre résistance, avec des mouvements anatomiques précis. Les ajustements numériques incluent des modes manuel, By Pass, STIM, ainsi que le réglage du temps de séance, le travail en excentrique/concentrique, et des pauses ajustables.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Télécommande détachable qui facilite la maintenance.
- Possibilité de blocage des paramètres.
- Réversion automatique du mouvement en cas d'effort excessif du patient.
- Large écran LCD.
- Taille du patient : de 1,45m à 1,95m
  - Jambe complète : 71 à 99 cm
  - Tibia : de 38 à 53 cm, fémur : de 33 à 46 cm.
  - Avec option planchette pédiatrique :
    - Jambe complète : 53 à 109cm
    - Tibia : de 20 à 56cm.
- Poids maximum du patient : 135 Kg.
- Vitesse réglable de 45°/min à 155°/min
- Dim. : long : 95cm, larg : 33cm, haut : variable.







## Kinetec Prima Advance

Le Kinetec Prima Advance™ est un appareil léger (11 kg), facile à utiliser, spécialement conçu pour les personnes âgées et les patients malvoyants. Il permet une large amplitude de mouvement (-5° à 115°), convenant au traitement de nombreuses pathologies du genou et de la hanche, aussi bien à l'hôpital qu'à domicile.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Amplitudes de mouvement : -5° à 115°,
- Vitesse réglable de 40°/minute à 145°/minute,
- Poids : 12 kg,
- Dim. : long : 94 cm, larg : 33 cm, haut : 33 cm,
- Taille de patient : de 1,45m à 1,95m,
- Jambe complète : 71 à 99cm,
- Tibia : 38 à 53cm, -fémur : 33 à 46cm,
- Avec option planchette pédiatrique,
- Jambe complète : 53 à 109 cm,
- Tibia : de 20 à 56 cm,
- Poids Maximum du patient : 135 Kg,
- Réversion automatique du mouvement en cas d'effort excessif du patient,
- Poignée de contrôle simplifiée : Start/Stop/Reverse,
- Le patient peut à tout moment stopper l'appareil et le faire repartir en sens inverse,
- Alimentation électrique : de 100 à 240 Volts 50/60Hz.

## Chariot range attelle

Chariot pratique, robuste et résistant, conçu pour transporter et ranger les attelles Kinetec® et leurs accessoires.

Livré démonté

Poids en utilisation (sans attelle): 8,2kgs

Conditionnement: Longueur 83cm

Largeur 51cms, Hauteur 15cms - 9,8kgs



## Kinetec Arthromoteur d'épaule Centura

Amplitudes de mouvements :

- Abduction/adduction : de 20° à 160°.
  - Abduction/adduction avec rotation synchronisée ;
- Amplitudes combinées : de 20° à 160° d'abduction avec 30° de rotation interne à 90° de rotation externe.
- Rotation interne et externe : de 60° interne à 90° externe.
  - Flexion/extension de l'épaule : de 20° à 180°

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Réversion automatique du mouvement en cas d'effort excessif du patient.
- Possibilité de blocage des paramètres du mouvement.
- Réinitialisation des réglages, lors du changement du mouvement, évitant une amplitude incompatible avec la pathologie du patient.
- Mouvement automatique (continu) ou pilotage manuel.
- Fonction détection des seuils d'amplitudes patient (mode manuel ou mode By-Pass).



## Kinetec Arthromoteur de cheville Breva

Le Kinetec Breva™ offre des mouvements précis de la cheville et de l'arrière du pied, avec une flexion de -40° à 30° et une éversion de -25° à 25°. Sa télécommande numérique aide la thérapie avec des fonctions d'échauffement et de dérivation. La poignée de commande dispose d'un verrouillage pour la sécurité du patient.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Télécommande détachable améliorant le transport et la maintenance,
- Possibilité de blocage de la modification des paramètres,
- Réversion automatique du mouvement en cas d'effort excessif du patient,
- Large écran LCD,
- Vitesse : de 50°/minute à 150°/minute,
- Alimentation électrique : de 100 à 240 Volts 50-60Hz.







## Motomed Muvi

**MOTOMed®**

La fonction unique MOTOMED MUVI permet un entraînement simultané des jambes et des bras. Pour la première fois, il est possible d'entraîner les deux zones simultanément. L'entraînement passif ou actif, la vitesse de mouvement et le niveau de résistance des jambes et des bras peuvent être réglés séparément pour un mouvement simultané.



L'écran tactile de 12 pouces offre une très bonne visibilité.

Un système d'échange rapide des poignées facilite l'adaptation pour chaque utilisateur.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Entraîneur de jambes et de bras/du torse, possibilité d'un entraînement simultané  
Ecran couleur tactile (12,1")  
Revêtement plastifié pour les semelles de sécurité et les poignées de l'entraîneur de bras/du torse  
Poignée et l'entraîneur de bras/du torse pivotante et réglable en hauteur, ainsi qu'horizontalement  
Mouvement doux d'Assouplissement MOTOMed  
Réglage de la vitesse de 1 à 60 trs/mn (en passif)  
Pré-réglage de la durée de thérapie de 0 à 120 minutes  
Démarrage et arrêt doux  
Réglage du rayon de pédalage à deux positions (7,0 cm ou 12,5 cm)  
Mobile avec des grandes roues de transport (15,0 cm de diamètre)  
Mouvement particulièrement silencieux, doux et régulier  
Construction entièrement métallique de haute qualité et de grande stabilité grâce au petit pied télescopique de l'appareil.  
Couleur: noir/blanc (RAL 9010)



## MOTOMed loop p.la

**MOTOMed®**

Le MOTOMed loop Parkinson permet des mouvements rapides, assistés par moteurs jusqu'à 90 tours par minute (exercice forcé). Le mouvements rapides et contrôlés peuvent contribuer à réduire la trémulation (tremblement musculaire), à améliorer la capacité de marche pour pouvoir réaliser les mouvements quotidiens de manière ciblée.



Structure de menu claire, avec écran tactile de haute qualité

Un système d'échange rapide des poignées facilite l'adaptation pour chaque utilisateur.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Repose-pieds de sécurité plastifiés avec fixation par fermeture velcro  
Poignées soft grip  
Réglage de hauteur à 5 niveaux  
Passage de l'entraînement des jambes à l'entraînement de bras par tactile  
Ecran tactile en couleur (7"), inclinable, pivotable  
Semelles de sécurité en revêtement plastifié  
Démarrage et arrêt doux  
Mouvement particulièrement silencieux, doux et régulier (propulsion d'assouplissement)  
Réglage du rayon de pédalage à 2 positions (7 cm oder 12,5 cm) -Petit pied de l'appareil  
Construction entièrement métallique de haute qualité  
Corps fermé de l'appareil en plastique (PC/ABS), facile à nettoyer et à désinfecter  
Mobile avec des grandes roues de transport (13 cm de diamètre)  
Interface série/USB, connexion USB  
Couleur: blanc





## T-CARE COMPACT

### Unité de técarthérapie

Réf. **EA80650**

easytech



#### Appareil compact et léger pour la técarthérapie.

La ligne T Care propose une gamme variée d'appareils de diathermie capacitive et résistive, adaptés à différents besoins. Parmi eux, le T Care Compact est le modèle le plus simple mais puissant, spécialement conçu pour traiter les ostéo-pathologies musculaires, tendineuses et cartilagineuses, ainsi que les bursites. Sa petite taille et son sac à dos en font une option idéale pour les soins à domicile ou en déplacement.

#### Fréquence de travail : 500 KHz

- Émission continue ou pulsée
- Mesure et Indication de l'énergie transférée aux tissus (J)
- Affichage de l'indice de résistance des tissus
- Puissance réglable jusqu'à 200 W - 250 Va
- Écran tactile couleur
- Boutons de commande d'alimentation et de marche/arrêt
- Pièce à main mono-polaire Cap et Res avec indicateur lumineux d'émission
- Sac à dos pour un transport facile

#### T Care Compact en rééducation orthopédique et récupération fonctionnelle

La técarthérapie, non invasive, stimule les processus réparateurs et anti-inflammatoires du système musculo-squelettique. Grâce à un générateur de radiofréquence et à des pièces à main spécifiques, elle permet des traitements manuels en induisant des stimulations énergétiques profondes et ciblées. Le T Care Compact offre des traitements athermiques avec des niveaux de puissance élevés, réduisant douleur et inflammation tout en accélérant la guérison et la récupération fonctionnelle. L'appareil permet également une personnalisation des traitements grâce à divers accessoires et options d'énergie pulsée.



plaque de retour en acier inoxydable



Électrode  
Ø 75 mm  
Ø 50 mm  
Ø 35 mm



2 tuyaux coudés



2 plaque de retour adhésive



crème conductrice  
100 ml



électrode fonctionnelle résistive

#### Avec Chariot En Option



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

##### Configuration standard :

Unité compacte T Care  
2 pièces à main avec marqueur lumineux  
3 électrodes résistives (Ø 35, 55, 75 mm)  
3 électrodes capacitives (Ø 35, 55, 75 mm)  
1 électrode fonctionnelle résistive  
1 plaque de retour souple en inox  
2 plaques de retour adhésives  
2 tuyaux coudés  
100 ml de crème conductrice  
Sac à dos pour un transport facile

##### Caractéristiques électriques :

Fréquences de travail : 500kHz  $\pm$  5%  
Puissance de sortie RES (su 80 ohm) : 200 W  
CAP de puissance de sortie (su 1000 ohm) : 250 Va  
Tension secteur et fréquence : 100 - 230 Vca, 50 / 60 Hz  
Absorption maximale : 350 W  
Protection électrique : 2 fusibles 4A

##### Environnement d'exploitation :

Température : [+10, +40] °C  
Humidité relative (sans condensation) : [0-75] %  
Pression atmosphérique : [700, 1060] mbar  
Classification  
Dispositif médical classe IIb

##### Taille et poids :

Unité compacte T Care  
30 x 22,5 x 18,5h cm; 4,4 kg

**DUOLITH® SD1 «ultra»**Réf. **ST1990032****STORZ MEDICAL****Thérapie modulaire par ondes de choc radiales et focalisées (ESWT) avec imagerie échographique pour une thérapie des douleurs efficace en orthopédie**

Le système d'ondes de choc DUOLITH® SD1 « ultra » se distingue par un concept modulaire et clair qui s'adapte aux besoins thérapeutiques et diagnostiques croissants d'un cabinet, dont bénéficient tant les débutants en matière de thérapie extracorporelle par ondes de choc que les utilisateurs expérimentés.

- Unité de commande avec « Pain Guide » et module de diagnostic échographique



Diagnostic  
échographique  
**en option**



- Module radial avec applicateur FALCON®

**R-SW**

Traitement du genou avec  
l'applicateur radial



- Module focalisé avec applicateur SEPIA®

**F-SW**

Traitement de l'épaule  
avec  
l'applicateur focalisé



- DUOLITH® SD1 « ultra » Accessoires :

Module à tiroirs  
« Store Case »

Thérapie par  
vibration avec  
l'applicateur  
V-ACTOR® « HF »

Vacuothérapie  
VACU-ACTOR®  
**en option**

**Module radial avec applicateur FALCON® :**

Grâce à l'applicateur performant FALCON®, le module radial peut également être utilisé indépendamment de l'unité de commande. Tous les paramètres de traitement tels que la pression, la fréquence et le nombre d'impulsions peuvent être entrés dans le tableau de commande de l'écran de visualisation de l'applicateur ou appelés de ce dernier. La thérapie par vibration optionnelle avec l'applicateur V-ACTOR® « HF » et la vacuothérapie optionnelle avec la technologie VACU-ACTOR® sont les thérapies complémentaires idéales à la thérapie par ondes de choc.

**Module focalisé avec applicateur SEPIA® :**

Les ondes de choc focalisées permettent de traiter tant les zones à la surface corporelle que les zones profondes. L'applicateur SEPIA® assure un traitement facile et efficace directement sur le patient. Tous les éléments de commande essentiels sont intégrés à l'applicateur.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Concept modulaire - Systèmes à ondes de choc radiales et focalisées avec modules d'imagerie diagnostique par ultrasons en option
- La demande de dispositifs radiaux à faible consommation d'énergie et de dispositifs à énergie plus élevée a considérablement augmenté au cours des 5 dernières années.
- Vous pouvez désormais proposer une clinique à guichet unique grâce à l'ajout d'un appareil à ultrasons intégré.
- Poids (chariot compris) 83kg
- Écran tactile de 15,4 pouces
- Soins efficaces et non fatigants
- Compresseurs intégrés

**Les atouts :**

- Tous les éléments de commande intégrés à l'applicateur
- Plage d'énergie étendue 0,3 - 5 bareff
- 4 connexions : 2 x R-SW, 1 x V-ACTOR®, 1 x VACU-ACTOR®
- Thérapie par vibration avec l'applicateur V-ACTOR® « HF » (**en option**)
- Vacuothérapie VACU-ACTOR® (**en option**)





## DUOLITH® SD1 T - TOP «ultra»

STORZ MEDICAL

### Thérapie par ondes de choc focalisées (ESWT) pour les traitements non invasifs des indications orthopédiques, comme les tendinopathies et les syndromes de douleurs myofasciales

Le design du DUOLITH® SD1 « ultra » avec l'applicateur SEPIA® séduit par sa finition de haute qualité et son ergonomie optimisée. La flexibilité particulière du câble de l'applicateur permet un traitement sans fatigue et donc plus aisé, toujours directement sur le patient - une caractéristique importante pour la pratique quotidienne. L'applicateur SEPIA® offre un traitement par ondes de choc focalisées simple et efficace. Tous les éléments de commande essentiels ont été intégrés à l'applicateur. La fréquence et le niveau d'énergie peuvent être directement réglés sur celui-ci. Avantages pour les utilisateurs : les dispositifs de couplage fournis permettent d'ajuster individuellement la profondeur de pénétration en fonction de l'indication. Les utilisateurs bénéficient de coûts de révision réduits grâce au remplacement aisé de la bobine. L'accès exclusif au « Shock Wave Portal » propose aux clients des informations utiles.



Réglage des principaux paramètres directement sur l'applicateur

Achillodynie



Fasciite plantaire



Syndrome de la crête tibiale



Tendinopathie calcifiante



Tendinite rotulienne



Épicondylite



Points trigger : muscles du mollet



Points trigger : lombalgie



Poignée ergonomique, élastique et antidérapante




Bobine échangeable

Génération des ondes de choc focalisées

### • Écran tactile - L'extension idéale pour le DUOLITH® SD1 T-TOP « ultra » On Option

L'écran tactile de 10 pouce en option se connecte à l'appareil à ondes de choc via USB, offrant une commande étendue, la gestion des patients, et des paramètres de traitement illustrés par vidéos et images. Le logiciel Visible Body® intégré permet d'explorer en détail l'anatomie du corps humain.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Travail efficace et sans fatigue directement sur le patient
- Totalité des éléments de commande intégrée à l'applicateur
- Coûts de révision réduits grâce au remplacement simple de la bobine
- Écran tactile de 10» (en option)
- Gestion des patients avec historique de traitement
- Paramètres de traitement basés sur des vidéos et des images
- Atlas d'anatomie numérique Visible Body® : modèles d'anatomie 3D macroscopiques et microscopiques
- En option : applicateur C-ACTOR® avec plage d'énergie étendue

**MASTERPULS® ONE**Réf. **ST278001**

**Technologie d'ondes de choc radiales (ESWT), thérapie par vibration intégrée (V-ACTOR) et technologie VACU-ACTOR pour les indications orthopédiques**

Lors du développement du nouvel appareil à ondes de pression radiales, le MASTERPULS® ONE, une attention particulière a été portée sur sa grande simplicité d'utilisation, sa structure compacte, sa haute efficacité et sa mobilité maximale. Le MASTERPULS® ONE convient parfaitement comme appareil à ondes de pression d'entrée de gamme compact et flexible et permet de traiter toutes les indications standard.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

**Transmetteurs et changement de l'applicateur** Transmetteurs Traitement non-fatigant

éprouvés pour les différentes indications

Remplacement simple des transmetteurs

Raccord snap-in pour le changement de l'applicateur

Plusieurs coloris d'applicateur disponibles en option

**L'applicateur SPARROW® du MASTERPULS® ONE**

Couplage d'énergie de grande surface

Léger et à vibration réduite

Fiable et rentable

• Modèle d'entrée de gamme ou de complément idéal

• Facile à utiliser et polyvalent dans l'application

• Meilleur « compagnon pour la thérapie par ondes de choc », même en dehors du cabinet

• Dimensions : 289 x 238 x 310 mm

• Poids : 9,8 kg

• 6 niveaux d'énergie : 6 - 18 Hz ; max. 2,7 bareff



STORZ MEDICAL



L'applicateur SPARROW™

**MASTERPULS® «ultra»**

**Technologie d'ondes de choc radiales (ESWT), thérapie par vibration intégrée (V-ACTOR) et technologie VACU-ACTOR pour les indications orthopédiques**

La nouvelle ligne MASTERPULS® « ultra » se distingue par ses innovations techniques, sa fiabilité et la précision des détails. La plage d'énergie étendue de l'applicateur FALCON® ainsi que les transmetteurs d'ondes de pression polyvalents accentuent son avance sur la concurrence dans le secteur de la thérapie par ondes de pression radiales.

**MP100 «ultra»**Réf. **MP100**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimensions sans écran tactile :

426 x 144 x 340 mm

Poids : 10,5 kg

Compresseur, intégré

Ecran tactile 10" (en option)

Onde de pression radiale

Pression : max. 5 bareff, fréquence : 1 - 21 Hz (en fonction de la pression)

Fonction « Skin Touch »

Applicateur V-ACTOR® « HF » (en option) : 1 - 50 Hz

**MP200 «ultra»**Réf. **MP200**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimensions sans écran tactile :

466 x 187 x 454 mm

Poids : 23 kg

Compresseur, intégré

Ecran tactile 10" (en option)

Onde de pression radiale

Pression : max. 5 bareff, fréquence : 1 - 21 Hz

Fonction « Skin Touch »

Technologie VACU-ACTOR®

Applicateur V-ACTOR® « HF » (en option) : 1 - 50 Hz

STORZ MEDICAL

## EN OPTION :

**Ecran tactile**Réf. **ST26200****Chariot**Réf. **ST25282****Thérapie parvibration avec l'applicateur V-ACTOR®**Réf. **ST24750**



## MAGNETOLITH®

STORZ MEDICAL

### Thérapie extracorporelle par transduction magnétique (EMTT) pour la récupération et la rééducation après des affections musculosquelettiques

MAGNETOLITH®- EMTT ouvre de nouvelles possibilités de récupération et de rééducation. Elle est notamment utilisée pour la prise en charge des affections de l'appareil locomoteur, telles que les douleurs lombaires ou les tendinopathies de la coiffe des rotateurs ou du tendon d'Achille. Utilisée pour la prise en charge des affections de l'appareil locomoteur, telles que les douleurs lombaires ou les tendinopathies de la coiffe des rotateurs ou du tendon d'Achille. MAGNETOLITH®- EMTT se distingue des autres formes générales de thérapie par champ magnétique ou à CEMP par sa fréquence d'oscillation élevée, de 100 à 300 kHz. Cette propriété permet une profondeur de pénétration élevée (18 cm) et un vaste champ d'application.



Applicateur pour un usage simple



Traitement des douleurs



Affections articulaires dégénératives



Commande intuitive via un écran tactile détaillé



Blessures sportives



traitement dynamique de cheville



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

#### Caractéristiques principales

- Traitement ambulatoire non invasif - quasiment sans effet secondaire .
- Vaste champ d'application thérapeutique .
- Fréquence d'oscillation élevée avec une faible profondeur de pénétration.

#### Champs d'application types de l'EMTT®

- Affections articulaires dégénératives.
- Phénomènes d'usure tels que l'arthrose (genou, hanche, mains, épaule, coude), la hernie discale, la spondylarthrose.
- Traitement des douleurs.
- Douleurs (chroniques), p. ex. mal de dos, lombalgie, tensions, radiculopathies.
- Blessures sportives.
- Inflammation (chroniques) des tendons et des articulations, syndromes de surcharge des tendons, ostéite pubienne.

#### Points forts de l'EMTT®

- Champ magnétique à haute fréquence (de 100 à 300 kHz).
- Fonctionnement continu et fiable grâce à l'applicateur refroidi par l'eau.
- Mécanisme Click & Connect pour un positionnement souple de l'applicateur.
- Remplacement simple et sûr de l'applicateur.
- Écran tactile intégré pour régler l'intensité, la fréquence d'application et le nombre d'impulsions.

#### Le MAGNETOLITH®- EMTT en pratique

- Le traitement avec le MAGNETOLITH® est confortable et pratique .
- Le patient ne doit pas se déshabiller.
- Travail efficace et sans fatigue.
- Positionnement de l'applicateur à la main ou à l'aide du bras de fixation flexible.
- Séance de traitement durant entre 5 et 20 minutes, suivant l'indication.
- Fréquence réglable jusqu'à 10 impulsions/s.






## STIM INTELECT® MOBILE 2

Réf. **CH151202**

L'Intellect® Mobile 2 STIM est un système d'électrothérapie utilisé avec ou sans chariot optionnel, permettant l'inclusion d'un module de vide. La version STIM dispose d'une sélection de formes d'ondes largement utilisées permettant au thérapeute de multiples options de traitement.

- Protocoles suggérés
- Interface tactile intuitive
- Bibliothèque anatomique haute résolution
- Technologie évolutive
- Nouvel Applicateur pour Ultrason
- Grand écran tactile et en couleur
- Conception ergonomique
- Utilisation à domicile
- Mémoire



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Alimentation	100-240V AC, 1.0 à 0.42A, 50/60Hz
Classe électrique	Classe II
Mode de fonctionnement	Continu
Dimensions / Poids (sans batterie et sans chariot)	255 x 355 x 150 mm / 2.9 Kg

chattanooga®



PROTOCOLES SPS ET MULTIPLES FORMES  
DE COURANTS : TENS, VMS/TRAVAIL  
MUSCULAIRE, INTERFÉRENTIEL, HAUTE  
TENSION.

## ULTRASON STIM INTELECT® MOBILE 2

Réf. **CH151200**

L'Intellect® Mobile 2 ULTRASON est un système de thérapie par ultrasons utilisé avec ou sans guéridon (en option). Elle offre des ultrasons bi-fréquence à 1 ou 3 MHz, en cycle pulsé ou continu (10%, 20%, 50% et 100%). Elle dispose d'une sélection de protocoles intégrés permettant au thérapeute plusieurs options de traitement, facilement accessibles à partir de l'interface utilisateur.

- Nouvel Applicateur pour Ultrason
- Grand écran tactile et en couleur
- Conception ergonomique
- Utilisation à domicile
- Mémoire



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Alimentation	100-240V AC, 1.0 à 0.42A, 50/60Hz
Classe électrique	Classe II
Mode de fonctionnement	Continu
Dimensions / Poids (sans batterie et sans chariot)	340 x 355 x 150 mm / 2,8 Kg



INTERFACE TACTILE.  
SIGNAL VISUEL ET SONORE DE CONTACT.  
TRAVAIL EN TEMPS EFFECTIF DE TRAITEMENT.  
TRAITEMENT À DOMICILE.

## COMBO INTELECT® MOBILE 2

Réf. **CH151204**

L'Intellect® Mobile 2 COMBO est un système d'électrothérapie à deux canaux, combiné à des ultrasons bi-fréquences de 1 à 3 MHz et utilisé avec ou sans guéridon (en option). 5 formes d'onde sont inclus dans cette version : Interférentielle, VMS, Haut Voltage, TENS biphasique asymétrique et TENS biphasique symétrique.

- Grand écran tactile et en couleur
- Conception ergonomique
- Utilisation à domicile
- Guéridon en option avec tiroirs de rangement
- Protocoles suggérés
- Interface tactile intuitive
- Bibliothèque anatomique haute résolution
- Technologie évolutive



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Alimentation	100-240V AC, 1.0 à 0.42A, 50/60Hz
Classe électrique	Classe II
Mode de fonctionnement	Continu
Dimensions / POIDS (sans batterie et sans chariot)	340 x 355 x 150 mm / 3.1 Kg



THÉRAPIES COMBINÉES  
ÉLECTROTHÉRAPIE ET ULTRASONS.  
COUPLAGE STIM ET US.



## INTELECT® TRANSPORT 2 COMBO

Électrothérapie Intellect Transport 2 offre la fiabilité et la valeur que seul un produit Chattanooga peut offrir. Disponible en version combinée à deux canaux ou en modèle à ultrasons uniquement et utilisé avec ou sans guéridon optionnel. La conception légère et durable et l'option d'alimentation par batterie offrent la polyvalence nécessaire pour traiter vos patients et vos athlètes dans n'importe quel environnement professionnel. Toutes les unités combinées sont dotées de la forme d'onde VMS exclusive de Chattanooga qui permet des contractions musculaires plus fortes et plus efficaces. Basé sur des décennies d'expérience de la gamme originale Intellect Transport, Intellect Transport 2 est facile et intuitif à utiliser et comprend toutes les fonctionnalités essentielles nécessaires pour faire bouger vos patients.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Alimentation : 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1.0 A.
- Poids : 2.2 kg.
- Poids d'expédition : 3.9 kg.
- Dimensions : 34.6 cm x 25 cm x 12 cm.
- Détection et surveillance optimisées pour garantir l'énergie prévue au patient.
- Écran haute résolution avec menus intuitifs offrant des informations en temps réel.
- Mémoire intégrée permettant de sauvegarder jusqu'à 15 protocoles personnalisés.
- Design portable : poignée ergonomique, poids léger et batterie longue durée en option.

### FORMES D'ONDES

VMS™	INTERFÉRENTIELLE À 4 PÔLES	INTERFÉRENTIELLE À 2 PÔLES	GALVANIQUE CONTINU
MICROCURRENT	TENS - BIPHASIQUE ASY-MÉTRIQUE	TENS - BIPHASIQUE SYMÉ-TRIQUE	TRANSTHERAPEUTIC
GALVANIQUE INTERROMPU	PULSÉ TRIANGULAIRE MONOPHASE	PULSÉ RECTANGULAIRE MONOPHASE	
RUSSIE	DIADYNAMIQUE	COURANT PULSÉ À HAUTE TENSION	

## INTELECT® TRANSPORT 2 ULTRASON

Électrothérapie Intellect Transport 2 offre la fiabilité et la valeur que seul un produit Chattanooga peut offrir. Disponible en version combinée à deux canaux ou en modèle à ultrasons uniquement et utilisé avec ou sans guéridon optionnel, la conception légère et durable et l'option d'alimentation par batterie offrent la polyvalence nécessaire pour traiter vos patients et vos athlètes dans n'importe quel environnement professionnel. Basé sur des décennies d'expérience de la gamme originale Intellect Mobile, Intellect Transport 2 est facile et intuitif à utiliser et comprend toutes les fonctions essentielles et nécessaires pour accompagner vos patients et restaurer leurs mouvements.

### DE MEILLEURS RÉSULTATS DE TRAITEMENT

La détection et la surveillance améliorées du couplage par ultrasons garantissent que le patient reçoit l'énergie prévue pour son traitement. Capacité d'échographie à double fréquence de 1 MHz ou 3,3 MHz avec options d'aplicateur de 2 cm<sup>2</sup>, 5 cm<sup>2</sup> et 10 cm<sup>2</sup>.

### ÉCHOGRAPHIE :

Affections musculo-squelettiques; faciliter le soulagement de la douleur dans la région touchée

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Alimentation : 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1.0 A
- Poids : 1.9 kg
- Dimensions : 34.6 cm x 25 cm x 12 cm
- Cycles d'utilisation : 10 %, 20 %, 50 % ou continu.
- Détection ultrasons optimisée pour garantir l'énergie prévue au patient.
- Écran haute résolution et menus intuitifs offrant des informations en temps réel.
- Mémoire intégrée pour enregistrer jusqu'à 15 protocoles personnalisés.
- Appareil portable avec poignée ergonomique, poids léger et batterie longue durée.



**Chattanooga Silicone électrodes**

Réf. CH79967

6 x 8 cm Set de 4

Prix :TTC  
**160,00****Kit de câbles Intellect pour Stim Canaux 1/2**

Réf. CH70010

Prix :TTC  
**420,00****Éponge pour électrodes**

Réf. CH79969

7 x 8 cm ( 1/ paquet )

Prix :TTC  
**50,00****Applicateur à ultrasons Intellect Mobile 2**Réf. CH27333 - 1cm<sup>2</sup>Réf. CH27334 - 2cm<sup>2</sup>Réf. CH27335 - 5cm<sup>2</sup>

Applicateur ultrasons fréquence	1cm <sup>2</sup>		2cm <sup>2</sup>		5cm <sup>2</sup>	
	1 mhz	3 mhz	1 mhz	3 mhz	1 mhz	3 mhz
Zone d'efficacité ERA (cm 2)	1	0,9	1,5	1	2,5	2,7
Puissance de sortie max en mode continu	2 w	1,8w	3w	2 w	5 w	5,4 w
Puissance de sortie max en mode pulsé	3 w	2,7w	4,5 w	3 w	7,5 w	8,1 w
Amplitude max en mode continu	2 w/cm <sup>2</sup>	2 w/cm <sup>2</sup>	2 w/cm <sup>2</sup>	2 w/cm <sup>2</sup>	2 w/cm <sup>2</sup>	2 w/cm <sup>2</sup>
Amplitude max en mode pulsé	3 w/cm <sup>2</sup>	3 w/cm <sup>2</sup>	3 w/cm <sup>2</sup>	3 w/cm <sup>2</sup>	3w/cm <sup>2</sup>	3 w/cm <sup>2</sup>

**Électrodes adhésives Dura-Stick**

Réf. CH42190 - 5 cm / carré

Réf. CH42191 - 5 cm / 9

Par 4 pièces

les électrodes Dura-Stick assurent une excellente conduction du courant grâce au gel hypoallergénique Multistick.

**Gel pour appareil ultrason**

Réf. 0101G5L - 5L

Réf. 0101G04 - 250ml

Gel de transmission ultrasonique, hypoallergénique, pour échographie. Il se place sur la peau du patient ou sur la sonde de l'échographe ou du DOPPLER. En améliorant la transmission des ultrasons,

**Sonde Anale Saint Cloud**

Réf. CH114242

Prix :TTC  
**590,00**

- Double recrutement musculaire.
- Matière en contact avec le patient : ABS biocompatible / Inox 316 biocompatible
- Surface électrode 1 : 240 mm<sup>2</sup>
- Surface électrode 2 110° : 300 mm<sup>2</sup>
- Longueur sonde : 110 mm

**Sonde vaginale universelle Periform**

Réf. 140227

Prix :TTC  
**350,00**

- Insertion facile
- Implantation très stable
- Utilisation en stimulation et bio
- Utilisable debout et allongée
- L79 x l 34 mm - 15.5 g
- Tige indicateur : bascule vers le bas lorsque les contractions internes sont correctement effectuées (amovible)

**Sac de transport Gamme Mobile**

Réf. CH141086

Prix :TTC  
**2 500,00**

Sac de transport idéal pour emmener la gamme Intellect® Mobile à domicile. Permet de disposer l'unité de traitement et l'ensemble de ses accessoires.

**Bloc batterie gamme intellect® mobile**

Réf. CH27467

Prix :TTC  
**2 500,00**

Une batterie NiMH convenant à l'ensemble de la gamme Mobile : Ultrason, Stim, Combo ou Laser. Autonomie et praticité au quotidien. Batterie rechargeable.

**Chariot Adaptateur Intellect Mobile 2**

Réf. CH151136

- Dimensions : 48 x 52 x 96 cm
- Poids : 10,1 kg
- 4 roulettes doubles verrouillables individuellement
- Poignée pratique pour déplacer le chariot







## Direct Tens

Réf. CH2527116

### Stimulateur Antalgique 2 canaux

- idéal pour la poursuite du traitement à domicile.
- navigation intuitive par pictogrammes.
- soulager la douleur par neurostimulation transcutanée.
- applications antalgiques.



chattanooga®

Prix :TTC  
1 500,00

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Nombre de canaux	2
Nombre de programmes :	13
Courant rectangulaire : biphasique asymétrique 100% compensé	60 mA réglable
Intensité maximale :	0-250 µs
Largeur d'impulsion :	1-1 000 Hz
Fréquence :	2 piles 1,5 V ou 1,2 V
Alimentation :	rechargeables
Dimensions :	110 x 70 x 30 mm
Poids :	165 g

## Cefar Tens

Réf. CH2053

### La génération tens : stimulateur antalgique 2 canaux

#### Traitement a domicile

Solution idéale pour le traitement à domicile. Le Cefar TENS peut faire l'objet d'une prise en charge par la Caisses d'Assurance Maladie pour l'auto-traitement à domicile (sur prescription, soumise à conditions).



chattanooga®

Prix :TTC  
2 900,00

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Nombre de canaux	2
Nombre de programmes	10 présélectionnés, 5 programmables
Courant constant	Jusqu'à une résistance de 1 500 Ohm/canal maximum
Amplitude maximale	100 mA
Incréments d'intensité	Minimum 0,5 mA
Durée/amplitude max des impulsions	300 µ secondes
Fréquence	60-400 Hz
Source d'énergie	Batterie intégrée rechargeable
Dimensions	Lithium Polymère
Poids	132 x 60 x 24mm
	156 g batterie incluse

## Cefar peristim pro

Réf. CH111231

### Stimulateur neuromusculaire pour la rééducation périnéale

#### Traitement a domicile

Solution idéale pour le traitement à domicile. Le Peristim Pro peut faire l'objet d'une prise en charge par la Caisse d'Assurance Maladie pour l'auto-traitement à domicile (sur prescription, soumise à conditions).



chattanooga®

Prix :TTC  
3 750,00



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Nombre de canaux	2
Nombre de programmes	9 prédéfinis, 3 programmables
Courant constant	Jusqu'à une résistance de 1 300 Ohm/canal maximum
Amplitude maximale	99,5 mA
Incréments d'intensité	Minimum 0,5 mA
Durée/amplitude max des impulsions	300 µ secondes
Fréquence	120 Hz
Source d'énergie	2 x 1,5 V AA
Dimensions	120 x 52 x 27 mm
Poids	180 g batterie incluse

## Rehab X2

Réf. CH111126

### Le stimulateur 2 voies : antalgique et excitomoteur

- Idéal pour la poursuite du traitement à domicile.
- Navigation intuitive par pictogrammes.
- Soulager la douleur par neurostimulation transcutanée.
- Applications antalgiques.



chattanooga®

Prix :TTC  
3 490,00



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Nombre de canaux	2
Nombre de programmes	9 prédéfinis, 3 programmables
Courant constant	Jusqu'à une résistance de 1 300 Ohm/canal maximum
Amplitude maximale	99,5 mA
Incréments d'intensité	Minimum 0,5 mA
Durée/amplitude max des impulsions	300 µ secondes
Fréquence	120 Hz
Source d'énergie	2 x 1,5 V AA
Dimensions L x W x H	120 x 52 x 27 mm
Poids	180 g batterie incluse



## Appareil D'Électrostimulateur périnéal BioStim



Le Biostim est un appareil d'électrothérapie qui accompagne les kinésithérapeutes et les sages-femmes dans la rééducation périnéale. un appareil personnalisé adapté à chaque besoin! a technologie informatisée utilisée pour l'appareil Biostim rend son utilisation très simple et sa navigation dans les menus très simple. Les programmes, prédéfinis dans l'appareil, permettent d'effectuer la plupart des traitements de rééducation périnéale, dans les domaines urogynécologique et ano-rectal.

### Différentes fonctionnalités sont présentes :

#### BIOFEEDBACK

Animations ludiques pour le patient (lapin, pompier, pacman, animation neutre ou par niveau, ...).

Plusieurs types de mesure biofeedback de grande qualité (bilan, biofeedback aléatoire, renforcement par type de fibre, endurance, etc....).

Tarage automatique ou manuel du biofeedback.

Voie simple pression.

Double voie pression pour les protocoles spécifiques anorectaux (Biostim 2.2).

#### STIMULATION

Courants antalgiques, excito-moteurs et interférentiels.

Différents programmes proposés (augmentation clôture urétrale, incontinence mixte, d'effort, instabilité vésicale, etc....).

Plusieurs sensibilités de stimulation.



### Les avantages :

- Un logiciel moderne facile d'utilisation qui vous permettra
- Des animations personnalisables
- Des protocoles de traitement modifiables
- Une base de donnée évolutive
- Une étape de pré réglage assistée pour toutes les réponse de biofeedback de haute qualité.
- Calibrage automatique ou manuel pour le biofeedback
- Une sécurité active avec un lien «appareil-patient» (poire d'arrêt d'urgence).

## L'appareil Biostim est disponible en 6 versions :

	BIOSTIM 1.0	BIOSTIM 2.0	BIOSTIM 2.0*	BIOSTIM 2.1	BIOSTIM 2.1*	BIOSTIM 2.2*
Voies de stimulation et biofeedback EMG	1	2	2	2	2	2
Compatibilité BlueTooth (Sondes Emy et Perifit + Blueback + Biomoov)		En option	En option	En option	✓	✓
Compatibilité Windows et Mac	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Télécommande	En option	En option	En option	✓	✓	✓
Voies de biofeedback Pression				1	1	2
Biofeedback assistée par stimulation			✓		✓	✓
Comparaison des courbes (jusqu'à 4 e même temps)			✓		✓	✓
Possibilité de créer des programmes Biofeedback			✓		✓	✓

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poids : 3,2 kg.
- Alimentation : 110 / 220v / 50hz.
- Ordinateur non fourni.
- La centrale BIOSTIM est fournie avec :
- Câble fiche banane 2mn.
- Câble DIN3 avec adaptateur.
- Poire d'arrêt d'urgence pour les patients.
- Sachet de 4 électrodes.

- Logiciel Biostim - compatibilité : IOS (mac) et Windows (4Go de ram) non compatible avec les tablettes.
- Télécommande (selon version).
- Nombres de voies :
- 2 voies de stimulation (courants impulsionnels biphasiques et courants impulsionnels à pente réglable).
- 2 voies de biofeedback (couplées aux sorties de stimulation).
- Nombre de voies de biofeedback Pression jusqu'à 2 (selon version).



## Appareils De Cryothérapie À Air Froid Pulsé

Le CryoJet Air Mini est un appareil de cryothérapie à air utilisé principalement pour le traitement des maladies rhumatismales, dans le domaine du sport et pour refroidir la surface de la peau lors de traitements au laser. Les différents systèmes génèrent de l'air froid en quantité réglable allant jusqu'à 1 500 L/min. Les appareils de la gamme CryoJet refroidissent l'air ambiant à -32° C jusqu'à -60°C et soufflent l'air refroidi par le tube de traitement sur les parties du corps à traiter. Nous proposons pour ce faire différents tubes flexibles et cryosondes de traitement.

### Les effets bénéfiques de l'air froid par rapport aux autres méthodes de refroidissement

Contrairement aux autres méthodes de refroidissement, les effets bénéfiques des appareils de cryo thérapie par air froid pulsé cryoair sont diverses:

- Des gradients de refroidissement élevé et sans risque de gelure
- Un refroidissement constant aussi longtemps que vous en avez besoin
- Un débit d'air réglable
- La zone du corps à traiter reste accessible et mobile
- Aucun médicament à prendre



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Température en sortie : -32°C
- Débit d'air 350-1500 L/min
- 1500L/min réglable en 9 paliers
- Débit maximal 1500L/min réglable en 9 paliers
- Temps réglable de 0 à 99 minutes
- Puissance consommée en phase de traitement : 650W 220/240V, 50/60Hz
- Normes : Dispositif Médical CE 93/42 classe IIa
- Dimensions : L930 X l 300X P 400 mm
- Longueur du tuyau : 170 mm

Plaque de verre (en option à la commande) pour placer des appareils supplémentaires




Livré avec :



## Iceman® clair3

Le refroidisseur ultra silencieux maintient le bain de glace au froid pendant 7 à 9h

ICEMAN avec technologie de recirculation à double pompe. Le DonJoy® IceMan® est doté d'un système de recirculation breveté qui permet à l'eau réchauffée après avoir traversé le coussin froid d'être conservée et remixée avec de l'eau glacée plus froide à un débit constant, assurant une distribution uniforme de l'eau froide dans le coussin froid



Livré avec :

X2



Monchon standard

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Conception ergonomique, pour une portabilité facile et un stockage réduit
- Praticité et simplicité de mise en marche grâce à la température d'entrée prédéfinie, utilisation <Pluy-n-Play> ( Brancher et Utiliser )
- Couvercle verrouillable équipé d'un joint étanche
- Bac d'eau transparent permettant une meilleure visibilité de remplissage
- Tuyau gamme de manchons anatomique





## Appareils de pressothérapie

La technique de drainage lymphatique existe depuis de nombreuses années et son efficacité n'est plus à démontrer. Elle est fortement utilisée dans les cabinets de kinésithérapie tant en traitement de pathologie qu'en esthétique ainsi que dans la quasi totalité des centres de thalassothérapie.

Cette technique vient en complément du drainage lymphatique manuel.

## Appareil professionnel de pressothérapie

Réf. **LWQ812**

**DOCTOR LIFE®**

### À 6 chambres avec accessoires

Le système de drainage lymphatique MK 400 a été conçu pour effectuer des séances thérapeutiques personnalisées et permettre ainsi de traiter tous les types de pathologies liées à une insuffisance de la circulation sanguine. La circulation lymphatique et la circulation sanguine périphériques irriguent tout le corps humain.

#### Applications de l'appareil de pressothérapie Doctor Life MK400 :


L'appareil Life MK400 peut être utilisé pour un problème de santé tels que :

- Insuffisances veineuses chroniques
- Syndrome post-thrombotique
- Troubles thrombotiques
- Lymphœdèmes
- Œdèmes veino-lymphatiques

**Mode A :** Compression et décompression successives de chaque cellule (Fonction SKIP).

**Mode B :** Compression progressive de chaque cellule.

**Mode C :** Compression successive de chaque cellule 2 par 2.



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- 3 modes de fonctionnement :
  - Pression séquentielle
  - Pression continue
  - Mode alterné (pression séquentielle + pression continue)
- Pression réglable de 10 à 200 mm Hg
- Affichage par écran numérique permettant une utilisation intuitive
- Silencieux, fiable et sans entretien
- Système de sécurité (déflation automatique)
- Livré avec : manuel d'utilisation
- L 42.7xlarg. 33xh. 24 cm - poids 11 kg

#### Livrée avec :

- Une paire de bottes XL étagées 6 cellules
- Extension XL
- Un manchon ( Taille unique )
- Ceinture ( Taille unique )



#### Indications Médicales

- Thrombose veineuse profonde (TVP)
- Oedème lymphatique
- Post-paralysie
- Convulsion des membres
- Phlébosclérose
- Insuffisance veineuse chronique (IVC)
- Post-mastectomie
- État post-traumatique
- Lésion de la moelle épinière
- Varices
- Scliatique
- Entorses
- Diabète
- Insuffisante artérielle



## Appareil professionnel de pressothérapie

Réf. **LWQ812**

### À 12 chambres avec accessoires

L'appareil de pressothérapie à 12 chambres est un appareil de massage médical qui utilise la pression pneumatique pour stimuler la circulation sanguine, réduire la cellulite, soulager les douleurs musculaires et favoriser la récupération après l'effort.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Massage efficace : 12 chambres pour une pression uniforme sur tout le corps.
- Modes variés : 5 modes pour des résultats ciblés (continu, pulsé, etc.).
- Personnalisation : 10 niveaux de pression et programmes prédéfinis ou personnalisés.
- Durée maximale : Massage jusqu'à 90 minutes.

12 chambres



#### Livrée avec :

- Une paire de bottes à 12 cellules
- Une paire de semelles de massage
- Un manchon • Une ceinture • Bouton d'urgence



## Appareil professionnel de pressothérapie

Réf. **LWQ806**

### À 6 chambres avec accessoires

Ce dispositif de pressothérapie portable offre un massage efficace et personnalisé avec 6 chambres, 5 modes et 8 niveaux de pression.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Répartition uniforme : 2 chambres pour le ventre pour un massage global.
- Modes de compression : Continu, intermittent, pulsé pour des résultats ciblés.
- Personnalisation : 8 niveaux de pression adaptés à chaque sensibilité.
- Massage automatique : Pour un confort sans configuration.

6 chambres



#### Livrée avec :

- Une paire de bottes à 6 cellules
- Une paire de semelles de massage
- Un manchon • Une ceinture



## Bottes pour appareil de pressothérapie

Réf. **0106D2E**

### 12 chambres

Prix :TTC

**995,00**



## Appareil professionnel de pressothérapie

Réf. **LWQ100**

### À 4 chambres avec accessoires

L'appareil de pressothérapie à 4 chambres est un appareil de massage qui utilise la pression pneumatique pour masser le corps. Il est efficace pour améliorer la circulation sanguine, réduire la cellulite, soulager les douleurs musculaires et favoriser la récupération après l'effort.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :


- Compression : 4 chambres, zones massées : jambes, bras, dos.
- Modes et pression : 5 modes, 10 niveaux, pression de 0 à 300 mm Hg.
- Temps : Massage jusqu'à 90 min, thérapie de 0 à 30 min.
- Alimentation : 240V, 60 Hz, consommation 25W.
- Dimensions et poids : 26x20x12.5 cm, 2 kg.

4 chambres



#### Livrée avec :

- Une paire de bottes à 4 cellules
- Une paire de semelles de massage
- Un manchon • Une ceinture



## Sous bottes en plastique

Réf. **GHB** / Boite de 100.

### pour pressothérapie

Prix :TTC

**995,00**



- Sous bottes d'hygiène plastique transparent pour pressothérapie,
- Usage unique,
- S'adapte à tous les appareils de pressothérapie,
- Boite de 100.



## Prophylaxie de la TVP (Thrombose veineuse profonde)

### DVT-4000S

Le DVT-4000s est conçu pour gérer et surveiller en permanence l'état et les progrès de la prophylaxie de la TVP chez les patients à haut risque, en particulier ceux qui nécessitent une prévention à long terme à domicile après leur sortie de l'hôpital, ainsi qu'en préopératoire. Les fonctions d'enregistrement vérifient et sauvegardent la date d'utilisation, les heures d'utilisation, le type de manchons utilisés et les erreurs survenues pendant le fonctionnement. Le programme d'entretien permet de vérifier facilement que les fonctions du produit sont utilisées correctement et de maintenir la qualité grâce à l'écran tactile et aux boutons. L'extérieur de la pompe est doté d'un écran LCD tactile, d'une finition de haute qualité avec un niveau IPXO III et d'une conception arrière qui facilite le nettoyage. La tubulure est munie d'un connecteur La tubulure est dotée d'un connecteur facile à connecter à la pompe et d'un corps plat et intégral qui peut être facilement nettoyé.

Tous les manchons sont des produits de haute qualité qui ont passé le test de pression de 60 mmHg pendant 2 mois. Nous proposons différentes tailles de manchons pour les cuisses, les mollets, les bottes et les pieds.



Bouton  
automatique



Détection  
automatique




Fonctionnement  
automatique



### Livrée avec :

Taille	M
Largeur	< 80cm (31")
Circonférence	< 71cm (28")
Longueur	< 63cm (25")



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Temps de remplissage automatique
- Optimisé pour la fonction de détection automatique du brassard de prévention de la thrombose
- Convient pour une utilisation à l'hôpital ou à domicile (avant et après une intervention chirurgicale)
- Enregistrement de l'état du patient (enregistrement du temps et du numéro d'utilisation)
- Méthode pratique à une touche
- Système à écran tactile complet pour un état de fonctionnement pratique
- Fonction de sélection de la langue







## Vibromasseur électrique professionnel sur socle

Réf. **ZRX110**

### Panier et 7 patins

Ce vibromasseur professionnel a un affichage numérique avec vitesse et temps.  
La vitesse est réglable de 15 à 60 cycles / sec et reste constante quelle que soit la charge.  
Les 7 patins fournis avec l'appareil, ont des formes différentes et permettent de traiter toutes les parties du corps et de s'adapter à toutes les thérapies.  
Le chariot réglable en hauteur de 86 à 117 cm, et est équipé d'un compartiment de rangement pour les accessoires.  
Le moteur puissant convient à une utilisation intensive en physiothérapie et en médecine du sport pour le massage général, le traitement des spasmes musculaires, l'amélioration de la circulation sanguine ainsi que pour la thérapie respiratoire.  
Ce vibromasseur est puissant et silencieux.  
La tête de massage rotative est équipée d'une poignée robuste.  
Puissance 220V / Fréquence 60H

- Appareil puissant et silencieux. La tête de massage rotative est équipée d'une poignée solide.
- Nouvel appareil de massage professionnel M7 de conception moderne.
- Ecran digital affichant la vitesse et le temps.
- La vitesse réglable de 15 à 60 cycles /sec et demeure constante indépendamment de la charge.
- Le socle roulant possède un réglage pneumatique en hauteur de 86 à 117 cm et est équipé d'un casier pour les accessoires.
- Le moteur puissant permet un usage intensif en thérapie physique et médecine sportive:
- Massage général, traitement des muscles spasmodiques, amélioration de la circulation et la thérapie respiratoire.

### applicateurs



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Appareil puissant et silencieux avec tête de massage rotative et poignée solide
- Design moderne du modèle M7
- Écran digital pour vitesse et temps
- Vitesse réglable de 15 à 60 cycles/sec, constante sous charge
- Socle roulant avec réglage pneumatique en hauteur (86 à 117 cm) et casier pour accessoires
- Usage intensif pour massage général, traitement des muscles spasmodiques, amélioration de la circulation, et thérapie respiratoire

## Vibromasseur électrique

Réf. **TD9037**

### Chaleur infrarouge



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Massage intensif à 3400 tours/min.
- Voltage : 220V
- Puissance: 28 W

## Vibromasseur électrique

Réf. **TD9036**

### 2 têtes



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Massage intensif à 3400 tours/min.
- Voltage : 240V
- Puissance: 28 W

## Vibromasseur électrique massage

Réf. **TD9039**

### Rechargeable, sans fil



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Vitesses variables : 1500rpm-3700 rpm
- Fonctionne sans fil batterie : lithium-ion 2200mAh rechargeable
- Autonomie temps de charge de batterie : environ 120 min
- Dual Moteurs 7.2V DC 11000 rpm



## Presscam V5

Plateforme hybride combinant pression et posturologie, conforme à la Directive 93/42/CEE

Réf. **SPRESCAM**

Prix :TTC

**995,00**

**PODIATECH**  
SIDAS MEDICAL


Made in France



Alimentée via un câble USB connecté à l'ordinateur.

La Presscam V5 propose de nombreuses fonctions:

- Fiche d'examen clinique avec traitement statistique
- Acquisition des pressions plantaires en statique, en dynamique multi-pas et dynamique vidéo
- Scan 100Hz > à certaines plateformes sous 40Hz
- Réalisation d'une étude posturologique
- Déplacement des centres de pression (C.P) sur un temps donné
- Coubres Lamfi
- Possibilité de modifier la ligne horizontale lors de l'analyse, pour définir les zones hautes et basses, et accéder à l'outil «analyse par zones».
- Compatible avec les logiciels MEDI + 4000 et podo évolution : informations patients, acquisitions, graphiques, vidéos, etc.
- Nouveautés Presscam V5
- Images et vidéos plus nettes, meilleure résolution : 100 niveaux de couleurs au lieu de 20 sur les versions précédentes.
- Couplage vidéo avec possibilité de mesures d'angles et de longueurs.



Analyse vidéo avec mesure d'angle

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimensions (largeur/longueur) : 550 × 661 mm

Zone de détection active 400 × 400 mm

Poids : 3 kg

## Podoscope Plexiglas À lumière tangentielle

Réf. **SIAPODO**

Prix :TTC

**995,00**



Conçu spécialement pour l'examen clinique des plantes de pieds en charge, en position bi-podal. Son arche en acrylique coulé utilise le principe de la fibre optique pour guider la lumière. Cette technique permet de supprimer totalement les perturbations des intensités chromatiques différents caractérisant l'ischémie de la peau plus ou moins intense.

## Podographe À lumière tangentielle

Réf. **M69030**

Prix :TTC

**995,00**



- Compact et simple d'utilisation cet appareil vous permet de réaliser des empreintes fiables et parfaitement adaptées à la réalisation des semelles.
- Son quadrillage extrêmement fin permet de retranscrire avec rigueur les zones de pression
- Livré avec un rouleau encreur.

## Microscope Biologique XS-208

Réf. **BIO208A**



- Applications diverses : Observation de cellules, tissus, organismes microscopiques, recherche et enseignement.
- Éclairage optimal : Condenseur Abbe, lampe halogène et diaphragme iris pour une lumière ajustée.
- Conception pratique : Porte-objets plan-convexe, platine mécanique et chercheur binoculaire avec réglage précis de la mise au point.
- Stabilité : Microscope fixé sur table pour une utilisation stable.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Type de microscope : Microscope biologique

Type de grossissement : 40x à 1000x

Type de contraste : Contraste de phase

Type de lumière : Lumière transmise

Type d'objectifs : 4 objectifs : 4x, 10x, 40x (objectif à immersion), 100x (objectif à immersion)

Type de condenseur : Condenseur Abbe

Type de source lumineuse : Lampe halogène

Type de diaphragme iris : Diaphragme iris

Type de porte-objets : Porte-objets plan-convexe



Type de platine : Platine mécanique

Type de chercheur : Chercheur binoculaire

Type de champ oculaire : Champ oculaire 10x

Type de hauteur de compensation : Hauteur de compensation manuelle


Type de réglage de la mise au point : Mise au point macro et micrométrique

Type de système de fixation : Fixation sur table

Dimensions : 480 x 360 x 360 mm

Poids : 15 kg

## Pipettes mécaniques



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

#### TopPette

- Légère, ergonomique, faible effort
- Affichage numérique, plage de 0,1 p1 à 10 m1
- Calibration et entretien faciles, partie inférieure autoclavable
- Version multicanal (8/12 canaux, tête pivotante)

#### MicroPette

- Design léger et ergonomique, faible effort
- Affichage numérique, plage de 0,1 µl à 10 ml
- Calibration simple, partie inférieure autoclavable
- Version multicanal (8/12 canaux, tête pivotante)

#### MicroPette Plus

- Entièrement autoclavable (121°C, <20 min, refroidissement/sechage 12 h)
- Légère, ergonomique, affichage numérique, plage de 0,1 p1 à 10 m1
- Facile à calibrer et entretenir
- Version multicanal avec assemblages individuels pour vérification visuelle du joint





## Incubateur à température constante

Réf. **NEW**

- Contrôleur de température intelligent avec microprocesseur et fonction PID.
- Écran LCD pour une température précise et fiable.
- Double porte réduisant les fluctuations de température.
- Porte intérieure en verre trempé pour observation sans affecter la température.
- Chambre en acier inoxydable, structure à angles arrondis, facile à nettoyer.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité : 80L  
Temp. Gamme : RT+5~65°C  
Temp. Fluctuation :  $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$   
Réglage de l'heure : 1 ~ 9999 minutes  
Alarme : Alarme de surchauffe ; Alarme sonore et visuelle.  
Étagères : 2 pièces/réglable  
Consommation : 280W  
Source de courant : AC220V  $\pm 10\%$ , 50/60 Hz (standard) ; AC110V  $\pm 10\%$ , 60 Hz (en option)  
Taille interne (mm) : 400 x 400 x 500  
Taille externe (mm) : 580 x 570 x 890  
Poids brut (kg) : 57



## Poste de sécurité biologique type A2

Réf. **NEW**

- Usage en laboratoire : Conçue pour les recherches microbiologiques, biomédicales, ADN recombinant, et expérimentation animale.
- Environnement stérile : Garantit un milieu sans bactéries ni poussière durant les cultures.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Compacité : Petite dimension pour économiser de l'espace.
- Ventilation : Ventilateur centrifuge réglable avec filtre HEPA H14.
- Fenêtre motorisée : Ouverture avant opérationnelle à une main.
- Alarmes : Audio et visuelle en cas de flux d'air anormal, filtre défectueux ou fenêtre dangereuse.
- Gagne-temps : Réserve de temps économisant 30 minutes post-activation/stérilisation.
- Télécommande : Commande à distance jusqu'à 6 m pour la sécurité de l'opérateur.
- Interface LCD : Grand écran affichant vitesse, température, humidité, pression du filtre, temps UV et durée de vie du filtre.
- Mémoire : Conservation des réglages en cas de panne de courant.
- Verrouillage : Options combinées (UV, fenêtre, ventilateur, LED) pour une sécurité renforcée.

Écran des boutons et tactile couleur



## Mini mélangeur Vortex MX-S

Réf. **BIOMXS**

Le Mini Mélangeur Vortex MX-S utilise un mouvement orbital rapide qui crée un vortex dans le liquide, assurant un mélange complet et uniforme des composants. Son moteur robuste et sa conception équilibrée garantissent un fonctionnement stable et silencieux, même à des vitesses d'agitation élevées.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Mode secouage : Orbital	Température ambiante : 5-40°C
Diamètre orbital : 4mm	Humidité relative : 80%
Type de moteur : Moteur à pôle ombragé	Type de protection : IP21
Entrée moteur : 58W	Consommation d'énergie : 60W
Sortie du moteur : 10W	Source de courant : AC110/220V $\pm 10\%$
Plage de vitesse : 0 ~ 2500 tr/min	50/60HZ (Personnalisable)
Affichage de la vitesse : Échelle	accessoires standards : VT1.1 Dessus standard
Mode de fonctionnement :	Taille externe (L*P*H) : 127 x 130 x 160mm
Fonctionnement continu/tactile	Poids brut : 3 kg

Adaptateurs de mélange

Bouton de vitesse constante





## Congélateur biomédical

Réf. **MD-86L458** - -86°C / 458L



Réf. **MD40L308** - -40°C / 308 L



### -86°C / 458L

Le congélateur biomédical -86°C / 458L est la solution de référence pour la conservation à très basse température des échantillons thermosensibles. Grâce à sa capacité de 458 litres et à une température ultra-stable jusqu'à -86°C, il répond parfaitement aux exigences des laboratoires, hôpitaux, biobanques et centres de recherche.

**Refroidissement rapide** : Atteint -81°C en 3 heures

**Sécurité** : Alarmes intégrées pour anomalies (température, panne, porte, etc.)

**Isolation VIP PLUS** : +30 % d'espace et meilleures performances thermiques

**Design** : 4 portes, écran LED, port USB, structure en acier inox

**Efficacité énergétique** : Évaporateur en forme de D améliorant l'échange thermique de 15 %

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Volume de stockage : 458 L

Plage de température : -40°C ~ -86°C

Refroidissement : Direct

Dimensions extérieures : 885 x 855 x 1980 mm

Type : Appareil de refroidissement par cryobiologie

Alimentation : 115-V/60Hz ou 220~240V / 50Hz

### -40°C / 308 L

Ce congélateur biomédical de 308 L, réglable à -40°C, garantit une conservation optimale des échantillons, vaccins et médicaments sensibles en maintenant une température stable et homogène grâce à sa technologie de refroidissement avancée. Il est également conçu de manière écologique, en utilisant le réfrigérant R290 et en optimisant la consommation d'énergie, ce qui en fait une solution idéale pour les laboratoires, hôpitaux et instituts de recherche.

**Précision de la température** : Une plage ajustable entre -40°C et -20°C, avec une précision remarquable de 0,1°C.

**Système de contrôle moderne** : Équipé d'un écran LCD intuitif, de multiples alarmes de sécurité, et d'un port USB pour le suivi des données.

**Design pratique** : Facile à déplacer grâce aux roulettes, avec une isolation renforcée grâce à une porte anti-condensation et une serrure de sécurité.

**Durabilité et éco-responsabilité** : Utilisation de l'isolation thermique avancée et du réfrigérant R290, réduisant la consommation énergétique et l'empreinte carbone

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Volume de stockage : 308 L

Plage de température : -40°C ~ -20°C

Refroidissement : Direct avec dégivrage manuel

Dimensions extérieures : 700 x 690 x 1920 mm

Alimentation : 115-V/60Hz ou 220~240V / 50Hz



## Réfrigérateur Pharmaceutique 316/ 126L

Réf. MC5L316

**Avec porte en verre chauffante –  
conservation sécurisée et performante**

Le Réfrigérateur Pharmaceutique 316L est spécialement conçu pour répondre aux exigences strictes du stockage médical. En effet, il est idéal pour les pharmacies, laboratoires, hôpitaux, cliniques et industries pharmaceutiques. Ainsi, il garantit une conservation optimale des vaccins, médicaments et échantillons sensibles. De plus, sa plage de température (entre 2°C et 8°C) reste précise et stable.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Volume intérieur	316/ 126 L
Dimensions intérieures (126L)	505 x 467 x 620 mm
Dimensions intérieures (316L)	500 x 464 x 1343 mm
Température de stockage	2°C à 8°C
Refroidissement	Air forcé (sans givre)
Condenseur	À micro-canaux
Type de dégivrage	Automatique
Réfrigérant	R600a
Type d'affichage	LED (Température & Humidité)
Alimentation électrique	220V/60Hz ou 110V/60Hz
Sécurité	Alarmes multiples (porte, température, capteurs)
Batterie de secours	Oui (autonomie 24 heures)



## Réfrigérateur-Congélateur Médical 350L

Réf. MCD-40L350

Le Réfrigérateur-Congélateur Combiné Midea 350L est un équipement médical de haute précision conçu pour le stockage sécurisé d'échantillons à double température. Grâce à ses compartiments indépendants (réfrigérateur et congélateur), il permet de stocker efficacement des vaccins, médicaments, ADN, ARN et autres matériaux thermosensibles, répondant ainsi aux besoins rigoureux des laboratoires, hôpitaux, centres de recherche et pharmacies.

### Idéal pour :

- Conservation de vaccins et médicaments sensibles
- Stockage d'échantillons biologiques (ADN, ARN, plasma)
- Recherche médicale et usage hospitalier
- Appareils nécessitant un stockage à double température

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Volume intérieur	350 Litres
Dimensions extérieures	695x 655 x1920 mm
Température de stockage	-20°C ~ -40°C
Refroidissement	Refroidissement direct
Alimentation électrique	220 V/50 Hz
Alarme de surchauffe	Avec fonction d'alarme
Puissance nominale (W)	160W
Poids net/poids brut	106/118 Kg





# Lecteur continu de glycémie connecté Anytime

yuwell

Surveillez votre glycémie à tout moment et en tout lieu, pour une gestion flexible et sereine de votre diabète.



Données précises  
et complètes



Mesure  
sans piqûre



Historique  
des données



Surveillance  
en temps réel



Alertes  
et notifications



Durée de  
conservation : 2 ans



Suivi connecté via une  
**application mobile**  
par **Bluetooth**



Scannez ici  
pour découvrir nos offres



# Réseau des points de vente Locamed

## أكبر شبكة للمعدات الطبية بالمغرب

WHATSAPP



06 66 13 55 07

[www.locamed.ma](http://www.locamed.ma)

### Rabat & Salé

- Zaer  
05 37 68 23 76
- Arribat Center  
05 37 68 13 12
- Mamounia  
05 37 70 00 77
- Salé **NOUVEAU**  
05 37 65 72 18

### Témara

05 37 41 39 84

### Mohammédia

05 23 31 71 84

### Casablanca

- Al Arjouné  
05 22 86 37 17
- Ghandi  
05 22 86 22 22
- Goulmima  
05 22 20 20 98
- Hôpitaux  
05 22 47 63 70
- Sidi Maârouf  
05 22 33 57 89
- Hay Mohammadi  
05 22 61 57 17
- Bouskoura **NOUVEAU**  
05 22 86 22 22

### El Jadida

05 23 80 16 41

### Safi

05 24 62 31 69

### Agadir

- Marjane  
05 28 38 67 49
- Av. Hassan II **NOUVEAU**  
05 28 38 67 49

### Kénitra

05 37 36 74 28

### Tanger

Iberia •

05 39 33 55 40

Marjane •

05 39 30 85 87

### **NOUVEAU** Tétouan

05 39 70 39 67

### Oujda

05 36 53 20 83

### Nador

05 36 38 33 99

### Fès

Av. des Far •

05 35 62 51 62

**NOUVEAU** CHU •

05 35 61 60 76

### Meknès

05 35 52 83 13

### Béni Mellal

05 23 42 00 30

### Marrakech

05 24 43 15 00

### **NOUVEAU** Laâyoune

05 28 89 26 97

Accédez au  
catalogue  
mis à jour

