

Locamed

Santé & Confort



لوكامد

صحة وراحة

MATÉRIEL MÉDICAL

Cata'Loc



ORTHOPÉDIE



MAINTIEN
À DOMICILE



CICATRISATION
& STOMIE



CHAUSSURES
& PODOLOGIE



DIABÈTE



AIDE À LA
MOBILITÉ



RESPIRATOIRE



AUTO-
DIAGNOSTIC



MASSAGE,
BIEN ÊTRE
& SPORT



DIAGNOSTIC



POIDS
& MESURES



ECHOGRAPHE,
ECG & DOPPLER



HOSPITALIER



KINÉSITHÉRAPIE



MATÉRIEL
PÉDAGOGIQUE

2026

+300


NOUVEAUX
PRODUITS

La solution *orthopédique* **complète**



Coudière Silistab EPI

Coudière
anti-épicondylite



Ceinture Lombastab®

Ceinture de soutien
lombaire



Genu Ligaflex®

Genouillère
ligamentaire
articulée
à montants
latéraux



LigaStep Rom Walker

Botte de marche
articulée avec réglage
de flexion/extension

Ortel C4 Vario

Collier
cervical rigide



ImmoClassic +

Écharpe évolutive
d'immobilisation d'épaule



Ligaflex Classic Open

Attelle d'immobilisation
du poignet



Chevillère Malleo Dynastab Boa

Chevillère stabilisatrice
avec système de serrage
BOA Fit System



Nouveautés



Monte-Escalier Électrique

* Commission pour revendeurs



Fauteuil roulant XSTO

Réf: SAQ50R43



Rampes d'accès métallique

WR09-55F (Plage Multiple)

Mobilité et Transfert :



Fauteuil de transfert
hydraulique manuel

Réf: LY111846



Fauteuil de transfert
en aluminium

Réf: L2015-38



Rollator
en aluminium

Réf: L3008L



Déambulateur
articulé pliable

Réf: L3006LM



Fauteuil roulant
électrique Pliant Q50R

Réf: SAQ50R43

Chirurgie esthétique :



Gaine dorsale
Haut et panneaux
renforcés longueur courte

Réf: SFBHS



Soutien-gorge
FlexFit™ Original
Intervention mammaire

Réf: B01G



Masque Facial
à couverture moyenne
Compression ciblée

Réf: FM300



Gilet de compression
sans manches
Post chirurgie abdominale

Réf: MVH

Auto-diagnostic :



Oxymètre
annulaire « Bague »

Réf: LPO2R



Thermomètre
infrarouge frontal

Réf: LPLFR60



Thermomètre infrarouge
auriculaire et frontal

Réf: PGIRT1603



Tensiomètre
électronique à bras

Réf: PG8B69S



Lecteur de glycémie
en continue Connecté
(CGM Anytime)

Réf: JYCT302 / JYCT300D



Concentrateur
d'oxygène 5 litres
avec port nébuliseur

Réf: JY8F5AW



Appareil CPAP
auto système
+ humidificateur

Réf: BMG3A20



CPAP BMC
Polywatch
YH-600

Réf: BMYH600BP

POUR PATIENT

**ORTHOPÉDIE**

5 - 31

Orthèses

Dos & Posture	5 - 7
Bras & Epaule	8
Cou	9 - 10
Genou	11 - 12
Chevilles	13 - 14
Poignet	15

Maman & bébé	16 - 17
Orthopédie infantile	18 - 19
Orthopédie du sport	20 - 21
Compression veineuse	22 - 24
Esthétique & Réparatrice	25 - 28
Lymphologie	29
Bandes de compression	30
Traumatologie	31

**CHAUSSURES & PODOLOGIE**

32 - 41

Chaussure pour Diabétique	32 - 33
Sabot & Sandale Professionnel	34 - 36
Sabot Crocs	37
Semelle & Talonnette	39
Protection & Traitement du Pied	40 - 41

**MAINTIEN À DOMICILE**

44 - 71

Location de matériel Médical	44 - 45
Chambre	
Lit médical	46 - 48
Autour du lit	49
Prévention d'escarre	50 - 52
Fauteuil Releveur & Coquille	53 - 56
Aide au transfert	57 - 59
Aide à la Prise de Médicaments	60
Consommable	61
Incontinence & Change	62 - 64
Aide à l'Hygiène du Patient	65
Traitement de la douleur chaud & froid	66
Aide au bain	67 - 71

**CICATRISATION & STOMATHÉRAPIE**

72 - 76

Soins & Traitement des Plaies	72 - 74
Stomathérapie	75 - 76

**DIABÈTE**

77 - 79

Lecteur de Glycémie CGM	77
Kits de Glycémie	78
Protection des Pieds & Transport d'Insuline	79

**AIDE À LA MOBILITÉ**

80 - 98

Fauteuil Électrique	80 - 82
Fauteuil roulant manuel	83 - 84
Fauteuil roulant spécifique	85
Pour enfant	86
Accessoire de fauteuil roulant	87
Transfert	88
Déambulateur & Rollator	89
Canne & Béquille	90 - 92
Verticalisateur	93 - 94
Solutions d'accessibilité	95 - 98

**RESPIRATOIRE**

99 - 105

Nébuliseur & Aspirateur	99
Concentrateur d'oxygène	100 - 101
Spiromètre	102
Apnée du sommeil (CPAP)	103 - 104
Masque CPAP	105

**AUTO-DIAGNOSTIC**

106 - 112

Tensiomètre	106 - 107
Oxymètre & Doppler foetal	108
Thermomètre	109
Pesage	110 - 112

**MASSAGE, BIEN ÊTRE & SPORT**

113 - 125

Fauteuil de massage	113 - 114
Massage & Drainage	115 - 117
Pressothérapie	118
Mobilier de massage	119 - 120
Vélo Training	121
Tapis de course	122
Gym	123 - 124
Yoga	125



Remises réservées exclusivement aux professionnels de santé et à la vente en gros par nos distributeurs agréés,

La présentation de la carte professionnelle et du numéro ICE sera exigée

POUR PROFESSIONNEL

**DIAGNOSTIC**

128 - 141

Otoscope & Oto-Ophtalmoscope	128 - 129
Tensiomètre	130 - 133
Station modulaire	134
Diagnostic bébé	135
Stéthoscope	136
Détecteur de veines	137
Moniteur de signes vitaux	138
Système de caméra médicale	139
Spirométrie	140 - 141

**POIDS & MESURES**

142 - 148

Balance Mécanique	142
Mesure bébé	143
Toise	144
Pèse-personne à colonne	145
Balance électronique & Fauteuil de pesée	146
Analyseur de composition corporelle	147
Analyseur corporelle & Pèse	148

**ECHOGRAPHE, ECG & DOPPLER**

4 - 27

Echographe	149 - 151
ECG & Doppler	152 - 155

**HOSPITALIER**

156 - 205

Mobilier hospitalier & de consultation	
Lits	156 - 158
Prévention d'escarre	159
Aide au soins	160
Autour du lit	161
Aide au transfert	162 - 163
Fauteuils d'examen, de soins et de traitement	164 - 165
Chariot	166 - 168
Mobilier de consultation	169 - 171
Eclairage d'examen	172 - 173
Instrumentation & stérilisation	174 - 179
Froid Médical	180 - 181

Urgence & secours

Défibrillateur	182 - 184
Laryngoscope	185
Transfert d'urgence	186 - 188
Équipements d'intervention d'urgence	189
Sacs et boîtes d'urgence	190

Gynécologie & Maternité

Table de gynécologie	191 - 192
Lits de maternité	193
Couveuse	194
Réanimation & photothérapie	195
Berceau & lit pédiatrique	196

Bloc opératoire

Lampe scialytique	197
Tables d'opération	198 - 199
Moniteur	200 - 201
Pousse seringue & pompe	202
Station de perfusion	203
Aspirateur Chirurgical	204
Détecteur de veines & Garrot pneumatique	205
Bistouri électrique	206 - 207
Consommables	208 - 209
Habillement, Sac & chaussures	210 - 215

**KINÉSITHÉRAPIE**

216 - 254

Mobilier de kinésithérapie

Tables de kinésithérapie & de rééducation	216 - 222
Tabouret & Coussin	223
Lampe Infrarouge	224

Rééducation

Mécanothérapie	225 - 226
Gym	227 - 229
Exercice de la main	230
Motricité	231
Vélo-training	232
Tapis & Rameur	233
Renforcement	234
Yoga	235
Mobilité passive	236 - 238
Tecarthérapie	239

Electrostimulation & ultrason

Onde de choc	240 - 243
Electrostimulation rééducation	244 - 245
Electrostimulation anti-douleur	246
Tens	247
Biofeedback	248
Analyse de marche & posture	249

Massage, Fitness & esthétique

Pressothérapie	250 - 251
Cryothérapie	252
Prophylaxie de la TVP	253
Amincissement	254

**MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE**

255 - 264

Modèle anatomique	255 - 263
Planche anatomique	264

**OFFRES**

265 - 267

Cabinet Medical	265
Centre de kinésithérapie	266
Infirmierie d'entreprise	267

NOUVEAUTÉ

Votre santé

Orthopédie

Page : 5 - 31



Maintien à domicile

Page : 44 - 71



Aide à la mobilité

Page : 80 - 98



Respiratoire

Page : 99 - 105



Massage et sport

Page : 113 - 125





Ceinture Lombastab®



Réf. 853

Système de serrage facile

Prix :TTC

999,00



La ceinture lombaire qui s'ajuste au plus près tout au long de la journée

CONSEILLÉE POUR :

- Lomalgie commune en phase aiguë avec douleur lombaire modérée à intense,
- Lomalgie récidivante
- Patient cible : Station debout prolongée

① Un système de serrage facile (**Quick Lacing System**) pour une compression homogène et un ajustement simplifié

② Un tissu à comportement élastique pour une stabilité accrue

③ Un design anatomique avec hanches échancrées et plastron abdominal creusé pour une aisance et une liberté de mouvement en continu



Tour de taille

1	60 - 80 cm
2	75 - 95 cm
3	90 - 110 cm
4	105 - 125 cm
5	120 - 140 cm

Argicalm



Coussin réutilisable à base d'argile naturelle pour soulager votre douleur

Réf.	Dim.	Prix
72003	30 x 20cm	170,00
72004	43 x 17 cm	200,00



Soulagement de la douleur



- Adaptabilité anatomique
- Coussin ergonomique
- Housse de protection + sangle d'attache élastique
- Lavables et réutilisables
- Matière technique en pvc : souple, ne blesse pas


Ceinture Lombatech®



Réf. 851

La ceinture lombaire qui s'adapte aux morphologies

- Lomalgie commune en phase aiguë, haute ou basse, d'intensité modérée à intense,
- Lomalgie de forte corpulence,
- Morphologie atypique : hanches larges, embonpoint
- Personne exerçant des activités variées



Prix :TTC

895,00

Tour de taille

1	60 - 80 cm
2	75 - 95 cm
3	90 - 110 cm
4	105 - 125 cm



Ceinture Lombaskin®



Réf.	Dim.	Prix
870	26 cm	780.00
871	21 cm	750.00

La ceinture lombaire légère et discrète effet seconde peau

- Lomalgie commune en phase aiguë avec douleur modérée, PATIENT TYPE :
- Station assise prolongée ex. : employé de bureau sédentaire.



Tour de taille

1	60 - 80 cm
2	75 - 95 cm
3	90 - 110 cm
4	105 - 125 cm
5	120 - 140 cm



Ceinture Lombacross Activity



Réf. 835

La ceinture lombaire au maintien renforcé

- Lomalgie commune en phase aiguë avec douleur lombaire intense,
- PATIENT TYPE :
- Lomalgie avec activité physique importante
- Ex : Avec port de charges lourdes



Prix :TTC

750,00

Tour de taille

1	60 - 80 cm
2	75 - 95 cm
3	90 - 110 cm
4	105 - 125 cm
5	120 - 140 cm



**Ceinture LombaStab dorso**Réf. **847**

Thoraco-Lombaire

Prix :TTC
1350,00**Ceinture de soutien thoraco lombaire à système de serrage facile et précis**

- Lombalgies et dorsalgies modérées à sévères
- Pour patients ayant besoin d'un maintien à la fois au niveau du bas et du haut du dos.
- Troubles statiques (cyphose ou lordose)
- Fracture vertébrale stable -
- Maladie de Scheuermann
- Corrige la posture et réduit les tensions sur la colonne vertébrale

**Tour de taille**

1	60 - 80 cm
2	75 - 95 cm
3	90 - 110 cm
4	105 - 125 cm
5	120 - 140 cm

**Ceinture Lombastab High**Réf. **855** - 35 cmRéf. **856** - 40 cm

Dorso Lombaire

Prix :TTC
995,00**Ceinture haute de soutien dorso lombaire**

- Tassement étagé du rachis lombaire,
- Douleur de la charnière dorso lombaire
- Fracture vertébrale stable
- Immobilisation post-opératoire

À RETENIR

Adaptable à la morphologie :

4 baleines dorsales conformables et plaques dorsales indépendantes.

**Tour de taille**

1	60 - 80 cm
2	75 - 95 cm
3	90 - 110 cm
4	105 - 125 cm
5	120 - 140 cm

**Ceinture Lombax® Original**Réf. **824**Prix :TTC
595,00**La ceinture de référence pour un port occasionnel**

- Prévenir la récurrence lors des activités quotidiennes en sollicitation lombaire
- Patient avec arthrose à risque de lombalgie,

Ex. : senior actif

**Tour de taille**

1	60 - 85 cm
2	86 - 112 cm
3	113 - 140 cm

**Ceinture LombaFirst®**

NOUVEAU

**Ceinture de soutien lombaire simple sanglage**

- Confortable et discrète : tissu fin sans coutures
- Adaptabilité : baleines en acier conformables
- Facilité de mise en place : passe-main et passe-pouce pour centrer la ceinture

**Tour de taille**

1	60 - 80 cm
2	75 - 95 cm
3	90 - 110 cm
4	105 - 125 cm
5	120 - 140 cm

**Ceinture Dynabelt**Réf. **7010**


Stérilisable en autoclave

Prix :TTC
430,00**Ceinture de maintien abdominal**

- Post-op, chirurgie cardiaque
- Fracture de côte sans déplacement,
- Faiblesse musculaire abdominale
- Fractures des côtes
- Lombalgies hautes ou basses mineures

**Tour de taille**

1	60 - 80 cm	4	101 - 120 cm
2	81 - 90 cm	5	121 - 140 cm
3	91 - 100 cm		

**Ceinture Herniaire Omphalique**Réf. **104070**Prix :TTC
680,00

Pelote

**Ceinture élastique de contention abdominale**

- Avec une pelote concave en silicone amovible pour un effet de pression sur l'hernie ombilicale et pour faciliter son entretien.
- Tissu aéré et élastique

**Tour de taille**

1	60 - 95 cm
2	95 - 125 cm

Ceinture CemenRéf. **2900H**Prix :TTC
330,00**Ceinture de maintien thoracique****Tour de taille**

1	60 - 75 cm
2	76 - 90 cm
3	91 - 105 cm
4	106 - 120 cm





Redresse dos

Ceinture haute avec soutien Claviculaire

Réf. 61303



Made in FR

Prix :TTC
895,00

- Redresse dos & ceinture lombaire avec outils baleinés en aluminium
- Spondylite, ostéoporose
- Hernies discales
- Aligne épaules, colonne vertébrale et haut du dos.
- Double sangle réglable anti-affaissement.
- Légère et confortable sous ou sur les vêtements.



Tour de taille

S	65 cm - 80 cm
M	75 cm - 90 cm
L	85 cm - 100 cm
XL	95 cm - 110 cm

Réf. OH151

Prix :TTC
795,00



Redresse dos Tonus

Réf. E109



Made in EU

Correcteur de tenue dorsale

- Inserts rigides au niveau de la partie dorsale
- Tissu élastique
- Meilleur maintien
- Prévention des mauvaises postures

Circonférence du thorax

1	68 - 78 cm
2	79 - 88 cm
3	89 - 99 cm
4	100 - 106 cm

Prix :TTC
400,00



Redresse dos Dorsolomb

Réf. 107804



Made in FR

INDICATIONS :

- Faiblesse de la musculature du dos au niveau de la poitrine
- Détérioration du maintien au niveau du dos
- Mauvaise posture : attitude cyphotique
- Surcharge thoracique



Tour de taille

S	65 cm - 80 cm
M	75 cm - 90 cm
L	85 cm - 100 cm

Prix :TTC
390,00



Sangle d'immobilisation claviculaire Ligaflex®


Réf. 2450 - Adulte



Prix :TTC
270,00

- Le traitement de fractures de la clavicule, avec ou sans déplacement
- Maintenir les épaules en arrière et d'éviter de mouvements brusques.
- Fractures survenues lors d'une chute sur l'épaule ou bien lors d'un contact violent durant certains sports.

Taille unique



Anneau Claviculaire

Réf. M79275

- Matériaux doux, hypoallergéniques, et
- Design ajustable, facile à utiliser.
- Réduit la douleur rapidement.
- Favorise une récupération efficace.



Circonférence du thorax

XS	< 52 cm
S	52 - 60 cm
M	60 - 75 cm
L	80 - 95 cm
XL	95 - 105 cm

Prix :TTC
150,00



Ceinture Herniaire inguinale

Réf. 2720



Bilatérale

Prix :TTC
575,00

Bilatérale

NOUVEAU



Bandage pour hernies inguinales réductibles

- Prévention et soutien des parties génitales sensibles pendant les activités sportives
- Permet une meilleure liberté en mouvement.
- Anti-allergique, confortable au contact direct avec la peau
- 100% coton

Tour de taille

1	75 - 85 cm
2	86 - 97 cm
3	98 - 110 cm
4	111 - 125 cm



Suspensoir Wellness

Réf. PV603B

Prix :TTC
170,00



- Prévention et soutien des parties génitales sensibles pendant les activités sportives
- Permet une meilleure liberté en mouvement.
- Anti-allergique, confortable au contact direct avec la peau
- 100% coton

Tour de taille

M	75 - 90 cm
L	85 - 100 cm
XL	95 - 105 cm



Slip Herniaire Wellness

Réf. PV650B

Prix :TTC
650,00



- Forte compression
- Contention des hernies inguinales réductibles
- Confinement abdominale efficace
- Porte deux poches intérieures pour insérer plaquettes de Hernie
- Non-allergène, tissu respirant, 100% coton

Tour de taille

75	82 - 88 cm	90	100 - 105 cm
80	88 - 94 cm	95	105 - 110 cm
85	94 - 100 cm	100	110 - 117 cm





Coudière et bracelet

Coudière Silistab EPI


Réf. 2305

Prix :TTC
390,00

Coudière anti-épicondylite

Insert siliconé à triple effets :

- Massant
- Amortisseur de vibration
- Anti-tennis elbow
- Coude douloureux et instable
- Épicondylite
- Epitrochleite
- Ambidexte



Tour de l'avant bras

1	19 - 22 cm	4	28 - 31 cm
2	22 - 25 cm	5	31 - 34 cm
3	25 - 28 cm	6	34 - 37 cm



Coudière souple

Réf. 55200

Prix :TTC
250,00

Coudière de contention

INDICATIONS :

- Hématome à l'articulation, après opération du coude
- Cas de lésions de sport,
- Distorsions
- Contusions
- Arthroses



Tour de l'avant bras

S	24 - 26 cm
M	26 - 28 cm
L	28 - 30 cm
XL	30 - 32 cm

Bracelet Epi Med ProMaster

Réf. 35087

Prix :TTC
320,00

- Tennis elbow • Golf elbow
- Tendinite du coude

- Bracelet rigide à double pression ciblée grâce aux inserts en silicone
- Inserts additionnels (Flexi-Pads) disponibles pour augmenter la pression si besoin
- Réglage par fermeture



Bilatérale

Tour de l'avant bras

XS	22 - 23 cm
S	24 - 25 cm
M	26 - 27 cm
L	28 - 30 cm
XL	31 - 34 cm

Bracelet Condylex

Réf. 7007

Prix :TTC
100,00

- L'enveloppe anatomique en néoprène perforé épouse la forme du bras
- Bonne contention musculaire.



Bilatérale

Tour de l'avant bras

1	22 - 26 cm
2	27 - 32 cm

Echarpe de soutien & Immobilisateur

Immobilisateur ImmoClassic

Bras / Épaule

NOUVEAU

- Traumatismes épaule/coude
- Fractures proximales de l'humérus (non chirurgicales)
- Luxation de l'épaule
- Fractures clavicule/scapula
- Immobilisation postopératoire
- Prévention subluxation/luxation
- Soutien bras paralytique



Tour de taille

1	25 cm - 35 cm
2	35 cm - 45 cm



Immobilisateur

Bras / Épaule / Coude

NOUVEAU

- Soutien ferme épaule/bras blessés ou fracturés
- Immobilisation et aide à la guérison
- Mousse souple et légère, confort maximal
- Facile à mettre en place, prévient nouvelles blessures
- Sangles croisées rembourrées pour meilleur maintien

Taille unique



Echarpe de soutien de bras

Réf. 62069

HERDEGEN Made in FR

Prix :TTC
120,00

Echarpe de soutien universelle

- Echarpe en maille noire, enveloppant le coude et l'avant bras et disposant d'une languette de soutien du pouce
- Fixation auto-agrippante
- Soutien temporaire du bras
- Post-traumatique
- Post-chirurgical



Taille

S	31 cm
L	40 cm



Immobilisateur

Bras / Épaule / Coude

NOUVEAU

- Soutien ferme épaule/bras blessés ou fracturés
- Immobilisation pour favoriser la guérison
- Mousse souple et légère pour un confort optimal
- Facile à mettre en place, protège des nouvelles blessures
- Sangles croisées rembourrées pour une meilleure posture

Taille

S	22,9 - 29,2 cm
M	29,2 - 34,3 cm
L	34,3 - 39,4 cm
XL	39,4 - 44,5 cm
XXL	44,5 - 49,5 cm





Collier C1 Classic

Réf. 23937 - 7.5 cm

Réf. 23939 - 9 cm

Réf. 23930 - 6 cm

Version Junior



Prix :TTC

95,00

Prix :TTC

125,00



Collier cervical souple

- Torticolis
- Housse de confort amovible et lavable
- Recommandé pour le port de courte durée.



Tour de cou

0 Junior	24 - 27 cm
1	28 - 33 cm
2	34 - 39 cm
3	40 - 46 cm

Collier cervical souple

Réf. OH008L

Mousse renforcée

Prix :TTC

80,00



Collier cervical souple

INDICATIONS :

- Entorses cervicales
- Torticolis
- Névralgies cervico-brachiales
- Anthrose cervicale.



Tour de cou

XS	30-35 cm
S	35-40 cm
M	40-45 cm
L	45-50 cm
XL	50-55 cm

Collier C2 Locaortho

Réf. 6002



Made in FR

Prix :TTC

145,00



Collier cervical semi-rigide

- Mousse renforcée
- INDICATIONS :
- Entorses cervicales
- Torticolis
- Névralgies cervico-brachiales
- Anthrose cervicale.



Tour de cou

S	25 - 33 cm
M	34 - 43 cm
L	44 - 52 cm

Collier C2 Plus

Réf. 2392

Prix :TTC

240,00



Collier cervical semi-rigide

- Torticolis
- Arthrose cervicale
- Névralgie cervico-brachiale
- Entorse bénigne
- Housse de confort amovible et lavable



Tour de cou

1	28 - 33 cm
2	34 - 39 cm
3	40 - 46 cm

Collier C3 Locaortho

Réf. M6003

Prix :TTC

120,00



Collier cervical rigide à hauteur réglable

- Traumatisme cervical
- Entorses cervicales bénignes et moyennes
- Névralgie cervico-brachiales traumatiques



Tour de cou

S	25 - 33 cm
M	34 - 43 cm
L	44 - 52 cm

Collier C3

Réf. 2391M

Prix :TTC

340,00



Collier cervical rigide avec appui mentonnier

- Radiculopathie cervicale.
- Spondylose cervicale.
- Fractures cervicales stables.
- Usage post-opératoire



Tour de cou

1	28 - 33 cm
2	34 - 39 cm
3	40 - 46 cm

Collier d'immobilisation

Vario C4

Réf. 49280



Taille unique

Prix :TTC

480,00



Collier rigide à 4 appuis, réglable en hauteur

Structure rigide en deux parties, appuis mentonnier, occipital, dorsal et sternal. Assure une immobilisation complète du cou.



9 cm à 10 cm

Tour de cou
31 - 48 cm

Philadelphie C4 Rigide

Réf. M60004



Prix :TTC

300,00



Immobilisation maximale du rachis cervical après traumatismes importants

- Mousse hypoallergénique
- Coque moulée antérieure et postérieure de forme anatomique.



Tour de cou

S	25,5 - 33 cm
M	33,5 - 40 cm
L	40,5 - 48 cm



Oreiller Orthopédique CERVI+

Réf. **W0460**

32 x 50 x 10,5 / 8 cm

Prix :TTC

550,00Réf. **W0460L**

65 x 36 x 11,5 / 10 cm

Prix :TTC

845,00

En mousse à mémoire de forme

- Très confortable, l'oreiller Cervi+® soutient la tête sans solliciter l'épaule ou les cervicales,
- La mousse visco-élastique mémorise la forme de la tête et exerce ainsi une faible contre-pression : la circulation du sang est facilitée et les pressions diminuées,
- Housse de qualité, en éponge stretch, 80% coton, 20% polyester (lavable à 40°C)



Soulager les douleurs : Chaud / Froid

Argicalm



Coussin réutilisable à base d'argile naturelle pour soulager votre douleur



Soulagement de la douleur



Froid



Chaud



Taille	Destinations recommandées	Taille (cm)	Partie du corps	Réf.	Prix. TTC
T1	Poignet - coude - Visage	19 x 11		72001	100,00
T2	Cheville - Coude - Genou	26 x 13		72002	130,00
T3	Genou - Dos - Abdomen	30 x 20		72003	170,00
T4	Cou - Epaules - Dos	43 x 17		72004	200,00

Coussin nuque en microbilles



Made in FR

Réf. **410166**

Prix :TTC

350,00

- Efficace pour soulager le patient
- Réalise une mise à décharge totale ou partielle d'une zone douloureuse
- Soutient la nuque
- Ø 45 cm

Repose nuque visco élastique Cervilux



Made in FR

Réf. **420801**

Prix :TTC

290,00

- Permet de caler confortablement le vertèbres cervicales,
- 30 x 25,7 x 8 cm.

Coussin en gel d'épaule

Réf. **LMRR3**

Prix :TTC

70,00

Réutilisable

- À froid comme à chaud, le Cold pack a une activité prolongée dans le temps.
- Traitement par le froid : Entorses, elongations, hématomes, tendinites.
- Traitement par la chaleur : Douleurs rhumatismales, lombalgies, torticolis, lumbagos.



Genouillère Ligamentaire

Genouillère Genu Ligaflex®



Réf. 2375G

Version courte modèle ouvert



Prix :TTC
895,00



Genouillère ligamentaire avec articulation TM5

- Tenue en place assurée par l'articulation TM5 reproduisant le mouvement naturel du genou et la sangle de suspension (brevet US / innovation Thuasne)
- Stabilité assurée par les renforts latéraux en aluminium de forme anatomique
- Tricotage anatomique avec silicone antiglisse intégré et zones de confort au niveau de la rotule et du creux poplité
- Enfilage facilité grâce à l'extensibilité du tricot et aux oreillettes de mise en place brevetées
- Fermeture bilatérale homogène assurée par les sangles semi-circulaire

Tour de taille

1 32 - 34 cm	4 42 - 45 cm
2 35 - 37 cm	5 46 - 49 cm
3 38 - 41 cm	6 50 - 53 cm



Argicalm



Réf. 72003 - 30 x 20cm

Prix :TTC

170,00


Coussin réutilisable à base d'argile naturelle pour soulager votre douleur



Soulagement de la douleur

Froid Chaud

- Adaptabilité anatomique
- Coussin ergonomique
- Housse de protection + sangle d'attache élastique
- Lavables et réutilisables
- Matière technique en pvc : souple, ne blesse pas



Coussin gel pour genou

Réf. LMRR4

Prix :TTC

70,00



Soulagement de la douleur

Froid Chaud

- A froid comme à chaud, le Cold pack a une activité prolongée dans le temps.
- Traitement par le froid : Entorses, elongations, hématomes, tendinites.
- Traitement par la chaleur : Douleurs rhumatismales, lombalgies, torticolis, lumbagos.

Genouillère Genu Dynastab®



Réf. 2370G

Prix :TTC

530,00

Genouillère ligamentaire articulée

- Stabilité assurée par des baleines à articulation bi-axiale et des sangles rigides ajustables
- Sangles semi-circulaires évitant un éventuel effet garrot
- Zone de confort au niveau du creux poplité,
- Tricot extensible sur la cuisse
- Entorses bénignes et moyennes
- Laxité chronique



Hauteur du produit
33 cm

Tour de genou

1 32 - 34 cm	4 42 - 45 cm
2 35 - 37 cm	5 46 - 49 cm
3 38 - 41 cm	6 50 - 53 cm



Genouillère Action Reliever



Réf. 2349

Prix :TTC

1 350,00

Genouillère de décharge pour arthrose fémoro-tibiale légère à modérée

- Compression réduisant l'inflammation et stabilisation améliorant l'alignement
- Le système de cerclage à trois points soulage la douleur et augmente la mobilité
- La coupe ultra-basse disparaît sous les vêtements
- Boucles magnétiques super minces pour une auto-connexion facile



Hauteur du produit
37 cm

14 cm
12 cm



Tour de mollet (au plus fort)

Circonférence genou

Tour de cuisse

1 28 cm - 31 cm	32 cm - 34 cm	38 cm - 41 cm
2 32 cm - 35 cm	35 cm - 37 cm	42 cm - 45 cm
3 35 cm - 38 cm	38 cm - 41 cm	45 cm - 48 cm
4 39 cm - 42 cm	42 cm - 45 cm	48 cm - 51 cm
5 41 cm - 44 cm	46 cm - 49 cm	50 cm - 53 cm
6 44 cm - 47 cm	50 cm - 53 cm	53 cm - 56 cm
7 48 cm - 51 cm	53 cm - 56 cm	56 cm - 61 cm
8 51 cm - 54 cm	56 cm - 59 cm	61 cm - 66 cm



Genouillère Rotulienne

Genouillère Silistab® Genu GO



Réf. 2343

Genouillère à guide rotulien

INDICATIONS :



- Douleur antérieure du genou ou de la patella (rotule).
- Instabilité rotulienne légère.
- Tendinopathie rotulienne
- Douleur et/ou œdème du genou.
- Arthrose du genou (légère à modérée)

Prix :TTC

580,00

Circonférence cuisse à 15cm du genou Tour de mollet à 12cm sous le genou

0	35 cm - 37 cm	29.5 cm - 32 cm
1	37 cm - 41 cm	32 cm - 34.5 cm
2	41 cm - 45 cm	34.5 cm - 37 cm
3	45 cm - 50 cm	37 cm - 39.5 cm
4	50 cm - 55 cm	39.5 cm - 42 cm
5	55 cm - 61 cm	42 cm - 44.5 cm
6	61 cm - 67 cm	44.5 cm - 47 cm



Genouillère proprioceptive souple

Genouillère Ligastrap Genu



Réf. 2170

Prix :TTC

550,00

Genouillère ligamentaire à sanglage fonctionnel

- Oreillettes de mise en place brevetées
- Double système de strapping
- Zones de confort : rotule et creux poplité
- Entorse bénigne
- Reprise d'activités et de sport
- Instabilité articulaire/laxité



Tour de genou

1	32 - 34 cm	4	42 - 45 cm
2	35 - 37 cm	5	46 - 49 cm
3	38 - 41 cm	6	50 - 53 cm

Genouillère Genusoft



Réf. 2320

Prix :TTC

115,00

Genouillère élastique proprioceptive classe 2

Prévention et reprise d'activité
Maintien souple de l'articulation



Tour de genou

1	32 - 34 cm	4	42 - 45 cm
2	35 - 37 cm	5	46 - 49 cm
3	38 - 41 cm		

Genouillère Genuaction



Réf. 2325

Prix :TTC

175,00

Genouillère élastique proprioceptive classe 3

- Proprioception assurée par le tricot élastique de compression classe 3

Version Junior



Tour de genou

0	28 - 31 cm	4	42 - 45 cm
1	32 - 34 cm	5	46 - 49 cm
2	35 - 37 cm	6	50 - 53 cm
3	38 - 41 cm		



Attelle d'immobilisation

Attelle Ligaflex Immo® 0°



Réf. 2410 - 50 cm / 60 cm

Prix :TTC

420,00

Attelle d'immobilisation du genou

- Maintien pré et post-opératoire
- Entorses moyennes et graves



S	35 - 45 cm
M	45 - 52 cm
L	53 - 62 cm
XL	63 - 75 cm

Attelle de genou

Réf. M6201 - Adulte

Prix :TTC

400,00

Attelle d'immobilisation du genou réglable à 3 panneaux

- Immobilisation assurée par 3 baleines conformables et radio-transparentes
- Entorse grave



Hauteur du genou

M	40 cm
L	50 cm
XL	60 cm

Bandage rotulien

Prochain Arrivage
Bientôt Disponible

TAILLE UNIQUE

- Améliore la force physique et soulage la douleur du tendon rotulien.
- Compression réglable grâce à deux sangles faciles à attacher de chaque côté.



Chevillière Malleo Dynastab Boa

Réf. 2351



Prix :TTC
680,00



Tour de cheville

0	16 - 19 cm
1	19 - 22 cm
2	22 - 26 cm
3	26 - 30 cm



Attelle stabilisatrice de cheville

INDICATIONS :

- Entorse bénigne ou moyenne
- Reprise du sport

- 1 Stabilisation accrue de cheville :** Renforts métalliques légers et sangles de strapping,
- 2 Facilité de fermeture :** Serrage Boa® pour un serrage homogène qui ne se desserre pas dans le temps,
- 3 Facilité de mise en place :** Large ouverture pour faciliter la mise en place et le retrait,
- 4 Confort :** design fin et anatomique pour un port dans la majorité des chaussures. Tricot 3D micro-aéré pour évacuer l'humidité.

Argicalm

Réf. 72002 - 26 x 13cm

Coussin réutilisable à base d'argile naturelle pour soulager votre douleur

Prix :TTC
130,00

Soulagement de la douleur



Froid



Chaud



- Adaptabilité anatomique
- Coussin ergonomique
- Housse de protection + sangle d'attache élastique
- Lavables et réutilisables
- Matière technique en pvc : souple, ne blesse pas

Chevillière Ligastrap MALLEO

Réf. 2180

Prix :TTC
455,00



Chevillière proprioceptive ligamentaire avec sangles de strapping

INDICATIONS :

- Entorse bénigne
- Proprioception
- Laxité chronique
- Reprise du sport
- Compression pour cicatrisation plaies/brûlures.



Tour de cheville

1	19 - 21 cm
2	21 - 23 cm
3	23 - 25 cm
4	25 - 27 cm
5	27 - 30 cm

Chevillière Ligacast ICE

Réf. 2333T

Prix :TTC
490,00

Traitement par cryothérapie : Poches de froid amovibles

INDICATIONS :

- Entorse moyenne à sévère de la cheville.
- Instabilité chronique de la cheville.
- Douleur/Œdème de la cheville.
- Thérapie par le froid suite à des lésions ligamentaires de la cheville.



Poches de froid



Pompe



Ligacast AIR+

Réf. 2334T

Prix :TTC
380,00

Ajustement du niveau de compression grâce à une pompe externe

INDICATIONS :

- Entorse moyenne à sévère de la cheville.
- Instabilité chronique de la cheville.
- Douleur/Œdème de la cheville.



Taille Taille patient

0	60 cm - 139 cm
1	140 cm - 210 cm



Botte de marche articulée LigaStep Rom Walker



Réf. **U82032L**
Long

Prix :TTC
900,00



Réf. **U83032C**
Court

Prix :TTC
890,00



- Entorses graves des ligaments latéraux
- Suites des fractures malléolaires
- Fracture du pied et de l'avant pied
- Fracture du 1/3 inférieur de la jambe
- Stabilise la cheville en pré ou post-opératoire
- Modèles long et court

Taille	Pointure
XS	32 - 35 cm
S	35 - 38 cm
M	39 - 43 cm
L	44 - 47 cm
XL	47 - 50 cm

Releveur de pied

Réf. **4731**



Prix :TTC
495,00



- Maintien efficace du pied à angle droit afin de sécuriser la marche
 - Confortable grâce à sa forme anatomique et sa légèreté
 - Design permettant d'être porté avec tout type de chaussures plates
- 2 modèles : **droit et gauche**

INDICATIONS :

Faiblesse légère à modérée des muscles releveurs du pied, parésie légère du IIIème degré sans spasticité.

Taille	Pointure
S	35 - 37 cm
M	37 - 39 cm
L	39 - 41 cm
XL	41 - 44 cm

Chevillière Silistab Achillo



Réf. **2355**

Prix :TTC
520,00



Chevillière pour tendon d'Achille



Talonnette incluse

INDICATIONS :
• Tendinopathies achilléennes
• Achillodynies
• Post-rupture du tendon

Tour de cheville	
1	19 - 21 cm
2	21 - 23 cm
3	23 - 25 cm
4	25 - 27 cm
5	27 - 30 cm

Chevillière Malleosoft®



Réf. **3600**



Chevillière élastique proprioceptive

- Tissu élastique (compression : classe 2 / 15-20 mmHg) assurant la proprioception
- Zone de confort au niveau des malléoles
- Maintien souple de l'articulation fragilisée ou douloureuse (entorses bénignes...)
- Réduction de la douleur
- Réduction d'oedème.

Tour de cheville	Prix.
1	19 - 21 cm 120,00
2	21 - 23 cm 120,00
3	23 - 25 cm 120,00
4	25 - 27 cm 120,00
5	27 - 30 cm 120,00



Chevillière Malléo Action



Réf. **2361**

Prix :TTC
150,00



Chevillière élastique de contention

(compression : classe 3 / 20-36 mmHg)

INDICATIONS :

- Zone de confort au niveau des malléoles
- Maintien souple de l'articulation fragilisée ou douloureuse (entorses bénignes...)
- Réduction d'oedème
- Réduction de la douleur
- Existe en modèle junior



Tour de cheville	
0	16 - 19 cm
1	19 - 21 cm
2	21 - 23 cm
3	23 - 25 cm
4	25 - 27 cm
5	27 - 30 cm



Attelles de poignet-pouce

Pouce-fixe

Réf. 7051



Made in Germany

Prix :TTC
390,00

INDICATIONS :

- Entorse du pouce
- Rhumatisme
- Traumatisme
- Post-opératoire



Modèles :
droit et gauche



Tour de poignet

S	< 17 cm
M	17 - 19 cm
L	> 19 cm

Ligaflex Rhizo

Réf. 709



Prix :TTC
215,00

Orthèse d'immobilisation du pouce

- Immobilisation du pouce en position antalgique par une armature en fil métallique brevetée située à la commissure du pouce
- Ouverture au niveau de la colonne de pouce pour éviter tout appui douloureux
- Conservation de la préhension et préservation de l'amplitude du poignet
- Tricot 3D traité antibactérien, léger et respirant pour une meilleure évacuation de l'humidité, adapté au port prolongé

Modèles :
droit et gauche



Tour de poignet

1	13 - 17 cm
2	17 - 23 cm

Ligaflex Manu

Réf. 2430



Prix :TTC
370,00

Orthèse d'immobilisation poignet / pouce

INDICATIONS :

- Entorses bénignes du poignet
- Suites d'intervention du canal carpien
- Tendinopathies
- Séquelles douloureuses du traumatisme poignet pouce
- Ténosynovite de De Quervain
- Rhizarthrose

Modèles :
droit et gauche



Tour de poignet

0	10 - 13 cm
1	13 - 15 cm
2	15,5 - 17,5 cm
3	18 - 20 cm
4	20,5 - 23 cm

Attelle de poignet doigts

Réf. EH369

Prix :TTC
340,00

NOUVEAU



En position fonctionnelle plane

INDICATIONS :

- Entorses bénignes du poignet
- Suites d'intervention du canal carpien
- Traumatisme poignet.

Attelles de poignet

Attelle de poignet Ligaflex Classic

Réf. 2435



Prix :TTC
330,00



Modèles :
droit et gauche



Orthèse d'immobilisation du poignet

- INDICATIONS :
- Entorses bénignes
 - Suites du canal carpien
 - Tendinopathies et douleurs post-traumatiques

Tour de poignet

0	10 - 13 cm
1	13 - 15 cm
2	15,5 - 17,5 cm
3	18 - 20 cm
4	20,5 - 23 cm



Attelle de poignet Ligaflex Classic Open

Réf. 2437



Prix :TTC
360,00



Bilatéral

Orthèse ouverte d'immobilisation du poignet

- INDICATIONS :
- Entorses bénignes du poignet
 - Suites d'intervention du canal carpien
 - Traumatisme poignet.

Tour de poignet

1	13 - 17 cm
2	17 - 23 cm



Attelle de poignet Dynastab Dual

Réf. 7040



Prix :TTC
250,00



Bilatéral

Orthèse d'immobilisation du poignet

- INDICATIONS :
- Immobilisation renforcée
 - Baleines radiotransparentes
 - Matières respirantes

Tour de poignet

1	13 - 16 cm
2	16,5 - 19,5 cm
3	20 - 23 cm



Support de poignet

Taille unique



Prochain Arrivage
Bientôt Disponible

Ajustable en néoprène

- Offre un confort maximal une compression et un soutien au poignet.
- La sangle velcro ajustable permet de l'enfiler et de le retirer facilement.
- Réduit la douleur, le gonflement et accélère la guérison.
- Idéal pour prévenir les blessures au poignet.

**Ceinture Lombamum®**

Réf. 805ST

Prix :TTC

765,00

Indiquée pour :
Douleurs pelviennes lombaires
et sacro-iliaques
À retenir :

- 1 **Évolutive tout au long de la grossesse :**
2 bandeaux de soutien abdominal
- 2 **Maintien adaptable :**
sangles additionnelles
- 3 **Confort :**
double en fibre de bambou



Taille standard
82 - 125 cm

Ortel Pelvienne

Réf. 2740

Prix :TTC

415,00

INDICATIONS :

- Douleurs sacro-iliaques d'origine mécanique, en particulier celles de la femme enceinte
- Instabilité symphysaire

Tour de hanches

1	83-89 cm
2	90-96 cm
3	97-105 cm
4	106-114 cm
5	115-125 cm
6	126-136 cm

**Gaine culotte de grossesse Nera**

Réf. E9902

Prix :TTC

370,00

Tour de bassin

T. en cm

1	2	3	4	5	6
85-90	90-95	95-100	100-105	105-110	110-120

Gaine prénatale : Soutient le ventre, prévient la distension de la peau, soulage la partie sacro-iliaque.

Confort : Soutien optimal et maximum de confort
Bande pelvienne : Bonne contention.

Gaine culotte post partum Agata

Réf. E0104

Prix :TTC

400,00

Tour de taille

1. 65 - 69 cm	4. 80 - 84 cm
2. 70 - 74 cm	5. 85 - 89 cm
3. 75 - 79 cm	6. 90 - 94 cm



Gaine culotte médicale, postnatale, avec des sangles élastiques pour un meilleur ajustement de la contention abdominale après l'accouchement ou en post-opératoire vésical

Soutien-gorge médical d'allaitement

Postnatal en coton simple est destiné aux femmes pendant la période d'allaitement du bébé au sein, pour supprimer la douleur, prévenir la mastite et diminuer la galactostase.

Tour de poitrine

1	85 cm
2	90 cm
3	95 cm
4	100 cm
5	105 cm
6	110 cm

**Aljona**

Réf. E010

Prix :TTC

280,00**Dina**

Réf. E409

Prix :TTC

290,00**Tire-lait manuel**

Réf. KW281360

mamivac®

Prix :TTC

390,00

- La force de succion se règle en continu sur le clapet de réglage intégré,
- Couvercle d'hygiène, embout souple et fermeture compris.

Coussin en microbilles décubitus

Réf. 410165

Coussin de grossesse

Prix :TTC

890,00

Dimensions :
150 X 18 cm



Le coussin de grossesse peut être utilisé au niveau des jambes pour aider au maintien de l'alignement des hanches et stabiliser la femme enceinte dans une position de confort

Réf. 410163

Coussin d'allaitement

Prix :TTC

630,00

Dimensions :
100 X 18 cm



Vous pourrez utiliser le coussin de maternité pour caler et protéger votre bébé au moment de la sieste par exemple.



Doppler foetal connecté

NOUVEAU

Réf. LSD1B

 Prix :TTC
1 450,00


Sonde intégrée de 2 MHz

Idéal pour la détection de routine de la fréquence cardiaque foetale par les cliniciens. La toute nouvelle conception de la sonde offre une sensibilité supérieure qui optimise l'expérience utilisateur.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Haut-parleur intégré
- Affichage digital du RCF
- Ecran tactile
- Bluetooth intégré
- Volume ajustable
- Sonde intégrée de 2 MHz
- Arrêt automatique
- Technologie par ondes pulsées
- Alimentation : Piles AA

Doppler de poche a ultrasons plus

NOUVEAU

Réf. LSD3P

 Prix :TTC
2 950,00

Sonde intégrée de 3 MHz

Dopplers de poche à ultrasons de la série SD3 sont idéaux pour la détection de routine du rythme cardiaque foetal



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Plug-and-play
- Ecran LED lumineux avec affichage FHR en temps réel
- Mise hors tension automatique
- Surveillance en temps réel pour une utilisation quotidienne
- Enregistrement et play avec la lecture audio
- Fonctionne sur piles AA ou batterie rechargeable
- Arrêt automatique, Bouton Marche/Arrêt

Electrostimulateur

Réf. CH111231

Cefar Peristim
 rééducation périnéale

 Prix :TTC
3 750,00

Traitement à domicile

Solution idéale pour le traitement à domicile.

Le Peristim Pro peut faire l'objet d'une prise en charge par la Caisse d'Assurance Maladie pour l'auto-traitement à domicile (sur prescription, soumise à conditions).



9 programmes pré-sélectionnés permettant de traiter l'incontinence de stress, l'incontinence mixte, l'incontinence d'impériosité, la douleur liée aux troubles urinaires (par ex. la cystite) et la stimulation des nerfs sacrés ou la stimulation des points d'acupuncture dans le traitement de l'incontinence d'impériosité.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Nombre de canaux	2
Nombre de programmes	9 prédéfinis, 3 programmables
Courant constant	Jusqu'à une résistance de 1 300 Ohm/canal maximum
Amplitude maximale	99,5 mA
Incréments d'intensité	Minimum 0,5 mA
Durée/amplitude max des impulsions	300 µ secondes
Fréquence	120 Hz
Source d'énergie	2 x 1,5 V AA
Dimensions L x W x H	120 x 52 x 27 mm
Poids	180 g batterie incluse

Sonde vaginale

Réf. 140227

Universelle
Periform

 Prix :TTC
350,00


- Insertion facile et implantation très stable
- Utilisation en stimulation et bio
- Utilisable debout et allongée
- Tige indicateur : bascule vers le bas lorsque les contractions internes sont correctement effectuées (amovible)
- L79 x l 34 mm - 15.5 g

Maternité & bébé

Couches maternité

Serviette hygiénique
 premiers jours

 Réf. Qté.
0037SC10 12 U

- Conçues pour les pertes abondantes des premiers jours après l'accouchement.
- En coton pour éviter l'adhérence des fibres à la plaie.

 Prix :TTC
120,00


100% coton

 Prix :TTC
53,00

 Réf. Qté.
0051CM25 25U

Serviettes post-accouchement en cellulose conçues pour absorber les pertes après l'accouchement ou une intervention gynécologique.



Couche absorbant à base de cellulose

Alèse jetable

20 U



Réf.	Taille		Prix. TTC
00466060	Extra 60 x 60	Moyenne	120,00
00466090	Extra 60 x 90	Maxi	160,00
004680180	Extra 80 x 180	Bourdable	220,00

Culotte jetable

 Réf. Qté.
0037CJ4 4 U

 Prix :TTC
45,00


Protège-slips Post-Partum

 Réf. Qté.
0037SP24 24 U

Taille unique

 Prix :TTC
45,00


Couches prématurés

28 U



Réf.	Taille	Prix. TTC
0036CN1	T1	99,00
0036CN2	T2	115,00

- Testé cliniquement sous contrôle dermatologique étant adaptés à la peau des bébés.
- La composition des couches maintient votre bébé au sec pendant 12 heures.

Coussin bébé anti-reflux

 Prix :TTC
1 590,00

Réf. 1100135

- Reflux gastro-oesophagien
- Régurgitations
- Vomissements
- Postopératoire
- Bronchiolites



**Orthèse Ligacast® Junior**

Réf. 2600J

Prix :TTC
270,00**Orthèse stabilisatrice de cheville junior**

- Coques rigides en plastique.
- Inserts en mousse s'adaptant parfaitement à la morphologie.
- Réglage précis par autoagrippant.
- Sangle calcanéenne réglable en hauteur.

Hauteur
< 140**Attelle junior Ligaflex Immo 0°**

Réf. 2610J

Prix :TTC
315,00**Attelle d'immobilisation du genou junior**

- Immobilisation du genou par 4 baleines.
- Fermeture précise par sangles auto- agrippantes.
- Hauteur : 30 cm.

Tour de genou
30 - 35 cm**Collier souple Pédiatrique**

- Mousse de densité moyenne pour un soutien respirant et confortable.
- Fermeture velcro pour une mise en place et un retrait faciles.
- Le tissu fin imprimé lui confère un aspect agréable.

Prochain Arrivage
Bientôt Disponible**Ortel C1 junior**

Réf. 2620C1

Prix :TTC
125,00

- Soutien du membre supérieur
 - Fixation auto-agrippante
- INDICATIONS :
Soutien temporaire du bras
- Post-traumatique
 - Post-chirurgical

**Echarpe de soutien de bras**

Réf. EO329E

Prix :TTC
70,00

- Soutien du membre supérieur
 - Fixation auto-agrippante
- INDICATIONS :
Soutien temporaire du bras
- Post-traumatique
 - Post-chirurgical



Version Junior

Ceinture Ligaflex Clavicule Junior

Réf. 2640J

Prix :TTC
215,00

- Soutien du membre supérieur
 - Fixation auto-agrippante
- INDICATIONS :
Soutien temporaire du bras
- Post-traumatique
 - Post-chirurgical

**Orthèse de clavicule pédiatrique**Prochain Arrivage
Bientôt Disponible

- Immobilisation d'une clavicule fracturée.
- Correction de la posture.
- Rembourrage en mousse souple pour un confort d'utilisation.

**Genouillère Genuaction Junior**

Réf. 2325

Prix :TTC
175,00**Genouillère élastique proprioceptive classe 3**

- Proprioception assurée par le tricot élastique de compression classe 3

Hauteur du produit
23.5 à 25.5 cm
Tour de genou
0 28 - 31 cm**Attelle de genou**

Réf. M6201S -Junior

Prix :TTC
300,00**Attelle d'immobilisation du genou réglable à 3 panneaux**

- Immobilisation assurée par 3 baleines conformables et radio-transparentes
- Entorse grave

Hauteur du genou
S Junior 30 cm**Chevillère Malleosoft® Junior**

Réf. 36001

Prix :TTC
120,00

- Soutien du membre supérieur
 - Fixation auto-agrippante
- INDICATIONS :
Soutien temporaire du bras
- Post-traumatique
 - Post-chirurgical

Tour de genou
0 19 - 21 cm



Harnais de Pavlik

Réf. 2906

Prix :TTC

770,00



Appareil de correction des hanches de l'enfant

- Constitué de deux étriers réglables, d'une ceinture thoracique capitonnée, et de bretelles avec boucles de sécurité,
- La qualité des sangles assure un réglage fiable dans le temps.

INDICATIONS

- Dysplasie de hanches

Taille	0	1	2	3
Circonférence du thorax	34-42	39-49	46-59	
en cm	spécial	néonatale		

Coussin d'abduction souple

Réf. 2903



Taille :

12 à 22

Prix :TTC

485,00

24 à 26

Prix :TTC

510,00

28

Prix :TTC

560,00

INDICATIONS

- Mise en abduction des hanches de l'enfant
- Instabilité de hanches
- Dysplasie
- Luxation de hanches
- Lavage à la main à 30°

Séchage à l'air libre

Appareil de correction des hanches de l'enfant par mise en abduction

- Le coussin d'abduction souple sans baleine est muni de bretelles réglables et de boucles de fermeture à clips
- Les brides latérales permettent de maintenir en place la correction choisie
- Coussin amovible en mousse de latex
- Boucles de sécurité
- Equipé de bretelles réglables

Attelle de luxation de hanches du Dr. Petit

Réf. 2911

Prix :TTC

1 400,00



- 2 coques en polyéthylène capitonnées d'une mousse de plastazote avec un angle de 120 degrés et une barre de fixation en métal.

Taille	1	2	3	4	5
Circonférence mi-cuisse (en cm)	16 à 18	19 à 21	22 à 24	25 à 28	29 à 33

Attelle de Denis Browne

Avec semelles


Réf. 48059



Prix :TTC

900,00

Avec barre compas



Taille Long de pied

	0	1	2	3	4	5
	7.5 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11,5 cm	12 cm

Chaussure Bébox

Réf. LCB

Pointure :

7.5 à 10

Prix :TTC

950,00



11.5 à 12

Prix :TTC

950,00

Pour pied varus, mal positions congénitales, pied talus, pied bot varus équin

- La chaussure Bébox s'utilise pour les corrections de l'avant pied (métatarsus varus).
- Modèle : droit - gauche
- Se vend à l'unité

Taille Long de pied

	1	2	3	4	5	6
	7.5 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11,5 cm	12 cm

Coussin bébé anti-reflux

Réf. 1100135

Prix :TTC

1 590,00



- Reflux gastro-oesophagien
- Régurgitations
- Vomissements
- Postopératoire
- Bronchiolites

Bandeau bébé en gel

Réf. LMRR7

Prix :TTC

45,00



- Maintien par une bande de scratch :ajustable
- Poche de gel innovant qui conserve la température.
- Hypoallergénique, réutilisable
- Contre la fièvre :au réfrigérateur 1h ou au congélateur 10 minutes

Thermosoft

Réf. VG01076

Thermomètre à embout flexible et souple

Prix :TTC

75,00



- Electronique, digital,
- Embout flexible et souple
- Résultat en 10 secondes,
- Prise de température : rectale, axillaire ou buccale



COMPRESSION LÉGÈRE

THUASNE SPORT

Epaulière néoprène

Réf. 576

Prix :TTC

260,00

- Adaptation morphologique : revêtement en tricot élastique
- Prévention des blessures articulaires
- Reprise d'activité après séquelles traumatiques



S	M	L
28-31	32-35	36-40



Poignet néoprène

Réf. 575G2

Prix :TTC

140,00

- Maintien renforcé : enveloppement complet de l'articulation
- Tendinites et séquelles d'entorses du poignet
- Reprise d'activité après entorse
- Taille unique

Taille unique
One size only

5 4 3 2 1
STABILITÉ



Cuissard néoprène

Réf. 572

Prix :TTC

165,00

- Déchirure musculaire en phase aiguë et lors de la phase de réadaptation
- Elongation
- Claquage



S	M	L	XL
44-48	49-53	54-58	59-63



Genouillère néoprène

Réf. 573


Prix :TTC

170,00

- Stimulation de la proprioception : revêtement en tricot élastique
- Prévention des blessures (entorses)
- Reprise d'activité après entorse
- Fragilité des ligaments du genou



S	M	L	XL	XXL
31-33	34-36	37-39	40-42	43-45



Chevillère néoprène

Réf. 571

Prix :TTC

135,00

- Isolation thermique : néoprène
- Stimulation de la proprioception : revêtement en tricot élastique
- Prévention des blessures articulaires (entorses)



S	M	L	XL
19-20	21-22	23-24	25-27



COMPRESSION MODÉRÉE

THUASNE SPORT

Coudière de maintien


Réf. 338

NOUVEAU

- Entorses bénignes du coude du sportif.
- Instabilité chronique du coude.
- Reprise d'activité après traumatismes (entorse, chirurgie).
- Aide à la stabilisation du coude.
- Pathologie douloureuse chronique du coude.



S	M	L	XL
22-24	25-27	28-30	31-33



Genouillère de maintien

Réf. 334

Prix :TTC

250,00

- Tricot compressif : amélioration de la proprioception
 - Zone de confort : centrage facile de la rotule
 - Extensibilité accrue : offre plus de confort, évite les surépaisseurs
- Indications : Maintien souple de l'articulation fragilisée ou douloureuse (entorses bénignes).



S	M	L	XL	XXL
32-34	35-37	38-41	42-45	46-49



Chevillère de maintien

Réf. 333


Prix :TTC

135,00

- Tricot compressif : amélioration de la proprioception
- Extensibilité accrue : offre plus de confort, évite les surépaisseurs.
- Pratique : centrage facile de la malléole.
- Indication : Maintien souple de l'articulation fragilisée ou douloureuse (entorses bénignes).



S	M	L	XL	XXL
19-20	21-22	23-24	25-27	28-30





1 2 3 4 5

STABILITÉ

Poignet de stabilisation Boa®

Réf. 356



NOUVEAU

- Un serrage homogène et facile sur toute l'articulation.
 - Confort optimal : tissu aéré, intérieur doublé de mousse.
 - Orthèse ambidextre.
- Indications : Entorses bénignes du poignet (traitement fonctionnel).

1 2
13-17 17-23

THUASNE SPORT

MOBILISATION DYNAMIQUE

Ceinture de soutien lombaire Strapping

Réf. 361



Prix :TTC
540,00

- Particulièrement conseillé pour les exercices de musculation.
 - Reprise d'activité suite à une lombalgie ou lumbago.
 - Renforce et maintien de la zone lombaire.
- Indications : Prévention des postures et mouvements douloureux du dos.

S M L XL XXL
60-70 71-86 87-102 103-121 122-140



Strapping de pouce

Réf. 332



Prix :TTC
240,00

- Indications :
- Prévention des blessures ligamentaires (entorses).
 - Reprise d'activité après entorse.
 - Fragilité des ligaments du pouce

S M L
14-15.5 16-17.5 18-20

Genouillère strapping Novelastic®

Réf. 331



Prix :TTC
590,00

- Indications :
- Traitement fonctionnel des entorses légères à moyennes du genou.
 - Reprise d'activité après une entorse grave y compris chirurgie.

S M L XL XXL
32-34 35-37 38-41 42-45 46-49

Chevillère strapping

Réf. 330



Prix :TTC
310,00


- Indications :
- Prévention des blessures ligamentaires (entorses).
 - Reprise d'activité après entorse.
 - Fragilité des ligaments de la cheville.

S M L XL
19-22 22-25 25-28 28-30

Chaussettes de récupération UP Recovery normal

Réf. 346

- Amélioration de la récupération musculaire
- Atténue la sensation de jambes lourdes
- S'adapte à la morphologie de chaque pied
- Évite les frottements et glissements
- Contact doux et agréable avec la peau



Semelle anti-statique & anti-grippe

S M L XL
19-22 22-25 25-28 28-31



NOUVEAU

Prix :TTC
299,00

Bande adhésives Élastiques

Réf.

00981BG	beige
00981JN	jaune
00981RS	rose
00981VR	vert
00981BL	bleu
00981NR	noir
00981RG	rouge

Prix :TTC
120,00



VENOFLEX
Femme

Kokoon Absolu

- Microfibre : douceur exceptionnelle au toucher et confort facilitant l'adaptation sur le membre inférieur
- Traitement antibactérien

Désignation	Réf	Prix TTC
Mi-bas Femme	5220	310,00
Bas-cuisse Femme	5225	470,00
Collant femme	5223	560,00
Collant maternité	5224	560,00

Existe en Taille de 1 à 4 normale et long

Chaussettes
pieds fermésBas-cuisse
pieds fermés

Collant

Collant
femme enceinteVenoflex chaussettes
simply coton

- Confortable: le revers biseauté permet de limiter l'effet garrot
- Solide: talon et voûte plantaire renforcés
- Lavable en machine 40°C

Chaussettes
pieds fermésBas-cuisse
pieds fermés

Collant



Désignation	Réf	Prix TTC
Mi-bas femme	5320	370,00
Bas-cuisse femme	5325	565,00
Collant femme	5323F	680,00

Existe en Taille de 1 à 4 normale et long

Chaussettes Venoflex
Fast Lin

- Respirant : fibre naturelle de lin ayant une bonne perméabilité à l'air
- Lavable en machine

La technologie fast

- Facile à enfiler
- La chaussette est extensible en hauteur et en largeur
- Confortable grâce à la couture sur le dessus du pied et absence de revers

Chaussettes
pieds fermés

Classe 3 / 20-36 mm Hg

Kokoon Absolu

- Microfibre : douceur exceptionnelle au toucher et confort facilitant l'adaptation sur le membre inférieur
- Traitement antibactérien

Chaussettes
pieds ouvertsChaussettes
pieds fermésBas-cuisse
pieds ouvertsBas-cuisse
pieds fermés

Collant



Désignation	Réf	Prix TTC
Mi-bas	5230	380,00
Bas-cuisse	5235	490,00
Collant	5233	590,00

Existe en Taille de 1 à 4 normale et long

Rehausse jambe housse

Réf. 410152

Prix :TTC

390,00

Coton bleu




- Installé sur un matelas, ce coussin en mousse polyéther soulage la circulation sanguine.
- Replié, il s'utilise comme cale dos ou coussin d'assise.
- Sa housse 100% coton est amovible pour être nettoyée en machine.

Classe 2 Allemand / 23-32 mm Hg

Venoflex micro

- Résistant
- Traitement antibactérien
- Excellente respirabilité

Chaussettes
pieds ouvertsBas-cuisse
pieds ouvertsCollant
PO / PF

Désignation	Réf	Prix TTC
Mi-bas f/PO	30021	380,00
Bas-cuisse f/PO	30023	530,00
Collant f/PO / PF	30025	580,00

Existe en Taille de 1 à 4 normale et long

Spécial clinique

Classe 1 / 10 - 15 mm Hg

Bas-cuisse PO blanc

Contention spéciale clinique : pour personnes alitées
Bas-cuisse anti-stase de couleur blanche pied ouvert avec silicone anti-glisse



Désignation	Classe	Réf	Prix TTC
Bas-cuisse	classe 1	5815	330,00


Existe en Taille de 1 à 4 normale et long



Classe 2 / 15 - 20 mm Hg

Elégance

- La gamme semi-opaque
- Résistante
- Tissu microfibre doux et respirant
- Le modèle bas-cuisse contient du silicone
- Lavable en machine
- Traitement antibactérien



Désignation	Réf	Prix TTC
Mi-bas	5129	320,00
Bas-cuisse	5128	480,00

Existe en Taille de 1 à 4 normale et long

City confort coton

- Revers spécialement étudié pour ne pas gêner la circulation
- Coutures extrafines
- Talon et voûte plantaire renforcés
- Le modèle bas-cuisse contient du silicone



Désignation	Réf	Prix TTC
Mi-bas	5329	370,00
Bas-cuisse	5328	565,00
Collant	5323	680,00

VENOFLEX
Homme



Chaussettes Fast-lin

- Respirante : fibre naturelle de lin thermorégulatrice
- Douce : association de la fibre de lin et fibre de viscose
- La technologie FAST
- Traitement anti-bactérien



Désignation	Réf	Prix TTC
Mi-bas	61294	395,00

Chaussettes Fast-Air

- Fabriqué en polyamide et élasthanne
- Fibres adaptées à toutes situations
- Absorbe rapidement la transpiration
- Effet rafraîchissant constant
- Bonne aération pour confort



Désignation	Réf	Prix TTC
Mi-bas	61293	420,00

Classe 3 / 20 - 36 mm Hg

City confort coton

- Revers spécialement étudié pour ne pas gêner la circulation
- Coutures extrafines
- Talon et voûte plantaire renforcés
- Le modèle bas-cuisse contient du silicone



Désignation	Réf	Prix TTC
Mi-bas	5339	450,00
Bas-cuisse	5338	590,00

Existe en Taille de 1 à 4 normale et long

Spécial clinique

Classe 1 / 10 - 15 mm Hg

Bas-cuisse PO blanc

Contention spéciale clinique : pour personnes alitées
Bas-cuisse anti-stase de couleur blanche pied ouvert avec silicone anti-glisse



Désignation	Classe	Réf	Prix TTC
Bas-cuisse	classe 1	5815	330,00

Existe en Taille de 1 à 4 normale et long

Tableaux de prise de mesure de la compression Venoflex

MI-BAS

TOUR CHEVILLE (TC) en cm
TOUR MOLLET (TM) en cm TAILLE

TC 19-21 TM 30-35	1
TC 21-24 TM 32-38	2
TC 24-26 TM 34-42	3
TC 26-29 TM 37-46	4

• Normal < 37cm • Long > 37 cm

BAS-CUISSE

TOUR CHEVILLE (TC) en cm
TOUR CUISSE (TM) en cm TAILLE

TC 19-21 TM 45-54	1
TC 21-24 TM 50-59	2
TC 24-26 TM 56-66	3
TC 26-29 TM 58-69	4

• Normal < 74cm • Long > 74 cm

COLLANT

TOUR CHEVILLE (TC) en cm
TOUR HANCHE (TM) en cm TAILLE

TC 19-21 TM 45-54	1
TC 21-24 TM 50-59	2
TC 24-26 TM 56-66	3
TC 26-29 TM 58-69	4

• Normal < 74cm • Long > 74 cm



Classe 2 18 - 21 mm Hg



Micro-fibre, thermo-régulation, résistant, talon renforcé.
Polyamide : 70%, Lycra : 20%

Réf. **E408**
Mi-bas lux unisexe

Prix :TTC
250,00



Réf. **E403**
Mi-cuisse lux unisexe

Prix :TTC
380,00

Classe 2 20 - 35 mm Hg



Hémi-collant unisexe

Réf.
E403DO
E403GO

Prix :TTC
350,00


Réf.
E403DO2
E403GO2

Prix :TTC
400,00



Tableaux de prise de mesure de la compression Tonus

La compression des bas et collants est maximale à la cheville et diminue vers le haut.
La taille se détermine principalement par la circonférence de la cheville, suivie du mollet et de la cuisse, selon le tableau fourni avec chaque produit.



SIZE	S [2]	M [3]	L [4]	XL [5]
B	20-22	22-25	25-28	28-31
C	30-38	33-42	37-46	42-51
D	28-35	31-40	35-44	40-49
F	41-48	44-53	48-57	53-62
G	44-54	48-60	54-66	60-72
H	<100	95-110	105-120	115-125

Esthétique et réparatrice

Soutien-gorge Sporlane Confort

Réf. **L106**

Prix :TTC
830,00



- Réduction ou augmentation mammaire.
- Sous-vêtements en microfibre en post-opératoire.
- Agrafage antérieur pour limiter les mouvements.
- Recommandés pour le sport et les fortes poitrines.

Tailles : 85 - 90 - 95 - 100 - 105

Soutien-gorge Maintien

Réf. **L111**

Prix :TTC
830,00



- Soutiens-gorge post-opératoires pour réduction ou augmentation mammaire.
- Assurent un maintien optimal après l'intervention.
- Agrafage antérieur pour faciliter la fermeture et limiter les mouvements.

Tailles : 85 - 90 - 95 - 100 - 105

Soutien-gorge Contenseur

Réf. **L107**

Prix :TTC
930,00




- Modèle de maintien pour augmentation mammaire.
- Bande élastique supérieure empêche la migration de la prothèse.
- Réglage avec velcro à chaque extrémité.

Tailles : 85 - 90 - 95 - 100 - 105

Prochain Arrivage
Bientôt Disponible

Soutien-gorge Cereneasy Confort



- Soutien-gorge post-opératoire en contention contre l'œdème.
- Fermeture éclair ou agrafage, bretelles réglables (5 niveaux).
- Tissu respirant Xtra-dry,
- Adapté également pour le sport

Tailles : 85 - 90 - 95 - 100 - 105

Mentonnière

Réf. **L113**

Prix :TTC
650,00




- Les larges velcros latéraux permettent une contention appropriée au type d'intervention et à la morphologie du patient
- Indiqué pour le lifting facial et la lipoaspiration du double menton

Face-lift

Réf. **L112**

Prix :TTC
650,00



Bandeau oreille

Réf. **L115BA**

Prix :TTC
400,00



Mentonnière

Réf. **FM300**

À couverture **moyenne** jusqu'au milieu du cou

Unisexe

Prix :TTC
595,00

Tour de cou.

S	33 - 38 cm
M	38 - 43 cm
L	43 - 48 cm
XL	48 - 53 cm



Masque facial

Réf. **FM100**

À couverture **minimale** jusqu'au milieu du cou

Unisexe

Prix :TTC
550,00

Tour de cou.

S	33 - 38 cm
M	38 - 43 cm
L	43 - 48 cm






- Assure une contention **post-opératoire (chirurgie plastique et esthétique)** :
- Augmente le débit sanguin, fait résorber l'œdème, soulage les symptômes fonctionnels
- Fait en tissu appelé «**PREMIUM**» : Clear lycra en association avec plusieurs fibres synthétiques
- Le tissu indémaillable offre au praticien la possibilité d'effectuer une incision dans le vêtement
- Grande élasticité, confort et résistance au froissement
- Mise en place aisée grâce à une très grande réactivité dès les premiers étirements
- La forte proportion de Lycra assure une excellente contention et une durée de vie supérieure

Tour de bassin

1	85 - 90 cm
2	91 - 95 cm
3	96 - 101 cm
4	102 - 111 cm
5	112 - 123 cm
6	124 - 136 cm

CEREPLAS®
Vêtements compressifs et pansements siliconés



Panty bas long

Réf. **L103LN**

Prix :TTC
1 200,00



Panty bas court

Réf. **L102CN**


Prix :TTC
1 200,00



Ceinture haute

Réf. **L101N**

Prix :TTC
1 100,00



Panty haut court

Réf. **L104CN**


Prix :TTC
1 350,00



Panty haut long

Réf. **L105LN**

Prix :TTC
1 350,00





Lipofilling

Réf. **L123CN**

NOUVEAU

Prix :TTC
1 450,00



Brassière ouverte

Réf. **L122N**

NOUVEAU

Prix :TTC
850,00



Pour homme

Combiné homme

Réf. **L110N**

Prix :TTC
1 750,00



Body homme

Réf. **L100N**

Prix :TTC
1 450,00





Marena | Made in USA

NOUVEAU

Assure une contention **post-opératoire (chirurgie plastique et esthétique)**
Conçus avec notre **tissu de compression exclusif TriFlex™**, les vêtements de récupération post-chirurgicale de Marena sont faciles à enfiler, doux pour la peau et confortables pour un port prolongé.

Combinaison de compressionRéf. **SFBHS**

Avec panneau

 Prix :TTC
1 595,00

- Gaine courte pour confort et soutien
- Panneaux renforcés sur l'abdomen, le dos et les côtés
- Fermetures réglables
- Couverture des jambes au-dessus des genoux



	Taille.	Hanche.	Cuisse.
S	66 - 71 cm	91 - 97 cm	51 - 54 cm
M	71 - 76 cm	97 - 102 cm	54 - 57 cm
L	76 - 81 cm	102 - 107 cm	57 - 60 cm
XL	81 - 89 cm	107 - 114 cm	60 - 65 cm
2XL	89 - 99 cm	114 - 124 cm	65 - 70 cm
3XL	99 - 109 cm	124 - 135 cm	70 - 77 cm

Combinaison de compressionRéf. **FBCS**

Dos - Haut

 Prix :TTC
2 390,00

- Conçue pour la récupération après **lifting brésilien** des fesses
- Tissu doux et léger sur les fesses
- Transition en douceur entre compression et soutien léger



	Taille.	Hanche.	Cuisse.
S	66 - 71 cm	91 - 97 cm	51 - 54 cm
M	71 - 76 cm	97 - 102 cm	54 - 57 cm
L	76 - 81 cm	102 - 107 cm	57 - 60 cm
XL	81 - 89 cm	107 - 114 cm	60 - 65 cm
2XL	89 - 99 cm	114 - 124 cm	65 - 70 cm

Soutien-gorge FlexfitRéf. **B01GBG** - BeigeRéf. **B01GN** - Noir

À fermeture frontale

 Prix :TTC
840,00


T. FR	T. US	Sous la poitrine.
85	32	68.5 - 71 cm
90	34	73.5 - 76 cm
95	36	79 - 81 cm
100	38	84 - 86.5 cm
105	40	89 - 91.5 cm
110	42	94 - 96.5 cm

- Ajustement complet
- Confort optimal
- Augmentation mammaire
- Réduction mammaire

Soutien-gorge contenseur FlexfitRéf. **B15GBG** - BeigeRéf. **B15GN** - Noir

Avec stabilisateur d'implant

 Prix :TTC
1 090,00


- Bande stabilisatrice
- Préviend le déplacement
- Après augmentation mammaire

Brassiere ouverte sans poitrineRéf. **FVOM**
 Prix :TTC
1 199,00

- Offre une couverture confortable des bras et du dos
- Bande élastique douce



	Taille. Bras.	Sous la poitrine.
M	27 - 29 cm	74 - 79 cm
L	29 - 30 cm	79 - 84 cm
XL	30 - 33 cm	84 - 91 cm

Ceinture abdominale

Unisexe

Réf. **AB3UW** - 23 cm

3 panneaux universelle

 Prix :TTC
720,00

- Fabriquée d'un élastique de soutien
- Fermeture réglable à crochets et boucles
- Convient à une taille allant jusqu'à 107 cm

Taille unique

**Gilet de compression abdominale**Réf. **MVH**
 Prix :TTC
1 700,00


- Gilet sans manches pour la récupération
- Bretelles ajustables
- Large bande élastique en bas



	Taille.	Poitrine.
M	79 - 89 cm	94 - 104 cm
L	89 - 99 cm	104 - 114 cm
XL	99 - 109 cm	114 - 124 cm
2XL	109 - 119 cm	124 - 135 cm

Combinaison de compressionRéf. **MBCH** - Court
 Prix :TTC
1 999,00

- Offre un soutien confortable
- Col échancré
- Bretelles ajustables à crochets et boucles





Manchon Lymphology

Avec mitaine continue

Réf. 2002D

Manchon standard pour **lymphoedème**
Existe en modèles :
droit et gauche
court et long
Taille : S - M - L



Manchon pour bras de compression

Avec bandoulière



- Microfibre multifilament à double torsion
- Confort : doux, chaud, hygroscopique, séchage rapide.
- Ne limite pas les mouvements
- Excellente durabilité.
- Tricot sans soudure : évite abrasions et impressions

Prochain Arrivage
Bientôt Disponible

Gant standard Cicatrex

Réf. 3448

Tissu indémallable permettant la découpe des longueurs de doigts



Prix :TTC
260,00



Tour de main

1	13 - 14 cm
2	15 - 16,5 cm
3	17 - 18,5 cm
4	19 - 20,5 cm
5	21 - 22,5 cm
6	23 - 24,5 cm
7	25 - 26,5 cm
8	27 - 28,5 cm

INDICATIONS :

- Traitement des cicatrices
- Brûlure thermique, chimique ou électrique
- Lutte contre les chéloïdes, hypertrophie, brides.
- Zone de greffe cutanée.

Manchon Premium

Avec extension

Réf. L109N

Prix :TTC
460,00

- S/M/L
- Modèles droit/ gauche
- Indiqués pour le lifting des bras
- Confort et contention optimale
- Extension épaule

Se vend à l'unité

Sans extension

Réf. L108N

Prix :TTC
930,00

- S/M/L
- Indiqués pour le lifting des bras
- Confort et contention optimale

Se vend à la paire

Masque en gel pour les yeux

Réf. LMRR8

- Décongestionnant yeux
- Réutilisable

Prix :TTC
60,00



Cicatrisation

Pansement cicatrisant silicone Cerederm



1 unité

Réf.	Dim.	Prix unitaire
4309668	5 x 8 cm	40,00
4309651	5 x 30 cm	65,00
4309674	10 x 20 cm	75,00



Pansement fin en silicone imperméable

Cicatrices hypertrophiques ou chéloïdes.

Idéal pour césarienne

NOUVEAU



Réf.	Dim.	Prix
F02565-01	5 x 7.5 cm	190,00
F02565-14	4 x 30 cm	500,00
F02565-15	10 x 18 cm	530,00

Boîte de 5 unités


Plaque de silicone Cicatrisante

Fresco

Boîte de 2 unités



Réf.	Dim.	Prix
F02555-01C	5 x 7.5 cm	240,00
F02555-02C	10 x 10 cm	280,00
F02555-46C	5 x 20 cm	210,00
F02555-45C	3 x 12 cm	180,00





Prothèse Mammaire



Kit avantage

Réf. 9311

Soutien-gorge

+

Réf. E4072

prothèse

Prix :TTC
1 150,00~~PPM TTC
1 300,00~~

Prothèse mammaire externe en silicone

Réf. 9311

Serena symétrique (ovale)

Bonnet : B


Prix :TTC
900,00

Bonnet : C

Prix :TTC
999,00

Soft & light

SILIMA®



- Forme symétrique en bonnet B & C
- Procure un décolleté naturel
- Soulage l'épaule car plus légère jusqu' à 30% par rapport à une prothèse classique

Réf .	Taille	Prix
66378B	05-08	1 300,00

66378B1	09-14	1 650,00
----------------	-------	-----------------

Ultra light

SILIMA®



- Solution idéale en cas de lymphoedème car plus légère jusqu'à 60% qu'une prothèse normale
- Convient parfaitement aux poitrines généreuses
- Recommandée en cas de natation
- Forme symétrique en bonnet B & C

Réf .	Taille	Prix
66374B	05-08	1 300,00

66374B1	09-13	1 450,00
----------------	-------	-----------------

Silima direct

SILIMA®



Prothèse adhérente nouvelle génération

- Prothèse intégrant dans sa face interne un coussinet adhésif échangeable
- Evite tout décollement de la prothèse

Réf .	Taille	Prix
66377B	05-08	1 600,00

66377B1	09-14	1 850,00
----------------	-------	-----------------

Soutien-gorge

Diana

Réf. 57255

Prix :TTC
470,00

Classique et douceur

SILIMA®

- Microfibre et poches en coton (16%) pour une sensation de douceur au contact de la peau
- Un bonnet en deux parties pour un maintien renforcé
- Bretelles réglables et molletonnées qui assurent plus de confort au niveau des épaules.

Lola

Réf. 57258

Prix :TTC
680,00


Une dentelle confortable pour toutes les tailles

SILIMA®

- Bonnet en trois parties pour un bon ajustement, adapté aux grandes tailles de bonnets,
- Bande de maintien sous-poitrine supplémentaire pour un maintien renforcé
- Bretelles plus larges, réglables et molletonnées pour plus de confort au niveau des épaules.

Sofija

Réf. E4072

Prix :TTC
390,00

Soutien-gorge pour prothèse mammaire externe en coton 100%

- Bonnets rehaussé d'une dentelle pour plus de féminité
- Bretelles dentelle réglables au dos et extensibles s'élargissant vers l'épaule
- Double poches creuses en coton pour un bon maintien de la prothèse



MOBIDERM : Dispositif compressif mobilisant anti-oedème

Bande grand plot

Réf. 37203

3 m x 10 cm
Plot : 15 mm x 15 mm

Prix :TTC
405,00

Plaque petit plot

Réf. 37103

Pour doigts et orteils

1 m x 25 cm
Plot : 5 mm x 5 mm

Prix :TTC
510,00

• Efficace

Rapidité de diminution de volume de l'oedème, assouplissement de la fibrosée, ou oedématisée.

• Confortable

contact cutané doux, conformabilité du produit pour une meilleure adaptation anatomique.

• Pratique

léger, confortable et souple, il permet au patient de conserver la liberté de mouvement et donc la capacité de drainage du membre



Manchon Lymphology avec mitaine continue

Réf. 2002D

à l'unité

Prix :TTC
490,00

Manchon standard pour lymphoedème

Existe en modèles :

droit et gauche
court et long

Taille : S - M - L



À utiliser
le jour

Biflexideal

Réf. 11005

10 cm x 5 m

Prix :TTC
150,00

Réf. 11003

3 cm x 5 m

Prix :TTC
120,00



- Bande de contention à allongement court
- Extensible adaptée au port continu, sans latex.

Bande coton

Réf. 10104

11 cm x 4 m

Prix :TTC
110,00



Bande tubulaire anti-oedème rigide, composition 100 % coton

Mousse de protection

Réf. 5507

7 cm x 27m

Prix :TTC
135,00



Bande-mousse fine extensible
Protection de la peau
Protection cutanée sous contention adhésive

Manchon MOBIDERM auto-fit

- Traitement du lymphoedème du membre inférieur, d'origine primaire ou post cancer de la zone uro-génitale, avec migration sur la jambe.
- Il est indiqué en fin de la phase de réduction de l'oedème, ou en phase de stabilisation.
- Mobiderm Autofit est particulièrement adapté chez les patients présentant des dysmorphies ou un oedème évolutif, et souhaitant contrôler leur lymphoedème en toute autonomie.



Membre supérieur avec mitaine G/D

Réf. 3733

Prix :TTC
1 200,00

	Tour de bras	Circonférence Avant-Bras	Circonférence Poignet	Circonférence Main
T1	25 cm - 32 cm	22 cm - 28 cm	15 cm - 19 cm	17 cm - 21 cm
T2	29 cm - 36 cm	24 cm - 30 cm	16 cm - 20 cm	17 cm - 21 cm
T3	33 cm - 40 cm	26 cm - 32 cm	17 cm - 21 cm	18 cm - 22 cm
T4	37 cm - 44 cm	28 cm - 34 cm	17 cm - 21 cm	18 cm - 22 cm
T5	41 cm - 48 cm	30 cm - 36 cm	18 cm - 22 cm	19 cm - 23 cm
T6	45 cm - 52 cm	31 cm - 37 cm	19 cm - 23 cm	20 cm - 24 cm

Long.	Long. Aisselle Poignet
Normal	40 - 45 cm
Long	45 - 50 cm



- Plusieurs crans de serrage (en bleu) :
Adaptation à la morphologie individuelle de chaque patient.
Repères d'ajustage : mise en place précise et reproductible, contrôle de la variation de volume de l'oedème.
- Attaches auto-agrippantes : mise en place instantanée et haute tenue
- Manchon avec mitaine attenante retroussable : limite le risque de migration de l'oedème, permet de libérer la main pour les activités du quotidien.
- Vêtement semi-ouvert : facile à enfiler, facile à enlever.

Membre inférieur G/D

NOUVEAU

	Tour de bras	Circonférence Avant-Bras	Circonférence Poignet	Circonférence Main
T1	16 cm - 24 cm	24 cm - 35 cm	46 cm - 57 cm	25 cm - 36 cm
T2	20 cm - 28 cm	32 cm - 43 cm	53 cm - 65 cm	32 cm - 43 cm
T3	24 cm - 32 cm	40 cm - 51 cm	61 cm - 72 cm	39 cm - 50 cm
T4	28 cm - 36 cm	48 cm - 59 cm	68 cm - 80 cm	46 cm - 57 cm

Hauteur	Hauteur Sol / Cuisse
Court	67 cm - 72 cm
Normal	72 cm - 77 cm
Long	77 cm - 82 cm
Très long	82 cm - 87 cm



- Plusieurs crans de serrage :
Adaptation à la morphologie individuelle de chaque patient.
Repères d'ajustage : mise en place précise et reproductible, contrôle de la variation de volume de l'oedème.
- Vêtement semi-ouvert : Facile à enfiler, facile à enlever.
- Attaches auto-agrippantes : Mise en place instantanée et haute tenue.
Double rangée : large plage d'adaptation. Permet une utilisation sur le membre D ou G
- Patins anti-dérapants : Limitent le glissement lors de la marche

À utiliser
en phase de repos




**BIFLEX + Étalonnée**Biflex 16+ - légère
Membre supérieurBiflex 17+ - forte
Membre inférieur

- Biflex Etalonnée bande élastique avec indicateur de pose (étalonnage)
- Bande élastique de compression
- Lavable et réutilisable
- L'étalonnage limite les risques de mauvaise utilisation
- Contrôle précis de la pression exercée grâce à l'indicateur de pose



Désignation	Dim.	Réf	Prix.
Biflex 16+ légère	8 cm x 3m	16008	290.00
Biflex 16+ pratic	8 cm x 3m	16008B	310.00
Biflex 17+ forte	10 cm x 3m	17003	290.00
Biflex 17+ forte	10 cm x 4m	17004	350.00
Biflex 17+ forte	10 cm x 5m	17005	420.00

La pose Biflex en deux étapes simples

1 - ÉTIREMENT**2 - RECOUVREMENT****Kit Biflex : traitement de l'ulcère veineux**

Réf.	Taille	Prix
17005K2	T2	440.00
17005K3	T3	590.00

LE KIT BIFLEX est composé de 2 bandes :


Bande élastique 1 sens, molletonnée

- Bande de compression, à allongement court
 - Sans latex (viscose + polyester + polyamide + élasthanne)
- Apporte le niveau de pression requis
Protège la peau et les saillies osseuses
Effet contention

Bande élastique bi-sens

- Bande de compression, à allongement court
- Sans latex (microfibre polyester + viscose + élasthanne + polyamide)

Assure la protection de la peau et des saillies osseuses ainsi que la contention du membre
Apporte le niveau de pression requis dans le traitement de l'ulcère veineux




Rectangle → carré

Le système de calibration permet de contrôler la tension du bandage

**Stripper veineux stérile**

Réf. 2004

Prix :TTC
270,00



Les strippers veineux sont adaptés à toutes les techniques chirurgicales, antérograde comme rétrograde. Leur flexibilité facilite le passage des valves veineuses, facilite le cathétérisme des branches collatérales, et minimise le nombre d'incisions nécessaires, ainsi que la durée d'intervention.

Biflexideal

Réf. 11005	10 cm x 5 m	150,00
Réf. 11003	3 cm x 5 m	120,00

- Bande de contention à allongement court
- Extensible adaptée au port continu, sans latex.

**Bande coton**

Réf. 10104

11 cm x 4 m

Prix :TTC
110,00



Bande tubulaire anti-oedème rigide, composition 100 % coton

Mousse de protection

Réf. 5507

7 cm x 27m

Prix :TTC
135,00



Bande-mousse fine extensible
Protection de la peau
Protection cutanée sous contention adhésive

Bandes Biplast

Réf	Dim.	Prix.
2003	3 cm x 2,5 m	69.00
2006	6 cm x 2,5 m	99.00
2008	8 cm x 2,5 m	125.00
2010	10 cm x 2,5 m	150.00
2015	15 cm x 2,5 m	200.00
2020	20 cm x 2,5 m	260.00

- Contention post-chirurgicale ou sclérose vasculaire
- Contention post-traumatique
- Entorses bénignes et moyennes
- Contention musculaire





Scie à plâtre

Réf. **OSC180**



Prix :TTC
8 550,00



OSCIMED ERGO est une scie à plâtre de haute technologie

- Utilisable facilement d'une seule main grâce à sa légèreté.
- Moteur silencieux pour un meilleur confort de travail.
- Faible niveau sonore (62-67 dBA) limitant les nuisances auditives.
- Livrée dans une mallette de transport pratique.
- Très appréciée en orthopédie pédiatrique et en chirurgie de la main

Cisaille à plâtre 22 cm

Réf. **719G2**

Prix :TTC
590,00



Lame de rechange

Réf. **OSCWP65**

Prix :TTC
410,00



pour scie à plâtre ø 65 cm

Jersey tubulaire 3M™ hydrofuge



Protection cutanée

Réf.	Dim.	Prix
JT05	5 cm x 22,8 m	19.00
JT07	7,5 cm x 22,8 m	21.00
JT10	10 cm x 22,8 m	22.00
JT15	15 cm x 22,8 m	38.00

3M™ Scotchcast Plus



Réf.	Dim.	Prix
SC05	5 cm x 3,6 m	85.00
SC07	7 cm x 3,6 m	99.00
SC10	10 cm x 3,6 m	120.00
SC12	12 cm x 3,6 m	130.00

Bande de protection 3M™

Protection des saillies osseuses

Réf.	Dim.	Prix
BP07	7,5 cm x 2,7 m	20,00
BP10	10 cm x 2,7 m	30,00



Chaussures de décharge

Chaussure DR. Barouk

Vendu à l'unité

Décharge de l'avant pied

- Intérieur sans couture évitant les zones de pression.
- Bloc talonnier en flexion dorsale de 10°
- Talon arrondi pour une marche sûre et confortable

Indications : ulcère plantaire avant-pied en post-opératoire

Réf.	Prix.
M50030	400.00
50030	550.00

Taille	Long du pied	Pointure
S	22 - 23	37 - 39
M	24 - 25	40 - 41
L	26 - 27	42 - 43
XL	28 - 29	44 - 46



Chausson à plâtre

Réf. **M4903**

Vendu à l'unité

Prix :TTC
110,00

- Immobilisation plâtrée de la jambe et du pied
- Semelle en forme de bateau : facilite la déambulation
- Fermetures auto-agrippantes

Taille	Pointure
1	35 - 37
2	38 - 40
3	41 - 44



Attelles

Attelle de stack

En mousse et aluminium

Immobilisation de l'articulation

Prix :TTC
90,00



Réf.

CP4408A	Distale
CP4408A4	Proximale

Attelle Type «Grenouille»

Mousse - aluminium

Réf. **M57811**

Prix :TTC
35,00



Tailles : S- M - L



Attelle de stack IPP

Réf. **3901**

Immobilisation de l'articulation Proximale.

Prix :TTC
110,00

Circonférence du doigt à la base de l'ongle

1	4,5 cm	4	5,7 cm
2	4,8 cm	5	6 cm
3	5,1 cm	6	7,2 cm



Attelle de stack IPD

Réf. **CP4407S**

- Souple et confortable
- Immobilisation de l'articulation distale
- Taille : de 1 à 7

Prix :TTC
70,00

Qté Composition de la mallette

4	Attelle de stack - N° 1
8	Attelle de stack - N° 2
16	Attelle de stack - N° 3
8	Attelle de stack - N° 4
7	Attelle de stack - N° 5
3	Attelle de stack - N° 6
2	Attelle de stack - N° 7
48	Boîte offerte à l'achat de 48 unités



Sparadrap non tissé

Prix Unité
26.00

Réf. **S401002** Dim. 2,5 cm x 9,14 m

- Bande non-tissée Smileplus
- Fixation des pansements et dispositifs
- Maintien sûr et stable
- Usage médical



Attelle pour fractures

Prochain Arrivage
Bientôt Disponible



- Soutien rigide
- Immobilisation efficace
- Attelle pliable
- Confort grâce à la mousse EVA



CHAUSSURE CONFORT DIABÉTIQUE

Réf. **M6900**



Prix :TTC
870,00

Unisexe

Pointure de 39 - 46

- 1 Avant-pied élastique indiqué pour Hallux valgus, orteil en griffe et pansement
- 2 Large coup de pied réglable par une bride auto-agrippante
- 3 Semelle de confort amovible pour mettre à sa place une orthèse plantaire
- 4 Semelle extérieure large, légère et antidérapante.

Réf. **SWAQN**

AQUITAINE



Prix :TTC
1 280,00

Unisexe

Pointure de 36 - 46

- 1 Un volume chaussant de l'avant pied très supérieur à la normale sans aucune couture saillante à l'intérieur.
- 2 Un réglage du cou de pied par trois larges brides auto agrippantes, modulables, conçues pour les pieds gonflés et fragiles.
- 3 Doublure Onsteam® anti-transpirante
- 4 et anti-humidité pour une hygiène impeccable.

Réf. **SWVLA**

VELINA



Prix :TTC
1 280,00

Femme

Pointure de 36 - 42

- 1 Doublure Onsteam® textile 100% respirant et anti-odeur pour une hygiène optimale
- 2 Col matelassé pour protéger la cheville
- 3 Semelle avec pastilles anti-dérapantes
- 4 Première de confort amovible et lavable
- 5 Association d'un lacet et d'une fermeture à glissière

Chaussure de confort ADULER

Réf. **SWADN** - Noir



Prix :TTC
599,00

Unisexe

Pointure de 36 - 45

Ouverture totale

- ADAPTÉE aux pieds larges ou volumineux.
- LÉGÈRE grâce à une semelle en polyuréthane.
- LAVABLE : une chaussure intégralement lavable en machine à 30°C
- PRATIQUE à chauffer grâce à une ouverture totale permettant déposer le pied à plat dans la chaussure.

Chaussure de confort ALEXIS

Réf. **SWALB**



Prix :TTC
665,00

Unisexe

Pointure de 36 - 42

Ouverture totale

- 1 Un généreux réglage du cou de pied par une large bride auto-agrippante
- 2 Semelle intérieure en latex de 10 mm, lavable
- 3 Semelle extérieure en PU, sans colle ni solvant
 - Largeur entièrement modulable,
 - Hauteur talon 30 mm

Sandale ADDAX

Réf. **SWADBL**



Prix :TTC
530,00

Femme

Pointure de 36 - 46

- 1 Cou-de-pied réglable avec deux brides auto-agrippantes.
- 2 Podergo, des premières de confort très épaisses, amovibles et antistatiques pour loger à leur place une orthèse plantaire.
- 3 Semelle ultralégère, souple, résistante et antidérapante pour une marche sécurisée.

Sandale ATHENA

Réf. **SWANB**



Prix :TTC
755,00

Unisexe

Pointure de 36 - 47

- 1 Un système de fermeture modulable pour pieds larges et bandages.
- 2 Un dessus en tissu technique lavable.
- 3 Semelle amovible et lavable en mousse de 10mm d'épaisseur.
- 4 Semelle ultralégère, souple, résistante et antidérapante.

Sandale DORIS

Réf. **SWDOB** - Blanc



Prix :TTC
855,00

Unisexe

Pointure de 35 - 42

- 1 Une zone extensible apportant du confort aux personnes atteintes d'hallux valgus
- 2 Deux brides ajustables permettant une adaptation parfaite
- 3 Semelle intérieure amovible en cuir
- 4 Semelle extérieure anti-dérapante

Sandale orthopédique DAMIA

Réf. **SWDA**



Prix :TTC
980,00

Femme

Pointure de 36 - 42

- 1 Une zone extensible adaptée aux personnes atteintes d'hallux valgus
- 2 Trois brides réglables permettant un ajustement parfait
- 3 Semelle amovible en cuir
- 4 *Cuir avec doublure anti-transpirante ON STEAM



Chaussure MAGIK

Réf. **SWMAN** - Noir

Prix :TTC

895,00



Réf. **SWMAR** - Argent

Prix :TTC

895,00



Réf. **SWMSB** - Sable

Prix :TTC

895,00



Réf. **SWMBN** - Amiral

Prix :TTC

895,00



Femme

Pointure de 36 - 42



- ❶ Un volume chaussant de l'avant pied supérieur à la normale grâce à un tissu ultra extensible
- ❷ Des semelles intérieures amovibles et antistatiques pour loger, à leur place, une orthèse plantaire.
- ❸ Pour une marche en toute sécurité, une semelle ultralégère, souple, résistante et antidérapante.
- ❹ Un large cou de pied pour se chausser facilement

- ❺ Un large cou de pied extensible facilite l'enfilage et le retrait des chaussures
- ❻ Une semelle intérieure de confort sur mousse amortissante avec traitement anti-bactérien
- ❼ Pour une marche en toute sécurité, une semelle ultralégère, souple, résistante et antidérapante.
- ❽ Quartier arrière en cuir pour un bon maintien du pied

Chaussure AGNES MC

Réf. **S26004**

Prix :TTC

729,00

Scholl



Femme

Pointure de 36 - 46

- Idéales pour les pieds sensibles ou fatigués
- Intègrent la technologie Memory Cushion :
- Amortit les chocs
- S'adapte à la forme anatomique du pied
- Réduit les tensions et pressions sur la plante du pied
- Augmente la surface de contact entre le pied et la chaussure

Chaussure RHEMES

Réf. **S26437**

Prix :TTC

599,00

Scholl



Homme

Pointure de 36 - 46

- Confort optimal : Pantoufles en tissu élastomère.
- Fermeture sécurisée : Sangle pratique.
- Semelle Memory Cushion : Amovible, redistribue la pression, soutien amélioré.

Chaussure de confort ATHOS

Réf. **SWATN**

Prix :TTC

650,00

Podowell



Unisex

Pointure de 36 - 46

- ❶ Double réglage du cou de pied
- ❷ Dessus : micro boucle de polyamide
- ❸ Semelle intérieure en microfibre, mousse amovible et lavable.
- ❹ Semelle extérieure en PU assemblée sans colle ni solvant
- Largeur entièrement modulable,
- Hauteur talon 30 mm

Chaussure orthopédique VERANO

Réf. **SWVERBL** - Bleu marine

Réf. **SWVERBN** - Noir

Prix :TTC

920,00

NOUVEAU



Homme

Pointure de 40 - 44

- ❶ Grand volume chaussant pour ne pas compresser un avant pied fragile
- ❷ Double patte auto-agrippante pour un enfilage facile et un bon maintien du pied
- ❸ Semelle intérieure amovible en mousse à mémoire de forme pour mieux répartir la pression sous le pied
- ❹ Contrefort extérieur thermoformé pour un bon maintien du talon et un très bon confort
- ❺ Semelle très légère, antidérapante et résistante

Sandale orthopédique HOWARD

Réf. **SWHO**

Prix :TTC

1 050,00

Podowell



Homme

Pointure de 39 - 44

- Très grand confort grâce à sa semelle intérieure en mousse, idéale en cas de douleurs plantaires.
- La partie extensible protège la zone sensible de l'hallux valgus.



Sabot Calzuro Effetto

- Semelle anti-dérapante et antistatique en polyuréthane
- Grande respiration du pied avec une semelle intérieur en cuir et une perforation du sabot sur le dessus

Très léger



Réf. **S1009**
Blanc

Prix :TTC
450,00



Réf. **S1009BL**
Bleu marine

Prix :TTC
450,00

Femme

Pointure de 35 - 41

Sabot Backguard

Scholl



Réf. **S707**
Blanc

Prix :TTC
790,00



Réf. **S20175**
Bleu marine

Prix :TTC
790,00

- Dessus cuir perforé
- Bride arrière de maintien
- Semelle anatomique en bois de hêtre
- Largeur 8, hauteur talon 20 mm

Unisex

Pointure de 35 - 45

Sabot Perforé

Réf. **S634**

Prix :TTC
850,00

- Dessus cuir perforé
- Bride arrière de maintien
- Semelle anatomique en bois de hêtre
- Largeur 8, hauteur talon 25 mm
- Couleur : blanc



Unisex

Pointure de 35 - 45

Scholl

Sabot New bonus

Perforé

Scholl

Réf. **S21904** - Blanc

Prix :TTC
820,00



Non perforé

Réf. **S21902** - Noir

Prix :TTC
790,00



- Dessus est entièrement réalisé en cuir
- Semelle anatomique en cuir
- Double textile
- Hauteur de talon 45 mm

Unisex

Pointure de 35 - 45

Sabot Confort

Réf. **S6072**

Prix :TTC
900,00

- Dessus cuir perforé
- Semelle de propreté cuir
- Bride arrière de maintien
- Largeur 7, hauteur talon 30 mm
- Couleur : blanc



Femme

Pointure de 35 - 42

Scholl

Sabot Perforé Cork Pro

Réf. **S323704** - Noir

NOUVEAU

Réf. **S323765** - Blanc

Prix :TTC
950,00

Réf. **S323740** - Bleu marine

Scholl



- Semelle Bioprint® : Confort et soutien anatomique
- Antistatique, antibactérienne et respirante.

- Dessus 100 % cuir.
- Doublure supérieure en microfibre.

Unisex

Pointure de 35 - 45

Sabot New Toffee

Scholl

Réf. **S30182** - Bleu marine

Prix :TTC
789,00



- Doublure : Microfibre + textile
- Semelle : Microfibre + PU
- Dessus : Cuir

Femme

Pointure de 35 - 42

Chaussons Rhemes

Scholl

Réf. **S26437**

Prix :TTC
599,00



- Intérieur amovible : oui
- Doublure supérieur Microfibre
- Matériau de la semelle: Microfibre
- Matériau semelle: PVC
- Matériau supérieur: tissu Elastomeric + microfibre

Homme

Pointure de 39 - 44

Pantoufle Agnes Winter

Scholl

Réf. **S295**

Prix :TTC
729,00



- Intérieur amovible: non
- Doublure supérieur Microfibre
- Matériau de la semelle: Microfibre
- Matériau semelle: Synthétique

Femme

Pointure de 35 - 42



Basket Jump-Pro Laces

Réf. **S309672** - Blanche



Prix :TTC

990,00

Réf. **S309671** - Noir



Prix :TTC

1 100,00

Scholl

Semelle intérieure amovible et lavable en machine : la semelle intérieure amovible dotée de la technologie scholl memory cushion® est lavable en machine jusqu'à 30°C.

Absorption d'énergie : la chaussure garantit l'absorption d'énergie au niveau du talon conformément à la réglementation en iso

Résistant à l'eau : Chaussure avec insert certifié résistant à l'eau.

Pointure de 36 - 46



Sandale Fitness Massage

Scholl

Réf. **S504** -Bleu



Prix :TTC

390,00

Réf. **S503** -Blanc



Femme

Pointure de 35 - 42

- Dessus PVC avec boucle réglable
- Semelle en PVC antidérapante
- Largeur 7, hauteur talon 20 mm
- Traitement Saniproofed

Sandale Week-End

Scholl

Réf. **S671** -Bleu



Prix :TTC

850,00

Réf. **S675** -Blanc



Femme

Pointure de 35 - 42

- Dessus ajustable en nubuck,
- Doublure suède (cuir retourné et lissé)
- Semelle en PVC antidérapante
- L: 6 mm, H: talon : 25 mm

Sandale Mango

Scholl

Réf. **S25025** -Noir



Prix :TTC

760,00

Réf. **S314851** -Bleu



Prix :TTC

850,00

Femme

Pointure de 35 - 42

- Doté de la technologie Memory Cushion®.
- La boucle pratique assure une adaptabilité maximale.
- Semelle en PVC antidérapante

Sandale Air Bag

Scholl

Réf. **S710** -Beige



Prix :TTC

930,00



Homme

Pointure de 35 - 45

- Dessus cuir nubuck
- 2 boucles réglables sur le dessus
- Semelles int. liège et gomme, ext. EVA
- L:7mm, H: talon 10 mm

Autoclavable jusqu'à 134°C

Scholl Evo

Recommandé pour tous les professionnels de santé exerçants en bloc opératoire ou stérilisation

Scholl

Réf. **S26563** - Blanc



Réf. **S26564** - Bleu



Réf. **S26562** - Noir



Réf. **S26565** - Emeraude



Réf. **S26566** - Lilas



Prix :TTC

580,00

Unisexe

Pointure de 35 - 46

- Perforations latérales et respirabilité.
- Sans latex, solvants, CFC, anti-odeurs et antibactérien.

- Absorption des chocs au talon.
- Semelle MEMORY CUSHION® stérilisable.

Scholl Evo Flex

Recommandé pour tous les professionnels de santé exerçants en bloc opératoire ou stérilisation

Réf. **S29377** -Fuchsia



Réf. **S293782** -Emeraude



Réf. **S29378** -Bleu



Réf. **S293780** -Noir



Réf. **S293781** -Blanc



Prix :TTC

690,00

Unisexe

Pointure de 35 - 46

- Semelle intérieure amovible Scholl Memory Cushion®.
- Semelle intérieure en microfibre.

- Autoclavable jusqu'à 134 °C (chaussure) et 121 °C (semelle).
- Lavable et hygiénique



Autoclavable jusqu'à 134°C



Sabot Calzuro Classic

Prix : TTC

390,00

- Avec perforations latérales pour respiration du pied, et perforations supérieures
- Excellente ventilation du pied avec des perforations supplémentaires sur le cou-de-pied
- Antistatique, antidérapant avec hauteur de talon ergonomique de 1.5"
- Semelle de forme anatomique avec picots de massage

Réf. **S1001** - Vert

Réf. **S1000N** - Noir

Réf. **S1003** - Blanc

Réf. **S1000** - Bleu



Unisexe

Pointure de 35 - 46

Autoclavable jusqu'à 50°C



Sabot Calzuro Light

Prix : TTC

350,00

- Semelle anatomique absorbant les chocs avec un talon de 3 cm.
- Bouchon antistatique et semelle extérieure antidérapante pour un confort optimal.
- Trous latéraux pour une bonne respiration des pieds
- Bride arrière réglable
- Nouvelle technologie EVA ultralégère

Réf. **S1006W** - Blanc

Réf. **S1006BC** - Bleu ciel

Réf. **S1006B** - Bleu

Réf. **S1006N** - Noir



Unisexe

Pointure de 35 - 45

Remise exceptionnelle

Sabot Calzuro Classic

Prix : TTC

~~370,00~~
259,00



Réf.	Couleur
S1004BR	Bordeaux
S1004G	Gris
S1004V	Violet
S1004R	Rose
S1004O	Orange
S1004RG	Rouge
S1004	Bleu

Sabot Calzuro Fancy

Prix : TTC

~~370,00~~
259,00

Réf. **S1016BLB**



Réf. **S1016RB**



Sabot Calzuro Light

Réf. **S1006R** - Rose

Réf. **S1006V** - Vert

Réf. **S1006VI** - Violet

Prix : TTC

~~330,00~~
231,00





crocs

Sabot Crocs Crocband

Prix :TTC

549,00

- Entretien facile et séchage rapide.
- Aérations supérieures et respirabilité.
- Ultra-légers et confortables.
- Bride pivotante.
- Confort Iconic Crocs Comfort™ avec matelassage en résine Croslite™.

Pointure de 35 - 46

Réf. **C110160** - Noir



Réf. **C1106410** - Bleu



Réf. **C1101610** - Blanc



Réf. **C1101612** - Beige/melon



Sabot Crocs Classic

Prix :TTC

509,00

- Entretien : Facile, séchage rapide.
- Ajustement : Bride pivotante.
- Confort : Iconic Crocs Comfort™.
- Léger : Flottable, résistant à l'eau.
- Ventilation : Ouvertures pour évacuer l'eau et les saletés.

Pointure de 35 - 46

Réf. **C1000100** - Noir



Réf. **C1000141** - Bleu



Réf. **C100011** - Blanc



Réf. **C100017** - Rose



Sabot Crocs Baya Clog

Prix :TTC

529,00

- Résistant à l'eau et flottable
- Picots sur la semelle intérieure
- Résine Croslite™
- Bride supérieure en TPU

Pointure de 35 - 46

Réf. **C1012604** - Blanc



Réf. **C1012657** - Bleu



Réf. **C1012602** - Noir



Réf. **C1012655** - Rose



Sabot Crocs Baya Band

Prix :TTC

549,00

- Semelle antidérapante Crocs Lock™
- Bride pivotante
- Confort ergonomique et légèreté
- Facile à nettoyer et à entretenir.
- Idéal pour les professionnels de santé

Pointure de 36 - 48

Réf. **C205086** - Noir



Réf. **C2050898** - Rose



Réf. **C205085** - Bleu



Sabot Clog Crocs Bistro

Prix :TTC

529,00

- Antidérapante : Crocs Lock™
- Secteurs : Hôtellerie, santé...
- Protection : Design fermé
- Entretien : Facile à nettoyer
- Confort : Ergonomique
- Maintien : Bride de talon

Pointure de 36 - 44

Réf. **C100754** - Bleu marine



Réf. **C100750** - Noir



Réf. **C100751** - Blanc



Jibbitz

Prix.

Prix unité **49,00**

Pack de 5 **179,00**



Soin et confort pour des pieds en pleine forme



Locamed
PODOLOGIE

Pédicure médicale :

- ✓ Soin complet
- ✓ Cors
- ✓ Ongle incarné

Diagnostic :

- ✓ Examen sur Podoscan avec rapport imprimé

Semelle :

- ✓ Semelle classique
- ✓ Semelle thermoformée

Talonnette :

- ✓ Talonnette de compensation
- ✓ Talonnette sur semelle



Scannez le QR code
pour prendre un rendez-vous

Nos centres :

Locamed Podologie Rabat Zaer :

Angle Av. Mohammed
VI et Av El Haouz
06 66 90 88 26

Locamed Podologie Casablanca Ghandi :

60, Boulevard Ghandi,
quartier Essalam
06 66 55 60 01

Locamed Podologie Marrakech :

Avenue Yaacoub El
Mansour N°2 Résidence
Ahlam, Guéliz
06 62 17 94 18



Semelles en gel

Semelle Gel 3D

Réf. 0029GD



Prix :TTC
350,00



Tailles

XS-S-M-L-XL-XXL

Semelle 3D avec renfort en gel
• Recouvrement en bambou : antibactérien
• Coque EVA : maintien du pied
• Coussinet gel + mousse caoutchouc : absorption des chocs.
• Coussinet gel liquide : amorti actif

Semelle Gel slim

Réf. 0027GS



Prix :TTC
200,00



Tailles

XS-S-M-L-XL-XXL

Semelle adaptée aux faibles volumes chaussants (épaisseur 2 mm)
• Recouvrement amortissant & antibactérien
• Micro-perforations respirantes
• Gel très fin : amorti & finesse
• Gel dynamique : amorti actif

Semelle Gel memory

Réf. 0028GM



Prix :TTC
260,00



Tailles

XS-S-M-L-XL-XXL

Semelle en mousse à mémoire de forme
• Recouvrement mémoire de forme
• Semelle antibactérienne
• Micro-perforations respirantes
• Gel dynamique : amorti actif

Semelle Pedipro

Réf. 6510



Prix :TTC
300,00

Anti-choc



Pointure

1	37 - 39	3	42 - 43
2	40 - 41	4	44 - 46

En gel de silicone

Indications :

- Pieds sensibles,
- Douleurs et rhumatismes,
- Soulagement des tendons et ligaments,
- Bursites,
- Aponévrosites plantaires.

Semelle Pedipro Plus

Réf. 6610



Prix :TTC
410,00

Anti-choc à inserts anatomiques



Pointure

1	37 - 39	3	42 - 43
2	40 - 41	4	44 - 46

En gel de silicone

Indications :

- Pieds sensibles,
- Epines calcanéennes,
- Douleurs et rhumatismes,
- Soulagements des tendons et ligaments,
- Métatarsalgies,

Talonnettes en gel de silicone

Pedipro

Réf. 6500



- Anti-choc
- Auto agrippante

Prix :TTC
190,00



Pointure

1	36 - 39
2	40 - 46

Pedipro Plus

Réf. 6600



À inserts anatomiques

- Epines calcanéennes
- Latérale

Prix :TTC
290,00



Pointure

1	36 - 39
2	40 - 46

Pedipro Softer

Réf. 6605



- Epines calcanéennes
- Latérale

Prix :TTC
180,00



Pointure

1	36 - 39
2	40 - 46

Talonnette

Réf. F00037

Fresco

- Epines calcanéennes
- Centrale

Prix :TTC
150,00



Pointure

S	35 - 37
M	38 - 40
L	41 - 44

Talonnette en gel couvert

Réf. F00061-41C

Fresco

Réf. F00061-43C

- Point ondulé pour réduire la pression
- Mini-mur pour éviter les mouvements
- Tissu effet cuir

Prix :TTC
95,00

Prix :TTC
99,00



Tailles

S	/9,3 cm longueur
L	/11 cm longueur

Talonnette gel pad

Réf. 0030G



- Talonnettes antibactériennes et lavables.
- Gel dynamique : amorti actif.

Prix :TTC
140,00



Tailles

S-M-L-XL

Crèmes et vaporisateur du pied

Crème Akildia Pieds diabétiques

Réf. CAKIL1

AKILEINE



Prix :TTC
210,00

75 ml

- Crème multi-protectrice pour les pieds fragilisés.
- Assouplit, nourrit et hydrate la peau.
- Lutte contre la formation d'hyperkératose.

Crème Nutri-Réparatrice

Réf. CAKCN1

AKILEINE



Hydratation & réparation Intense

Prix :TTC
177,00

50 ml

- Répare les fissures et crevasses,
- Nourrit profondément le pied
- Protège le capital jeunesse de la peau
- Pour pieds très secs, peaux matures.

Baume cicatrisant Cicaleine

Réf. CICA02

AKILEINE



Fissures & crevasses du talon

Prix :TTC
180,00

Spécialement conçu pour réparer les fissures des pieds et les crevasses talonnières.

Vaporisateur Deo

Réf. CAKVDA

AKILEINE



Ati-transpirant

Prix :TTC
176,00

- Normalise la transpiration
- Offre un effet fraîcheur
- Réduit les irritations
- Neutralise et empêche les mauvaises odeurs

Gel pour jambes Lourdes

Réf. CAKJL1

AKILEINE



Prix :TTC
188,00

Phytogel Toni-Drainant

- Soulage et défatigue instantanément
- Renforce la tonicité des jambes
- Diminue les troubles circulatoires
- Laisse la peau soyeuse




Traitement de l'hallux valgus

Attelle de correction de nuit d'orteils hallux valgus

Réf. 930

Positionnement du contre appui interne sera choisi avec soin et maintenu en place grâce aux crans anti-glissement.

Modèle : **Droit et gauche** • Pointure : **38-41 / 41-46**



Protecteur hallux valgus

En gel avec séparateur gros orteil
Réf. F00042-54




à l'unité

- Doux et élastique, de petite taille
- Protection de l'oignon par hydratation
- Soulagement par diminution de la pression au niveau de l'oignon.

Protecteur gel hallux valgus

Réf. F00042-07E



à l'unité

Protecteur en gel élastique de 2 cm d'épaisseur, impliquant les frictions, irritations et douleurs entre l'hallux valgus et la chaussure.

Séparateur épais

En gel pour gros orteil
Réf. F00054-05E -M
Réf. F00054-06E -L



à la paire

- Soulage la douleur due au chevauchement du gros orteil sur le 2ème orteil. (Hallux valgus).
- Lavable et réutilisable

Tube doigts orteils et séparateur

Réf. F00054-54 -M
Réf. F00054-55 -L

Nuit



à la paire

- Redresse le gros orteil.
- Soulage les pressions et l'échauffement
- Gel de silicone souple, s'enfile facilement.

Coussin plantaire

Protecteur hallux valgus
Réf. F00042-46 -S
Réf. F00042-47 -L

En
chausson



à l'unité

Très confortable à porter, il soulage la pression et le frottement dans la zone de l'oignon et du métatarse.

Protecteur hallux valgus

Réf. F00042-06E



à la paire

- Protège la zone douloureuse de l'oignon
- Absorbe les chocs et les impacts.
- Réduit les pressions dues aux frottements des chaussures.

Séparateurs fins en gel pour orteils

Réf. F00055-02E



à la paire

Permet d'éviter les frictions et les irritations entre les orteils, tout en facilitant les soins des pieds.

Bague en gel pour protection des cors

Réf. F00041-31 -S
Réf. F00041-32 -L



à la paire

Anneau d'orteil avec un haut épais spécialement conçu pour protéger la région dorsale des orteils.

Protecteur en gel pour le petit orteil

Réf. F00042-59
Taille universelle



à l'unité

Protection pour le petit orteil. Doux et souple, la protection idéale contre pressions et frottements. Lavable, hygiénique et réutilisable.

Capuchon gel pour orteil

Réf. F00033-09E



à l'unité

Soulage les orteils douloureux, cors, ampoules et ongles endoloris. Lavable et réutilisable. Taille unique.

Capuchon gel et maille pour orteil

Réf. F00033-02E -S
Réf. F00033-04E -L



à la paire

- Compression et lubrification de la peau
- Se coupe sur mesure.
- Lavable et réutilisable

Tube protecteur doigt /orteil

Réf. F00050-03E Dim. 1,5 x 8 cm
Réf. F00050-04E Dim. 2 x 8 cm



à la paire

Réf. F00050-03 Dim. 1,5 x 15 cm
Réf. F00050-04 Dim. 2 x 15 cm



<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><</div>
--

INAYA – AIDE & SOINS À DOMICILE

inaya  عناية
- Groupe Locamed -

Leader des soins à domicile au Maroc,
INAYA, soutenue par +130 aides-soignantes
passionnées, accompagne depuis 2022
+1 500 familles à travers tout le pays, dans la
prise en charge de leurs proches.



Personnes
âgées



Hospitalisation
à domicile



Maladies
neurologiques



Soins
palliatifs



Une équipe de +130 Aides
soignantes **qualifiées**.



Formations pour
des **soins** d'excellence



Déplacements des aides
soignants chez les **patients**

Tâches courantes d'un aide-soignant à domicile :

- ✓ Aide à la toilette
- ✓ Aide au lever et au coucher
- ✓ Garde de nuit
- ✓ Aide à la prise de médicaments
- ✓ Aide à l'habillage et au déshabillage
- ✓ La prise des constantes
- ✓ Aide à la prise des repas
- ✓ Transferts et déplacements
- ✓ Les tâches administratives



Un accompagnement long terme



Une supervision médicale



Un plan de soins personnalisé



Scannez le QR code
Ou appelez nous au
06 66 31 50 35



Inaya, partout au Maroc

LOCATION DE MATÉRIEL MÉDICAL

Hospitalisation à domicile

- Économique
- Efficace
- Sécurisé



Partout au Maroc

Conditions générales de location :

Les présentes conditions générales de location (CGL) sont proposées par la société Locamed Service, Société à responsabilité limitée, au capital de 17 800 000 Dh dont le siège social est sis au 11 rue Mamounia, Rabat, immatriculée au registre du commerce, sous le numéro 30 269, ci-après dénommée « le Prestataire de services », à toute personne physique ou morale souhaitant conclure un contrat de location, ci-après dénommée « le client ».

Article 1

La délivrance de la prescription du médecin est obligatoire ainsi que la présentation de l'attestation d'assurance maladie en cas de demande de prise en charge. Locamed-service n'ayant d'accords avec aucun Tiers Payant tous les frais doivent être réglés à l'avance, et c'est au Client de suivre son remboursement.

Article 2

MODIFICATION

Pour tout changement de situation tel qu'un départ en structure d'accueil, hospitalisation, déménagement, voyage ou décès, le Client ou son représentant doit impérativement contacter notre service afin d'interrompre le contrat de location, de façon temporaire ou définitive. Le Client est tenu de nous prévenir pour les modalités de reprise de notre matériel.

Article 3

PÉRIODICITÉ

La location se fait sur une période hebdomadaire, ou mensuelle. La périodicité souhaitée doit être choisie lors de la signature du contrat. Toute période entamée même d'une journée est due en totalité.

Article 4

LIVRAISON

Toute demande formulée par téléphone, fax ou mail sera traitée dans les meilleurs délais 48 à 72 heures, en fonction des impératifs évoqués. Les exigences de passage à des heures bien précises peuvent être parfois compromises en raison des aléas avérés (tel que le trafic routier ou autre...).

Il convient de préparer la pièce à l'avance, pour l'installation du matériel demandé. Nos installateurs ne sont pas habilités à porter le Client alité, ni à déplacer ses meubles.

Pour toute intervention, un bon de livraison vous sera remis en double exemplaire dont un devra nous être signé par vos soins, attestant du bon déroulement de la mise en place des dispositifs.

Article 5

TRANSFERT DES RISQUES

Le client devient responsable du matériel médical mis à sa disposition, à compter du jour de sa livraison. Il assume à compter de cette date les dommages causés sur les équipements.

Article 6

GARANTIE

Le matériel médical destiné à la location est vérifié et contrôlé avant sa mise en place chez le client. Le Prestataire s'engage à le réparer ou le remplacer, en cas de défectuosité.

Le Client est tenu d'en prendre soin « en bon père de famille », et ne doit pas dégrader les accessoires rattachés au matériel (télécommande du lit cassée, batterie déchargée suite à un oubli, câbles électriques arrachés etc.).

Article 7

RESERVE DE PROPRIETE

Le Prestataire conserve la propriété des biens mis en location jusqu'à la clôture du contrat de services, à la demande du Client.

Un bon de récupération sera remis au client, lors de la reprise du matériel qui doit être restitué dans son intégralité. Tout accessoire manquant sera à la charge du Client, qui devra s'acquitter d'une somme forfaitaire de 500Dh. Toute perte de matériel liée à un sinistre (vol, incendie, don à autrui ou mise aux rebuts) est passible d'une indemnité de dédommagement forfaitaire équivalente au dépôt de garantie.

Article 8

CLAUDE PENALE

Sauf report accordé par le Prestataire, et sous réserve des dispositions particulières pouvant figurer sur la facture de location, le défaut de paiement à l'échéance fixée entraînera, quel que soit le mode de règlement, une intervention contentieuse et l'application d'une indemnité égale à 15% de la somme impayée à laquelle s'ajouteront les frais judiciaires et les intérêts légaux.



Faire une demande:



Scannez le QR code
Ou appelez nous au
06 66 13 55 07



Livraison et installation offertes pour toute location supérieure à 2mois

Lit médicalisé à domicile : À partir de **1099 Dh** le mois

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Capacité de poids 170Kg
- Dimension Larg 105 x Long 217 cm
- Roues 4 Roues avec une butée

+ Dépot de garantie

**Lit électrique
3 Fonctions**

Avec barrières et potence

- Une plus grande autonomie du patient : d'une simple pression sur la télécommande, il actionne le relèvement buste ou le relèvement-jambes électrique.
- Soulage le dos des aides-soignants : une fois le lit en position haute, il n'y a pas besoin de se pencher pour faire la toilette du patient
- Habillés de bois, ils s'intègrent au domicile,
- Des barrières escamotables en bois permettent une utilisation en toute sécurité,
- Une potence permet de soulager les points d'appui et de changer de position,
- Démontable en 4 parties, le lit s'installe rapidement et sans outil.

Livraison/ Enlèvement **Tarif : 500 TTC**

Ce tarif inclus la livraison, l'installation et l'enlèvement du lit

Lève-personne : À partir de **1 350 Dh** le moispoids max. de l'utilisateur
125 kg

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poids maximum utilisateur : 175 Kgq
- Capacité de levage jusqu'à 1813 mm
- Hauteur minimale de la perche 575 mm

+ Dépot de garantie

**Lève-personne
Mobile**

Avec sangle en U

Le cadre en acier avec revêtement en poudre dispose de rouleaux avant et arrière, de jambes réglables, d'une poche de suspension sécurisée, et d'un dispositif d'abaissement d'urgence pour les patients.

- Crochets de fixation d'harnais,
- Bôme de levage,
- Poignée de poussée,
- Moteur de levage,
- Pied du châssis,
- Roues doubles,
- Front (déverrouillage),
- Arrêt de secours mécanique,
- Poignée de commande,
- Boîtier de commande électronique,
- Pédale de réglage du châssis,
- Roulettes doubles avec frein de blocage.

Livraison/ Enlèvement **Tarif : 500 TTC**

Ce tarif inclus la livraison, l'installation et l'enlèvement du lève-personne

Fauteuil roulant manuel : À partir de **500 Dh** le mois**Fauteuil roulant
manuel BREEZY 90**

- Châssis en acier
- Pliable
- Repose-pieds démontables
- Accoudoirs relevables
- Roues gonflables
- Kit de gonflage

Livraison/ Enlèvement **Tarif : 150 TTC**

Ce tarif inclus la livraison, l'installation et l'enlèvement du fauteuil roulant



Concentrateur d'oxygène : À partir de **999 Dh** le mois

VisionAire 5L



+ Dépôt de garantie


- Léger et facile à transporter
- Faible consommation électrique
- Faibles coûts d'entretien
- Sécurité

- Système de régulation de pression
- Filtres à air pour purifier l'air ambiant avant la production d'oxygène
- Poignées de transport pour faciliter le déplacement de l'équipement
- Bouton marche/arrêt pour une utilisation simple et pratique
- Raccords pour les tubes d'oxygène
- Alarmes sonores et visuelles en cas de problème technique ou d'interruption d'oxygène



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Concentration en O2	90 % (+ 5,5 % / - 3 %)
Débits	1 l/min - 5 l/min
Poids	13,6 kg
Niveau de pression acoustique	45 dBA
Consommation	290 W
Conditions de fonctionnement	5 °C à 40 °C
Dimensions	35,8 x 29,2 x 52,8 cm



Livraison / Enlèvement

Tarif : 500 TTC

Ce tarif inclus la livraison, l'installation et l'enlèvement de l'appareil.

CPAP : À partir de **750 Dh** le mois

CPAP AiSense 10 AutoSet



+ Dépôt de garantie



AutoSet for Her



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Plage de pression : 4-20 cm H₂O
- Niveau sonore : 26,6 dBA
- Rampe : AutoRamp ou standard
- Marche/Arrêt automatique
- Réglage altitude : Jusqu'à 2 600 m
- Technologie EPAP : 1-3 cm H₂O
- Compensation des fuites : Automatique
- Capacité de la chambre : 380 ml
- Stockage des données : Carte SD 4 Go
- Alimentation : 100-240 V
- Consommation : 51-106 W

CPAP

Humidificateur



Livraison / Enlèvement

Tarif : 500TTC

Ce tarif inclus la livraison, l'installation et l'enlèvement de l'appareil.

Accessoires à la vente : voir la page 105

Masque Nasal

AirFit N20

N5A

Wizard 210



Masque Facial

AirFit N20

N5A

Wizard 220



Masque Narinaire

AirFit N20


N5A

Wizard 210



**Lit électrique MT**

Procline- décline

Réf. **V754**Prix :TTC
16 000,00Livré avec **potence de lit****6 fonctions**



- Lit de soins à domicile taille globale : 2150 x 1030 x 460 mm
- La tête et le pied sont en bois massif
- Rail latéral en bois massif pleine longueur, coulissant de haut en bas
- Peut être entièrement démonté pour le transport, lorsque le lit n'est pas utilisé, il peut être stocké dans une position sûre et compacte
- Fonctions réglables du lit
- Capacité de poids: 190 kg
- Le poteau 11.IV est facultatif
- Puissance: 110V-240V, 50-60HZ

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

• Capacité de poids	190Kg	• Dossier	0-70°
• Dimension	2150*1030*460mm	• Repose-jambes	0-23°
• Roues	4 Roues avec une butée	• Trendelenburg	13°
• Réglages de la hauteur	460-860mm		

Lit électrique TEIDE

Avec 4 plans et 3 articulations

Réf. **TCL758**Prix :TTC
16 000,00Livré avec **potence de lit****3 fonctions**

- D'une simple pression, la télécommande actionne le relève-buste ou le relève-jambe électrique.
- Soulage le dos des aides-soignants : une fois le lit en position haute, il n'y a pas besoin de se pencher pour faire la toilette du patient.
- Habillés de bois, il s'intègre au domicile,
- Des barrières escamotables en bois permettent une utilisation en toute sécurité,
- Une potence permet de soulager les points d'appui et de changer de position,
- Démontable en 4 parties, ce lit s'installe rapidement et sans outil,
- Réglable en hauteur par télécommande.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

• Capacité de poids	150Kg
• Dimensions	105 x 214 cm
• Roues	4 Roues avec une butée
• Réglages de la hauteur	35 à 75 cm
• Moteurs	3



Lit électrique

VEREYA PLUS

Avec barrières et potence

Réf. **V752**

Prix :TTC
17 500,00


Habillage en bois pour l'hospitalisation à domicile



Livré avec **potence de lit**



3 fonctions



- D'une simple pression, la télécommande actionne le relèvement-buste ou le relèvement-jambe électrique.
- Soulage le dos des aides-soignants : une fois le lit en position haute, il n'y a pas besoin de se pencher pour faire la toilette du patient.
- Habillé de bois, il s'intègre au domicile.
- Des barrières escamotables en bois permettent une utilisation en toute sécurité.
- Une potence permet de soulager les points d'appui et de changer de position.
- Démontable en 4 parties, ce lit s'installe rapidement et sans outil.
- Réglable en hauteur par télécommande

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Capacité de poids 170Kg
- Dimension Larg 105 x Long 217 cm
- Roues 4 Roues avec une butée

Lit électrique AMPLITUDE

Avec barrières et potence

Réf. **475111**

Prix :TTC
18 000,00

Lit électrique spécial Alzheimer




Livré avec **potence de lit**



Position très basse pour éviter les risques de chute du patient

3 fonctions



- Le lit Amplitude électrique est conseillé pour : les personnes à risque de chute, états confus ou maladie d'Alzheimer,
- il permet une position basse, et standard en conservant un niveau relevé classique pour permettre au personnel soignant la réalisation des soins,
- La hauteur variable, le relèvement buste
- Démontable en 4 parties, ce lit s'installe rapidement et sans outil,
- Trois fonctions, trois moteurs

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Capacité de poids 135 Kg
- Dimension 90 x Long 190 cm
- Roues 4 Roues
- Réglages de la hauteur 22 à 84,5 cm
- Dossier 0-70°
- Repose-jambes Manuel à crémaillère 0 à 15°
- Plicature de genoux Oui

**Lit manuel d'hospitalisation**Réf. **L8045**

Prix :TTC

6 000,00**1 position****Avec une manivelle**

- Cadre de lit revêtu d'époxy, avec rails latéraux pliables en alliage d'aluminium et têtes de lit amovibles en plastique ABS
- Fonction unique, qui peut être actionnée par manivelle,
- dossier: $0-70 \pm 5^\circ$
- Anti-pare-chocs aux quatre coins, avec emplacements
- Quatre roulettes de diamètre 125 mm avec freins
- Construction démontable économisant le fret.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Lit semi-rotatif mobile avec têtes de lit en ABS
- Dimensionné: 2140 mm (L)x940 mm (W)x500 mm (H)
- Panneaux de tête: 1010x280x640mm

Lit manuel d'hospitalisationRéf. **L8030**

Prix :TTC

6 300,00**2 positions****Avec deux manivelles**

- Rails latéraux pliables en alliage d'aluminium
- 4 roues pivotantes diam 12,5 cm dont 2 avec frein
- Le cadre du lit est soudé par un profilé en acier, stable
- Planche de lit moulée avec trous de ventilation
- Tête et jambe relevable par 2 manivelles,
- Panneaux de tête et de pied en ABS, facilement amovibles

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Deux crochets de drainage
- Capacité de poids : 150 Kg
- Dimensions : 2140 mm (L) x940 mm (W)x500 mm

Lit manuel d'hospitalisationRéf. **L8084**

Prix :TTC

8 800,00**3 positions****Avec trois manivelles**

- Tête et jambe relevable par 2 manivelles,
- Panneaux de tête et de pied en ABS, facilement amovibles
- Rails latéraux pliables en alliage d'aluminium

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Lit semi-rotatif mobile avec têtes de lit en ABS
- Dimensionné: 2140 mm (L)x940 mm (W)x500 mm (H)
- Panneaux de tête: 1010x280x640mm

Poignée sortie de litRéf. **430918**

Prix :TTC

850,00

- Facile à installer, les poignées de sortie de lit assurent un point d'appui apprécié pour sortir ou accéder au lit.
- Elles se glissent sous le matelas et s'utilisent aussi bien dans un lit traditionnel que dans un lit médicalisé.

**Appui-dos**Réf. **W0320**

Prix :TTC

495,00

- Doté d'un appui tête il se règle en inclinaison, pour se reposer, lire ou regarder la télévision,
- Le tissu aéré laisse la peau respirer même en l'absence d'un oreiller

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Inclinaison de 45 à 60°
- Larg : 61 cm / Haut : 58 cm,
- Poids max : 100 kg.

Pince de préhension ultralégèreRéf. **GR2145**

Prix :TTC

195,00

- Dispositif permettant de saisir un objet et remplaçant la fonction de pression des mains.
- Compense les fonctions des bras ou des mains chez les personnes à mobilité réduite.





Table de lit

Classique

Réf. W0300



Prix :TTC
1 250,00

- Peu encombrante.
- Pratique pour lire, plateau réglable en inclinaison,
- Réglable en hauteur et latéral,

Pliante

Diffusion avec extension

Réf. 421800

Blanche

Réf. 421814

Marine



Prix :TTC
1 590,00

- Cette table réglable en hauteur possède un plateau repose livre inclinable (multi-positions).
- Une double inclinaison au niveau du socle facilitant l'utilisation dans un fauteuil (roulant).

Pliante

Diffusion pliante

Réf. 421400

Blanche

Réf. 421413

Marine



Prix :TTC
1 250,00

- Réglable en hauteur,
- Facile à déplacer grâce à quatre roulettes,
- Pratique pour lire : plateau réglable en inclinaison.

Table de lit en U

Réf. L8123

En ABS



Prix :TTC
2 875,00

- Avec roulettes,
- Hauteur réglable de 68 à 98 cm,
- Longueur : 80 x 42 cm.

Réf. L8116

En laminé bois beige



Prix :TTC
1 600,00

- Cadre en acier enduit d'époxy, avec panneau supérieur phénolique,
- Hauteur ajustable par verin à gaz,
- Base avec roulettes dia.63mm, dont deux avec freins,
- Dim. : L80 x W40 x H66 ~ 96 cm.

Porte sérum

Réf. 430811

- Sur roulettes,
- 4 crochets,
- socle ABS



Prix :TTC
750,00

Réf. L8031CR


- Sur roulettes,
- 2 crochets,
- Socle chromé



Prix :TTC
600,00

Réf. L8031

- Sur roulettes,
- 4 crochets,
- socle ABS



Prix :TTC
600,00

Réf. 430812

- Sur roulettes,
- 4 crochets,
- socle ABS



Prix :TTC
750,00

Panier porte sérum

Réf. L8032

En Inox 250 ml

Prix :TTC
100,00



Table de chevet roulante

Réf. L8055 - Matériel ABS



Prix :TTC
1 400,00

- Matériel ABS génie plastique,
- Avec un tiroir, et un plateau-repas, d'une petite porte avec étagère intérieure, étagère latérale escamotable pour serviettes.
- Dimensions : 48 x 47 x 78 cm.

Réf. L8074 - Matériel ABS

En laminé bois beige



Prix :TTC
4 990,00

- Matériel ABS génie plastique,
- Avec un tiroir, une porte (intérieure avec un plateau),
- Taille: 53 x 50 x 80 cm.

Réf. L8056 - Matériel ABS

Table à manger ajustable



Prix :TTC
1 800,00

- 1 tiroir et 1 placard
- 1 table à manger ajustable en hauteur
- 4 roulettes silencieuses
- Dimensions : 61.5 x 50 x 88.5 cm



Matelas à air anti-escarres alternating

Réf. **L8000****APEX**

Prix :TTC

590,00

Risque d'escarre faible

DOMUS 1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimensions du matelas : 1960 x 900 x 63 mm
- Poids : 100 kg
- Dimensions de la pompe 250 x 125 x 85 mm
- Tension d'alimentation : 100-240 V / 50-60 Hz

Matelas et compresseur

- 2 circuits d'air indépendants,
- 2 tuyaux de raccord entre matelas et compresseur,
- Alternance dans le gonflage des deux circuits d'air afin de réduire les pressions.

Matelas à air anti-escarres alternating

Réf. **L8000U**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Compresseur :

- Pression 40 à 100mmHg,
- Puissance de sortie de l'air : 5 litres/min,
- Mode alternatif : cycle 10-12 min,
- Le compresseur est silencieux, performant,
- Il peut être accroché au lit,
- Sur-matelas à air de 130 cellules,
- Rabats en tête et pied de lit, qui peuvent être rabattus sous le matelas,
- Poids supporté : 110 kg.

Prix :TTC

590,00

Risque d'escarre faible

ULTIMA

Matelas à air en tube alternating

Réf. **L8011****APEX**

Prix :TTC

2 290,00

Risque d'escarre moyen

DOMUS 2

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Cellules indépendantes fonction alternée 1 sur 2,
- Cellule de polyester enduite de polyuréthane,
- Durée de cycle pré-réglée à 12 mn,
- Réglage de la pression en fonction du poids du patient et de son confort.

Matelas à eau anti-escarres

Réf. **L8001****NOUVEAU**

Conçu pour être utilisable aussi avec de l'eau plutôt que de l'air afin de réduire la pression interne et de lutter contre l'air d'escarres matelas

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimension : 189 x 90 x 10 cm
- Matériel : PVC
- Poids max : 100 kg

Prix :TTC

460,00



Matelas à air dynamique anti-escarres

Réf. **L8012U**

Prix :TTC

7 900,00

La pompe et le matelas Scorpion sont destinés à réduire l'incidence des plaies de pression tout en optimisant le confort du patient.

- A / B alternant fournit la pression,
- RCP «dégonflage rapide» en cas d'urgence,
- Statique, réinitialisation d'alarme et mode ferme automatique,
- Un crochet fixe, un filtre à air et un fusible sont fournis au bas de la pompe,
- Couverture imperméable et perméable à la vapeur,
- fournit une surface à faible frottement,
- Capacité de poids maximale 180 kg

Risque d'escarre élevé

SCORPION AUTO



Dim. : 203 x 88 x 20 cm

Matelas gaufrier

Anti-escarres

Réf. **WN3000**

Prix :TTC

2 550,00


Risque d'escarre faible à moyen

Mono-portance



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Housse zippée sur 3 côtés, avec rabat, lavable, imperméable et résistante.,
- Poids utilisateur de 40 à 120 kg,
- Densité : 42,9 kg/m3.,



Dim. : 195 x 85 x 14 cm



Matelas en mousse viscoélastique

Anti-escarres

Réf. **W3006**

Prix :TTC

3 350,00

Risque d'escarre moyen à élevé

à mémoire de forme



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Livré avec housse intégrale Promust PU en jersey polyuréthane, imperméable et respirant,
- Mousse viscoélastique de densité 82 Kg/m3,
- Poids max utilisateur 30 à 120 kg,



Dim. : 196 x 87 x 14 cm



Matelas articulé

Pour lit médicalisé à 3 articulations

Réf. **L8008**

Prix :TTC

1 850,00

En mousse

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Matelas en 4 parties
- Mousse de densité médicale
- Éponge haute densité et fibre de coco naturelle
- Housse imperméable zippée.



Dim. : 193 x 89 x 8 cm




Prévention des escarres par répartition de la pression

Fresco

Indications

- utilisé dans les ulcères de grade 1 avant que la peau ne se déchire.
- A utiliser sur les zones de peaux sèches fragiles à risque d'éclatement.
- utilisé comme superposition.




Plaquette forme sacrum

Réf. **F02605-00C**

1 unité

Prix :TTC

280,00



Talonette à répartition de charge

Réf. **F02604-01C**

Standard

La paire

Prix :TTC

480,00



Plaquette forme carrée



Réf. **F02601-02B**

10x10x1.2 cm

1 unité

Prix :TTC

125,00



Bande en rouleau

Réf	Dés.	Prix
F02603-01C	30X5X0.3CM	110,00
F02603-02C	50x2.5x0.3 cm	100,00

Chausson anti-escarres
Care protect PediRéf. **2306**

- Prévention des escarres.
 - Risque d'escarre(s) : moyen à élevé
- Circonférence coup-de-pied

tailles	Circonférence de cheville
1 -	27-31 cm
2 -	32-36 cm
3 -	37-42 cm



La paire



Protège talon

Réf. **680008**

Prix :TTC

180,00

En fibres synthétiques pour une :
Meilleure circulation de l'air, réduction des frottements, prévention de l'apparition des escarres au niveau du talon.

- Taille standard.



La paire




Fauteuil releveur BERGAMO

Réf.	Couleur.
LA6502DG	Dark grey / Tissu
LA6502NV	Navy blue / Tissu
LA6502T	Taupe / Tissu



POSITION
RELAX



POSITION
ALLONGÉE



POSITION
RELEVEUR

- Fibres creuses vierges siliconées
- Tissu Mozart
- Mousse de polyuréthane
- Bois massif et contre-plaqué
- 2 Moteurs



Fauteuil relax Bergamo avec relevage électrique en version double moteur pour un confort optimal. Dossier et accoudoirs aux formes généreuses pour un maintien parfait.

Fauteuil releveur MODENA

Réf.	Couleur.
LA8904CH	Chocolate / Cuir
LA8904DT	Dark Taupe / Cuir



POSITION
RELAX



POSITION
ALLONGÉE



POSITION
RELEVEUR

- Tissu Granite
- Mousse de polyuréthane
- Sangles élastiques
- Fibres creuses vierges siliconées
- Bois massif et contre-plaqué
- 4 Moteurs
- Poids Supporté : 140 kg



Fauteuil releveur MODENA, à quatre moteurs, pour un confort optimal. Appuie-tête électrique réglable et soutien lombaire gonflable de série pour un maintien optimal. Le fauteuil ergonomique par excellence.




Fauteuil releveur électrique STYLEA II

HERDEGEN |  Made in France

Réf.	Couleur.
490130	Beige / tissu microfibre
490135	Chocolat / tissu microfibre



Prix :TTC
11 900,00



Poids Supporté : 130 kg
2 Moteurs



- Il est équipé de 2 moteurs pour une inclinaison indépendante du dossier et du relèvement de la jambe.
- Son dossier est équipé de 3 coussins déhoussables et rembourrés en fibres creuses particulièrement moelleuses.
- L'assise contigüe au relèvement des jambes et se déhoussent aisément.
- Grande poche latérale de rangement


Fauteuil releveur électrique LAZY UP

HERDEGEN |  Made in France

Réf.	Couleur.
480445	Chocolat



Prix :TTC
9 900,00



Poids Supporté : 130 kg
2 Moteurs



- Ce fauteuil s'incline en 2 temps grâce à sa motorisation leg'up : le relèvement des jambes puis le dossier.
- Son grand dossier réglable en profondeur lui procure un maintien de qualité, tout en optimisant l'espace avec une largeur limitée.
- Matériaux : mécanisme en acier - vérin électrique basse tension 24 volts.



Fauteuil releveur électrique


NOUVEAU

Tissu technologique imperméable
avec deux moteurs okin

Réf.	Couleur.
A6028GR	Charbon / moteur Okin
A6028M	Chocolat / moteur Okin



Prix :TTC
9 100,00



Poids Supporté : 130 kg
2 Moteurs



Tissu durable et facile à entretenir : Ce fauteuil est conçu en tissu technique résistant à l'usure et imperméable, ce qui permet d'essuyer facilement les taches et les liquides sans qu'ils ne pénètrent.

Confort et respirabilité : Doux et respirant, il offre un confort optimal et aide à réguler la température corporelle.

Résilience et résistance aux plis : Le tissu garde une apparence lisse, retrouvant sa forme même après un usage prolongé.


Fauteuil releveur électrique

Réf.	Couleur.
A8355M	Simil cuir marron
A8355N	Simil cuir noir



Prix :TTC
10 400,00

NOUVEAU



Poids Supporté : 130 kg
2 Moteurs



Aide à l'assise et au levage : Moteur électrique contrôlé par télécommande pour faciliter l'assise et le relevage.

Confort ajustable : Télécommande pour incliner le dossier et le repose-pieds.

Robustesse : Haute capacité de charge pour une assise stable et sécurisée.

Positions flexibles : Ajustement facile du dossier et repose-pieds.



Fauteuil coquille manuel

Essentiel Manuel

Intérieur

Le fauteuil coquille ESSENTIEL est un fauteuil à usage intérieur exclusif pensé pour les personnes assistées d'un accompagnant.



Elysee Manuel

Intérieur-Extérieur

Le fauteuil coquille ELYSEE II est un fauteuil manuel à usage intérieur - extérieur, nécessitant l'aide d'un accompagnant.



Poids max. de l'utilisateur
130 kg



Tablette



Cale tronc



INNOV'SA

Réf.	Dés.	Couleur	Prix
ESSIM11C	Tablette T43 à 48	PVC CACAO	8 990.00
ESSIM11C-2	Tablette T43 à 48 +cales tronc+barre de fixation	PVC CACAO	11 250.00
ESSIM8C	Tablette T37 à 42	PVC CACAO	8 990.00
ESSIM11CH	Tablette T43 à 48	Tissu CHOCO	8 990.00
ESSIM11G	Tablette T43 à 48	Tissu GRIS	8 990.00
ESSIM8G	Tablette T37 à 42	Tissu GRIS	8 990.00

Réf.	Dés.	Couleur	Prix
ELI2M11C	Tablette T43 à 48	PVC CACAO	12 250,00
ELI2M11CH-1	Tablette T43 à 48+cale tronc+barre de fixation	Tissu CHOCO	13 500,00
ELI2M11G-1	Tablette T43 à 48+cale tronc+barre de fixation	Tissu Gris	13 500,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Fauteuil recouvert de mousse HD (Haute Densité)
- Assise garnie d'une mousse à mémoire de forme de Type Classe II
- Oreiller cervical ,Harnais 4 points
- Inclinaison manuelle / Dossier / Repose jambes avec système à crémaillère
- Poids maximum utilisateur : 130 kg

- Revêtement Pvc/Polyuréthane correspondant aux normes Non Feu M2.
- Grande largeur d'assise possible : jusqu'à 65 cm
- Hauteur sol/siège : 48 cm
- 3 types de revêtements disponibles : Pvc/Polyuréthane : Cacao - Velours déperlant : Choco Edition -Tissu chiné : Gris Chiné

Fauteuil coquille électrique

Essentiel Électrique

Intérieur

Fauteuil à usage exclusif en intérieur, équipé d'une télécommande permettant une plus grande autonomie du patient dans la gestion de l'inclinaison du fauteuil.

Tablette Kit batterie Cale tronc



Réf.	Dés.	Couleur	Prix
ESS2E11G	Tablette T43à48	Tissu GRIS	9 990.00
ESS2E11C	Tablette T43à48	PVC CACAO	9 990.00
ESS2E11C-1	Tablette T43à48 +BATTERIES	PVC CACAO	12 250.00
ESS2E11CH	Tablette T43à48	Tissu CHOCO	9 990.00
ESS2E11CH-1	Tablette T43à48 +BATTERIES	Tissu CHOCO	12 250.00



Poids max. de l'utilisateur
130 kg



INNOV'SA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Inclinaison 100% électrique (assise, dossier, repose-jambes synchronisés)
- Oreiller cervical & Harnais 4 points
- Revêtement en PVC/Polyuréthane conforme aux normes Non Feu M2
- Hauteur sol/siège : 48 cm
- Poids maximum utilisateur : 130 kg
- Poids du fauteuil : 33,5 kg
- Assise garnie fibre de mousse à mémoire de forme de type Classe II
- Kit batterie & Télécommande avec fonction autonomie (avant/arrière)



Ceinture de transfert

Réf. 43091



Prix :TTC
399,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Position : Autour de la taille.
Fonction : Sécurise l'assise.
Polyester, mousse polyuréthane, nylon
Entretien : Lavable à 60 °C.



Coussin aide au retournement

Réf. K3666


Prix :TTC
395,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Usage : Prévention des ulcères
Matériau : PU souple
Poignées : Quatre
Personnes âgées, handicapées, obèses


Pour les patients alités



Siège de rotation

Réf. 820109

Prix :TTC
290,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Fonction : Pivotement du patient assis.
Rotation : 360°.
Sur surfaces planes.
Composition : Deux disques rotatifs.
Capacité : 125 kg, diamètre 40,5 cm.

Drap de glisse

Réf. 410195

Prix :TTC
600,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Fonction : Translation latérale et verticale, rehaussement du patient.
Avantage : Réduit les frottements.
Matériau : Polyamide avec enduction polyuréthane et silicone.



Coussin en microbilles

Réf. 410163



Prix :TTC
630,00

- Le coussin de positionnement demi-lune permet le calage dorsal du patient ainsi que les coudes et donc le soulagement de la pression d'appui,
- Il permet la réduction du «glissé vers l'avant» qui est responsable du cisaillement des tissus,
- Dim : 18 x 100 cm.

Réf. 410161



Prix :TTC
350,00

- Coussin en microbilles léger pouvant aider à la prévention ou au traitement d'une escarre,
- Idéal pour une mise en position semi-latérale 30° en position allongée afin d'assurer une décharge totale du sacrum en cas d'escarre déclarée,
- Dimensions : 150x18 cm.

Réf. 410165



Prix :TTC
890,00

Chaises de transfert en aluminium pliables et légères

NOUVEAU

Réf. L2015-38

Prix :TTC
1 780,00



- Structure pliable à double croisillon
- Poignées ergonomiques, repose-pieds, dossier pliant
- Rangement à plat, accoudoirs capitonnés relevables

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Profondeur de l'assise : 36 cm
Hauteur du dossier : 36 cm
Poids max. : 100 kg
Assise : 36 cm



Réf. L2015

Prix :TTC
1 550,00



- Structure pliable à double croisillon
- Poignées ergonomiques, repose-pieds, dossier pliant
- Rangement à plat, accoudoirs capitonnés relevables

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Profondeur de l'assise : 36 cm
Hauteur du dossier : 36 cm
Poids max. : 100 kg
Assise : 36 cm



Réf. L2015-46

Prix :TTC
2 250,00




Très pratique pour les voyages en train ou en avion

- Structure pliable à double croisillon
- Poignées ergonomiques, repose-pieds, dossier pliant
- Rangement à plat, accoudoirs capitonnés relevables

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Profondeur de l'assise : 36 cm
Hauteur du dossier : 36 cm
Poids max. : 100 kg
Assise : 36 cm





Fauteuil roulant d'aisance de transfert

Réf. **LY111846**

Hydraulique manuel

- Doté d'un système hydraulique
- Pédale hydraulique
- Siège divisé
- Frein au pied



Prix :TTC
8 500,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur totale : 59 cm	Hauteur totale : 91 - 117 cm
Profondeur du siège : 40 cm	Hauteur des accoudoirs : 44 - 70 cm
Largeur du siège : 46 cm	Capacité de charge maximale : 100 kg
Hauteur d'assise : 37 cm	



Fauteuil roulant d'aisance de transfert

Réf. **LY7760L46**

Électrique

Deux jeux de manivelles (poignées de commande)



Prix :TTC
13 900,00



- Conception ouverte, double verrouillage,
- Ceinture et frein pour une sécurité optimale.
- Multifonction avec pot d'aisance et support IV.
- Manivelle pour soulever et abaisser facilement

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur totale : 72 cm	Hauteur de dossier : 47 cm
Profondeur du siège : 40 cm	Hauteur des accoudoirs : 40-60 cm
Hauteur d'assise : 37 cm	Capacité de charge maximale : 100 kg
Hauteur totale : 81,5 - 91,5 cm	



Lève-personne électrique

Réf. **L8086**

• Le cadre principal est fabriqué en acier à haute résistance avec un revêtement en poudre pour la surface. Il comprend des roues avant universelles, des roues arrière équipées de freins, une largeur réglable des jambes du support, une poche de suspension sûre et fiable, ainsi qu'un dispositif de descente d'urgence. Cela permet de faire descendre le patient en cas de batterie déchargée ou de panne du moteur.

Prix :TTC
17 500,00

Poids max. de l'utilisateur
120 kg

Avec sangle Universelle

- Crochets de fixation d'harnais,
- Bôme de levage,
- Poignée de poussée,
- Moteur de levage,
- Pied du châssis,
- Roues doubles,
- Front (déverrouillage),
- Arrêt de secours mécanique,
- Poignée de commande,
- Boîtier de commande électronique,
- Pédale de réglage du châssis,
- Roulettes doubles avec frein de blocage.



Lève-personne électrique REBOTEC

Réf. **RE32001**

Poids max. de l'utilisateur
150 kg

Prix :TTC
22 500,00

- Bras de levage électrique
- Unité moteur / batterie de 24 volts
- Télécommande câblée
- Fonction d'arrêt d'urgence
- Abaissement d'urgence mécanique
- Abaissement au sol possible
- Châssis avec pédales
- Roues pivotantes freinées individuellement
- Temps de montage : 5 à 6 minutes,
- Testé jusqu'à 150 kg de poids corporel

Avec sangle Universelle



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids maximum utilisateur : 150 Kg

Accessibilité en hauteur: 13 cm

Dim. : L 56 cm x P 33 cm - H 14,5 cm

REBOTEC
Made in Germany

Lève-personne électrique SUNLIFT MICRO

Réf. **SLG175**

Adapté aux maisons de retraites ,hôpitaux

- Idéal pour un usage domestique.
- Supporte jusqu'à 130 kg et soulève jusqu'à une hauteur de 1483 mm.
- Système antidérapant et crochets sécurisés pour éviter tout détachement de la sangle.
- Indicateur de batterie et alerte sonore dès 50% de charge.
- Poignée ergonomique pour une manipulation confortable sans forcer le poignet.
- Conception solide, éliminant tout jeu dans les points d'ancrage pour une stabilité optimale.
- Ouverture des pieds facile grâce à une pédale ergonomique, permettant d'ajuster la largeur selon les besoins.

Prix :TTC
18 500,00

Poids max. de l'utilisateur
175 kg

Avec sangle Universelle

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids maximum utilisateur : 130 Kg

Garde au sol: 20 mm

Largeur totale: 940 mm x 1130 mm x 1870 mm

Taille roue avant: 75 mm

Taille roue arrière: 100 mm

SUNRISE MEDICAL
Made in Germany



**Pillulier pour comprimés sécables**Réf. **LH003**

Prix :TTC


42,00**Broyeur de comprimés**Réf. **0090BC0**

28 comprimés

Prix :TTC
48,00**Pillulier-semainier**Réf. **0090BC1**

28 comprimés

Prix :TTC

85,00**Pillulier 2 en 1**Réf. **L5730**

Prix :TTC

60,00

Combine le journalier et le semainier.
Les compartiments journaliers
sont facilement détachables.

Pilulier 7 joursRéf. **FS5734**

NOUVEAU

Prix :TTC

60,00

Couvercle pop-up facile à utiliser en une seule touche
Conception spéciale pour répondre à vos besoins quotidiens

Pilulier portable quotidienRéf. **FS5770**

NOUVEAU

Comprimé sécable et 4 compartiments

Prix :TTC

65,00

Pilulier portable, résistant à l'humidité, avec 4 compartiments séparés.
Compartiment coupe-pilule avec lame en acier inoxydable.

Gouttière buccale anti-ronflementRéf. **OSLC01**

- Idéal pour une utilisation occasionnelle ou irrégulière (vacances, camping, court séjour hospitalier par exemple).
- Il utilise le principe reconnu médicalement de l'avancement mandibulaire.

+ SWISS MADE

Prix :TTC
300,00

Contenu du set Somnolis :


- 1 fine gouttière anti-ronflement SOMNOLIS,
- 4 bandes de réglage souples,
- 1 mode d'emploi.

Appareil auditif contour d'oreilleRéf. **LJH125**Prix :TTC
350,00

- Amplificateur de son,
- Volume réglable,
- Kit de nettoyage,
- Embouts en silicone différents gabarits,

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Gamme de fréquence : 100 à 6000 Hz,
- Bruit d'entrée équivalent : ≤ 30dB,
- Pile AG5.





Sondes d'aspiration

pédiatrique avec valve



Prix :TTC
2.00

Pour adulte avec valve



- Matériau : PVC médical biocompatible,
- Longueur standard : 50 cm
- Stérile à usage unique

Réf.	Calibre (CH)
61638V	CH08
61634V	CH14

Sonde gastrique


Conçue pour l'aspiration ou l'alimentation entérale en toute sécurité.



Prix :TTC
3.40

- Matériau : PVC médical, souple et résistant

Réf.	Calibre (CH)
60019A0	CH 10
60019A4	CH 14
6001916	CH 16



Sonde vésicale droite femme

Réf. **6018F14**

Prix :TTC
2.00




- Sonde vésicale droite pour femme
- Stérile et à usage unique
- Longueur : 20 cm (modèle court femme)
- Matériau : PVC souple

Sondes urinaires

Silicone

Pédiatrique 2 voies



Adulte 2 voies



- Voies : 2 (drainage + ballonnet)
- Stérile à usage unique
- Longueur standard : 35 cm
- Indications : drainage urinaire postopératoire, monitoring des volumes, soins à domicile sous prescription médicale

Réf.	Desig.	Calibre (CH)
60014A06	Enfant & Adulte	CH06
60014A08	Enfant & Adulte	CH08
60014A10	Enfant & Adulte	CH10
60014A12	Adulte	CH12
60014A20	Adulte	CH20

Latex

Pédiatrique 2 voies



Adulte 2 voies



- Matériau : latex de qualité médicale, souple et biocompatible
- Voies : 2 (drainage + ballonnet)
- Longueur : 20 cm - 40 cm
- Stérile à usage unique : conditionnement prêt à l'emploi

Réf.	Desig.	Calibre (CH)
600136P	Enfant	CH06
600130P	Enfant	CH10
600132A	Adulte	CH12
600134A	Adulte	CH14
600136A	Adulte	CH16
600122A	Adulte	CH22

Seringue de gavage 60 ml

Réf. **6001G6**



Prix :TTC
4.00

Intranule G22 Primaflon Bleue 25mm

Réf. **LC10INTB**



Prix :TTC
1.50

Intranule G18 Primaflon Verte 45mm

Réf. **LC10INTB**



Prix :TTC
1.50

Seringue médicale

À usage unique

- Graduation : Claire et précise pour un dosage optimal
- Embout : Luer Lock ou Luer Slip (selon le modèle)
- Avec ou sans aiguille : Disponible selon le besoin
- Matériau : Plastique médical de haute qualité, sans latex



Réf.	Capacité	Prix
LC102C	2.5 cc	65.00
LC105CC	5 cc	90.00
LC101CC	10 cc	150.00

Lunettes de Protection

Réf. **SPM1213**



Prix :TTC
25,00

Sur blouse de protection jetable

Réf. **LC2016**

Sécurité et hygiène maximales

sachet de 10 unités



Prix :TTC
110,00

Charlotte sachet jetable

Réf. **LC2017**



Prix :TTC
35,00

Sur-chaussure jetable

Réf. **LC2019**



Prix :TTC
30,00

Garrot Épais en Caoutchouc

Réf. **LC1014**




Prix :TTC
05,00



INCONTINENCE URINAIRE LÉGÈRE FEMME

Protection Urinaire Femme

Spécialement conçue pour contrôler les fuites urinaires légères



- 1 Microsec™, un noyau discret, innovant et concentré, fin et sûr, avec des matériaux ultra-absorbants.
- 2 Double barrière anti-fuites pour un meilleur contrôle des petites fuites.
- 3 Tissu doux pour un confort optimal
- 4 Bande adhésive longitudinale pour une meilleure adaptation aux vêtements intérieurs.
- 5 Absorption immédiate avec barrière anti-humidité
- 6 Bandes émulsion dermoprotectrice sans parfum

indasec
discreet

Réf.	Absorption	Goutte	Qté	Prix. TTC
0049MINI20	Mini	3 / 8	20U	50,00
0049N12	Normal	4 / 8	12 U	49,00
0049N24	Normal	4 / 8	24 U	75,00
0049EX10	Extra	5 / 8	10 U	43,00
0049EX20	Extra	5 / 8	20 U	77,00
0049MAX15	Maxi	6 / 8	15 U	89,00
0049MAXN12	Maxi Nuit	+ 8	12 U	85,00


INCONTINENCE URINAIRE LÉGÈRE HOMME

Protection Urinaire Homme (Coquille)

Spécialement conçue pour les hommes
Incontinence légère et modérée

indasec
Men

- 1 Feuille arrière en tissu non tissé respirant, offrant discrétion, confort et protection de la peau.
- 2 Noyau ultra-absorbant pour limiter les fuites, garder la peau sèche et réduire les odeurs.
- 3 Barrières latérales intégrales ajustées à l'entrejambe pour réduire les fuites.
- 4 Forme adaptée à l'anatomie masculine pour plus de confort et de protection.
- 5 Bande de fixation compatible avec des sous-vêtements ajustés, maintenant l'absorbant en place.



normal


Réf.	Taille	Goutte	Qté	Prix. TTC
0038M10	Unique	4 / 6	10 U	75,00



INCONTINENCE LOURDE MIXTE

Couches d'incontinence adulte, change complete idéale pour personnes alitées

IndaSlip
premium



- 1 Taille élastique pour ajustement optimal et anti-fuites
- 2 Ailes respirantes pour confort et protection
- 3 Noyau trident, absorption rapide
- 4 Barrières latérales anti-fuites
- 5 Fixation stable grâce aux étiquettes repositionnables
- 6 Indicateur d'humidité
- 7 Bandes émulsion dermoprotectrice sans-parfum

20 U

Réf.	Taille	Goutte	Tour de taille	Prix. TTC
0048S7	S	7	50 - 80 cm	195,00
0047M7	M	7	80 - 125 cm	195,00
0048M8	M	8	80 - 125 cm	210,00
0048M9	M	9	80 - 125 cm	240,00
0048M10	M	10	80 - 125 cm	260,00
0048M10PLUS	M	10+	80 - 125 cm	280,00

Réf.	Taille	Goutte	Tour de taille	Prix. TTC
0048L7	L	7	110 - 125 cm	227,00
0048L8	L	8	110 - 150 cm	233,00
0048L9	L	9	110 - 150 cm	265,00
0048L10	L	10	110 - 150 cm	275,00
0048L10PLUS	L	10+	110 - 150 cm	315,00
0048XL9	XL	9	135 - 170 cm	280,00

Slip absorbant idéal pour personnes mobiles

indasec
discreet



- 1 Couche arrière en tissu non tissé, respirant et imperméable.
- 2 Fils élastiques incurvés à l'entrejambe pour un meilleur ajustement et moins de fuites.
- 3 Indicateur d'humidité à l'avant signalant le moment du remplacement.
- 4 Barrières latérales intégrales épousant l'entrejambe pour limiter les fuites.
- 5 Côtés déchirables pour un retrait rapide, confortable et hygiénique.
- 6 Élastiques colorés pour repérer facilement l'arrière du produit.

10 U

Réf.	Taille	Absorption	Goutte	Tour de taille	Qté	Prix. TTC
0048PM10	M	Plus	6/10	80 - 110 cm	12 U	195,00
0048PL10	L	Plus	6/10	100 - 140 cm	12 U	220,00
0049PM10	M	Super	8+/10	80 - 110 cm	10 U	190,00
0049PL10	L	Super	8+/10	100 - 140 cm	10 U	210,00

Plus | TAILLE M/L
100-140 cm



Super | TAILLE M/L
80-110cm





Dispositifs Pour Lutter Contre Les Fuites Urinaires & Accessoires

Electrostimulateur

Réf. CH111231

Cefar Peristim
rééducation périnéalePrix :TTC
3 750,00

Traitement à domicile

Solution idéale pour le traitement à domicile. Le Peristim Pro peut faire l'objet d'une prise en charge par la Caisse d'Assurance Maladie pour l'auto-traitement à domicile (sur prescription, soumise à conditions).

9 programmes pré-sélectionnés permettant de traiter l'incontinence de stress, l'incontinence mixte, l'incontinence d'impériosité, la douleur liée aux troubles urinaires (par ex. la cystite) et la stimulation des nerfs sacrés ou la stimulation des points d'acupuncture dans le traitement de l'incontinence d'impériosité.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :


Nombre de canaux	2
Nombre de programmes	9 prédéfinis, 3 programmables
Courant constant	Jusqu'à une résistance de 1 300 Ohm/canal maximum
Amplitude maximale	99,5 mA
Incréments d'intensité	Minimum 0,5 mA
Durée/amplitude max des impulsions	300 µ secondes
Fréquence	120 Hz
Source d'énergie	2 x 1,5 V AA
Dimensions L x W x H	120 x 52 x 27 mm
Poids	180 g batterie incluse



Sonde vaginale

Réf. 140227

Universelle Periform

Prix :TTC
350,00

- Insertion facile et implantation très stable
- Utilisation en stimulation et bio
- Utilisable debout et allongée
- Tige indicateur : bascule vers le bas lorsque les contractions internes sont correctement effectuées (amovible)
- L79 x l 34 mm - 15.5 g

Culottes jetables

Réf. Qté.
0037CJ4 4 UPrix :TTC
45,00

Serviettes Post-partum

Serviette hygiénique
premiers joursRéf. Qté.
0037SC10 12 U

- Conçues pour les pertes abondantes des premiers jours après l'accouchement.
- En coton pour éviter l'adhérence des fibres à la plaie.

Prix :TTC
120,00

Protège-slips

Réf. Qté.
0037SP24 4 U

Taille unique

Prix :TTC
45,00

Alèse jetable



20 U

Réf.	Taille		Prix. TTC
00466060	Extra 60 x 60	Moyenne	120,00
00466090	Extra 60 x 90	Maxi	160,00
004680180	Extra 80 x 180	Bordable	220,00



Alèse lavable

Réf. **410100** - Bordable

- Dim. 90 x 200 cm
- Pour matelas anti-escarre

Prix :TTC
190,00



Gants d'examen jetables

Latex jetable

Réf. **LC1060**

Prix :TTC

70,00



Non poudré

Nitrile jetable

Réf. **LC1061**

Prix :TTC

70,00



- Bonne qualité et fournissent une excellente barrière biologique.
- Ils ne sont pas destinés à être utilisés comme barrière chimique
- A conserver dans un endroit sec et frais, éviter la chaleur excessive (40°C 104°F).

Taille : S - M - L

Lingettes humides

Réf. **0050L60**

sabanindas extra

60
unités

Prix :TTC

80,00



Préconisées pour la toilette intime
quotidienne des peaux sensibles

Gants de toilette imprégnés

Réf. **0050G40**

Réversibles

40
unités

Prix :TTC

150,00



Pour l'hygiène corporelle ils s'adaptent à la main
Ils sont confortables et faciles à utiliser.

Éponges savonneuses

Réf. **0050E20**

20
unités

Prix :TTC

33,00



Pour la toilette de tout le corps
Masser doucement
Éviter les plaies ouvertes

Poche à urine

Réf. **LC1020**

Adulte

Prix :TTC

05,30



Réf.	Cond.	Prix.
LC1020	Boite 100 U	530,00
		Remise 40%

Peniflow

Réf. **LC1030**

En latex

Prix :TTC

05,00



Taille : XL, L, M, S

Réf.	Cond.	Prix.
LC1030	Boite 100 U	500,00
		Remise 40%
10 boites 100 U Nous consulter		

Bassin de lit

Réf. **LC1080**

Prix :TTC

60,00



- Bassin de lit avec poignée ergonomique.
- Plastique très résistant.

Poche à urine

Réf. **LC1020P**

Pédiatrique

Prix :TTC

112,00



Réf. **LC1030S**

En silicone

Prix :TTC

25,00

Taille : XL, L, M, S



Urinoir Mixte

Réf. **LC1070**

Prix :TTC

42,00



- Capacité 1 litre.
- Homme et femme

**Argicalm**

Coussin réutilisable à base d'argile naturelle pour soulager votre douleur



Soulagement de la douleur



Froid



Chaud

Taille	Destinations recommandées	Taille (cm)	Partie du corps	Réf.	Prix. TTC
T1	Poignet - coude - Visage	19 x 11		72001	100,00
T2	Cheville - Coude - Genou	26 x 13		72002	130,00
T3	Genou - Dos - Abdomen	30 x 20		72003	170,00
T4	Cou - Epaules - Dos	43 x 17		72004	200,00

**Coussin thermique**Réf. **LMRD2**

Cold / Hot

Prix :TTC

60,00

- Poche de gel non toxique, froid ou chaud.
- Froid : Entorses, hématomes (1h frigo, 10 min congélateur).
- Chaud : Douleurs, lombalgies (1 min micro-ondes, 10 min eau).



Soulagement de la douleur



Froid



Chaud

Coussin de gel

Épaule réutilisable

Réf. **LMRR3**

Prix :TTC

70,00

Offre une thérapie à chaud ou à froid, ce coussin de gel réutilisable soulage efficacement douleurs et inflammations tout en s'adaptant parfaitement à l'épaule.

Taille :
S.M.L.XL**Bandeau de tête**

En gel réutilisable

Réf. **LMRR6**

Prix :TTC

50,00**Coussin de gel**

Dos réutilisable


Réf. **LMRR2**

Prix :TTC

100,00

Poche de gel non toxique qui conserve la température.

- A froid comme à chaud, le Cold pack a une activité prolongée dans le temps.
- Traitement par le froid : Entorses, elongations, hématomes, tendinites.
- Traitement par la chaleur : Douleurs rhumatismales, lombalgies, torticolis, lumbagos.

**Bandeau bébé en gel**Réf. **LMRR7**

Prix :TTC

45,00

- Maintien par une bande de scratch : ajustable
- Poche de gel innovant qui conserve la température.
- Hypoallergénique, réutilisable
- Contre la fièvre : au réfrigérateur 1h ou au congélateur 10 minutes

Vessie à glaces

En tissu 23 cm

Réf. **LMRB**

Prix :TTC

45,00

Poche de gel non toxique qui conserve la température.

Utilisation froide : 1h au réfrigérateur ou 10 minutes au congélateur

**Masque gel pour les yeux**Réf. **LMRR8**

Prix :TTC

60,00

- Décongestionnant yeux
- Réutilisable



Accessoires pour salle de bain



Barre d'appui relevable sans béquille

Réf. 0088B02



Prix :TTC
790,00

- Pour WC, douche et lavabo,
- En Nylon blanc polyamide haute résistance,
- Taille : 600 x 700mm - Ø 35 mm.

Barre d'appui relevable avec béquille

Réf. 0088B01



Prix :TTC
1 090,00

- Pour l'appui, relèvement et l'aide au transfert,
- En position rabattable, pour WC ou douche la béquille se replie automatiquement,
- En Nylon blanc polyamide haute résistance,
- Taille : 600x700 mm - Ø 35 mm.

Double barre d'appui avec béquilles

Réf. 0088B06



Prix :TTC
1 350,00

- Taille : 600 x 700mm x 600mm Ø 35 mm.

Siège de douche relevable avec pied

Réf. 0088B10



Prix :TTC
790,00

- En aluminium renforcé guidé par un bras articulé,
- Grandes lattes en plastique,
- Facile d'entretien et confortable,
- Taille : 460 x 360 x 480 mm - Ø 35 mm.

Kit barre en T avec coulisseau pour douchette et porte savon

Réf. 0088B07

Taille : 800 x 1200 mm
Ø 35 mm

Prix :TTC
1 250,00

Barres de maintien droites

Réf. 0088B04 • Dim : 600 mm - Ø 35 mm

Réf. 0088B03 • Dim : 350mm - Ø 35 mm

Utilisée pour le maintien et le relèvement pour WC, douche ou baignoire en Nylon blanc polyamide haute résistance




Prix :TTC
250,00

Prix :TTC
200,00

Barre de maintien coudée

Réf. 0088B05

- Avec 3 points de fixation
- En Nylon blanc polyamide haute résistance
- Taille : 450 x 450 mm - Ø 35 mm - Ø 35 mm.



Prix :TTC
520,00



Chaise garde-robe Obana

Réf. 540381

En aluminium



Poids max. de l'utilisateur
110 kg

Prix :TTC
2 199,00



Petites roues

- Chaise roulante ultra légère pour douche et toilette.
- Assise souple, ergonomique, amovible et percée.
- Siège rembourré et confortable.
- Accoudoirs fixes.
- Seau amovible.

Chaise garde-robe Best up

Réf. 304723



Poids max. de l'utilisateur
130 kg

Prix :TTC
2 350,00



- Pour des déplacements sur de courtes distances.
- Accoudoirs escamotables facilitant le transfert latéral.
- Repose pieds escamotable et réglable en hauteur afin de s'adapter à la taille de l'utilisateur.

Fauteuil roulant garde-robe en U pliable

Réf. L4014

Prix :TTC
1 650,00



Grandes roues

- Assise en forme de U
- Cadre pliable en acier chromé
- Siège de type U pour toilette
- Accoudoirs et repose-pieds fixes
- Roulettes et roues arrière solides

Fauteuil roulant garde-robe

Réf. L4010A

En aluminium

Prix :TTC
2 780,00



- Cadre en aluminium
- Accoudoirs rabattables
- Repose-pieds détachables
- Roulettes solides
- Roues arrières pneumatique

Chaise garde-robe

Réf. L4011

Prix :TTC
1 250,00



- Petites roues avec freins intégrés
- Accoudoirs amovibles ou rabattables
- Repose-pieds fixes et solides
- Seau escamotable pour un entretien facile

Chaise garde-robe pliable

Réf. L4012

Prix :TTC
750,00



Petites roues

- Accoudoirs fixes,
- Hauteur réglable,
- Roues avec freins,

Chaise garde-robe pliable

Réf. L4000

Prix :TTC
630,00



- Accoudoirs fixes,
- Hauteur réglable,
- Sans roues.

Chaise garde-robe pliable

Réf. L4001

En aluminium

Prix :TTC
750,00



- Assise : 48x45 cm,
- Hauteur réglable 45-55 cm,
- Accoudoirs fixes



Garde-robe sans roues

Chaise garde-robe Alustyle

Réf. 380004

aluminium 1 en 4



Prix :TTC
1 300,00

Poids max. de l'utilisateur
120 kg

- Utilisée comme : chaise toilette, cadre de sécurité sur les toilettes,
- Chaise de douche,
- Poids maximal du patient 120 kg,
- Hauteur variable de 43 à 55 cm



Chaise garde-robe Open

Réf. 300523



Prix :TTC
1 200,00

Poids max. de l'utilisateur
130 kg

- Fixe, sans roues, très confortable,
- L'assise toilette se relève pour faciliter le nettoyage,
- Seau escamotable latéralement pour ne pas avoir à se baisser,



Chaise garde-robe Best Up

Réf. 304523

Pliable sans roues



Prix :TTC
1 890,00

Poids max. de l'utilisateur
130 kg

- Accoudoirs escamotables facilitant le transfert latéral.



Chaise garde-robe

Réf. 310102

Confort extra-large



Prix :TTC
1 800,00

Poids max. de l'utilisateur
160 kg

- Accoudoirs fixe, livré avec un seau et un couvercle
- Largeur : 55cm
- Comfort océan



Rehausse toilette

Contact

Réf. 500200



Prix :TTC
599,00

Poids max. de l'utilisateur
185 kg

- Fabriqué en mousse injectable protégée par un film imperméable anti-allergique,
- Confortable et idéal pour les personnes souffrant d'escarres.



2 Clipper Sans couvercle

Réf. 500410



Prix :TTC
300,00

Poids max. de l'utilisateur
185 kg

- Rehausse la hauteur des toilettes de 11 cm,
- Fixation par 4 clips ajustables



3 Clipper Avec couvercle

Réf. 500411



Prix :TTC
450,00

Poids max. de l'utilisateur
185 kg

- Rehausse la hauteur des toilettes de 11 cm,
- Fixation par 4 clips ajustables.



7 Clipper Avec couvercle

Réf. 500431



Prix :TTC
1 500,00

Poids max. de l'utilisateur
150 kg

- Accoudoirs amovibles : barre d'appui
- Hauteur réglable



Bidet pour cuvette de toilette

Réf. 580500



Prix :TTC
100,00

- Bidet en plastique, utile pour la toilette intime, porte savon intégré.



Chaise de douche avec dossier

Réf. L8020



Prix :TTC
430,00

- Des poignées intégrées permettent de garder l'équilibre,
- Le cadre en aluminium ne rouille pas
- Réglable en hauteur
- Assise en plastique anti-bactérien

Chaise de douche pliant

Réf. L8024



Prix :TTC
1 350,00

- Dossier et assise ergonomiques
- 4 roues dont 2 arrières avec freins
- Découpe de l'assise facilite la toilette intime
- Cadre en aluminium

Tabouret de douche

Réf. L8022L



Prix :TTC
470,00

- Légère et très pratique,
- Dotée de 2 poignées de sécurité et de transfert,
- Pliable pour le rangement.

Tabouret de douche

Réf. L8021



Prix :TTC
300,00

- cadre en aluminium
- Réglable en hauteur,
- Assise en plastique anti-bactérien,
- Poids maximum : 135 kg.



Chaise garde-robe BORN

Réf. **RE34354**

Utilisation optimale :

au-dessus des toilettes,
et sous la douche

Poids max. de l'utilisateur
130 kg

Prix :TTC
5 490,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Assise recouverte : Largeur 46 cm
- Accoudoirs et repose-pieds amovibles
- Siège de toilette avec coussin de siège amovible rembourré inclus
- Seau amovible et mécanisme de rail inclus
- Repose-pieds réglables en hauteur, pivotants
- 4 roulettes pivotantes 125 mm avec freins de stationnement/direction

Fauteuil douche et toilette MIAMI

Réf. **RE34530**

La douche auto-propulsée :

Ce fauteuil, propulsé
par l'utilisateur, facilite
les déplacements
tout en préservant
l'indépendance
et la mobilité.

Poids max. de l'utilisateur
150 kg

Prix :TTC
8 490,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dos en aluminium avec revêtement en PUR.
- Accoudoirs pivotants
- Siège avec ouverture hygiénique (utilisable à l'avant ou à l'arrière)
- Repose-pieds réglables en hauteur, pivotants et amovibles
- Roues 24 pouces avec frein
- Extrêmement durable
- Pas de rouille
- Facile à nettoyer et à désinfecter
- Largeur d'assise : 52 cm

Chaise de douche et garde-robe

Structure en acier inoxydable

NOUVEAU**tecni**moem
careRéf. **TCL11076**

- Chaise de douche et de toilette conçue pour faciliter l'hygiène des personnes à mobilité réduite.
- Destinée à être utilisée sous la douche, au lavabo et sur les toilettes, ainsi que pour le transport des patients.
- Levier de frein sur chaque roue arrière

Prix :TTC
3 900,00

Poids max. de l'utilisateur
150 kg

**Petites
roues**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Roues avant Ø125mm. avec frein
Roues arrière Ø610mm.
Cadre extérieur, Tube acier Ø25x1,5mm
Peinture époxy-polyester Plaque acier 30x5mm

Accoudoir : amovible
Repose pieds amovible : réglable en 5 positions
Housse de siège : amovible et pliable

Réf. **TCL11315**

Prix :TTC
5 500,00

Poids max. de l'utilisateur
150 kg

**Grandes
roues**



Siège de douche à roulettes

Réf. 540300



Prix :TTC
2 490,00



Poids max. de l'utilisateur
100 kg

- Grandes roues pour déplacer facilement la personne de sa chambre à la douche,
- Assise confortable pendant la douche,
- Cadre aluminium, revêtement époxy,
- Repose pieds,

Chaise de bain rotative Atlantis

Réf. 540220

Prix :TTC
2 600,00



Poids max. de l'utilisateur
130 kg

- Ce siège s'installe, pivote (360°), se verrouille en toute sécurité sur la baignoire (à l'aide de la manette de réglage),
- Traité anti corrosion,
- Accoudoirs escamotables.
- Matériaux : Acier époxy traité Cataforez, coupe en polypropylène.

Bac à shampoing gonflable

Réf. 820115



Prix :TTC
390,00



- Possède une découpe qui soutient la nuque et les épaules,
- Cuvette gonflable offre le plaisir d'un shampoing aux personnes alitées,
- En vinyle robuste,
- Dimensions : 71 X 61 X 15 cm,
- Peut être gonflé à la bouche ou à l'aide d'une pompe,
- L'eau est vidangée à l'aide du tuyau.

Hydropulseur jet dentaire

Réf. BV609

Sans fil -rechargeable avec 4 têtes

Prix :TTC
680,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Drainage antifuite breveté
- Buses standard et nettoyeur de langue
- ABS alimentaire
- Chargement USB Type C
- 4 modes : Normal, doux, impulsion, DIY
- Réservoir : 300 ml
- Batterie 1500 mAh
- Pression : 30-120 psi
- Charge rapide (2 h)
- Jet : 1400-1800 impulsions/min
- Puissance : 8,5 W
- Tension : 3,7 V
- Autonomie : 15-20 jours

Tapis anti-glisse


Tapis de douche

Réf. RI500601

Tapis de douche traditionnel raffiné par un jeu de trous de différentes tailles.

Dim 104 x 40 cm

Prix :TTC
299,00



- Fabriqué en thermoplastique, anti-moissure, lavable en machine.
- Maintenu par des ventouses à l'arrière.

Tapis de bain

Réf. RI500101

Tapis de douche traditionnel agrémenté de perforations de différentes tailles.

Dim 60 x 60 cm

Prix :TTC
299,00



Protections réutilisables pour la douche

Réf. LFS2103

Prix :TTC
160,00



Protège douche pied 1 pièce

Pour jambe, pied, bras et main, en plastique transparent, elles protègent le corps des projections d'eau


Réf. LFS2105 Adulte

Prix :TTC
270,00

Réf. LFS2121 Enfant

Prix :TTC
140,00

Protège jambe entière 1 pièce



Réf. LFS2100

Prix :TTC
140,00

Adulte

Réf. LFS2120

Prix :TTC
125,00

Enfant

pièce 1 Protège main et bras



**Sparadrap non tissé****avec dévidoir**

- Sparadrap Smileplus Non-tissée avec dévidoir
- Idéale pour la fixation de pansements et de dispositifs médicaux.
- Permet de maintenir les pansements en place.



Réf.	Dim.	Prix Unité
S401002DP	2.5 cm x 9.14 m	28.00
S401003DP	5 cm x 9.14 m	35.00

Sparadrap non tissé

- Bande Non-tissée Smileplus
- Idéale pour la fixation de pansements et de dispositifs médicaux.
- Permet de maintenir les pansements en place



Réf.	Dim.	Prix Unité
S401002	2.5 cm x 9.14 m	26.00

Sparadrap adhésif à l'oxyde de zinc

- Le pansement adhésif à l'oxyde de zinc Smileplus
- Idéal pour une fixation solide des matériaux de pansement et des dispositifs médicaux.
- Pour maintenir les pansements en place.



Réf.	Dim.	Prix Unité
S411002	5 cm x 4.5 m	35.00

Rouleau de pansement Non tissé

- L'adhésif médical maintient le pansement en toute sécurité, même en présence d'humidité.
- Avec une doublure prédécoupée et imprimée en forme de courbe en S ou de ligne droite, facile à décoller. Sans latex.



Réf.	Dim.	Prix Unité
S106001	5 cm x 5 m	36.00
S106002	10 cm x 5 m	49.00

Pansement hydrocolloïde

- Maintient la plaie dans un environnement humide, favorise la cicatrisation.
- Agit comme une barrière étanche et sûre contre les bactéries.
- Le film souple à faible friction réduit le frottement de la peau avec les vêtements et la literie du patient.
- Le support de film semi-translucide permet de surveiller plus facilement le processus sans retirer le pansement.

**Sans bordure**

Réf.	Dim.	Prix Unité
S203003	10 cm x 10 cm	16.00
S203004	15 cm x 15 cm	44.00

Avec bordure

Réf.	Dim.	Prix Unité
S203003WB	10 cm x 10 cm	22.00

Pansement transparent

- Le film respirant et transparent permet d'observer le processus de cicatrisation sans retirer le pansement.
- Il s'adapte aux contours du corps, se plie aux mouvements du patient et agit comme une barrière étanche et sûre contre les bactéries.
- Adhésif hypoallergénique et doux pour la peau.



Réf.	Dim.	Prix Unité
S302002	6 cm x 7 cm	03.00
S302003	10 cm x 12 cm	07.00

Pansement à base d'alginate de calcium

- Le gel fournit un environnement de guérison optimal pour les plaies humides.
- Excellente capacité d'absorption pour les plaies modérément ou fortement exsudatives.
- Souple et flexible, il peut être utilisé pour les plaies cavitaires.
- Minimise le traumatisme et réduit l'inconfort lors du retrait.



Réf.	Dim.	Prix Unité
S206002	10 cm x 10 cm	28.00



Réf.	Dim.	Prix Unité
S206005	2 cm x 30 cm	30.00



Prévention & cicatrisation des escarres

Traitement préventif des escarres

Algoplaque

Pansement hydrocolloïde

- Nettoyer la plaie, sécher le pourtour.
- Appliquer le pansement Algoplaque en débordant de 3 cm.
- Lisser du centre vers les bords.



Réf.	Dim.	Prix Unité	Prix boîte
UR1373FU	10 x 10 cm /16 U	28.00	428.00
URG5844FU	15 x 15 cm /10 U	57.00	570.00
URG5842FU	20 x 20 cm /10 U	95.00	950.00

Renouveler tous les 1 à 3 jours

UrgoStart

Pansement interface lipido-colloïde inhibitrice de protéases

Boîtes de 10 U

- Favorise la prolifération des fibroblastes
- Confortable
- Cicatrisation en milieu humide
- Retrait indolore et atraumatique



Réf.	Dim.	Prix Unité
URG0182FU	10 x 10 cm /10 U	75.00

Prix. boîte
750.00

Renouveler tous les 3 à 4 jours

UrgoTul Ag

Pansement interface imprégné de Sel d'argent

- Nettoyer la plaie au sérum physiologique.
- Appliquer directement le pansement UrgoTul Ag sur la plaie.
- Recouvrir UrgoTul Ag d'un pansement secondaire (compresse stérile) puis maintenir par une bande de fixation ou un filet tubulaire.



Réf.	Dim.	Prix Unité	Prix boîte
URG7633FU	10 x 12 cm /16 U	38.00	608.00
URG7627FU	15 x 20 cm /16 U	89.00	1 424.00

Renouveler tous les 2 à 3 jours

UrgoClean

Boîtes de 10 U

Pansement hydro-détergifiant absorbant

- Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique.
- Appliquer directement le pansement UrgoClean sur la plaie.
- Recouvrir UrgoClean d'un pansement secondaire (compresse stérile) puis maintenir par une bande de fixation ou un filet tubulaire.



Réf.	Dim.	Prix. U
URG6446FU	10 x 10 cm /10 U	46.00
		Prix. boîte 460.00

Renouveler tous les 2 à 3 jours

UrgoSorb

Pansement drainant à base d'alginate de calciumhydrocolloïdes

- Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique.
- Choisir le format d'UrgoSorb légèrement supérieur à la taille de la plaie afin de faciliter son renouvellement.
- Recouvrir UrgoSorb d'un pansement secondaire (compresse stérile) puis maintenir par une bande peu serrée ou par un sparadrap de grande taille.



Réf.	Dim.	Prix Unité	Prix boîte
URG1384FU	10 x 10cm /10 U	34.50	340.00

Renouveler tous les 1 à 3 jours

UrgoHydrogel

Gel d'hydratation des plaies nécrotiques sèches

Réf. **URG1545F**

15 gr

Prix :TTC
110,00

- Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique.
- Appliquer 4-5 mm d'Urgo Hydrogel sans déborder.

Renouveler tous les 1 à 3 jours

Sanéryene

Huile hyperoxygénée

Réf. **URG2553F**Prix :TTC
107,00


- 1 à 2 pulvérisations sur chaque zone d'appui à chaque changement.
- Faire pénétrer par effleurage.
- Ne pas masser ni frotter.

Renouveler tous les 1 à 3 jours

Format Sacrum

Pansement siliciné absorbant et cicatrisant

- Nettoyer la plaie au sérum physiologique
- Sécher soigneusement la peau péri-lésionnelle



Réf.	Dim.	Prix Unité	Prix boîte
URG049U	20 x 20 cm /10 U	152.00	1 520.00

Renouveler tous les 1 à 3 jours

UrgoTul

Interface lipido-colloïde flexible

- Nettoyer la plaie au sérum physiologique.
- Appliquer directement le pansement sur la plaie.
- Recouvrir UrgoTul d'un pansement secondaire (compresse stérile) puis maintenir par une bande de fixation ou un filet tubulaire.



Réf.	Dim.	Prix Unité	Prix boîte
URG1270FU	10 x 10cm /10 U	32.00	320.00
URG1267FU	15 x 20cm /10 U	89.00	890.00

Renouveler tous les 2 à 3 jours



Gamme Douleurs

King Spray Froid

Réf. **URG1574F** - 150 mlPrix :TTC
66,00

- La première phase de cicatrisation est l'inflammation (chaleur, rougeur, œdème, douleur).
- L'application de froid va ainsi ralentir fortement l'inflammation et soulager la douleur.

Gel Urgo Arnica

Réf. **URG6145F** - 50grPrix :TTC
58,00

- Délivre un effet frais immédiat pour une sensation de fraîcheur.
- Il est utilisable dès 1 an et respecte les peaux sensibles car il ne contient ni parfum, ni colorant, ni conservateur.

Gamme sparadraps

Compresse stériles Urgo

- Très absorbantes, elles conviennent parfaitement pour nettoyer ou protéger des plaies exsudatives
- Boîte 10 unités

Réf.	Dim.	Prix.
URG6020S	20x20 cm	12.00
URG6030S	30x30 cm	18.00
URG6040S	40x40 cm	31.00



Bande de Gaze Hydrophile Urgo

Utilisée pour la mise en place de compresses, la fixation de pansements et le maintien léger des articulations.

Réf.	Dim.	Prix.
URG6005	3 m x 5 cm	02.00
URG6007	3 m x 7 cm	03.00
URG6010	3 m x 10 cm	03.00



Rouleau

Gamme blanche

Sparadrap transparent Urgo Film

Réf. **URG1879F** - 5 m x 2 cm

- En dermatologie, pour la réalisation de pansements sur peaux fragiles
- Appliquer sur une peau nettoyée et séchée, non lésée.

Prix :TTC
35,00

Sparadrap non tissé souple micro-aéré Urgo Pore

Réf. **URG1783F**

Indiqué pour la fixation et le maintien de pansements et matériel médical à renouvellement fréquent sur peaux allergiques, fragiles ou dévitalisées.

Prix :TTC
22,00

Sparadrap non tissé extensible Urgo Derm

Indiqué pour la réalisation de pansements, le maintien de compresses, et la fixation de dispositifs.



Réf.	Dim.	Prix.
URG1683F	5 m x 5 cm	34.00
URG1684F	5 m x 10 cm	59.00
URG1688F	5 m x 18 cm	66.00
URG1686F	5 m x 20 cm	84.00
URG011691F	10 m x 10 cm	92.00

Urgo Syval

Sparadrap résistant tissé



Rouleau

Réf.	Dim.	Prix.
URG1742F	5x2 cm	22.00
URG1744F	5x5 cm	32.00
URG1757F	5x7 cm	39.00

Sparadrap perforé à découper

Réf.	Dim.	Prix.
URG1758M	1x10 cm	14.00
URG1760F	1x18 cm	30.00
URG1758F	5x10cm	55.00
URG1759F	5x18 cm	86.00

Opticlude 3M™



Pansements oculaires orthoptiques à base de Micropore

Réf.	Prix	Boite de 200
3M1537 - Junior	149,00	
3M1539 - Adulte	130,00	

Steri-Strip 3M™



- Sparadrap microporeux renforcé
- Adhésif hypoallergénique
- Pochette stérile
- Utilisé pour plaies super ficielles, remplacement de fils, suture

Réf.	Dim	Prix unité	Prix boîte / 50
STR1541	75 x 6 mm	10,00	500,00
STR1546	100 x 6 mm	15,00	750,00
STR1547	100 x 12 mm	12,50	625,00

Tegaderm 3M™



- Absorption efficace, bord fin, doux.
- Port illimité (>7 jours).
- Économique.
- Pour plaies superficielles et profondes.

Réf.	Dim	Prix unité	Prix boîte
TE1624W	6 x 7 cm/ boîte 100U	06,00	600,00
TE1626W	10 x 12 cm/boîte 50U	12,00	600,00



ZenSiv

Une solution complète pour
contrôle, sécurité et confort



Support de stomathérapie

« Face intérieure »

« Face extérieure »



Réf.	Dim.	Prix.
B2P510	50 mm	45.00
B2P610	60 mm	45.00
B2P710	70 mm	47.00

« Face intérieure »

« Face extérieure »



Réf.	Dim.	Prix.
B2N510	50 mm	45.00
B2N610	60 mm	45.00
B2N710	70 mm	47.00

- Support 100% hydrocolloïde+ plâtre microporeux,
- Protection de la peau,
- Absorption de l'humidité,
- Aucun ingrédient animal utilisé,
- Une harmonie d'adhésion par sa flexibilité,
- Meilleur confort.



Poche d'iléostomie

Revêtement doux

« Face intérieure »

« Face extérieure »



Réf.	Dim.	Prix.
D2B5XV	50 mm	31.00
D2B6XV	60 mm	31.00
D2B7XV	70 mm	33.00
D1NB10XV	Système 1 pièce	46.00



Le filtre et le conduit
intégrés permettent
un meilleur contrôle
de l'air et des odeurs.



Contrôle aisé
sur la poche
et revêtement
doux.



Fermeture de velcro
intégrée avec une
conception unique
pour une meilleure
sécurité.

Poche d'urostomie

Revêtement doux



Réf.	Dim.	Prix.
U2B5F	50 mm	34.00
U2B6F	60 mm	34.00

- Revêtement doux,
- Permet une absorption maximale des bruits,
- Meilleure répartition des urines,
- Sécurité.

Pâte hydrocolloïde

Réf. **A2001P**

Prix :TTC
200,00



- Sans alcool,
- Protège la peau,
- Réduit les fuites,
- Douce et non irritante.




Poche d'iléostomie

Poche de stomie une pièce (iléostomie), avec film EVOH brun double face et revêtement externe en non-tissé blanc sur un côté.

« Face intérieure »

« Face extérieure »



Boîte de 10 poches et 3 pinces incluses.

Réf.	Dim.
1219	60 mm
Y1123B	80 mm

Poche d'iléostomie

Poche de stomie en deux parties, deux côtés en film EVOH brun, double face en tissu non tissé blanc avec fenêtre arrière, filtre à charbon, Velcro.

« Face intérieure »

« Face extérieure »



Réf.	Dim.
W4202	45 mm
Y4401	70 mm

Support de stomathérapie

Plaque de base hydrocolloïde

1 pièce par sachet, 5 pièces par boîte.

Réf.	Dim.
7271	45 mm
7371	57 mm
7471	70 mm



Prochain Arrivage
Bientôt Disponible

Poche d'urostomie

Poche de stomie monobloc

Équipée d'un système anti-reflux et d'une valve de vidange.



Réf.	Dim.
3201	48 mm
3103	60 mm

Poche de stomie en deux parties

Avec système anti-reflux et valve de vidange.



Réf.	Dim.
Y6201	45 mm
6301	57 mm

Pâte hydrocolloïde

Réf. 9209





Lecteur de glycémie

Continue & Connecté

CGM

le CGM permet au diabétique à mieux comprendre comment son corps réagit à l'alimentation, à l'activité physique et au médicaments



Réf.	Désignation	Prix
JYCT300D	Applicateur	500.00
JYCT302	Applicateur + capteur	550.00

01 Applicateur et capteur automatiques



L'applicateur automatique simple est un applicateur à une touche qui insère facilement un petit capteur intégré juste sous la peau.

02 Émetteur (durée de vie de 2 ans)




L'émetteur rechargeable peut être utilisé jusqu'à deux ans. Il peut supporter 14 jours de port sur une seule charge (< 1,5 h).

03 Support de charge filaire



La charge rapide ne nécessite que moins d'une heure et demie une fois.



Les lectures continues par jour sont envoyées sur votre téléphone via **Bluetooth**.



Plus intelligent

- 7 flèches de tendance du glucose
- 4 options de chronologie du glucose
- Des statistiques et un rapport quotidien peuvent être générés
- Partagez des données en temps réel avec jusqu'à 20 personnes
- Autoriser l'enregistrement des repas, de l'exercice et de l'insuline

Efficace

- Alertes hautes et basses en temps réel pour prendre des mesures
- Peut aider à réduire l'HbA1c
- Peut aider à réduire les événements hypoglycémiques


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Émetteur

- Durée de conservation : 2 ans
- Temps d'initialisation : 1 heure
- Alimentation : rechargeable
- Durée de vie de la charge : 14 jours sur une seule charge
- Temps de charge : < 1,5 heure
- Portée de communication et fréquence : 6 mètres Bluetooth Low Energy (BLE) 2,4 GHz
- Conditions de stockage et de transport : Température : 5 °C à 40 °C Humidité : < 93 % HR

Plage de glucose du capteur : 1,7-27,8 mg/L

- Durée d'utilisation : Durée de 14 jours
- Conservation : selon la date de peremption
- Conditions de stockage : Température : 2°C~30°C Humidité
- Conditions de transport : Température : 2°C~45°C Humidité



**Kit Accu-chek Active**

ACCU-CHEK®

Réf. **AC66568K**

- Indique les glycémies pré et postprandiales
- Marquage des glycémies avant et après les repas
- Moyennes des 7, 14, 30 et 90 derniers jours
- Possibilité de lecture semi-quantitative sans lecteur

KIT :

1 Lecteur de Glycémie
1 Stylo autopiqueur
10 Bandelettes
10 Lancettes
1 Pochette de rangement


 Prix :TTC
138,00
BandelettesRéf. **AC6656825**

Boîte de 25 U

 Prix :TTC
105,00
Réf. **AC6656750**

Boîte de 50 U

 Prix :TTC
195,00
**Kit Accu-chek Instant**

ACCU-CHEK®

Réf. **AC781930K**

- Facilité d'utilisation
- Ecran rétro-éclairé
- Grands chiffres
- Indicateur objectif glycémique

KIT :

1 Lecteur de Glycémie
1 Stylo autopiqueur
10 Bandelettes
10 Lancettes
1 Pochette de rangement


 Prix :TTC
161,00
BandelettesRéf. **AC78193050**

Boîte de 50 U

 Prix :TTC
197,00
**Kit Contour Plus**Réf. **B81576075**

- Le glucomètre Contour Plus est connu pour sa très haute précision.
- Il permet l'évaluation multiple d'une goutte de sang.
- Le contrôle de cet appareil est très facile et intuitif.

KIT :

1 Lecteur de Glycémie
1 Stylo autopiqueur
5 Bandelettes
5 Lancettes
1 Pochette de rangement


 Prix :TTC
90,00
Kit On Call PlusRéf. **OCPKIT**

- Résultats rapides et fiables en quelques secondes.
- Format compact : idéal pour les déplacements ou le suivi régulier.
- Fonction mémoire intégrée pour un meilleur suivi du traitement

KIT :

1 Lecteur de Glycémie
10 bandelettes de test
10 lancettes stériles
1 autopiqueur
1 solution de contrôle
1 trousse de transport


 Prix :TTC
100,00
LancelettesRéf. **B07689592**

Boîte de 200 U

 Prix :TTC
90,00
**Bandelettes**Réf. **B84627454**

Boîte de 50 U

 Prix :TTC
170,00
**Bandelettes**Réf. **OCP25**

Boîte de 25 U

 Prix :TTC
60,00
Réf. **OCP50**

Boîte de 50 U

 Prix :TTC
90,00
**Seringues à insuline**

Réf.	Désignation	Prix. boîte 10U	Prix. boîte 100U
BD320829U	0.3 ml / 30G / 8 mm	23,00	230,00
BD324904U	0.5 ml / 31 G / 6mm	18,00	180,00
BD324905U	1 ml / 31 G / 6 mm	19,00	190,00

**Aiguilles à stylo**

Réf.	Désignation	Prix. boîte 100U
BD320736	0.5 ml / 31 G / 4mm	205,00
BD320520	Insuline 32 G / 6mm	205,00
BD320519	Insuline 30 G / 8mm	205,00

**Accu-chek Softclix**Réf. **LC33074S**

Boîte de 200 U

 Prix :TTC
225,00
**Accu-chek Lancettes**Réf. **LC58886T**

Boîte de 200 U

 Prix :TTC
210,00




Chaussettes diabétique

NOUVEAU

- Les chaussettes pour diabétiques sont spécialement conçues pour réduire le risque de blessures aux pieds et améliorer la circulation sanguine.
- Elles constituent un élément clé du soin des pieds, qui est un aspect important de la gestion du diabète en raison des dommages potentiels causés aux systèmes nerveux et circulatoire par l'hyperglycémie.
- En fait, il n'est même pas nécessaire d'être diabétique pour en bénéficier.

Réf.

H10001	Bleu marine
H10002	Gris foncé
H10003	Gris clair
H10004	Noir
H10005	Marron

Prix:TTC
95,00

Trousse isothermique pour diabétique

1	EB14016	Noir Jean	150,00
2	EB14017	Bleu Jean	180,00
3	B14027	Gris foncé (Tissu vinyle) XL	210,00
4	EB14003	Noir (Tissu vinyle)	110,00
5	EB1122	Bleu (Tissu vinyle)	110,00



- Partie avant avec une pochette pour le matériel de diagnostic (glucomètre, lancettes, bandelettes).
- Poche arrière pour contenir le gel froid et les applicateurs d'insuline.
- Maintien d'une température correcte, même en été.
- Dimensions : 19 x 10 x 5 cm, capacité de 0,95 L.
- Fabriqué en polyester, lavable.

Sac bandoulière isothermique pour diabétique

1	EB14005	Noir	360,00
2	EB14020	Gris	360,00
3	EB04008	Blue	580,00

- Compartiment principal avec pochettes pour matériel diabétique.
- Compartiment isotherme pour insuline, gel froid inclus.
- Poches frontale, arrière et extérieure pour objets personnels et sucre.
- Bandoulière.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Gel refroidissant réutilisable,
- Sacoche vendue vide,
- Matériel : Polyester lavable,
- Couleur : Noir & Gris
- Poids vide : 360 g,
- Mesures extérieures : 14 x 22 x 10 cm
- Capacité : 0,3L,
- Capacité maximum : 2 kg

AKILEÏNE

Crème Akildia

Pieds diabétiques

Réf. CAKIL1

- Protection et hydratation du pied diabétique
- Stimulation de la circulation
- Prévention des infections
- Protection cellulaire contre la neurodégénérescence

75 ml
Prix:TTC
210,00

Crème Nutri-Réparatrice

Réf. CACN1

Hydratation & réparation Intense

- Répare les fissures et crevasses,
- Nourrit profondément le pied
- Préserver la jeunesse de la peau
- Pour pieds très secs, peaux matures

50 ml
Prix:TTC
177,00

Baume cicatrisant Cicaleine

Réf. CICA02

Fissures & crevasses du talon

Séparer les fissures des pieds et les crevasses talonnières.

Prix:TTC
180,00

Chaussure de confort diabétique

Réf. M6900

- 1 Avant-pied élastique indiqué pour Hallux valgus, orteil en griffe et pansement
- 2 Large coup de pied réglable par une bride auto-agrippante
- 3 Semelle de confort amovible pour mettre à sa place une orthèse plantaire
- 4 Semelle extérieure large, légère et antidérapante.

Prix:TTC
870,00

Pointure de 36 -46

Unisex

Réf. SWAQN Aquitaine

- 1 Un volume chaussant de l'avant pied très supérieur à la normale sans aucune couture saillante à l'intérieur.
- 2 Un réglage du cou de pied par trois larges brides autoagrippantes, modulables, conçues pour les pieds gonflés et fragiles.
- 3 Doublure Onsteam® anti-transpirante et anti-humidité pour une hygiène impeccable.

Prix:TTC
1 280,00

Pointure de 36 -46

Unisex

Réf. SWVLA Velina

- 1 Doublure Onsteam® textile 100% respirant et anti-odeur pour une hygiène optimale
- 2 Col matelassé pour protéger la cheville
- 3 Semelle avec pastilles anti-dérapantes
- 4 Première de confort amovible et lavable
- 5 Association d'un lacet et d'une fermeture à glissière

Prix:TTC
1 280,00

Pointure de 36 -42

Femme



Fauteuil électrique XSTO


Antidérapant et Contrôle automatique de l'équilibre postural

Réf. **XSTOM4**

Prix : HT

42 000,00

- Forte puissance et maintient une vitesse constante
- Ne glisse pas et ne dérape pas en descente
- Contrôle automatique de l'équilibre postural
- Réglage de la hauteur du fauteuil roulant
- Pliage/dépliage automatique, détachable
- Prise en charge du contrôle par application

**360°**Pente maximale
15°Hauteur de l'obstacle
50MM/2"Largeur de dégagement
150MM/5,9"

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité de charge maximale :	150 kg
Kilométrage d'endurance :	17km
Rayon de braquage minimal :	780 mm
Poids de l'article :	51,2 kg
Vitesse maximale :	6 km/h
Hauteur maximale du siège :	650 mm

- Position du siège auto-réglable
- Télécommande
- Réglage électrique du siège
- Batterie puissante
- Accoudoirs réglables en hauteur





Fauteuil électrique RUMBA Sunrise

SUNRISE MEDICAL | Made in Germany

Réf. **SA80/42R**
 Réf. **SA80/48R**
 Réf. **SA80/42BL**
 Réf. **SA80/48BL**

Prix : HT
29 900,00

Large gamme d'accessoires pour adapter le fauteuil aux nécessités spécifiques de chaque utilisateur:

- Kit éclairage
- Monte-trottoir
- Commande au menton
- Repose jambes
- Toile de dossier réglable en tension
- Coussin d'assise et de dossier anatomiques
- Appui-tête standard
- Appui-tête anatomique
- Porte canne
- Tablette



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur d'assise: 42-53 cm
 Hauteur d'assise: 49 cm
 Profondeur d'assise: 43 cm
 Hauteur du dossier: 43-46-49 cm
 Hauteur de l'accoudoir: 18-28 cm
 Largeur totale: 59 cm (65 cm avec cadre de 48 cm)
 Longueur totale: 107 cm
 Vitesse: 6 Km/h
 Batteries: 50 Ah, 40 Ah

Autonomie: 25 km
 Inclinaison mécanique du siège : 3°
 Inclinaison mécanique du dossier: 0°-30°
 Rayon de braquage : 85 cm
 Pente maximale sécuritaire: 10°
 Dénivellation maximale du trottoir: 10 cm (avec accessoire d'escalade)
 Contrôleur: VR2, contrôle jusqu'à deux moteurs et les lumières
 Poids minimum du fauteuil roulant: 76 kg
 Poids maximum de l'utilisateur: 25 kg

Fauteuil roulant électrique pliant Q50R

SUNRISE MEDICAL | Made in Germany

Réf. **SAQ50R43**

Prix : HT
30 000,00

NOUVEAU

Ultra-compact et réglable, avec de grandes roues

- Roues 20 cm et 30 cm avec garde-boue et système de double amortisseur
- Accoudoirs rabattables avec verrouillage en position
- Dossier démontable, réglable en hauteur, avec toile ajustable en tension
- Poids léger et dimensions réduites pour un déchargement facile sans rampes ni véhicule adapté
- Pliage compact et rapide pour un transport facile en coffre, train ou avion
- Deux moteurs sans charbons de 230 watts, sans maintenance



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids max. Utilisateur 136 kg
 Vitesse maximale 6 km/h
 Batterie 30 Amp Lithium
 Chargeur 24 V, 5 Amp
 Moteurs 2x230 watts
 Roues arrière 30 cm bandage
 Roues avant 20 cm bandage
 Largeur base motrice 600 mm
 Longueur fauteuil plié 800 mm
 Hauteur fauteuil plié 400 mm

Fauteuil roulant électrique pliant Q200R

SUNRISE MEDICAL | Made in Germany

Réf. **SAQ200N48**

Prix : HT
35 000,00

NOUVEAU

Avec batterie Lithium

- Modèles légers et faciles à transporter,
- Base ultra compacte qui passe facilement dans des portes étroites
- Manœuvre aisément dans des espaces encombrés.
- Excellente adhérence et stabilité grâce à la technologie Smart Base capable de franchir des trottoirs jusqu'à 10 cm.
- Dossier rabattable, accoudoirs et repose-pieds amovibles pour un rangement pratique.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids max. Utilisateur 136 kg
 Vitesse maximale 10 km/h
 Batterie 55 Ah
 Largeur d'assise 380 à 540 mm (réglable)
 Profondeur d'assise 410-510 mm (réglable)
 Hauteur de dossier 500 mm
 Inclinaison de dossier 0°, 4°, 8°, 12° (manuelle)
 Pente max. sécurité 8°



Fauteuil électrique aluminium

Réf. **L2045** - Accoudoirs fixe

Réf. **L2045A** - Accoudoirs réglable

Batteries Lithium 250W x 2

- Cadre en alliage d'aluminium très résistant et léger
- Accoudoir réglable au hauteur
- Dossier pliable
- Roue avant et roue arrière en PU durable
- Coussin d'assise souple et confortable
- Repose-jambes escareglable

Prix : HT
14 900,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur totale : 53 cm	Poids net : 34 kg
Hauteur totale : 93 cm	Capacité maximale : 100 kg
Largeur du siège : 46 cm	Moteur : 250W * 2
Hauteur du siège : 66 cm	Batterie : 20AH
Hauteur du dossier : 46 cm	Portée maximale : 20 km
Roues avant : 10 pouces	Vitesse : ≤ 6 km/h
Roues arrière : 12 pouces	

Fauteuil roulant électrique Scooter Sapphire® 2

Réf. **SAS4S2**

Prix : HT
25 500,00



- **Démontable** : Retrait simple du siège et des batteries
- **Transportable** : Léger et facile à charger dans une voiture Poignées Sterling® Lift sur le carénage pour un levage sans effort et en toute sécurité
- **Confortable** : Espace pour les jambes, Roues stables, Guidon réglable, ample et ergonomique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Options de vitesse: 6 km/h
Batteries: 35 Amp
Pente maximale de sécurité: 10°
Feux et clignotants oui
Poids max. Utilisateur: 150 kg

Fauteuil roulant électrique verticalisateur Stand Up

Réf. **L2041**

Prix : HT
25 950,00



- Cadre robuste en acier pour une sécurité accrue.
- Contrôleur intuitif PG avec commandes flexibles et indicateur de batterie.
- Double moteur 200W avec mode manuel/électrique.
- Batterie longue durée : charge cycle prolongé et résistante à la chaleur.
- Roues solides absorbant les chocs, sans gonflage.
- Coussin ergonomique en mousse, pour confort prolongé.
- Accoudoirs rabattables et ceinture de sécurité.
- Fonction de levée à 75° pour une sécurité debout optimale.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Hauteur totale : 95-140 cm
Hauteur du dossier : 45 cm
Profondeur de l'assise : 46 cm
Largeur de l'assise : 46 cm
Diamètre de la roue avant : 20 cm
Dim de la roue arrière : 30 cm
Charge maximale : 110 kg
Poids net : 67 kg
Capacité de montée : 12°
Vitesse : 1 à 6 km/h (GB)



Fauteuil roulant multi-position Relax



Made in Germany

Réf. **SRELAX243** - 43 cm

Réf. **SRELAX248** - 48 cm

- Fauteuil multi positions,
- Appui-tête anatomique à oreillettes orientables, réglage en hauteur, profondeur et latéral.
- Repose-jambes réglables relevable
- Blocage automatique à l'angle souhaité,
- Appui-mollets réglables en hauteur, en angle et en profondeur.



Prix : HT
16 500,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Bascule d'assise	-3 à 25°
Dossier inclinable	Jusqu'à 35°
Profondeur d'assise	de 42 à 50 cm
Hauteur de dossier	de 55 à 60 cm

Fauteuil aluminium confort



Made in Germany

Réf. **S300V43** - Vert

Réf. **S300G46** - Gris

Prix : HT
4 300,00



- Repose-pieds amovibles et escamotables intérieur et extérieur,
- Accoudoirs relevables et amovibles pour faciliter les transferts latéraux,
- Toile d'assise et le dossier en nylon rembourrée.

Fauteuil roulant pliant BasiX²



Made in Germany

Dossier à tension réglable, repose-jambes relevable avec blocage automatique, accoudoirs et appui-mollets ajustables.

Dossier fixe

Réf. **SB741-7D** - 38 cm

Réf. **SB741-9D** - 43 cm

Réf. **SB741-11D** - 48 cm

Réf. **SB741-12D** - 52 cm

Prix : HT
5 990,00

Dossier inclinable

Réf. **SB7415-9D** - 43 cm

Réf. **SB7415-10D** - 45 cm

Prix : HT
6 990,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur d'assise	38 - 52 cm	Hauteur de dossier	43,5 cm (réglable de 41 - 46 cm)
Profondeur d'assise	43,5 cm (réglable de 41,5 à 46 cm)	Bascule d'assise	non
Hauteur d'assise	42,5 - 51 cm	Poids max. utilisateur	125 kg
Angle d'assiser	0° à 6°		



Fauteuil roulant aluminium couleurs

Réf. **L201235** - 35 cm

Réf. **L201241** - 41 cm

Réf. **L201246** - 46 cm

Prix : HT
2 450,00

- Assise 41 ou 46 cm,
- Accoudoirs relevables,
- Repose-pied fixe,
- Pliable.



Roues arrière facilement détachable

Fauteuil roulant aluminium Confort

Réf. **L201146**

Prix : HT
3 450,00

- Armature en aluminium, pliable.
- Accoudoirs FLIP-UP démontables à hauteur réglable.
- Roues arrière pneumatiques.
- Accoudoirs à tablettes relevables.
- Hauteur réglable.
- Repose-pieds amovibles.
- Roulettes en PU à démontage rapide.
- Assise 46 cm - tissu noir.



Avec repose jambes

**Fauteuil roulant BREEZY 90**Réf. **SBR90-112** - 45 cm**PETITES ROUES
ARRIÈRES**Prix : HT
2 300,00

- Fauteuil roulant pliable en acier
- Assise en tissu nylon double
- Repose-pieds standard détachable avec repose-talons en composite
- Accoudoir relevable avec accoudoir courbé
- Aide au basculement, pompe à air et trousse d'outils inclus

Poids maximal
de l'utilisateur :
125 kg

Réf. **SBR90-104** - 40 cmRéf. **SBR90-106** - 45 cm**GRANDES
ROUES ARRIÈRES**Prix : HT
2 300,00

Roues arrières
facilement
détachable

**Fauteuils roulant léger
autopropulsé**Réf. **L2013**Prix : HT
3 200,00

- Cadre de chaise en aluminium
- Roue arrière pneumatique à démontage rapide
- Repose-pieds amovible
- Roue de transport et anti-basculer
- Roulette solide
- Repose-pieds à angle réglable
- Accoudoir incliné relevable et réglable en hauteur



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur d'assise 46 cm	Profondeur du siège : 39 cm
Hauteur du siège : 61 cm	Capacité maximale : 100 kg
Hauteur du repose-pied : 15 cm	Dimensions plié : 83 x 28 x 94 cm

**Fauteuil roulant manuel
léger**Réf. **L2014**Prix : HT
3 700,00

- Châssis de chaise en aluminium
- Repose-pieds réglable en hauteur
- Accoudoir incliné relevable et réglable en hauteur
- Roue arrière à dégagement rapide
- Roulette solide
- Poignée de dossier rabattable
- Brique unie



Roues arrières
facilement
détachable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur d'assise 46 cm	Largeur totale 66 cm
Profondeur d'assise 44 cm	Poids max. Utilisateur 100 kg
Hauteur de dossier 38 cm	Dimensions plié : 90 x 30 x 73 cm

Fauteuil roulant UniX²**Pliable**

Réf. **SB742-6D** - 38 cm
Réf. **SB742-7D** - 41 cm
Réf. **SB742-8D** - 44 cm
Réf. **SB742-10D** - 52 cm

Prix : HT
3550,00

- Accoudoirs ajustables (courts ou longs).
- Repose-pieds éleveurs en aluminium.
- Dossier standard en nylon rembourré avec poignées fixes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur d'assise 38 - 50 cm
Profondeur d'assise 42 cm
Hauteur d'assise 47 - 51 cm
Inclinaison du siège 3°
Hauteur de dossier 42 cm
Poids max. Utilisateur 125 kg
Coloris Brilliant Silver



Détachables

**Fauteuil roulant****Avec repose jambes**

Réf. **L2062** - 41 cm
Réf. **L2063** - 46 cm
Réf. **L2066** - 48 cm

Prix : HT
2 220,00

- Structure métallique peinture au four.
- Accoudoirs en ABS relevable.
- Repose-jambes ajustables et démontables.



Avec repose jambes

Détachables



Poussette en Aluminium pliable

Réf. L2034

NOUVEAU

Prix : HT
4 450,00

- Cadre : Aluminium haute résistance, pliable, inclinaison jusqu'à 45° pour le siège et 180° pour le dossier.
- Roues : Avant de 6 pouces (solides), arrière de 16 pouces (PU).
- Frein : Manuel en aluminium.
- Siège : Tissu imperméable, rembourrage haute résilience.
- Accoudoirs et repose-pieds : Ajustables, détachables.
- Oreiller et épaulettes : Réglables en angle et hauteur.
- Ceintures de sécurité : Pour correction de la posture.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Diamètre de la roue avant	15cm
Diamètre de la roue arrière	38cm
Siège Largeur	46cm
Profondeur du siège	38cm
Hauteur du dossier	45cm
Capacité maximale	100kg



Fauteuil lit en aluminium

Réf. L2031

Appuie-tête ajustable et détachable

Prix : HT
3 450,00

Inclinable à 160° et 170°

- Assise 46 cm,
- Grand dossier dont l'inclinaison peut être réglable de façon très précise,
- Accoudoirs amovibles,
- Repose-jambes montants et démontables,
- Poids max : 100 kg.



Fauteuil lit en acier

Réf. L2030

Prix : HT
2 300,00

Inclinable à 160° et 170°

- Assise 46 cm,
- Grand dossier dont l'inclinaison peut être réglable de façon très précise,
- Accoudoirs amovibles,
- Repose-pieds élévateur, montants et démontables,
- Poids max : 100 kg.



Fauteuil roulant pliable

Réf. L2000A

Prix : HT
1 250,00

Avec relève jambes



- Structure métallique peinture au four.
- Repose-jambes ajustables et démontables.

Fauteuil adulte

Réf. L2000

Prix : HT
1 250,00

Avec repose-pieds démontables



- Structure métallique peinture au four,
- Repose-pieds démontables.

Fauteuil adulte

Réf. L2004

Prix : HT
990,00

Avec repose-pieds fixes



- Structure métallique peinture au four,
- Repose-pieds fixes.



Poussette en aluminium

Réf. **L2032**

Pour enfant I.M.C

Prix : HT

5 400,00

- Adaptée aux enfants de 2 à 10 ans, cette poussette est pratique et ergonomique.
- Légère, solide et facile à plier
- Offre un confort optimal grâce à son inclinaison réglable, repose-tête et repose-pieds réglables, ainsi qu'une sécurité renforcée par des sangles croisées.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Châssis en aluminium,
Siège en ABS rigide démontable,
Cadre démontable pliable
Poussette inclinable et déclinable,
Sangles d'attache croisées,
Assise : 30 cm

Repose-tête réglable,
Repose-pieds réglables,
2 freins à pied,
Pneus arrière et avant tubeless,
Roues avant : 15 cm, arrière : 29 cm
Capacité : 75 kg

Réf. **L2033**

NOUVEAU

Prix : HT

4 150,00

- Cadre de chaise en aluminium, dossier haut inclinable, réglable
- Appuie-tête, accoudoir amovible, repose-pieds relevable, solide
- Roulette, roue arrière PU Mag, siège inclinable, ceinture de sécurité.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Châssis en aluminium,
dossier haut inclinable,
Assise 38 cm,
appuie-tête anatomique réglable,
Cale d'abduction,
Cale tronc,

accoudoirs détachables,
repose-pieds, jambes relevables,
roulette pleine,
Angle de siège réglable,
Ceinture de sécurité, Freins
Poids compatible : 100 kg.

Fauteuil roulant enfant

Aluminium couleurs

Réf. **L201235** - 35 cm

Prix : HT

2 450,00

- Assise : 35 cm,
- Structure en aluminium,
- Accoudoirs relevables,
- Repose-pied fixe,
- Roulettes avant pleines,
- Roues arrières pneumatiques.



Roues arrières facilement détachables

Avec repos jambes

Réf. **L2061**

Prix : HT

2 220,00

- Assise : 35 cm,
- Structure métallique peinte au four,
- Accoudoirs en ABS relevable,
- Reposes jambes ajustables et démontables.



Roues arrières facilement détachable

Avec repos pieds fixes

Réf. **L2001**

Prix : HT

1 050,00

- Assise : 35 cm,
- Structure métallique.



Rollator à 4 roues

Réf. **L3007**

En couleur

Prix : TTC

630,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Hauteur réglable,
- Cadre solide,
- Long. : 55 cm, Larg. : 35 cm,
- Hauteur totale : 41-51 cm,
- Mesure : 59 x 30 x 52 cm.

Poussette Nid orthopédique complète

Pour enfant I.M.C

Réf. **A022** - MoyenneRéf. **A023** - Grande

Prix : HT

15 900,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- En aluminium de haute résistance,
- 2 positions d'inclinaison du dossier,
- Repose-pied réglable en hauteur,
- Pliable pour faciliter le transport,
- Assise 41, 46 et 48 cm,
- Structure métallique peinte au four,
- Accoudoirs en ABS relevable,
- Repose-jambes ajustables et démontables.



Livrée avec :

- Cale abducteur,
- Coussins de soutien
- Sangles d'attachement,
- Table adaptable,
- Sac pour rangement

SUNRISE MEDICAL

Made in Germany





Kit coussins fauteuil Renol

Réf. RCF56000

Prix : TTC
1 800,00

Ce coussin de forme ergonomique soulage les points de pression dans la zone du siège et offre un confort inégalé pour une utilisation dans les fauteuils roulants.

Propreté hygiénique certifiée par lavage en machine à 60 °

Coussin dorsal

Coussin d'accoudoirs

Coussin d'assise



Coussin rond Renol

Réf. RCF40300

Prix : TTC
490,00

Ce coussin de forme ergonomique soulage les points de pression au niveau de l'assise. Lavage en machine à 60°. Dimension : 42x42cm

Pour un confort optimal



Coussin anti-escarres

Réf. F00092-06

En visco Gel 3D

Prix : HT
1 290,00

- Pour prévenir l'apparition d'escarres
- Réduit la pression au niveau de l'assise.
- Lavable en machine à 60° et mesure 42x42 cm
- Poids max. utilisateur : 100 kg



Fresco

Coussin anti-escarres

Réf. W0480

À mémoire de forme

Prix : TTC
950,00

Pour prévenir l'apparition d'escarres

- Housse imperméable et respirante, lavable et désinfectable par tout agent courant,
- Poids max. utilisateur : 95 kg,



Bouée à air percée

Réf. HE506

Prix : TTC
130,00



Pour un confort optimal

Coussin rond percé

Réf. 410151

Prix : TTC
330,00



- Soulage et limite les douleurs liées aux escarres et hémorroïdes,
- L'indispensable pour les personnes souffrants d'hémorroïdes,
- Poids max. utilisateur : 120 kg.

Coussin anti-hémorroïde

Réf. 0019CH

Prix : TTC
250,00



À air percé

- Soulage et limite les douleurs liées aux escarres et hémorroïdes,
- Assise très confortable
- Dim : 36x36x H6.85 cm



Ceinture de transfert

Réf. 43091

Prix : TTC
399,00

Position : Autour de la taille.

Fonction : Sécurise l'assise.

Polyester, mousse polyuréthane, nylon

Entretien : Lavable à 60 °C.





Fauteuil roulant d'aisance et de transfert

NOUVEAU

Réf. **LY7760L46** - Électrique

Doté d'une télécommande pour contrôler la montée et la descente. La batterie est de 2,6 Ah, 24 V, une charge une fois à 3 heures serait acceptable pour 300 fois de travail.

Prix :TTC
13 900,00



- Conception ouverte, double verrouillage,
- Ceinture et frein pour une sécurité optimale.
- Multifonction avec pot d'aisance et support IV.
- Manivelle pour soulever et abaisser facilement

Réf. **LY111846** - Hydraulique manuel

Doté d'un système hydraulique

- Pédale hydraulique
- Siège divisé • Frein au pied

Prix :TTC
8 500,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur totale : 72 cm
Profondeur du siège : 40 cm
Hauteur d'assise : 37 cm
Hauteur totale : 81,5 - 91,5 cm

Hauteur de dossier : 47 cm
Hauteur des accoudoirs : 40-60 cm
Capacité de charge maximale : 100 kg

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur totale : 59 cm
Profondeur du siège : 40 cm
Largeur du siège : 46 cm
Hauteur d'assise : 37 cm

Hauteur totale : 91 - 117 cm
Hauteur des accoudoirs : 44 - 70 cm
Capacité de charge maximale : 100 kg

Chaises de transfert en aluminium pliables et légères

Réf. **L2015-46**

Prix : HT
2 550,00



**Très pratique
pour les voyages
en train ou
en avion**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Hauteur du dossier : 84 cm
Largeur du siège : 48 cm
Profondeur du siège : 45 cm
Hauteur du siège : 48 cm
Poids max. : 100 kg

Réf. **L2015**

Prix : HT
1 550,00



- Structure pliable à double croisillon
- Poignées ergonomiques, repose-pieds, dossier pliant
- Rangement à plat, accoudoirs capitonnés relevables

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Profondeur de l'assise : 36 cm
Hauteur du dossier : 36 cm
Poids max. : 100 kg
Assise : 36 cm

Réf. **L2015-38**

Prix : HT
1 780,00



- Repose-pieds relevable
- Roulettes pleines
- Roues arrière solides
- Accoudoirs relevables
- Frein unifié

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Hauteur du siège : 49 cm
Largeur du siège : 38 cm
Hauteur du dossier : 35 cm
Poids max. : 100 kg
Assise : 36 cm





Rollators adulte

Rollator à 4 roues

Réf. L3004

Avec siège et dossier

 Prix :TTC
1 100,00


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Grand panier,
- Freins, Siège à 46 cm,
- Hauteur réglable,
- Poids max : 100 kg.

Rollator à 4 roues

Réf. L3008L

En Aluminium

NOUVEAU

 Prix :TTC
2 950,00


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Cadre pliable
- Repose-pieds repliables
- Dossier avec sangle en tissu
- Poids max : 100 kg
- Freins, siège 61 cm
- Poches de rangement

Rollator à 4 roues

Réf. L3005

En acier avec siège

 Prix :TTC
750,00


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Pliable,
- Hauteur réglable,
- Roues avec freins,
- Siège à 46 cm.

Déambulateur

Déambulateur en Aluminium

NOUVEAU


articulé pliable avec roues

Réf. L3006LB - Bleu

Réf. L3006LG - Gold

Réf. L3006LG - Mauve

Réf. L3006LN - Noir

 Prix :TTC
430,00


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Profondeur	47 cm
Largeur	46 cm
Hauteur	75-96 cm
Poids net (kg)	4.8 Kg
Matière	Aluminium



Déambulateur en Aluminium

NOUVEAU

articulé pliable

Réf. L3000

Réf. L3000B - Bleu

Réf. L3000G - Gold

Réf. L3000M - Mauve

Réf. L3000N - Noir

 Prix :TTC
350,00


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Profondeur	52
Largeur	64
Hauteur	73.5-92
Poids net (kg)	2.3
Matière	Aluminium



Cadre de marche fixe

- Adulte

Réf. 221100

 Prix :TTC
610,00

- Enfant

Réf. 221000

 Prix :TTC
480,00

- Fixe réglable en hauteur,
- Avec renfort acier intérieur,
- Embout sécurité antidérapant extérieur,
- Largeur 12 cm
- Poids supporté 165 kg



Déambulateur Pliable

NOUVEAU

avec Garde-Robe Mobile articulée

Réf. L4030

 Prix :TTC
690,00

- Cadre en aluminium
- Combinaison de chaise percée et déambulateur
- Hauteur réglable
- Facile à plier
- Poids max utilisateur : 75 kg





Canne réglable en aluminium

Réf. L1001

Canne de marche réglable en Aluminium avec poignée en T

Prix :TTC

90,00



- Confortable, stable et solide,
- Dotée d'un embout antidérapant sécurisant,
- Poids max : 120 kg.

Réf. GR345

García 1880

Virole : 14 mm
Virole : 19 mm

Prix :TTC

200,00



Poignée noire et bois

- Le tube est noir et le manche est en bois

Caractéristiques :

- Matière du tube : aluminium
- Matière du manche : bois
- Longueur : 76-99 cm
- Poids maximum : 100 kg


Réf. GR404

García 1880

Estampé de différentes couleurs

Prix :TTC

230,00



- Le tube est estampé de différentes couleurs et le manche est en bois

Caractéristiques :

- Matière du tube : aluminium
- Matière du manche : bois
- Longueur : 76-99 cm
- Poids maximum : 90 kg

Réf. GR491

García 1880

Estampé avec poignée soft touch

Prix :TTC

340,00



- Le tube est estampé et la poignée est douce au toucher.

Caractéristiques :

- Matière du tube : aluminium
- Matière du manche : silicone
- Longueur : 76-99 cm
- Poids maximum : 90 kg

Réf. GR365

García 1880

Estampé avec poignée soft touch

Prix :TTC

190,00



- Le tube est estampé et la poignée est douce au toucher.

Caractéristiques :

- Matière du tube : aluminium
- Matière du manche : silicone
- Longueur : 76-99 cm
- Poids maximum : 90 kg

Canne réglable pliable

Réf. L1002

Prix :TTC

120,00



- Canne de marche pliable et réglable,
- Étui de rangement,
- Confortable, stable et solide,
- Dotée d'un embout antidérapant.

Réf. GR281

García 1880

Prix :TTC

340,00



Estampé doux au toucher

- Plante en aluminium
- Le tube est estampé et le brassard est doux au toucher

Caractéristiques :

- Matière du manche : silicone
- Longueur : 84-94 cm
- Pliable en 4 parties.
- Poids maximum : 100 kg
- Couvercle en plastique inclus
- Diamètre de la virole : 19 mm

Réf. GR298

García 1880

Prix :TTC

340,00



Poignée ergonomique en cachemire

- Plante en aluminium
- Le tube est estampé et le brassard est doux au toucher

Caractéristiques :

- Matière du manche : caoutchouc
- Longueur : 84-94 cm
- Pliable en 4 parties.
- Poids maximum : 100 kg
- Comprend gaine plastique et dragonne
- Diamètre de la pointe : 19 mm

Canne avec poignée ergonomique

Canne de marche

García 1880

Réf. GR295

Prix :TTC

320,00



- Le tube est estampillé d'un petit dessin et le manche est doux au toucher.

Caractéristiques :

- Matière du tube : aluminium
- Matière du manche : toucher doux
- Longueur : 76-99 cm
- Poids maximum : 100 kg

Réf. GR294

Prix :TTC

320,00



Canne de marche anatomique

Prix :TTC

110,00



Droite

Réf. L1006D

Gauche

Réf. L1006G

Caractéristiques :

- Poignée ergonomique gauche ou droite,
- Légère et résistante pour un bon équilibre,
- Livrée avec embout antidérapant.

Canne courbe


García 1880

Réf. GR029

Prix :TTC

140,00

Galbée lisse



- Galbée lisse est en châtaignier tourné
- Dotée d'un embout antidérapant sécurisant,

Caractéristiques :

- Matière : châtaignier
- Longueur : 92 cm
- Diamètre approximatif 22 mm
- Poids maximum : 100 kg
- Diamètre de la pointe : 18 mm

Canne courbe

García 1880

Réf. GR028

Prix :TTC

170,00

Avec dessin



- Galbée avec un dessin sur le nez est en châtaignier tourné
- Dotée d'un embout antidérapant sécurisant

Caractéristiques :

- Matière : châtaignier
- Longueur : 92 cm
- Diamètre approximatif 22 mm
- Poids maximum : 100 kg
- Diamètre de la pointe : 18 mm

Canne en hêtre

García 1880

Réf. GR080

Prix :TTC

130,00

Marron avec embout en caoutchouc



- Dotée d'un embout antidérapant sécurisant

Caractéristiques :

- Matière : hêtre
- Longueur : 92 cm
- Diamètre 23 mm
- Poids maximum : 100 kg
- Diamètre de la pointe : 18 mm



Canne anglaise enfant Tiki

Réf. 200510

Prix Unité



Prix :TTC
150,00



- Une canne sympathique pour les enfants et adolescents,
- Couleurs attrayantes,
- Double réglage hauteur et poignée
- Testés 100 kg.



Canne anglaise Classique

Réf. 200000



Prix :TTC
105,00



- Modèle diffusion coloris anthracite, une poignée particulièrement ergonomique,
- Réglable en hauteur,
- Testées 130 kg.



Présentoir en bois Garcia à roulettes

Garcia 1880

Réf. GR803

NOUVEAU

Prix :TTC
1 200,00

Vide



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Capacité pour 15 pièces
- Dimensions : L: 46 x P: 22 x H: 71 cm
- Poids de l'écran : 4,5 kg

Canne anglaise Advance

Réf. 200913 - Bleu
Réf. 200916 - Orange
Réf. 200917 - Vert



Prix :TTC
125,00



- Poigne en polypropylène et élastomère,
- Réglable en hauteur,
- Existe en bleu, vert, orange,
- Testées 140 kg.



Canne anglaise Progress articulée

Réf. 201700



Prix :TTC
160,00

articulée

- Testés 150 kg,
- Canes anglaises avec appui brachial,
- Pour adulte à forte corpulence.
- Double réglage hauteur et poignée,



Présentoir en bois Acajou 12 places

Réf. 210100

Prix :TTC
1 500,00

Vide



Canne trépied

Réf. 116001

Prix :TTC
410,00



- Canne pliable, légère, facile à emporter,
- Trépied en aluminium,
- Poids maximum supporté : 80 Kg,
- Dim. : assise : 21X21 cm.



Canne trépied

Réf. L1010T

Prix :TTC
210,00



Canne quatre

Réf. 116801

Prix :TTC
420,00



Canne quatre

Réf. 116801

Prix :TTC
420,00



- Il s'agit d'un petit siège idéal pour des moments de repos
- Quatre pieds avec sangle de transport
 - Très légère et peu encombrante
 - Siège pliant et toile nylon noir
 - Largeur d'assise : 38 x 15 cm



**Canne Quadripode****NOUVEAU**

Réf. **L1004B** - Bleu
 Réf. **L1004G** - Gold
 Réf. **L1004M** - Mauve
 Réf. **L1004N** - Noir

En Aluminium
 Prix :TTC
195,00


- Canne en aluminium de quatre pieds pour personnes âgées
- Hauteur réglable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Hauteur 72-92
 Poids net (kg) 3.2
 Matière Aluminium

**Canne Quadripode**Réf. **L1004**
 Prix :TTC
130,00


- Sa base large lui confère une grande stabilité,
- Support charge élevé,
- Réglable en hauteur,
- Poignet droit /gauche.

Canne TripodeRéf. **L1003****En Aluminium**
 Prix :TTC
130,00


- La base large lui confère une grande stabilité,
- En inox, elle allie légèreté et résistance,
- Réglable en hauteur,
- Poignet confortable.

Béquille Axillaire

Réf. **L1000S** - S
 Réf. **L1000M** - M
 Réf. **L1000L** - L

 Prix :TTC
100,00


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- En alliage d'aluminium
- Capacité de poids : 50 kg,
- Epaisseur : 1.2 mm.
- Hauteur réglable

Canne pour aveugle embout noirRéf. **L10092**

Pliable en 4 parties

 Prix :TTC
100,00
**Canne pliable à 5 éléments pour aveugle**Réf. **250910**
 Prix :TTC
170,00


Le tube de la canne aluminium gainé,

- Poignée mailloche,
- Hauteur poignée / sol : 90 cm,
- Type d'embout : Plastique.

Accessoires d'aide à la marche

Réf.	Dési.	Prix.
920314	Embout canne anglaise	16.00
920315	Embout béquille	09.00
920619	Embout déambulateur	15.00
920419	Embout canne de marche	17.00
920316	Sous-aisselle béquille	20.00
920317	Poignet béquille	20.00
920318	Embout stabilisateur	55.00

**Lampes Silverlux**Réf. **820095**
 Prix :TTC
149,00

- La lampe Silverlux permet de se déplacer la nuit sans risques de chutes
- Se fixe facilement sur les tubes de cannes, déambulateurs et autres rollators
- Forme ergonomique du bouton marche-arrêt
- Silverlux lampe adaptable tube 20 à 26 mm





Mini standy

Le Mini Standy d'Ormesa est un verticalisateur pour enfants à besoins spécifiques qui assure une excellente verticalisation. Sa polyvalence et sa facilité de réglage font du Mini Standy un support postural sûr et confortable conçu pour offrir à l'enfant des avantages psycho-physiques considérables :

ORMESA® | 
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

Mini standy 3

Réf. 106006E

Prix : H.T.
12 800,00



Équipé d'un socle en bois légèrement flexible pour stimuler les hypotonies, avec 4 roues, dont 2 avec frein. Les talonnettes, appuis-genoux, et les sangles pelviennes et thoraciques sont réglables pour un ajustement optimal. Il comprend également une tablette amovible et réglable en hauteur et en profondeur.

Multi sensoriel Standy

Réf. 101655A2

Prix : H.T.
22 900,00

**Marche accompagnée
de musique et vibration**



CARACTÉRISTIQUES :

- Cadre métallique et socle repose-pied en bois
- 4 roues blocables permettant le déplacement de l'appareil
- Cales talonnières amovibles, réglables latéralement
- Appui genoux rembourrés, réglables en hauteur, en profondeur et latéralement
- Support thoracique
- Support pelvien
- Tablette (60x75 cm) réglable en hauteur, en inclinaison et d'avant en arrière
- Boîtier de commande montée/descente relié par fil spiralé
- Bouton poussoir ergonomique sur l'appui antérieur pour contrôler la position verticale
- Sangle de traction



Standy 3-4

Le Standy d'Ormesa est un cadre verticalisateur pour adultes et adolescents, adaptable à différents niveaux d'autonomie. Polyvalent et réglable, il assure stabilité et confort dans toutes les situations.

ORMESA® | 
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

- Prévenir les contractures de la hanche et du genou
- Réduire les problèmes dus au maintien prolongé de la posture assise
- Améliorer la densité osseuse et la capacité respiratoire


Standy 3

Réf. 106001E

Prix : H.T.
17 450,00

Médium

**Convient
aux
adolescents**



Standy 4

Réf. 106000E

Prix : H.T.
19 400,00

Large


**Convient
aux
adultes**



Soutien thoracique
stabilité sans contrainte



Appui-tête
hauteur et inclinaison réglables



Roues de transport
équipé de freins de sécurité



Verrouillage de sécurité
fermer le dossier



Marche-pied
réglable en hauteur et en largeur



Outils gratuits
Réglages sans outils



Dynamico

Le Dynamico est une aide à la verticalisation et à la marche qui entoure l'enfant ou l'adulte. Il est équipé d'une culotte servant essentiellement de sécurité antichute. Grâce à sa large base Dynamico 7 est très stable et existe en 2 versions: une version utilisable en intérieur ou sur sol lisse et une version d'extérieur.

ORMESA® | 
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

Usage intérieur

DYNAMICO 1Réf. **102420G**

Jeune enfant

Prix : H.T
9 300,00

**DYNAMICO 2**Réf. **102421G**

Grand enfant

Prix : H.T
9 400,00



Usage extérieur

DYNAMICO 5Réf. **102460E**

Prix : H.T
15 050,00



Usage intérieur

DYNAMICO 3Réf. **102422G**

Adolescent

Prix : H.T
9 600,00

**DYNAMICO 5**Réf. **102438N**

Adulte

Prix : H.T
10 950,00

**DYNAMICO 4**Réf. **102423N**

Jeune adolescent

Prix : H.T
10 200,00

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Anneaux thoraciques et pelviens réglables en hauteur (seuls les anneaux T2 et T3 sont interchangeables),
- Equipé en standard d'un soutien pelvien et d'un soutien thoracique amovible,
- Soutiens thoraciques et pelviens (revêtus mousse) s'ouvrant par l'arrière pour l'installation de l'enfant ou de l'adulte,
- 4 roues Ø 8 cm, équipées de freins de stationnement et de pare-chocs permettant la protection des murs
- Disponible en 5 tailles.

Dondolino

Dondolino est un châssis de verticalisation inclinable pour les enfants. Il augmente la capacité de l'enfant à s'adapter à son environnement et à avoir une vision plus globale du monde qui l'entoure. Le système d'inclinaison permet une mise en charge progressive.

ORMESA® | 
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

DONDOLINO 1Réf. **106118E**

Xsmall

Prix : H.T
17 500,00

DONDOLINO 2Réf. **106116E**

Small

Prix : H.T
18 500,00

DONDOLINO 3Réf. **106117E**

Medium

Prix : H.T
19 800,00


CARACTÉRISTIQUES :

- Tablette réglable en hauteur, profondeur et inclinaison
- Châssis réglable en inclinaison
- Cales de genoux et talonnières ajustables

- Base repose-pied en bois réglable en hauteur
- 4 roues avec frein
- Sangles thoraciques et pelviennes réglables selon la taille



Roues jumelées



Appuis-tête



Adaptateurs





RAMPE PLATE-FORME TÉLESCOPIQUE

Pour monter ou descendre des fauteuils roulants, peu importe leur type.

Réf. **WR016SF**

- Profilé en aluminium
- Revêtement antidérapant abrasif
- Taille compacte une fois pliée
- Possibilité de montage mobile sur une volée d'escalier
- Compatible avec toutes les poussettes.

Prix : HT

2 2000,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Matériau - profil anodisé	Support mobile pour escalier
Couleur - argent mat	Longueur : 113 cm
Serrure de verrouillage	Dimensions : 113 x 28 x 12 cm
Revêtement abrasif	Poids : 14.4 kg
Côtés protecteurs	Capacité de charge : 200 kg



RAMPE PLATE-FORME À PLIAGE SIMPLE

Pour monter ou descendre des fauteuils roulants, peu importe leur type.

- Profilé en aluminium
- Revêtement antidérapant abrasif
- Taille compacte une fois pliée
- Possibilité de montage mobile sur une volée d'escalier

Réf. **WR095SF**



Prix : HT

2 9000,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité de charge:	272 kg
Poids, kg :	12.3 kg
Mesure plié :	77 x 37,5 cm
Mesure déplié :	152 x 73,5 cm
Matériau :	Aluminium
Couleur :	Argent
Pliable :	Oui

Réf. **WR084SF**



Prix : HT

2 2000,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité de charge:	272 kg
Poids, kg :	9,3 kg
Mesure plié :	121,6 x 37,5 cm
Mesure déplié :	121,6 x 71,5 cm
Matériau :	Aluminium
Couleur :	Argent
Pliable :	Oui

RAMPE D'ACCÈS EN CAOUTCHOUC

Pour monter ou descendre des fauteuils roulants

Réf.	Dim.	Poids.	Prix.
WYMD1	1000 x 250 x 50 mm	4.2 kg	290,00
WYMD3	1000 x 300 x 100 mm	8 kg	350,00
WYMD5	1000 x 380 x 150 mm	12 kg	550,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Surface biseautée.
- Caoutchouc antidérapant.
- Utilisable dans une pièce d'eau
- Usage : Intérieur / Extérieur
- Ne glisse pas, et ne se déplace pas



Monte-Escalier Électrique



Locamed Access
SOLUTIONS

Le monte-escalier UP vous fait **monter** et **descendre** les escaliers en toute **sécurité** grâce à son **siège à rotation automatique**

- ✓ **Prise de mesure gratuite**
- ✓ **Installation immédiate sans délai d'attente**
- ✓ **2 ans de garantie**
- ✓ **Rails modulaires**
- ✓ **Aucun chantier complexe**
- ✓ **Réinstallable en cas de déménagement**
- ✓ **Une solution économique**
- ✓ **Capacité jusqu'à 125 kg**



Demander un devis



Scannez le QR code
Ou appelez nous au
06 66 24 16 09





Villa Rabat

Villa Casablanca

Centre de dialyse Casa



Villa Nador

Villa Salé

Villa Marrakech



Villa Harhoura

Autres solutions de mobilité

Plateforme électrique et cabine

La plateforme électrique améliore **la mobilité à domicile** des **personnes âgées, handicapées** ou à **mobilité réduite** offrant un **large espace** de fonction aux utilisateurs.



Demander un devis



Scannez le QR code
Ou appelez nous au
06 66 24 16 09

+100 installations dans tout le Maroc

Rabat, Salé, Témara, Kénitra, Casablanca, Mohammédia, Settat, Berrechid, Tanger, Tétouan, Fès, Meknès, Marrakech, Agadir, Guelmim, Berkane, Nador...

Adaptable à tous les types d'escaliers : Droit ou courbé

Grâce à ses rails modulaires, le monte-escalier peut être entièrement personnalisé sur place.



Droit :

Il convient aux escaliers droits avec une finition droite



Courbé :

Il convient à un escalier comportant un ou plusieurs virages

Adaptable à tous les intérieurs :

Le siège est fabriqué en cuir synthétique, et il est disponible en 4 couleurs différentes. Avec son allure luxueuse, il s'adapte harmonieusement à tout type de décoration intérieure.



Brown



Cognac



Black




Sand

Contrôlez le monte-escalier comme vous le souhaitez

Le monte-escalier est équipé d'une télécommande permettant de le faire monter ou descendre, même lorsqu'il se trouve à un étage où vous n'y êtes pas, et vice versa.



Essayez le monte-escalier électrique dans nos showrooms à Rabat, Casablanca ou Marrakech avant de faire votre choix !





Nébuliseur MiniMax

Réf. CA300250



- Appareil utilisé pour l'aérosolthérapie,
- Inclus masque adulte et pédiatrique et pièce de bouche
- Sac de transport

Nébuliseur MiniPlus

APEX

Réf. L7012



- Compresseur d'aérosol de qualité,
- Grand compartiment de stockage et exécution fiable,
- Inclus masque adulte et pédiatrique

et pièce de bouche

Nébuliseur Ultrasonique

Réf. SW98820

À compression d'air

NOUVEAU



Prix :TTC
990,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Entrée électrique 220 volts, fréquence hz 60
- Compresseur à pompe compact et sans huile
- Débit d'air est de 10 litres/minute
- Taux d'évaporation > 0,2 MI / Min à > 0,45 MI
- Le résidu moyen de la solution est <1 ML

Nébuliseur Mesh

Réf. LNE105

À tamis vibrant

NOUVEAU



Prix :TTC
595,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Puissance : 3 V CC
- Consommation électrique : 1,5 W Débit
- Compresseur : 6 L Bruit : ≤ 50 dB
- Accessoires : masque adulte, masque enfant, USB ou adaptateur.

Chambre d'inhalation

Réf. BS38340 - Adulte

Réf. BS38350 - Enfant

NOUVEAU



Fonctionnalité de sifflet

Taille : L

Taille : M

- Réduction des résidus médicamenteux
- Dispositif facile à nettoyer
- Sans latex, BPA, ni phthalates.
- Sifflet pour respiration rapide.
- Matériau écologique qui protège la santé contre les produits chimiques nocifs.

Aspirateur Trachéal

Aspirateur Trachéal ASPIRET

Réf. CA310001



Prix :TTC
1 450,00

- Aspirateur de mucosités conçu pour l'aspiration nasale, orale ou trachéale chez l'adulte et l'enfant,
- déplacement pour les traitements à domicile,

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Débit maximum de 15L /min,
- Puissance absorbée : 184 VA,
- Aspiration maximale : -0,75 Bar,
- Bocal de 1L et couvercle,
- Dimensions : 325 x 190 x 165 mm,
- Poids : 2,2 kg

Aspirateur Trachéal APEX

Réf. L7014



Prix :TTC
2 750,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Courant électrique : AC 110 ~ 120V, 60Hz AC 220 ~ 240V, 50 / 60Hz,
- Consommation : 90W,
- Pression maximale : 600 mmHg (réglable),
- Débit maximum : 22 L/min,
- Poids net : 2,8 kg,
- Dimension : 352 (L) x 206 (L) x 192 (H) mm,
- Niveau sonore < 55 dB,
- Bocal en plastique 1,8 L.

Aspirateur de mucosités

NOUVEAU



17 L/min

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Puissance d'entrée : 90VA
- Vide maximal : 0,075 MPa
- Débit d'air maximal : 17 L/min (avec bocal),
- Bruit de fonctionnement : environ 50dB(A)
- Bocal de collecte de liquide : 1000mL, 1 pièce
- Durée de fonctionnement : 30 min en marche 30 min à l'arrêt



Concentrateur d'oxygène 5L

VisionAire

Réf. AS098-5

Prix :TTC
11 900,00GARANTIE
2 ANS

- Léger et facile à transporter
- Faible consommation électrique
- Faibles coûts d'entretien
- Sécurité

- Système de régulation de pression
- Filtres à air pour purifier l'air ambiant avant la production d'oxygène
- Poignées de transport pour faciliter le déplacement de l'équipement
- Bouton marche/arrêt pour une utilisation simple et pratique
- Raccords pour les tubes d'oxygène
- Alarmes sonores et visuelles en cas de problème technique ou d'interruption d'oxygène
- S'utilise avec de l'eau distillée



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Concentration en O2	90 % (+ 5,5 % / - 3 %)
Débit	1 l/min - 5 l/min
Poids	13,6 kg
Niveau de pression acoustique	39 dB(A)
Consommation	290 W
Conditions de fonctionnement	5 °C à 40 °C
Dimensions	52,8 x 35,8 x 29,2 cm

Livré avec :

Humidificateur
Lunette nasale
Filtre anti-poussière
Notice d'utilisation

YuWell

Réf. JY8F5AW

Prix :TTC
8 900,00

Dernière génération

Sa petite taille le rend facile à ranger

Nébuliseur intégré



NOUVEAU



Humidificateur intégré



- Permet de délivrer de 0.5l à 5L par minute d'air enrichi en O2,
- Dédié au traitement de patients nécessitant une oxygénothérapie fixe
- Son écran affiche les heures d'utilisation. Il signale le type d'alarme activée.
- S'utilise avec de l'eau distillée

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Concentration en O2	95,5 % ~ 87 %
Débits	0,5 ~ 5 L /min
Poids	15,5 kg
Niveau de pression acoustique	45 dB (A)
Pression de sortie maximale	70kPa
Puissance d'entrée	350 VA
Dimensions	39 x 24,5 x 50 cm

Livré avec :

Humidificateur
Lunette nasale
Filtre anti-poussière
Notice d'utilisation

Concentrateur d'oxygène 10L

VisionAire

Réf. AS099-103

Prix :TTC
29 500,00GARANTIE
2 ANS

- Léger et facile à transporter
- Faible consommation électrique
- Faibles coûts d'entretien
- Sécurité

- Débit d'oxygène élevé: Il peut fournir jusqu'à 10 LPM d'oxygène,
- La pression de sortie de 20 psi permet d'utiliser l'appareil avec des accessoires tels que des nébuliseurs et des ventilateurs
- Fonctionnement silencieux avec un niveau sonore réduit de 43 dBA.
- Sécurité : équipé de plusieurs alarmes : (panne de courant, basse concentration d'oxygène, surchauffe).
- S'utilise avec de l'eau distillée



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Concentration en O2	92% ± 3%.
Débit	2L à 10L /min
Poids	26,3 kg
Pression de sortie	20 psi (138 kPa)
Niveau sonore	55 dBA (à 5 LPM)
Consommation	590 W
Dimensions	69,9 cm x 41,9 cm x 36,8 cm

Livré avec :

Humidificateur
Lunette nasale
Filtre anti-poussière
Notice d'utilisation

YuWell

Réf. JY8F10W

Prix :TTC
18 500,00

Dernière génération

Sa petite taille le rend facile à ranger

Nébuliseur intégré



NOUVEAU



Humidificateur intégré



- Permet de délivrer de 0.5L à 10L par minute d'air enrichi en O2,
- Dédié au traitement de patients nécessitant une oxygénothérapie fixe
- S'utilise avec de l'eau distillée

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Concentration en O2	87%~96%
Débits	10 L/min
Poids	24 kg
Niveau sonore	49dB (A)
Pression de sortie maximale	150kPa
Puissance d'entrée	700 VA
Dimensions	41x37,5x66,8 cm

Livré avec :


Humidificateur
Lunette nasale
Filtre anti-poussière
Notice d'utilisation



Concentrateur d'oxygène portable 5L

Réf. **GONP2**

Système pulsé

Prix :TTC
24 500,00Lit
tamisé

Volume d'oxygène par minute (au niveau de la mer) :

- Fournit au patient un approvisionnement illimité en oxygène à l'extérieur de la maison avec une concentration d'O₂ de 96%, (pulsé).
- Le flux d'oxygène est réglable en 5 niveaux
- Utilisé 24 heures sur 24, sept jours sur sept
- Son grand écran de 2'8 permet une lecture adéquate.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Concentration en O ₂	≥90 %
Débits	5L/min
Poids	1.98kg
Alimentation secteur	100-240VAC/ 50-60Hz
Batterie	6800 mA/ 4H
Réglages	5 réglages
Dimensions	22,1x8,5x16cm

Oxymètre de doigt

NOUVEAU

Réf. **LPC60F**Prix :TTC
250,00

Mesure la saturation en oxygène du sang par impulsions

- Mesure : SpO₂ et fréquence cardiaque
- Indication de batterie faible
- Ecran couleur
- 2 Piles incluses

Réf. **EPB10001**Prix :TTC
380,00

- Mesure : SPO₂ et fréquence cardiaque
- Compact et léger
- Ecran couleur
- 2 Piles incluses

Réf. **LPC60D2**Prix :TTC
295,00

Oxymètre pédiatrique

- Mesure : SpO₂, PR, PI,
- Alarme sonore
- Ecran couleur.

Réf. **LPO2R**

Bague Connectée

Prix :TTC
2 250,00

- Vibration intelligente déclenchée par une faible SpO₂.
- Batterie rechargeable intégrée pour une utilisation nocturne.
- Synchronisez les données en temps réel avec l'application .
- Prise en charge de la surveillance à distance par module sans fil.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Mémoire intégrée	sections, jusqu'à 4 heures par section 10
Batterie	Lithium rechargeable
Temps d'utilisation	heures 12-16
Sans fil	Bluetooth 4.0
Compatibilité	iOS 9.0+ ; Android 5.0+



Accessoires

Lunette d'oxygène



Réf.	Dési.	Prix.
LFY17I	Extra souple	25.00
HTA0701N	Néonatal	10.00
HTA0702E	Enfant	10.00
HTA0704A	Adulte	10.00
HTA0704AC	Boîte de 100	700.00

Masque à oxygène

Avec réservoir



Réf.	Dési.	Prix.
HTA0303	Adulte standard	15.00
HTA0304	Adulte tube long	15.00
HTA0301	Enfant standard	15.00
HTA0302	Enfant tube long	15.00

Masque d'anesthésie

En silicone



Réf.	Dési.	Prix.
HTA0907N	Néonatal	80.00
HTA0908S	Enfant	80.00
HTA0910S	Adulte T: S	84.00
HTA0911M	Adulte T: M	84.00
HTA0912L	Adulte T: L	87.00

Humidificateur

Réf. **LFY16**Prix :TTC
150,00



MIR Leader Mondial en Spirométrie

Spiromètre écran tactile 7" et option SpO₂

Spirolab®

Réf. M911080E

- Multifonctionnel
- Écran tactile
- 6MWT, Test de sommeil, Holter 24 heures pour SpO₂



En option : 1 x Capteur SpO₂ adulte (doigt) réutilisable

Accessoires standards :

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 x Turbine FlowMIR® jetable (boîte de 10) | 1 x Rouleau de papier thermique |
| 1 x MiniFlowMeter (capteur de débit numérique) | 1 x Pince-nez |
| 1 x Chargeur secteur universel (100-240 V) | 1 x Mallette de transport rigide |
| 1 x Batterie rechargeable intégrée | 1 x CD-ROM + logiciel WinspiroPRO |
| 1 x Câble USB | 1 x Manuel utilisateur |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Batterie rechargeable 10 h, chargeur 100-240 V
- Capteur de température $\pm 0,45$ °C, capteur de débit turbine
- Débit ± 16 L/s $\pm 5\%$ ou 200 mL/s, volume $\pm 2,5$ % ou 50 mL
- Résistance dynamique $< 0,5$ cm H₂O/L/s, connexion USB 2.0 et Bluetooth®
- Écran LCD tactile 7" 800x480
- Embouts buccaux Ø 30 mm, protection électrique classe II

Spiromètre portable à écran tactile

Spirodoc®

Réf. M910610E

- Tout en un
- Écran tactile couleur 7"
- Imprimante thermique intégrée



En option : 1 x Capteur SpO₂ adulte (doigt) réutilisable

Accessoires standards :

- | | |
|--|--|
| 1 x Turbine FlowMIR® jetable (boîte de 10) | 1 x Pince-nez |
| 1 x Capteur de débit | 1 x Capteur SpO ₂ adulte réutilisable |
| 1 x Câble USB | 1 x Étui de transport |
| 1 x Chargeur secteur | 1 x Logiciel WinspiroPRO |
| 1 x Batterie lithium-ion rechargeable (intégrée) | 1 x Manuel utilisateur |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran LCD tactile 128x64 pixels rétroéclairé.
- Batterie 3,7 V 1100 mAh avec autonomie de 50 h.
- Accéléromètre triaxial ± 2 g, 400 Hz.
- Capteur de débit à turbine bi-directionnelle ± 16 L/s.
- Précision : volume $\pm 2,5$ % ou 50 mL, débit ± 5 % ou 200 mL.
- Résistance $< 0,5$ cm H₂O/L/s et capteur de température 0 à 45°C.

Spiromètre portable pour Tablette & PC

Spirobank®

Réf. M911028E

- Autonome, Tablette, ordinateur
- Multifonctionnel
- Application dédiée gratuite (MIR Spiro App)



En option : Capteur SpO₂ (oxymètre) à clip doigt adulte

Accessoires standards :

- | | |
|--|---|
| 1 x Turbine FlowMIR® jetable (boîte de 10) | 1 x Pince-nez |
| 1 x Câble USB | 1 x Manuel utilisateur |
| 1 x Batterie lithium-ion rechargeable | 1 x Accès à l'application MIR Spiro App (gratuite, à télécharger) |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran intuitif avec boutons faciles à utiliser.
- Batterie ion-lithium (3,7V, 1100 mAh).
- Capteur de débit : turbine numérique bidirectionnelle, plage ± 16 L/s.
- Exactitude : volume $\pm 2,5$ % ou 50 mL, débit ± 5 % ou 200 mL/s.
- Tests disponibles : FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST.
- Connectivité : USB 2.0 et Bluetooth® 4.0.

Spiromètre USB pour ordinateur

Minispir®

Réf. M911006E

- Plug & Play
- Utilisation 100 % via ordinateur
- Design compact, léger et sans batterie

En option : Capteur SpO₂ à clip doigt



Accessoires standards :

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1 x Turbine FlowMIR® jetable (boîte de 10) | 1 x Logiciel WinspiroPRO (PC) |
| 1 x Câble USB | 1 x Pince-nez |
| | 1 x Manuel utilisateur |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Température mesurée par capteur semi-conducteur 0-45°C
- Débit via turbine digitale bidirectionnelle ± 16 L/s
- Précision du volume ± 3 % ou 50 mL
- Précision du débit ± 5 % ou 200 mL/s
- Résistance $< 0,5$ cm H₂O à 12 L/s
- Connexion et alimentation par port USB

Spiromètre à billes

Réf. HE185

Prix :TTC
90,00

- Spiromètre d'entraînement à l'inspiration
- Prescrit un niveau d'exercice
- Suit les progrès du patient



POWERbreathe® PLUS Bla

Réf. PB1000

Medic

Prix :TTC
995,00

- Soulage l'essoufflement
- Améliore l'effort
- Utile en BPCO, insuffisance cardiaque et asthme





CPAP automatique G3

Réf. **BMG3A20**

Avec humidificateur intelligent intégré et masque nasal



Prix :TTC

8 900,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité d'eau jusqu'à 360 mL,
réglages d'humidification de 35 °C à 68 °C,
sortie d'humidité ≥ 15 mg H₂O/L, et faible niveau
sonore (<28 dB).

Intégration des modules WiFi et cellulaires, avec
stockage des données (résumé continu et flux détaillé)
sur appareil et carte SD.

Fonctions personnalisables : Smart C, Reslex (1-3),
montée en puissance (0-60 min), et sensibilité (1-5).

Livré avec :

- ✓ Lecircuit (tuyau chauffant)
- ✓ Humidificateur
- ✓ Le câble d'alimentation
- ✓ La carte SD
- ✓ La sacoche de transport.
- ✓ Manuel d'utilisation



10 CPAP AirSense™

Réf. **RS37236** - AutoSet

AutoSet for Her

Prix :TTC

14 499,00



- Capteur de lumière ajustant la luminosité de l'écran pour ne pas déranger la nuit.
- Interface utilisateur simple avec retours sur le traitement et réglages de confort faciles.
- Moteur Easy-Breathe™ très silencieux pour une nuit paisible.
- SmartStart™ démarre le traitement dès que vous respirez dans le masque.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Plage de pression : 4-20 cm H₂O
- Niveau sonore : 26,6 dBA
- Rampe : AutoRamp ou standard
- Marche/Arrêt automatique
- Réglage altitude : Jusqu'à 2 600 m
- Technologie EPR : 1-3 cm H₂O
- Compensation des fuites : Automatique
- Capacité de la chambre : 380 ml
- Stockage des données : Carte SD 4 Go
- Alimentation : 100-240 V
- Consommation : 51-106 W

Livré avec :



- ✓ Humidificateur
- ✓ Tube CPAP de 6 pieds
- ✓ Carte SD de 2 Go (insérée)
- ✓ 1 x filtre jetable (inséré)
- ✓ Manuel d'utilisation
- ✓ Sac de voyage

Distillateur d'eau

Réf. **LHWD01** - 72 X 46 X 97 cm

Matériel ABS plastique, aluminium, acier inoxydable

Une eau pure: pas de bactéries,
pas de produits chimiques,
pas d'impuretés **recommandé**
pour appareil CPAP

Prix :TTC

1 200,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Tension : 220 V 50 Hz
- Puissance : 750 W
- Capacité du réservoir : 1.6l/h
- Dim. intérieure : 18 x 20 mm
- Dim. extérieure : 280 x 280 x 380mm
- Poids : 3.5 kg



Pour toute demande de devis, nous consulter : 06 66 13 55 07



Ventilateur non invasif Lumis™

Conçu pour fournir une ventilation personnalisée pour prendre en charge votre état respiratoire

IVAPS

Cette technologie apprend la ventilation alvéolaire unique de chaque patient, définit des objectifs appropriés, puis fournit une aide inspiratoire constante.

Taux de sauvegarde intelligent (iBR)

Donne au patient la possibilité maximale de déclencher le ventilateur. iBR reste à l'écart jusqu'à ce que cela soit nécessaire et ajoute des ventilations de secours pour ramener confortablement les patients sur la cible.

AutoEPAP

Maintient la perméabilité des voies respiratoires supérieures en ajustant automatiquement la pression expiratoire en réponse aux obstructions partielles et complètes.

indiqué pour une ventilation non invasive chez les patients qui pèsent plus de 13 kg, ou plus de 30 kg en mode iVAPS

TiControl™

Fixons des limites minimales et maximales de part et d'autre du temps inspiratoire idéal du patient pour favoriser la respiration spontanée.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Bloc d'alimentation	90W
Plage d'entrée AC :	100-240V, 50-60Hz 1.0-1.5A, 115V, 400Hz 1.5A
Sortie CC :	24V 3.75A
Consommation électrique typique :	53W (57VA)
Consommation de pointe :	104W (108VA)
Température de fonctionnement :	+5°C à +35°C
Humidité de fonctionnement :	10 à 95 % d'humidité relative, sans condensation
Altitude de fonctionnement :	Niveau de la mer à 8 500 (2 591 m),
Température de stockage et de transport :	-20°C à +60°C
Humidité de stockage et de transport :	5 à 95 % d'humidité relative, sans condensation.



Déclenchez et faites un cycle

Aide à optimiser les réglages en fonction de l'état du patient à l'aide de cinq déclencheurs et cycles.

Humidification automatique

Lorsqu'il est utilisé avec un humidificateur chauffant HumidAir™ et un tuyau chauffant ClimateLineAir™, Lumis fournit une humidification automatiquement aucun paramètre à modifier et aucun menu compliqué à naviguer.

Confort supplémentaire

Resmed Lumis offre des fonctionnalités de rampe et de descente pour permettre aux patients d'entrer et de sortir plus facilement de chaque séance de thérapie.

Polygraphe ventilatoire portable NOX T3

Réf. RS7078980-KA

Conçu pour le diagnostic des troubles respiratoires du sommeil

L'algorithme Nox BodySleep, basé sur une intelligence artificielle, analyse les modifications physiologiques à partir de la technologie RIP et de l'actigraphie et les fait coïncider avec les changements de l'activité cérébrale au cours de la nuit. Le Nox BodySleep permet d'estimer les différentes phases du sommeil sans requérir la mesure des signaux EEG, EOG et EMG.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité de stockage:	4 Go, suffisante pour enregistrer plusieurs nuits de données.
Durée d'enregistrement:	Environ 24 heures avec une pile AA lithium neuve.
Communication avec le PC:	Via un câble USB 2.0 haut débit pour le transfert des données vers un ordinateur.
Alimentation:	Une pile AA (alcaline, NiMH ou lithium).
Dimensions:	Compact et léger, facile à transporter.
Écran:	OLED pour afficher les informations de base.

Utilisation à domicile



Respiration: Pression nasale/masque, mouvements thoraciques et abdominaux.

Saturation en oxygène: SpO2.

Fréquence cardiaque: Poulx.

Ronflement: Signal audio.

Mouvements: Activité et position.

Autres: Pléthysmographie de poulx, ECG (en option).

Gouttière buccale anti-ronflement

Réf. OSLC01

Prix :TTC

300,00

• Idéal pour une utilisation occasionnelle ou irrégulière (vacances, camping, court séjour hospitalier par exemple).

• Il utilise le principe reconnu médicalement de l'avancement mandibulaire.

Contenu du set Somnolis :

- 1 fine gouttière anti-ronflement SOMNOLIS,
- 4 bandes de réglage souples,
- 1 mode d'emploi.

SWISS MADE





Masque Nasal

AirFit N20

Réf.	Prix.
RS63509	950.00
RS63512	950.00
RS63511	999.00



Stabilité renforcée : support frontal adaptatif pour une fixation optimale.
Confort durable : bulle nasale InfinitySeal en silicone étanche même en cas de mouvements nocturnes.
Harnais ultra-doux : assure un port agréable toute la nuit.

N5A

Réf. **BMN5AM**
Réf. **BMN5AL**

Prix :TTC
650,00



Vision dégagée : Conception sans monture frontale pour lire avant de dormir.
Coussin AutoFit : Ajustement automatique pour plus de confort.
Compact : 3 pièces seulement, facile à utiliser et nettoyer.
Clips pratiques : Détachement simple pour une utilisation aisée.

Wizard 210

Réf. **668005** - Médium
Réf. **668004** - Large

Prix :TTC
700,00



Coussinet frontal confortable simple et efficace Boucle de harnais à dégagement rapide

AirFit TM N30

Réf. **RS63405**
Réf. **RS63406**
Réf. **RS63407**

Prix :TTC
2 250,00



•Masque nasal discret et confortable, le AirFit N30 se niche sous le nez pour réduire les marques et la pression. Silencieux grâce à la fuite QuietAir™, il offre un contact minimal et une mise en place facile pour des nuits paisibles.

Humidificateur chauffant HumidAir™ - Support

Réf. **RS37300**

Prix :TTC
2 999,00



- L'humidificateur est conçu pour être intégré à l'appareil et soulager la sécheresse et la congestion
- L'appareil détecte automatiquement le branchement d'un HumidAir.
- Une fois que vous l'avez rempli d'eau et branché, il est prêt à fonctionner.

Masque Facial

AirFit F20

Réf. **RS64005**
Réf. **RS64006**
Réf. **RS64007**

Prix :TTC
1 999,00



Masque universel adapté à toutes les morphologies, offrant un confort optimal grâce à la bulle InfinitySeal et au tissu flexible. Ajustement rapide avec des clips magnétiques et un harnais doux réduisant les marques. Le coude "Quiet Air" assure un fonctionnement silencieux.

BMF5

Réf. **BMF5AM**
Réf. **BMF5AL**

Prix :TTC
790,00



Coussin souple qui s'adapte à diverses formes de visage.
Clips faciles : Fixation rapide et simple grâce aux clips classiques.
Pivot ingénieux : Séparation pratique du masque et du tube grâce au pivot amovible

Wizard 220

Réf. **9N22002** - Médium
Réf. **9N22001** - Large

Prix :TTC
700,00



Masque CPAP léger avec coussin frontal en silicone pour une pression uniforme, clips de fixation rapide et entretien facile.

Masque Narinaire

Air Fit TM P10

Réf. **RS62901**

Prix :TTC
1 399,00



- Ultra silencieux
- Très facile à utiliser et à mettre en place grâce à son harnais QuickFit™ qui s'assemble en moins de 30 secondes

Wizard 230

Réf. **WIZ230M**

Prix :TTC
1 050,00



- Auto ajustable,
- Coupe intuitive avec joint d'étanchéité excellent,
- Les coussinets nasaux auto-réglables sur une base souple avec des renforts d'angle.

**Tensiomètre automatique à brassard 3 mesures AND**

Réf. UA1020W

Prix :TTC
900,00

UA-1020W



- Brassard Slimfit™ Wide Range – sans latex ni métal, couvrant 22 à 42 cm
- Mode TriCheck™ pour la moyenne automatique de 3 lectures
- Toutes les lectures chronométrées et datées
- Guide des résultats de l'OMS
- BHS A/A validé cliniquement
- Mémoire les 90 dernières mesures,
- Indication d'arythmie cardiaque
- Fonction de dépistage de la fibrillation auriculaire
- Livré avec pochette de transport.

**Tensiomètre automatique à brassard SelfCare**

Réf. PG8B18

Prix :TTC
490,00

- Écran LCD extra large 53 x 65 mm
- 90 Mémoires
- Détection d'arythmie cardiaque
- Indicateur de classification de l'OMS
- Mesure automatique intelligente.
- Affichage de la fonction date/heure.
- S'éteint automatiquement après 1 min
- Fonctionne avec 4 piles AAA
- Taille du brassard : de 22 à 32 cm
- Plage de mesure de pression artérielle de 30 à 280 mmHg
- Mesure du pouls cardiaque de 40 à 199 battements / min

Brassard de rechange

Réf. 0095TBA

Adulte Dim. 22 à 32 cm

Prix :TTC
190,00

Réf. 0095TBL

Large Dim. 31 à 45 cm

Prix :TTC
250,00**Adaptateur**

Réf. 0095TA

Prix :TTC
195,00**Tensiomètre automatique à brassard Thuasne**

Réf. W0840

Prix :TTC
930,00

3 mesures



- Testé cliniquement par l'OMS
- Système de trois mesures,
- Très grand écran lisible,
- Pouvant faire une moyenne intelligente (technologie MAM),
- Mémoire les 99 dernières mesures

Livré avec pochette de transport

**Tensiomètre automatique à poignet Thuasne**

Réf. W0890

Prix :TTC
475,00

- Testé cliniquement par la BHS,
- Il s'adapte facilement au poignet et ne nécessite pas de remonter votre manche,
- Il donne simultanément les tensions systolique et diastolique, ainsi que le pouls,
- Mémoire les 60 dernières mesures,
- Pratique pour les personnes amenées à se déplacer.

Brassard de rechange

Réf. WBO840

Prix :TTC
395,00**Tensiomètre électronique à bras**

Réf. PG8B69S

NOUVEAU



Scannez pour découvrir plus d'informations sur le produit



Équipé d'un capteur de détection de coude pour indiquer la position correcte du bras. De plus, le brassard peut être ajusté en fonction de la taille du corps du patient afin que les mesures puissent toujours être prises confortablement dans la bonne position.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Méthode d'indication : Affichage numérique
Méthode de mesure : Mesure oscillométrique
Plage de mesure : Pression : (30~280)mmHg Pouls : (40~199)battement/min
Précision : Pression statique : ± 3 mmHg ; Pouls : ± 5 %
Mémoire : Double type 90/90 mémoires
Source de courant: Piles 4*1.5V (LR6 ou AA)
État de fonctionnement : 15%rh~93%rh.+5°C~+40°C
Condition de stockage: 10%rh~93%rh.-20°C~+55°C
Classification: Type BF
Tour de bras mesurable : (17-32)cm
Taille de l'écran LCD : 71*82mm

Prix :TTC
3 450,00**Fonctionnalités conviviales**

Compatible avec une large gamme d'épaisseur de bras (de 17 cm à 32 cm de circonférence)
L'écran LCD à rétroéclairage blanc et l'audio guident les utilisateurs tout au long de la procédure de mesure, facilitant ainsi la mesure pour les nouveaux utilisateurs.
Annonce audio des résultats après mesure. Finition antibactérienne à la fois pour l'appareil et la housse de brassard





La technologie au service du client

Tensiomètre de bras avec fonction ECG connecté par Bluetooth

Réf. **LPBP2**

- Mesure de la pression artérielle : tension artérielle systolique, diastolique et fréquence du pouls.
- Mesure ECG : enregistrement 30 s avec électrodes internes.
- Ensemble de dérivations multiples : dérivation I, dérivation II et dérivation thoracique.
- Synchronisez les données avec l'application : rapport de surveillance et de partage en temps réel.
- Conception portable : brassard léger, écran OLED et batterie rechargeable intégrée.



Prix :TTC

995,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Mesure de la pression artérielle

Technologie	Méthode oscillométrique
Plage de pression	0 à 300 mmHg
Précision de la mesure de pression	±3 mmHg
Plage de fréquence du pouls	40 à 200 /min
Précision de la fréquence du pouls	±2 /min

Enregistrement ECG

Plage de fréquence cardiaque	30 à 250 battements par min
Précision de la fréquence cardiaque	±2 /min ou ±2 %



Bluetooth



ECG



Pression artérielle

CARACTÉRISTIQUES :

Taille du brassard	22 - 42 cm
Connectivité sans fil	Bluetooth 4.0BLE
Type de batterie	Batterie au lithium rechargeable
Utilisation de la batterie	500 mesures
Mesure de la pression artérielle	50 enregistrements
Enregistrement ECG	10 enregistrements

Moniteur ECG portable à 1 piste avec enregistrement 30s à 5 min

Réf. **LPER2**

- Mesure et analyse instantanées de l'ECG.
- Écran OLED pour un affichage ECG clair.
- Léger et portable, mesure à une touche.
- Durée d'enregistrement de 30 secondes à 5 minutes.
- Station de chargement magnétique, batterie rechargeable.
- Conception à très faible consommation d'énergie pour plus de 500 mesures sur une seule charge
- Application gratuite sur iOS et Android, stockage illimité dans l'APP.
- Partagez le rapport PDF avec le médecin

Prix :TTC

1050,00



Test en une seule touche



Enregistrement ECG



Analyse de l'AI



Gratuite iOS/Android

CARACTÉRISTIQUES :

Mémoire interne	Jusqu'à 10 enregistrements ECG
Connectivité sans fil	Bluetooth @ 4.2
Plage de fréquence cardiaque	30 à 250 battements par minute
Longueur de l'ECG	30 secondes à 5 minutes
Stockage dans l'application	Illimité
Connectivité sans fil	Bluetooth 4.0
Application pour iOS	iOS 9.0, iPhone 4s/iPad 3
Application pour Android	Android, Bluetooth
Temps de charge	2-3 heures
Connecteur	Connecteur micro-USB
Autonomie de la batterie	>500 chèques
Capacité	90mAh

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Enregistrement ECG

Ensemble de plomb	Dérivation I, II, thoracique
Plage de fréquence cardiaque	30 - 250/min
Précision de la fréquence cardiaque	±2 /min ou ±2 %



Oxymètre de doigt

NOUVEAU

Oxymètre de pouls

Réf. **LPC60E**

Professionnel
Pédiatrique - Nouveau-né

Prix :TTC

1 650,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Affiche SpO2, PR, Pi, barre de pouls et courbes d'ondes.
- Adapté pour tous âges
- Sans bouton-poussoir, avec sonde externe.
- Rotation automatique à 4 voies.
- Fonctionne avec 2 piles AAA
- Alarme sonore et visuelle.

Oxymètre de pouls

Réf. **LPSP20**

Rechargeable connecté

Prix :TTC

2 850,00

CAPTEURS :



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran TFT rotatif 3,5 pouces.
- SpO2 breveté, anti-mouvement.
- Sondes pour tous âges.
- Batterie 18h.
- Alarmes et tonalités réglables.
- Stockage 500h SpO2.

Oxymètre de pouls

Réf. **LPO2R**

Bague Connectée

Prix :TTC

2 250,00

- Vibration intelligente déclenchée par une faible SpO2.
- Batterie rechargeable intégrée pour une utilisation nocturne.
- Synchronisez les données en temps réel avec l'application.
- Prise en charge de la surveillance à distance par module sans fil.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- | | |
|---------------------|---|
| Mémoire intégrée | sections, jusqu'à 4 heures par section 10 |
| Batterie | Lithium rechargeable |
| Temps d'utilisation | heures 12-16 |
| Sans fil | Bluetooth 4.0 |
| Compatibilité | iOS 9.0+ ; Android 5.0+ |

Oxymètre de pouls

Réf. **LPC60F**

Prix :TTC

250,00

Mesure la saturation en oxygène du sang par impulsions

- Mesure : SpO2 et fréquence cardiaque
- Indication de batterie faible
- Ecran couleur
- 2 Piles incluses



Oxymètre de pouls

Réf. **EPB10001**

Prix :TTC

380,00

- Mesure : SPO2 et fréquence cardiaque
- Compact et léger
- Ecran couleur
- 2 Piles incluses



Oxymètre de pouls

Réf. **LPC60D2**

Prix :TTC

295,00

Spécialement conçu pour la pédiatrie

- Mesure : SpO2, PR, PI,
- Alarme sonore
- Ecran couleur.



Doppler foetal

NOUVEAU

Pocket SD3

Réf. **LSD3P**

Prix :TTC

2 950,00

Sonde intégrée de 3 MHz

Dopplers de poche à ultrasons de la série SD3 sont idéaux pour la détection de routine du rythme cardiaque fœtal

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Plug-and-play
- Ecran LED lumineux avec affichage FHR en temps réel
- Mise hors tension automatique
- Surveillance en temps réel pour une utilisation quotidienne
- Enregistrement et play avec la lecture audio
- Fonctionne sur piles AA ou batterie rechargeable
- Arrêt automatique, Bouton Marche/Arrêt



Connecté avec Bluetooth

Réf. **LSD1B**

Prix :TTC

1 450,00



Sonde intégrée de 2 MHz

Idéal pour la détection de routine de la fréquence cardiaque fœtale par les cliniciens. La toute nouvelle conception de la sonde offre une sensibilité supérieure qui optimise l'expérience utilisateur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| • Haut-parleur intégré | • Sonde intégrée de 2 MHz |
| • Affichage digital du RCF | • Arrêt automatique |
| • Ecran tactile | • Technologie par ondes pulsées |
| • Bluetooth intégré | • Alimentation : Piles AA |
| • Volume ajustable | |





Thermomètre infrarouge auriculaire et frontal

Réf. PGIRT1603

Prix :TTC **390,00**

Thermomètre auriculaire/frontal 3 en 1

- Convient aussi bien aux bébés / enfants qu'aux adultes.
- Mesure rapide en 1 seconde.
- Haute précision.
- Rétroéclairage de l'écran avec 3 couleurs : vert, orange et rouge selon la température est dans les valeurs normales, les valeurs moyennes de fièvre ou la fièvre avec des valeurs élevées.
- choix entre °C et °F.
- Alarme sonore en cas de fièvre
- Mémorise jusqu'à 9 mesures.

Thermomètre auriculaire IR Ri thermo

Réf. R1805

Prix :TTC **695,00**

- Utilisation chez l'enfant et l'adulte,
- Mesure la température des surfaces, des locaux et de l'eau du bain,
- Température entre 0 et 100C,
- Fourni avec Batterie.

Thermomètre infrarouge frontal

Réf. LPLFR60

Prix :TTC **330,00**

NOUVEAU

Plage de mesure :	32,0°C ~ 43,0°C
Précision du laboratoire :	Entre 34°C et 43°C nécessite ±0,3°C
	Pas dans cette plage, nécessite ±0,4°C
Température de fonctionnement :	5°C ~ 40°C

- Haute précision
- Mesure rapide en 1 seconde.
- Rétroéclairage de l'écran avec 3 couleurs : vert, orange et rouge selon la température est dans les valeurs normales, les valeurs moyennes de fièvre ou la fièvre avec des valeurs élevées.
- choix entre °C et °F.
- Switch température corporelle ou d'ambiance
- Alarme sonore en cas de fièvre
- Mémorise jusqu'à 99 mesures

Mesure en une seconde

Sans contact

Indication de fièvre

Rétroéclairage en 3 couleurs

Protection IP22

Enregistrement de 99 données de lecture

Embouts

Réf. R12700

Boîte de 25 unité

Prix :TTC **20,00**

Thermosoft

Réf. VG01076

Thermomètre à embout flexible et souple

Prix :TTC **75,00**

Thermoflash

Réf. VG859048

3~5cm

Prix :TTC **500,00**

Thermomètre électronique IR sans contact, grand écran LCD

- Distance de mesure de la température corporelle de 3 à 5 cm,
- Résultat en moins d'une seconde,
- Diagnostic de température par affichage de couleur sur l'écran LCD,
- Prend également la température ambiante de la pièce, du bain, du biberon,
- Fonction vocale,
- 32 mémoires.

Thermomètre frontal IR sans contact

Réf. W1360T

Prix :TTC **495,00**

- Précis, fiable et hygiénique,
- Résultat en 3 secondes à 5 cm du front, sans réveiller ou déshabiller l'enfant,
- Multifonctions : utilisable en mode frontal ou objets (chambre, bain, biberon...).



Santé connectée

Balance de composition corporelle par segmentation

Réf. RD545

- Pèse-personne segmentaire avec analyse corporelle pour bras, jambes et torse.
- Technologie BIA à double fréquence pour une précision professionnelle.
- Plus de 12 mesures envoyées à l'application MyTANITA pour suivre les progrès.
- Mesure la qualité musculaire et la fréquence cardiaque

CARACTÉRISTIQUES :

- Segmentaire
- Connectivité
- APP connectée
- Convient aux enfants
- Activation : Touchez
- Mode athlète
- Mode Invité
- Mémoire utilisateur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Couleur	Argent
Poids du produit	4kg
Capacité de poids maximale	200kg
Dimensions du produit	321 x 348 x 57 mm
Matériel	Plastique
Langues du produit	EN, DE, FR, ES
Nombre de fréquences	Double
Précision	50g(<100kg) 100g(>100kg)
Source de courant	Batterie (AA)



- Poids
- Graisse corporelle (%)
- Graisse corporelle segmentaire(%)
- Masse musculaire (kg)
- Masse musculaire segmentaire(kg)
- Qualité musculaire
- Qualité musculaire segmentaire
- Score musculaire

Prix :TTC
8 750,00

- Graisse viscérale
- Eau corporelle totale (TBW) %
- Taux métabolique de base (BMR) kcal
- Âge métabolique
- Évaluation physique
- Masse osseuse (kg)
- Indice de masse corporelle (IMC)
- Rythme cardiaque
- Mesures pour les enfants

TANITA
Monitoring Your Health

Balance de composition corporelle

Réf. RD953

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Couleur	Argent
Poids du produit	4kg
Capacité de poids maximale	200kg
Dimensions du produit	321 x 348 x 57 mm
Matériel	Plastique
Langues du produit	EN, DE, FR, ES
Nombre de fréquences	Double
Précision	50g(<100kg) 100g(>100kg)
Source de courant	Batterie (AA)

Prix :TTC
3 950,00

- Poids
- Graisse corporelle (%)
- Masse musculaire (kg)
- Qualité musculaire
- Score musculaire
- Graisse viscérale
- Eau corporelle totale (TBW) %
- Taux métabolique de base (BMR) kcal
- Âge métabolique
- Évaluation physique
- Masse osseuse (kg)
- Indice de masse corporelle (IMC)
- Mesures pour les enfants

Analyseur de composition corporelle connecté

Réf. BC401

Prix :TTC
1 390,00

- Poids
- Graisse corporelle (%)
- Masse musculaire (kg)
- Graisse viscérale
- Eau corporelle totale (TBW) %

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Couleur	Noir
Poids du produit	2,4 kg
Capacité de poids maximale	200 kg
Dimensions du produit	298x328x32mm
Matériel	verre
Langues du produit	EN, FR, ES, RU, TUR
Nombre de fréquences	2
Précision	50g(<100kg) 100g(>100kg)
Source de courant	Batterie (AA)
Batteries	incluses



- Taux métabolique de base (BMR) kcal
- Âge métabolique
- Évaluation physique
- Masse osseuse (kg)
- Indice de masse corporelle (IMC)
- Mesures pour les enfants

Impédancemètre

Réf. LBF11

Prix :TTC
580,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- graduation 100 g
- Taux de graisse,
- Hydrométrie,
- Masse osseuse,
- Dim. : 328 x 300 x 27 mm
- Utilisez 3 piles AAA (non incluses)



Pèse personne en verre

Réf. L7006

Prix :TTC
370,00



- Mesure avec précision du poids corporel jusqu'à 160 kg, graduation 1 kg,
- En verre trempé avec 2 pcs de CR2032 Lithium,
- Piles comprises,
- Dim. : 30 x 30 x 4 cm.

Pèse personne au sol noir

Réf. L7003

Prix :TTC
550,00



- Mesure avec précision du poids corporel jusqu'à 160 kg, graduation 1 kg,
- Plate-forme extra large,
- Revêtement en poudre pour le couvercle et la base,
- Tapis antidérapant pour une meilleure sécurité,
- Large cadran.

Pèse personne au sol chromé

Réf. L7005

Prix :TTC
630,00



- Mesure avec précision du poids corporel jusqu'à 160 kg, graduation 1 kg,
- Plate-forme extra large,
- Acier inoxydable de haute qualité, durable et facile à nettoyer,
- Tapis texturé antidérapant pour une meilleure sécurité,
- Large cadran.

Balance électronique pour repas

Réf. L7013

Prix :TTC
250,00



- Capacité : 5 kg,
- Grad : 1g,
- Utilisez 2 piles AAA (1,5 V) (non incluses),
- Dim. : 208 x 140 x 19 mm.

Pèse-bébé

Pèse-bébé électronique

Réf. L7002

Prix :TTC
900,00



- Capacité 20kg,
- Grad 5g,
- Grand écran LCD avec rétro-éclairage bleu,
- Dim. : 60.3 x 38.5 x 10 cm.

Pèse-bébé et pèse-personne plat **seca**

Réf. P354

Pour enfants en bas âge

Prix :TTC
2 400,00

- Balance multifonctionnelle pèse-bébé et pèse-personne plat pour enfants
- Nacelle amovible facilement détachable du support.
- Fonction de prise de lait BMIF (Breast Milk Intake).
- Construction robuste pour un transport sans problème.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	20 kg
Graduation	5 g < 10 kg > 10 g
Alimentation	Piles
Dimensions	552 x 156 x 332 mm
Poids net	2,3 kg
Fonctions	Extinction automatique



Pèse-bébé mécanique

Réf. L7001

Prix :TTC
350,00



- Capacité 20 kg,
- Grad 100g,
- Dim. : 54.5x34.5x13.5 cm.

Pèse-bébé mécanique à poids coulissants **seca**

Réf. P725

Prix :TTC
3 850,00

- Détermination exacte du poids à l'aide de la fonction remise à zéro
- Plateau de pesée légèrement incurvé pour une sécurité optimale lors de la pesée
- Le plateau amovible est facile à nettoyer et idéal pour une utilisation mobile.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	16 kg
Graduation	10 g
Dimensions	550 x 180 x 290 mm
Poids net	6,4 Kg
Fonctions	réglage du zéro





Pèse- personne électronique

Plat à 2 afficheurs

Spécifique pour la mère et l'enfant

Réf. P874



Prix :TTC

7 900,00

- Le double affichage permet au médecin et au patient de lire simultanément
- Utilisé en position debout grâce aux interrupteurs à pédale
- Fonction mère+enfant pour peser les tout-petits

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Précision	± 0,15 % / ± 100 g		
Capacité	200 kg	Poids net	4,1 kg
Graduation	50 g < 150 kg > 100 g	Fonctions	mère+enfant
Dimensions	321 x 60 x 361 mm	Alimentation	6 piles AA

Plat à grande capacité

seca

Réf. P813

Classe médicale



Prix :TTC

2 100,00

Très grande capacité, jusqu'à 200 kilos

- Chassis massif, renforcement d'acier,
- Pour les personnes jusqu'à 200 kilos
- Grande unité d'affichage LCD pour une lecture facile du poids.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	200 kg
Graduation	100 g
Dimensions	433 x 47 x 373 mm
Poids net	2,9 kg
Fonctions	Auto-Hold / Step-Off / Tip-On
Alimentation	Piles

Pèse- personne mécanique

Réf. P750

Graduation de 1kg
À grand cadran

Prix :TTC

1 850,00



- Construction robuste
- Grand cadran rond facile à lire
- Plateforme stable
- Boîtier robuste en acier laqué

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	150 kg
Graduation	1 kg
Dimensions	317 x 117 x 477 mm
Poids net	3,5 kg
Fonctions	réglage du zéro

Réf. P761

Graduation de 1kg
À grand cadran

Prix :TTC

2 520,00

Classe médicale



- Construction robuste
- Large tapis antidérapant
- Tapis amovible clips en caoutchouc pour un remplacement facile
- Mécanisme en acier galvanisé.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	150 kg
Graduation	1 kg
Dimensions	303 x 118 x 470 mm
Poids net	3,5 kg
Fonctions	réglage du zéro

Réf. P762

seca

Graduation de 500 g
À grand cadran

Prix :TTC

2 520,00



- Sa plateforme antidérapante est facilement accessible et le laquage résistant aux chocs et aux égratignures assure la longévité de cette balance.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	150 kg
Graduation	500 g
Dimensions	305 x 120 x 470 mm
Poids net	3,5 kg
Fonctions	réglage du zéro



Fauteuil de massage

avec airbags intégrés dans tout le corps

- Fauteuil de massage 3D à usage domestique, équipé d'un airbag.
- Facile à utiliser, il propose différents modes de massage adaptés à chaque membre de la famille.
- Que vous souhaitiez soulager la fatigue de la journée ou profiter d'un moment de détente, ce fauteuil de massage répondra à tous vos besoins.

- **Expérience zéro gravité** : zero gravity 3D, une sensation d'apesanteur pendant le massage.
- Sa conception permet non seulement de détendre les muscles, mais aussi de réduire la pression sur la colonne vertébrale, pour un massage plus confortable.

Massage 3D personnalisé:

L'utilisateur peut ajuster l'intensité, le mode et le rythme du massage selon ses préférences et ses besoins, pour une expérience entièrement personnalisée.



Commande à bouton



Contrôleur à grand écran



Fauteuil de massage zéro gravité

- Gris

Le fauteuil de massage Zéro gravité, offre de nombreux avantages et fonctions favorisant la relaxation, la réduction du stress et le bien-être général.

- **Massage complet du corps** : équipés de rouleaux de massage, des coussins d'air et des moteurs vibrants pour une expérience complète
- **Programmes de massage personnalisables** : Equipé de modes et de réglages préprogrammés, ajustables selon les préférences de chacun.
- **Thermothérapie** : Equipé d'éléments chauffants intégrés qui procurent une thermothérapie thérapeutique.
- **Positions inclinables et apesanteur** : Offre des positions inclinables réglables, y compris des positions apesanteur qui répartissent uniformément le poids du corps, réduisant ainsi la pression sur la colonne vertébrale.
- **Commodité et accessibilité** : Offre la possibilité de se faire masser à domicile ou dans un espace privé.



Écran tactile





Fauteuil de massage 3D Evasion

Réf. **0046FN** - Noir

Réf. **0046FGN** - Beige/Gris/Noir

Prix :TTC

34 800,00

- Zéro Gravity : Système de positionnement en état d'apesanteur
- L'angle d'élévation entre le corps et les jambes est environ de 118°.
- Les cuisses et les mollets sont dans une position plus haute que le coeur.
- L Shape : Le fauteuil reconnaît la forme du corps et y adapte les massages.
- Body Scan : Le système de localisation d'épaule automatique :

Ce système implique le balayage de vos épaules avant chaque session de massage pour détecter la hauteur et le poids de l'utilisateur, afin de réaliser une session de massage parfaitement personnalisée.

- Airbags : tête, épaules, siège, jambes, bras, mollets
- Fonction thérapie chauffante : buste, siège et mollets
- Repose-pieds extensible: permet de s'adapter aux personnes grandes de taille.
- Bluetooth et fonction rejet d'appel téléphonique
- Peut être posé à seulement 5 cm à l'arrière mur: quand le fauteuil de massage fonctionne en position allongée il glisse en avant.
- Massage de bras: les bras sont positionnés dans des fourreaux dotés des coussins de massage à des positions différentes.



Mécanisme de massage
du dos Supor Slim Bruit 3D Law



Nouvelle
télécommande
avec écran LCD
couleur haute
résolution

Extension
de jambe
160 mm

Position
zéro gravité

Position contre le mur :
quand le fauteuil de massage
fonctionne en position allongée
il glisse en avant.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Mécanisme de massage 3D au design technologique silencieux
- Masseur d'airbag unique pour la tête
- Conception de rail en L super long
- Chauffage du rouleau arrière, chauffage des mollets et chauffage du siège, la température de surface peut atteindre 40~60c/104~140f
- Posture zéro gravité en une étape.
- Fonction de glissement vers l'avant, fonction d'économie d'espace
- Deux méthodes de contrôle : contrôle du panneau d'accoudoir et télécommande.
- Airbags multi-niveaux pour tout le corps
- Lecture de musique Bluetooth en haute infinité.
- Repose-jambes auto-extensible (jusqu'à 16 cm/6 pouces)
- Rouleaux de pied mécaniques



Massage
chauffant
pour taille
l'assise



Bouton
position
apesanteur



Fonction
,zéro mur
glissement
avant



Rouleau
chauffant
pour dos
mollets, siège
(C°60-40 jusqu'à)



Siège de massage multifonction


Dos, nuque et siège

Prochain Arrivage
Bientôt Disponible



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Alimentation : 110 V
- Moteur : DC 12 V - 48 W
- Durée de fonctionnement : 15 minutes
- Dimensions du produit : 80 x 42 x 34,5 cm
- Dimensions de la boîte : 77,5 x 22,5 x 43,5 cm
- Fonctions : Massage, pétrissage, vibration du siège et chauffage
- Modes de roulement : Haut du dos, bas du dos, dos complet
- Vibration du siège : Contrôlable séparément



Appareil massant épaules et triceps

Multi-usage

Réf. **TD9044**

Prix :TTC

599,00



- Appareil électrique multi-usage en forme de châle,
- Massage par tapotement et pétrissage,
- 3 programmes pour massage de la nuque, épaules, dos et lombaires,
- Infrarouge et chauffant.

Mini Plateforme vibrante

Prochain Arrivage
Bientôt Disponible



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Puissance / Tension : 200 W
- Niveaux de vitesse : 99 / 120 niveaux
- Panneau de commande : Écran LED
- Capacité maximale : 120 kg
- Accessoires inclus : Télécommande, cordes de résistance et prise.



Appareil électrique de massage pieds & Jambes

Réf. **TD9051**Prix :TTC
2 100,00

- Massage à 360 degrés toutes
- Dimensions - 8 disques de massage
- Vitesse du masseur: haute, moyenne, basse.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Source électrique: 220V / 110V
- Durée: 15 minutes
- Puissance: 60W / 110W
- Taille du produit: 47 x 46 x 43cm



Appareil électrique de massage pieds

Réf. **TD9053**Prix :TTC
1 499,00

Écran tactile



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Tension : 110 V/220 V, 50/60 Hz
- Puissance : 50 W
- Matériau : ABS Écran tactile
- Mode: 5
- Intensité : 1 à 9 niveaux
- vibration : 1 à 3 niveaux (F1, F2, F3)
- Durée de travail : 5 à 30 minutes
- Avec télécommande / Avec chauffage

Appareil électrique de massage pieds

Réf. **TD9052**Prix :TTC
990,00

- Massage de la plante des pieds de manière profonde et complète
- Favoriser un écoulement sanguin positif

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Source électrique: 110-240V
- Durée: 15 minutes
- Puissance: 50W
- Vitesse du masseur: haute, moyenne, basse



Appareil de massage des pieds à compression d'air



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Modes : P1 à P4 au choix
- Niveaux d'intensité : 1 à 5
- Niveaux de chauffage : 1 à 2
- Télécommande incluse
- Écran LCD

Masseur électrique pour pieds et mollets



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Matériau : ABS
- Modes disponibles : 5 programmes au choix
- Niveaux d'intensité : 1 à 9
- Panneau de commande tactile

Appareil de massage à air et rouleaux

Prochain Arrivage
Bientôt Disponible

Écran tactile



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Fréquence : 50 Hz
- Tension : AC 110-240 V / DC 24 V
- Modes disponibles : P1 à P4
- Thermothérapie : 3 niveaux de chaleur
- Écran tactile LCD facile à utiliser



Vibromasseur électrique de massage

Rechargeable, sans fil

Réf. TD9039

Prix :TTC

520,00



Massage par vibration et **infrarouge**
7 Têtes de massage pour application :
pied, jambes, cou, dos, épaule.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Vitesses variables : 1500rpm-3700 rpm
- Fonctionne sans fil batterie : lithium-ion 2200mAh rechargeable
- Autonomie temps de charge de batterie : environ 120 min
- Dual Moteurs 7.2V DC 11000 rpm

Vibromasseur électrique 2 têtes

Chaleur infrarouge

Réf. TD9037

Prix :TTC

750,00



- Vibromasseur électrique à 2 têtes et un jeu de 6 patins
- S'adapte à toutes les parties du corps.
- 2 têtes de massage avec vitesse réglable et chaleur de lumière infrarouge

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Massage intensif à 3400 tours/min.
- Voltage : 240V
- Puissance : 28 W

Vibromasseur électrique 2 têtes

Réf. TD9036

Prix :TTC

420,00



- S'adaptant à toutes les parties du corps grâce à ses différentes têtes et sa poignée ergonomique Longue poignée antidérapante pour atteindre n'importe quelle position sur le dos.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Massage intensif à 3400 tours/min.
- Voltage : 220V
- Puissance : 28 W

Pistolet de massage NOVA

Réf. LMNOVA

Conçu pour soulager les tensions musculaires, accélérer la récupération physique et améliorer le bien-être au quotidien, avec 3 niveaux d'intensité et 6 embouts professionnels interchangeables

Prix :TTC

2 300,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Autonomie : Jusqu'à 9 heures
- Technologie : Moteur sans balais, silencieux
- Poids : 1,7 kg
- Alimentation : 220-240V
- Puissance : 70W
- Dimensions : 35,5 x 28 x 9 cm

Pistolet de massage portable

6 têtes interchangeables



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Matériau : ABS
- Fréquence : 1 400-2 800 tr/min
- Batterie : Lithium 18650 - 2 cellules (1500 mAh chacune)
- Commande : Interrupteur principal + écran tactile LCD
- Vitesses : 10 niveaux
- Nombre de têtes de massage : 6

Prochain Arrivage
Bientôt Disponible

Masseur à main



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Matériau : Plastique ABS
- Modes : P1 à P6
- Niveaux d'intensité : 1 à 6
- Écran d'affichage : LCD
- Dimensions du produit : 300 x 160 x 120 mm



Masseur électrique portable 6 têtes



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Matériau : ABS
- Têtes de massage : 3 interchangeables
- Modes : P1 à P8
- Niveaux de vitesse : 1 à 50

Prochain Arrivage
Bientôt Disponible



Appareil de pressothérapie

Réf. **LWQ100****À 4 chambres avec accessoires**Prix :TTC
6 950,00**Livrée avec :**

- Une paire de bottes à 4 cellules
- Un manchon
- Une ceinture
- Une paire de semelles de massage

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Alimentation : 240V,60 Hz
- Courant : 0,2 A
- Consommation de puissance : 25W
- Temps de thérapie : 0÷30 min.
- Pression : 0÷300 mm Hg \pm 20%
- Dimensions : 26x20x12.5 cm
- Poids : 2 Kg

Appareil de pressothérapie comprenant :

- Corps de machine,
- Paire de jambières à 4 chambres de compression chacune
- Brassière
- Bande abdominale
- Tuyaux de raccordement à 2 dérivations
- 2 semelles pressothérapie
- Tuyaux de raccordement à 1 dérivation

Pédalier Oxycycle motorisé

Réf. **LG16065****5 niveaux de réglage**Prix :TTC
3 980,00

- Cet oxycycle est une alternative parfaite au vélo d'appartement traditionnel,
- Appareil portable et peu encombrant
- La vitesse est réglable afin d'augmenter progressivement la difficulté.
- Il augmente la flexibilité et la force des membres tout en améliorant la circulation sanguine.
- Entraînement manuel avec résistance réglable sur 5 niveaux.
- Avec une tension motorisée ou manuelle.
- Muni des pédales antidérapantes pour les membres supérieurs et inférieurs.
- Tapis antidérapant pour plus de sécurité et de confort.

NOUVEAU

- Grand écran LCD
- Fonction : temps, RPM (vitesse), nombre, calories, résistan

Travail des membres supérieurs et inférieur

Tapis antidérapant pour plus de sécurité et de confort

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Prm : tours de pédale par minute
- Compteur : un compte pour chaque révolution de pédale
- Calories : estimation des calories brûlées
- Résistance : les niveaux de résistance varient de 1 à 5



Table pliante de massage Bois Wave-IV

Réf. LWA4

Prix :TTC
4 150,00



- Repose visage et repose bras démontables,
- Relève buste,
- Trou de visage avec cache,
- Pieds réglables en hauteur.
- Poids 16.3 Kg - Larg 71 cm x Long 185 cm,

Table pliante de massage Aluminium Vigor

Réf. LVIT

Prix :TTC
4 500,00



- Relève buste,
- Repose visage et repos bras démontables,
- Pieds télescopiques, réglables en hauteur,
- Poids 12.5 Kg - Larg 71 cm x Long 180 cm,

Table de massage multiplans

Réf. LSADFB

En bois archer
grand confort

Prix :TTC
10 900,00



- Largeur: 76 cm
- Longueur: 184 cm
- Plage de hauteur: 67 cm - 92 cm
- Poids: 42 kg

Table d'examen «LVDT»

Réf. LVDT

Prix :TTC
3 995,00



- Poids : 39 kg / Long 184 cm,
- Larg 71cm / Haut 78 cm,
- Robuste et confortable,
- Châssis en acier laqué,
- Blocage du dossier verin à gaz,
- Relève bust par verin.

Table de massage Stationnaire

Réf. LSET1SMB

En bois moco à 2 plans
avec 1 étagère

Prix :TTC
7 449,00



- Poids maximum: 270kg,
- Longueur: 184cm (Plateau),
- Appuie-tête, y compris: 211cm,
- Système Soft-mousse multicouches,
- Tapisserie d'ameublement,
- Super confort, luxueux et rembourrage PU.

Chaise pliante de massage

Réf. LMS10

En aluminium

Prix :TTC
3 000,00



- Repose visage ajustable,
- Coussin de sternum amovible,
- Siège et repose bras à hauteur variable,

Housse

Réf. LMT2

Pour coussin de visage

Boîte
de 4 pièces
en flanelle

Prix :TTC
150,00



Housse

Réf. LMT3

Pour table de massage

Prix :TTC
200,00



flanelle / Unité

Guéridon en bois sur roulettes

Réf. LMT33

Pour serviettes

Prix :TTC
1 790,00



Coussin de visage

Réf. LMB0201

Prix :TTC
250,00



Coussin triangulaire de posture

Réf. LMB10

Prix :TTC
550,00



Coussin demi cylindrique

Réf. LMB07

Prix :TTC
150,00



Coussin rectangulaire

Réf. LMB12

Prix :TTC
300,00





Tabouret avec dossier

Réf. **LMS1**

Prix :TTC
1 300,00



- Reposes pieds et hauteur variable par vérin à gaz,
- Porté sur support à cinq branches sur roulettes,
- Couleurs disponibles : Bleu, vert, chocolat, bleu marine, noire, beige
- Dim. : 52 x 35 x 53 cm - Ø : 39 cm,
- Hauteur variable : 53 x 73 cm,

Tabouret avec dossier

Réf. **LMS13**

Prix :TTC
2 500,00



Réglable

Tabouret pneumatique

Réf. **L8073**

Prix :TTC
2 990,00

Avec dossier et repose pied INOX

- Fauteuil ajustable en hauteur (45-55 cm).
- Stable, pivotant avec 5 roulettes.
- Confortable avec dossier ergonomique.
- Assise rembourrée (8 cm), lavable à l'éponge.



Tabouret à assise ergonomique

Réf. **LMS4**

Prix :TTC
1 900,00



- Selle ergonomique en mousse.
- Hauteur variable avec vérin pneumatique.
- Idéale pour blocs et cabinets.
- Disponible en bleu, vert, noir, chocolat.

Tabouret sans dossier

Réf. **LMS2**

Prix :TTC
1 150,00



- Porté sur support à cinq branches sur roulettes
- Couleurs disponibles : Bleu, vert, chocolat, noire, beige
- Vérin pneumatique

Tabouret fixe

Réf. **L8072**

En Inox avec filtage

Prix :TTC
740,00




- Diamètre du siège : 29 cm
- Hauteur variable : 54 x 67 cm

Lampe infrarouge sur pied 250W

Réf. **LW312**

Sur bra flexible avec minuterie et interrupteur

Prix :TTC
2 500,00



Lampe infrarouge de rechange 250W

Réf. **IRD004**



Prix :TTC
300,00

Bougies d'oreilles

Réf. **LAEC03P**

La paire

Prix :TTC
19,00


Réf. **LAEC03**

Boîte de 20 paires

Prix :TTC
380,00



- Cire naturelle et aromatique
- Relaxation et hygiène du conduit auditif



Marmite chauffante

Réf. **LMT8**

Électrique pour pierres

Prix :TTC
995,00



C'est une unité chauffante spécialement conçue pour les pierres de massage. Modèle grand format permettant d'utiliser un jeu allant jusqu'à 60 pierres. Equipée d'un thermostat pour un plus grand confort d'utilisation.

Pierres chauffantes de Basalte

Réf. **LMT22**

22 pièces

Pour massage à réflexe

Prix :TTC
700,00



Pierres volcaniques du Chili, polies naturellement. Retiennent bien la chaleur, riches en silicium. Utilisées pour le drainage, relâchement musculaire et harmonie énergétique.



Vélo Spinning Spider

Réf. 74520

Prix :TTC
6 500,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Robuste pour une utilisation à domicile,
- Possibilité de régler le frein par molette micro contrôle pour un entraînement ultra précis,
- Châssis robuste offrant une position proche d'un vrai vélo,
- Guidon et selle réglables pour une meilleure position,
- Roulettes de transport montées sur roulements à billes pour faciliter les déplacements.

Vélo semi-allongé GYM Life

Réf. ES6510

Prix :TTC
6 400,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Volant d'inertie : 7 kg
- Résistance : 8 niveaux, réglage par molette
- Console : écran LCD (vitesse, distance, temps, calories, scan, pouls)
- Accessoires : support tablette intégré
- Capacité maximale : 120 kg
- Dimensions produit (L x l x H) : 158 x 68 x 124 cm
- Système d'entraînement : courroie (Silent Belt Drive System)

Vélo Spinning Care Speed Racer GYM Life

Réf. ES7910

Prix :TTC
4 300,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Capacité maximale : 150 kg.
- Système de freinage : frein d'urgence intégré
- Équipement : pédales avec cale-pieds, porte-bidon
- Utilisation : idéale pour un usage régulier et intensif, amélioration cardio-vasculaire, perte de poids et tonification musculaire

Vélo de biking Speed Racer

Réf. 74510

Prix :TTC
5 200,00



- Ce vélo de biking offre un réel confort de pédalage pour une utilisation régulière à domicile.
- Son design permet d'avoir une bonne posture, en plus d'une grande stabilité et de confort.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Capacité maximale : 120 kg
- Fréquence d'utilisation
- Type d'écran : LCD
- Régulière - 5 heures par semaine

Vélo Ellyptique IXOS II care

Réf. 55690

Prix :TTC
8 990,00

- Un elliptique motorisé à 32 niveaux avec freinage aéromagnétique, possédant 24 programmes d'entraînements sur sa console. Cet elliptique est équipé d'une masse d'inertie de 20 kg assurant un réel confort de pédalage.



24 programmes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Masse d'inertie: 20 Kg.
- Résistance aéromagnétique.
- 24 programmes d'entraînement.
- Compatible avec l'application KINOMAP.



Vélo Ergos IV

Réf. 50582

Prix :TTC
8 990,00

- Cet ergomètre est conçu pour des entraînements intensifs.
- Doté d'une roue d'inertie de 9 kg, d'un système de résistance électromagnétique à 32 niveaux, d'un réglage de la résistance par induction, de 9 programmes d'entraînements et des capteurs tactiles de pulsations cardiaques Handpulse.



9 programmes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Fréquence d'utilisation : Intensive - Jusqu'à 15h par semaine
- Capacité maximale : 150 kg
- Système de Freinage électromagnétique





Tapis de course connecté Fast runner

Réf. 50762

CARE
FITNESSPrix :TTC
18 750,00

Conçu pour des entraînements réguliers avec moteur 3.0 CV (4.5 CV), inclinaison motorisée de 0 à 20 niveaux et 50 programmes d'entraînements.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Vitesse maximale 22km/h
- 50 programmes d'entraînements
- 20 niveaux d'inclinaison motorisée
- Capteurs tactiles de pulsation cardiaque
- Pliage et rangement facile

24 programmes

Tapis de course Gym Life aphrodite

Réf. LG98550

1-20km/h

12 programmes

Poids max 115kg

NOUVEAUPrix :TTC
12 500,00**12 programmes**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Moteur: 2,5 CV (continu); 3,5 CV (crête)
- Plage de vitesse: 1,0-18,0 km/h
- Tension: 220V (110V disponible)
- Charge maximale supportée: 130 kg
- Pliage manuel avec système hydraulique
- Inclinaison motorisée sur 15 niveaux
- Plateau à coussin anti impact
- Roues de transport intégrées : faciliter le déplacement et le rangement
- Surface de course: 140 x 48 cm (Lxl)



Rameur care Mag-Clipper

Réf. 50832

CARE
FITNESS

Il a un réglage manuel est équipé d'une résistance magnétique à 8 niveaux, accompagné d'un compteur à écran LCD. Robuste et pratique, il vous permettra de vous muscler efficacement.

Prix :TTC
5 800,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :


- Compatible avec l'application KINOMAP
- Masse d'inertie: 8 Kg
- Porte tablette
- Structure stable et pliable avec rails en aluminium
- Écran LCD 5 fonctions

Planche care abdo GYM II

Réf. 50207

CARE
FITNESS

Un banc abdominal performant, idéal pour des entraînements ciblés

Prix :TTC
780,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimensions : 126 x 33 x 50 (cm)
- Poids max utilisateur : 110 kg



Balle Hérisson



- Favorise la circulation sanguine et stimule les zones réflexes (réflexothérapie)
- Décontracte les muscles du dos des épaules et des jambes
- Améliore la sensibilité de la main
- Utilisées en rééducation proprioceptive

Ref.	Désignation	Prix.
26903	Orange / 6 cm	50,00
26900	Vert / 7 cm	60,00
26902	Jaune / 8 cm	70,00
26901	Rouge / 9 cm	100,00
26912	Bleu / 10 cm	140,00


Rouleaux de massage

Ref. 000107S
cm / la paire 3,5 x 7,5

Prix :TTC
60,00

Ref. 000115S
cm / la paire 5 x 11,5

Prix :TTC
70,00



Extrêmement maniables, agréablement mous car remplis d'air. Ils sont recommandés pour la rééducation et la musculation des doigts, de l'avant-bras et du poignet, pour la stimulation des zones réflexes et la coordination.

Balle en gel pour l'exercice de la main



Prix :TTC
70,00

- Forme ronde pour massage des doigts.
- Améliore la mobilité après blessure.
- Idéale pour rééducation.
- Contre l'arthrite.
- Quatre forces disponibles.

Ref.	Désignation
26030	Ronde / souple
26033	Ovale / souple
26040	Ronde / médium
26043	Ovale / médium
26050	Ronde / ferme
26053	Ovale / ferme
26060	Ronde / extra Ferme
26063	ovale / extra ferme

Pâte d'exercice

Prix :TTC
120,00



- Efficace pour le renforcement des doigts et de l'avant bras
- 4 forces différentes qui garantissent le succès d'une rééducation progressive

Ref.	Désignation
951503	Très souple
951504	Souple
951505	Moyenne
951506	Forte

Système d'exercices de main et de doigts Digi-Flex™

Ref.	Désignation
233915	Extra faible
233916	Très faible
233917	Faible
233918	Moyen
233919	Fort
233920	Très fort



Prix :TTC
300,00

Support 6 Digiflex

Ref. 233912 - Vide

Prix :TTC
450,00



TPR Flex bar



Prix :TTC
150,00

Ref.	Désignation
0020FBJ	Faible / Jaune
0020FBV	Moyen / Vert
0020FBR	Fort / Rouge
0020FBB	Extra-fort / Vert



Grilles pour la rééducation de la main

Prix de Kit (5 grilles)

Prix :TTC
1 750,00

Prix :TTC
290,00



Ref.	Désignation
233670	Très souple 36 cm
233671	Souple 36 cm
233672	Moyen 36 cm
233673	Fort 36 cm
233674	Très fort 36 cm
233675	Kit grilles 5 forces

Balle de rééducation ronde

Ref. L9040

Prix :TTC
30,00

- Balle multiforme
- Ultra souple en mousse respirante reprenant sa forme tout doucement
- Idéale pour les exercices de rééducation en douceur



Planche de balance

Ref. 0011PR

Prix :TTC
210,00



- La conception unique fournit 360° d'activités d'instabilité pour tous les muscles.
- Il aide également à améliorer l'équilibre et l'agilité.

Assiette de rééducation

Ref. 00010PN

Prix :TTC
230,00



- L'assiette de rééducation balance
- Board est réglable en inclinaison.
- Le verso est concave et en vissant les 1/2 sphères bleues, on augmente la difficulté.
- Ainsi, dès que les progrès apparaissent, il suffit de changer l'angle du plateau

Coussin d'équilibre

Ref. 0006BL35

Prix :TTC
190,00



- Fabriquées en latex,
- Economiques, portables et polyvalentes,
- Améliorent la musculation, la mobilité et la souplesse,
- Longueur 1.50 m.

Dôme Bosu

Ref. 0009BL55

Prix :TTC
989,00



- Le Dôme (équilibre, tonicité, force) est un système multifonction d'entraînement de base et de conditionnement: cardio, formation sportive, formation de force,

**Ballon Klein en ABS pour gymnastique**

Réf.	Couleur.	Prix.
23011	Jaune 45 cm	290.00
23021	Rouge 55 cm	340.00
23031	Vert 65 cm	380.00
23041	Bleu 75 cm	430.00
23050	Gris 85 cm	630.00

**Kit de 6 haltères avec support**Réf. **K4604P**Prix :TTC
610,00

- Une paire 500g
- Une paire 1kg
- Une paire 2kg



- 3 paires d'haltères en vinyle
- 6 places,
- L 31 x 1.80 x H 27 cm,
- 500g, 1kg, 2kg

Ballon cacahuète

Anti-éclatement

NOUVEAU



Réf.	Taille	Prix.
0018BC4	40 cm	280.00
0018BC5	50 cm	330.00
0018BC6	60 cm	540.00

- Sans PVC
- Utilisation pour les enfants et les adultes

Les poids lestés en PVC

Se vend à la paire

Réf.	Couleur / Poids	Prix.
25870	Rouge / 500 g	270.00
25871	Vert / 700 g	350.00
25872	Bleu 1100 g	370.00

- Tissu éponge à l'intérieur pour un port très confortable,
- Augmente les possibilités d'entraînement d'équilibre et de stabilité,
- Sécurité : bandes réfléchissantes pour usage en extérieur.

Tapis de gym Thera-Band

Mousse de vinyle, très bonne absorption des chocs, imperméable et ne s'émiette pas.

- Dimensions : 1,5 x 190 x 60 cm, 2,5 x 190 x 60 cm.
- Couleurs : Bleu, vert, rouge.

1.5x190x60 cm

Réf.	Couleur	Prix.
25053	Bleu	925.00
25054	Vert	925.00
25055	Rouge	925.00

2.5x190x60 cm

Réf.	Couleur	Prix.
25056	Bleu	1 400.00
25057	Vert	1 350.00
25058	Rouge	1 400.00


**Nattes de gym**Réf. **0019BL15**Prix :TTC
450,00

- Existe en deux épaisseurs : 15 mm et 19 mm.
- Dimensions : 180 x 58 x 1,5 cm,

Tube d'exercice en latex


- Fabriqués en latex, très robustes,
- Disponibles en 4 niveaux de résistance progressive,
- Idéals pour le renforcement musculaire.

Réf.	
21232	Très faible
21242	Faible
21252	Moyen
21262	Fort

Prix :TTC
130,00**Bandes d'exercice en latex**Prix :TTC
200,00

Réf.	
20403	Moyen /3 bandes
20410	Fort /2 bandes

- Fabriquées en latex,
- Economiques, portables et polyvalentes,
- Améliorent la musculation, la mobilité et la souplesse,
- Longueur 1.50 m.

**Rebondisseur trampoline**Réf. **575100**
Sans barre de maintienPrix :TTC
979,00Réf. **275006**
Avec barre de maintienPrix :TTC
2 200,00



Tapis de yoga antidérapant

Réf. **001806Y** - 170 x 60 x 0,6 cm

Prix :TTC

195,00

- Conçu pour le yoga doux ou dynamique : Hatha, ashtanga yoga, power yoga de même pour pilate et fitness
- Bonne épaisseur et matière à bonne adhérence.
- Surface antidérapante et confortable au toucher.
- Structure de mousse en cellulose résiste à l'humidité, rouleau facile pour le stockage.



Bloc en mousse pour Yoga

Réf. **0015M07** - 23x15x7,5 cm

Prix :TTC

65,00

- Cette brique permet de progresser dans les postures.
- Peut remplacer le coussin lors de la méditation, ou des postures spécifiques.
- Souple, douce et très légère à transporter.



Coussin Yoga Cylindrique

Réf. **0016BL55** - 55x17 cm

Prix :TTC

250,00



Ces traversins de yoga sont le soutien idéal pour un certain nombre de positions de yoga.

Sangles de yoga

Réf. **0017SR**

Prix :TTC

52,00




- La sangle est une aide pour vous permettre d'aller plus loin dans vos postures, ou pour maintenir les jambes bien serrées en position de la pince par exemple.
- La boucle permet de la régler rapidement et sa texture est agréable au toucher.
- La sangle est surtout utilisée dans des yogas dynamiques ou posturaux : Ashtanga, Iyengar.

Balle de pilate

Réf. **0018BP25** - 25cm

Prix :TTC

60,00



- Matériel: PVC
- Couleur : violet, bleu, rose
- Taille: 25cm

Coussin cale sans PVC

Réf. **0019CW**

Prix :TTC

200,00



Utilisé dans l'exercice de yoga, pour la posture du genou sans tapis.

- Disque de stabilité
- Aide à renforcer et stabiliser les genoux, chevilles, épaules
- 2 surfaces : 1 rugueuse, 1 plus lisse
- Pompe incluse

Balance pad

Réf. **232910** - 50x40x6 cm

Prix :TTC

420,00



- Coussin de mousse micro aérée destiné aux exercices d'équilibre, de coordination et de rééducation.
- Spécialement conçu pour l'entraînement à la stabilité et pour les exercices moteurs.
- La balance Pad est confortable au toucher, résistante et facile à nettoyer.

Coussin de genou

Réf. **0013MBL** - 30 cm

Prix :TTC

190,00



Utilisé dans l'exercice de yoga, pour la posture du genou sans tapis.

- Disque de stabilité.
- Aide à renforcer et stabiliser les genoux, chevilles, épaules.
- 2 surfaces : 1 rugueuse, 1 plus lisse.
- Pompe incluse.

Matériel Professionnel

Diagnostic

Page : 128 - 141



Hospitalier

Page : 156 - 215



Kinésithérapie

Page : 216 - 254



Offre



seca

La précision au service de la santé



INSTRUMENT DE
PESAGE
CLASSE MÉDICALE

► Les fondamentaux de la mesure et de la pesée médicales

Made in 

Les instruments de pesage SECA bénéficient du Certificat d'Approbation de Modèle délivré par MCIEN avec **classe III ou classe IIII** en application du décret N° 2-05-813 du 25 Jourmada I 1430 (21 Mai 2009) relatif au contrôle des instruments de mesure.



Seca **P750**



Seca **P762**



Seca **T206**



Seca **P813**



Seca **T201**



Seca **T213**



Seca **T222**



Seca **P711**



Seca **P287**



Seca **P959**



Seca **P677**



Seca **P417**



Seca **P354**



Seca **T417**



Seca **P414**



Seca **P725**



Seca **T207**

Prenez rendez-vous avec
06 66 24 64 60
contact@locamed.org



E-scope®

Les otoscopes et ophtalmoscopes e-scope® sont livrés dans un boîtier antichoc ou une pochette compacte. Chaque étui dispose de compartiments dédiés permettant de ranger les instruments, les poignées, les blocs d'alimentation et les spéculums auriculaires.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

E-scope® otoscope

Éclairage à LED 3,7 V, au xénon
2,5 V ou à tube à vide
Fibre optique
Lentille pivotante avec grossissement x3
Spéculum auriculaire réutilisable ou jetable
Connecteur pour test pneumatique
Interrupteur marche/arrêt
Compartiment de la batterie et corps en matériau synthétique ABS

E-scope® ophtalmoscope

Éclairage à LED 3,7 V, au xénon 2,5 V
ou à tube à vide
Affichage de la dioptrie
Molette de réglage de la dioptrie
Molette à diaphragmes
Protection de l'oculaire
Corps résistant à la poussière



E-scope® otoscope à éclairage direct

XL 2,5 V, en pochette

R2100-201 - Blanc **860,00**
R2101-201 - Noir **700,00**



E-scope® otoscope F.O

XL 2,5 V, en boîtier

R2110-202 - Blanc

Prix :TTC
1 270,00

LED 3,7 V, en boîtier

R2111-203 - Noir

Prix :TTC
1 820,00



E-scope® ophtalmoscope

LED 3,7 V, en boîtier

R2123-203 - Noir

Prix :TTC
3 500,00



E-scope® otoscope ophtalmoscope F.O

XL 2,5 V, en boîtier

R2131-202 - Noir

Prix :TTC
2 400,00

LED 3,7 V, en boîtier

R2131-203 - Noir

Prix :TTC
3 980,00



Otoscope ri-scope® L

R3708 - Noir

Prix :TTC
2 270,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poignée à piles de type AA
Tubes avec 4 spéculums auriculaires noirs réutilisables de taille 2 - 5 mm et avec chacun 3 spéculums auriculaires noirs jetables 2,5 mm (L1 / L2) ou 2 mm (L3) et 4 mm.
Boîtier rigide de luxe avec cran de sécurité



Lampe de diagnostic E-xam LED

Réf. **R5131-01** - Noir

Prix :TTC
865,00



Avec porte abaisse langue

- Éclairage pré focalisé, champ d'éclairage homogène
- Lumière LED haute performance (180 000 Lux)
- durée de vie élevée de la LED au moins 20 000 / h
- Batteries : 2 x Alcaline AA, 1,5 V



Lampe de diagnostic Ri-pen®

Réf. **R5075** - Noir

Réf. **R5071** - Bleu

Réf. **R5072** - Vert

Réf. **R5074** - Argent

Prix :TTC
130,00

- Éclairage LED, comparable à la lumière de jour
- LED 3V, 5.500 Kelvin
- 24.000 Lux max.
- Champ d'éclairage : env. Ø 50 mm en distance de 15 cm



Ri-mini®

Ri-mini® Otoscope

Xénon XL 2,5 V, en boîtier

R3010 - Noir

Prix :TTC
1 125,00


Ri-mini® Oto-ophthalmoscopes

Xénon XL 2,5 V, en boîtier

R3012 - Noir

Prix :TTC
2 850,00


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Lentille grossissante	2,5x
Lampe	XL, 2,5 V, 750 mA, durée de vie moyenne 16,5 h2
Batterie	2 piles alcalines AA 1,5 V
Température ambiante	0 °C à 40 °C
Humidité relative	30% à 70% sans condensatio

EliteVue®

Otoscope F.O

LED, 3,5 V avec poignée de type C pour 1 batterie rechargeable Li-ion

Réf. **R2210-203**

Prix :TTC
7 900,00


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Grossissement jusqu'à 5x	Utilisable pour gorge
Champ de vision élargi	Optique verre + mise au point
Éclairage LED 4000K, CRI 92	Éjection facile des spéculums

Econom®

kit de diagnostic ORL

Avec spéculum nasal extensible à vide 2.7V

Réf. **R2050**

Prix :TTC
1 990,00


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Lampe à vide 2.7 V / XL 2.5 V
Otoscope et ophtalmoscope
Spéculum nasal et porte-langue
Éclaireur coudé + lampe de rechange
2 miroirs laryngés (n°3 et 4)

Accessoires

Spéculums auriculaires

Réutilisables - 10 unités

Prix :TTC
48,00


R10775	2 mm
R10779	2,5 mm
R10783	3 mm
R10789	4 mm
R10795	5 mm

Jetables - 100 unités



R14061-532	2 mm	144,00
R14061-531	2,5 mm	99,00
R14061-533	3 mm	99,00
R14061-534	4 mm	99,00
R14061-535	5 mm	144,00

Lampe de rechange

> Ampoules XL 2,5V, otoscope ri-mini®/e-scope®/ri-scope® L2/L3

Réf. **R10600** Prix TTC. **195,00**

> Ampoule XL 3.5 V , pour ophtalmoscope xenon

Réf. **R10608** Prix TTC. **250,00**

> Lampe halogène 2,5 V - pour oto-, pen-scope, Ri-scope® et E-scope®

Réf. **R10489** Prix TTC. **190,00**

> Lampe halogène 2,7 V - pour Econom 2050

Réf. **R10421** Prix TTC. **95,00**




Tensiomètre sur pied Big Ben

Avec brassard velcro – modèle sur pied à cadran rond

Réf. **R1468**

Prix :TTC

2 360,00



Avec brassard velcro – modèle sur pied à cadran carré

Réf. **R1478**

Prix :TTC

2 300,00



- Hauteur réglable de 75 à 120 cm – base diamètre 53 cm
- Trépied stable avec roulettes à faible friction
 - Tige chromée robuste
- Corbeille de rangement intégrée + corbeille additionnelle
- Déplacement facile grâce aux roulettes
 - Système anti-basculement pour plus de sécurité

Système anti-basculement

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimensions	Cadran rond : 198,7 mm / Ø 145,5 mm Cadran carré : 198,7 mm / 147,2 mm
Modèles :	mural, de bureau, sur rail ou mobile
Poids :	1300 g (mobile) – 1200 g (mural) 1600 g (bureau) – 4000 g (avec pied)
Précision :	± 3 mmHg (conforme au standard Riester ± 2 mmHg)
Technologie :	pas de réétalonnage requis
Plage de mesure :	0 à 300 mmHg
Conditions d'utilisation :	10 à 40 °C / 85 % HR
Stockage :	-20 à +70 °C / 70 % HR sans condensation

Tensiomètre PNI automatique RBP-100

Réf. **R1741 - mobile**

Prix :TTC

3 700,00



- Tensiomètre léger et pratique, de qualité clinique



Système anti-basculement

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Détection avancée	Détection des arythmies
Poids	510 g (1,12 lb)
Affichage	LCD 4" facile à lire
Capacité de mémoire	210 prises de mesures
Classification	Codes couleurs selon les normes OMS
Batterie	Bloc batterie interne rechargeable (4x piles AA NiMH)
Autonomie	1000 prises de mesures par charge complète
Temps de charge	6 heures
Mode veille partielle	Rétroéclairage s'éteint après 10 secondes

Tensiomètre mural big ben

Cadran rond

Réf. **R1459-151**



Prix :TTC

1 170,00

Cadran carré

Réf. **R1465-151**



Prix :TTC

1 210,00

Tensiomètre PNI automatique RBP-100

Réf. **R1742 - mural**



Prix :TTC

3 250,00



Tensiomètre Sphygmo-tensiophone

Réf. **R1380 - Adulte**
 Prix :TTC
1 035,00
Réf. **R1381 - Enfant**
 Prix :TTC
1 000,00


• Appareil livré avec étui rembourré en nylon et à fermeture éclair.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Type :	anéroïde, double tubes
Montage :	sur brassard, utilisable bras gauche ou droit
Précision :	± 3 mmHg
Conditions d'utilisation :	10 °C à 40 °C / humidité ≤ 85 %
Microfiltre :	intégré
Brassard :	sans latex



Tensiomètre R1 Shock-proof®

Réf. **R1250-107**
 Prix :TTC
910,00


• Antichoc jusqu'à 120 cm de hauteur.
• Boîtier ABS à deux composants

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Type :	anéroïde à une main (manopoire), un tube
Style :	paume - ambidextre
Précision :	± 3 mmHg
Conditions d'utilisation :	Co10 à 40 °C, ≤ 85 % HR
Microfiltre :	oui
Sans latex :	oui



Tensiomètre Ri-san®

Brassard normal

Réf. **R1512-150 - Velco**
 Prix :TTC
680,00

Brassard obèse

Réf. **R1512-122 - Velco**
 Prix :TTC
790,00


• Tensiomètre manopoire à cadran, un tube

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Taper	Anéroïde; un tube
Possibilités	Style paume, gauche ou droite
Précision	± 3 mmHg
Conditions de mesure	10°C à 40°C à 85% d'humidité relative
Microfiltre	Oui
Sans latex	Oui



Tensiomètre E-mega

Réf. **R1370-150**
 Prix :TTC
620,00

Brassard adulte désinfectable



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Type :	anéroïde - simple ou double tube
Style :	paume (convient aux droitiers)
Précision :	± 3 mmHg
Brassard :	sans vessie, désinfectable
Microfiltre :	oui
Sans latex :	oui



Accessoires

	1	R10608	Ampoules XL 3,5 V, ophtalmoscope xénon	250,00
	2	R11177	Ampoule 2.2v standard pour torche	40,00
	3	R10600	Ampoules XL 2,5V, otoscope ri-mini®/e-scope®/ri-scope® L2/L3 unité	195,00
	4	R151	Brassard désinfectable, adultes, 2 tubes, sans latex	270,00
	5	R150	Brassard désinfectable, adultes, 1 tube, sans latex	290,00
	6	R130	Brassard velcro 2 tubes, enfants 35,5 x 10 cm	260,00
	7	R10350	Poire noire en Latex avec soupape	150,00
	8	R10351	Poire noire en Latex	45,00



Tensiomètre automatique professionnel parlant

Réf. **PG8B69S**

Avec technologie oscillométrique
pour des mesures précises



Prix :TTC
3 450,00

- Compatible avec des bras de 17 à 32 cm de circonférence
- Écran LCD rétroéclairé + guidage audio tout au long de la mesure
- Annonce vocale des résultats à la fin de la prise de mesure
- Finition antibactérienne sur l'appareil et le brassard
- Deux types de brassards disponibles : mobile et fixe
- Le brassard mobile offre une meilleure ergonomie pour les personnes de grande taille
- Il garantit une posture correcte et un positionnement optimal
- Le brassard fixe est moins adapté aux grands bras (risque de mauvaise posture)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Méthode de mesure : oscillométrique

Affichage : numérique LCD rétroéclairé

Plage de pression : 30 à 280 mmHg

Plage de fréquence cardiaque : 40 à 199 bpm

Précision : ± 3 mmHg (pression), ± 5 % (pouls)

Mémoire : 90 utilisateurs x 2 profils

Alimentation : 4 piles AA (1,5 V)

Dimensions : 260 x 220 x 180 mm

Poids : env. 1800 g (hors piles)

Conditions d'utilisation : 5 à 40 °C, 15 à 93 % HR

Conditions de stockage : -20 à +55 °C

Tour de bras compatible : 17 à 32 cm

Classification médicale : Type BF

Écran : LCD 71 x 82 mm



Tensiomètre connecté avec fonction ECG 2 en 1 sans fil

Réf. **LPBP2**

Écran LCD

Marche/Arrêt

Type - interface
de chargement

Prix :TTC
995,00

Brassard 22-42cm

Historique/ECG

Electrode ECG

- Mesure de la pression artérielle (systolique, diastolique, pouls)
- ECG de 30 secondes via électrodes intégrées
- Dérivations I, II et thoracique pour une analyse plus complète
- Synchronisation via application : suivi en temps réel et rapport PDF
- Écran OLED, design compact, batterie lithium rechargeable



ECG



Pression artérielle

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Mesure de la pression artérielle

Technologie : Méthode oscillométrique

Plage de pression : 0 - 300mmHg

Précision de la mesure de la pression : ± 3 mmHg

Plage de fréquence d'impulsions : 40 à 200 /min

Précision de la fréquence du pouls : ± 2 /min

Enregistrement ECG

Durée de l'ECG : 30s

Plage de fréquence cardiaque : 30 à 250 bpm

Précision de la fréquence cardiaque : ± 2 /min ou $\pm 2\%$.

Taille (unité principale) : 135mm(L)×45mm(W)×20mm(H)

Poids (unité principale) : 240g

Taille du brassard : 22 - 42cm

Connectivité sans fil : Bluetooth 4.0 BLE

Alimentation

Type de batterie : Batterie lithium rechargeable


Consommation de la batterie : 500 mesures

Stockage

Mesure de la pression artérielle : 50 enregistrements

Enregistrement de l'ECG : 10 enregistrements

Connecté





Tensiomètre automatique à brassard - Mode 3 mesures

AND
JAPON

Réf. **UA1020W**

Prix :TTC

900,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Brassard Slimfit™ Wide Range - sans latex ni métal, couvrant 22 à 42 cm
- Mode TriCheck™ pour la moyenne automatique de 3 lectures
- Toutes les lectures chronométrées et datées
- Guide des résultats de l'OMS
- BHS A/A validé cliniquement
- Mémorise les 90 dernières mesures,
- Indication d'arythmie cardiaque
- Fonction de dépistage de la fibrillation auriculaire
- Livré avec pochette de transport.

Tensiomètre automatique à brassard

SelfCare
MEDICAL

Réf. **PG8B18**

Prix :TTC

490,00



Mesure automatique intelligente

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran LCD extra large 53 x 65 mm
- 90 Mémoires
- Détection d'arythmie cardiaque
- Indicateur de classification de l'OMS
- Affichage de la fonction date/heure.
- Fonctionne avec 4 piles AAA
- Taille du brassard : de 22 à 32 cm
- Plage de mesure de pression artérielle de 30 à 280 mmHg
- Mesure du pouls cardiaque de 40 à 199 Battements / min

Tensiomètre automatique à brassard - Thuasne

THUASNE

Réf. **W0840**

3 mesures

Prix :TTC

930,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Certification A/A BIHS*
- Plage de pression : 20 à 280 mmHg
- Fréquence cardiaque : 40 à 200 battements/min
- Précision : ± 3 mmHg / ± 5 % (pouls)
- Alimentation : 4 piles AA (compatibles rechargeables)
- Autonomie : jusqu'à 920 mesures
- Dimensions : 152 x 92 x 42 mm
- Température de fonctionnement : 10 à 40 °C
- Stockage : -20 à +55 °C

Tensiomètre automatique à poignet - Thuasne

THUASNE

Réf. **W0890**

Prix :TTC

475,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Certification A/A BIHS*
- Plages de mesures : pression systolique/ diastolique : 20 - 280 mmHg.
- Pouls : 40 - 200 pulsations / min.
- Précision : pression : ± 3 mmHg. Pouls : ± 5 %.
- Piles : 4 x AA incluses - Compatible avec piles rechargeables.
- Durée de vie des piles : environ 920 mesures (avec des piles neuves).
- Dimensions : 152 x 92 x 42 mm.
- Conditions de stockage : -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
- Conditions d'utilisation : 10 - 40 °C / 50 - 104 °F

Accessoires

Brassard de rechange

AND
JAPON

Réf. **0095TBA**

Adulte Dim. 22 à 32 cm

Prix :TTC

190,00

Réf. **0095TBL**

Large Dim. 31 à 45 cm

Prix :TTC

250,00



Réf. **WBO840**

Dim. 22 à 42 cm

Prix :TTC

395,00



THUASNE

Adaptateur

AND
JAPON

Réf. **0095TA**

Prix :TTC

195,00



Unité centrale de diagnostic modulaire **Ri-former®**

Composez votre station de diagnostic
Riester sur mesure

Le système modulaire **Ri-former®** permet de composer une station de diagnostic murale totalement personnalisée.
Les modules peuvent être combinés à gauche comme à droite selon l'espace disponible.
Le module de base, livré avec 1 ou 2 poignées, peut être étendu jusqu'à 5 ou 6 instruments grâce à des modules d'extension.

- Station fournie sans têtes d'instruments
- Plaque murale, vis, chevilles et plan de montage inclus

Modèle mural de base :

Ri-former® 1 poignée
avec horloge 3,5V/230V
Réf. **3650**



Ri-former® 2 poignées
avec horloge 3,5V/230V
Réf. **3650-300**



Modèles d'extension :

Module d'extension
1 poignée
Réf. **R300**



Module d'extension
big ben®
Réf. **R3655**
Brassard adulte à velcro



Module d'extension
RP100
Réf. **RPB100**



Thermomètre
infrarouge
ri-thermo®N
Réf. **3656-301**

Avec dispositif
de sécurité
anti-vo



Distributeur
de spéculums
auriculaires **ri-spec**
Réf. **R3654**

Compatible
avec embouts
ri-spec jetables



Accessoires

ri-scope®
L.F.O. otoscope
Réf. **R10565-301**
• L2 3,5 V LED



ri-scope®
L ophthalmoscope
Réf. **R10571-301**
• L2 3,5 V LED



ri-scope®
**Support abaisse-
langue L.F.O.**
Réf. **R10574-301**
• 3,5 V LED



ri-scope®
**Spéculum
nasal L.F.O.**
Réf. **R10574**
• 3,5 V LED



ri-scope®
**Éclairage à bras
courbé L.F.O.**
Réf. **R10576-301**
• 3,5 V LED



ri-scope®
L retinoscope
Réf. **R10546-301**
• 3,5 V XL
Avec
spot-light



ri-scope®
**Otoscope
opérateur humain**
• 3,5 V XL



ri-derma®
dermatoscope
Réf. **R10577-301**
• 3,5 V LED



Spéculums auriculaires

Réutilisables



	10 unités
R10775	2 mm
R10779	2,5 mm
R10783	3 mm
R10789	4 mm
R10795	5 mm

Jetables



	100 unités
R14061-532	2 mm 144,00
R14061-531	2,5 mm 99,00
R14061-533	3 mm 99,00
R14061-534	4 mm 99,00
R14061-535	5 mm 144,00



Tensiomètre babyphon®

Réf. **R1441-501**

1 tube, 3 brassards velcro (enfants, nourrissons et nouveau-nés) avec stéthoscope duplex® bébé

Conçu pour un usage pédiatrique avec une gamme complète de brassards adaptés à chaque tranche d'âge

- Disponible avec les modèles de manomètre minimus® II, precisa® N ou e-mega®
- Fourni avec brassards velcro pédiatriques adaptés aux enfants, nourrissons et nouveau-nés
- Doté d'un microfiltre de protection pour la valve de décompression et le mécanisme de mesure
- Intègre une membrane haute résistance, conçue pour une utilisation durable en milieu médical
- Livré dans une trousse de transport rembourrée et zippée, idéale pour une utilisation mobile
- Offre une compatibilité avec une large gamme de manchettes (tailles et conceptions variées)
- Comprend un stéthoscope duplex® bébé pour une auscultation adaptée aux plus jeunes patients



Prix :TTC
1 500,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Type	Tensiomètre anéroïde, 1 tube
Usage	Pédiatrique (nouveau-nés, nourrissons, enfants)
Montage	Sur brassard, style paume
Manchettes fournies	3 tailles velcro (bébé, nourrisson, enfant)
Précision	± 3 mmHg (conforme norme Riester)
Plage de mesure	Jusqu'à 300 mmHg
Résistance à la surpression	Jusqu'à 600 mmHg
Étalonnage	Technologie de mesure à vie (sans recalibrage requis)
Matériau manomètre	Métal avec échelle aluminium Ø 49 mm
Matériau cadran	Plastique/métal ou polycarbonate Ø 63 mm
Poire de gonflage	Sans latex, avec régulation chromée
Accessoires	Stéthoscope duplex® bébé inclus
Conditions d'utilisation	10 °C à 40 °C - humidité relative ≤ 85 %
Trousse de transport	Incluse - nylon zippé rembourré



Stéthoscope Duplex® 2.0 Pour bébé

R422001 - Noir

R422004 - Rouge

R422005 - Vert

Prix :TTC
745,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Membrane	Ø 32 mm (1,26 po)
Cloche	Ø 23,5 mm (0,93 po)
Longueur	69 cm (27,17 pouces)
Poids	124 g / 0,27 livre

Tensiomètre Sphygmo-tensiophone

Réf. **R1381** - Enfant

Prix :TTC
1 000,00



- Livré avec une trousse de transport en nylon rembourrée et zippée.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Taper	Anéroïde, à deux tubes
Montage	Sur brassard, utilisable à gauche ou à droite
Manchette	Brassard sans vessie
Précision	±3 mmHg
Conditions de mesure	10°C à 40°C à 85% d'humidité relative
Microfiltre	Oui
Sans latex	Facultatif



**Stéthoscope cardiophon**Réf. **R4240-01**

Prix :TTC

1 420,00

Conçu pour la cardiologie, optimisé pour les fréquences clés (200 à 500 Hz), idéales pour l'auscultation cardiaque.

- Confort et ajustement : embouts anatomiques, souples, pivotants et remplaçables pour réduire les bruits parasites et améliorer l'étanchéité sonore.
- Qualité sonore : tube en Y avec conduits séparés pour chaque oreille, permettant une écoute précise des sons cardiaques subtils.
- Durabilité et hygiène : ressort intégré dans un tube PVC robuste et facile à nettoyer.
- Praticité : marquage pour identifier rapidement le côté ouvert (membrane ou cloche).
- Accessoires inclus : embouts auriculaires et membranes de rechange, plaque signalétique.
- Sans latex : idéal pour éviter les allergies.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Membrane	Ø 44 mm (1,73 po)
Cloche	Ø 32 mm (1,26 po)
Longueur	71 cm (27,95 pouces)
Poids	204 g / 0,45 livre

**Stéthoscope duplex® 2.0**

Prix :TTC

799,00Réf. **R4210-01** Noir acierRéf. **R4210-03** Bleu acierRéf. **R4210-04** Rouge acierRéf. **R4210-05** Vert acier**Pour adulte**Réf. **R4201-01** Noir aluminium

Prix :TTC

620,00**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

Membrane	Ø 44 mm (1,73 po)
Cloche	Ø 32 mm (1,26 po)
Longueur	74 cm (29,13 pouces)
Poids (Acier inoxydable)	151 g / 0,33 lb
Poids (Aluminium)	97 g / 0,21 lb

Stéthoscope duplex®Réf. **R4001-01 - Noir**Réf. **R4001-02 - Gris**
**Pavillon
en aluminium
léger**


Prix :TTC

399,00**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

Membrane	Ø 48 mm (1,89 pouces)
Cloche	Ø 36 mm (1,42 pouces)
Longueur	77 cm (30,32 pouces)
Poids	104 g

Stéthoscope anestophonRéf. **R4177-01**

- Pavillon en aluminium très plat.
- Tubulure en Y très épaisse en PVC contre les bruits parasites.
- Sans latex.



Prix :TTC

235,00**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

Membrane	Ø 48 mm (1,89 po)
Longueur	77 cm (30,32 pouces)
Poids	99 g

AccessoiresRéf. **R11042**

Membranes, Ø45 mm, cardiophon duplex® (de luxe), anestophon,

Prix :TTC

18,00Réf. **R11140**

Bague anti-froid gris, Ø 48 mm cardiophon, duplex® (de luxe),

Prix :TTC

25,00**Embouts auriculaires de rechange**Réf. **R11139**

Prix :TTC

23,00



Medcaptain

Made in
Nederland

En exclusivité chez Locamed

Détecteur de veines infrarouges

Réf. **NAVI30** - sans supportRéf. **NAVI60** - avec support

- Visualisation en temps réel de la vascularisation sous-cutanée grâce à une technologie de lumière infrarouge.
- Permet une évaluation rapide et précise de l'état des veines, réduisant le risque d'échec de ponction.
- Améliore la sécurité des soins et la satisfaction patient en limitant les traumatismes liés aux gestes invasifs.
- Contribue au contrôle des infections en diminuant les manipulations répétées.
- Appareil compact, léger (500 g) et utilisable en charge, avec ou sans support.
- Affichage multicolore pour mieux identifier les types de veines (normales, fines, courbées, obstruées...).
- Idéal pour les services de pédiatrie, anesthésie, urgences et soins intensifs.



5 couleurs d'affichage pour s'adapter à chaque type de peau et offrir une visibilité parfaite des veines.



Veine saignante Veine obstruée Veine étroite Veine courbée

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Luminosité : 10 - 25 lumens

Type d'image : Projection infrarouge / lumière structurée

Réglage de la luminosité : 4 niveaux

Couleur d'affichage: 5 couleurs

Taille de l'image : 3 tailles

Charge pendant l'utilisation : Oui

Dimensions : 224 (L) x 68 (l) x 64 (H) mm

Poids : 500 g



Garrot pneumatique manuel chirurgical

Réf. **R5255**

Utilisé en chirurgie orthopédique

- Pompe métallique robuste pour la génération de pression
- L'air contenu dans le brassard s'échappe à l'ouverture de la valve de décompression
- 2 brassards : 57 x 9 cm (avant-bras) et 96 x 13 cm (cuisse)
- Matériaux lavables
- Vessies sans latex
- Manomètre métallique chromé

Prix :TTC

4 450,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Graduation des échelles en mm Hg

Par pas de 10 mm Hg

Plage d'affichage mm Hg

Jusqu'à 700 mmHg

Des conditions de fonctionnement

10°C (50°F) à 40°C (104°F)

Température de stockage/transport

20 °C (-4 °F) à 70 °C (158 °F)

Humidité relative de stockage/transport

85 % (sans condensation)




Appareil de perfusion à pression

Réf. **R5270**

Prix :TTC

950,00

- L'appareil est utilisé pour la mise sous pression de sang et de solutés lors de transfusions ou perfusions.
- Il est doté d'un manomètre chromé de 49 mm de diamètre avec graduations (jusqu'à 300 mmHg), lisible et robuste.
- Sa manchette en coton bleu est lavable jusqu'à 60°C.
- Poire de gonflage sans latex.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage d'affichage

0 à 300 mmHg

Conditions de fonctionnement

10°C à 40°C

Humidité relative

85 % (sans condensation)

Température de stockage/transport

-20°C à 70°C

Humidité relative de stockage/transport

85 % (sans condensation)



Moniteur de signes vitaux avec écran tactile

RVS-100®

Réf. **R1960-RRBXE** - sans imprimanteRéf. **R1960-RRBXE** - avec imprimante

Le RVS-100® est un moniteur multiparamétrique compact conçu pour la surveillance des signes vitaux en milieu hospitalier.

Grâce à son écran tactile couleur de 8 pouces et à son interface intuitive, il permet un accès rapide aux données cliniques essentielles.

- Trois modes de surveillance : Spot-check, Triage, et Surveillance continue
- Intégration des scores cliniques EWS, NEWS et MEWS pour le dépistage précoce
- Affichage en temps réel : SpO₂, PNI, température, pouls, pléthysmogramme.
- Connexion Bluetooth avec les thermomètres Riester tymPRO® et sensioPRO®
- Connectivité au dossier médical électronique (EMR) via le protocole HL7
- Alarmes programmables avec 3 niveaux de priorité (visuelles, sonores)
- Connexion LAN intégrée pour l'infrastructure hospitalière
- Disponible avec ou sans imprimante thermique intégrée



Interface utilisateur intuitive, avec un écran tactile très réactif



Mode d'affichage "Early Warning Scores"



Programmable avec EWS, NEWS, MEWS et 5 profils personnalisables.



Imprimante thermique intégrée



Accessoires standard

- Capteur SpO₂ adulte
- Câble d'extension SpO₂
- Sonde de température orale (33801 uniq.)
- Embouts de sonde (33801 uniq.)
- Tube d'extension PNI
- 2 brassards (adulte et adulte large avec connecteurs)
- Batterie au lithium et chargeur
- Mode d'emploi (GB, IT. Sur demande FR, DE, ES, PT, PL)

Panier en option
(270x200xh225 mm)
pour ranger les brassards,
les capteurs, les câbles

Réf. **R13317**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

PNI haute performance clinique (pression artérielle non invasive)

Méthode de mesure:	Automatique oscillométrique
Plage de mesure:	SYS, DIA, MAP Adulte 30-270 mmHg 10-220 mmHg 20-235 mmHg Pédiatrique 30-235 mmHg 10-220 mmHg 20-225 mmHg Néonatale 30-135 mmHg 10-110 mmHg 20-125 mmHg
Plage pression brassard:	0-280 mmHg, résolution 1 mmHg
Exactitude de pression:	Statique ± 3 mmHg Clinique ± 5 mmHg, déviation standard ≤ 8 mmHg
Plage fréquence pouls:	40-240 bpm, exactitude 1 bpm
Pression gonflage initiale:	Adulte Pédiatrique Néonatale 160 mmHg 130 mmHg 75 mmHg Double protection contre la surpression (matériel et logiciel) 297 ± 3 mmHg 252 ± 3 mmHg 147 ± 3 mmHg
Plage d'alarme:	SYS, DIA, MAP 0 - 300 mmHg

SpO₂ Riester

Plage de mesure:	0-100%, résolution 1%
Exactitude:	$\pm 2\%$ (70-100%) - $\pm 3\%$ (40-69%) Non spécifiée (0-39 %)
Plage d'alarme:	0-100%
Temps moyen:	4 sec, 8 sec, 16 sec

Pouls

Plage de mesure:	20-250 bpm, résolution 1 bpm
Exactitude:	$\pm 1\%$ ou ± 1 bpm, la plus élevée des deux valeurs

Thermomètre prédictif (33801 uniquement)

Oral (Mode Rapide)	temp. sans fièvre: 3 - 5 secondes temp. avec fièvre: 8 - 10 secondes
Oral (Mode Standard):	6-10 secondes
Exactitude de la mesure:	35,5 - 42°C $\pm 0,1^\circ\text{C}$ ($\pm 0,2^\circ\text{F}$)

Moniteur

Alarme:	LEDs visibles (Rouge, Jaune, Cyan) Haut-parleur Audible Alarme sonore, signal QRS Supporte tonalités hautes et niveaux différents de volume Tonalités d'alarme conformes aux exigences de IEC 60601-1-8 Pression: 45-85 dB distance de test 1 mètre de la tonalité
Ports:	1 entrée alimentation CA 1 interface RJ45 standard. 100 BASE-TX, IEEE 802.3 4 ports USB 1 point de mise à la terre équipotentielle 1 connecteur RJ11 pour appel infirmiers Port de sortie CC 15V/1,2 A
Alimentation:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Batterie:	Batterie: Lithium-Ion, rechargeable, 10,8 V CC, 6 600 mAh, Temps de recharge 100%: 6 heures Temps de fonctionnement environ 11 heures (batterie neuve et complètement chargée avec modules SpO ₂ , Temp et NIBP en mode AUTO (intervalle 15 minutes)) Indicateur de batterie faible et de recharge batterie
Dimensions:	303x110x h 230 mm (11,93x9,05x4,33 pouces)
Poids:	3600 g, (7,94 lb) incluant module Temp, imprimante



Système de caméra médicale multifonction, portable et polyvalente

RCS-100®



Le RCS-100® est une caméra portable et connectée, conçue pour capturer et partager rapidement des images ou vidéos médicales afin de faciliter le diagnostic, le suivi et la communication clinique.

Compatible avec différentes lentilles interchangeable (otoscope, dermatoscope, lentille générale), il permet de visualiser :

- le conduit auditif et la membrane tympanique
- la peau, l'épiderme, le derme et d'intégrer des modules d'endoscopie

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Écran couleur LCD TFT HD de 5 pouces (1280 × 720 px)
- Zoom numérique 2x à 8x
- Écran tactile pour capturer photos et vidéos
- Molette unique pour la mise au point et l'intensité lumineuse
- Changement rapide de lentilles, sans outi
- Batterie Li-ion rechargeable, autonomie de 3,5 h
- Transfert facile des fichiers via USB
- Fonction UVC pour affichage direct sur un second écran
- Connexion Wi-Fi intégrée
- Notes cliniques ajoutées sur les images pour un meilleur suivi
- Utilisable même dans des zones reculées (communication optimisée)

3 lentilles disponibles en option selon la spécialité



Lentille générale pour images



Lentille dermatoscope
avec règle numérique pour mesurer



Lentille otoscope
avec port otoscopie pneumatique



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dispositif

Écran:	tactile couleur LCD TFT 5", 1280x720 pixels, grossissement 2x-8x et zoom numérique automatique/manuelle
Focalisation:	8 MP
Pixels CMOS:	8 MP
Format images/vidéos:	images: JPEG, vidéos: MP4
RAM:	2G LPDDR3
Rom:	16GB
Extension mémoire:	carte SD 16G wifi
Alimentation:	batterie au lithium 18650 3,6V 2600mAh
Temps de fonctionnement:	vidéo 3,5 heures (batterie complètement chargée)
Temps de recharge:	3 heures
Adaptateur:	entrée 100~240V 50~60Hz 0,3A sortie CC 5V/2A
USB:	OTG et USB type C
Dimensions - Poids:	225x135x45 mm - 292g

Lentille générale

Longueur/largeur focale:	2,0
Angle du champ:	78°
Profondeur champ:	30mm ~ 4m
Source lumineuse:	LED lumière naturelle
Grossissement:	optique: 2x numérique: 4x
Température couleur LED:	5500k
Dimensions - poids:	60,5x 60,5x19,0 mm - 66,4 g

Lentille dermatoscope

Longueur/largeur focale:	2,2
Polarisation:	derme / épiderme
Champ de vision:	Ø 30mm
Distance de l'objet:	0 mm
Grossissement :	optique: 2x numérique: 4x affiché: 2x-8x
Source photographie:	LED lumière naturelle
Température couleur LED:	4000k
Dimensions - poids:	62,1x62,1x36 mm - 108,5 g

Lentille otoscope

Longueur/largeur focale:	2,9
Champ de vision:	champ de vision Ø 12mm à 25mm de distance de l'objet affiché (avec spéculum auriculaire de 4mm)
Distance max de l'objet:	15mm, à une distance max de l'objet Ø FOC: 15mm
Profondeur champ:	10mm
Source lumineuse:	LED lumière naturelle
Grossissement:	affiché: 6x
Température couleur LED:	4000 K
Dimensions - poids:	73,5x40,0x40,0 mm - 96 g

**Spiromètre écran tactile 7" et option SpO²****Spirolab®**Réf. **M911080E**

- Multifonctionnel
- Écran tactile
- 6MWT, Test de sommeil, Holter 24 heures pour SpO₂

En option : 1 x Capteur SpO₂ adulte (doigt) réutilisable

Accessoires standards :

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 x Turbine FlowMIR® jetable (boîte de 10) | 1 x Rouleau de papier thermique |
| 1 x MiniFlowMeter (capteur de débit numérique) | 1 x Pince-nez |
| 1 x Chargeur secteur universel (100-240 V) | 1 x Mallette de transport rigide |
| 1 x Batterie rechargeable intégrée | 1 x CD-ROM + logiciel WinspiroPRO |
| 1 x Câble USB | 1 x Manuel utilisateur |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Batterie rechargeable 10 h, chargeur 100-240 V
- Capteur de température ±0,45 °C, capteur de débit turbine
- Débit ±16 L/s ±5% ou 200 mL/s, volume ±2,5 % ou 50 mL
- Résistance dynamique <0,5 cm H₂O/L/s, connexion USB 2.0 et Bluetooth®
- Écran LCD tactile 7" 800x480
- Embouts buccaux Ø 30 mm, protection électrique classe II

Spirodoc®Réf. **M910610E**

- Tout en un
- Écran tactile couleur 7"
- Imprimante thermique intégrée

En option : 1 x Capteur SpO₂ adulte (doigt) réutilisable

Accessoires standards :

- | | |
|--|--|
| 1 x Turbine FlowMIR® jetable (boîte de 10) | 1 x Pince-nez |
| 1 x Capteur de débit | 1 x Capteur SpO ₂ adulte réutilisable |
| 1 x Câble USB | 1 x Étui de transport |
| 1 x Chargeur secteur | 1 x Logiciel WinspiroPRO |
| 1 x Batterie lithium-ion rechargeable (intégrée) | 1 x Manuel utilisateur |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran LCD tactile 128x64 pixels rétroéclairé.
- Batterie 3,7 V 1100 mAh avec autonomie de 50 h.
- Accéléromètre triaxial ±2 g, 400 Hz.
- Capteur de débit à turbine bi-directionnelle ±16 L/s.
- Précision : volume ±2,5 % ou 50 mL, débit ±5 % ou 200 mL.
- Résistance <0,5 cm H₂O/L/s et capteur de température 0 à 45°C.

Spiromètre portable pour Tablette & PC Spirobank II smart®Réf. **M911028E**

- Autonome, Tablette, ordinateur
- Multifonctionnel
- Application dédiée gratuite (MIR Spiro App)

En option : Capteur SpO₂ (oxymètre) à clip doigt adulte

Accessoires standards :


- | | |
|--|---|
| 1 x Turbine FlowMIR® jetable (boîte de 10) | 1 x Pince-nez |
| 1 x Câble USB | 1 x Manuel utilisateur |
| 1 x Batterie lithium-ion rechargeable | 1 x Accès à l'application MIR Spiro App (gratuite, à télécharger) |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran intuitif avec boutons faciles à utiliser.
- Batterie ion-lithium (3,7V, 1100 mAh).
- Capteur de débit : turbine numérique bidirectionnelle, plage ±16 L/s.
- Exactitude : volume ±2,5 % ou 50 mL, débit ±5 % ou 200 mL/s.
- Tests disponibles : FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST.
- Connectivité : USB 2.0 et Bluetooth® 4.0.

Spiromètre USB pour ordinateurRéf. **M911006E**

- Plug & Play
- Utilisation 100 % via ordinateur
- Design compact, léger et sans batterie

En option : Capteur SpO₂ à clip doigt

Accessoires standards :

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1 x Turbine FlowMIR® jetable (boîte de 10) | 1 x Logiciel WinspiroPRO (PC) |
| 1 x Câble USB | 1 x Pince-nez |
| | 1 x Manuel utilisateur |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Température mesurée par capteur semi-conducteur 0-45°C
- Débit via turbine digitale bidirectionnelle ±16 L/s
- Précision du volume ±3 % ou 50 mL
- Précision du débit ±5 % ou 200 mL/s
- Résistance <0,5 cm H₂O à 12 L/s
- Connexion et alimentation par port USB

Minispir®

Accessoires

Rouleau papier imprimanteRéf. **M910350****1 Unité**

Rouleaux de papier thermique standard (112 mm) pour l'imprimante Spirolab.

**Flowmir - turbine digital**Réf. **M91000460****60 Unités**

Usage unique

**Turbine réutilisable**Réf. **M910002****1 Unité****Embout buccal**Réf. **M910310****3 Unités**

Réutilisable pédiatrique

Réf. **M910300****25 Unités**

En carton Jetable pour adulte


Pince-nez en plastiqueRéf. **M910322S10****10 Unités**



Spiromètre électronique

Série VC-10

Réf. **MCVC10**



En option :
Turbine
réutilisable
Saphir

ACCESSOIRES STANDARDS :

Turbine jetable, embout buccal jetable, pince-nez,
câble USB, logiciel de spirométrie, manuel d'utilisation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Écran	Couleur, tactile, 2,4 pouces
Paramètres mesurés	VEMS (FEV1), CVF (FVC), PEF, rapport FEV1/FVC
Capteurs	Turbine jetable + Capteur saphir réutilisable
Connectivité	USB 2.0 + Bluetooth 4.0
Compatibilité OS	Android, iOS, Windows
Stockage des données	Local + synchronisation vers cloud sécurisé
Type d'utilisation	Adultes et enfants
Autonomie	Jusqu'à 8 heures en usage continu

Série VC-20

Réf. **MCVC20**



En option :
Turbine
réutilisable
Saphir

ACCESSOIRES STANDARDS :

Turbine jetable, embout buccal jetable, pince-nez,
câble USB, logiciel de spirométrie, manuel d'utilisation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Écran	Couleur, tactile, 3,5 pouces
Paramètres mesurés	FEV1, FVC, PEF, FEV1/FVC, FEF25-75, VME, FET, FEV6...
Capteurs	Turbine jetable + Capteur saphir réutilisable
Connectivité	USB 2.0 + Bluetooth 4.2 + Wi-Fi
Compatibilité OS	Android, iOS, Windows
Stockage des données	Local + synchronisation vers cloud sécurisé
Type d'utilisation	Adultes et enfants
Autonomie	Jusqu'à 8 heures en usage continu

Série VC-30

Réf. **MCVC30**



Prochain Arrivage
Bientôt Disponible



ACCESSOIRES STANDARDS :

Turbine jetable, embout buccal jetable, pince-nez,
câble USB, logiciel de spirométrie, manuel d'utilisation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran : LCD rétroéclairé, tactile, résolution 128x64 pixels.
- Batterie : Lithium-ion 3,7 V, 1100 mAh, autonomie de 50 h.
- Accéléromètre : Triaxial ± 2 g, fréquence d'échantillonnage de 400 Hz.
- Capteur de débit : Turbine numérique bi-directionnelle.
- Plage de débit : ± 16 L/s.
- Exactitudes : Volume $\pm 2,5$ % ou 50 mL ; débit ± 5 % ou 200 mL
- Résistance dynamique : $< 0,5$ cm H₂O/L/s à 12 L/s.
- Capteur de température : Semi-conducteur, plage de 0 à 45°C

Spiromètre à billes

Réf. **HE185**

Prix :TTC
90,00

- Spiromètre d'entraînement à l'inspiration
- Prescrit un niveau d'exercice
- Suit les progrès du patient



POWERbreathe® PLUS Blanc

Réf. **PB1000**

Medic

Prix :TTC
995,00

- Soulage l'essoufflement
- Améliore l'effort
- Utile en BPCO, insuffisance cardiaque et asthme



**seca**Made in
GERMANY

Tous les instruments de pesage SECA bénéficient d'un **certificat d'approbation** délivré par le MICIEN, conformément au décret n° 2-05-813 du 21 mai 2009. Selon le modèle, ils répondent aux exigences de **classe III ou classe IIII**.

**Balances mécaniques à grand cadran**Réf. **P761**

Prix :TTC

2 520,00**Graduation de 1kg**

- Construction robuste
- Grand cadran rond facile à lire
- Large tapis antidérapant

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	150 kg
Graduation	1 kg
Dimensions	303 x 118 x 470 mm
Poids net	4 kg
Fonctions	réglage du zéro

Réf. **P762**

Prix :TTC

2 520,00**Graduation de 500g**

- Tapis amovible clips en caoutchouc pour un remplacement facile
- Mécanisme en acier

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	150 kg
Graduation	500g
Dimensions	305 x 120 x 470 mm
Poids net	4 kg
Fonctions	réglage du zéro

Mètre déroulant mécaniqueRéf. **T206**

Prix :TTC

250,00

Montage mural

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimensions	125 x 125 x 173 mm
Poids net	220 g
Fonctions	Montage mural
Graduation	1 mm

Balances mécaniques à grand cadran

CLASSE MÉDICALE

Réf. **P750**

Prix :TTC

1 850,00**Graduation de 1kg**

- Construction robuste
- Grand cadran rond facile à lire
- Plateforme stable
- Boîtier robuste en acier laqué

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	150 kg
Graduation	1 kg
Dimensions	317 x 117 x 477 mm
Poids net	4 kg
Fonctions	réglage du zéro

**Ruban ergonomique**Réf. **T201**

Prix :TTC

115,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage de mesure	0 - 205 cm
Graduation	1 mm
Poids net	50 g

Pèse-personne électronique

CLASSE MÉDICALE

Réf. **P813**

Prix :TTC

2 100,00**Graduation de 100 g**

- Construction robuste
- Affichage digital clair et lisible
- Plateforme stable
- Boîtier robuste en acier laqué

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	200 kg
Graduation	100g
Dimensions	433 x 47 x 373 mm
Poids net	3 kg
Fonctions	Auto-Hold / Step-Off / Tip-On
Alimentation	Piles





seca  Made in GERMANY

Tous les instruments de pesage SECA bénéficient d'un **certificat d'approbation** délivré par le MICIEN, conformément au décret n° 2-05-813 du 21 mai 2009. Selon le modèle, ils répondent aux exigences de **classe III ou classe IIII**.

2 en 1 : pèse-bébé et pèse-personne plat


Pour enfants en bas âge

Réf. **P354**

- Balance multifonctionnelle : pèse-bébé et pèse-personne.
- Plateau adapté aux enfants.
- Nacelle amovible, facile à retirer.
- Fonction de mesure de l'apport en lait maternel (BMIF).
- Construction robuste pour un transport aisé.

Prix :TTC

2 400,00



CLASSE MÉDICALE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage de mesure	0 - 20 kg
Graduation	5g <10g >10g
Dimensions	328 x 2145 x 574 mm
Poids net	2 kg
Fonctions	Mode bébé, mode adulte, BMIF, extinction automatique

Pèse-bébé mécanique à poids coulissants

Réf. **P725**

- Design classique et précis.
- Fonction remise à zéro pour un poids exact.
- Plateau incurvé pour plus de sécurité.
- Plateau amovible, facile à nettoyer et mobile.

Prix :TTC

3 850,00



Classe III



CLASSE MÉDICALE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage de mesure	16 kg
Graduation	5 g
Dimensions	552 x 156 x 332 mm
Poids net	6 Kg
Fonctions	réglage du zéro

Toise bébé pliable mobile


Compacte, stable et parfaite pour une utilisation mobile

Réf. **T417**

- Toise pliable légère, compacte et stable, idéale pour une utilisation mobile.
- Utilisation simple et rapide.
- Design optimisé pour un rangement compact.
- Fabrication en matériaux durables pour une longue durée de vie.
- Surface lisse pour un entretien facile.

Prix :TTC

2 150,00



L'appuie-têterobuste aide à positionner l'enfant.

Appuie-pieds à glissement fluide et précis grâce à des rails dédiés.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :


Plage de mesure	10 - 100 cm
Graduation	1 mm
Dimensions	1110 x 115 x 333 mm
Poids net	2 kg
Fonctions	Mesure couchée, et mobile



Tous les instruments de pesage SECA bénéficient d'un **certificat d'approbation** délivré par le MICIEN, conformément au décret n° 2-05-813 du 21 mai 2009. Selon le modèle, ils répondent aux exigences de **classe III ou classe IIII**.

Toise mécanique portable

Réf. **T213**



Poignée intégrée et butées sécurisées permettant un transport facile



deux grandes fenêtres latérales facilitent la lecture des graduations.

- Toise mécanique mobile et démontable
- Fenêtres latérales pour une lecture facile
- Socle stable avec butée de talon pour mesure précise
- Se démonte facilement pour le transport
- Utilisation sans fixation murale


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage de mesure	20 - 205 cm
Graduation	1 mm / 1/8 inch
Dimensions	327 x 2165 x 590 mm
Poids net	2 kg
Utilisation	mobile, sans fixation

Prix :TTC
2 010,00

Toise mécanique télescopique

Réf. **T222**



Prix :TTC
2 250,00

- Structure télescopique précise, stable et facile à utiliser sans fixation murale
- Installation simple et rapide, sans fixation murale
- Large socle pour une stabilité maximale
- Butée de talon pour un positionnement exact
- Mesure fiable en trois points (talon, dos, tête)
- Idéale pour une utilisation stationnaire en cabinet ou service médical

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage de mesure	20 - 205 cm
Graduation	1 mm / 1/8 inch
Dimensions	328 x 2145 x 574 mm
Poids net	3,6 kg
Utilisation	Sans fixation murale


Toise pour bébés, curseurs extra-large

Montage mural possible

Réf. **T207**

- Appuie-tête fixe et appuie-pieds coulissants
- Peu encombrante et mobile
- Peut-être fixée à une table à langer ou au mur
- Curseurs repliables pour faciliter le rangement

Prix :TTC
1 800,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage de mesure	7 - 99 cm
Graduation	1 mm
Dimensions	1047 x 120 x 286 mm
Poids net	1 kg
Fonctions	Mesure couchée, Montage mural

Système de mesure et de pesée mobile pour nourrissons et enfants en bas âge

OFFRE COMPOSÉE DE :

Réf. **T417**

Toise bébé pliable mobile

Réf. **P354**

Pèse-bébé et pèse-personne plat pour enfants en bas âge

Réf. **P414**

Mallette avec poignée et sangle d'épaule pour pèse bébés électronique enfants



T417



P354



P414

Idéal pour étude **Épidémiologique**, recensement et **médecine préventive**


seca

 Made in
GERMANY

Tous les instruments de pesage SECA bénéficient d'un **certificat d'approbation** délivré par le MICIEN, conformément au décret n° 2-05-813 du 21 mai 2009. Selon le modèle, ils répondent aux exigences de **classe III ou classe IIII**.

Pèse-personne électronique avec fonction BMI (IMC)

 Réf. **P799**

 Livré avec toise
télescopique

 Prix :TTC
10 300,00

- Fonctionnalités : **IMC, TARE, HOLD**
- Plateau de pesée en acier
- Alimentation : piles ou bloc secteur (en option)
- Toise télescopique incluse

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	200 kg
Graduation	100g <150kg> 200g
Alimentation	Piles, Bloc secteur en opt
Dimensions	294 x 831 x 417 mm
Poids net	7 kg
Fonctions	Extinction automatique

Classe III



Station de mesure sans fil à ultrasons

 Réf. **P287**

 Balance homologuée à usage médical
permet de déterminer la taille et le poids,
avec annonce vocale


Classe III

 Prix :TTC
34 000,00

- Toise électronique à ultrasons (plage : 60 - 210 cm)
- Balance avec plateau antidérapant en verre sécurité
- Affichage numérique avec verrouillage des touches
- Fonctionnement mains libres
- Transfert compatible DME (Dossier Médical Électronique)
- Calibrage automatique : sensibilité, amortissement, SEND, directprint
- Annonce vocale des mesures
- Capteurs ultrasoniques intégrés
- Écran désactivable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	300 kg
Graduation	50g <150kg> 100g
Alimentation	Piles, Bloc secteur en opt
Dimensions	434 x 2270 x 466 mm
Poids net	16,5 kg
Fonctions	Extinction automatique

Trois paires de capteurs uniques envoient et reçoivent séparément les signaux ultrasons

Valeurs mesurées sur l'écran activable /désactivable avec fonction de verrouillage des touches.

Balance dispose d'un plateau antidérapant en verre sécurité facilité d'entretien.



Pèse-personne mécanique à colonne

À contre poids coulissant

 Réf. **P711**


 À hauteur des yeux
Livré avec toise
télescopique

 Prix :TTC
8 720,00

- Fonctionne sans pile ni alimentation électrique
- Précision équivalente à celle d'un pèse-personne à colonne électronique
- Base en fonte très robuste avec système anti-bascullement
- Toutes les pièces sont résistantes à la corrosion
- Plage de mesure 60 - 200 cm.



La construction plate de la large plateforme permet un accès facile et un positionnement sûr.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	220 kg
Graduation	100 g
Dimensions	520 x 1.556 x 520 mm
Poids net	22 kg
Fonctions	Réglage du zéro, roulettes de transport

Classe III



Avec affichage du BMI (IMC)

 Réf. **P786**

 Livré avec toise
télescopique

 Prix :TTC
4 820,00

- Détermination rapide et facile du **BMI (IMC)**
- Le disque BMI (IMC) coloré permet de visualiser facilement le statut pondéral du patient : insuffisance, normalité ou surpoids.
- Évaluation simultanée du statut nutritionnel
- Cadran rond bien lisible et plateau de pesée surbaissé
- Toise mécanique télescopique incluse (plage de mesure de 60 à 200 cm)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	150 kg
Graduation	500 g
Dimensions	292 x 1 400 x 515 mm
Poids net	18.5 kg
Fonctions	Réglage du zéro, roulettes de transport



**seca**Made in
GERMANY

Tous les instruments de pesage SECA bénéficient d'un **certificat d'approbation** délivré par le MCIEN, conformément au décret n° 2-05-813 du 21 mai 2009. Selon le modèle, ils répondent aux exigences de **classe III ou classe IIII**.

Balance pour fauteuil roulant sans fil

Réf. **P677**

Avec rampe et roulettes de transport

 Prix :TTC
50 000,00

- Permet de peser des patients en fauteuil roulant, sur une chaise, ou en appui sur la main courante.
- Idéale pour peser les personnes en surcharge pondérale,
- Plateforme antidérapante, repliable pour un rangement facilité.
- **Écran LCD** clair et intuitif avec les fonctions **TARE**, **HOLD** et **BMI**

La balance est repliable pour faciliter le transport



Rampe repliable intégrée pour un transport simplifié

**Classe III**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	300 kg
Graduation	100 g < 200kg > 200g
Alimentation	Adaptateur
Dimensions	920 x 1.120 x 1.150 mm
Poids net	38 kg
Fonctions	RESET, extinction automatique

Fauteuil de pesée sans fil en position assise

Réf. **P959**

DME intégrée

- Mesure assise avec DME intégrée
- Accoudoirs repliables
- Repose-pieds rabattables
- Freins de sécurité à l'arrière
- Écran positionné sur l'accoudoir
- Alimentation par batterie rechargeable ou bloc secteur

Classe III

Affichage intégré sur l'accoudoir, accessible et simple d'utilisation.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	300 kg
Graduation	50 g < 150 kg > 100 g
Alimentation	Batteries rechargeables, Bloc secteur
Dimensions	563 x 897 x 978 mm
Poids net	24,5 kg
Fonctions	RESET, extinction automatique


TANITA
Monitoring Your Health

Santé connectée

Balance de composition corporelle par segmentation

Réf. **RD545**

- Pèse-personne segmentaire avec analyse corporelle pour bras, jambes et torse.
- Technologie BIA à double fréquence.
- Plus de 12 mesures transmises à l'application.
- Mesure la qualité musculaire et la fréquence cardiaque

CARACTÉRISTIQUES :

- Segmentaire
- Connectivité
- Application mobile dédiée
- Convient aux enfants
- Activation : Tactile
- Mode athlète
- Mode Invité
- Mémoire utilisateur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Couleur	Argent
Poids du produit	4kg
Capacité de poids maximale	200kg
Dimensions du produit	321 x 348 x 57 mm
Matériau	Plastique
Langues du produit	EN, DE, FR, ES
Nombre de fréquences	Double
Précision	50g(<100kg)
Alimentation	100g(>100kg)
	Batterie (AA)


 Prix :TTC
8 750,00

Paramètres mesurés :

- Poids
- Masse grasse (%)
- Masse musculaire (totale et segmentaire)
- Masse osseuse
- Eau corporelle totale (TBW %)
- Graisse viscérale
- Mesures adaptées aux enfants
- Taux métabolique de base (BMR)
- Indice de masse corporelle (IMC)
- Âge métabolique
- Rythme cardiaque
- Évaluation physique
- Score musculaire



Balance de composition corporelle

Réf. **RD953**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Couleur	Argent
Poids du produit	2.4 kg
Capacité de poids maximale	200kg
Dimensions du produit	298 x 328 x 32 mm
Matériau	Plastique
Langues du produit	EN, DE, FR, ES
Fréquences	Double
Précision	50g(<100kg)
Alimentation	100g(>100kg)
	Batterie (AA)


 Prix :TTC
3 950,00
Double fréquence BIA pour une analyse segmentaire avancée : muscles, graisse, métabolisme.

Paramètres mesurés :

- Poids
- Masse grasse (%)
- Masse musculaire (kg)
- Qualité musculaire
- Score musculaire
- Masse osseuse (kg)
- Graisse viscérale
- Eau corporelle totale (TBW %)
- Indice de masse corporelle (IMC)
- Taux métabolique de base (BMR)
- Âge métabolique
- Évaluation physique
- Mesures pour les enfants

Analyseur de composition corporelle connecté

Réf. **BC401**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Couleur	Noir
Poids du produit	1.9 kg
Capacité de poids maximale	150 kg
Dimensions du produit	217 x 316 x 27mm
Matériau	Verre
Langues du produit	EN, FR, ES, RU, TUR
Nombre de fréquences	2
Précision	100 g
Alimentation	Batterie (AA) incluses


 Prix :TTC
1 390,00

Paramètres mesurés :

- Poids
- Masse grasse (%)
- Masse musculaire (kg)
- Masse osseuse (kg)
- Eau corporelle totale (TBW %)
- Graisse viscérale
- Indice de masse corporelle (IMC)
- Taux métabolique de base (BMR)
- Âge métabolique
- Évaluation physique
- Données adaptées aux enfants



Analyseur de composition corporelle avec colonne

Réf. **TAN360DA** - Avec imprimante et logiciel TANITA

Prix :TTC
44 300,00

Analyse complète en 15 secondes via technologie BIA à double fréquence

Résultats instantanés sur écran LCD

Impression automatique des données via imprimante intégrée

Compatible avec le logiciel TANITA PRO (en option) pour :

- Suivi des tendances
- Analyse des risques pour la santé
- Gestion complète des données patients

Sauvegarde automatique des données sur carte SD

Composé d'une plateforme stable reliée au module d'affichage et de commande

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids du produit	11,2 kg
Capacité de poids maximale	270 kg
Dimensions du produit (mm)	395 x 390 x 1027
Nombre de fréquences	2
Nombre d'électrodes	4
Précision (g)	100
Alimentation	Secteur (AC)
Temps de test	15 secondes
Source d'alimentation	240V

Paramètres mesurés :

- Poids
- Masse grasse (%)
- Masse grasseuse (kg)
- Masse musculaire (kg)
- Masse osseuse (kg)
- Eau corporelle totale (%) (TBW)
- Indice de masse corporelle (IMC)
- Graisse viscérale
- Score de constitution physique
- Taux métabolique de base (kcal)
- Niveau d'activité métabolique de base
- Évaluation physique



TANITA
Monitoring Your Health



Pèse personne au sol noir

Réf. **L7003**

Prix :TTC
550,00

- Plateforme large et stable
- Revêtement en poudre sur couvercle et base pour une meilleure durabilité
- Surface antidérapante sécurisée
- Grand cadran lisible

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Mesure du poids corporel
- Capacité maximale : 160 kg
- Graduation : 1 kg



Pèse personne au sol chromé

Réf. **L7005**

Prix :TTC
630,00

- Plateforme large et stable
- Structure en acier inoxydable facile à nettoyer
- Surface texturée antidérapante
- Grand cadran lisible

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Mesure du poids corporel
- Capacité maximale : 160 kg
- Graduation : 1 kg



Pèse personne en verre

Réf. **L7006**

Prix :TTC
370,00

- Structure en verre trempé
- Fonctionne avec 2 piles CR2032 au lithium (incluses)
- Affichage LCD lisible

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Mesure du poids corporel
- Capacité maximale : 160 kg
- Graduation 1 kg
- Dim. : 30 x 30 x 4 cm.



Balance électronique pour repas

Réf. **L7013**

Prix :TTC
250,00

- Plateau en verre lisse
- Affichage digital précis
- Alimentation : 2 piles AAA (1,5 V) - non incluses

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Capacité : 5 kg,
- Graduation : 1 kg
- 2 piles AAA (1,5 V) (non incluses)
- Dim. : 208 x 140 x 19 mm.






Échographe portable

VINNO A3

Réf. **VNA3CL**



- Traitement RF natif pour une haute précision des signaux
- Imagerie trapézoïdale TView
- Doppler couleur en temps réel
- Agrandissement d'image sans perte
- Optimisation thermique et cartographique automatique



VINNO

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Moniteur LED professionnel de 15.6 pouces
- Batterie lithium, 1h30 jusqu'à 2h
- Fréquence de balayage jusqu'à 16 MHz
- Plateforme RF avec traitement de signal haute résolution
- Enregistrement vidéo jusqu'à 1500 secondes
- Disque SSD 120 Go (85 Go disponibles pour l'utilisateur)
- Archive d'images sur le disque dur
- Stockage rapide sur clé USB
- TView pour l'imagerie trapézoïdale
- Stockage et impression en réseau
- Connectivité sans fil avec mise à jour des données et intégration aux solutions de gestion médicale
- Compatibilité DICOM (export et archivage)
- Démarrage rapide à partir du disque dur
- Fonction Doppler automatique en temps réel
- Imagerie en plein écran pour agrandir la taille de l'image
- Imagerie en temps réel sans réduction de la taille de l'image
- Impression thermique noir et blanc, option carte mémoire
- 2 ports de transducteur actifs + 2 ports USB + 8 diapositives TGC

SONDE COMPATIBLE :

Sonde **Linéaire**



Sonde **convexe**



Sonde **transvaginale**



Échographe vétérinaire portable

VINNO D2VET

Réf. **VND2VET**



- Plateforme RF pour une qualité d'image optimisée en pratique vétérinaire
- Format portable adapté aux examens en clinique et sur le terrain
- Conçu pour le suivi des petits et grands animaux
- Écran HD 15,6" pour une lecture d'image confortable

- Utilisable en :
 - Cliniques vétérinaires
 - Hôpitaux vétérinaires
 - Centres de recherche
 - Écoles vétérinaires
 - Cabinets mobiles



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran LCD de 15,6 pouces
- Préréglages vétérinaires dédiés
- Réglage automatique du rétroéclairage pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Design compact avec chariot léger, idéal pour les espaces réduits
- Compatible avec 2 connecteurs de sonde
- Batterie d'une autonomie d'environ 1,5 heures
- Fonctions CWD et ECG intégrées
- Gamme de fréquences : 1,35 - 25 MHz
- Optimisation d'image : VFusion (Spatial Compound Imaging), VSspeckle (Speckle Reduction Imaging)
- Préréglages et annotations de l'EFP
- Packages VET et modules de mesure cardiologique intégrés
- Disque SSD haute vitesse - capacité >10 000 images
- Plage étendue de réglage des angles de vue
- Porte-sonde amovible

SONDE COMPATIBLE :

Sonde **rectale linéaire**
(Grands animaux)



Sonde **micro-convexe**
(Petits animaux)





Échographe stationnaire



VINNO X1

Réf. **VNX1CT**

- Plateforme RF haute résolution : acquisition et traitement du signal optimisés
- Détection de l'IMT jusqu'à 0,1 mm près
- Suivi du flux sanguin à <1 cm/s
- Protocoles personnalisables : import/export de séquences, formats JPG/PNG
- Mesure automatique en temps réel du flux, de l'IMT, et du spectre Doppler
- Visualisation étendue des structures anatomiques avec la fonction PView

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Imagerie Doppler couleur intégrée
- Mesure automatique de la vitesse du flux sanguin
- Jusqu'à 25 MHz de haute fréquence dans de la plate-forme du système
- Connectivité à un moniteur externe pour une meilleure visibilité
- Fonction intelligente 3D/4D
- 3 ports de sonde actifs
- 3 ports USB
- 8 glissières TGC
- Disque dur 212 Go dont 172 Go de stockage
- Trace Doppler automatique en temps réel et calculs : Calculs vasculaires, cardiaques, tables OB, gynécologiques, urologiques, rénaux, de volume
- L'écran tactile intelligent de 8 pouces permet une utilisation plus pratique
- Détection automatique de la sonde, changement rapide en un clic
- VFusion, amélioration directionnelle d'information améliorée par la direction
- VSpeckle : traitement adaptatif pour des contours tissulaires plus nets et précis.

SONDE ÉCHOGRAPHIQUE : Compatible avec **VINNO X1 & X35**Sonde **Linéaire**Sonde **convexe**Sonde **transvaginale**

Sur commande

Sonde **volumique**

VINNO X35

Réf. **VNX35-215**

- Plateforme RF Vinno : traitement du signal brut pour une qualité d'image optimisée
- Résolution spatiale améliorée grâce à l'imagerie VFusion
- Compatible avec les sondes Xcen à large bande passante
- Imagerie 3D/4D avec sonde volumique (en option)
- Interface intuitive adaptée aux examens multi-spécialités
- Adapté aux besoins en gynécologie, cardiologie, urologie et médecine générale

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :


- Écran LED 18,5" haute résolution
- Fréquence élevée jusqu'à 25 MHz via la plateforme du système
- Plateforme RF pour acquisition haute fidélité
- Stockage standard (d'enregistrement) jusqu'à 1500 secondes.
- Disque dur de 1 To.
- DVDRW intégré.
- Emplacement intégré pour imprimante thermique noir/blanc.
- Base de données patients
- Archive d'images sur le disque dur.
- Sauvegarde rapide via USB ou sur le disque dur
- Impression rapide sur imprimante thermique noir/blanc et couleur
- Suivi et calculs automatiques en temps réel de la Doppler à ondes
- 5 ports USB. • 8 curseurs TGC
- Calculs vasculaires, cardiaques, obstétrique, urologiques, rénaux, volume, Compatibilité DICOM
- 3 ports actifs + 1 emplacement libre
- Interface audio entrée/sortie
- Jusqu'à 512 densités de ligne.
- 1 interface DVI-D



Échographe portable

Acclarix AX3

Réf. EDNAX3



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran principal LCD HD 15,6" orientable sur 180°
- Écran secondaire tactile capacitif 10,1" personnalisable
- Résolution Full HD
- Architecture à nombre de canaux élevé
- Technologie TAI (Tissue Adaptive Imaging) :
- Optimisation en mode B
- Amélioration du Doppler (remplissage, contours, continuité)
- Plateforme Smart EIS avec moteur de traitement centralisé
- Mémoire vive (RAM) : 12 Go
- Disque SSD 120 Go
- Démarrage rapide en moins de 30 secondes
- 2 batteries lithium-ion amovibles intégrées
- Autonomie jusqu'à 2 heures
- Fonctionnement sur batterie ou secteur
- Conception à double prise latérale ergonomique
- Wi-Fi intégré / Ports USB haute capacité
- Interface DICOM complète (Worklist, Print, Storage, MPPS, SR, Q/R)
- Jusqu'à 3 sondes connectables via adaptateur secteur

SONDE COMPATIBLE :



Sonde **Linéaire**



Sonde **convexe**

Sur commande



Sonde **volumique**

Échographe stationnaire

Acclarix LX25

Réf. EDNLX25



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran LCD HD 21,5" monté sur bras en « C »
- Écran tactile haute sensibilité 14" avec contrôle gestuel
- Panneau utilisateur rotatif avec réglage automatique en hauteur
- Architecture haute fidélité, nombre de canaux élevé
- Technologie TAI (Tissue Adaptive Imaging) :
- Optimisation en mode B
- Amélioration du Doppler (flux, limites, remplissage)
- Plateforme Smart EIS avec moteur de traitement centralisé
- 3 ports de sondes activables
- Double batterie intégrée pour fonctionnement longue durée
- Démarrage rapide (SSD haute capacité, 120 Go recommandé)
- RAM : 12 Go (à confirmer selon configuration)
- Chauffe-gel amovible intégré / Châssis stationnaire ergonomique
- Conception à double prise latérale
- Écran tactile personnalisable à commande gestuelle
- Optimisation automatique de tous les modes en un clic
- Interface DICOM complète
- Connexions USB et réseau / Wi-Fi intégré

SONDE COMPATIBLE :



Sonde **Linéaire**



Sonde **convexe**

Sur commande



Sonde **volumique**

Nettoyant pour sondes

Réf. 0102S04L
250ml

Prix :TTC
50,00



Élimine le gel,
prolonge la vie de la sonde.

Gel échographie

Réf. 0101G5L
5L

Prix :TTC
90,00



Pour ultrasons
et échographie.

Gel hypoallergénique

Réf. 0101G04L
250ml

Prix :TTC
12,00



Réf. 0101G1L
1L

Prix :TTC
19,00





Tensiomètre de bras avec fonction ECG

Réf. **LPBP2**

Connexion Bluetooth 4.0

Prix :TTC

995,00



- Mesure la pression artérielle (systolique, diastolique) et le pouls.
- ECG 30 secondes via électrodes intégrées.
- Dérivations ECG prises en charge : I, II et thoracique.
- Synchronisation via application mobile pour consultation des résultats.
- Brassard léger avec écran OLED intégré.
- Batterie lithium rechargeable.

Moniteur ECG
avec analyse par IA



Tensiomètre

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Mesure de la pression artérielle

Technologie	Méthode oscillométrique
Plage de pression	0 à 300 mmHg
Précision de la mesure de pression	±3 mmHg
Plage de fréquence du pouls	40 à 200 battements/min
Précision de la fréquence du pouls	±2 battements/min

Enregistrement ECG

Plage de fréquence cardiaque	30 à 250 battements/min
Précision de la fréquence cardiaque	±2 battements/min ou ±2 %

Taille du brassard	22 - 42 cm
Connectivité sans fil	Bluetooth 4.0BLE
Type de batterie	Batterie au lithium rechargeable
Autonomie de la batterie	500 mesures
Mesure de la pression artérielle	50 enregistrements
Enregistrement ECG	10 enregistrements

Moniteur ECG portable 1 piste

Enregistrement de 30 S à 5 min

Réf. **LPER2**

Prix :TTC

1050,00

- Dispositif ultra-portable pour l'enregistrement d'ECG sur 1 dérivation (I, II ou thoracique)
- Écran OLED clair
- Recharge magnétique
- Partage des données via application mobile avec stockage illimité

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Technologie de mesure :	Méthode oscillométrique
Taille du brassard :	22 à 42 cm
Connectivité sans fil :	Bluetooth 4.0 BLE
Type de batterie :	Lithium-ion rechargeable
Autonomie :	Jusqu'à 500 mesures
Mémoire interne :	50 enregistrements de tension, 10 ECG
Plage de pression :	0 à 300 mmHg
Précision de la mesure de pression :	±3 mmHg
Plage de fréquence du pouls :	40 à 200 battements/min
Précision de la fréquence du pouls :	±2 battements/min
Plage de fréquence cardiaque (ECG) :	30 à 250 battements/min
Précision ECG :	±2 battements/min ou ±2 %



Enregistrement ECG

Ensemble de plomb	Dérivations I, II, thoracique
Plage de fréquence cardiaque	30 à 250 battements/min
Précision de la fréquence cardiaque	±2 battements/min ou ±2 %



ASPEL



Made in Europe

Electrocardiographe Aspel AsCARD Grey

Réf. **AS04.202**

ECG 3-6- 3 pistes

3 pistes

Prix :TTC

13 200,00



- Analyse et interprétation automatiques,
- Signal ECG: 12 dérivations standard et dérivations de Cabrera,
- Clavier combiné alphanumérique et fonctionnel,
- Ecran tactile couleur (7") pour utilisation confortable,
- Dérivations imprimées 3, 6 ou 12 (largeur papier : 112 mm),
- Stockage de 1000 enregistrements ECG,
- Stockage des enregistrements via connexion USB(PenDrive),
- Mesure continue de la fréquence cardiaque (HR) avec affichage sur l'écran,
- Alerte sonore des battements et indicateur de batterie
- Possibilité de combiner avec le module de spirométrie SPIRO-31,
- Dimensions (L x P x H) : 258x199x50 mm,

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Mode LONG :

Enregistrement de 1 à 15 minutes (1 à 3 dérivations)

Mode ECG inversé (1 à 30 secondes)

Impression des pistes rythmiques supplémentaires : 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3,

4x3+14x3+2, 4x3+3, 6x2+1, 6x2+2, 6x2+3

Vitesses d'enregistrement supplémentaires : 6,25 mm/s, 12,5 mm/s

Electrocardiographe Aspel AsCARD Green


Réf. **AS07-204**

ECG 3-6-12 pistes

12 pistes

Prix :TTC

18 500,00



- Appareil portable avec écran LCD
- Enregistrement des 12 dérivations ECG standard
- Impression sur 1 ou 3 pistes (selon le mode sélectionné)
- Clavier alphanumérique à membrane avec touches de fonction
- Analyse et interprétation automatiques
- Mémoire intégrée du dernier enregistrement
- Batterie intégrée permettant jusqu'à 60 enregistrements automatiques
- Mesure continue de la fréquence cardiaque (HR) avec affichage à l'écran
- Impression automatique avec les données du patient et du cabinet
- Dimensions (L x P x H) : 220 x 153 x 55 mm

Livré avec :

1 câble patient KEKG30

1 flacon de gel ECG

6 électrodes précordiales (ventouses)

4 électrodes pinces membres

1 rouleau de papier thermique

1 câble secteur

1 manuel d'utilisation

Électrocardiographe avec écran tactile

Réf. **LECG33**

3 canaux ECG

3 pistes

Prix :TTC

12 500,00



- ECG 3 canaux, compact et léger
- Écran tactile intuitif
- Autonomie jusqu'à 8,5 h
- 12 dérivations synchrones
- Indicateur de qualité du signal
- Bouton unique multifonction
- Mobile et facile à transporter
- Idéal urgences, pédiatrie, domicile

Livré avec :

- Câble patient 10 électrodes (IEC ou AHA)
- Électrodes thoraciques et pinces membres
- Papier ECG thermique
- Batterie lithium-ion intégrée
- Câble d'alimentation
- Manuel utilisateur



Rapport de réjection
de mode commun (CMRR) :
Jusqu'à 140 dB - haute immunité
aux interférences

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Écran LCD tactile couleur 5" - haute résolution

Acquisition synchrone à 12 dérivations

Signal codé par couleur (qualité d'acquisition)

Poids : < 1 kg

Bande passante : 0,01 à 300 Hz

Batterie Li-ion - autonomie 8,5 h

Stockage : 800 ECG

Connectivité : USB, Micro SD, LAN/RS232

Impression directe sur imprimante laser (via USB)

Modes de travail : Automatique, Manuel, Rythmique

Réglage automatique de la ligne isoélectrique

Interface utilisateur intuitive à un seul bouton



Accessoires

Pince ECG

Réf. **PL4ECG**

Prix :TTC

320,00

Pour membre adulte lot
de 4 pièces

Cable patient

Réf. **ASC30R-202**

Prix :TTC

1 500,00

10 électrodes

Electrodes 3M

Réf. **3M2228E**

Sachet
de 50 U

Ventouse Poire

Réf. **VPECG**

Prix :TTC

230,00

4 ventouses

Rouleau papier

Dim. 112 mm x 25 m.

Dim. 58 mm x 25 m.

Réf.

ASRA4 Pour AS07-204

Prix.

50,00

ASRBI Pour AS04.202

30,00

Gel pour ECG

Réf. **0102G04L**

250 ml

Prix :TTC

12,00



Électrocardiographe avec interprétation et imprimante intégrée

Réf. **LP1112M**

ECG-1112M

12 pistes

Prix :TTC
18 950,00

Livré avec :

- Câble patient 10 fils
- 6 électrodes précordiales (ventouses)
- 4 électrodes périphériques (pinces)
- Rouleau de papier thermique (210/216 mm)
- Tube de gel ECG
- Câble d'alimentation secteur
- Manuel d'utilisation

- Électrocardiographe numérique 12 dérivations avec imprimante intégrée.
- Filtres numériques anti-bruit pour une meilleure qualité de signal.
- Analyse automatique conforme aux normes CSE et AHA.
- Prévisualisation des tracés avant impression.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Affichage :	LCD couleur 7" (800x480 pixels)
Acquisition :	12 dérivations simultanées
Filtres numériques :	Filtre AC : 50/60 Hz Filtre passe-bas : 25/35/45/75/100/150/300 Hz Filtre anti-dérive : 0,01/0,05/0,32/0,67 Hz
Sensibilité :	2,5 / 5 / 10 / 20 / 40 mm/mV ($\pm 5\%$)
Vitesse d'enregistrement :	5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 25 / 50 mm/s ($\pm 3\%$)
Formats d'impression :	3x4, 6x2, 12x1, avec options de dérivations rythmiques supplémentaires
Mémoire interne :	jusqu'à 6000 fichiers ECG
Connectivité :	LAN, USB, RS232, Wi-Fi
Alimentation :	AC : 100-240 V (50/60 Hz) DC : 19 V / 3,5 A
Batterie :	14,4 V / 4400 mAh, autonomie de plus de 3 heures

Électrocardiographe numérique NeoECG

Réf. **LPT180**

ECG-T180

12 pistes

Prix :TTC
24 700,00

Livré avec :

- 1 câble patient à 10 fils
- 6 électrodes précordiales (ventouses)
- 4 électrodes périphériques
- 1 câble d'alimentation secteur
- 1 batterie lithium rechargeable (intégrée ou amovible)
- 1 rouleau de papier thermique
- 1 manuel utilisateur

- Compatible avec 9 à 18 dérivations
- Détection automatique de stimulation et anti-dérive
- Connexion Wi-Fi sécurisée, rapports en PDF, DICOM, HL7
- Impression intégrée, adaptée aux examens ECG ambulatoires

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Afficher :	Écran tactile couleur de 10,1 pouces
Résolution :	1280 x 800 pixels
Source de courant :	Batterie lithium-ion rechargeable
Mode de fonctionnement :	Opération continue
Taux d'échantillonnage :	32 000 points/s
Fréquence cardiaque :	30 - 300 bpm
Plomb :	12 fils
Vitesse papier :	5 mm/s, 6,25 mm/s, 10 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Gamme RH :	30 - 300 battements par minute
Conversion A / D :	24 bits

Moniteur Holter ECG portable de télésanté

Réf. **LPTH12**

ECG-1112M

Solution intelligente de télésurveillance cardiaque

3 pistes

Prix :TTC
10 900,00

Livré avec :

- 1 câble ECG à 10 fils
- 6 électrodes précordiales
- 4 électrodes périphériques
- 1 rouleau papier thermique
- 1 batterie lithium rechargeable
- 1 adaptateur secteur
- 1 manuel d'utilisation multilingue

- Format compact, léger et portable.
- Enregistrement ambulatorio sur 24 h.
- Transfert des données ECG via carte SD.
- Compatible avec les logiciels d'analyse pour archivage.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Nombre de canaux	12 canaux
Fréquence d'échantillonnage	250 Hz
Précision d'échantillonnage	24 bits
Plage dynamique d'entrée	$\leq \pm 5$ mV
Impédance d'entrée	10 M Ω
Rapport de réjection en mode commun	≥ 80 dB
Bruit du système	≤ 50 μ V (p/p)
Réponse en fréquence	(0,67 Hz ~ 40 Hz) (+3 dB ~ -3 dB)
Constante de temps	$\geq 3,2$ s
Tension de polarisation admissible	± 300 mV
Stockage :	Carte SD intégrée, capacité d'enregistrement jusqu'à 24 heures



Doppler foetal Pocket SD3

Réf. **SD3**

Prix : TTC
2950,00

Sonde intégrée de 3 MHz

Dopplers de poche à ultrasons de la série SD3 sont idéaux pour la détection de routine du rythme cardiaque fœtal

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Plug-and-play
- Ecran LED lumineux avec affichage FHR en temps réel
- Mise hors tension automatique
- Surveillance en temps réel pour une utilisation quotidienne
- Enregistrement et play avec la lecture audio
- Fonctionne sur piles AA ou batterie rechargeable
- Arrêt automatique, Bouton Marche/Arrêt



Moniteur Foetal F3 en couleur

Réf. **EDANF3**

Pratique à transporter Compact, portable et léger

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Batterie Li-ion longue durée pour les services ambulatoires
- Écran TFT couleur pliable de 5,6 pouces
- Grand affichage numérique et de forme d'onde
- Flux de travail simple avec des boutons en silicone pour les opérations
- Technologie avancée de détection du FHR
- Vérification du chevauchement des signaux pour différencier les doubles FHR
- L'indicateur de qualité du signal FHR permet d'optimiser la position de la sonde
- Options d'impression flexibles
 - Imprimante thermique intégrée
 - Impression sur du papier d'enregistrement de 150/152 mm de large
- Vitesse d'impression en temps réel de 1/2/3 cm/min
- Vitesse d'impression rapide de 15 mm/sec pour les traces historiques
- Gestion puissante des données
- 60 heures de mémoire accumulée pour une surveillance sans faille Réseau MFM
- CNS pour la surveillance à distance MFM-CNS Lite pour la gestion des données sur PC
- Port USB pour augmenter la capacité de stockage



Système d'analyse CTG intégré :

Le système d'analyse CTG intégré permet aux médecins et infirmières d'interpréter facilement les résultats en se basant sur les principales caractéristiques de l'analyse CTG.



Flux de travail simple :

Les touches fonctionnelles et le bouton rotatif simplifient l'accès aux fonctions cliniques. Le bouton « Démarrer » intègre les infos du patient et l'impression, facilitant le travail du médecin.



Portable :

Pratique à prendre en main.



Sac de transport :

Durables et solides, il garantit une protection maximale de votre moniteur pendant vos déplacements, tout en simplifiant son transport.



Doppler foetal connecté

Réf. **SD1**

Prix : TTC
1450,00



Sonde intégrée de 2 MHz

Idéal pour la détection de routine de la fréquence cardiaque fœtale par les cliniciens.

La toute nouvelle conception de la sonde offre une sensibilité supérieure qui optimise l'expérience utilisateur.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Haut-parleur intégré
- Affichage digital du RCF
- Ecran tactile
- Bluetooth intégré
- Volume ajustable
- Sonde intégrée de 2 MHz
- Arrêt automatique
- Technologie par ondes pulsées
- Alimentation : Piles AA



Lit électrique de réanimation

NOUVEAU

7 fonctions



- Extension du lit : Ajuste la longueur du matelas.
- Roues : 4 roulettes de 125 mm avec verrouillage.
- RCP : Descente sécurisée du dossier sans électricité.
- Rails latéraux : Protection contre les chutes.
- Matelas : Plate-forme amovible et compatible rayons X.
- Serrures : Empêchent le retrait accidentel des panneaux.
- Éléments de protection : pare-chocs, potence, porte-accessoires.
- Indicateur d'inclinaison : jauge d'angle intégrée à la structure.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimensions hors tout (barrières relevées) :

2220 × 1060 mm ±10 mm

- Plateforme matelas : 1960 × 900 mm (extensible de +200 mm)
- Hauteur réglable : 470 à 790 mm ±10 mm
- Inclinaison maximale du dossier : ≥70°
- Inclinaison maximale du repose-cuisses : ≥25°
- Hauteur des barrières latérales (depuis la plate-forme) : 380 mm ±10 mm
- Tension d'alimentation : 110 V / 60 Hz ou 220 V / 50 Hz
- Consommation électrique maximale : 1.6 A - 450 VA
- Indice de protection : IPX4 (résistance à l'eau et à la poussière)
- Poids maximal supporté : 210 kg

Lit électrique de réanimation

Réf. L8088

Prix :TTC

28 500,00

5 fonctions



Barrières en 4 pans en ABS, sommier articulé à lattes

- Lit électrique d'hospitalisation à 5 fonctions avec 4 moteurs
- Ossature en acier traité époxy
- Sommier à articulations souples en lattes
- Position en proclive et déclive 0° à 12°
- Télécommande câblée
- Barrières de lit en 4 panneaux indépendants en ABS
- 4 roues de 125 mm de diamètre, double face, avec capot et freinage centralisé
- 4 supports intégrés pour tige porte-sérum
- CPR
- Batterie

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimension	2180 * 970 * 460-750 (mm)
Hauteur variable	460 à 750mm
Dossier réglable	0° à 70°
Inclinaison Trendelenburg (côté jambes)	0° à 35°
Alimentation	220V~50HZ

Lit d'hôpital électrique

Réf. MKPLA3

NOUVEAU

3 fonctions

Prix :TTC

23 850,00



- Moteurs linéaires avec un fonctionnement silencieux
- Fonctions de position du siège à commande électrique
- Mouvements du dossier et des repose-jambes réglables électriquement
- Têtes et pieds de lit amovibles et repositionnables en polypropylène (PP)
- Surface de couchage en 4 parties (ABS)
- Ajustement progressif de l'inclinaison des jambes
- Roues pivotantes à 360° (Ø150 mm) avec frein centralisé
- Pare-chocs de protection en plastique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur (hors tout)	103,5 cm
Longueur totale)	214 cm
Réglage en hauteur	40,5 cm à 76 cm
Surface de couchage	190x85 cm
Angle du dossier	70°
Angle du repose-jambes	30°
Capacité de travail de sécurité	230 kg

Medikal 2000®





Lit d'hôpital électrique

Réf. **L8097**

**Barrières aluminium,
sommier métal 4 sections**

Prix :TTC
21 500,00

3 fonctions



- Structure en acier avec revêtement époxy
- Sommier à 4 sections
- Tête et pied amovibles en ABS
- Barrières latérales repliables en aluminium
- Roues doubles Ø125 mm avec capots et frein centralisé
- Télécommande filaire
- Emplacements pour tige porte-sérum aux 4 coins
- Pare-chocs de protection
- Indicateur d'angle intégré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimension	2180 * 970 * 370-680 (mm)
Hauteur réglable	370 à 680 mm
Inclinaison dossier	0° à 70°
Inclinaison jambes	0° à 35°
Alimentation	220V~50HZ



Lit d'hôpital électrique

Réf. **L8087**

**Barrières en aluminium
amovibles, sommier en grille**

Prix :TTC
13 500,00

3 fonctions



- Structure en acier peint époxy
- Sommier métallique en grille
- Tête et pied de lit amovibles en plastique ABS
- Barrières latérales en aluminium, repliables
- 4 roues Ø125 mm avec frein individuel, avec capots et freins
- Freinage centralisé via pédale
- 4 emplacements pour tige porte-sérum
- Crochets pour sac à urine
- Pare-chocs de protection intégrés

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimension	2180 * 970 * 370-680 (mm)
Hauteur variable	370 à 680 mm
Dossier réglable	0° à 70°
inclinaison jambes	0° à 35°
Voltage	220V~50HZ



Lit électrique multifonction - HomeCare

Réf. **MKRC01**

Prix :TTC
55 600,00

3 fonctions



NOUVEAU

Medikal 2000

- Moteurs silencieux avec commande électrique.
- Dossier et repose-jambes réglables.
- Têtes et pieds amovibles en polypropylène (PP)
- Plan de couchage HPL en 5 parties.
- Ajustement progressif du genou.
- Roulettes 360° avec blocage central.
- Pare-chocs de protection en plastique.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur hors tout	103,5 cm
Longueur hors tout	214 cm
Hauteur du châssis	42 cm
Surface de couchage	190 x 85 cm
Inclinaison du dossier	Jusqu'à 70°
Inclinaison jambes	Jusqu'à 30°
Capacité de charge	230 kg



**Lit manuel d'hospitalisation**Réf. **L8045**

Prix :TTC

6 000,00**1 position**Avec **une manivelle**

- Structure en acier revêtu d'époxy.
- Têtes de lit et de pied amovibles en plastique ABS.
- Rails latéraux repliables en alliage d'aluminium.
- Réglage du dossier par manivelle (angle d'inclinaison : 0° à 70° ± 5°).
- Pare-chocs d'angle intégrés.
- 4 roulettes pivotantes Ø125 mm avec freins.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Type : lit semi-rotatif mobile
- Dimensions extérieures : 2140 x 940 x 500 mm (L x l x H)
- Dimensions panneaux de tête : 1010 x 280 x 640 mm
- Position : 1 position (dossier inclinable uniquement)

Lit manuel d'hospitalisationRéf. **L8030**

Prix :TTC

6 300,00**2 positions**Avec **deux manivelles**

- Rails latéraux pliables en alliage d'aluminium.
- Quatre roues pivotantes Ø 125 mm dont deux avec frein.
- Cadre tubulaire en acier soudé. Stable et robuste.
- Planche de couchage moulée avec orifices de ventilation.
- Tête et section pied relevables par deux manivelles.
- Panneaux de tête et de pied en ABS, facilement amovibles.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Drainage : deux crochets de drainage.
- Charge maximale : 150 kg.
- Dimensions extérieures : 2140 x 940 x 500 mm (L x l x H).

Lit manuel d'hospitalisationRéf. **L8084**

Prix :TTC

8 800,00**3 positions**Avec **trois manivelles**

- Tête et jambe relevable par 2 manivelles,
- Panneaux de tête et de pied en ABS, facilement amovibles
- Rails latéraux pliables en alliage d'aluminium

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Type : lit semi-rotatif mobile avec têtes en ABS
- Dimensions extérieures : 2140 x 940 x 500 mm (L x l x H)
- Panneaux de tête : 1010 x 280 x 640 mm

Lit manuel d'hospitalisationRéf. **MKMN02****NOUVEAU**

Prix :TTC

10 500,00**2 positions**

- Réglage manuel du dossier et du repose-jambes par manivelles
- Têtes et pieds de lit amovibles en polypropylène (PP)
- Plan de couchage HPL en 5 parties
- Roulettes pivotantes à 360°, avec blocage central
- Pare-chocs de protection en plastique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Largeur (hors tout) 103,5cm
- Longueur totale 214cm
- Hauteur 42 cm
- Surface de couchage 190x85cm
- Angle du dossier jusqu'à 70 °
- Inclinaison du repose-jambes jusqu'à 30°
- Capacité de charge maximale 230 kg



Matelas alternating & compresseur Domus Auto APEX

Réf. L8012

RISQUE
D'ESCARRE
ÉLEVÉ

Spécial réanimation

- Ajustement du poids de manière automatique
- Valve CPR : la pression du matelas est ramenée à zéro en cas de réanimation cardiaque
- Fourni avec un matelas CMHR de 5 cm (emplacement prévu dans les matelas alternating)

Prix :TTC
19 850,00



Ajustement AUTOMATIQUE de la pression en fonction du poids de la personne. Pour la prévention et le traitement des escarres de stades 1 à 4.

Le matelas fourni possède les propriétés CMHR : auto-extinguible afin d'éviter les risques d'inflammation et ainsi garantir une meilleure sécurité.

- 4 modes: statique, alternating, ferme ou siège gonflé (idéal lorsque le lit est en position fauteuil)
- Cellules à air ventilées.
- Alarme en cas de sous-pression ou de problèmes d'alimentation électrique.
- Matelas alternating composé de 17 cellules à air.
- Housse en Nylon/PU facilement retirable pour le nettoyage.
- Dimensions : 200 x 90 x 12,7 cm.
- Poids maximum supporté : 180kg.
- 4 modes: statique, alternating, ferme ou siège gonflé.



DIMENSIONS :

61,5 x 50 x 88,5 cm

Matelas à air en tube Alternating Domus 2 APEX

RISQUE
D'ESCARRE
ÉLEVÉ

Réf. L8011

- Cellules indépendantes onction alternée 1 sur 2
- Cellule de polyester enduite de polyuréthane
- Durée de cycle pré-réglée à 12 mn,
- Réglage de la pression en fonction du poids du patient et de son confort.

Prix :TTC
2 290,00



DIMENSIONS :

200 x 85 x 12,5 cm

Matelas à air anti-escarres Alternating Domus 1 APEX

RISQUE
D'ESCARRE
ÉLEVÉ

Réf. L8000

- Pression : 40 à 100mmHg
- Puissance de sortie de l'air : 5 litres/min
- Mode alternatif : cycle de 10-12 min
- Compresseur silencieux et performant
- Accroché au lit

Prix :TTC
590,00



- Sur-matelas à air de 130 cellules
- Rabats en tête et pied de lit rabattables sous le matelas
- Poids supporté : 110 kg

DIMENSIONS :

280 x 90 x 6,5 cm

Matelas gaufrier monoportance



Réf. W3000

Anti-escarres, avec housse zippée sur les côtés

Prix :TTC
2 450,00

- Poids utilisateur de 40 à 100 kg,
- Alèse en PVC anallergique : 140 x 280 cm,
- Densité : 40 kg/m3,
- Housse bonnette polyuréthane imperméable respirant,

DIMENSIONS :

195 x 88 x 17 cm



Matelas en mousse à mémoire de forme

Réf. W3006

Prix :TTC
3 350,00

- Livré avec housse intégrale Promust PU en jersey polyuréthane, imperméable et respirant,
- La housse est zippée sur 3 côtés, avec rabats,
- Mousse viscoélastique de densité 82 Kg/m3,
- Poids max utilisateur 40 à 120 kg

DIMENSIONS :

195 x 87 x 14 cm

Matelas articulé en mousse

Réf. L8008

Pour lit médicalisé à 3 articulations

Prix :TTC
1 850,00

- Matelas en 4 parties, mousse de densité médicale, housse imperméable zippée

DIMENSIONS :

190 x 90 x 12 cm





Chariot brancard de douche hydraulique avec coussin

Réf. **LENSB**

- Pour le transport et pour la douche
- La structure traitée anticorrosion du matelas en plastique ABS
- Barrières et vis sont en acier inox.
- Les barrières latérales de sécurité avec un dispositif de blocage se rabattent facilement avec une seule main durant le transfert du patient du lit vers le chariot.
- Chariot doté d'un orifice de drainage avec un tube de 150 cm de longueur pour l'évacuation de l'eau.(inclinaison de 5° pour faciliter l'évacuation de l'eau)
- Le blocage directionnel est disponible pour faciliter les transferts.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Matériaux : polyuréthane, plastique, métal peint
 Dimensions principales : H 116 cm, P 100 cm, L 64,3 cm
 Assise : P 440 mm, L 500 mm
 Accoudoirs amovibles : 35,5 cm x 42,5 cm x 6,5 cm
 Tôle DPK peint : épaisseurs 3 à 6 mm
 Capacité de charge : 200 kg

Valise de crise : kit de contention

Indispensable pour les services de psychiatrie et urgences

Réf. **RFBAG110M**

Système de sangles et ceintures avec fermeture par serrures magnétiques et clé d'ouverture spécifique



Destiné à faire face à des patients agités, combattifs (en particulier au sein des services d'urgence et de psychiatrie), le kit complet permet au personnel soignant d'avoir tout sous la main très rapidement.

Valise contenant :

- Ceinture abdominale (largeur 14 cm) avec les sangles intégrées.
- Extension pour ceinture abdominale (25 cm)
- Ceinture pelvienne
- Ceinture épaule
- Ceintures de blocage
- Ceintures poignets / paire
- Ceintures chevilles / paire
- 4 Serrures Magnet
- 17 Clés pour serrures Magnet
- Valise de rangement

DIMENSIONS :

Small / Medium (tour de taille 60-110 cm)
 Large (tour de taille 85-160 cm)



Porte sérum

- Sur roulettes, 4 crochets, socle ABS
- Sur roulettes, 2 crochets, Socle chromé
- Sur roulettes, 4 crochets, socle ABS
- Sur roulettes, 4 crochets, socle ABS
- Sur roulettes, 4 crochets, avec tablette



	Réf.	Prix. TTC
1	430811	750.00
2	L8031CR	600.00
3	L8031	600.00
4	430812	750.00
5	BY1902	1 370.00

Panier porte sérum

Réf. **L8032**

Prix :TTC
100,00

En Inox 250 ml





Table de chevet avec table à manger

NITROCARE



Table de levage à ressort pneumatique

- Colonne en alliage d'aluminium
- Tiroir en acier soudé,
- Corps en résine phénolique,
- Roulettes avec verrouillage.
- Dimensions : 450 x 480 x 745 mm (L x P x H, sans roues)

Réf. **L8056**

Prix :TTC
1 800,00



Table de levage à ressort pneumatique

- Colonne en aluminium robuste
- Tiroir en acier soudé
- Glissières silencieuses
- Roulettes avec frein

Table de lit en U

NITROCARE



- Avec roulettes
- Hauteur réglable : 795-1040 mm
- Extension pliante, 4 roulettes
- Dimensions : 400 x 800mm



- Avec roulettes
- Hauteur réglable de 68 à 98 cm
- Longueur : 80 x 42 cm

Réf. **L8116**

Prix :TTC
1 600,00



Réf. **L8075**

Prix :TTC
5 900,00



- Avec roulettes
- Hauteur réglable de 68 à 98 cm
- Longueur : 80 x 42 cm
- Dim : 77 x 38 x 75 cm

- Colonne en aluminium
- Glissières silencieuses
- Corps en résine phénolique
- Roulettes avec verrouillage
- Dim : 80 x 40 ~ 75 cm

Table de Chevet sur Roulettes

Réf. **L8074**

Prix :TTC
4 990,00



En laminé bois beige

- Matériel ABS génie plastique,
- Avec un tiroir, une porte (intérieure avec un plateau)
- Dim : 53 x 50 x 80 cm

Réf. **L8055**

Prix :TTC
1 400,00



En plastique technique ABS

- Plateau alimentaire, tiroir, petite porte avec étagère en intérieure
- Étagère latérale escamotable
- Dim : 48 x 47 x 78 cm

Réf. **MKYM07**

Prix :TTC
2 600,00



Medikal 2000®

- Plateau : Stratifié compact
- Roulettes : Pivotantes à 360° avec blocage croisé
- Réglage de la hauteur :
- Contrôlé par amortisseur
- Dim : 44,5 x 83,5 x 81,5 ~ 116 cm

Table de lit

Classique

Réf. **W0300**



Prix :TTC
1 250,00



- Peu encombrante.
- Pratique pour lire, plateau réglable en inclinaison,
- Réglable en hauteur et latéral.

Pliante

Diffusion avec extension

Réf. **421800**

Blanche

Réf. **421814**

Marine

Prix :TTC
1 590,00



- Cette table réglable en hauteur possède un plateau repose livre inclinable (multi-positions).
- Une double inclinaison au niveau du socle facilitant l'utilisation dans un fauteuil (roulant).

Pliante

Diffusion pliante

Réf. **421400**

Blanche

Réf. **421413**

Marine

Prix :TTC
1 250,00



- Réglable en hauteur,
- Facile à déplacer grâce à quatre roulettes,
- Pratique pour lire : plateau réglable en inclinaison.



Chaise de transfert

ISCHIA 2

Réf. AP20002X3

Prix :TTC

22 500,00

Usage en
extérieur

Conçu pour le transfert des patients en milieu hospitalier et communautaire

- Adapté aux admissions, urgences et transferts entre services
- Repose-pieds réglable et dossier redressé pour une meilleure stabilité
- Accoudoirs rabattables facilitant l'accès latéral
- Dossier et assise inclinables grâce à un vérin à gaz
- Système de freinage centralisé sur roues arrière
- Commande activable au pied

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

-Structure : acier verni avec peinture époxy, résistante aux rayures et à la corrosion

-Revêtement : similicuir lavable, antibactérien, ignifugé (classe 1 IM)

-Repose-pieds : réglable jusqu'au niveau du sol pour faciliter l'accès du patient

-Roues : 4 pivotantes Ø 12,5 cm, avec frein centralisé sur les roues arrière et blocage directionnel

-Charge maximale : 160 kg

-Accoudoirs : ergonomiques et entièrement rabattables

-Dossier et assise : inclinables avec vérin à gaz (système de basculement)

-Utilisation : adaptée en intérieur et extérieur

NOUVEAU

NTS X6

NITROCARE

Mouvement de
dos et de
piedPosition TV
out

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Charge maximale : 160 kg
Dimensions : L 64,3 × P 100 × H 116 cm
Assise : P 44 × l 50 cm
Accoudoirs : 35,5 × 42,5 × 6,5 cm (réglables)
Revêtement : assise et dossier en polyuréthane, faciles à nettoyer
Sécurité : barre de freinage centralisée, commande au pied



Chaise de transfert et d'aisance roulante

Réf. LY111846

Hydraulique manuel

Prix :TTC

8 500,00

- Doté d'un système hydraulique
- Pédale hydraulique
- Siège divisé
- Frein au pied



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur totale : 59 cm

Profondeur du siège : 40 cm

Largeur du siège : 46 cm

Hauteur d'assise : 37 cm

Hauteur totale : 91 - 117 cm

Hauteur des accoudoirs : 44 - 70 cm

Capacité de charge : 100 kg

Réf. LY7760L46

Électrique

Prix :TTC

13 900,00

Deux jeux
de manivelles
(poignées
de commande)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur totale : 72 cm

Profondeur du siège : 40 cm

Hauteur d'assise : 37 cm

Hauteur totale : 81,5 - 91,5 cm

Hauteur de dossier : 47 cm

Hauteur des accoudoirs : 40-60 cm

Capacité de charge : 100 kg



Lève-personne électrique

Réf. **L8086**

• Le cadre principal est fabriqué en acier à haute résistance avec un revêtement en poudre pour la surface. Il comprend des roues avant universelles, des roues arrière équipées de freins, une largeur réglable des jambes du support, une poche de suspension sûre et fiable, ainsi qu'un dispositif de descente d'urgence. Cela permet de faire descendre le patient en cas de batterie déchargée ou de panne du moteur.

Prix :TTC
17 500,00

Poids max. de l'utilisateur
120 kg

Avec sangle Universelle

- Crochets de fixation d'harnais,
- Bôme de levage,
- Poignée de poussée,
- Moteur de levage,
- Pied du châssis,
- Roues doubles,
- Front (déverrouillage),
- Arrêt de secours mécanique,
- Poignée de commande,
- Boîtier de commande électronique,
- Pédale de réglage du châssis,
- Roulettes doubles avec frein de blocage.



Lève-personne électrique REBOTEC

Réf. **RE32001**

- Bras de levage électrique
- Unité moteur / batterie de 24 volts
- Télécommande câblée
- Fonction d'arrêt d'urgence
- Abaissement d'urgence mécanique
- Abaissement au sol possible
- Châssis avec pédales
- Roues pivotantes freinées individuellement
- Temps de montage : 5 à 6 minutes,
- Testé jusqu'à 150 kg de poids corporel

Poids max. de l'utilisateur
150 kg

Prix :TTC
22 500,00

Avec sangle Universelle

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids maximum utilisateur : 150 Kg
Accessibilité en hauteur: 13 cm
Dim. : L 56 cm x P 33 cm - H 14,5 cm

REBOTEC
Made in Germany

Lève-personne électrique SUNLIFT MICRO

Réf. **SLG175**

Adapté aux maisons de retraites ,hôpitaux

- Idéal pour un usage domestique.
- Supporte jusqu'à 130 kg et soulève jusqu'à une hauteur de 1483 mm.
- Système antidérapant et crochets sécurisés pour éviter tout détachement de la sangle.
- Indicateur de batterie et alerte sonore dès 50% de charge.
- Poignée ergonomique pour une manipulation confortable sans forcer le poignet.
- Conception solide, éliminant tout jeu dans les points d'ancrage pour une stabilité optimale.
- Ouverture des pieds facile grâce à une pédale ergonomique, permettant d'ajuster la largeur selon les besoins.

Prix :TTC
18 500,00

Poids max. de l'utilisateur
175 kg

Avec sangle Universelle

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids maximum utilisateur : 130 Kg
Garde au sol: 20 mm
Largeur totale: 940 mm x 1130 mm x 1870 mm
Taille roue avant: 75 mm
Taille roue arrière: 100 mm

SUNRISE MEDICAL
Made in Germany





Fauteuil électrique de dialyse et de prélèvement



Réf. **MKDC03**

- Réglages motorisés (dossier, hauteur, inclinaison), position Trendelenburg, extension manuelle des jambes, commande au pied.
- Commande au pied intuitive pour un réglage sans effort.
- Structure métallique robuste et capacité de charge jusqu'à 150 kg, parfaitement adaptée à une utilisation intensive.

**Dialyse - prélèvement
examens prolongés**



Prix :TTC
23 500,00

3 MOTEURS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Hauteur réglable électriquement de 64,5 cm à 96 cm.
- Inclinaison du dossier jusqu'à 70° et fonction Trendelenburg jusqu'à 30°.
- Repose-jambes articulé à 90° et repose-pieds extensible manuellement.
- Châssis supérieur rotatif manuellement à 90° à droite et à gauche.
- Dimensions : 85 x 168 cm (totales) - Surface dossier : 58 x 85 cm - Surface assise : 66 x 51 cm.
- Structure métallique thermolaquée (époxy), revêtement en similicuir.
- Capacité de charge : 150 kg.
- usage : environnement médical ou centre de soins

Chaise de DON sanguin

Réf. **LYD810**

Pour centres de transfusion

- Cadre en acier robuste assurant une capacité portante jusqu'à 240 kg.
- Mousse polyuréthane haute densité (45D) pour un confort durable.
- Matelas avec élasticité modérée adapté aux longues périodes d'assise.
- Revêtement en PVC respirant, imperméable et ignifuge.
- Surface facile à nettoyer, désinfecter et résistante à la corrosion.

4 MOTEURS LINAK



Prix :TTC
30 900,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Chaise 3 sections avec réglage électrique via **4 moteurs Linak**.
- Longueur totale : 2100 mm, largeur du siège : 580 mm.
- Hauteur réglable de 600 à 840 mm.
- Roues de 125 mm avec frein individuel.
- Rembourrage en cuir PVC, accoudoirs (600 x 150 x 60 mm) et appui-tête (400 x 230 x 80 mm).
- Réglages : dossier de 0° à 75°, repose-jambes de -80° à 0°.
- Charge maximale sûre : 200 kg, capacité de charge : 240 kg.

Fauteuil-lit multi-usage - prélèvement, transfusion, réveil

Avec accoudoirs en bois

- Structure en acier avec revêtement en similicuir et rembourrage en mousse haute densité.
- Accoudoirs en bois pour une meilleure stabilité latérale et un appui confortable.
- Mobilité assurée par 4 roulettes, dont 2 avec freins pour sécuriser l'immobilisation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Structure : Cadre en profilé d'acier, épaisseur 1,5 mm
 - Rembourrage : Mousse densité 28 kg/m³
 - Revêtement : Similicuir
 - Accoudoirs : En bois
 - Roues : 4 roulettes Ø 75 mm, dont 2 avec freins
 - Dimensions
- | | |
|-------------------|--|
| Largeur : 80 cm | Hauteur : 86 cm |
| Longueur : 106 cm | Surface de couchage minimale : 190 x 60 cm |



Prochain Arrivage
Bientôt Disponible





Fauteuil de dialyse et de prélèvement Réglage manuel

Réf. **LYSOC**

Avec dossier réglable et fonction lit d'hémodialyse

- Réglage manuel assisté par vérin à gaz
- Roulettes médicales avec système de freinage
- 4 coloris disponibles
- Structure en acier, mousse à haute densité
- Revêtement PVC respirant et ignifuge.
- Dossier réglable, oreiller ajustable, garde-corps rabattables

Prix :TTC
19 300,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Charge maximale supportée : 240 kg
- Température de stockage : -20 °C à +60 °C – Humidité relative : 10 % à 85 %
- Température d'utilisation : 0 °C à +35 °C – Humidité relative : 10 % à 85 %
- Inclinaison du dossier : -12° à +75° (±5°)
- Inclinaison du repose-jambes : -35° à +12° (±5°)
- Revêtement : PVC

Fauteuil de traitement, prélèvement, transfusion & transfert

Réf.

Prix. TTC

L810E06 Sans roue **4 900.00**

L810E06R Avec roue **5 300.00**

- Transfusion
- Accompagnement
- Chimiothérapie



- Adapté aux prélèvements sanguins et aux transfusions
- Utilisable en position allongée grâce au dossier inclinable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Structure en acier inoxydable, cuir PVC.
- Dimensions : 770 x 680 x 1080 mm
- Dossier réglable sur 3 positions
- Porte-sérum intégré
- Tablette rabattable
- Accoudoirs
- Repose-dos confortable
- Repose-jambe réglable

Fauteuil de Podologie et de SPA

Réf. **LIS260**

Électrique multifonction 3 MOTEURS

Prix :TTC
23 000,00

- Positions multiples : assise, allongée, ou en décubitus facial via l'ouverture visage.
- Réglage motorisé de la hauteur pour s'adapter aux besoins du praticien.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- 3 moteurs électriques pour réglages.
- Dossier inclinable de 0° à 75°, inclinaison jusqu'à 12°.
- Hauteur ajustable de 55 à 80 cm.
- Dimensions : 1900 x 550 mm.
- Revêtement PU résistant à l'eau et à l'huile.
- Mousse haute densité de 3,5 pouces, accoudoirs auto-nivelants.
- Appui-tête réglable avec coussin en ouverture faciale anatomique
- Capacité maximale : 180 kg.

PODOLOGIE & SPA





Chariot en INOX

Chariot à instruments

À 2 plateaux en Inox 304

Réf. **L8206**
 Prix :TTC
2 850,00


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 750x490x800 mm
- Acier inox 304, épaisseur 1,0 mm
- Roues avec freins

Chariot à instruments

À 2 plateaux en Inox 201

Réf. **L8208**
 Prix :TTC
4 230,00


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 730x450x920 mm
- Acier inox 201, épaisseur 0,7 mm
- Équipé d'une poignée sur un côté
- Roues avec freins

Chariot à instruments

À 2 plateaux

Réf.

Prix.

8066J	Inox normal	2 400,00
8066JN	Inox 304	2 990,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 600x430x880 mm
- Acier inox, épaisseur 1 mm
- 2 plateaux avec garde-corps
- Poignées des deux côtés
- Roues avec freins

Chariot à instruments

À 3 plateaux en Inox 304

Réf. **L8207**
 Prix :TTC
3 450,00


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 640 x 430 x 800 mm
- Chariot en acier inoxydable,
- 3 plateaux avec garde-corps
- Roues avec freins

Chariot en ABS

Chariot en Inox

À 2 plateaux, joints en ABS

Réf. **L8111**
 Prix :TTC
2 900,00


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 720 x 460 x 970 mm
- Structure en tube rond en INOX
- 2 plateaux en acier inoxydable
- Roues silencieuses avec freins

Chariot en Inox

À 2 plateaux, joints en ABS

Réf. **L8050**
 Prix :TTC
1 850,00


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 720 x 460 x 970 mm
- Structure en tube rond en INOX
- 2 plateaux en ABS
- Roues silencieuses avec freins

Chariot à instruments

À 2 plateaux, tiroir-poubelle, cupule

Réf. **L8049**
 Prix :TTC
2 200,00


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 720 x 460 x 970 mm
- Chariot robuste en acier inoxydable
- Design compact : 72 x 46 x 97 cm
- 2 plateaux en acier inoxydable
- Roues silencieuses avec freins

Chariot à instruments

À 2 plateaux, joints en ABS

Réf. **L8017**
 Prix :TTC
3 800,00


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 720 x 460 x 970 mm
- Chariot robuste en acier inoxydable
- Design compact : 72 x 46 x 97 cm
- 2 plateaux en acier inoxydable
- Roues silencieuses avec freins

Guéridon métallique

À 2 plateaux

 Réf. **ETCR014**
 430 x 600 x 888 mm

 Prix :TTC
1 700,00

 Réf. **ETCR024**
 430 x 400 x 888 mm

 Prix :TTC
1 500,00


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Guéridon roulant métallique à deux plateaux en époxy
- Roues avec freins

Guéridon de service

À 2 plateaux, en ABS

 Réf. **L8026**
 539 x 366 x 900 mm

 Prix :TTC
1 100,00

 Réf. **L8027**
 640 x 456 x 900 mm

 Prix :TTC
1 300,00


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Guéridon de service en ABS renforcé
- 2 plateaux
- Tiroir
- Roues avec freins



Chariot de clinique

À 2 plateaux & 2 tiroirs

Réf. **L8171C5**

Prix :TTC

4 390,00

NOUVEAU



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 750x475x920 mm
- 2 Plateaux en ABS moulés, 2 tiroirs
- Poignée large ergonomique
- Colonnes en aluminium
- Roues silencieuses avec freins

À 2 plateaux & 2 tiroirs

Réf. **L8171C5G**

Prix :TTC

4 390,00

NOUVEAU



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 750x475x920 mm
- 2 Plateaux en ABS moulés, 2 tiroirs
- Poignée large ergonomique
- Colonnes en aluminium
- Roues silencieuses avec freins

À 2 plateaux & 2 tiroirs

Réf. **L8176LS**

Prix :TTC

5 200,00

NOUVEAU



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 760x475x920 mm
- 2 Plateaux en ABS moulés, 2 tiroirs
- Poignée large ergonomique
- Colonnes en aluminium
- Roues silencieuses avec freins

À 3 plateaux & 1 tiroir

Réf. **L8171C3**

Prix :TTC

4 390,00

NOUVEAU



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 750x475x920 mm
- 3 Plateaux en ABS moulés, 1 tiroir
- Poignée large ergonomique
- Colonnes en aluminium
- Roues silencieuses avec freins

Chariot à médicaments

7 tiroirs compartimentés

Réf. **L8204**

Prix :TTC

11 850,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 720 x 460 x 970 mm
- Structure tube rond en acier inoxydable
- Les plates-formes en ABS de haute qualité
- Roues en polyuréthane silencieux avec frein
- La capacité de chargement: 100 kgs

5 tiroirs compartimentés des deux faces

Réf. **L8129**

Prix :TTC

10 100,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 850 x 520 x 950 mm.
- Structure tube rond en acier inoxydable
- Les plates-formes en ABS de haute qualité
- Roues en polyuréthane silencieux avec frein
- La capacité de chargement: 100 kgs

Chariot à dossiers médicaux

Réf. **L8232J2**

Prix :TTC

8 700,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 730x410x105 mm
- Colonnes en aluminium, en plastique ABS
- Tiroirs avec poignée en aluminium
- Quatre roulettes silencieuses, deux avec freins

Dossier pour patient

Réf. **CHF011**

Prix :TTC

55,00



En option à partir de 50 U avec choix de couleur : **bleu, gris ou rose**
Dim. 23 x 35.5 cm

Chariot de traitement IV

Réf. **L8205**

NOUVEAU

Prix :TTC

4 500,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 760x475x930 mm
- 2 plateaux en ABS moulé, 2 tiroirs
- Poignée latérale ergonomique
- Colonnes en aluminium
- Roues silencieuses avec freins

Chariot d'équipement

Réf. **L8209**

Prix :TTC

3 200,00



ECG, Appareil en ABS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- 600x500 mm
- Tige porte-flacon
- Plateau ABS
- Base 5 branches
- Panier latéral
- Roulettes freinées

Chariot à linge en inox

Réf. **L8051**

À 3 plateaux & Bac en toile régide

Prix :TTC

3 700,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 720 x 460 x 970 mm
- Structure tube rond en acier inoxydable
- Les plates-formes en ABS de haute qualité
- Roues en polyuréthane silencieux avec frein
- La capacité de chargement: 100 kgs

Réf. **L8125**

À 2 bacs en couleur inox

Prix :TTC

3 600,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim. 800 x 590 x 890 mm
- Chariot collecteur de linge
- Cadre en acier inoxydable
- Roues en polyuréthane silencieux avec frein



Chariot d'anesthésie

À 1 plateau & 7 tiroirs

Réf. 0000

Prix :TTC

0 000,00

NOUVEAU



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poubelle,
- Porte sérum,
- Tablette escamotable
- Support de défibrillateur
- Porte documents latéral
- Roues avec freins
- Dimensions : 81.5 x 45 X 98 cm

À 1 plateau & 5 tiroirs

Réf.

Dim.

Prix.

L8131

75 x 47.5 x 93 cm

7 990,00

L8131-2

85 x 52 x 93 cm

9 980,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- structure en plastique ABS.
- Poubelle,
- Tablette escamotable
- Support de défibrillateur
- Porte documents latéral
- Roues avec freins

À 1 plateau & 5 tiroirs

Réf. L8203

Prix :TTC

8 200,00

NOUVEAU



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poubelle
- 4 roulettes de 125 mm
- Table supérieure en ABS plastique
- Roues avec freins
- Pare-chocs de protection
- Dimensions : 75 x 47.5 x 97 cm

À 1 plateau & 5 tiroirs

Réf. L8202

Prix :TTC

6 980,00

NOUVEAU



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poubelle
- 4 roulettes de 125 mm
- Roues avec freins
- Porte documents latéral
- Table supérieure en ABS plastique
- Pare-chocs de protection
- Dimensions : 75 x 47.5 x 97cm

Chariot d'urgence

À 1 plateau & 5 tiroirs

Réf. L8117

Prix :TTC

11 500,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- 5 tiroirs compartimentés.
- Poubelle.
- Porte sérum.
- Tablette escamotable.
- Support de défibrillateur.
- Porte documents latéral.
- Roues avec freins.
- Dim : L850 x W520 x H1045 mm.

À 1 plateau & 4 tiroirs

Réf. L8014

NOUVEAU

Prix :TTC

12 200,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- 4 tiroirs verrouillables
- 100 scellés plastiques
- Boîte à médicaments
- Plateau défibrillateur
- Porte-sérum et support oxygène
- Planche de réanimation
- Bacs déchets + conteneur aiguilles
- Rallonge et roulettes freinées

À 1 plateau & 5 tiroirs

Réf. L8201

NOUVEAU

Prix :TTC

9 890,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :


- Poubelle.
- Porte sérum.
- Roues avec freins.
- Tablette escamotable
- Support de défibrillateur.
- Porte documents latéral.
- fermeture a usage unique
- Dimensions : 65.5 x 55.5 x 97cm.

À 1 plateau & 5 tiroirs

Réf. L8130

Prix :TTC

8 000,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poubelle,
- Porte sérum,
- Tablette escamotable
- Support de défibrillateur,
- Porte documents latéral
- Roues avec freins
- Dimensions : 75 x 47.5 x 93cm



Table d'examen électrique à 2 plans

Réf. **LIFTBACK**

Prix :TTC
17 000,00



Motorisation
électrique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Hauteur variable :	réglable de 52 cm à 97,5 cm par vérin électrique
Commande :	pédale au pied
Tête :	Tête réglable par vérin
Dimensions :	184 × 68 cm
Roues :	4 roues avec freins
Dossier :	inclinable manuellement jusqu'à 90°
Capacité de charge :	205 kg

Table d'examen électrique à 3 plans

Réf. **LTR1**

Prix :TTC
17 000,00



Motorisation
électrique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Hauteur variable :	réglable par vérin électrique
Commande :	pédale au pied
Tête et jambe :	réglables par vérin
Dimensions :	195 × 67 ou 73 cm
Roues :	4 roulettes avec freins
Repose-jambes :	réglable manuellement
Capacité de charge :	205 kg

Table BOTTICELLI à 2 plans

Réf. **FR2380PRR - Sans option**

Réf. **FR2380PRR - Avec roues**

Prix :TTC
26 000,00



Dossier procline-décline
assisté par vérin à gaz

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Hauteur réglable :	48 à 90 cm par vérin électrique
Force du vérin :	6000N
Commande :	poignée latérale
Revêtement :	mousse expansée non-feu, classe IM1
Capacité de charge :	140 kg
Dimensions :	204 × 64 × 48 à 90 cm

Table de massage électrique SPA

Réf. **LSPA**

Électrique de **SPA**

NOUVEAU

Prix :TTC
27 900,00



- Cadre en acier robuste
- Dossier inclinable électriquement, réglable par télécommande ou pédale
- Repose-jambes à réglage électrique
- Appui-tête et accoudoirs réglables
- Supports-bras amovibles, ajustables en hauteur de chaque côté de l'appui-tête
- Accoudoirs amovibles réglables en hauteur
- Roues avec freins

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

• Capacité de charge :	190 kg	• Hauteur réglable :	de 52 à 97,5 cm
• Longueur :	190 cm (appui-tête inclus)	• Mousse multicouche	épaisseur 6,5 cm
• Largeur :	73 cm		

**Table d'examen 2 plans**Réf. **L9001**
 Prix :TTC
3 900,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Relevé de buste assisté par vérin
- Tête tapissée sur une face
- Châssis en acier inox
- Revêtement en mousse haute densité
- Dim. : 190 x 65 x 70 cm

**Table d'examen à 2 plans LVDT**Réf. **LVDT**
 Prix :TTC
3 995,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poids : 39 kg / Long 184 cm
- Larg : 71cm / Haut 78 cm
- Robuste et confortable
- Châssis en acier laqué
- Dossier réglable par vérin à gaz
- Relevé de buste assisté par vérin

**Table d'examen 2 plans en INOX**Réf. **L9003**
 Prix :TTC
4 990,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Brancard amovible avec dossier réglable
- Ridelles rabattables renforcées.
- Réglage manuel par manivelle
- Revêtement en simili cuir.
- 4 roulettes Ø150 mm avec pare-chocs, dont 2 avec frein
- Structure fabriquée en acier inoxydable.

**Echelle d'acuité visuelle**Réf. **LC1100E**
 Prix :TTC
95,00

- Tableau optique TUMBLING «E»

**Armoire à 2 portes vitrées**Réf. **L8103**
 Prix :TTC
3 800,00


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- 2 portes vitrées
- Structure métallique
- Revêtement époxy
- 5 étagères métalliques
- Verrouillage sécurisé par clé
- Base inférieure en acier inoxydable
- Dimensions : 90 x 40 x 175 cm

Réf. **L8105**
 Prix :TTC
3 800,00


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- 4 portes (2 vitrées, 2 métalliques)
- Structure métallique
- Revêtement époxy
- 3 étagères métalliques
- Base inférieure en acier inoxydable
- Verrouillage sécurisé par clé
- Dimensions : 90 x 40 x 175 cm

Armoire à 1 porte vitréeRéf. **L8109**
 Prix :TTC
2 800,00


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :


- 1 porte vitrée
- Structure métallique
- Revêtement époxy
- 5 étagères métalliques réglables
- Support inférieur en acier inoxydable
- Verrouillage sécurisé par clé
- Dimensions : 50 x 40 x 175 cm

Escabeau inox à 2 marchesRéf. **L8061**
 Prix :TTC
990,00


- Marches en acier inoxydable anti-dérapantes
- châssis en inox

Poubelle inox à pédale

Réf. Prix.

L8108 12L 350,00**L81082 20L 710,00**

- Seau interne amovible en plastique
- En acier inox
- Pédale anti-dérapante

CollecteursRéf. **L6128**
 Prix :TTC
38,00


Pour matériel souillé



Paravent 3 volets

Acier inoxydable

Réf.		Prix.
L8033	Blanc	2 490,00
L8033BL	Bleu	2 790,00

Pour isoler un poste de travail,
ou pour créer une cabine d'essayage

- 3 volets entièrement repliables



Réf. **L8041**

En inox

- Panneaux en PVC d'entretien facile
- Mobile sur roulettes.

Prix :TTC
2 200,00



Panier porte sérum

Réf. **L8032**

Prix :TTC
100,00

En Inox 250 ml



Tabourets

Tabouret avec dossier

Réf. **LMS1**

- Repose-pieds avec vérin pneumatique
 - Hauteur réglable : 53 à 73 cm
 - Base à 5 roulettes
- Dimensions :
52 x 35 x 53 cm
Diamètre de l'assise : 39 cm
Coloris disponibles : bleu, vert, chocolat, bleu marine, noir, beige

Prix :TTC
1 300,00



Tabouret pneumatique avec dossier

Réf. **L8073**

- Hauteur réglable : 45 à 55 cm (vérin à gaz)
- Dossier ergonomique moulé
- Assise rembourrée - épaisseur 8 cm
- Base en inox à 5 roulettes pivotantes

Prix :TTC
2 990,00



Tabouret ergonomique

Réf. **LMS4**



Prix :TTC
1 900,00

- Base Aluminium 5 branches (Ø 54 cm)
- Coussin mousse (ép. 5 cm)
- Hauteur réglable : 54 à 72,5 cm
- Charge max : 200 kg

Tabouret avec dossier

Réf. **LMS2**



Prix :TTC
1 150,00

- Porté sur support à cinq branches sur roulettes
- Couleurs disponibles : Bleu, vert, chocolat, noir, beige
- Vérin pneumatique

Tabouret ergonomique

Réf. **LMS13**

Prix :TTC
2 500,00



- Base en aluminium à cinq branches : 54 cm
- Coussin en mousse : 5 cm
- Réglage de la hauteur : 54 à 72,5 cm
- Capacité de charge : 200 kg

Tabouret fixe

Réf. **L8072**

Prix :TTC
740,00



- Diamètre du siège : 29 cm
- Hauteur variable : 54 x 67 cm

Porte sérum

Réf. **430811**

Réf. **L8031CR**

Réf. **L8031**

Réf. **430812**


Réf. **BY1902**



Prix :TTC
750,00



Prix :TTC
600,00



Prix :TTC
600,00



Prix :TTC
750,00



Prix :TTC
1 370,00

- Sur roulettes,
- 4 crochets,
- socle ABS

- Sur roulettes,
- 2 crochets,
- Socle chromé

- Sur roulettes,
- 4 crochets,
- socle ABS

- Sur roulettes,
- 4 crochets,
- socle ABS

- Sur roulettes,
- 4 crochets,
- avec tablette



**Lampe d'examen 6 LED**Réf. **LEKSQ6** - Support BlancRéf. **LEKSQ6N** - Support NoirPrix :TTC
2 950,00

- Bras flexible
- Dotée de **6 LED** et d'une tête d'éclairage aluminium complète,
- Lumière plus brillante et plus blanche que jamais et est parfait pour les interventions chirurgicales mineures dans les hôpitaux, les centres de soins ambulatoires, ou le cabinet du médecin.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Ampoule LED, 6 ampoules, 6w Ø de la tête de lampe
- Ø du champ lumineux (30 / 50cm) 80 et 90 mm
- Illumination (30 / 50cm) : 59000lux / 31000lux
- Extension du bras flexible : 76 cm
- Contrôle de luminosité : contrôlé du gradateur
- Mobile sur pied 5 branches
- Source de lumière : LED.

Lampe d'examen LEDRéf. **LED803** - Support BlancRéf. **LED803B** - Support NoirPrix :TTC
1 750,00

- Bras flexible
- Mobile sur pied 5 branches
- tête de lampe compacte avec un point uniforme, garantissant une portée plus large, une précision d'identification et une visualisation accrue de la zone d'examen

Lampe led de rechargeRéf. **LEDR803**Prix :TTC
300,00**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Flux lumineux : 200 ml
- Diamètre de la tête de lampe : Externe = 2,7 cm / Interne : 17 cm
- Température de couleur : 6000-8000 K
- Réglage de la luminosité : commande par gradateur
- Diamètre du feu léger : 8cm à D = 30CM / 15cm à D = 50cm
- Extension du bras : 100 cm
- Source de lumière : LED
- Durée moyenne de la LED : 50000 h
- Consommation électrique : 3W
- Tension d'entrée : 110V-265V 50 / 60Hz

**Lampe d'examen 1 LED focus, sur pied**Réf. **LEKSQ5N**Prix :TTC
2 650,00

- Technologie **IR-LED** lumière source réduit la sensation de chaleur pour le patient et médecin

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Ampoule LED 3Wx3 Dure 40 fois plus longtemps que les lampes halogènes
- Faible consommation d'énergie
- Intensité de la lumière > 25000 lux
- Alimentation : AC 110-240 V 50/60 Hz
- Diamètre du spot : 80 -150 mm
- Eclairage lointain : 300 - 500 mm de réflecteur

Lampe Ri-Magic® HP LEDRéf. **R6250**

Sur pied

RiesterPrix :TTC
6 250,00

- Eclairage d'examen **LED**
- Bras flexible sur pied
- Beaucoup moins de chaleur et de perte d'énergie
- Dispositif de mise au point à l'avant de la tête de lumière

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Éclairage Distance de 40 mm / max. 100 000 Lux et Ø 230 mm
- Distance de 60 mm max. 55 000 Lux et Ø 320
- Couleur température 6,500 K
- Durée de vie de la lampe jusqu'à 50 000 heures

Lampe de petite chirurgie 9 LEDRéf. **LED9AR****Bras articulé sur pied**Prix :TTC
15 800,00

- Economique
- Résistante
- Précise
- N'émet pas de chaleur
- Tête rotative

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Éclairage Distance de 40 mm / max. 100 000 Lux et Ø 230 mm
- Distance de 60 mm max. 55 000 Lux et Ø 320
- Couleur température 6,500 K
- Durée de vie de la lampe jusqu'à 50 000 heures



Lampe Loupe Vista Wood sur pied

Réf. LTA006W

Prix :TTC
5 600,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Lumière WOOD 9W
- 3 dioptries
- Rayon d'action : 70 cm
- Durée de vie de la lampe : +/-4000 h
- Bras articulé

Lampe Loupe Vista sur pied

Réf. LTA006

Prix :TTC
4 990,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Lumière 9W
- 3 dioptries
- Rayon d'action : 70 cm
- Durée de vie de la lampe : +/-4000 h
- Bras articulé

Lampe frontale à LED ri-focus®

Réf. R6091

Riester

Prix :TTC
3 100,00



- Bandeau sans fil avec batterie intégrée et prise de chargement.
- Compatible avec plusieurs types de batteries.
- Autonomie jusqu'à 4 heures selon le type de batterie.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- LED haute performance jusqu'à 100 000 Lux / 297 lumens
- Focale variable de Ø 40 mm à Ø 200 mm à 40 cm.
- LED blanche 5 700 K, CRI 93,
- Compatible avec CR123A, AAA alcalines ou AAA NiMH

Miroir frontal clair N à LED

Réf. R6070

Riester

Prix :TTC
4 060,00



- Bandeau sans fil, équilibré et confortable avec batterie intégrée.
- Utilisation d'une seule main avec prise de chargement intégrale.
- Compatible avec plusieurs types de batteries.
- Autonomie jusqu'à 4 heures selon le type de batterie.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- LED haute performance 100 000 Lux / 140 lumens.
- Miroirs Ø 55 mm (2,2 in) avec réglage continu.
- LED blanche 1 W, 4000-4200 K, CRI 95, 6V ou lampe à vide 6V
- Compatible avec CR123A, AAA alcalines ou AAA NiMH

Négatoscopes avec variateur de lumière LED



- Modèle simple et économique
- Interrupteur bipolaire étanche
- fusibles de sécurité bipolaires

Réf.

Réf.			
NEGATOR	1 plage	Ecran 360x435mm	440 x 100 x 540mm
NEGATO2R	2 plages	Ecran 808x435mm	920 x 100 x 540mm
NEGATO4R	4 plages	Ecran 1424x435mm	1860 x 125 x 540mm


Réf.	Réf.
NEGATOR	1 250,00
NEGATO2R	1 950,00
NEGATO4R	3 450,00

Négatoscope LED Extra-plat

Réf. NEGATO-LED - 1 plage

Dim : 497 x 502 x 24 mm

Prix :TTC
1 850,00



Réf. NEGATO2-LED - 2 plages

Dim : 854 x 502 x 24 mm

Prix :TTC
3 850,00



- Négatoscope équipé d'un éclairage LED 32W d'une durée de vie de 50 000 heures
- Faible consommation.
- Cadre en aluminium avec interrupteur.
- Fixation murale



Autoclave Paillasse classe B

Avec imprimante interne, USB, logiciel nouvelle génération et sécurité avec double fermeture

Autoclave de classe B à pré-vide et post-vide: une solution parfaite pour la stérilisation d'instrumentation avec **traçabilité sur USB**.

- Cycles de stérilisation préprogrammés et automatique.
- Conforme à la norme européenne EN13060.
- Système de contrôle de haute précision pour des résultats optimaux.
- Interface utilisateur affichant température, pression, alertes et conditions
- Réservoir d'eau ouvert pour un remplissage et nettoyage faciles.

- Séchage sous vide rapide après stérilisation.
- Imprimante interne.
- Options : port USB et clé USB pour stockage des données.
- 10 cycles pré-enregistrés (121° à 134°) incluant différents types et tests.
- Mémoire interne : stocke les 20 derniers cycles et permet l'impression



Imprimante
intégrée



18L

Réf. **LHK18P**

Prix :TTC
25 900,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimension de la chambre :	Ø250×350 mm
Volume de la chambre :	Appr. 18L
Nombre de plateaux :	3/ Max.5
Matériau des plateaux :	Aluminium
Taille des plateaux (LxH) :	192×285 mm
Tension, Freq. :	220/110V, 50/60Hz
PUISSANCE :	1750W
Dimension globale (LxHxP) :	490x455x600 mm
Poids :	47kg
Temp./Pression :	Temp. de 121°C avec une pression de 110 kPa.
Temps de stérilisation	De 4 à 20 min selon le cycle sélectionné

23L

Réf. **LHK23**

Prix :TTC
29 900,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimension de la chambre :	Ø250×350 mm
Volume de la chambre :	Appr. 23 L
Nombre de plateaux :	3/ Max.5
Matériau des plateaux :	Aluminium
Taille des plateaux (LxH) :	192 x 380 mm
Tension, Freq. :	220/110V, 50/60Hz
PUISSANCE :	1750W
Dimension globale (LxHxP) :	490x455x690 mm
Poids :	53kg
Temp./Pression :	134 °C à 2,1 bars / 121 °C à 1,1 bar
Temps de stérilisation	De 4 à 30 min selon le cycle sélectionné

Écran LCD



Port USB



Raccord de vidange
pour réservoir d'eau usée

Raccord de vidange
pour réservoir d'eau instantanée

Chambre en inox



Filtre à eau

Réservoir d'eau de rinçage





Autoclave Paillasse classe B

Autoclaves de table automatiques avec cycles préprogrammés, chambre et porte en acier inoxydable électropolissé. Contrôle de haute précision pour une stérilisation parfaite, avec générateur de vapeur indépendant pour des cycles plus rapides.

45L

Réf. **LHK45**

- Cycles préprogrammés : Solid 134°C, Wrapped 134°C,
- Contrôle de la qualité de l'eau avant démarrage du cycle
- Écran LCD : cycle, température, pression, durée, alertes
- Enveloppé 121°C, Prion 134°C, Test B&D, Test Helix, Essai à vide
- Cycles d'options : Liquide 121°C, Sec, Défini par le client
- Générateur de vapeur intégré (2200 W)
- Réservoir d'eau distillée de 12 L et réservoir d'eaux usées
- Porte motorisée, assistée par vide

- Contrôle de la qualité de l'eau avant démarrage du cycle
- Écran LCD : cycle, température, pression, durée, alertes
- Système d'avertissements : manque d'eau, réservoir plein, porte déverrouillée
- Système de sécurité : soupape de surpression, interrupteur de surchauffe, verrouillage de porte
- Connexion possible avec le déminéralisateur Listo-23



Imprimante
intégrée

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimension de la chambre	Ø 319 mm × 617 mm
Volume de la chambre	45 litres
Matériau des plateaux	Acier inoxydable
Tension, Freq.	220 V / 110 V - 50/60 Hz
Puissance	3800 W
Dimension globale (LxHxP)	840 × 640 × 560 mm
Poids	115 kg
Temp./Pression :	105 °C à 134 °C / 0,2 à 2,1 bars
Temps de stérilisation	de 0,5 à 99 minutes selon le cycle

- 1 La porte électronique s'ouvre en appuyant sur le bouton et se ferme correctement en la poussant doucement.
- 2 L'écran LCD montre graphiquement le processus de stérilisation et offre 15 langues. Il signale également les alertes concernant le manque d'eau, la porte verrouillée, l'imprimante non connectée....
- 3 L'écran LCD montre graphiquement le processus de stérilisation et offre 15 langues. Il signale également les alertes concernant le manque d'eau, la porte verrouillée, l'imprimante non connectée....
- 4 L'appareil imprime automatiquement les rapports de stérilisation et enregistre les données sur USB. Les rapports des 20 derniers cycles peuvent être consultés à tout moment.
- 5 Conception de racks distinctifs, spécialement pour charger des kits d'implants dentaires ou d'autres instruments volumineux.
- 6 Chambre en acier inoxydable de qualité médicale, avec un traitement de surface de haute qualité.

Distillateur d'eau

Réf. **LHWD01** - 72 x 46 x 97 cm

Matériel **ABS plastique,**
aluminium,
acier inoxydable

Prix :TTC

1 200,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Tension : 220 V 50 Hz
- Puissance : 750 W
- Capacité du réservoir : 1.6l/h
- Dim. intérieure : 18 x 20 mm
- Dim. extérieure : 280 x 280 x 380mm
- Poids : 3.5 kg



**Tambours**

En inox




Ref.	Dim.	Prix.
0091T19P	190 x 145 mm	410.00
0091T15	150 x 50 mm	320.00
0091T19	190 x 190 mm	450.00
0091T24	240 x 240 mm	660.00

Panier en treillis métallique

En aluminium

Boîte autoclavable pour stérilisation en aluminium



Ref.	Dim.	Prix.
0091PNI24	24 x 11 x 5,5 cm	570.00
0091PNI29	29 x 14 x 5,5 cm	770.00

**Boîte à instruments vide**

En inox



Ref.	Dim.	Prix.
0091B21	200 x 100 x 60 mm	250.00
0091B25	250 x 120 x 60 mm	360.00
0091B30	300 x 150 x 60 mm	580.00

Plateaux

En inox



Ref.	Dim.	Prix.
0091P20	208 x 109 x 15 mm	140.00
0091P21	210 x 160 x 25 mm	150.00
0091P31	313 x 218 x 31 mm	230.00

Haricots

En inox



Ref.	Dim.	Prix.
0091H16	160 mm	60.00
0091H20	200 mm	75.00
0091H25	250 mm	100.00
0091H30	300 mm	150.00

Cupule

En inox



Ref.	Dim.	Prix.	Ref.	Dim.	Prix.
0091CS6	60 mm / 50 ml	50.00	0091CS12	120 mm / 450 ml	90.00
0091CS8	80 mm / 150 ml	54.00	0091CS15	150 mm / 750 ml	110.00
			0091CS18	180 mm / 1500 ml	145.00

Porte-cupule double

Réf. 0091PCD

En inox

Prix :TTC
1 400,00Hauteur réglable de 60 à 95cm.
Cupule en acier inox Ø 32 cm

Pied en acier chromé avec base en acier inox et 5 roulettes en plastique dont une avec frein.

Baquet roulant

Réf. LCBQI

En inox

Prix :TTC
1 350,00**Porte pince à servir**

En inox

Un porte instrument en acier inoxydable permettant le maintien et le rangement d'instruments de chirurgie.



Ref.	Dim.	Prix.
0091PI13	50 X 130 mm	180.00
0091PI18	50 X 180 mm	220.00

GYNÉCOLOGIE**Speculum Cusco**

Ref.	Dim.	Prix.
LC1010VS	80 x 24 mm	140.00
LC1010VM	80 x 32 mm	145.00
LC1010VL	90 x 36 mm	150.00

Hystéromètre

Ref.	Dim.
0091HS33	33 cm / Sims
0091HM34	33 cm / Martin

Prix :TTC
100,00**Ciseaux épisiotomie**

Ref.	Dim.
0091EP14	14 cm

Prix :TTC
70,00**Stéthoscope de Pinard**

- Stéthoscope obstétrical pour détection du pouls foetal
- Modèle en aluminium



Ref.	Dim.
0091STPI	14 cm

Prix :TTC
40,00



Boîte à 11 instruments pour petite chirurgie

Réf. **LC1036** - 20 x 10 x 6 cm

En inox

Ref.	Désignation	N°.
0091MB3	Manche bistouri N°3	1
0091P14	Ciseaux à pansements 14 cm	2
0091D14	Pince à dissection sans griffes	3
0091DG14	Pince à dissection avec griffes	4
0091H16D	Pince de pean droite 16 cm	5
0091M14D	Ciseaux de mayo 15 cm droits	6
0091C14D	Ciseaux chirurgicaux droit 14 cm	7
0091K16D	Pince hemostatique Kocher droite 16 cm	8
0091SC14	Sonde cannelée	9
0091PA14	Porte aiguille de Hegar	10
0091H14C	Pince crille courbe 14 cm	11
0091B21	Boîte à instrument en inox 20 x 10 x 6 cm	

Prix :TTC
1 100,00



Boîte à 24 instruments pour petite chirurgie

Réf. **LC1036S** - 25 x 12 x 6 cm

En inox



Prix :TTC
2 900,00

Ref.	Désignation	Qté.
0091MB3	Manche bistouri N°3	1
0091F12	Pince foerster pour badigeonage	1
0091H12C	Pince Halstead courbe sans griffe 12cm	4
0091K12C	Pince Kelly courbe sans griffe S/G 12cm	2
0091K14D	Pinces de Kocher droit A/G 14cm	2
0091D14	Pince a dissequer 14cm sans griffe	1
0091DG18	Pince a dissequer 18cm avec griffe	1
0091M18D	Ciseaux de Mayo 18cm droit	1
0091MT18C	Ciseaux Metzumbum courbe 18cm	4
0091MT16D	Ciseaux Metzumbum droit 16cm	1
0091PA18	Porte aiguille de hegar 18cm	2
0091C12B	Pince à champs de backhaus 12cm	3
0091PP24	Panier porte instrument (240x110x55)	1
0091B25	Boîte à instrument en INOX 25x12x6cm	1

Trousse à dissection

Réf. **L8065**

9 unités

Prix :TTC
200,00



O.R.L

Spéculum nasal de Killian / Hartmann



Prix :TTC
220,00

Ref.	Dim.
0091SK22	14 cm / 22 mm
0091SK35	14 cm / 35 mm
0091SK50	14 cm / 50 mm

Spéculum nasal de Voltolini réglable



Prix :TTC
330,00

Ref.	Dim.
0091SN0	Taille 0
0091SN	Adulte

Set de 3 Spéculums de Hartmann



Prix :TTC
160,00

Ref.	Dim.
0091SH	Ø 4.5.6 mm


Set laryngoscope 4 lames Mc INTOSH



Prix :TTC
1 750,00

Ref.
0091LR4

Pince auriculaire de Troeltsch



Prix :TTC
45,00

Ref.	Dim.
0091PA12	12 cm

Pince de Lucae



Prix :TTC
55,00

Ref.	Dim.
0091PL12	12 cm


Crochet de Lucae



Prix :TTC
130,00

Ref.	Dim.
0091CL14	14 cm

Diapason ORL en inox



Prix :TTC
280,00

Ref.	Frequence
0092D256	256 u
0092D512	512 u

Diapason ORL en inox : Set



Ref.	Dim.	Ref.
HE1064	4 pcs	90.00
HE1068	8 pcs	130.00



PINCES

Porte aiguille de Hegar	Pince dissection avec griffes	Pince dissection sans griffes	Manche de bistouri N° 3
			
Réf. Dim. Prix.	Réf. Dim. Prix.	Réf. Dim. Prix.	Réf.
0091PA14 14 cm 80.00	0091DG14 14 cm 30.00	0091D14 14 cm 35.00	0091MB3
0091PA18 18 cm 110.00	0091DG16 16 cm 35.00	0091D18 18 cm 45.00	
0091PA20 20 cm 130.00	0091DG18 18 cm 45.00	0091D20 20 cm 85.00	
Pince hémostatique de Crille	Pince à champs	Pince hémostatique de Kocher	Pince de Péan
			
Réf. Dim. Prix.	Réf. Dim. Prix.	Réf. Dim. Prix.	Réf. Dim. Prix.
0091H14C 14 cm 75.00	0091C11B 11 cm 55.00	0091K16D 16 cm 70.00	0091H16D 16 cm 70.00
0091H16C 16 cm 85.00	0091C13B 13 cm 65.00	0091K18D 18 cm 75.00	0091H18D 18 cm 75.00
		0091K20D 20 cm 85.00	
Pince Foerster	Pince Collin	Sonde cannelée	Scalpel
			
Réf. Dim. Prix:TTC	Réf. Dim. Prix:TTC	Réf. Dim. Prix:TTC	Réf. Dim. Prix:TTC
0091F14 14 cm 80,00	0091PC14 14 cm 190,00	0091SC14 14 cm 20,00	0091SL17 17 cm 100,00

ÉCARTEURS

Écarteurs Farabeuf	Écarteurs Volkmann	Écarteurs Moux
		
30 x 10 mm 34 x 13 mm 12 cm	Pointu 16 x 20 mm 22 cm Mousse 16 x 20 mm 22 cm	27 x 29mm 30 x 38mm 33 x 43mm 25 x 29mm 30 x 38mm
Réf. Dim. Prix.	Réf. Dim. Prix:TTC	Réf. Dim. Prix:TTC
0091EF12 12 cm 150.00	0091EV22P 22 cm / pointu 250,00	0091EM15 15 cm 130,00
0091EF15 15 cm 160.00	0091EV22M 22 cm / mousse	0091EM16 16.5 cm



CISEAUX

Ciseaux chirurgicaux droits	Ciseaux chirurgicaux courbe	Ciseaux Metzumbum droit	Ciseaux Metzumbum courbe
			
Réf. Dim. Prix.	Réf. Dim. Prix.	Réf. Dim. Prix.	Réf. Dim. Prix.
0091C14D 14 cm 55.00	0091C14C 14 cm 55.00	0091MT14D 14 cm 70.00	0091MT14C 14 cm 70.00
0091C18D 18 cm 70.00	0091C18C 18 cm 70.00	0091MT16D 16 cm 75.00	0091MT16C 16 cm 75.00
0091C20D 20 cm 85.00	0091C20C 20 cm 85.00	0091MT18D 18 cm 80.00	0091MT18C 18 cm 80.00
Ciseaux de Mayo droit	Ciseaux de Mayo coube	Ciseaux Mousse droit	Ciseaux Mousse courbe
			
Réf. Dim. Prix.	Réf. Dim. Prix.	Réf. Dim. Prix :TTC	Réf. Dim. Prix :TTC
0091M14D 15 cm 55.00	0091M15C 15 cm 55.00	0091CM16D 16 cm 70,00	0091CM18C 18 cm 75,00
0091M16D 16 cm 55.00	0091M16C 16 cm 55.00		
0091M17D 17 cm 70.00	0091M17C 17 cm 55.00		
0091M21D 21 cm 85.00	0091M21C 21 cm 85.00		
Ciseaux à pansements	Cisaille à plâtre	MARTEAUX À REFLEXE	
			
Réf. Dim. Prix.	Réf. Dim. Prix :TTC	Réf. Dim. Prix :TTC	Réf. Dim. Prix :TTC
0091P14 14 cm 55.00	719G2 22 cm 590,00	LC10MT 90,00	LC10MA 75,00
0091CP18 18 cm 80.00			

PODOLOGIE

Pince sécateur inox 12.5 cm (pédicure)	Pince à peaux fermoir 12 cm inox	Ciseaux pédicure pour ongles forts	Pince à ongles acier inox 12 cm (manucure)	Pince pour ongles incarnés inox	Ciseaux à ongles lames droites inox trempé
Prix :TTC 200,00	Prix :TTC 160,00	Prix :TTC 110,00	Prix :TTC 170,00	Prix :TTC 200,00	Prix :TTC 65,00
					
Réf. 0092PS12	Réf. 0092PP12	Réf. 0092CP	Réf. 0092PM12	Réf. 00929I	Réf. 0092CLD



Midea Biomedical Le Froid Médical pour une Conservation en toute Sécurité

Réfrigérateur Pharmaceutique 2~8°C

Avec porte en verre chauffante – conservation sécurisée et performante

- Système de sécurité
- Contrôle de température haute précision
- Réfrigération écologique par hydrocarbures (HC)

126 L

Réf. **MC5L126**

316 L

Réf. **MC5L316**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Volume intérieur	316/ 126 L
Dimensions intérieures (126L)	505 x 467 x 620 mm
Dimensions intérieures (316L)	500 x 464 x 1343 mm
Température de stockage	2°C à 8°C
Refroidissement	Air forcé (sans givre)
Condenseur	À micro-canaux
Type de dégivrage	Automatique
Réfrigérant	R600a
Type d'affichage	LED (Température & Humidité)
Alimentation électrique	220V/60Hz ou 110V/60Hz
Sécurité	Alarmes multiples (porte, température, capteurs)
Batterie de secours	Oui (autonomie 24 heures)

Mallette isothermique : Echantillons biologiques

ELITE BAGS

Réf. **Z - ROW XL**

Réf. **EB04.003 - COOLS**

Réf. **EB04.007 - MINI COOLS**



Prix :TTC
580,00



Poids	1kg
Dimensions	26 x 26 x 16 cm
Capacité (litres)	10.00

Poids	5.30kg
Dimensions	29 x 39 x 44 cm
Capacité (litres)	49.76

Poids	2.96kg
Dimensions	25 x 21 x 40 cm
Capacité (litres)	29.2



Midea Biomedical Le Froid Médical pour une Conservation en toute Sécurité

Réfrigérateur - Congélateur -25°C / 506 L

Réf. **MCD-25L506**

Réfrigérateur et congélateur réglables individuellement.
La température du réfrigérateur est de 2 à 8 °C,
celle du congélateur de -10 à -25 °C et de -20 à -40 °C.
Contrôle par micro-ordinateur avec affichage LED,
précision de température de 0,1 °C.
Compresseur de marque mondialement connue,
économe en énergie, respectueux de l'environnement,
haute efficacité et faible niveau sonore.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Plage de température :
Réfrigérateur : 2°C à 8°C
Congélateur : -10 °C à -25 °C
- Affichage LED
- Technologie de refroidissement : air pulsé
- Système de sécurité et d'alarmes avancés
- Port USB pour export de données
- Batterie de secours intégrée
- Volume intérieur : 506L
- Dimension extérieures :
866x811x1920mm
- Alimentation électrique :
220-240V/50HZ
- Poids net / poids Brut : 140/163

Congélateur Biomédical -40°C / 308 L

Réf. **MD40L308**

Réglable à -40°C, garantit
une conservation optimale des échantillons, vaccins et médicaments
sensibles en maintenant une température stable et homogène grâce
à sa technologie de refroidissement avancée. Il est également conçu
de manière écologique, en utilisant le réfrigérant R290 et en optimisant
la consommation d'énergie, ce qui en fait une solution idéale pour
les laboratoires, hôpitaux et instituts de recherche.

Précision de la température : Une plage ajustable entre -40°C
et -20°C, avec une précision remarquable de 0,1°C.

Système de contrôle moderne : Équipé d'un écran LCD intuitif,
de multiples alarmes de sécurité, et d'un port USB pour le suivi
des données.

Design pratique : Facile à déplacer grâce aux roulettes, avec
une isolation renforcée grâce à une porte anti-condensation
et une serrure de sécurité.

Durabilité et éco-responsabilité : Utilisation de l'isolation
thermique avancée et du réfrigérant R290, réduisant
la consommation énergétique et l'empreinte carbone



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Volume de stockage : 308 L
- Plage de température : -40°C ~ -20°C
- Refroidissement : Direct avec dégivrage manuel
- Dimensions extérieures : 700 × 690 × 1920 mm
- Alimentation : 115-V/60Hz ou 220~240V / 50Hz



Défibrillateurs externes - DAE

La gamme de produits PRIMEDIC HeartSave est facile et rapide à utiliser. Des contrôles vocaux clairs guident les secouristes dans les activités de réanimation.

Défibrillation à courant contrôlé - CCD

La technologie biphasique CCD dégage un courant sans pic vers le cœur du patient grâce à une impulsion de défibrillation contrôlée, personnalisée, efficace et délicate. HeartSave est équipé d'un système de défibrillation à intensité montante, d'une impédance compensée et d'une énergie maximum de 360 J.

Flux efficace

HeartSave est conçu pour supporter au mieux les secouristes lors des réanimations. Son mode de fonctionnement avancé aide à réduire la pause RCP jusqu'au choc donné par le défibrillateur.

Mode pédiatrique

Sélection du mode pédiatrique à travers une simple touche. Ne requiert pas d'électrode pédiatrique et se révèle très facile à utiliser. Rapide

Démarrage automatique dès l'ouverture et analyse du rythme cardiaque immédiate dès que les électrodes sont attachées au patient. Tous les accessoires (rasoir, masque, ciseaux et gants) sont compris.

Écran

L'écran fournit des informations claires sur l'état du dispositif et des batteries (auto-test quotidien et mensuel).

HEARTSAVE PAD et HEARTSAVE AED

Défibrillateur externe automatisé avec 3 ans de durée (PAD) ou 6 ans (AED) en mode veille avec batterie au lithium non rechargeable.

HeartSave AED: 4 langues sélectionnables.

HEARTSAVE AED-M

Mêmes spécifications que HeartSave AED avec en outre un large écran LCD pour la forme d'onde ECG, la fréquence cardiaque, le comptage des rythmes choquables et d'autres importantes informations. AED-M est livré avec batterie au lithium non rechargeable.



PRIMEDIC
Saves Life. Everywhere.



Made in Germany

HeartSave AED-M

Le moniteur LCD haute résolution fournit d'importantes informations pour la réanimation

Bouton menu

Prise pour électrodes et câble ECG

Bouton de déclenchement. Une véritable commande par un seul bouton vous permet de sauver une vie.



ÉQUIPÉ D'UNE BATTERIE RECHARGEABLE AKUPAK ET PINCE DE CHARGE

HeartSave - AED



AVEC PILE AU LITHIUM
200 DÉCHARGES

HeartSave - PAD



AVEC PILE AU LITHIUM
140 DÉCHARGES

HeartSave - AS



AVEC PILE AU LITHIUM
100 DÉCHARGES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

	PAD	AED	AS	AED-M		PAD	AED	AS	AED-M
Défibrillation :					Moniteur LCD :				
Mode semi-automatique	•	•	•	•	95 x 72 mm (diagonale 4,7"/120 mm)				•
Mode automatique			•		320 x 240 (taille des pixels 0,36 x 0,36 mm)				•
Onde: biphasique, impulsion réglée par courant	•	•	•	•	Affichage de l'état de la batterie				•
Énergie 50-360 J	•	•	•	•	Vitesse: 25 mm/s				•
Temps de charge: < 12 sec @ 360J	•	•	•	•	Fréquence cardiaque, nombre de défibrillations,				•
Modes de fonctionnement: asynchrones	•	•	•	•	nombre de VF/VT, temps de réanimation total				•
Mode pédiatrique	•	•	•	•	Sauvegarde des données :				•
ECG :	•	•	•	•	Mémoire amovible				
Dérivations: II					Enregistrement vocal	•	•	•	•
Plage d'impédance du patient: 23-200 Ohm	•	•	•	•	Alimentation :	•	•	•	•
Plage de la fréquence cardiaque: 30-300 par min				•	Batterie lithium 3 ans en veille ou 140 décharges à 360 J				
VF: détection VT :					Batterie lithium 6 ans en veille ou 200 décharges à 200 J	•			
Détection VF/VT					- surveillance 15 heures			•	•
Temps d'analyse 7-12 sec	•	•	•	•	Akupak Lite avec batterie rechargeable		•		
Palier asystole <0,2mV	•	•	•	•	100-240 V, 50/60 Hz - 150 décharges à 200 J				
Détection Artefact-Pacemaker	•	•	•	•	- 5 heures de surveillance				
Électrodes :					Écran :				•
Électrodes non polarisées, longueur du câble :	•	•	•	•	État écran et batterie	•	•	•	•



Défibrillateurs intelligents grand public ipad cu-sp1

iPAD


Réf. CUSP1

Semi-Automatique

Prix :TTC

19 500,00

Mode
Adulte:
>8 ans
ou >25 kg



Mode
Pédiatrie:
1-8 ans
ou <25 kg

IPAD CU-SP1 peut mémoriser
jusqu'à 5 événements avec
analyse ECG jusqu'à 3 heures

Connecteur
électrodes

Bouton
de décharge

Réf. CUSP1A

Automatique

Prix :TTC

19 900,00



Connecteur
électrodes

Défibrillateur automatique
sans bouton de décharge

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Défibrillateur

Fonctionnement: Semi-automatique ou Entièrement Automatique

Tracé: Biphase tronquée exponentielle

Énergie: Adulte: 150J (nominale) à 50 ohm

Enfant/nourrisson: 50 J (nominale) à 50 ohm

Contrôle de la charge: Automatique par le système d'analyse du patient

Temps de charge: <10 secondes à partir de l'avis vocal de choc

Étanchéité: Protection contre les jets d'eau IPX5 selon IEC60529 (IP55)

Protection contre les dépôts de poussière IP5X selon IEC60529

Dimensions - Poids: 260x256x69,5 mm - 2,4 kg électrodes et

batterie inclus Interface utilisateur

Assistance utilisateur: Instructions vocales détaillées et voyants clignotants

Guide RCP: Des instructions vocales indiquent comment pratiquer la

RCP sur adultes et enfants

Commandes: Bouton Marche/arrêt, bouton "i", bouton choc

Indicateurs: Écran LCD (états de l'appareil, de la batterie et des électrodes)

Capteurs: Date d'expiration et état de connexion des électrodes

Surveillance RCP

Réglage automatique du volume

Enregistrement et transfert de données

Port IrDA /SD carte: Pour la communication avec le PC

Capacité de stockage mémoire interne: Enregistrements multiples

5 événements /max. 3 h

Programme PC d'examen des données: CU-EX1

Système d'analyse du patient

Analyse du patient: Rythmes choquables - fibrillation ventriculaire, tachycardie

Sensibilité/spécificité Conforme à la directive AAMI DF80

Batterie jetable haute performance

Normes: Type: CC 12 Volt 4,2 Ah, LiMnO2

Capacité: 200 chocs minimum ou 8 heures de fonctionnement

Plage d'altitudes de fonctionnement

Altitude 0-4 570 m (0-15 000 pieds)

Défibrillateur à batterie, portable, facile à utiliser, compact et léger.

Il lit automatiquement l'électrocardiogramme (ECG) du patient et détermine si un arrêt cardiaque nécessitant la défibrillation s'est vérifié, de sorte qu'il peut être facilement employé par les professionnels de la santé aussi bien que par le grand public.

Relié à un patient, le dispositif acquiert et analyse l'ECG pour détecter la présence de Fibrillation Ventriculaire ou de Tachycardie Ventriculaire (rythmes choquables).

Si un rythme choquable est détecté, le dispositif se charge automatiquement. Une fois la charge achevée, le dispositif délivre automatiquement un choc électrique. Les messages vocaux et les indicateurs (LED et graphiques) guident toute l'opération de secours, garantissant ainsi la facilité d'emploi de l'appareil.

Électrodes adulte

Réf. CUSP103

2 unités

Prix :TTC

600,00



Batterie Lithium jetable



- Compatible avec ces appareils :
Défibrillateur ipad cusp1 - dea automatique
Défibrillateur ipad cusp1a - dea semi-automatique
- Sa durée de vie est estimée à cinq ans (en veille)



Set Laryngoscope

Mc - Intosh Illumination standard

Taille adulte

Réf. 0091LR4

Prix :TTC
1 750,00



Poignée Illumination standard
Taille : Adulte
Options de poignée :
Enfant et Stubby



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Fabriqué en acier inoxydable AISI 304
Toutes les lames et poignées sont compatibles avec la norme ISO 7376 Standard
Autoclavable
Disponible en éclairage halogène et LED
Ampoules 2,5 V
Les poignées nécessitent 2 piles de taille C
Boîtier rigide et pochette souple disponibles

Set Laryngoscope

Miller Illumination standard

Taille enfant / nourrisson

Prochain Arrivage
Bientôt Disponible



Poignée Illumination standard
Taille : Enfant / Nourrisson
Options de poignée :
Adulte et Stubby



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :


Fabriqué en acier inoxydable AISI 304
Toutes les lames et poignées sont compatibles avec la norme ISO 7376 Standard
Autoclavable
Disponible en éclairage halogène et LED
Ampoules 2,5 V
Les poignées nécessitent 2 piles de taille AA
Boîtier rigide et pochette souple disponibles

En option

Mc - Intosh Lame
Standard Illumination
Taille : 4




Lame Miller Illumination
standard
Taille : 3



Boîtes pour Mcintosh pour 4 lames



Manche rechargeable avec 5 lames incluses





Chariot Brancard en ABS Hydraulique

Réf. **L8094**

Prix :TTC
29 990,00

Livré avec :

- Matelas
- Porte-sérum



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Civière en ABS
- Système hydraulique
- Hauteur : 567-797 mm
- Inclinaisons : 20° ± 2°
- Retour : 0-85° ± 2°
- Ridelles rabattables
- 4 roulettes antistatiques
- 5ème roue directionnelle
- Tige porte-sérum
- Emplacement pour oxygène



Chariot Brancard en ABS avec matelas

Réf. **L8099**

Prix :TTC
14 490,00

Livré avec :

- Matelas
- Porte-sérum



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimensions : 1950 mm x 650 mm,
- Hauteur réglable : 530/820 mm,
- Le cadre principal est en aluminium, le reste en ABS,
- Relève buste,
- Barrières et porte sérum,
- Roues avec contrôle central,
- Ridelles rabattables.



Chariot Brancard En aluminium pour ambulance

Réf. **L8100**

Prix :TTC
10 500,00

- Civière confortable en mousse, recouverte de plastique imperméable.
- Dossier réglable et civière à verrouillage de sécurité.
- Pliage des jambes contrôlé mécaniquement par les poignées des deux côtés.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poids : 33 kg
- Dimensions : 190 x 55 x 90 cm
- 4 roulettes dont 2 avec freins.



Chariot Brancard En aluminium pour ambulance

Réf. **L8134**

Prix :TTC
7 000,00

- 2 ridelles en aluminium rabattables
- Potence à 2 crochets
- 4 supports pour la potence
- Civière détachable du brancard de transport
- Panier sous-étagère



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Réglage hauteur manivelle : 480-860 mm
- Dim : 1870 x 550 x (480-860) mm
- Roues à freins (4) de 15 cm
- Relève-buste crémaillère : 0°-90°





Chariot Brancard Inox

Réf. L9003

Prix :TTC
4 990,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Brancard démontable avec dossier articulé.
- Ridelles en inox rabattables renforcées.
- Dossier relevable avec manivelle
- Avec manivelle.
- Revêtement en simili cuir.
- 4 roues avec freins
- Manches de guidage

Chariot Brancard Inox

Réf. L8102

Prix :TTC
2 750,00



- Pour le déplacement de personnes à mobilité réduite
- Entièrement pliable pour un rangement aisé

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Structure en aluminium,
- Assise en PVC imperméable, et lavable,
- 3 ceintures (dossier, assise et jambes),
- Charge maxi : 160 Kg - Dim. : 69 x 52 x 90 cm,
- Dim. produit plié : 18 x 54 x 90 cm,
- Poids net : 12 kg.

Brancard avec relève buste et roues

Réf. L8095

Prix :TTC
2 300,00

Avec relève buste et roues



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Ossature en aluminium,
- Revêtement en tissu polyester,
- Deux sangles d'attache,
- Ultra-léger (5,5 kg), petit et pliable,
- Facile à transporter et aisé d'utilisation,
- Pratique en hôpital, infirmerie et ambulance,
- Capacité : 120 kg.

Brancard Chariot Inox


Réf. L8091

Avec roues

Prix :TTC
2 050,00

Réf. L8090

Sans roues



Prix :TTC
1 050,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Ossature en aluminium,
- Revêtement en tissu polyester ,
- Deux sangles d'attache,
- Ultra-léger (5,5 kg), petit et pliable,
- Facile à transporter et aisé d'utilisation,
- Pratique en hôpital, infirmerie et ambulance,
- Capacité : 120 kg,

Brancard De transfert

Réf. L8135

En aluminium

Prix :TTC
2 900,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Ossature en aluminium
- Revêtement en tissu polyester
- Deux sangles d'attache
- Ultra-léger (5,5 kg), petit et pliable
- Facile à transporter et aisé d'utilisation
- Pratique en hôpital, infirmerie et ambulance
- Capacité : 120 kg.

Brancard pliant

Réf. L8101

Prix :TTC
1 100,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- En aluminium,
- Toile plastifiée,
- Lavable imperméable,
- 4 pieds en aluminium,
- Se plie dans sa largeur et sa longueur.




Chariot brancard d'urgence

Réf. MKM2-38

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Largeur : 84 cm
- Longueur : 208,5 cm
- Hauteur : 60 cm
- Surface de couchage : 60 × 193,5 cm
- Inclinaison du dossier : 90°
- Inclinaison Trendelenburg : 12°
- Capacité de charge en sécurité : 230 kg



Prix :TTC
22 800,00



Medikal 2000®

Chariot brancard d'urgence hydraulique

Réf. MKM2T8

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Largeur : 84 cm
- Longueur : 208,5 cm
- Hauteur minimale : 62 cm
- Hauteur maximale : 90 cm
- Surface de couchage : 60 × 193,5 cm
- Inclinaison du dossier : 90°
- Inclinaison Trendelenburg : 10°
- Inclinaison anti-Trendelenburg : 10°
- Capacité de charge en sécurité : 230 kg



Prix :TTC
37 500,00



Chariot brancard de transport SD04

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Mouvement Trendelenburg : Inclinaison hydraulique.
- Partie dorsale inclinable : Ajustement du dossier.
- Rails latéraux : Cachables et verrouillables.
- Poignées métalliques : Hygiéniques et pratiques.
- Roulettes pivotantes : Mobilité et contrôle.
- Revêtement électrostatique : Résistant et durable.
- Matelas de densité : Confort optimal.



NITROCARE

Chariot brancard de transport SD15

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Mouvement Trendelenburg : Inclinaison hydraulique.
- Partie dorsale inclinable : Ajustement du dossier.
- Rails latéraux : Cachables et verrouillables.
- Poignées métalliques : Hygiéniques et pratiques.
- Roulettes pivotantes : Mobilité et contrôle.
- Revêtement électrostatique : Résistant et durable.
- Matelas de densité : Confort optimal.





Matelas Coquille immobilisateur

Réf. LFS293

Prix :TTC

5 950,00

- Dispositif permettant d'immobiliser entièrement une personne, et en particulier la hanche et la colonne vertébrale.
- Il est aussi utilisé pour conditionner les grands brûlés, afin de limiter leurs mouvements (qui sont douloureux).



Aspirateur chirurgical fixe ASKIR 36

Réf. CA4102009

Avec batterie

36L/min

Dispositif portable pour l'aspiration des liquides corporels, l'aspiration orale, nasale et trachéale chez l'adulte ou l'enfant



Prix :TTC

5 990,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Moteur - Pompe à piston sans huile et sans entretien
- Alimentation - 14V 4A avec adaptateur universel AC/DC mod. UE60-140429SPA3 (100-240V~ - 50/60Hz - 100VA)
- Batterie interne rechargeable Pb (12V 4A) -
- Autonomie 60min - Temps de recharge 120÷150min
- Puissance absorbée - 4 A
- Classification ISO 10079-1 - HAUTE TENSION / HAUT DÉBIT
- Vide maximum (réglable) - -0,80 bar -80kPa - 600mmHg
- Cycle de travail - Fonctionnement non-stop
- Temps de recharge - 240 minuti

Aspirateur à mucosité manuel

Réf. L8136

Prix :TTC

420,00



- Protection anti-débordement activée lorsque le bocal est plein, empêchant le fluide d'entrer dans la chambre de la pompe.
- Régulateur de vide intégré.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Vide max: 450 mmHg
Matériau: PE, PVC
Débit d'air: > 20 l/mzn
Dimensions: 180x220x80 mm
Capacité récipient: 300 ml
Poids: 275 g

Le produit comprend :

- Un pistolet
- Un bocal de 300 ml à usage unique avec bouchon
- Deux sondes (pour enfant et adulte)

Kit d'ambu de réanimation

Réf.

HTA1404NE Nouveau-né

HTA1405E Enfant

HTA1406A Adulte

Prix :TTC

470,00



L' Insufflateur de réanimation manuel dispose d'une prise antidérapante et d'un design léger, permettant aux utilisateurs de ventiler un patient d'une seule main si nécessaire. De plus, l'ergonomie et le corps du sac pivotant à 360 degrés rendent les utilisateurs plus pratiques.

Attelles gonflables

Réf. LFS185

Prix :TTC

600,00



- Trousse de 6 attelles gonflables dont 3 pour les membres supérieurs (avant-bras et bras entier) et 3 pour les membres inférieurs (jambe et jambe complète),
- Mise en place rapide par fermeture à glissière, valve de gonflage nylon

Couverture isothermique

Réf. LFS128

Dim : 160 X 210 cm

Prix :TTC

35,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Film polyester métallisé double face (or et argent) très résistant, imputrescible et imperméable,
- Dim. 210x160 cm.



Boîte de secours

Réf.	Prix.
L8035 - Equipée	690,00
L8035V - vide	340,00

Boîte en ABS, haute résistance :

Compartiments modulables,
doubles volets translucides
permettant une ouverture
d'urgence sécurisée



- Pansement adhésif 6x10cm / 8 pièces
- Sparadrap adhésif stérile 7.2x1.9 cm / 25 pièces
- Rouleau de sparadrap adhésif / 1 pièce
- Masque pour respiration artificielle bouche à bouche / 1 pièce
- Pansement saturé d'une solution antiseptique / 3 pièces
- Pansement tissé saturé d'une solution savonneuse / 3 pièces
- Echarpe de forme triangulaire 90x90x127cm pour multi Usages / 1 pièce
- Une paire de ciseaux 15 cm / 1 pièce
- Une pince 13 cm / 1 pièce

- Sangles élastiques pour garrot / 1 pièce
- Bande élastique auto-adhésive 5x450cm / 2 pièces
- Bande élastique auto-adhésive 7.5x450cm / 1 pièce
- Paire de gants d'examen en latex poudrées / 2 paires
- Compresse stérile 10x10 cm / 5 pièces
- Compresse stérile 7,6x7,6 cm / 3 pièces
- Boules de coton non stérile 0.5 g / 5 pièces
- Lancette pour une prise de sang / 1 pièce
- Couverture iso thermique 150x210 cm / 1 pièce

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids	1.22Kg
Dimensions	21 x 37 x 45 cm
Capacité	29.75 Litres
Couleur	Rouge

Sac d'urgence rouge

Réf. **EMB1306**

Prix :TTC
1 050,00

- Poignée ergonomique avec velcro
- Grandes poches latérales
- Bretelles et épaules rembourrées réglables
- Dos rembourré
- Grande poche frontale pour défibrillateur
- Accès intérieur pratique
- Compartiments internes avec maille et fenêtre transparente



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids	1.22Kg
Dimensions	21 x 37 x 45 cm
Capacité	29.75 Litres
Couleur	Rouge

Sac de premiers soins

Réf. **EM13062**

Prix :TTC
420,00

Pliable à coque souple - Soft

- Poignée double boucle.
- Accès central sans toucher l'extérieur.
- Organisation et sécurisation optimisées.
- Garniture réfléchissante haute visibilité.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids	1.22Kg
Dimensions	21 x 37 x 45 cm
Capacité	29.75 Litres
Couleur	Rouge

Sac de secours pour sport

Réf. **L8042V** - vide

Prix :TTC
650,00



Pour tous les éléments
nécessaires à l'intervention mobile



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids	1.22Kg
Dimensions	21 x 37 x 45 cm
Capacité	29.75 Litres
Couleur	Rouge

Sac Light d'urgence à bandoulière

Réf. **EM13025**

Prix :TTC
790,00

- Zips robustes à haute résistance.
- Garniture réfléchissante jour et nuit.
- Poignées et bandoulière en sangle solides et renforcées.
- Matériel lavable.
- Séparateurs internes amovibles et rembourrés.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids	1.23Kg
Dimensions	44 x 25 x 27 cm
Capacité	21h60
Couleur	Orange



Table d'opération gynécologique

Réf. **040ETB**

TECHARTMED®



Table électrique de haute qualité adaptée aux accouchements, actes gynécologiques et examens. Les réglages (hauteur, assise, dossier) sont contrôlés par télécommande micro-tactile et pédale. Moteurs silencieux et fiables assurant des mouvements fluides. Structure en acier inoxydable 304 médical. Matelas sans couture, personnalisable, facile à nettoyer et à stériliser.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimensions : 1780 x 600 mm
- Hauteur réglable : 880/680 mm
- Trendelenburg : 20°
- Anti-Trendelenburg : 8°
- Panneau arrière (haut/bas) : 45° / 7°
- Capacité de chargement : 200 kg
- Volume : 220v, 50Hz, 1.0kW
- Matelas : mousse de PU

Caractéristiques du produit :


- Système à moteur électrique
- Double système de contrôle à distance.
- Flexibilité et précision.
- Facile à nettoyer.
- Facile à utiliser.




position d'accouchement




position d'examen




Tabletop(UP/Down)



Seat Plate(UP/Down)



Back Plate UP/Down



Leg Plate




Table d'examen gynécologique (3 Motors)

Réf. **MKJX02**

- Pile de la télécommande pour un fonctionnement continu
- Dossier à commande électrique, hauteur, mouvements Trendelenburg et AntiTrendelenburg, possibilité de fixation au sol.
- Pièces métalliques recouvertes de poudre électrostatique en nano-céramique, châssis inférieur en plastique ABS.
- Rail pour bassin à déchets de connexion d'accessoire
- Rembourrage en deux pièces avec remplissage en polyuréthane
- Barre accroupie
- Support pour mollets
- Batterie

Prix :TTC
34 500,00



20° Trendelenburg /
Anti-trendelburg



Mouvement
en hauteur 69-94cm



Mouvement
du dossier 52°



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Largeur (hors tout) : 66 cm
- Longueur (hors tout) : 167 cm
- Hauteur Min : 63 cm
- Hauteur Max : 105 cm
- Surface du dossier : 65x81cm
- Surface d'assise : 52,5x65 cm
- Angle de Trendelenburg : 15 heures
- Angle de Trendelenburg inversé : 15 heures
- Angle du dossier : 60 °
- Capacité de travail de sécurité : 230 kg

Medikal 2000®



Table d'examen gynécologique

- Appui-tête réglable en hauteur, avec position Trendelenburg, ajusté par moteurs électroniques.
- Spécialement conçu pour la gynécologie, les examens médicaux, l'urologie et les petites interventions chirurgicales.
- Sièges et surfaces de couchage recouverts de cuir artificiel, sur mousse de polyuréthane, offrant confort et durabilité.
- Accoudoirs métalliques recouverts de polyuréthane pour un meilleur soutien du patient.
- Support de jambes entièrement réglable, intégré pour plus de flexibilité.
- Lit bas pour faciliter l'accès.
- Commande manuelle permettant une utilisation pratique.
- Systèmes de roulettes antistatiques de 125 mm, incluant une roulette antistatique pour une meilleure sécurité.
- Bassin amovible en acier inoxydable, facile à nettoyer et à désinfecter.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Roulettes mobiles à 360° avec frein central.
- Inclinaison : Trendelenburg min. 12°.
- Composition : Trois parties (dos, siège, pied).
- Supports : Moullet et pied réglables et amovibles.
- Revêtement : Cuir artificiel et éponge polyuréthane.
- Fonctionnalités : Low-bed et stabilité à l'élévation.
- Dimensions : Dos vertical : 1290 mm à 1800 mm,
- Dos horizontal : 500 mm à 1010 mm.
- Baignoire de déchets : Acier inox, mobile, 9 litres



Réglage du dos



Hauteur



Trendelenburg



Table d'examen gynécologique

- Appui-tête réglable en hauteur, motorisé pour un ajustement précis.
- Spécialement conçu pour la gynécologie, les examens médicaux, l'urologie et les petites interventions chirurgicales.
- Sièges et surfaces de couchage recouverts de cuir artificiel, sur mousse de polyuréthane, garantissant confort et durabilité.
- Accoudoirs métalliques recouverts de polyuréthane, offrant un soutien optimal pour le patient.
- Position Trendelenburg mécanique, ajustée à l'aide d'un amortisseur pour une inclinaison confortable.
- Support de jambes entièrement réglable, intégré pour une flexibilité accrue.
- Unité de commande manuelle pour un usage simplifié.
- Système de roulettes antistatiques de 125 mm, comprenant une roulette antistatique pour une sécurité maximale.
- Bassin amovible en acier inoxydable, facile à nettoyer et idéal pour une utilisation hygiénique.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Conçu pour la gynécologie, les examens, l'urologie et les opérations chirurgicales simples
- Réglage de la hauteur du dossier avec moteur électronique
- Commande manuelle.
- Mouvement de Trendelenburg grâce à un mécanisme amortisseur mécanique
- Position stable pendant l'élévation de la table
- Revêtement en matière étanche, antibactérienne, durable et facile à nettoyer
- Composé de deux parties principales : dos, siège et pied
- Roulettes mobiles à 360° avec frein central



Réglage du dos



Hauteur



Trendelenburg






Table de gynécologie

Réf. **L8112**

Prix :TTC
9 990,00

- Pour examen et accouchement
- matelas en mousse de 8 cm épaisseur haute densité recouverte de simili cuir,
- Repose-pieds réglable et coulissant avec support de poignée,

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Structure en tube carré acier inoxydable.
- Tête réglable avec vérin à gaz haute résistance, l'angle réglable de 0° - 90°.
- La hauteur et l'angle d'ouverture des deux jambes sont réglables.
- Repose-pieds articulés par crémaillère, angle réglable de 0° - 90°.
- Bassine en acier inox.
- La partie pied du lit est séparée de l'ensemble de la table.
- Dimension : 1680 × 750 × 800 mm.



Lit Obstétricale électrique

Réf. **L8120**

L'adoption de roulement linéaire pour contrôler la table de travail télescopique.

- Têtes de lit amovibles en ABS de qualité génie plastique,
- Cadre de lit soudé par acier profilé est stable et fiable,
- ABS ingénierie plastique rails latéraux de haute qualité, facile à utiliser,
- Roues Ø 125 mm avec système de verrouillage centralisé,
- matelas en mousse de 8 cm épaisseur haute densité recouverte de simili cuir,
- Repose-pieds réglable et coulissant avec support de poignée,
- Moteur de haute tension à sécurité garantie,
- Déclive 0-12°, hauteur réglable 620-920 mm,

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Fonctionnalité: à hauteur variable, avec dossier réglable,
- Nombre de sections : 3 sections
- Largeur : 660 mm, 940 mm
- Longueur : 1 450 mm, 2 000 mm
- Hauteur : Max: 920 mm, Min: 620 mm



Lit d'accouchement (4 moteurs)

Réf. **MKM2DXS**

NOUVEAU

Medikal 2000®

- Silencieux et pratique : Moteurs linéaires IPX4, fonctionnement silencieux, et panneau d'infirmière avec verrouillage.
- Design fonctionnel : Plan en 3 parties, fonction rayons X, barrières et panneaux amovibles.
- Mobilité : Roulettes pivotantes (360°) avec frein central.
- Sécurité et confort : Pare-chocs, extension de pied dissimulable, rails pour accessoires, et batterie.
- Accessoires inclus : Support à mollets, poteau de perfusion ajustable, corbeille et barre d'égouttage.
- Solidité : Pièces métalliques peintes et matelas dense en 2 parties.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Largeur (hors tout) : 103,5cm
- Longueur (hors tout) : 209,5cm
- Hauteur Min : 62,5cm
- Hauteur Max : 103cm
- Surface du dossier : 144x85cm
- Surface d'assise : 190x85cm
- Angle de Trendelenburg :30 heures
- Angle de Trendelenburg inversé : 12 heures
- Capacité de travail de sécurité : 230 kg



12° Trendelenburg /
Anti-trendelenburg



Mouvement de hauteur
de 64 à 103 cm



70° mouvement d'arrière



Couveuse de neonatologie électrique + photothérapie Avec lampe fluore

Réf. **DYP90AB**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Couveuse de néonatalogie électrique avec box de rangement réf YP-90A.
- Réglage de la température de la couveuse de 20°C à 37°C
- Précision de la température : 0.1 °C
- Réglage de la concentration en O2 de 21% à 40%, haute concentration en oxygène : 80%
- Réglage de l'humidité de 50% à 80%
- Chute max de la T° de 0.5°C lors de l'ouverture de la couveuse
- Réglage de la T° du bébé de 34 °C à 37°C,
- Filtre stérile d'une efficacité de 99.9 %,
- Panneau de contrôle digital avec réglage de la T°, de l'O2 et de l'humidité,
- Couveuse contrôlée par microprocesseur,
- Trendelenburg et inversion, réglage de +/- 10%,
- Alarme haute température (arrêt automatique à 38°C),
- Alarme température de la peau (haute et basse),
- Alarme si différences entre consignes et réalité,
- Alarme de variations de T°,
- Alarme si interruption d'air
- Alarme si défectuosité de la sonde de température,
- Alarme si coupure de courant de la couveuse
- Livraison avec chariot avec roues anti-statiques et freins, tige pour fixation,
- Coque en méthacrylate transparent incassable,
- Transformateur d'isolation
- Dimensions : 136 * 56 * 106 cm
- Poids : 100 kg * Volume : 0.81 m3



Couveuse de neonatologie électrique Avec box de rangement

Réf. **DYP90A**



- Deux modes de contrôle : Le mode Air et le mode Bébé sont contrôlés par un micro-ordinateur ;
- La température de consigne, la température de l'air et la température du bébé sont s'affichent séparément ;
- Humidification passive ;
- L'inclinaison du berceau est réglable ;
- Indications d'alarmes multiples en cas de défaillance ;
- Connecteur RS-232 pour la sortie des données ;
- Interface d'entrée pour l'oxygène ;
- Moteur à courant continu à faible bruit.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Tension : AC220V ,50HZ,
- Puissance: 600VA,
- Intervalle de contrôle de température ,25 ~37,
- Intervalle de contrôle de la température corporelle ,34 ~37,
- Précision du capteur: 0.3,
- Variation de la température: 0.5,
- Uniformité de la température: 0.8,
- Temps de hausse de la température: 30min,
- Bruit: 55dB ,(A),
- Inclinaison de la couveuse: 0°~5°,
- Rayonnement moyen de la lumière bleue: 500 W/cm2,
- Intervalle de temporisation de la lumière bleue , 0~9999 heures 59 minutes,
- Erreur de timing accumulé de la lumière bleue ,0.002%,
- Poids Net ,68Kg,
- Dimensions ,1085 mm × 640 mm× 915 mm.





Table chauffante réanimation néonatale

Réf. **DHKN90**

Avec roues



- Mode pré-chauffage, mode manuel et mode bébé contrôlés par un micro-ordinateur.
- Le contrôle du mode Air la température réglée, la température de bébé et la température de l'air peuvent être affichés séparément.
- humidification passive.
- L'angle horizontal du module plus chaud peut être ajusté.
- Vous pouvez régler l'inclinaison du berceau et désassembler les panneaux en verre organique.
- plusieurs indications d'alarme de défaillance.
- minuterie APGAR.
- connecteur RS-232.
- Interface d'entrée d'oxygène, système d'alimentation en oxygène.

Photothérapie de nouveau-né

Réf. **DXHZ90L**



- Modèles mobiles et fixes disponibles.
- Deux types de sources de rayonnement : lampe fluorescente bleue ou LED bleue.
- Minuterie pour compter le temps de photothérapie.
- L'angle du module de lampe peut être ajusté (pour le modèle mobile).
- La hauteur du module de lampe peut être ajustée (pour le modèle mobile).
- Les roues peuvent être bloquées (pour le modèle mobile).
- Mât en acier inoxydable.

**Berceau bébé proclive décline**Réf. **L8004BL** - Bleu**NOUVEAU**Prix :TTC
4 500,00Réf. **L8004V** - VertRéf. **L8057C** - VertPrix :TTC
3 500,00

- Berceau en plastique translucide pour permettre la surveillance du nouveau-né.
- Trendelenburg : angle d'inclinaison réglable par vérin à gaz de 0° à 12°.
- Hauteur ajustable par vérin à gaz de 920 à 1070mm,
- Roues doubles en polyuréthane silencieuses de diamètre de 31 mm avec freins individuels.
- Configuration : inclinable, sur roulettes.
- Matière : en plastique.
- Dim: L870 × l 530× H : 920 à 1070 mm.

Berceau bébéRéf. **L8057**Prix :TTC
3 100,00

- Plateau acrylique transparent de bébé.
- Quatre roulettes dont deux de 75 mm croisées avec des freins.
- Structure du berceau en acier inoxydable.
- Cadre en acier inoxydable, avec bassin en plastique ABS.
- Base avec cadre de rangement, avec roulettes avec freins.
- Angle d'inclinaison réglable par système mécanique, 0-12°.
- Configuration : inclinable, sur roulettes.
- Matière : en acier inoxydable.
- Largeur : 460 mm.
- Hauteur : 810 mm.

Lit pédiatrique avec barrièresRéf. **L8063****En aluminium réglable et matelas**Prix :TTC
6 200,00**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Hauteur : 650 mm.
- Largeur : 830 mm.
- Longueur : 1 660 mm.
- Actionnement : manuel.
- Fonctionnalité : à hauteur fixe.
- Nombre de sections : 2 sections.

Table d'examen pédiatriqueRéf. **L9006****À hauteur fixe**Prix :TTC
5 100,00**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Hauteur fixe : 92cm.
- Dimension réduite : 100cm de long, 60cm de large.
- Capacité jusqu'à 135kg.
- Sellerie avec 3 bords relevés, revêtement non-feu M1.
- avec protection antibactérienne.
- Bâti en inox.



Lampes scalytiques plafonnier Hal 700



- L'éclairage halogène pour salle d'opération continue d'être proposé en raison de la demande du marché.
- Cette technologie a bénéficié de décennies de développement et d'amélioration.
- L'halogène reste une solution éprouvée et fiable pour les besoins chirurgicaux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

• Configuration	plafonnier
• Source lumineuse	halogène
• Nombre de bras	2 bras
• Indice de rendu des couleurs	95
• Options	avec panneau de contrôle
• Intensité à 1 m	80 000 lx, 160 000 lx
• Température de couleurs	4 300 K

Lampes scalytiques plafonnier led 9

Prochain Arrivage
Bientôt Disponible



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

• Configuration	plafonnier
• Source lumineuse	LED
• Nombre de bras	3 bras
• Indice de rendu des couleurs	97
• Options	avec panneau de contrôle, avec mouvement axial
• Puissance	300 W
• Intensité à 1 m	160 000 lx
• Température de couleurs	4 300 K
• Durée de vie des ampoules	50 000 h

Lampes scalytiques Plafonnier Led 5



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

• Configuration	plafonnier
• Source lumineuse	LED
• Nombre de bras	2 bras
• Indice de rendu des couleurs	96
• Options	avec mouvement axial
• Puissance	192 W, 320 W
• Intensité à 1 m	100 000 lx, 160 000 lx
• Température de couleurs	4 800 K
• Durée de vie des ampoules	50 000 h

Lampes scalytiques Plafonnier Led 3



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

• Configuration	plafonnier
• Source lumineuse	LED
• Nombre de bras	2 bras
• Indice de rendu des couleurs	96
• Puissance	192 W, 320 W
• Intensité à 1 m	80 000lx
• Température de couleurs	4 800 K
• Durée de vie des ampoules	50 000 h

- Les lampes LED 3 et LED 5 utilisent une technologie LED de dernière génération.
- Elles offrent un éclairage blanc chaud avec un excellent IRC et une température de couleur idéale.
- Leur forme en fleur est conçue pour les environnements à flux laminaire.
- L'unité centrale et le bras à ressort sont personnalisables selon la hauteur du plafond (normale, basse ou très basse).
- La série LED 53 allie confort, économies d'énergie et performance dans toutes les salles d'opération.




Table d'opération électrique

Réf. **030ETC**



Chirurgie générale



- Système à moteur électrique,
- Flexible et précis,
- Rentable,
- Application Bras-C,
- Application au rayon X,

La table d'opération électrique, modèle ET300C est un modèle de table d'opération automatique avancé qui peut satisfaire divers exigences en salle d'opération. Long coulisement horizontal, approprié pour les Bras-C et les rayons X. Elle peut être considérée comme la table électrique idéale. Elle est adaptée à une télécommande micro tactile, qui permet d'ajuster les mouvements de la table. Réglage flexible du panneau de tête, du panneau arrière et de la plaque de siège. Avec dossier incorporé. Automatisation élevé, fonctionne à faible bruit, fiabilité élevée.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- | | |
|--|--|
| • Dimensions : 2070 x 550 mm | • Plaque de pied (haut/bas/vers l'extérieur) : 15°/90°/90° |
| • Hauteur réglable : 1000/700 mm | • Dossier (vers le haut) : 110 mm |
| • Trendelenburg : 25° | • Longitude coulissante : 300 mm |
| • Anti-Trendelenburg : 25° | • Capacité de chargement : 200 kg |
| • Inclinaison latérale (gauche/droite) : 15°/15° | • Volume : 220v, 50Hz, 1.0kW |
| • Repose tête (haut/bas) : 45°/90° | • Matelas : mousse viscoélastique |
| • Panneau arrière (haut/bas) : 75°/20° | |

Billot Intégré



Cuvette Optionnelle Pour Gynécologie



Tête Optionnelle



Inclinaison Latérale




Réglage Hauteur (Élévation / Abaissement)



Jambières (Élévation / Abaissement)



Ecartement de jambières



Tête (Élévation / Abaissement)



Trendelenburg de Plateau (Procline / Déclive)



Elevation de Billot: 110mm





Table d'opération gynécologique

Réf. 040ETB

TECHARTMED®



Table d'opération gynécologique est une table d'opération électrique conçu pour des opérations chirurgicales complexes, aussi utilisé pour l'accouchement, l'opération gynécologique et les examens médicaux. Les moteurs électriques permettent des mouvements souples à faible bruit et le dossier est contrôlé à la fois par la télécommande à micro-touche et par pédale.

La table d'opération électrique, Modèle ET400B est le modèle de table électrique le plus récent qui peut être utilisé en cas d'accouchement, pour les opérations et les examens gynécologique. L'élévation du dessus de table peut être en mode Trendelenburg / Trendelenburg inversé. Les panneaux arrière sont contrôlés à la fois par télécommande à micro-touche ainsi que par interrupteur à pied. Le moteur électrique importé permet un mouvement souple et flexible, à faible bruit, fiabilité élevée. L'enveloppe de base et de la colonne est en acier inoxydable de qualité médicale 304. Le matelas homogène peut être adapté à une couleur spécifique, facile à nettoyer et à stériliser.



position d'accouchement



position d'examen



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimensions : 1780 x 600 mm
- Hauteur réglable : 880/680 mm
- Trendelenburg : 20°
- Anti-Trendelenburg : 8°
- Panneau arrière (haut/bas) : 45° / 7°
- Capacité de chargement : 200 kg
- Volume : 220v, 50Hz, 1.0kW
- Matelas : mousse de PU



Caractéristiques du produit :

- Système à moteur électrique
- Double système de contrôle à distance.
- Flexibilité et précision.
- Facile à nettoyer.
- Facile à utiliser.



Tabletop(UP/Down)




Seat Plate(UP/Down)



Back Plate UP/Down



Leg Plate





Moniteur patient ECG

Réf. **BL8310-B**

VITAVUE 12

Le moniteur patient VITAVUE 12 offre une solution complète et fiable pour la surveillance multiparamétrique. Compact et léger, il combine performance et praticité pour un usage quotidien en milieu hospitalier ou en cabinet. Il intègre plusieurs fonctions de mesure et d'analyse pour assurer un contrôle continu et précis.

Paramètre mesuré : ECG, RESP, de température, de fréquence cardiaque, de capnographie, de débit cardiaque, PNI, PI, de pression systolique, SpO2

Prix :TTC
20 000,00




Accessoires inclus :

- Câble ECG 5 dérivations (IEC)
- 10 électrodes ECG adultes
- Capteur SpO2 adulte (2 m)
- Brassard NIBP adulte
- Tube de connexion NIBP
- Capteur de température cutanée
- Batterie lithium 2600 mAh
- Cordon d'alimentation
- Manuel d'utilisation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Configuration : portable, modulaire
- Applications : clinique, d'anesthésie, Premiers secours, soins aux patients, santé mobile.
- Options et accessoires : à réseau sans fil, avec écran tactile.
- Gestion des données: Enregistrement de 1200 heures, supports USB, connexion système central, transfert de données 5G, WIFI, Bluetooth.
- Taille de l'écran : 12,1 cm, 15,5 cm.

Chariot en option



Moniteur ECG multiparamétrique


Réf. **BL8500-B**

VITAVUE 15

Le moniteur patient VITAVUE 15 est un dispositif de surveillance multiparamétrique compact, portable et simple d'utilisation. Conçu pour offrir des performances fiables, il permet un suivi complet et en temps réel des constantes vitales. Léger et ergonomique, il s'intègre parfaitement dans les services hospitaliers, les cliniques et les unités de soins intensifs.

Paramètres mesurés: ECG, RESP, TEMP, et CO2, fréquence cardiaque, PNI, PI, SpO2.

Prix :TTC
25 000,00




Accessoires inclus :

- 1 câble ECG 5 dérivations (IEC)
- 10 électrodes ECG adultes
- 1 capteur SpO2 adulte (2 m)
- 1 brassard NIBP adulte
- 1 tube de connexion NIBP
- 1 capteur de température cutanée
- 1 batterie lithium 2600 mAh
- 1 cordon d'alimentation
- 1 manuel utilisateur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Technologie avancée:
 - stockage de données : 480 heures d'examen, 168 heures de tendances, 4000 ensembles de données
 - mise à jour via USB/HDMI
- Ergonomie: écran tactile, facile à nettoyer, étanche
- Intégration informatique:
 - WiFi, station centrale de surveillance sans fil
 - visualisation de 8 traces par moniteur, jusqu'à 32 lits en temps réel
- Taille de l'écran: 38cm
- Autonomie de la batterie: 2 heures
- Poids: 5 kg
- Fréquence du pouls: 25-250 unités
- Taux d'oxygène: 0-100%
- Alarme lumineuse à 360 degrés

Chariot en option





Moniteur Patient Screen Touch

Réf. **BL210A400**

NIBP + SpO2 + TEMP + ECG

Moniteur patient Screen Touch est un moniteur de signes vitaux universel pour diverses applications cliniques. applications. Il s'agit non seulement de fournir une vérification ponctuelle de base des signes vitaux, mais également la fonction de surveillance à long terme comme l'ECG et l'EtCO2, qui donne à IRIS le fonctionnalités supplémentaires pour une surveillance continue, et en fait un appareil parfait pour différents services de l'hôpital, des cliniques et des cabinets médicaux



Module d'imprimante, plug and play



Carte SD pour sauvegarder et transférer des données



Alimentation DC facilitée le travail sur le terrain

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Combinaison de LED numérique et d'écran LCD TFT.
- Configuration flexible entre SpO2, NIBP, Temp, ECG et EtCO2.
- Piles rechargeables au lithium haute capacité, durée de fonctionnement augmentée à 10 heures.
- Contrôle ponctuel et mode de travail continu pour satisfaire différents scénario clinique.
- La résistance anti-chute de 1,5 m le rend adapté aux situations d'urgence.
- Stockage interne haute capacité pour 1 500 heures de tendances ou 4 000 groupes de données.
- Connexion Ethernet, WiFi et 3G pour transférer des données depuis n'importe où et n'importe quand.
- Imprimante thermique de type Plug & Play.



Accessoires inclus :

- Capteur SpO2 pour adulte
- Brassard NIBP pour adulte avec tube de connexion
- Sonde de température cutanée
- Batterie lithium rechargeable (2500 mAh)
- Manuel d'utilisation
- Câble d'alimentation



Chariot en option



Moniteur Patient Screen Touch

Réf. **BL210A300**

NIBP + SpO2 + TEMP

Le moniteur Screen Touch est un dispositif polyvalent conçu pour la mesure et la surveillance des signes vitaux tels que la tension artérielle (NIBP), la saturation en oxygène (SpO2) et la température (TEMP). Compact et intuitif, il permet à la fois des mesures ponctuelles et un suivi continu des patients. Son écran tactile couleur offre une lecture claire et rapide des données, ce qui en fait un outil idéal pour les hôpitaux, les cliniques et les cabinets médicaux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Combinaison de LED numérique et d'écran LCD TFT.
- Configuration flexible entre SpO2, NIBP, Temp, ECG et EtCO2.
- Piles rechargeables au lithium haute capacité, durée de fonctionnement augmentée à 10 heures.
- Contrôle ponctuel et mode de travail continu pour satisfaire différents scénario clinique.
- La résistance anti-chute de 1,5 m le rend adapté aux situations d'urgence.
- Stockage interne haute capacité pour 1 500 heures de tendances ou 4 000 groupes de données.
- Connexion Ethernet, WiFi et 3G pour transférer des données depuis n'importe où et n'importe quand.
- Imprimante thermique de type Plug & Play.



Accessoires inclus :

- Capteur SpO2 adulte
- Brassard PNI adulte et tube de connexion
- Sonde de température cutanée
- Batterie au lithium rechargeable (2500 mAh)
- Manuel d'utilisation
- Cordon d'alimentation



Chariot en option



**Pompe seringue série**Réf. **BYZ810**Prix :TTC
7 800,00

Facile à transporter, Supporte les modes ml/h et d/min et peut changer par une seule touche. Moteur silencieux IC importé d'Allemagne et moteur japonais, faible bruit, faible vibration. Démarrage avec fonction d'auto-vérification pour un fonctionnement stable du système

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Taux d'injection : 0,1 à 1500 ml/h selon la taille de la seringue.
- Précision : ± 3 % après étalonnage.
- Capacité : Jusqu'à 6 canaux empilables, 9999,9 ml max.
- Alarmes : Occlusion, défaillance, batterie faible.
- Source d'énergie : Secteur et batterie rechargeable (4 h d'autonomie).
- Affichage: Écran LCD HD.
- Alimentation: AC100-240V, batterie interne, chargeur voiture.
- Compatibilité: Seringues de 5ml à 50/60ml.

Pompe seringueRéf. **BYSANS2**

Série Sunfusion

Prix :TTC
12 400,00

Les pompes à seringue Sunfusion sont une solution de transfert de fluides robuste et fiable pour une variété d'applications. Ils sont disponibles dans une gamme de tailles et de débits pour répondre aux besoins spécifiques de votre application.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran: 3,5 pouces, tactile.
- Communication: Système central ID3.
- Modes: 7 modes : simple, chute, vol/T, vol/W, micro, séquentiel, intermittent.
- Compatibilité: Sunfusion PI3 + ID3, seringues 2 ml à 50/60 ml.
- Débit: 0,01 à 2200 ml/h.
- Volume: 0,01-9999,99 ml.
- Surveillance: Obstruction à 13 niveaux, 2 capteurs.
- Alarme: Sonore et visible, voix féminine.
- Historique: 2000 enregistrements.
- Alimentation: CA, CC, batterie 8h.
- Dim: 300 x 180 x 90mm/ Poids net 2.0kg.

Pousse seringueRéf. **COM200A**

Mono voie

Prix :TTC
9 000,00**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Connecté au système de station pour contrôler la seringue par des moyens combinés.
- La pompe à seringue est conçue avec précision, stable et fiable avec une fonction d'alarme unique.
- Le système de surveillance affiche des changements dynamiques en temps réel de la pression de la ligne de seringue.
- Une combinaison de tige de poussée fiable assure un fonctionnement sûr de la seringue et évite les dangers potentiels.

Pompe à perfusion sérieRéf. **BYS8201**

BYZ-820

Prix :TTC
8 300,00

La pompe à perfusion série BYZ-820 est un dispositif médical volumétrique à une voie conçu pour l'administration précise et contrôlée de médicaments ou de solutions liquides aux patients. Elle est utilisée dans une variété de contextes médicaux, notamment les hôpitaux, les cliniques, les cabinets médicaux et les établissements de soins à domicile.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Débit : 1 à 1,200 ml/h (précision ± 5 %).
- Volume : 0,1 à 9999,9 ml.
- Taux de purge : 100 à 1000 ml/h.
- KVO : 1 à 5 ml/h.
- Source d'énergie : Secteur + batterie Li (≥ 4 h d'autonomie à 1,600 mAh).
- Conditions : Fonctionne entre +5 °C et +40 °C, IPX4.
- Dimensions/poids : 140 x 157 x 220 mm, 1,8 kg.
- Écran : LCD HD convivial avec affichage dynamique.
- Alarmes : Sonores et visuelles pour diverses anomalies, brevetées.
- Fonctions : Modes ml/h ou gouttes/min, fonction de purge, KVO (1-5 ml/h).
- Alimentation : Secteur (AC 100-240V) et batterie interne.
- Praticité : Sauvegarde automatique des derniers paramètres et OEM disponible.

Pompe à perfusionRéf. **BYSUNS1**

Série Sunfusion

Prix :TTC
11 900,00

La pompe à perfusion Sunfusion est une pompe à perfusion volumétrique à commande numérique utilisée pour administrer des médicaments et des fluides par voie intraveineuse.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran : 3,5 pouces tactile LCD.
- Modes : 7 types (simple, séquentiel, intermittent, etc.).
- Débit : 0,01 à 2200 ml/h (précision ± 2 %).
- Alarmes : Visuelles/sonores, système vocal breveté.
- Compatibilité seringues : 2 à 60 m
- Autonomie : Batterie > 8 h (5 ml/h).
- Taille/poids : 300x180x90 mm, 2 kg.



Station de perfusion multivoie

Réf. **BYPI3**

Série Sunfusion

Prix :TTC
18 700,00

Les stations de perfusion multivoie sont généralement utilisées dans les hôpitaux, les cliniques et les maisons de retraite. Elles peuvent être utilisées pour administrer des liquides par voie intraveineuse, intramusculaire ou sous-cutanée. Elles peuvent également être utilisées pour administrer des médicaments par voie intraveineuse ou intramusculaire.



Contrôleur d'alarme

Sunfusion Erch-3

Sunfusion® Erch-6

Boîtier de connexion



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Intégration Gain de place :

1. Intégration de l'alimentation :

- Un seul câble d'alimentation est requis pour le chargement et alimenter toutes les pompes du poste de perfusion.
- Super design pour la disposition des tubes et la fixation de capteur de chute des deux côtés du boîtier enfichable.

2. Combiné de manière flexible :

- Conception modulaire, combinaison libre, petite taille, poids léger et un transport facile.
- Chaque emplacement est équipé d'une palette auxiliaire, la pompe est insérée dans le rail, ce qui facilite son utilisation.
- Conception empilable et rail empilé, facile à empiler sans outils.

Canaux multiples - Sûr, flexible et pratique :

1. Conception de branchement à chaud :

- Conception innovante de branchement à chaud, peut retirer la pompe et continuer la perfusion lorsque le patient quitte son lit.
- Module de perfusion, performant et sûr.

2. Empilage combiné :

- Conception modulaire : 2 à 12 pompes peuvent être combiné de manière flexible selon les besoins.

Accessoires

Cordon d'alimentation de véhicule 15V

Réf. **BYDC12S**



Prix :TTC
750,00

Poignée simple

Réf. **BYTS1**



Prix :TTC
1 370,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Matériaux et avantages :

- Le boîtier est fabriqué à partir d'un alliage PBT + PC pour obtenir des propriétés plus stables
- Résistance exceptionnelle à la corrosion
- Facile à nettoyer médicalement, ce qui garantit la propreté clinique.

Caractéristiques du produit:


- Apparence flambant neuve, simple mais splendide
- Plus classique avec une élégante couleur blanc-gris. Convient aux pompes à perfusion et à seringues Sunfusion

Support pour pousse-seringue

BY-198

Réf. **BY198**

Prix :TTC
2 380,00



Réchauffeur de pompe à perfusion

Réf. **BYWS**



Prix :TTC
750,00



Aspirateur Chirurgical Électrique HOSPIVAC

Avec pédale

Réf. **CA410356P**

Prix :TTC
10 850,00

Sans pédale

Réf. **CA410356**

Prix :TTC
8 990,00

- Aspiration professionnelle des fluides corporels, tissus ou os pendant/après chirurgie.
- Pompe sans huile pour haute performance et vide maximal rapide, sans maintenance.
- Tableau de bord clair et accessoires complets pour chirurgie et liposuction.
- Batterie interne rechargeable pour environnements nécessitant une batterie de secours.
- Fonction d'économie d'énergie avec capteur de pression réduisant la vitesse du moteur de 50 % en l'absence d'aspiration.
- Prolonge l'autonomie de la batterie et réduit le niveau sonore.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Batterie interne rechargeable (type plomb 12Vdc - 20A) Autonomie 250 min - Temps de recharge 8 heures
- Vide maximum (réglable) - -0,85 Bar -85 kPa -637,5 mmHg
- Puissance absorbée - 90 VA
- Fusible - 1 x F 4A L 250V
- Facteur de service - Fonctionnement non-stop (sur secteur uniquement)
- Débit de la pompe : 60 L/min
- Aspiration réglable jusqu'à 900 m bar
- Puissance 230W
- Fonctionnement : par interrupteur M/A et par pédale.
- Filtre antibactérien
- Silencieux < 50 dba
- Lampe témoin de signalisation du M/A
- Dim. : 460 x 600 x 420 mm /
- Poids:13Kg / Alimentation : 230V /50Hz

Aspirateur Chirurgical fixe : New Askir

Réf. **CA3101003**

- Alarme visuelle et sonore pour batterie faible.
- Manomètre (bar & kPa) inclus.
- Régulateur de vide intégré

40L/min

Prix :TTC
2 990,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Moteur	Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
Alimentation	230V-50Hz - autres configurations disponibles sur demande
Vide Maximum (Ajustable)	0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg
Débit libre d'air max	40 l/min
Niveau Sonore	60,5 dBA
Cycle de fonctionnement	ininterrompu
Poids	3,6 kg
Dimensions	35 x 21 x 18 cm

Aspirateur chirurgical fixe

Réf. **CA4102009**

Avec batterie

36L/min

Prix :TTC
5 990,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Moteur	Pompe sans huile 14V / 4A
Alimentation	Batterie Interne rechargeable (12V 4A)
Autonomie	60min
Temps de charge	240min (12V 4A)
Adaptateur Automobile	(12V 4A)
Vide Maximum (Ajustable)	0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg
Débit libre d'air max	36 l/min (sans bocal)
Niveau Sonore	63 dBA
Poids	4,39 kg
Dimensions	35 x 21 x 18 cm

Accessoires

Ventouse d'aspiration en silicone



Prix :TTC
890,00

Réf.	Dim.
VC95100	210 mm x 50 / XS
VC95200	210 mm x 60 / S
VC95300	210 mm x 70 / M

Bocal autoclave

Réf. **RE210353**

Prix :TTC
240,00



Couvercle pour bocal

Réf. **RE2103521**

Prix :TTC
180,00



Filtre anti-bactérien

Réf. **SP0121**

Prix :TTC
120,00



O-ring Joint pour bocal

Réf. **RE210354**

Prix :TTC
100,00



Jeu de tuyau + Filtre

XS : 210 mm x 50
S : 210 mm x 60
M : 210 mm x 70



Réf.	Dim.	Prix.
SP0036	XS	160,00
SP00362	S	240,00
SP00321	M	270,00



Détecteur de veines infrarouge

Réf. **NAVI30** - sans support Réf. **NAVI60** - avec support

Offre une visualisation précise et en temps réel de la vascularisation sous-cutanée, facilitant ainsi l'évaluation de l'état des veines et réduisant les risques liés à la ponction veineuse. Grâce à cet appareil, les établissements de santé peuvent non seulement diminuer les coûts liés aux soins, mais également renforcer le contrôle des infections tout en améliorant la sécurité et la satisfaction des patients.



Prochain Arrivage
Bientôt Disponible



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Luminosité : 10 - 25 lumens	Taille de l'image : 3 tailles
Type d'image : Lumière d'image	Charge pendant l'utilisation : Oui
Réglage de la luminosité : 4 niveaux	Dimensions : 224 (L) x 68 (l) x 64 (H) mm
Couleurs : 5 couleurs	Poids : 500 g



Bleeding Vein



Sealed Vein



Narrow Vein



Curved Vein


Garrot pneumatique manuel chirurgical

Réf. **R5255**

Utilisé en chirurgie orthopédique

- Pompe métallique robuste pour la génération de pression
- L'air contenu dans le brassard s'échappe à l'ouverture de la valve de décompression
- 2 brassard : 57 x 9 cm (avant-bras) et 96 x 13 cm (cuisse)
- Matériaux lavables
- Vessies sans latex
- Manomètre métallique chromé

Prix :TTC
4 450,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Graduation des échelles en mm Hg	Par pas de 10 mm Hg
Plage d'affichage mm Hg	Jusqu'à 700 mmHg
Des conditions de fonctionnement	10°C (50°F) à 40°C (104°F)
Température de stockage/transport	20 °C (-4 °F) à 70 °C (158 °F)
Humidité relative de stockage/transport	85 % (sans condensation)



Appareil de perfusion à pression

Réf. **R5270**

Prix :TTC
950,00

- L'appareil est utilisé pour la mise sous pression de sang et de solutés lors de transfusions ou perfusions.
- IL est doté d'un manomètre chromé de 49 mm de diamètre avec graduations (jusqu'à 300 mmHg), lisible et robuste.
- Sa manchette en coton bleu est lavable jusqu'à 60°C.
- Poire de gonflage sans latex.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage d'affichage	0 à 300 mmHg
Conditions de fonctionnement	10°C à 40°C
Humidité relative	85 % (sans condensation)
Température de stockage/transport	-20°C à 70°C
Humidité relative de stockage/transport	85 % (sans condensation)

**Bistouri électrique monopolaire Surtron**Réf. **010350W****50 D**

Prix :TTC

8 900,00

Le bistouri électrique 120 W Surtron 50 monopolaire bipolaire est un appareil électrochirurgical à radiofréquence est adapté à la chirurgie monopolaire mineure, il est utilisé pour couper et coaguler les tissus, y compris les biopsies, les exérèses et les ligatures.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Puissance maximale de coupe CUT : 50W-400Ω
- Puissance maximale de coupe/coagulation CUT/COAG1 : 45W-400Ω
- Puissance maximale de coupe/coagulation CUT/COAG2 : 40W-400Ω
- Puissance maximale de coagulation COAG : 40W-400Ω
- Fréquence de travail : 600 kHz
- Électrode neutre
- Réseau sélectionnable : 115/230 Vac
- Fréquence de réseau : 50-60 Hz
- Puissance maximum absorbée : 200 VA
- Dimensions : L 190 x H 85 x P 239 mm.
- Poids : 2,5 kg.

**Livré complet avec :**

- Porte-électrode multi-usager.
- Kit de 10 électrodes assorties 5cm.
- Pédale de contact.
- Câble pour connexion électrode neutre au cylindre.
- Électrode neutre au cylindre.
- Câble d'alimentation 2m.

Bistouri électrique monopolaire SurtronRéf. **010380W****80 D**

Prix :TTC

9 900,00**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Puissance de sortie maximale CUT 80 W - 400 Ω
- Puissance de sortie maximale BLEND 60 W - 400 Ω
- Puissance de sortie maximale COAG 50 W - 400 Ω
- Puissance de sortie maximale MICRO 20 W - 600 Ω
- Fréquence de travail 700 kHz
- Circuit patient F
- Tension d'entrée sélectionnable 115-230 Vac
- Fréquence du secteur 50-60 Hz
- Puissance électrique d'entrée 280 VA
- Dimensions LxHxP mm 190x85x239
- Poids 2,5 Kg

**Livré complet avec :**

- Porte-électrode multiusage,
- Kit de 10 électrodes assorties 5cm,
- Pédale de contact,
- Câble pour connexion électrode neutre,
- Électrode neutre acier,
- Câble d'alimentation 2m,
- Manuel d'utilisation.

Bistouri électrique monopolaire SurtronRéf. **0103120W****120 D**

Prix :TTC

11 500,00**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Puissance maximale de coupe CUT : 120W-250
- Puissance maximale de coupe/coagulation BLEND : 90W-200
- Puissance maximale pour incision ENHANCED: 90W-250
- Puissance maximale de coagulation de surface FORCED COAG : 80W-150
- Puissance maximale de coagulation de profondeur SOFT COAG : 60W-100
- Puissance maximale de coagulation bipolaire BIPOLAR : 40W-100
- Variation des temps d'émission de 10 ms à 30 secondes
- Intervalle des impulsions de 1 à 9 - Fréquence de travail : 600 kHz
- Électrode neutre - Réseau sélectionnable : 115/230 Vac
- Fréquence de réseau : 50-60 Hz
- Puissance maximum absorbée : 300 VA
- Circuit de contrôle Plaque / Patient OC
- Contrôle de puissance émise
- Signal acoustique réglable
- Pédale de contrôle étanche
- Dim. : L 254 x H 104 x P 288 mm/ Poids : 5 kg.

**Livré complet avec :**

- Porte-électrode multiusage,
- Kit de 10 électrodes assorties
- 5 cm, pédale de contact,
- Câble pour connexion électrode neutre,
- Électrode neutre acier,
- Câble d'alimentation 2m,



Bistouri électrique monopolaire

300 HP
Prochain Arrivage
Bientôt Disponible

Le SURTRON 300 HP est un appareil électrochirurgical de haute performance, conçu pour offrir une chirurgie monopolaire et bipolaire avec une précision et une fiabilité optimales.

Double activité : deux canaux de sortie pour la coupe monopolaire et deux canaux indépendants pour la coagulation monopolaire.

Coupe commandée : Courants adaptés pour des incisions nettes et contrôlées. Possibilité de coagulation simultanée pour des dissections chirurgicales précises. Procédures endoscopiques optimisées grâce à un faible couplage capacitif.

Coagulation double :

Modes rapide et profond, utilisables par deux opérateurs.

Fonction Jet Coag, activable avec un stylet ou une pédale.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Fonctionnalité	de coupe monopolaire, de coupe bipolaire, de coagulation bipolaire, de coagulation monopolaire
Technologie	à haute fréquence
Puissance de coupe	300 W
Puissance de coagulation	120 W
Fréquence secteur	50 - 60 Hz
Puissance d'entrée électrique	1000 VA
Dimensions L x H x P	470 x 150 x 400 mm
Poids	17,5 kg

Bistouri électrique monopolaire

400 HP

Le SURTRON 400 HP est un appareil électrochirurgical avancé, conçu pour répondre aux besoins des interventions monopolaires et bipolaires avec une précision et une fiabilité exceptionnelles.

Double activité :

Deux canaux de sortie pour la coupe monopolaire.

Deux canaux indépendants pour la coagulation monopolaire.

Procédures de coupe contrôlées :

Courants adaptés pour des incisions nettes sans escarre.

Possibilité de coagulation simultanée pour une dissection chirurgicale précise. Faible couplage capacitif pour les procédures endoscopiques grâce au mode Slow BLEND.

Coagulation double :

Modes SPEEDY Coag et DEEP Coag, utilisables par deux opérateurs.

Fonction SPRAY COAG, activable avec un stylet ou une pédale.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Fonctionnalité	de coupe monopolaire, de coupe bipolaire, de coagulation bipolaire, de coagulation monopolaire
Technologie	à haute fréquence
Puissance de coupe	400 W
Puissance de coagulation	120 W
Tension d'entrée sélectionnable	115 - 230 Vac
Fréquence secteur	50 - 60 Hz
Puissance d'entrée électrique	1000 VA
Dimensions	470 x 150 x 400 mm
Poids	17,5 kg

Bistouri électrique monopolaire

200 HP

SURTRON® TOUCH est un équipement électrochirurgical haute fréquence qui convient à la chirurgie monopolaire et bipolaire de précision et à la microchirurgie sans altérations tissulaires.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Fonctionnalité	de coupe monopolaire, de coupe bipolaire, de coagulation bipolaire
Technologie	à haute fréquence
Options	avec écran tactile
Puissance électrique d'entrée	750 VA
Dimensions LxHxP	370x144x319mm
Poids	6 kg





Gants d'examen jetables

Latex jetable

Réf. LC1060



Non poudré

Prix :TTC

70,00

Nitrile jetable

Réf. LC1061



Prix :TTC

72,00

Pour toute demande
de devis nous
consulter

06 66 13 55 07

- Bonne qualité et fournissent une excellente barrière biologique.
- Ils ne sont pas destinés à être utilisés comme barrière chimique
- A conserver dans un endroit sec et frais, éviter la chaleur excessive (40°C 104°F). Taille : S - M - L

Sur blouse
de protection
jetable

Réf. LC2016

Sécurité et hygiène
maximales

sachet de 10 unités



Prix :TTC

110,00

Charlotte sachet
jetable

Réf. LC2017



Prix :TTC

35,00

Sur-chaussure
jetable

Réf. LC1022



Prix :TTC

35,00

Drap d'examen

Double épaisseur

Réf. LC1022

1 unité

Prix :TTC

65,00

Réf. LC102212

12 unités

Prix :TTC

780,00

La gamme traditionnelle de rouleaux de ouate de cellulose double épaisseur
sont très absorbants et de très grande qualité.Fabriqué
en Italie

Gel échographe

Pour ultrasons
et échographie

Réf.		Prix.
0101G04	250 ml	12,00
LC2016A	1L	100,00
LC2016	5L	110,00

Perfuseur avec aiguille
luer Lock

Réf. HTF0102SP

Boîte de 100

Prix :TTC

220,00



Papier pour ECG



Réf.		Prix.
ASRA4	112 mm x 25 m	50,00
ASRBI	58 mm x 25 m	30,00

Poche à urine

Réf. LC1020

Adulte

prix d'unité

Prix :TTC

05,30

- Boîte de 100 U



Peniflow

Réf. LC1030

En latex

Prix :TTC

05,00



Taille : S

Bassin de lit

Réf. LC1080

Prix :TTC

60,00



- Bassin de lit avec poignée ergonomique.
- Plastique très résistant.

Pisette
en plastique

Réf.	Prix.
0090P250	250ml 20,00
0090P500	500ml 30,00

Poche à urine

Réf. LC1020P

Pédiatrique

Prix :TTC

112,00



Peniflow

Réf. LC1030S

En silicone

Prix :TTC

05,00



Taille : L-M

Réf. LC1030C

Cond.
Boîte 100 U
10 boîtes 100 U

Prix.

315,00

Nous consulter

Urinoir Mixte

Réf. LC1070

Prix :TTC

42,00



- Capacité 1 litre.
- Homme et femme



Sondes d'aspiration

pédiatrique avec valve



Prix :TTC
2.00

Pour adulte avec valve



- Matériau : PVC médical biocompatible,
- Longueur standard : 50 cm
- Stérile à usage unique

Réf.	Calibre (CH)
61638V	CH08
61634V	CH14

Sonde gastrique


Conçue pour l'aspiration ou l'alimentation entérale en toute sécurité.



Prix :TTC
3.40

- Matériau : PVC médical, souple et résistant

Réf.	Calibre (CH)
60019A0	CH 10
60019A4	CH 14
6001916	CH 16



Sonde vésicale droite femme

Réf. **6018F14**

Prix :TTC
2.00



- Sonde vésicale droite pour femme
- Stérile et à usage unique
- Longueur : 20 cm (modèle court femme)
- Matériau : PVC souple

Sondes urinaires

Silicone

Pédiatrique 2 voies



Adulte 2 voies



- Voies : 2 (drainage + ballonnet)
- Stérile à usage unique
- Longueur standard : 35 cm
- Indications : drainage urinaire postopératoire, monitoring des volumes, soins à domicile sous prescription médicale


Réf.	Desig.	Calibre (CH)
60014A06	Enfant & Adulte	CH06
60014A08	Enfant & Adulte	CH08
60014A10	Enfant & Adulte	CH10
60014A12	Adulte	CH12
60014A20	Adulte	CH20

Latex

Pédiatrique 2 voies



- Matériau : latex de qualité médicale, souple et biocompatible
- Voies : 2 (drainage + ballonnet)
- Longueur : 20 cm - 40 cm
- Stérile à usage unique : conditionnement prêt à l'emploi



Adulte 2 voies



Réf.	Desig.	Calibre (CH)
600136P	Enfant	CH06
600130P	Enfant	CH10
600132A	Adulte	CH12
600134A	Adulte	CH14
600136A	Adulte	CH16
600122A	Adulte	CH22

Sonde d'intubation sans ballonnet

Prix :TTC
4.55



Sonde d'intubation avec ballonnet

Prix :TTC
5.53



Guide sonde d'intubation

Prix :TTC
8.45



Réf.	STYLET .
LC10SI06	06
LC10SI10	10
LC10SI14	14

Seringue médicale

À usage unique



- Graduation : Claire et précise pour un dosage optimal
- Embout : Luer Lock ou Luer Slip (selon le modèle)
- Avec ou sans aiguille : Disponible selon le besoin
- Matériau : Plastique médical de haute qualité, sans latex

Réf.	Capacité	Prix
LC102C	2.5 cc	65.00
LC105CC	5 cc	90.00
LC101CC	10 cc	150.00

Intranule G18 Primaflon Verte 45mm

Réf. **LC10INTB**



Prix :TTC
1.50

Seringue de gavage 60 ml

Réf. **6001G6**



Prix :TTC
4.00

Intranule G22 Primaflon Bleue 25mm

Réf. **LC10INTB**



Prix :TTC
1.50

Canules pour Bock à Lavement

Réf. **0091120CAN**

Prix :TTC
24.00



Bock à lavement en inox 2L

Réf. **0091120**

Prix :TTC
499.00



Collecteurs pour matériel souillé

Réf. **L6155**

Prix :TTC
25.00





Blouse

Femme col chemisier

Réf. **A0015P**

- Col chemisier
- 35% coton
- 65% polyester


 Prix :TTC
240,00

Poche intérieure



Modèles disponibles :

- Manches longues (Avec ou sans poche intérieure)
- Manches courtes (Avec ou sans poche intérieure)

Homme col chemisier

- Col chemisier
- 35% coton
- 65% polyester



Poche intérieure



Modèles disponibles :

- Manches longues (Avec ou sans poche intérieure)
- Manches courtes (Avec ou sans poche intérieure)

Homme col officier

Réf. **A6615**

- Col officier
- 35% coton
- 65% polyester



Poche intérieure



Modèles disponibles :

- Manches longues (Avec ou sans poche intérieure)
- Manches courtes (Avec ou sans poche intérieure)

Femme col officier

- Col officier
- 35% coton
- 65% polyester



Poche intérieure



Modèles disponibles :

- Manches longues (Avec ou sans poche intérieure)
- Manches courtes (Avec ou sans poche intérieure)

Ensemble Tunique et pantalon

Pour bloc

- 35% coton
- 65% polyester

 Prix :TTC
399,00

 Réf. **K314V** Vert
 Réf. **K314B** Bleu

Homme

- 35% coton
- 65% polyester

 Prix :TTC
299,00

 Réf. **K315V** Vert olive
 Réf. **K315BLRH** Bleu roi
 Réf. **K315BLNH** Bleu nuit

Tunique

Unisexe

- Col officier
- 35% coton et 65% polyester

 Prix :TTC
185,00
Réf. **A3195** Blanc

Annick

- Col officier
- 35% coton et 65% polyester

 Prix :TTC
195,00
Réf. **A3234** Blanc



Ensemble Tunique et pantalon

Unisexe

- 35% coton
- 65% polyester

Prix :TTC
199,00



Réf. K314VR	Vert
Réf. K314BL	Bleu
Réf. K314RF	Rose fushia

Femme

- 35% coton
- 65% polyester

Prix :TTC
299,00



Réf. K315SMF	Saumon	Gris foncer
Réf. K315BRDF	Bordeaux	Vert verveine
Réf. K315BLF	Bleu ciel	Bleu ciel

Manches longues

- 35% coton
- 65% polyester

Prix :TTC
340,00



Réf. K314BRDML	Bordeaux
Réf. K314RFML	Rose fushia

Pyjama pour patient

Unisexe

Prix :TTC
295,00



Tunique

FELICIA femme

- Tunique distinguée avec col chemisier.
- Accents de couleur appliqués à l'avant et à l'arrière.
- Manches courtes montées avec bord coloré.
- 35% coton, 65% polyester.



Réf. A3659B	Bleu	Prix :TTC 310,00
Réf. A3659V	Vert	

Réf. A2295 Pantalon	Prix :TTC 135,00
----------------------------	----------------------------

HEBE unisexe

- Col droit avec manches courtes montées.
- 3 poches piquées à l'avant.
- Accents ton sur ton aux poches, aux manches et au dos.
- 35 % coton, 65 % polyester



Réf. A3690	Blanc	Prix :TTC 295,00
-------------------	-------	----------------------------

Réf. A2295 Pantalon	Prix :TTC 135,00
----------------------------	----------------------------

ITEA femme

- Cintrée et élégante avec col droit.
- Manches courtes montées
- 3 poches piquées pratiques.
- Accents contrastés sous forme de rubans nuancés, avec fermetures à bouton-pression sur les poches, le dos et les manches.
- 35% coton, 65% polyester.



Réf. A3388B	Bleu	Prix :TTC 310,00
Réf. A3388J	Jaune	

Réf. A2295 Pantalon	Prix :TTC 135,00
----------------------------	----------------------------

Calots



Pantalon

Réf. **A2295**

- Ceinture élastique
- 35% coton, 65% polyester

Prix :TTC
135,00



**Mallette isothermique : Echantillons biologiques**Réf. **EB04008** - ROW XL

Prix :TTC

580,00

Poids 1kg
Dimensions 26 x 26 x 16 cm
Capacité (litres) 10.00

Réf. **EB04.003** - COOLS

Poids 5.30kg
Dimensions 29 x 39 x 44 cm
Capacité (litres) 49.76

Réf. **EB04.007** - MINI COOLS

Poids 2.96kg
Dimensions 25 x 21 x 40 cm
Capacité (litres) 29.2

Mallette HOVIRéf. **EB00016**

Prix :TTC

2 450,00

- Chariot à roulettes avec poignée télescopique.
- Poignées rembourrées.
- 5 compartiments amovibles.
- Porte-ampoules isotherme (43 ampoules).
- 2 poches avant rembourrées.
- Fermeture zippée avec anneaux pour cadenas.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

Poids	3,5 kg	Capacité (litres)	30
Dimensions	18 x 34 x 47 cm	Couleur	Gris

Sac à dos CITY'SRéf. **EB00015****Pour visite médicale**

Prix :TTC

1 390,00

- Bretelles réglables
- Pochettes avant variées
- Trois pochettes transparentes
- Trois compartiments amovibles
- Ampoulier pour 33 ampoules
- Base imperméable et antidérapante
- Matière bicolore déperlante

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

Poids	1.39 kg	Capacité (litres)	17,6
Dimensions	15 x 28 x 42 cm	Couleur	Gris

Mallette COMMUNTY'SRéf. **EB01.008****Mallette médecin - infirmier**

Prix :TTC

900,00

- Poignée ergonomique
- Fermeture éclair pour cadenas
- Bandoulière
- Poches arrière convertible en bande pour chariot
- Poches avant
- Intérieur équipé de séparateurs amovibles velcro
- Rabat filet pour protéger le contenu
- Poches filet plate / • Poches filet
- Compartiment amovible avec fenêtre transparente
- Ampoulier isotherme pour 19 ampoules

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

Poids	1.35 kg
Dimensions	15 x 25 x 35 cm
Capacité (litres)	13
Couleur	Bleu

Mallette SUIT & GORéf. **EB0001****Mallette / Sac à dos médecin de visite médicale**

Prix :TTC

2 900,00

- Grand compartiment avant pour effets personnels.
- 3 compartiments transparents amovibles.
- Ampoulier isotherme matelassé (38 ampoules).
- Panneau avec bandes élastiques pour matériel de soin.
- Poches intérieure plate pour pansements.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

Poids	3.20 kg
Dimensions	18 x 42 x 32 cm
Capacité (litres)	24
Couleur	Bleu



Sabot Calzuro Effetto Très léger



Réf. **S1009BL**
Bleu marine

Prix :TTC
450,00



Réf. **S1009**
Blanc

Prix :TTC
450,00

- Semelle antidérapante et antistatique en polyuréthane.
- Semelle intérieure en cuir.
- Perforations supérieures.
- Grande respirabilité du pied.

Femme

Pointure de 35 - 41

Sabot Backguard

Scholl



Réf. **S707**
Blanc

Prix :TTC
790,00



Réf. **S20175**
Bleu marine

Prix :TTC
790,00

- Dessus cuir perforé
- Bride arrière de maintien
- Semelle anatomique en bois de hêtre
- Largeur 8, hauteur talon 20 mm

Unisexes

Pointure de 35 - 45

Sabot New bonus

Perforé

Non perforé

Semelle Amovible



Réf. **S21904**
Blanc

Prix :TTC
820,00



Réf. **S21902**
Noir

Prix :TTC
790,00

- Dessus 100% cuir.
- Semelle anatomique en cuir
- Doublure textile intérieure.
- Talon de 45 mm.

Unisexes

Pointure de 35 - 45

Sabot Perforé

Scholl

Réf. **S634**
Blanc



Prix :TTC
850,00

- Dessus cuir perforé
- Bride arrière de maintien
- Semelle anatomique en bois de hêtre
- Largeur 8, hauteur talon 25 mm

Unisexes

Pointure de 35 - 45

Sabot Confort

Scholl

Réf. **S6072**
Blanc



Prix :TTC
900,00

- Dessus cuir perforé
- Semelle de propreté cuir
- Bride arrière de maintien
- Largeur 7, hauteur talon 30 mm
- Couleur : blanc

Femme

Pointure de 35 - 42

Sabot Perforé Cork Pro

NOUVEAU

Prix :TTC
950,00

Réf. **S323704** - Noir

Réf. **S323765** - Blanc

Réf. **S323740** - Bleu marine



- Semelle Bioprint® : Confort et soutien anatomique
- Antistatique, antibactérienne et respirante.
- Dessus 100 % cuir.
- Doublure supérieure en microfibre.

Unisexes

Pointure de 35 - 45

Remise exceptionnelle

Sabot Calzuro Classic



Prix : TTC

~~370,00~~
259,00

Réf.

Couleur

S1004BR

Bordeaux

S1004G

Gris

S1004V

Violet

S1004R

Rose

S1004O

Orange

S1004RG

Rouge

S1004

Bleu

Prix : TTC

~~370,00~~
259,00

Réf. **S1016BLB**



Réf. **S1016RB**



Sabot Calzuro Light

Réf. **S1006R** - Rose



Réf. **S1006V** - Vert



Réf. **S1006VI** - Violet



Prix : TTC

~~330,00~~
231,00



Sabot professionnel : Autoclavable jusqu'à 134°C

Scholl

Scholl Evo

Recommandé pour tous les professionnels de santé exerçants en bloc opératoire ou stérilisation

Prix :TTC
690,00Réf. **S293792**
NoirRéf. **S26565**
EmeraudeRéf. **S26566**
LilasRéf. **S26563**
BlancRéf. **S26564**
Bleu

- Bride pivotante.
- Perforations latérales et respirabilité.
- Antistatiques.
- Sans latex, solvants, CFC.
- Anti-odeurs et antibactérien.

- Adhérence certifiée
- Absorption des chocs au talon.
- Semelle MEMORY CUSHION® stérilisable.
- Lavable en machine jusqu'à 90 °C.

Unisex

Pointure de 35 - 46

Scholl Evo Flex

Recommandé pour tous les professionnels de santé exerçants en bloc opératoire ou stérilisation

Prix :TTC
690,00Réf. **S29377**
FuchsiaRéf. **S293782**
EmeraudeRéf. **S29378**
BleuRéf. **S293781**
BlancRéf. **S293780**
Noir

- Semelle intérieure amovible Scholl Memory Cushion®.
- Revêtement textile

- Semelle intérieure en microfibre.
- Autoclavable jusqu'à 134 °C (chaussure) et 121 °C (semelle).
- Lavable et hygiénique

Unisex

Pointure de 35 - 46

Sabot professionnel : Autoclavable jusqu'à 134°C

Sabot Calzuro Classic

CALZURO®

Prix :TTC
390,00Réf. **S1000N** - NoirRéf. **S1001** - VertRéf. **S1000** - BleuRéf. **S1003** - BlancRéf. **S1004V** - Violet

- Certifié norme CE, sans latex,entièrement antistatique
- Avec perforations latérales pour respiration du pied, et perforations supérieures

Unisex

Pointure de 35 - 46

Sabot professionnel : Autoclavable jusqu'à 50°C

Sabot Calzuro Light

CALZURO®

- Semelle anatomique absorbant les chocs avec un talon de 3 cm.
- Bouchon antistatique et semelle extérieure antidérapante pour un confort optimal.

Prix :TTC
350,00Réf. **S1006BC** - Bleu cielRéf. **S1006N** - NoirRéf. **S1006W** - BlancRéf. **S1006B** - Bleu

Unisex

Pointure de 35 - 45



crocs

Sabot Crocs Crocband

Réf. **C1101610** - Blanc



Prix :TTC

579,00

Réf. **C110160** - Noir



Réf. **C1106410** - Bleu



Réf. **C1101612** - Beige/melon



- Entretien facile et séchage rapide.
- Aérations supérieures et respirabilité.
- Ultra-légers et confortables.
- Bride pivotante.
- Confort Iconic Crocs Comfort™ avec matelassage en résine Croslite™.

Pointure de 35 - 46

Sabot Crocs Classic

Réf. **C100011** - Blanc



Réf. **C1000100** - Noir



Réf. **C1000141** - Bleu Marine



Prix :TTC

509,00

- Confort Iconic Crocs Comfort™ avec résine Croslite™
- Légèreté, respirabilité et résistance à l'eau.
- Bride pivotante.
- Entretien
- Facile et séchage rapide.

Pointure de 35 - 46

Sabot Crocs Baya Clog

- Résistant à l'eau et flottable
- Picots sur la semelle intérieure

- Résine Croslite™
- Bride supérieure en TPU

Prix :TTC

529,00

Réf. **C1012604** - Blanc



Réf. **C1012602** - Noir



Réf. **C1012655** - Rose



Réf. **C1012657** - Bleu



Pointure de 35 - 46

Sabot Crocs Baya Band

- Semelle antidérapante Crocs Lock™
- Bride pivotante

- Confort ergonomique et légèreté
- Facile à nettoyer et à entretenir.
- Idéal pour les professionnels de santé

Jibbitz

Prix.

Prix unité **49,00**

Pack de 5 **179,00**

Réf. **C205086** - Noir



Prix :TTC

579,00

Réf. **C2050898** - Rose



Réf. **C205085** - Bleu



Pointure de 36 - 48

Sabot Clog Crocs Bistro

- Semelle antidérapante Crocs Lock™
- Bride pivotante

- Confort ergonomique et légèreté
- Facile à nettoyer et à entretenir.
- Idéal pour les professionnels de santé

Prix :TTC

529,00

Réf. **C100754** - Bleu marine



Réf. **C100750** - Noir



Réf. **C100751** - Blanc



Pointure de 36 - 44





Table CHAGALL à 5 plans

Réf. **FR2401DRBR**

Traitement, Kinésithérapie et massage

CHAGALL : table-multifonctions 5 plans, avec accoudoirs, hauteur variable électrique, dossier électrique. Plans de jambe assistés par 2 vérins à gaz 2 vérins électriques et 2 vérins à gaz.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Alimentation : 220V.
- Poids : 104 kg.
- Charge maximale : 250 kg.
- Dimensions : 196 x 65 x 49Δ94 cm.
- Table de traitement à 5 sections : 76 + 33 + 85 cm.
- Hauteur réglable : 49 à 94 cm.
- Temps d'élévation : 34 secondes
- Table à quatre articulations et cinq plans.
- Deux vérins électriques de 8000N et 6000N (dossier).
- Commande par poignée.
- Revêtement et expansé non feu classe IM1, lavable.
- Positions Trendelenburg et cyphose.
- Plan jambier assisté par deux vérins à gaz.

En options :

- 4 Roulettes
- Dévidoir
- Cadre de commande périphérique à 360°




Table CEZANNE Pro II à 5 plans

Réf. **FR2115PRG**

Pour thérapie, massages et soins médicaux

CEZANNE Table-multifonctions 5 plans, avec accoudoirs pivotants, Cyphose électrique, hauteur variable électrique (50 cm à 94 cm), dossier électrique. Plans de jambe assistés par 2 vérins à gaz 2 vérins électriques et 2 vérins à gaz.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Cyphose électrique.
- Table à 5 plans, appuis-bras pivotants.
- Vérin électrique avec force de poussée de 6000 N pour l'élévation.
- Vérin électrique avec force de poussée de 4000 N pour la cyphose.
- Revêtement expansé non-feu, classe IM1.
- Temps d'élévation : 42 secondes.
- Hauteur réglable : 50 à 94 cm.
- Positions cyphose et Trendelenburg (viscérale).
- Charge de travail en sécurité : 150 kg.
- Dimensions : 194 x 64 x 50 à 94 cm.

En options :

- 4 Roulettes
- Dévidoir
- Cadre de commande périphérique







Table CAMINO à 5 plans

Réf. **LECI5BP**

Prix :TTC
35 000,00

Soins médicaux, Thérapie et massage

La table de traitement Camino est une table robuste et polyvalente, idéale pour les physiothérapeutes et autres professionnels de la santé. Elle permet de multiples ajustements de posture grâce à un mécanisme de contrôle pneumatique double face, assurant des réglages rapides et silencieux. La section de la tête peut être ajustée pneumatiquement de -75° à 40°, offrant un confort optimal pour diverses procédures médicales et de bien-être.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Réglage électrique Midlift (Dewert)
- Longueur : 198 cm
- Largeur : 56 cm, 64 cm, 69 cm, 74 cm
- Hauteur : 46 cm à 95 cm
- Épaisseur de la mousse : 6,4 cm
- Capacité de levage : 200 kg
- Capacité maximale : 205kg
- Poids du produit : 77 kg
- Angle de la tête ajustable : -75° à - 40°
- Réglage de l'angle du dossier pneumatique: 0-80 °
- Porte-serviettes en métal



Table de traitement électrique

Soins médicaux, Thérapie et massage

Réf. FR2380PRR	2 plans fixe +porte rouleau + roulettes	Prix 26 000,00
Réf. FR2380PRG	2 plans fixe + porte rouleau	21 500,00

Inclinaison positive et négative Table de traitement avec réglage électrique de la hauteur.

Pour la thérapie, les massages et les soins médicaux
Version présentée avec la pédale de commande périphérique et les roulettes en option

- Table à 2 sections avec dossier assisté par vérin à gaz et inclinaison positive/négative
- Moteur électrique avec une force de poussée de 6000 N
- Interrupteur de commande manuelle
- Rembourrage et revêtement ignifugés classe 1IM
- Dispositif médical



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Fonctionnalité : à hauteur variable basculant, sur roulettes.
- Nombre de sections : 2 sections.
- Capacité de poids : 140 kg.
- Longueur : 204 cm.
- Largeur : 64 cm.
- Hauteur : Max: 90 cm / Min: 48 cm.







Table fauteuil électrique de SPA

Réf. **LSPA**



Prix :TTC
27 900,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Longueur : 209cm (tête incluse)
- Largeur : 73.6cm
- Hauteur : 52cm ~ 97.5cm
- Système de mousse semi-ferme multicouche de 6,5 cm d'épaisseur
- Le réglage de la hauteur de l'élévateur est contrôlé par une pédale et une commande manuelle.
- Capacité de chargement : 205 kg
- Dossier inclinable et repose-jambes relevables à commande électrique.
- Châssis en acier robuste, roues verrouillables, accoudoirs amovibles inclus.

Table de traitement d'examen sur fauteuil spa

Réf. **LIS260**



Prix :TTC
23 000,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dossier inclinable électriquement : 0° à 75°
- Inclinaison totale électrique : 0° à 12°
- Revêtement PU résistant à l'eau/huile
- Commande manuelle standard
- Mousse haute densité : épaisseur 8,89 cm
- Accoudoirs amovibles auto-nivelants
- Coussin appui-tête réglable avec trou en beignet
- Dimensions produit : 185 x 83 x 55-88 cm
- Base : 101 x 76 x 6 cm, rétrécie à 60 cm au pied
- Poids max supporté : 199 kg
- Nombre de moteurs : 3

Table d'examen et de traitement 3 plans

Réf. **LTR1**

Massage & physiothérapie

Prix :TTC
17 000,00



- Structure en acier renforcé
- Repose tête et un support avant-bras, amovibles et réglables
- Dossier inclinable manuellement jusqu'à 90°, avec trou de visage
- Repose-jambes ajustable manuellement
- Mousse dense à épaisseur 6,5 cm
- 4 roues avec freins

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Nombre de sections : 3 sections
- Capacité de levage : 205 kg
- Poids : 70 kg
- Largeur : 68 cm
- Réglable en hauteur par pédale : de 52 à 97 cm
- Longueur : 184 cm (220 cm y compris l'appui-tête)

Table électrique de massage «Lift Back»

Réf. **LIFTBACK**

Prix :TTC
17 000,00



Traitement, Kinésithérapie, Massage, Réflexologie

- Structure en acier renforcé.
- Repose tête et un support avant-bras, amovibles et réglables.
- Dossier inclinable manuellement jusqu'à 90°, avec trou de visage.
- Mousse dense à épaisseur 6,5 cm.
- 4 roues avec freins.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Largeur : 68 cm
- Réglable en hauteur par pédale : de 52 à 97 cm
- Longueur : 184 cm (204 cm y compris l'appui-tête)
- Nombre de sections : 2 sections
- Capacité de levage : 205 kg
- Poids : 70 kg



Table de Bobath électrique

Réf. **LELT**

Prix :TTC
17 000,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poids supporté 220 kg
- Table Bobath à élévation électrique de 520 à 920 mm
- Déplacement de 200 mm. Commande au pied
- Bâti époxy blanc. Sellerie cousue, 1 plan épaisseur de 40 mm




Table de Bobath JR

Réf. **FR240006**

Avec une hauteur variable

Prix :TTC
25 800,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Sellerie expansé épaisseur 6,5 cm
- Hauteur réglable électriquement de 48 à 90 cm
- Charge maximale statique: 140 kg
- Dimension : 200 x 120 x 48 Δ 90 cm

Table de Bobath fixe

Réf. **K1200**

Prix :TTC
6 000,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 200 x 200 cm
- Hauteur : 50 cm
- Charge de travail : 160 Kg
- Table pour thérapie Bobath
- Revêtement et expansé non feu classe IM1, lavable

Table de Bobath JR

Réf. **FR240006**

Avec dossier assisté par vérin à gaz

Prix :TTC
25 800,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Hauteur variable électrique (46 cm à 94 cm).
- Sellerie expansé épaisseur 6,5 cm,
- Hauteur réglable électriquement de 48 à 90 cm,
- Charge maximale statique: 160 kg.
- Temps d'élévation : 34s
- Dimension : 200 x 120 x 46 Δ 94 cm.

Table de Bobath camino

Réf. **LCBS112**

Électrique + barrières

Prix :TTC
28 000,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimension 200 x 120 x 46 Δ 95 cm
- Poids de travail : 272kg
- Mousse : 6.4cm
- Poids du produit : 84kg
- Capacité de levage : 200kg

Table de Bobath camino

Réf. **LCB112**

Électrique

Prix :TTC
22 000,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Table Bobath électrique est un modèle incontournable, elle offre un espace de travail et de confort adapté pour le travail de rééducation des patients .
- Dimension : longueur 200 largeur 120cm .
- Hauteur réglable 49 à 97 cm.



Table de verticalisation électrique

Réf. **FR250174D**

Table de verticalisation à hauteur et inclinaison variables par 2 vérins :

- Hauteur ajustable : Réglable de 49 à 94 cm, facilitant le transfert des patients en fauteuil roulant.
- Inclinaison contrôlée : Dossier réglable jusqu'à +80° à l'aide d'un vérin à gaz.
- Accessibilité : Conçue pour un passage aisé des soulèves-malades grâce à ses deux vérins électriques (force de poussée : 6000 N pour l'inclinaison et 8000 N pour l'élévation).
- Repose-pieds modulable : Inclinaison ajustable à $\pm 15^\circ$ pour un meilleur soutien des pieds.
- Matériaux de qualité : Revêtement non feu (classe M1) pour une sécurité accrue.
- Équipements complémentaires :
 - Inclinomètre intégré.
 - Cinq sangles de fixation pour la sécurité du patient.
 - Roulettes (deux fixes et deux multidirectionnelles) équipées de freins.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimensions : 196 x 70 x h (49-94 cm).

Charge maximale :

Horizontale : 140 kg.

Verticale : 120 kg.






Table de verticalisation 3 sections électrique dossier incliné

Réf. **LEB142**

La table de verticalisation 3 sections électrique-dossier-incliné-bleu gris est un équipement de rééducation essentiel pour les personnes ayant des problèmes de mobilité ou de coordination. Elle est conçue pour permettre à l'utilisateur de se tenir debout en toute sécurité et en toute confiance, tout en étant soutenu et guidé par un thérapeute.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Longueur : 194cm

Largeur : 30cm

Hauteur : 55cm- 101cm


Mousse : 6,4cm

Capacité de levage : 200kg

Capacité maximale : 272kg

Poids du travail : 80kg

Angle dossier : 0-80°





Système de traction tru-trac®

Réf. **CH4779**

 chattanooga

CARACTÉRISTIQUES

- Unité de traction statique, intermittente et cyclique.
- Durées d'attente, de repos et de traitement définies par l'utilisateur.
- 10 plages de protocoles définies par l'utilisateur permettant de stocker les réglages personnalisés.
- Interface de l'écran tactile monochromatique numérique pivotant à 270°.
- Stockage aisé des paramètres de traitement, échelles de douleur, et cartes de douleur sur les cartes de données des patients.

INCLUS :
FORMATION
DÉCOUVERTE
ET PRISE EN MAIN



Table de traction galaxy triton® 3-m

Réf. **CH3263**

CARACTÉRISTIQUES

- Confort maximal en position assise ou couchée lors des thérapies manuelles et de traction.
- Surface mobile empêchant le frottement sous les hanches et les jambes.
- Proclive de la tête jusqu'à 85°.
- Proclive/déclive assistées à gaz pour faciliter le positionnement.
- Cadre de commande électrique périphérique pour élever ou abaisser la table, facilitant les manipulations.



Ouverture faciale de série
livrée avec bouchon

Système de traction TRU-TRAC®
avec écran tactile monochromatique
pivotant

Appareil de
Traction Triton®
avec écran
tactile numérique
couleur pivotant

Proclive de la tête
jusqu'à 85°.

Clé de sécurité

Patins de
stabilisation

Cadre de commande électrique périphérique
pour élever ou abaisser la table de 52 à 101 cm

2 roulettes livrées de série.
4 roulettes multidirectionnelles en options

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Alimentation :

230 V~ 50/60 Hz
120 V~ 50/60 Hz

Dimensions :

Totales : 211 x 64 cm
Section tête/dos : 72 cm,
inclinaison réglable de 0 à 85°
Section médiane : 20 cm
Plateau jambier : 119 cm
Hauteur minimale : 57 cm
Hauteur maximale : 102 cm

Intensité de courant :

1 A max sous 230 V
2 A max sous 120 V

Élévation :

Sellerie simili-cuir non inflammable,
bio-compatible et ultra résistant.
Charge maximale supportée : 200 kg
Poids maximal de l'appareil : 130 kg
Poids : 93 à 105 kg.
Mousse de densité moyenne 55 kg/m3
Classe électrique : Classe I

Accessoire de traction

Système d'immobilisation QuickWrap™ DTS

Réf. **CH2825**



Dispositif pour traction cervicale Saunders

Réf. **CH7040**





Table pliante de massage bois Wave-IV

Réf. **LWA4**Prix :TTC
4 150,00Sac de transport
compris

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Repose visage et repose bras démontables,
- Relève buste,
- Trou de visage avec cache,
- Pieds réglables en hauteur.
- Poids: 16.3 Kg
- Dim: Larg 71 cm x Long 185 cm.

Table pliante de massage aluminium Vigor

Réf. **LVIT**Prix :TTC
4 500,00Sac de transport
compris

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Repose visage et repose bras démontables,
- Pieds télescopiques, réglables en hauteur,
- Poids 12.5 Kg
- Dim: Larg 71 cm x Long 180 cm.

Table de massage multiplans

Réf. **LSADFB**En bois archer
grand confortPrix :TTC
10 900,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Structure en bois de hêtre
- hauteur réglable
- Prises d'appui-tête aux deux extrémités
- Dossier et repose-jambes par vérin pneumatique
- Accoudoir latéral flexible amovible.
- Largeur : 76.2 cm
- Poids max patient : 270 kg
- Longueur : 184 cm

Table de massage stationnaire

Réf. **LSET1SMB**En bois moco à 2 plans
avec 1 étagèrePrix :TTC
7 449,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Capacité de poids maximum: 270kg,
- Longueur: 184cm (Plateau),
- Appuie-tête, y compris: 211cm,
- Système Soft-mousse multicouches,
- Tapisserie d'ameublement,
- Super confort, luxueux et rembourrage PU.
- Largeur : 76.2 cm

Chaise pliante de massage aluminium

Réf. **LMS10**Prix :TTC
3 000,00

- Châssis aluminium laqué gris
- Siège et repose bras à hauteur variable
- Poids : 8,5kg
- Sac de transport
- Capacité Maximale : 159kg
- Coussin triangulaire amovible

Table de massage multiplans

Réf. **L9004**Prix :TTC
5 700,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim: 80 cm x 190cm x 60cm
- Plateau fessier fixe de 36 cm / Poids 45 kg
- Matelassure : Mousse souple 5 cm de densité
- Châssis : tube acier diam 30 mm

Table d'examen «LVDT»

Réf. **LVDT**Prix :TTC
3 995,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poids : 39 kg
- Dimension: 184 x 71 x 78 cm,
- Robuste et confortable,
- Châssis en acier laqué,
- Blocage du dossier vérin à gaz,
- Relève bust par vérin.

Guéridon en bois

Réf. **LMT33**Prix :TTC
1 790,00sur roulettes
pour serviettes

Housse

Réf. **LMT3**Prix :TTC
200,00

Flanelle / Unité Pour table de massage



Housse

Réf. **LMT2**Prix :TTC
150,00

Pour coussin de visage





Tabouret avec repose pied

Réf. **L8073**

Prix :TTC
2 990,00



- Hauteur d'assise réglable grâce à son vérin pneumatique à gaz (de 45 cm à 55cm)
- Très stable, pivotant et facile à déplacer grâce au pied INOX en étoile équipée de 5 roulettes
- Très confortable avec son dossier ergonomique et son assise bien rembourrée (épaisseur 8 cm).

Tabouret avec dossier

Réf. **LMS1**

Prix :TTC
1 300,00



- Dimensions du siège : 39 cm de diamètre.
- Base à cinq branches : 56 cm de diamètre.
- Coussin en mousse : 7,5 cm d'épaisseur.
- Réglage de la hauteur de 53 cm à 73 cm.

Tabouret à selle ergonomique

Réf. **LMS13**

Prix :TTC
2 500,00



- Dimensions du siège : 40 cm x 38 cm
- Base en aluminium à cinq branches : 54 cm de diamètre
- Coussin en mousse : 5 cm
- Réglage de la hauteur : 54 cm - 72,5 cm
- Poids net : 6,5 kg
- Capacité de charge : 200 kg

Tabouret à assise ergonomique

Réf. **LMS4**

Prix :TTC
1 900,00



- Dimensions du siège : 40 cm x 36 cm .
- Base chromée à cinq branches : 56 cm de diamètre .
- Coussin en mousse : 5 cm d'épaisseur .
- Anneau de pieds : 40 cm de diamètre.
- Idéal pour les blocs et les cabinets.

Tabouret sans dossier

Réf. **LMS2**

Prix :TTC
1 150,00



- Dimensions du siège : 39 cm de diamètre.
- Base en nylon à cinq branches : 56 cm de diamètre.
- Coussin en mousse : 7,5 cm d'épaisseur.
- Réglage de la hauteur de 53 cm à 73 cm
- Couleurs : Bleu, vert, chocolat, noir, beige

Coussin de massage pour femme enceinte

Prix :TTC
2 000,00



Réf.

LMB16BL	Bleu
LMB16BR	Bordeaux
LMB16BG	Beige

Massage thérapeutique
Thérapie physique
Thérapie chiropratique
Thérapie post-chirurgicale
Réhabilitation

Coussins rembourrés pour table de massage



Réf. **K3301**

Coussin cale

350 x 350 x 90mm

Prix :TTC
190,00

Réf. **K3300**

Coussin cale

250 x 250 x 90 mm



Réf. **LMB0201**

Coussin de visage

Prix :TTC
250,00



Réf. **LMB10**

Coussin triangulaire de posture

680 x 500 x 250 mm

Prix :TTC
550,00



Réf. **LMB09**

Coussin nuque

Prix :TTC
150,00



Réf. **LMB05**

Coussin en T

450 x 650 x 100 mm

Prix :TTC
470,00



Réf. **LMB11**

Coussin semi cylindrique

660 x 150 X 130 mm

Prix :TTC
240,00



Réf. **LMB06**

Coussin cylindrique

622 x 220 mm

Prix :TTC
400,00



Réf. **LMB03**

Coussin demi cylidrique

620 x 220 x 110 mm

Prix :TTC
250,00




Réf. **LMB07**

Coussin demi cylindrique

630 x 150 x 75 mm

Prix :TTC
150,00



Réf. **LMB12**

Coussin rectangulaire

400 x 200 x 50 mm

Prix :TTC
300,00

**Lampe infrarouge sur bras articulé interrupteur****M/A 400W**

Réf. IRPP



Prix :TTC

6 900,00

- Adaptable en plusieurs configurations :
- Mât coulissant
- Bras articulé

Lampe infrarouge 400W sur pied**Sans minuterie**

Réf. 4003/1N



Prix :TTC

6 700,00**Lampe infrarouge 400W sur pied****Avec minuterie**

Réf. 4003/2N



Prix :TTC

7 200,00**Lampe infrarouge sur pied 250W**

Réf. IRGP



Prix :TTC

5 300,00**Lampe infrarouge sur pied 250W**

Réf. LW312



Prix :TTC

2 500,00**Lampe Circline de rechange sans coupole**

Réf. IRD002



Prix :TTC

1 350,00

Emetteur quartz 400W pour lampes 4003 & IRP.

Lampe infrarouge de rechange 250W

Réf. IRD004



Prix :TTC

300,00



Cage de pouliethérapie

Réf. **K2100**
4 panneaux

Prix :TTC

7 000,00



- A 4 panneaux de 200 x100 cm,
- Montage angle droit ou gauche,
- Grillage en double torsade,
- Tube en acier 30 mm x 30 mm,
- Finition:poudre en polyester époxy blanche cuite au four.

Réf. **K2102**
8 panneaux



- A 8 panneaux,
- Montage angle droit ou gauche,
- Grillage en double torsade,
- Tube en acier 30 mm x 30 mm,
- Finition:poudre en polyester époxy blanche cuite au four.
- Dimensions : L 200 x l 200 x h 200 cm
- Poids supporté : 50 kg par panneau

Accessoires pour pouliethérapie



Réf.	Désignation	
1. K2500	Tendeur bois paquet de 10 unités	170,00
2. K2502G	Mousquetons simples GM acier paquet de 10 unités	256,00
3. K2503	Esses chromées GM paquet de 10 unités	480,00
4. K2504	Poignets de traction	1680,00
5. K2506	Poulie Matic	580,00
6. LK99	Cordelette Nylon 10 m	280,00
7. K2510	Poulie ouvrante inox	630,00

Sacs de charge

Série de sacs en expansé.
Compacts, faciles à accrocher. En toile plastifiée extra forte.



Réf.	Poids	
K2401	500g	100,00
K2402	750g	105,00
K2404	1 kg	105,00
K2406	2 kg	125,00
K2408	3 kg	135,00
K2410	4 kg	150,00
K2412	5 kg	155,00

Fil à plomb

Réf. **FR230070**

Prix :TTC

310,00



- Pour la réalisation de tests d'équilibre de la statique vertébrale du patient. Poids : 200 gr.

Goniomètre plastique

Réf. **6358201**

Prix :TTC

135,00



- Mesure l'amplitude des mouvements de l'articulation : coude, genou et doigts.

Niveau pelvien

Réf. **F00950H**

Prix :TTC

1680,00



- Instrument de Contrôle du basculement du bassin.
- Possède 3 niveaux bulle, un sur chaque branche.

Mentonnière cuir

Réf. **K3800**

Prix :TTC

690,00



Permet les suspensions vertébrale à partir de la tête assure une prise de la tête non traumatisante en élévation cervicale par un appui du menton et de l'occipital.

Sangles



Réf.	Désignation	
1. K4012	Sangle de fixation du bassin	190,00
2. K4013	Sangle abdominale de fixation à boucles	190,00
3. K4014	Sangle de suspension des membres	190,00
4. K4015	Sangle de fixation du Thorax à boucles pour tables	190,00
5. K4016	Sangle de fixation à boucles des membres inférieurs	130,00
6. K4017	Anneau Suisse	160,00
7. K4018	Sangle de suspension du tronc	140,00



Réf.	Désignation	
1. K4005	Bracelet de fixation en cuir	140,00
2. K4006	Bottillon talonnière	320,00
3. K4002	Sangle coude/genou	140,00
4. K4007	Mentonnière	360,00
5. K4008	Fléau de suspension chromé	360,00
6. K4004	Sangle d'accrochage 45 cm	90,00



Escalier d'angle

Réf. **K3000****À hauteur réglable**

Prix :TTC

12 790,00

Solide escalier en bois avec marches recouvertes en caoutchouc antidérapant pour plus de sécurité. Cet escalier dispose de quatre marches d'un côté et de trois marches de l'autre. Les barres d'appui sont réglables de 40 à 90 cm. Dimensions : 145 x 120 x 58 cm.

Espalier avec avancée grillagée

Réf. **K6201**

Prix :TTC

4 200,00

Ossature en tube acier carré grillagé galvanisé solidaire des tubes par points de soudure, laqué époxy blanc. Dim. 79 x l 72 cm.

Espalier avec avancée grillagée

Réf. **K6200**

Prix :TTC

3 300,00

- Qualité supérieure, en bois de hêtre,
- 14 barreaux bois hêtre de premier choix.
- Dim. : L 90 / H 250 cm,
- Poids : 24 Kg.

Barres parallèles

Réf. **K2601****À hauteur réglable**

Prix :TTC

6 460,00

Réglable en largeur de 40 à 60 cm coulissantes chromées, châssis et barres époxy, sur socle en caoutchouc antidérapant. Les grandes longueurs sont en deux parties à assembler.

Miroir roulant quadrillé

Réf. **K2201****En bois de hêtre**

Prix :TTC

2 900,00

- Sur pieds.
- Cadre en bois plein, 4 roues pivotantes, miroir de 170 x 70 cm à carrés rodés de 10 cm de coté.
- En bois de hêtre.

Miroir roulant quadrillé

Réf. **K2201M****En métal**

Prix :TTC

4 200,00

Cadre en métal, 4 roues pivotantes, miroir de 170 x 70 cm à carrés rodés de 10 cm de coté.

Rebondisseur trampoline

Réf. **275006****Avec barre de maintien**

trampoline rebondisseur
+ barre de maintien 96cm

Prix :TTC

2 200,00

- Diamètre : 96 cm
- Poids supporté : 100 kg
- 36 ressorts
- Cadran en acier
- Barre de Maintien pour Trampoline
- Toile standard

Bord de protection rembourré de couleur bleue

Rebondisseur trampoline

Réf. **575100****Sans barre de maintien**

Rebondisseur Trampoline sans
barre de maintien

Prix :TTC

979,00



Bandes d'exercice

Tubing d'exercice en latex

THERABAND

NOUVEAU

Prix :TTC
130,00

Réf.

24701	Très faible
24702	Faible
24703	Moyen
24704	Fort
24705	
24706	



Réf.

21232	Très faible
21242	Faible
21252	Moyen
21262	Fort



- Fabriqués en latex, très robustes,
- 6 niveaux de résistance progressive,
- Idéals pour le renforcement musculaire.



Bandes d'exercice en latex

THERABAND

NOUVEAU

Prix :TTC
200,00FREE LOOP
5cm x 1.5mPrix :TTC
130,00

- Fabriquées en latex.
- Economiques, portables et polyvalentes.
- Améliorent la musculation, la mobilité et la souplesse.
- Longueur 1.50 m.

Réf.

20403	Moyen / 3 bandes
20410	Fort / 2 bandes



- Boucle consécutive
- Plusieurs résistances disponibles
- Adapté à la rééducation et à l'entraînement physique

Réf.

21232	Faible	0.25 mm
21242	Moyen	0.30 mm
21252	Fort	0.35 mm

Bande élastique souple

THERABAND

NOUVEAU

Prix :TTC
130,00Usage professionnel
5.5m x 14cm

- Fabriquées en latex.
- Economiques, portables et polyvalentes.
- Améliorent la musculation, la mobilité & la souplesse.
- Longueur 5.50 m.

Réf.

20020	Souple	0.2 mm
20030	Moyen	0.25 mm
20040	Fort	0.3 mm



Tapis de Gymnastique

Tapis de Pilate

Avec anneau de suspension

- Équipés d'anneaux pour une suspension facile
- Adaptés à une fixation murale ou sur support



Support mural

Réf. new



Tapis de Gym

Épaisseur : 2.5 cm

THERABAND

- Mousse de vinyle, très bonne absorption des chocs, imperméable et ne s'émiette pas.
- Dim. 1,5 x 190 x 60 cm, 2,5 x 190 x 60 cm.
- Couleurs : Bleu, vert, rouge.

Réf.


25056 / Bleu	Prix. 1 400,00
25057 / Vert	1 350,00
25058 / Rouge	1 400,00



Réf. 0019BL15

Prix :TTC
450,00

- Existe en deux épaisseurs : 15 mm et 19 mm.
- Dimensions : 180 x 58 x 1,5 cm,





Les poids lestés en PVC

THERABAND



- En forme de boules à main isotoniques une alternative douce pour les haltères traditionnels offrant aux utilisateurs souplesse pour la musculation et la rééducation,
- Cela permet de progressions d'exercices soit unilatérale ou bilatérale, soit de façon indépendante, ou avec un partenaire,

Réf.	Poids	Prix
25810	0,5kg - beige	180,00
25820	1kg - jaune	210,00
25830	1,5kg - rouge	240,00
25840	2kg - vert	270,00
25850	2,5kg - bleu	290,00
25860	3kg - Noir	320,00



Ballon Klein en ABS pour gymnastique



Réf.	Couleur	Prix
23011	Jaune 45 cm	290,00
23021	Rouge 55 cm	340,00
23031	Vert 65 cm	380,00
23041	Bleu 75 cm	430,00
23050	Gris 85 cm	630,00

Support en plexi range ballon de klein / 3

Réf. 209938

Prix :TTC
180,00

Balle de poids souple 11cm

Dim.

1 LB/ 453,59 gr
2 LB/ 907.18 gr
3 LB/ 1360,77 gr
4 LB/ 1814.36 gr
5 LB/ 2267.96 gr
6 LB/ 2721.55 gr

NOUVEAU



Poignets ou chevilles lestées

THERABAND



Réf.	Couleur / Poids	Prix
25870	Rouge / 500 g	270,00
25871	Vert / 700 g	350,00
25872	Bleu 1.1kg	370,00

Se vend à la paire

- Tissu éponge à l'intérieur pour un port très confortable,
- Augmente les possibilités d'entraînement d'équilibre et de stabilité,
- Sécurité : bandes réfléchissantes pour usage en extérieur.

Bracelets /chevillères en néoprene

Réf.	Couleur / Poids	Prix
002309N	Rouge / 500 g	110,00
002322N	Vert / 700 g	175,00
002345N	Bleu 1100 g	240,00



Planche à bascule et d'oscillation en bois

Prix :TTC
350,00

Cette planche traditionnelle à bascule dispose d'une surface antidérapante.

Réf.	
K6301	Rectangulaire
K6300	Ronde

TPR Flex bar

Prix :TTC
150,00

Réf.	Couleur
0020FBJ	Faible / Jaune
0020FBV	Moyen / Vert
0020FBR	Fort / Rouge
0020FBB	Extra-fort / Bleu



Porte Haltère vertical

Réf. 231900

Prix :TTC
1 000,00

- 6 paires d'haltères en vinye
- 12 places
- Coloris blanc
- L 22 x 1. 57 x H 67 cm
- Poids : 0,5 kg / 1 kg / 1,5 kg / 2 kg / 3 kg / 4 kg / 5 kg




Réf.	Désignation	Prix
70600	Haltères en vinyl 500g paire	150,00
70601	Haltères en vinyl 1 kg paire	140,00
70602	Haltères en vinyl 2 kg paire	320,00
70603	Haltères en vinyl 3 kg paire	480,00
70604	Haltères en vinyl 4 kg paire	630,00
70605	Haltères en vinyl 5 kg paire	800,00

Kit de 6 haltères avec support

Réf. K4604P

Prix :TTC
610,00

- 3 paires d'haltères en vinye
- 6 places,
- L 31 x 1. 80 x H 27 cm,
- 500g, 1kg, 2kg



Une paire 500g

Une paire 1kg

Une paire 2kg

Ballon cacahuète Anti-éclatement

- Sans PVC
- Utilisation pour les enfants et les adultes



Réf.	Taille	Prix
0018BC4	40 cm	280,00
0018BC5	50 cm	330,00
0018BC6	60 cm	540,00

Bande adhésives élastiques

Prix :TTC
120,00

Réf.	couleur
00981BG	beige
00981JN	jaune
00981RS	rose
00981VR	vert
00981BL	bleu
00981NR	noir
00981RG	rouge





Planche de balance

Réf. 0011PR

Prix :TTC
210,00



- La conception unique fournit 360° d'activités d'instabilité pour tous les muscles,
- Il aide également à améliorer l'équilibre et l'agilité.

Coussin d'équilibre

Réf. 0006BL35

Prix :TTC
190,00



- Une face lisse, une face avec picots
- Fabriqué en Latex
- Diamètre 33 cm

Fauteuil ballon Fitness Exercise

Réf. 0020DR
Avec dossier réglable

Prix :TTC
1 300,00



- Dimensions : L. 61 x 1.53 x H.80
- Matériau ballon : PVC résistant
- Diamètre boule : 49cm
- Poids : 7kg
- Capacité maximale : 130kg

Dôme Bosu

Prix :TTC
989,00




Réf.	Dim	Prix
0009BL55	55 cm	989,00
0009BL60	60 cm	1 450,00

- Le Dôme (équilibre, tonicité, force) est un système multifonction d'entraînement de base et de conditionnement : cardio, formation sportive, formation de force,



Grilles pour la rééducation de la main



Réf.	Dim.
233670	Souple 24 cm
233671	Moyen 24 cm
233672	Fort 24 cm
233673	Très fort 24 cm

Réf.	Dim.	Prix
233670	Très souple 36 cm	290,00
233671	Souple 36 cm	290,00
233672	Moyen 36 cm	290,00
233673	Fort 36 cm	290,00
233674	Très fort 36 cm	290,00
233675	Kit grilles 5 forces	1 750,00

Système d'exercices de main et de doigts Digi-Flex™

Réf.	
233915	Extra faible
233916	Très faible
233917	Faible
233918	Moyen
233919	Fort
233920	Très forte



Prix : TTC
300,00

Support 6 Digiflex

Réf. **233912** - Vide



Prix : TTC
450,00

Plateau Canadien en bois

Réf. **241500**



Prix : TTC
2 500,00

Pour la rééducation des doigts.
Le plateau est équipé de doigtiers et d'élastiques pour les travaux de flexion et d'extension contre-résistance.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Livré avec : 5 tourbillons inox 304 et élastiques, 1 kit opposant du 1.5 doigtiers usage individuels.
- Épaisseur 15 mm
- Dim. 350x500 mm, perçage 10 mm
- Entraxe 20 mm

Entraîneurs de doigts en silicone

Les entraîneurs de doigts en silicone sont parfaits pour renforcer la force et la flexibilité des mains et des doigts.

Prix : TTC
45,00



Réf.	Résistance.
F25871	Souple jaune
F25872	Medium vert
F25873	Fort rouge
F25874	Extra fort bleu

Balle en gel pour l'exercice de la main

Réf.	Désignation
26030	ronde / souple
26033	ovale / souple
26040	ronde / médium
26043	ovale / médium
26050	ronde / ferme
26053	ovale / ferme
26060	ronde / extra ferme
26063	ovale / extra ferme

Prix : TTC
70,00



- Balles rondes pour la rééducation et l'amélioration de la mobilité de la main.
- 4 résistances

Balle de rééducation ronde

Réf. **L9040**

Prix : TTC
30,00



- C'est une balle multiforme
- Ultra souple en mousse respirante reprenant sa forme tout doucement
- Idéale pour les exercices de rééducation en douceur

Pâte d'exercice

- Efficace pour le renforcement des doigts et de l'avant bras
- 4 forces différentes qui garantissent le succès d'une rééducation progressive

Réf.	Modèles
951503	Très souple
951504	Souple
951505	Moyenne
951506	Fort

Prix : TTC
120,00




Rouleaux de massage

Réf. **000107S**
- 7,5 x 3,5 cm / la paire

Prix : TTC
60,00


Réf. **000115S**
- 11,5 x 5 cm / la paire

Prix : TTC
70,00



- Facilement maniables et mous
- Remplis d'air
- Recommandé pour la rééducation et la musculation des doigts
- Stimulation des zones à réflexes et la coordination

Balle Hérisson



Réf.	Couleur	Prix
26903	Orange 6 cm	50,00
26900	Vert 7 cm	60,00
26902	Jaune 8 cm	70,00
26901	Rouge 9 cm	100,00
26912	Bleu 10 cm	140,00



- Favorise la circulation sanguine et stimule les zones réflexes (réflexothérapie)
- Décontracte les muscles du dos, des épaules et des jambes
- Améliore la sensibilité de la main
- Utilisées en rééducation proprioceptive.



Balle demi-sphères

Réf. **000417D** - Série de 6 couleurs

Les demies sphères d'équilibre stepping stones sont conçues pour tester les facultés d'équilibre et la stimulation des zones réflexes du pied.

- Utilisable du côté plat ou arrondi.
- Valve pour gonflage individuel.
- Série de 6 couleurs.

Prix :TTC
469,00




Cerceaux plats

Réf. **000860C** - 60 cm

- En Nylon très résistant.
- Idéal pour réaliser vos parcours de motricité ou d'entraînement.
- les cerceaux plats vous offrent une multitude de combinaisons pour vos exercices.
- Très stable au sol.
- Peuvent se fixer sur le haut des cônes.
- S'adaptent aux bâtons de gym grâce aux pinces de jonctions.

Prix :TTC
70,00




Kit d'obstacle

Réf. **0026KO**

2 clips -3 bâtons & 2 socles 20 cm

- Socles multi-usage pour jalons et cerceaux.
- Ils permettent ainsi de créer des cibles basses
- Utilisé pour la formation de saut.
- Hauteur réglable.
- Hauteur : 11 cm.
- Diamètre : 20 cm.
- Lestable au sable ou au gravier.

Prix :TTC
350,00



Cône percé

Réf. **233807**

20 cm - H 30 cm

- Un cône de sport permet de créer des haies d'obstacles
- Conçu pour mettre en place des parcours diversifiés d'obstacle sur lequel on peut adapter des cerceaux plats et des jalons grâce à ses trous et à son sommet fendu

Prix :TTC
60,00




Nattes de gym enfant

Réf. **0019BL15** - 180 x 58 x 1,5 cm

Prix :TTC
450,00

Réf. **0019BL19** - 180 x 60 x 1,9 cm

Prix :TTC
490,00



Balance pad

Réf. **232910** - 50 x 40 x 6 cm

Prix :TTC
420,00

- Coussin de mousse micro aérée destiné aux exercices d'équilibre, de coordination et de rééducation.
- Spécialement conçu pour l'entraînement à la stabilité et pour les exercices moteurs
- La balance Pad est confortable au toucher, résistante et facile à nettoyer.



Coussin d'équilibre

Réf. **0006BL35** - 35cm

Prix :TTC
190,00

- Gonflable, portable et facile à utiliser
- Excellent support pour le yoga, exercice d'équilibre, méditation, ou autres sports et exercices de remise en forme.
- Largement utilisé dans la réhabilitation, car il peut aider à renforcer et stabiliser les chevilles, les genoux, et les épaules.
- Utile comme support pour l'entraînement visant à développer l'équilibre, stabilité et agilité.
- La texture unique de ce coussin aide à maintenir la circulation





Vélo semi-allongé GYM Life

Réf. **ES6510**

NOUVEAU

Prix :TTC
6 900,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Volant d'inertie : 7 kg
- Résistance : 8 niveaux, réglage par molette
- Sens de pédalage : avant et arrière
- Console : écran LCD (vitesse, distance, temps, calories, scan, pouls)
- Accessoires : support tablette intégré
- Niveau sonore : ≈ 20 dB (donnée constructeur)
- Capacité maximale : 120 kg
- Dimensions produit (L x l x H) : 158 x 68 x 124 cm
- Poids : 44,4 kg (net) / 52,4 kg (brut)
- Système d'entraînement : courroie (Silent Belt Drive System)



Vélo de Biking GYM Life

NOUVEAU



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Capacité maximale : 150 kg.
- Réglages : hauteur et profondeur de la selle, hauteur du guidon
- Système de freinage : frein d'urgence intégré
- Structure : cadre en acier robuste, stabilisateurs avant et arrière pour une parfaite stabilité
- Équipement : pédales avec cale-pieds, porte-bidon
- Sécurité : bouton de freinage d'urgence, surface antidérapante
- Utilisation : idéale pour un usage régulier et intensif, amélioration cardio-vasculaire, perte de poids et tonification musculaire

Vélo de biking Speed Racer

CARE
FITNESS

Réf. **74510**

Prix :TTC
5 200,00



- Ce vélo de biking offre un réel confort de pédalage pour une utilisation régulière à domicile.
- Son design permet d'avoir une bonne posture, en plus d'un grande stabilité et de confort.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Capacité maximale : 120 kg
- Type d'écran : LCD
- Fréquence d'utilisation
- Régulière - 5 heures par semaine

Vélo Ellyptique IXOS II care

CARE
FITNESS

Réf. **55690**

24 programmes

Prix :TTC
8 990,00

- Un elliptique motorisé à 32 niveaux avec freinage aéromagnétique, possédant 24 programmes d'entraînements sur sa console. Cet elliptique est équipé d'une masse d'inertie de 20 kg assurant un réel confort de pédalage.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Masse d'inertie: 20 Kg.
- Résistance aéromagnétique.
- 24 programmes d'entraînement.
- Compatible avec l'application KINOMAP.

Vélo Ergos IV

CARE
FITNESS

Réf. **50582**

9 programmes

Prix :TTC
8 990,00

- Cet ergomètre est conçu pour des entraînements intensifs.
- Doté d'une roue d'inertie de 9 kg, d'un système de résistance électromagnétique à 32 niveaux, d'un réglage de la résistance par induction, de 9 programmes d'entraînements et des capteurs tactiles de pulsations cardiaques Handpulse.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Fréquence d'utilisation : Intensive - Jusqu'à 15h par semaine
- Capacité maximale : 150 kg
- Système de Freinage électromagnétique



Tapis de rééducation MED-730

Réf. 57730

Tapis de marche motorisé avec rampes latérales réglables, doté d'une surface large et sécurisée, adaptée à la rééducation et à la physiothérapie. Pour usage médical professionnel.

20 programmes

Prix :TTC
25 400,00

CARE
FITNESS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Vitesse maximale 14 km/h
- 20 programmes d'entraînements
- 20 niveaux d'inclinaison motorisée
- Capteurs tactiles de pulsations cardiaques
- Fréquence d'utilisation :
- Professionnelle - Jusqu'à 30 heures par semaine
- Vitesse et inclinaison réglables,
- Affichage digital des paramètres.
- Capacité maximale : 150 kg



Tapis de course connecté fast runner

Réf. 50762

Le tapis de course Fast Runner est équipé d'un moteur puissant de 3.0 CV (4.5 CV en pic), et d'une inclinaison motorisée réglable. Conçu pour un usage régulier et intensif, il assure performance, confort et durabilité à chaque entraînement.

50 programmes

Prix :TTC
18 750,00

CARE
FITNESS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Vitesse maximale 22km/h
- 50 programmes d'entraînements
- 20 niveaux d'inclinaison motorisée
- Capteurs tactiles de pulsation cardiaque
- Pliage et rangement facile.
- Fréquence d'utilisation intensive : 15h/semaine
- Capacité maximale : 150 kg



Rameur care Mag-Clipper

Utilisation régulière-pliable

Réf. 50831

Rameur pliable et connecté, doté d'un écran de contrôle affichant le temps, les calories, la distance et les coups de rame.

Prix :TTC
5 500,00

CARE
FITNESS



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Compatible avec l'application KINOMAP
- Masse d'inertie: 8 Kg
- Porte tablette
- Structure stable et pliable avec rails en aluminium
- Écran LCD 5 fonctions
- Capacité maximale : Poids maximum utilisateur : 110 kg
- Fréquence d'utilisation Occasionnelle - Environ 3h par semaine.

Rameur Jet 600

Réf. 50849

Prix :TTC
8 850,00

CARE
FITNESS

22 programmes



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Structure stable et pliable avec poutre en aluminium
- Écran LCD 10 fonctions
- Masse d'inertie : 8 Kg
- Résistance à réglage motorisé par servomoteur sur 16 niveaux
- Compatible avec l'application KINOMAP



Fauteuils Quadriceps

Rééducation du genou par balancier
à charge et angulation réglable

Réf. **241030**

- Butées pour réglage des amplitudes
- Cale cuisses réglable
- Repose tête réglable
- Dossier pouvant se positionner à l'horizontal par vérin à gaz actionné par pédale
- Système pendulaire utilisable à droite ou à gauche
- Réglage à indexation permettant d'obtenir les angles de charge
- Poignée de maintien de charge permettant le travail en statique intermittent
- Double appui tibial
- Double sangle de compensation
- Livré avec 13,5 kg de charge.
- Piétement tube acier poudré époxy blanc
- Sellerie expansé sur mousse polyether
- Coloris de revêtement au choix
- L 120 à 215 x l. 100 x H 75 (assise) à 150 cm (appui tête)

Prix :TTC
32 900,00



Pédalier Oxycycle motorisé

Réf. **LG16065**

5 niveaux de réglage

- Cet oxycycle est une alternative parfaite au vélo d'appartement traditionnel,
- Appareil portable et peu encombrant
- La vitesse est réglable afin d'augmenter progressivement la difficulté.
- Il augmente la flexibilité et la force des membres tout en améliorant la circulation sanguine.
- Entraînement manuel avec résistance réglable sur 5 niveaux.
- Avec une tension motorisée ou manuelle.
- Muni des pédales antidérapantes pour les membres supérieurs et inférieurs.
- Tapis antidérapant pour plus de sécurité et de confort.

NOUVEAU

Prix :TTC
3 980,00

- Grand écran LCD
- Fonction : temps, RPM (vitesse), nombre, calories, résistan

Travail des membres
supérieurs et inférieur



Tapis antidérapant
pour plus de sécurité
et de confort



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

PRM : tours de pédale par minute
COMPTEUR : Un compte pour chaque révolution de pédale
CALORIES : Estimation des calories brûlées
RÉSISTANCE : Les niveaux de résistance varient de 1 à 5



Tapis de yoga antidérapant

Réf. **001806Y** - 17 x 60 x 0,6 cm

Prix :TTC
195,00

- Conçu pour le yoga doux ou dynamique : Hatha, ashtanga yoga, power yoga de même pour pilate et fitness
- Bonne épaisseur et matière à bonne adhérence.
- Surface antidérapante et confortable au toucher.
- Structure de mousse en cellulose résiste à l'humidité, rouleau facile pour le stockage.



Bloc en mousse pour Yoga

Réf. **0015M07** - 23x15x7,5 cm

Prix :TTC
65,00

- Cette brique permet de progresser dans les postures.
- Peut remplacer le coussin lors de la méditation, ou des postures spécifiques.
- Souple, douce et très légère à transporter.



Coussin Yoga Cylindrique

Réf. **0016BL55** - 55x17 cm

Prix :TTC
250,00



Ces traversins de yoga sont le soutien idéal pour un certain nombre de positions de yoga.

Sangles de yoga

Réf. **0017SR**

Prix :TTC
52,00



- La sangle est une aide pour vous permettre d'aller plus loin dans vos postures, ou pour maintenir les jambes bien serrées en position de la pince par exemple.
- La boucle permet de la régler rapidement et sa texture est agréable au toucher.
- La sangle est surtout utilisée dans des yogas dynamiques ou posturaux : Ashtanga, Iyengar.

Coussin de genou

Réf. **0013MBL** - 30 cm

Prix :TTC
190,00



- Utilisé dans l'exercice de yoga, pour la posture du genou sans tapis.
- Disque de stabilité.
 - Aide à renforcer et stabiliser les genoux, chevilles, épaules.
 - 2 surfaces : 1 rugueuse, 1 plus lisse.
 - Pompe incluse.

Balle de pilate

Réf. **0018BP25** - 25cm

Prix :TTC
60,00




- Matériel: PVC
- Couleur : violet, bleu, rose
- Taille: 25cm

Balance pad

Réf. **232910** - 50x40x6 cm

Prix :TTC
420,00




- Coussin de mousse micro aérée destiné aux exercices d'équilibre, de coordination et de rééducation.
- Spécialement conçu pour l'entraînement à la stabilité et pour les exercices moteurs.
- La balance Pad est confortable au toucher, résistante et facile à nettoyer.

Coussin cale sans PVC

Réf. **0019CW**

Prix :TTC
200,00



- Utilisé dans l'exercice de yoga, pour la posture du genou sans tapis.
- Disque de stabilité
 - Aide à renforcer et stabiliser les genoux, chevilles, épaules
 - 2 surfaces : 1 rugueuse, 1 plus lisse
 - Pompe incluse



Attelle motorisée ARTROMOT K1 Classic

Réf. **CH8045**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Pauses (extension et flexion) : 0-59 secondes / 1-59 minutes
- Vitesse : 5 % - 100 % - 25 à 180°/min
- Verrouillage des touches : Empêche une modification non souhaitée des paramètres de traitement
- Minuterie : 1-59 minutes / 1-24 heures Mode continu
- Inversion de la charge par paliers : 1-25 / Commutation de sécurité
- Programme d'échauffement : Amener en douceur le patient vers l'amplitude de mouvement maximale en 15 cycles
- Durée totale de la thérapie : Enregistrement de la durée totale du traitement
- Réglage pour le transport : Met l'attelle en position de transport

chattanooga



KINETEC SPECTRA

kinetec

L'attelle Kinetec Spectra™ permet de traiter toutes les pathologies du genou. Le système anatomiquement correct augmente le confort du patient et diminue les pressions sur le membre inférieur.

Monchons

Réf. **4621006002**



Coques confort

Réf. **4621006042**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Télécommande détachable qui facilite la maintenance.
- Possibilité de blocage des paramètres.
- Réversion automatique du mouvement en cas d'effort excessif du patient.
- Large écran LCD.
- Poids Maximum du patient : 135 Kg.
- Vitesse réglable de 45°/min à 155°/min
- Dim. : 95cm x 33cm, haut : variable.



KINETEC PERFORMA

La conception unique de l'attelle Kinetec Performa™ et un alignement parfait de la jambe permettent un mouvement anatomique de l'articulation du genou.

Manchons

Réf. **4621001802**



Coques confort

Réf. **4621001842**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Télécommande détachable qui facilite la maintenance.
- Possibilité de blocage des paramètres.
- Réversion automatique du mouvement en cas d'effort excessif du patient.
- Large écran LCD.
- Poids maximum du patient : 135 Kg.
- Vitesse réglable de 45°/min à 155°/min
- Dim. : 95cm x 33cm, haut : variable.





Kinetec Prima Advance

kinetec®



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Amplitudes de mouvement : -5° à 115°,
- Vitesse réglable de 40°/minute à 145°/minute,
- Poids : 12 kg,
- Dim. : long : 94 cm, larg : 33 cm, haut : 33 cm,
- Taille de patient : de 1,45m à 1,95m,
- Jambe complète : 71 à 99cm,
- Tibia : 38 à 53cm, -fémur : 33 à 46cm,
- Avec option planchette pédiatrique,
- Jambe complète : 53 à 109 cm,
- Tibia : de 20 à 56 cm,
- Poids Maximum du patient : 135 Kg,
- Réversion automatique du mouvement en cas d'effort excessif du patient,
- Poignée de contrôle simplifiée : Start/Stop/Reverse,
- Le patient peut à tout moment stopper l'appareil et le faire repartir en sens inverse,
- Alimentation électrique : de 100 à 240 Volts 50/60Hz.

Chariot range attelle

Chariot pratique, robuste et résistant, conçu pour transporter et ranger les attelles Kinetec® et leurs accessoires.

Livré démonté

Poids en utilisation (sans attelle): 8,2kgs

Conditionnement: Longueur 83cm

Largeur 51cms, Hauteur 15cms - 9,8kgs



Kinetec Arthromoteur d'épaule Centura

Amplitudes de mouvements :

- Abduction/adduction : de 20° à 160°.
- Abduction/adduction avec rotation synchronisée ;
- Amplitudes combinées : de 20° à 160° d'abduction avec 30° de rotation interne à 90° de rotation externe.
- Rotation interne et externe : de 60° interne à 90° externe.
- Flexion/extension de l'épaule : de 20° à 180°

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Réversion automatique du mouvement en cas d'effort excessif du patient.
- Possibilité de blocage des paramètres du mouvement.
- Réinitialisation des réglages, lors du changement du mouvement, évitant une amplitude incompatible avec la pathologie du patient.
- Mouvement automatique (continu) ou pilotage manuel.
- Fonction détection des seuils d'amplitudes patient (mode manuel ou mode By-Pass).



Kinetec Arthromoteur de cheville Breva

Le Kinetec Breva™ offre des mouvements précis de la cheville et de l'arrière du pied, avec une flexion de -40° à 30° et une éversion de -25° à 25°. Sa télécommande numérique aide la thérapie avec des fonctions d'échauffement et de dérivation. La poignée de commande dispose d'un verrouillage pour la sécurité du patient.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Télécommande détachable améliorant le transport et la maintenance,
- Possibilité de blocage de la modification des paramètres,
- Réversion automatique du mouvement en cas d'effort excessif du patient,
- Large écran LCD,
- Vitesse : de 50°/minute à 150°/minute,
- Alimentation électrique : de 100 à 240 Volts 50-60Hz.






Motomed Muvi

Réf. **RE300303**

La fonction unique MOTOMED MUVI permet un entraînement simultané des jambes et des bras. Pour la première fois, il est possible d'entraîner les deux zones simultanément. L'entraînement passif ou actif, la vitesse de mouvement et le niveau de résistance des jambes et des bras peuvent être réglés séparément pour un mouvement simultané.

MOTOMed®

L'écran tactile de 12 pouces offre une très bonne visibilité.

Un système d'échange rapide des poignées facilite l'adaptation pour chaque utilisateur.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Entraîneur de jambes et de bras/du torse, possibilité d'un entraînement simultané
Ecran couleur tactile (12,1")
Revêtement plastifié pour les semelles de sécurité et les poignées de l'entraîneur de bras/du torse
Poignée et l'entraîneur de bras/du torse pivotante et réglable en hauteur, ainsi qu'horizontalement
Mouvement doux d'Assouplissement MOTOMed
Réglage de la vitesse de 1 à 60 trs/mn (en passif)
Pré-réglage de la durée de thérapie de 0 à 120 minutes
Démarrage et arrêt doux
Réglage du rayon de pédalage à deux positions (7,0 cm ou 12,5 cm)
Mobile avec des grandes roues de transport (15,0 cm de diamètre)
Mouvement particulièrement silencieux, doux et régulier
Construction entièrement métallique de haute qualité et de grande stabilité grâce au petit pied télescopique de l'appareil.
Couleur: noir/blanc (RAL 9010)



Motomed Loop p.la

Réf. **RE260030**

Le MOTOMed loop Parkinson permet des mouvements rapides, assistés par moteurs jusqu'à 90 tours par minute (exercice forcé). Le mouvements rapides et contrôlés peuvent contribuer à réduire la trémulation (tremblement musculaire), à améliorer la capacité de marche pour pouvoir réaliser les mouvements quotidiens de manière ciblée.

MOTOMed®

Structure de menu claire, avec écran tactile de haute qualité

Un système d'échange rapide des poignées facilite l'adaptation pour chaque utilisateur.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Repose-pieds de sécurité plastifiés avec fixation par fermeture velcro
Poignées soft grip
Réglage de hauteur à 5 niveaux
Passage de l'entraînement des jambes à l'entraînement de bras par tactile
Ecran tactile en couleur (7"), inclinable, pivotable
Semelles de sécurité en revêtement plastifié
Démarrage et arrêt doux
Mouvement particulièrement silencieux, doux et régulier (propulsion d'assouplissement)
Réglage du rayon de pédalage à 2 positions (7 cm oder 12,5 cm) -Petit pied de l'appareil
Construction entièrement métallique de haute qualité
Corps fermé de l'appareil en plastique (PC/ABS), facile à nettoyer et à désinfecter
Mobile avec des grandes roues de transport (13 cm de diamètre)
Interface sérielle, connexion USB
Couleur: blanc





T-CARE COMPACT

Réf. **EA80650**

Unité de técarthérapie



Appareil compact et léger pour la técarthérapie.

La ligne T Care propose une gamme variée d'appareils de diathermie capacitive et résistive, adaptés à différents besoins. Parmi eux, le T Care Compact est le modèle le plus simple mais puissant, spécialement conçu pour traiter les ostéo-pathologies musculaires, tendineuses et cartilagineuses, ainsi que les bursites. Sa petite taille et son sac à dos en font une option idéale pour les soins à domicile ou en déplacement.

Fréquence de travail : 500 KHz

- Émission continue ou pulsée
- Mesure et Indication de l'énergie transférée aux tissus (J)
- Affichage de l'indice de résistance des tissus
- Puissance réglable jusqu'à 200 W - 250 Va
- Écran tactile couleur
- Boutons de commande d'alimentation et de marche/arrêt
- Pièce à main mono-polaire Cap et Res avec indicateur lumineux d'émission
- Sac à dos pour un transport facile

T Care Compact en rééducation orthopédique et récupération fonctionnelle


La técarthérapie, non invasive, stimule les processus réparateurs et anti-inflammatoires du système musculo-squelettique. Grâce à un générateur de radiofréquence et à des pièces à main spécifiques, elle permet des traitements manuels en induisant des stimulations énergétiques profondes et ciblées. Le T Care Compact offre des traitements athermiques avec des niveaux de puissance élevés, réduisant douleur et inflammation tout en accélérant la guérison et la récupération fonctionnelle. L'appareil permet également une personnalisation des traitements grâce à divers accessoires et options d'énergie pulsée.



plaque de retour en acier inoxydable



Électrode
Ø 75 mm
Ø 50 mm
Ø 35 mm



2 tuyaux coudés



2 plaque de retour adhésive



crème conductrice
100 ml



électrode fonctionnelle résistive

Avec Chariot En Option



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Configuration standard :

Unité compacte T Care
2 pièces à main avec marqueur lumineux
3 électrodes résistives (Ø 35, 55, 75 mm)
3 électrodes capacitives (Ø 35, 55, 75 mm)
1 électrode fonctionnelle résistive
1 plaque de retour souple en inox
2 plaques de retour adhésives
2 tuyaux coudés
100 ml de crème conductrice
Sac à dos pour un transport facile

Caractéristiques électriques :

Fréquences de travail : 500kHz \pm 5%
Puissance de sortie RES (su 80 ohm) : 200 W
CAP de puissance de sortie (su 1000 ohm) : 250 Va
Tension secteur et fréquence : 100 - 230 Vca, 50 / 60 Hz
Absorption maximale : 350 W
Protection électrique : 2 fusibles 4A

Environnement d'exploitation :

Température : [+10, +40] °C
Humidité relative (sans condensation) : [0-75] %
Pression atmosphérique : [700, 1060] mbar
Classification
Dispositif médical classe IIb
Taille et poids :
Unité compacte T Care
30 x 22,5 x 18,5h cm; 4,4 kg

**DUOLITH® SD1 «ultra»**Réf. **ST1990032****STORZ MEDICAL****Thérapie modulaire par ondes de choc radiales et focalisées (ESWT) avec imagerie échographique pour une thérapie des douleurs efficace en orthopédie**

Le système d'ondes de choc DUOLITH® SD1 « ultra » se distingue par un concept modulaire et clair qui s'adapte aux besoins thérapeutiques et diagnostiques croissants d'un cabinet, dont bénéficient tant les débutants en matière de thérapie extracorporelle par ondes de choc que les utilisateurs expérimentés.

- Unité de commande avec « Pain Guide » et module de diagnostic échographique



Diagnostic
échographique
en option



- Module radial avec applicateur FALCON®

**R-SW**

Traitement du genou avec
l'applicateur radial



- Module focalisé avec applicateur SEPIA®

**F-SW**

Traitement de l'épaule
avec
l'applicateur focalisé



- DUOLITH® SD1 « ultra » Accessoires :

Module à tiroirs
« Store Case »

Thérapie par
vibration avec
l'applicateur
V-ACTOR® « HF »

Vacuothérapie
VACU-ACTOR®
en option

**Module radial avec applicateur FALCON® :**

Grâce à l'applicateur performant FALCON®, le module radial peut également être utilisé indépendamment de l'unité de commande. Tous les paramètres de traitement tels que la pression, la fréquence et le nombre d'impulsions peuvent être entrés dans le tableau de commande de l'écran de visualisation de l'applicateur ou appelés de ce dernier. La thérapie par vibration optionnelle avec l'applicateur V-ACTOR® « HF » et la vacuothérapie optionnelle avec la technologie VACU-ACTOR® sont les thérapies complémentaires idéales à la thérapie par ondes de choc.

Module focalisé avec applicateur SEPIA® :

Les ondes de choc focalisées permettent de traiter tant les zones à la surface corporelle que les zones profondes. L'applicateur SEPIA® assure un traitement facile et efficace directement sur le patient. Tous les éléments de commande essentiels sont intégrés à l'applicateur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Vous pouvez désormais proposer une clinique à guichet unique grâce à l'ajout d'un appareil à ultrasons intégré.
- Poids (chariot compris) 83kg
- Écran tactile de 15,4 pouces
- Soins efficaces et non fatigants
- Compresseurs intégrés

Les atouts :

- Tous les éléments de commande intégrés à l'applicateur
- Plage d'énergie étendue 0,3 - 5 bareff
- 4 connexions : 2 x R-SW, 1 x V-ACTOR®, 1 x VACU-ACTOR®
- Thérapie par vibration avec l'applicateur V-ACTOR® « HF » (**en option**)
- Vacuothérapie VACU-ACTOR® (**en option**)
- Module focalisé avec applicateur SEPIA



DUOLITH® SD1 T - TOP «ultra»

STORZ MEDICAL

Thérapie par ondes de choc focalisées (ESWT) pour les traitements non invasifs des indications orthopédiques, comme les tendinopathies et les syndromes de douleurs myofasciales

Le design du DUOLITH® SD1 « ultra » avec l'applicateur SEPIA® séduit par sa finition de haute qualité et son ergonomie optimisée. La flexibilité particulière du câble de l'applicateur permet un traitement sans fatigue et donc plus aisé, toujours directement sur le patient une caractéristique importante pour la pratique quotidienne. L'applicateur SEPIA® offre un traitement par ondes de choc focalisées simple et efficace. Tous les éléments de commande essentiels ont été intégrés à l'applicateur. La fréquence et le niveau d'énergie peuvent être directement réglés sur celui-ci.

Avantages pour les utilisateurs : les dispositifs de couplage fournis permettent d'ajuster individuellement la profondeur de pénétration en fonction de l'indication. Les utilisateurs bénéficient de coûts de révision réduits grâce au remplacement aisé de la bobine. L'accès exclusif au « Shock Wave Portal » propose aux clients des informations utiles.



Réglage des principaux paramètres directement sur l'applicateur

Poignée ergonomique, élastique et antidérapante




Bobine échangeable

Génération des ondes de choc focalisées

• Écran tactile - L'extension idéale pour le DUOLITH® SD1 T-TOP « ultra » On Option

L'écran tactile de 10 pouce en option se connecte à l'appareil à ondes de choc via USB, offrant une commande étendue, la gestion des patients, et des paramètres de traitement illustrés par vidéos et images. Le logiciel Visible Body® intégré permet d'explorer en détail l'anatomie du corps humain.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Travail efficace et sans fatigue directement sur le patient
- Totalité des éléments de commande intégrée à l'applicateur
- Coûts de révision réduits grâce au remplacement simple de la bobine
- Écran tactile de 10 pouces (en option)
- Gestion des patients avec historique de traitement
- Paramètres de traitement basés sur des vidéos et des images
- Atlas d'anatomie numérique Visible Body® : modèles d'anatomie 3D macroscopiques et microscopiques
- En option : applicateur C-ACTOR® avec plage d'énergie étendue

**MASTERPULS® ONE**Réf. **ST278001**

Technologie d'ondes de choc radiales (ESWT), thérapie par vibration intégrée (V-ACTOR) et technologie VACU-ACTOR pour les indications orthopédiques

Lors du développement du nouvel appareil à ondes de pression radiales, le MASTERPULS® ONE, une attention particulière a été portée sur sa grande simplicité d'utilisation, sa structure compacte, sa haute efficacité et sa mobilité maximale. Le MASTERPULS® ONE convient parfaitement comme appareil à ondes de pression d'entrée de gamme compact et flexible et permet de traiter toutes les indications standard.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Transmetteurs et changement de l'applicateur

Transmetteurs éprouvés pour les différentes indications

Remplacement simple des transmetteurs

Raccord snap-in pour le changement de l'applicateur

Plusieurs coloris d'applicateur disponibles en option

L'applicateur SPARROW® du MASTERPULS® ONE

Couplage d'énergie de grande surface

Léger et à vibration réduite

Traitement non-fatigant

Fiable et rentable

- Modèle d'entrée de gamme ou de complément idéal
- Facile à utiliser et polyvalent dans l'application
- Meilleur « compagnon pour la thérapie par ondes de choc », même en dehors du cabinet
- Dimensions : 289 x 238 x 310 mm
- Poids : 9,8 kg
- 6 niveaux d'énergie : 6 – 18 Hz ; max. 2,7 bareff



STORZ MEDICAL

**MASTERPULS® «ultra»**

Technologie d'ondes de choc radiales (ESWT), thérapie par vibration intégrée (V-ACTOR) et technologie VACU-ACTOR pour les indications orthopédiques

La nouvelle ligne MASTERPULS® « ultra » se distingue par ses innovations techniques, sa fiabilité et la précision des détails. La plage d'énergie étendue de l'applicateur FALCON® ainsi que les transmetteurs d'ondes de pression polyvalents accentuent son avance sur la concurrence dans le secteur de la thérapie par ondes de pression radiales.

MP100 «ultra»Réf. **ST23232-1**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimensions sans écran tactile : 426 x 144 x 340 mm
- Poids : 10,5 kg
- Compresseur, intégré
- Ecran tactile 10" (en option)
- Onde de pression radiale
- Pression : max. 5 bareff, fréquence : 1 – 21 Hz (en fonction de la pression)
- Fonction « Skin Touch »
- Applicateur V-ACTOR® « HF » (en option) : 1 – 50 Hz

MP200 «ultra»Réf. **ST20402**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimensions sans écran tactile : 466 x 187 x 454 mm
- Poids : 23 kg
- Compresseur, intégré
- Ecran tactile 10" (en option)
- Onde de pression radiale
- Pression : max. 5 bareff, fréquence : 1 – 21 Hz
- Fonction « Skin Touch »
- Technologie VACU-ACTOR®
- Applicateur V-ACTOR® « HF » (en option) : 1 – 50 Hz

STORZ MEDICAL

EN OPTION :

Ecran tactileRéf. **ST26200****Chariot**Réf. **ST25282****Thérapie parvibration avec l'applicateur V-ACTOR®**Réf. **ST24750**



MAGNETOLITH®

Thérapie extracorporelle par transduction magnétique (EMTT) pour la récupération et la rééducation après des affections musculosquelettiques

MAGNETOLITH®- EMTT ouvre de nouvelles possibilités de récupération et de rééducation. Elle est notamment utilisée pour la prise en charge des affections de l'appareil locomoteur, telles que les douleurs lombaires ou les tendinopathies de la coiffe des rotateurs ou du tendon d'Achille. Utilisée pour la prise en charge des affections de l'appareil locomoteur, telles que les douleurs lombaires ou les tendinopathies de la coiffe des rotateurs ou du tendon d'Achille. MAGNETOLITH®- EMTT se distingue des autres formes générales de thérapie par champ magnétique ou à CEMP par sa fréquence d'oscillation élevée, de 100 à 300 kHz. Cette propriété permet une profondeur de pénétration élevée (18 cm) et un vaste champ d'application.

STORZ MEDICAL



Applicateur pour un usage simple



Traitement des douleurs



Affections articulaires dégénératives



Blessures sportives



traitement dynamique de cheville



Commande intuitive via un écran tactile détaillé



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Caractéristique principales

- Traitement ambulatoire non invasif – quasiment sans effet secondaire .
- Vaste champ d'application thérapeutique .
- Fréquence d'oscillation élevée avec une faible profondeur de pénétration.

Champs d'application types de l'EMTT®

- Affections articulaires dégénératives.
- Phénomènes d'usure tels que l'arthrose (genou, hanche, mains, épaule, coude), la hernie discale, la spondylarthrose.
- Traitement des douleurs.
- Douleurs (chroniques), p. ex. mal de dos, lombalgie, tensions, radiculopathies.
- Blessures sportives.
- Inflammation (chroniques) des tendons et des articulations, syndromes de surcharge des tendons, ostéite pubienne.

Points forts de l'EMTT®

- Champ magnétique à haute fréquence (de 100 à 300 kHz).
- Fonctionnement continu et fiable grâce à l'applicateur refroidi par l'eau.
- Mécanisme Click & Connect pour un positionnement souple de l'applicateur.
- Remplacement simple et sûr de l'applicateur.
- Écran tactile intégré pour régler l'intensité, la fréquence d'application et le nombre d'impulsions.

Le MAGNETOLITH®- EMTT en pratique

- Le traitement avec le MAGNETOLITH® est confortable et pratique .
- Le patient ne doit pas se déshabiller.
- Travail efficace et sans fatigue.
- Positionnement de l'applicateur à la main ou à l'aide du bras de fixation flexible.
- Séance de traitement durant entre 5 et 20 minutes, suivant l'indication.
- Fréquence réglable jusqu'à 10 impulsions/s.



INTELECT® TRANSPORT 2 COMBO

Combiné, facile et intuitif, il intègre la forme d'onde VMS exclusive de Chattanooga et toutes les fonctionnalités essentielles pour stimuler vos patients.
Fournit un soulagement symptomatique de la douleur aiguë et chronique associée aux affections musculo-squelettiques et la douleur postopératoire
L'amélioration de la détection et de la surveillance du couplage ultrasonore
La forme d'onde VMS de Chattanooga pour des contractions musculaires plus fortes et moins de fatigue neuronale.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Alimentation : 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1.0 A.
- Poids : 2.2 kg.
- Poids d'expédition : 3.9 kg.
- Dimensions : 34.6 cm x 25 cm x 12 cm.
- Détection et surveillance optimisées pour garantir l'énergie prévue au patient.
- Écran haute résolution avec menus intuitifs offrant des informations en temps réel.
- Mémoire intégrée permettant de sauvegarder jusqu'à 15 protocoles personnalisés.
- Design portable : poignée ergonomique, poids léger et batterie longue durée en option.

 **chattanooga®**

SYSTÈME D'ÉLECTROTHÉRAPIE,
D'ULTRASONOTHÉRAPIE ET DE COMBINAISON
DES DEUX MODALITÉS UTILISÉ
AVEC OU SANS GUÉRIDON EN OPTION.

COMBO INTELECT® MOBILE 2

Réf. **CH151204**

L'Intellect® Mobile 2 COMBO est un système d'électrothérapie à deux canaux, combiné à des ultrasons bi-fréquences de 1 à 3 MHz et utilisé avec ou sans guéridon (en option). 5 formes d'onde sont inclus dans cette version : Interférentielle, VMS, Haut Voltage, TENS biphasique asymétrique et TENS biphasique symétrique.

- Grand écran tactile et en couleur
- Conception ergonomique
- Utilisation à domicile
- Guéridon en option avec tiroirs de rangement
- Protocoles suggérés
- Interface tactile intuitive
- Bibliothèque anatomique haute résolution
- Technologie évolutive



THÉRAPIES COMBINÉES
ÉLECTROTHÉRAPIE ET ULTRASONS.
COUPLAGE STIM ET US.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :


Alimentation	100-240V AC, 1.0 à 0.42A, 50/60Hz
Classe électrique	Classe II
Mode de fonctionnement	Continu
Dimensions / POIDS (sans batterie et sans chariot)	340 x 355 x 150 mm / 3.1 Kg

STIM INTELECT® MOBILE 2

Réf. **CH151202**

L'Intellect® Mobile 2 STIM est un système d'électrothérapie utilisé avec ou sans chariot optionnel, permettant l'inclusion d'un module de vide. La version STIM dispose d'une sélection de formes d'ondes largement utilisées permettant au thérapeute de multiples options de traitement.

- Protocoles suggérés
- Interface tactile intuitive
- Bibliothèque anatomique haute résolution
- Technologie évolutive
- Nouvel Applicateur pour Ultrason
- Grand écran tactile et en couleur
- Conception ergonomique
- Utilisation à domicile
- Mémoire



PROTOCOLES SPS ET MULTIPLES FORMES
DE COURANTS : TENS, VMS/TRAVAIL
MUSCULAIRE, INTERFÉRENTIEL, HAUTE
TENSION.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Alimentation	100-240V AC, 1.0 à 0.42A, 50/60Hz
Classe électrique	Classe II
Mode de fonctionnement	Continu
Dimensions / Poids (sans batterie et sans chariot)	255 x 355 x 150 mm / 2.9 Kg



INTELECT® TRANSPORT 2 ULTRASON

Intelect Transport 2 Ultrason est facile et intuitif à utiliser et comprend toutes les fonctionnalités essentielles nécessaires pour faire bouger vos patients et athlètes dans n'importe quel environnement professionnel.

Durée de vie améliorée de la batterie.

Écran couleur haute résolution avec menus intuitifs

Mémoire permettant d'enregistrer jusqu'à 15 protocoles personnalisés.

Réactivité améliorée et clavier plus réactif

Détection du couplage ultrasonore, en cas d'interruption du traitement.

DE MEILLEURS RÉSULTATS DE TRAITEMENT

La détection et la surveillance améliorées du couplage par ultrasons garantissent que le patient reçoit l'énergie prévue pour son traitement.

Capacité d'échographie à double fréquence de 1 MHz ou 3,3 MHz avec options d'applicateur de 2 cm², 5 cm² et 10 cm².

ÉCHOGRAPHIE :

Affections musculo-squelettiques; faciliter le soulagement de la douleur dans la région touchée

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Alimentation : 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1.0 A
- Poids : 1.9 kg
- Dimensions : 34.6 cm x 25 cm x 12 cm
- Cycles d'utilisation : 10 %, 20 %, 50% ou continu.
- Détection ultrasons optimisée pour garantir l'énergie prévue au patient.
- Écran haute résolution et menus intuitifs offrant des informations en temps réel.
- Mémoire intégrée pour enregistrer jusqu'à 15 protocoles personnalisés.
- Appareil portable avec poignée ergonomique, poids léger et batterie longue durée.

chattanooga®



SYSTÈME DE THÉRAPIE PAR ULTRASON UTILISÉ AVEC OU SANS GUÉRIDON EN OPTION



ULTRASON STIM INTELECT® MOBILE 2

Réf. **CH151200**

L'Intelect® Mobile 2 ULTRASON est un système de thérapie par ultrasons utilisé avec ou sans guéridon (en option). Elle offre des ultrasons bi-fréquence à 1 ou 3 MHz, en cycle pulsé ou continu (10%, 20%, 50% et 100%). Elle dispose d'une sélection de protocoles intégrés permettant au thérapeute plusieurs options de traitement, facilement accessibles à partir de l'interface utilisateur.

- Nouvel Applicateur pour Ultrason
- Grand écran tactile et en couleur
- Conception ergonomique
- Utilisation à domicile
- Mémoire














SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Alimentation	100-240V AC, 1.0 à 0.42A, 50/60Hz
Classe électrique	Classe II
Mode de fonctionnement	Continu
Dimensions / Poids	340 x 355 x 150 mm / 2,8 Kg
(sans batterie et sans chariot)	



INTERFACE TACTILE.
SIGNAL VISUEL ET SONORE DE CONTACT.
TRAVAIL EN TEMPS EFFECTIF DE TRAITEMENT.
TRAITEMENT À DOMICILE.

Forme d'ondes

 VMS™	 INTERFÉRENTIELLE À 4 PÔLES	 INTERFÉRENTIELLE À 2 PÔLES	 GALVANIQUE CONTINU
 MICROCOURANT	 TENS - BIPHASIQUE ASYMÉTRIQUE	 TENS - BIPHASIQUE SYMÉTRIQUE	 TRABERT
 GALVANIQUE INTERROMPU	 PULSÉ TRIANGULAIRE MONOPHASE	 PULSÉ RECTANGULAIRE MONOPHASE	

**Chattanooga Silicone
electrodes**

Réf. CH79967

6 x 8 cm Set de 4

Prix :TTC
160,00**Kit de câbles Intellect
pour Stim Canaux 1/2**

Réf. CH70010

Prix :TTC
420,00**Éponge pour électrodes**

Réf. CH79969

7 x 8 cm (1/ paquet)

Prix :TTC
50,00**Applicateur à ultrasons
Intellect Mobile 2**Réf. CH27333 - 1cm²Réf. CH27334 - 2cm²Réf. CH27335 - 5cm²

Applicateur ultrasons fréquence	1cm ²		2cm ²		5cm ²	
	1 mhz	3 mhz	1 mhz	3 mhz	1 mhz	3 mhz
Zone d'efficacité ERA (cm 2)	1	0,9	1,5	1	2,5	2,7
Puissance de sortie max en mode continu	2 w	1,8w	3w	2 w	5 w	5,4 w
Puissance de sortie max en mode pulsé	3 w	2,7w	4,5 w	3 w	7,5 w	8,1 w
Amplitude max en mode continu	2 w/cm ²	2 w/cm ²	2 w/cm ²	2 w/cm ²	2 w/cm ²	2 w/cm ²
Amplitude max en mode pulsé	3 w/cm ²	3 w/cm ²	3 w/cm ²	3 w/cm ²	3w/cm ²	3 w/cm ²

**Électrodes adhésives
Dura-Stick**


Réf.

Prix

CH42190	5 cm / carré	55,00
CH42191	5 cm / 9	65,00

Par 4 pièces

les électrodes Dura-Stick assurent une excellente conduction du courant grâce au gel hypoallergénique Multistick.

**Gel pour appareil ultrason**

Réf.

Prix

0101G5L	5L	90,00
0101G04	250ml	12,00

Gel de transmission ultrasonique, hypoallergénique, pour échographie. Il se place sur la peau du patient ou sur la sonde de l'échographe ou du DOPPLER. En améliorant la transmission des ultrasons,

**Sonde Anale Saint Cloud**

Réf. CH114242

Prix :TTC
590,00

- Double recrutement musculaire.
- Matière en contact avec le patient : ABS biocompatible / Inox 316 biocompatible
- Surface électrode 1 : 240 mm²
- Surface électrode 2 110° : 300 mm²
- Longueur sonde : 110 mm

**Sonde vaginale
universelle Periform**

Réf. 140227

Prix :TTC
350,00

- Insertion facile
- Implantation très stable
- Utilisation en stimulation et bio
- Utilisable debout et allongée
- L79 x l 34 mm - 15.5 g
- Tige indicateur : bascule vers le bas lorsque les contractions internes sont correctement effectuées (amovible)

**Bloc batterie gamme
intellect® mobile**

Réf. CH141086

Prix :TTC
2 500,00

Sac de transport idéal pour emmener la gamme Intellect® Mobile à domicile. Permet de disposer l'unité de traitement et l'ensemble de ses accessoires.

**Sac de transport
Gamme Mobile**

Réf. CH27467

Prix :TTC
2 500,00

Une batterie NiMH convenant à l'ensemble de la gamme Mobile : Ultrason, Stim, Combo ou Laser. Autonomie et praticité au quotidien. Batterie rechargeable.

**Chariot
Adaptateur
Intellect
Mobile 2**

Réf. CH151136

Prix :TTC
6 850,00

- Dimensions : 48 x 52 x 96 cm
- Poids : 10,1 kg
- 4 roulettes doubles verrouillables individuellement
- Poignée pratique pour déplacer le chariot





Direct Tens

Réf. CH2527116



Stimulateur Antalgique 2 canaux

- idéal pour la poursuite du traitement à domicile.
- navigation intuitive par pictogrammes.
- soulager la douleur par neurostimulation transcutanée.
- applications antalgiques.

Prix :TTC
1 500,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Nombre de canaux	2
Nombre de programmes :	13
Courant rectangulaire :	60 mA réglable
biphasique asymétrique 100% compensé	
Intensité maximale :	0-250 μ s
Largeur d'impulsion :	1-1 000 Hz
Fréquence :	2 piles 1,5 V ou 1,2 V
Alimentation :	rechargeables
Dimensions :	110 x 70 x 30 mm
Poids :	165 g

Cefar Tens

Réf. CH2053



La génération tens : stimulateur antalgique 2 canaux

Prix :TTC
2 900,00

Traitement à domicile

Solution idéale pour le traitement à domicile. Le Cefar TENS peut faire l'objet d'une prise en charge par la Caisse d'Assurance Maladie pour l'auto-traitement à domicile (sur prescription, soumise à conditions).



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Nombre de canaux	2
Nombre de programmes	10 présélectionnés, 5 programmables
Courant constant	Jusqu'à une résistance de 1 500 Ohm/canal maximum
Amplitude maximale	100 mA
Incréments d'intensité	Minimum 0,5 mA
Durée/amplitude max des impulsions	300 μ secondes
Fréquence	60-400 Hz
Source d'énergie	Batterie intégrée rechargeable Lithium Polymère
Dimensions	132 x 60 x 24mm
Poids	156 g batterie incluse

Cefar peristim pro

Réf. CH111231



Stimulateur neuromusculaire pour la rééducation périnéale

Prix :TTC
3 750,00

Traitement à domicile

Solution idéale pour le traitement à domicile. Le Peristim Pro peut faire l'objet d'une prise en charge par la Caisse d'Assurance Maladie pour l'auto-traitement à domicile (sur prescription, soumise à conditions).



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Nombre de canaux	2
Nombre de programmes	9 prédéfinis, 3 programmables
Courant constant	Jusqu'à une résistance de 1 300 Ohm/canal maximum
Amplitude maximale	99,5 mA
Incréments d'intensité	Minimum 0,5 mA
Durée/amplitude max des impulsions	300 μ secondes
Fréquence	120 Hz
Source d'énergie	2 x 1,5 V AA
Dimensions	120 x 52 x 27 mm
Poids	180 g batterie incluse

Rehab X2

Réf. CH111126



Le stimulateur 2 voies : antalgique et excitomoteur

Prix :TTC
3 490,00

- Idéal pour la poursuite du traitement à domicile.
- Navigation intuitive par pictogrammes.
- Soulager la douleur par neurostimulation transcutanée.
- Applications antalgiques.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Nombre de canaux	2
Nombre de programmes	9 prédéfinis, 3 programmables
Courant constant	Jusqu'à une résistance de 1 300 Ohm/canal maximum
Amplitude maximale	99,5 mA
Incréments d'intensité	Minimum 0,5 mA
Durée/amplitude max des impulsions	300 μ secondes
Fréquence	120 Hz
Source d'énergie	2 x 1,5 V AA
Dimensions L x W x H	120 x 52 x 27 mm
Poids	180 g batterie incluse



Appareil d'électrostimulateur périnéal BioStim



Le Biostim est un appareil d'électrothérapie qui accompagne les kinésithérapeutes et les sages-femmes dans la rééducation périnéale. un appareil personnalisé adapté à chaque besoin! a technologie informatisée utilisée pour l'appareil Biostim rend son utilisation très simple et sa navigation dans les menus très simple. Les programmes, prédéfinis dans l'appareil, permettent d'effectuer la plupart des traitements de rééducation périnéale, dans les domaines urogynécologique et ano-rectal.

Différentes fonctionnalités sont présentes :

BIOFEEDBACK

Animations ludiques pour le patient (lapin, pompier, pacman, animation neutre ou par niveau, ...).

Plusieurs types de mesure biofeedback de grande qualité (bilan, biofeedback aléatoire, renforcement par type de fibre, endurance, etc....).

Tarage automatique ou manuel du biofeedback.

Voie simple pression.

Double voie pression pour les protocoles spécifiques anorectaux (Biostim 2.2).

STIMULATION

Courants antalgiques, excito-moteurs et interférentiels.

Différents programmes proposés (augmentation clôture urétrale, incontinence mixte, d'effort, instabilité vésicale, etc....).

Plusieurs sensibilités de stimulation.



Les avantages :

- Un logiciel moderne facile d'utilisation qui vous permettra
- Des animations personnalisables
- Des protocoles de traitement modifiables
- Une base de donnée évolutive
- Une étape de pré réglage assistée pour toutes les réponse de biofeedback de haute qualité.
- Calibrage automatique ou manuel pour le biofeedback
- Une sécurité active avec un lien «appareil-patient» (poire d'arrêt d'urgence).

L'appareil Biostim est disponible en 6 versions :

	BIOSTIM 1.0	BIOSTIM 2.0	BIOSTIM 2.0*	BIOSTIM 2.1	BIOSTIM 2.1*	BIOSTIM 2.2*
Voies de stimulation et biofeedback EMG	1	2	2	2	2	2
Compatibilité BlueTooth (Sondes Emy et Perifit + Blueback + Biomoov)		En option	En option	En option	✓	✓
Compatibilité Windows et Mac	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Télécommande	En option	En option	En option	✓	✓	✓
Voies de biofeedback Pression				1	1	2
Biofeedback assistée par stimulation			✓		✓	✓
Comparaison des courbes (jusqu'à 4 e même temps)			✓		✓	✓
Possibilité de créer des programmes Biofeedback			✓		✓	✓

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poids : 3,2 kg.
- Alimentation : 110 / 220v / 50hz.
- Ordinateur non fourni.
- La centrale BIOSTIM est fournie avec :
- Câble fiche banane 2mn.
- Câble DIN3 avec adaptateur.
- Poire d'arrêt d'urgence pour les patients.
- Sachet de 4 électrodes.


- Logiciel Biostim - compatibilité : IOS (mac) et Windows (4Go de ram) non compatible avec les tablettes.
- Télécommande (selon version).
- Nombres de voies :
- 2 voies de stimulation (courants impulsionnels biphasiques et courants impulsionnels à pente réglable).
- 2 voies de biofeedback (couplées aux sorties de stimulation).
- Nombre de voies de biofeedback Pression jusqu'à 2 (selon version).



Presscam V5


Plateforme hybride combinant pression et posturologie, conforme à la Directive 93/42/CEE

Réf. **SPRESCAM**



PODIATECH
SIDAS MEDICAL


France | Made in France



Alimentée via un câble USB connecté à l'ordinateur.

La Presscam V5 propose de nombreuses fonctions:

- Fiche d'examen clinique avec traitement statistique
- Acquisition des pressions plantaires en statique, en dynamique multi-pas et dynamique vidéo
- Scan 100Hz > à certaines plateformes sous 40Hz
- Réalisation d'une étude posturologique
- Déplacement des centres de pression (C.P) sur un temps donné
- Coubres Lamfi
- Possibilité de modifier la ligne horizontale lors de l'analyse, pour définir les zones hautes et basses, et accéder à l'outil «analyse par zones».
- Compatible avec les logiciels MEDI + 4000 et podo évolution : informations patients, acquisitions, graphiques, vidéos, etc.
- Nouveautés Presscam V5
- Images et vidéos plus nettes, meilleure résolution : 100 niveaux de couleurs au lieu de 20 sur les versions précédentes.
- Couplage vidéo avec possibilité de mesures d'angles et de longueurs.



Analyse vidéo avec mesure d'angle

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimensions (largeur/longueur) : 550 × 661 mm
Zone de détection active 400 × 400 mm
Poids : 3 kg

Podoscope Plexiglas À lumière tangentielle

Réf. **SIAPODO**



Prix :TTC
8 500,00



Conçu spécialement pour l'examen clinique des plantes de pieds en charge, en position bi-podal. Son arche en acrylique coulé utilise le principe de la fibre optique pour guider la lumière. Cette technique permet de supprimer totalement les perturbations des intensités chromatiques différents caractérisant l'ischémie de la peau plus ou moins intense.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Miroir incliné
- 3 puissances de luminosité
- Eclairage à LED
- Dimension : 125mm de hauteur
- Allumage automatique ou manuel
- Capacité : 150kg

Podographe

À lumière tangentielle

Réf. **M69030**

Prix :TTC
980,00



- Compact et simple d'utilisation cet appareil vous permet de réaliser des empreintes fiables et parfaitement adaptées à la réalisation des semelles.
- Son quadrillage extrêmement fin permet de retranscrire avec rigueur les zones de pression
- Livré avec un rouleau encreur.



DOCTOR LIFE®

Appareils de pressothérapie

La technique de drainage lymphatique existe depuis de nombreuses années et son efficacité n'est plus à démontrer. Elle est fortement utilisée dans les cabinets de kinésithérapie tant en traitement de pathologie qu'en esthétique ainsi que dans la quasi-totalité des centres de thalassothérapie. Cette technique vient en complément du drainage lymphatique manuel.



Appareil professionnel de pressothérapie

Réf. 0106MK4

À 6 chambres avec accessoires

Le système de drainage lymphatique MK 400 a été conçu pour effectuer des séances thérapeutiques personnalisées et permettre ainsi de traiter tous les types de pathologies liées à une insuffisance de la circulation sanguine. La circulation lymphatique et la circulation sanguine périphériques irriguent tout le corps humain.

Applications de l'appareil de pressothérapie Doctor Life MK400 :


L'appareil Life MK400 peut être utilisé pour un problème de santé tels que :

- Insuffisances veineuses chroniques
- Syndrome post-thrombotique
- Troubles thrombotiques
- Lymphœdèmes
- Œdèmes veino-lymphatiques

Mode A : Compression et décompression successives de chaque cellule (Fonction SKIP).

Mode B : Compression progressive de chaque cellule.

Mode C : Compression successive de chaque cellule 2 par 2.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- 3 modes de fonctionnement :
 - Pression séquentielle
 - Pression continue
 - Mode alterné (pression séquentielle + pression continue)
- Pression réglable de 10 à 200 mm Hg
- Affichage par écran numérique permettant une utilisation intuitive
- Silencieux, fiable et sans entretien
- Système de sécurité (déflation automatique)
- Livré avec : manuel d'utilisation
- L 42.7xlarg. 33xh. 24 cm - poids 11 kg

Livrée avec :

- Une paire de bottes XL étagées 6 cellules
- Extension XL
- Un manchon (Taille unique)
- Ceinture (Taille unique)



Indications Médicales

- Thrombose veineuse profonde (TVP)
- Oedème lymphatique
- Post-paralysie
- Convulsion des membres
- Phlébosclérose
- Insuffisance veineuse chronique (IVC)
- Post-mastectomie
- État post-traumatique
- Lésion de la moelle épinière
- Varices
- Sciatique
- Entorses
- Diabète
- Insuffisante artérielle



Appareil professionnel de pressothérapie

Réf. **LWQ812**

À 12 chambres avec accessoires

L'appareil de pressothérapie à 12 chambres est un appareil de massage médical qui utilise la pression pneumatique pour stimuler la circulation sanguine, réduire la cellulite, soulager les douleurs musculaires et favoriser la récupération après l'effort.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Massage efficace : 12 chambres pour une pression uniforme sur tout le corps.
- Modes variés : 5 modes pour des résultats ciblés (continu, pulsé, etc.).
- Personnalisation : 10 niveaux de pression et programmes prédéfinis ou personnalisés.
- Durée maximale : Massage jusqu'à 90 minutes.

12 chambres



Livrée avec :

- Une paire de bottes à 12 cellules
- Une paire de semelles de massage
- Un manchon • Une ceinture • Bouton d'urgence



Appareil professionnel de pressothérapie

Réf. **LWQ806**

À 6 chambres avec accessoires

Ce dispositif de pressothérapie portable offre un massage efficace et personnalisé avec 6 chambres, 5 modes et 8 niveaux de pression.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Répartition uniforme : 2 chambres pour le ventre pour un massage global.
- Modes de compression : Continu, intermittent, pulsé pour des résultats ciblés.
- Personnalisation : 8 niveaux de pression adaptés à chaque sensibilité.
- Massage automatique : Pour un confort sans configuration.

6 chambres



Livrée avec :

- Une paire de bottes à 6 cellules
- Une paire de semelles de massage
- Un manchon • Une ceinture



Appareil professionnel de pressothérapie

Réf. **LWQ100**

À 4 chambres avec accessoires

L'appareil de pressothérapie à 4 chambres est un appareil de massage qui utilise la pression pneumatique pour masser le corps. Il est efficace pour améliorer la circulation sanguine, réduire la cellulite, soulager les douleurs musculaires et favoriser la récupération après l'effort.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Compression : 4 chambres, zones massées : jambes, bras, dos.
- Modes et pression : 5 modes, 10 niveaux, pression de 0 à 300 mm Hg.
- Temps : Massage jusqu'à 90 min, thérapie de 0 à 30 min.
- Alimentation : 240V, 60 Hz, consommation 25W.
- Dimensions et poids : 26x20x12.5 cm, 2 kg.

4 chambres



Livrée avec :

- Une paire de bottes à 4 cellules
- Une paire de semelles de massage
- Un manchon • Une ceinture



Sous bottes en plastique

Réf. **GHB** / Boîte de 100.
pour pressothérapie



- Sous bottes d'hygiène plastique transparent pour pressothérapie, usage unique,
- S'adapte à tous les appareils de pressothérapie,
- Boîte de 100.



Appareils de cryothérapie à air froid pulsé

Le CryoJet Air Mini est un appareil de cryothérapie à air utilisé principalement pour le traitement des maladies rhumatismales, dans le domaine du sport et pour refroidir la surface de la peau lors de traitements au laser. Les différents systèmes génèrent de l'air froid en quantité réglable allant jusqu'à 1 500 L/min. Les appareils de la gamme CryoJet refroidissent l'air ambiant à -32° C jusqu'à -60°C et soufflent l'air refroidi par le tube de traitement sur les parties du corps à traiter. Nous proposons pour ce faire différents tubes flexibles et cryosondes de traitement.

Les effets bénéfiques de l'air froid par rapport aux autres méthodes de refroidissement

Contrairement aux autres méthodes de refroidissement, les effets bénéfiques des appareils de cryo thérapie par air froid pulsé cryoair sont diverses:

- Des gradients de refroidissement élevé et sans risque de gelure
- Un refroidissement constant aussi longtemps que vous en avez besoin
- Un débit d'air réglable
- La zone du corps à traiter reste accessible et mobile
- Aucun médicament à prendre



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Température en sortie : -32°C
- Débit d'air 350-1500 L/min
- 1500L/min réglable en 9 paliers
- Débit maximal 1500L/min réglable en 9 paliers
- Temps réglable de 0 à 99 minutes
- Puissance consommée en phase de traitement : 650W 220/240V, 50/60Hz
- Normes : Dispositif Médical CE 93/42 classe IIa
- Dimensions : L930 X l 300X P 400 mm
- Longueur du tuyau : 170 mm

Plaque de verre (en option à la commande) pour placer des appareils supplémentaires




Livré avec :



Iceman® clair3

Le refroidisseur ultra silencieux maintient le bain de glace au froid pendant 7 à 9h

ICEMAN avec technologie de recirculation à double pompe. Le DonJoy® IceMan® est doté d'un système de recirculation breveté qui permet à l'eau réchauffée après avoir traversé le coussin froid d'être conservée et remixée avec de l'eau glacée plus froide à un débit constant, assurant une distribution uniforme de l'eau froide dans le coussin froid



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Conception ergonomique, pour une portabilité facile et un stockage réduit
- Praticité et simplicité de mise en marche grâce à la température d'entrée prédéfinie, utilisation <Pluy-n-Play> (Brancher et Utiliser)
- Couvercle verrouillable équipé d'un joint étanche
- Bac d'eau transparent permettant une meilleure visibilité de remplissage
- Tuyau gamme de manchons anatomique



DJO

Livré avec :

X2



Monchon standard



Prophylaxie de la TVP (Thrombose veineuse profonde)


Le DVT-4000s est conçu pour gérer et surveiller en permanence l'état et les progrès de la prophylaxie de la TVP chez les patients à haut risque, en particulier ceux qui nécessitent une prévention à long terme à domicile après leur sortie de l'hôpital, ainsi qu'en préopératoire. Les fonctions d'enregistrement vérifient et sauvegardent la date d'utilisation, les heures d'utilisation, le type de manchons utilisés et les erreurs survenues pendant le fonctionnement. Le programme d'entretien permet de vérifier facilement que les fonctions du produit sont utilisées correctement et de maintenir la qualité grâce à l'écran tactile et aux boutons. L'extérieur de la pompe est doté d'un écran LCD tactile, d'une finition de haute qualité avec un niveau IPXO III et d'une conception arrière qui facilite le nettoyage. La tubulure est munie d'un connecteur. La tubulure est dotée d'un connecteur facile à connecter à la pompe et d'un corps plat et intégral qui peut être facilement nettoyé.

Tous les manchons sont des produits de haute qualité qui ont passé le test de pression de 60 mmHg pendant 2 mois. Nous proposons différentes tailles de manchons pour les cuisses, les mollets, les bottes et les pieds.



Livrée avec :

Taille	M
Largeur	< 80cm (31")
Circonférence	< 71cm (28")
Longueur	< 63cm (25")



Bouton
automatique



Détection
automatique



Fonctionnement
automatique



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Temps de remplissage automatique
- Optimisé pour la fonction de détection automatique du brassard de prévention de la thrombose
- Convient pour une utilisation à l'hôpital ou à domicile (avant et après une intervention chirurgicale)
- Enregistrement de l'état du patient (enregistrement du temps et du numéro d'utilisation)
- Méthode pratique à une touche
- Système à écran tactile complet pour un état de fonctionnement pratique
- Fonction de sélection de la langue






Vibromasseur électrique professionnel sur socle

Panier et 7 patins

Réf. **ZRX110**

- Ce vibromasseur professionnel a un affichage numérique avec vitesse et temps.
 - La vitesse est réglable de 15 à 60 cycles / sec et reste constante quelle que soit la charge.
 - Les 7 patins fournis avec l'appareil, ont des formes différentes et permettent de traiter toutes les parties du corps et de s'adapter à toutes les thérapies.
 - Le chariot réglable en hauteur de 86 à 117 cm, et est équipé d'un compartiment de rangement pour les accessoires.
 - Le moteur puissant convient à une utilisation intensive en physiothérapie et en médecine du sport pour le massage général, le traitement des spasmes musculaires, l'amélioration de la circulation sanguine ainsi que pour la thérapie respiratoire.
 - Ce vibromasseur est puissant et silencieux.
 - La tête de massage rotative est équipée d'une poignée robuste.
 - Puissance 220V / Fréquence 60H
-
- Appareil puissant et silencieux. La tête de massage rotative est équipée d'une poignée solide.
 - Nouvel appareil de massage professionnel M7 de conception moderne.
 - Ecran digital affichant la vitesse et le temps.
 - La vitesse réglable de 15 à 60 cycles /sec et demeure constante indépendamment de la charge.
 - Le socle roulant possède un réglage pneumatique en hauteur de 86 à 117 cm et est équipé d'un casier pour les accessoires.
 - Le moteur puissant permet un usage intensif en thérapie physique et médecine sportive:
 - Massage général, traitement des muscles spasmodiques, amélioration de la circulation et la thérapie respiratoire.

Applicateurs



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimensions : 700x450mm
- Elévation : 865-1170mm
- Poids : 18.5kg
- Vitesse : 600x4200 tr/min
- Puissance : 110V
- Fréquence : 60Hz



Vibromasseur électrique

Chaleur infrarouge

Réf. **TD9037**

Prix :TTC
750,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Massage intensif à 3400 tours/min.
- Voltage : 220V
- Puissance: 28 W

Vibromasseur électrique

2 têtes

Réf. **TD9036**

Prix :TTC
420,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Massage intensif à 3400 tours/min.
- Voltage : 240V
- Puissance: 28 W
- 3 niveaux réglables

Vibromasseur électrique massage

Rechargeable, sans fil

Réf. **TD9039**

Prix :TTC
520,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Vitesses variables : 1500rpm-3700 rpm
- Fonctionne sans fil batterie : lithium-ion 2200mAh rechargeable
- Autonomie temps de charge de batterie : environ 120 min
- Dual Moteurs 7.2V DC 11000 rpm

**Squelette humain**

Avec nerfs et vaisseaux sanguins.

Réf. 0076SV

Prix :TTC
800,00



- Ce modèle illustre la position, le parcours et la distribution des vaisseaux principaux et des nerfs périphériques du corps humain.

• Hauteur 85 cm

Squelette humain

Sur support roulant

Réf. 0066SH1

Prix :TTC
2 000,00



- Modèle pédagogique grandeur nature
- Fabriqué en plastique incassable
- Monté sur un support roulant
- Pied à 5 branches.
- Crâne, bras et jambes amovibles.

• Hauteur 180 cm, poids 7,6 kg

Squelette humain

Avec muscles et ligaments

Réf. 0066SH2

Prix :TTC
4 000,00



- Modèle pédagogique grandeur nature
- Représentation détaillée des ligaments articulaires et des insertions musculaires.
- Mouvement du crâne reproduit à partir des articulations de la nuque.
- Crâne, bras et jambes amovibles
- Monté sur un support roulant à 5 branches

• Hauteur 180 cm, poids 7,6 kg

Colonne vertébrale Flexible avec bassin

Réf. 0067SCV

Prix :TTC
810,00



- Reproduction des mouvements physiologiques des articulations.
- Représentation de déformations : scoliose, lordose, cyphoscoliose.
- Montée sur support

• Hauteur 75 cm, poids 2,5 kg

Crâne 3 Parties

Réf. 0067SHC

Prix :TTC
299,00



- Démontable en 3 parties : calotte crânienne, base du crâne, et mandibule
- Excellent moulage naturel à partir de véritables crânes humains.

• Dim: 19 x 15 x 21 cm.

Crâne couleur taille réelle

Réf. 0077CCG

Prix :TTC
420,00



- Modèle pédagogique avec os colorés
- Démontable en 3 parties : calotte crânienne, base du crâne et mandibule.
- Idéal pour visualiser l'emplacement exact et les rapports entre les différentes structures.

• Dim: 19 x 15 x 21 cm.

Crâne avec cerveau

Réf. 00114CR

En 8 parties

Prix :TTC
303,75



- Comprend 8 parties du cerveau : lobe frontal et pariétal, lobe temporal et occipital, tronc encéphalique et cervelet.

Colonne vertébrale avec bassin flexible

Réf. 0079CV

Prix :TTC
830,00



Sections colorées : cervicales, thoraciques, lombaires, sacrum et coccyx.
Support métallique stable.

Articulation de la main

Réf. 0083GL

Prix :TTC
240,00



- Main en PVC, taille réelle.
- Ligaments flexibles et articulation complète.

Articulation du pied

Réf. 0082PL

Prix :TTC
240,00



- Modèle anatomique en PVC du pied : taille réelle, ligaments flexibles, sur support.

Articulation du pied

Réf. 0069SAP

3 pièces

Prix :TTC
230,00



- Comporte 3 vertèbres avec disques intervertébraux
- Montage articulé
- Livré sur support

**Vertèbres lombaires
3 pièces**

Réf. 0067SVL

Prix :TTC
190,00

- Vertèbres lombaires grandeur nature.
- Disque intervertébral normal.
- Moelle épinière avec racines nerveuses.
- Livré sur support

**Lombaires avec
Sacrum**

Réf. 0085VLG

Prix :TTC
375,00

- 5 vertèbres lombaires avec disques intervertébraux.
- Sacrum avec lambeau et coccyx.
- Nerfs spinaux et dure-mère visibles.
- Livré sur support.

**Bassin avec
vertèbres lombaires
En 5 pièces**

Réf. 0084NVL

Prix :TTC
565,00


- Os de la hanche.
- Sacrum avec coccyx.
- 5 vertèbres lombaires.
- Livré sur support.

**Ensemble
de Squelette
de Jambe Humaine**

Réf. 0108JM



- Spécimen grandeur nature d'os du membre inférieur.
- Idéal pour les professionnels de la santé.

**Modèle de larynx
et d'arbre humain**

- Modèle anatomique de l'arbre bronchique.
- Conçu par des experts en anatomie.
- Facile à manipuler et à transporter.

- Matériau: PVC
- Dim: 22 x 23 x 4 cm

**Modèle de larynx
humain agrandi**

Réf. 00113LH

En 3 parties

Prix :TTC
202,50

- Modèle fonctionnel des voies respiratoires et de l'organe phonétique.
- Dissécable en 3 parties, agrandi 3 fois.

- Dim: 11,5 x 11 x 24 cm.

Cerveau en 3 pièces

Réf. 0089CNS

Prix :TTC
390,00

- Démontre les caractéristiques externes du cerveau humain et les relations entre ses différentes parties.
- Dissécable en 3 parties.
- Livré sur support.

- Dim: 18,4 x 14 x 13,5 cm.
- Sur support.

**Squelette
de bras avec
ceinture scapulaire**

Réf. 0101BH



- Modèle précis du squelette du bras humain.
- Montre les mouvements de pronation et de supination.
- Détaille l'articulation de la main.

Modèle désarticulé de colonne vertébrale grandeur nature

Réf. 0099CV

Ce modèle se compose de 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres thoraciques, 5 vertèbres lombaires et 1 vertèbre caudale, emballées dans une boîte en plastique.





Articulation de la hanche

Réf. 0068SAH

Avec ligaments

Prix :TTC

210,00

- Illustre l'abduction, l'antéversion, la rétroversion et la rotation externe /interne
- Inclut des ligaments artificiels flexibles
- En PVC facile à nettoyer
- Livré avec support



• Dim: 25 x 19 x 30 cm

Articulation de l'épaule

Réf. 0068SAE

Avec ligaments

Prix :TTC

210,00

- Illustre l'abduction, l'adduction, l'antéversion, la rétroversion et la rotation externe /interne
- Inclut des ligaments artificiels flexibles
- En PVC facile à nettoyer
- Livré avec support



• Dim: 17,5 x 15 x 21 cm.

Articulation du coude

Réf. 0069SAC

Avec ligaments

Prix :TTC

210,00

- Illustre la flexion, extension et rotation interne/externe
- Inclut des ligaments artificiels flexibles
- En PVC facile à nettoyer
- Livré avec support



• Dim: 17 x 14,5 x 24 cm.

Articulation de genou

Réf. 0068SAG

Avec ligaments

Prix :TTC

210,00

- Illustre la physiologie de l'appareil locomoteur humain : abduction, anté version, rétroversion et rotation interne & externe
- Inclut des ligaments artificiels flexibles
- En PVC facile à nettoyer



• Dim: 12 x 12 x 33 cm.

Bassin féminin adulte

Réf. 0086BF

Prix :TTC

375,00



Modèle en PVC, taille réelle.

- Bassin court, large, en forme de tonneau.
- Sacrum large et court, peu flexible.
- Arche du bassin : angles de 90-100°.
- Symphyse pubienne courte et large.

Muscles et organes pelviens féminins

Réf. 0087PFB

Prix :TTC


520,00



- Modèle éducatif pour l'anatomie du bassin féminin
- Démontre les muscles et les organes pelviens dans leur ensemble
- Taille naturelle

Modèle de bassin féminin

Réf. 0106BF



- Modèle peint de façon réaliste.
- Organes féminins internes et externes visibles.
- Inclut vaisseaux sanguins, ligaments et nerfs.
- Structures musculaires intégrées au cadre osseux.
- Taille réelle.

Pieds normal, plat et creux

Réf. 0074SPF

Prix :TTC

790,00

Modèles anatomiques du pied normal, pied plat et pied creux. Incluent l'extrémité distale du tibia. Structure détaillée pour comparaison.



pied normal



pied plat




pied creux

**Torse unisex miniature 45 cm****(23 pièces)**Réf. **0070TMU**



Prix :TTC

1 175,00

- Comprend 23 parties dissectibles : torse, plaque de sein femelle, tête, globe oculaire, cerveau, vertèbre nerfs spinaux, poumon (2 parties), cœur (2 parts), foie, rein, estomac (2 parts), intestins (4 parties), Organes génitaux mâle (2 parties), organes génitaux féminins avec fœtus (3 parties).
- Monté sur une base en plastique.



• Taille: 45 cm.

**Torse asexué 85 cm****(20 pièces)**Réf. **0070TMA**


Prix :TTC

2 980,00

- Comprend 20 parties dissectibles: torse, tête, oeil, cerveau, poumon avec sternum et attaches de côtes (2 parties), cœur (2 parties), estomac (2 parties), foie, rate, rein, intestin (4 parties), la vessie, les nerfs spinaux vertébraux (2 parties).
- Ouverture du dos.
- Monté sur une base en plastique.



• Taille: 85 cm.

**Bras d'injection de formation**Réf. **0073BIF**

Prix :TTC

1 400,00

Démontre les éléments suivants :

- Phlébotomie veineuse sur l'avant-bras du coude
- Injection veineuse sur l'avant-bras du coude
- Transfusion sanguine veineuse sur l'avant-bras du coude
- Transfusion de liquide veineux sur l'avant-bras du coude
- Injection musculaire sur le deltoïde du côté du membre supérieur

Modèle de cœur style JUMBORéf. **0072GCR**

Prix :TTC

695,00

- Montre les caractéristiques externes et internes du cœur et sa relation avec les grands vaisseaux sanguins.
- Une conception claire des voies de circulation systémique et pulmonaire.
- Dissécable en 3 parties.
- Agrandi 4 fois.

• Taille: 25 x 23 x 23 cm





Muscle humain mâle de 80 cm (27 Pièces)

Réf. 0097MH

Prix :TTC
3 730,00

- Ce modèle de muscle humain comprend 27 parties dissécables : corps, calvarium coupé, cerveau (2 parties), paroi thoracique et abdominale, bras droit, bras gauche (5 parties), jambe (9 parties), poumon (2 parties), cœur (2 parties), foie, estomac et intestin



• Taille: 80 cm.



Muscle de la jambe humaine

Réf. 0108JM

13 parties

- Modèle détaillé de la jambe avec muscles, vaisseaux, nerfs et ligaments. Partie superficielle et profonde représentées avec précision.

- Pièces amovibles : sartorius, biceps (longue portion), grand fessier, soléaire, gastrocnémien, gracilis, semi-tendineux, semi-membraneux, droit antérieur, extenseur des doigts, plante du pied, tenseur du fascia lata.



Muscle du bras humain

Réf. 0101BH

7 parties

- Modèle de bras démontable en 7 parties.
- Anatomie précise incluant muscles, vaisseaux, nerfs et ligaments.
- Comprend main et épaule.



Articulation D'épaule

Musclée Grandeur Nature

Réf. 0080EM

Prix :TTC
540,00

Cette épaule droite grandeur nature comprend : les muscles infra-épineux, sous-scapulaire, supra-épineux, grand et petit rond ; l'acromion, la clavicule, l'humérus, l'omoplate et les ligaments et tendons associés.



**Modèle Du Système Nerveux**

- Modèle de système nerveux représentant le système nerveux central et périphérique de manière schématique.
- Idéal pour l'étude détaillée de la structure du système nerveux humain.

Modèle d'estomac


Réf. 0103ES



- Coupe longitudinale illustrant les plis gastriques.
- Montre la valve et le sphincter pylorique.
- Présente la muqueuse gastrique et la zone de transition œsophago-gastrique.
- Fabriqué en plastique rigide.
- Agrandi x2.

Modèle de l'organe génital masculin

Réf. 0107OGM



- Ce modèle anatomique montre la structure intérieure et extérieure de l'organe génital masculin.
- Dissécable en 5 parties.
- Taille réelle.

Modèle d'appareil urinaire

Réf. 0105AU



- Modèle anatomique : cavité rétropéritonéale, bassin (os et muscles), veine cave inférieure, aorte et branches.
- Inclut reins avec glandes surrénales, uretères et vessie.
- Divisible en 4 parties pour l'étude.

Modèle du système digestif

Réf. 0102SD




- Le système digestif grandeur nature montre l'ensemble du système digestif en relief graphique. Il comprend : le nez, la cavité buccale et le pharynx, l'œsophage, le tube digestif, le foie avec la vésicule biliaire, le pancréas et la rate. Le duodénum, le caecum et le rectum du système digestif sont ouverts.
- Dissécable en 3 parties. Monté sur socle.

**Modèle de cœur grandeur nature**


Réf. 0090CB

Prix :TTC

221,00



- Représente l'anatomie du cœur humain : ventricules, oreillettes, valves, veines et aorte.
- Représente l'anatomie du cœur humain : ventricules, oreillettes, valves, veines et aorte.
- Séparable en 2 parties.
- Livré avec support

Modèle de cœur moyen

- Montre les structures externes et internes du cœur.
- Inclut les connexions avec les gros vaisseaux sanguins.
- Disséqué en 5 parties,
- Agrandi 3 fois.

Modèle de cœur grandeur nature de style nouveau

- Représente avec précision ventricules, oreillettes, valves, veines et aorte.
- Découpable en 2 parties.
- Livré avec support




Modèle de larynx, de cœur et de poumon

Réf. 00117LC

- Modèle grandeur nature en 7 parties.
- Poumons avec lobes amovibles
- Cœur en 2 parties : oreillettes, ventricules et valves.
- Larynx en 2 parties avec diaphragme.
- Livré sur socle

Prix :TTC

796,50




• Taille: 26 x 40 x 12 cm

Modèle pulmonaire 1 pièce

Réf. 0094PB

Prix :TTC

515,00



- Modèle grandeur nature en coupe.
- Montre les bronches, artères, veines et ganglions lymphatiques.
- Avec passage bronchique et bifurcation de la trachée.
- Livré sur socle.

Modèle de foie, pancréas et duodénum

Réf. 0092FPB

Prix :TTC

505,00



- Illustre le foie, la rate, les vaisseaux sanguins et le pancréas.
- Montre le canal pancréatique, l'aorte abdominale et la veine cave inférieure.
- Découpable en 3 parties.
- Livré sur socle.


• Dim: 23 x 12,5 x 26,5 cm

Rein avec glande surrénale

Réf. 0091RGB

Prix :TTC

275,00



- Montre le rein droit en section coronaire avec sa glande surrénale.
- Visualisation du hile rénal, vaisseaux sanguins, urètre et bassin.
- Représente le cortex, la moelle, les pyramides et papilles rénales.
- Disséqué en 2 parties.
- Taille réelle, sur support.


• Dim: 20 x 10 x 7 cm

Modèle d'oreille de bureau

Réf. 0088ORB

Prix :TTC

222,00




- Représente l'oreille externe, moyenne et interne.
- Agrandissement 1,5 fois.
- Livré sur support stable.

Modèle d'oreille Agrandi 5 fois (4 pièces)

Réf. 0071GOR

Prix :TTC

480,00



- Montre les trois parties de l'oreille : externe, moyenne et interne.
- Inclut la position de l'organe d'équilibre.
- Disséqué en 4 parties, agrandi 5 fois.

Représente


• Taille: 42 x 24 x 16 cm

Modèle peau en bloc agrandi 70 fois

Réf. 0073GPA

Prix :TTC

550,00



- Montre une section de la peau humaine en trois formes dimensionnelles.
- Les cheveux, les glandes sébacées et les glandes sudoripares, les récepteurs, les nerfs et les vaisseaux sont présentés en détail.

Modèle œil géant (œil blanc)

Réf. 0093OEB

Prix :TTC

390,00



- Représentation agrandie de l'œil humain.
- Illustre en détail les structures internes et externes.
- Disséqué en plusieurs parties pour l'étude anatomique.

**Mannequin corps complet****Mannequin de réanimation cardio-pulmonaire pour formation**Réf. **0074M5****ST 500**Prix :TTC
13 950,00Boîtier guide contrôle avec
afficheur LCD et grapheRéf. **0074M2****ST 200**Prix :TTC
10 950,00Boîtier guide contrôle
avec afficheur numérique**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Anatomie réaliste avec sensation naturelle et simulation de pupilles et pouls carotidien.
- Facilite l'ouverture des voies respiratoires.
- Permet la respiration artificielle et les compressions cardiaques externes.
- Instrument de RCP :
 - Formation en RCP disponible.
 - Surveillance électronique des compressions.
 - Indicateurs visuels pour le volume d'inflation et la profondeur de compression.
 - Guidage vocal et réglage du temps.
 - Cycle de fonctionnement: 2 gonflages valides après 30 compressions valides, 5 cycles.
 - Réglez le temps de fonctionnement, valeurs en secondes.
 - Impression des résultats pour les modèles XC-406-2 / XC-406-5.
 - Taux de fonctionnement: ≥ 100 fois / min
 - Matériau : PVC

Mannequin de réanimation cardio-pulmonaire**Adulte Femme**Réf. **0074MF**Prix :TTC
5 990,00**Adulte Homme**Réf. **0074MH**

Simple, économique et portable.
Utilisé dans les hôpitaux, facultés
de médecine et centres de formation.
Idéal pour l'apprentissage et l'enseignement
des techniques de réanimation
cardio-pulmonaire (CPR).

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**


- Simulation d'ouverture des voies respiratoires
- Manipulation de la pression sur la poitrine : force correcte (4-5 cm), affichage d'un battement correct Pression trop importante (plus de 5 cm), affichage d'un battement d'alerte
- Bouche à bouche (soufflage) : la plage de volume courant est jugée en observant les hauts et les bas de la poitrine (volume courant standard ≤ 500 ml/600 m-1 000 ml \leq)
- Fréquence de fonctionnement : la dernière norme internationale : 100 fois/min.
- Emballage : 1 pièce/carton, 78 x 36 x 25 cm, 7 kg

Mannequin multifonctionnel de soins aux patientsRéf. **0095MF**Prix :TTC
2 100,00

- Modèle pour l'enseignement des soins infirmiers avec articulations mobiles et parties détachables en plastique durable.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Soins d'hygiène comme le lavage du visage et du corps au lit.
- Soins buccaux incluant les dents artificielles.
- Soins simples de trachéotomie.
- Méthodes d'inhalation d'oxygène et alimentation nasale.
- Procédures médicales comme le lavage gastrique, la RCR, et les injections.





Coupe transversale du bassin féminin

Réf. 0075CB



- Modèle du bassin féminin à la 40ème semaine de grossesse avec un fœtus détachable de l'âge de 3 mois.
- Composé de 4 parties : position normale du bébé avant la naissance, l'organe génital féminin, l'organe reproducteur et le système urinaire humain.

Modèle nouveau-né

Réf. 0096NN

Prix :TTC
425,00



- Taille et configuration proches d'un vrai nouveau-né.
- Tête, bras, jambes et articulations flexibles.
- Permet de pratiquer : méthodes d'accouchement, bain du nouveau-né, soins cliniques.

• En PVC souple et lavable.
Longueur : 52 cm - Diamètre tête : 34 cm.

Bassin féminin de formation accouchement et nouveau né

Réf. 0075BF

- Simulateur d'accouchement réaliste pour l'entraînement par voie normale.
- Système à manivelle pour un exercice pratique et réaliste.
- Permet la maîtrise des accouchements, y compris en urgence.

Activités :

- massage utérin,
- épisiotomie,
- composition,
- placenta,
- cordon ombilical,
- manivelle.



Modèle d'examen mammaire




- Modèle pour l'enseignement des techniques de palpation des seins.
- Présence d'anomalies pour simuler différentes phases d'examen.
- Dos concave pour un placement pratique lors des démonstrations.

Modèle de bras d'entraînement injectable


Ce modèle de bras peut démontrer les éléments suivants :

1. Phlébotomie veineuse sur l'avant-bras du coude
2. Injection veineuse sur l'avant-bras du coude
3. Transfusion sanguine veineuse sur l'avant-bras du coude
4. Transfusion liquide veineuse sur l'avant-bras du coude
5. Injection musculaire sur le deltoïde du côté du membre supérieur.




**Épaule et coude**Réf. **269216****L'articulation du genou**Réf. **269208****La colonne vertébrale**


Anatomie et pathologie

Réf. **269204****Le système vasculaire**Réf. **269243****Blessures sportives**Réf. **269245****Main et poignet**


Anatomie et pathologie

Réf. **269219****Le squelette humain**Réf. **269203****Le système respiratoire**Réf. **269207****Pieds et chevilles**




Anatomie et pathologie

Réf. **269215****L'hypertension**Réf. **269244****Le cœur humain**

Anatomie et physiologie

Réf. **269209****La musculature Humaine**Réf. **269202****Bassin et hanche**

Anatomie et pathologie

Réf. **269218****L'oreille humaine**Réf. **269214****Le système digestif**Réf. **269242**

Prix :TTC

320,00

- Imprimées sur papier de qualité supérieure (200 g).
- Avec plastification recto-verso (75 microns).
- Format pratique de poster 50 x 67 cm.

SALLE D'INFIRMERIE COMPLÈTE

L'essentiel du matériel médical
pour entreprises, établissements scolaires et hôteliers ...



Disponible dès maintenant



Conforme & pratique



Pour tous les budgets



Appelez-nous au : **06 66 24 64 60** ou visitez **locamed.ma**

VOTRE CABINET MÉDICAL CLÉ EN MAIN

Tout le matériel nécessaire
pour ouvrir ou moderniser votre cabinet médical.



Disponible dès maintenant



Conforme & pratique



Pour tous les budgets



Appelez-nous au : **06 66 24 64 60** ou visitez **locamed.ma**

TOUT POUR ÉQUIPER VOTRE CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE



Disponible dès maintenant



Conforme & pratique



Pour tous les budgets



Appelez-nous au : **06 66 24 64 60** ou visitez **locamed.ma**

En exclusivité
chez Locamed



Toutes
les spécialités



Stéthoscope
cardiophon-2-0



Stéthoscope
duplex-2-0

 **Riester**



Station de diagnostic
R-former



Tensiomètre
sphygmotensiofon



Lampe de diagnostic

Prenez rendez-vous avec
votre conseiller dédié au :

06 66 24 64 60
contact@locamed.org



Locamed
Santé & Confort

Lecteur continu de glycémie connecté Anytime

yuwell

Surveillez votre glycémie à tout moment et en tout lieu, pour une gestion flexible et sereine de votre diabète.



Données précises
et complètes



Mesure
sans piqûre



Historique
des données



Surveillance
en temps réel



Alertes
et notifications



Durée de
conservation : 2 ans



Suivi connecté via une
application mobile
par **Bluetooth**



Scannez ici
pour découvrir nos offres



Tout pour l'Équipement Hospitalier



Rabat

- Zaer
05 37 63 25 79
- Arribat Center
05 37 68 13 12
- Mamounia
05 37 70 00 77

Salé

- 05 37 65 72 18

Témara

- 05 37 41 39 84

Kénitra

- 05 37 36 74 28

Casablanca

- Al Arjouna
05 22 86 16 83
- Chandi
05 22 86 22 22
- Goulmina
05 22 20 20 98
- Hôpitaux
05 22 47 63 70
- Sidi Maïrouf
05 22 33 57 89
- Hay Mohammadi
05 22 61 57 17
- Bouskoura
05 22 10 27 76

Mohammédia

- 05 23 31 71 84

El Jadida

- 05 23 80 16 41

Marrakech

- 05 24 43 15 00

Safi

- 05 24 62 31 69

Agadir

- Marjane
05 28 38 67 49
- Av. Hassan II
05 28 82 54 41

Laâyoune

- 05 28 89 26 97

Fès

- Av. des Far
05 35 62 5162
- CHU
05 35 61 60 76
- Marjane
05 35 96 76 14

Meknès

- 05 35 52 83 13

Béni Mellal

- 05 23 42 00 30

Tanger

- Iberia
05 39 33 55 40
- Marjane
05 39 30 85 87

Tétouan

- 05 39 70 39 67

Oujda

- 05 36 53 20 83

Nador

- 05 36 38 33 99



Accédez
à notre
Site Web



06 66 24 64 60