

Système de traction Tru-Trac

Réf . CH4779



Caractéristiques techniques :

Caractéristiques	Détails
Système	Tru-Trac® Chattanooga
Modes de traction	statique, intermittente, cyclique
Interface	écran tactile avec programmes personnalisables
Inclinaison tête	jusqu'à 85°
Surface	faible friction pour faciliter le mouvement
Réglages	assistance au positionnement
Utilisation	kinésithérapie et rééducation
Dimensions	45 x 24 x 45 cm
Poids	14 kg (30 lbs)
Alimentation principale	100 – 240 V, 50/60 Hz
Type de traction	Mécanique
Affichage LCD	Ecran tactile monochrome à haut contraste
Modes de traction	Cyclique, intermittent, statique et leurs combinaisons.