



**MATÉRIEL MÉDICAL**

**Cata'Loc**  
**2026**

**Patient & Professionnel**

ORTHOPÉDIE 

MAINTIEN  
À DOMICILE 

CICATRISATION  
& STOMIE 

CHAUSSURES  
& PODOLOGIE 

DIABÈTE 

AIDE À LA  
MOBILITÉ 

RESPIRATOIRE 

MASSAGE  
& BIEN-ÊTRE 

DIAGNOSTIC 

POIDS  
& MESURES 

ECHOGRAPHE,  
ECG & DOPPLER 

HOSPITALIER 

LABORATOIRE 

KINÉSITHÉRAPIE 



Catalogue  
digital  
Scannez ici

# Nouveautés



**Monte-Escalier Électrique**

\* Commission pour revendeurs



**Fauteuil roulant XSTO**

Réf: SAQ50R43



**Rampes d'accès métallique**

WR09-5SF (Pliage Multiple)

## Mobilité et Transfert :



Fauteuil de transfert hydraulique manuel

Réf: LY111846



Fauteuil de transfert en aluminium

Réf: L2015-38



Rollator en aluminium

Réf: L3008L



Déambulateur articulé pliable

Réf: L3006LM



Fauteuil roulant électrique Pliant Q50R

Réf: SAQ50R43

## Chirurgie esthétique :



**Gaine dorsale**  
Haut et panneaux renforcés longueur courte

Réf: SFBHS



**Soutien-gorge FlexFit™ Original**  
Intervention mammaire

Réf: B01G



**Masque Facial**  
à couverture moyenne  
Compression ciblée

Réf: FM300



**Gilet de compression sans manches**  
Post chirurgie abdominale

Réf: MVH

## Auto-diagnostic :



Oxymètre annulaire « Bague »

Réf: LPO2R



Tensiomètre ECG à brassard

Réf: LPBP2



Thermomètre infrarouge auriculaire et frontal

Réf: PGIRT1603



Tensiomètre électronique à bras

Réf: PG8B69S



Lecteur de glycémie en continue Connecté (CGM Anytime)

Réf: JYCT302 / JYCT300D



Concentrateur d'oxygène 5 litres avec port nébuliseur

Réf: JY8F5AW



Appareil CPAP auto système + humidificateur

Réf: BMG3A20



CPAP BMC Polywatch YH-600

Réf: BMYH600BP

# La solution *orthopédique* **complète**



**THUASNE**




## Coudière Silistab EPI

Coudière  
anti-épicondylite



## Ortel C4 Vario

Collier  
cervical rigide



## Ceinture Lombastab

Ceinture  
de soutien  
lombaire

## ImmoClassic +

Écharpe évolutive  
d'immobilisation  
d'épaule



## Genu Ligaflex

Genouillère  
ligamentaire  
articulée  
à montants  
latéraux

## Ligaflex Classic Open

Attelle  
d'immobilisation  
du poignet



## LigaStep Rom Walker

Botte de marche  
articulée avec réglage  
de flexion/extension

## Chevillère Malleo Dynastab Boa

Chevillère stabilisatrice  
avec système de serrage  
BOA® Fit System



## POUR LE PATIENT

**ORTHOPÉDIE**

5 - 31

Orthèses	
Dos & Posture	5 - 7
Bras & Epaule	8
Cou	9 - 10
Genou	11 - 12
Chevilles	13 - 14
Poignet	15

Maman & bébé	16 - 17
Orthopédie infantile	18 - 19
Orthopédie du sport	20 - 21
Compression veineuse	22 - 24
Esthétique & Réparatrice	25 - 28
Lymphologie	29
Bandes de compression	30
Traumatologie	31

**CHAUSSURES & PODOLOGIE**

32 - 41

Chaussure pour Diabétique	32 - 33
Sabot & Sandale Professionnel	34 - 36
Sabot Crocs	37
Semelle & Talonnette	39
Protection & Traitement du Pied	40 - 41

**MAINTIEN À DOMICILE**

44 - 71

Location de matériel Médical	44 - 45
Chambre	
Lit médical	46 - 48
Autour du lit	49
Prévention d'escarre	50 - 52
Fauteuil Releveur & Coquille	53 - 56
Aide au transfert	57 - 59
Aide à la Prise de Médicaments	60
Consommable	61
Incontinence & Change	62 - 64
Aide à l'Hygiène du Patient	65
Traitement de la douleur chaud & froid	66
Aide au bain	67 - 71

**CICATRISATION & STOMATHÉRAPIE**

72 - 76

Soins & Traitement des Plaies	72 - 74
Stomathérapie	75 - 76

**DIABÈTE**

77 - 79

Lecteur de Glycémie CGM	77
Kits de Glycémie	78
Protection des Pieds & Transport d'Insuline	79

**AIDE À LA MOBILITÉ**

80 - 100

Fauteuil Électrique	80 - 82
Fauteuil roulant manuel	83 - 84
Fauteuil roulant spécifique	85
Pour enfant	86
Accessoire de fauteuil roulant	87
Transfert	88
Déambulateur & Rollator	89
Canne & Béquille	90 - 92
Verticalisateur	93 - 95
Solutions d'accessibilité	96 - 100

**RESPIRATOIRE**

101 - 107

Nébuliseur & Aspirateur	101
Concentrateur d'oxygène	102 - 103
Spiromètre	104
Apnée du sommeil ( CPAP)	105 - 106
Masque CPAP	107

**AUTO-DIAGNOSTIC**

108 - 114

Tensiomètre	108 - 109
Oxymètre & Doppler foetal	110
Thermomètre	111
Pesage	112 - 114

**MASSAGE, BIEN ÊTRE & SPORT**

115 - 129

Fauteuil de massage	115 - 116
Massage & Drainage	117 - 119
Pressothérapie	120
Mobilier de massage	121 - 122
Tapis de course	123
Vélo Training	124
Aquabike	125
Gym	126 - 128
Yoga	129



Remises réservées exclusivement aux professionnels de santé et à la vente en gros par nos distributeurs agréés,

La présentation de la carte professionnelle et du numéro ICE sera exigée

# POUR LE PROFESSIONNEL



## DIAGNOSTIC

132 - 145

Otoscope & Oto-Ophtalmoscope	13 - 133
Tensiomètre	134 - 137
Station modulaire	138
Diagnostic bébé	139
Stéthoscope	140
Détecteur de veines	141
Moniteur de signes vitaux	142
Système de caméra médicale	143
Spirométrie	144 - 145



## POIDS & MESURES

146 - 152

Balance Mécanique	146
Mesure bébé	147
Toise	148
Pèse-personne à colonne	149
Balance électronique & Fauteuil de pesée	150
Analyseur de composition corporelle	151
Analyseur corporelle & Pèse	152



## ECHOGRAPHE, ECG & DOPPLER

153 - 159

Echographe	153 - 155
ECG & Doppler	156 - 159



## HOSPITALIER

160 - 218

<b>Mobilier hospitalier &amp; de consultation</b>	
Lits	160 - 162
Prévention d'escarre	163
Aide au soins & autour du lit	164 - 165
Aide au transfert	166 - 167
Fauteuils d'examen, de soins et de traitement	168 - 169
Chariot	170 - 172
Mobilier de consultation	173 - 175
Eclairage d'examen	176 - 177
Instrumentation & stérilisation	178 - 183

### Urgence & secours

Défibrillateur & laryngoscope	184 - 187
Transfert d'urgence	188 - 190
Équipements d'intervention d'urgence	191
Sacs et boîtes d'urgence	192

### Gynécologie & Maternité

Table de gynécologie	193 - 194
Lits de maternité & couveuse	195 - 196
Réanimation & photothérapie	197
Berceau & lit pédiatrique	198

### Bloc opératoire

Équipement du bloc opératoire	199 - 203
Pousse seringue & pompe	204
Station de perfusion	205
Aspirateur Chirurgical	206
Détecteur de veines & Garrot pneumatique	207
Bistouri électrique	208 - 209
Consommables, Habillement, Sac & chaussures	210 - 218



## LABORATOIRE

219 - 229

Sécurité au laboratoire	219 - 221
Équipement de laboratoire	222
Consommable et petit matériel	223
Froid médical	224 - 229



## KINÉSITHÉRAPIE

230 - 268

### Mobilier de kinésithérapie

Tables de kinésithérapie & de rééducation	230 - 236
Tabouret & Coussin	237
Lampe Infrarouge	238

### Rééducation

Mécanothérapie	239 - 240
Gym	241 - 243
Exercice de la main	244
Motricité	245
Vélo-training, Tapis & Rameur & Renforcement	246 - 248
Yoga	249
Mobilité passive	250 - 252
Tecarthérapie	253

### Electrostimulation & ultrason

Onde de choc	254 - 257
Electrostimulation rééducation	258
Electrostimulation anti-douleur	259 - 260
Tens	261
Biofeedback	262
Analyse de marche & posture	263

### Massage, Fitness & esthétique

Pressothérapie	264 - 265
Cryothérapie	266
Prophylaxie de la TVP	267
Amincissement	268



## MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

269 - 278

# Catalogue du patient



## Orthopédie

Pages: 5 - 31



## Podologie & Chaussures

Pages: 32 - 41



## Maintien à domicile

Pages: 44 - 71



## Cicatrisation & Stomathérapie

Pages: 72 - 76



## Diabète

Pages: 77 - 79



## Aide à la mobilité

Pages: 80 - 100



## Respiratoire

Pages: 101 - 107



## Auto-diagnostic

Pages: 108 - 114



## Massage & sport

Pages: 115 - 129





### Ceinture Lombastab®



Réf. 853

Système de serrage facile

Prix :TTC  
**999,00**



La ceinture lombaire qui s'ajuste au plus près tout au long de la journée


CONSEILLÉE POUR :

- Lomalgie commune en phase aiguë avec douleur lombaire modérée à intense,
- Lomalgie récidivante
- Patient cible : Station debout prolongée

1 Un système de serrage facile (**Quick Lacing System**) pour une compression homogène et un ajustement simplifié

2 Un tissu à comportement élastique pour une stabilité accrue

3 Un design anatomique avec hanches échancrées et plastron abdominal creusé pour une aisance et une liberté de mouvement en continu



Tour de taille

1	60 - 80 cm
2	75 - 95 cm
3	90 - 110 cm
4	105 - 125 cm
5	120 - 140 cm

### Argicalm



Coussin réutilisable à base d'argile naturelle pour soulager votre douleur

Réf.	Dim.	Prix
<b>72003</b>	30 x 20cm	<b>170,00</b>
<b>72004</b>	43 x 17 cm	<b>200,00</b>



Soulagement de la douleur



- Adaptabilité anatomique
- Coussin ergonomique
- Housse de protection + sangle d'attache élastique
- Lavables et réutilisables
- Matière technique en pvc : souple, ne blesse pas

### Ceinture Lombatech®



Réf. 851

La ceinture lombaire qui s'adapte aux morphologies

- Lomalgie commune en phase aiguë, haute ou basse, d'intensité modérée à intense,
- Lomalgie de forte corpulence,
- Morphologie atypique : hanches larges, embonpoint
- Personne exerçant des activités variées



Prix :TTC  
**895,00**

Tour de taille

1	60 - 80 cm
2	75 - 95 cm
3	90 - 110 cm
4	105 - 125 cm
5	120 cm - 140 cm



### Ceinture Lombaskin®



Réf.	Dim.	Prix
<b>870</b>	26 cm	<b>780.00</b>
<b>871</b>	21 cm	<b>750.00</b>

La ceinture lombaire légère et discrète effet seconde peau

- Lomalgie commune en phase aiguë avec douleur modérée, PATIENT TYPE :
- Station assise prolongée ex. : employé de bureau sédentaire.



Tour de taille

1	60 - 80 cm
2	75 - 95 cm
3	90 - 110 cm
4	105 - 125 cm
5	120 - 140 cm



### Ceinture Lombacross Activity



Réf. 835

La ceinture lombaire au maintien renforcé

- Lomalgie commune en phase aiguë avec douleur lombaire intense,
- PATIENT TYPE :
- Lomalgie avec activité physique importante
- Ex : Avec port de charges lourdes



Prix :TTC  
**750,00**

Tour de taille

1	60 - 80 cm
2	75 - 95 cm
3	90 - 110 cm
4	105 - 125 cm
5	120 - 140 cm





### Ceinture LombaStab dorso



Réf. 847

Thoraco-Lombaire




Prix :TTC  
**1350,00**



Ceinture de soutien thoraco lombaire à système de serrage facile et précis

- Lombalgies et dorsalgies modérées à sévères
- Pour patients ayant besoin d'un maintien à la fois au niveau du bas et du haut du dos.
- Troubles statiques (cyphose ou lordose)
- Fracture vertébrale stable -
- Maladie de Scheuermann
- Corrige la posture et réduit les tensions sur la colonne vertébrale



Tour de taille

1	60 - 80 cm
2	75 - 95 cm
3	90 - 110 cm
4	105 - 125 cm
5	120 - 140 cm



### Ceinture Lombastab High



Réf. 855 - 35 cm

Réf. 856 - 40 cm

Dorso Lombaire



Prix :TTC  
**995,00**




Ceinture haute de soutien dorso lombaire

- Tassement étagé du rachis lombaire,
- Douleur de la charnière dorso lombaire
- Fracture vertébrale stable
- Immobilisation post-opératoire

À RETENIR

Adaptable à la morphologie :  
4 baleines dorsales conformables et plaques dorsales indépendantes.



Tour de taille

1	60 - 80 cm
2	75 - 95 cm
3	90 - 110 cm
4	105 - 125 cm
5	120 - 140 cm



### Ceinture Lombax® Original




Réf. 824

Prix :TTC  
**595,00**



La ceinture de référence pour un port occasionnel

- Prévenir la récurrence lors des activités quotidiennes en sollicitation lombaire
  - Patient avec arthrose à risque de lombalgie,
- Ex. : senior actif



Tour de taille

1	60 - 85 cm
2	86 - 112 cm
3	113 - 140 cm



### Ceinture LombaFirst®




NOUVEAU



Ceinture de soutien lombaire simple sanglage

- Confortable et discrète : tissu fin sans coutures
- Adaptabilité : baleines en acier conformables
- Facilité de mise en place : passe-main et passe-pouce pour centrer la ceinture



Tour de taille

1	60 - 80 cm
2	75 - 95 cm
3	90 - 110 cm
4	105 - 125 cm
5	120 - 140 cm



### Ceinture Dynabelt



Réf. 7010A

Stérilisable en autoclave

Prix :TTC  
**430,00**




Ceinture de maintien abdominal

- Post-op, chirurgie cardiaque
- Fracture de côte sans déplacement,
- Faiblesse musculaire abdominale
- Fractures des côtes
- Lombalgies hautes ou basses mineures



Tour de taille

1	60 - 80 cm
2	80 - 100 cm
3	100 - 130 cm
4	130 - 160 cm



### Ceinture Herniaire Omphalique

Réf. 104070

Prix :TTC  
**680,00**



Pelote



Ceinture élastique de contention abdominale

- Avec une pelote concave en silicone amovible pour un effet de pression sur l'hernie ombilicale et pour faciliter son entretien.
- Tissu aéré et élastique

Tour de taille

1	60 - 95 cm
2	95 - 125 cm



### Ceinture Cemen




Réf. 2900H

Prix :TTC  
**330,00**



Ceinture de maintien thoracique

- Fracture de côtes sans déplacement,
  - Interventions chirurgicales cardiaques et / ou thoraciques,
- Modèle : mixte.



Tour de taille

1	60 - 75 cm
2	76 - 90 cm
3	91 - 105 cm
4	106 - 120 cm





Redresse dos

**Ceinture haute avec soutien Claviculaire**

Réf. 61303

HERDEGEN Made in FR

Prix :TTC  
**895,00**



- Redresse dos & ceinture lombaire avec outils baleinés en aluminium
- Spondylite, ostéoporose
- Hernies discales
- Aligne épaules, colonne vertébrale et haut du dos.
- Double sangle réglable anti-affaissement.
- Légère et confortable sous ou sur les vêtements.



Tour de taille

S	65 cm - 80 cm
M	75 cm - 90 cm
L	85 cm - 100 cm
XL	95 cm - 110 cm

Réf. OH151

Prix :TTC  
**795,00**



**Redresse dos Tonus**

Réf. E109

TONUS ELAST Made in EU


Correcteur de tenue dorsale

Prix :TTC  
**400,00**

- Inserts rigides au niveau de la partie dorsale
- Tissu élastique
- Meilleur maintien
- Prévention des mauvaises postures

Circonférence du thorax

1	68 - 78 cm
2	79 - 88 cm
3	89 - 99 cm
4	100 - 106 cm



**Redresse dos Dorsolomb**

Réf. 107804

HERDEGEN Made in FR

Prix :TTC  
**390,00**

INDICATIONS :

- Faiblesse de la musculature du dos au niveau de la poitrine
- Détérioration du maintien au niveau du dos
- Mauvaise posture : attitude cyphotique
- Surcharge thoracique

Tour de taille

S	65 cm - 80 cm
M	75 cm - 90 cm
L	85 cm - 100 cm



**Sangle d'immobilisation claviculaire Ligaflex®**

Réf. 2450 - Adulte

Prix :TTC  
**270,00**

- Le traitement de fractures de la clavicule, avec ou sans déplacement
- Maintenir les épaules en arrière et d'éviter de mouvements brusques.
- Fractures survenues lors d'une chute sur l'épaule ou bien lors d'un contact violent durant certains sports.

Tour de taille

0	20 - 34 cm
1	34 - 100 cm



**Anneau Claviculaire**


Réf. M79275

Prix :TTC  
**150,00**

- Matériaux doux, hypoallergéniques, et
- Design ajustable, facile à utiliser.
- Réduit la douleur rapidement.
- Favorise une récupération efficace.

Circonférence du thorax

XS	< 52 cm
S	52 - 60 cm
M	60 - 75 cm
L	80 - 95 cm
XL	95 - 105 cm



**Ceinture Herniaire inguinale**

Réf. 2720

Prix :TTC  
**575,00**

Bilatérale



Bilatérale

NOUVEAU



**Bandage pour hernies inguinales réductibles**

- Prévention et soutien des parties génitales sensibles pendant les activités sportives
- Permet une meilleure liberté en mouvement.
- Anti-allergique, confortable au contact direct avec la peau
- 100% coton

Tour de taille

1	75 - 85 cm
2	86 - 97 cm
3	98 - 110 cm
4	111 - 125 cm



**Suspensoir Wellness Slip Herniaire Wellness**

Réf. PV603B

Prix :TTC  
**170,00**

Bilatérale



- Prévention et soutien des parties génitales sensibles pendant les activités sportives
- Permet une meilleure liberté en mouvement.
- Anti-allergique, confortable au contact direct avec la peau
- 100% coton

Tour de taille

M	75 - 90 cm
L	85 - 100 cm
XL	95 - 105 cm



**Slip Herniaire Wellness**

Réf. PV650B

Prix :TTC  
**650,00**

Bilatérale



- Forte compression
- Contention des hernies inguinales réductibles
- Confinement abdominale efficace
- Porte deux poches intérieures pour insérer plaquettes de Hernie
- Non-allergène, tissu respirant, 100% coton

Tour de taille

75	82 - 88 cm	90	100 - 105 cm
80	88 - 94 cm	95	105 - 110 cm
85	94 - 100 cm	100	110 - 117 cm





Coudière et bracelet

**Coudière Silistab EPI**


Réf. 2305

Prix :TTC  
**390,00**

**Coudière anti-épicondylite**

Insert siliconé à triple effets :

- Massant
- Amortisseur de vibration
- Anti-tennis elbow
- Coude douloureux et instable
- Épicondylite
- Épitrachléite
- Ambidexte



Tour de l'avant bras

1	19 - 22 cm	4	28 - 31 cm
2	22 - 25 cm	5	31 - 34 cm
3	25 - 28 cm	6	34 - 37 cm



**Coudière souple**

Réf. 55200

Prix :TTC  
**250,00**

**Coudière de contention**

INDICATIONS :

- Hématome à l'articulation, après opération du coude
- Cas de lésions de sport,
- Distorsions
- Contusions
- Arthroses



Tour de l'avant bras

S	24 - 26 cm
M	26 - 28 cm
L	28 - 30 cm
XL	30 - 32 cm

**Bracelet Epi Med ProMaster**

Réf. 35087

Prix :TTC  
**320,00**

- Tennis elbow • Golf elbow
- Tendinite du coude

- Bracelet rigide à double pression ciblée grâce aux inserts en silicone
- Inserts additionnels (Flexi-Pads) disponibles pour augmenter la pression si besoin
- Réglage par fermeture



Bilatérale

Tour de l'avant bras

S	24 - 25 cm
M	26 - 27 cm
L	28 - 30 cm

**Bracelet Condylex**

Réf. 7007

Prix :TTC  
**100,00**

- L'enveloppe anatomique en néoprène perforé épouse la forme du bras
- Bonne contention musculaire.



Bilatérale

Tour de l'avant bras

1	22 - 26 cm
2	27 - 32 cm

Echarpe de soutien & Immobilisateur

**Immobilisateur ImmoClassic**

Bras / Épaule

NOUVEAU



- Traumatismes épaule/coude
- Fractures proximales de l'humérus (non chirurgicales)
- Luxation de l'épaule
- Fractures clavicule/scapula
- Immobilisation postopératoire
- Prévention subluxation/luxation
- Soutien bras paralytique



Tour de taille

1	25 cm - 35 cm
2	35 cm - 45 cm

**Immobilisateur**

Bras / Épaule / Coude

NOUVEAU



- Soutien ferme épaule/bras blessés ou fracturés
- Immobilisation et aide à la guérison
- Mousse souple et légère, confort maximal
- Facile à mettre en place, prévient nouvelles blessures
- Sangles croisées rembourrées pour meilleur maintien

Taille unique

**Echarpe de soutien de bras**

Réf. 62069

HERDEGEN Made in FR

Prix :TTC  
**120,00**

**Echarpe de soutien universelle**

- Echarpe en maille noire, enveloppant le coude et l'avant bras et disposant d'une languette de soutien du pouce
- Fixation auto-agrippante
- Soutien temporaire du bras
- Post-traumatique
- Post-chirurgical



Taille

S	31 cm
L	40 cm

**Immobilisateur**

Bras / Épaule / Coude

NOUVEAU



- Soutien ferme épaule/bras blessés ou fracturés
- Immobilisation pour favoriser la guérison
- Mousse souple et légère pour un confort optimal
- Facile à mettre en place, protège des nouvelles blessures
- Sangles croisées rembourrées pour une meilleure posture



Taille

S	22,9 - 29,2 cm
M	29,2 - 34,3 cm
L	34,3 - 39,4 cm
XL	39,4 - 44,5 cm
XXL	44,5 - 49,5 cm



### Collier C1 Classic

Réf. 23937 - 7.5 cm  
Réf. 23939 - 9 cm



Prix :TTC  
**95,00**



#### Collier cervical souple

- Torticolis
- Housse de confort amovible et lavable
- Recommandé pour le port de courte durée.



#### Tour de cou

0 Junior	24 - 27 cm
1	28 - 33 cm
2	34 - 39 cm
3	40 - 46 cm

### Collier cervical souple

Réf. OH008L  
Mousse renforcée

Prix :TTC  
**80,00**



#### Collier cervical souple

- INDICATIONS :
- Entorses cervicales
  - Torticolis
  - Névralgies cervico-brachiales
  - Arthrose cervicale.



#### Tour de cou

XS	30-35 cm
S	35-40 cm
M	40-45 cm
L	45-50 cm
XL	50-55 cm

### Collier C2 Locaortho

Réf. 6002



Prix :TTC  
**145,00**



#### Collier cervical semi-rigide

- INDICATIONS :
- Mousse renforcée
  - Entorses cervicales
  - Torticolis
  - Névralgies cervico-brachiales
  - Arthrose cervicale.



#### Tour de cou

S	25 - 33 cm
M	34 - 43 cm
L	44 - 52 cm

### Collier C2 Plus

Réf. 2392BL - 7.5 CM  
Réf. 2392BL9 - 9cm



Prix :TTC  
**240,00**



#### Collier cervical semi-rigide

- Torticolis
- Arthrose cervicale
- Névralgie cervico-brachiale
- Entorse bénigne
- Housse de confort amovible et lavable



#### Tour de cou

1	28 - 33 cm
2	34 - 39 cm
3	40 - 46 cm

### Collier Cervical rigide

Réf. M6003

Prix :TTC  
**120,00**



#### Collier cervical rigide à hauteur réglable

- Traumatisme cervical
- Entorses cervicales bénignes et moyennes
- Névralgie cervico-brachiales traumatiques



#### Tour de cou

S	25 - 33 cm
M	34 - 43 cm
L	44 - 52 cm

### Collier C3M

Réf. 2391M

Prix :TTC  
**340,00**



#### Collier cervical rigide avec appui mentonnier

- Radiculopathie cervicale.
- Spondylose cervicale.
- Fractures cervicales stables.
- Usage post-opératoire



#### Tour de cou

1	28 - 33 cm
2	34 - 39 cm
3	40 - 46 cm

## Collier d'immobilisation

### Vario C4

Réf. 49280



Taille unique

Prix :TTC  
**480,00**



#### Collier rigide à 4 appuis, réglable en hauteur

Structure rigide en deux parties, appuis mentonnier, occipital, dorsal et sternal. Assure une immobilisation complète du cou.



Tour de cou  
31 - 48 cm

### Phyladelphia

Réf. M60004

Prix :TTC  
**300,00**



#### Immobilisation maximale du rachis cervical après traumatismes importants

- Mousse hypoallergénique
- Coque moulée antérieure et postérieure de forme anatomique.



#### Tour de cou

S	25,5 - 33 cm
M	33,5 - 40 cm
L	40,5 - 48 cm

**Oreiller Orthopédique CERVI+**Réf. **W0460**

32 x 50 x 10,5 / 8 cm

Prix :TTC

**550,00**Réf. **W0460L**

65 x 36 x 11,5 / 10 cm

Prix :TTC

**845,00****En mousse à mémoire de forme**

- Très confortable, l'oreiller Cervi+® soutient la tête sans solliciter l'épaule ou les cervicales,
- La mousse visco-élastique mémorise la forme de la tête et exerce ainsi une faible contre-pression : la circulation du sang est facilitée et les pressions diminuées,
- Housse de qualité, en éponge stretch, 80% coton, 20% polyester (lavable à 40°C)

**Soulager les douleurs : Chaud / Froid****Argicalm**

Coussin réutilisable à base d'argile naturelle pour soulager votre douleur

Soulagement de la douleur

**Froid****Chaud**

Taille	Destinations recommandées	Taille ( cm )	Partie du corps	Réf.	Prix. TTC
<b>T1</b>	<b>Poignet - coude - Visage</b>	<b>19 x 11</b>		<b>72001</b>	<b>100,00</b>
<b>T2</b>	<b>Cheville - Coude - Genou</b>	<b>26 x 13</b>		<b>72002</b>	<b>130,00</b>
<b>T3</b>	<b>Genou - Dos - Abdomen</b>	<b>30 x 20</b>		<b>72003</b>	<b>170,00</b>
<b>T4</b>	<b>Cou - Epaules - Dos</b>	<b>43 x 17</b>		<b>72004</b>	<b>200,00</b>

**Coussin nuque en microbilles**

Made in FR

Réf. **410166**

Prix :TTC

**350,00**

- Efficace pour soulager le patient
- Réalise une mise à décharge totale ou partielle d'une zone douloureuse
- Soutient la nuque
- Ø 45 cm

**Repose nuque visco élastique Cervilux**

Made in FR

Réf. **420801**

Prix :TTC

**290,00**

- Permet de caler confortablement les vertèbres cervicales,
- 30 x 25,7 x 8 cm.

**Coussin en gel d'épaule**Réf. **LMRR3**

Prix :TTC

**70,00****Réutilisable**

- À froid comme à chaud, le Cold pack a une activité prolongée dans le temps.
- Traitement par le froid : Entorses, elongations, hématomes, tendinites.
- Traitement par la chaleur : Douleurs rhumatismales, lombalgies, torticolis, lumbagos.



## Genouillère Ligamentaire

## Genouillère Genu Ligaflex®



Réf. 2375G

Version courte modèle ouvert



Prix :TTC  
895,00



## Genouillère ligamentaire avec articulation TM5

- Tenue en place assurée par l'articulation TM5 reproduisant le mouvement naturel du genou et la sangle de suspension (brevet US / innovation Thuasne)
- Stabilité assurée par les renforts latéraux en aluminium de forme anatomique
- Tricotage anatomique avec silicone antiglisse intégré et zones de confort au niveau de la rotule et du creux poplité
- Enfilage facilité grâce à l'extensibilité du tricot et aux oreillettes de mise en place brevetées
- Fermeture bilatérale homogène assurée par les sangles semi-circulaire

## Tour de taille

1 32 - 34 cm	4 42 - 45 cm
2 35 - 37 cm	5 46 - 49 cm
3 38 - 41 cm	6 50 - 53 cm

## Argicalm



Réf. 72003 - 30 x 20cm

Prix :TTC

170,00

Coussin réutilisable à base d'argile naturelle pour soulager votre douleur



## Soulagement de la douleur

Froid Chaud

- Adaptabilité anatomique
- Coussin ergonomique
- Housse de protection + sangle d'attache élastique
- Lavables et réutilisables
- Matière technique en pvc : souple, ne blesse pas



## Coussin gel pour genou

Réf. LMRR4

Prix :TTC

70,00



## Soulagement de la douleur

Froid Chaud

- A froid comme à chaud, le Cold pack a une activité prolongée dans le temps.
- Traitement par le froid : Entorses, elongations, hématomes, tendinites.
- Traitement par la chaleur : Douleurs rhumatismales, lombalgies, torticolis, lumbagos.

## Genouillère Genu Dynastab®



Réf. 2370G

Prix :TTC

530,00

## Genouillère ligamentaire articulée

- Stabilité assurée par des baleines à articulation bi-axiale et des sangles rigides ajustables
- Sangles semi-circulaires évitant un éventuel effet garrot
- Zone de confort au niveau du creux poplité,
- Tricot extensible sur la cuisse
- Entorses bénignes et moyennes
- Laxité chronique



Hauteur du produit  
33 cm

## Tour de genou

1 32 - 34 cm	4 42 - 45 cm
2 35 - 37 cm	5 46 - 49 cm
3 38 - 41 cm	6 50 - 53 cm

## Genouillère Action Reliever



Réf. 2349

Prix :TTC


1 350,00

## Genouillère de décharge pour arthrose fémoro-tibiale légère à modérée

- Compression réduisant l'inflammation et stabilisation améliorant l'alignement
- Le système de cerclage à trois points soulage la douleur et augmente la mobilité
- La coupe ultra-basse disparaît sous les vêtements
- Boucles magnétiques super minces pour une auto-connexion facile



Hauteur du produit  
37 cm



## Tour de mollet (au plus fort)

## Circonférence genou

## Tour de cuisse

1 28 cm - 31 cm	32 cm - 34 cm	38 cm - 41 cm
2 32 cm - 35 cm	35 cm - 37 cm	42 cm - 45 cm
3 35 cm - 38 cm	38 cm - 41 cm	45 cm - 48 cm
4 39 cm - 42 cm	42 cm - 45 cm	48 cm - 51 cm
5 41 cm - 44 cm	46 cm - 49 cm	50 cm - 53 cm
6 44 cm - 47 cm	50 cm - 53 cm	53 cm - 56 cm
7 48 cm - 51 cm	53 cm - 56 cm	56 cm - 61 cm
8 51 cm - 54 cm	56 cm - 59 cm	61 cm - 66 cm





### Genouillère Rotulienne

#### Genouillère Silistab® Genu GO



Réf. 2343

Genouillère à guide rotulien



INDICATIONS :

- Douleur antérieure du genou ou de la patella (rotule).
- Instabilité rotulienne légère.
- Tendinopathie rotulienne
- Douleur et/ou œdème du genou.
- Arthrose du genou (légère à modérée)

Prix :TTC  
**580,00**

Circonférence cuisse à 15cm du genou    Tour de mollet à 12cm sous le genou

0	35 cm - 37 cm	29.5 cm - 32 cm
1	37 cm - 41 cm	32 cm - 34.5 cm
2	41 cm - 45 cm	34.5 cm - 37 cm
3	45 cm - 50 cm	37 cm - 39.5 cm
4	50 cm - 55 cm	39.5 cm - 42 cm
5	55 cm - 61 cm	42 cm - 44.5 cm
6	61 cm - 67 cm	44.5 cm - 47 cm



### Genouillère proprioceptive souple

#### Genouillère Ligastrap Genu



Réf. 2170

Genouillère ligamentaire à sanglage fonctionnel

- Oreillettes de mise en place brevetées
- Double système de strapping
- Zones de confort : rotule et creux poplité
- Entorse bénigne
- Reprise d'activités et de sport
- Instabilité articulaire/laxité

Prix :TTC  
**550,00**



Hauteur du produit 30 à 33 cm

Tour de genou

1	32 - 34 cm	4	42 - 45 cm
2	35 - 37 cm	5	46 - 49 cm
3	38 - 41 cm	6	50 - 53 cm

#### Genouillère Genusoft



Réf. 2320

Genouillère élastique proprioceptive classe 2

Prévention et reprise d'activité  
Maintien souple de l'articulation

Prix :TTC  
**115,00**



Hauteur du produit 20 à 32 cm

Tour de genou

1	32 - 34 cm	4	42 - 45 cm
2	35 - 37 cm	5	46 - 49 cm
3	38 - 41 cm		

#### Genouillère Genuaction



Réf. 2325

Genouillère élastique proprioceptive classe 3

- Proprioception assurée par le tricot élastique de compression classe 3

Prix :TTC  
**175,00**



Hauteur du produit 23.5 à 25.5 cm

Tour de genou

1	32 - 34 cm	4	42 - 45 cm
2	35 - 37 cm	5	46 - 49 cm
3	38 - 41 cm	6	50 - 53 cm

### Attelle d'immobilisation

#### Attelle Ligaflex Immo® 0°



Réf. 2410 - 50 cm / 60 cm

Prix :TTC  
**420,00**

Attelle d'immobilisation du genou

- Maintien pré et post-opératoire
- Entorses moyennes et graves



Hauteur du produit 50 cm

Hauteur du produit 60 cm

S	35 - 45 cm
M	45 - 52 cm
L	53 - 62 cm
XL	63 - 75 cm

#### Attelle de genou

Réf. M6201 - Adulte

Prix :TTC  
**400,00**

Attelle d'immobilisation du genou réglable à 3 panneaux

- Immobilisation assurée par 3 baleines conformables et radio-transparentes
- Entorse grave



Hauteur du genou

M	40 cm
L	50 cm
XL	60 cm

#### Bandage rotulien

NOUVEAU



TAILLE UNIQUE

- Améliore la force physique et soulage la douleur du tendon rotulien.
- Compression réglable grâce à deux sangles faciles à attacher de chaque côté.



## Chevillère Malleo Dynastab Boa



Réf. 2351



Prix :TTC  
**680,00**

### Attelle stabilisatrice de cheville

INDICATIONS :

- Entorse bénigne ou moyenne
- Reprise du sport

- 1 **Stabilisation accrue de cheville** : Renforts métalliques légers et sangles de strapping,
- 2 **Facilité de fermeture** : Serrage Boa® pour un serrage homogène qui ne se desserre pas dans le temps,
- 3 **Facilité de mise en place** : Large ouverture pour faciliter la mise en place et le retrait,
- 4 **Confort** : design fin et anatomique pour un port dans la majorité des chaussures. Tricot 3D micro-aéré pour évacuer l'humidité.



### Tour de cheville

0	16 - 19 cm
1	19 - 22 cm
2	22 - 26 cm
3	26 - 30 cm



## Argicalm



Réf. 72002 - 26 x 13cm

Coussin réutilisable à base d'argile naturelle pour soulager votre douleur

Prix :TTC  
**130,00**

Soulagement de la douleur



- Adaptabilité anatomique
- Coussin ergonomique
- Housse de protection + sangle d'attache élastique
- Lavables et réutilisables
- Matière technique en pvc : souple, ne blesse pas

## Chevillère Ligastrap MALLEO



Réf. 2180

Prix :TTC  
**455,00**



### Chevillère proprioceptive ligamentaire avec sangles de strapping

INDICATIONS :

- Entorse bénigne
- Proprioception
- Laxité chronique
- Reprise du sport
- Compression pour cicatrisation plaies/brûlures.



### Tour de cheville

1	19 - 21 cm
2	21 - 23 cm
3	23 - 25 cm
4	25 - 27 cm
5	27 - 30 cm

## Chevillère Ligacast ICE



Réf. 2333T

Prix :TTC  
**490,00**

### Traitement par cryothérapie : Poches de froid amovibles

INDICATIONS :

- Entorse moyenne à sévère de la cheville.
- Instabilité chronique de la cheville.
- Douleur/Œdème de la cheville.
- Thérapie par le froid suite à des lésions ligamentaires de la cheville.



Poches de froid



Pompe



## Ligacast AIR+



Réf. 2334T

Prix :TTC  
**380,00**

### Ajustement du niveau de compression grâce à une pompe externe

INDICATIONS :

- Entorse moyenne à sévère de la cheville.
- Instabilité chronique de la cheville.
- Douleur/Œdème de la cheville.

Taille Taille patient

0	60 cm - 139 cm
1	140 cm - 210 cm



**Botte de marche articulée  
LigaStep Rom Walker**



Réf. **U82032L**

Long

Prix :TTC

**900,00**



Réf. **U83032C**

Court

Prix :TTC

**890,00**

- Entorses graves des ligaments latéraux
- Suites des fractures malléolaires
- Fracture du pied et de l'avant pied
- Fracture du 1/3 inférieur de la jambe
- Stabilise la cheville en pré ou post-opératoire
- Modèles long et court



Taille	Pointure
XS	32 - 35 cm
S	35 - 38 cm
M	39 - 43 cm
L	44 - 47 cm
XL	47 - 50 cm

**Releveur de pied  
Pero-med®**



Réf. **4731**

Prix :TTC

**495,00**



- Maintien efficace du pied à angle droit afin de sécuriser la marche
  - Confortable grâce à sa forme anatomique et sa légèreté
  - Design permettant d'être porté avec tout type de chaussures plates
- 2 modèles : **droit et gauche**

INDICATIONS :

Faiblesse légère à modérée des muscles releveurs du pied, parésie légère du IIIème degré sans spasticité.

Taille	Pointure
S	35 - 37 cm
M	37 - 39 cm
L	39 - 41 cm
XL	41 - 44 cm

**Chevillère  
Silistab  
Achillo**



Réf. **2355**

Prix :TTC

**520,00**



**Chevillère pour tendon d'Achille**



Talonette incluse

- INDICATIONS :
- Tendinopathies achilléennes
  - Achillodynies
  - Post-rupture du tendon

Tour de cheville

1	19 - 21 cm
2	21 - 23 cm
3	23 - 25 cm
4	25 - 27 cm
5	27 - 30 cm

**Chevillère  
Malleosoft®**



Réf. **3600**

Prix :TTC

**120,00**



**Chevillère élastique proprioceptive**

- Tissu élastique (compression : classe 2 / 15-20 mmHg) assurant la proprioception
- Zone de confort au niveau des malléoles
- Maintien souple de l'articulation fragilisée ou douloureuse (entorses bénignes...)
- Réduction de la douleur
- Réduction d'oedème.



Tour de cheville

1	19 - 21 cm
2	21 - 23 cm
3	23 - 25 cm
4	25 - 27 cm
5	27 - 30 cm

**Chevillère  
Malléo  
Action**



Réf. **2361**

Prix :TTC

**150,00**



**Chevillère élastique de contention**

(compression : classe 3 / 20-36 mmHg)

INDICATIONS :

- Zone de confort au niveau des malléoles
- Maintien souple de l'articulation fragilisée ou douloureuse (entorses bénignes...)
- Réduction d'oedème
- Réduction de la douleur
- Existe en modèle junior



Tour de cheville

0	16 - 19 cm
1	19 - 21 cm
2	21 - 23 cm
3	23 - 25 cm
4	25 - 27 cm
5	27 - 30 cm



## Atelles de poignet-pouce

### Pouce-fixe

Réf. 7051



Prix :TTC  
**390,00**

INDICATIONS :

- Entorse du pouce
- Rhumatisme
- Traumatisme
- Post-opératoire



Modèles :  
droit et gauche



Tour de poignet  
S < 17 cm  
M 17 - 19 cm  
L > 19 cm

### Ligaflex Rhizo Immo

Réf. 709



Prix :TTC  
**215,00**

#### Orthèse d'immobilisation du pouce

- Immobilisation du pouce en position antalgique par une armature en fil métallique brevetée située à la commissure du pouce
- Ouverture au niveau de la colonne de pouce pour éviter tout appui douloureux
- Conservation de la préhension et préservation de l'amplitude du poignet
- Tricot 3D traité antibactérien, léger et respirant pour une meilleure évacuation de l'humidité, adapté au port prolongé

Modèles :  
droit et gauche



Tour de poignet  
1 13 - 17 cm  
2 17 - 23 cm

### Ligaflex Manu

Réf. 2430



Prix :TTC  
**370,00**

#### Orthèse d'immobilisation poignet / pouce

- INDICATIONS :
- Entorses bénignes du poignet
  - Suites d'intervention du canal carpien
  - Tendinopathies
  - Séquelles douloureuses du traumatisme poignet pouce
  - Ténosynovite de De Quervain
  - Rhizarthrose

Modèles :  
droit et gauche



Tour de poignet  
0 10 - 13 cm  
1 13 - 15 cm  
2 15,5 - 17,5 cm  
3 18 - 20 cm  
4 20,5 - 23 cm

### Attelle de poignet doigts

Réf. EH369

Prix :TTC  
**340,00**

NOUVEAU



S/M  
L/XL  
XXL

#### En position fonctionnelle plane

- INDICATIONS :
- Entorses bénignes du poignet
  - Suites d'intervention du canal carpien
  - Traumatisme poignet.

## Atelles de poignet

### Attelle de poignet Ligaflex Classic

Réf. 2435

Prix :TTC  
**330,00**



Modèles :  
droit et gauche



#### Orthèse d'immobilisation du poignet

- INDICATIONS :
- Entorses bénignes
  - Suites du canal carpien
  - Tendinopathies et douleurs post-traumatiques

Tour de poignet  
0 10 - 13 cm  
1 13 - 15 cm  
2 15,5 - 17,5 cm  
3 18 - 20 cm  
4 20,5 - 23 cm



### Attelle de poignet Ligaflex Classic Open

Réf. 2437

Prix :TTC  
**360,00**



Bilatéral

#### Orthèse ouverte d'immobilisation du poignet

- INDICATIONS :
- Entorses bénignes du poignet
  - Suites d'intervention du canal carpien
  - Traumatisme poignet.

Tour de poignet  
1 13 - 17 cm  
2 17 - 23 cm



### Attelle de poignet Dynastab Dual

Réf. 7040

Prix :TTC  
**250,00**



Bilatéral

#### Orthèse d'immobilisation du poignet

- INDICATIONS :
- Immobilisation renforcée
  - Baleines radiotransparentes
  - Matières respirantes

Tour de poignet  
1 13 - 16 cm  
2 16,5 - 19,5 cm  
3 20 - 23 cm



### Support de poignet

Taille unique

NOUVEAU



#### Ajustable en néoprène


- Offre un confort maximal une compression et un soutien au poignet.
- La sangle velcro ajustable permet de l'enfiler et de le retirer facilement.
- Réduit la douleur, le gonflement et accélère la guérison.
- Idéal pour prévenir les blessures au poignet.



### Ceinture Lombamum®

Réf. 805ST

Prix :TTC  
**765,00**



Indiquée pour :  
Douleurs pelviennes lombaires  
et sacro-iliaques  
À retenir :

- 1 Evolutive tout au long de la grossesse :  
2 bandeaux de soutien abdominal
- 2 Maintien adaptable :  
sangles additionnelles
- 3 Confort :  
double en fibre de bambou

Taille standard  
82 - 125 cm

### Ortel Pelvienne

Réf. 2740

Prix :TTC  
**415,00**



INDICATIONS :

- Douleurs sacro-iliaques d'origine mécanique, en particulier celles de la femme enceinte
- Instabilité symphysaire

Tour de hanches

1	83-89 cm
2	90-96 cm
3	97-105 cm
4	106-114 cm
5	115-125 cm
6	126-136 cm



### Gaine culotte de grossesse Nera

Réf. E9902

Prix :TTC  
**370,00**



Tour de bassin  
T. en cm

1	2	3	4	5	6
85-90	90-95	95-100	100-105	105-110	110-120

**Gaine prénatale :** Soutient le ventre, prévient la distension de la peau, soulage la partie sacro-iliaque.

**Confort :** Soutien optimal et maximum de confort

**Bande pelvienne :** Bonne contention.

### Gaine culotte post partum Agata

Réf. E0104

Prix :TTC  
**400,00**



Tour de taille

1. 65 - 69 cm	4. 80 - 84 cm
2. 70 - 74 cm	5. 85 - 89 cm
3. 75 - 79 cm	6. 90 - 94 cm

Gaine culotte médicale, postnatale, avec des sangles élastiques pour un meilleur ajustement de la contention abdominale après l'accouchement ou en post-opératoire viscérale

### Soutien-gorge médical d'allaitement

Postnatal en coton simple est destiné aux femmes pendant la période d'allaitement du bébé au sein, pour supprimer la douleur, prévenir la mastite et diminuer la galactostase.

Tour de poitrine

1	85 cm
2	90 cm
3	95 cm
4	100 cm
5	105 cm
6	110 cm

### Aljona

Réf. E010

Prix :TTC  
**280,00**



### Dina

Réf. E409

Prix :TTC  
**290,00**



## Coussin en microbilles

Réf. 410165

**Coussin de grossesse**

Dimensions :  
**150 X 18 cm**

**Décubitus**

Prix :TTC  
**890,00**



Le coussin de grossesse peut être utilisé au niveau des jambes pour aider au maintien de l'alignement des hanches et stabiliser la femme enceinte dans une position de confort

Réf. 410163

**Coussin d'allaitement**

Dimensions :  
**100 X 18 cm**

**Demi lune**

Prix :TTC  
**630,00**



Vous pourrez utiliser le coussin de maternité pour caler et protéger votre bébé au moment de la sieste par exemple.

## Alèse jetable

20 U



Réf.	Taille		Prix. TTC
00466060	Extra 60 x 60	Moyenne	<b>120,00</b>
00466090	Extra 60 x 90	Maxi	<b>160,00</b>
004680180	Extra 80 x 180	Bordable	<b>220,00</b>



### Couches prématurés chelino

- Testé cliniquement sous contrôle dermatologique étant adaptés à la peau des bébés.
- La composition des couches maintient votre bébé au sec pendant 12 heures.

Réf.	Taille	Prix. TTC
0036CN1	T1	99,00
0036CN2	T2	115,00

28 U



### Couches maternité en cellulose

Réf. 0051CM25

Serviettes post-accouchement en cellulose conçues pour absorber les pertes après l'accouchement ou une intervention gynécologique.

Prix :TTC  
53,00

25 U

Couche absorbante à base de cellulose



### Couches maternité

Serviette hygiénique premiers jours

100% coton

- Conçues pour les pertes abondantes des premiers jours après l'accouchement.
- En coton pour éviter l'adhérence des fibres à la plaie.

Prix :TTC  
120,00

Réf. 0037SC10 Qté. 12 U



### Culotte jetable

Prix :TTC  
45,00

Réf. 0037CJ4 Qté. 4 U



### Protège-slips Post-Partum

Taille unique

Prix :TTC  
45,00

Réf. 0037SP24 Qté. 24 U



### Doppler foetal connecté

Réf. LSD1B

APP : SD1 Care

Prix :TTC  
1 450,00

Sonde intégrée de 2 MHz

Idéal pour la détection de routine de la fréquence cardiaque fœtale par les cliniciens. La toute nouvelle conception de la sonde offre une sensibilité supérieure qui optimise l'expérience utilisateur.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Haut-parleur intégré
- Affichage digital du RCF
- Ecran tactile
- Bluetooth intégré
- Volume ajustable
- Sonde intégrée de 2 MHz
- Arrêt automatique
- Technologie par ondes pulsées
- Alimentation : Piles AA

### Doppler de poche a ultrasons plus

Réf. LSD3P

Prix :TTC  
2 950,00

Sonde intégrée de 3 MHz

Dopplers de poche à ultrasons de la série SD3 sont idéaux pour la détection de routine du rythme cardiaque fœtal



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Plug-and-play
- Ecran LED lumineux avec affichage FHR en temps réel
- Mise hors tension automatique
- Surveillance en temps réel pour une utilisation quotidienne
- Enregistrement et play avec la lecture audio
- Fonctionne sur piles AA ou batterie rechargeable
- Arrêt automatique, Bouton Marche/Arrêt

### Electrostimulateur

Réf. CH11231

Cefar Peristim rééducation périnéale

Prix :TTC  
3 750,00

Traitement à domicile

Solution idéale pour le traitement à domicile. Le Peristim Pro peut faire l'objet d'une prise en charge par la Caisse d'Assurance Maladie pour l'auto-traitement à domicile (sur prescription, soumise à conditions).



9 programmes pré-sélectionnés permettant de traiter l'incontinence de stress, l'incontinence mixte, l'incontinence d'impériosité, la douleur liée aux troubles urinaires (par ex. la cystite) et la stimulation des nerfs sacrés ou la stimulation des points d'acupuncture dans le traitement de l'incontinence d'impériosité.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Nombre de canaux	2
Nombre de programmes	9 prédéfinis, 3 programmables
Courant constant	Jusqu'à une résistance de 1 300 Ohm/canal maximum
Amplitude maximale	99,5 mA
Incréments d'intensité	Minimum 0,5 mA
Durée/amplitude max des impulsions	300 µ secondes
Fréquence	120 Hz
Source d'énergie	2 x 1,5 V AA
Dimensions L x W x H	120 x 52 x 27 mm
Poids	180 g batterie incluse

### Sonde vaginale

Réf. 140227

Universelle Periform

Prix :TTC  
350,00



- Insertion facile et implantation très stable
- Utilisation en stimulation et bio
- Utilisable debout et allongée
- Tige indicateur : bascule vers le bas lorsque les contractions internes sont correctement effectuées (amovible)
- L79 x l 34 mm - 15.5 g



### Collier souple Pédiatrique

NOUVEAU

- Mousse de densité moyenne pour un soutien respirant et confortable.
- Fermeture velcro pour une mise en place et un retrait faciles.
- Le tissu fin imprimé lui confère un aspect agréable.



### Ortel C1 junior

Réf. 23936BG0 - 6 cm

- Soutien du membre supérieur
  - Fixation auto-agrippante
- INDICATIONS :
- Soutien temporaire du bras
  - Post-traumatique
  - Post-chirurgical

Prix :TTC  
95,00



### Echarpe de soutien de bras

Réf. EO329E

Prix :TTC  
70,00

- Soutien du membre supérieur
  - Fixation auto-agrippante
- INDICATIONS :
- Soutien temporaire du bras
- Post-traumatique
  - Post-chirurgical



Version Junior

### Ceinture Ligaflex Clavicule Junior

Réf. 2640J

Prix :TTC  
215,00

- Soutien du membre supérieur
  - Fixation auto-agrippante
- INDICATIONS :
- Soutien temporaire du bras
- Post-traumatique
  - Post-chirurgical



### Orthèse de clavicule pédiatrique

NOUVEAU

- Immobilisation d'une clavicule fracturée.
- Correction de la posture.
- Rembourrage en mousse souple pour un confort d'utilisation.



### Genouillère Genuaction Junior

Réf. 2325

Prix :TTC  
175,00



Genouillère élastique proprioceptive classe 3

- Proprioception assurée par le tricot élastique de compression classe 3



Tour de genou  
0 28 - 31 cm

### Orthèse Ligacast® Junior

Réf. 2600J

Prix :TTC  
270,00



Orthèse stabilisatrice de cheville junior

- Coques rigides en plastique.
- Inserts en mousse s'adaptant parfaitement à la morphologie.
- Réglage précis par autoagrippant.
- Sangle calcanéenne réglable en hauteur.



Hauteur  
< 140

### Chevillère Malleosoft® Junior

Réf. 36001

Prix :TTC  
120,00



- Soutien du membre supérieur
  - Fixation auto-agrippante
- INDICATIONS :
- Soutien temporaire du bras
- Post-traumatique
  - Post-chirurgical

Tour de genou  
0 19 - 21 cm

### Attelle de genou

Réf. M6201S - Junior

Prix :TTC  
300,00

Attelle d'immobilisation du genou réglable à 3 panneaux

- Immobilisation assurée par 3 baleines conformables et radio-transparentes
- Entorse grave



Hauteur du genou  
S Junior 30 cm



### Attelle junior Ligaflex Immo 0°

Réf. 2610J

Prix :TTC  
315,00

Attelle d'immobilisation du genou junior

- Immobilisation du genou par 4 baleines.
- Fermeture précise par sangles auto-agrippantes.
- Hauteur : 30 cm.



Tour de genou  
30 - 35 cm





### Harnais de Pavlik

Réf. 2906

Prix :TTC  
**770,00**



#### Appareil de correction des hanches de l'enfant

- Constitué de deux étriers réglables, d'une ceinture thoracique capitonné, et de bretelles avec boucles de sécurité,
- La qualité des sangles assure un réglage fiable dans le temps.

#### INDICATIONS

- Dysplasie de hanches

Taille	0	1	2	3
Circonférence du thorax	spécial	34-42	39-49	46-59
en cm	néonatale			

### Coussin d'abduction souple

Réf. 2903



Taille : 12 à 22  
Prix :TTC  
**485,00**

Taille : 24 à 26  
Prix :TTC  
**510,00**

Taille : 28  
Prix :TTC  
**560,00**

#### INDICATIONS

- Mise en abduction des hanches de l'enfant
  - Instabilité de hanches
  - Dysplasie
  - Luxation de hanches
  - Lavage à la main à 30°
- Séchage à l'air libre

#### Appareil de correction des hanches de l'enfant par mise en abduction

- Le coussin d'abduction souple sans baleine est muni de bretelles réglables et de boucles de fermeture à clips
- Les brides latérales permettent de maintenir en place la correction choisie
- Coussin amovible en mousse de latex
- Boucles de sécurité
- Equipé de bretelles réglables

### Attelle de luxation de hanches du Dr. Petit

Réf. 2911

Prix :TTC  
**1 400,00**



- 2 coques en polyéthylène capitonnées d'une mousse de plastazote avec un angle de 120 degrés et une barre de fixation en métal.

Taille	1	2	3	4	5
Circonférence mi-cuisse (en cm)	16 à 18	19 à 21	22 à 24	25 à 28	29 à 33

### Attelle de Denis Browne


Avec semelles

Réf. 48059



Prix :TTC  
**900,00**

#### Avec barre compas



#### Taille Long de pied

0	7.5 cm
1	8 cm
2	9 cm
3	10 cm
4	11,5 cm
5	12 cm

### Chaussure Bébox

Réf. LCB



#### Pointure :

7.5 à 10

Prix :TTC  
**950,00**

11.5 à 12

Prix :TTC  
**950,00**

#### Pour pied varus, mal positions congénitales, pied talus, pied bot varus équin

- La chaussure Bébox s'utilise pour les corrections de l'avant pied (métatarsus varus).
- Modèle : droit - gauche
- Se vend à l'unité



#### Taille Long de pied

1	7.5 cm
2	8 cm
3	9 cm
4	10 cm
5	11,5 cm
6	12 cm

### Coussin bébé anti-reflux

Réf. 1100135

- Reflux gastro-oesophagien
- Régurgitations

- Vomissements
- Post-opératoire
- Bronchiolites

Prix :TTC  
**1 590,00**



### Bandeau bébé en gel

Réf. LMRR7

Prix :TTC  
**45,00**



- Maintien par une bande de scratch :ajustable
- Poche de gel innovant qui conserve la température.
- Hypoallergénique, réutilisable
- Contre la fièvre :au réfrigérateur 1h ou au congélateur 10 minutes

### Thermosoft

Réf. VG01076

#### Thermomètre à embout flexible et souple



Prix :TTC  
**75,00**

- Electronique, digital,
- Embout flexible et souple,
- Résultat en 10 secondes,
- Prise de température : rectale, axillaire ou buccale





COMPRESSION LÉGÈRE

THUASNE SPORT

Epaulière néoprène

Réf. 576

Prix :TTC  
260,00

- Adaptation morphologique : revêtement en tricot élastique
- Prévention des blessures articulaires
- Reprise d'activité après séquelles traumatiques

S M L  
28-31 32-35 36-40



Poignet néoprène

Réf. 575G2

Prix :TTC  
140,00

- Maintien renforcé : enveloppement complet de l'articulation
- Tendinites et séquelles d'entorses du poignet
- Reprise d'activité après entorse
- Taille unique

Taille unique  
One size only



5 4 3 2 1  
STABILITÉ

Cuissard Novelastic

Réf. 572

Prix :TTC  
165,00

- Déchirure musculaire en phase aiguë et lors de la phase de réadaptation
- Elongation
- Claquage

S M L XL  
44-48 49-53 54-58 59-63




Genouillère Novelastic

Réf. 573

Prix :TTC  
170,00

- Stimulation de la proprioception : revêtement en tricot élastique
- Prévention des blessures (entorses)
- Reprise d'activité après entorse
- Fragilité des ligaments du genou

S M L XL XXL  
31-33 34-36 37-39 40-42 43-45



Chevillère Novelastic

Réf. 571

Prix :TTC  
135,00

- Isolation thermique : néoprène
- Stimulation de la proprioception : revêtement en tricot élastique
- Prévention des blessures articulaires (entorses)

S M L XL  
19-20 21-22 23-24 25-27



COMPRESSION MODÉRÉE

THUASNE SPORT

Coudière de maintien

Réf. FS233

Prix :TTC  
220,00

- Entorses bénignes du coude du sportif.
- Instabilité chronique du coude.
- Reprise d'activité après traumatismes (entorse, chirurgie).
- Aide à la stabilisation du coude.
- Pathologie douloureuse chronique du coude.

S M L XL  
22-24 25-27 28-30 31-33



Genouillère de maintien

Réf. 334

Prix :TTC  
135,00

- Tricot compressif : amélioration de la proprioception
- Zone de confort : centrage facile de la rotule
- Extensibilité accrue : offre plus de confort, évite les surépaisseurs
- Indications : Maintien souple de l'articulation fragilisée ou douloureuse (entorses bénignes).

S M L XL XXL  
32-34 35-37 38-41 42-45 46-49



Chevillère de maintien

Réf. 333

Prix :TTC  
135,00

- Tricot compressif : amélioration de la proprioception
- Extensibilité accrue : offre plus de confort, évite les surépaisseurs.
- Pratique : centrage facile de la malléole.
- Indication : Maintien souple de l'articulation fragilisée ou douloureuse (entorses bénignes).

S M L XL XXL  
19-20 21-22 23-24 25-27 28-30



5 4 3 2 1  
STABILITÉ



1 2 3 4 5

STABILITÉ

### Poignet de stabilisation Boa

Réf. 356



NOUVEAU

- Un serrage homogène et facile sur toute l'articulation.
  - Confort optimal : tissu aéré, intérieur doublé de mousse.
  - Orthèse ambidextre.
- Indications : Entorses bénignes du poignet (traitement fonctionnel).



1 2  
13-17 17-23

THUASNE SPORT

MOBILISATION DYNAMIQUE

### Ceinture de soutien lombaire Strapping

Réf. 361



Prix :TTC  
540,00

- Particulièrement conseillé pour les exercices de musculation.
  - Reprise d'activité suite à une lombalgie ou lumbago.
  - Renforce et maintient de la zone lombaire.
- Indications : Prévention des postures et mouvements douloureux du dos.



S M L XL XXL  
60-70 71-86 87-102 103-121 122-140



### Strapping de pouce

Réf. 332



Prix :TTC  
240,00


- Indications :
- Prévention des blessures ligamentaires (entorses).
  - Reprise d'activité après entorse.
  - Fragilité des ligaments du pouce



S M L  
14-15.5 16-17.5 18-20

### Genouillère strapping Novelastic®

Réf. 331



Prix :TTC  
590,00

- Indications :
- Traitement fonctionnel des entorses légères à moyennes du genou.
  - Reprise d'activité après une entorse grave y compris chirurgie.



S M L XL XXL  
32-34 35-37 38-41 42-45 46-49

### Chevillère strapping

Réf. 330



Prix :TTC  
310,00

- Indications :
- Prévention des blessures ligamentaires (entorses).
  - Reprise d'activité après entorse.
  - Fragilité des ligaments de la cheville.




S M L XL  
19-22 22-25 25-28 28-30

### Chaussettes de récupération UP Recovery normal

Réf. 346

- Amélioration de la récupération musculaire
- Atténue la sensation de jambes lourdes
- S'adapte à la morphologie de chaque pied
- Évite les frottements et glissements
- Contact doux et agréable avec la peau



Semelle anti-statique & anti-grippe

S M L XL  
19-22 22-25 25-28 28-31



NOUVEAU

Prix :TTC  
299,00

### Bande adhésives Élastiques

Réf.

- 00981BG beige
- 00981JN jaune
- 00981RS rose
- 00981VR vert
- 00981BL bleu
- 00981NR noir
- 00981RG rouge

Prix :TTC  
120,00





Femme

Classe 2 / 15-20 mm Hg

Kokoon Absolu

- Microfibre : douceur exceptionnelle au toucher et confort facilitant l'adaptation sur le membre inférieur
- Traitement antibactérien

Désignation	Réf	Prix TTC
Mi-bas Femme	5220	310,00
Bas-cuisse Femme	5225	470,00
Collant femme	5223	560,00
Collant maternité	5224	560,00

Existe en Taille de 1 à 4 normale et long

Chaussettes pieds fermés



Bas-cuisse pieds fermés



Collant



Collant femme enceinte



Venoflex chaussettes simply coton

- Confortable : le revers biseauté permet de limiter l'effet garrot
- Solide : talon et voûte plantaire renforcés
- Lavable en machine 40°C

Chaussettes pieds fermés



Bas-cuisse pieds fermés



Collant



Désignation	Réf	Prix TTC
Mi-bas femme	5320	370,00
Bas-cuisse femme	5325	565,00
Collant femme	5323F	680,00

Existe en Taille de 1 à 4 normale et long

Chaussettes Venoflex Fast Lin

- Respirant : fibre naturelle de lin ayant une bonne perméabilité à l'air
- Lavable en machine
- La technologie fast
- Facile à enfiler
- La chaussette est extensible en hauteur et en largeur
- Confortable grâce à la couture sur le dessus du pied et absence de revers

Chaussettes pieds fermés



Désignation	Réf	Prix TTC
Mi-bas	61204	395,00

Classe 3 / 20-36 mm Hg

Kokoon Absolu

- Microfibre : douceur exceptionnelle au toucher et confort facilitant l'adaptation sur le membre inférieur
- Traitement antibactérien

Chaussettes pieds ouverts Chaussettes pieds fermés Bas-cuisse pieds ouverts Bas-cuisse pieds fermés Collant



Désignation	Réf	Prix TTC
Mi-bas	5230	380,00
Bas-cuisse	5235	490,00
Collant	5233	590,00

Existe en Taille de 1 à 4 normale et long

Rehausse jambe housse

Réf. 410152

Prix :TTC

390,00

Coton bleu




- Installé sur un matelas, ce coussin en mousse polyéther soulage la circulation sanguine.
- Replié, il s'utilise comme cale dos ou coussin d'assise.
- Sa housse 100% coton est amovible pour être nettoyée en machine.

Classe 2 Allemand / 23-32 mm Hg

Venoflex micro

- Résistant
- Traitement antibactérien
- Excellente respirabilité

Chaussettes pieds ouverts Bas-cuisse pieds ouverts Collant PO / PF



Désignation	Réf	Prix TTC
Mi-bas f/PO	30021	380,00
Bas-cuisse f/PO	30023	530,00
Collant f/PO / PF	30025	580,00

Existe en Taille de 1 à 4 normale et long

Spécial clinique

Classe 1 / 10 - 15 mm Hg

Bas-cuisse PO blanc

Contention spéciale clinique : pour personnes alitées  
Bas-cuisse anti-stase de couleur blanche pied ouvert avec silicone anti-glisse



Désignation	Classe	Réf	Prix TTC
Bas-cuisse	classe 1	5815	330,00

Existe en Taille de 1 à 4 normale et long



Classe 2 / 15 - 20 mm Hg

Élégance

- La gamme semi-opaque
- Résistante
- Tissu microfibre doux et respirant
- Le modèle bas-cuisse contient du silicone
- Lavable en machine
- Traitement antibactérien




City confort coton

- Revers spécialement étudié pour ne pas gêner la circulation
- Coutures extrafines
- Talon et voûte plantaire renforcés
- Le modèle bas-cuisse contient du silicone



Homme



Désignation	Réf	Prix TTC
Mi-bas	5129	320,00
Bas-cuisse	5128	480,00

Existe en Taille de 1 à 4 normale et long



Désignation	Réf	Prix TTC
Mi-bas	5329	370,00
Bas-cuisse	5328	565,00
Collant	5323	680,00

Chaussettes Fast-lin

- Respirante : fibre naturelle de lin thermorégulatrice
- Douce : association de la fibre de lin et fibre de viscose
- La technologie FAST
- Traitement anti-bactérien



Désignation	Réf	Prix TTC
Mi-bas	61294	395,00

Chaussettes Fast-Air

- Fabriqué en polyamide et élasthanne
- Fibres adaptées à toutes situations
- Absorbe rapidement la transpiration
- Effet rafraîchissant constant
- Bonne aération pour confort



Désignation	Réf	Prix TTC
Mi-bas	61293	420,00

Classe 3 / 20 - 36 mm Hg

City confort coton

- Revers spécialement étudié pour ne pas gêner la circulation
- Coutures extrafines
- Talon et voûte plantaire renforcés
- Le modèle bas-cuisse contient du silicone



Désignation	Réf	Prix TTC
Mi-bas	5339	450,00
Bas-cuisse	5338	590,00

Existe en Taille de 1 à 4 normale et long

Spécial clinique

Classe 1 / 10 - 15 mm Hg

Bas-cuisse PO blanc

Contention spéciale clinique : pour personnes alitées  
Bas-cuisse anti-stase de couleur blanche pied ouvert avec silicone anti-glisse



Désignation	Classe	Réf	Prix TTC
Bas-cuisse	classe 1	5815	330,00

Existe en Taille de 1 à 4 normale et long

Tableaux de prise de mesure de la compression Venoflex

MI-BAS		
TOUR CHEVILLE (TC) en cm	TOUR MOLLET (TM) en cm	TAILLE
TC 19-21	TM 30-35	1
TC 21-24	TM 32-38	2
TC 24-26	TM 34-42	3
TC 26-29	TM 37-46	4

• Normal < 37cm • Long > 37 cm

BAS-CUISSE		
TOUR CHEVILLE (TC) en cm	TOUR CUISSE (TM) en cm	TAILLE
TC 19-21	TM 45-54	1
TC 21-24	TM 50-59	2
TC 24-26	TM 56-66	3
TC 26-29	TM 58-69	4

• Normal < 74cm • Long > 74 cm

COLLANT		
TOUR CHEVILLE (TC) en cm	TOUR HANCHE (TM) en cm	TAILLE
TC 19-21	TM 45-54	1
TC 21-24	TM 50-59	2
TC 24-26	TM 56-66	3
TC 26-29	TM 58-69	4

• Normal < 74cm • Long > 74 cm

**Classe 2 18 - 21 mm Hg****Classe 2 20 - 35 mm Hg**

Micro-fibre, thermo-régulation, résistant, talon renforcé.  
Polyamide : 70%, Lycra : 20%

Réf. **E403**  
**Mi-bas lux unisexe**

Prix :TTC  
**250,00**



Réf. **E403**  
**Mi-cuisse lux unisexe**

Prix :TTC  
**380,00**



**Hémi-collant unisexe**

Réf.  
**E403DO**  
**E403GO**


Prix :TTC  
**350,00**

Réf.  
**E403DO2**  
**E403GO2**

Prix :TTC  
**400,00**

**Tableaux de prise de mesure de la compression Tonus**

La compression des bas et collants est maximale à la cheville et diminue vers le haut.  
La taille se détermine principalement par la circonférence de la cheville, suivie du mollet et de la cuisse, selon le tableau fourni avec chaque produit.



SIZE	S (2)	M (3)	L (4)	XL (5)
B	20-22	22-25	25-28	28-31
C	30-38	33-42	37-46	42-51
D	28-35	31-40	35-44	40-49
F	41-48	44-53	48-57	53-62
G	44-54	48-60	54-66	60-72
H	<100	95-110	105-120	115-125

**Esthétique et réparatrice****Soutien-gorge Sporlane Confort**

Réf. **L106**



Prix :TTC  
**870,00**

- Réduction ou augmentation mammaire.
- Sous-vêtements en microfibre en post-opératoire.
- Agrafage antérieur pour limiter les mouvements.
- Recommandés pour le sport et les fortes poitrines.

Tailles : 85 - 90 - 95 - 100 - 105

**Soutien-gorge Maintien**

Réf. **L111**



Prix :TTC  
**830,00**

- Soutiens-gorge post-opératoires pour réduction ou augmentation mammaire.
- Assurent un maintien optimal après l'intervention.
- Agrafage antérieur pour faciliter la fermeture et limiter les mouvements.

Tailles : 85 - 90 - 95 - 100 - 105

**Soutien-gorge Contenseur**

Réf. **L107**



Prix :TTC  
**960,00**

- Modèle de maintien pour augmentation mammaire.
- Bande élastique supérieure empêche la migration de la prothèse.
- Réglage avec velcro à chaque extrémité.

Tailles : 85 - 90 - 95 - 100 - 105

**Soutien-gorge Cereneasy Comfort**

Réf. **L124100B**



Prix :TTC  
**870,00**

- Soutien-gorge post-opératoire avec contention contre l'œdème.
- Fermeture éclair ou agrafage, bretelles réglables (5 niveaux).
- Tissu respirant Xtra-dry,
- Adapté également pour le sport

Tailles : 85 - 90 - 95 - 100 - 105

**Mentonnière**

Réf. **L113**



Prix :TTC  
**765,00**

- Les larges velcros latéraux permettent une contention appropriée au type d'intervention et à la morphologie du patient
- Indiqué pour le lifting facial et la lipoaspiration du double menton

**Face-lift**

Réf. **L112**



Prix :TTC  
**765,00**

**Bandeau oreille**

Réf. **L115BA**



Prix :TTC  
**460,00**

**Mentonnière**

Réf. **FM300**

À couverture **moyenne** jusqu'au milieu du cou

Unisexe

Prix :TTC  
**595,00**

Tour de cou.

S	33 - 38 cm
M	38 - 43 cm
L	43 - 48 cm
XL	48 - 53 cm

**Masque facial**

Réf. **FM100**

À couverture **minimale** jusqu'au milieu du cou

Unisexe

Prix :TTC  
**550,00**

Tour de cou.


S	33 - 38 cm
M	38 - 43 cm
L	43 - 48 cm



- Assure une contention **post-opératoire (chirurgie plastique et esthétique)** :
- Augmente le débit sanguin, fait résorber l'oedème, soulage les symptômes fonctionnels
- Fait en tissu appelé «**PREMIUM**» : Clear lycra en association avec plusieurs fibres synthétiques
- Le tissu indémaillable offre au praticien la possibilité d'effectuer une incision dans le vêtement
- Grande élasticité, confort et résistance au froissement
- Mise en place aisée grâce à une très grande réactivité dès les premiers étirements
- La forte proportion de Lycra assure une excellente contention et une durée de vie supérieure

Tour de bassin

1	85 - 90 cm
2	91 - 95 cm
3	96 - 101 cm
4	102 - 111 cm
5	112 - 123 cm
6	124 - 136 cm



**Panty bas long**

Réf. L103LN


Prix :TTC  
**1 450,00**



**Panty bas court**

Réf. L102CN


Prix :TTC  
**1 450,00**



**Ceinture haute**

Réf. L101N

Prix :TTC  
**1 315,00**



**Panty haut court**

Réf. L104CN

Prix :TTC  
**1 650,00**



**Panty haut long**

Réf. L105LN


Prix :TTC  
**1 650,00**



**Lipofilling**

Réf. L123CN

**NOUVEAU**  
Prix :TTC  
**1 450,00**



**Brassière ouverte**

Réf. L122N

**NOUVEAU**

Prix :TTC  
**910,00**



**Pour homme**

**Combiné homme**

Réf. L110N


Prix :TTC  
**2 100,00**



**Body homme**

Réf. L100N

Prix :TTC  
**1 750,00**





**Marena**  **Made in USA**

**NOUVEAU**

Assure une contention **post-opératoire (chirurgie plastique et esthétique)**  
Conçus avec notre **tissu de compression exclusif TriFlex™**, les vêtements de récupération post-chirurgicale de Marena sont faciles à enfiler, doux pour la peau et confortables pour un port prolongé.

**Combinaison de compression**

Réf. **SFBHS**

Avec panneau

Prix :TTC  
**1 595,00**

- Gaine courte pour confortet soutien
- Panneaux renforcés sur l'abdomen, le dos et les côtés
- Fermetures réglables
- Couverture des jambes au-dessus des genoux



	Taille.	Hanche.	Cuisse.
<b>S</b>	66 - 71 cm	91 - 97 cm	51 - 54 cm
<b>M</b>	71 - 76 cm	97 - 102 cm	54 - 57 cm
<b>L</b>	76 - 81 cm	102 - 107 cm	57 - 60 cm
<b>XL</b>	81 - 89 cm	107 - 114 cm	60 - 65 cm
<b>2XL</b>	89 - 99 cm	114 - 124 cm	65 - 70 cm
<b>3XL</b>	99 - 109 cm	124 - 135 cm	70 - 77 cm

**Combinaison de compression**

Réf. **FBCS**

Dos - Haut

Prix :TTC  
**2 390,00**

- Conçue pour la récupération après **lifting brésilien** des fesses
- Tissu doux et léger sur les fesses
- Transition en douceur entre compression et soutien léger



	Taille.	Hanche.	Cuisse.
<b>S</b>	66 - 71 cm	91 - 97 cm	51 - 54 cm
<b>M</b>	71 - 76 cm	97 - 102 cm	54 - 57 cm
<b>L</b>	76 - 81 cm	102 - 107 cm	57 - 60 cm
<b>XL</b>	81 - 89 cm	107 - 114 cm	60 - 65 cm
<b>2XL</b>	89 - 99 cm	114 - 124 cm	65 - 70 cm

**Soutien-gorge Flexfit**

Réf. **B01GBG** - Beige

Réf. **B01GN** - Noir

À fermeture frontale

Prix :TTC  
**840,00**



T. FR	T. US	Sous la poitrine.
<b>85</b>	<b>32</b>	68.5 - 71 cm
<b>90</b>	<b>34</b>	73.5 - 76 cm
<b>95</b>	<b>36</b>	79 - 81 cm
<b>100</b>	<b>38</b>	84 - 86.5 cm
<b>105</b>	<b>40</b>	89 - 91.5 cm
<b>110</b>	<b>42</b>	94 - 96.5 cm

- Ajustement complet
- Confort optimal
- Augmentation mammaire
- Réduction mammaire

**Soutien-gorge contenseur Flexfit**

Réf. **B15GBG** - Beige

Réf. **B15GN** - Noir

Avec stabilisateur d'implant

Prix :TTC  
**1090,00**



- Bande stabilisatrice
- Prévient le déplacement
- Après augmentation mammaire

**Brassiere ouverte sans poitrine**

Réf. **FVOM**

Prix :TTC  
**1 199,00**

- Offre une couverture confortable des bras et du dos
- Bande élastique douce



Taille.	Bras.	Sous la poitrine.
<b>M</b>	27 - 29 cm	74 - 79 cm
<b>L</b>	29 - 30 cm	79 - 84 cm
<b>XL</b>	30 - 33 cm	84 - 91 cm

**Ceinture abdominale**

Unisexe

Réf. **AB3UW** - 23 cm

3 panneaux universelle

Prix :TTC  
**720,00**

- Fabriquée d'un élastique de soutien
- Fermeture réglable à crochets et boucles
- Convient à une taille allant jusqu'à 107cm

Taille unique



**Gilet de compression abdominale**

Réf. **MVH**

Prix :TTC  
**1 700,00**

- Gilet sans manches pour la récupération
- Bretelles ajustables
- Large bande élastique en bas



Taille.	Poitrine.
<b>M</b>	79 - 89
<b>L</b>	89 - 99 cm
<b>XL</b>	99 - 109 cm
<b>2XL</b>	109 - 119 cm
	94 - 104 cm
	104 - 114 cm
	114 - 124 cm
	124 - 135 cm

**Combinaison de compression**

Réf. **MBCH** - Court

Prix :TTC  
**1 999,00**

- Offre un soutien confortable
- Col échancré
- Bretelles ajustables à crochets et boucles





### Manchon Lymphology

Avec mitaine continue

Réf. 2002D

Manchon standart pour **lymphoedème**  
Existe en modèles : droit et gauche court et long  
Taille : S - M - L



à l'unité

Prix :TTC

490,00

À utiliser le jour



### Manchon pour bras de compression

Avec bandoulière

NOUVEAU



- Microfibre multifilament à double torsion
- Confort : doux, chaud, hygrosopique, séchagerapide.
- Ne limite pas les mouvements
- Excellente durabilité.
- Tricot sans soudure : évite abrasions et impressions



### Gant standard Cicatrex

Réf. 3448

Tissu indémallable permettant la découpe des longueurs de doigts



Prix :TTC

260,00



Tour de main

1	13 - 14 cm
2	15 - 16,5 cm
3	17 - 18,5 cm
4	19 - 20,5 cm
5	21 - 22,5 cm
6	23 - 24,5 cm
7	25 - 26,5 cm
8	27 - 28,5 cm

INDICATIONS :

- Traitement des cicatrices
- Brûlure thermique, chimique ou électrique
- Lutte contre les chéloïdes, hypertrophie, brides.
- Zone de greffe cutanée.

## Manchon Premium

Avec extension

Réf. L109N

Prix :TTC

510,00

- S/M/L
- Modèles droit/ gauche
- Indiqués pour le lifting des bras
- Confort et contention optimale
- Extension épaule

Se vend à l'unité



Sans extension

Réf. L108N

Prix :TTC

1 020,00

- S/M/L
- Indiqués pour le lifting des bras
- Confort et contention optimale

Se vend à la paire



## Masque en gel pour les yeux

Réf. LMRR8

- Décongestionnant yeux
- Réutilisable

Prix :TTC

60,00



## Cicatrisation

### Pansement cicatrisant silicone Cerederm



1 unité

Réf.	Dim.	Prix unitaire
4309668	5 x 8 cm	40,00
4309651	5 x 30 cm	65,00
4309674	10 x 20 cm	75,00

### Pansement hydrocolloïde



Sans bordure

Réf.	Dim.	Prix Unité
S203003	10 cm x 10 cm	16,00
S203004	15 cm x 15 cm	44,00

Avec bordure

Réf.	Dim.	Prix Unité
S203003WB	10 cm x 10 cm	22,00

### Pansement fin en silicone imperméable



Cicatrices hypertrophiques ou chéloïdes.  
Idéal pour césarienne



Réf.	Dim.	Prix
F02565-01	5 x 7,5 cm	190,00
F02565-14	4 x 30 cm	500,00
F02565-15	10 x 18 cm	530,00

Boîte de 5 unités

### Plaque de silicone Cicatrisante



Réf.	Dim.	Prix
F02555-01C	5 x 7,5 cm	240,00
F02555-02C	10 x 10 cm	280,00
F02555-46C	5 x 20 cm	210,00
F02555-45C	3 x 12 cm	180,00





**Prothèse Mammaire**



**Kit avantage**

Réf. 9311

**Soutien-gorge**

+

Réf. E4072

**prothèse**



Prix :TTC  
**1 150,00**

~~PPM TTC  
1 300,00~~



**Prothèse mammaire externe en silicone**



Réf. 9311

Serena symétrique (ovale)

**Bonnet : B**

Prix :TTC  
**900,00**



**Bonnet : C**

Prix :TTC  
**999,00**

**Soft & light**

SILIMA®



- Forme symétrique en bonnet B & C
- Procure un décolleté naturel
- Soulage l'épaule car plus légère jusqu' à 30% par rapport à une prothèse classique

Réf.	Taille	Prix
<b>66378B</b>	05-08	<b>1 300,00</b>

<b>66378B1</b>	09-14	<b>1 650,00</b>
----------------	-------	-----------------

**Ultra light**

SILIMA®



- Solution idéale en cas de lymphoedème car plus légère jusqu'à 60% qu'une prothèse normale
- Convient parfaitement aux poitrines généreuses
- Recommandée en cas de natation
- Forme symétrique en bonnet B & C

Réf.	Taille	Prix
<b>66374B</b>	05-08	<b>1 300,00</b>

<b>66374B1</b>	09-13	<b>1 450,00</b>
----------------	-------	-----------------

**Silima direct**

SILIMA®



**Prothèse adhérente nouvelle génération**

- Prothèse intégrant dans sa face interne un coussinet adhésif échangeable
- Evite tout décollement de la prothèse

Réf.	Taille	Prix
<b>66377B</b>	05-08	<b>1 600,00</b>

<b>66377B1</b>	09-14	<b>1 850,00</b>
----------------	-------	-----------------

**Soutien-gorge**

**Diana**

Réf. 57255

Prix :TTC  
**470,00**



**Classique et douceur**

SILIMA®

- Microfibre et poches en coton ( 16%) pour une sensation de douceur au contact de la peau
- Un bonnet en deux parties pour un maintien renforcé
- Bretelles réglables et molletonnées qui assurent plus de confort au niveau des épaules.

**Lola**

Réf. 57258

Prix :TTC  
**680,00**



**Une dentelle confortable pour toutes les tailles**


SILIMA®

- Bonnet en trois parties pour un bon ajustement, adapté aux grandes tailles de bonnets,
- Bande de maintien sous-poitrine supplémentaire pour un maintien renforcé
- Bretelles plus larges, réglables et molletonnées pour plus de confort au niveau des épaules.

**Sofija**

Réf. E4072

Prix :TTC  
**390,00**



**Soutien-gorge pour prothèse mammaire externe en coton 100%**

- Bonnets rehaussé d'une dentelle pour plus de féminité
- Bretelles dentelle réglables au dos et extensibles s'élargissant vers l'épaule
- Double poches creuses en coton pour un bon maintien de la prothèse



**MOBIDERM : Dispositif compressif mobilisant anti-oedème**

**Bande grand plot**

Réf. 37203

3 m x 10 cm  
Plot : 15 mm x 15 mm

Prix :TTC  
**405,00**

**Plaque petit plot**

Réf. 37103

Pour doigts et orteils  
1 m x 25 cm  
Plot : 5 mm x 5 mm

Prix :TTC  
**510,00**

**• Efficace**

Rapidité de diminution de volume de l'oedème, assouplissement de la fibrosée, ou oedématisée.

**• Confortable**

contact cutané doux, conformabilité du produit pour une meilleure adaptation anatomique.

**• Pratique**

léger, confortable et souple, il permet au patient de conserver la liberté de mouvement et donc la capacité de drainage du membre



**Manchon Lymphology avec mitaine continue**

Réf. 2002D

à l'unité

Prix :TTC  
**490,00**

Manchon standard pour lymphoedème

Existe en modèles :

**droit et gauche court et long**

Taille : S - M - L



À utiliser le jour

**Biflexideal**

Réf. 11005

10 cm x 5 m

Prix :TTC  
**150,00**

Réf. 11003

3 cm x 5 m

Prix :TTC  
**120,00**



- Bande de contention à allongement court
- Extensible adaptée au port continu, sans latex.

**Bande coton**

Réf. 10104

11 cm x 4 m

Prix :TTC  
**110,00**



Bande tubulaire anti-oedème rigide, composition 100 % coton

**Mousse de protection**

Réf. 5507

7 cm x 27m

Prix :TTC  
**135,00**



Bande-mousse fine extensible  
Protection de la peau  
Protection cutanée sous contention adhésive

**Manchon MOBIDERM auto-fit**

- Traitement du lymphoedème du membre inférieur, d'origine primaire ou post cancer de la zone uro-génitale, avec migration sur la jambe.
- Il est indiqué en fin de la phase de réduction de l'œdème, ou en phase de stabilisation.
- Mobiderm Autofit est particulièrement adapté chez les patients présentant des dysmorphies ou un oedème évolutif, et souhaitant contrôler leur lymphoedème en toute autonomie.




**Membre supérieur avec mitaine G/D**

Réf. 3733

Prix :TTC  
**1 200,00**

Tour de bras	Circonférence Avant-Bras	Circonférence Poignet	Circonférence Main
T1	25 cm - 32 cm	22 cm - 28 cm	15 cm - 19 cm
T2	29 cm - 36 cm	24 cm - 30 cm	16 cm - 20 cm
T3	33 cm - 40 cm	26 cm - 32 cm	17 cm - 21 cm
T4	37 cm - 44 cm	28 cm - 34 cm	17 cm - 21 cm
T5	41 cm - 48 cm	30 cm - 36 cm	18 cm - 22 cm
T6	45 cm - 52 cm	31 cm - 37 cm	19 cm - 23 cm

Long.	Long. Aisselle Poignet
Normal	40 - 45 cm
Long	45 - 50 cm




- Plusieurs crans de serrage ( en bleu ) :  
- Adaptation à la morphologie individuelle de chaque patient.  
- Repères d'ajustage : mise en place précise et reproductible, contrôle de la variation de volume de l'oedème.
- Attaches auto-agrippantes :  
mise en place instantanée et haute tenue
- Manchon avec mitaine attenante retroussable : limite le risque de migration de l'oedème. permet de libérer la main pour les activités du quotidien.
- Vêtement semi-ouvert :  
facile à enfiler, facile à enlever.

**Membre inférieur G/D**

**NOUVEAU**

Tour de bras	Circonférence Avant-Bras	Circonférence Poignet	Circonférence Main
T1	16 cm - 24 cm	24 cm - 35 cm	46 cm - 57 cm
T2	20 cm - 28 cm	32 cm - 43 cm	53 cm - 65 cm
T3	24 cm - 32 cm	40 cm - 51 cm	61 cm - 72 cm
T4	28 cm - 36 cm	48 cm - 59 cm	68 cm - 80 cm

Hauteur	Hauteur Sol / Cuisse
Court	67 cm - 72 cm
Normal	72 cm - 77 cm
Long	77 cm - 82 cm
Très long	82 cm - 87 cm



- Plusieurs crans de serrage :  
- Adaptation à la morphologie individuelle de chaque patient.  
- Repères d'ajustage : mise en place précise et reproductible, contrôle de la variation de volume de l'oedème.
- Vêtement semi-ouvert :  
Facile à enfiler, facile à enlever.
- Attaches auto-agrippantes :  
- Mise en place instantanée et haute tenue.  
- Double rangée : • large plage d'adaptation  
- Permet une utilisation sur le membre D ou G
- Patins anti-dérapants :  
Limitent le glissement lors de la marche

À utiliser en phase de repos



## BIFLEX + Étalonnée

Biflex 16+ - légère  
Membre supérieur

Biflex 17+ - forte  
Membre inférieur




- Biflex Étalonnée bande élastique avec indicateur de pose (étalonnage)
- Bande élastique de compression
- Lavable et réutilisable
- L'étalonnage limite les risques de mauvaise utilisation
- Contrôle précis de la pression exercée grâce à l'indicateur de pose




La pose Biflex en deux étapes simples

### 1 - ÉTIREMENT



### 2 - RECOUVREMENT




Désignation	Dim.	Réf	Prix.
Biflex 16+ légère	8 cm x 3m	16008	290.00
Biflex 16+ pratic	8 cm x 3m	16008B	310.00
Biflex 17+ forte	10 cm x 3m	17003	290.00
Biflex 17+ forte	10 cm x 4m	17004	350.00
Biflex 17+ forte	10 cm x 5m	17005	420.00

## Kit Biflex : traitement de l'ulcère veineux

Composé de 2 bandes :

Réf.	Taille	Prix
17005K2	T2	440.00
17005K3	T3	590.00



### Bande élastique 1 sens, molletonnée

- Bande de compression, à allongement court
  - Sans latex (viscose + polyester + polyamide + élasthanne)
- Apporte le niveau de pression requis  
Protège la peau et les saillies osseuses  
Effet contention

### Bande élastique bi-sens

- Bande de compression, à allongement court
  - Sans latex (microfibre polyester + viscose + élasthanne + polyamide)
- Assure la protection de la peau et des saillies osseuses ainsi que la contention du membre  
Apporte le niveau de pression requis dans le traitement de l'ulcère veineux

## Appareil de pressothérapie

Réf. LWQ100

À 4 chambres avec accessoires

Prix :TTC  
6 950,00



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Alimentation : 240V,60 Hz
- Courant : 0,2 A
- Consommation de puissance : 25W
- Temps de thérapie : 0+30 min.
- Pression : 0+300 mm Hg ± 20%
- Dimensions : 26x20x12.5 cm
- Poids : 2 Kg

### Livrée avec :

- Une paire de bottes à 4 cellules
- Un manchon
- Une ceinture
- Une paire de semelles de massage



## Stripper veineux stérile

Réf. 2004

Prix :TTC  
270,00



Les strippers veineux sont adaptés à toutes les techniques chirurgicales, antérograde comme rétrograde. Leur flexibilité facilite le passage des valves veineuses, facilite le cathétérisme des branches collatérales, et minimise le nombre d'incisions nécessaires, ainsi que la durée d'intervention.

## Biflexideal

Réf. 11005	10 cm x 5 m	150,00
Réf. 11003	3 cm x 5 m	120,00



- Bande de contention à allongement court
- Extensible adaptée au port continu, sans latex.

## Bande coton

Réf. 10104

11 cm x 4 m  
Bande tubulaire anti-oedème rigide, composition 100 % coton

Prix :TTC  
110,00



## Mousse de protection

Réf. 5507

7 cm x 27m

Prix :TTC  
135,00



Bande-mousse fine extensible  
Protection de la peau  
Protection cutanée sous contention adhésive

## Bandes Biplast

- Contention post-chirurgicale ou sclérose vasculaire
- Contention post-traumatique
- Entorses bénignes et moyennes
- Contention musculaire

Réf	Dim.	Prix.
2003	3 cm x 2,5 m	69.00
2006	6 cm x 2,5 m	99.00
2008	8 cm x 2,5 m	125.00
2010	10 cm x 2,5 m	150.00
2015	15 cm x 2,5 m	200.00
2020	20 cm x 2,5 m	260.00





### Scie à plâtre

Réf. **OSC180**



Prix :TTC  
**8 550,00**



**OSCIMED ERGO** est une scie à plâtre de haute technologie

- Utilisable facilement d'une seule main grâce à sa légèreté.
- Moteur silencieux pour un meilleur confort de travail.
- Faible niveau sonore (62-67 dBA) limitant les nuisances auditives.
- Livrée dans une mallette de transport pratique.
- Très appréciée en orthopédie pédiatrique et en chirurgie de la main

### Cisaille à plâtre 22 cm

Réf. **719G2**

Prix :TTC  
**590,00**



### Lame de rechange

Réf. **OSCWP65**

Prix :TTC  
**410,00**



pour scie à plâtre ø 65 cm

### Jersey tubulaire 3M™ hydrofuge



Protection cutanée

Réf.	Dim.	Prix
<b>JT05</b>	5 cm x 22,8 m	<b>19.00</b>
<b>JT07</b>	7,5 cm x 22,8 m	<b>21.00</b>
<b>JT10</b>	10 cm x 22,8 m	<b>22.00</b>
<b>JT15</b>	15 cm x 22,8 m	<b>38.00</b>

### 3M™ Scotchcast Plus



Réf.	Dim.	Prix
<b>SC05</b>	5 cm x 3,6 m	<b>85.00</b>
<b>SC07</b>	7 cm x 3,6 m	<b>99.00</b>
<b>SC10</b>	10 cm x 3,6 m	<b>120.00</b>
<b>SC12</b>	12 cm x 3,6 m	<b>150.00</b>

### Chaussures de décharge

#### Chaussure DR. Barouk

Vendu à l'unité

#### Décharge de l'avant pied

- Intérieur sans couture évitant les zones de pression.
- Bloc talonnier en flexion dorsale de 10°
- Talon arrondi pour une marche sûre et confortable

Indications : ulcère plantaire avant-pied en post-opératoire

Réf.	Prix.
<b>M50030</b>	<b>400.00</b>
<b>50030</b>	<b>550.00</b>

Taille	Long du pied	Pointure
S	22 - 23	37 - 39
M	24 - 25	40 - 41
L	26 - 27	42 - 43
XL	28 - 29	44 - 46



#### Chausson à plâtre

Réf. **M4903**

Vendu à l'unité

Prix :TTC  
**110,00**

- Immobilisation plâtrée de la jambe et du pied
- Semelle en forme de bateau : facilite la déambulation
- Fermetures auto-agrippantes

Taille	Pointure
1	35 - 37
2	38 - 40
3	41 - 44



### Bande de protection 3M™

Protection des saillies osseuses

Réf.	Dim.	Prix
<b>BP07</b>	7,5 cm x 2,7 m	<b>20,00</b>
<b>BP10</b>	10 cm x 2,7 m	<b>30,00</b>



### Atelles

#### Attelle de stack

En mousse et aluminium

Immobilisation de l'articulation

Prix :TTC  
**90,00**

Réf.	
<b>CP4408A</b>	Distale
<b>CP4408A4</b>	Proximale



#### Attelle Type «Grenouille»

Mousse - aluminium

Réf. **M57811**

Prix :TTC  
**35,00**

Tailles : S - M - L



#### Attelle de stack IPP

Réf. **3901**

Immobilisation de l'articulation Proximale.

Prix :TTC  
**110,00**

Circonférence du doigt à la base de l'ongle

	1	2	3	4	5
1	4,5 cm	4,8 cm	5,1 cm	5,7 cm	6,2 cm



#### Attelle de stack IPD

Réf. **CP4407S**

- Souple et confortable
- Immobilisation de l'articulation distale
- Taille : de 1 à 7

Prix :TTC  
**70,00**

Qté Composition de la mallette

4	Attelle de stack - N° 1
8	Attelle de stack - N° 2
16	Attelle de stack - N° 3
8	Attelle de stack - N° 4
7	Attelle de stack - N° 5
3	Attelle de stack - N° 6
2	Attelle de stack - N° 7
48	Boîte offerte à l'achat de 48 unités



#### Sparadrapp non tissé avec dévidoir

Réf. **S401002DP**  
2,5 cm x 9,14 m

Réf. **S401003DP**  
5 cm x 9,14 m



Prix :TTC  
**28,00**

Prix :TTC  
**35,00**

#### Attelle pour fractures

NOUVEAU

- Soutien rigide
- Immobilisation efficace
- Attelle pliable
- Confort grâce à la mousse EVA





## Chaussure de confort & diabétique



### AQUITAINE

Réf. **SWAQN**

Prix :TTC  
**1 299,00**



Unisexe

Pointure de 36 - 46

- Volume avant-pied extra large sans couture
- Triple velcro réglable - Pieds gonflés
- Doublure Onsteam® anti-humidité

Réf. **M6900**

Prix :TTC  
**870,00**



- Avant-pied élastique thérapeutique
- Cou-de-pied velcro réglable
- Semelle amovible (orthèse)
- Semelle légère antidérapante

### Chaussure de confort Athos

Réf. **SWATN**

Prix :TTC  
**750,00**



Unisexe

Pointure de 36 - 46

- Double réglage cou-de-pied
- Micro-boucle polyamide
- Semelle mousse amovible & lavable
- Semelle PU sans solvants
- Largeur modulable • Talon 30 mm

### Chausson orthopédique Arreau

Réf. **SARRN**

Prix :TTC  
**790,00**



Homme

Pointure de 40 - 44

- Double velcro - Réglage rapide cou-de-pied
- Maille polyamide lavable - Confort ventilé
- Doublure éponge sur mousse
- Semelle antistatique amovible (orthèse)
- Semelle légère & antidérapante

### Chaussure de confort Alexis

Réf. **SWALB**

Prix :TTC  
**699,00**



Unisexe

Pointure de 36 - 42

- Large velcro - Réglage cou-de-pied
- Semelle latex 10 mm lavable
- Semelle PU sans solvants
- Largeur modulable
- Talon 30 mm

### Chaussure de confort Aduler

Réf. **SWADN** - Noir

Prix :TTC  
**720,00**



Unisexe

Pointure de 36 - 45

- Adaptée aux pieds larges
- Légère - Semelle polyuréthane
- Lavable machine 30°C
- Ouverture totale - Chaussage facile

### Sandale Athena

Réf. **SWANB**

Prix :TTC  
**795,00**



Unisexe

Pointure de 36 - 47

- Fermeture modulable - Pieds larges/bandés
- Dessus tissu technique lavable
- Semelle mousse 10 mm amovible
- Semelle ultra-légère antidérapante

### Sandale Addax

Réf. **SWADBL**

Prix :TTC  
**630,00**



Femme

Pointure de 36 - 46

- Double velcro - Réglage cou-de-pied
- Semelle épaisse amovible & antistatique
- Compatible orthèse plantaire
- Semelle légère & antidérapante

### Sandale Fitness Massage

Réf. **S504** -Bleu

Prix :TTC  
**390,00**

Réf. **S503** -Blanc



Femme

Pointure de 35 - 42

- Dessus PVC avec boucle réglable
- Semelle en PVC antidérapante
- Larg. 7, haut. talon 20 mm
- Traitement Saniproofed

### Sandale Week-End

Réf. **S671** -Bleu

Prix :TTC  
**950,00**

Réf. **S675** -Blanc



Femme

Pointure de 35 - 42

- Dessus ajustable en nubuck,
- Doublure suède (cuir retourné et lissé)
- Semelle en PVC antidérapante
- L: 6 mm, H: talon : 25 mm

### Sandale Mango

Réf. **S314851** -Bleu

Prix :TTC  
**850,00**



Femme

Pointure de 35 - 42

- Memory Cushion® - Amorti confort
- Boucle réglable - Ajustement
- Semelle mémoire de forme
- Semelle intérieure synthétique



### Chaussure MAGIK

Réf. **SWMAN** - Noir Réf. **SWMAR** - Argent Réf. **SWMSB** - Sable



Prix :TTC  
**950,00**



Femme

Pointure de 36 -42

- Avant-pied large en tissu extensible
- Semelle amovible (compatible orthèse)
- Semelle légère et antidérapante
- Enfilage facile (cou-de-pied large)
- Mousse amortissante antibactérienne
- Maintien arrière en cuir

### Chaussure Blom

Réf. **SUECOS** - Noir



Femme

Pointure de 36 -42

- Col rembourré - Confort cheville
- Microfibre DryFit™ - Respirante
- Certification CE - EN ISO 20347
- Antistatiques
- Semelle EVA antidérapante
- Semelle ActiveFoam™ amovible

### Sandale orthopédique Damia

Réf. **SWDA**



Prix :TTC  
**999,00**



Femme

Pointure de 36 -42

- Zone extensible - Hallux valgus
- Triple brides réglables
- Semelle cuir amovible
- Doublure ON STEAM® anti-transpirante

## Chaussure Homme

### Chaussure Skog

Réf. **SUECOS** - Noir

NOUVEAU



Pointure de 40 - 46

- Col rembourré - Confort et maintien cheville
- Certification CE - EN ISO 20347:2022 (01+SR)
- Semelle ActiveFoam™ amovible - Amorti supérieur
- Propriétés antistatiques
- Lacets élastiques avec bloque-lacets
- Semelle EVA antidérapante - Adhérence optimale

### Mocassin Hugo

Réf. **SHUGN** - Bleu marine

NOUVEAU



Prix :TTC  
**1 290,00**

Pointure de 40 - 44

- Matière extensible - S'adapte au pied
- Languette élastiquée - Chaussage facile
- Maintien optimal
- Contrefort talon enveloppant
- Semelle légère & résistante
- Antidérapante

### Sandale Howard

Réf. **SWHO**



Prix :TTC  
**1 050,00**

Pointure de 39 -44

- Très grand confort grâce à sa semelle intérieure en mousse, idéale en cas de douleurs plantaires.
- La partie extensible protège la zone sensible de l'hallux valgus.

### Sandale Air Bag Scholl

Réf. **S710** - Beige



Pointure de 39 -44

- Technologie Bioprint® avec voûte intégrée
- Posture améliorée & fatigue réduite
- Ajustement précis - Pieds sensibles
- Dessus cuir nubuck, 2 boucles réglables
- Semelles liège/gomme & EVA

### Basket Yvan

Réf. **SYVNC** - Camel

Réf. **SYVNG** - Gris



Prix :TTC  
**1 350,00**

Pointure de 40 - 44

- Fermeture zippée - Chaussage facile
- Col matelassé - Maintien cheville
- Semelle mémoire de forme amovible
- Ajustement du volume du pied
- Semelle souple antidérapante

### Basket Verano

Réf. **SWVERBL** - Bleu marine



Pointure de 40 - 44

- Volume large - Confort avant-pied fragile
- Double velcro - Enfilage facile
- Semelle mémoire de forme amovible
- Répartition optimale des pressions
- Semelle légère & antidérapante



## Sabot et chaussure professionnel

Scholl | Made in Italy

### Sabot Calzuro Effetto



- Semelle anti-dérapante et antistatique en polyuréthane
- Grande respiration du pied avec une semelle intérieure en cuir et une perforation du sabot sur le dessus



Prix :TTC  
**450,00**

Réf. **S1009**  
Blanc



Prix :TTC  
**450,00**

Réf. **S1009BL**  
Bleu marine

**Femme**

Pointure de 35 - 41

### Sabot Backguard



Prix :TTC  
**790,00**

Réf. **S707**  
Blanc



Prix :TTC  
**790,00**

Réf. **S20175**  
Bleu marine

- Dessus cuir perforé
- Bride arrière de maintien
- Semelle anatomique en bois de hêtre
- Largeur 8, hauteur talon 20 mm

**Unisex**

Pointure de 35 - 45

### Sabot New bonus

Réf. **S21904** - Blanc



Perforé



Prix :TTC  
**820,00**



- Dessus est entièrement réalisé en cuir
- Semelle anatomique en cuir
- Double textile
- Hauteur de talon 45 mm

**Unisex**

Pointure de 35 - 45

### Sabot Perforé

Réf. **S634**



Prix :TTC  
**850,00**

- Dessus cuir perforé
- Bride arrière de maintien
- Semelle anatomique en bois de hêtre
- Largeur 8, hauteur talon 25 mm

**Unisex**

Pointure de 35 - 45

### Sabot Confort

Réf. **S6072**



Prix :TTC  
**900,00**

- Dessus cuir perforé
- Semelle de propreté cuir
- Bride arrière de maintien
- Largeur 7, hauteur talon 30 mm

**Femme**

Pointure de 35 - 42

### Sabot New Toffee

Réf. **S30182** - Bleu marine



Prix :TTC  
**789,00**

- Doublure : Microfibre + textile
- Semelle : Microfibre + PU
- Dessus : Cuir

**Femme**

Pointure de 35 - 42

### Sabot Perforé Cork Pro

Réf. **S323704** - Noir

Prix :TTC  
**850,00**

NOUVEAU



Réf. **S323765** - Blanc

Réf. **S323740** - Bleu marine

Prix :TTC  
**950,00**



Antidérapante



Respirant



Semelle amovible



Antistatique

ISO

20347 classe II

- Semelle Bioprint®
- Dessus 100 % cuir
- Doublure supérieure en microfibre.

**Unisex**

Pointure de 35 - 45

### Basket Jump-Pro Laces

Réf. **S309672** - Blanche

Prix :TTC  
**990,00**



Réf. **S309671** - Noir

Prix :TTC  
**1 100,00**



- Semelle intérieure amovible et lavable en machine** : la semelle intérieure amovible dotée de la technologie scholl memory cushion® est lavable en machine jusqu'à 30°C.
- Absorption d'énergie** : absorption d'énergie au talon conforme à la norme ISO
- Résistant à l'eau** : Chaussure avec insert certifié résistant à l'eau.

**Unisex**

Pointure de 36 - 46





Chaussure de sécurité

SUECOS® | Made in Spain

**Asgard Safety S1PS**

Réf. SUECOS - Noir



Prix :TTC  
**990,00**



Anti-perforation

NOUVEAU

Embout de sécurité métallique

- Respirabilité maximale
- Résistance au glissement
- Certifiée EN ISO 20345 +A1 / S1PS SR FO
- résistante aux huiles

- Semelle intermédiaire ETPU haute performance avec amorti réactif et retour d'énergie
- Embout de sécurité composite
- Semelle anti-perforation textile
- Tige résistante à l'eau pour une meilleure protection contre l'humidité
- Semelle intérieure ActiveFoam™ réduisant la fatigue
- Système EasyFit™ pour un enfilage et retrait faciles

Unisexes

Pointure de 36 - 46

✓Logistique ✓industriel ✓Usine

**Stabil Safety S1**

Réf. SUECOS - Noir



Prix :TTC  
**990,00**



Embout de sécurité métallique

NOUVEAU

- Respirabilité maximale
- Résistance au glissement
- Certifiée EN ISO 20345 S1+SR

- Respirabilité maximale
- Embout de sécurité en métal
- Talon rembourré

Unisexes

Pointure de 36 - 46

✓Logistique ✓industriel ✓Usine

**Chaussure Aneto S2**

Réf. SUECOS - Noir

Réf. SUECOS - Blanc



Prix :TTC  
**990,00**

- Design léger et ergonomique
- Certifiée EN ISO 20345 S2+SR+FO
- résistante aux huiles
- Respirabilité maximale

Embout de sécurité métallique



NOUVEAU

Unisexes

Pointure de 36 - 46

✓ Médical ✓ Hôtellerie ✓ Logistique ✓ Agroalimentaire

Chaussure de travail

SUECOS® | Made in Spain

**Basket Alma**

Réf. SUECOS - Noir Réf. SUECOS - Noir Réf. SUECOS - Noir



Prix :TTC  
**990,00**

NOUVEAU

- Respirabilité maximale
- Résistance au glissement
- Certifiée EN ISO 20345 S1+SR
- Absorption des chocs
- Semelle inté. ArchTech™
- Léger & ergonomique

Unisexes

Pointure de 36 - 46

✓ Santé ✓ Hôtellerie ✓ Healthcare

**Basket Vinter**

Réf. SUECOS - Noir



Prix :TTC  
**990,00**

NOUVEAU

- Water-repellent
- Amorti optimal
- Certifiée EN ISO 20345 S1+SR
- Résistance au glissement
- Doublure respirante CoolTech™

Unisexes

Pointure de 36 - 46

✓ Santé ✓ Hôtellerie ✓ Healthcare

**Chaussure Blom**

Réf. SUECOS - Noir



Prix :TTC  
**650,00**

- Technologie DryFit™
- Antistatique
- Semelle inté. ArchTech™
- Certifiée EN ISO 20345 O1+SR

Unisexes

Pointure de 36 - 46

NOUVEAU

✓ Hôtellerie ✓ Restaurant ✓ Bureau

**Chaussure Skog**

Réf. SUECOS - Noir



Prix :TTC  
**650,00**

- Col rembourré extra
- Antistatique
- Semelle inté. ArchTech™
- Certifiée EN ISO 20345 O1+SR

Unisexes

Pointure de 36 - 46

NOUVEAU

✓ Hôtellerie ✓ Restaurant ✓ Bureau



## Autoclavable jusqu'à 134°C

## Scholl | Made in Italy

### Scholl Evo Flex

Recommandé pour tous les professionnels de santé exerçants en bloc opératoire ou stérilisation

Prix :TTC

690,00

Réf. **S293780** -Noir

Réf. **S293781** -Blanc



- Semelle intérieure amovible Scholl Memory Cushion®.
- Semelle intérieure en microfibre
- Autoclavable jusqu'à 134 °C (chaussure) et 121 °C (semelle).
- Lavable et hygiénique

Réf. **S29377** -Fuchsia

Réf. **S293782** -Emeraude

Réf. **S29378** -Bleu



Unisex

Pointure de 35 - 46



### Scholl Evo

Recommandé pour tous les professionnels de santé exerçants en bloc opératoire ou stérilisation

- Perforations latérales et respirabilité.
- Sans latex, solvants, CFC, anti-odeurs et antibactérien.

- Absorption des chocs au talon.
- Semelle MEMORY CUSHION® stérilisable.

Prix :TTC

629,00

Réf. **S26563** - Blanc

Réf. **S26564** - Bleu

Réf. **S26562** - Noir

Réf. **S26565** - Emeraude

Réf. **S26566** - Lilas



Unisex

Pointure de 35 - 46

## Autoclavable jusqu'à 134°C



### Sabot Calzuro Classic

Prix :TTC

390,00

- Perforations latérales et supérieures pour une ventilation optimale
- Antistatique et antidérapante
- Talon ergonomique 1,5"
- Semelle anatomique avec picots massants

Réf. **S1000N** - Noir

Réf. **S1003** - Blanc

Réf. **S1000** - Bleu

Réf. **S1001** - Vert



Unisex

Pointure de 35 - 46

## Autoclavable jusqu'à 50°C



### Sabot Calzuro Light

Prix :TTC

350,00

- Semelle anatomique avec absorption des chocs (talon 3 cm)
- Antistatique et antidérapante
- Aérations latérales
- Bride arrière réglable
- EVA ultraléger

Réf. **S1006BC** - Bleu ciel

Réf. **S1006B** - Bleu

Réf. **S1006N** - Noir

Réf. **S1006W** - Blanc



Unisex

Pointure de 35 - 45

### Sabot Oden + print

Prix :TTC

390,00

## SUECOS® | Made in Spain

Réf. **SUECOS** - Noir

Réf. **SUECOS** - Noir

- Ultralégère, ergonomique et flexible
- Amorti renforcé au talon
- Haute respirabilité
- Semelle antidérapante
- Design professionnel
- Certifiée CE - EN ISO 20347 (OB+E+SRC)

Unisex

Pointure de 35 - 45





# CROCS

## Sabot Crocs Classic

Réf. **C1000100** - Noir Réf. **C1000141** - Bleu Réf. **C100011** - Blanc Réf. **C100017** - Rose



- Entretien facile
- Maintien ajustable
- Confort optimal
- Légères et résistantes
- Aérées

Prix :TTC  
**509,00**

Pointure de 35 - 46

## Sabot Clog Crocs Bistro

✓Hôtellerie ✓Restaurant ✓Médical

Réf. **C100754** - Bleu marine Réf. **C100750** - Noir Réf. **C100751** - Blanc



- Antidérapante : Crocs Lock™
- Secteurs : Hôtellerie, santé...
- Protection : Design fermé
- Entretien : Facile à nettoyer
- Confort : Ergonomique
- Maintien : Bride de talon

Prix :TTC  
**529,00**

Pointure de 36 - 44

## Sabot Crocs Crocband

Réf. **C110160** - Noir Réf. **C1106410** - Bleu Réf. **C1101610** - Blanc Réf. **C1101612** - Beige - melon



- Entretien facile
- Respirantes
- Ultra-légères
- Bride pivotante
- Confort Croslite™

Prix :TTC  
**549,00**

Pointure de 35 - 46

## Sabot Crocs Baya Clog

Réf. **C1012604** - Blanc Réf. **C1012602** - Noir Réf. **C1012657** - Bleu Réf. **C1012655** - Rose



- Résistant à l'eau et flottable
- Picots intérieurs
- Résine Croslite™
- Bride en TPU

Prix :TTC  
**529,00**

Pointure de 35 - 46

## Sabot Crocs Baya Band

Réf. **C205086** - Noir Réf. **C2050898** - Rose Réf. **C205085** - Bleu



- Semelle antidérapante Crocs Lock™
- Bride pivotante
- Léger et ergonomique
- Facile à nettoyer

Prix :TTC  
**549,00**

Pointure de 36 - 48

## Remise exceptionnelle CALZURO

### Sabot Calzuro Classic

Prix : TTC  
~~390,00~~  
**273,00**



Réf.	Couleur
<b>S1004BR</b>	Bordeaux
<b>S1004G</b>	Gris
<b>S1004V</b>	Violet
<b>S1004R</b>	Rose
<b>S1004O</b>	Orange
<b>S1004RG</b>	Rouge
<b>S1004</b>	Bleu

### Sabot Calzuro Fancy

Prix : TTC  
~~390,00~~  
**273,00**



### Sabot Calzuro Light

Réf. **S1006R** - Rose  
Réf. **S1006V** - Vert  
Réf. **S1006VI** - Violet

Prix : TTC  
~~350,00~~  
**231,00**



## Jibbitz

Prix.  
Prix unité **49,00**  
Pack de 5 **179,00**



# Soin et confort pour des pieds en pleine forme

## Pédicure médicale :

- ✓ Soin complet
- ✓ Cors
- ✓ Ongle incarné

## Diagnostic :

- ✓ Examen sur Podoscan avec rapport imprimé

## Semelle :

- ✓ Semelle classique
- ✓ Semelle thermoformée

## Talonnette :

- ✓ Talonnette de compensation
- ✓ Talonnette sur semelle



Scannez le QR code  
pour prendre un rendez-vous

## Nos centres :

### Locamed Podologie Rabat Zaer :

Angle Av. Mohammed  
VI et Av El Haouz  
06 66 90 88 26

### Locamed Podologie Casablanca Ghandi :

60, Boulevard Ghandi,  
quartier Essalam  
06 66 55 60 01

### Locamed Podologie Marrakech :

Avenue Yaacoub El  
Mansour N°2 Résidence  
Ahlam, Guéliz  
06 62 17 94 18



Semelles en gel

**Semelle Gel 3D**

Réf. 0029GD



Prix :TTC  
**350,00**

Tailles

**XS-S-M-L-XL-XXL**

- Semelle 3D avec renfort en gel
- Recouvrement en bambou : antibactérien
  - Coque EVA : maintien du pied
  - Coussinet gel + mousse caoutchouc : absorption des chocs.
  - Coussinet gel liquide : amorti actif

**Semelle Gel slim**

Réf. 0027GS



Prix :TTC  
**200,00**

Tailles

**XS-S-M-L-XL-XXL**

- Semelle adaptée aux faibles volumes chaussants (épaisseur 2 mm)
- Recouvrement amortissant & antibactérien
  - Micro-perforations respirantes
  - Gel très fin : amorti & finesse
  - Gel dynamique : amorti actif

**Semelle Gel memory**

Réf. 0028GM



Prix :TTC  
**260,00**

Tailles

**XS-S-M-L-XL-XXL**

- Semelle en mousse à mémoire de forme
- Recouvrement mémoire de forme
  - Semelle antibactérienne
  - Micro-perforations respirantes
  - Gel dynamique : amorti actif

**Semelle Pedipro**

Réf. 6510



Prix :TTC  
**300,00**

Anti-choc

Pointure

1	37 - 39	3	42 - 43
2	40 - 41	4	44 - 46

En gel de silicone

Indications :

- Pieds sensibles,
- Douleurs et rhumatismes,
- Soulagement des tendons et ligaments,
- Bursites,
- Aponévrosites plantaires.

**Semelle Pedipro Plus**

Réf. 6610



Prix :TTC  
**410,00**

Anti-choc à inserts anatomiques

Pointure

1	37 - 39	3	42 - 43
2	40 - 41	4	44 - 46

En gel de silicone

Indications :

- Pieds sensibles,
- Epines calcanéennes,
- Douleurs et rhumatismes,
- Soulagements des tendons et ligaments,
- Métatarsalgies,

Talonnettes en gel de silicone

**Pedipro**

Réf. 6500



- Anti-choc
- Auto agrippante



Prix :TTC  
**190,00**

Pointure

1	36 - 39
2	40 - 46

**Pedipro Plus**

Réf. 6600



À inserts anatomiques

- Epines calcanéennes
- Latérale



Prix :TTC  
**290,00**

Pointure

1	36 - 39
2	40 - 46

**Pedipro Softer**

Réf. 6605



- Epines calcanéennes
- Latérale



Prix :TTC  
**180,00**

Pointure

1	36 - 39
2	40 - 46

**Talonnette**

Réf. F00037

Fresco

- Epines calcanéennes
- Centrale



Prix :TTC  
**150,00**

Pointure

S	35 - 37
M	38 - 40
L	41 - 44

**Talonnette en gel couvert**

Fresco

Réf. F00061-41C

Prix :TTC  
**95,00**

Réf. F00061-43C

Prix :TTC  
**99,00**

- Point ondulé pour réduire la pression
- Mini-mur pour éviter les mouvements
- Tissue effet cuir

Tailles

S	/9,3 cm longueur
L	/11 cm longueur

**Talonnette gel pad**

Réf. 0030G



- Talonnettes antibactériennes et lavables.
- Gel dynamique : amorti actif.



Prix :TTC  
**140,00**

Tailles

**S-M-L-XL**

Crèmes et vaporisateur du pied

**Crème Akildia**  
Pieds diabétiques

Réf. CAKIL1



Prix :TTC  
**210,00**

**75 ml**

- Crème multi-protectrice pour les pieds fragilisés.
- Assouplit, nourrit et hydrate la peau.
- Lutte contre la formation d'hyperkératose.

**Crème Nutri-Réparatrice**

Réf. CAKCN1



Hydratation & réparation Intense

Prix :TTC  
**177,00**

**50 ml**

- Répare les fissures et crevasses,
- Nourrit profondément le pied
- Protège le capital jeunesse de la peau
- Pour pieds très secs, peaux matures.

**Baume cicatrisant Cicaleine**

Réf. CICA02




Fissures & crevasses du talon

Prix :TTC  
**180,00**

- Spécialement conçu pour réparer les fissures des pieds et les crevasses talonnières.

**Vaporisateur Deo**

Réf. CAKVDA



Ati-transpirant

Prix :TTC  
**176,00**

- Normalise la transpiration
- Offre un effet fraîcheur
- Réduit les irritations
- Neutralise et empêche les mauvaises odeurs

**Gel pour jambes Lourdes**

Réf. CAKJL1



Phytogel Toni-Drainant

Prix :TTC  
**220,00**

- Soulage et défatigue instantanément
- Renforce la tonicité des jambes
- Diminue les troubles circulatoires
- Laisse la peau soyeuse



## Traitement de l'hallux valgus

### Attelle de correction de nuit d'orteils hallux valgus

Positionnement du contre appui interne sera choisi avec soin et maintenu en place grâce aux crans anti-glissement.

Réf. 930

Réf. OH925D

À utiliser la nuit



à l'unité

Prix :TTC  
145,00

à l'unité

Prix :TTC  
110,00

Modèle : Droit et gauche • Pointure : 38-41 / 41-46

Modèle : Droit et gauche

### Protecteur hallux valgus

En gel avec séparateur gros orteil  
Réf. F00042-54



Prix :TTC  
105,00

à l'unité

- Doux et élastique, de petite taille
- Protection de l'oignon par hydratation
- Soulagement par diminution de la pression au niveau de l'oignon.

### Protecteur gel hallux valgus

Réf. F00042-07E



Prix :TTC  
50,00

Protecteur en gel élastique de 2 cm d'épaisseur, impliquant les frictions, irritations et douleurs entre l'hallux valgus et la chaussure.

### Séparateur épais

En gel pour gros orteil

Réf. F00054-05E -M  
Réf. F00054-06E -L



Prix :TTC  
48,00

à la paire

- Soulage la douleur due au chevauchement du gros orteil sur le 2ème orteil. (Hallux valgus).
- Lavable et réutilisable

### Tube doigts orteils et séparateur

Réf. F00054-54 -S  
Réf. F00054-55 -L



Prix :TTC  
89,00

à la paire

- Redresse le gros orteil.
- Soulage les pressions et l'échauffement
- Gel de silicone souple, s'enfile facilement.

### Coussin plantaire

Protecteur hallux valgus  
Réf. F00042-46 -S  
Réf. F00042-47 -L

En chausson



Prix :TTC  
175,00

à l'unité

Très confortable à porter, il soulage la pression et le frottement dans la zone de l'oignon et du métatarse.

### Protecteur hallux valgus

Réf. F00042-06E



Prix :TTC  
150,00

à la paire

- Protège la zone douloureuse de l'oignon
- Absorbe les chocs et les impacts.
- Réduit les pressions dues aux frottements des chaussures.

### Séparateurs fins en gel pour orteils

Réf. F00055-02E



Prix :TTC  
45,00

à la paire

Permet d'éviter les frictions et les irritations entre les orteils, tout en facilitant les soins des pieds.

### Bague en gel pour protection des cors

Réf. F00041-31 - S  
Réf. F00041-32 - L



Prix :TTC  
68,00

Anneau d'orteil avec un haut épais spécialement conçu pour protéger la région dorsale des orteils.

### Protecteur en gel pour le petit orteil

Réf. F00042-59  
Taille universelle



Prix :TTC  
68,00

à l'unité

Protection pour le petit orteil. Doux et souple, la protection idéale contre pressions et frottements. Lavable, hygiénique et réutilisable.

### Capuchon gel pour orteil

Réf. F00033-09E



Prix :TTC  
60,00

à l'unité

Soulage les orteils douloureux, cors, ampoules et ongles endoloris. Lavable et réutilisable. Taille unique.

### Capuchon gel et maille pour orteil

Réf. F00033-02E -S  
Réf. F00033-04E -L



Prix :TTC  
97,00

à la paire

- Compression et lubrification de la peau
- Se coupe sur mesure.
- Lavable et réutilisable

### Tube protecteur doigt /orteil

Réf. F00050-03E  
Dim. 1,5 x 8 cm  
Réf. F00050-04E  
Dim. 2 x 8 cm





















Prix :TTC  
98,00

à la paire

Réf. F00050-03  
Dim. 1,5 x 15 cm  
Réf. F00050-04  
Dim. 2 x 15 cm  
Prix :TTC  
165,00



Fresco®

<p><b>Coussinet pour les cors</b> Réf. F00022-11T</p>  <p>Prix :TTC 38,00</p> <p>2 couleurs de mousse 9 unités</p>	<p><b>Redresseurs d'orteils</b> Réf. F00056-03E</p> <p>En gel de silicone</p>  <p>Prix :TTC 58,00</p> <p>la paire</p>	<p><b>Pansement anti-ampoule</b> Réf. F00059-11C</p>  <p>Prix :TTC 70,00</p> <p>5 unités</p>	<p><b>Boîte de Rangement</b> Réf. F01901-01</p>  <p>Prix :TTC 20,00</p> <p>pour Orthoplasties Orthocase</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soulage la pression et l'inconfort des chaussures.</li> <li>• Gel hydratant, élastique et doux.</li> <li>• Adhésif hypoallergénique.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conçu pour redresser les orteils recourbés.</li> <li>• Permet d'allonger confortablement les orteils pour prévenir la formation de cors.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procurent un soulagement instantané de la douleur, de l'irritation et de la pression.</li> <li>• Ils sont imperméables.</li> </ul>	<p>boîte de rangement conçue pour stocker les orthoplasties. Idéale pour les professionnels de la podologie et leurs patients.</p>			
<p><b>Coussin plantaire</b> Réf. F00043-06E -S Réf. F00043-07E -L</p>  <p>Prix :TTC 220,00</p> <p>Gel à l'intérieur</p>	<p><b>Protecteur talon en gel</b> Réf. F00049-09E</p>  <p>Prix :TTC 45,00</p>	<p><b>Demi-semelles en gel</b> Réf. F00073-00E</p>  <p>Prix :TTC 70,00</p>	<p><b>Manchon en gel Adoucissant pour les talons</b> Réf. F00083-01B</p>  <p>Prix :TTC 240,00</p> <p>GEL PAD INSIDE PATCH DE GEL A L'INTERIEUR</p>			
<p><b>Lime à 360 °</b> Réf. F00015-00B</p>  <p>Prix :TTC 89,00</p>	<p><b>Râpe céramique</b> Réf. V1075C</p>  <p>Prix :TTC 130,00</p>	<p><b>Râpe plantaire large</b> Réf. V1087E</p>  <p>Fortes callosités</p> <p>Prix :TTC 140,00</p>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idéale pour une utilisation sur les callosités et la peau morte des pieds</li> <li>• Peut être utilisée sous la douche et lorsqu'elle est sèche.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gros grains : face rugueuse pour éliminer les callosités</li> <li>• Petits grains : face bombée pour polir la peau et masser le pied.</li> <li>• Design de son manche : très ergonomique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idéal pour une utilisation au quotidien et usage intensif</li> <li>• Élimine en douceur toutes les imperfections sous les pieds.</li> <li>• Ne pas utiliser chez le diabétique</li> </ul>				
<p><b>Pince sécateur</b> Réf. 0092PS12</p>  <p>Prix :TTC 200,00</p> <p>Inox 12.5 cm (pédicure)</p>	<p><b>Pince à peaux</b> Réf. 0092PP12</p>  <p>Prix :TTC 160,00</p> <p>fermoir 12 cm inox</p>	<p><b>Ciseaux pédicure</b> Réf. 0092CP</p>  <p>Prix :TTC 110,00</p> <p>Pour ongles forts</p>	<p><b>Pince à ongles</b> Réf. 0092PM12</p>  <p>Prix :TTC 170,00</p> <p>Acier inox 12cm (manucure)</p>	<p><b>Pince à ongles</b> Réf. 009291</p>  <p>Prix :TTC 200,00</p> <p>Pour ongles incarnés inox</p>	<p><b>Ciseaux à ongles</b> Réf. 0092CLD</p>  <p>Prix :TTC 65,00</p> <p>Lames droites inox trempé</p>	<p><b>Coupe-ongle noir</b> Réf. V1055N 1 Petit modèle manucure Réf. V1056N 2 Grand modèle pédicure</p>  <p>Prix :TTC 50,00 Prix :TTC 70,00</p> <p>Pour une finition parfaite, adoucisiez la coupe avec une lime</p>

# INAYA - AIDE & SOINS À DOMICILE

inaya  عناية  
- Groupe Locamed -

Leader des soins à domicile au Maroc,  
INAYA, soutenue par +130 aides-soignantes  
passionnées, accompagne depuis 2022  
+1 500 familles à travers tout le pays, dans la  
prise en charge de leurs proches.



Personnes  
âgées



Hospitalisation  
à domicile



Maladies  
neurologiques



Soins  
palliatifs



Une équipe de +130 Aides  
soignantes **qualifiées**.



**Formations** pour  
des **soins** d'excellence



**Déplacements** des aides  
soignants chez les **patients**

## Tâches courantes d'un aide-soignant à domicile :

- ✓ Aide à la toilette
- ✓ Aide à la prise de médicaments
- ✓ Aide à la prise des repas
- ✓ Aide au lever et au coucher
- ✓ Aide à l'habillage et au déshabillage
- ✓ Transferts et déplacements
- ✓ Garde de nuit
- ✓ La prise des constantes
- ✓ Les tâches administratives



Un accompagnement long terme



Une supervision médicale



Un plan de soins personnalisé



Scannez le QR code  
Ou appelez nous au  
**06 66 31 50 35**



Inaya, partout au Maroc

# LOCATION DE MATÉRIEL MÉDICAL

## Hospitalisation à domicile

- Économique
- Efficace
- Sécurisé



Partout au Maroc

## Conditions générales de location :

Les présentes conditions générales de location (CGL) sont proposées par la société Locamed Service, Société à responsabilité limitée, au capital de 17 800 000 Dh dont le siège social est sis au 11 rue Mamounia, Rabat, immatriculée au registre du commerce, sous le numéro 30 269, ci-après dénommée « le Prestataire de services », à toute personne physique ou morale souhaitant conclure un contrat de location, ci-après dénommée « le client ».



### Article 1

La délivrance de la prescription du médecin est obligatoire ainsi que la présentation de l'attestation d'assurance maladie en cas de demande de prise en charge. Locamed-service n'ayant d'accords avec aucun Tiers Payant tous les frais doivent être réglés à l'avance, et c'est au Client de suivre son remboursement.

### Article 2

#### MODIFICATION

Pour tout changement de situation tel qu'un départ en structure d'accueil, hospitalisation, déménagement, voyage ou décès, le Client ou son représentant doit impérativement contacter notre service afin d'interrompre le contrat de location, de façon temporaire ou définitive. Le Client est tenu de nous prévenir pour les modalités de reprise de notre matériel.

### Article 3

#### PÉRIODICITÉ

La location se fait sur une période hebdomadaire, ou mensuelle. La périodicité souhaitée doit être choisie lors de la signature du contrat. Toute période entamée même d'une journée est due en totalité.

### Article 4

#### LIVRAISON

Toute demande formulée par téléphone, fax ou mail sera traitée dans les meilleurs délais 48 à 72 heures, en fonction des impératifs évoqués. Les exigences de passage à des heures bien précises peuvent être parfois compromises en raison des aléas avérés (tel que le trafic routier ou autre...).

Il convient de préparer la pièce à l'avance, pour l'installation du matériel demandé. Nos installateurs ne sont pas habilités à porter le Client alité, ni à déplacer ses meubles.

Pour toute intervention, un bon de livraison vous sera remis en double exemplaire dont un devra nous être signé par vos soins, attestant du bon déroulement de la mise en place des dispositifs.

### Article 5

#### TRANSFERT DES RISQUES

Le client devient responsable du matériel médical mis à sa disposition, à compter du jour de sa livraison. Il assume à compter de cette date les dommages causés sur les équipements.

### Article 6

#### GARANTIE

Le matériel médical destiné à la location est vérifié et contrôlé avant sa mise en place chez le client. Le Prestataire s'engage à le réparer ou le remplacer, en cas de défectuosité.

Le Client est tenu d'en prendre soin « en bon père de famille », et ne doit pas dégrader les accessoires rattachés au matériel (télécommande du lit cassée, batterie déchargée suite un oubli, câbles électriques arrachés etc.).

### Article 7

#### RESERVE DE PROPRIETE

Le Prestataire conserve la propriété des biens mis en location jusqu'à la clôture du contrat de services, à la demande du Client. Un bon de récupération sera remis au client, lors de la reprise du matériel qui doit être restitué dans son intégralité. Tout accessoire manquant sera à la charge du Client, qui devra s'acquitter d'une somme forfaitaire de 500Dh. Toute perte de matériel liée à un sinistre (vol, incendie, don à autrui ou mise aux rebuts) est passible d'une indemnité de dédommagement forfaitaire équivalente au dépôt de garantie.

### Article 8

#### CLAUSE PENALE

Sauf report accordé par le Prestataire, et sous réserve des dispositions particulières pouvant figurer sur la facture de location, le défaut de paiement à l'échéance fixée entraînera, quel que soit le mode de règlement, une intervention contentieuse et l'application d'une indemnité égale à 15% de la somme impayée à laquelle s'ajouteront les frais judiciaires et les intérêts légaux.

Faire une demande:



Scannez le QR code  
Ou appelez nous au

06 66 13 55 07



**Livraison et installation offertes pour toute location supérieure à 2mois**

**Lit médicalisé à domicile : À partir de 1099 Dh le mois**



**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Capacité de poids 170Kg
- Dimension           Larg 105 x Long 217 cm
- Roues                   4 Roues avec une butée

+ Dépot de garantie

**Lit électrique  
3 Fonctions**

Avec barrières et potence

- Une plus grande autonomie du patient : d'une simple pression sur la télécommande, il actionne le relèvement buste ou le relèvement-jambes électrique.
- Soulage le dos des aides-soignants : une fois le lit en position haute, il n'y a pas besoin de se pencher pour faire la toilette du patient
- Habillés de bois, ils s'intègrent au domicile,
- Des barrières escamotables en bois permettent une utilisation en toute sécurité,
- Une potence permet de soulager les points d'appui et de changer de position,
- Démontable en 4 parties, le lit s'installe rapidement et sans outil.



**Livraison/ Enlèvement Tarif : 500 TTC**

Ce tarif inclus la livraison, l'installation et l'enlèvement du lit

**Lève-personne : À partir de 1 350 Dh le mois**



pois max. de l'utilisateur  
**125 kg**

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Poids maximum utilisateur : 175 Kgq
- Capacité de levage jusqu'à 1813 mm
- Hauteur minimale de la perche 575 mm

+ Dépot de garantie

**Lève-personne  
Mobile**

Avec sangle en U

Le cadre en acier avec revêtement en poudre dispose de rouleaux avant et arrière, de jambes réglables, d'une poche de suspension sécurisée, et d'un dispositif d'abaissement d'urgence pour les patients.

- Crochets de fixation d'harnais,
- Bôme de levage,
- Poignée de poussée,
- Moteur de levage,
- Pied du châssis,
- Roues doubles,
- Front (déverrouillage),
- Arrêt de secours mécanique,
- Poignée de commande,
- Boîtier de commande électronique,
- Pédale de réglage du châssis,
- Roulettes doubles avec frein de blocage.



**Livraison/ Enlèvement Tarif : 500 TTC**

Ce tarif inclus la livraison, l'installation et l'enlèvement du lève-personne

**Fauteuil roulant manuel : À partir de 500 Dh le mois**



**Fauteuil roulant  
manuel BREEZY 90**

- Châssis en acier
- Pliable
- Repose-pieds démontables
- Accoudoirs relevables
- Roues gonflables
- Kit de gonflage



**Livraison/ Enlèvement Tarif : 150 TTC**

Ce tarif inclus la livraison, l'installation et l'enlèvement du fauteuil roulant



## Concentrateur d'oxygène : À partir de **999 Dh** le mois

### VisionAire 5L

- Léger et facile à transporter
- Faible consommation électrique
- Faibles coûts d'entretien
- Sécurité




+ Dépôt de garantie

- Système de régulation de pression
- Filtres à air pour purifier l'air ambiant avant la production d'oxygène
- Poignées de transport pour faciliter le déplacement de l'équipement
- Bouton marche/arrêt pour une utilisation simple et pratique
- Raccords pour les tubes d'oxygène
- Alarmes sonores et visuelles en cas de problème technique ou d'interruption d'oxygène



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Concentration en O2	90 % (+ 5,5 % / - 3 %)
Débits	1 l/min - 5 l/min
Poids	13,6 kg
Niveau de pression acoustique	45 dBA
Consommation	290 W
Conditions de fonctionnement	5 °C à 40 °C
Dimensions	35,8 x 29,2 x 52,8 cm



Livraison / Enlèvement

**Tarif : 500 TTC**

Ce tarif inclus la livraison, l'installation et l'enlèvement de l'appareil.

## CPAP : À partir de **750 Dh** le mois

### CPAP AiSense 10 AutoSet



+ Dépôt de garantie



AutoSet for Her



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Plage de pression : 4-20 cm H<sub>2</sub>O
- Niveau sonore : 26,6 dBA
- Rampe : AutoRamp ou standard
- Marche/Arrêt automatique
- Réglage altitude : Jusqu'à 2 600 m
- Technologie EPR : 1-3 cm H<sub>2</sub>O
- Compensation des fuites : Automatique
- Capacité de la chambre : 380 ml
- Stockage des données : Carte SD 4 Go
- Alimentation : 100-240 V
- Consommation : 51-106 W

CPAP

Humidificateur



Livraison / Enlèvement

**Tarif : 500TTC**

Ce tarif inclus la livraison, l'installation et l'enlèvement de l'appareil.

## Accessoires à la vente : voir la page 105

### Masque Nasal

AirFit N20

N5A

Wizard 210



### Masque Facial

AirFit N20

N5A

Wizard 220



### Masque Narinaire

AirFit N20

N5A

Wizard 210





### Lit électrique MT

Proclive- décline

Réf. **V754**


Prix :TTC  
**16 000,00**



Livré avec **potence de lit**



#### 6 fonctions



- Lit de soins à domicile taille globale : 2150 x 1030 x 460 mm
- La tête et le pied sont en bois massif
- Rail latéral en bois massif pleine longueur, coulissant de haut en bas
- Peut être entièrement démonté pour le transport, lorsque le lit n'est pas utilisé, il peut être stocké dans une position sûre et compacte
- Fonctions réglables du lit
- Capacité de poids: 190 kg
- Le poteau 11.IV est facultatif
- Puissance: 110V-240V, 50-60HZ

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- |                          |                        |                 |       |
|--------------------------|------------------------|-----------------|-------|
| • Capacité de poids      | 190Kg                  | • Dossier       | 0-70° |
| • Dimension              | 2150*1030*460mm        | • Repose-jambes | 0-23° |
| • Roues                  | 4 Roues avec une butée | • Trendelenburg | 13°   |
| • Réglages de la hauteur | 460-860mm              |                 |       |

### Lit électrique TEIDE

Avec 4 plans & 6 articulations

Réf. **TCL758**


Prix :TTC  
**16 000,00**



Livré avec **potence de lit**



#### 6 fonctions



- D'une simple pression, la télécommande actionne le relève-buste ou le relève-jambe électrique.
- Soulage le dos des aides-soignants : une fois le lit en position haute, il n'y a pas besoin de se pencher pour faire la toilette du patient.
- Habillés de bois, il s'intègre au domicile,
- Des barrières escamotables en bois permettent une utilisation en toute sécurité,
- Une potence permet de soulager les points d'appui et de changer de position,
- Démontable en 4 parties, ce lit s'installe rapidement et sans outil,
- Réglable en hauteur par télécommande.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| • Capacité de poids      | 150Kg                  |
| • Dimensions             | 105 x 214 cm           |
| • Roues                  | 4 Roues avec une butée |
| • Réglages de la hauteur | 35 à 75 cm             |
| • Moteurs                | 3                      |



## Lit électrique

### VEREYA PLUS

Avec barrières et potence

Réf. V752N

## Habillage en bois pour l'hospitalisation à domicile

Prix :TTC

17 500,00



Livré avec potence de lit



### 3 fonctions



- D'une simple pression, la télécommande actionne le relève-buste ou le relève-jambe électrique.
- Soulage le dos des aides-soignants : une fois le lit en position haute, il n'y a pas besoin de se pencher pour faire la toilette du patient.
- Habillé de bois, il s'intègre au domicile.
- Des barrières escamotables en bois permettent une utilisation en toute sécurité.
- Une potence permet de soulager les points d'appui et de changer de position.
- Démontable en 4 parties, ce lit s'installe rapidement et sans outil.
- Réglable en hauteur par télécommande

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Capacité de poids 170Kg
- Dimension Larg 105 x Long 217 cm
- Roues 4 Roues avec une butée

## Lit électrique AMPLITUDE

Avec barrières et potence

Réf. 475111

Prix :TTC

18 000,00


## Lit électrique spécial Alzheimer

Livré avec potence de lit



### Position très basse pour éviter les risques de chute du patient

### 3 fonctions



- Le lit Amplitude électrique est conseillé pour : les personnes à risque de chute, états confus ou maladie d'Alzheimer,
- il permet une position basse, et standard en conservant un niveau relevé classique pour permettre au personnel soignant la réalisation des soins,
- La hauteur variable, le relève buste
- Démontable en 4 parties, ce lit s'installe rapidement et sans outil,
- Trois fonctions, trois moteurs

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Capacité de poids 135 Kg
- Dimension 90 x Long 190 cm
- Roues 4 Roues
- Réglages de la hauteur 22 à 84,5 cm
- Dossier 0-70°
- Repose-jambes Manuel à crémaillère 0 à 15°
- Plicature de genoux Oui



### Lit manuel d'hospitalisation

Réf. **L8045**

Prix :TTC  
**6 000,00**



**1 position**



#### Avec une manivelle

- Cadre de lit revêtu d'époxy, avec rails latéraux pliables en alliage d'aluminium et têtes de lit amovibles en plastique ABS
- Fonction unique, qui peut être actionnée par manivelle,
- dossier: 0-70 ± 5°
- Anti-pare-chocs aux quatre coins, avec emplacements
- Quatre roulettes de diamètre 125 mm avec freins
- Construction démontable économisant le fret.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Lit semi-rotatif mobile avec têtes de lit en ABS
- Dimensionné: 2140 mm (L)x940 mm (W)x500 mm (H)
- Panneaux de tête: 1010x280x640mm

### Lit manuel d'hospitalisation

Réf. **L8030**

Prix :TTC  
**6 300,00**



**2 positions**



#### Avec deux manivelles

- Rails latéraux pliables en alliage d'aluminium
- 4 roues pivotantes diam 12,5 cm dont 2 avec frein
- Le cadre du lit est soudé par un profilé en acier, stable
- Planche de lit moulée avec trous de ventilation
- Tête et jambe relevable par 2 manivelles,
- Panneaux de tête et de pied en ABS, facilement amovibles

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Deux crochets de drainage
- Capacité de poids : 150 Kg
- Dimensions : 2140 mm (L) x940 mm (W)x500 mm

### Lit manuel d'hospitalisation

Réf. **L8084**

Prix :TTC  
**8 800,00**



**3 positions**



#### Avec trois manivelles

- Tête et jambe relevable par 2 manivelles,
- Panneaux de tête et de pied en ABS, facilement amovibles
- Rails latéraux pliables en alliage d'aluminium

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Lit semi-rotatif mobile avec têtes de lit en ABS
- Dimensionné: 2140 mm (L)x940 mm (W)x500 mm (H)
- Panneaux de tête: 1010x280x640mm

### Poignée sortie de lit

Réf. **430918**

Prix :TTC  
**850,00**



- Facile à installer, les poignées de sortie de lit assurent un point d'appui apprécié pour sortir ou accéder au lit.
- Elles se glissent sous le matelas et s'utilisent aussi bien dans un lit traditionnel que dans un lit médicalisé.

### Appui-dos

Réf. **W0320**

Prix :TTC  
**495,00**

- Doté d'un appui tête il se règle en inclinaison, pour se reposer, lire ou regarder la télévision,
- Le tissu aéré laisse la peau respirer même en l'absence d'un oreiller



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Inclinaison de 45 à 60°
- Larg : 61 cm / Haut : 58 cm,
- Poids max : 100 kg.

### Rehausse jambe

Réf. **410152**

Prix :TTC  
**390,00**



- Soulage et limite les douleurs liées aux escarres et hémorroïdes,
- L'indispensable pour les personnes souffrants d'hémorroïdes,
- Poids max. utilisateur : 120 kg.



**Table de lit**

**Classique**

Réf. **W0300**



Prix :TTC  
**1 250,00**

- Peu encombrante.
- Pratique pour lire, plateau réglable en inclinaison,
- Réglable en hauteur et latéral,

**Pliante**

**Diffusion avec extension**

Réf. **421800**

**Blanche**



Prix :TTC  
**1 590,00**

Réf. **421814**

**Marine**

- Cette table réglable en hauteur possède un plateau repose livre inclinable (multi-positions).
- Une double inclinaison au niveau du socle facilitant l'utilisation dans un fauteuil (roulant).

**Pliante**

**Diffusion pliante**

Réf. **421400**

**Blanche**

Réf. **421413**

**Marine**



Prix :TTC  
**1 250,00**

- Réglable en hauteur,
- Facile à déplacer grâce à quatre roulettes,
- Pratique pour lire : plateau réglable en inclinaison.

**Pince de préhension**

Réf. **GR2145**

Permet de saisir des objets sans utiliser la main.



Prix :TTC  
**195,00**

**Table de lit en U**

Réf. **L8123**

**En ABS**



Prix :TTC  
**2 875,00**

- Avec roulettes,
- Hauteur réglable de 68 à 98 cm,
- Longueur : 80 x 42 cm.

Réf. **L8116**

**En laminé bois beige**




Prix :TTC  
**1 600,00**

- Cadre en acier enduit d'époxy, avec panneau supérieur phénolique,
- Hauteur ajustable par verin à gaz,
- Base avec roulettes dia.63mm, dont deux avec freins,
- Dim. : L80 x W40 x H66 ~ 96 cm.

**Porte sérum**

Réf. **430811**

- Sur roulettes,
- 4 crochets,
- socle ABS



Prix :TTC  
**750,00**

Réf. **L8031CR**

- Sur roulettes,
- 2 crochets,
- Socle chromé



Prix :TTC  
**600,00**

Réf. **L8031**

- Sur roulettes,
- 4 crochets,
- socle ABS



Prix :TTC  
**600,00**

Réf. **430812**

- Sur roulettes,
- 4 crochets,
- socle ABS



Prix :TTC  
**750,00**

**Panier porte sérum**

Réf. **L8032**

En Inox 250 ml

Prix :TTC  
**100,00**



**Table de chevet roulante**

Réf. **L8055** - Matériel **ABS**



Prix :TTC  
**1 400,00**

- Matériel ABS génie plastique,
- Avec un tiroir, et un plateau-repas, d'une petite porte avec étagère intérieure, étagère latérale escamotable pour serviettes.
- Dimensions : 48 x 47 x 78 cm.

Réf. **L8074** - Matériel **ABS**

**En laminé bois beige**



Prix :TTC  
**4 990,00**

- Matériel ABS génie plastique,
- Avec un tiroir, une porte ( intérieure avec un plateau ),
- Taille: 53 x 50 x 80 cm.

Réf. **L8056** - Matériel **ABS**

**Table à manger ajustable**



Prix :TTC  
**1 800,00**

- 1 tiroir et 1 placard
- 1 table à manger ajustable en hauteur
- 4 roulettes silencieuses
- Dimensions : 61.5 x 50 x 88.5 cm



## Matelas à air anti-escarres alternating

Réf. **L8000**

**APEX**



Prix :TTC  
**590,00**

Risque d'escarre faible

**DOMUS 1**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimensions du matelas : (196x 90 x 6.4) cm
- Poids : 100 kg
- Dimensions de la pompe 250 x 125 x 85 mm
- Tension d'alimentation : 100-240 V / 50-60 Hz

- Matelas et compresseur
- 2 circuits d'air indépendants,
  - 2 tuyaux de raccord entre matelas et compresseur,
  - Alternance dans le gonflage des deux circuits d'air afin de réduire les pressions.

## Matelas à air anti-escarres alternating

Réf. **L8000U**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimensions du matelas : (196x 90 x 6.4) cm
  - Poids supporté : 110 kg.
- Compresseur :
- Pression 40 à 100mmHg,
  - Puissance de sortie de l'air : 5 litres/min,
  - Mode alternatif : cycle 10-12 min,
  - Le compresseur est silencieux, performant,
  - Il peut être accroché au lit,
  - Sur-matelas à air de 130 cellules,
  - Rabats en tête et pied de lit, qui peuvent être rabattus sous le matelas

Prix :TTC  
**590,00**

Risque d'escarre faible

**ULTIMA**



## Matelas à air en tube alternating

Réf. **L8011**

**APEX**



Prix :TTC  
**2 290,00**

Risque d'escarre moyen

**DOMUS 2**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Cellules indépendantes fonction alternée 1 sur 2,
- Cellule de polyester enduite de polyuréthane,
- Durée de cycle pré-réglée à 12 mn,
- Réglage de la pression en fonction du poids du patient et de son confort.

## Matelas à eau anti-escarres

Réf. **L8001**

Conçu pour être utilisable aussi avec de l'eau plutôt que de l'air afin de réduire la pression interne et de lutter contre l'air d'escarres matelas

**NOUVEAU**

Prix :TTC  
**460,00**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimension : 189 x 90 x 10 cm
- Matériel : PVC
- Poids max : 100 kg





## Matelas à air dynamique anti-escarres

Réf. **L8012U**

Prix:TTC

**7 900,00**

La pompe et le matelas Scorpion sont destinés à réduire l'incidence des plaies de pression tout en optimisant le confort du patient.

- A / B alternant fournit la pression,
- RCP «dégonflage rapide» en cas d'urgence,
- Statique, réinitialisation d'alarme et mode ferme automatique,
- Un crochet fixe, un filtre à air et un fusible sont fournis au bas de la pompe,
- Couverture imperméable et perméable à la vapeur,
- fournit une surface à faible frottement,
- Capacité de poids maximale 180 kg

Risque d'escarre élevé

**SCORPION AUTO**



Dim. : 203 x 88 x 20 cm

## Matelas gaufrier

Anti-escarres

Réf. **WN3000**


Prix:TTC

**2 550,00**



Risque d'escarre faible à moyen

**Mono-portance**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Housse zippée sur 3 côtés, avec rabat, lavable, imperméable et résistante.,
- Poids utilisateur de 40 à 120 kg,
- Densité : 42,9 kg/m3.,

Dim. : 195 x 85 x 14 cm

## Matelas en mousse viscoélastique

Anti-escarres

Réf. **WN3006**

Prix:TTC

**3 350,00**



Risque d'escarre moyen à élevé

**à mémoire de forme**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Livré avec housse intégrale Promust PU en jersey polyuréthane, imperméable et respirant,
- Mousse viscoélastique de densité 82 Kg/m3,
- Poids max utilisateur 30 à 120 kg,



Dim. : 196 x 87 x 14 cm

## Matelas articulé

Pour lit médicalisé à 3 articulations

Réf. **L8008**

Prix:TTC

**1 850,00**

**En mousse**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Matelas en 4 parties
- Mousse de densité médicale
- Éponge haute densité et fibre de coco naturelle
- Housse imperméable zippée.



Dim. : 193 x 89 x 8 cm



Prévention des escarres par répartition de la pression

Fresco

Indications

- utilisé dans les ulcères de grade 1 avant que la peau ne se déchire.
- A utiliser sur les zones de peaux sèches fragiles à risque d'éclatement.
- utilisé comme superposition.



Plaque forme sacrum


Réf. F02605-00C



1 unité

Prix :TTC

280,00



Talonette à répartition de charge


Réf. F02604-01C Standard



La paire

Prix :TTC

480,00



Plaque forme carrée


Réf. F02601-02B 10x10x1.2 cm



1 unité

Prix :TTC

125,00



Bande en rouleau

Réf	Dés.	Prix
F02603-01C	30X5X0.3CM	110,00
F02603-02C	50x2.5x0.3 cm	100,00



Chausson anti-escarres Care protect Pedi

Réf. 2306

- Prévention des escarres.
  - Risque d'escarre(s) : moyen à élevé
- Circonférence coup-de-pied

tailles	Circonférence de cheville
1 -	27-31 cm
2 -	32-36 cm
3 -	37-42 cm

Prix :TTC

420,00



La paire

Protège talon

Réf. 680008

Prix :TTC

180,00

- En fibres synthétiques pour une :
- Meilleure circulation de l'air, réduction des frottements, prévention de l'apparition des escarres au niveau du talon.
  - Taille standard.



La paire



## Fauteuil releveur MODENA

Réf.	Couleur.
<b>LA8904CH</b>	Chocolat / Cuir
<b>LA8904DT</b>	Dark Taupe / Cuir

Prix :TTC  
**13 500,00**

Appui-tête électrique réglable et soutien lombaire gonflable intégrés, offrant un maintien optimal. Une ergonomie d'exception.



Soutien lombaire réglable Appui-tête électrique



Élévation



Relaxation totale

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Tissu : En CUIR
- Longueur :
- Hauteur : 112 cm En position assise : 87 cm
- Largeur : 78 cm En position allongée : 180 cm
- Poids max Supporté : 140 kg

### En Cuir à 4 moteurs



## Fauteuil releveur BERGAMO

Réf.	Couleur.
<b>LA6502DG</b>	Dark grey / Tissu
<b>LA6502NB</b>	Navy blue / Tissu
<b>LA6502T</b>	Taupe / Tissu

Prix :TTC  
**9 900,00**

Double moteur pour un confort optimal. Dossier et accoudoirs généreux pour un maintien parfait.



Relaxation

Élévation



Relaxation totale

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Tissu : En Tissu
- Longueur :
- Hauteur : 103 cm En position assise : 90 cm
- Largeur : 75 cm En position allongée : 180 cm
- Poids max Supporté : 140 kg

### En Tissu à 2 moteurs











## Fauteuil releveur électrique STYLEA II

HERDEGEN | Made in France

Réf.	Couleur.
<b>490130</b>	Beige / tissu microfibre
<b>490135</b>	Chocolat / tissu microfibre



Prix :TTC  
**11 900,00**

-  POSITION ASSISE
-  POSITION RELAX
-  POSITION RELEVEUR
-  POSITION ALLONGÉE
-  BASCULE
-  TÊTIÈRE ET LOMBAIRE

Poids Supporté : 130 kg  
2 Moteurs



- Il est équipé de 2 moteurs pour une inclinaison indépendante du dossier et du relèvement de la jambe.
- Son dossier est équipé de 3 coussins déhoussables et rembourrés en fibres creuses particulièrement moelleuses.
- L'assise contigüe au relèvement des jambes et se déhoussent aisément.
- Grande poche latérale de rangement







## Fauteuil releveur électrique LAZY UP

HERDEGEN | Made in France

Réf.	Couleur.
<b>480445</b>	Chocolat



Prix :TTC  
**9 500,00**

-  POSITION ASSISE
-  POSITION RELAX
-  POSITION RELEVEUR
-  POSITION ALLONGÉE
-  BASCULE
-  TÊTIÈRE ET LOMBAIRE

Poids Supporté : 130 kg  
2 Moteurs



- Ce fauteuil s'incline en 2 temps grâce à sa motorisation leg'up : le relèvement des jambes puis le dossier.
- Son grand dossier réglable en profondeur lui procure un maintien de qualité, tout en optimisant l'espace avec une largeur limitée.
- Matériaux : mécanisme en acier - vérin électrique basse tension 24 volts.









## Fauteuil releveur électrique

Réf.	Couleur.
<b>A6028GR</b>	Charbon / moteur Okin
<b>A6028M</b>	Chocolat / moteur Okin



Prix :TTC  
**9 100,00**

-  POSITION ASSISE
-  POSITION RELAX
-  POSITION RELEVEUR
-  POSITION ALLONGÉE
-  BASCULE
-  TÊTIÈRE ET LOMBAIRE

Poids Supporté : 130 kg  
2 Moteurs

Tissu technologique imperméable avec deux moteurs okin









**Tissu durable et facile à entretenir :** Ce fauteuil est conçu en tissu technique résistant à l'usure et imperméable, ce qui permet d'essuyer facilement les taches et les liquides sans qu'ils ne pénètrent.  
**Confort et respirabilité :** Doux et respirant, il offre un confort optimal et aide à réguler la température corporelle.  
**Résilience et résistance aux plis :** Le tissu garde une apparence lisse, retrouvant sa forme même après un usage prolongé

## Fauteuil releveur électrique

Réf.	Couleur.
<b>A8355M</b>	Simil cuir marron
<b>A8355N</b>	Simil cuir noir



Prix :TTC  
**10 400,00**

-  POSITION ASSISE
-  POSITION RELAX
-  POSITION RELEVEUR
-  POSITION ALLONGÉE
-  BASCULE D'ASSISE
-  TÊTIÈRE ET LOMBAIRE

Poids Supporté : 130 kg  
2 Moteurs

En cuir respirant avec deux moteurs okin



**Aide à l'assise et au levage :** Moteur électrique contrôlé par télécommande pour faciliter l'assise et le relevage.  
**Confort ajustable :** Télécommande pour incliner le dossier et le repose-pieds.  
**Robustesse :** Haute capacité de charge pour une assise stable et sécurisée.  
**Positions flexibles :** Ajustement facile du dossier et repose-pieds.



Fauteuil coquille manuel



Essentiel Manuel

Intérieur

Le fauteuil coquille ESSENTIEL est un fauteuil à usage intérieur exclusif pensé pour les personnes assistées d'un accompagnant.

Elysee Manuel

Intérieur-Extérieur

Le fauteuil coquille ELYSEE II est un fauteuil manuel à usage intérieur - extérieur, nécessitant l'aide d'un accompagnant.

Poids max. de l'utilisateur  
**130 kg**



Tablette Cale tronc



Réf.	Dés.	Couleur	Prix
ESSIM11C	Tablette T43 à 48	PVC CACAO	8 990,00
ESSIM11C-2	Tablette T43 à 48 +cales tronc+barre de fixation	PVC CACAO	11 250,00
ESSIM8C	Tablette T37 à 42	PVC CACAO	8 990,00
ESSIM11CH	Tablette T43 à 48	Tissu CHOCO	8 990,00
ESSIM11G	Tablette T43 à 48	Tissu GRIS	8 990,00
ESSIM8G	Tablette T37 à 42	Tissu GRIS	8 990,00

Réf.	Dés.	Couleur	Prix
EL12M11C	Tablette T43 à 48	PVC CACAO	12 250,00
EL12M11CH-1	Tablette T43 à 48+cale tronc+barre de fixation	Tissu CHOCO	13 500,00
EL12M11G-1	Tablette T43 à 48+cale tronc+barre de fixation	Tissu Gris	13 500,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Fauteuil recouvert de mousse HD (Haute Densité)
- Assise garnie d'une mousse à mémoire de forme de Type Classe II
- Oreiller cervical ,Harnais 4 points
- inclinaison manuelle : Assise / Dossier / Repose jambes avec système à crémaillère
- Poids maximum utilisateur : 130 kg
- Revêtement Pvc/Polyuréthane correspondant aux normes Non Feu M2.
- Grande largeur d'assise possible : jusqu'à 65 cm
- Hauteur sol/siège : 48 cm
- 3 types de revêtements disponibles : Pvc/Polyuréthane : Cacao - Velours déperlant : Choco Edition -Tissu chiné : Gris Chiné

Fauteuil coquille électrique

Essentiel Électrique

Intérieur

Fauteuil à usage exclusif en intérieur, équipé d'une télécommande permettant une plus grande autonomie du patient dans la gestion de l'inclinaison du fauteuil.

Tablette Kit batterie Cale tronc



Réf.	Dés.	Couleur	Prix
ESS2E11G	Tablette T43à48	Tissu GRIS	9 990,00
ESS2E11C	Tablette T43à48	PVC CACAO	9 990,00
ESS2E11C-1	Tablette T43a48 +BATTERIES	PVC CACAO	12 250,00
ESS2E11CH	Tablette T43à48	Tissu CHOCO	9 990,00
ESS2E11CH-1	Tablette T43a48 +BATTERIES	Tissu CHOCO	12 250,00



Poids max. de l'utilisateur  
**130 kg**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Inclinaison 100% électrique (assise, dossier, repose-jambes synchronisés)
- Oreiller cervical & Harnais 4 points
- Revêtement en PVC/Polyuréthane conforme aux normes Non Feu M2
- Hauteur sol/siège : 48 cm
- Poids maximum utilisateur : 130 kg
- Poids du fauteuil : 33,5 kg
- Assise garnie fibre de mousse à mémoire de forme de type Classe II
- Kit batterie & Télécommande avec fonction autonomie (avant/arrière)



## Ceinture de transfert

Réf. 43091



Prix :TTC  
**399,00**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Position : Autour de la taille.  
Fonction : Sécurise l'assise.  
Polyester, mousse polyuréthane, nylon  
Entretien : Lavable à 60 °C.



## Coussin aide au retournement

Réf. K3666




Prix :TTC  
**395,00**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Usage: Prévention des ulcères  
Matériau: PU souple  
Poignées : Quatre  
Personnes âgées, handicapées, obèses

Pour les patients alités



## Siège de rotation

Réf. 820109

Prix :TTC  
**290,00**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Fonction : Pivotement du patient assis.  
Rotation : 360°.  
Sur surfaces planes.  
Composition : Deux disques rotatifs.  
Capacité : 125 kg, diamètre 40,5 cm.

## Drap de glisse

Réf. 410195

Prix :TTC  
**600,00**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Fonction : Translation latérale et verticale, rehaussement du patient.  
Avantage : Réduit les frottements.  
Matériau : Polyamide avec enduction polyuréthane et silicone.



## Coussin en microbilles

Réf. 410165

### Coussin de grossesse

Dimensions :  
150 X 18 cm

Décubitus

Prix :TTC  
**890,00**



Le coussin de grossesse peut être utilisé au niveau des jambes pour aider au maintien de l'alignement des hanches et stabiliser la femme enceinte dans une position de confort

Réf. 410163

### Coussin d'allaitement

Dimensions :  
100 X 18 cm

Demi lune

Prix :TTC  
**630,00**



Vous pourrez utiliser le coussin de maternité pour caler et protéger votre bébé au moment de la sieste par exemple.

## Coussin Bolster

Réf. 410161

### Yoga & Pilates

Dimensions :  
70 X 15 cm

Prix :TTC  
**350,00**



## Chaises de transfert en aluminium pliables et légères

NOUVEAU

Réf. L2015-38

Prix :TTC  
**1 780,00**



- Structure pliable à double croisillon
- Poignées ergonomiques, repose-pieds, dossier pliant
- Rangement à plat, accoudoirs capitonnés relevables

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Profondeur de l'assise : 36 cm  
Hauteur du dossier : 36 cm  
Poids max. : 100 kg  
Assise : 36 cm



Réf. L2015

Prix :TTC  
**1 550,00**



- Structure pliable à double croisillon
- Poignées ergonomiques, repose-pieds, dossier pliant
- Rangement à plat, accoudoirs capitonnés relevables

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Profondeur de l'assise : 36 cm  
Hauteur du dossier : 36 cm  
Poids max. : 100 kg  
Assise : 36 cm



Réf. L2015-46

Prix :TTC  
**2 250,00**



Très pratique pour les voyages en train ou en avion

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Profondeur de l'assise : 36 cm  
Hauteur du dossier : 36 cm  
Poids max. : 100 kg  
Assise : 36 cm





## Fauteuil roulant d'aisance de transfert

Réf. **LY111846**

### Hydraulique manuel

- Doté d'un système hydraulique
- Pédale hydraulique
- Siège divisé
- Frein au pied



Prix :TTC  
**8 500,00**

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur totale : 59 cm	Hauteur totale : 91 - 117 cm
Profondeur du siège : 40 cm	Hauteur des accoudoirs : 44 - 70 cm
Largeur du siège : 46 cm	Capacité de charge maximale : 100 kg
Hauteur d'assise : 37 cm	



## Fauteuil roulant d'aisance de transfert

Réf. **LY7760L46**

### Électrique

Deux jeux de manivelles (poignées de commande)



Prix :TTC  
**13 900,00**



- Conception ouverte, double verrouillage,
- Ceinture et frein pour une sécurité optimale.
- Multifonction avec pot d'aisance et support IV.
- Manivelle pour soulever et abaisser facilement

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur totale : 72 cm	Hauteur de dossier : 47 cm
Profondeur du siège : 40 cm	Hauteur des accoudoirs : 40-60 cm
Hauteur d'assise : 37 cm	Capacité de charge maximale : 100 kg
Hauteur totale : 81,5 - 91,5 cm	



## Lève-personne électrique

Réf. **L8086**

• Le cadre principal est fabriqué en acier à haute résistance avec un revêtement en poudre pour la surface. Il comprend des roues avant universelles, des roues arrière équipées de freins, une largeur réglable des jambes du support, une poche de suspension sûre et fiable, ainsi qu'un dispositif de descente d'urgence. Cela permet de faire descendre le patient en cas de batterie déchargée ou de panne du moteur.

- Crochets de fixation d'harnais,
- Bôme de levage,
- Poignée de poussée,
- Moteur de levage,
- Pied du châssis,
- Roues doubles,
- Front (déverrouillage),
- Arrêt de secours mécanique,
- Poignée de commande,
- Boîtier de commande électronique,
- Pédale de réglage du châssis,
- Roulettes doubles avec frein de blocage.

Prix :TTC  
**17 500,00**

Poids max. de l'utilisateur  
**120 kg**

Avec sangle Universelle



## Lève-personne électrique REBOTEC

Réf. **RE32001**

- Bras de levage électrique
- Unité moteur / batterie de 24 volts
- Télécommande câblée
- Fonction d'arrêt d'urgence
- Abaissement d'urgence mécanique
- Abaissement au sol possible
- Châssis avec pédales
- Roues pivotantes freinées individuellement
- Temps de montage : 5 à 6 minutes,
- Testé jusqu'à 150 kg de poids corporel

Poids max. de l'utilisateur  
**150 kg**

Prix :TTC  
**22 500,00**

Avec sangle Universelle

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids maximum utilisateur : 150 Kg

Accessibilité en hauteur: 13 cm

Dim. : L 56 cm x P 33 cm - H 14,5 cm

**REBOTEC**  
Made in Germany

## Lève-personne électrique SUNLIFT MICRO

Réf. **SLG175**

**Adapté aux maisons de retraites ,hôpitaux**

- Idéal pour un usage domestique.
- Supporte jusqu'à 130 kg et soulève jusqu'à une hauteur de 1483 mm.
- Système antidérapant et crochets sécurisés pour éviter tout détachement de la sangle.
- Indicateur de batterie et alerte sonore dès 50% de charge.
- Poignée ergonomique pour une manipulation confortable sans forcer le poignet.
- Conception solide, éliminant tout jeu dans les points d'ancrage pour une stabilité optimale.
- Ouverture des pieds facile grâce à une pédale ergonomique, permettant d'ajuster la largeur selon les besoins.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids maximum utilisateur : 130 Kg

Garde au sol: 20 mm

Largeur totale: 940 mm x 1130 mm x 1870 mm


Taille roue avant: 75 mm

Taille roue arrière: 100 mm

Prix :TTC  
**18 500,00**

Poids max. de l'utilisateur  
**175 kg**

Avec sangle Universelle



**SUNRISE MEDICAL**  
Made in Germany



**Pillulier pour comprimés sécables**

Réf. **LH003**

Prix :TTC  
**42,00**



**Broyeur de comprimés**

Réf. **0090BC0**

28 comprimés

Prix :TTC  
**48,00**



**Pillulier-semainier**

Réf. **0090BC1**

28 comprimés

Prix :TTC  
**85,00**



**Pilulier 7 jours**

Réf. **FS5734**

Prix :TTC  
**60,00**



Couvercle pop-up facile à utiliser en une seule touche  
Conception spéciale pour répondre à vos besoins quotidiens

**Pilulier rond pour 7 jours**

**NOUVEAU**

Prix :TTC  
**65,00**



Pilulier en plastique transparent avec 7 compartiments indépendants, protégeant les pilules de l'humidité, du mélange et de la perte.

**Pilulier portable quotidien**

Réf. **FS5770**

Comprimé sécable et 4 compartiments

Prix :TTC  
**65,00**



Portable, résistant à l'humidité, avec 4 compartiments séparés. Compartiment coupe-pilule avec lame en acier inoxydable.

**Pillulier 2 en 1**

Réf. **L5730**

Prix :TTC  
**60,00**



Combine le journalier et le semainier. Les compartiments journaliers sont facilement détachables.

**Gouttière buccale anti-ronflement**

Réf. **OSLC01**

- Idéal pour une utilisation occasionnelle ou irrégulière (vacances, camping, court séjour hospitalier par exemple).
- Il utilise le principe reconnu médicalement de l'avancement mandibulaire.



Contenu du set Somnolis :

- 1 fine gouttière anti-ronflement SOMNOLIS,
- 4 bandes de réglage souples,
- 1 mode d'emploi.

**+ SWISS MADE**

Prix :TTC  
**300,00**



**Appareil auditif contour d'oreille**

Réf. **LJH125**

Prix :TTC  
**350,00**



- Amplificateur de son,
- Volume réglable,
- Kit de nettoyage,
- Embouts en silicone différents gabarits,

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Gamme de fréquence : 100 à 6000 Hz,
- Bruit d'entrée équivalent : ≤ 30dB,
- Pile AG5.





## Sondes d'aspiration

pédiatrique avec valve



Prix :TTC  
**2,00**

- Matériau : PVC médical biocompatible,
- Longueur standard : 50 cm
- Stérile à usage unique

Réf.	Calibre (CH)
<b>61638V</b>	CH08
<b>61634V</b>	CH14

## Sonde gastrique


Conçue pour l'aspiration ou l'alimentation entérale en toute sécurité.



Prix :TTC  
**3,40**

- Matériau : PVC médical, souple et résistant

Réf.	Calibre (CH)
<b>60019A0</b>	CH 10
<b>60019A4</b>	CH 14
<b>6001916</b>	CH 16



## Sonde vésicale droite femme

Réf. **6018F14**

Prix :TTC  
**2,00**



- Sonde vésicale droite pour femme
- Stérile et à usage unique
- Longueur : 20 cm (modèle court femme)
- Matériau : PVC souple

## Sondes urinaires

Silicone

Pédiatrique 2 voies

Prix :TTC  
**19,50**



Adulte 2 voies

Prix :TTC  
**28,00**



- Voies : 2 (drainage + ballonnet)
- Stérile à usage unique
- Longueur standard : 35 cm
- Indications : drainage urinaire postopératoire, monitoring des volumes, soins à domicile sous prescription médicale


Réf.	Desig.	Calibre (CH)
<b>60014A06</b>	Enfant & Adulte	CH06
<b>60014A08</b>	Enfant & Adulte	CH08
<b>60014A10</b>	Enfant & Adulte	CH10
<b>60014A12</b>	Adulte	CH12
<b>60014A20</b>	Adulte	CH20

Latex

Pédiatrique 2 voies



- Matériau : latex de qualité médicale, souple et biocompatible
- Voies : 2 (drainage + ballonnet)
- Longueur : 20 cm - 40 cm
- Stérile à usage unique : conditionnement prêt à l'emploi



Adulte 2 voies



Réf.	Désignation	Calibre (CH)	Prix.
<b>600136P</b>	Enfant	CH06	<b>10,50</b>
<b>600130P</b>	Enfant	CH10	<b>11,00</b>
<b>600132A</b>	Adulte	CH12	<b>07,20</b>
<b>600134A</b>	Adulte	CH14	<b>07,20</b>
<b>600136A</b>	Adulte	CH16	<b>07,20</b>
<b>600122A</b>	Adulte	CH22	<b>07,20</b>

## Seringue de gavage 60 ml

Réf. **6001G6**



Prix :TTC  
**4,00**

## Intranule G22 Primaflon Bleue 25mm

Réf. **LC10INTB**



Prix :TTC  
**1,50**

## Intranule G18 Primaflon Verte 45mm

Réf. **LC10INTB**



Prix :TTC  
**1,50**

## Seringue médicale

À usage unique

- Graduation : Claire et précise pour un dosage optimal
- Embout : Luer Lock ou Luer Slip (selon le modèle)
- Avec ou sans aiguille : Disponible selon le besoin
- Matériau : Plastique médical de haute qualité, sans latex



Réf.	Capacité	Prix
<b>LC102C</b>	2.5 cc	<b>65,00</b>
<b>LC105CC</b>	5 cc	<b>90,00</b>
<b>LC101CC</b>	10 cc	<b>150,00</b>

boite de 100

## Lunettes de Protection

Réf. **SPM1213**



Prix :TTC  
**24,00**

## Sur blouse de protection jetable

Réf. **LC2016**

Sécurité et hygiène maximales

sachet de 10 unités



Prix :TTC  
**110,00**

## Charlotte sachet jetable

Réf. **LC2017**



Prix :TTC  
**35,00**

## Sur-chaussure jetable

Réf. **LC2019**



Prix :TTC  
**30,00**

## Garrot épais en Caoutchouc

Réf. **LC1014**




Prix :TTC  
**05,00**



**INCONTINENCE LOURDE MIXTE**

**Couches d'incontinence adulte change complète, idéale pour personnes alitées**



- 1 Taille élastique pour ajustement optimal et anti-fuites
- 2 Ailes respirantes pour confort et protection
- 3 Noyau trident, absorption rapide
- 4 Barrières latérales anti-fuites
- 5 Fixation stable grâce aux étiquettes repositionnables
- 6 Indicateur d'humidité
- 7 Bandes émulsion dermoprotectrice sans-parfum

**20 U**

Réf.	Taille	Goutte	Tour de taille	Prix. TTC
0048S7	S	7	50 - 80 cm	195,00
0047M7	M	7	80 - 125 cm	195,00
0048M8	M	8	80 - 125 cm	210,00
0048M9	M	9	80 - 125 cm	240,00
0048M10	M	10	80 - 125 cm	260,00
0048M10PLUS	M	10+	80 - 125 cm	240,00

Réf.	Taille	Goutte	Tour de taille	Prix. TTC
0048L7	L	7	110 - 125 cm	227,00
0048L8	L	8	110 - 150 cm	233,00
0048L9	L	9	110 - 150 cm	265,00
0048L10	L	10	110 - 150 cm	275,00
0048L10PLUS	L	10+	110 - 150 cm	315,00
0048XL9	XL	9	135 - 170 cm	280,00

**Slip absorbant idéal pour personnes mobiles**



- 1 Couche arrière en tissu non tissé, respirant et imperméable.
- 2 Fils élastiques incurvés à l'entrejambe pour un meilleur ajustement et moins de fuites.
- 3 Indicateur d'humidité à l'avant signalant le moment du remplacement.
- 4 Barrières latérales intégrales épousant l'entrejambe pour limiter les fuites.
- 5 Côtés déchirables pour un retrait rapide, confortable et hygiénique.
- 6 Élastiques colorés pour repérer facilement l'arrière du produit.

**10 U**

Réf.	Taille	Absorption	Goutte	Tour de taille	Qté	Prix. TTC
0048PM12	M	Plus	6/10	80 - 110 cm	12 U	195,00
0048PL12	L	Plus	6/10	100 - 140 cm	12 U	220,00
0049PM10	M	Super	8+/10	80 - 110 cm	10 U	195,00
0049PL10	L	Super	8+/10	100 - 140 cm	10 U	210,00

<b>Plus   TAILLE M/L</b> 100-140 cm ●●●●●●●●●●	<b>Super   TAILLE M/L</b> 80-110cm ●●●●●●●●●●
--	---



## INCONTINENCE URINAIRE LÉGÈRE FEMME


### Protection Urinaire Femme

Conçue pour contrôler les fuites urinaires légères



- 1 Microsec™, un noyau discret, innovant et concentré, fin et sûr, avec des matériaux ultra-absorbants.
- 2 Double barrière anti-fuites pour un meilleur contrôle des petites fuites.
- 3 Tissu doux pour un confort optimal
- 4 Bande adhésive longitudinale pour une meilleure adaptation aux vêtements intérieurs.
- 5 Absorption immédiate avec barrière anti-humidité
- 6 Bandes émulsion dermoprotectrice sans parfum

indasec  
discreet



Réf.	Absorption	Goutte	Qté	Prix. TTC
0049MINI20	Mini	3 / 8	20 U	50,00
0049N12	Normal	4 / 8	12 U	49,00
0049N24	Normal	4 / 8	24 U	75,00
0049EX10	Extra	5 / 8	10 U	43,00
0049EX20	Extra	5 / 8	20 U	77,00
0049MAX15	Maxi	6 / 8	15 U	89,00
0049MAXN12	Maxi Nuit	+ 8	12 U	85,00

## INCONTINENCE URINAIRE LÉGÈRE HOMME

### Protection Urinaire Homme (Coquille)


Conçue pour les hommes

Incontinence légère et modérée



- 1 Feuille arrière en tissu non tissé respirant, offrant discrétion, confort et protection de la peau.
- 2 Noyau ultra-absorbant pour limiter les fuites, garder la peau sèche et réduire les odeurs.
- 3 Barrières latérales intégrales ajustées à l'entrejambe pour réduire les fuites.
- 4 Forme adaptée à l'anatomie masculine pour plus de confort et de protection.
- 5 Bande de fixation compatible avec des sous-vêtements ajustés, maintenant l'absorbant en place.

indasec  
Men



Réf.	Taille	Goutte	Qté	Prix. TTC
0038M10	Unique	4 / 6	10 U	75,00



### Alèse jetable



Réf.	Taille		Prix. TTC
00466060	Extra 60 x 60	Moyenne	120,00
00466090	Extra 60 x 90	Maxi	160,00
004680180	Extra 80 x 180	Bordable	220,00

20 U

### Alèse lavable

Réf. 410100 - Bordable  
 •Dim. 90 x 200 cm  
 Pour matelas anti-escarre



Prix:TTC  
**190,00**

### Culottes jetables

Réf. Qté.  
 0037CJ4 4 U



Prix:TTC  
**45,00**

### Serviettes Post-partum

Serviette hygiénique premiers jours

Réf. Qté.  
 00375C10 12 U




Prix:TTC  
**120,00**

- Conçues pour les pertes abondantes des premiers jours après l'accouchement.
- En coton pour éviter l'adhérence des fibres à la plaie.

### Protège-slips

Réf. Qté.  
 0037SP24 4 U



Taille unique  
 Prix:TTC  
**45,00**

## Dispositifs Pour Lutter Contre Les Fuites Urinaires & Accessoires

### Electrostimulateur

Réf. CH111231

Cefar Peristim rééducation périnéale

#### Traitement à domicile

Solution idéale pour le traitement à domicile. Le Peristim Pro peut faire l'objet d'une prise en charge par la Caisse d'Assurance Maladie pour l'auto-traitement à domicile (sur prescription, soumise à conditions). 9 programmes pré-sélectionnés permettant de traiter l'incontinence de stress, l'incontinence mixte, l'incontinence d'impériosité, la douleur liée aux troubles urinaires (par ex. la cystite) et la stimulation des nerfs sacrés ou la stimulation des points d'acupuncture dans le traitement de l'incontinence d'impériosité.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Nombre de canaux	2
Nombre de programmes	9 prédéfinis, 3 programmables
Courant constant	Jusqu'à une résistance de 1 300 Ohm/canal maximum
Amplitude maximale	99,5 mA
Incréments d'intensité	Minimum 0,5 mA
Durée/amplitude max des impulsions	300 µ secondes
Fréquence	120 Hz
Source d'énergie	2 x 1,5 V AA
Dimensions L x W x H	120 x 52 x 27 mm
Poids	180 g batterie incluse

Prix:TTC  
**3 750,00**



### Sonde vaginale

Réf. 140227

Universelle Periform

Prix:TTC  
**350,00**



- Insertion facile et implantation très stable
- Utilisation en stimulation et bio
- Utilisable debout et allongée
- Tige indicateur : bascule vers le bas lorsque les contractions internes sont correctement effectuées (amovible)
- L79 x l 34 mm - 15.5 g



## Gants d'examen jetables

Pour toute demande de devis, nous consulter : 06 66 13 55 07



### Latex jetable

Réf. **LC1060**

Taille : S - M - L

50 paires



Non poudré

### Nitrile jetable

Réf. **LC1061**

Taille : S - M - L

50 paires



- Bonne qualité et fournissent une excellente barrière biologique.
- Ils ne sont pas destinés à être utilisés comme barrière chimique
- A conserver dans un endroit sec et frais, éviter la chaleur excessive (40°C 104°F).

## Lingettes humides

Réf. **0050L60**



60 unités

Prix :TTC  
**80,00**



Préconisées pour la toilette intime quotidienne des peaux sensibles

## Gants de toilette imprégnés

Réf. **0050G40**



40 unités

Réversibles

Prix :TTC  
**150,00**



Pour l'hygiène corporelle ils s'adaptent à la main Ils sont confortables et faciles à utiliser.

## Éponges savonneuses

Réf. **0050E20**



20 unités

Prix :TTC  
**33,00**



Pour la toilette de tout le corps  
Masser doucement  
Éviter les plaies ouvertes

## Poche à urine

Réf. **LC1020**

Adulte



Prix :TTC  
**05,30**

Réf.	Cond.	Prix.
<b>LC1020</b>	Boite 100 U	<b>530,00</b>
<b>Remise 40%</b>		

## Peniflow

Réf. **LC1030**

En latex



Taille : XL, L, M, S

Réf.	Cond.	Prix.
<b>LC1030</b>	Boite 100 U	<b>500,00</b>
<b>Remise 40%</b>		
10 boites 100 U <b>Nous consulter</b>		

## Bassin de lit

Réf. **LC1080**

Prix :TTC  
**60,00**



- Bassin de lit avec poignée ergonomique.
- Plastique très résistant.

## Poche à urine

Réf. **LC1020P**

Pédiatrique



Prix :TTC  
**112,00**

Réf. **LC1030S**

En silicone

Taille : XL, L, M, S

Prix :TTC  
**25,00**



## Urinoir Mixte

Réf. **LC1070**

Prix :TTC  
**42,00**



- Capacité 1 litre.
- Homme et femme



### Argicalm



Coussin réutilisable à base d'argile naturelle pour soulager votre douleur



Soulagement de la douleur



Froid



Chaud



Taille	Destinations recommandées	Taille ( cm )	Partie du corps	Réf.	Prix. TTC
T1	Poignet - coude - Visage	19 x 11		72001	100,00
T2	Cheville - Coude - Genou	26 x 13		72002	130,00
T3	Genou - Dos - Abdomen	30 x 20		72003	170,00
T4	Cou - Epaules - Dos	43 x 17		72004	200,00

### Coussin thermique

Réf. LMRD2

Cold / Hot

Prix :TTC  
60,00



Soulagement de la douleur



Froid



Chaud

- Poche de gel non toxique, froid ou chaud.
- Froid : Entorses, hématomes (1h frigo, 10 min congélation).
- Chaud : Douleurs, lombalgies (1 min micro-ondes, 10 min eau).

### Coussin de gel

Épaule réutilisable

Réf. LMRR3

Prix :TTC  
70,00



Taille : S.M.L.XL



Offre une thérapie à chaud ou à froid, ce coussin de gel réutilisable soulage efficacement douleurs et inflammations tout en s'adaptant parfaitement à l'épaule.

### Bandeau de tête

En gel réutilisable

Réf. LMRR6

Prix :TTC  
50,00



### Coussin de gel

Dos réutilisable

Réf. LMRR2

Prix :TTC  
100,00



- Poche de gel non toxique qui conserve la température.
- A froid comme à chaud, le Cold pack a une activité prolongée dans le temps.
- Traitement par le froid : Entorses, elongations, hématomes, tendinites.
- Traitement par la chaleur : Douleurs rhumatismales, lombalgies, torticolis, lumbagos.

### Bandeau bébé en gel

Réf. LMRR7

Prix :TTC  
45,00



- Maintien par une bande de scratch : ajustable
- Poche de gel innovant qui conserve la température.
- Hypoallergénique, réutilisable
- Contre la fièvre : au réfrigérateur 1h ou au congélateur 10 minutes

### Vessie à glaces

En tissu 23 cm

Réf. LMRB

Prix :TTC  
45,00



Poche de gel non toxique qui conserve la température. Utilisation froide : 1h au réfrigérateur ou 10 minutes au congélateur

### Masque gel pour les yeux

Réf. LMRR8

Prix :TTC  
60,00




- Décongestionnant yeux
- Réutilisable

# Accessoires pour salle de bain



## Barre d'appui relevable sans béquille

Réf. 0088B02



Prix :TTC  
**790,00**

- Pour WC, douche et lavabo,
- En Nylon blanc polyamide haute résistance,
- Taille : 600 x 700mm - Ø 35 mm.

## Barre d'appui relevable avec béquille

Réf. 0088B01



Prix :TTC  
**1 090,00**

- Pour l'appui, relèvement et l'aide au transfert,
- En position rabattable, pour WC ou douche la béquille se replie automatiquement,
- En Nylon blanc polyamide haute résistance,
- Taille : 600x700 mm - Ø 35 mm.

## Double barre d'appui avec béquilles

Réf. 0088B06



Prix :TTC  
**1 350,00**

- Taille : 600 x 700mm x 600mm Ø 35 mm.

## Siège de douche relevable avec pied

Réf. 0088B10



Prix :TTC  
**790,00**

- En aluminium renforcé guidé par un bras articulé,
- Larges lattes en plastique,
- Facile d'entretien et confortable,
- Taille : 460 x 360 x 480 mm - Ø 35 mm.

## Kit barre en T avec coulisseau pour douchette et porte savon

Réf. 0088B07

Taille: 800 x 1200 mm  
Ø 35 mm

Prix :TTC  
**1 250,00**

## Barres de maintien droites

Réf. 0088B04 • Dim : 600 mm - Ø 35 mm

Réf. 0088B03 • Dim : 350mm - Ø 35 mm

Utilisée pour le maintien et le relèvement pour WC, douche ou baignoire en Nylon blanc polyamide haute résistance




Prix :TTC  
**250,00**

Prix :TTC  
**200,00**

## Barre de maintien coudée

Réf. 0088B05

- Avec 3 points de fixation
- En Nylon blanc polyamide haute résistance
- Taille : 450 x 450 mm - Ø 35 mm - Ø 35 mm.



Prix :TTC  
**520,00**



### Chaise garde-robe Obana

Réf. 540381

En aluminium

Poids max. de l'utilisateur  
**110 kg**



Prix :TTC  
**2 199,00**



Petites  
**roues**

- Chaise roulante ultra légère pour douche et toilette.
- Assise souple, ergonomique, amovible et percée.
- Siège rembourré et confortable.
- Accoudoirs fixes.
- Seau amovible.

### Chaise garde-robe Best up

Réf. 304723

Poids max. de l'utilisateur  
**130 kg**



Prix :TTC  
**2 350,00**



- Pour des déplacements sur de courtes distances.
- Accoudoirs escamotables facilitant le transfert latéral.
- Repose pieds escamotable et réglable en hauteur afin de s'adapter à la taille de l'utilisateur.

### Fauteuil roulant garde-robe en U pliable

Réf. L4014

Prix :TTC  
**1 650,00**



Grandes  
**roues**

- Assise en forme de U
- Cadre pliable en acier chromé
- Siège de type U pour toilette
- Accoudoirs et repose-pieds fixes
- Roulettes et roues arrière solides

### Fauteuil roulant garde-robe

Réf. L4010A

En aluminium

Prix :TTC  
**2 780,00**



- Cadre en aluminium
- Accoudoirs rabattables
- Repose-pieds détachables
- Roulettes solides
- Roues arrières pneumatique

### Chaise garde-robe

Réf. L4011

Prix :TTC  
**1 250,00**



- Petites roues avec freins intégrés
- Accoudoirs amovibles ou rabattables
- Repose-pieds fixes et solides
- Seau escamotable pour un entretien facile

### Chaise garde-robe pliable

Réf. L4012

Prix :TTC  
**750,00**



Petites  
**roues**

- Accoudoirs fixes,
- Hauteur réglable,
- Roues avec freins,

### Chaise garde-robe pliable

Réf. L4000

Prix :TTC  
**630,00**



- Accoudoirs fixes,
- Hauteur réglable,
- Sans roues.

### Chaise garde-robe pliable

Réf. L4001

En aluminium

Prix :TTC  
**750,00**



- Assise : 48x45 cm,
- Hauteur réglable 45-55 cm,
- Accoudoirs fixes



## Garde-robe sans roues

### Chaise garde-robe Alustyle

Réf. 380004  
aluminium 4 en 1



Prix :TTC  
**1 300,00**

Poids max. de l'utilisateur  
**120 kg**

- Utilisée comme : chaise toilette, cadre de sécurité sur les toilettes,
- Chaise de douche,
- Poids maximal du patient 120 kg,
- Hauteur variable de 43 à 55 cm



### Chaise garde-robe Open

Réf. 300523



Prix :TTC  
**1 200,00**

Poids max. de l'utilisateur  
**130 kg**

- Fixe, sans roues, très confortable,
- L'assise toilette se relève pour faciliter le nettoyage,
- Seau escamotable latéralement pour ne pas avoir à se baisser,



### Chaise garde-robe Best Up

Réf. 304523  
Pliable sans roues



Prix :TTC  
**1 890,00**

Poids max. de l'utilisateur  
**130 kg**

- Accoudoirs escamotables facilitant le transfert latéral.



### Chaise garde-robe

Réf. 310102  
Confort extra-large



Prix :TTC  
**1 800,00**

Poids max. de l'utilisateur  
**160 kg**

- Accoudoirs fixe, livré avec un seau et un couvercle
- Largeur : 55cm
- Comfort océan



## Rehausse toilette

### Clipper Souple-Soft

Réf. 500200



Prix :TTC  
**599,00**

Poids max. de l'utilisateur  
**185 kg**

- Fabriqué en mousse injectable protégée par un film imperméable anti-allergène,
- Confortable et idéal pour les personnes souffrant d'escarres.



### 2 Clipper Sans couvercle

Réf. 500410



Prix :TTC  
**300,00**

Poids max. de l'utilisateur  
**185 kg**

- Rehausse la hauteur des toilettes de 11 cm,
- Fixation par 4 clips ajustables



### 3 Clipper Avec couvercle

Réf. 500411



Prix :TTC  
**450,00**

Poids max. de l'utilisateur  
**185 kg**

- Rehausse la hauteur des toilettes de 11 cm,
- Fixation par 4 clips ajustables.



### 7 Clipper Avec couvercle

Réf. 500431



Prix :TTC  
**1 500,00**

Poids max. de l'utilisateur  
**150 kg**

- Accoudoirs amovibles : barre d'appui
- Hauteur réglable



### Bidet pour cuvette de toilette

Réf. 580500



Prix :TTC  
**100,00**

- Bidet en plastique, utile pour la toilette intime, porte savon intégré.



### Chaise de douche avec dossier

Réf. L8020



Prix :TTC  
**430,00**

- Des poignées intégrées permettent de garder l'équilibre,
- Le cadre en aluminium ne rouille pas
- Réglable en hauteur
- Assise en plastique anti-bactérien

### Chaise de douche pliant

Réf. L8024



Prix :TTC  
**1 350,00**

- Dossier et assise ergonomiques
- 4 roues dont 2 arrières avec freins
- Découpe de l'assise facilite la toilette intime
- Cadre en aluminium

### Tabouret de douche

Réf. L8022L



Prix :TTC  
**470,00**

- Légère et très pratique,
- Dotée de 2 poignées de sécurité et de transfert,
- Pliable pour le rangement.

### Tabouret de douche

Réf. L8021



Prix :TTC  
**300,00**

- cadre en aluminium
- Réglable en hauteur,
- Assise en plastique anti-bactérien,
- Poids maximum : 135 kg.



### Chaise garde-robe BORN

Réf. RE34354

**Utilisation optimale :**  
au-dessus des toilettes,  
et sous la douche

Poids max. de l'utilisateur  
**130 kg**

Prix :TTC  
**5 490,00**



**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Assise précée recouverte : Largeur 46 cm
- Accoudoirs et repose-pieds amovibles
- Siège de toilette avec coussin de siège amovible rembourré inclus
- Seau amovible et mécanisme de rail inclus
- Repose-pieds réglables en hauteur, pivotants
- 4 roulettes pivotantes 125 mm avec freins de stationnement/direction

### Fauteuil douche et toilette MIAMI

Réf. RE34530

**La douche auto-propulsée :**

Ce fauteuil, propulsé par l'utilisateur, facilite les déplacements tout en préservant l'indépendance et la mobilité.

Poids max. de l'utilisateur  
**150 kg**

Prix :TTC  
**8 490,00**



**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Dos en aluminium avec revêtement en PUR.
- Accoudoirs pivotants
- Siège avec ouverture hygiénique (utilisable à l'avant ou à l'arrière)
- Repose-pieds réglables en hauteur, pivotants et amovibles
- Roues 24 pouces avec frein
- Extrêmement durable
- Pas de rouille
- Facile à nettoyer et à désinfecter
- Largeur d'assise : 52 cm

### Chaise de douche et garde-robe



**Structure en acier inoxydable**

Réf. TCL11076

- Chaise de douche et de toilette conçue pour faciliter l'hygiène des personnes à mobilité réduite.
- Destinée à être utilisée sous la douche, au lavabo et sur les toilettes, ainsi que pour le transport des patients.
- Levier de frein sur chaque roue arrière

Prix :TTC  
**3 900,00**

Poids max. de l'ut.  
**150 kg**



Petites roues

Réf. TCL11315

Prix :TTC  
**5 500,00**

Poids max. de l'ut.  
**150 kg**



Grandes roues

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- |                          |                      |   |
|--------------------------|----------------------|---|
| Roues avant              | Ø125mm. avec frein   | Accoudoir : amovible                            |
| Roues arrière            | Ø610mm.              | Repose pieds amovible : réglable en 5 positions |
| Cadre extérieur,         | Tube acier Ø25x1,5mm | Housse de siège : amovible et pliable           |
| Peinture époxy-polyester | Plaque acier 30x5mm  |   |



## Siège de douche à roulettes

Réf. 540300



Prix :TTC  
**2 490,00**



Poids max. de l'utilisateur  
**100 kg**

- Grandes roues pour déplacer facilement la personne de sa chambre à la douche,
- Assise confortable pendant la douche,
- Cadre aluminium, revêtement epoxy,
- Repose pieds,

## Chaise de bain rotative Atlantis

Réf. 540220



Prix :TTC  
**2 600,00**



Poids max. de l'utilisateur  
**130 kg**

- Ce siège s'installe, pivote (360°), se verrouille en toute sécurité sur la baignoire (à l'aide de la manette de réglage),
- Traité anti corrosion,
- Accoudoirs escamotables.
- Matériaux : Acier epoxy traité Cataforez, coupe en polypropylène.

## Bac à shampooing gonflable

Réf. 820115



Prix :TTC  
**390,00**



- Possède une découpe qui soutient la nuque et les épaules,
- Cuvette gonflable offre le plaisir d'un shampooing aux personnes alitées,
- En vinyle robuste,
- Dimensions : 71 X 61 X 15 cm,
- Peut être gonflé à la bouche ou à l'aide d'une pompe,
- L'eau est vidangée à l'aide du tuyau.

## Hydropulseur jet dentaire

Réf. BV609

Sans fil -rechargeable avec 4 têtes

Prix :TTC  
**680,00**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Drainage antifuite breveté
- Buses standard et nettoyeur de langue
- ABS alimentaire
- Chargement USB Type C
- 4 modes : Normal, doux, impulsion, DIY
- Réservoir : 300 ml
- Batterie 1500 mAh
- Pression : 30-120 psi
- Charge rapide (2 h)
- Jet : 1400-1800 impulsions/min
- Puissance : 8,5 W
- Tension : 3,7 V
- Autonomie : 15-20 jours

## Tapis anti-glisse

MADE IN ITALY

### Tapis de douche

Réf. RI500601

Tapis de douche traditionnel raffiné par un jeu de trous de différentes tailles.

Dim 104 x 40 cm

Prix :TTC  
**299,00**

### Tapis de bain

Réf. RI500101

Tapis de douche traditionnel agrémenté de perforations de différentes tailles.

Prix :TTC  
**299,00**



- Fabriqué en thermoplastique, anti-moissure, lavable en machine.
- Maintenu par des ventouses à l'arrière.

## Protections réutilisables pour la douche

Réf. LFS2103

Prix :TTC  
**160,00**

Protège douche pied 1 pièce

Pour jambe, pied, bras et main, en plastique transparent, elles protègent le corps des projections d'eau

Réf. LFS2105 Adulte

Prix :TTC  
**270,00**

Réf. LFS2121 Enfant

Prix :TTC  
**140,00**

Protège jambe entière 1 pièce

Réf. LFS2100

Prix :TTC  
**140,00**

Adulte

Réf. LFS2120

Prix :TTC  
**125,00**

Enfant

pièce 1 Protège main et bras





## Sparadrap non tissé avec dévidoir

- Sparadrap Smileplus Non-tissée avec dévidoir
- Idéale pour la fixation de pansements et de dispositifs médicaux.
- Permet de maintenir les pansements en place.



Réf.	Dim.	Prix Unité
<b>S401002DP</b>	2.5 cm x 9.14 m	<b>28.00</b>
<b>S401003DP</b>	5 cm x 9.14 m	<b>35.00</b>

## Sparadrap non tissé

- Bande Non-tissée Smileplus
- Idéale pour la fixation de pansements et de dispositifs médicaux.
- Permet de maintenir les pansements en place



Réf.	Dim.	Prix Unité
<b>S401002</b>	2.5 cm x 9.14 m	<b>26.00</b>

## Sparadrap adhésif à l'oxyde de zinc

- Le pansement adhésif à l'oxyde de zinc Smileplus
- Idéal pour une fixation solide des matériaux de pansement et des dispositifs médicaux.
- Pour maintenir les pansements en place.



Réf.	Dim.	Prix Unité
<b>S411002</b>	5 cm x 4.5 m	<b>35.00</b>

## Rouleau de pansement Non tissé

- L'adhésif médical maintient le pansement en toute sécurité, même en présence d'humidité.
- Avec une doublure prédécoupée et imprimée en forme de courbe en S ou de ligne droite, facile à décoller. Sans latex.



Réf.	Dim.	Prix Unité
<b>S106001</b>	5 cm x 5 m	<b>36.00</b>
<b>S106002</b>	10 cm x 5 m	<b>49.00</b>

## Pansement hydrocolloïde

- Maintient la plaie dans un environnement humide, favorise la cicatrisation.
- Agit comme une barrière étanche et sûre contre les bactéries.
- Le film souple à faible friction réduit le frottement de la peau avec les vêtements et la literie du patient.
- Le support de film semi-transparent permet de surveiller plus facilement le processus sans retirer le pansement.



### Sans bordure

Réf.	Dim.	Prix Unité	Prix boîte
<b>S203003</b>	10 cm x 10 cm /10 U	<b>16.00</b>	<b>160,00</b>
<b>S203004</b>	15 cm x 15 cm /5 U	<b>44.00</b>	<b>220,00</b>

### Avec bordure

Réf.	Dim.	Prix Unité
<b>S203003WB</b>	10 cm x 10 cm/10 U	<b>22.00</b>
		Prix. boîte <b>220,00</b>

## Pansement transparent

- Le film respirant et transparent permet d'observer le processus de cicatrisation sans retirer le pansement.
- Il s'adapte aux contours du corps, se plie aux mouvements du patient et agit comme une barrière étanche et sûre contre les bactéries.
- Adhésif hypoallergénique et doux pour la peau.



Réf.	Dim.	Prix Unité	Prix. boîte
<b>S302002</b>	6 cm x 7 cm/ 100U	<b>06.00</b>	<b>600,00</b>
<b>S302003</b>	10 cm x 12 cm/ 50U	<b>09.00</b>	<b>450,00</b>

## Pansement à base d'alginate de calcium

- Le gel fournit un environnement de guérison optimal pour les plaies humides.
- Excellente capacité d'absorption pour les plaies modérément ou fortement exsudatives.
- Souple et flexible, il peut être utilisé pour les plaies cavitaires.
- Minimise le traumatisme et réduit l'inconfort lors du retrait.



Réf.	Dim.	Prix Unité	Prix. boîte
<b>S206002</b>	10 cm x 10 cm / 10U	<b>28.00</b>	<b>280,00</b>



Réf.	Dim.	Prix Unité	Prix. boîte
<b>S206005</b>	2 cm x 30 cm / 10U	<b>30.00</b>	<b>300,00</b>



## Prévention & cicatrisation des escarres

### Traitement préventif des escarres

#### Algoplaque

##### Pansement hydrocolloïde

- Nettoyer la plaie, sécher le pourtour.
- Appliquer le pansement Algoplaque en débordant de 3 cm.
- Lisser du centre vers les bords.



Réf.	Dim.	Prix Unité	Prix boîte
<b>UR1373FU</b>	10 x 10 cm /16 U	<b>28.00</b>	<b>428.00</b>
<b>URG5844FU</b>	15 x 15 cm /10 U	<b>57.00</b>	<b>570.00</b>
<b>URG5842FU</b>	20 x 20 cm /10 U	<b>95.00</b>	<b>950.00</b>

Renouveler tous les 1 à 3 jours

#### UrgoStart

##### Pansement interface lipido-colloïde inhibitrice de protéases

- Favorise la prolifération des fibroblastes
- Confortable
- Cicatrisation en milieu humide
- Retrait indolore et atraumatique

Boîtes de 10 U



Réf.	Dim.	Prix Unité
<b>URG0182FU</b>	10 x 10 cm /10 U	<b>75.00</b>

 Prix. boîte  
**750.00**

Renouveler tous les 3 à 4 jours

#### UrgoTul Ag

##### Pansement interface imprégné de Sel d'argent

- Nettoyer la plaie au sérum physiologique.
- Appliquer directement le pansement UrgoTul Ag sur la plaie.
- Recouvrir UrgoTul Ag d'un pansement secondaire (compresse stérile) puis maintenir par une bande de fixation ou un filet tubulaire.



Réf.	Dim.	Prix Unité	Prix boîte
<b>URG7633FU</b>	10 x 12 cm /16 U	<b>38.00</b>	<b>608.00</b>
<b>URG7627FU</b>	15 x 20 cm /16 U	<b>89.00</b>	<b>1 424.00</b>

Renouveler tous les 2 à 3 jours

#### UrgoClean

##### Pansement hydro-détergifs absorbant

- Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique.
- Appliquer directement le pansement UrgoClean sur la plaie.
- Recouvrir UrgoClean d'un pansement secondaire (compresse stérile) puis maintenir par une bande de fixation ou un filet tubulaire.



Réf.	Dim.	Prix. U
<b>URG6446FU</b>	10 x 10 cm /10 U	<b>46.00</b>

 Prix. boîte  
**460.00**

Renouveler tous les 2 à 3 jours

#### UrgoSorb

##### Pansement drainant à base d'alginate de calcium hydrocolloïdes

- Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique.
- Choisir le format d'UrgoSob légèrement supérieur à la taille de la plaie afin de faciliter son renouvellement.
- Recouvrir UrgoSob d'un pansement secondaire ( compresse stérile ) puis maintenir par une bande peu serrée ou par un sparadrap de grande taille.



Réf.	Dim.	Prix Unité	Prix boîte
<b>URG1384FU</b>	10 x 10cm /10 U	<b>34.50</b>	<b>340.00</b>

Renouveler tous les 1 à 3 jours

#### UrgoHydrogel

##### Gel d'hydratation des plaies nécrotiques sèches

 Réf. **URG1545F**

15 gr

 Prix :TTC  
**110,00**


- Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique.
- Appliquer 4-5 mm d'Urgo Hydrogel sans déborder.

Renouveler tous les 1 à 3 jours

#### Sanéryene

##### Huile hyperoxygénée

 Réf. **URG2553F**

 Prix :TTC  
**107,00**


- 1 à 2 pulvérisations sur chaque zone d'appui à chaque changement.
- Faire pénétrer par effleurage.
- Ne pas masser ni frotter.

Renouveler tous les 1 à 3 jours

#### Format Sacrum

##### Pansement siliconé absorbant et cicatrisant

- Nettoyer la plaie au sérum physiologique
- Sécher soigneusement la peau péri-lésionnelle



Réf.	Dim.	Prix Unité
<b>URG049U</b>	20 x 20 cm /10 U	<b>152.00</b>

Renouveler tous les 1 à 3 jours

#### UrgoTul

##### Interface lipido-colloïde flexible

- Nettoyer la plaie au sérum physiologique.
- Appliquer directement le pansement sur la plaie.
- Recouvrir UrgoTul d'un pansement secondaire (compresse stérile) puis maintenir par une bande de fixation ou un filet tubulaire.



Réf.	Dim.	Prix Unité	Prix boîte
<b>URG1270FU</b>	10 x 10cm /10 U	<b>32.00</b>	<b>320.00</b>
<b>URG1267FU</b>	15 x 20cm /10 U	<b>89.00</b>	<b>890.00</b>

Renouveler tous les 2 à 3 jours



## Gamme Douleurs

### King Spray Froid

Réf. **URG1574F** - 150 ml

Prix :TTC  
**66,00**



- La première phase de cicatrisation est l'inflammation (chaleur, rougeur, œdème, douleur).
- L'application de froid va ainsi ralentir fortement l'inflammation et soulager la douleur.

### Gel Urgo Arnica

Réf. **URG6145F** - 50gr

Prix :TTC  
**58,00**



- Délivre un effet frais immédiat pour une sensation de fraîcheur.
- Il est utilisable dès 1 an et respecte les peaux sensibles car il ne contient ni parfum, ni colorant, ni conservateur.

## Gamme sparadraps

### Compresse stériles Urgo

- Très absorbantes, elles conviennent parfaitement pour nettoyer ou protéger des plaies exsudatives
- Boîte 10 unités



Réf.	Dim.	Prix.
<b>URG6020S</b>	20x20 cm	<b>12.00</b>
<b>URG6030S</b>	30x30 cm	<b>18.00</b>
<b>URG6040S</b>	40x40 cm	<b>31.00</b>

### Bande de Gaze Hydrophile Urgo

Utilisée pour la mise en place de compresses, la fixation de pansements et le maintien léger des articulations.



Réf.	Dim.	Prix.
<b>URG6005</b>	3 m x 5 cm	<b>02.00</b>
<b>URG6007</b>	3 m x 7 cm	<b>03.00</b>
<b>URG6010</b>	3 m x 10 cm	<b>03.00</b>

Rouleau

## Gamme blanche

### Sparadrap transparent Urgo Film

Réf. **URG1879F** - 5 m x 2 cm

- En dermatologie, pour la réalisation de pansements sur peaux fragiles
- Appliquer sur une peau nettoyée et séchée, non lésée.

Prix :TTC  
**35,00**



### Sparadrap non tissé extensible Urgo Derm

Indiqué pour la réalisation de pansements, le maintien de compresses, et la fixation de dispositifs.



Réf.	Dim.	Prix.
<b>URG1683F</b>	5 m x 5 cm	<b>34.00</b>
<b>URG1684F</b>	5 m x 10 cm	<b>59.00</b>
<b>URG1688F</b>	5 m x 18 cm	<b>66.00</b>
<b>URG1686F</b>	5 m x 20 cm	<b>84.00</b>
<b>URG01691F</b>	10 m x 10 cm	<b>92.00</b>

### Urgo Syval

Sparadrap résistant tissé



Rouleau

Réf.	Dim.	Prix.
<b>URG1742F</b>	5x2 cm	<b>22.00</b>
<b>URG1744F</b>	5x5 cm	<b>32.00</b>
<b>URG1757F</b>	5x7 cm	<b>39.00</b>

Sparadrap perforé à découper

Réf.	Dim.	Prix.
<b>URG1758M</b>	1x10 cm	<b>14.00</b>
<b>URG1760F</b>	1x18 cm	<b>30.00</b>
<b>URG1758F</b>	5x10cm	<b>55.00</b>
<b>URG1759F</b>	5x18 cm	<b>86.00</b>

### Sparadrap non tissé souple micro-aéré Urgo Pore

Réf. **URG1783F**

Indiqué pour la fixation et le maintien de pansements et matériel médical à renouvellement fréquent sur peaux allergiques, fragiles ou dévitalisées.

Prix :TTC  
**22,00**



### Opticlude 3M™



Pansements oculaires orthoptiques à base de Micropore

Réf.	Prix boîte / 20
<b>3M1537</b> - Junior	<b>149,00</b>
<b>3M1539</b> - Adulte	<b>130,00</b>

Boîte de 20U

### Steri-Strip 3M™



- Sparadrap microporeux renforcé
- Adhésif hypoallergénique
- Pochette stérile
- Utilisé pour plaies superficielles, remplacement de fils, suture

Réf.	Dim	Prix unité	Prix boîte / 50
<b>STR1541</b>	75 x 6 mm	<b>10,00</b>	<b>500,00</b>
<b>STR1546</b>	100 x 6 mm	<b>15,00</b>	<b>750,00</b>
<b>STR1547</b>	100 x 12 mm	<b>12,50</b>	<b>625,00</b>

### Tegaderm 3M™



- Absorption efficace, bord fin, doux.
- Port illimité (>7 jours).
- Économique.
- Pour plaies superficielles et profondes.

Réf.	Dim	Prix unité	Prix boîte
<b>TE1624W</b>	6 x 7 cm/boîte 100U	<b>06,00</b>	<b>600,00</b>
<b>TE1626W</b>	10 x 12 cm/boîte 50U	<b>12,00</b>	<b>600,00</b>



## Soins de stomie : des solutions parfaitement adaptées au quotidien




### Poche d'iléostomie **Système 2 pièces**

Poche de stomie en deux parties, deux côtés en film EVOH brun, double face en tissu non tissé blanc avec fenêtre arrière, filtre à charbon, Velcro.

« Face intérieure »

« Face extérieure »



Réf.	Dim.	Prix.
<b>HBW4202</b>	45 mm	<b>24.00</b>
<b>HBY4401</b>	70 mm	<b>25.00</b>



### Poche d'iléostomie **Système 1 pièce**

Poche de stomie une pièce (iléostomie), avec film EVOH brun double face et revêtement externe en non-tissé blanc sur un côté.

« Face intérieure »

« Face extérieure »



Réf.	Dim.	Prix.
<b>HB1219</b>	60 mm	<b>36.00</b>
<b>HBY1123B</b>	80 mm	<b>36.00</b>



### Poche d'urostomie **Système 2 pièces**

Avec système anti-reflux et valve de vidange.

« Face intérieure »

« Face extérieure »



Réf.	Dim.	Prix.
<b>HBY6201</b>	45 mm	<b>28.00</b>
<b>HB6301</b>	57 mm	<b>28.00</b>



### Poche d'urostomie **Système 1 pièce**

Poche de stomie Monobloc

Équipée d'un système anti-reflux et d'une valve de vidange.

« Face intérieure »

« Face extérieure »



Réf.	Dim.	Prix.
<b>HB3201</b>	48 mm	<b>38.00</b>
<b>HB3103</b>	60 mm	<b>39.00</b>




### Support de stomathérapie **Système 2 pièces**

Plaquette de base hydrocolloïde

« Face extérieure »

« Face intérieure »

Réf.	Dim.	Prix.
<b>HB7271</b>	45 mm	<b>35.00</b>
<b>HB7371</b>	57 mm	<b>35.00</b>
<b>HB7471</b>	70 mm	<b>37.00</b>



### Ceinture pour stomie

Réf. **HB9209**

Prix :TTC  
**80,00**

Transparente





# ZenSiv

## Une solution complète pour contrôle, sécurité et confort



### Support de stomathérapie

« Face intérieure »

« Face extérieure »



Réf.	Dim.	Prix.
<b>B2P510</b>	50 mm	<b>45.00</b>
<b>B2P610</b>	60 mm	<b>45.00</b>
<b>B2P710</b>	70 mm	<b>47.00</b>

« Face intérieure »

« Face extérieure »



Réf.	Dim.	Prix.
<b>B2N510</b>	50 mm	<b>45.00</b>
<b>B2N610</b>	60 mm	<b>45.00</b>
<b>B2N710</b>	70 mm	<b>47.00</b>

- Support 100% hydrocolloïde+ plâtre microporeux,
- Protection de la peau,
- Absorption de l'humidité,
- Aucun ingrédient animal utilisé,
- Une harmonie d'adhésion par sa flexibilité,
- Meilleur confort.



### Poche d'iléostomie

Revêtement doux

« Face intérieure »

« Face extérieure »



Réf.	Dim.	Prix.
<b>D2B5XV</b>	50 mm	<b>31.00</b>
<b>D2B6XV</b>	60 mm	<b>31.00</b>
<b>D2B7XV</b>	70 mm	<b>33.00</b>
<b>D1NB10XV</b>	Système 1 pièce	<b>46.00</b>



Le filtre et le conduit intégré permettent un meilleur contrôle de l'air et des odeurs.



Contrôle aisé sur la poche et revêtement doux.



Fermeture de velcro intégrée avec une conception unique pour une meilleure sécurité.

### Poche d'urostomie

Revêtement doux



Réf.	Dim.	Prix.
<b>U2B5F</b>	50 mm	<b>34.00</b>
<b>U2B6F</b>	60 mm	<b>34.00</b>

- Revêtement doux,
- Permet une absorption maximale des bruits,
- Meilleure répartition des urines,
- Sécurité.

### Pâte hydrocolloïde

Réf. A2001P

Prix :TTC  
**200,00**



- Sans alcool,
- Protège la peau,
- Réduit les fuites,
- Douce et non irritante.



# Lecteur de glycémie

## Continue & Connecté

### CGM



Le CGM permet au diabétique à mieux comprendre comment son corps réagit à l'alimentation, à l'activité physique et aux médicaments



Réf.	Désignation	Prix
JYCT300D	Applicateur	400.00
JYCT302	Applicateur + capteur	460.00

#### 01 Applicateur et capteur automatiques



L'applicateur automatique simple est un applicateur à une touche qui insère facilement un petit capteur intégré juste sous la peau.

#### 02 Émetteur (durée de vie de 2 ans)



L'émetteur rechargeable peut être utilisé jusqu'à deux ans. Il peut supporter 14 jours de port sur une seule charge (< 1,5 h).

#### 03 Support de charge filaire



La charge rapide ne nécessite que moins d'une heure et demie une fois.

#### Voir les promotions sur le site

##### 2 CAPTEURS / APPLICATEURS ACHETÉS



Capteur et applicateur de glycémie AnyTime

##### ACHETÉS



Capteur et applicateur de glycémie AnyTime

##### OFFERT



Émetteur pour Lecteur de glycémie en continue Connecté

##### 4 CAPTEURS / APPLICATEURS ACHETÉS



Capteur et applicateur de glycémie AnyTime



Les lectures continues par jour sont envoyées sur votre téléphone via **Bluetooth**.



#### Plus intelligent

- 7 flèches de tendance du glucose
- 4 options de chronologie du glucose
- Des statistiques et un rapport quotidien peuvent être générés
- Partagez des données en temps réel avec jusqu'à 20 personnes
- Autoriser l'enregistrement des repas, de l'exercice et de l'insuline

#### Efficace

- Alertes hautes et basses en temps réel pour prendre des mesures
- Peut aider à réduire l'HbA1c
- Peut aider à réduire les événements hypoglycémiques

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

##### Émetteur

- Durée de conservation : 2 ans
- Temps d'initialisation : 1 heure
- Alimentation : rechargeable
- Durée de vie de la charge : 14 jours sur une seule charge
- Temps de charge : < 1,5 heure
- Portée de communication et fréquence : 6 mètres Bluetooth Low Energy (BLE) 2,4 GHz
- Conditions de stockage et de transport : Température : 5 °C à 40 °C Humidité : < 93 % HR

##### Plage de glucose du capteur : 1,7-27,8 mg/L

- Durée d'utilisation : Durée de 14 jours
- Conservation : selon la date de péremption
- Conditions de stockage : Température : 2°C~30°C Humidité
- Conditions de transport : Température : 2°C~45°C Humidité





## Kit Accu-chek Active

ACCU-CHEK®

Réf. **AC66568K**

- Indique les glycémies pré et postprandiales
- Marquage des glycémies avant et après les repas
- Moyennes des 7, 14, 30 et 90 derniers jours
- Possibilité de lecture semi-quantitative sans lecteur

### KIT :

- 1 Lecteur de Glycémie
- 1 Stylo autopiqueur
- 10 Bandelettes
- 10 Lancettes
- 1 Pochette de rangement



Prix :TTC  
**138,00**

## Bandelettes

Réf. **AC6656825**

Boîte de 25 U

Prix :TTC  
**105,00**



Réf. **AC6656750**

Boîte de 50 U

Prix :TTC  
**195,00**



## Kit Accu-chek Instant

ACCU-CHEK®

Réf. **AC781930K**

- Facilité d'utilisation
- Ecran rétro-éclairé
- Grands chiffres
- Indicateur objectif glycémique

### KIT :

- 1 Lecteur de Glycémie
- 1 Stylo autopiqueur
- 10 Bandelettes
- 10 Lancettes
- 1 Pochette de rangement



Prix :TTC  
**161,00**

## Bandelettes

Réf. **AC78193050**

Boîte de 50 U

Prix :TTC  
**197,00**



## Kit Contour Plus

Réf. **B81576075**

- Le glucomètre Contour Plus est connu pour sa très haute précision.
- Il permet l'évaluation multiple d'une goutte de sang.
- Le contrôle de cet appareil est très facile et intuitif.

### KIT :

- 1 Lecteur de Glycémie
- 1 Stylo autopiqueur
- 5 Bandelettes
- 5 Lancettes
- 1 Pochette de rangement



Prix :TTC  
**90,00**

## Kit On Call Plus

Réf. **OCPKIT**

- Résultats rapides et fiables en quelques secondes.
- Format compact : idéal pour les déplacements ou le suivi régulier.
- Fonction mémoire intégrée pour un meilleur suivi du traitement

### KIT :

- 1 Lecteur de Glycémie
- 10 bandelettes de test
- 10 lancettes stériles
- 1 autopiqueur
- 1 solution de contrôle
- 1 trousse de transport



Prix :TTC  
**100,00**

## Lancettes

Réf. **B07689592**

Boîte de 200 U

Prix :TTC  
**90,00**



## Bandelettes

Réf. **B84627454**

Boîte de 50 U

Prix :TTC  
**170,00**



## Bandelettes

Réf. **OCP25**

Boîte de 25 U

Prix :TTC  
**60,00**



Réf. **OCP50**

Boîte de 50 U

Prix :TTC  
**90,00**



## Accu-chek Softclix

Réf. **LC33074S**

Boîte de 200 U

Prix :TTC  
**225,00**



## Accu-chek Lancettes

Réf. **LC58886T**

Boîte de 200 U

Prix :TTC  
**210,00**




## Seringues à insuline

Réf.	Désignation	Prix. boîte 10U	Prix. boîte 100U
<b>BD320829U</b>	0.3 ml / 30G / 8 mm	<b>23,00</b>	<b>230,00</b>
<b>BD324904U</b>	0.5 ml / 31 G / 6mm	<b>18,00</b>	<b>180,00</b>
<b>BD324905U</b>	1 ml / 31 G / 6 mm	<b>19,00</b>	<b>190,00</b>



## Aiguilles à stylo

Réf.	Désignation	Prix. boîte 100U
<b>BD320736</b>	0.5 ml / 31 G / 4mm	<b>205,00</b>
<b>BD320520</b>	Insuline 32 G / 6mm	<b>205,00</b>
<b>BD320519</b>	Insuline 30 G / 8mm	<b>205,00</b>





## Chaussette pour diabétique

NOUVEAU

Prix:TTC  
**95,00**

Réf.

<b>H10001</b>	Bleu marine
<b>H10002</b>	Gris foncé
<b>H10003</b>	Gris clair
<b>H10004</b>	Noir
<b>H10005</b>	Marron

- Les chaussettes pour diabétiques sont spécialement conçues pour réduire le risque de blessures aux pieds et améliorer la circulation sanguine.
- Elles constituent un élément clé du soin des pieds, qui est un aspect important de la gestion du diabète en raison des dommages potentiels causés aux systèmes nerveux et circulatoire par l'hyperglycémie.
- En fait, il n'est même pas nécessaire d'être diabétique pour en bénéficier.



## Trousse isothermique pour diabétique

<b>1 EB14016</b>	Noir Jean	<b>150,00</b>
<b>2 EB14017</b>	Bleu Jean	<b>180,00</b>
<b>3 B14027</b>	Gris foncé (Tissu vinyle) XL	<b>210,00</b>
<b>4 EB14003</b>	Noir (Tissu vinyle)	<b>110,00</b>
<b>5 EB1122</b>	Bleu (Tissu vinyle)	<b>110,00</b>




- Partie avant avec une pochette pour le matériel de diagnostic (glucomètre, lancettes, bandelettes).
- Poche arrière pour contenir le gel froid et les applicateurs d'insuline.
- Maintien d'une température correcte, même en été.
- Dimensions : 19 x 10 x 5 cm, capacité de 0,95 L.
- Fabriqué en polyester, lavable.

## Sac bandoulière isothermique pour diabétique

<b>1 EB14005</b>	Noir	<b>360,00</b>
<b>2 EB14020</b>	Gris	<b>360,00</b>

- Compartiment principal avec pochettes pour matériel diabétique.
- Compartiment isotherme pour insuline, gel froid inclus.
- Poches frontale, arrière et extérieure pour objets personnels et sucre.
- Bandoulière.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Gel refroidissant réutilisable,
- Poids vide : 360 g,
- Sacoche vendue vide,
- Mesures extérieures : 14 x 22 x 10 cm
- Matériel : Polyester lavable,
- Capacité : 0,3L,
- Couleur : Noir & Gris
- Capacité maximum : 2 kg

## AKILEÏNE

### Crème Akildia

#### Pieds diabétiques

Réf. CAKIL1

- Protection et hydratation du pied diabétique
- Stimulation de la circulation
- Prévention des infections
- Protection cellulaire contre la neurodégénérescence



Prix:TTC  
**210,00**

Réf. M6900

- 1 Avant-pied élastique indiqué pour Hallux valgus, orteil en griffe et pansement
- 2 Large coup de pied réglable par une bride auto-agrippante
- 3 Semelle de confort amovible pour mettre à sa place une orthèse plantaire
- 4 Semelle extérieure large, légère et antidérapante.

Pointure de 36 -46

Prix:TTC  
**870,00**



Unisexe

### Crème Nutri-Réparatrice

Réf. CACN1

#### Hydratation & réparation Intense

- Répare les fissures et crevasses,
- Nourrit profondément le pied
- Préserver la jeunesse de la peau
- Pour pieds très secs, peaux matures



Prix:TTC  
**177,00**

Réf. SWAQN Aquitaine

- 1 Un volume chaussant de l'avant pied très supérieur à la normale sans aucune couture saillante à l'intérieur.
- 2 Un réglage du cou de pied par trois larges brides autoagrippantes, modulables, conçues pour les pieds gonflés et fragiles.
- 3 Doublure Onsteam® anti-transpirante et anti-humidité pour une hygiène impeccable.

Pointure de 36 -46

Prix:TTC  
**1 280,00**



Unisexe

### Baume cicatrisant Cicaleine

Réf. CICA02

#### Fissures & crevasses du talon

Séparer les fissures des pieds et les crevasses talonnières.



Prix:TTC  
**180,00**

Réf. SWVLA

### Velina

- 1 Doublure Onsteam® textile 100% respirant et anti-odeur pour une hygiène optimale
- 2 Col matelassé pour protéger la cheville
- 3 Semelle avec pastilles anti-dérapantes
- 4 Première de confort amovible et lavable
- 5 Association d'un lacet et d'une fermeture à glissière

Pointure de 36 -42

Prix:TTC  
**1 280,00**



Femme



### Fauteuil électrique XSTO

#### Antidérapant et Contrôle automatique de l'équilibre postural


Réf. **XSTOM4**

- Forte puissance et maintient une vitesse constante
- Ne glisse pas et ne dérape pas en descente
- Contrôle automatique de l'équilibre postural
- Réglage de la hauteur du fauteuil roulant
- Pliage/dépliage automatique, détachable
- Prise en charge du contrôle par application

Prix : HT  
**42 000,00**



360°



Pente maximale  
**15°**

Hauteur de l'obstacle  
**50MM/2"**

Largeur de dégagement  
**150MM/5,9"**



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité de charge maximale :	150 kg
Kilométrage d'endurance :	17km
Rayon de braquage minimal :	780 mm
Poids de l'article :	51,2 kg
Vitesse maximale :	6 km/h
Hauteur maximale du siège :	650 mm

- Position du siège auto-réglable
- Télécommande
- Réglage électrique du siège
- Batterie puissante
- Accoudoirs réglables en hauteur



## Fauteuil électrique RUMBA Sunrise

SUNRISE MEDICAL | Made in Germany

Réf. SA80/42R  
Réf. SA80/48R  
Réf. SA80/42BL  
Réf. SA80/48BL

Prix : HT  
**29 900,00**

Large gamme d'accessoires pour adapter le fauteuil aux nécessités spécifiques de chaque utilisateur:

- Kit éclairage
- Monte-trottoir
- Commande au menton
- Repose jambes
- Toile de dossier réglable en tension
- Coussin d'assise et de dossier anatomiques
- Appui-tête standard
- Appui-tête anatomique
- Porte canne
- Tablette



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur d'assise:42-53 cm  
Hauteur d'assise:49 cm  
Profondeur d'assise:43 cm  
Hauteur du dossier:43-46-49 cm  
Hauteur de l'accoudoir:18-28 cm  
Largeur totale:59 cm (65 cm avec cadre de 48 cm)  
Longueur totale:107 cm  
Vitesse:6 Km/h  
Batteries:50 Ah, 40 Ah

Autonomie:25 km  
Inclinaison mécanique du siège :3°  
Inclinaison mécanique du dossier :0°-30°  
Rayon de braquage :85 cm  
Pente maximale sécuritaire:10°  
Dénivellation maximale du trottoir:10 cm (avec accessoire d'escalade)  
Contrôleur :VR2, contrôle jusqu'à deux moteurs et les lumières  
Poids minimum du fauteuil roulant:76 kg  
Poids maximum de l'utilisateur:25 kg

## Fauteuil roulant électrique pliant Q50R

SUNRISE MEDICAL | Made in Germany

Prix : HT  
**30 000,00**

Réf. SAQ50R43

NOUVEAU

### Ultra-compact et réglable, avec de grandes roues

- Roues 20 cm et 30 cm avec garde-boue et système de double amortisseur
- Accoudoirs rabattables avec verrouillage en position
- Dossier démontable, réglable en hauteur, avec toile ajustable en tension
- Poids léger et dimensions réduites pour un déchargement facile sans rampes ni véhicule adapté
- Pliage compact et rapide pour un transport facile en coffre, train ou avion
- Deux moteurs sans charbons de 230 watts, sans maintenance



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids max. Utilisateur 136 kg  
Vitesse maximale 6 km/h  
Batterie 30 Amp Lithium  
Chargeur 24 V, 5 Amp  
Moteurs 2x230 watts  
Roues arrière 30 cm bandage  
Roues avant 20 cm bandage  
Largeur base motrice 600 mm  
Longueur fauteuil plié 800 mm  
Hauteur fauteuil plié 400 mm

## Fauteuil roulant électrique pliant Q200R

SUNRISE MEDICAL | Made in Germany

Prix : HT  
**35 000,00**

Réf. SAQ200N48

NOUVEAU

### Avec batterie Lithium

- Modèles légers et faciles à transporter,
- Base ultra compacte qui passe facilement dans des portes étroites
- Manœuvre aisément dans des espaces encombrés.
- Excellente adhérence et stabilité grâce à la technologie Smart Base capable de franchir des trottoirs jusqu'à 10 cm.
- Dossier rabattable, accoudoirs et repose-pieds amovibles pour un rangement pratique.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids max. Utilisateur 136 kg  
Vitesse maximale 10 km/h  
Batterie 55 Ah  
Largeur d'assise 380 à 540 mm (réglable)  
Profondeur d'assise 410-510 mm (réglable)  
Hauteur de dossier 500 mm  
Inclinaison de dossier 0°, 4°, 8°, 12° (manuelle)  
Pente max. sécurité 8°



## Fauteuil électrique aluminium

Réf. **L2045** - Accoudoirs fixeRéf. **L2045A** - Accoudoirs réglable**Batteries  
Lithium 250W x 2**Prix : HT  
**14 900,00**

- Cadre en alliage d'aluminium très résistant et léger
- Accoudoir réglable au hauteur
- Dossier pliable
- Roue avant et roue arrière en PU durable
- Coussin d'assise souple et confortable
- Repose-jambes escareglable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur totale : 53 cm	Poids net : 34 kg
Hauteur totale : 93 cm	Capacité maximale : 100 kg
Largeur du siège : 46 cm	Moteur : 250W * 2
Hauteur du siège : 66 cm	Batterie : 20AH
Hauteur du dossier : 46 cm	Portée maximale : 20 km
Roues avant : 10 pouces	Vitesse : ≤ 6 km/h
Roues arrière : 12 pouces	



## Fauteuil roulant électrique verticalisateur Stand Up

Réf. **L2041**Prix : HT  
**25 950,00**

## Fauteuil roulant électrique Scooter Sapphire® 2

Réf. **SAS4S2**Prix : HT  
**25 500,00**

- **Démontable** : Retrait simple du siège et des batteries
- **Transportable** : Léger et facile à charger dans une voiture Poignées Sterling® Lift sur le carénage pour un levage sans effort et en toute sécurité
- **Confortable** : Espace pour les jambes, Roues stables, Guidon réglable, ample et ergonomique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Options de vitesse: 6 km/h
Batteries: 35 Amp
Pente maximale de sécurité: 10°
Feux et clignotants oui
Poids max. Utilisateur: 150 kg

- Cadre robuste en acier pour une sécurité accrue.
- Contrôleur intuitif PG avec commandes flexibles et indicateur de batterie.
- Double moteur 200W avec mode manuel/électrique.
- Batterie longue durée : charge cycle prolongé et résistante à la chaleur.
- Roues solides absorbant les chocs, sans gonflage.
- Coussin ergonomique en mousse, pour confort prolongé.
- Accoudoirs rabattables et ceinture de sécurité.
- Fonction de levée à 75° pour une sécurité debout optimale.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Hauteur totale : 95-140 cm	Dim de la roue arrière : 30 cm
Hauteur du dossier : 45 cm	Charge maximale : 110 kg
Profondeur de l'assise : 46 cm	Poids net : 67 kg
Largeur de l'assise : 46 cm	Capacité de montée : 12°
Diamètre de la roue avant : 20 cm	Vitesse : 1 à 6 km/h (GB)



## Fauteuil roulant multi-position Relax



Réf. **SRELAX243** - 43 cm  
Réf. **SRELAX248** - 48 cm

Prix : HT  
**16 500,00**

- Fauteuil multi positions,
- Appui-tête anatomique à oreillettes orientables, réglage en hauteur, profondeur et latéral.
- Repose-jambes réglables relevable
- Blocage automatique à l'angle souhaité,
- Appui-mollets réglables en hauteur, en angle et en profondeur.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Bascule d'assise	-3 à 25°
Dossier inclinable	Jusqu'à 35°
Profondeur d'assise	de 42 à 50 cm
Hauteur de dossier	de 55 à 60 cm

## Fauteuil aluminium confort



Réf. **S300V43** - Vert  
Réf. **S300G46** - Gris

Prix : HT  
**4 300,00**



- Repose-pieds amovibles et escamotables intérieur et extérieur,
- Accoudoirs relevables et amovibles pour faciliter les transferts latéraux,
- Toile d'assise et le dossier en nylon rembourrée.

## Fauteuil roulant aluminium couleurs

Réf. **L201235** - 35 cm  
Réf. **L201241** - 41 cm  
Réf. **L201246** - 46 cm

Prix : HT  
**2 450,00**

- Assise 41 ou 46 cm,
- Accoudoirs relevables,
- Repose-pied fixe,
- Pliable.



Roues arrière facilement détachable

## Fauteuil roulant pliant BasiX<sup>2</sup>



Dossier à tension réglable, repose-jambes relevable avec blocage automatique, accoudoirs et appui-mollets ajustables.

### Dossier fixe

Réf. **SB741-7D** - 38 cm  
Réf. **SB741-9D** - 43 cm  
Réf. **SB741-11D** - 48 cm  
Réf. **SB741-12D** - 52 cm

Prix : HT  
**5 490,00**

### Dossier inclinable

Réf. **SB7415-9D** - 43 cm  
Réf. **SB7415-10D** - 45 cm

Prix : HT  
**6 590,00**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur d'assise	38 - 52 cm	Hauteur de dossier	43,5 cm (réglable de 41 - 46 cm)
Profondeur d'assise	43,5 cm (réglable de 41,5 à 46 cm)	Bascule d'assise	non
Hauteur d'assise	42,5 - 51 cm	Poids max. utilisateur	125 kg
Angle d'assiser	0° à 6°		



## Fauteuil roulant aluminium Confort

Réf. **L201146**

Prix : HT  
**3 450,00**

- Armature en aluminium, pliable.
- Accoudoirs FLIP-UP démontables à hauteur réglable.
- Roues arrière pneumatiques.
- Accoudoirs à tablettes relevables.
- Hauteur réglable.
- Repose-pieds amovibles.
- Roulettes en PU à démontage rapide.
- Assise 46 cm - tissu noir.



Avec repose jambes



## Fauteuil roulant léger en aluminium

Réf. **L2013****NOUVEAU**

Prix : HT

**3 200,00**

- Cadre de chaise en aluminium
- Roue arrière pneumatique à démontage rapide
- Repose-pieds amovible
- Roue de transport et anti-bascule
- Roulette solide
- Repose-pieds à angle réglable
- Accoudoir incliné relevable et réglable en hauteur



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur d'assise 46 cm	Profondeur du siège : 39 cm
Hauteur du siège : 61 cm	Capacité maximale : 100 kg
Hauteur du repose-pied : 15 cm	Dimensions plié : 83 x 28 x 94 cm

## Fauteuil roulant manuel léger

Réf. **L2014****NOUVEAU**

Prix : HT

**3 700,00**

- Châssis de chaise en aluminium
- Repose-pieds réglable en hauteur
- Accoudoir incliné relevable et réglable en hauteur
- Roue arrière à dégagement rapide
- Roulette solide
- Brique unie



Roues arrière facilement détachable

Roues arrière facilement détachable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur d'assise 46 cm	Largeur totale 66 cm
Profondeur d'assise 44 cm	Poids max. Utilisateur 100 kg
Hauteur de dossier 38 cm	

## Fauteuil roulant BREEZY 90

Réf. **SBR90-112** - 45 cm

PETITES ROUES ARRIÈRES

Prix : HT

**2 300,00**

- Fauteuil roulant pliable en acier
- Assise en tissu nylon double
- Repose-pieds standard détachable avec repose-talons en composite
- Accoudoir relevable avec accoudoir courbé
- Aide au basculement, pompe à air et trousse d'outils inclus



Poids maximal de l'utilisateur : 125 kg

GRANDES ROUES ARRIÈRES

Réf. **SBR90-104** - 40 cmRéf. **SBR90-106** - 45 cm

Prix : HT

**2 300,00**

Roues arrière facilement détachable

## Fauteuil roulant UniX<sup>2</sup>

Pliable

Réf. **SB742-6D** - 38 cmRéf. **SB742-7D** - 41 cmRéf. **SB742-8D** - 44 cmRéf. **SB742-10D** - 52 cm

Prix : HT

**3550,00**

- Accoudoirs ajustables (courts ou longs).
- Repose-pieds éleveurs en aluminium.
- Dossier standard en nylon rembourré avec poignées fixes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur d'assise 38 - 50 cm
Profondeur d'assise 42 cm
Hauteur d'assise 47 - 51 cm
Inclinaison du siège 3°
Hauteur de dossier 42 cm
Poids max. Utilisateur 125 kg
Coloris Brilliant Silver



Détachables



Made in Germany

## Fauteuil roulant

Avec repose jambes

Réf. **L2062** - 41 cmRéf. **L2063** - 46 cmRéf. **L2066** - 48 cm

Prix : HT

**2 220,00**

- Structure métallique peinte au four.
- Accoudoirs en ABS relevable.
- Repose-jambes ajustables et démontables.



Avec repose jambes

Détachables



## Poussette en Aluminium pliable

Réf. L2034

NOUVEAU

Prix : HT  
4 450,00

- Cadre : Aluminium haute résistance, pliable, inclinaison jusqu'à 45° pour le siège et 180° pour le dossier.
- Roues : Avant de 6 pouces (solides), arrière de 16 pouces (PU).
- Frein : Manuel en aluminium.
- Siège : Tissu imperméable, rembourrage haute résilience.
- Accoudoirs et repose-pieds : Ajustables, détachables.
- Oreiller et épaulettes : Réglables en angle et hauteur.
- Ceintures de sécurité : Pour correction de la posture.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Diamètre de la roue avant	15cm
Diamètre de la roue arrière	38cm
Siège Largeur	46cm
Profondeur du siège	38cm
Hauteur du dossier	45cm
Capacité maximale	100kg



## Fauteuil lit en aluminium

Réf. L2031

Appuie-tête ajustable et détachable

Prix : HT  
3 450,00

### Inclinable à 160° et 170°

- Assise 46 cm,
- Grand dossier dont l'inclinaison peut être réglable de façon très précise,
- Accoudoirs amovibles,
- Reposes jambes montants et démontables,
- Poids max : 100 kg.



## Fauteuil lit en acier

Réf. L2030

Prix : HT  
2 300,00

### Inclinable à 160° et 170°

- Assise 46 cm,
- Grand dossier dont l'inclinaison peut être réglable de façon très précise,
- Accoudoirs amovibles,
- Repose-pieds éleveur, montants et démontables,
- Poids max : 100 kg.



## Fauteuil roulant pliable

Réf. L2000A

Prix : HT  
1 250,00

Avec relève jambes



- Structure métallique peinture au four.
- Repose-jambes ajustables et démontables.

## Fauteuil adulte

Réf. L2000

Prix : HT  
1 250,00

Avec reposes pieds démontables



- Structure métallique peinture au four,
- Repose-pieds démontables.

## Fauteuil adulte

Réf. L2004

Prix : HT  
990,00

Avec reposes pieds fixes



- Structure métallique peinture au four,
- Repose pieds fixes.



## Poussette en aluminium

Réf. **L2032**

Pour enfant I.M.C

Prix : HT

5 400,00

- Adaptée aux enfants de 2 à 10 ans, cette poussette est pratique et ergonomique.
- Légère, solide et facile à plier
- Offre un confort optimal grâce à son inclinaison réglable, repose-tête et repose-pieds réglables, ainsi qu'une sécurité renforcée par des sangles croisées.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Châssis en aluminium,  
Siège en ABS rigide démontable,  
Cadre démontable pliable  
Poussette inclinable et déclinable,  
Sangles d'attache croisées,  
Assise : 30 cm

Repose-tête réglable,  
Repose-pieds réglables,  
2 freins à pied,  
Pneus arrière et avant tubeless,  
Roues avant : 15 cm, arrière : 29 cm  
Capacité : 75 kg

Réf. **L2033**

NOUVEAU

Prix : HT

4 150,00

- Cadre de chaise en aluminium, dossier haut inclinable, réglable
- Appuie-tête, accoudoir amovible, repose-pieds relevable, solide
- Roulette, roue arrière PU Mag, siège inclinable, ceinture de sécurité.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Châssis en aluminium,  
dossier haut inclinable,  
Assise 38 cm,  
appuie-tête anatomique réglable,  
Cale d'abduction,  
Cale tronc,

accoudoirs détachables,  
repose-pieds, jambes relevables,  
roulette pleine,  
Angle de siège réglable,  
Ceinture de sécurité, Freins  
Poids compatible : 100 kg.

## Fauteuil roulant enfant

## Aluminium couleurs

Réf. **L201235** - 35 cm

Prix : HT

2 450,00

- Assise : 35 cm,
- Structure en aluminium,
- Accoudoirs relevables,
- Repose-pied fixe,
- Roulettes avant pleines,
- Roues arrière pneumatiques.



Roues arrières facilement détachables

## Avec repose jambes

Réf. **L2061**

Prix : HT

2 220,00

- Assise : 35 cm,
- Structure métallique peinture au four,
- Accoudoirs en ABS relevable,
- Repose jambes ajustables et démontables.



Roues arrières facilement détachable

## Avec repose pieds fixes

Réf. **L2001**

Prix : HT

1 050,00

- Assise : 35 cm,
- Structure métallique.



## Rollator à 4 roues

Réf. **L3007**

En couleur

Prix : TTC

630,00

- SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :
- Hauteur réglable,
  - Cadre solide,
  - Long. : 55 cm, Larg. : 35 cm,
  - Hauteur totale : 41-51 cm,
  - Mesure : 59 x 30 x 52 cm.



## Poussette Nid orthopédique complète

Pour enfant I.M.C

Réf. **A022** - MoyenneRéf. **A023** - Grande

Prix : HT

15 900,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- En aluminium de haute résistance,
- 2 positions d'inclinaison du dossier,
- Repose-pied réglable en hauteur,
- Pliable pour faciliter le transport,
- Assise 41, 46 et 48 cm,
- Structure métallique peinture au four,
- Accoudoirs en ABS relevable,
- Repose-jambes ajustables et démontables.



Livrée avec :

- Cale abducteur,
- Coussins de soutien
- Sangles d'attachement,
- Table adaptable,
- Sac pour rangement

SUNRISE MEDICAL | Made in Germany





## Kit coussins fauteuil Renol

Réf. RCF56000

Prix : TTC  
1 800,00

Ce coussin de forme ergonomique soulage les points de pression dans la zone du siège et offre un confort inégalé pour une utilisation dans les fauteuils roulants. Propreté hygiénique certifiée par lavage en machine à 60 °

Coussin dorsal

Coussin d'accoudoirs

Coussin d'assise



## Coussin rond Renol

Réf. RCF40300

Prix : TTC  
490,00

Ce coussin de forme ergonomique soulage les points de pression au niveau de l'assise. Lavage en machine à 60°. Dimension : 42x42cm

Pour un confort optimal



## Coussin anti-escarres

Réf. F00092-06

En visco Gel 3D

Prix : HT  
1 290,00

- Pour prévenir l'apparition d'escarres
- Réduit la pression au niveau de l'assise.
- Lavable en machine à 60° et mesure 42x42 cm
- Poids max. utilisateur : 100 kg

Fresco



## Coussin anti-escarres

Réf. W0480

À mémoire de forme

Prix : TTC  
950,00

- Pour prévenir l'apparition d'escarres
- Housse imperméable et respirante, lavable et désinfectable par tout agent courant,
- Poids max. utilisateur : 95 kg,



## Bouée à air percée

Réf. HE506

Prix :TTC  
130,00



Pour un confort optimal

## Coussin rond percé

Réf. 410151

Prix :TTC  
330,00

- Soulage et limite les douleurs liées aux escarres et hémorroïdes,
- L'indispensable pour les personnes souffrants d'hémorroïdes,
- Poids max. utilisateur : 120 kg.



## Coussin anti-hémorroïde

Réf. 0019CH

Prix : TTC  
250,00

À air percé

- Soulage et limite les douleurs liées aux escarres et hémorroïdes,
- Assise très confortable
- Dim : 36x36x H6.85 cm



## Coussin de posture

Réf. 0019CW

Prix :TTC  
200,00

- Idéale pour un usage quotidien
- Adapté à un usage médical comme personnel
- Forme ergonomique pour soutenir différentes zones du corps (dos, jambes, bras)
- Matière hypoallergénique, douce et non irritante
- Housse amovible et lavable à haute température pour une hygiène parfaite





## Fauteuil roulant d'aisance et de transfert

**NOUVEAU****Réf. LY7760L46 - Électrique**

Doté d'une télécommande pour contrôler la montée et la descente. La batterie est de 2,6 Ah, 24 V, une charge une fois à 3 heures serait acceptable pour 300 fois de travail.

Prix :TTC  
**13 900,00**



- Conception ouverte, double verrouillage,
- Ceinture et frein pour une sécurité optimale.
- Multifonction avec pot d'aisance et support IV.
- Manivelle pour soulever et abaisser facilement

**Réf. LY111846 - Hydraulique manuel**

Doté d'un système hydraulique

- Pédale hydraulique
- Siège divisé • Frein au pied

Prix :TTC  
**8 500,00**

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

Largeur totale : 72 cm  
 Profondeur du siège : 40 cm      Hauteur de dossier : 47 cm  
 Hauteur d'assise : 37 cm      Hauteur des accoudoirs : 40-60 cm  
 Hauteur totale : 81,5 - 91,5 cm      Capacité de charge maximale : 100 kg

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

Largeur totale : 59 cm  
 Profondeur du siège : 40 cm      Hauteur totale : 91 - 117 cm  
 Largeur du siège : 46 cm      Hauteur des accoudoirs : 44 - 70 cm  
 Hauteur d'assise : 37 cm      Capacité de charge maximale : 100 kg

## Chaises de transfert en aluminium pliables et légères

**Réf. L2015-46**

Prix : HT  
**2 550,00**



**Très pratique pour les voyages en train ou en avion**

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

Hauteur du dossier : 84 cm  
 Largeur du siège : 48 cm  
 Profondeur du siège : 45 cm  
 Hauteur du siège : 48 cm  
 Poids max. : 100 kg

**Réf. L2015**

Prix : HT  
**1 550,00**



- Structure pliable à double croisillon
- Poignées ergonomiques, repose-pieds, dossier pliant
- Rangement à plat, accoudoirs capitonnés relevables

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

Profondeur de l'assise : 36 cm  
 Hauteur du dossier : 36 cm  
 Poids max. : 100 kg  
 Assise : 36 cm

**Réf. L2015-38**

Prix : HT  
**1 780,00**



- Repose-pieds relevable
- Roulettes pleines
- Roues arrière solides
- Accoudoirs relevables
- Frein unifié

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

Hauteur du siège : 49 cm  
 Largeur du siège : 38 cm  
 Hauteur du dossier : 35 cm  
 Poids max. : 100 kg  
 Assise : 36 cm





Rollators adulte

Rollator à 4 roues

Réf. L3004

Avec siège et dossier

Prix :TTC  
1 100,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Grand panier,
- Freins, Siège à 46 cm,
- Hauteur réglable,
- Poids max : 100 kg.

Rollator à 4 roues

Réf. L3008L

En Aluminium

NOUVEAU

Prix :TTC  
2 950,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Cadre pliable
- Poids max : 100 kg
- Repose-pieds repliables
- Freins, siège 61 cm
- Dossier avec sangle
- Poches de rangement
- en tissu

Rollator à 4 roues

Réf. L3005

En acier avec siège

Prix :TTC  
750,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Pliable,
- Hauteur réglable,
- Roues avec freins,
- Siège à 46 cm.



Déambulateur

Déambulateur en Aluminium

articulé pliable avec roues

NOUVEAU

Réf. L3006LB - Bleu  
Réf. L3006LG - Gold  
Réf. L3006LG - Mauve  
Réf. L3006LN - Noir

Prix :TTC  
430,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Profondeur 47 cm
- Largeur 46 cm
- Hauteur 75-96 cm
- Poids net (kg) 4.8 Kg
- Matière Aluminium



Déambulateur en Aluminium

articulé pliable

NOUVEAU

Réf. L3000  
Réf. L3000B - Bleu  
Réf. L3000G - Gold  
Réf. L3000M - Mauve  
Réf. L3000N - Noir

Prix :TTC  
350,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Profondeur 52
- Largeur 64
- Hauteur 73.5-92
- Poids net (kg) 2.3
- Matière Aluminium



Cadre de marche fixe

- Adulte  
Réf. 221100

Prix :TTC  
610,00

- Enfant  
Réf. 221000

Prix :TTC  
480,00

- Fixe réglable en hauteur,
- Avec renfort acier intérieur,
- Embout sécurité antidérapantextérieur,
- Largeur 12 cm
- Poids supporté 165 kg



Déambulateur Pliable

avec Garde-Robe Mobile articulé

Réf. L4030

NOUVEAU

Prix :TTC  
690,00

- Cadre en aluminium
- Combinaison de chaise percée et déambulateur.
- Hauteur réglable
- Facile à plier
- Poids max utilisateur : 75 kg





## Canne réglable en aluminium

Réf. **L1001**

Canne de marche réglable en Aluminium avec poignée en T

Prix :TTC  
**90,00**

- Confortable, stable et solide,
- Dotée d'un embout antidérapant sécurisant,
- Poids max : 120 kg.

Réf. **GR345**Virole : 14 mm  
Virole : 19 mmPrix :TTC  
**200,00**

**Poignée noire et bois**

- Le tube est noir et le manche est en bois

**Caractéristiques :**

- Matière du tube : aluminium
- Matière du manche : bois
- Longueur : 76-99 cm
- Poids maximum : 100 kg

Réf. **GR404**

Estampé de différentes couleurs

Prix :TTC  
**230,00**

- Le tube est estampé de différentes couleurs et le manche est en bois

**Caractéristiques :**

- Matière du tube : aluminium
- Matière du manche : bois
- Longueur : 76-99 cm
- Poids maximum : 90 kg

Réf. **GR491**

Estampé avec poignée soft touch

Prix :TTC  
**340,00**

- Le tube est estampé et la poignée est douce au toucher.

**Caractéristiques :**

- Matière du tube : aluminium
- Matière du manche : silicone
- Longueur : 76-99 cm
- Poids maximum : 90 kg

Réf. **GR365**

Estampé avec poignée soft touch

Prix :TTC  
**190,00**

- Le tube est estampé et la poignée est douce au toucher.

**Caractéristiques :**

- Matière du tube : aluminium
- Matière du manche : silicone
- Longueur : 76-99 cm
- Poids maximum : 90 kg

## Canne réglable pliable

Réf. **L1002**Prix :TTC  
**120,00**

- Canne de marche pliable et réglable,
- Étui de rangement,
- Confortable, stable et solide,
- Dotée d'un embout antidérapant.

Réf. **GR281**Prix :TTC  
**340,00**

**Estampé doux au toucher**

- Pliante en aluminium
- Le tube est estampé et le brassard est doux au toucher

**Caractéristiques :**

- Matière du manche : silicone
- Longueur : 84-94 cm
- Pliable en 4 parties.
- Poids maximum : 100 kg
- Couvercle en plastique inclus
- Diamètre de la virole : 19 mm

Réf. **GR298**Prix :TTC  
**340,00**

**Poignée ergonomique en cachemire**

- Pliante en aluminium
- Le tube est estampé et le brassard est doux au toucher

**Caractéristiques :**

- Matière du manche : caoutchouc
- Longueur : 84-94 cm
- Pliable en 4 parties.
- Poids maximum : 100 kg
- Comprend gaine plastique et dragonne
- Diamètre de la pointe : 19 mm

## Canne avec poignée ergonomique

Canne de marche

Réf. **GR295**Prix :TTC  
**320,00**

- Le tube est estampillé d'un petit dessin et le manche est doux au toucher.

**Caractéristiques :**

- Matière du tube : aluminium
- Matière du manche : toucher doux
- Longueur : 76-99 cm
- Poids maximum : 100 kg

Réf. **GR294**Prix :TTC  
**320,00**

**Droite**  
Réf. **L1006D**

**Gauche**  
Réf. **L1006G**


**Caractéristiques :**

- Poignée ergonomique gauche ou droite,
- Légère et résistante pour un bon équilibre,
- Livrée avec embout antidérapant.

## Canne courbe

Réf. **GR029**Prix :TTC  
**140,00**

Galbée lisse



- Galbée lisse est en châtaignier tourné
- Dotée d'un embout antidérapant sécurisant,


**Caractéristiques :**

- Matière : châtaignier
- Longueur : 92 cm
- Diamètre approximatif 22 mm
- Poids maximum : 100 kg
- Diamètre de la pointe : 18 mm

## Canne courbe

Réf. **GR028**Prix :TTC  
**170,00**

Avec dessin



- Galbée avec un dessin sur le nez est en châtaignier tourné
- Dotée d'un embout antidérapant sécurisant


**Caractéristiques :**

- Matière : châtaignier
- Longueur : 92 cm
- Diamètre approximatif 22 mm
- Poids maximum : 100 kg
- Diamètre de la pointe : 18 mm

## Canne en hêtre

Réf. **GR080**Prix :TTC  
**130,00**

Marron avec embout en caoutchouc



- Dotée d'un embout antidérapant sécurisant

**Caractéristiques :**

- Matière : hêtre
- Longueur : 92 cm
- Diamètre 23 mm
- Poids maximum : 100 kg
- Diamètre de la pointe : 18 mm



### Canne anglaise enfant Tiki

Réf. 200510

Prix Unité



Prix :TTC  
**150,00**



- Une canne sympathique pour les enfants et adolescents,
- Couleurs attrayantes,
- Double réglage hauteur et poignée
- Testés 100 kg.

### Canne anglaise Classique

Réf. 200000



Prix :TTC  
**105,00**



- Modèle diffusion coloris anthracite, une poignée particulièrement ergonomique,
- Réglable en hauteur,
- Testées 130 kg.

### Présentoir en bois Garcia à roulettes

Garcia 1880

Réf. GR803

**NOUVEAU**

Prix :TTC  
**1 200,00**

Vide



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Capacité pour 15 pièces
- Dimensions : L: 46 x P: 22 x H: 71 cm
- Poids de l'écran : 4,5 kg

### Canne anglaise Advance

Réf. 200913 - Bleu  
Réf. 200916 - Orange  
Réf. 200917 - Vert



Prix :TTC  
**125,00**



- Poigne en polypropylène et élastomère,
- Réglable en hauteur,
- Existe en bleu, vert, orange,
- Testées 140 kg.

### Canne anglaise Progress articulée

Réf. 201700



Prix :TTC  
**160,00**

articulée



- Testés 150 kg,
- Cannes anglaises avec appui brachial,
- Pour adulte à forte corpulence.
- Double réglage hauteur et poignée,

### Présentoir en bois Acajou 12 places

Réf. 210100

Prix :TTC  
**1 500,00**

Vide



### Canne trépied

Réf. 116001

Prix :TTC  
**410,00**



- Canne pliable, légère, facile à emporter,
- Trépied en aluminium,
- Poids maximum supporté : 80 Kg,
- Dim. : assise : 21X21 cm.

### Canne trépied

Réf. L1010T

Prix :TTC  
**210,00**



### Canne quatre

Réf. L1010Q

Prix :TTC  
**310,00**



### Canne quatre

Réf. 116801

Prix :TTC  
**420,00**



- Il s'agit d'un petit siège idéal pour des moments de repos
- Quatre pieds avec sangle de transport
  - Très légère et peu encombrante
  - Siège pliant et toile nylon noir
  - Largeur d'assise : 38 x 15 cm



## Canne Quadripode

**NOUVEAU**

Réf. **L1004B** - Bleu  
Réf. **L1004G** - Gold  
Réf. **L1004M** - Mauve  
Réf. **L1004N** - Noir

**En Aluminium**

Prix :TTC  
**195,00**



- Canne en aluminium de quatre pieds pour personnes âgées
- Hauteur réglable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Hauteur 72-92  
Poids net (kg) 3.2  
Matière Aluminium

## Canne Quadripode

Réf. **L1004**

Prix :TTC  
**130,00**



- Sa base large lui confère une grande stabilité,
- Support charge élevé,
- Réglable en hauteur,
- Poignet droit /gauche.

## Canne Tripode

Réf. **L1003**

**En Aluminium**

Prix :TTC  
**130,00**



- La base large lui confère une grande stabilité,
- En inox, elle allie légèreté et résistance,
- Réglable en hauteur,
- Poignet confortable.

## Béquille Axillaire

Réf. **L1000S** - S  
Réf. **L1000M** - M

Réf. **L1000L** - L

Prix :TTC  
**110,00**

Prix :TTC  
**100,00**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- En alliage d'aluminium
- Capacité de poids : 50 kg,
- Epaisseur : 1.2 mm.
- Hauteur réglable

## Canne pour aveugle embout noir

Réf. **L10092**

Pliable en 4 parties

Prix :TTC  
**100,00**



## Canne pliable à 5 éléments pour aveugle

Réf. **250910**

Prix :TTC  
**170,00**



- Le tube de la canne aluminium gainé,
- Poignée mailloche,
  - Hauteur poignée / sol : 90 cm,
  - Type d'embout : Plastique.

## Accessoires d'aide à la marche



Réf.	Dési.	Prix.
<b>920314</b>	Embout canne anglaise	<b>16,00</b>
<b>920315</b>	Embout béquille	<b>09,00</b>
<b>920619</b>	Embout déambulateur	<b>15,00</b>
<b>920419</b>	Embout canne de marche	<b>17,00</b>
<b>920316</b>	Sous-aisselle béquille	<b>20,00</b>
<b>920317</b>	Poignet béquille	<b>20,00</b>
<b>920318</b>	Embout stabilisateur	<b>55,00</b>



## Lampes Silverlux

Réf. **820095**

Prix :TTC  
**149,00**

- La lampe Silverlux permet de se déplacer la nuit sans risques de chutes
- Se fixe facilement sur les tubes de cannes, déambulateurs et autres rollators
- Forme ergonomique du bouton marche-arrêt
- Silverlux lampe adaptable tube 20 à 26 mm





## Mini standy

Le Mini Standy d'Ormesa est un verticalisateur pour enfants à besoins spécifiques qui assure une excellente verticalisation. Sa polyvalence et sa facilité de réglage font du Mini Standy un support postural sûr et confortable conçu pour offrir à l'enfant des avantages psycho-physiques considérables :

**ORMESA®** |   
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

### Mini standy 3

Réf. **106006E**

Prix : H.T  
**12 800,00**



Équipé d'un socle en bois légèrement flexible pour stimuler les hypotonies, avec 4 roues, dont 2 avec frein. Les talonnettes, appuis-genoux, et les sangles pelviennes et thoraciques sont réglables pour un ajustement optimal. Il comprend également une tablette amovible et réglable en hauteur et en profondeur.

### Multi sensoriel Standy

Réf. **101655A2**

Prix : H.T  
**22 900,00**

**Marche accompagnée  
de musique et vibration**



#### CARACTÉRISTIQUES :

- Cadre métallique et socle repose-pied en bois
- 4 roues blocables permettant le déplacement de l'appareil
- Cales talonnières amovibles, réglables latéralement
- Appui genoux rembourrés, réglables en hauteur, en profondeur et latéralement
- Support thoracique
- Support pelvien
- Tablette (60x75 cm) réglable en hauteur, en inclinaison et d'avant en arrière
- Boîtier de commande montée/descente relié par fil spiralé
- Bouton poussoir ergonomique sur l'appui antérieur pour contrôler la position verticale
- Sangle de traction



## Dondolino

Dondolino est un châssis de verticalisation inclinable pour les enfants. Il augmente la capacité de l'enfant à s'adapter à son environnement et à avoir une vision plus globale du monde qui l'entoure. Le système d'inclinaison permet une mise en charge progressive.

**ORMESA®** |   
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

### DONDOLINO 1

Réf. **106118E**

Xsmall

Prix : H.T  
**17 500,00**



Roues jumelées

### DONDOLINO 2

Réf. **106116E**

Small

Prix : H.T  
**18 500,00**



Appuis-tête

### DONDOLINO 3

Réf. **106117E**

Medium

Prix : H.T  
**19 800,00**



Adaptateurs



#### CARACTÉRISTIQUES :

- Roues jumelées : Le diamètre de pirouette complet de 75 mm facilite le mouvement pendant l'utilisation
- Appui-tête : réglable en hauteur, en inclinaison et en positionnement antéropostérieur
- Adaptateurs : Pour ajuster la circonférence pelvienne et thoracique afin de convenir aux utilisateurs plus petits
- Cadre inclinable : Inclinaison réglable via ressort à gaz pour un contrôle actif de la tête et du torse
- Sans saillies : Facilite la rotation du torse et la liberté de mouvement des membres supérieurs en toute sécurité
- Plateau en forme : Fabriqué en bois de bouleau, il est amovible et réglable en hauteur, en inclinaison et en profondeur
- Sans outil : Le réglage s'effectue à l'aide des boutons verts, sans outils ni clés. Le système de serrage, conçu et fabriqué par Ormesa, assure un verrouillage rapide et précis, garantissant l'intégrité des tubes.
- Barres numérotées : Pour définir la posture posturale choisie par le thérapeute en quelques secondes



## Dynamico

Le Dynamico est une aide à la verticalisation et à la marche qui entoure l'enfant ou l'adulte. Il est équipé d'une culotte servant essentiellement de sécurité antichute. Grâce à sa large base Dynamico 7 est très stable et existe en 2 versions: une version utilisable en intérieur ou sur sol lisse et une version d'extérieur.

**ORMESA** |   
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

## Usage intérieur

**DYNAMICO 1**

Réf. 102420G

Jeune enfant

Prix : H.T

9 300,00

**DYNAMICO 2**

Réf. 102421G

Grand enfant

Prix : H.T

9 400,00



## CARACTÉRISTIQUES :

- Guidon réglable : Alternative au support de bras et au plateau
- Roues avant avec freins réglables : Disponible uniquement en version intérieur
- Barres de poids : Ils ajoutent du poids au dispositif d'entraînement à la marche, en fonction de la taille.
- Supports ergonomiques : Accès facile grâce à l'ouverture arrière
- Freins à main : Sécurité et contrôle garantis
- Supports de bras : Multi-réglable et entièrement lavable, facilite la décharge du poids corporel
- Sangles d'avant-bras : Ajustement réglable autour de la circonférence

## Usage intérieur

**DYNAMICO 3**

Réf. 102422G

Adolescent

Prix : H.T

9 600,00

**DYNAMICO 5**

Réf. 102438N

Adulte

Prix : H.T

10 950,00

**DYNAMICO 4**

Réf. 102423N

Jeune adolescent

Prix : H.T

10 200,00

## CARACTÉRISTIQUES :

- Anneaux thoraciques et pelviens réglables en hauteur (seuls les anneaux T2 et T3 sont interchangeables),
- Equipé en standard d'un soutien pelvien et d'un soutien thoracique amovible,
- Soutiens thoraciques et pelviens (revêtus mousse) s'ouvrant par l'arrière pour l'installation de l'enfant ou de l'adulte,
- 4 roues Ø 8 cm, équipées de freins de stationnement et de pare-chocs permettant la protection des murs
- Disponible en 5 tailles.



## Dynamico

Usage extérieur

Prix : H.T  
15 050,00

### DYNAMICO 5

Réf. 102460E

#### Les avantages du verticalisateur :

- Sécurité : Il est équipé de nombreux dispositifs de sécurité, notamment des ceintures de sécurité, un harnais et des pieds antidérapants. Cela permet de garantir la sécurité de l'utilisateur pendant l'utilisation de l'appareil.
- Facilité d'utilisation : facile à utiliser, même pour les personnes qui n'ont pas de force dans les bras. Il est équipé d'une commande manuelle qui permet à l'utilisateur de se mettre debout et de marcher facilement.
- Confort : conçu pour être confortable. Il est équipé d'un siège rembourré, d'accoudoirs et de repose-pieds réglables.

#### CARACTÉRISTIQUES :

- Guidon réglable : Alternative au support de bras et au plateau
- Roues avant avec freins réglables : Disponible uniquement en version intérieur
- Barres de poids : Ils ajoutent du poids au dispositif d'entraînement à la marche, en fonction de la taille.
- Supports ergonomiques : Accès facile grâce à l'ouverture arrière
- Freins à main : Sécurité et contrôle garantis
- Supports de bras : Multi-réglable et entièrement lavable, facilite la décharge du poids corporel
- Sangles d'avant-bras : Ajustement réglable autour de la circonférence



## Standy 3-4

Le Standy d'Ormesa est un cadre verticalisateur pour adultes et adolescents, adaptable à différents niveaux d'autonomie. Polyvalent et réglable, il assure stabilité et confort dans toutes les situations.

- Prévenir les contractures de la hanche et du genou
- Réduire les problèmes dus au maintien prolongé de la posture assise
- Améliorer la densité osseuse et la capacité respiratoire

**ORMESA** |   
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •


### Standy 3

Réf. 106001E

Prix : H.T  
17 450,00

Médium

Convient  
aux  
adolescents




### Standy 4

Réf. 106000E

Prix : H.T  
19 400,00

Large

Convient  
aux  
adultes



**Soutien thoracique**  
stabilité sans  
contrainte



**Appui-tête**  
hauteur et inclinaison  
réglables



**Roues de transport**  
équipé de freins  
de sécurité



**Verrouillage de sécurité**  
fermer le dossier



**Marche-pied**  
réglable en hauteur  
et en largeur



**Outils gratuits**  
Réglages sans outils



## Rampe plate-forme télescopique

Pour monter ou descendre des fauteuils roulants, peu importe leur type.

Réf. **WR01-6FT**

- Profilé en aluminium
- Revêtement antidérapant abrasif
- Taille compacte une fois pliée
- Possibilité de montage mobile sur une volée d'escalier
- Compatible avec toutes les poussettes.

Prix : HT  
**2 400,00**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Matériau - profil anodisé	Support mobile pour escalier
Couleur - argent mat	Longueur : 113 cm
Serrure de verrouillage	Dimensions : 113 x 28 x 12 cm
Revêtement abrasif	Poids : 14.4 kg
Côtés protecteurs	Capacité de charge : 200 kg




## Rampe plate-forme à pliage simple

Pour monter ou descendre des fauteuils roulants, peu importe leur type.

- Profilé en aluminium
- Revêtement antidérapant abrasif
- Taille compacte une fois pliée
- Possibilité de montage mobile sur une volée d'escalier

Ref. **WR09-5SF**



Prix : HT  
**2 900,00**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité de charge:	272 kg
Poids, kg :	12.3 kg
Mesure plié :	77 x 37.5 cm
Mesure déplié :	152 x 73,5 cm
Matériau :	Aluminium
Couleur :	Argent
Pliable :	Oui

Ref. **WR08-4SF**



Prix : HT  
**2 200,00**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité de charge:	272 kg
Poids, kg :	9,3 kg
Mesure plié :	121,6 x 37,5 cm
Mesure déplié :	121,6 x 71,5 cm
Matériau :	Aluminium
Couleur :	Argent
Pliable :	Oui

## Rampe d'accès en caoutchouc

Pour monter ou descendre des fauteuils roulants

Réf.	Dim.	Poids.	Prix.
<b>WYMD1</b>	1000 x 250 x <b>50</b> mm	4.2 kg	<b>290,00</b>
<b>WYMD3</b>	1000 x 300 x <b>100</b> mm	8 kg	<b>350,00</b>
<b>WYMD5</b>	1000 x 380 x <b>150</b> mm	12 kg	<b>550,00</b>



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Surface biseautée.
- Caoutchouc antidérapant.
- Utilisable dans une pièce d'eau
- Usage : Intérieur / Extérieur
- Ne glisse pas, et ne se déplace pas





## Elévateur de piscine I-SWIM

conçu pour offrir un accès sécurisé et confortable à l'eau pour les personnes à mobilité réduite. Idéal pour les piscines privées et collectives, les établissements de soins et les spas, cet équipement allie fonctionnalité, sécurité, et design moderne. Facile à manipuler par un assistant, l'I-SWIM garantit une expérience de baignade inclusive.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

**Matériaux de structure :** Aluminium  
**Nombre de roues :** 4 (2 avec frein)  
**Structure de levage :** Parallélogramme  
**Sécurité :** Système anti basculement et stabilisateur  
 - Breveté  
**Capacité de levage :** 136 kg  
**Poids propre :** environ 140 kg  
**Longueur :** 1267 mm  
**Largeur :** 640 mm  
**Hauteur :** 1512 mm  
**Hauteur maximale du siège :** 512 mm  
**Déplacement du siège vers le bas :** 595 mm  
**Tension :** 24V  
**Données de la batterie :** 2 batteries - 2 x 18 ampères  
**Autonomie de la batterie :** 50 cycles environ  
**Chargeur de batterie :** Compris  
**Instruments (sur la rampe) :** Indicateur de charge de la batterie, boutons poussoirs haut/bas, bouton d'arrêt d'urgence



## Elévateur de piscine I-SWIM 2

conçu pour permettre aux personnes à mobilité réduite de profiter de la baignade en toute autonomie. Grâce à son bras articulé et rotatif, cet équipement assure un transfert sécurisé et intuitif vers le bassin. Conçu pour s'adapter à une grande variété de piscines (enterrées, hors-sol, spas). Ainsi, l'I-SWIM2 se distingue par sa robustesse et son ergonomie. Il offre une solution fiable et durable pour les particuliers et les établissements recevant du public (ERP).

### Options et modèles disponibles :

- Modèle Standard.
- Modèle Maxi.
- Modèle Spécial SPA.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Structure de levage	Parallélogramme
Peinture	Revêtement en poudre
Capacité de levage	136 kg (modèle Maxi 120 kg)
Poids propre	Environ 300 kg
Tension	24V
Données de la batterie	Autonomie de 50 cycles avec indicateur de charge
Chargeur de batterie	Compris
Instruments	Télécommande pendante avec bouton d'arrêt d'urgence sur la batterie



# Monte-Escalier Électrique



Locamed Access  
SOLUTIONS

Le monte-escalier UP vous fait **monter** et **descendre** les escaliers en toute **sécurité** grâce à son **siège à rotation automatique**

- ✓ **Prise de mesure gratuite**
- ✓ **Installation immédiate sans délai d'attente**
- ✓ **2 ans de garantie**
- ✓ **Rails modulaires**
- ✓ **Aucun chantier complexe**
- ✓ **Réinstallable en cas de déménagement**
- ✓ **Une solution économique**
- ✓ **Capacité jusqu'à 125 kg**



**Demander un devis**



Scannez le QR code  
Ou appelez nous au  
**06 66 24 16 09**





# Autres solutions de mobilité

## Plateforme électrique et cabine

La plateforme électrique améliore la **mobilité à domicile** des **personnes âgées, handicapées** ou à **mobilité réduite** offrant un **large espace** de fonction aux utilisateurs.



**Demander un devis**



Scannez le QR code  
Ou appelez nous au  
**06 66 24 16 09**

## Adaptable à tous les types d'escaliers : Droit ou courbé

Grâce à ses rails modulaires, le monte-escalier peut être entièrement personnalisé sur place.



### Droit :

Il convient aux escaliers droits avec une finition droite

### Courbé :

Il convient à un escalier comportant un ou plusieurs virages

## Adaptable à tous les intérieurs :

Le siège est fabriqué en cuir synthétique, et il est disponible en 4 couleurs différentes. Avec son allure luxueuse, il s'adapte harmonieusement à tout type de décoration intérieure.



**Brown**



**Cognac**



**Black**



**Sand**

## Contrôlez le monte-escalier comme vous le souhaitez

Le monte-escalier est équipé d'une télécommande permettant de le faire monter ou descendre, même lorsqu'il se trouve à un étage où vous n'y êtes pas, et vice versa.



## Plusieurs installations dans tout le Maroc

Rabat, Salé, Témara, Kénitra, Casablanca, Mohammadia, Settat, Berrechid Tanger, Tétouan, Fès, Meknès, Marrakech, Agadir, Guelmim, Berkane, Nador...





### Nébuliseur MiniMax

Réf. CA300250



Prix :TTC  
550,00

4,8 L /min

- Appareil utilisé pour l'aérosolthérapie,
- Inclus masque adulte et pédiatrique et pièce de bouche
- Sac de transport

### Nébuliseur MiniPlus

APEX

Réf. L7012



Prix :TTC  
550,00

6 L /min

- Compresseur d'aérosol de qualité,
- Grand compartiment de stockage et exécution fiable,
- Inclus masque adulte et pédiatrique et pièce de bouche
- Sac de transport

### Nébuliseur Ultrasonique

Réf. SW98820

À compression d'air

NOUVEAU



Prix :TTC  
990,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Entrée électrique 220 volts, fréquence hz 60
- Compresseur à pompe compact et sans huile
- Débit d'air est de 10 litres/minute
- Taux d'évaporation > 0,2 MI / Min à > 0,45 MI
- Le résidu moyen de la solution est <1 ML

### Nébuliseur Mesh

Réf. LNE105

À tamis vibrant

NOUVEAU



Prix :TTC  
595,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Puissance : 3 V CC
- Consommation électrique : 1,5 W Débit
- Compresseur : 6 L Bruit : ≤ 50 dB
- Accessoires : masque adulte, masque enfant, USB ou adaptateur.

### Chambre d'inhalation

Réf. BS38340 - Adulte

Réf. BS38350 - Enfant

NOUVEAU



Prix :TTC  
160,00

Fonctionnalité de sifflet

- Réduction des résidus médicamenteux
- Dispositif facile à nettoyer
- Sans latex, BPA, ni phthalates.
- Sifflet pour respiration rapide.
- Matériau écologique qui protège la santé contre les produits chimiques nocifs.

## Aspirateur Trachéal

### Aspirateur Trachéal ASPIRET

Réf. CA310001



Prix :TTC  
1 450,00

15 L /min

- Aspirateur de mucosités conçu pour l'aspiration nasale, orale ou trachéale chez l'adulte et l'enfant,
- déplacement pour les traitements à domicile,

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Débit maximum de 15L /min,
- Puissance absorbée : 184 VA,
- Aspiration maximale : -0,75 Bar,
- Bocal de 1L et couvercle,
- Dimensions : 325 x 190 x 165 mm,
- Poids : 2,2 kg

### Aspirateur Trachéal APEX

Réf. L7014



Prix :TTC  
2 750,00

22 L /min

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Courant électrique : AC 110 ~ 120V, 60Hz AC 220 ~ 240V, 50 / 60Hz,
- Consommation : 90W,
- Pression maximale : 600 mmHg (réglable),
- Débit maximum : 22 L/min,
- Poids net : 2,8 kg,
- Dimension : 352 (L) x 206 (L) x 192 (H) mm,
- Niveau sonore < 55 dB,
- Bocal en plastique 1,8 L.

### Aspirateur de mucosités

NOUVEAU



17 L /min

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Puissance d'entrée : 90VA
- Vide maximal : 0,075 MPa
- Débit d'air maximal : 17 L/min (avec bocal),
- Bruit de fonctionnement : environ 50dB(A)
- Bocal de collecte de liquide : 1000mL, 1 pièce
- Durée de fonctionnement : 30 min en marche 30 min à l'arrêt



## Concentrateur d'oxygène 5L

## VisionAire

Réf. AS098-5

Prix :TTC  
11 900,00

- Léger et facile à transporter
- Faible consommation électrique
- Faibles coûts d'entretien
- Sécurité

- Système de régulation de pression
- Filtres à air pour purifier l'air ambiant avant la production d'oxygène
- Poignées de transport pour faciliter le déplacement de l'équipement
- Bouton marche/arrêt pour une utilisation simple et pratique
- Raccords pour les tubes d'oxygène
- Alarmes sonores et visuelles en cas de problème technique ou d'interruption d'oxygène
- S'utilise avec de l'eau distillée



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Concentration en O2	90 % (+ 5,5 % / - 3 %)
Débit	1 l/min - 5 l/min
Poids	13,6 kg
Niveau de pression acoustique	39 dB(A)
Consommation	290 W
Conditions de fonctionnement	5 °C à 40 °C
Dimensions	52,8 x 35,8 x 29,2 cm

## Livré avec :

Humidificateur  
Lunette nasale  
Filtre anti-poussière  
Notice d'utilisation

## YuWell

Réf. JY8F5AW

Prix :TTC  
8 900,00

## Dernière génération

Sa petite taille le rend facile à ranger

## Nébuliseur intégré



Humidificateur intégré

NOUVEAU



- Permet de délivrer de 0.5l à 5L par minute d'air enrichi en O2,
- Dédié au traitement de patients nécessitant une oxygénothérapie fixe
- Son écran affiche les heures d'utilisation. Il signale le type d'alarme activée.
- S'utilise avec de l'eau distillée

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Concentration en O2	95,5 % ~ 87 %
Débites	0,5 ~ 5 L /min
Poids	15,5 kg
Niveau de pression acoustique	45 dB (A)
Pression de sortie maximale	70kPa
Puissance d'entrée	350 VA
Dimensions	39 x 24,5 x 50 cm

## Livré avec :

Humidificateur  
Lunette nasale  
Filtre anti-poussière  
Notice d'utilisation

## Concentrateur d'oxygène 10L

## VisionAire

Réf. AS099-103

Prix :TTC  
29 500,00

- Léger et facile à transporter
- Faible consommation électrique
- Faibles coûts d'entretien
- Sécurité

- Débit d'oxygène élevé: Il peut fournir jusqu'à 10 LPM d'oxygène,
- La pression de sortie de 20 psi permet d'utiliser l'appareil avec des accessoires tels que des nébuliseurs et des ventilateurs
- Fonctionnement silencieux avec un niveau sonore réduit de 43 dBA.
- Sécurité : équipé de plusieurs alarmes : (panne de courant, basse concentration d'oxygène, surchauffe).
- S'utilise avec de l'eau distillée



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Concentration en O2	92% ± 3%.
Débit	2L à 10L /min
Poids	26,3 kg
Pression de sortie	20 psi (138 kPa)
Niveau sonore	55 dBA (à 5 LPM)
Consommation	590 W
Dimensions	69,9 cm x 41,9 cm x 36,8 cm

## Livré avec :

Humidificateur  
Lunette nasale  
Filtre anti-poussière  
Notice d'utilisation

## YuWell

Réf. JY8F10W

Prix :TTC  
18 500,00

## Dernière génération

Sa petite taille le rend facile à ranger

## Nébuliseur intégré



Humidificateur intégré

NOUVEAU



- Permet de délivrer de 0.5L à 10L par minute d'air enrichi en O2,
- Dédié au traitement de patients nécessitant une oxygénothérapie fixe
- S'utilise avec de l'eau distillée

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Concentration en O2	87%~96%
Débites	10 L/min
Poids	24 kg
Niveau sonore	49dB (A)
Pression de sortie maximale	150kPa
Puissance d'entrée	700 VA
Dimensions	41x37,5x66.8 cm

## Livré avec :

Humidificateur  
Lunette nasale  
Filtre anti-poussière  
Notice d'utilisation



## Concentrateur d'oxygène portable 5L


Réf. **GONP2**

**Système pulsé**

Prix :TTC  
**24 500,00**



Lit tamisé



**Volume d'oxygène par minute (au niveau de la mer) :**

- Fournit au patient un approvisionnement illimité en oxygène à l'extérieur de la maison avec une concentration d'O<sub>2</sub> de 96%, ( pulsé ).
- Le flux d'oxygène est réglable en 5 niveaux
- Utilisé 24 heures sur 24, sept jours sur sept
- Son grand écran de 2'8 permet une lecture adéquate.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Concentration en O <sub>2</sub>	≥90 %
Débits	5L/min
Poids	1.98kg
Alimentation secteur	100-240VAC/ 50-60Hz
Batterie	6800 mA/ 4H
Réglages	5 réglages
Dimensions	22,1x8,5x16cm

## Oxymètre de doigt

**NOUVEAU**

Réf. **LPC60F**

Prix :TTC  
**250,00**



**Mesure la saturation en oxygène du sang par impulsions**

- Mesure : SpO<sub>2</sub> et fréquence cardiaque
- Indication de batterie faible
- Ecran couleur
- 2 Piles incluses

Réf. **EPB10001**

Prix :TTC  
**380,00**



- Mesure : SPO<sub>2</sub> et fréquence cardiaque
- Compact et léger
- Ecran couleur
- 2 Piles incluses

Réf. **LPC60D2**

Prix :TTC  
**295,00**



**Oxymètre pédiatrique**

- Mesure : SpO<sub>2</sub>, PR, PI,
- Alarme sonore
- Ecran couleur.

Réf. **LPO2R**

**Bague Connectée**

Prix :TTC  
**2 250,00**



- Vibration intelligente déclenchée par une faible SpO<sub>2</sub>.
- Batterie rechargeable intégrée pour une utilisation nocturne.
- Synchronisez les données en temps réel avec l'application .
- Prise en charge de la surveillance à distance par module sans fil.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Mémoire intégrée	sections, jusqu'à 4 heures par section 10
Batterie	Lithium rechargeable
Temps d'utilisation	heures 12-16
Sans fil	Bluetooth 4.0
Compatibilité	iOS 9.0+ ; Android 5.0+

## Accessoires

### Lunette d'oxygène



Réf.	Dési.	Prix.
<b>LFY171</b>	Extra souple	<b>25.00</b>
<b>HTA0701N</b>	Néonatal	<b>10.00</b>
<b>HTA0702E</b>	Enfant	<b>10.00</b>
<b>HTA0704A</b>	Adulte	<b>10.00</b>
<b>HTA0704AC</b>	Boîte de 100	<b>700.00</b>

### Masque à oxygène

**Avec réservoir**



Réf.	Dési.	Prix.
<b>HTA0303</b>	Adulte standard	<b>15.00</b>
<b>HTA0304</b>	Adulte tube long	<b>15.00</b>
<b>HTA0301</b>	Enfant standard	<b>15.00</b>
<b>HTA0302</b>	Enfant tube long	<b>15.00</b>

### Masque d'anesthésie

**En silicone**



Réf.	Dési.	Prix.
<b>HTA0907N</b>	Néonatal	<b>80.00</b>
<b>HTA0908S</b>	Enfant	<b>80.00</b>
<b>HTA0910S</b>	Adulte T: S	<b>84.00</b>
<b>HTA0911M</b>	Adulte T: M	<b>84.00</b>
<b>HTA0912L</b>	Adulte T: L	<b>87.00</b>

### Humidificateur

Réf. **LFY16**

Prix :TTC  
**150,00**





## MIR Leader Mondial en Spirométrie

### Spiromètre écran tactile 7" et option SpO<sub>2</sub>

Spirolab®

Réf. M911080E

- Multifonctionnel
- Écran tactile
- 6MWT, Test de sommeil, Holter 24 heures pour SpO<sub>2</sub>



En option : 1 x Capteur SpO<sub>2</sub> adulte (doigt) réutilisable

Accessoires standards :

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1 x Turbine FlowMIR® jetable (boîte de 10)     | 1 x Rouleau de papier thermique   |
| 1 x MiniFlowMeter (capteur de débit numérique) | 1 x Pince-nez                     |
| 1 x Chargeur secteur universel (100-240 V)     | 1 x Mallette de transport rigide  |
| 1 x Batterie rechargeable intégrée             | 1 x CD-ROM + logiciel WinspiroPRO |
| 1 x Câble USB                                  | 1 x Manuel utilisateur            |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Batterie rechargeable 10 h, chargeur 100-240 V
- Capteur de température ±0,45 °C, capteur de débit turbine
- Débit ±16 L/s ±5% ou 200 mL/s, volume ±2,5 % ou 50 mL
- Résistance dynamique <0,5 cm H<sub>2</sub>O/L/s, connexion USB 2.0 et Bluetooth®
- Écran LCD tactile 7" 800x480
- Embouts buccaux Ø 30 mm, protection électrique classe II

### Spiromètre portable à écran tactile

Spirodoc®

Réf. M910610E

- Tout en un
- Écran tactile couleur 7"
- Imprimante thermique intégrée



En option : 1 x Capteur SpO<sub>2</sub> adulte (doigt) réutilisable

Accessoires standards :

- |  |  |
|--|--|
| 1 x Turbine FlowMIR® jetable (boîte de 10)       | 1 x Pince-nez                                    |
| 1 x Capteur de débit                             | 1 x Capteur SpO <sub>2</sub> adulte réutilisable |
| 1 x Câble USB                                    | 1 x Étui de transport                            |
| 1 x Chargeur secteur                             | 1 x Logiciel WinspiroPRO                         |
| 1 x Batterie lithium-ion rechargeable (intégrée) | 1 x Manuel utilisateur                           |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran LCD tactile 128x64 pixels rétroéclairé.
- Batterie 3,7 V 1100 mAh avec autonomie de 50 h.
- Accéléromètre triaxial ±2 g, 400 Hz.
- Capteur de débit à turbine bi-directionnelle ±16 L/s.
- Précision : volume ±2,5 % ou 50 mL, débit ±5 % ou 200 mL.
- Résistance <0,5 cm H<sub>2</sub>O/L/s et capteur de température 0 à 45°C.

### Spiromètre portable pour Tablette & PC

Spirobank®

Réf. M911028E

- Autonome, Tablette, ordinateur
- Multifonctionnel
- Application dédiée gratuite (MIR Spiro App)



En option : Capteur SpO<sub>2</sub> (oxymètre) à clip doigt adulte

Accessoires standards :

- |  |   |
|--|---|
| 1 x Turbine FlowMIR® jetable (boîte de 10) | 1 x Pince-nez   |
| 1 x Câble USB                              | 1 x Manuel utilisateur  |
| 1 x Batterie lithium-ion rechargeable      | 1 x Accès à l'application MIR Spiro App (gratuite, à télécharger) |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran intuitif avec boutons faciles à utiliser.
- Batterie ion-lithium (3,7V, 1100 mAh).
- Capteur de débit : turbine numérique bidirectionnelle, plage ±16 L/s.
- Exactitude : volume ±2,5 % ou 50 mL, débit ±5 % ou 200 mL/s.
- Tests disponibles : FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST.
- Connectivité : USB 2.0 et Bluetooth® 4.0.

### Spiromètre USB pour ordinateur

Minispir®

Réf. M911006E

- Plug & Play
- Utilisation 100 % via ordinateur
- Design compact, léger et sans batterie

En option : Capteur SpO<sub>2</sub> à clip doigt



Accessoires standards :

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1 x Turbine FlowMIR® jetable (boîte de 10) | 1 x Logiciel WinspiroPRO (PC) |
| 1 x Câble USB                              | 1 x Pince-nez                 |
|  | 1 x Manuel utilisateur        |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Température mesurée par capteur semi-conducteur 0-45°C
- Débit via turbine digitale bidirectionnelle ±16 L/s
- Précision du volume ±3 % ou 50 mL
- Précision du débit ±5 % ou 200 mL/s
- Résistance <0,5 cm H<sub>2</sub>O à 12 L/s
- Connexion et alimentation par port USB

### Spiromètre à billes

Réf. HE185

Prix :TTC  
90,00

- Spiromètre d'entraînement à l'inspiration
- Prescrit un niveau d'exercice
- Suit les progrès du patient



### POWERbreathe® PLUS Bla

Réf. PB1000

Medic

Prix :TTC  
995,00

- Soulage l'essoufflement
- Améliore l'effort
- Utile en BPCO, insuffisance cardiaque et asthme





## CPAP automatique G3

Réf. **BMG3A20**

Avec humidificateur intelligent intégré et masque nasal



Prix :TTC

**8 900,00**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité d'eau jusqu'à 360 mL, réglages d'humidification de 35 °C à 68 °C, sortie d'humidité  $\geq 15$  mg H<sub>2</sub>O/L, et faible niveau sonore (<28 dB).

Intégration des modules WiFi et cellulaires, avec stockage des données (résumé continu et flux détaillé) sur appareil et carte SD.

Fonctions personnalisables : Smart C, Reslex (1-3), montée en puissance (0-60 min), et sensibilité (1-5).

### Livré avec :

- ✓ Lecircuit (tuyau chauffant )
- ✓ Humidificateur
- ✓ Le câble d'alimentation
- ✓ La carte SD
- ✓ La sacoche de transport.
- ✓ Manuel d'utilisation



## 10 CPAP AirSense™

Réf. **RS37236** - AutoSet

AutoSet for Her

Prix :TTC

**14 499,00**



- Capteur de lumière ajustant la luminosité de l'écran pour ne pas déranger la nuit.
- Interface utilisateur simple avec retours sur le traitement et réglages de confort faciles.
- Moteur Easy-Breathe™ très silencieux pour une nuit paisible.
- SmartStart™ démarre le traitement dès que vous respirez dans le masque.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Plage de pression : 4-20 cm H<sub>2</sub>O
- Niveau sonore : 26,6 dBA
- Rampe : AutoRamp ou standard
- Marche/Arrêt automatique
- Réglage altitude : Jusqu'à 2 600 m
- Technologie EPR : 1-3 cm H<sub>2</sub>O
- Compensation des fuites : Automatique
- Capacité de la chambre : 380 ml
- Stockage des données : Carte SD 4 Go
- Alimentation : 100-240 V
- Consommation : 51-106 W

### Livré avec :



- ✓ Humidificateur
- ✓ Tube CPAP de 6 pieds
- ✓ Carte SD de 2 Go (insérée)
- ✓ 1 x filtre jetable (inséré)
- ✓ Manuel d'utilisation
- ✓ Sac de voyage

## Distillateur d'eau

Réf. **LHWD01** - 72 X 46 X 97 cm

Matériel ABS plastique, aluminium, acier inoxydable

Une eau pure: pas de bactéries, pas de produits chimiques, pas d'impuretés **recommandé** pour appareil CPAP

Prix :TTC

**1 200,00**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Tension : 220 V 50 Hz
- Puissance : 750 W
- Capacité du réservoir : 1.6l/h
- Dim. intérieure : 18 x 20 mm
- Dim. extérieure : 280 x 280 x 380mm
- Poids : 3.5 kg



Pour toute demande de devis, nous consulter : 06 66 13 55 07



## Ventilateur non invasif Lumis™

Conçu pour fournir une ventilation personnalisée pour prendre en charge votre état respiratoire

### IVAPS

Cette technologie apprend la ventilation alvéolaire unique de chaque patient, définit des objectifs appropriés, puis fournit une aide inspiratoire constante.

### Taux de sauvegarde intelligent (iBR)

Donne au patient la possibilité maximale de déclencher le ventilateur. iBR reste à l'écart jusqu'à ce que cela soit nécessaire et ajoute des ventilations de secours pour ramener confortablement les patients sur la cible.

### AutoEPAP

Maintient la perméabilité des voies respiratoires supérieures en ajustant automatiquement la pression expiratoire en réponse aux obstructions partielles et complètes.

indiqué pour une ventilation non invasive chez les patients qui pèsent plus de 13 kg, ou plus de 30 kg en mode iVAPS

### TiControl™

Fixons des limites minimales et maximales de part et d'autre du temps inspiratoire idéal du patient pour favoriser la respiration spontanée.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Bloc d'alimentation	90W
Plage d'entrée AC :	100-240V, 50-60Hz 1.0-1.5A, 115V, 400Hz 1.5A
Sortie CC :	24V 3.75A
Consommation électrique typique :	53W (57VA)
Consommation de pointe :	104W (108VA)
Température de fonctionnement :	+5°C à +35°C
Humidité de fonctionnement :	10 à 95 % d'humidité relative, sans condensation
Altitude de fonctionnement :	Niveau de la mer à 8 500 (2 591 m),
Température de stockage et de transport :	-20°C à +60°C
Humidité de stockage et de transport :	5 à 95 % d'humidité relative, sans condensation.



### Déclenchez et faites un cycle

Aide à optimiser les réglages en fonction de l'état du patient à l'aide de cinq déclencheurs et cycles.

### Humidification automatique

Lorsqu'il est utilisé avec un humidificateur chauffant HumidAir™ et un tuyau chauffant ClimateLineAir™, Lumis fournit une humidification automatiquement aucun paramètre à modifier et aucun menu compliqué à naviguer.

### Confort supplémentaire

Resmed Lumis offre des fonctionnalités de rampe et de descente pour permettre aux patients d'entrer et de sortir plus facilement de chaque séance de thérapie.

## Polygraphe ventilatoire portable NOX T3

Réf. **RS7078980-KA**

Conçu pour le diagnostic des troubles respiratoires du sommeil

L'algorithme Nox BodySleep, basé sur une intelligence artificielle, analyse les modifications physiologiques à partir de la technologie RIP et de l'actigraphie et les fait coïncider avec les changements de l'activité cérébrale au cours de la nuit. Le Nox BodySleep permet d'estimer les différentes phases du sommeil sans requérir la mesure des signaux EEG, EOG et EMG.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Capacité de stockage:** 4 Go, suffisante pour enregistrer plusieurs nuits de données.
- Durée d'enregistrement:** Environ 24 heures avec une pile AA lithium neuve.
- Communication avec le PC:** Via un câble USB 2.0 haut débit pour le transfert des données vers un ordinateur.
- Alimentation:** Une pile AA (alcaline, NiMH ou lithium).
- Dimensions:** Compact et léger, facile à transporter.
- Écran:** OLED pour afficher les informations de base.

### Utilisation à domicile



**Respiration:** Pression nasale/masque, mouvements thoraciques et abdominaux.

**Saturation en oxygène:** SpO2.

**Fréquence cardiaque:** Pouls.

**Ronflement:** Signal audio.

**Mouvements:** Activité et position.

**Autres:** Pléthysmographie de pouls, ECG (en option).

## Gouttière buccale anti-ronflement

Prix :TTC  
**300,00**

Réf. **OSLC01**

- Idéal pour une utilisation occasionnelle ou irrégulière (vacances, camping, court séjour hospitalier par exemple).
- Il utilise le principe reconnu médicalement de l'avancement mandibulaire.

### Contenu du set Somnolis :

- 1 fine gouttière anti-ronflement SOMNOLIS,
- 4 bandes de réglage souples,
- 1 mode d'emploi.





## Masque Nasal

### AirFit N20

Réf.	Prix.
<b>RS63509</b>	<b>950.00</b>
<b>RS63512</b>	<b>950.00</b>
<b>RS63511</b>	<b>999.00</b>



Stabilité renforcée : support frontal adaptatif pour une fixation optimale.  
Confort durable : bulle nasale InfinitySeal en silicone étanche même en cas de mouvements nocturnes.  
Harnais ultra-doux : assure un port agréable toute la nuit.

### N5A

Réf. **BMN5AM**  
Réf. **BMN5AL**

Prix :TTC  
**650,00**



Vision dégagée : Conception sans monture frontale pour lire avant de dormir.  
Coussin AutoFit : Ajustement automatique pour plus de confort.  
Compact : 3 pièces seulement, facile à utiliser et nettoyer.  
Clips pratiques : Détachement simple pour une utilisation aisée.

### Wizard 210

Réf. **668005** - Médium  
Réf. **668004** - Large

Prix :TTC  
**700,00**



Coussinet frontal confortable simple et efficace Boucle de harnais à dégagement rapide

### AirFit TM N30

Réf. **RS63405**  
Réf. **RS63406**  
Réf. **RS63407**

Prix :TTC  
**2 250,00**



•Masque nasal discret et confortable, le AirFit N30 se niche sous le nez pour réduire les marques et la pression. Silencieux grâce à la fuite QuietAir™, il offre un contact minimal et une mise en place facile pour des nuits paisibles.

## Humidificateur chauffant HumidAir™ - Support

Réf. **RS37300**

Prix :TTC  
**2 999,00**



- L'humidificateur est conçu pour être intégré à l'appareil et soulager la sécheresse et la congestion
- L'appareil détecte automatiquement le branchement d'un HumidAir.
- Une fois que vous l'avez rempli d'eau et branché, il est prêt à fonctionner.

## Masque Facial

### AirFit F20

Réf. **RS64005**  
Réf. **RS64006**  
Réf. **RS64007**

Prix :TTC  
**1 999,00**



Masque universel adapté à toutes les morphologies, offrant un confort optimal grâce à la bulle InfinitySeal et au tissu flexible. Ajustement rapide avec des clips magnétiques et un harnais doux réduisant les marques. Le coude "Quiet Air" assure un fonctionnement silencieux.

### BMF5

Réf. **BMF5AM**  
Réf. **BMF5AL**

Prix :TTC  
**790,00**



Coussin souple qui s'adapte à diverses formes de visage.  
Clips faciles : Fixation rapide et simple grâce aux clips classiques.  
Pivot ingénieux : Séparation pratique du masque et du tube grâce au pivot amovible

### Wizard 220

Réf. **9N22002** - Médium  
Réf. **9N22001** - Large

Prix :TTC  
**700,00**



Masque CPAP léger avec coussin frontal en silicone pour une pression uniforme, clips de fixation rapide et entretien facile.

## Masque Narinaire

### Air Fit TM P10

Réf. **RS62901**

Prix :TTC  
**1 399,00**



- Ultra silencieux
- Très facile à utiliser et à mettre en place grâce à son harnais QuickFit™ qui s'assemble en moins de 30 secondes

### Wizard 230

Réf. **WIZ230M**

Prix :TTC  
**1 050,00**



- Auto ajustable,
- Coupe intuitive avec joint d'étanchéité excellent,
- Les coussinets nasaux auto-réglables sur une base souple avec des renforts d'angle.



**Tensiomètre automatique à brassard 3 mesures AND**

Réf. **UA1020W**



Prix :TTC  
**900,00**

**UA-1020W**



- Brassard Slimfit™ Wide Range - sans latex ni métal, couvrant 22 à 42 cm
- Mode TriCheck™ pour la moyenne automatique de 3 lectures
- Toutes les lectures chronométrées et datées
- Guide des résultats de l'OMS
- BHS A/A validé cliniquement
- Mémorise les 90 dernières mesures,
- Indication d'arythmie cardiaque
- Fonction de dépistage de la fibrillation auriculaire
- Livré avec pochette de transport.



**Tensiomètre automatique à brassard SelfCare**

Réf. **PG8B18**



Prix :TTC  
**490,00**



- Écran LCD extra large 53 x 65 mm
- 90 Mémoires
- Détection d'arythmie cardiaque
- Indicateur de classification de l'OMS
- Mesure automatique intelligente.
- Affichage de la fonction date/heure.
- S'éteint automatiquement après 1 min
- Fonctionne avec 4 piles AAA
- Taille du brassard : de 22 à 32 cm
- Plage de mesure de pression artérielle de 30 à 280 mmHg
- Mesure du pouls cardiaque de 40 à 199 battements / min

**Brassard de rechange**

Réf. **0095TBA**

Adulte Dim. 22 à 32 cm

Prix :TTC  
**190,00**

Réf. **0095TBL**  
Large Dim. 31 à 45 cm

Prix :TTC  
**250,00**



**Adaptateur**

Réf. **0095TA**



Prix :TTC  
**195,00**

**Tensiomètre automatique à brassard Thuasne**

Réf. **W0840**



Prix :TTC  
**930,00**



**3 mesures**

- Testé cliniquement par l'OMS
- Système de trois mesures,
- Très grand écran lisible,
- Pouvant faire une moyenne intelligente (technologie MAM),
- Mémorise les 99 dernières mesures

Livré avec pochette de transport



**Tensiomètre automatique à poignet Thuasne**

Réf. **W0890**



Prix :TTC  
**475,00**



- Testé cliniquement par la BHS,
- Il s'adapte facilement au poignet et ne nécessite pas de remonter votre manche,
- Il donne simultanément les tensions systolique et diastolique, ainsi que le pouls,
- Mémorise les 60 dernières mesures,
- Pratique pour les personnes amenées à se déplacer.

**Brassard de rechange**

Réf. **WBO840**

Prix :TTC  
**395,00**



**Tensiomètre électronique à bras**

Réf. **PG8B69S**

**NOUVEAU**



Équipé d'un capteur de détection de coude pour indiquer la position correcte du bras. De plus, le brassard peut être ajusté en fonction de la taille du corps du patient afin que les mesures puissent toujours être prises confortablement dans la bonne position.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Méthode d'indication : Affichage numérique
- Méthode de mesure : Mesure oscillométrique
- Plage de mesure : Pression : (30~280)mmHg Pouls : (40~199)battement/min
- Précision : Pression statique : ± 3 mmHg ; Pouls : ± 5 %
- Mémoire : Double type 90/90mémoires
- Source de courant: Piles 4\*1.5V (LR6 ou AA)
- État de fonctionnement : 15%rh~93%rh.+5°C~+40°C
- Condition de stockage: 10%rh~93%rh.-20°C~+55°C
- Classification: Type BF
- Tour de bras mesurable : (17-32)cm
- Taille de l'écran LCD : 71\*82mm



Prix :TTC  
**3 450,00**

**Fonctionnalités conviviales**

Compatible avec une large gamme d'épaisseur de bras(de 17 cm à 32 cm de circonférence)  
L'écran LCD à rétroéclairage blanc et l'audio guident les utilisateurs tout au long de la procédure de mesure, facilitant ainsi la mesure pour les nouveaux utilisateurs. Annonce audio des résultats après mesure. Finition antibactérienne à la fois pour l'appareil et la housse de brassard





## La technologie au service du client

### Tensiomètre de bras avec fonction ECG connecté par Bluetooth

Réf. **LPBP2**

- Mesure de la pression artérielle : tension artérielle systolique, diastolique et fréquence du pouls.
- Mesure ECG : enregistrement 30 s avec électrodes internes.
- Ensemble de dérivations multiples : dérivation I, dérivation II et dérivation thoracique.
- Synchronisez les données avec l'application : rapport de surveillance et de partage en temps réel.
- Conception portable : brassard léger, écran OLED et batterie rechargeable intégrée.



Prix :TTC  
**995,00**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

#### Mesure de la pression artérielle

Technologie	Méthode oscillométrique
Plage de pression	0 à 300 mmHg
Précision de la mesure de pression	±3 mmHg
Plage de fréquence du pouls	40 à 200 /min
Précision de la fréquence du pouls	±2 /min

#### Enregistrement ECG

Plage de fréquence cardiaque	30 à 250 battements par min
Précision de la fréquence cardiaque	±2 /min ou ±2 %



Bluetooth



ECG



Pression artérielle

CARACTÉRISTIQUES :

Taille du brassard	22 - 42 cm
Connectivité sans fil	Bluetooth 4.0BLE
Type de batterie	Batterie au lithium rechargeable
Utilisation de la batterie	500 mesures
Mesure de la pression artérielle	50 enregistrements
Enregistrement ECG	10 enregistrements

### Moniteur ECG portable à 1 piste avec enregistrement 30s à 5 min

Réf. **LPER2**

- Mesure et analyse instantanées de l'ECG.
- Écran OLED pour un affichage ECG clair.
- Léger et portable, mesure à une touche.
- Durée d'enregistrement de 30 secondes à 5 minutes.
- Station de chargement magnétique, batterie rechargeable.
- Conception à très faible consommation d'énergie pour plus de 500 mesures sur une seule charge
- Application gratuite sur iOS et Android, stockage illimité dans l'APP.
- Partagez le rapport PDF avec le médecin

Prix :TTC  
**1050,00**



Test en une seule touche



Enregistrement ECG



Analyse de l'AI



Gratuite iOS/Android

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

#### Enregistrement ECG

Ensemble de plomb	Dérivation I, II, thoracique
Plage de fréquence cardiaque	30 - 250/min
Précision de la fréquence cardiaque	±2 /min ou ±2 %

CARACTÉRISTIQUES :

Mémoire interne	Jusqu'à 10 enregistrements ECG
Connectivité sans fil	Bluetooth @ 4.2
Plage de fréquence cardiaque	30 à 250 battements par minute
Longueur de l'ECG	30 secondes à 5 minutes
Stockage dans l'application	Illimité
Connectivité sans fil	Bluetooth 4.0
Application pour iOS	iOS 9.0, iPhone 4s/iPad 3
Application pour Android	Android, Bluetooth
Temps de charge	2-3 heures
Connecteur	Connecteur micro-USB
Autonomie de la batterie	>500 chèques
Capacité	90mAh



**Oxymètre de doigt** NOUVEAU

**Oxymètre de pouls**

Réf. **LPC60E**

**Professionnel  
Pédiatrique - Nouveau-né**

Prix :TTC  
**1 650,00**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Affiche SpO2, PR, Pi, barre de pouls et courbes d'ondes.
- Adapté pour tous âges
- Sans bouton-poussoir, avec sonde externe.
- Rotation automatique à 4 voies.
- Fonctionne avec 2 piles AAA
- Alarme sonore et visuelle.

**Oxymètre de pouls**

Réf. **LPSP20**

**Rechargeable connecté**

Prix :TTC  
**2 850,00**

CAPTEURS :



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran TFT rotatif 3,5 pouces.
- SpO2 breveté, anti-mouvement.
- Sondes pour tous âges.
- Batterie 18h.
- Alarmes et tonalités réglables.
- Stockage 500h SpO2.

**Oxymètre de pouls**

Réf. **LPO2R**

**Bague Connectée**

Prix :TTC  
**2 250,00**

- Vibration intelligente déclenchée par une faible SpO2.
- Batterie rechargeable intégrée pour une utilisation nocturne.
- Synchronisez les données en temps réel avec l'application .
- Prise en charge de la surveillance à distance par module sans fil.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- |                     |   |
|---------------------|---|
| Mémoire intégrée    | sections, jusqu'à 4 heures par section 10 |
| Batterie            | Lithium rechargeable                      |
| Temps d'utilisation | heures 12-16                              |
| Sans fil            | Bluetooth 4.0                             |
| Compatibilité       | iOS 9.0+ ; Android 5.0+                   |

**Oxymètre de pouls**

Réf. **LPC60F**

Prix :TTC  
**250,00**

**Mesure la saturation en oxygène du sang par impulsions**

- Mesure : SpO2 et fréquence cardiaque
- Indication de batterie faible
- Ecran couleur
- 2 Piles incluses



**Oxymètre de pouls**

Réf. **EPB10001**

Prix :TTC  
**380,00**

- Mesure : SPO2 et fréquence cardiaque
- Compact et léger
- Ecran couleur
- 2 Piles incluses



**Oxymètre de pouls**

Réf. **LPC60D2**

Prix :TTC  
**295,00**

**Spécialement conçu pour la pédiatrie**

- Mesure : SpO2, PR, PI,
- Alarme sonore
- Ecran couleur.



**Doppler foetal** NOUVEAU

**Pocket SD3**

Réf. **LSD3P**

Prix :TTC  
**2 950,00**

**Sonde intégrée de 3 MHz**

Dopplers de poche à ultrasons de la série SD3 sont idéaux pour la détection de routine du rythme cardiaque foetal

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Plug-and-play
- Ecran LED lumineux avec affichage FHR en temps réel
- Mise hors tension automatique
- Surveillance en temps réel pour une utilisation quotidienne
- Enregistrement et play avec la lecture audio
- Fonctionne sur piles AA ou batterie rechargeable
- Arrêt automatique , Bouton Marche/Arrêt



**Connecté avec Bluetooth**

Réf. **LSD1B**

Prix :TTC  
**1 450,00**



**Sonde intégrée de 2 MHz**

Idéal pour la détection de routine de la fréquence cardiaque foetale par les cliniciens.

La toute nouvelle conception de la sonde offre une sensibilité supérieure qui optimise l'expérience utilisateur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- |                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| • Haut-parleur intégré     | • Sonde intégrée de 2 MHz       |
| • Affichage digital du RCF | • Arrêt automatique             |
| • Ecran tactile            | • Technologie par ondes pulsées |
| • Bluetooth intégré        | • Alimentation : Piles AA       |
| • Volume ajustable         |                                 |





## Thermomètre infrarouge auriculaire et frontal

Réf. PGIRT1603

Prix :TTC

390,00

Thermomètre  
auriculaire/frontal  
**3 en 1**



- Convient aussi bien aux bébés / enfants qu'aux adultes.
- Mesure rapide en 1 seconde.
- Haute précision.
- Rétroéclairage de l'écran avec 3 couleurs : vert, orange et rouge selon la température est dans les valeurs normales, les valeurs moyennes de fièvre ou la fièvre avec des valeurs élevées.
- choix entre °C et °F.
- Alarme sonore en cas de fièvre
- Mémoire jusqu'à 9 mesures.

## Thermomètre auriculaire IR Ri thermo

Réf. R1805

Prix :TTC

695,00



- Utilisation chez l'enfant et l'adulte,
- Mesure la température des surfaces, des locaux et de l'eau du bain,
- Température entre 0 et 100C,
- Fourni avec Batterie.

## Thermomètre infrarouge frontal

Réf. LPLFR60

NOUVEAU

Prix :TTC

330,00

Plage de mesure : 32,0°C ~ 43,0°C

Précision du laboratoire : Entre 34°C et 43°C  
nécessite  $\pm 0,3^\circ\text{C}$   
Pas dans cette plage,  
nécessite  $\pm 0,4^\circ\text{C}$

Température de  
fonctionnement : 5°C ~ 40°C



- Haute précision
- Mesure rapide en 1 seconde.
- Rétroéclairage de l'écran avec 3 couleurs : vert, orange et rouge selon la température est dans les valeurs normales, les valeurs moyennes de fièvre ou la fièvre avec des valeurs élevées.
- choix entre °C et °F.
- Swith température corporelle ou d'ambiance
- Alarme sonore en cas de fièvre
- Mémoire jusqu'à 99 mesures

- Mesure en une seconde
- Sans contact
- Indication de fièvre
- Rétroéclairage en 3 couleurs
- Protection IP22
- Enregistrement de 99 données de lecture

## Embouts

Réf. R12700

Boîte de  
25 unité

Prix :TTC

20,00



## Thermosoft

Réf. VG01076

Thermomètre  
à embout flexible  
et souple



Prix :TTC

75,00

- Electronique, digital,
- Embout flexible et souple,
- Résultat en 10 secondes,
- Prise de température : rectale, axillaire ou buccale

## Thermoflash

Réf. VG859048



Prix :TTC

500,00



Thermomètre électronique  
IR sans contact, grand écran LCD

- Distance de mesure de la température corporelle de 3 à 5 cm,
- Résultat en moins d'une seconde,
- Diagnostic de température par affichage de couleur sur l'écran LCD,
- Prend également la température ambiante de la pièce, du bain, du biberon,
- Fonction vocale,
- 32 mémoires.

## Thermomètre frontal IR sans contact

Réf. W1360T

Prix :TTC

495,00



- Précis, fiable et hygiénique,
- Résultat en 3 secondes à 5 cm du front, sans réveiller ou déshabiller l'enfant,
- Multifonctions : utilisable en mode frontal ou objets (chambre, bain, biberon...).



**Santé connectée**

**Balance de composition corporelle par segmentation**



Réf. **RD545**


- Pèse-personne segmentaire avec analyse corporelle pour bras, jambes et torse.
- Technologie BIA à double fréquence pour une précision professionnelle.
- Plus de 12 mesures envoyées à l'application MyTANITA pour suivre les progrès.
- Mesure la qualité musculaire et la fréquence cardiaque

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Segmentaire
- Connectivité
- APP connectée
- Convient aux enfants
- Activation : Touchez
- Mode athlète
- Mode Invité
- Mémoire utilisateur

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

Couleur	Argent
Poids du produit	4kg
Capacité de poids maximale	200kg
Dimensions du produit	321 x 348 x57 mm
Matériel	Plastique
Langues du produit	EN, DE, FR, ES
Nombre de fréquences	Double
Précision	50g(<100kg) 100g(>100kg)
Source de courant	Batterie (AA)



Prix :TTC  
**8 750,00**

- Poids
- Graisse corporelle (%)
- Graisse corporelle segmentaire(%)
- Masse musculaire (kg)
- Masse musculaire segmentaire(kg)
- Qualité musculaire
- Qualité musculaire segmentaire
- Score musculaire



- Graisse viscérale
- Eau corporelle totale (TBW) %
- Taux métabolique de base (BMR) kcal
- Âge métabolique
- Évaluation physique
- Masse osseuse (kg)
- Indice de masse corporelle (IMC)
- Rythme cardiaque
- Mesures pour les enfants

**Balance de composition corporelle**

Réf. **RD953**

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

Couleur	Argent
Poids du produit	4kg
Capacité de poids maximale	200kg
Dimensions du produit	321 x 348 x57 mm
Matériel	Plastique
Langues du produit	EN, DE, FR, ES
Nombre de fréquences	Double
Précision	50g(<100kg) 100g(>100kg)
Source de courant	Batterie (AA)



Prix :TTC  
**3 950,00**

- Poids
- Graisse corporelle (%)
- Masse musculaire (kg)
- Qualité musculaire
- Score musculaire
- Graisse viscérale
- Eau corporelle totale (TBW) %
- Taux métabolique de base (BMR) kcal
- Âge métabolique
- Évaluation physique
- Masse osseuse (kg)
- Indice de masse corporelle (IMC)
- Mesures pour les enfants

**Analyseur de composition corporelle connecté**

Réf. **BC401**

Prix :TTC  
**1 390,00**

- Poids
- Graisse corporelle (%)
- Masse musculaire (kg)
- Graisse viscérale
- Eau corporelle totale (TBW) %

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

Couleur	Noir
Poids du produit	2,4 kg
Capacité de poids maximale	200 kg
Dimensions du produit	298x328x32mm
Matériel	verre
Langues du produit	EN, FR, ES, RU, TUR
Nombre de fréquences	2
Précision	50g(<100kg) 100g(>100kg)
Source de courant	Batterie (AA)
Batteries	incluses



- Taux métabolique de base (BMR) kcal
- Âge métabolique
- Évaluation physique
- Masse osseuse (kg)
- Indice de masse corporelle (IMC)
- Mesures pour les enfants

**Impédancemètre**

Réf. **LBF11**

Prix :TTC  
**580,00**



**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- graduation 100 g
- Taux de graisse,
- Hydrométrie,
- Masse osseuse,
- Dim. : 328 × 300 × 27 mm
- Utilisez 3 piles AAA (non incluses)



### Pèse personne en verre

Réf. L7006

Prix :TTC  
**370,00**



- Mesure avec précision du poids corporel, jusqu'à 160 kg, graduation 1 kg,
- En verre trempé avec 2 pcs de CR2032 Lithium,
- Piles comprises,
- Dim. : 30 × 30 × 4 cm.

### Pèse personne au sol noir

Réf. L7003

Prix :TTC  
**550,00**



- Mesure avec précision du poids corporel jusqu'à 160 kg, graduation 1 kg,
- Plate-forme extra large,
- Revêtement en poudre pour le couvercle et la base,
- Tapis antidérapant pour une meilleure sécurité,
- Large cadran.

### Pèse personne au sol chromé

Réf. L7005

Prix :TTC  
**630,00**



- Mesure avec précision du poids corporel jusqu'à 160 kg, graduation 1 kg,
- Plate-forme extra large,
- Acier inoxydable de haute qualité, durable et facile à nettoyer,
- Tapis texturé antidérapant pour une meilleure sécurité,
- Large cadran.

### Balance électronique pour repas

Réf. L7013

Prix :TTC  
**250,00**



- Capacité : 5 kg,
- Grad : 1g,
- Utilisez 2 piles AAA (1,5 V) (non incluses),
- Dim. : 208 × 140 × 19 mm.

## Pèse-bébé

### Pèse-bébé électronique

Réf. L7002

Prix :TTC  
**900,00**



- Capacité 20kg,
- Grad 5g,
- Grand écran LCD avec rétro-éclairage bleu,
- Dim. : 60,3 × 38,5 × 10 cm.

### Pèse-bébé et pèse-personne plat **seca**

Réf. P354

Pour enfants en bas âge

Prix :TTC  
**2 400,00**

- Balance multifonctionnelle pèse-bébé et pèse-personne plat pour enfants
- Nacelle amovible facilement détachable du support.
- Fonction de prise de lait BMIF (Breast Milk Intake).
- Construction robuste pour un transport sans problème.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	20 kg
Graduation	5 g < 10 kg > 10 g
Alimentation	Piles
Dimensions	552 x 156 x 332 mm
Poids net	2,3 kg
Fonctions	Extinction automatique



2en1



### Pèse-bébé mécanique

Réf. L7001

Prix :TTC  
**350,00**



- Capacité 20 kg,
- Grad 100g,
- Dim. : 54,5 × 34,5 × 13,5 cm.

### Pèse-bébé mécanique à poids coulissants **seca**

Réf. P725

Prix :TTC  
**3 850,00**

- Détermination exacte du poids à l'aide de la fonction remise à zéro
- Plateau de pesée légèrement incurvé pour une sécurité optimale lors de la pesée
- Le plateau amovible est facile à nettoyer et idéal pour une utilisation mobile.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	16 kg
Graduation	10 g
Dimensions	550 x 180 x 290 mm
Poids net	6,4 Kg
Fonctions	réglage du zéro





**Pèse- personne électronique**



**Plat à 2 afficheurs**

Spécifique pour la mère et l'enfant

Réf. **P874**



Prix :TTC  
**7 900,00**

- Le double affichage permet au médecin et au patient de lire simultanément
- Utilisé en position debout grâce aux interrupteurs à pédale
- Fonction mère+enfant pour peser les tout-petits

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Précision	± 0,15 % / ± 100 g	Poids net	4,1 kg
Capacité	200 kg	Fonctions	mère+enfant
Graduation	50 g < 150 kg > 100 g	Alimentation	6 piles AA
Dimensions	321 x 60 x 361 mm		

**Plat à grande capacité**



Réf. **P813**

Classe médicale



Prix :TTC  
**2 100,00**

**Très grande capacité, jusqu'à 200 kilos**

- Chassis massif, renforcement d'acier,
- Pour les personnes jusqu'à 200 kilos
- Grande unité d'affichage LCD pour une lecture facile du poids.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	200 kg
Graduation	100 g
Dimensions	433 x 47 x 373 mm
Poids net	2.9 kg
Fonctions	Auto-Hold / Step-Off / Tip-On
Alimentation	Piles

**Pèse- personne mécanique**

Réf. **P750**

**Graduation de 1kg**  
**À grand cadran**

Prix :TTC  
**1 850,00**



- Construction robuste
- Grand cadran rond facile à lire
- Plateforme stable
- Boîtier robuste en acier laqué

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	150 kg
Graduation	1 kg
Dimensions	317 x 117 x 477 mm
Poids net	3,5 kg
Fonctions	réglage du zéro

Réf. **P761**

**Graduation de 1kg**  
**À grand cadran**

Prix :TTC  
**2 520,00**



- Construction robuste
- Large tapis antidérapant
- Tapis amovible clips en caoutchouc pour un remplacement facile
- Mécanisme en acier galvanis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	150 kg
Graduation	1 kg
Dimensions	303 x 118 x 470 mm
Poids net	3,5 kg
Fonctions	réglage du zéro

Réf. **P762**

**Graduation de 500 g**  
**À grand cadran**

Prix :TTC  
**2 520,00**



- Sa plateforme antidérapante est facilement accessible et le laquage résistant aux chocs et aux égratignures assure la longévité de cette balance.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	150 kg
Graduation	500 g
Dimensions	305 x 120 x 470 mm
Poids net	3,5 kg
Fonctions	réglage du zéro



## Fauteuil de massage 3D Evasion

Réf. **0046FN** - Noir

Réf. **0046FGN** - Beige/Gris/Noir

Prix :TTC  
**34 800,00**

- Zéro Gravity : Système de positionnement en état d'apesanteur
- L'angle d'élévation entre le corps et les jambes est environ de 118°.
- Les cuisses et les mollets sont dans une position plus haute que le coeur.
- L Shape : Le fauteuil reconnaît la forme du corps et y adapte les massages.
- Body Scan : Le système de localisation d'épaule automatique : Ce système implique le balayage de vos épaules avant chaque session de massage pour détecter la hauteur et le poids de l'utilisateur, afin de réaliser une session de massage parfaitement personnalisée.
- Airbags : tête, épaules , siège, jambes, bras , mollets
- Fonction thérapie chauffante : buste, siège et mollets
- Repose-pieds extensible: permet de s'adapter aux personnes grandes de taille.
- Bluetooth et fonction rejet d'appel téléphonique
- Peut être posé à seulement 5 cm à l'arrière mur: quand le fauteuil de massage fonctionne en position allongée il glisse en avant.
- Massage de bras: les bras sont positionnés dans des fourreaux dotés des coussins de massage à des positions différentes.



Mécanisme de massage du dos Supor Slim Bruit 3D Law



Nouvelle télécommande avec écran LCD couleur haute résolution

Extension de jambe 160 mm

Position zéro gravité

Position contre le mur : quand le fauteuil de massage fonctionne en position allongée il glisse en avant.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Mécanisme de massage 3D au design technologique silencieux
- Masseur d'airbag unique pour la tête
- Conception de rail en L super long
- Chauffage du rouleau arrière, chauffage des mollets et chauffage du siège, la température de surface peut atteindre 40~60c/104~140f
- Posture zéro gravité en une étape.
- Fonction de glissement vers l'avant, fonction d'économie d'espace
- Deux méthodes de contrôle : contrôle du panneau d'accoudoir et télécommande.
- Airbags multi-niveaux pour tout le corps
- Lecture de musique Bluetooth en haute infinité.
- Repose-jambes auto-extensible (jusqu'à 16 cm/6 pouces)
- Rouleaux de pied mécaniques



Massage chauffant pour taille l'assise



Bouton position apesanteur



Fonction ,zéro mur glissement avant



Rouleau chauffant pour dos mollets, siège (C°60-40 jusqu'à)



## Fauteuil de massage 3D avec compression par airbags

Réf. **JT408BG** - Beige  
Réf. **JT408N** - Noir

Prix :TTC  
**22 500,00**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Massage du corps entier via compression par airbags multi-zones
- Technologie de massage 3D (3D massage personnalisé)
- Mode Zero Gravity 3D / Zero Gravity 3D Zero-Pressure pour réduction de la pression sur la colonne
- Contrôleur avec écran large + commande à boutons
- Compression silencieuse grâce au mécanisme tampon des airbags
- Massage adapté à tous les membres de la famille ou à un usage professionnel
- Structure résistante et fiable pour usage intensif
- Zones de massage : épaules, dos, lombaires, bras, hanches, jambes
- Dimensions emballage (carton) : 120 x 76 x 115 cm
- Poids net / brut : 72 kg / 86 kg



Contrôleur à grand écran



Commande à bouton



## Fauteuil de massage 3D Zéro Gravité

Réf. **JTS2BL** - Bleu  
Réf. **JTS2O** - Orange

Fauteuil de massage conçu pour offrir une récupération globale grâce à un **mécanisme SL extra-long**, un **scan corporel précis** et une **compression complète par airbags silencieux**. Sa technologie reproduit des **mouvements de massage variés**, proches d'un massage manuel humain.

Prix :TTC  
**12 990,00**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Mécanisme de massage Vario Motion : mouvements fluides et "humains"
- Rail SL extra-long 130 cm : cou → hanches
- Massage 3D corps entier
- Compression airbags silencieux multi-zones
- Double chauffage lombaire
- Chauffage acupoints sur tout le dos
- Rouleaux sous les pieds (scraping roller)
- 6 programmes automatiques
- Position Wall Hugging : gain de place au mur
- Audio surround stéréo Bluetooth
- Éclairage LED d'ambiance

### Utilisation

- Scan corporel auto : ajuste zones & pression
- Posture Zero Gravity : activation en 1 clic
- Réglages personnalisables : intensité, pression, vitesse
- Ambiance sonore et lumineuse intégrée



## Siège de massage multifonction

Dos, nuque et siège



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Alimentation : 110 V
- Moteur : DC 12 V - 48 W
- Durée de fonctionnement : 15 minutes
- Dimensions du produit : 80 x 42 x 34,5 cm
- Dimensions de la boîte : 77,5 x 22,5 x 43,5 cm
- Fonctions : Massage, pétrissage, vibration du siège et chauffage
- Modes de roulement : Haut du dos, bas du dos, dos complet
- Vibration du siège : Contrôlable séparément



## Appareil massant épaules et triceps

Multi-usage

Réf. TD9044

Prix : TTC  
990,00



- Appareil électrique multi-usage en forme de châle,
- Massage par tapotement et pétrissage,
- 3 programmes pour massage de la nuque, épaules, dos et lombaires,
- Infrarouge et chauffant.

## Mini Plateforme vibrante

Réf. L9015

Prix : TTC  
3850,00



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Puissance / Tension : 200 W
- Niveaux de vitesse : 99 / 120 niveaux
- Panneau de commande : Écran LED
- Capacité maximale : 120 kg
- Accessoires inclus : Télécommande, cordes de résistance et prise.



### Appareil électrique de massage : Pieds & Jambes



Réf. **TD9051**

- Massage à 360 degrés toutes
- Dimensions - 8 disques de massage
- Vitesse du masseur: haute, moyenne, basse.

Prix :TTC  
**2 100,00**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Source électrique : 110 V / 220 V - 50/60 Hz
- Puissance : 60 W - 110 W
- Température de chauffe : 36 à 45 °C
- Niveaux d'intensité : Faible / Moyen / Fort
- Fonctions : Roulement - Pétrissage - Ralage - Chauffage
- Durée de séance : 15 minutes

Réf. **TD006**

**NOUVEAU**

Associe les techniques de **pétrissage Shiatsu**, de chaleur ciblée et de **compression d'air** pour stimuler la circulation sanguine et soulager les muscles fatigués des pieds.

Prix :TTC  
**850,00**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Source électrique : 110 V / 220 V - 50/60 Hz
- Puissance : 60 W
- Modes de massage : 5 programmes (P1 à P5)
- Niveaux d'intensité : 9 réglages ajustables
- Fonction chauffante : 2 niveaux de chaleur
- Durée de séance réglable : de 5 à 30 minutes

### Appareil électrique de massage : Pieds

Réf. **TD9053**

- Masseur pieds avec télécommande et écran tactile,
- Massage des pieds avec **chaleur shiatsu** et **pétrissage** profond

Prix :TTC  
**1 499,00**

Écran tactile



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Tension : 110 V/220 V, 50/60 Hz
- Puissance : 50 W
- Intensité : 1 à 9 niveaux
- vibration : 1 à 3 niveaux (F1, F2, F3)
- Durée de séance : 5 à 30 minutes
- Avec télécommande / Avec chauffage

Réf. **TD9052**

- Massage de la plante des pieds de manière profonde et complète
- Favoriser un écoulement sanguin positif

Prix :TTC  
**990,00**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Source électrique : 110-240V
- Durée : 15 minutes
- Puissance: 50W
- Vitesse du masseur: haute, moyenne, basse

Réf. **TD0126**

combine chaleur apaisante, vibration relaxante et programmes de massage personnalisés pour stimuler la circulation et soulager la fatigue au quotidien.

**NOUVEAU**

Écran LCD



Prix :TTC  
**0000,00**

Télécommande incluse

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Source électrique : 110 V / 220 V
- Puissance : 50 W
- Niveaux d'intensité : 9 réglages ajustables
- Niveaux de vibration : 3 intensités
- Durée de séance : de 5 à 30 minutes
- Modes de massage : 5 programmes
- Température de chauffe : 36 à 45 °C

Réf. **TD0116**

- Revêtement intérieur amovible et lavable
- 4 angles d'inclinaison réglables pour un confort personnalisé
- Écran tactile LCD
- Télécommande incluse

**NOUVEAU**

Écran LCD



Prix :TTC  
**0000,00**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Source électrique : 110-240 V
- Fréquence : 50 Hz
- Niveaux d'intensité : 6 réglages
- Niveaux de vibration : 2 niveaux
- Durée de séance : 30 minutes
- Modes de massage : 4 programmes



## Vibromasseur électrique de massage

### 2 têtes

Réf. **TD9037**

- Vibromasseur électrique à 2 têtes et un jeu de 6 patins
- S'adapte à toutes les parties du corps.
- 2 têtes de massage avec vitesse réglable et chaleur de lumière infrarouge

Prix :TTC

**750,00**

**Chaleur infrarouge**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Massage intensif à 3400 tours/min.
- Voltage : 240V
- Puissance: 28 W

Rechargeable, sans fil

Réf. **TD9039**

Prix :TTC

**520,00**



Massage par vibration et infrarouge  
7 Têtes de massage pour application : pied, jambes, cou, dos, épaule.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Vitesses variables : 1500rpm-3700 rpm
- Fonctionne sans fil batterie : lithium-ion 2200mAh rechargeable
- Autonomie temps de charge de batterie : environ 120 min
- Dual Moteurs 7.2V DC 11000 rpm



### 2 têtes

Réf. **TD9036**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Massage intensif à 3400 tours/min.
- Voltage : 220V
- Puissance: 28 W

Prix :TTC

**420,00**



### Pistolet de massage portable

Réf. **TDO1250**

Prix :TTC

**0000,00**

**NOUVEAU**



Écran LCD



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Matériau : ABS
- Fréquence : 1 400-2 800 tr/min
- Batterie : Lithium 18650 - 2 cellules (1500 mAh chacune)
- Commande : Interrupteur principal + écran tactile LCD
- Vitesses : 10 niveaux
- Nombre de têtes de massage : 6

### Masseur de main sans fil

Réf. **TD01046**

#### Compression d'Air Spécial Bureau

Masseur portable combinant compression d'air, chaleur apaisante et vibration douce.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Alimentation : DC 5V
- Batterie : Lithium 18650 - 2500 mAh / 3,7V / 9,25 Wh
- Durée de séance : 20 minutes
- Modes de massage : 6 programmes (P1 à P6)
- Niveaux d'intensité : 6 réglages
- Fonctions principales : Chauffage - Vibration
- Température de chauffe : 43 °C
- Vibration : 2 modes
- Recharge : Port USB Type-C

Prix :TTC

**0000,00**

**NOUVEAU**

Écran LCD



### Pistolet de massage Y, 6 têtes

Réf. **TD01249**

#### Relaxation & Récupération Musculaire

6 têtes interchangeables et sa ceinture ergonomique, il s'adapte à toutes les zones du corps pour une détente complète

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Alimentation : 7,4 V
- Puissance : 30 W
- Modes : 8 programmes (P1 à P8)
- Vitesses : 50 niveaux d'intensité réglables
- Batterie : Lithium 1500 mAh rechargeable
- Autonomie : 30 à 60 minutes
- Temps de charge : 3 heures
- Recharge : Port USB Type-C

Prix :TTC

**0000,00**

**NOUVEAU**





### Pédalier Oxycycle motorisé

Réf. **LG16065**

**NOUVEAU**

Travail des membres supérieurs et inférieur

#### 5 niveaux de réglage

Prix :TTC  
**3 980,00**

- Cet oxycycle est une alternative parfaite au vélo d'appartement traditionnel,
- Appareil portable et peu encombrant

- La vitesse est réglable afin d'augmenter progressivement la difficulté.
- Il augmente la flexibilité et la force des membres tout en améliorant la circulation sanguine.
- Entraînement manuel avec résistance réglable sur 5 niveaux.
- Avec une tension motorisée ou manuelle.
- Muni des pédales antidérapantes pour les membres supérieurs et inférieurs.
- Tapis antidérapant pour plus de sécurité et de confort.

- Grand écran LCD
- Fonction : temps, RPM (vitesse), nombre, calories, résistan



Tapis antidérapant pour plus de sécurité et de confort



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Prm : tours de pédale par minute
- Compteur : un compte pour chaque révolution de pédale
- Calories : estimation des calories brûlées
- Résistance : les niveaux de résistance varient de 1 à 5

### Appareil de pressothérapie

Réf. **LWQ100**

#### À 4 chambres avec accessoires

Prix :TTC  
**6 950,00**



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Alimentation : 240V,60 Hz
  - Courant : 0,2 A
  - Consommation de puissance : 25W
  - Temps de thérapie : 0÷30 min.
  - Pression : 0÷300 mm Hg ± 20%
  - Dimensions : 26x20x12.5 cm
  - Poids : 2 Kg
- Appareil de pressothérapie comprenant :
- Corps de machine,
  - Paire de jambières à 4 chambres de compression chacune
  - Brassière
  - Bande abdominale
  - Tuyaux de raccordement à 2 dérivation
  - 2 semelles pressothérapie
  - Tuyaux de raccordement à 1 dérivation

#### Livrée avec :

- Une paire de bottes à 4 cellules
- Un manchon
- Une ceinture
- Une paire de semelles de massage





### Table pliante de massage Bois Wave-IV

Réf. LWA4

Prix :TTC  
**4 150,00**



- Repose visage et repose bras démontables,
- Relève buste,
- Trou de visage avec cache,
- Pieds réglables en hauteur.
- Poids 16.3 Kg - Larg 71 cm x Long 185 cm,

### Table pliante de massage Aluminium Vigor

Réf. LVIT

Prix :TTC  
**4 500,00**



- Relève buste,
- Repose visage et repos bras démontables,
- Pieds télescopiques, réglables en hauteur,
- Poids 12.5 Kg - Larg 71 cm x Long 180 cm,

### Table de massage multiplans

Réf. LSADFB

En bois archer  
grand confort

Prix :TTC  
**10 900,00**



- Largeur: 76 cm
- Longueur: 184 cm
- Plage de hauteur : 67 cm - 92 cm
- Poids: 42 kg

### Table d'examen «LVDT»

Réf. LVDT

Prix :TTC  
**3 995,00**



- Poids : 39 kg / Long 184 cm, Larg 71cm / Haut 78 cm,
- Robuste et confortable,
- Châssis en acier laqué,
- Blocage du dossier verin à gaz,
- Relève bust par verin.

### Table de massage Stationnaire

Réf. LSET1SMB

En bois moco à 2 plans  
avec 1 étagère

Prix :TTC  
**7 449,00**



- Poids maximum: 270kg,
- Longueur: 184cm (Plateau),
- Appuie-tête, y compris: 21cm,
- Système Soft-mousse multicouches,
- Tapiserie d'ameublement,
- Super confort, luxueux et rembourrage PU.

### Chaise pliante de massage

Réf. LMS10

En aluminium

Prix :TTC  
**3 000,00**



- Repose visage ajustable,
- Coussin de sternum amovible,
- Siège et repose bras à hauteur variable,

### Housse

Réf. LMT2

Pour coussin de visage

Boîte de 4 pièces en flanelle

Prix :TTC  
**150,00**



### Housse

Réf. LMT3

Pour table de massage

Prix :TTC  
**200,00**



flanelle / Unité

### Guéridon en bois sur roulettes

Réf. LMT33

Pour serviettes

Prix :TTC  
**1 790,00**



### Coussin de visage

Réf. LMB0201

Prix :TTC  
**250,00**



### Coussin triangulaire de posture

Réf. LMB10

Prix :TTC  
**550,00**



### Coussin demi cylindrique

Réf. LMB07

Prix :TTC  
**150,00**



### Coussin rectangulaire

Réf. LMB12

Prix :TTC  
**300,00**





### Tabouret avec dossier

Réf. **LMS1**

Prix :TTC  
**1 300,00**

- Reposes pieds et hauteur variable par vérin à gaz,
- Porté sur support à cinq branches sur roulettes,
- Couleurs disponibles : Bleu, vert, chocolat, bleu marine, noire, beige
- Dim. : 52 x 35 x 53 cm - Ø : 39 cm,
- Hauteur variable : 53 x 73 cm,



### Tabouret sans dossier

Réf. **LMS2**

Prix :TTC  
**1 150,00**

- Porté sur support à cinq branches sur roulettes
- Couleurs disponibles : Bleu, vert, chocolat, noire, beige
- Vérin pneumatique



### Tabouret fixe

Réf. **L8072**

**En Inox avec filtration**

Prix :TTC  
**740,00**

- Diamètre du siège : 29 cm
- Hauteur variable : 54 x 67 cm



### Tabouret à assise ergonomique

Réf. **LMS4**

Prix :TTC  
**1 900,00**

- Selle ergonomique en mousse.
- Hauteur variable avec vérin pneumatique.
- Idéale pour blocs et cabinets.
- Disponible en bleu, vert, noir, chocolat.



### Tabouret pneumatique

Réf. **L8073**

**Avec dossier et repose pied INOX**

Prix :TTC  
**2 990,00**

- Fauteuil ajustable en hauteur (45-55 cm).
- Stable, pivotant avec 5 roulettes.
- Confortable avec dossier ergonomique.
- Assise rembourrée (8 cm), lavable à l'éponge.



### Tabouret avec dossier

Réf. **LMS13**

Prix :TTC  
**2 500,00**

Réglable

- Hauteur variable avec vérin pneumatique.
- Idéale pour blocs et cabinets.
- Disponible en bleu, vert, noir, chocolat.



### Lampe infrarouge sur pied 250W

Réf. **LW312**

**Sur bra flexible avec minuterie et interrupteur**

Prix :TTC  
**2 500,00**



### Lampe infrarouge de rechange 250W

Réf. **IRD004**

Prix :TTC  
**300,00**



### Bougies d'oreilles

Réf. **LAEC03P**

La paire


Prix :TTC  
**19,00**

Réf. **LAEC03**

Boîte de 20 paires

Prix :TTC  
**380,00**

- Cire naturelle et aromatique
- Relaxation et hygiène du conduit auditif



### Marmite chauffante

Réf. **LMT8**

**Électrique pour pierres**

Prix :TTC  
**995,00**



C'est une unité chauffante spécialement conçue pour les pierres de massage. Modèle grand format permettant d'utiliser un jeu allant jusqu'à 60 pierres. Equipée d'un thermostat pour un plus grand confort d'utilisation.

### Pierres chauffantes de Basalte

Réf. **LMT22**

22 pièces

Prix :TTC  
**700,00**

**Pour massage à réflexe**



Pierres volcaniques du Chili, polies naturellement. Retiennent bien la chaleur, riches en silicium. Utilisées pour le drainage, relâchement musculaire et harmonie énergétique.



## Tapis de course connecté Fast runner

Réf. 50762

CARE  
FITNESS

Prix :TTC  
18 750,00



Conçu pour des entraînements réguliers avec moteur 3.0 CV (4.5 CV), inclinaison motorisée de 0 à 20 niveaux et 50 programmes d'entraînements.

24 programmes

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Vitesse maximale 22km/h
- 50 programmes d'entraînements
- 20 niveaux d'inclinaison motorisée
- Capteurs tactiles de pulsation cardiaque
- Pliage et rangement facile



## Tapis de course Gym Life aphrodite

Réf. LG98550

1-20km/h

12 programmes

Poids max 115kg

NOUVEAU

Prix :TTC  
12 500,00



12 programmes

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Moteur: 2,5 CV (continu); 3,5 CV (crête)
- Plage de vitesse: 1,0-18,0 km/h
- Tension: 220V (110V disponible)
- Charge maximale supportée: 130 kg
- Pliage manuel avec système hydraulique
- Inclinaison motorisée sur 15 niveaux
- Plateau à coussin anti impact
- Roues de transport intégrées : faciliter le déplacement et le rangement
- Surface de course: 140 x 48 cm (Lxl)



## Rameur care Mag-Clipper

Réf. 50832

CARE  
FITNESS

Il a un réglage manuel est équipé d'une résistance magnétique à 8 niveaux, accompagné d'un compteur à écran LCD. Robuste et pratique, il vous permettra de vous muscler efficacement.

Prix :TTC  
5 800,00



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Compatible avec l'application KINOMAP
- Masse d'inertie: 8 Kg
- Porte tablette
- Structure stable et pliable avec rails en aluminium
- Écran LCD 5 fonctions


## Planche care abdo GYM II

Réf. 50207

CARE  
FITNESS

Un banc abdominal performant, idéal pour des entraînements ciblés

Prix :TTC  
780,00



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimensions : 126 x 33 x 50 (cm )
- Poids max utilisateur : 110 kg



### Vélo Spinning Spider

Réf. 74520

Prix :TTC  
**6 500,00**



**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Robuste pour une utilisation à domicile,
- Possibilité de régler le frein par molette micro contrôle pour un entrainement ultra précis,
- Châssis robuste offrant une position proche d'un vrai vélo,
- Guidon et selle réglables pour une meilleure position,
- Roulettes de transport montées sur roulements à billes pour faciliter les déplacements.

### Vélo semi-allongé GYM Life

Réf. ES6510

Prix :TTC  
**6 400,00**



**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Volant d'inertie : 7 kg
- Résistance : 8 niveaux, réglage par molette
- Console : écran LCD (vitesse, distance, temps, calories, scan, pouls)
- Accessoires : support tablette intégré
- Capacité maximale : 120 kg
- Dimensions produit (L x l x H) : 158 x 68 x 124 cm
- Système d'entraînement : courroie (Silent Belt Drive System)

### Vélo Spinning Care Speed Racer GYM Life

Réf. ES7910

Prix :TTC  
**4 300,00**



**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Capacité maximale : 150 kg.
- Système de freinage : frein d'urgence intégré
- Équipement : pédales avec cale-pieds, porte-bidon
- Utilisation : idéale pour un usage régulier et intensif, amélioration cardio-vasculaire, perte de poids et tonification musculaire

### Vélo de biking Speed Racer

Réf. 74510

Prix :TTC  
**5 200,00**



- Ce vélo de biking offre un réel confort de pédalage pour une utilisation régulière à domicile.
- Son design permet d'avoir une bonne posture, en plus d'un grande stabilité et de confort.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Capacité maximale : 120 kg
- Fréquence d'utilisation
- Type d'écran : LCD
- Régulière - 5 heures par semaine

### Vélo Ellyptique IXOS II care

Réf. 55690

Prix :TTC  
**8 990,00**

• Un elliptique motorisé à 32 niveaux avec freinage aéromagnétique, possédant 24 programmes d'entraînements sur sa console. Cet elliptique est équipé d'une masse d'inertie de 20 kg assurant un réel confort de pédalage.



**24 programmes**

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Masse d'inertie: 20 Kg.
- Résistance aéromagnétique.
- 24 programmes d'entraînement.
- Compatible avec l'application KINOMAP.



### Vélo Ergos IV

Réf. 50582

Prix :TTC  
**8 990,00**

• Cet ergomètre est conçu pour des entraînements intensifs. Doté d'une roue d'inertie de 9 kg, d'un système de résistance électromagnétique à 32 niveaux, d'un réglage de la résistance par induction, de 9 programmes d'entraînements et des capteurs tactiles de pulsations cardiaques Handpulse.



**9 programmes**

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Fréquence d'utilisation : Intensive - Jusqu'à 15h par semaine
- Capacité maximale : 150 kg
- Système de Freinage électromagnétique





## Le vélo de piscine Lanabike Evo

Réf. **ES7910 - BL**

Aluminium Tech T6

Réf. **ES7910 - OR**



- Résistance hydraulique
- Anode sacrificielle
- Effet drainant
- Pédales Aqua Double Speed
- Réglage selle et guidon en hauteur
- Évacuation express de l'eau
- Utilisation pieds nus



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Qualité : Aluminium Tech T6
- Finition : Anodisation
- Dimensions min. fermé (L x l x H) : L 96 x l 55 x H 120 cm
- Poids : 10,3 kg
- Profondeur d'eau : 1,10 m à 1,60 m

- La vitesse est réglable afin d'augmenter progressivement la difficulté.
- Il augmente la flexibilité et la force des membres tout en améliorant la circulation sanguine.
- Entraînement manuel avec résistance réglable sur 5 niveaux.
- Avec une tension motorisée ou manuelle.
- Muni des pédales antidérapantes pour les membres supérieurs et inférieurs.
- Tapis antidérapant pour plus de sécurité et de confort.

## Le vélo de piscine WR 3

Réf. **ES7910 - BL**

Acier INOX AISI

- Guidon sport 45°
- Anode sacrificielle anti-corrosion
- Résistance hydraulique
- Effet drainant
- Pédales Aqua Confort 2
- Grande amplitude de réglages
- Évacuation express de l'eau
- Utilisation pieds nus



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Qualité : Acier INOX AISI 316L qualité marine
- Finition : Anodisation
- Dimensions min. fermé (L x l x H) : L 99 x l 55,90 x H 113,70 cm
- Poids : 18,5 kg
- Profondeur d'eau : 1,10 m à 1,60 m

## Jumping aquatique Wx-Tramp Premium

Réf. **ES7910 - BL**

Acier INOX AISI



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Qualité : Acier INOX AISI 316L qualité marine
- Finition : Anodisation
- Dimensions min. fermé : L 99 x l 55,90 x H 113,70 cm
- Poids : 18,5 kg
- Profondeur d'eau : 1,10 m à 1,60 m



### Les poids lestés en PVC

THERABAND



- En forme de boules à main isotoniques une alternative douce pour les haltères traditionnels offrant aux utilisateurs souplesse pour la musculation et la rééducation,
- Cela permet de progressions d'exercices soit unilatérale ou bilatérale, soit de façon indépendante, ou avec un partenaire,

Réf.	Poids	Prix
25810	0,5kg - beige	180,00
25820	1kg - jaune	210,00
25830	1,5kg - rouge	240,00
25840	2kg - vert	270,00
25850	2,5kg - bleu	290,00
25860	3kg - Noir	320,00



### Ballon Klein en ABS pour gymnastique



Réf.	Couleur	Prix
23011	Jaune 45 cm	290,00
23021	Rouge 55 cm	340,00
23031	Vert 65 cm	380,00
23041	Bleu 75 cm	430,00
23050	Gris 85 cm	630,00



### Support en plexi range ballon de klein / 3

Réf. 209938

Prix :TTC  
**180,00**

### Balle de poids souple 11cm

NOUVEAU

Ref.	Dim.	Prix
MD1010	454 gr	85,00
MD1020	908 gr	90,00
MD1030	1362gr	100,00
MD1040	1814 gr	115,00
MD1050	2268 gr	135,00
MD1060	2722 gr	159,00



### Ballon cacahuète Anti-éclatement

- Sans PVC
- Utilisation pour les enfants et les adultes



Réf.	Taille	Prix
0018BC4	40 cm	280,00
0018BC5	50 cm	330,00
0018BC6	60 cm	540,00



### Bande adhésives élastiques

Prix :TTC  
**120,00**

Réf.	Couleur
00981BG	beige
00981JN	jaune
00981RS	rose
00981VR	vert
00981BL	bleu
00981NR	noir
00981RG	rouge



### Porte Haltère vertical

Réf. 231900

Prix :TTC  
**1 000,00**

- 6 paires d'haltères en vinyle
- 12 places
- Coloris blanc
- L 22 x 1.57 x H 67 cm
- Poids : 0,5 kg / 1 kg / 1,5 kg / 2 kg / 3 kg / 4 kg / 5 kg

Réf.	Désignation	Prix
70600	Haltères en vinyl 500g paire	150,00
70601	Haltères en vinyl 1 kg paire	140,00
70602	Haltères en vinyl 2 kg paire	320,00
70603	Haltères en vinyl 3 kg paire	480,00
70604	Haltères en vinyl 4 kg paire	630,00
70605	Haltères en vinyl 5 kg paire	800,00



### Kit de 6 haltères avec support

Réf. K4604P

Prix :TTC  
**610,00**

- 3 paires d'haltères en vinyle
- 6 places,
- L 31 x 1.80 x H 27 cm,
- 500g, 1kg, 2kg

Une paire 500g  
Une paire 1kg  
Une paire 2kg





## Poignets ou chevilles lestés

THERABAND



- Tissu éponge à l'intérieur pour un port très confortable,
- Augmente les possibilités d'entraînement d'équilibre et de stabilité,
- Sécurité : bandes réfléchissantes pour usage en extérieur.

Ref.	Couleur / Poids	Prix
25870	Rouge / 500 g	270,00
25871	Vert / 700 g	350,00
25872	Bleu 1.1kg	370,00

Se vend à la paire

## Bracelets /chevillères en néoprene

Ref.	Couleur / Poids	Prix
002309N	Rouge / 500 g	110,00
002322N	Vert / 700 g	175,00
002345N	Bleu 1100 g	240,00



## Planche à bascule et d'oscillation en bois



Cette planche traditionnelle à bascule dispose d'une surface antidérapante.

Ref.	Désignation
K6301	Rectangulaire
K6300	Ronde

## TPR Flex bar



Ref.	Couleur
0020FBJ	Faible / Jaune
0020FBV	Moyen / Vert
0020FBR	Fort / Rouge
0020FBB	Extra-fort / Bleu

## Balle Hérisson



- Favorise la circulation sanguine et stimule les zones réflexes (réflexothérapie)
- Décontracte les muscles du dos des épaules et des jambes
- Améliore la sensibilité de la main
- Utilisées en rééducation proprioceptive

Ref.	Désignation	Prix.
26903	Orange / 6 cm	50,00
26900	Vert / 7 cm	60,00
26902	Jaune / 8 cm	70,00
26901	Rouge / 9 cm	100,00
26912	Bleu / 10 cm	140,00


## Rouleaux de massage

Ref. 000107S  
cm / la paire 3,5 x 7,5

Prix :TTC  
60,00

Ref. 000115S  
cm / la paire 5 x 11,5

Prix :TTC  
70,00



Extrêmement maniables, agréablement mous car remplis d'air. Il sont recommandés pour la rééducation et la musculation des doigts, de l'avant-bras et du poignet, pour la stimulation des zones réflexes et la coordination.

## Balle en gel pour l'exercice de la main



- Forme ronde pour massage des doigts.
- Améliore la mobilité après blessure.
- Idéale pour rééducation.
- Contre l'arthrite.
- Quatre forces disponibles.

Ref.	Désignation
26030	Ronde / souple
26033	Ovale / souple
26040	Ronde / médium
26043	Ovale / médium
26050	Ronde / ferme
26053	Ovale / ferme
26060	Ronde / extra Ferme
26063	ovale / extra ferme

## Pâte d'exercice



- Efficace pour le renforcement des doigts et de l'avant bras
- 4 forces différentes qui garantissent le succès d'une rééducation progressive

Ref.	Désignation
951503	Très souple
951504	Souple
951505	Moyenne
951506	Forte

## Système d'exercices de main et de doigts Digi-Flex™

Ref.	Désignation
233915	Extra faible
233916	Très faible
233917	Faible
233918	Moyen
233919	Fort
233920	Très fort



Prix :TTC  
300,00

## Support 6 Digiflex

Ref. 233912 - Vide

Prix :TTC  
450,00



## Balle de rééducation ronde

Ref. L9040



Prix :TTC  
30,00

- Balle multiforme
- Ultra souple en mousse respirante reprenant sa forme tout doucement
- Idéale pour les exercices de rééducation en douceur

## Grilles pour la rééducation de la main


Prix de Kit ( 5 grilles )

Prix :TTC  
1 750,00

Prix :TTC  
290,00



Ref.	Désignation
233670	Très souple 36 cm
233671	Souple 36 cm
233672	Moyen 36 cm
233673	Fort 36 cm
233674	Très fort 36 cm
233675	Kit grilles 5 forces





## Bandes d'exercice

### Tubing d'exercice en latex

THERABAND



Prix :TTC  
**175,00**

NOUVEAU

Réf.

T21701	Jaune
T21702	Rouge
T21703	Vert
T21704	Bleu
T21705	Noir
T21706	Argent



Prix :TTC  
**130,00**

Réf.

21232	Très faible
21242	Faible
21252	Moyen
21262	Fort

- Fabriqués en latex, très robustes,
- 6 niveaux de résistance progressive,
- Idéals pour le renforcement musculaire.



### Bandes d'exercice en latex

THERABAND



Prix :TTC  
**200,00**

FREE LOOP

5cm x 1.5m



NOUVEAU

Prix :TTC  
**130,00**

- Fabriquées en latex.
- Economiques, portables et polyvalentes.
- Améliorent la musculation, la mobilité et la souplesse.
- Longueur 1.50 m.

- Boucle consécutive
- Plusieurs résistances disponibles
- Adapté à la rééducation et à l'entraînement physique

Réf.

20403	Moyen / 3 bandes
20410	Fort / 2 bandes

Réf.

21232	Faible	0.25 mm
21242	Moyen	0.30 mm
21252	Fort	0.35 mm

### Barre vibrante Flexibar Versa Flex

Réf. P84486

Prix :TTC  
**280,00**



- Améliore posture, muscles profonds et endurance
- Utilisable en thérapie
- Polyvalent, pour tous niveaux

### Bande élastique souple

THERABAND

- Fabriquées en latex.
- Economiques, portables et polyvalentes.
- Améliorent la musculation, la mobilité & la souplesse.
- Longueur 5.50 m.

Prix :TTC  
**130,00**



5.5m x 14cm

Usage professionnel




Réf.

20020	Souple	0.2 mm
20030	Moyen	0.25 mm
20040	Fort	0.3 mm

### Barre de Pilate Flexibar Versa Flex

Réf. P84286

Prix :TTC  
**280,00**



- Renforcement profond & stabilité
- Parfaite pour Pilates et rééducation
- Polyvalente, tous niveaux

## Tapis de Gymnastique

### Tapis de Pilate

Avec anneau de suspension

Réf. AF026207



- Équipés d'anneaux pour une suspension facile
- Adaptés à une fixation murale ou sur support



Prix :TTC  
**365,00**

### Support mural

Réf. AF0185

Prix :TTC  
**250,00**



### Tapis de Gym

Épaisseur : 2.5 cm

THERABAND




- Mousse de vinyle, très bonne absorption des chocs, imperméable et ne s'émiette pas.
- Dim. 1,5 x 190 x 60 cm, 2,5 x 190 x 60 cm.
- Couleurs : Bleu, vert, rouge.

Réf.	Prix.
25056 / Bleu	<b>1 400,00</b>
25057 / Vert	<b>1 350,00</b>
25058 / Rouge	<b>1 400,00</b>

Réf. 0019BL15

Prix :TTC  
**450,00**

- Existe en deux épaisseurs : 15 mm et 19 mm.
- Dimensions : 180 x 58 x 1,5 cm,





## Yoga

### Tapis de yoga antidérapant

Réf. **001806Y** - 17 x 60 x 0,6 cm



Prix :TTC  
**195,00**



- Idéal pour yoga, pilates et fitness
- Bonne épaisseur, excellente adhérence
- Surface antidérapante et confortable
- Mousse résistante à l'humidité, facile à ranger

### Coussin Yoga Cylindrique

Réf. **0016BL55** - 55x17 cm




Prix :TTC  
**250,00**



Ces traversins de yoga sont le soutien idéal pour un certain nombre de positions de yoga.

### Balance pad

Réf. **232910** - 50x40x6 cm



Prix :TTC  
**420,00**



- Pour équilibre, coordination et rééducation
- Idéal pour stabilité et exercices moteurs
- Confortable, résistant et facile à nettoyer

### Coussin de genou

Réf. **0013MBL** - 30 cm



Prix :TTC  
**190,00**



- Pour yoga et posture du genou
- Disque de stabilité pour renforcement des genoux, chevilles et épaules
- 2 surfaces : rugueuse et lisse • Pompe incluse

### Bloc en mousse pour Yoga

Réf. **0015M07** - 23x15x7,5 cm



Prix :TTC  
**65,00**

- Aide à progresser dans les postures
- Peut remplacer un coussin pour méditation ou postures
- Souple, douce et légère à transporter

### Sangles de yoga

Réf. **0017SR**



Prix :TTC  
**52,00**



- Aide à approfondir les postures et maintenir les jambes
- Boucle réglable, texture agréable
- Idéale pour yoga dynamique ou postural

### Balle de pilate

Réf. **0018BP25** - 25cm



Prix :TTC  
**60,00**



- Matériel: PVC
- Couleur : violet, bleu, rose
- Taille: 25cm

## Pilate

### Planche de balance

Réf. **0011PR**

Prix :TTC  
**210,00**



- La conception unique fournit 360° d'activités d'instabilité pour tous les muscles,
- Il aide également à améliorer l'équilibre et l'agilité.

### Coussin d'équilibre

Réf. **0006BL35**

Prix :TTC  
**190,00**



- Une face lisse, une face avec picots
- Fabriqué en Latex
- Diamètre 33 cm

### Assiette de rééducation

Prix :TTC  
**230,00**



- L'assiette de rééducation balance
- Board est réglable en inclinaison.
- Le verso est concave et en vissant les 1/2 sphères bleues, on augmente la difficulté.
- Ainsi, dès que les progrès apparaissent, il suffit de changer l'angle du plateau

### Dôme Bosu



Réf.		Dim	Prix
<b>0009BL55</b>	Sans TUBING ELASTIQUE	55 cm	<b>899,00</b>
<b>0009BL60</b>	Avec TUBING ELASTIQUE	60 cm	<b>999,00</b>

- Le Dôme (équilibre, tonicité, force) est un système multifonction d'entraînement de base et de conditionnement : cardio, formation sportive, formation de force,

# Catalogue du professionnel



## Diagnostic

Pages : 132 - 145



## Poids & Mesures

Pages : 146 - 152



## Echographe, ECG & Doppler

Pages : 153 - 159



## Hospitalier

Pages : 160 - 218



## Laboratoire

Pages : 219 - 229



## Kinésithérapie

Pages : 230 - 268



## Matériel Pédagogique

Pages : 269 - 278

# seca

La précision au service de la santé



INSTRUMENT DE  
**PESAGE**  
CLASSE MÉDICALE

► **Les fondamentaux** de la mesure  
et de la pesée médicales

Made in 



Les instruments de pesage SECA bénéficient du Certificat d'Approbation de Modèle délivré par MICIEN avec **classe III ou classe IIII** en application du décret N° 2-05-813 du 25 Jourmada 11430 (21 Mai 2009) relatif au contrôle des instruments de mesure.



Seca **P750**



Seca **P762**



Seca **T206**



Seca **P813**



Seca **T201**



Seca **T213**



Seca **T222**



Seca **P711**



Seca **P287**



Seca **P959**



Seca **P677**



Seca **P354**



Seca **T417**



Seca **P414**



Seca **P725**



Seca **T207**

Prenez rendez-vous avec  
**06 66 24 64 60**  
contact@locamed.org



### E-scope®

Les otoscopes et ophtalmoscopes e-scope® sont livrés dans un boîtier antichoc ou une pochette compacte. Chaque étui dispose de compartiments dédiés permettant de ranger les instruments, les poignées, les blocs d'alimentation et les spéculums auriculaires.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

#### E-scope® otoscope

- Éclairage à LED 3,7 V, au xénon
- 2,5 Vou à tube à vide
- Fibre optique
- Lentille pivotante avec grossissement x3
- Spéculum auriculaire réutilisable ou jetable
- Connecteur pour test pneumatique
- Interrupteur marche/arrêt
- Compartiment de la batterie et corps en matériau synthétique ABS

#### E-scope® ophtalmoscope

- Éclairage à LED 3,7 V, au xénon 2,5 V ou à tube à vide
- Affichage de la dioptrie
- Molette de réglage de la dioptrie
- Molette à diaphragmes
- Protection de l'oculaire
- Corps résistant à la poussière



### E-scope® otoscope F.O

LED 3,7 V, en boîtier

R2111-203 - Noir

Prix :TTC

1 820,00



### E-scope® ophtal- moscope

LED 3,7 V, en boîtier

R2123-203 - Noir

Prix :TTC

3 500,00



### E-scope® otoscope ophtalmoscope F.O

XL 2,5 V, en boîtier

R2131-202 - Noir

Prix :TTC

2 400,00

LED 3,7 V, en boîtier

R2131-203 - Noir

Prix :TTC

3 980,00



### Otoscope ri-scope® L

R3703 - Noir

Prix :TTC

2 699,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- 2 piles alcalins type c
- Tubes avec 4 spéculums auriculaires noirs réutilisables de taille 2 - 5 mm et avec chacun 3 spéculums auriculaires noirs jetables 2,5 mm (L1 / L2) ou 2 mm (L3) et 4 mm.
- Boîtier rigide de luxe avec cran de sécurité



### Lampe de diagnostic E-xam LED

Réf. R5131-01 - Noir

Prix :TTC

865,00



#### Avec porte abaisse langue

- Éclairage pré focalisé, champ d'éclairage homogène
- Lumière LED haute performance (180 000 Lux)
- durée de vie élevée de la LED au moins 20 000 / h
- Batteries : 2 x Alcaline AA, 1,5 V



### Lampe de diagnostic Ri-pen®

Réf. R5075 - Noir

Réf. R5071 - Bleu

Réf. R5072 - Verte

Réf. R5074 - Argent

Prix :TTC

130,00

- Éclairage LED, comparable à la lumière de jour
- LED 3V, 5.500 Kelvin
- 24.000 Lux max.
- Champ d'éclairage : env. Ø 50 mm en distance de 15 cm





**Ri-mini®**

**Ri-mini® Otoscope**

Xénon XL 2,5 V, en boîtier  
**R3010 - Noir**

Prix :TTC  
**1 125,00**



**Ri-mini® Oto-ophthalmoscopes**

Xénon XL 2,5 V, en boîtier  
**R3012 - Noir**

Prix :TTC  
**2 850,00**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Lentille grossissante	2,5x
Lampe	XL, 2,5 V, 750 mA, durée de vie moyenne 16,5 h2
Batterie	2 piles alcalines AA 1,5 V
Température ambiante	0 °C à 40 °C
Humidité relative	30% à 70% sans condensatio

**EliteVue®**

**Otoscope F.O**

LED, 3,5 V avec poignée de type C pour 1 batterie rechargeable Li-ion  
Réf. **R2210-203**



Prix :TTC  
**8 990,00**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Grossissement jusqu'à 5x	Utilisable pour gorge
Champ de vision élargi	Optique verre + mise au point
Éclairage LED 4000K, CRI 92	Éjection facile des spéculums

**Econom®**

**kit de diagnostic ORL**

Avec spéculum nasal extensible à vide 2.7V  
Réf. **R2050**



Prix :TTC  
**1 990,00**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Lampe à vide 2.7 V / XL 2.5 V
Otoscope et ophthalmoscope
Spéculum nasal et porte-langue
Éclairer coudé + lampe de rechange
2 miroirs laryngés (n°3 et 4)

**Accessoires**

**Spéculums auriculaires**

Réutilisables - 10 unités

Prix :TTC  
**48,00**



<b>R10775</b>	2 mm
<b>R10779</b>	2,5 mm
<b>R10783</b>	3 mm
<b>R10789</b>	4 mm
<b>R10795</b>	5 mm

Jetables - 100 unités



<b>R14061-532</b>	2 mm	<b>220,00</b>
<b>R14061-531</b>	2,5 mm	<b>99,00</b>
<b>R14061-533</b>	3 mm	<b>190,00</b>
<b>R14061-534</b>	4 mm	<b>99,00</b>
<b>R14061-535</b>	5 mm	<b>240,00</b>

**Lampe de rechange**

› Ampoules XL 2,5V, otoscope ri-mini®/e-scope®/ri-scope® L2/L3  
Réf. **R10600** Prix TTC. **195,00**

› Ampoule XL 3.5 V , pour ophthalmoscope xenon  
Réf. **R10608** Prix TTC. **250,00**

› Lampe halogène 2,5 V - pour oto-, pen-scope, Ri-scope® et E-scope®  
Réf. **R10489** Prix TTC. **190,00**

› Lampe halogène 2,7 V - pour Econom 2050  
Réf. **R10421** Prix TTC. **95,00**





## Tensiomètre sur pied Big Ben

Avec brassard velcro – modèle sur pied à cadran rond

Réf. R1468

Prix :TTC  
**3 500,00**



Avec brassard velcro – modèle sur pied à cadran carré

Réf. R1478

Prix :TTC  
**3 500,00**



- Hauteur réglable de 75 à 120 cm  
- base diamètre 53 cm
- Trépied stable avec roulettes à faible friction
  - Tige chromée robuste
- Corbeille de rangement intégrée + corbeille additionnelle
- Déplacement facile grâce aux roulettes
  - Système anti-basculement pour plus de sécurité

Système anti-basculement

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimensions	Cadran rond : 198,7 mm / Ø 145,5 mm Cadran carré : 198,7 mm / 147,2 mm
Modèles :	mural, de bureau, sur rail ou mobile
Poids :	1300 g (mobile) - 1200 g (mural) 1600 g (bureau) - 4000 g (avec pied)
Précision :	± 3 mmHg (conforme au standard Riester ± 2 mmHg)
Technologie :	pas de réétalonnage requis
Plage de mesure :	0 à 300 mmHg
Conditions d'utilisation :	10 à 40 °C / 85 % HR
Stockage :	-20 à +70 °C / 70 % HR sans condensation

## Tensiomètre PNI automatique RBP-100

Réf. R1741 - mobile

Prix :TTC  
**4 500,00**



- Tensiomètre léger et pratique, de qualité clinique

Système anti-basculement

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Détection avancée	Détection des arythmies
Poids	510 g (1,12 lb)
Affichage	LCD 4" facile à lire
Capacité de mémoire	210 prises de mesures
Classification	Codes couleurs selon tension artérielle
Batterie	Bloc batterie interne rechargeable (4x piles AA NiMH)
Autonomie	1000 prises de mesures par charge complète
Temps de charge	6 heures
Mode veille partielle	Rétroéclairage s'éteint après 10 secondes

## Tensiomètre mural big ben

Cadran rond

Réf. R1459-151



Prix :TTC  
**1 170,00**

Cadran carré

Réf. R1465-151



Prix :TTC  
**1 210,00**

## Tensiomètre PNI automatique RBP-100

Réf. R1742 - mural



Prix :TTC  
**3 890,00**



## Tensiomètre Sphygmo-tensiophone

Réf. **R1380 - Adulte**
 Prix :TTC  
**1 035,00**
Réf. **R1381 - Enfant**
 Prix :TTC  
**1 000,00**


• Appareil livré avec étui rembourré en nylon et à fermeture éclair.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Type :	anéroïde, double tubes
Montage :	sur brassard, utilisable bras gauche ou droit
Précision :	± 3 mmHg
Conditions d'utilisation :	10 °C à 40 °C / humidité ≤ 85 %
Microfiltre :	intégré
Brassard :	sans latex

## Tensiomètre R1 Shock-proof®

Réf. **R1250-107 - Noir**
 Prix :TTC  
**1 460,00**


• Antichoc jusqu'à 120 cm de hauteur.  
• Boîtier ABS à deux composants

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Type :	anéroïde à une main (manopoire), un tube
Style :	paume - ambidextre
Précision :	± 3 mmHg
Conditions d'utilisation :	Co10 à 40 °C, ≤ 85 % HR
Microfiltre :	oui
Sans latex :	oui

## Tensiomètre Ri-san®

**Brassard normal**
Réf. **R1512-150 - Velcro**
 Prix :TTC  
**680,00**
**Brassard obèse**
Réf. **R1512-122 - Velcro**
 Prix :TTC  
**1 090,00**


• Tensiomètre manopoire à cadran, un tube

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Taper	Anéroïde; un tube
Possibilités	Style paume, gauche ou droite
Précision	± 3 mmHg
Conditions de mesure	10°C à 40°C à 85% d'humidité relative
Microfiltre	Oui
Sans latex	Oui

## Tensiomètre E-mega

Réf. **R1370-150**
 Prix :TTC  
**620,00**

**Brassard adulte désinfectable**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Type :	anéroïde - simple ou double tube
Style :	paume (convient aux droitiers)
Précision :	± 3 mmHg
Brassard :	sans vessie, désinfectable
Microfiltre :	oui
Sans latex :	oui

## Accessoires

	<b>1</b>	<b>R10608</b>	Ampoules XL 3,5 V, ophtalmoscope xénon / unité	<b>250,00</b>
	<b>2</b>	<b>R11177</b>	Ampoule 2.2v standard pour torche / unité	<b>40,00</b>
	<b>3</b>	<b>R10600</b>	Ampoules XL 2,5V, otoscope ri-mini®/e-scope®/ri-scope® L2/L3 / unité	<b>195,00</b>
	<b>4</b>	<b>R151</b>	Brassard désinfectable, adultes, 2 tubes, sans latex / unité	<b>270,00</b>
	<b>5</b>	<b>R150</b>	Brassard désinfectable, adultes, 1 tube, sans latex / unité	<b>290,00</b>
	<b>6</b>	<b>R130</b>	Brassard velcro 2 tubes, enfants 35,5 x 10 cm / unité	<b>260,00</b>
	<b>7</b>	<b>R10350</b>	Poire noire en Latex avec soupape / unité	<b>150,00</b>
	<b>8</b>	<b>R10351</b>	Poire noire en Latex / unité	<b>45,00</b>



### Tensiomètre automatique professionnel parlant

Réf. **PG8B69S**



Avec technologie oscillométrique pour des mesures précises

Prix :TTC  
**3 450,00**

- Compatible avec des bras de 17 à 32 cm de circonférence
- Écran LCD rétroéclairé + guidage audio tout au long de la mesure
- Annonce vocale des résultats à la fin de la prise de mesure
- Finition antibactérienne sur l'appareil et le brassard
- Deux types de brassards disponibles : mobile et fixe
- Le brassard mobile offre une meilleure ergonomie pour les personnes de grande taille
- Il garantit une posture correcte et un positionnement optimal
- Le brassard fixe est moins adapté aux grands bras (risque de mauvaise posture)



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Méthode de mesure : oscillométrique	Dimensions : 260 × 220 × 180 mm
Affichage : numérique LCD rétroéclairé	Poids : env. 1800 g (hors piles)
Plage de pression : 30 à 280 mmHg	Conditions d'utilisation : 5 à 40 °C, 15 à 93 % HR
Plage de fréquence cardiaque : 40 à 199 bpm	Conditions de stockage : -20 à +55 °C
Précision : ± 3 mmHg (pression), ± 5 % (pouls)	Tour de bras compatible : 17 à 32 cm
Mémoire : 90 utilisateurs x 2 profils	Classification médicale : Type BF
Alimentation : 4 piles AA (1,5 V)	Écran : LCD 71 x 82 mm



### Tensiomètre connecté avec fonction ECG 2 en 1 sans fil

Réf. **LPBP2**

Ecran LCD Marche/Arrêt Type - interface de chargement

Prix :TTC  
**995,00**

Brassard 22-42cm Historique/ECG Electrode ECG

- Mesure de la pression artérielle (systolique, diastolique, pouls)
- ECG de 30 secondes via électrodes intégrées
- Dérivations I, II et thoracique pour une analyse plus complète
- Synchronisation via application : suivi en temps réel et rapport PDF
- Écran OLED, design compact, batterie lithium rechargeable



ECG




Pression artérielle

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Mesure de la pression artérielle	Taille (unité principale) : 135mm(L)×45mm(W)×20mm(H)
Technologie : Méthode oscillométrique	Poids (unité principale) :240g
Plage de pression : 0 - 300mmHg	Taille du brassard : 22 - 42cm
Précision de la mesure de la pression : ±3mmHg	Connectivité sans fil : Bluetooth 4.0 BLE
Plage de fréquence d'impulsions : 40 à 200 /min	Alimentation
Précision de la fréquence du pouls : ±2 /min	Type de batterie : Batterie lithium rechargeable
Enregistrement ECG	Consommation de la batterie : 500 mesures
Durée de l'ECG : 30s	Stockage
Plage de fréquence cardiaque : 30 à 250 bpm	Mesure de la pression artérielle : 50 enregistrements
Précision de la fréquence cardiaque : ±2 /min ou ±2%.	Enregistrement de l'ECG : 10 enregistrements

Connecté





## Tensiomètre automatique à brassard - Mode 3 mesures

AND  
JAPON

Réf. **UA1020W**

Prix :TTC  
**900,00**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Brassard Slimfit™ Wide Range – sans latex ni métal, couvrant 22 à 42 cm
- Mode TriCheck™ pour la moyenne automatique de 3 lectures
- Toutes les lectures chronométrées et datées
- Guide des résultats de l'OMS
- BHS A/A validé cliniquement
- Mémorise les 90 dernières mesures,
- Indication d'arythmie cardiaque
- Fonction de dépistage de la fibrillation auriculaire
- Livré avec pochette de transport.

## Tensiomètre automatique à brassard

SelfCare  
MEDICAL

Réf. **PG8B18**

Prix :TTC  
**490,00**



### Mesure automatique intelligente

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran LCD extra large 53 x 65 mm
- 90 Mémoires
- Détection d'arythmie cardiaque
- Indicateur de classification de l'OMS
- Affichage de la fonction date/heure.
- Fonctionne avec 4 piles AAA
- Taille du brassard : de 22 à 32 cm
- Plage de mesure de pression artérielle de 30 à 280 mmHg
- Mesure du pouls cardiaque de 40 à 199 Battements / min

## Tensiomètre automatique à brassard - Thuasne

Réf. **W0840**

3 mesures

Prix :TTC  
**930,00**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Certification A/A BIHS\*
- Plage de pression : 20 à 280 mmHg
- Fréquence cardiaque : 40 à 200 battements/min
- Précision :  $\pm 3$  mmHg /  $\pm 5$  % (pouls)
- Alimentation : 4 piles AA (compatibles rechargeables)
- Autonomie : jusqu'à 920 mesures
- Dimensions : 152 x 92 x 42 mm
- Température de fonctionnement : 10 à 40 °C
- Stockage : -20 à +55 °C

## Tensiomètre automatique à poignet compact - Thuasne

Réf. **W0890**

Prix :TTC  
**475,00**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Certification A/A BIHS\*
- Plages de mesures : pression systolique/ diastolique : 20 - 280 mmHg.
- Pouls : 40 - 200 pulsations / min.
- Précision : pression : + / - 3 mmHg. Pouls : + / - 5%.
- Piles : 4 x AA incluses – Compatible avec piles rechargeables.
- Durée de vie des piles : environ 920 mesures (avec des piles neuves).
- Dimensions : 152 x 92 x 42 mm.
- Conditions de stockage : -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
- Conditions d'utilisation : 10 - 40 °C / 50 - 104 °F

## Accessoires

### Brassard de rechange

AND  
JAPON

Réf. **0095TBA**

Adulte Dim. 22 à 32 cm

Prix :TTC  
**190,00**



Réf. **0095TBL**

Large Dim. 31 à 45 cm

Prix :TTC  
**250,00**

Réf. **WBO840**

Dim. 22 à 42 cm

Prix :TTC  
**475,00**



### Adaptateur

AND  
JAPON

Réf. **0095TA**

Prix :TTC  
**195,00**





### Unité centrale de diagnostic modulaire **Ri-former®**



Composez votre station de diagnostic Riester sur mesure

Le système modulaire **Ri-former®** permet de composer une station de diagnostic murale totalement personnalisée.

Les modules peuvent être combinés à gauche comme à droite selon l'espace disponible.

Le module de base, livré avec 1 ou 2 poignées, peut être étendu jusqu'à 5 ou 6 instruments grâce à des modules d'extension.

- Station fournie sans têtes d'instruments
- Plaque murale, vis, chevilles et plan de montage inclus

### Modèle mural de base :

Ri-former® 1 poignée  
avec horloge 3,5V/230V  
Réf. **3650**



Ri-former® 2 poignées  
avec horloge 3,5V/230V  
Réf. **3650-300**



### Modèles d'extension :

Module d'extension  
**1 poignée**  
Réf. **R300**



Module d'extension  
**big ben®**  
Réf. **R3655**  
Brassard adulte à velcro



Module d'extension  
**RP100**  
Réf. **RPB100**



Thermomètre tympanique sans Bluetooth: **ri-thermo® tymPRO**  
Réf. **R3656-301**  
Avec dispositif de sécurité anti-vol



Distributeur de spéculums auriculaires **ri-spec**  
Réf. **R3654**

Compatible avec embouts ri-spec jetables



### Accessoires

<b>ri-scope® L.F.O. otoscope</b> Réf. <b>R10565-301</b> • L2 3,5 V LED Sans anti vol	<b>ri-scope® L ophthalmoscope</b> Réf. <b>R10571-301</b> • L2 3,5 V LED Sans anti vol
<b>ri-scope® Support abaisse-langue L.F.O.</b> Réf. <b>R10574-301</b> • 3,5 V LED Sans anti vol	<b>ri-scope® Spéculum nasal L.F.O.</b> Réf. <b>R10574</b> • 3,5 V LED Sans anti vol
<b>ri-scope® Éclairage à bras courbé L.F.O.</b> Réf. <b>R10576-301</b> • 3,5 V LED	<b>ri-scope® L retinoscope</b> Réf. <b>R10546-301</b> • 3,5 V XL Avec spot-light Sans anti vol
<b>ri-scope® Oscope opératoire humain</b> Réf. <b>R10577-301</b> • 3,5 V XL	<b>ri-derma® dermatoscope</b> Réf. <b>R10577-301</b> • 3,5 V LED

**Spéculums auriculaires**

<b>Réutilisables</b>		10 unités
	<b>R10775</b>	2 mm
	<b>R10779</b>	2,5 mm
	<b>R10783</b>	3 mm
	<b>R10789</b>	4 mm
	<b>R10795</b>	5 mm
<b>Jetables</b>		100 unités
	<b>R14061-532</b>	2 mm <b>144,00</b>
	<b>R14061-531</b>	2,5 mm <b>220,00</b>
	<b>R14061-533</b>	3 mm <b>99,00</b>
	<b>R14061-534</b>	4 mm <b>190,00</b>
	<b>R14061-535</b>	5 mm <b>240,00</b>



## Tensiomètre babyphon®

Réf. **R1441-501**

1 tube, 3 brassards velcro (enfants, nourrissons et nouveau-nés) avec stéthoscope duplex® bébé

**Conçu pour un usage pédiatrique avec une gamme complète de brassards adaptés à chaque tranche d'âge**

- Disponible avec les modèles de manomètre minimus® II, precisia® N ou e-mega®
- Fourni avec brassards velcro pédiatriques adaptés aux enfants, nourrissons et nouveau-nés
- Doté d'un microfiltre de protection pour la valve de décompression et le mécanisme de mesure
- Intègre une membrane haute résistance, conçue pour une utilisation durable en milieu médical
- Livré dans une trousse de transport rembourrée et zippée, idéale pour une utilisation mobile
- Offre une compatibilité avec une large gamme de manchettes (tailles et conceptions variées)
- Comprend un stéthoscope duplex® bébé pour une auscultation adaptée aux plus jeunes patients



Prix :TTC  
**1 500,00**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Type	Tensiomètre anéroïde, 1 tube
Usage	Pédiatrique (nouveau-nés, nourrissons, enfants)
Montage	Sur brassard, style paume
Manchettes fournies	3 tailles velcro (bébé, nourrisson, enfant)
Précision	± 3 mmHg (conforme norme Riester)
Plage de mesure	Jusqu'à 300 mmHg
Résistance à la surpression	Jusqu'à 600 mmHg
Étalonnage	Technologie de mesure à vie (sans recalibrage requis)
Matériau manomètre	Métal avec échelle aluminium Ø 49 mm
Matériau cadran	Plastique/métal ou polycarbonate Ø 63 mm
Poire de gonflage	Sans latex, avec régulation chromée
Accessoires	Stéthoscope duplex® bébé inclus
Conditions d'utilisation	10 °C à 40 °C - humidité relative ≤ 85 %
Trousse de transport	Incluse - nylon zippé rembourré



## Stéthoscope Duplex® 2.0 Pour bébé

**R422001** - Noir

**R422004** - Rouge

**R422005** - Vert



Prix :TTC  
**745,00**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Membrane	Ø 32 mm (1,26 po)
Cloche	Ø 23,5 mm (0,93 po)
Longueur	69 cm (27,17 pouces)
Poids	124 g / 0,27 livre
Acier	Inox

## Tensiomètre Sphygmo-tensiophone

Réf. **R1381** - Enfant

Prix :TTC  
**1 000,00**



- Livré avec une trousse de transport en nylon rembourrée et zippée.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Taper	Anéroïde, à deux tubes
Montage	Sur brassard, utilisable à gauche ou à droite
Manchette	Brassard sans vessie
Précision	±3 mmHg
Conditions de mesure	10°C à 40°C à 85% d'humidité relative
Microfiltre	Oui
Sans latex	Facultatif



**Stéthoscope cardiophon**Réf. **R4240-01**Prix :TTC  
**1 420,00**

Conçu pour la cardiologie, optimisé pour les fréquences clés (200 à 500 Hz), idéales pour l'auscultation cardiaque.

- Confort et ajustement : embouts anatomiques, souples, pivotants et remplaçables pour réduire les bruits parasites et améliorer l'étanchéité sonore.
- Qualité sonore : tube en Y avec conduits séparés pour chaque oreille, permettant une écoute précise des sons cardiaques subtils.
- Durabilité et hygiène : ressort intégré dans un tube PVC robuste et facile à nettoyer.
- Praticité : marquage pour identifier rapidement le côté ouvert (membrane ou cloche).
- Accessoires inclus : embouts auriculaires et membranes de rechange, plaque signalétique.
- Sans latex : idéal pour éviter les allergies.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Membrane	Ø 44 mm (1,73 po)
Cloche	Ø 32 mm (1,26 po)
Longueur	71 cm (27,95 pouces)
Poids	204 g / 0,45 livre

**Stéthoscope duplex® 2.0**Prix :TTC  
**799,00**Réf. **R4210-01** Noir acierRéf. **R4210-03** Bleu acierRéf. **R4210-04** Rouge acierRéf. **R4210-05** Vert acier**Pour adulte**Réf. **R4201-01** Noir aluminiumPrix :TTC  
**620,00**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Membrane	Ø 44 mm (1,73 po)
Cloche	Ø 32 mm (1,26 po)
Longueur	74 cm (29,13 pouces)
Poids ( Acier inoxydable )	151 g / 0,33 lb
Poids ( Aluminium )	97 g / 0,21 lb

**Stéthoscope duplex®**Réf. **R4001-01** - NoirRéf. **R4001-02** - GrisPavillon  
en aluminium  
légerPrix :TTC  
**399,00**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Membrane	Ø 48 mm (1,89 pouces)
Cloche	Ø 36 mm (1,42 pouces)
Longueur	77 cm (30,32 pouces)
Poids	104 g

**Stéthoscope anestophon**Réf. **R4177-01**

- Pavillon en aluminium très plat.
- Tubulure en Y très épaisse en PVC contre les bruits parasites.
- Sans latex.

Prix :TTC  
**235,00**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Membrane	Ø 48 mm (1,89 po)
Longueur	77 cm (30,32 pouces)
Poids	99 g

**Accessoires**Réf. **R11042**

Membranes, Ø45 mm, cardiophon duplex® (de luxe), anestophon,

Prix :TTC  
**18,00**Réf. **R11140**

Bague anti-froid gris, Ø 48 mm cardiophon, duplex® (de luxe),

Prix :TTC  
**25,00****Embouts auriculaires de rechange**Réf. **R11139**Prix :TTC  
**23,00**



**ILLUCO**



Made in USA



## Lampe de Wood UV pour diagnostic dermatologique

Dispositif de diagnostic dermatologique utilisant une lumière ultraviolette pour révéler certaines affections cutanées invisibles à l'œil nu. Elle permet d'observer les variations de fluorescence de la peau afin d'orienter l'examen clinique, notamment dans le cadre de troubles pigmentaires, d'infections cutanées ou d'analyses du cuir chevelu. Compacte et simple d'utilisation, elle s'intègre facilement dans la pratique quotidienne en cabinet médical ou en environnement clinique.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Polarisation Lumière polarisée (Cross & Paralle)
- Longueur d'onde UV 365 nm
- Champ de vision (FOV) 18 mm
- Grossissement 10x
- Éclairage 64 LEDs blanches + 6 LEDs UV
- Niveaux de luminosité 3 niveaux réglables
- Compatibilité smartphone Non
- Station de charge Oui
- Système de mise au point Non
- Batterie Lithium-ion rechargeable 3400 mAh / 3.7V



## Dermatoscope 12x avec éclairage UV

Conçu pour l'examen dermatologique avancé, offrant un grossissement élevé et une qualité d'image optimisée pour l'observation des structures cutanées. Équipé d'un éclairage LED combiné à une lumière UV, il permet une analyse précise des lésions, des pigmentations et des détails microscopiques. Sa construction en métal garantit robustesse et stabilité, adaptée à une utilisation clinique intensive.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Champ de vision (FOV) 20mm
- Grossissement 12x
- Poids : 306 g (corps en métal)
- Distorsion
- Éclairage 20 LED
- DIRIGÉ : 16 LED blanches et 4 LED UV
- UV : 365
- Niveau de luminosité : 4
- Compatibilité smartphone oui
- Résolution : 80LP
- Matériau Corps en métal
- Batterie lithium-ion rechargeable 3500 mAh / 3,7





## Moniteur de signes vitaux avec écran tactile

### RVS-100®

Réf. **R1960-RRBXE** - sans imprimante

Réf. **R1960-RRBXE** - avec imprimante

Le RVS-100® est un moniteur multiparamétrique compact conçu pour la surveillance des signes vitaux en milieu hospitalier.

Grâce à son écran tactile couleur de 8 pouces et à son interface intuitive, il permet un accès rapide aux données cliniques essentielles.

- Trois modes de surveillance : Spot-check, Triage, et Surveillance continue
- Intégration des scores cliniques EWS, NEWS et MEWS pour le dépistage précoce
- Affichage en temps réel : SpO<sub>2</sub>, PNI, température, pouls, pléthysmogramme.
- Connexion Bluetooth avec les thermomètres Riester tymPRO® et sensioPRO®
- Connectivité au dossier médical électronique (EMR) via le protocole HL7
- Alarmes programmables avec 3 niveaux de priorité (visuelles, sonores)
- Connexion LAN intégrée pour l'infrastructure hospitalière
- Disponible avec ou sans imprimante thermique intégrée



Interface utilisateur intuitive, avec un écran tactile très réactif



Mode d'affichage "Early Warning Scores"



Programmable avec EWS, NEWS, MEWS et 5 profils personnalisables.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

#### PNI haute performance clinique (pression artérielle non invasive)

Méthode de mesure:	Automatique oscillométrique
Plage de mesure:	SYS, DIA, MAP Adulte 30-270 mmHg 10-220 mmHg 20-235 mmHg Pédiatrique 30-235 mmHg 10-220 mmHg 20-225 mmHg Néonatale 30-135 mmHg 10-110 mmHg 20-125 mmHg
Plage pression brassard:	0-280 mmHg, résolution 1 mmHg
Exactitude de pression:	Statique ±3 mmHg Clinique ±5 mmHg, déviation standard ≤ 8 mmHg
Plage fréquence pouls:	40-240 bpm, exactitude 1 bpm
Pression gonflage initiale:	Adulte Pédiatrique Néonatale 160 mmHg 130 mmHg 75 mmHg Double protection contre la surpression (matériel et logiciel) 297 ± 3 mmHg 252 ± 3 mmHg 147 ± 3 mmHg
Plage d'alarme:	SYS, DIA, MAP 0 - 300 mmHg

#### SpO<sub>2</sub> Riester

Plage de mesure:	0-100%, résolution 1%
Exactitude:	±2% (70-100%) - ±3% (40-69%) Non spécifiée (0-39%)
Plage d'alarme:	0-100%
Temps moyen:	4 sec, 8 sec, 16 sec

#### Pouls

Plage de mesure:	20-250 bpm, résolution 1 bpm
Exactitude:	±1% ou ± 1 bpm, la plus élevée des deux valeurs

#### Thermomètre prédictif (33801 uniquement)

Oral (Mode Rapide)	temp. sans fièvre: 3 - 5 secondes temp. avec fièvre: 8 - 10 secondes
Oral (Mode Standard):	6-10 secondes
Exactitude de la mesure:	35,5 - 42°C ± 0,1°C (± 0,2°F)

#### Moniteur

Alarme:	LEDs visibles (Rouge, Jaune, Cyan) Haut-parleur Audible Alarme sonore, signal QRS Supporte tonalités hautes et niveaux différents de volume Tonalités d'alarme conformes aux exigences de IEC 60601-1-8 Pression: 45-85 dB distance de test 1 mètre de la tonalité
Ports:	1 entrée alimentation CA 1 interface RJ45 standard. 100 BASE-TX, IEEE 802.3 4 ports USB 1 point de mise à la terre équipotentielle 1 connecteur RJ11 pour appel infirmiers Port de sortie CC 15V/1,2 A
Alimentation:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Batterie:	Batterie: Lithium-Ion, rechargeable, 10,8 V CC, 6 600 mAh, Temps de recharge 100%: 6 heures Temps de fonctionnement environ 11 heures (batterie neuve et complètement chargée avec modules SpO <sub>2</sub> , Temp et NIBP en mode AUTO (intervalle 15 minutes)) Indicateur de batterie faible et de recharge batterie
Dimensions:	303x110x h 230 mm (11,93x9,05x4,33 pouces)
Poids:	3600 g (7,94 lb) incluant module Temp, imprimante

#### Imprimante thermique intégrée



#### Accessoires standard

- Capteur SpO<sub>2</sub> adulte
- Câble d'extension SpO<sub>2</sub>
- Sonde de température orale (33801 uniq.)
- Embout de sonde (33801 uniq.)
- Tube d'extension PNI
- 2 brassards (adulte et adulte large avec connecteurs)
- Batterie au lithium et chargeur
- Mode d'emploi (GB, IT, Sur demande FR, DE, ES, PT, PL)

#### Panier en option

(270x200xh225 mm)  
pour ranger les brassards, les capteurs, les câbles

Réf. **R13317**





## Systeme de camera medicale multifonction, portable et polyvalente

### RCS-100®



Le RCS-100® est une camera portable et connectee, conue pour capturer et partager rapidement des images ou videos medicales afin de faciliter le diagnostic, le suivi et la communication clinique.

Compatible avec differentes lentilles interchangeable (otoscope, dermatoscope, lentille generale), il permet de visualiser :

- le conduit auditif et la membrane tympanique
- la peau, l'epiderme, le derme et d'integrer des modules d'endoscopie

#### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

- Ecran couleur LCD TFT HD de 5 pouces (1280 x 720 px)
- Zoom numerique 2x a 8x
- Ecran tactile pour capturer photos et videos
- Molette unique pour la mise au point et l'intensite lumineuse
- Changement rapide de lentilles, sans outi
- Batterie Li-ion rechargeable, autonomie de 3,5 h
- Transfert facile des fichiers via USB
- Fonction UVC pour affichage direct sur un second ecran
- Connexion Wi-Fi integree
- Notes cliniques ajoutees sur les images pour un meilleur suivi
- Utilisable meme dans des zones reculees (communication optimisee)

#### 3 lentilles disponibles en option selon la specialite



**Lentille generale pour images**

**Lentille dermatoscope avec regle numerique pour mesurer**

**Lentille otoscope avec port otoscopie pneumatique**



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

##### Dispositif

Écran:	tactile couleur LCD TFT 5", 1280x720 pixels, grossissement 2x-8x et zoom numerique automatique/manuelle
Focalisation:	8 MP
Pixels CMOS:	8 MP
Format images/videos:	images: JPEG, videos: MP4
RAM:	2G LPDDR3
Rom:	16GB
Extension memoire:	carte SD 16G wifi
Alimentation:	batterie au lithium 18650 3,6V 2600mAh
Temps de fonctionnement:	video 3,5 heures (batterie completement chargee)
Temps de recharge:	3 heures
Adaptateur:	entree 100~240V 50~60Hz 0,3A sortie CC 5V/2A
USB:	OTG et USB type C
Dimensions - Poids:	225x135x45 mm - 292g

##### Lentille generale

Longueur/largeur focale:	2,0
Angle du champ:	78°
Profondeur champ:	30mm ~ 4mm
Source lumineuse:	LED lumiere naturelle
Grossissement:	optique: 2x numerique: 4x
Temperature couleur LED:	5500k
Dimensions - poids:	60,5x 60,5x19,0 mm - 66,4 g

##### Lentille dermatoscope

Longueur/largeur focale:	2,2
Polarisation:	derme / epiderme
Champ de vision:	Ø 30mm
Distance de l'objet:	0 mm
Grossissement :	optique: 2x numerique: 4x affiche: 2x-8x
Source photographique:	LED lumiere naturelle
Temperature couleur LED:	4000k
Dimensions - poids:	62,1x62,1x36 mm - 108,5 g

##### Lentille otoscope

Longueur/largeur focale:	2,9
Champ de vision:	champ de vision Ø 12mm a 25mm de distance de l'objet affiche (avec speculum auriculaire de 4mm)
Champ de vision Ø 9mm a 15mm de distance de l'objet affiche (avec speculum auriculaire de 4mm)	
Champ de vision Ø 8mm a 10mm de distance de l'objet affiche (avec speculum auriculaire de 4mm)	
Distance max de l'objet:	15mm, a une distance max de l'objet Ø FOC: 15mm
Profondeur champ:	10mm
Source lumineuse:	LED lumiere naturelle
Grossissement:	affiche: 6x
Temperature couleur LED:	4000 K
Dimensions - poids:	73,5x40,0x40,0 mm - 96 g



### Spiromètre écran tactile 7" Spirolab®

Réf. M911080E

- Multifonctionnel
- Écran tactile
- 6MWT, Test de sommeil, Holter 24 heures pour SpO2%



En option : 1 x Capteur SpO<sub>2</sub> adulte (doigt) réutilisable

Accessoires standards :

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1 x Turbine FlowMIR® jetable (boîte de 10)     | 1 x Rouleau de papier thermique   |
| 1 x MiniFlowMeter (capteur de débit numérique) | 1 x Pince-nez                     |
| 1 x Chargeur secteur universel (100-240V)      | 1 x Mallette de transport rigide  |
| 1 x Batterie rechargeable intégrée             | 1 x CD-ROM + logiciel WinspiroPRO |
| 1 x Câble USB                                  | 1 x Manuel utilisateur            |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Batterie rechargeable 10 h, chargeur 100-240 V
- Capteur de température ±0,45 °C, capteur de débit turbine
- Débit ±16 L/s ±5% ou 200 mL/s, volume ±2,5 % ou 50 mL
- Résistance dynamique <0,5 cm H<sub>2</sub>O/L/s, connexion USB 2.0 et Bluetooth®
- Écran LCD tactile 7" 800x480
- Embouts buccaux Ø 30 mm, protection électrique classe II

### Spirodoc®

Réf. M910610E

- Tout en un
- Écran tactile couleur 7"
- Imprimante thermique intégrée



En option : 1 x Capteur SpO<sub>2</sub> adulte (doigt) réutilisable

Accessoires standards :

- |  |  |
|--|--|
| 1 x Turbine FlowMIR® jetable (boîte de 10)       | 1 x Pince-nez                                    |
| 1 x Capteur de débit                             | 1 x Capteur SpO <sub>2</sub> adulte réutilisable |
| 1 x Câble USB                                    | 1 x Étui de transport                            |
| 1 x Chargeur secteur                             | 1 x Logiciel WinspiroPRO                         |
| 1 x Batterie lithium-ion rechargeable (intégrée) | 1 x Manuel utilisateur                           |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran LCD tactile 128x64 pixels rétroéclairé.
- Batterie 3,7 V 1100 mAh avec autonomie de 50 h.
- Accéléromètre triaxial ±2 g, 400 Hz.
- Capteur de débit à turbine bi-directionnelle ±16 L/s.
- Précision : volume ±2,5 % ou 50 mL, débit ±5 % ou 200 mL.
- Résistance <0,5 cm H<sub>2</sub>O/L/s et capteur de température 0 à 45°C.

### Spiromètre portable Spirobank II smart® pour Tablette & PC

Réf. M911028E

- Autonome, Tablette, ordinateur
- Multifonctionnel
- Application dédiée gratuite (MIR Spiro App)



En option : Capteur SpO<sub>2</sub> (oxymètre) à clip doigt adulte

Accessoires standards :

- |  |   |
|--|---|
| 1 x Turbine FlowMIR® jetable (boîte de 10) | 1 x Pince-nez   |
| 1 x Câble USB                              | 1 x Manuel utilisateur  |
| 1 x Batterie lithium-ion rechargeable      | 1 x Accès à l'application MIR Spiro App (gratuite, à télécharger) |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran intuitif avec boutons faciles à utiliser.
- Batterie ion-lithium (3,7V, 1100 mAh).
- Capteur de débit : turbine numérique bidirectionnelle, plage ±16 L/s.
- Exactitude : volume ±2,5 % ou 50 mL, débit ±5 % ou 200 mL/s.
- Tests disponibles : FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST.
- Connectivité : USB 2.0 et Bluetooth® 4.0.

### Spiromètre USB pour ordinateur

Réf. M911006E

- Plug & Play
- Utilisation 100 % via ordinateur
- Design compact, léger et sans batterie



En option : Capteur SpO<sub>2</sub> à clip doigt

Accessoires standards :

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1 x Turbine FlowMIR® jetable (boîte de 10) | 1 x Logiciel WinspiroPRO (PC) |
| 1 x Câble USB                              | 1 x Pince-nez                 |
|  | 1 x Manuel utilisateur        |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Température mesurée par capteur semi-conducteur 0-45°C
- Débit via turbine digitale bidirectionnelle ±16 L/s
- Précision du volume ±3 % ou 50 mL
- Précision du débit ±5 % ou 200 mL/s
- Résistance <0,5 cm H<sub>2</sub>O à 12 L/s
- Connexion et alimentation par port USB

## Accessoires

#### Rouleau papier imprimante

Réf. M910350

1 Unité

Rouleaux de papier thermique standard (112 mm) pour l'imprimante Spirolab.



#### Flowmir - turbine digital

Réf. M91000460

60 Unités Usage unique



#### Turbine réutilisable

Réf. M910002

1 Unité



#### Embout buccal

Réf. M910310-3

3 Unités



Réutilisable pédiatrique

Réf. M910300-25

25 Unités



En carton Jetable pour adulte

#### Pince-nez en plastique

Réf. M910322S10

10 Unités




**Medcaptain**

 Made in  
Nederland

**En exclusivité chez Locamed**

## Spiromètre électronique

### Série VC-10

 Réf. **MCVC10**

 En option :  
Turbine  
réutilisable  
Saphir


### Série VC-30

 Réf. **MCVC30**


#### ACCESSOIRES STANDARDS :

 Turbine jetable, embout buccal jetable, pince-nez,  
câble USB, logiciel de spirométrie, manuel d'utilisation

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Écran	<b>Couleur, tactile, 2,4 pouces</b>
Paramètres mesurés	VEMS (FEV1), CVF (FVC), PEF, rapport FEV1/FVC
Capteurs	Turbine jetable + Capteur saphir réutilisable
Connectivité	USB 2.0 + Bluetooth 4.0
Compatibilité OS	Android, iOS, Windows
Stockage des données	Local + synchronisation vers cloud sécurisé
Type d'utilisation	Adultes et enfants
Autonomie	Jusqu'à 8 heures en usage continu

#### ACCESSOIRES STANDARDS :

 Turbine jetable, embout buccal jetable, pince-nez,  
câble USB, logiciel de spirométrie, manuel d'utilisation

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran : LCD rétroéclairé, tactile, résolution 128x64 pixels.
- Batterie : Lithium-ion 3,7 V, 1100 mAh, autonomie de 50 h.
- Accéléromètre : Triaxial  $\pm 2$  g, fréquence d'échantillonnage de 400 Hz.
- Capteur de débit : Turbine numérique bi-directionnelle.
- Plage de débit :  $\pm 16$  L/s.
- Exactitudes : Volume  $\pm 2,5$  % ou 50 mL ; débit  $\pm 5$  % ou 200 mL
- Résistance dynamique :  $< 0,5$  cm H<sub>2</sub>O/L/s à 12 L/s.
- Capteur de température : Semi-conducteur, plage de 0 à 45°C

### Série VC-20

 Réf. **MCVC20**

 En option :  
Turbine  
réutilisable  
Saphir


#### ACCESSOIRES STANDARDS :

 Turbine jetable, embout buccal jetable, pince-nez,  
câble USB, logiciel de spirométrie, manuel d'utilisation

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Écran	<b>Couleur, tactile, 3,5 pouces</b>
Paramètres mesurés	FEV1, FVC, PEF, FEV1/FVC, FEF25-75, VME, FET, FEV6...
Capteurs	Turbine jetable + Capteur saphir réutilisable
Connectivité	USB 2.0 + Bluetooth 4.2 + Wi-Fi
Compatibilité OS	Android, iOS, Windows
Stockage des données	Local + synchronisation vers cloud sécurisé
Type d'utilisation	Adultes et enfants
Autonomie	Jusqu'à 8 heures en usage continu

## Spiromètre à billes

 Réf. **HE185**

 Prix :TTC  
**90,00**

- Spiromètre d'entraînement à l'inspiration
- Prescrit un niveau d'exercice
- Suit les progrès du patient



## POWERbreathe® PLUS Blanc

 Réf. **PB1000**

Medic

 Prix :TTC  
**995,00**

- Soulage l'essoufflement
- Améliore l'effort
- Utile en BPCO, insuffisance cardiaque et asthme





**seca**  Made in GERMANY

Tous les instruments de pesage SECA bénéficient d'un **certificat d'approbation** délivré par le MICIEN, conformément au décret n° 2-05-813 du 21 mai 2009. Selon le modèle, ils répondent aux exigences de **classe III ou classe IIII**.



## Balances mécaniques à grand cadran

Réf. **P761**

Prix :TTC

**2 990,00**

**Graduation de 1kg**

- Construction robuste
- Grand cadran rond facile à lire
- Large tapis antidérapant

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	150 kg
Graduation	1 kg
Dimensions	303 x 118 x 470 mm
Poids net	4 kg
Fonctions	réglage du zéro

Réf. **P762**

Prix :TTC

**2 520,00**

**Graduation de 500g**

- Tapis amovible clips en caoutchouc pour un remplacement facile
- Mécanisme en acier

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	150 kg
Graduation	500g
Dimensions	305 x 120 x 470 mm
Poids net	4 kg
Fonctions	réglage du zéro

## Mètre déroulant mécanique

Réf. **T206**

Prix :TTC

**250,00**



Montage mural

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimensions	125 x 125 x 173 mm
Poids net	220 g
Fonctions	Montage mural
Graduation	1 mm

## Balances mécaniques à grand cadran

CLASSE MÉDICALE

Réf. **P750**

Prix :TTC

**1 850,00**

**Graduation de 1kg**

- Construction robuste
- Grand cadran rond facile à lire
- Plateforme stable
- Boîtier robuste en acier laqué

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	150 kg
Graduation	1 kg
Dimensions	317 x 117 x 477 mm
Poids net	4 kg
Fonctions	réglage du zéro



## Ruban de mesure ergonomique

Réf. **T201**

Prix :TTC

**145,00**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage de mesure	0 - 205 cm
Graduation	1 mm
Poids net	50 g

## Pèse-personne électronique

CLASSE MÉDICALE

Réf. **P813**

Prix :TTC

**2 300,00**

**Graduation de 100 g**

- Construction robuste
- Affichage digital clair et lisible
- Plateforme stable
- Boîtier robuste en acier laqué

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	200 kg
Graduation	100g
Dimensions	433 x 47 x 373 mm
Poids net	3 kg
Fonctions	Auto-Hold / Step-Off / Tip-On
Alimentation	Piles





**seca**  Made in GERMANY

Tous les instruments de pesage SECA bénéficient d'un **certificat d'approbation** délivré par le MICIEN, conformément au décret n° 2-05-813 du 21 mai 2009. Selon le modèle, ils répondent aux exigences de **classe III ou classe IIII**.

## 2 en 1 : pèse-bébé et pèse-personne plat

Pour enfants en bas âge

Réf. **P354**

- Balance multifonctionnelle : pèse-bébé et pèse-personne.
- Plateau adapté aux enfants.
- Nacelle amovible, facile à retirer.
- Fonction de mesure de l'apport en lait maternel (BMIF).
- Construction robuste pour un transport aisé.

Prix :TTC

**2 400,00**



CLASSE MÉDICALE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage de mesure	0 - 20 kg
Graduation	5g <10g >10g
Dimensions	328 x 2145 x 574 mm
Poids net	2 kg
Fonctions	Mode bébé, mode adulte, BMIF, extinction automatique

## Pèse-bébé mécanique à poids coulissants

Réf. **P725**

- Design classique et précis.
- Fonction remise à zéro pour un poids exact.
- Plateau incurvé pour plus de sécurité.
- Plateau amovible, facile à nettoyer et mobile.

Prix :TTC

**4 850,00**



Classe III

CLASSE MÉDICALE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage de mesure	16 kg
Graduation	5 g
Dimensions	552 x 156 x 332 mm
Poids net	6 Kg
Fonctions	réglage du zéro

## Toise bébé pliable mobile


Compacte, stable et parfaite pour une utilisation mobile

Réf. **T417**

- Toise pliable légère, compacte et stable, idéale pour une utilisation mobile.
- Utilisation simple et rapide.
- Design optimisé pour un rangement compact.
- Fabrication en matériaux durables pour une longue durée de vie.
- Surface lisse pour un entretien facile.

Prix :TTC

**2 150,00**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage de mesure	10 - 100 cm
Graduation	1 mm
Dimensions	1110 x 115 x 333 mm
Poids net	2 kg
Fonctions	Mesure couchée, et mobile



Tous les instruments de pesage SECA bénéficient d'un **certificat d'approbation** délivré par le MICIEN, conformément au décret n° 2-05-813 du 21 mai 2009. Selon le modèle, ils répondent aux exigences de **classe III ou classe IIII**.

### Toise mécanique portable

Réf. **T213**



Poignée intégrée et butées sécurisées permettant un transport facile

deux grandes fenêtres latérales facilitent la lecture des graduations.

- Toise mécanique mobile et démontable
- Fenêtres latérales pour une lecture facile
- Socle stable avec butée de talon pour mesure précise
- Se démonte facilement pour le transport
- Utilisation sans fixation murale

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage de mesure	20 - 205 cm
Graduation	1 mm / 1/8 inch
Dimensions	327 x 2165 x 590 mm
Poids net	2 kg
Utilisation	mobile, sans fixation

Prix :TTC  
**2 010,00**

### Toise mécanique télescopique

Réf. **T222**



- Structure télescopique précise, stable et facile à utiliser sans fixation murale
- Installation simple et rapide, sans fixation murale
- Large socle pour une stabilité maximale
- Butée de talon pour un positionnement exact
- Mesure fiable en trois points (talon, dos, tête)
- Idéale pour une utilisation stationnaire en cabinet ou service médical

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage de mesure	20 - 205 cm
Graduation	1 mm / 1/8 inch
Dimensions	328 x 2145 x 574 mm
Poids net	3,6 kg
Utilisation	Sans fixation murale

Prix :TTC  
**2 250,00**

### Toise pour bébés, curseurs extra-large

Montage mural possible

Réf. **T207**

- Appuie-tête fixe et appuie-pieds coulissants
- Peu encombrante et mobile
- Peut-être fixée à une table à langer ou au mur
- Curseurs repliables pour faciliter le rangement

Prix :TTC  
**1 800,00**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage de mesure	7 - 99 cm
Graduation	1 mm
Dimensions	1047 x 120 x 286 mm
Poids net	1 kg
Fonctions	Mesure couchée, Montage mural

### Système de mesure et de pesée mobile pour nourrissons et enfants en bas âge

OFFRE COMPOSÉE DE :

Réf. **T417**

Toise bébé pliable mobile

Réf. **P354**

Pèse-bébé et pèse-personne plat pour enfants en bas âge

Réf. **ST414**

Mallette avec poignée et sangle d'épaule pour pèse bébés électronique enfants

Idéal pour étude **Épidémiologique**, recensement et **médecine préventive**



**ST114**



Tous les instruments de pesage SECA bénéficient d'un **certificat d'approbation** délivré par le MICIEN, conformément au décret n° 2-05-813 du 21 mai 2009. Selon le modèle, ils répondent aux exigences de **classe III** ou **classe IIII**.

## Pèse-personne électronique avec fonction BMI (IMC)

Réf. **P799**

Livré avec toise télescopique

Prix :TTC  
**10 300,00**

- Fonctionnalités : **IMC, TARE, HOLD**
- Plateau de pesée en acier
- Alimentation : piles ou bloc secteur (en option)
- Toise télescopique incluse

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	200 kg
Graduation	100g <150kg > 200g
Alimentation	Piles, Bloc secteur en opt
Dimensions	294x831 x417 mm
Poids net	7 kg
Fonctions	Extinction automatique

Classe III



## Station de mesure sans fil à ultrasons

Réf. **P287**

Balance homologuée à usage médical permet de déterminer la taille et le poids, avec annonce vocale

Prix :TTC  
**34 000,00**

- Toise électronique à ultrasons (plage : 60 - 210 cm)
- Balance avec plateau antidérapant en verre sécurité
- Affichage numérique avec verrouillage des touches
- Fonctionnement mains libres
- Transfert compatible DME (Dossier Médical Électronique)
- Calibrage automatique : sensibilité, amortissement, SEND, directprint
- Annonce vocale des mesures
- Capteurs ultrasoniques intégrés
- Écran désactivable

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	300 kg
Graduation	50g <150kg > 100g
Alimentation	Piles, Bloc secteur en opt
Dimensions	434x2270 x466 mm
Poids net	16,5 kg
Fonctions	Extinction automatique

Classe III

Trois paires de capteurs uniques envoient et reçoivent séparément les signaux ultrasons

Valeurs mesurées sur l'écran activable /désactivable avec fonction de verrouillage des touches.

Balance dispose d'un plateau antidérapant en verre sécurité facilité d'entretien.



## Pèse-personne mécanique à colonne

À contre poids coulissant

Réf. **P711**

À hauteur des yeux  
Livré avec toise télescopique

Prix :TTC  
**11 200,00**

- Fonctionne sans pile ni alimentation électrique
- Précision équivalente à celle d'un pèse-personne à colonne électronique
- Base en fonte très robuste avec système anti-basculement
- Toutes les pièces sont résistantes à la corrosion
- Plage de mesure 60 - 200 cm.



La construction plate de la large plateforme permet un accès facile et un positionnement sûr.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	220 kg
Graduation	100 g
Dimensions	520 x 1.556 x 520 mm
Poids net	22 kg
Fonctions	Réglage du zéro, roulettes de transport

Classe III



Avec affichage du BMI (IMC)

Réf. **P786**

Livré avec toise télescopique

Prix :TTC  
**4 820,00**

- Détermination rapide et facile du **BMI (IMC)**
- Le disque BMI (IMC) coloré permet de visualiser facilement le statut pondéral du patient : insuffisance, normalité ou surpoids.
- Évaluation simultanée du statut nutritionnel
- Cadran rond bien lisible et plateau de pesée surbaissé
- Toise mécanique télescopique incluse (plage de mesure de 60 à 200 cm)

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	150 kg
Graduation	500 g
Dimensions	292 x 1 400 x 515 mm
Poids net	18.5 kg
Fonctions	Réglage du zéro, roulettes de transport





Tous les instruments de pesage SECA bénéficient d'un **certificat d'approbation** délivré par le MCIEN, conformément au décret n° 2-05-813 du 21 mai 2009. Selon le modèle, ils répondent aux exigences de **classe III ou classe IIII**.

### Balance pour fauteuil roulant sans fil

Réf. **P677**

**Avec rampe et roulettes de transport**

- Permet de peser des patients en fauteuil roulant, sur une chaise, ou en appui sur la main courante.
- Idéale pour peser les personnes en surcharge pondérale,
- Plateforme antidérapante, repliable pour un rangement facilité.
- **Écran LCD** clair et intuitif avec les fonctions **TARE, HOLD et BMI**

Prix :TTC  
**50 000,00**

La balance est repliable pour faciliter le transport



**Classe III**



Rampe repliable intégrée pour un transport simplifié



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	300 kg
Graduation	100 g < 200kg > 200g
Alimentation	Adaptateur
Dimensions	920 x 1.120 x 1.150 mm
Poids net	38 kg
Fonctions	RESET, extinction automatique

### Fauteuil de pesée sans fil en position assise

Réf. **P959**

**DME intégrée**

- Mesure assise avec DME intégrée
- Accoudoirs repliables
- Repose-pieds rabattables
- Freins de sécurité à l'arrière
- Écran positionné sur l'accoudoir
- Alimentation par batterie rechargeable ou bloc secteur

**Classe III**



Affichage intégré sur l'accoudoir, accessible et simple d'utilisation.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité	300 kg
Graduation	50 g < 150 kg > 100 g
Alimentation	Batteries rechargeables, Bloc secteur
Dimensions	563 x 897 x 978 mm
Poids net	24,5 kg
Fonctions	RESET, extinction automatique


**TANITA**  
Measuring Your Health

Santé connectée

## Balance de composition corporelle par segmentation

Réf. **RD545**

- Pèse-personne segmentaire avec analyse corporelle pour bras, jambes et torse.
- Technologie BIA à double fréquence.
- Plus de 12 mesures transmises à l'application.
- Mesure la qualité musculaire et la fréquence cardiaque

CARACTÉRISTIQUES :

- Segmentaire
- Connectivité
- Application mobile dédiée
- Convient aux enfants
- Activation : Tactile
- Mode athlète
- Mode Invité
- Mémoire utilisateur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Couleur	Argent
Poids du produit	4kg
Capacité de poids maximale	200kg
Dimensions du produit	321 x 348 x57 mm
Matériau	Plastique
Langues du produit	EN, DE, FR, ES
Nombre de fréquences	Double
Précision	50g(<100kg)
	100g(>100kg)
Alimentation	Batterie (AA)



Paramètres mesurés :

- Poids
- Masse grasse (%)
- Masse musculaire (totale et segmentaire)
- Masse osseuse
- Eau corporelle totale (TBW %)
- Graisse viscérale
- Mesures adaptées aux enfants
- Taux métabolique de base (BMR)
- Indice de masse corporelle (IMC)
- Âge métabolique
- Rythme cardiaque
- Évaluation physique
- Score musculaire

 Prix :TTC  
**8 750,00**


## Balance de composition corporelle Connectée

Réf. **RD953**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Couleur	Argent
Poids du produit	2.4 kg
Capacité de poids maximale	200kg
Dimensions du produit	298 x 328 x 32 mm
Matériau	Plastique
Langues du produit	EN, DE, FR, ES
Fréquences	Double
Précision	50g(<100kg)
	100g(>100kg)
Alimentation	Batterie (AA)


 Prix :TTC  
**3 950,00**
**Double fréquence BIA pour une analyse segmentaire avancée : muscles, graisse, métabolisme.**

Paramètres mesurés :

- Poids
- Masse grasse (%)
- Masse musculaire (kg)
- Qualité musculaire
- Score musculaire
- Masse osseuse (kg)
- Graisse viscérale
- Eau corporelle totale (TBW %)
- Indice de masse corporelle (IMC)
- Taux métabolique de base (BMR)
- Âge métabolique
- Évaluation physique
- Mesures pour les enfants

## Analyseur de composition corporelle connecté

Réf. **BC401**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Couleur	Noir
Poids du produit	1.9 kg
Capacité de poids maximale	150 kg
Dimensions du produit	217 x 316 x 27mm
Matériau	Verre
Langues du produit	EN, FR, ES, RU, TUR
Nombre de fréquences	2
Précision	100 g
Alimentation	Batterie (AA) incluses


 Prix :TTC  
**1 390,00**

Paramètres mesurés :

- Poids
- Masse grasse (%)
- Masse musculaire (kg)
- Masse osseuse (kg)
- Eau corporelle totale (TBW %)
- Graisse viscérale
- Indice de masse corporelle (IMC)
- Taux métabolique de base (BMR)
- Âge métabolique
- Évaluation physique
- Données adaptées aux enfants



## Analyseur de composition corporelle avec colonne

Réf. **TAN360DA** - Avec imprimante et logiciel TANITA

Prix :TTC  
**44 300,00**

Analyse complète en 15 secondes via technologie BIA à double fréquence

Résultats instantanés sur écran LCD

Impression automatique des données via imprimante intégrée

Compatible avec le logiciel TANITA PRO (en option) pour :

- Suivi des tendances
- Analyse des risques pour la santé
- Gestion complète des données patients

Sauvegarde automatique des données sur carte SD

Composé d'une plateforme stable reliée au module d'affichage et de commande



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids du produit	11,2 kg
Capacité de poids maximale	270 kg
Dimensions du produit (mm)	395 x 390 x 1027
Nombre de fréquences	2
Nombre d'électrodes	4
Précision (g)	100
Alimentation	Secteur (AC)
Temps de test	15 secondes
Source d'alimentation	240V

### Paramètres mesurés :

- Poids
- Masse grasse (%)
- Masse grasseuse (kg)
- Masse musculaire (kg)
- Masse osseuse (kg)
- Eau corporelle totale (%) (TBW)
- Indice de masse corporelle (IMC)
- Graisse viscérale
- Score de constitution physique
- Taux métabolique de base (kcal)
- Niveau d'activité métabolique de base
- Évaluation physique

## Pèse personne au sol noir

Réf. **L7003**

Prix :TTC  
**550,00**

- Plateforme large et stable
- Revêtement en poudre sur couvercle et base pour une meilleure durabilité
- Surface antidérapante sécurisée
- Grand cadran lisible



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Mesure du poids corporel
- Capacité maximale : 160 kg
- Graduation : 1 kg

## Pèse personne au sol chromé

Réf. **L7005**

Prix :TTC  
**630,00**

- Plateforme large et stable
- Structure en acier inoxydable facile à nettoyer
- Surface texturée antidérapante
- Grand cadran lisible



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Mesure du poids corporel
- Capacité maximale : 160 kg
- Graduation : 1 kg

## Pèse personne en verre

Réf. **L7006**

Prix :TTC  
**370,00**

- Structure en verre trempé
- Fonctionne avec 2 piles CR2032 au lithium (incluses)
- Affichage LCD lisible



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Mesure du poids corporel
- Capacité maximale : 160 kg
- Graduation 1 kg
- Dim. : 30 x 30 x 4 cm.

## Balance électronique pour repas

Réf. **L7013**

Prix :TTC  
**250,00**

- Plateau en verre lisse
- Affichage digital précis
- Alimentation : 2 piles AAA (1,5 V) - non incluses



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Capacité : 5 kg,
- Graduation : 1 kg
- 2 piles AAA (1,5 V) (non incluses)
- Dim. : 208 x 140 x 19 mm.



## Échographe portable

### VINNO A3

Réf. VNA3CL



Chariot  
en option



- Traitement RF natif pour une haute précision des signaux
- Imagerie trapézoïdale TView
- Doppler couleur en temps réel
- Agrandissement d'image sans perte
- Optimisation thermique et cartographique automatique



VINNO

Prix :TTC  
8 900,00

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Moniteur LED professionnel de 15.6 pouces
- Batterie lithium, 1h30 jusqu'à 2h
- Fréquence de balayage jusqu'à 16 MHz
- Plateforme RF avec traitement de signal haute résolution
- Enregistrement vidéo jusqu'à 1500 secondes
- Disque SSD 120 Go (85 Go disponibles pour l'utilisateur)
- Archive d'images sur le disque dur
- Stockage rapide sur clé USB
- TView pour l'imagerie trapézoïdale
- Stockage et impression en réseau
- Connectivité sans fil avec mise à jour des données et intégration aux solutions de gestion médicale
- Compatibilité DICOM (export et archivage)
- Démarrage rapide à partir du disque dur
- Fonction Doppler automatique en temps réel
- Imagerie en plein écran pour agrandir la taille de l'image
- Imagerie en temps réel sans réduction de la taille de l'image
- Impression thermique noir et blanc, option carte mémoire
- 2 ports de transducteur actifs + 2 ports USB + 8 diapositives TGC

#### SONDE COMPATIBLE :

Sonde **Linéaire**



Sonde **convexe**



Sonde **transvaginale**



## Échographe vétérinaire portable

### VINNO D2VET

Réf. VND2VET



Chariot  
en option



- Plateforme RF pour une qualité d'image optimisée en pratique vétérinaire
- Format portable adapté aux examens en clinique et sur le terrain
- Conçu pour le suivi des petits et grands animaux
- Écran HD 15,6" pour une lecture d'image confortable

- Utilisable en :
  - Cliniques vétérinaires
  - Hôpitaux vétérinaires
  - Centres de recherche
  - Écoles vétérinaires
  - Cabinets mobiles

Prix :TTC  
79 000,00



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran LCD de 15,6 pouces
- Préréglages vétérinaires dédiés
- Réglage automatique du rétroéclairage pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Design compact avec chariot léger, idéal pour les espaces réduits
- Compatible avec 2 connecteurs de sonde
- Batterie d'une autonomie d'environ 1,5 heures
- Fonctions CWD et ECG intégrées
- Gamme de fréquences : 1,35 - 25 MHz
- Optimisation d'image : VFusion (Spatial Compound Imaging), VSspeckle (Speckle Reduction Imaging)
- Préréglages et annotations de l'EFP
- Packages VET et modules de mesure cardiologique intégrés
- Disque SSD haute vitesse - capacité >10 000 images
- Plage étendue de réglage des angles de vue
- Porte-sonde amovible

#### SONDE COMPATIBLE :

Sonde **rectale linéaire**  
( Grands animaux )



Sonde **micro-convexe**  
( Petits animaux )





## Échographe stationnaire

## VINNO X1

Réf. VNX1CT



- Plateforme RF haute résolution : acquisition et traitement du signal optimisés
- Détection de l'IMT jusqu'à 0,1 mm près
- Suivi du flux sanguin à <math>< 1 \text{ cm/s}</math>
- Protocoles personnalisables : import/export de séquences, formats JPG/PNG
- Mesure automatique en temps réel du flux, de l'IMT, et du spectre Doppler
- Visualisation étendue des structures anatomiques avec la fonction PView



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Imagerie Doppler couleur intégrée
- Mesure automatique de la vitesse du flux sanguin
- Jusqu'à 25 MHz de haute fréquence dans de la plate-forme du système
- Connectivité à un moniteur externe pour une meilleure visibilité
- Fonction intelligente 3D/4D
- 3 ports de sonde actifs
- 3 ports USB
- 8 glissières TGC
- Disque dur 212 Go dont 172 Go de stockage
- Trace Doppler automatique en temps réel et calculs : Calculs vasculaires, cardiaques, tables OB, gynécologiques, urologiques, rénaux, de volume
- L'écran tactile intelligent de 8 pouces permet une utilisation plus pratique
- Détection automatique de la sonde, changement rapide en un clic
- VFusion, amélioration directionnelle d'information améliorée par la direction
- VSpeckle : traitement adaptatif pour des contours tissulaires plus nets et précis.

## SONDE ÉCHOGRAPHIQUE : Compatible avec VINNO X1 &amp; X35



Sonde Linéaire



Sonde convexe



Sonde transvaginale

Sur commande



Sonde volumique

## VINNO X35

Réf. VNX35-215



- Plateforme RF Vinno : traitement du signal brut pour une qualité d'image optimisée
- Résolution spatiale améliorée grâce à l'imagerie VFusion
- Compatible avec les sondes Xcen à large bande passante
- Imagerie 3D/4D avec sonde volumique (en option)
- Interface intuitive adaptée aux examens multi-spécialités
- Adapté aux besoins en gynécologie, cardiologie, urologie et médecine générale

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran LED 18,5" haute résolution
- Fréquence élevée jusqu'à 25 MHz via la plateforme du système
- Plateforme RF pour acquisition haute fidélité
- Stockage standard (d'enregistrement) jusqu'à 1500 secondes.
- Disque dur de 1 To.
- DVDRW intégré.
- Emplacement intégré pour imprimante thermique noir/blanc.
- Base de données patients
- Archive d'images sur le disque dur.
- Sauvegarde rapide via USB ou sur le disque dur
- Impression rapide sur imprimante thermique noir/blanc et couleur
- Suivi et calculs automatiques en temps réel de la Doppler à ondes
- 5 ports USB. • 8 curseurs TGC
- Calculs vasculaires, cardiaques, obstétrique, urologiques, rénaux, volume, Compatibilité DICOM
- 3 ports actifs + 1 emplacement libre
- Interface audio entrée/sortie
- Jusqu'à 512 densités de ligne.
- 1 interface DVI-D



## Échographe portable

### Acclarix AX3

Réf. EDNAX3



Chariot  
en option

Adaptateur secteur  
3 sondes simultanées

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran principal LCD HD 15,6" orientable sur 180°
- Écran secondaire tactile capacitif 10,1" personnalisable
- Résolution Full HD
- Architecture à nombre de canaux élevé
- Technologie TAI (Tissue Adaptive Imaging) :
- Optimisation en mode B
- Amélioration du Doppler (remplissage, contours, continuité)
- Plateforme Smart EIS avec moteur de traitement centralisé
- Mémoire vive (RAM) : 12 Go
- Disque SSD 120 Go
- Démarrage rapide en moins de 30 secondes
- 2 batteries lithium-ion amovibles intégrées
- Autonomie jusqu'à 2 heures
- Fonctionnement sur batterie ou secteur
- Conception à double prise latérale ergonomique
- Wi-Fi intégré / Ports USB haute capacité
- Interface DICOM complète (Worklist, Print, Storage, MPPS, SR, Q/R)
- Jusqu'à 3 sondes connectables via adaptateur secteur

#### SONDE COMPATIBLE :



Sonde **Linéaire**



Sonde **convexe**

Sur commande



Sonde **volumique**

## Échographe stationnaire

### Acclarix LX25

Réf. EDNLX25



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Écran LCD HD 21,5" monté sur bras en « C »
- Écran tactile haute sensibilité 14" avec contrôle gestuel
- Panneau utilisateur rotatif avec réglage automatique en hauteur
- Architecture haute fidélité, nombre de canaux élevé
- Technologie TAI (Tissue Adaptive Imaging) :
- Optimisation en mode B
- Amélioration du Doppler (flux, limites, remplissage)
- Plateforme Smart EIS avec moteur de traitement centralisé
- 3 ports de sondes activables
- Double batterie intégrée pour fonctionnement longue durée
- Démarrage rapide (SSD haute capacité, 120 Go recommandé)
- RAM : 12 Go (à confirmer selon configuration)
- Chauffe-gel amovible intégré / Châssis stationnaire ergonomique
- Conception à double prise latérale
- Écran tactile personnalisable à commande gestuelle
- Optimisation automatique de tous les modes en un clic
- Interface DICOM complète
- Connexions USB et réseau / Wi-Fi intégré

#### SONDE COMPATIBLE :



Sonde **Linéaire**



Sonde **convexe**

Sur commande



Sonde **volumique**

#### Nettoyant pour sondes

Réf. 0102S04L  
250ml

Prix :TTC  
50,00



Élimine le gel,  
prolonge la vie de la sonde.

#### Gel échographie

Réf. 0101G5L  
5L

Prix :TTC  
90,00



Pour ultrasons  
et échographie.

#### Gel hypoallergénique

Réf. 0101G04L  
250ml

Prix :TTC  
12,00



Réf. 0101G1L  
1L

Prix :TTC  
19,00



Pour ultrasons  
et échographie.



## Tensiomètre de bras avec fonction ECG

Réf. **LPBP2**

Connexion Bluetooth 4.0

Prix :TTC  
**995,00**



Moniteur ECG  
avec analyse par IA

Tensiomètre

- Mesure la pression artérielle (systolique, diastolique) et le pouls.
- ECG 30 secondes via électrodes intégrées.
- Dérivations ECG prises en charge : I, II et thoracique.
- Synchronisation via application mobile pour consultation des résultats.
- Brassard léger avec écran OLED intégré.
- Batterie lithium rechargeable.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

#### Mesure de la pression artérielle

Technologie	Méthode oscillométrique
Plage de pression	0 à 300 mmHg
Précision de la mesure de pression	±3 mmHg
Plage de fréquence du pouls	40 à 200 battements/min
Précision de la fréquence du pouls	±2 battements/min
<b>Enregistrement ECG</b>	
Plage de fréquence cardiaque	30 à 250 battements/min
Précision de la fréquence cardiaque	±2 battements/min ou ±2 %

Taille du brassard	22 - 42 cm
Connectivité sans fil	Bluetooth 4.0BLE
Type de batterie	Batterie au lithium rechargeable
Autonomie de la batterie	500 mesures
Mesure de la pression artérielle	50 enregistrements
Enregistrement ECG	10 enregistrements

## Moniteur ECG portable 1 piste

Enregistrement de 30 S à 5 min

Réf. **LPER2**

Prix :TTC  
**1050,00**

- Dispositif ultra-portable pour l'enregistrement d'ECG sur 1 dérivation (I, II ou thoracique)
- Écran OLED clair
- Recharge magnétique
- Partage des données via application mobile avec stockage illimité



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Technologie de mesure :	Méthode oscillométrique
Taille du brassard :	22 à 42 cm
Connectivité sans fil :	Bluetooth 4.0 BLE
Type de batterie :	Lithium-ion rechargeable
Autonomie :	Jusqu'à 500 mesures
Mémoire interne :	50 enregistrements de tension, 10 ECG
Plage de pression :	0 à 300 mmHg
Précision de la mesure de pression :	±3 mmHg
Plage de fréquence du pouls :	40 à 200 battements/min
Précision de la fréquence du pouls :	±2 battements/min
Plage de fréquence cardiaque (ECG) :	30 à 250 battements/min
Précision ECG :	±2 battements/min ou ±2 %



#### Enregistrement ECG

Ensemble de plomb	Dérivations I, II, thoracique
Plage de fréquence cardiaque	30 à 250 battements/min
Précision de la fréquence cardiaque	±2 battements/min ou ±2 %



ASPEL



Made in Europe

## Electrocardiographe Aspel AsCARD Grey

Réf. AS04.202

ECG 3-6- 3 pistes

3 pistes

 Prix :TTC  
**13 200,00**


- Analyse et interprétation automatiques,
- Signal ECG: 12 dérivations standard et dérivations de Cabrera,
- Clavier combiné alphanumérique et fonctionnel,
- Ecran tactile couleur (7") pour utilisation confortable,
- Dérivations imprimées 3, 6 ou 12 (largeur papier : 112 mm),
- Stockage de 1000 enregistrements ECG,
- Stockage des enregistrements via connexion USB( PenDrive),
- Mesure continue de la fréquence cardiaque (HR) avec affichage sur l'écran,
- Alerte sonore des battements et indicateur de batterie
- Possibilité de combiner avec le module de spirométrie SPIRO-31,
- Dimensions (L x P x H) : 258x199x50 mm,

## Electrocardiographe Aspel AsCARD Green

Réf. AS07-204

ECG 3-6-12 pistes

12 pistes

 Prix :TTC  
**18 500,00**


- Appareil portable avec écran LCD
- Enregistrement des 12 dérivations ECG standard
- Impression sur 1 ou 3 pistes (selon le mode sélectionné)
- Clavier alphanumérique à membrane avec touches de fonction
- Analyse et interprétation automatiques
- Mémoire intégrée du dernier enregistrement
- Batterie intégrée permettant jusqu'à 60 enregistrements automatiques
- Mesure continue de la fréquence cardiaque (HR) avec affichage à l'écran
- Impression automatique avec les données du patient et du cabinet
- Dimensions (L x P x H) : 220 x 153 x 55 mm

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Mode LONG :

Enregistrement de 1 à 15 minutes (1 à 3 dérivations)

Mode ECG inversé (1 à 30 secondes)

Impression des pistes rythmiques supplémentaires : 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3,

4x3+14x3+2, 4x3+3, 6x2+1, 6x2+2, 6x2+3

Vitesses d'enregistrement supplémentaires : 6,25 mm/s, 12,5 mm/s

### Livré avec :

- |                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1 câble patient KEKG30                | 4 électrodes pinces membres   |
| 1 flacon de gel ECG                   | 1 rouleau de papier thermique |
| 6 électrodes précordiales (ventouses) | 1 câble secteur               |
|                                       | 1 manuel d'utilisation        |

## Électrocardiographe avec écran tactile

Réf. LECG33

3 canaux ECG

3 pistes

 Prix :TTC  
**12 500,00**


- ECG 3 canaux, compact et léger
- Écran tactile intuitif
- Autonomie jusqu'à 8,5 h
- 12 dérivations synchrones
- Indicateur de qualité du signal
- Bouton unique multifonction
- Mobile et facile à transporter
- Idéal urgences, pédiatrie, domicile

### Livré avec :

- Câble patient 10 électrodes (IEC ou AHA)
- Électrodes thoraciques et pinces membres
- Papier ECG thermique
- Batterie lithium-ion intégrée
- Câble d'alimentation
- Manuel utilisateur



Rapport de réjection  
de mode commun (CMRR) :  
Jusqu'à 140 dB - haute immunité  
aux interférences

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Écran LCD tactile couleur 5" - haute résolution

Acquisition synchrone à 12 dérivations

Signal codé par couleur (qualité d'acquisition)

Poids : &lt; 1 kg

Bande passante : 0,01 à 300 Hz

Batterie Li-ion - autonomie 8,5 h

Stockage : 800 ECG

Connectivité : USB, Micro SD, LAN/RS232

Impression directe sur imprimante laser (via USB)

Modes de travail : Automatique, Manuel, Rythmique

Réglage automatique de la ligne isoélectrique

Interface utilisateur intuitive à un seul bouton

EDAN

### Accessoires

#### Pince ECG

Réf. PL4ECG

 Prix :TTC  
**320,00**

 Pour membre adulte lot  
de 4 pièces

#### Câble patient

Réf. ASC30R-202

 Prix :TTC  
**1 500,00**


10 électrodes

#### Electrodes 3M

Réf. 3M2228E

 Sachet  
de 50 U


#### Ventouse Poire

Réf. VPECG

 Prix :TTC  
**230,00**

4 ventouses



#### Rouleau papier

 Dim. 112 mm x 25 m.  
Dim. 58 mm x 25 m.


Réf.	Prix.
<b>ASRA4</b> Pour AS07-204	<b>50,00</b>
<b>ASRBI</b> Pour AS04.202	<b>30,00</b>

#### Gel pour ECG

Réf. 0102G04L

250 ml

 Prix :TTC  
**12,00**




## Électrocardiographe avec interprétation et imprimante intégrée

Réf. **LP1112M**

ECG-1112M

**12 pistes**Prix :TTC  
**18 950,00**

- Électrocardiographe numérique 12 dérivations avec imprimante intégrée.
- Filtres numériques anti-bruit pour une meilleure qualité de signal.
- Analyse automatique conforme aux normes CSE et AHA.
- Prévisualisation des tracés avant impression.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Affichage :	LCD couleur 7" (800x480 pixels)
Acquisition :	12 dérivations simultanées
Filtres numériques :	Filtre AC : 50/60 Hz Filtre passe-bas : 25/35/45/75/100/150/300 Hz Filtre anti-dérive : 0,01/0,05/0,32/0,67 Hz
Sensibilité :	2,5 / 5 / 10 / 20 / 40 mm/mV (±5 %)
Vitesse d'enregistrement :	5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 25 / 50 mm/s (±3 %)
Formats d'impression :	3x4, 6x2, 12x1, avec options de dérivations rythmiques supplémentaires
Mémoire interne :	jusqu'à 6000 fichiers ECG
Connectivité :	LAN, USB, RS232, Wi-Fi
Alimentation :	AC : 100-240 V (50/60 Hz) DC : 19 V / 3,5 A
Batterie :	14,4 V / 4400 mAh, autonomie de plus de 3 heures

### Livré avec :

- Câble patient 10 fils
- 6 électrodes précordiales (ventouses)
- 4 électrodes périphériques (pinces)
- Rouleau de papier thermique (210/216 mm)
- Tube de gel ECG
- Câble d'alimentation secteur
- Manuel d'utilisation

## Électrocardiographe numérique NeoECG

Réf. **LPT180**

ECG-T180

**12 pistes**Prix :TTC  
**24 700,00**

- Compatible avec 9 à 18 dérivations
- Détection automatique de stimulation et anti-dérive
- Connexion Wi-Fi sécurisée, rapports en PDF, DICOM, HL7
- Impression intégrée, adaptée aux examens ECG ambulatoires

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Afficher :	Écran tactile couleur de 10,1 pouces
Résolution :	1280 x 800 pixels
Source de courant :	Batterie lithium-ion rechargeable
Mode de fonctionnement :	Opération continue
Taux d'échantillonnage :	32 000 points/s
Fréquence cardiaque :	30 - 300 bpm
Plomb :	12 fils
Vitesse papier :	5 mm/s, 6,25 mm/s, 10 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Gamme RH :	30 - 300 battements par minute
Conversion A / D :	24 bits

### Livré avec :

- 1 câble patient à 10 fils
- 6 électrodes précordiales (ventouses)
- 4 électrodes périphériques
- 1 câble d'alimentation secteur
- 1 batterie lithium rechargeable (intégrée ou amovible)
- 1 rouleau de papier thermique
- 1 manuel utilisateur

## Moniteur Holter ECG portable de télésanté

Réf. **LPTH12**

ECG-1112M

Solution intelligente de télésurveillance cardiaque

**3 pistes**Prix :TTC  
**10 900,00**

- Format compact, léger et portable.
- Enregistrement ambulatoire sur 24 h.
- Transfert des données ECG via carte SD.
- Compatible avec les logiciels d'analyse pour archivage.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Nombre de canaux	12 canaux
Fréquence d'échantillonnage	250 Hz
Précision d'échantillonnage	24 bits
Plage dynamique d'entrée	≤ ±5 mV
Impédance d'entrée	10 MΩ
Rapport de réjection en mode commun	≥ 80 dB
Bruit du système	≤ 50 μV (p/p)
Réponse en fréquence	(0,67 Hz ~ 40 Hz) (+3 dB ~ -3 dB)
Constante de temps	≥ 3,2 s
Tension de polarisation admissible	± 300 mV
Stockage :	Carte SD intégrée, capacité d'enregistrement jusqu'à 24 heures

### Livré avec :

- 1 câble ECG à 10 fils
- 6 électrodes précordiales
- 4 électrodes périphériques
- 1 rouleau papier thermique
- 1 batterie lithium rechargeable
- 1 adaptateur secteur
- 1 manuel d'utilisation multilingue



## Doppler foetal Pocket SD3

Réf. LSD3P

Prix :TTC  
2950,00

### Sonde intégrée de 3 MHz

Dopplers de poche à ultrasons de la série SD3 sont idéaux pour la détection de routine du rythme cardiaque fœtal

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Plug-and-play
- Ecran LED lumineux avec affichage FHR en temps réel
- Mise hors tension automatique
- Surveillance en temps réel pour une utilisation quotidienne
- Enregistrement et play avec la lecture audio
- Fonctionne sur piles AA ou batterie rechargeable
- Arrêt automatique, Bouton Marche/Arrêt



## Moniteur Foetal F3 en couleur

Réf. EDANF3

Pratique à transporter Compact, portable et léger

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Batterie Li-ion longue durée pour les services ambulatoires
- Écran TFT couleur pliable de 5,6 pouces
- Grand affichage numérique et de forme d'onde
- Flux de travail simple avec des boutons en silicone pour les opérations
- Technologie avancée de détection du FHR
- Vérification du chevauchement des signaux pour différencier les doubles FHR
- L'indicateur de qualité du signal FHR permet d'optimiser la position de la sonde
- Options d'impression flexibles
  - Imprimante thermique intégrée
  - Impression sur du papier d'enregistrement de 150/152 mm de large
- Vitesse d'impression en temps réel de 1/2/3 cm/min
  - Vitesse d'impression rapide de 15 mm/sec pour les traces historiques
- Gestion puissante des données
  - 60 heures de mémoire accumulée pour une surveillance sans faille Réseau MFM
  - CNS pour la surveillance à distance MFM-CNS Lite pour la gestion des données sur PC
  - Port USB pour augmenter la capacité de stockage



#### Système d'analyse CTG intégré :

Le système d'analyse CTG intégré permet aux médecins et infirmières d'interpréter facilement les résultats en se basant sur les principales caractéristiques de l'analyse CTG.



#### Flux de travail simple :

Les touches fonctionnelles et le bouton rotatif simplifient l'accès aux fonctions cliniques. Le bouton « Démarrer » intègre les infos du patient et l'impression, facilitant le travail du médecin.



#### Portable :

Pratique à prendre en main.



#### Sac de transport :

Durables et solides, il garantit une protection maximale de votre moniteur pendant vos déplacements, tout en simplifiant son transport.



## Doppler foetal connecté

Réf. LSD1B

Prix :TTC  
1450,00



### Sonde intégrée de 2 MHz

Idéal pour la détection de routine de la fréquence cardiaque fœtale par les cliniciens.

La toute nouvelle conception de la sonde offre une sensibilité supérieure qui optimise l'expérience utilisateur.



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Haut-parleur intégré
- Affichage digital du RCF
- Ecran tactile
- Bluetooth intégré
- Volume ajustable
- Sonde intégrée de 2 MHz
- Arrêt automatique
- Technologie par ondes pulsées
- Alimentation : Piles AA



## Lit électrique de réanimation

NOUVEAU

7 fonctions



- Extension du lit : Ajuste la longueur du matelas.
- Roues : 4 roulettes de 125 mm avec verrouillage.
- RCP : Descente sécurisée du dossier sans électricité.
- Rails latéraux : Protection contre les chutes.
- Matelas : Plate-forme amovible et compatible rayons X.
- Serrures : Empêchent le retrait accidentel des panneaux.
- Éléments de protection : pare-chocs, potence, porte-accessoires.
- Indicateur d'inclinaison : jauge d'angle intégrée à la structure.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimensions hors tout (barrières relevées) :

2220 × 1060 mm ± 10 mm

- Plateforme matelas : 1960 × 900 mm (extensible de +200 mm)
- Hauteur réglable : 470 à 790 mm ± 10 mm
- Inclinaison maximale du dossier : ≥ 70°
- Inclinaison maximale du repose-cuisses : ≥ 25°
- Hauteur des barrières latérales (depuis la plate-forme) : 380 mm ± 10 mm
- Tension d'alimentation : 110 V / 60 Hz ou 220 V / 50 Hz
- Consommation électrique maximale : 1.6 A - 450 VA
- Indice de protection : IPX4 (résistance à l'eau et à la poussière)
- Poids maximal supporté : 210 kg

## Lit électrique de réanimation

Réf. L8088

Prix :TTC

28 500,00

5 fonctions



### Barrières en 4 pans en ABS, sommier articulé à lattes

- Lit électrique d'hospitalisation à 5 fonctions avec 4 moteurs
- Ossature en acier traité époxy
- Sommier à articulations souples en lattes
- Position en proclive et déclive 0° à 12°
- Télécommande câblée
- Barrières de lit en 4 panneaux indépendants en ABS
- 4 roues de 125 mm de diamètre, double face, avec capot et freinage centralisé
- 4 supports intégrés pour tige porte-sérum
- CPR
- Batterie

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimension	2180 * 970 * 460-750 (mm)
Hauteur variable	460 à 750mm
Dossier réglable	0° à 70°
Inclinaison Trendelenburg (côté jambes)	0° à 35°
Alimentation	220V~50HZ

## Lit d'hôpital électrique

Réf. MKPLA3

NOUVEAU

3 fonctions

Prix :TTC

23 850,00



Medikal 2000

- Moteurs linéaires avec un fonctionnement silencieux
- Fonctions de position du siège à commande électrique
- Mouvements du dossier et des repose-jambes réglables électriquement
- Têtes et pieds de lit amovibles et repositionnables en polypropylène (PP)
- Surface de couchage en 4 parties (ABS)
- Ajustement progressif de l'inclinaison des jambes
- Roues pivotantes à 360° (Ø150 mm) avec frein centralisé
- Pare-chocs de protection en plastique

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur (hors tout)	103,5 cm
Longueur totale)	214 cm
Réglage en hauteur	40,5 cm à 76 cm
Surface de couchage	190x85 cm
Angle du dossier	70°
Angle du repose-jambes	30°
Capacité de travail de sécurité	230 kg





## Lit d'hôpital électrique

Réf. **L8097**

Prix :TTC  
**21 500,00**

**3 fonctions**



- Structure en acier avec revêtement époxy
- Sommier à 4 sections
- Tête et pied amovibles en ABS
- Barrières latérales repliables en aluminium
- Roues doubles Ø125 mm avec capots et frein centralisé
- Télécommande filaire
- Emplacements pour tige porte-sérum aux 4 coins
- Pare-chocs de protection
- Indicateur d'angle intégré

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimension	2180 * 970 * 370-680 (mm)
Hauteur réglable	370 à 680 mm
Inclinaison dossier	0° à 70°
Inclinaison jambes	0° à 35°
Alimentation	220V~50HZ



## Lit d'hôpital électrique

Réf. **L8087**

**Barrières en aluminium amovibles, sommier en grille**

Prix :TTC  
**13 500,00**

**3 fonctions**



- Structure en acier peint époxy
- Sommier métallique en grille
- Tête et pied de lit amovibles en plastique ABS
- Barrières latérales en aluminium, repliables
- 4 roues Ø125 mm avec frein individuel, avec capots et freins
- Freinage centralisé via pédale
- 4 emplacements pour tige porte-sérum
- Crochets pour sac à urine
- Pare-chocs de protection intégrés

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimension	2180 * 970 * 370-680 (mm)
Hauteur variable	370 à 680 mm
Dossier réglable	0° à 70°
inclinaison jambes	0° à 35°
Voltage	220V~50HZ




## Lit électrique multifonction - HomeCare

Réf. **MKRC01**

Prix :TTC  
**55 600,00**

**3 fonctions**



**NOUVEAU**

**Medikal 2000**

- Moteurs silencieux avec commande électrique.
- Dossier et repose-jambes réglables.
- Têtes et pieds amovibles en polypropylène (PP)
- Plan de couchage HPL en 5 parties.
- Ajustement progressif du genou.
- Roulettes 360° avec blocage central.
- Pare-chocs de protection en plastique.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur hors tout	103,5 cm
Longueur hors tout	214 cm
Hauteur du châssis	42 cm
Surface de couchage	190 x 85 cm
Inclinaison du dossier	Jusqu'à 70°
Inclinaison jambes	Jusqu'à 30°
Capacité de charge	230 kg



**Lit manuel d'hospitalisation**

Réf. L8045

Prix :TTC

6 000,00

**1 position**Avec **une manivelle**

- Structure en acier revêtu d'époxy.
- Têtes de lit et de pied amovibles en plastique ABS.
- Rails latéraux repliables en alliage d'aluminium.
- Réglage du dossier par manivelle (angle d'inclinaison : 0° à 70° ± 5°).
- Pare-chocs d'angle intégrés.
- 4 roulettes pivotantes Ø125 mm avec freins.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Type : lit semi-rotatif mobile
- Dimensions extérieures : 2140 x 940 x 500 mm (L x l x H)
- Dimensions panneaux de tête : 1010 x 280 x 640 mm
- Position : 1 position (dossier inclinable uniquement)

**Lit manuel d'hospitalisation**

Réf. L8030

Prix :TTC

6 300,00

**2 positions**Avec **deux manivelles**

- Rails latéraux pliables en alliage d'aluminium.
- Quatre roues pivotantes Ø 125 mm dont deux avec frein.
- Cadre tubulaire en acier soudé. Stable et robuste.
- Plaque de couchage moulée avec orifices de ventilation.
- Tête et section pied relevables par deux manivelles.
- Panneaux de tête et de pied en ABS, facilement amovibles.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Drainage : deux crochets de drainage.
- Charge maximale : 150 kg.
- Dimensions extérieures : 2140 x 940 x 500 mm (L x l x H).

**Lit manuel d'hospitalisation**

Réf. L8084

Prix :TTC

8 800,00

**3 positions**Avec **trois manivelles**

- Tête et jambe relevable par 2 manivelles,
- Panneaux de tête et de pied en ABS, facilement amovibles
- Rails latéraux pliables en alliage d'aluminium

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Type : lit semi-rotatif mobile avec têtes en ABS
- Dimensions extérieures : 2140 x 940 x 500 mm (L x l x H)
- Panneaux de tête : 1010 x 280 x 640 mm

**Lit manuel d'hospitalisation**

NOUVEAU

Réf. MKMN02

Prix :TTC

10 500,00

**2 positions**

- Réglage manuel du dossier et du repose-jambes par manivelles
- Têtes et pieds de lit amovibles en polypropylène (PP)
- Plan de couchage HPL en 5 parties
- Roulettes pivotantes à 360°, avec blocage central
- Pare-chocs de protection en plastique

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| • Largeur (hors tout)          | 103,5cm      |
| • Longueur totale)             | 214cm        |
| • Hauteur                      | 42 cm        |
| • Surface de couchage          | 190x85cm     |
| • Angle du dossier             | jusqu'à 70 ° |
| • Inclinaison du repose-jambes | jusqu'à 30°  |
| • Capacité de charge maximale  | 230 kg       |



## Matelas alternating & compresseur Domus Auto **APEX**

Réf. **L8012**

RISQUE  
D'ESCARRE  
**ÉLEVÉ**

### Spécial réanimation

- Ajustement du poids de manière automatique
- Valve CPR : la pression du matelas est ramenée à zéro en cas de réanimation cardiaque
- Fourni avec un matelas CMHR de 5 cm (emplacement prévu dans les matelas alternating)

Prix :TTC  
**19 850,00**



Ajustement AUTOMATIQUE de la pression en fonction du poids de la personne. Pour la prévention et le traitement des escarres de stades 1 à 4.

Le matelas fourni possède les propriétés CMHR : auto-extinguible afin d'éviter les risques d'inflammation et ainsi garantir une meilleure sécurité.

- 4 modes: statique, alternating, ferme ou siège gonflé (idéal lorsque le lit est en position fauteuil)
- Cellules à air ventilées.
- Alarme en cas de sous-pression ou de problèmes d'alimentation électrique.
- Matelas alternating composé de 17 cellules à air.
- Housse en Nylon/PU facilement retirable pour le nettoyage.
- Dimensions : 200 x 90 x 12,7 cm.
- Poids maximum supporté : 180kg.
- 4 modes: statique, alternating, ferme ou siège gonflé.



DIMENSIONS :

61,5 x 50 x 88,5 cm

## Matelas à air en tube Alternating Domus 2 **APEX**

Réf. **L8011**

RISQUE  
D'ESCARRE  
**ÉLEVÉ**

- Cellules indépendantes onction alternée 1 sur 2
- Cellule de polyester enduite de polyuréthane
- Durée de cycle pré-réglée à 12 mn,
- Réglage de la pression en fonction du poids du patient et de son confort.

Prix :TTC  
**2 290,00**



DIMENSIONS :

200 x 85 x 12,5 cm

## Matelas à air anti-escarres Alternating Domus 1 **APEX**

Réf. **L8000**

RISQUE  
D'ESCARRE  
**ÉLEVÉ**

- Pression : 40 à 100mmHg
- Puissance de sortie de l'air : 5 litres/min
- Mode alternatif : cycle de 10-12 min
- Compresseur silencieux et performant
- Accroché au lit

Prix :TTC  
**590,00**



- Sur-matelas à air de 130 cellules
- Rabats en tête et pied de lit rabattables sous le matelas
- Poids supporté : 110 kg

DIMENSIONS :

280 x 90 x 6,5 cm

## Matelas gaufrif monoportance

Réf. **W3000**

Anti-escarres, avec housse zippée sur les côtés



Prix :TTC  
**2 450,00**

- Poids utilisateur de 40 à 100 kg,
- Alèse en PVC anallergique : 140 x 280 cm,
- Densité : 40 kg/m3,
- Housse bonnette polyuréthane imperméable respirant,



DIMENSIONS :

195 x 88 x 17 cm

## Matelas en mousse à mémoire de forme

Réf. **W3006**

Prix :TTC  
**3 350,00**

- Livré avec housse intégrale Promust PU en jersey polyuréthane, imperméable et respirant,
- La housse est zippée sur 3 côtés, avec rabats,
- Mousse viscoélastique de densité 82 Kg/m3,
- Poids max utilisateur 40 à 120 kg

DIMENSIONS :

195 x 87 x 14 cm

## Matelas articulé en mousse

Réf. **L8008**

Pour lit médicalisé à 3 articulations

Prix :TTC  
**1 850,00**

- Matelas en 4 parties, mousse de densité médicale, housse imperméable zippée

DIMENSIONS :

190 x 90 x 12 cm



## Chariot brancard de douche hydraulique avec coussin

Réf. **LENSB**

- Pour le transport et pour la douche
- La structure traitée anticorrosion du matelas en plastique ABS
- Barrières et vis sont en acier inox.
- Les barrières latérales de sécurité avec un dispositif de blocage se rabattent facilement avec une seule main durant le transfert du patient du lit vers le chariot.
- Chariot doté d'un orifice de drainage avec un tube de 150 cm de longueur pour l'évacuation de l'eau.(inclinaison de 5° pour faciliter l'évacuation de l'eau)
- Le blocage directionnel est disponible pour faciliter les transferts.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Matériaux : polyuréthane, plastique, métal peint  
 Dimensions principales : H 116 cm, P 100 cm, L 64,3 cm  
 Assise : P 440 mm, L 500 mm  
 Accoudoirs amovibles : 35,5 cm x 42,5 cm x 6,5 cm  
 Tôle DPK peint : épaisseurs 3 à 6 mm  
 Capacité de charge : 200 kg

## Valise de crise : kit de contention

Indispensable pour les services de psychiatrie et urgences

Réf. **RFBAG110M**

Système de sangles et ceintures avec fermeture par serrures magnétiques et clé d'ouverture spécifique



Destiné à faire face à des patients agités, combattifs (en particulier au sein des services d'urgence et de psychiatrie), le kit complet permet au personnel soignant d'avoir tout sous la main très rapidement.

### Valise contenant :

- Ceinture abdominale ( largeur 14 cm) avec les sangles intégrées.
- Extension pour ceinture abdominale (25 cm)
- Ceinture pelvienne
- Ceinture épaule
- Ceintures de blocage
- Ceintures poignets / paire
- Ceintures chevilles / paire
- 4 Serrures Magnet
- 17 Clés pour serrures Magnet
- Valise de rangement

### DIMENSIONS :

Small / Medium (tour de taille 60-110 cm)  
 Large (tour de taille 85-160 cm)



## Porte sérum

- Sur roulettes, 4 crochets, socle ABS
- Sur roulettes, 2 crochets, Socle chromé
- Sur roulettes, 4 crochets, socle ABS
- Sur roulettes, 4 crochets, socle ABS
- Sur roulettes, 4 crochets, avec tablette



	Réf.	Prix. TTC
1	430811	750.00
2	L8031CR	600.00
3	L8031	600.00
4	430812	750.00
5	BY1902	1 370.00

## Panier porte sérum

Réf. **L8032**

Prix :TTC  
**100,00**

En Inox 250 ml





Table de chevet avec table à manger



Réf. **L8056**

Prix :TTC  
**1 800,00**



**Table de levage à ressort pneumatique**

- Colonne en alliage d'aluminium
- Tiroir en acier soudé,
- Corps en résine phénolique,
- Roulettes avec verrouillage.
- Dimensions : 450 x 480 x 745 mm (LxPxH, sans roues)



**Table de levage à ressort pneumatique**

- Colonne en aluminium robuste
- Tiroir en acier soudé
- Glissières silencieuses
- Roulettes avec frein

Table de lit en U



- Avec roulettes
- Hauteur réglable : 795-1040 mm
- Extension pliante, 4 roulettes
- Dimensions : 400 x 800mm



- Avec roulettes
- Hauteur réglable de 68 à 98 cm
- Longueur : 80 x 42 cm

Réf. **L8116**

Prix :TTC  
**1 600,00**



- Avec roulettes
- Hauteur réglable de 68 à 98 cm
- Longueur : 80 x 42 cm
- Dim : 77 x 38 x 75 cm

Réf. **L8075**

Prix :TTC  
**5 990,00**



- Colonne en aluminium
- Glissières silencieuses
- Corps en résine phénolique
- Roulettes avec verrouillage
- Dim : 80 x 40 ~ 75 cm

Table de Chevet sur Roulettes

Réf. **L8074**

Prix :TTC  
**4 990,00**



**En laminé bois beige**

- Matériel ABS génie plastique,
- Avec un tiroir, une porte (intérieure avec un plateau )
- Dim : 53 x 50 x 80 cm

Réf. **L8055**

Prix :TTC  
**1 400,00**



**En plastique technique ABS**

- Plateau alimentaire, tiroir, petite porte avec étagère en intérieure
- Étagère latérale escamotable
- Dim : 48 x 47 x 78 cm

Réf. **MKYM07**

Prix :TTC  
**2 600,00**



- Plateau : Stratifié compact
- Roulettes : Pivotantes à 360° avec blocage croisé
- Réglage de la hauteur :
- Contrôlé par amortisseur
- Dim : 44,5 x 83,5 x 81,5 ~ 116 cm



Table de lit

**Classique**

Réf. **W0300**



Prix :TTC  
**1 250,00**



- Peu encombrante.
- Pratique pour lire, plateau réglable en inclinaison,
- Réglable en hauteur et latéral.

**Pliante**

**Diffusion avec extension**  
Réf. **421800**  
**Blanche**

Réf. **421814**

**Marron**

Prix :TTC  
**1 590,00**



- Cette table réglable en hauteur possède un plateau repose livre inclinable (multi-positions).
- Une double inclinaison au niveau du socle facilitant l'utilisation dans un fauteuil (roulant).

**Pliante**

**Diffusion pliante**

Réf. **421400**

**Blanche**

Réf. **421413**

**Marine**

Prix :TTC  
**1 250,00**



- Réglable en hauteur,
- Facile à déplacer grâce à quatre roulettes,
- Pratique pour lire : plateau réglable en inclinaison.



## Chaise de transfert

## ISCHIA 2

Réf. AP20002X3

Usage en  
extérieur

Conçu pour le transfert des patients en milieu hospitalier et communautaire

- Adapté aux admissions, urgences et transferts entre services
- Repose-pieds réglable et dossier redressé pour une meilleure stabilité
- Accoudoirs rabattables facilitant l'accès latéral
- Dossier et assise inclinables grâce à un vérin à gaz
- Système de freinage centralisé sur roues arrière
- Commande activable au pied

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

-Structure : acier verni avec peinture époxy, résistante aux rayures et à la corrosion

-Revêtement : similicuir lavable, antibactérien, ignifugé (classe 1 IM)

-Repose-pieds : réglable jusqu'au niveau du sol pour faciliter l'accès du patient

-Roues : 4 pivotantes Ø 12,5 cm, avec frein centralisé sur les roues arrière et blocage directionnel

-Charge maximale : 160 kg

-Accoudoirs : ergonomiques et entièrement rabattables

-Dossier et assise : inclinables avec vérin à gaz (système de basculement)

-Utilisation : adaptée en intérieur et extérieur



Mouvement de dos et de pied



Position TV out

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Charge maximale : 160 kg

Dimensions : L 64,3 × P 100 × H 116 cm

Assise : P 44 × l 50 cm

Accoudoirs : 35,5 × 42,5 × 6,5 cm (réglables)

Revêtement : assise et dossier en polyuréthane, faciles à nettoyer

Sécurité : barre de freinage centralisée, commande au pied

NOUVEAU

## NTS X6



NITROCARE



## Chaise de transfert et d'aisance roulante

Réf. LY111846

## Hydraulique manuel

Prix :TTC

8 500,00

- Doté d'un système hydraulique
- Pédale hydraulique
- Siège divisé
- Frein au pied



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur totale : 59 cm

Profondeur du siège : 40 cm

Largeur du siège : 46 cm

Hauteur d'assise : 37 cm

Hauteur totale : 91 - 117 cm

Hauteur des accoudoirs : 44 - 70 cm

Capacité de charge : 100 kg

Réf. LY7760L46

## Électrique

Prix :TTC

13 900,00

Deux jeux de manivelles (poignées de commande)



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Largeur totale : 72 cm

Profondeur du siège : 40 cm

Hauteur d'assise : 37 cm

Hauteur totale : 81,5 - 91,5 cm

Hauteur de dossier : 47 cm

Hauteur des accoudoirs : 40-60 cm

Capacité de charge : 100 kg



## Lève-personne électrique

Réf. **L8086**

• Le cadre principal est fabriqué en acier à haute résistance avec un revêtement en poudre pour la surface. Il comprend des roues avant universelles, des roues arrière équipées de freins, une largeur réglable des jambes du support, une poche de suspension sûre et fiable, ainsi qu'un dispositif de descente d'urgence. Cela permet de faire descendre le patient en cas de batterie déchargée ou de panne du moteur.

- Crochets de fixation d'harnais,
- Bôme de levage,
- Poignée de poussée,
- Moteur de levage,
- Pied du châssis,
- Roues doubles,
- Front (déverrouillage),
- Arrêt de secours mécanique,
- Poignée de commande,
- Boîtier de commande électronique,
- Pédale de réglage du châssis,
- Roulettes doubles avec frein de blocage.

Prix :TTC  
**17 500,00**

poids max. de l'utilisateur  
**120 kg**

Avec sangle Universelle



## Lève-personne électrique REBOTEC

Réf. **RE32001**

- Bras de levage électrique
- Unité moteur / batterie de 24 volts
- Télécommande câblée
- Fonction d'arrêt d'urgence
- Abaissement d'urgence mécanique
- Abaissement au sol possible
- Châssis avec pédales
- Roues pivotantes freinées individuellement
- Temps de montage : 5 à 6 minutes,
- Testé jusqu'à 150 kg de poids corporel

poids max. de l'utilisateur  
**150 kg**

Prix :TTC  
**22 500,00**

Avec sangle Universelle

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids maximum utilisateur : 150 Kg  
Accessibilité en hauteur: 13 cm  
Dim. : L 56 cm x P 33 cm - H 14,5 cm

**REBOTEC**  
Made in Germany

## Lève-personne électrique SUNLIFT MICRO

Réf. **SLG175**

**Adapté aux maisons de retraites ,hôpitaux**

- Idéal pour un usage domestique.
- Supporte jusqu'à 130 kg et soulève jusqu'à une hauteur de 1483 mm.
- Système antidérapant et crochets sécurisés pour éviter tout détachement de la sangle.
- Indicateur de batterie et alerte sonore dès 50% de charge.
- Poignée ergonomique pour une manipulation confortable sans forcer le poignet.
- Conception solide, éliminant tout jeu dans les points d'ancrage pour une stabilité optimale.
- Ouverture des pieds facile grâce à une pédale ergonomique, permettant d'ajuster la largeur selon les besoins.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids maximum utilisateur : 130 Kg  
Garde au sol: 20 mm  
Largeur totale: 940 mm x 1130 mm x 1870 mm  
Taille roue avant: 75 mm  
Taille roue arrière: 100 mm

Prix :TTC  
**18 500,00**

poids max. de l'utilisateur  
**175 kg**

Avec sangle Universelle



**SUNRISE MEDICAL**  
Made in Germany



## Fauteuil électrique de dialyse et de prélèvement



Réf. **MKDC03**

- Réglages motorisés (dossier, hauteur, inclinaison), position Trendelenburg, extension manuelle des jambes, commande au pied.
- Commande au pied intuitive pour un réglage sans effort.
- Structure métallique robuste et capacité de charge jusqu'à 150 kg, parfaitement adaptée à une utilisation intensive.

**Dialyse - prélèvement examens prolongés**



Prix :TTC  
**23 500,00**

**3 MOTEURS**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Hauteur réglable électriquement de 64,5 cm à 96 cm.
- Inclinaison du dossier jusqu'à 70° et fonction Trendelenburg jusqu'à 30°.
- Repose-jambes articulé à 90° et repose-pieds extensible manuellement.
- Châssis supérieur rotatif manuellement à 90° à droite et à gauche.
- Dimensions : 85 x 168 cm (totales) - Surface dossier : 58 x 85 cm - Surface assise : 66 x 51 cm.
- Structure métallique thermolaquée (époxy), revêtement en similicuir
- Capacité de charge : 150 kg.
- usage : environnement médical ou centre de soins

## Chaise de DON sanguin

Réf. **LYD810**

Pour centres de transfusion

- Cadre en acier robuste assurant une capacité portante jusqu'à 240 kg.
- Mousse polyuréthane haute densité (45D) pour un confort durable.
- Matelas avec élasticité modérée adapté aux longues périodes d'assise.
- Revêtement en PVC respirant, imperméable et ignifuge.
- Surface facile à nettoyer, désinfecter et résistante à la corrosion.

**4 MOTEURS LINAK**



Prix :TTC  
**30 900,00**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Chaise 3 sections avec réglage électrique via **4 moteurs Linak**.
- Longueur totale : 2100 mm, largeur du siège : 580 mm.
- Hauteur réglable de 600 à 840 mm.
- Roues de 125 mm avec frein individuel.
- Rembourrage en cuir PVC, accoudoirs (600 x 150 x 60 mm) et apui-tête (400 x 230 x 80 mm).
- Réglages : dossier de 0° à 75°, repose-jambes de -80° à 0°.
- Charge maximale sûre : 200 kg, capacité de charge : 240 kg.

## Fauteuil-lit multi-usage - prélèvement, transfusion, réveil

Avec accoudoirs en bois

- Structure en acier avec revêtement en similicuir et rembourrage en mousse haute densité.
- Accoudoirs en bois pour une meilleure stabilité latérale et un appui confortable.
- Mobilité assurée par 4 roulettes, dont 2 avec freins pour sécuriser l'immobilisation.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Structure : Cadre en profilé d'acier, épaisseur 1,5 mm
  - Rembourrage : Mousse densité 28 kg/m<sup>3</sup>
  - Revêtement : Similicuir
  - Accoudoirs : En bois
  - Roues : 4 roulettes Ø 75 mm, dont 2 avec freins
  - Dimensions
- Largeur : 80 cm    Hauteur : 86 cm  
Longueur : 106 cm    Surface de couchage minimale : 190 x 60 cm





## Fauteuil de dialyse et de prélèvement Réglage manuel

Réf. **LYSOC**

**Avec dossier réglable et fonction lit d'hémodialyse**

- Réglage manuel assisté par vérin à gaz
- Roulettes médicales avec système de freinage
- 4 coloris disponibles
- Structure en acier, mousse à haute densité
- Revêtement PVC respirant et ignifuge.
- Dossier réglable, oreiller ajustable, garde-corps rabattables

Prix :TTC  
**19 300,00**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Charge maximale supportée : 240 kg
- Température de stockage : -20 °C à +60 °C – Humidité relative : 10 % à 85 %
- Température d'utilisation : 0 °C à +35 °C – Humidité relative : 10 % à 85 %
- Inclinaison du dossier : -12° à +75° (±5°)
- Inclinaison du repose-jambes : -35° à +12° (±5°)
- Revêtement : PVC

## Fauteuil de traitement, prélèvement, transfusion & transfert

Réf.

Prix. TTC

**L810E06** Sans roue **4 900.00**

**L810E06R** Avec roue **5 300.00**

- Transfusion
- Accompagnement
- Chimiothérapie



- Adapté aux prélèvements sanguins et aux transfusions
- Utilisable en position allongée grâce au dossier inclinable

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Structure en acier inoxydable, cuir PVC.
- Dimensions : 770 x 680 x 1080 mm
- Dossier réglable sur 3 positions
- Porte-sérum intégré
- Tablette rabattable
- Accoudoirs
- Repose-dos confortable
- Repose-jambe réglable

## Fauteuil de Podologie et de SPA

Réf. **LIS260**

**Électrique multifonction 3 MOTEURS**

Prix :TTC  
**23 000,00**

- Positions multiples : assise, allongée, ou en décubitus facial via l'ouverture visage.
- Réglage motorisé de la hauteur pour s'adapter aux besoins du praticien.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- 3 moteurs électriques pour réglages.
- Dossier inclinable de 0° à 75°, inclinaison jusqu'à 12°.
- Hauteur ajustable de 55 à 80 cm.
- Dimensions : 1900 x 550 mm.
- Revêtement PU résistant à l'eau et à l'huile.
- Mousse haute densité de 3,5 pouces, accoudoirs auto-nivelants.
- Appui-tête réglable avec coussin en ouverture faciale anatomique
- Capacité maximale : 180 kg.

### PODOLOGIE & SPA





## Chariot en INOX

## Chariot à instruments

À 2 plateaux en Inox 304

Réf. L8206

Prix :TTC  
2 850,00

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 750x490x800 mm
- Acier inox 304, épaisseur 1,0 mm
- Roues avec freins

## Chariot à instruments

À 2 plateaux en Inox 201

Réf. L8208

Prix :TTC  
4 230,00

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 730x450x920 mm
- Acier inox 201, épaisseur 0,7 mm
- Équipé d'une poignée sur un côté
- Roues avec freins

## Chariot à instruments

À 2 plateaux

Réf.

Prix.

8066J	Inox normal	2 400,00
8066JN	Inox 304	2 990,00



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 600x430x880 mm
- Acier inox, épaisseur 1 mm
- 2 plateaux avec garde-corps
- Poignées des deux côtés
- Roues avec freins

## Chariot à instruments

À 3 plateaux en Inox 304

Réf. L8207

Prix :TTC  
3 450,00

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 640 x 430 x 800 mm
- Chariot en acier inoxydable,
- 3 plateaux avec garde-corps
- Roues avec freins

## Chariot en ABS

## Chariot en Inox

À 2 plateaux, joints en ABS

Réf. L8111

Prix :TTC  
2 900,00

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 720 x 460 x 970 mm
- Structure en tube rond en INOX
- 2 plateaux en acier inoxydable
- Roues silencieuses avec freins

## Chariot en Inox

À 2 plateaux, joints en ABS

Réf. L8050

Prix :TTC  
1 850,00

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 720 x 460 x 970 mm
- Structure en tube rond en INOX
- 2 plateaux en ABS
- Roues silencieuses avec freins

## Chariot à instruments

À 2 plateaux, tiroir-poubelle, cupule

Réf. L8049

Prix :TTC  
2 200,00

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 720 x 460 x 970 mm
- Chariot robuste en acier inoxydable
- Design compact : 72 x 46 x 97 cm
- 2 plateaux en acier inoxydable
- Roues silencieuses avec freins

## Chariot à instruments

À 2 plateaux, joints en ABS

Réf. L8017

Prix :TTC  
3 800,00

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 720 x 460 x 970 mm
- Chariot robuste en acier inoxydable
- Design compact : 72 x 46 x 97 cm
- 2 plateaux en acier inoxydable
- Roues silencieuses avec freins

## Guéridon métallique

À 2 plateaux

Réf. ETCR014  
430 x 600 x 888 mmPrix :TTC  
1 700,00Réf. ETCR024  
430 x 400 x 888 mmPrix :TTC  
1 500,00

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Guéridon roulant métallique à deux plateaux en époxy
- Roues avec freins

## Guéridon de service

À 2 plateaux, en ABS

Réf. L8026  
539 x 366 x 900 mmPrix :TTC  
1 100,00Réf. L8027  
640 x 456 x 900 mmPrix :TTC  
1 300,00

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Guéridon de service en ABS renforcé
- 2 plateaux
- Tiroir
- Roues avec freins



## Chariot de clinique

### À 2 plateaux & 2 tiroirs

Réf. **L8171C5**

Prix :TTC  
**4 990,00**

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 750x475x920 mm
- 2 Plateaux en ABS moulés, 2 tiroirs
- Poignée large ergonomique
- Colonnes en aluminium
- Roues silencieuses avec freins

### À 2 plateaux & 2 tiroirs

Réf. **L8171C5G**

Prix :TTC  
**4 390,00**

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 750x475x920 mm
- 2 Plateaux en ABS moulés, 2 tiroirs
- Poignée large ergonomique
- Colonnes en aluminium
- Roues silencieuses avec freins

### À 2 plateaux & 2 tiroirs

Réf. **L8176LS**

Prix :TTC  
**6 250,00**

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 760x475x920 mm
- 2 Plateaux en ABS moulés, 2 tiroirs
- Poignée large ergonomique
- Colonnes en aluminium
- Roues silencieuses avec freins

### À 3 plateaux & 1 tiroir

Réf. **L8171C3**

Prix :TTC  
**4 390,00**

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 750x475x920 mm
- 3 Plateaux en ABS moulés, 1 tiroir
- Poignée large ergonomique
- Colonnes en aluminium
- Roues silencieuses avec freins

## Chariot à médicaments

### 7 tiroirs compartimentés

Réf. **L8204**

Prix :TTC  
**11 850,00**

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 720 x 460 x 970 mm
- Structure tube rond en acier inoxydable
- Les plates-formes en ABS de haute qualité
- Roues en polyuréthane silencieux avec frein
- La capacité de chargement: 100 kgs

### 5 tiroirs compartimentés des deux faces

Réf. **L8129**

Prix :TTC  
**10 100,00**

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 850 x 520 x 950 mm.
- Structure tube rond en acier inoxydable
- Les plates-formes en ABS de haute qualité
- Roues en polyuréthane silencieux avec frein
- La capacité de chargement: 100 kgs

## Chariot à dossiers médicaux

Réf. **L8232J2**

Prix :TTC  
**8 700,00**

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 730x410x105 mm
- Colonnes en aluminium, en plastique ABS
- Tiroirs avec poignée en aluminium
- Quatre roulettes il encieuses, deux avec freins

### Support porte document patient

Réf. **CHF011**

Prix :TTC  
**55,00**



En option à partir de **50 U** avec choix de couleur : **bleu, gris ou rose**  
Dim. 23 x 35.5 cm

## Chariot de traitement IV

Réf. **L8205**

NOUVEAU



Prix :TTC  
**4 500,00**

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 760x475x930 mm
- 2 plateaux en ABS moulé, 2 tiroirs
- Poignée latérale ergonomique
- Colonnes en aluminium
- Roues silencieuses avec freins

## Chariot d'équipement

Réf. **L8209**

Prix :TTC  
**3 200,00**

**ECG,  
Appareil  
en ABS**

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- 600x500 mm
- Tige porte-flacon
- Plateau ABS
- Base 5 branches
- Panier latéral
- Roulettes freinées

## Chariot à linge en inox

Réf. **L8051**

À 3 plateaux & Bac en toile régide

Prix :TTC  
**3 700,00**



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 720 x 460 x 970 mm
- Structure tube rond en acier inoxydable
- Les plates-formes en ABS de haute qualité
- Roues en polyuréthane silencieux avec frein
- La capacité de chargement: 100 kgs

Réf. **L8125**

À 2 bacs en couleur inox

Prix :TTC  
**3 600,00**



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim. 800 x 590 x 890 mm
- Chariot collecteur de linge
- Cadre en acier inoxydable
- Roues en polyuréthane silencieux avec frein



### Chariot d'anesthésie

#### À 1 plateau & 7 tiroirs

Réf. **L8137**

Prix :TTC  
**16 600,00**

NOUVEAU



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poubelle,
- Porte sérum,
- Tablette escamotable
- Support de défibrillateur
- Porte documents latéral
- Roues avec freins
- Dimensions : 81.5 x 45 X 98 cm

#### À 1 plateau & 5 tiroirs

Réf.

Dim.

Prix.

<b>L8131</b>	75 x 47.5 x 93 cm	<b>7 990,00</b>
<b>L8131-2</b>	85 x 52 x 93 cm	<b>9 980,00</b>



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- structure en plastique ABS.
- Poubelle,
- Tablette escamotable
- Support de défibrillateur
- Porte documents latéral
- Roues avec freins

#### À 1 plateau & 5 tiroirs

Réf. **L8203**

Prix :TTC  
**8 200,00**

NOUVEAU



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poubelle
- 4 roulettes de 125 mm
- Table supérieure en ABS plastique
- Roues avec freins
- Pare-chocs de protection
- Dimensions : 75 x 47.5 x 97 cm

#### À 1 plateau & 5 tiroirs

Réf. **L8202**

Prix :TTC  
**6 980,00**

NOUVEAU



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poubelle
- 4 roulettes de 125 mm
- Roues avec freins
- Porte documents latéral
- Table supérieure en ABS plastique
- Pare-chocs de protection
- Dimensions : 75 x 47.5 x 97cm

### Chariot d'urgence

#### À 1 plateau & 5 tiroirs

Réf. **L8117**

Prix :TTC  
**11 500,00**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- 5 tiroirs compartimentés.
- Poubelle.
- Porte sérum.
- Tablette escamotable.
- Support de défibrillateur.
- Porte documents latéral.
- Roues avec freins.
- Dim : L850 x W520 x H1045 mm.

#### À 1 plateau & 4 tiroirs

Réf. **L8014**

Prix :TTC  
**12 200,00**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- 4 tiroirs verrouillables
- 100 scellés plastiques
- Boîte à médicaments
- Plateau défibrillateur
- Porte-sérum et support oxygène
- Planche de réanimation
- Bacs déchets + conteneur aiguilles
- Rallonge et roulettes freinées

#### À 1 plateau & 5 tiroirs

Réf. **L8201**

Prix :TTC  
**9 890,00**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poubelle.
- Porte sérum.
- Roues avec freins.
- Tablette escamotable
- Support de défibrillateur.
- Porte documents latéral.
- fermeture a usage unique
- Dimensions : 65.5 x 55.5 x 97cm.

#### À 1 plateau & 5 tiroirs

Réf. **L8130**

Prix :TTC  
**8 000,00**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poubelle,
- Porte sérum,
- Tablette escamotable
- Support de défibrillateur,
- Porte documents latéral
- Roues avec freins
- Dimensions : 75 x 47.5 x 93cm



## Table d'examen électrique à 2 plans

Réf. **LIFTBACK**

Prix :TTC  
**17 000,00**



Motorisation électrique

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Hauteur variable :	réglable de 52 cm à 97,5 cm par vérin électrique
Commande :	pédale au pied
Tête :	Tête réglable par vérin
Dimensions :	184 × 68 cm
Roues :	4 roues avec freins
Dossier :	inclinable manuellement jusqu'à 90°
Capacité de charge :	205 kg

## Table d'examen électrique à 3 plans

Réf. **LTR1**

Prix :TTC  
**17 000,00**



Motorisation électrique

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Hauteur variable :	réglable par vérin électrique
Commande :	pédale au pied
Tête et jambe :	réglables par vérin
Dimensions :	195 × 67 ou 73 cm
Roues :	4 roulettes avec freins
Repose-jambes :	réglable manuellement
Capacité de charge :	205 kg

## Table BOTTICELLI à 2 plans

Réf. **FR2380PRG** - Sans option

Réf. **FR2380PRR** - Avec roues

Prix :TTC  
**26 000,00**



Dossier proclive-déclive assisté par vérin à gaz

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Hauteur réglable :	48 à 90 cm par vérin électrique
Force du vérin :	6000N
Commande :	poignée latérale
Revêtement :	mousse expansée non-feu, classe IM1
Capacité de charge :	140 kg
Dimensions :	204 × 64 × 48 à 90 cm

## Table de massage électrique SPA

Réf. **LSPA**

Électrique de **SPA**

**NOUVEAU**

Prix :TTC  
**27 900,00**



- Cadre en acier robuste
- Dossier inclinable électriquement, réglable par télécommande ou pédale
- Repose-jambes à réglage électrique
- Appui-tête et accoudoirs réglables
- Supports-bras amovibles, ajustables en hauteur de chaque côté de l'appui-tête
- Accoudoirs amovibles réglables en hauteur
- Roues avec freins

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

• Capacité de charge :	190 kg	• Hauteur réglable :	de 52 à 97,5 cm
• Longueur :	190 cm (appui-tête inclus)	• Mousse multicouche	épaisseur 6,5 cm
• Largeur :	73 cm		

**Table d'examen 2 plans**Réf. **L9001**Prix :TTC  
**3 900,00**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Relevé de buste assisté par vérin
- Tête tapissée sur une face
- Châssis en acier inox
- Revêtement en mousse haute densité
- Dim. : 190 x 65 x 70 cm

**Table d'examen à 2 plans LVDT**Réf. **LVDT**Prix :TTC  
**3 995,00**


## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poids : 39 kg / Long 184 cm
- Larg : 71cm / Haut 78 cm
- Robuste et confortable
- Châssis en acier laqué
- Dossier réglable par vérin à gaz
- Relevé de buste assisté par vérin

**Table d'examen 2 plans en INOX**Réf. **L9003**Prix :TTC  
**4 990,00**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Brancard amovible avec dossier réglable
- Ridelles rabattables renforcées.
- Réglage manuel par manivelle
- Revêtement en simili cuir.
- 4 roulettes Ø150 mm avec pare-chocs, dont 2 avec frein
- Structure fabriquée en acier inoxydable.

**Echelle d'acuité visuelle**Réf. **LC1100E**Prix :TTC  
**95,00**

- Tableau optique **TUMBLING «E»**

**Armoire à 2 portes vitrées**Réf. **L8103**Prix :TTC  
**3 800,00**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- 2 portes vitrées
- Structure métallique
- Revêtement époxy
- 5 étagères métalliques
- Verrouillage sécurisé par clé
- Base inférieure en acier inoxydable
- Dimensions : 90 x 40 x 175 cm

Réf. **L8105**Prix :TTC  
**3 800,00**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- 4 portes (2 vitrées, 2 métalliques)
- Structure métallique
- Revêtement époxy
- 3 étagères métalliques
- Base inférieure en acier inoxydable
- Verrouillage sécurisé par clé
- Dimensions : 90 x 40 x 175 cm

**Armoire à 1 porte vitrée**Réf. **L8109**Prix :TTC  
**2 800,00**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- 1 porte vitrée
- Structure métallique
- Revêtement époxy
- 5 étagères métalliques réglables
- Support inférieur en acier inoxydable
- Verrouillage sécurisé par clé
- Dimensions : 50 x 40 x 175 cm

**Escabeau inox à 2 marches**Réf. **L8061**Prix :TTC  
**990,00**

- Marches en acier inoxydable anti-dérapantes
- châssis en inox

**Poubelle inox à pédale**

Réf.	Prix.
<b>L8108</b> 12L	<b>350,00</b>
<b>L81082</b> 20L	<b>710,00</b>



- Seau interne amovible en plastique
- En acier inox
- Pédale anti-dérapante

**Collecteurs**Réf. **L6128**Prix :TTC  
**38,00**

Pour matériel souillé



### Paravent 3 volets

Acier inoxydable

Réf.	Blanc	Prix.
<b>L8033</b>		<b>2 490,00</b>
<b>L8033BL</b>	Bleu	<b>2 790,00</b>

Pour isoler un poste de travail, ou pour créer une cabine d'essayage

- 3 volets entièrement repliables



Réf. **L8041**

En inox

- Panneaux en PVC d'entretien facile
- Mobile sur roulettes.

Prix :TTC  
**2 200,00**



### Panier porte sérum

Réf. **L8032**

Prix :TTC  
**100,00**

En Inox 250 ml



### Tabourets

#### Tabouret avec dossier

Réf. **LMS1**

- Repose-pieds avec vérin pneumatique
  - Hauteur réglable : 53 à 73 cm
  - Base à 5 roulettes
- Dimensions :
- 22 x 35 x 53 cm
  - Diamètre de l'assise : 39 cm
  - Coloris disponibles : bleu, vert, chocolat, bleu marine, noir, beige

Prix :TTC  
**1 300,00**



#### Tabouret pneumatique avec dossier

Réf. **L8073**

- Hauteur réglable : 45 à 55 cm (vérin à gaz)
- Dossier ergonomique moulé
- Assise rembourrée - épaisseur 8 cm
- Base en inox à 5 roulettes pivotantes

Prix :TTC  
**2 990,00**



#### Tabouret ergonomique

Réf. **LMS4**



Prix :TTC  
**1 900,00**

- Base Aluminium 5 branches (Ø 54 cm)
- Coussin mousse (ép. 5 cm)
- Hauteur réglable : 54 à 72,5 cm
- Charge max : 200 kg

#### Tabouret avec dossier

Réf. **LMS2**



Prix :TTC  
**1 150,00**

- Porté sur support à cinq branches sur roulettes
- Couleurs disponibles : Bleu, vert, chocolat, noir, beige
- Vérin pneumatique

#### Tabouret ergonomique

Réf. **LMS13**

Prix :TTC  
**2 500,00**

- Base en aluminium à cinq branches : 54 cm
- Coussin en mousse : 5 cm
- Réglage de la hauteur : 54 à 72,5 cm
- Capacité de charge : 200 kg



Réglable

#### Tabouret fixe

Réf. **L8072**

Prix :TTC  
**740,00**

- Diamètre du siège : 29 cm
- Hauteur variable : 54 x 67 cm



### Porte sérum

Réf. **430811**

Réf. **L8031CR**

Réf. **L8031**

Réf. **430812**

Réf. **BY1902**

Prix :TTC  
**750,00**





Prix :TTC  
**600,00**

Prix :TTC  
**600,00**

Prix :TTC  
**750,00**

Prix :TTC  
**1 370,00**

- Sur roulettes, 4 crochets, socle ABS
- Sur roulettes, 2 crochets, Socle chromé
- Sur roulettes, 4 crochets, socle ABS
- Sur roulettes, 4 crochets, socle ABS
- Sur roulettes, 4 crochets, avec tablette





## Lampe d'examen 6 LED

Réf. **LEKSQ6** - Support Blanc  
Réf. **LEKSQ6N** - Support Noir



Prix :TTC  
**2 950,00**

- Bras flexible
- Dotée de **6 LED** et d'une tête d'éclairage aluminium complète,
- Lumière plus brillante et plus blanche que jamais et est parfait pour les interventions chirurgicales mineures dans les hôpitaux, les centres de soins ambulatoires, ou le cabinet du médecin.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Ampoule LED, 6 ampoules, 6w Ø de la tête de lampe
- Ø du champ lumineux (30 / 50cm) 80 et 90 mm
- Illumination (30 / 50cm) : 59000lux / 31000lux
- Extension du bras flexible : 76 cm
- Contrôle de luminosité : contrôlé du gradateur
- Mobile sur pied 5 branches
- Source de lumière : LED.

## Lampe d'examen LED

Réf. **LED803B** - Support Blanc  
Réf. **LED803** - Support Noir



Prix :TTC  
**1 750,00**

- Bras flexible
- Mobile sur pied 5 branches
- tête de lampe compacte avec un point uniforme, garantissant une portée plus large, une précision d'identification et une visualisation accrue de la zone d'examen

### Lampe led de recharge

Réf. **LEDR803**

Prix :TTC  
**300,00**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Flux lumineux : 200 ml
- Diamètre de la tête de lampe : Externe = 2,7 cm / Interne : 17 cm
- Température de couleur : 6000-8000 K
- Réglage de la luminosité : commande par gradateur
- Diamètre du feu léger : 8cm à D = 30CM / 15cm à D = 50cm
- Extension du bras : 100 cm
- Source de lumière : LED
- Durée moyenne de la LED : 50000 h
- Consommation électrique : 3W
- Tension d'entrée : 110V-265V 50 / 60Hz

## Lampe d'examen 1 LED focus, sur pied

Réf. **LEKSQ5N**



Prix :TTC  
**2 650,00**

- Technologie **IR-LED** lumière source réduit la sensation de chaleur pour le patient et médecin

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Ampoule LED 3Wx3 Dure 40 fois plus longtemps que les lampes halogènes
- Faible consommation d'énergie
- Intensité de la lumière > 25000 lux
- Alimentation : AC 110-240 V 50/60 Hz
- Diamètre du spot : 80 -150 mm
- Eclairage lointain : 300 - 500 mm de réflecteur

## Lampe Ri-Magic® HP LED

Réf. **R6252**

Sur pied



Prix :TTC  
**6 250,00**

- Eclairage d'examen **LED**
- Bras flexible sur pied
- Beaucoup moins de chaleur et de perte d'énergie
- Dispositif de mise au point à l'avant de la tête de lumière

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Éclairage Distance de 40 mm / max. 100 000 Lux et Ø 230 mm
- Distance de 60 mm max. 55 000 Lux et Ø 320
- Couleur température 6,500 K
- Durée de vie de la lampe jusqu'à 50 000 heures

## Lampe de petite chirurgie 9 LED

Réf. **LED9AR**



Bras articulé sur pied

Prix :TTC  
**15 800,00**

- Economique
- Résistante
- Précise
- N'émet pas de chaleur
- Tête rotative

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Éclairage Distance de 40 mm / max. 100 000 Lux et Ø 230 mm
- Distance de 60 mm max. 55 000 Lux et Ø 320
- Couleur température 6,500 K
- Durée de vie de la lampe jusqu'à 50 000 heures



### Lampe Loupe Vista Wood sur pied

Réf. LTA006W

Prix :TTC  
**5 600,00**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Lumière WOOD 9W
- 3 dioptries
- Rayon d'action : 70 cm
- Durée de vie de la lampe : +/-4000 h
- Bras articulé

### Lampe Loupe Vista sur pied

Réf. LTA006

Prix :TTC  
**4 990,00**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Lumière 9W
- 3 dioptries
- Rayon d'action : 70 cm
- Durée de vie de la lampe : +/-4000 h
- Bras articulé

### Lampe frontale à LED ri-focus®

Réf. R6091



Prix :TTC  
**3 100,00**



- Bandeau sans fil avec batterie intégrée et prise de chargement.
- Compatible avec plusieurs types de batteries.
- Autonomie jusqu'à 4 heures selon le type de batterie.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- LED haute performance jusqu'à 100 000 Lux / 297 lumens
- Focale variable de Ø 40 mm à Ø 200 mm à 40 cm.
- LED blanche 5 700 K, CRI 93,
- Compatible avec CR123A, AAA alcalines ou AAA NiMH

### Miroir frontal clair N à LED

Réf. R6070



Prix :TTC  
**4 060,00**



- Bandeau sans fil, équilibré et confortable avec batterie intégrée.
- Utilisation d'une seule main avec prise de chargement intégrale.
- Compatible avec plusieurs types de batteries.
- Autonomie jusqu'à 4 heures selon le type de batterie.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- LED haute performance 100 000 Lux / 140 lumens.
- Miroirs Ø 55 mm (2,2 in) avec réglage continu.
- LED blanche 1 W, 4000-4200 K, CRI 95, 6V ou lampe à vide 6V
- Compatible avec CR123A, AAA alcalines ou AAA NiMH

### Négatoscopes avec variateur de lumière LED



- Modèle simple et économique
- Interrupteur bipolaire étanche
- fusibles de sécurité bipolaires

Réf.	Réf.
<b>NEGATOR</b>	<b>1 250,00</b>
<b>NEGATO2R</b>	<b>1 950,00</b>
<b>NEGATO4R</b>	<b>3 450,00</b>

Réf.			
<b>NEGATOR</b>	1 plage	Ecran 360x435mm	440 x 100 x 540mm
<b>NEGATO2R</b>	2 plages	Ecran 808x435mm	920 x 100 x 540mm
<b>NEGATO4R</b>	4 plages	Ecran 1424x435mm	1860 x 125 x 540mm

### Négatoscope LED Extra-plat

Réf. NEGATO-LED - 1 plage

Dim : 497 x 502 x 24 mm

Prix :TTC  
**1 850,00**



Réf. NEGATO2-LED - 2 plages

Dim : 854 x 502 x 24 mm

Prix :TTC  
**3 850,00**



- Négatoscope équipé d'un éclairage LED 32W d'une durée de vie de 50 000 heures
- Faible consommation.
- Cadre en aluminium avec interrupteur.
- Fixation murale



## Autoclave Paillasse classe B

**iconCLAVE****Avec imprimante interne, USB, logiciel nouvelle génération et sécurité avec double fermeture**Autoclave de classe B à pré-vide et post-vide: une solution parfaite pour la stérilisation d'instrumentation avec **traçabilité sur USB**.

- Cycles de stérilisation préprogrammés et automatique.
- Conforme à la norme européenne EN13060.
- Système de contrôle de haute précision pour des résultats optimaux.
- Interface utilisateur affichant température, pression, alertes et conditions
- Réservoir d'eau ouvert pour un remplissage et nettoyage faciles.
- Séchage sous vide rapide après stérilisation.
- Imprimante interne.
- Options : port USB et clé USB pour stockage des données.
- 10 cycles pré-enregistrés (121° à 134°) incluant différents types et tests.
- Mémoire interne : stocke les 20 derniers cycles et permet l'impression

Imprimante  
intégrée

Référence	Capacité	Prix. TTC
<b>LHK18P</b>	<b>18L</b>	<b>21 995,00</b>
<b>LHK23</b>	<b>23L</b>	<b>25 500,00</b>
<b>LHK45</b>	<b>45L</b>	<b>54 000,00</b>

Référence	<b>LHK18P</b>	<b>LHK23</b>	<b>LHK45</b>
Capacité	<b>18 L</b>	<b>23 L</b>	<b>45 L</b>
Dimension de la chambre	Ø250x350 mm	Ø250x450mm	Ø319x617 mm
Nombre de plateaux :	3/ Max.5	3/ Max.5	3/ Max.5
Matériau des plateaux	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Taille des plateaux (LxH) :	192x285mm	192x380mm	192 x 380 mm
Tension, Freq.	220/110V, 50/60Hz	220/110V, 50/60Hz	220/110 V, 50/60 Hz
Puissance	1750W	1750W	2800W
Dimension globale (LxHxP)	490x455x600 mm	490x455x690 mm	640x560x840 mm
Poids	47kg	53kg	103kg
Temp./Pression :	Temp. de 121°C avec une pression de 110 kPa.	134 °C à 2,1 bars / 121 °C à 1,1 bar	105 °C à 134 °C / 0,2 à 2,1 bars
Temps de stérilisation	De 4 à 20 min selon le cycle sélectionné	De 4 à 30 min selon le cycle sélectionné	de 0,5 à 99 minutes selon le cycle



## Autoclave Paillasse classe B

**SHINVA**

Avec écran LCD affiche les paramètres essentiels et permet un suivi simple du cycle de stérilisation

Utilise la vapeur sous pression pour assurer une stérilisation rapide, efficace et conforme aux normes internationales (CE / EN).

Ce type d'équipement permet de traiter aussi bien les instruments emballés que non emballés, les textiles ou certains liquides.

Grâce à son système de vide performant, il garantit une pénétration optimale de la vapeur et un séchage complet des instruments.

L'ensemble du cycle (pré-vide, stérilisation, séchage) est entièrement automatisé, assurant sécurité, reproductibilité et traçabilité.

- Générateur de vapeur intégré
- Système de vide pulsé performant ( $\approx -90$  kPa)
- Cycles automatiques complets (pré-vide, stérilisation, séchage)
- Programmes multiples (emballé, non emballé, test BD, Helix...)
- Écran LCD avec affichage des paramètres
- Cuve en acier inoxydable
- Systèmes de sécurité multiples (pression, température, porte)



Imprimante  
intégrée

Référence	Capacité
<b>T45-E</b>	<b>18L</b>
<b>T60-E</b>	<b>23L</b>

## Distillateur d'eau

Réf. **LHWD01** - 72 x 46 x 97 cm



Matériel ABS plastique,  
aluminium,  
acier inoxydable

Prix :TTC  
**1 200,00**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Tension : 220 V 50 Hz
- Puissance : 750 W
- Capacité du réservoir : 1.6l/h
- Dim. intérieure : 18 x 20 mm
- Dim. extérieure : 280 x 280 x 380mm
- Poids : 3.5 kg

		
Référence	<b>T45-E</b>	<b>T60-E</b>
Capacité	<b>45 L</b>	<b>60 L</b>
Dimension de la chambre	Ø316 x 618 mm	Ø385 x 595 mm
Nombre de plateaux :	2 plateaux (standard)	3 plateaux (standard)
Matériau des plateaux	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Tension, Freq.	220V - 50 Hz	220 V - 50 Hz
Puissance	5.8 kVA	7.4 kVA
Dimension globale (LxHxP)	830 x 640 x 550 mm	1002 x 730 x 560 mm
Poids	115kg	160 kg
Temp./Pression :	105-138°C / -0.1 à 0.3 MPa	-0.1 à 0.3 MPa / 105-138°C
Temps de stérilisation	~10 à 60 min selon programme	~10 à 60 min selon programme



## Tambours

En inox




Ref.	Dim.	Prix.
<b>0091T19P</b>	190 x 145 mm	<b>410.00</b>
<b>0091T15</b>	150 x 50 mm	<b>320.00</b>
<b>0091T19</b>	190 x 190 mm	<b>480.00</b>
<b>0091T24</b>	240 x 240 mm	<b>660.00</b>

## Panier en treillis métallique

En aluminium

Boîte autoclavable pour stérilisation en aluminium



Ref.	Dim.	Prix.
<b>0091PNI24</b>	24 x 11 x 5,5 cm	<b>570.00</b>
<b>0091PNI29</b>	29 x 14 x 5,5 cm	<b>770.00</b>

## Boîte à instruments vide

En inox



Ref.	Dim.	Prix.
<b>0091B21</b>	200 x 100 x 60 mm	<b>250.00</b>
<b>0091B25</b>	250 x 120 x 60 mm	<b>360.00</b>
<b>0091B30</b>	300 x 150 x 60 mm	<b>580.00</b>

## Plateaux

En inox



Ref.	Dim.	Prix.
<b>0091P20</b>	208 x 109 x 15 mm	<b>140.00</b>
<b>0091P21</b>	210 x 160 x 25 mm	<b>165.00</b>
<b>0091P31</b>	313 x 218 x 31 mm	<b>250.00</b>

## Haricots

En inox



Ref.	Dim.	Prix.
<b>0091H16</b>	160 mm	<b>60.00</b>
<b>0091H20</b>	200 mm	<b>90.00</b>
<b>0091H25</b>	250 mm	<b>100.00</b>
<b>0091H30</b>	300 mm	<b>150.00</b>

## Cupule

En inox



Ref.	Dim.	Prix.	Ref.	Dim.	Prix.
<b>0091CS6</b>	60 mm / 50 ml	<b>50.00</b>	<b>0091CS12</b>	120 mm / 450 ml	<b>90.00</b>
<b>0091CS8</b>	80 mm / 150 ml	<b>54.00</b>	<b>0091CS15</b>	150 mm / 750 ml	<b>110.00</b>
			<b>0091CS18</b>	180 mm / 1500 ml	<b>160.00</b>

## Porte-cupule double

Ref. **0091PCD**  
En inox

Prix :TTC  
**1 400,00**



Hauteur réglable de 60 à 95cm.  
Cupule en acier inox Ø 32 cm

Pied en acier chromé avec base en acier inox et 5 roulettes en plastique dont une avec frein.

## Baquet roulant

Ref. **LCBQI**  
En inox

Prix :TTC  
**1 350,00**



## Porte pince à servir

En inox

Un porte instrument en acier inoxydable permettant le maintien et le rangement d'instruments de chirurgie.



Ref.	Dim.	Prix.
<b>0091PI13</b>	50 X 130 mm	<b>180.00</b>
<b>0091PI18</b>	50 X 180 mm	<b>220.00</b>

## Haricot en plastique

Ref. **HE303P2** - 20 cm

Ref. **HE303P25** - 25 cm



Prix :TTC  
**35,00**

## GYNÉCOLOGIE

### Speculum Cusco



Ref.	Dim.	Prix.
<b>LC1010VS</b>	80 x 24 mm	<b>140.00</b>
<b>LC1010VM</b>	80 x 32 mm	<b>145.00</b>
<b>LC1010VL</b>	90 x 36 mm	<b>150.00</b>

### Hystéromètre



Ref.	Dim.
<b>0091HS33</b>	33 cm / Sims
<b>0091HM34</b>	33 cm / Martin

Prix :TTC  
**100,00**

### Ciseaux épisiotomie



Ref.	Dim.
<b>0091EP14</b>	14 cm

Prix :TTC  
**70,00**

### Stéthoscope de Pinard

- Stéthoscope obstétrical pour détection du pouls foetal
- Modèle en aluminium



Ref.	Dim.
<b>0091STPI</b>	14 cm

Prix :TTC  
**40,00**



### Boîte à 11 instruments pour petite chirurgie

Réf. **LC1036** - 20 x 10 x 6 cm  
En inox

Prix :TTC  
**1 100,00**

Ref.	Désignation	N°.
<b>0091MB3</b>	Manche bistouri N°3	1
<b>0091P14</b>	Ciseaux à pansements 14 cm	2
<b>0091D14</b>	Pince à dissection sans griffes	3
<b>0091DG14</b>	Pince à dissection avec griffes	4
<b>0091H16D</b>	Pince de pean droite 16 cm	5
<b>0091M14D</b>	Ciseaux de mayo 15 cm droits	6
<b>0091C14D</b>	Ciseaux chirurgicaux droit 14 cm	7
<b>0091K16D</b>	Pince hemostatique Kocher droite 16 cm	8
<b>0091SC14</b>	Sonde cannelée	9
<b>0091PA14</b>	Porte aiguille de Hegar 14 cm	10
<b>0091H14C</b>	Pince crille courbe 14 cm	11
<b>0091B21</b>	Boite à instrument en inox 20 x 10 x 6 cm	



### Boîte à 24 instruments pour petite chirurgie

Réf. **LC1036S** - 25 x 12 x 6 cm  
En inox

Prix :TTC  
**2 900,00**



Ref.	Désignation	Qté.
<b>0091MB3</b>	Manche bistouri N°3	1
<b>0091F14</b>	Pince foerster pour badigeonage	1
<b>0091H12C</b>	Pince Halstead courbe sans griffe 12cm	4
<b>0091K12C</b>	Pince Kelly courbe sans griffe S/G 12cm	2
<b>0091K14D</b>	Pincés de Kocher droit A/G 14cm	2
<b>0091D14</b>	Pince a dissequer 14cm sans griffe	1
<b>0091DG18</b>	Pince a dissequer 18cm avec griffe	1
<b>0091M18D</b>	Ciseaux de Mayo 18cm droit	1
<b>0091MT18C</b>	Ciseaux Metzumbum courbe 18cm	4
<b>0091MT16D</b>	Ciseaux Metzumbum droit 16cm	1
<b>0091PA18</b>	Porte aiguille de hegar 18cm	2
<b>0091C12B</b>	Pince à champs de backhaus 12cm	3
<b>0091PP24</b>	Panier porte instrument (240x110x55)	1
<b>0091B25</b>	Boite à instrument en INOX 25x12x6cm	1










### Trousse à dissection

Réf. **L8065**  
9 unités

Prix :TTC  
**200,00**



## O.R.L

<p><b>Spéculum nasal de Killian / Hartmann</b></p>  <p>Prix :TTC <b>220,00</b></p> <p>Ref. Dim. <b>0091SK22</b> 14 cm / 22 mm <b>0091SK35</b> 14 cm / 35 mm <b>0091SK50</b> 14 cm / 50 mm</p>	<p><b>Spéculum nasal de Voltolini réglable</b></p>  <p>Prix :TTC <b>330,00</b></p> <p>Ref. Dim. <b>0091SNO</b> Taille 0 <b>0091SN</b> Adulte</p>	<p><b>Set de 3 Spéculums de Hartmann</b></p>  <p>Prix :TTC <b>160,00</b></p> <p>Ref. Dim. <b>0091SH</b> Ø 4.5.6 mm</p>	<p><b>Set laryngoscope 4 lames Mc INTOSH</b></p>  <p>Prix :TTC <b>1 750,00</b></p> <p>Ref. <b>0091LR4</b></p>
<p><b>Pince auriculaire de Troeltsch</b></p>  <p>Prix :TTC <b>45,00</b></p> <p>Dim. <b>0091PA12</b> 12 cm</p>	<p><b>Crochet de Lucae</b></p>  <p>Prix :TTC <b>130,00</b></p> <p>Ref. Dim. <b>0091CL14</b> 14 cm</p>	<p><b>Diapason ORL en inox</b></p>  <p>Prix :TTC <b>280,00</b></p> <p>Ref. Frequence <b>0092D256</b> 256 u <b>0092D512</b> 512 u</p>	<p><b>Diapason ORL en inox : Set</b></p>  <p>Ref. Dim. Ref. <b>HE1064</b> 4 pcs <b>90.00</b> <b>HE1068</b> 8 pcs <b>130.00</b></p>
<p><b>Pince de Lucae</b></p>  <p>Prix :TTC <b>55,00</b></p> <p>Ref. Dim. <b>0091PL12</b> 12 cm</p>			



PINCES

Porte aiguille de Hegar	Pince dissection avec griffes	Pince dissection sans griffes	Manche de bistouri N° 3
Réf. Dim. Prix. <b>0091PA14</b> 14 cm <b>80.00</b> <b>0091PA18</b> 18 cm <b>110.00</b> <b>0091PA20</b> 20 cm <b>130.00</b>	Réf. Dim. Prix. <b>0091DG14</b> 14 cm <b>30.00</b> <b>0091DG16</b> 16 cm <b>38.00</b> <b>0091DG18</b> 18 cm <b>45.00</b>	Réf. Dim. Prix. <b>0091D14</b> 14 cm <b>35.00</b> <b>0091D18</b> 18 cm <b>50.00</b> <b>0091D20</b> 20 cm <b>87.00</b>	Réf. <b>0091MB3</b> Prix:TTC <b>20,00</b>
Pince hémostatique de Crille	Pince à champs	Pince hémostatique de Kocher	Pince de Péan
Réf. Dim. Prix. <b>0091H14C</b> 14 cm <b>75.00</b> <b>0091H16C</b> 16 cm <b>85.00</b>	Réf. Dim. Prix. <b>0091C11B</b> 11 cm <b>55.00</b> <b>0091C13B</b> 13 cm <b>65.00</b>	Réf. Dim. Prix. <b>0091K16D</b> 16 cm <b>70.00</b> <b>0091K18D</b> 18 cm <b>75.00</b> <b>0091K20D</b> 20 cm <b>85.00</b>	Réf. Dim. Prix. <b>0091H16D</b> 16 cm <b>70.00</b> <b>0091H18D</b> 18 cm <b>75.00</b>
Pince Foerster	Pince Collin	Sonde cannelée	Scalpel
Réf. Dim. Prix:TTC <b>0091F14</b> 14 cm <b>80,00</b>	Réf. Dim. Prix:TTC <b>0091PC14</b> 14 cm <b>190,00</b>	Réf. Dim. Prix:TTC <b>0091SC14</b> 14 cm <b>20,00</b>	Réf. Dim. Prix:TTC <b>0091SL17</b> 17 cm <b>100,00</b>

ÉCARTEURS

Écarteurs Farabeuf	Écarteurs Volkman	Écarteurs Moux
30 x 10 mm 34 x 13 mm 12 cm Réf. Dim. Prix. <b>0091EF12</b> 12 cm <b>150.00</b> <b>0091EF15</b> 15 cm <b>160.00</b>	Pointu 16 x 20 mm / 22 cm Mousse 16 x 20 mm / 22 cm Réf. Dim. Prix:TTC <b>0091EV22P</b> 22 cm / pointu <b>250,00</b> <b>0091EV22M</b> 22 cm / mousse	16.5cm 15cm 27 x 29mm 30 x 38mm 33 x 43mm 25 x 29mm 30 x 38mm Réf. Dim. Prix:TTC <b>0091EM15</b> 15 cm <b>130,00</b> <b>0091EM16</b> 16.5 cm



## CISEAUX

Ciseaux chirurgicaux droits			Ciseaux chirurgicaux courbe			Ciseaux Metzumbum droit			Ciseaux Metzumbum courbe		
Réf.	Dim.	Prix.	Réf.	Dim.	Prix.	Réf.	Dim.	Prix.	Réf.	Dim.	Prix.
<b>0091C14D</b>	14 cm	<b>55.00</b>	<b>0091C14C</b>	14 cm	<b>55.00</b>	<b>0091MT14D</b>	14 cm	<b>70.00</b>	<b>0091MT14C</b>	14 cm	<b>70.00</b>
<b>0091C18D</b>	18 cm	<b>71.00</b>	<b>0091C18C</b>	18 cm	<b>70.00</b>	<b>0091MT16D</b>	16 cm	<b>75.00</b>	<b>0091MT16C</b>	16 cm	<b>75.00</b>
<b>0091C20D</b>	20 cm	<b>85.00</b>	<b>0091C20C</b>	20 cm	<b>85.00</b>	<b>0091MT18D</b>	18 cm	<b>80.00</b>	<b>0091MT18C</b>	18 cm	<b>80.00</b>
Ciseaux de Mayo droit			Ciseaux de Mayo coube			Ciseaux Mousse droit			Ciseaux Mousse courbe		
Réf.	Dim.	Prix.	Réf.	Dim.	Prix.	Réf.	Dim.	Prix.	Réf.	Dim.	Prix.
<b>0091M14D</b>	14 cm	<b>55.00</b>	<b>0091M15C</b>	15 cm	<b>55.00</b>			<b>Prix :TTC 70,00</b>			<b>Prix :TTC 70,00</b>
<b>0091M16D</b>	16 cm	<b>63.00</b>	<b>0091M16C</b>	16 cm	<b>63.00</b>						
<b>0091M17D</b>	17 cm	<b>70.00</b>	<b>0091M17C</b>	17 cm	<b>55.00</b>						
<b>0091M21D</b>	21 cm	<b>85.00</b>	<b>0091M21C</b>	21 cm	<b>85.00</b>	<b>0091CM16D</b>	16 cm		<b>0091CM18C</b>	18 cm	
Ciseaux à pansements			Cisaille à plâtre			MARTEAUX À REFLEXE					
Réf.	Dim.	Prix.	Réf.	Dim.	Prix.	Réf.	Dim.	Prix.	Réf.	Dim.	Prix.
<b>0091P14</b>	14 cm	<b>55.00</b>	<b>719G2</b>	22 cm	<b>Prix :TTC 590,00</b>	<b>LC10MT</b>		<b>Prix :TTC 90,00</b>	<b>LC10MA</b>		<b>Prix :TTC 95,00</b>
<b>0091CP18</b>	18 cm	<b>80.00</b>									

## PODOLOGIE

Pince sécateur inox 12.5 cm (pédicure)	Pince à peaux fermoir 12 cm inox	Ciseaux pédicure pour ongles forts	Pince à ongles acier inox 12 cm (manucure)	Pince pour ongles incarnés inox	Ciseaux à ongles lames droites inox trempé
<b>Prix :TTC 200,00</b>	<b>Prix :TTC 160,00</b>	<b>Prix :TTC 110,00</b>	<b>Prix :TTC 170,00</b>	<b>Prix :TTC 200,00</b>	<b>Prix :TTC 65,00</b>
Réf. <b>0092PS12</b>	Réf. <b>0092PP12</b>	Réf. <b>0092CP</b>	Réf. <b>0092PM12</b>	Réf. <b>00929I</b>	Réf. <b>0092CLD</b>



### Défibrillateurs externes - DAE

La gamme de produits PRIMEDIC HeartSave est facile et rapide à utiliser. Des contrôles vocaux clairs guident les secouristes dans les activités de réanimation.

#### Défibrillation à courant contrôlé - CCD

La technologie biphasique CCD dégage un courant sans pic vers le coeur du patient grâce à une impulsion de défibrillation contrôlée, personnalisée, efficace et délicate. HeartSave est équipé d'un système de défibrillation à intensité montante, d'une impédance compensée et d'une énergie maximum de 360 J.

#### Flux efficace

HeartSave est conçu pour supporter au mieux les secouristes lors des réanimations. Son mode de fonctionnement avancé aide à réduire la pause RCP jusqu'au choc donné par le défibrillateur.

#### Mode pédiatrique

Sélection du mode pédiatrique à travers une simple touche. Ne requiert pas d'électrode pédiatrique et se révèle très facile à utiliser.

#### Rapide

Démarrage automatique dès l'ouverture et analyse du rythme cardiaque immédiate dès que les électrodes sont attachées au patient. Tous les accessoires (rasoir, masque, ciseaux et gants) sont compris.

#### Écran

L'écran fournit des informations claires sur l'état du dispositif et des batteries (auto-test quotidien et mensuel).

#### HEARTSAVE PAD et HEARTSAVE AED

Défibrillateur externe automatisé avec 3 ans de durée (PAD) ou 6 ans (AED) en mode veille avec batterie au lithium non rechargeable.

HeartSave AED: 4 langues sélectionnables.

#### HEARTSAVE AED-M

Mêmes spécifications que HeartSave AED avec en outre un large écran LCD pour la forme d'onde ECG, la fréquence cardiaque, le comptage des rythmes choquables et d'autres importantes informations. AED-M est livré avec batterie au lithium non rechargeable.



PRIMEDIC Saves Life. Everywhere.



Made in Germany

### HeartSave AED-M

Le moniteur LCD haute résolution fournit d'importantes informations pour la réanimation

Bouton menu

Prise pour électrodes et câble ECG



Bouton de déclenchement. Une véritable commande par un seul bouton vous permet de sauver une vie.

ÉQUIPÉ D'UNE BATTERIE RECHARGEABLE AKUPAK ET PINCE DE CHARGE

### HeartSave - AED



AVEC PILE AU LITHIUM 200 DÉCHARGES

### HeartSave - PAD



AVEC PILE AU LITHIUM 140 DÉCHARGES

### HeartSave - AS



AVEC PILE AU LITHIUM 100 DÉCHARGES

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

	PAD	AED	AS	AED-M		PAD	AED	AS	AED-M
<b>Défibrillation :</b>					<b>Moniteur LCD :</b>				
Mode semi-automatique	•	•	•	•	95 x 72 mm (diagonale 4,7"/120 mm)				•
Mode automatique					320 x 240 (taille des pixels 0,36 x 0,36 mm)				•
Onde: biphasique, impulsion réglée par courant	•	•	•	•	Affichage de l'état de la batterie				•
Énergie 50-360 J	•	•	•	•	Vitesse: 25 mm/s				•
Temps de charge: < 12 sec @ 360J	•	•	•	•	Fréquence cardiaque, nombre de défibrillations,				•
Modes de fonctionnement: asynchrones	•	•	•	•	nombre de VF/VT, temps de réanimation total				•
Mode pédiatrique	•	•	•	•	<b>Sauvegarde des données :</b>				•
<b>ECG :</b>	•	•	•	•	Mémoire amovible				•
Dérivations: II					Enregistrement vocal	•	•	•	•
Plage d'impédance du patient: 23-200 Ohm	•	•	•	•	<b>Alimentation :</b>				•
Plage de la fréquence cardiaque: 30-300 par min					Batterie lithium 3 ans en veille ou 140 décharges à 360 J				•
<b>VF: détection VT :</b>					Batterie lithium 6 ans en veille ou 200 décharges à 200 J	•			•
Détection VF/VT					- surveillance 15 heures				•
Temps d'analyse 7-12 sec	•	•	•	•	Akupak Lite avec batterie rechargeable				•
Palier asystole <0,2mV	•	•	•	•	100-240 V, 50/60 Hz - 150 décharges à 200 J				•
Détection Artéfact-Pacemaker	•	•	•	•	- 5 heures de surveillance				•
<b>Électrodes :</b>					<b>Écran :</b>				•
Électrodes non polarisées, longueur du câble :	•	•	•	•	État écran et batterie				•
	•	•	•	•		•	•	•	•



## Défibrillateur Professionnel


**PRIMEDIC**  
Saves Life, Everywhere.


Made in Germany

**DEF DefiMonitor XD**  
Avec spo2 et stimulateur cardiaque


Instrument multifonctionnel professionnel de haute qualité, DefiMonitor XD combine une conception compacte et fiable, le plus haut niveau de sécurité et une utilisation simple.

ECG 6 dériviations avec libre choix des dériviations et affichage synchrone de deux courbes sur l'écran.

Gamme de 8 défibrillateurs manuels ou manuels + DEA avec ou sans SpO2 et stimulateur externe.

Livré avec des électrodes adultes/pédiatriques, des électrodes adhésives adultes jetables, un câble de connexion, un câble ECG, un câble d'alimentation, 1 tube de gel, 1 rouleau de papier, une batterie.

**Logiciel standard :** GB, FR, DE, IT, ES, KT, PT, RO, TR, CN.

**Manuel :** GB, IT (DE, ES, PT, RU, UA sur demande).



1	DefiMonitor XD manuel	5	DefiMonitor XD manuel + DEA
2	DefiMonitor XD manuel avec mesure SpO2	6	DefiMonitor XD manuel + DEA et mesure SpO2
3	DefiMonitor XD manuel + stimulateur cardiaque	7	DefiMonitor XD manuel + DEA et stimulateur cardiaque
4	DefiMonitor XD manuel + SpO2 et stimulateur cardiaque	8	DefiMonitor XD manuel + DEA et SpO2 et stimulateur cardiaque

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

	1	2	3	4	5	6	7	8		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Défibrillation</b>									Moniteur TFT, LCD-Blue-mode									
Onde: biphasique, à régulation d'intensité	•	•	•	•	•	•	•	•	115x86 mm (diagonale 5,7"/144 mm)	•	•	•	•	•	•	•	•	
Énergie (mode automatique) 140-360 J	•	•	•	•	•	•	•	•	320x240 pixels	•	•	•	•	•	•	•	•	
Niveau énergie (biphasique):									Électrodes	•	•	•	•	•	•	•	•	
2, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 250, 300, 360 J	•	•	•	•	•	•	•	•	Électrodes adhésives, durée 3 ans	•	•	•	•	•	•	•	•	
Temps de charge: < 6 sec pour 200 J	•	•	•	•	•	•	•	•	Longueur du câble connexion SavePads 3,5 m	•	•	•	•	•	•	•	•	
Cardioversion: activation manuelle, marqueur QRS	•	•	•	•	•	•	•	•	Gestion des données	•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>ECG</b>									Carte mémoire amovible 2 GB	•	•	•	•	•	•	•	•	
Dérivation: Einthoven I, II, III	•	•	•	•	•	•	•	•	Enregistrement données/vocal jusqu'à 35 h	•	•	•	•	•	•	•	•	
Goldberger, aVR, aVF, aVL	•	•	•	•	•	•	•	•	Alimentation	•	•	•	•	•	•	•	•	
Résistance du patient: 23-200 Ohm	•	•	•	•	•	•	•	•	Tension 90-264 V, 50/60 Hz	•	•	•	•	•	•	•	•	
Fréquence cardiaque: 30-300 par min	•	•	•	•	•	•	•	•	Batterie Li-ion rechargeable:	•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>Reconnaissance FV</b>									Capacité 2,5 Ah Tension: 13,2 Vdc	•	•	•	•	•	•	•	•	
Reconnaissance FV	•	•	•	•	•	•	•	•	Décharges 160-200 J	•	•	•	•	•	•	•	•	
Durée d'analyse 7-12 sec	•	•	•	•	•	•	•	•	Monitoring 5,3 h Temps chargement 3,2 h	•	•	•	•	•	•	•	•	
Seuil FV 200 µV	•	•	•	•	•	•	•	•	Règles de réanimation	•	•	•	•	•	•	•	•	
Seuil asystolie < 200 µV	•	•	•	•	•	•	•	•	AHA/ERC	•	•	•	•	•	•	•	•	
Détection artéfact, Détection pacemaker	•	•	•	•	•	•	•	•	Normes	•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>Pulsoximètre</b>									IEC60601-1:1988+A1:1991+A2:1995	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nellcor Oximax	•	•	•	•	•	•	•	•	(Sécurité électrique des appareils électromédicaux)	•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>Stimulateur cardiaque</b>									IEC60601-1-2:2001 (Compatibilité électromagnétique)	•	•	•	•	•	•	•	•	
Stimulateur cardiaque transthoracique	•	•	•	•	•	•	•	•	IEC60601-1-4:1996+A1:1999	•	•	•	•	•	•	•	•	
Modes: fixe, demande, overdrive	•	•	•	•	•	•	•	•	(Systèmes électromédicaux programmables)	•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>Imprimante thermique</b>									IEC60601-2-4:2002 (Défibrillateurs)	•	•	•	•	•	•	•	•	
Résolution: 200 dpi	•	•	•	•	•	•	•	•	EN1789:2003 (Norme véhicules transport sanitaire)	•	•	•	•	•	•	•	•	
Avancée: 25 mm/s, 50 mm/s	•	•	•	•	•	•	•	•	Type de protection Classe IP33	•	•	•	•	•	•	•	•	



# Défibrillateurs intelligents grand public ipad cu-sp1



Réf. CUSP1

## Semi-Automatique

Prix :TTC  
**19 500,00**

Mode Adulte:  
>8 ans  
ou >25 kg

Connecteur électrodes



Mode Pédiatrie:  
1-8 ans  
ou <25 kg

iPAD CU-SP1 peut mémoriser jusqu'à 5 événements avec analyse ECG jusqu'à 3 heures

Bouton de décharge

Réf. CUSP1A

## Automatique

Prix :TTC  
**19 900,00**

Connecteur électrodes



Défibrillateur automatique sans bouton de décharge

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

#### Défibrillateur

Fonctionnement: Semi-automatique ou Entièrement Automatique  
 Tracé: Biphase tronquée exponentielle  
 Énergie: Adulte: 150J (nominale) à 50 ohm  
 Enfant/nourrisson: 50 J (nominale) à 50 ohm  
 Contrôle de la charge: Automatique par le système d'analyse du patient  
 Temps de charge: <10 secondes à partir de l'avis vocal de choc  
 Étanchéité: Protection contre les jets d'eau IPX5 selon IEC60529 (IP55)  
 Protection contre les dépôts de poussière IP5X selon IEC60529  
 Dimensions - Poids: 260x256x69,5 mm - 2,4 kg électrodes et batterie inclus Interface utilisateur  
 Assistance utilisateur: Instructions vocales détaillées et voyants clignotants  
 Guide RCP: Des instructions vocales indiquent comment pratiquer la RCP sur adultes et enfants  
 Commandes: Bouton Marche/arrêt, bouton "i", bouton choc  
 Indicateurs: Écran LCD (états de l'appareil, de la batterie et des électrodes)  
 Capteurs: Date d'expiration et état de connexion des électrodes  
 Surveillance RCP  
 Réglage automatique du volume  
 Enregistrement et transfert de données  
 Port IrDA /SD carte: Pour la communication avec le PC  
 Capacité de stockage mémoire interne: Enregistrements multiples 5 événements /max. 3 h  
 Programme PC d'examen des données: CU-EX1  
 Système d'analyse du patient  
 Analyse du patient: Rythmes choquables - fibrillation ventriculaire, tachycardie  
 Sensibilité/spécificité Conforme à la directive AAMI DF80  
 Batterie jetable haute performance  
 Normes: Type: CC 12 Volt 4,2 Ah, LiMnO2  
 Capacité: 200 chocs minimum ou 8 heures de fonctionnement  
 Plage d'altitudes de fonctionnement  
 Altitude 0-4 570 m (0-15 000 pieds)

Défibrillateur à batterie, portable, facile à utiliser, compact et léger.

Il lit automatiquement l'électrocardiogramme (ECG) du patient et détermine si un arrêt cardiaque nécessitant la défibrillation s'est vérifié, de sorte qu'il peut être facilement employé par les professionnels de la santé aussi bien que par le grand public.

Relié à un patient, le dispositif acquiert et analyse l'ECG pour détecter la présence de Fibrillation Ventriculaire ou de Tachycardie Ventriculaire (rythmes choquables).

Si un rythme choquable est détecté, le dispositif se charge automatiquement. Une fois la charge achevée, le dispositif délivre automatiquement un choc électrique. Les messages vocaux et les indicateurs (LED et graphiques) guident toute l'opération de secours, garantissant ainsi la facilité d'emploi de l'appareil.

### Électrodes adulte

Réf. CUSP103

2 unités

Prix :TTC  
**600,00**



### Batterie Lithium jetable



- Compatible avec ces appareils :  
Défibrillateur iPAD CUSP1 - DEA automatique  
Défibrillateur iPAD CUSP1A - DEA semi-automatique
- Sa durée de vie est estimée à cinq ans (en veille)



## Set Laryngoscope

Mc - Intosh Illumination standard

Taille adulte

Réf. 0091LR4

Prix :TTC  
1 750,00



Mc - Intosh Lame  
Standard Illumination  
Taille : 0



Mc - Intosh Lame  
Standard Illumination  
Taille : 1



Mc - Intosh Lame  
Standard Illumination  
Taille : 2



Mc - Intosh Lame  
Standard Illumination  
Taille : 3



Poignée Illumination standard  
Taille : Adulte  
Options de poignée :  
Enfant et Stubby



Poignée

Head

Lame

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Fabriqué en acier inoxydable AISI 304  
Toutes les lames et poignées sont compatibles avec la norme ISO 7376 Standard  
Autoclavable  
Disponible en éclairage halogène et LED  
Ampoules 2,5 V  
Les poignées nécessitent 2 piles de taille C  
Boîtier rigide et pochette souple disponibles

## Set Laryngoscope

Miller Illumination standard

Taille enfant / nourrisson



Lame Miller Illumination  
standard  
Taille : 00



Lame Miller Illumination  
standard  
Taille : 0



Lame Miller Illumination  
standard  
Taille : 1



Lame Miller Illumination  
standard  
Taille : 2



Poignée Illumination standard  
Taille : Enfant / Nourrisson  
Options de poignée :  
Adulte et Stubby



Poignée

Head

Lame

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Fabriqué en acier inoxydable AISI 304  
Toutes les lames et poignées sont compatibles avec la norme ISO 7376 Standard  
Autoclavable  
Disponible en éclairage halogène et LED  
Ampoules 2,5 V  
Les poignées nécessitent 2 piles de taille AA  
Boîtier rigide et pochette souple disponibles

Mc - Intosh Lame  
Standard Illumination  
Taille : 4



Lame Miller Illumination  
standard  
Taille : 3



## Boîtes pour Mcintosh pour 4 lames



## Manche rechargeable avec 5 lames incluses





## Chariot Brancard en ABS Hydraulique

Réf. L8094

Prix :TTC  
29 990,00

Livré avec :

- Matelas
- Porte-serum



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Civière en ABS
- Système hydraulique
- Hauteur : 567-797 mm
- Inclinaisons : 20° ± 2°
- Retour : 0-85° ± 2°
- Ridelles rabattables
- 4 roulettes antistatiques
- 5ème roue directionnelle
- Tige porte-sérum
- Emplacement pour oxygène

## Chariot Brancard en ABS avec matelas

Réf. L8099

Prix :TTC  
14 490,00

Livré avec :

- Matelas
- Porte-serum



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimensions : 1950 mm x 650 mm,
- Hauteur réglable : 530/820 mm,
- Le cadre principal est en aluminium, le reste en ABS,
- Relève buste,
- Barrières et porte sérum,
- Roues avec contrôle central,
- Ridelles rabattables.

## Chariot Brancard En aluminium pour ambulance

Réf. L8100

Prix :TTC  
10 500,00

- Civière confortable en mousse, recouverte de plastique imperméable.
- Dossier réglable et civière à verrouillage de sécurité.
- Pliage des jambes contrôlé mécaniquement par les poignées des deux côtés.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poids : 33 kg
- Dimensions : 190 x 55 x 90 cm
- 4 roulettes dont 2 avec freins.



## Chariot Brancard En aluminium pour ambulance

Réf. L8134

Prix :TTC  
7 000,00

- 2 ridelles en aluminium rabattables
- Potence à 2 crochets
- 4 supports pour la potence
- Civière détachable du brancard de transport
- Panier sous-étagère



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Réglage hauteur manivelle : 480-860 mm
- Dim : 1870 x 550 x (480-860) mm
- Roues à freins (4) de 15 cm
- Relève-buste crémaillère : 0°-90°



### Chariot Brancard Inox

Réf. L9003

Prix :TTC  
4 990,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Brancard démontable avec dossier articulé.
- Ridelles en inox rabattables renforcées.
- Dossier relevable avec manivelle
- Avec manivelle.
- Revêtement en simili cuir.
- 4 roues avec freins
- Manches de guidage

### Chariot Brancard Inox

Réf. L8102

Prix :TTC  
2 750,00



- Pour le déplacement de personnes à mobilité réduite
- Avec roues
- Entièrement pliable pour un rangement aisé

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Structure en aluminium,
- Assise en PVC imperméable, et lavable,
- 3 ceintures (dossier, assise et jambes),
- Charge maxi : 160 Kg - Dim. : 69 x 52 x 90 cm,
- Dim. produit plié : 18 x 54 x 90 cm,
- Poids net : 12 kg.

### Brancard avec relève buste et roues

Réf. L8095

Prix :TTC  
2 300,00

Avec relève buste et roues



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Ossature en aluminium,
- Revêtement en tissu polyester,
- Deux sangles d'attache,
- Ultra-léger (5,5 kg), petit et pliable,
- Facile à transporter et aisé d'utilisation,
- Pratique en hôpital, infirmerie et ambulance,
- Capacité : 120 kg.

### Brancard Chariot Inox


Réf. L8091

Prix :TTC  
2 050,00

Avec roues

Réf. L8090

Sans roues



Prix :TTC  
1 050,00

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Ossature en aluminium,
- Revêtement en tissu polyester ,
- Deux sangles d'attache,
- Ultra-léger (5,5 kg), petit et pliable,
- Facile à transporter et aisé d'utilisation,
- Pratique en hôpital, infirmerie et ambulance,
- Capacité : 120 kg,

### Brancard De transfert

Réf. L8135

Prix :TTC  
2 900,00

En aluminium




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Ossature en aluminium
- Revêtement en tissu polyester
- Deux sangles d'attache
- Ultra-léger (5,5 kg), petit et pliable
- Facile à transporter et aisé d'utilisation
- Pratique en hôpital, infirmerie et ambulance
- Capacité : 120 kg.

### Brancard pliant

Réf. L8101

Prix :TTC  
1 100,00



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- En aluminium,
- Toile plastifiée,
- Lavable imperméable,
- 4 pieds en aluminium,
- Se plie en deux




## Chariot brancard d'urgence

Réf. **MKM2-38**Prix :TTC  
**22 800,00**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Largeur : 84 cm
- Longueur : 208,5 cm
- Hauteur : 60 cm
- Surface de couchage : 60 × 193,5 cm
- Inclinaison du dossier : 90°
- Inclinaison Trendelenburg : 12°
- Capacité de charge en sécurité : 230 kg



Medikal 2000®

## Chariot brancard d'urgence hydraulique

Réf. **MKM2T8**Prix :TTC  
**37 500,00**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :


- Largeur : 84 cm
- Longueur : 208,5 cm
- Hauteur minimale : 62 cm
- Hauteur maximale : 90 cm
- Surface de couchage : 60 × 193,5 cm
- Inclinaison du dossier : 90°
- Inclinaison Trendelenburg : 10°
- Inclinaison anti-Trendelenburg : 10°
- Capacité de charge en sécurité : 230 kg



## Chariot brancard de transport SD04

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Mouvement Trendelenburg : Inclinaison hydraulique.
- Partie dorsale inclinable : Ajustement du dossier.
- Rails latéraux : Cachables et verrouillables.
- Poignées métalliques : Hygiéniques et pratiques.
- Roulettes pivotantes : Mobilité et contrôle.
- Revêtement électrostatique : Résistant et durable.
- Matelas de densité : Confort optimal.



NITROCARE®

## Chariot brancard de transport SD15

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Mouvement Trendelenburg : Inclinaison hydraulique.
- Partie dorsale inclinable : Ajustement du dossier.
- Rails latéraux : Cachables et verrouillables.
- Poignées métalliques : Hygiéniques et pratiques.
- Roulettes pivotantes : Mobilité et contrôle.
- Revêtement électrostatique : Résistant et durable.
- Matelas de densité : Confort optimal.





### Matelas Coquille immobilisateur

Réf. LFS293

Prix :TTC  
**5 950,00**



- Dispositif permettant d'immobiliser entièrement une personne, et en particulier la hanche et la colonne vertébrale.
- Il est aussi utilisé pour conditionner les grands brûlés, afin de limiter leurs mouvements (qui sont douloureux).

### Aspirateur chirurgical fixe ASKIR 36

Réf. CA4102009

Avec batterie

**36L/min**

Prix :TTC  
**5 990,00**



Dispositif portable pour l'aspiration des liquides corporels, l'aspiration orale, nasale et trachéale chez l'adulte ou l'enfant

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Moteur - Pompe à piston sans huile et sans entretien
- Alimentation - 14V 4A avec adaptateur universel AC/DC mod. UE60-140429SPA3 (100-240V~ - 50/60Hz - 100VA)
- Batterie interne rechargeable Pb (12V 4A) -
- Autonomie 60min - Temps de recharge 120±150min
- Puissance absorbée - 4 A
- Classification ISO 10079-1 - HAUTE TENSION / HAUT DÉBIT
- Vide maximum (réglable) - -0,80 bar -80kPa - 600mmHg
- Cycle de travail - Fonctionnement non-stop
- Temps de recharge - 240 minuti

### Aspirateur à mucosité manuel

Réf. L8136

Prix :TTC  
**420,00**



- Protection anti-débordement activée lorsque le bocal est plein, empêchant le fluide d'entrer dans la chambre de la pompe.
- Régulateur de vide intégré.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Vide max: 450 mmHg  
Matériau: PE, PVC  
Débit d'air: > 20 l/mzn  
Dimensions: 180x220x80 mm  
Capacité récipient: 300 ml  
Poids: 275 g

Le produit comprend :

- Un pistolet
- Un bocal de 300 ml à usage unique avec bouchon
- Deux sondes (pour enfant et adulte)

### Kit d'ambu de réanimation

Réf.

<b>HTA1404NE</b>	Nouveau-né
<b>HTA1405E</b>	Enfant
<b>HTA1406A</b>	Adulte

Prix :TTC  
**470,00**



L' Insufflateur de réanimation manuel dispose d'une prise antidérapante et d'un design léger, permettant aux utilisateurs de ventiler un patient d'une seule main si nécessaire. De plus, l'ergonomie et le corps du sac pivotant à 360 degrés rendent les utilisateurs plus pratiques.

### Atelles gonflables

Réf. LFS185

Prix :TTC  
**600,00**



- Trousse de 6 atelles gonflables dont 3 pour les membres supérieurs (avant-bras et bras entier) et 3 pour les membres inférieurs (jambe et jambe complète),
- Mise en place rapide par fermeture à glissière, valve de gonflage nylon

### Couverture isothermique

Réf. LFS128

Dim : 160 X 210 cm

Prix :TTC  
**35,00**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Film polyester métallisé double face (or et argent) très résistant, imputrescible et imperméable,
- Dim. 210x160 cm.



## Boîte de secours

Réf.	Prix.
<b>L8035</b> - Equipée	<b>690,00</b>
<b>L8035V</b> - vide	<b>340,00</b>

### Boîte en ABS, haute résistance :

Compartiments modulables, doubles volets translucides permettant une ouverture d'urgence sécurisée



- Pansement adhésif 6x10cm / 8 pièces
- Sparadrap adhésif stérile 7.2x1.9 cm / 25 pièces
- Rouleau de sparadrap adhésif / 1 pièce
- Masque pour respiration artificielle bouche à bouche / 1 pièce
- Pansement saturé d'une solution antiseptique / 3 pièces
- Pansement tissé saturé d'une solution savonneuse/3 pièces
- Echarpe de forme triangulaire 90x90x127cm pour multi Usages/1 pièce
- Une paire de ciseaux 15 cm/ 1 pièce
- Une pince 13 cm/ 1 pièce

- Sangles élastiques pour garrot/ 1 pièce
- Bande élastique auto-adhésive 5x450cm/ 2 pièces
- Bande élastique auto-adhésive 7.5x450cm/ 1 pièce
- Paire de gants d'examen en latex poudrées/ 2 paires
- Compresse stérile 10x10 cm / 5 pièces
- Compresse stérile 7,6x7,6 cm / 3 pièces
- Boules de coton non stérile 0.5 g / 5 pièces
- Lancette pour une prise de sang/ 1 pièce
- Couverture iso thermique 150x210 cm/ 1 pièce

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids	1.22Kg
Dimensions	21 x 37 x 45 cm
Capacité	29.75 Litres
Couleur	Rouge

## Sac d'urgence rouge

Réf. **EMB1306**

Prix:TTC  
**1 050,00**

- Poignée ergonomique avec velcro
- Grandes poches latérales
- Bretelles et épaules rembourrées réglables
- Dos rembourré
- Grande poche frontale pour défibrillateur
- Accès intérieur pratique
- Compartiments internes avec maille et fenêtre transparente



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids	1.22Kg
Dimensions	21 x 37 x 45 cm
Capacité	29.75 Litres
Couleur	Rouge



## Sac de premiers soins

Réf. **EM13062**

Prix:TTC  
**420,00**

### Pliable à coque souple - Soft

- Poignée double boucle.
- Accès central sans toucher l'extérieur.
- Organisation et sécurisation optimisées.
- Garniture réfléchissante haute visibilité.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids	1.22Kg
Dimensions	21 x 37 x 45 cm
Capacité	29.75 Litres
Couleur	Rouge



## Sac de secours pour sport

Réf. **L8042V** - vide

Prix:TTC  
**650,00**



Pour tous les éléments nécessaires à l'intervention mobile



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids	1.22Kg
Dimensions	21 x 37 x 45 cm
Capacité	29.75 Litres
Couleur	Rouge

## Sac Light d'urgence à bandoulière

Réf. **EM13025**

Prix:TTC  
**790,00**

- Zips robustes à haute résistance.
- Garniture réfléchissante jour et nuit.
- Poignées et bandoulière en sangle solides et renforcées.
- Matériel lavable.
- Séparateurs internes amovibles et rembourrés.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids	1.23Kg
Dimensions	44 x 25 x 27 cm
Capacité	21h60
Couleur	Orange





## Table d'opération gynécologique

TECHARTMED®

Réf. 040ETB



Table électrique de haute qualité adaptée aux accouchements, actes gynécologiques et examens. Les réglages (hauteur, assise, dossier) sont contrôlés par télécommande micro-tactile et pédale. Moteurs silencieux et fiables assurant des mouvements fluides. Structure en acier inoxydable 304 médical. Matelas sans couture, personnalisable, facile à nettoyer et à stériliser.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimensions : 1780 x 600 mm
- Hauteur réglable : 880/680 mm
- Trendelenburg : 20°
- Anti-Trendelenburg : 8°
- Panneau arrière (haut/bas) : 45° / 7°
- Capacité de chargement : 200 kg
- Volume : 220v, 50Hz, 1.0kW
- Matelas : mousse de PU

### Caractéristiques du produit :

- Système à moteur électrique
- Double système de contrôle à distance.
- Flexibilité et précision.
- Facile à nettoyer.
- Facile à utiliser.




position d'accouchement




position d'examen


Tabletop(UP/Down)



Seat Plate(UP/Down)



Back Plate UP/Down



Leg Plate



## Table d'examen gynécologique (3 Motors)

Medikal 2000®

Réf. MKJX02

- Pile de la télécommande pour un fonctionnement continu
- Dossier à commande électrique, hauteur, mouvements Trendelenburg et AntiTrendelenburg, possibilité de fixation au sol.
- Pièces métalliques recouvertes de poudre électrostatique en nano-céramique, châssis inférieur en plastique ABS.
- Rail pour bassin à déchets de connexion d'accessoire
- Rembourrage en deux pièces avec remplissage en polyuréthane
- Barre accroupie
- Support pour mollets
- Batterie

Prix :TTC  
34 500,00

20° Trendelenburg /  
Anti-trendelburgMouvement  
en hauteur 69-94cmMouvement  
du dossier 52°

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Largeur (hors tout) : 66 cm
- Longueur (hors tout) : 167 cm
- Hauteur Min : 63 cm
- Hauteur Max : 105 cm
- Surface du dossier : 65x81cm
- Surface d'assise : 52,5x65 cm
- Angle de Trendelenburg : 15 heures
- Angle de Trendelenburg inversé : 15 heures
- Angle du dossier : 60 °
- Capacité de travail de sécurité : 230 kg





## Table d'examen gynécologique

- Appui-tête réglable en hauteur, avec position Trendelenburg, ajusté par moteurs électroniques.
- Spécialement conçu pour la gynécologie, les examens médicaux, l'urologie et les petites interventions chirurgicales.
- Sièges et surfaces de couchage recouverts de cuir artificiel, sur mousse de polyuréthane, offrant confort et durabilité.
- Accoudoirs métalliques recouverts de polyuréthane pour un meilleur soutien du patient.
- Support de jambes entièrement réglable, intégré pour plus de flexibilité.
- Lit bas pour faciliter l'accès.
- Commande manuelle permettant une utilisation pratique.
- Systèmes de roulettes antistatiques de 125 mm, incluant une roulette antistatique pour une meilleure sécurité.
- Bassin amovible en acier inoxydable, facile à nettoyer et à désinfecter.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Roulettes mobiles à 360° avec frein central.
- Inclinaison : Trendelenburg min. 12°.
- Composition : Trois parties (dos, siège, pied).
- Supports : Moullet et pied réglables et amovibles.
- Revêtement : Cuir artificiel et éponge polyuréthane.
- Fonctionnalités : Low-bed et stabilité à l'élévation.
- Dimensions : Dos vertical : 1290 mm à 1800 mm, Dos horizontal : 500 mm à 1010 mm.
- Baignoire de déchets : Acier inox, mobile, 9 litres



Réglage du dos



Hauteur



Trendelenburg



## Table d'examen gynécologique

- Appui-tête réglable en hauteur, motorisé pour un ajustement précis.
- Spécialement conçu pour la gynécologie, les examens médicaux, l'urologie et les petites interventions chirurgicales.
- Sièges et surfaces de couchage recouverts de cuir artificiel, sur mousse de polyuréthane, garantissant confort et durabilité.
- Accoudoirs métalliques recouverts de polyuréthane, offrant un soutien optimal pour le patient.
- Position Trendelenburg mécanique, ajustée à l'aide d'un amortisseur pour une inclinaison confortable.
- Support de jambes entièrement réglable, intégré pour une flexibilité accrue.
- Unité de commande manuelle pour un usage simplifié.
- Système de roulettes antistatiques de 125 mm, comprenant une roulette antistatique pour une sécurité maximale.
- Bassin amovible en acier inoxydable, facile à nettoyer et idéal pour une utilisation hygiénique.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Conçu pour la gynécologie, les examens, l'urologie et les opérations chirurgicales simples
- Réglage de la hauteur du dossier avec moteur électronique
- Commande manuelle.
- Mouvement de Trendelenburg grâce à un mécanisme amortisseur mécanique
- Position stable pendant l'élévation de la table
- Revêtement en matière étanche, antibactérienne, durable et facile à nettoyer
- Composé de deux parties principales : dos, siège et pied
- Roulettes mobiles à 360° avec frein central



Réglage du dos



Hauteur



Trendelenburg





## Table de gynécologie

Réf. **L8112**

- Pour examen et accouchement
- matelas en mousse de 8 cm épaisseur haute densité recouverte de simili cuir,
- Repose-pieds réglable et coulissant avec support de poignée,

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Structure en tube carré acier inoxydable.
- Tête réglable avec vérin à gaz haute résistance, l'angle réglable de 0° - 90°.
- La hauteur et l'angle d'ouverture des deux jambes sont réglables.
- Repose-pieds articulés par crémaillère, angle réglable de 0° - 90°.
- Bassine en acier inox.
- La partie pied du lit est séparée de l'ensemble de la table.
- Dimension : 1680 × 750 × 800 mm.



Prix :TTC  
**9 990,00**



## Lit d'accouchement électrique multiposition

Réf. **L8120**

L'adoption de roulement linéaire pour contrôler la table de travail télescopique.

- Têtes de lit amovibles en ABS de qualité génie plastique,
- Cadre de lit soudé par acier profilé est stable et fiable,
- ABS ingénierie plastique rails latéraux de haute qualité, facile à utiliser,
- Roues Ø 125 mm avec système de verrouillage centralisé,
- matelas en mousse de 8 cm épaisseur haute densité recouverte de simili cuir,
- Repose-pieds réglable et coulissant avec support de poignée,
- Moteur de haute tension à sécurité garantie,
- Déclive 0-12°, hauteur réglable 620-920 mm,

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Fonctionnalité: à hauteur variable, avec dossier réglable,
- Nombre de sections : 3 sections
- Largeur : 660 mm, 940 mm
- Longueur : 1 450 mm, 2 000 mm
- Hauteur : Max: 920 mm, Min: 620 mm



Prix :TTC  
**23 500,00**



## Lit d'accouchement (4 moteurs)

Réf. **MKM2DXS**

- Silencieux et pratique : Moteurs linéaires IPX4, fonctionnement silencieux, et panneau d'infirmière avec verrouillage.
- Design fonctionnel : Plan en 3 parties, fonction rayons X, barrières et panneaux amovibles.
- Mobilité : Roulettes pivotantes (360°) avec frein central.
- Sécurité et confort : Pare-chocs, extension de pied dissimulable, rails pour accessoires, et batterie.
- Accessoires inclus : Support à mollets, poteau de perfusion ajustable, corbeille et barre d'égouttage.
- Solidité : Pièces métalliques peintes et matelas dense en 2 parties.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Largeur (hors tout) : 103,5cm
- Longueur (hors tout) : 209,5cm
- Hauteur Min : 62,5cm
- Hauteur Max : 103cm
- Surface du dossier : 144x85cm
- Surface d'assise : 190x85cm
- Angle de Trendelenburg :30 heures
- Angle de Trendelenburg inversé : 12 heures
- Capacité de travail de sécurité : 230 kg

Prix :TTC  
**46 800,00**



**NOUVEAU**

Medikal 2000



12° Trendelenburg / Anti-trendelenburg



Mouvement de hauteur de 64 à 103 cm



70° mouvement d'arrière



## Couveuse de neonatologie électrique + photothérapie Avec lampe fluore

Réf. **DYP90AB**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Couveuse de néonatalogie électrique avec box de rangement réf YP-90A.
- Réglage de la température de la couveuse de 20°C à 37°C
- Précision de la température : 0.1 °C
- Réglage de la concentration en O<sub>2</sub> de 21% à 40%, haute concentration en oxygène : 80%
- Réglage de l'humidité de 50% à 80%
- Chute max de la T° de 0.5°C lors de l'ouverture de la couveuse
- Réglage de la T° du bébé de 34 °C à 37°C,
- Filtre stérile d'une efficacité de 99.9 %,
- Panneau de contrôle digital avec réglage de la T°, de l'O<sub>2</sub> et de l'humidité,
- Couveuse contrôlée par microprocesseur,
- Trendelenburg et inversion, réglage de +/- 10%,
- Alarme haute température (arrêt automatique à 38°C),
- Alarme température de la peau (haute et basse),
- Alarme si différences entre consignes et réalité,
- Alarme de variations de T°,
- Alarme si interruption d'air
- Alarme si défectuosité de la sonde de température,
- Alarme si coupure de courant de la couveuse
- Livrée avec chariot avec roues anti-statiques et freins, tige pour fixation,
- Coque en méthacrylate transparent incassable,
- Transformateur d'isolation
- Dimensions : 136 \* 56 \* 106 cm
- Poids : 100 kg \* Volume : 0.81 m<sup>3</sup>



## Couveuse de neonatologie électrique Avec box de rangement

Réf. **DYP90A**

- Deux modes de contrôle : Le mode Air et le mode Bébé sont contrôlés par un micro-ordinateur ;
- La température de consigne, la température de l'air et la température du bébé sont s'affichent séparément ;
- Humidification passive ;
- L'inclinaison du berceau est réglable ;
- Indications d'alarmes multiples en cas de défaillance ;
- Connecteur RS-232 pour la sortie des données ;
- Interface d'entrée pour l'oxygène ;
- Moteur à courant continu à faible bruit.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Tension : AC220V ,50HZ,
- Puissance: 600VA,
- Intervalle de contrôle de température ,25 ~37,
- Intervalle de contrôle de la température corporelle ,34 ~37,
- Précision du capteur: 0.3,
- Variation de la température: 0.5,
- Uniformité de la température: 0.8,
- Temps de hausse de la température: 30min,
- Bruit: 55dB ,(A),
- Inclinaison de la couveuse: 0°~5°,
- Rayonnement moyen de la lumière bleue: 500 W/cm<sup>2</sup>,
- Intervalle de temporisation de la lumière bleue , 0~9999 heures 59 minutes,
- Erreur de timing accumulé de la lumière bleue ,0.002%,
- Poids Net ,68Kg,
- Dimensions ,1085 mm × 640 mm× 915 mm.





## Table chauffante réanimation néonatale

Réf. **DHKN90**



Avec roues

- Mode pré-chauffage, mode manuel et mode bébé contrôlés par un micro-ordinateur.
- Le contrôle du mode Air la température réglée, la température de bébé et la température de l'air peuvent être affichés séparément.
- humidification passive.
- L'angle horizontal du module plus chaud peut être ajusté.
- Vous pouvez régler l'inclinaison du berceau et désassembler les panneaux en verre organique.
- plusieurs indications d'alarme de défaillance.
- minuterie APGAR.
- connecteur RS-232.
- Interface d'entrée d'oxygène, système d'alimentation en oxygène.

## Photothérapie de nouveau-né

Réf. **DXHZ90L**



- Modèles mobiles et fixes disponibles.
- Deux types de sources de rayonnement : lampe fluorescente bleue ou LED bleue.
- Minuterie pour compter le temps de photothérapie.
- L'angle du module de lampe peut être ajusté (pour le modèle mobile).
- La hauteur du module de lampe peut être ajustée (pour le modèle mobile).
- Les roues peuvent être bloquées (pour le modèle mobile).
- Mât en acier inoxydable.

**Berceau bébé proclive décline**Réf. **L8004BL** - Bleu**NOUVEAU**Prix :TTC  
**4 500,00**Réf. **L8004V** - VertRéf. **L8057C** - VertPrix :TTC  
**3 500,00**

- Berceau en plastique translucide pour permettre la surveillance du nouveau-né.
- Trendelenburg : angle d'inclinaison réglable par vérin à gaz de 0° à 12°.
- Hauteur ajustable par vérin à gaz de 920 à 1070mm,
- Roues doubles en polyuréthane silencieuses de diamètre de 31 mm avec freins individuels.
- Configuration : inclinable, sur roulettes.
- Matière : en plastique.
- Dim: L870 × I 530× H : 920 à 1070 mm.

**Berceau bébé**Réf. **L8057**Prix :TTC  
**3 100,00**

- Plateau acrylique transparent de bébé.
- Quatre roulettes dont deux de 75 mm croisées avec des freins.
- Structure du berceau en acier inoxydable.
- Cadre en acier inoxydable, avec bassin en plastique ABS.
- Base avec cadre de rangement, avec roulettes avec freins.
- Angle d'inclinaison réglable par système mécanique, 0-12°.
- Configuration : inclinable, sur roulettes.
- Matière : en acier inoxydable.
- Largeur : 460 mm.
- Hauteur : 810 mm.

**Lit pédiadrrique avec barrières**Réf. **L8063****En aluminium réglable et matelas****Avec roues**Prix :TTC  
**6 200,00**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Hauteur : 650 mm.
- Largeur : 830 mm.
- Longueur : 1 660 mm.
- Actionnement : manuel.
- Fonctionnalité : à hauteur fixe.
- Nombre de sections : 2 sections.

**Table d'examen pédiadrrique**Réf. **L9006****À hauteur fixe**Prix :TTC  
**5 100,00**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Hauteur fixe : 92cm.
- Dimension réduite : 100cm de long, 60cm de large.
- Capacité jusqu'à 135kg.
- Sellerie avec 3 bords relevés, revêtement non-feu M1.
- avec protection antibactérienne.
- Bâti en inox.



### Lampes scalytiques plafonnier Hal 700



- L'éclairage halogène pour salle d'opération continue d'être proposé en raison de la demande du marché.
- Cette technologie a bénéficié de décennies de développement et d'amélioration.
- L'halogène reste une solution éprouvée et fiable pour les besoins chirurgicaux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

• Configuration	plafonnier
• Source lumineuse	halogène
• Nombre de bras	2 bras
• Indice de rendu des couleurs	95
• Options	avec panneau de contrôle
• Intensité à 1 m	80 000 lx, 160 000 lx
• Température de couleurs	4 300 K

### Lampes scalytiques plafonnier led 9



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

• Configuration	plafonnier
• Source lumineuse	LED
• Nombre de bras	3 bras
• Indice de rendu des couleurs	97
• Options	avec panneau de contrôle, avec mouvement axial
• Puissance	300 W
• Intensité à 1 m	160 000 lx
• Température de couleurs	4 300 K
• Durée de vie des ampoules	50 000 h

### Lampes scalytiques Plafonnier Led 5



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

• Configuration	plafonnier
• Source lumineuse	LED
• Nombre de bras	2 bras
• Indice de rendu des couleurs	96
• Options	avec mouvement axial
• Puissance	192 W, 320 W
• Intensité à 1 m	100 000 lx, 160 000 lx
• Température de couleurs	4 800 K
• Durée de vie des ampoules	50 000 h

### Lampes scalytiques Plafonnier Led 3



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

• Configuration	plafonnier
• Source lumineuse	LED
• Nombre de bras	2 bras
• Indice de rendu des couleurs	96
• Puissance	192 W, 320 W
• Intensité à 1 m	80 000lx
• Température de couleurs	4 800 K
• Durée de vie des ampoules	50 000 h

- Les lampes LED 3 et LED 5 utilisent une technologie LED de dernière génération.
- Elles offrent un éclairage blanc chaud avec un excellent IRC et une température de couleur idéale.
- Leur forme en fleur est conçue pour les environnements à flux laminaire.
- L'unité centrale et le bras à ressort sont personnalisables selon la hauteur du plafond (normale, basse ou très basse).
- La série LED 53 allie confort, économies d'énergie et performance dans toutes les salles d'opération.



## Table d'opération électrique

Réf. 030ETC



### Chirurgie générale



- Système à moteur électrique,
- Flexible et précis,
- Rentable,
- Application Bras-C,
- Application au rayon X,

La table d'opération électrique, modèle ET300C est un modèle de table d'opération automatique avancé qui peut satisfaire divers exigences en salle d'opération. Long coulisement horizontal, approprié pour les Bras-C et les rayons X. Elle peut être considérée comme la table électrique idéale. Elle est adaptée à une télécommande micro tactile, qui permet d'ajuster les mouvements de la table. Réglage flexible du panneau de tête, du panneau arrière et de la plaque de siège. Avec dossier incorporé. Automatisation élevé, fonctionne à faible bruit, fiabilité élevée.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimensions : 2070 x 550 mm
- Hauteur réglable : 1000/700 mm
- Trendelenburg : 25°
- Anti-Trendelenburg : 25°
- Inclinaison latérale (gauche/droite) : 15°/15°
- Repose tête (haut/bas) : 45°/90°
- Panneau arrière (haut/bas) : 75°/20°
- Plaque de pied (haut/bas/vers l'extérieur) : 15°/90°/90°
- Dossier (vers le haut) : 110 mm
- Longitude coulissante : 300 mm
- Capacité de chargement : 200 kg
- Volume : 220v, 50Hz, 1.0kW
- Matelas : mousse viscoélastique




Réglage Hauteur (Elévation / Abaissement)



Jambières (Elévation / Abaissement)



Ecartement de jambières



Têtière (Elévation / Abaissement)



Trendelenburg de Plateau (Proclive / Déclive)



Elevation de Billot: 110mm





## Table d'opération gynécologique

Réf. 040ETB

TECHARTMED®



Table d'opération gynécologique est une table d'opération électrique conçu pour des opérations chirurgicales complexes, aussi utilisé pour l'accouchement, l'opération gynécologique et les examens médicaux. Les moteurs électriques permettent des mouvements souples à faible bruit et le dossier est contrôlé à la fois par la télécommande à micro-touche et par pédale.

La table d'opération électrique, Modèle ET400B est le modèle de table électrique le plus récent qui peut être utilisé en cas d'accouchement, pour les opérations et les examens gynécologique. L'élévation du dessus de table peut être en mode Trendelenburg / Trendelenburg inversé. Les panneaux arrière sont contrôlés à la fois par télécommande à micro-touche ainsi que par interrupteur à pied. Le moteur électrique importé permet un mouvement souple et flexible, à faible bruit, fiabilité élevée. L'enveloppe de base et de la colonne est en acier inoxydable de qualité médicale 304. Le matelas homogène peut être adapté à une couleur spécifique, facile à nettoyer et à stériliser.



position d'accouchement





position d'examen



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions : 1780 x 600 mm</li> <li>• Hauteur réglable : 880/680 mm</li> <li>• Trendelenburg : 20°</li> <li>• Anti-Trendelenburg : 8°</li> <li>• Panneau arrière (haut/bas) : 45° / 7°</li> <li>• Capacité de chargement : 200 kg</li> <li>• Volume : 220v, 50Hz, 1.0kW</li> <li>• Matelas : mousse de PU</li> </ul> | <p><b>Caractéristiques du produit :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Système à moteur électrique</li> <li>• Double système de contrôle à distance.</li> <li>• Flexibilité et précision.</li> <li>• Facile à nettoyer.</li> <li>• Facile à utiliser.</li> </ul> |
|---|--|



Tabletop(UP/Down)




Seat Plate(UP/Down)



Back Plate UP/Down



Leg Plate





## Moniteur patient ECG

Réf. **BL8310-B**

### VITAVUE 12

Le moniteur patient VITAVUE 12 offre une solution complète et fiable pour la surveillance multiparamétrique. Compact et léger, il combine performance et praticité pour un usage quotidien en milieu hospitalier ou en cabinet. Il intègre plusieurs fonctions de mesure et d'analyse pour assurer un contrôle continu et précis.

**Paramètre mesuré :** ECG, RESP, de température, de fréquence cardiaque, de capnographie, de débit cardiaque, PNI, PI, de pression systolique, SpO2

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Configuration : portable, modulaire
- Applications : clinique, d'anesthésie, Premiers secours, soins aux patients, santé mobile.
- Options et accessoires : à réseau sans fil, avec écran tactile.
- Gestion des données: Enregistrement de 1200 heures, supports USB, connexion système central, transfert de données 5G, WIFI, Bluetooth.
- Taille de l'écran : 12,1 cm, 15,5 cm.


Prix :TTC  
**20 000,00**



#### Accessoires inclus :

- Câble ECG 5 dérivations (IEC)
- 10 électrodes ECG adultes
- Capteur SpO2 adulte (2 m)
- Brassard NIBP adulte
- Tube de connexion NIBP
- Capteur de température cutanée
- Batterie lithium 2600 mAh
- Cordon d'alimentation
- Manuel d'utilisation

Chariot en option



## Moniteur ECG multiparamétrique

Réf. **BL8500-B**

### VITAVUE 15

Le moniteur patient VITAVUE 15 est un dispositif de surveillance multiparamétrique compact, portable et simple d'utilisation. Conçu pour offrir des performances fiables, il permet un suivi complet et en temps réel des constantes vitales. Léger et ergonomique, il s'intègre parfaitement dans les services hospitaliers, les cliniques et les unités de soins intensifs.

**Paramètres mesurés:** ECG, RESP, TEMP, et CO2, fréquence cardiaque, PNI, PI, SpO2.

Prix :TTC  
**25 000,00**




#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Technologie avancée:
  - stockage de données : 480 heures d'examen, 168 heures de tendances, 4000 ensembles de données
  - mise à jour via USB/HDMI
- Ergonomie: écran tactile, facile à nettoyer, étanche
- Intégration informatique:
  - WiFi, station centrale de surveillance sans fil
  - visualisation de 8 traces par moniteur, jusqu'à 32 lits en temps réel
- Taille de l'écran: 38cm
- Autonomie de la batterie: 2 heures
- Poids: 5 kg
- Fréquence du pouls: 25-250 unités
- Taux d'oxygène: 0-100%
- Alarme lumineuse à 360 degrés

#### Accessoires inclus :

- 1 câble ECG 5 dérivations (IEC)
- 10 électrodes ECG adultes
- 1 capteur SpO2 adulte (2 m)
- 1 brassard NIBP adulte
- 1 tube de connexion NIBP
- 1 capteur de température cutanée
- 1 batterie lithium 2600 mAh
- 1 cordon d'alimentation
- 1 manuel utilisateur

Chariot en option





## Moniteur Patient Screen Touch

Réf. **BL210A400**

**NIBP + SpO2 + TEMP + ECG**

Moniteur patient Screen Touch est un moniteur de signes vitaux universel pour diverses applications cliniques. applications. Il s'agit non seulement de fournir une vérification ponctuelle de base des signes vitaux, mais également la fonction de surveillance à long terme comme l'ECG et l'EtCO2, qui donne à IRIS le fonctionnalités supplémentaires pour une surveillance continue, et en fait un appareil parfait pour différents services de l'hôpital, des cliniques et des cabinets médicaux

Prix :TTC  
**18 100,00**



Carte SD pour sauvegarder et transférer des données



Alimentation DC facilite le travail sur le terrain



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Combinaison de LED numérique et d'écran LCD TFT.
- Configuration flexible entre SpO2, NIBP, Temp, ECG et EtCO2.
- Piles rechargeables au lithium haute capacité, durée de fonctionnement augmentée à 10 heures.
- Contrôle ponctuel et mode de travail continu pour satisfaire différents scénario clinique.
- La résistance anti-chute de 1,5 m le rend adapté aux situations d'urgence.
- Stockage interne haute capacité pour 1 500 heures de tendances ou 4 000 groupes de données.
- Connexion Ethernet, WiFi et 3G pour transférer des données depuis n'importe où et n'importe quand.

### Accessoires inclus :

- Capteur SpO2 pour adulte
- Brassard NIBP pour adulte avec tube de connexion
- Sonde de température cutanée
- Batterie lithium rechargeable (2500 mAh)
- Manuel d'utilisation
- Câble d'alimentation

Chariot en option



## Moniteur Patient Screen Touch

Réf. **BL210A300**

**NIBP + SpO2 + TEMP**

Le moniteur Screen Touch est un dispositif polyvalent conçu pour la mesure et la surveillance des signes vitaux tels que la tension artérielle (NIBP), la saturation en oxygène (SpO2) et la température (TEMP).

Compact et intuitif, il permet à la fois des mesures ponctuelles et un suivi continu des patients. Son écran tactile couleur offre une lecture claire et rapide des données, ce qui en fait un outil idéal pour les hôpitaux, les cliniques et les cabinets médicaux.

Prix :TTC  
**16 100,00**



Carte SD pour sauvegarder et transférer des données



Alimentation DC facilite le travail sur le terrain



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Combinaison de LED numérique et d'écran LCD TFT.
- Configuration flexible entre SpO2, NIBP, Temp, ECG et EtCO2.
- Piles rechargeables au lithium haute capacité, durée de fonctionnement augmentée à 10 heures.
- Contrôle ponctuel et mode de travail continu pour satisfaire différents scénario clinique.
- La résistance anti-chute de 1,5 m le rend adapté aux situations d'urgence.
- Stockage interne haute capacité pour 1 500 heures de tendances ou 4 000 groupes de données.
- Connexion Ethernet, WiFi et 3G pour transférer des données depuis n'importe où et n'importe quand.

### Accessoires inclus :

- Capteur SpO2 adulte
- Brassard PNI adulte et tube de connexion
- Sonde de température cutanée
- Batterie au lithium rechargeable (2500 mAh)
- Manuel d'utilisation
- Cordon d'alimentation

Chariot en option





### Pompe seringue série

Réf. **BYZ810**Prix :TTC  
**7 800,00**

Facile à transporter, Supporte les modes ml/h et d/min et peut changer par une seule touche. Moteur silencieux IC importé d'Allemagne et moteur japonais, faible bruit, faible vibration. Démarrage avec fonction d'auto-vérification pour un fonctionnement stable du système

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Taux d'injection : 0,1 à 1500 ml/h selon la taille de la seringue.
- Précision :  $\pm 3\%$  après étalonnage.
- Capacité : Jusqu'à 6 canaux empilables, 9999,9 ml max.
- Alarmes : Occlusion, défaillance, batterie faible.
- Source d'énergie : Secteur et batterie rechargeable (4 h d'autonomie).
- Affichage: Écran LCD HD.
- Alimentation: AC100-240V, batterie interne, chargeur voiture.
- Compatibilité: Seringues de 5ml à 50/60ml.

### Pompe a infusion

Réf. **BYSANS2**  
Série SunfusionPrix :TTC  
**12 400,00**

Les pompes à seringue Sunfusion sont une solution de transfert de fluides robuste et fiable pour une variété d'applications. Ils sont disponibles dans une gamme de tailles et de débits pour répondre aux besoins spécifiques de votre application.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Écran: 3,5 pouces, tactile.
- Communication: Système central ID3.
- Modes: 7 modes : simple, chute, vol/T, vol/W, micro, séquentiel, intermittent.
- Compatibilité: Sunfusion P13 + ID3, seringues 2 ml à 50/60 ml.
- Débit: 0,01 à 2200 ml/h.
- Volume: 0,01-9999,99 ml.
- Surveillance: Obstruction à 13 niveaux, 2 capteurs.
- Alarme: Sonore et visible, voix féminine.
- Historique: 2000 enregistrements.
- Alimentation: CA, CC, batterie 8h.
- Dim: 300 x 180 x 90mm/ Poids net 2.0kg.

### Pousse seringue

Réf. **COM200A**  
Mono voiePrix :TTC  
**9 000,00****SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Connecté au système de station pour contrôler la seringue par des moyens combinés.
- La pompe à seringue est conçue avec précision, stable et fiable avec une fonction d'alarme unique.
- Le système de surveillance affiche des changements dynamiques en temps réel de la pression de la ligne de seringue.
- Une combinaison de tige de poussée fiable assure un fonctionnement sûr de la seringue et évite les dangers potentiels.

### Pompe à perfusion série

Réf. **BYS8201**  
**BYZ-820**Prix :TTC  
**8 300,00**

La pompe à perfusion série BYZ-820 est un dispositif médical volumétrique à une voie conçu pour l'administration précise et contrôlée de médicaments ou de solutions liquides aux patients. Elle est utilisée dans une variété de contextes médicaux, notamment les hôpitaux, les cliniques, les cabinets médicaux et les établissements de soins à domicile.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Débit : 1 à 1,200 ml/h (précision  $\pm 5\%$ ).
- Volume : 0,1 à 9999,9 ml.
- Taux de purge : 100 à 1000 ml/h.
- KVO : 1 à 5 ml/h.
- Source d'énergie : Secteur + batterie Li ( $\geq 4$  h d'autonomie à 1,600 mAh).
- Conditions : Fonctionne entre +5 °C et +40 °C, IPX4.
- Dimensions/poids : 140 x 157 x 220 mm, 1,8 kg.
- Écran : LCD HD convivial avec affichage dynamique.
- Alarmes : Sonores et visuelles pour diverses anomalies, brevetées.
- Fonctions : Modes ml/h ou gouttes/min, fonction de purge, KVO (1-5 ml/h).
- Alimentation : Secteur (AC 100-240V) et batterie interne.
- Praticité : Sauvegarde automatique des derniers paramètres et OEM disponible.

### Pompe à perfusion

Réf. **BYSUNS1**  
Série SunfusionPrix :TTC  
**11 900,00**

La pompe à perfusion Sunfusion est une pompe à perfusion volumétrique à commande numérique utilisée pour administrer des médicaments et des fluides par voie intraveineuse.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Écran : 3,5 pouces tactile LCD.
- Modes : 7 types (simple, séquentiel, intermittent, etc.).
- Débit : 0,01 à 2200 ml/h (précision  $\pm 2\%$ ).
- Alarmes : Visuelles/sonores, système vocal breveté.
- Compatibilité seringues : 2 à 60 m
- Autonomie : Batterie >8 h (5 ml/h).
- Taille/poids : 300x180x90 mm, 2 kg.



## Station de perfusion multivoie

Réf. **BYPI3**

Série Sunfusion

Prix :TTC  
**18 700,00**

Les stations de perfusion multivoie sont généralement utilisées dans les hôpitaux, les cliniques et les maisons de retraite. Elles peuvent être utilisées pour administrer des liquides par voie intraveineuse, intramusculaire ou sous-cutanée. Elles peuvent également être utilisées pour administrer des médicaments par voie intraveineuse ou intramusculaire.



Contrôleur d'alarme

Sunfusion Erch-3

Sunfusion® Erch-6

Boîtier de connexion



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

#### Intégration Gain de place :

##### 1. Intégration de l'alimentation :

- Un seul câble d'alimentation est requis pour le chargement et alimenter toutes les pompes du poste de perfusion.
- Super design pour la disposition des tubes et la fixation de capteur de chute des deux côtés du boîtier enfichable.

##### 2. Combiné de manière flexible :

- Conception modulaire, combinaison libre, petite taille, poids léger et un transport facile.
- Chaque emplacement est équipé d'une palette auxiliaire, la pompe est insérée dans le rail, ce qui facilite son utilisation.
- Conception empilable et rail empilé, facile à empiler sans outils.

#### Canaux multiples - Sûr, flexible et pratique :

##### 1. Conception de branchement à chaud :

- Conception innovante de branchement à chaud, peut retirer la pompe et continuer la perfusion lorsque le patient quitte son lit.
- Module de perfusion, performant et sûr.

##### 2. Empilage combiné :

- Conception modulaire : 2 à 12 pompes peuvent être combiné de manière flexible selon les besoins.

## Accessoires

### Cordon d'alimentation de véhicule 15V

Prix :TTC  
**750,00**

Réf. **BYDC12S**



### Réchauffeur de pompe à perfusion

Réf. **BYWS**

Prix :TTC  
**750,00**



### Poignée simple

Réf. **BYTS1**

Prix :TTC  
**1 370,00**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

#### Matériaux et avantages :

- Le boîtier est fabriqué à partir d'un alliage PBT + PC pour obtenir des propriétés plus stables
- Résistance exceptionnelle à la corrosion
- Facile à nettoyer médicalement, ce qui garantit la propreté clinique.

#### Caractéristiques du produit:


- Apparence flambant neuve, simple mais splendide
- Plus classique avec une élégante couleur blanc-gris. Convient aux pompes à perfusion et à seringues Sunfusion

### Support pour pousse-seringue

**BY-198**

Réf. **BY198**

Prix :TTC  
**2 380,00**



**Aspirateur Chirurgical Électrique HOSPIVAC****Avec pédale**Réf. **CA410356P**Prix :TTC  
**10 850,00****Sans pédale**Réf. **CA410356**Prix :TTC  
**8 990,00**

- Aspiration professionnelle des fluides corporels, tissus ou os pendant/après chirurgie.
- Pompe sans huile pour haute performance et vide maximal rapide, sans maintenance.
- Tableau de bord clair et accessoires complets pour chirurgie et liposuction.
- Batterie interne rechargeable pour environnements nécessitant une batterie de secours.
- Fonction d'économie d'énergie avec capteur de pression réduisant la vitesse du moteur de 50 % en l'absence d'aspiration.
- Prolonge l'autonomie de la batterie et réduit le niveau sonore.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Batterie interne rechargeable (type plomb 12Vdc - 20A) Autonomie 250 min - Temps de recharge 8 heures
- Vide maximum (réglable) - -0,85 Bar -85 kPa -637,5 mmHg
- Puissance absorbée - 90 VA
- Fusible - 1 x F 4A L 250V
- Facteur de service - Fonctionnement non-stop (sur secteur uniquement)
- Débit de la pompe : 60 L/min
- Aspiration réglable jusqu'à 900 m bar
- Puissance 230W
- Fonctionnement : par interrupteur M/A et par pédale.
- Filtre antibactérien
- Silencieux < 50 dba
- Lampe témoin de signalisation du M/A
- Dim. : 460 x 600 x 420 mm /
- Poids:13Kg / Alimentation : 230V /50Hz

**Aspirateur Chirurgical fixe : New Askir**Réf. **CA3101003**

- Alarme visuelle et sonore pour batterie faible.
- Manomètre (bar & kPa) inclus.
- Régulateur de vide intégré

**40L/min**Prix :TTC  
**2 990,00****SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

Moteur	Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
Alimentation	230V-50Hz - autres configurations disponibles sur demande
Vide Maximum (Ajustable)	0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg
Débit libre d'air max	40 l/min
Niveau Sonore	60,5 dBA
Cycle de fonctionnement	ininterrompu
Poids	3,6 kg
Dimensions	35 x 21 x 18 cm

**Aspirateur chirurgical fixe**Réf. **CA4102009****Avec batterie****36L/min**Prix :TTC  
**5 990,00****SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

Moteur	Pompe sans huile 14V / 4A
Alimentation	Batterie Interne rechargeable (12V 4A)
Autonomie	60min
Temps de charge	240min
Adaptateur Automobile	(12V 4A)
Vide Maximum (Ajustable)	0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg
Débit libre d'air max	36 l/min (sans bocal)
Niveau Sonore	63 dBA
Poids	4,39 kg
Dimensions	35 x 21 x 18 cm

**Accessoires****Ventouse d'aspiration en silicone**Prix :TTC  
**890,00**

Réf.	Dim.
<b>VC95100</b>	210 mm x 50 / XS
<b>VC95200</b>	210 mm x 60 / S
<b>VC95300</b>	210 mm x 70 / M

**Bocal autoclave**Réf. **RE210353**Prix :TTC  
**240,00****Couvercle pour bocal**Réf. **RE2103521**Prix :TTC  
**180,00****Filtre anti-bactérien**Réf. **SP0121**Prix :TTC  
**120,00****O-ring Joint pour bocal**Réf. **RE210354**Prix :TTC  
**100,00****Jeu de tuyau + Filtre**XS : 210 mm x 50  
S : 210 mm x 60  
M : 210 mm x 70

Réf.	Dim.	Prix.
<b>SP0036</b>	XS	<b>160,00</b>
<b>SP00362</b>	S	<b>240,00</b>
<b>SP00321</b>	M	<b>270,00</b>



## Détecteur de veines portable infrarouge

- Visualisation en temps réel de la vascularisation sous-cutanée grâce à une technologie de lumière infrarouge.
- Permet une évaluation rapide et précise de l'état des veines, réduisant le risque d'échec de ponction.
- Améliore la sécurité des soins et la satisfaction patient en limitant les traumatismes liés aux gestes invasifs.
- Contribue au contrôle des infections en diminuant les manipulations répétées.
- Affichage multicolore pour mieux identifier les types de veines (normales, fines, courbées, obstruées...).
- Idéal pour les services de pédiatrie, anesthésie, urgences et soins intensifs.



5 couleurs d'affichage pour s'adapter à chaque type de peau et offrir une visibilité parfaite des veines.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Type de source lumineuse : double source proche infrarouge (850 nm + 850 nm)
- Vitesse de traitement d'image : ≥ 30 images/seconde (affichage fluide)
- Résolution du projecteur : 854 × 480 pixels
- Taille de projection (zone réelle) : 90 × 65 mm
- Écran : 2,4 pouces
- Capacité de la batterie : 6360 mAh
- Distance de projection optimale : 26 cm ± 2 cm
- Format d'image : BMP
- Diamètre minimal de veine détectable : ≥ 1 mm (selon conditions d'utilisation)
- Poids : 400 g

### ACCESSOIRE EN OPTION :

Support de table flexible



Chariot mobile



## Garrot pneumatique manuel chirurgical

Réf. R5255

Utilisé en chirurgie orthopédique

Prix :TTC  
4 450,00

- Pompe métallique robuste pour la génération de pression
- L'air contenu dans le brassard s'échappe à l'ouverture de la valve de décompression
- 2 brassard : 57 x 9 cm (avant-bras) et 96 x 13 cm (cuisse)
- Matériaux lavables
- Vessies sans latex
- Manomètre métallique chromé



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Graduation des échelles en mm Hg	Par pas de 10 mm Hg
Plage d'affichage mm Hg	Jusqu'à 700 mmHg
Des conditions de fonctionnement	10°C (50°F) à 40°C (104°F)
Température de stockage/transport	20 °C (-4 °F) à 70 °C (158 °F)
Humidité relative de stockage/transport	85 % (sans condensation)



## Appareil de perfusion à pression

Réf. R5270

Prix :TTC  
1 170,00

- L'appareil est utilisé pour la mise sous pression de sang et de solutés lors de transfusions ou perfusions.
- IL est doté d'un manomètre chromé de 49 mm de diamètre avec graduations (jusqu'à 300 mmHg), lisible et robuste.
- Sa manchette en coton bleu est lavable jusqu'à 60°C.
- Poire de gonflage sans latex.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage d'affichage	0 à 300 mmHg
Conditions de fonctionnement	10°C à 40°C
Humidité relative	85 % (sans condensation)
Température de stockage/transport	-20°C à 70°C
Humidité relative de stockage/transport	85 % (sans condensation)

**Bistouri électrique monopolaire Surtron**Réf. **010350W**Prix :TTC  
**8 900,00**

Le bistouri électrique 120 W Surtron 50 monopolaire bipolaire est un appareil électrochirurgical à radiofréquence est adapté à la chirurgie monopolaire mineure, il est utilisé pour couper et coaguler les tissus, y compris les biopsies, les exérèses et les ligatures.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Puissance maximale de coupe CUT : 50W-400 $\Omega$
- Puissance maximale de coupe/coagulation CUT/COAG1 : 45W-400 $\Omega$
- Puissance maximale de coupe/coagulation CUT/COAG2 : 40W-400 $\Omega$
- Puissance maximale de coagulation COAG : 40W-400 $\Omega$
- Fréquence de travail : 600 kHz
- Électrode neutre
- Réseau sélectionnable : 115/230 Vac
- Fréquence de réseau : 50-60 Hz
- Puissance maximum absorbée : 200 VA
- Dimensions : L 190 x H 85 x P 239 mm.
- Poids : 2,5 kg.

**Livré complet avec :**

- Porte-électrode multi-usager.
- Kit de 10 électrodes assorties 5cm.
- Pédale de contact.
- Câble pour connexion électrode neutre au cylindre.
- Électrode neutre au cylindre.
- Câble d'alimentation 2m.

**Bistouri électrique monopolaire Surtron**Réf. **010380W**Prix :TTC  
**9 900,00**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Puissance de sortie maximale CUT 80 W - 400  $\Omega$
- Puissance de sortie maximale BLEND 60 W - 400  $\Omega$
- Puissance de sortie maximale COAG 50 W - 400  $\Omega$
- Puissance de sortie maximale MICRO 20 W - 600  $\Omega$
- Fréquence de travail 700 kHz
- Circuit patient F
- Tension d'entrée sélectionnable 115-230 Vac
- Fréquence du secteur 50-60 Hz
- Puissance électrique d'entrée 280 VA
- Dimensions LxHxP mm 190x85x239
- Poids 2,5 Kg

**Livré complet avec :**

- Porte-électrode multiusage,
- Kit de 10 électrodes assorties 5cm,
- Pédale de contact,
- Câble pour connexion électrode neutre,
- Électrode neutre acier,
- Câble d'alimentation 2m,
- Manuel d'utilisation.

**Bistouri électrique monopolaire Surtron**Réf. **0103120W**Prix :TTC  
**11 500,00**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Puissance maximale de coupe CUT : 120W-250
- Puissance maximale de coupe/coagulation BLEND : 90W-200
- Puissance maximale pour incision ENHANCED: 90W-250
- Puissance maximale de coagulation de surface FORCED COAG : 80W-150
- Puissance maximale de coagulation de profondeur SOFT COAG : 60W-100
- Puissance maximale de coagulation bipolaire BIPOLAR : 40W-100
- Variation des temps d'émission de 10 ms à 30 secondes
- Intervalle des impulsion de 1 à 9 - Fréquence de travail : 600 kHz
- Électrode neutre - Réseau sélectionnable : 115/230 Vac
- Fréquence de réseau : 50-60 Hz
- Puissance maximum absorbée : 300 VA
- Circuit de contrôle Plaque / Patient OC
- Contrôle de puissance émise
- Signal acoustique réglable
- Pédale de contrôle étanche
- Dim. : L 254 x H 104 x P 288 mm/ Poids : 5 kg.

**Livré complet avec :**

- Porte-électrode multiusage,
- Kit de 10 électrodes assorties
- 5 cm, pédale de contact,
- Câble pour connexion électrode neutre,
- Électrode neutre acier,
- Câble d'alimentation 2m,



## Bistouri électrique monopolaire

**300 HP**

Le SURTRON 300 HP est un appareil électrochirurgical de haute performance, conçu pour offrir une chirurgie monopolaire et bipolaire avec une précision et une fiabilité optimales.

**Double activité :** deux canaux de sortie pour la coupe monopolaire et deux canaux indépendants pour la coagulation monopolaire.

**Coupe commandée :** Courants adaptés pour des incisions nettes et contrôlées. Possibilité de coagulation simultanée pour des dissections chirurgicales précises. Procédures endoscopiques optimisées grâce à un faible couplage capacitif.

**Coagulation double :**

Modes rapide et profond, utilisables par deux opérateurs.  
Fonction Jet Coag, activable avec un stylet ou une pédale.



**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

Fonctionnalité	de coupe monopolaire, de coupe bipolaire, de coagulation bipolaire, de coagulation monopolaire
Technologie	à haute fréquence
Puissance de coupe	300 W
Puissance de coagulation	120 W
Fréquence secteur	50 - 60 Hz
Puissance d'entrée électrique	1000 VA
Dimensions L x H x P	470 x 150 x 400 mm
Poids	17,5 kg

## Bistouri électrique monopolaire

**400 HP**

Le SURTRON 400 HP est un appareil électrochirurgical avancé, conçu pour répondre aux besoins des interventions monopolaires et bipolaires avec une précision et une fiabilité exceptionnelles.

**Double activité :**

Deux canaux de sortie pour la coupe monopolaire.

Deux canaux indépendants pour la coagulation monopolaire.

**Procédures de coupe contrôlées :**

Courants adaptés pour des incisions nettes sans escarre.

Possibilité de coagulation simultanée pour une dissection chirurgicale précise. Faible couplage capacitif pour les procédures endoscopiques grâce au mode Slow BLEND.

**Coagulation double :**

Modes SPEEDY Coag et DEEP Coag, utilisables par deux opérateurs.  
Fonction SPRAY COAG, activable avec un stylet ou une pédale.



**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

Fonctionnalité	de coupe monopolaire, de coupe bipolaire, de coagulation bipolaire, de coagulation monopolaire
Technologie	à haute fréquence
Puissance de coupe	400 W
Puissance de coagulation	120 W
Tension d'entrée sélectionnable	115 - 230 Vac
Fréquence secteur	50 - 60 Hz
Puissance d'entrée électrique	1000 VA
Dimensions	470 x 150 x 400 mm
Poids	17,5 kg

## Bistouri électrique monopolaire

**200 HP**

SURTRON® TOUCH est un équipement électrochirurgical haute fréquence qui convient à la chirurgie monopolaire et bipolaire de précision et à la microchirurgie sans altérations tissulaires.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

Fonctionnalité	de coupe monopolaire, de coupe bipolaire, de coagulation bipolaire
Technologie	à haute fréquence
Options	avec écran tactile
Puissance électrique d'entrée	750 VA
Dimensions LxHxP	370x144x319mm
Poids	6 kg



**Gants d'examen jetables****Latex jetable**Réf. **LC1060****Poudré**Prix :TTC  
**70,00****Nitrile jetable**Réf. **LC1061****Non poudré**Prix :TTC  
**70,00**

- Bonne qualité et fournissent une excellente barrière biologique.
- Ils ne sont pas destinés à être utilisés comme barrière chimique
- A conserver dans un endroit sec et frais, éviter la chaleur excessive (40°C 104°F). Taille : xS - S - M - L

**Sur blouse de protection jetable**Réf. **LC2016****Sécurité et hygiène maximales**

sachet de 10 unités

Prix :TTC  
**110,00****Charlotte sachet jetable**Réf. **LC2017**

100 unités

Prix :TTC  
**35,00****Sur-chaussure jetable**Réf. **LC2018**

50 paires

Prix :TTC  
**40,00****Drap d'examen****Double épaisseur**Réf. **LC1022**

1 unité

Prix :TTC  
**65,00**Réf. **LC102212**

12 unités

Prix :TTC  
**780,00**

Fabriqué en Italie



La gamme traditionnelle de rouleaux de ouate de cellulose double épaisseur sont très absorbants et de très grande qualité.

**Gel échographe****Pour ultrasons et échographie**

Réf.		Prix.
<b>0101G04</b>	250 ml	<b>12.00</b>
<b>0101G1L</b>	1L	<b>019.00</b>
<b>0101G5L</b>	5L	<b>090.00</b>

**Perfuseur avec aiguille luer Lock**Réf. **HTF0102SP**

Boîte de 100

Prix :TTC  
**220,00****Papier pour ECG**

Réf.		Prix.
<b>ASRA4</b>	112 mm x 25 m	<b>50.00</b>
<b>ASRBI</b>	58 mm x 25 m	<b>30.00</b>

**Poche à urine**Réf. **LC1020****Adulte**200 ml  
10 unitésPrix :TTC  
**05,30****Peniflow**Réf. **LC1030****En latex**Prix :TTC  
**05,00**

Taille : S - M - L

**Bassin de lit**Réf. **LC1080**Prix :TTC  
**60,00**

- Bassin de lit avec poignée ergonomique.
- Plastique très résistant.

**Pissette en plastique**

Réf.		Prix
<b>0090P250</b>	250ml	<b>25.00</b>
<b>0090P500</b>	500ml	<b>30.00</b>

**Poche à urine**Réf. **LC1020P****Pédiatrique**100 ml  
100 unitésPrix :TTC  
**112,00****Peniflow**Réf. **LC1030S****En silicone**Prix :TTC  
**05,00**

Taille : L-M

Réf. **LC1030S**

Cond.	Prix.
Boîte 100 U	<b>315,00</b>
10 boîtes 100 U	<b>Nous consulter</b>

**Urinoir Mixte**Réf. **LC1070**Prix :TTC  
**42,00**

- Capacité 1 litre.
- Homme et femme



### Sondes d'aspiration

pédiatrique avec valve



Prix :TTC  
**2.00**

Pour adulte avec valve



- Matériau : PVC médical biocompatible,
- Longueur standard : 50 cm
- Stérile à usage unique

Réf.	Calibre (CH)
<b>61638V</b>	CH08
<b>61634V</b>	CH14

### Sonde gastrique


Conçue pour l'aspiration ou l'alimentation entérale en toute sécurité.



Prix :TTC  
**3.40**

- Matériau : PVC médical, souple et résistant & Stérile

Réf.	Calibre (CH)
<b>60019A0</b>	CH 10
<b>60019A4</b>	CH 14
<b>6001916</b>	CH 16



### Sonde vésicale droite femme

Réf. **6018F14**

Prix :TTC  
**2.00**



- Sonde vésicale droite pour femme
- Stérile et à usage unique
- Longueur : 20 cm (modèle court femme)
- Matériau : PVC souple

### Sondes urinaires

Silicone

Pédiatrique 2 voies



Prix :TTC  
**28.00**

Adulte 2 voies



- Voies : 2 (drainage + ballonnet)
- Stérile à usage unique
- Longueur standard : 35 cm
- Indications : drainage urinaire postopératoire, monitoring des volumes, soins à domicile sous prescription médicale


Réf.	Desig.	Calibre (CH)
<b>6014A06</b>	Enfant & Adulte	CH06
<b>6014A08</b>	Enfant & Adulte	CH08
<b>60014A10</b>	Enfant & Adulte	CH10
<b>60014A12</b>	Adulte	CH12
<b>60014A20</b>	Adulte	CH20

Latex

Pédiatrique 2 voies



- Matériau : latex de qualité médicale, souple & biocompatible
- Voies : 2 (drainage + ballonnet)
- Longueur : 20 cm - 40 cm
- Stérile à usage unique : conditionnement prêt à l'emploi



Adulte 2 voies



Réf.	Desig.	Calibre (CH)	Prix.
<b>600136P</b>	Enfant	CH06	<b>10.50</b>
<b>600130P</b>	Enfant	CH10	<b>11.00</b>
<b>600132A</b>	Adulte	CH12	<b>7.20</b>
<b>600134A</b>	Adulte	CH14	<b>7.20</b>
<b>600136A</b>	Adulte	CH16	<b>7.20</b>
<b>600122A</b>	Adulte	CH22	<b>7.20</b>

### Sonde d'intubation sans ballonnet

Prix :TTC  
**4.55**



### Sonde d'intubation avec ballonnet

Prix :TTC  
**5.53**



### Guide sonde d'intubation

Prix :TTC  
**8.45**



Réf.	STYLET .
<b>LC10SI06</b>	06
<b>LC10SI10</b>	10
<b>LC10SI14</b>	14

### Seringue médicale

À usage unique



- Graduation : Claire et précise pour un dosage optimal
- Embout : Luer Lock ou Luer Slip (selon le modèle)
- Avec ou sans aiguille : Disponible selon le besoin
- Matériau : Plastique médical de haute qualité, sans latex

Réf.	Capacité	Prix
<b>LC102CC</b>	2.5 cc	<b>65.00</b>
<b>LC105CC</b>	5 cc	<b>90.00</b>
<b>LC101CC</b>	10 cc	<b>150.00</b>

### Intranule G18 Primaflon Verte 45mm

Réf. **LC10INTV**



Prix :TTC  
**1.50**

### Seringue de gavage 60 ml

Réf. **6001G6**



Prix :TTC  
**4.00**

### Intranule G22 Primaflon Bleue 25mm

Réf. **LC10INTB**



Prix :TTC  
**1.50**

### Canules pour Bock à Lavement

Réf. **0091120CAN**



Jeu de 3 avec tuyau

Prix :TTC  
**24.00**

### Bock à lavement en inox 2L

Réf. **0091120**



Prix :TTC  
**499.00**

### Collecteurs pour matériel souillé

Réf. **L6155** 1L



Prix :TTC  
**25.00**



## Blouse

### Blouse femme col officier manches courtes

- Tissu fluide et respirant
- Manches courtes polyvalentes
- Poche intérieure sécurisée
- Coupe ajustée
- Entretien facile



col officier

Poche interieur



Réf.		Prix.
<b>A0015MC</b>	sans poche interieur	<b>200,00</b>
<b>A0015PMC</b>	avec poche interieur	<b>220,00</b>

### Blouse femme col officier manches longues

- Tissu fluide et respirant
- Manches courtes polyvalentes
- Poche intérieure sécurisée
- Coupe ajustée
- Entretien facile



col officier

Poche interieur



Réf.		Prix.
<b>A0015</b>	sans poche interieur	<b>200,00</b>
<b>A0015P</b>	avec poche interieur	<b>240,00</b>

### Blouse homme col officier manches courtes

- Tissu fluide et respirant
- Manches courtes polyvalentes
- Poche intérieure sécurisée
- Coupe ajustée
- Entretien facile



manches courtes

Poche interieur



Réf.		Prix.
<b>A6615MC</b>	sans poche interieur	<b>200,00</b>
<b>A6615PMC</b>	avec poche interieur	<b>220,00</b>

### Blouse home col officier manches longues

- Tissu fluide et respirant
- Manches courtes polyvalentes
- Poche intérieure sécurisée
- Coupe ajustée
- Entretien facile



manches longues

Poche interieur



Réf.		Prix.
<b>A6615</b>	sans poche interieur	<b>200,00</b>
<b>A6615P</b>	avec poche interieur	<b>240,00</b>

### Eric Col officier-Homme

Réf. **A3195** - Blanc

Prix :TTC  
**185,00**

- Matière : 35 % coton et 65 % polyester



### Blouse unisexe HEBE

Réf. **A3690** - Blanc

Prix :TTC  
**295,00**

- Col officier
- 35% coton et 65% polyester



### Blouse femme Annick

Réf. **A3234** - Blanc

Prix :TTC  
**195,00**

- Matière : 35 % coton et 65 % polyester, assurant douceur et résistance



### Blouse femme ITEA

Prix :TTC  
**310,00**



col structuré



Poche Pratiques



Réf.		
<b>A3659B</b>	Bleu	
<b>A3659V</b>	Vert	



## Ensemble Tunique et pantalon

### Unisex

Prix :TTC  
**299,00**



Manches Courtes



Poche Pratiques

Réf.

<b>K315NU</b>	Noir	
<b>K315GFU</b>	Gris Foncé	
<b>K314BL</b>	Bleu	
<b>K314VR</b>	verte	



### Femme manches courtes

Prix :TTC  
**299,00**



Manches courts



Poche Pratiques

Réf.

<b>K314VPF</b>	Vert Pistache	
<b>K315BRDF</b>	Bordeau	
<b>K315SMF</b>	Saumon	
<b>K314RF</b>	Rose Fushia	



### Femme manches longues

Prix :TTC  
**340,00**



Manches longues



Poche Pratiques

Réf.

<b>K314RF</b>	Noir	
<b>K315GFU</b>	Rose	



### Homme manches courtes

Prix :TTC  
**299,00**



Manches courts



Poche Pratiques

Réf.

<b>K315BLH</b>	Bleu Ciel	
<b>K315BLNH</b>	Bleu nuit	
<b>K315BLRH</b>	Bleu roi	
<b>K315V</b>	Vert Olive	



### Pyjama de Bloc Bleu-Femme

Prix :TTC  
**299,00**

- Manches : Courtes, pour une meilleure aisance
- Tissu : Léger et respirant, idéal pour un usage prolongé
- Matière : 35 % coton et 65 % polyester, alliant douceur et résistance.



Manches courts

Réf.

<b>K315BLF</b>	Bleu ciel	
----------------	-----------	--



### Pantalon

Réf. **A2295**

Prix :TTC  
**135,00**

Unisex

- Ruban noeud élastique dans le dos
- 35% coton, 65% polyester



Ruban noeud élastique



### Calots médical avec motifs

Réf. **CALOT**

Prix :TTC  
**50,00**



### Blouse femme FELICIA

Prix :TTC  
**310,00**

- Distinguée avec col chemise
- Accent de couleur appliqué particulièrement dans le devant et le dos.
- Manches montées courtes avec bord coloré. 35% coton et 65% polyester.



Réf.

<b>A3388B</b>	Bleu	
<b>A3388J</b>	Jaune	

### Veste polaire unisex

- Modèle : Unisex, adapté à toutes les morphologies
- Matière : Polaire douce, chaude et respirante
- Poches : Plusieurs poches pratiques pour un rangement fonctionnel



Matière Polaire douce



poches pratiques



Prix :TTC  
**175,00**

Réf.

<b>K316VPB</b>	blanche
<b>K316VPBM</b>	Bleu marine

### Pyjama pour patient

Réf. **LC26PY**  
Unisex

Prix :TTC  
**170,00**



**Sabot et chaussure professionnel****Scholl** | **Made in Italy****Sabot Calzuro Effetto**

- Semelle anti-dérapante et antistatique en polyuréthane
- Grande respiration du pied avec une semelle intérieur en cuir et une perforation du sabot sur le dessus

Réf. **S1009**  
BlancPrix :TTC  
**450,00**Réf. **S1009BL**  
Bleu marinePrix :TTC  
**450,00****Femme**

Pointure de 35 - 41

**Sabot Backguard**Réf. **S707**  
BlancPrix :TTC  
**790,00**Réf. **S20175**  
Bleu marinePrix :TTC  
**790,00**

- Dessus cuir perforé
- Bride arrière de maintien
- Semelle anatomique en bois de hêtre
- Largeur 8, hauteur talon 20 mm

**Unisex**

Pointure de 35 - 45

**Sabot New bonus**Réf. **S21904** - Blanc

Perforé

Prix :TTC  
**820,00**

- Dessus est entièrement réalisé en cuir
- Semelle anatomique en cuir
- Double textile
- Hauteur de talon 45 mm

**Unisex**

Pointure de 35 - 45

**Sabot Perforé**Réf. **S634**Prix :TTC  
**850,00**

- Dessus cuir perforé
- Bride arrière de maintien
- Semelle anatomique en bois de hêtre
- Largeur 8, hauteur talon 25 mm

**Unisex**

Pointure de 35 - 45

**Sabot Confort**Réf. **S6072**Prix :TTC  
**900,00**

- Dessus cuir perforé
- Semelle de propreté cuir
- Bride arrière de maintien
- Largeur 7, hauteur talon 30 mm

**Femme**

Pointure de 35 - 42

**Sabot New Toffee**Réf. **S30182** - Bleu marinePrix :TTC  
**789,00**

- Doublure : Microfibre + textile
- Semelle : Microfibre + PU
- Dessus : Cuir

**Femme**

Pointure de 35 - 42

**Sabot Perforé Cork Pro**Réf. **S323704** - NoirPrix :TTC  
**950,00**Réf. **S323765** - Blanc**NOUVEAU**Réf. **S323740** - Bleu marine**Unisex**

Pointure de 35 - 45



Antidérapante



Respirant



Semelle amovible



Antistatique

**ISO**

20347 classe II

- Semelle Bioprint®
- Dessus 100 % cuir
- Doublure supérieure en microfibre.

**Basket Jump-Pro Laces**Réf. **S309672** - BlanchePrix :TTC  
**990,00**Réf. **S309671** - NoirPrix :TTC  
**1 100,00****Semelle intérieure amovible et lavable en machine** : la semelle intérieure amovible dotée de la technologie scholl memory cushion® est lavable en machine jusqu'à 30°C.**Absorption d'énergie** : absorption d'énergie au talon conforme à la norme ISO**Résistant à l'eau** : Chaussure avec insert certifié résistant à l'eau.**Unisex**

Pointure de 36 - 46





Chaussure de sécurité

SUECOS® | Made in Spain

Asgard Safety S1PS

Réf. SUECOS - Noir

Prix :TTC  
990,00



Anti-perforation

NOUVEAU

Embout de sécurité métallique

- Respirabilité maximale
- Résistance au glissement
- Certifiée EN ISO 20345 +A1 / S1PS SR FO
- résistante aux huiles

- Semelle intermédiaire ETPU haute performance avec amorti réactif et retour d'énergie
- Embout de sécurité composite
- Semelle anti-perforation textile
- Tige résistante à l'eau pour une meilleure protection contre l'humidité
- Semelle intérieure ActiveFoam™ réduisant la fatigue
- Système EasyFit™ pour un enfilage et retrait faciles

Unisexes

Pointure de 36 - 46

✓Logistique ✓industriel ✓Usine

Stabil Safety S1

Réf. SUECOS - Noir

Prix :TTC  
990,00



Embout de sécurité métallique

NOUVEAU

- Respirabilité maximale
- Résistance au glissement
- Certifiée EN ISO 20345 S1+SR

- Respirabilité maximale
- Embout de sécurité en métal
- Talon rembourré

Unisexes

Pointure de 36 - 46

✓Logistique ✓industriel ✓Usine

Chaussure Aneto S2

Réf. SUECOS - Noir

Réf. SUECOS - Blanc

Prix :TTC  
990,00



- Design léger et ergonomique
- Certifiée EN ISO 20345 S2+SR+FO
- résistante aux huiles
- Respirabilité maximale

Embout de sécurité métallique

NOUVEAU



Unisexes

Pointure de 36 - 46

✓Médical ✓Hôtellerie ✓Logistique ✓Agroalimentaire

Chaussure de travail

SUECOS® | Made in Spain

Basket Alma

Réf. SUECOS - Noir Réf. SUECOS - Noir Réf. SUECOS - Noir

NOUVEAU



Prix :TTC  
990,00

- ✓Santé ✓Hôtellerie ✓Healthcare
- Respirabilité maximale
- Résistance au glissement
- Certifiée EN ISO 20345 S1+SR
- Absorption des chocs
- Semelle inté. ArchTech™
- Léger & ergonomique

Unisexes

Pointure de 36 - 46

Chaussure Blom

Réf. SUECOS - Noir

NOUVEAU



Prix :TTC  
650,00

- Technologie DryFit™
- Antistatique
- Semelle inté. ArchTech™
- Certifiée EN ISO 20345 O1+SR

Unisexes

Pointure de 36 - 46

✓Hôtellerie ✓Restaurant ✓Bureau

Basket Vinter

Réf. SUECOS - Noir

NOUVEAU



Prix :TTC  
990,00

- ✓Santé ✓Hôtellerie ✓Healthcare
- Water-repellent
- Amorti optimal
- Certifiée EN ISO 20345 S1+SR
- Résistance au glissement
- Doublure respirante CoolTech™

Unisexes

Pointure de 36 - 46

Chaussure Skog

Réf. SUECOS - Noir

NOUVEAU



Prix :TTC  
650,00

- Col rembourré extra
- Antistatique
- Semelle inté. ArchTech™
- Certifiée EN ISO 20345 O1+SR

Unisexes

Pointure de 36 - 46

✓Hôtellerie ✓Restaurant ✓Bureau

**Autoclavable jusqu'à 134°C****Scholl** **Made in Italy****Scholl Evo Flex**

Recommandé pour tous les professionnels de santé exerçants en bloc opératoire ou stérilisation

Prix :TTC

**690,00**Réf. **S293780** -NoirRéf. **S293781** -Blanc

- Semelle intérieure amovible Scholl Memory Cushion®.
- Semelle intérieure en microfibre
- Autoclavable jusqu'à 134 °C (chaussure) et 121 °C (semelle).
- Lavable et hygiénique

Réf. **S29377** -FuchsiaRéf. **S293782** -EmeraudeRéf. **S29378** -Bleu**Unisex**

Pointure de 35 - 46

**Scholl Evo**

Recommandé pour tous les professionnels de santé exerçants en bloc opératoire ou stérilisation

- Perforations latérales et respirabilité.
- Sans latex, solvants, CFC, anti-odeurs et antibactérien.

- Absorption des chocs au talon.
- Semelle MEMORY CUSHION® stérilisable.

Prix :TTC

**629,00**Réf. **S26563** - BlancRéf. **S26564** - BleuRéf. **S26562** - NoirRéf. **S26565** - EmeraudeRéf. **S26566** - Lilas**Unisex**

Pointure de 35 - 46

**Autoclavable jusqu'à 134°C****Sabot Calzuro Classic**

Prix :TTC

**390,00**Réf. **S1000N** - NoirRéf. **S1003** - BlancRéf. **S1000** - BleuRéf. **S1001** - Vert

- Perforations latérales et supérieures pour une ventilation optimale
- Antistatique et antidérapante
- Talon ergonomique 1,5"
- Semelle anatomique avec picots massants

**Unisex**

Pointure de 35 - 46

**Autoclavable jusqu'à 50°C****Sabot Calzuro Light**

Prix :TTC

**350,00**Réf. **S1006BC** - Bleu cielRéf. **S1006B** - BleuRéf. **S1006N** - NoirRéf. **S1006W** - Blanc

- Semelle anatomique avec absorption des chocs (talon 3 cm)
- Antistatique et antidérapante
- Aérations latérales
- Bride arrière réglable
- EVA ultraléger

**Unisex**

Pointure de 35 - 45

**Sabot Oden + print**

Prix :TTC

**390,00** **SUECOS** **Made in Spain**Réf. **SUECOS** - NoirRéf. **SUECOS** - Noir

- Ultralégère, ergonomique et flexible
- Amorti renforcé au talon
- Haute respirabilité
- Semelle antidérapante
- Design professionnel
- Certifiée CE - EN ISO 20347 (OB+E+SRC)

**Unisex**

Pointure de 35 - 45



# CROCS

## Sabot Crocs Classic

Réf. **C1000100** - Noir Réf. **C1000141** - Bleu Réf. **C100011** - Blanc Réf. **C100017** - Rose



- Entretien facile
- Maintien ajustable
- Confort optimal
- Légères et résistantes
- Aérées

Prix :TTC  
**509,00**

Pointure de 35 - 46

## Sabot Clog Crocs Bistro

✓Hôtellerie ✓Restaurant ✓Médical

Réf. **C100754** - Bleu marine Réf. **C100750** - Noir Réf. **C100751** - Blanc



- Antidérapante : Crocs Lock™
- Secteurs : Hôtellerie, santé...
- Protection : Design fermé
- Entretien : Facile à nettoyer
- Confort : Ergonomique
- Maintien : Bride de talon

Prix :TTC  
**529,00**

Pointure de 36 - 44

## Sabot Crocs Crocband

Réf. **C110160** - Noir Réf. **C1106410** - Bleu marine Réf. **C1101610** - Blanc Réf. **C1101612** - Beige - melon



- Entretien facile
- Respirantes
- Ultra-légères
- Bride pivotante
- Confort Croslite™

Prix :TTC  
**549,00**

Pointure de 35 - 46

## Sabot Crocs Baya Clog

Réf. **C1012604** - Blanc Réf. **C1012602** - Noir Réf. **C1012605** - Bleu marine Réf. **C1012655** - Rose



- Résistant à l'eau et flottable
- Picots intérieurs
- Résine Croslite™
- Bride en TPU

Prix :TTC  
**529,00**

Pointure de 35 - 46

## Sabot Crocs Baya Band

Réf. **C205086** - Noir Réf. **C2050898** - Rose Réf. **C205085** - Bleu marine



- Semelle antidérapante Crocs Lock™
- Bride pivotante
- Léger et ergonomique
- Facile à nettoyer

Prix :TTC  
**549,00**

Pointure de 36 - 48

## Remise exceptionnelle CALZURO

### Sabot Calzuro Classic

Prix : TTC  
~~390,00~~  
**273,00**



Réf.	Couleur
<b>S1004BR</b>	Bordeaux
<b>S1004G</b>	Gris
<b>S1004V</b>	Violet
<b>S1004R</b>	Rose
<b>S1004O</b>	Orange
<b>S1004RG</b>	Rouge
<b>S1004</b>	Bleu ciel

### Sabot Calzuro Fancy

Prix : TTC  
~~390,00~~  
**273,00**



### Sabot Calzuro Light

Réf. **S1006R** - Rose  
Réf. **S1006V** - Vert  
Réf. **S1006VI** - Violet

Prix : TTC  
~~350,00~~  
**231,00**



## Jibbitz

Prix.  
Prix unité **49,00**  
Pack de 5 **179,00**





## Mallette isothermique : Echantillons biologiques

Réf. **EB04008** - ROW XL

Prix :TTC  
**580,00**



Poids 1kg  
Dimensions 26 x 26 x 16 cm  
Capacité (litres) 10.00

Réf. **EB04.003** - COOLS

Prix :TTC  
**2 057,00**



Poids 5,30kg  
Dimensions 29 x 39 x 44 cm  
Capacité (litres) 49.76

Réf. **EB04007** - MINI COOLS



Poids 2.96kg  
Dimensions 25 x 21 x 40 cm  
Capacité (litres) 29.2

## Mallette HOVI

Réf. **EB00016**

Prix :TTC  
**2 450,00**

- Chariot à roulettes avec poignée télescopique.
- Poignées rembourrées.
- 5 compartiments amovibles.
- Porte-ampoules isotherme (43 ampoules).
- 2 poches avant rembourrées.
- Fermeture zippée avec anneaux pour cadenas.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids	3,5 kg	Capacité (litres)	30
Dimensions	18 x 34 x 47 cm	Couleur	Gris

## Sac à dos CITY'S

Réf. **EB00015**

Pour visite médicale

Prix :TTC  
**1 390,00**

- Bretelles réglables
- Pochettes avant variées
- Trois pochettes transparentes
- Trois compartiments amovibles
- Ampoulier pour 33 ampoules
- Base imperméable et antidérapante
- Matière bicolore déperlante



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids	1.39 kg	Capacité (litres)	17,6
Dimensions	15 x 28 x 42 cm	Couleur	Gris

## Mallette COMMUNITY'S

Réf. **EB01.008**

Mallette médecin - infirmier

Prix :TTC  
**900,00**

- Poignée ergonomique
- Fermeture éclair pour cadenas
- Bandoulière
- Poche arrière convertible en bande pour chariot
- Poche avant
- Intérieur équipé de séparateurs amovibles velcro
- Rabat filet pour protéger le contenu
- Poche filet plate / Poche filet
- Compartiment amovible avec fenêtre transparente
- Ampoulier isotherme pour 19 ampoules



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids	1.35 kg
Dimensions	15 x 25 x 35 cm
Capacité (litres)	13
Couleur	Bleu

## Mallette SUIT & GO

Réf. **EB00011**

Mallette / Sac à dos médecin de visite médicale

Prix :TTC  
**2 900,00**

- Grand compartiment avant pour effets personnels.
- 3 compartiments transparents amovibles.
- Ampoulier isotherme matelassé (38 ampoules).
- Panneau avec bandes élastiques pour matériel de soin.
- Poche intérieure plate pour pansements.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids	3.20 kg
Dimensions	18 x 42 x 32 cm
Capacité (litres)	24
Couleur	Bleu



## Autoclave vertical automatique à vapeur avec séchage

**SHINVA**

Conçue pour répondre aux exigences de stérilisation des laboratoires, établissements de santé et environnements techniques, cette gamme offre une solution fiable pour le traitement des charges solides, liquides et des déchets.

Elle intègre des cycles automatisés assurant une maîtrise précise des paramètres de stérilisation et une reproductibilité constante des résultats. Sa chambre optimisée permet un chargement efficace, tout en facilitant les opérations au quotidien.

- Système de contrôle : micro-ordinateur avec écran LCD
- Cycles de stérilisation : programmes prédéfinis + personnalisables
- Types de charges : solides, liquides, milieux de culture, déchets
- Plage de température de stérilisation : 105 à 138 °C
- Température d'isolation : 40 à 134 °C
- Pression de conception : -0,1 à 0,28 MPa
- Chambre : acier inoxydable haute résistance
- Organisation interne : chargement sur plusieurs niveaux
- Sonde de température : fixe + option mobile
- Protection contre surchauffe
- Verrouillage de porte
- Décompression automatique
- Protection contre fonctionnement à sec
- Contrôle niveau d'eau



### ACCESSOIRES :



Panneau de contrôle



En option



En option

Tambour de désinfection



Référence	<b>L50-EP-E</b>	<b>L80-EP-E</b>	<b>L100-EP-E</b>
Capacité	<b>50 L</b>	<b>80 L</b>	<b>100 L</b>
Dimension de la chambre	Ø316 × 667 mm	Ø386 × 895 mm	Ø386 × 860 mm
Nombre de plateaux :	2 niveaux (paniers)	2 niveaux	2 niveaux
Matériau des plateaux	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Taille des plateaux (LxH) :	Ø300 × 258 mm	Ø365 × 272 mm	Ø365 × 355 mm
Tension, Freq.	220/110V, 50/60Hz	AC220V / 50Hz	AC220V / 50Hz
Puissance	5000 W	5300 W	7500 W
Dimension globale (LxHxP)	616 × 476 × 990 mm	688 × 546 × 1030 mm	688 × 546 × 1195 mm
Poids	≈ 70-75 kg	≈ 82-90 kg	≈ 97-112 kg
Temp./Pression :	105-138°C / -0.1 à 0.28 MPa	105-138°C / -0.1 à 0.28 MPa	105-138°C / -0.1 à 0.28 MPa
Temps de stérilisation	Variable selon cycle	Variable selon cycle	Variable selon cycle



## Autoclave de stérilisation Presoclave PLUS

- Structure externe et plan de travail en acier inoxydable.
- Résistance chauffante INCOLOY haute durabilité, anticorrosion.
- Enregistrement des cycles avec export USB (traçabilité).
- Port sonde externe latéral\* pour contrôle de température.
- Cuve et couvercle en inox AISI 316L.
- Purge atmosphérique automatique.
- 10 programmes de stérilisation configurables.

- 1- Soupape de sécurité
- 2- Prise d'alimentation électrique
- 3- Thermostat de sécurité
- 4- Sortie de vidange de vapeur et de drainage
- 5- Connecteur USB



- 1- Écran TFT tactile avec boutons virtuels
- 2- Manomètre
- 3- Commande d'ouverture du couvercle



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Réf.	Capacité	Ø cuve	Hauteur cuve	Dimensions ext. (H x L x P)	Température	Puissance	Poids
4001770	50 L	30 cm	70 cm	117 x 48 x 62 cm	105 à 134 °C	4 850 W	75 kg
4001771	80 L	40 cm	62 cm	119 x 58 x 72 cm	105 à 134 °C	4 850 W	100 kg

#### Accessoire standard :

Paniers grillagés et tambours en acier inoxydable

##### Pour Presoclave PLUS III 50 L

- 3 paniers Ø 25,5 x H 20 cm
- 3 tambours Ø 25 x H 18 cm

##### Pour Presoclave PLUS III 80 L


- 2 paniers Ø 36 x H 28 cm
- 2 tambours Ø 35 x H 27 cm



## Autoclave de stérilisation vertical Autester ST DRY

- Structure extérieure, cuve et couvercle en acier inoxydable (AISI 316L)
- Système de purge par pompe à vide (fractionnée et atmosphérique)
- Générateur de vapeur avec réservoir d'alimentation intégré
- Alimentation possible par arrivée d'eau externe
- 6 modes de fonctionnement
- 10 programmes configurables par l'utilisateur
- Connexion pour seconde sonde + passage latéral (sauf 150 L)
- Mémoire interne jusqu'à 200 cycles

- 1- Bouton de mise en marche
- 2- Ouverture manuelle du couvercle
- 3- Informations
- 4- Menu changement d'utilisateur
- 5- Menu des tendances
- 6- Menu des alarmes
- 7- Menu de configuration
- 8- Menu des recettes
- 9- Menu de transfert FTP
- 10- Accueil



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Réf.	Capacité	Ø cuve	Hauteur cuve	Dimensions ext. (H x L x P)	Température	Puissance	Poids
4002519	80 L	30 cm	63 cm	117 x 48 x 62 cm	105 à 134 °C	4850 W	108 kg
4002520	150 L	50 cm	76 cm	118 x 80 x 95 cm	105 à 134 °C	14 000 W*	250 kg

#### Accessoire standard :

Paniers grillagés et tambours en acier inoxydable

##### Pour Presoclave PLUS III 50 L

- 3 paniers Ø 25,5 x H 20 cm
- 3 tambours Ø 25 x H 18 cm

##### Pour Presoclave PLUS III 80 L

- 2 paniers Ø 36 x H 28 cm
- 2 tambours Ø 35 x H 27 cm





## Hotte d'aspiration chimique HTF-1200W

- Filtration au carbone pour fumées, odeurs et composés chimiques
- Écran tactile 10 pouces avec affichage en temps réel
- Prises électriques étanches avec fonctions temporisées
- Alarme intégrée

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Système de filtration	Charbon actif avec lit granulaire
Types de filtres	6 types disponibles (codes A à F)
Capteur de COV (VOC)	Intégré - standard
Vitesse d'air entrant	0,4 - 0,6 m/s
Niveau sonore	≤ 58 dB(A)
Éclairage du plan de travail	≥ 1000 lux
Interface utilisateur	Écran tactile 10 pouces
Alimentation électrique	220 V / 50-60 Hz
Puissance	<b>1200 W</b>
Dimensions extérieures	1336 × 780 × 2120 mm
Poids net	230 kg



## Hotte Chimique et Flux laminaire (Vertical)

- Panneau de commande intelligent à boutons tactiles
- Support intégré avec roulettes universelles
- Conception ergonomique pour un confort optimal
- Fonction d'interverrouillage de sécurité

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Système de filtration	Filtration HEPA
Efficacité du filtre	≥ 99,99 % à 0,3 µm
Vitesse d'air entrant	Flux laminaire vertical (vitesse contrôlée et stable)
Niveau sonore	≤ 60 dB(A) (selon modèle)
Éclairage du plan de travail	Éclairage intégré
Interface utilisateur	Panneau de commande électronique
Alimentation électrique	220 V / 50 Hz
Puissance	≈ 1200 W
Dimensions extérieures	970 × 630 × 1730 mm
Poids net	≈ 145-171 kg



## Poste de santé microbiologique

- Lampe UV programmable
- Alarmes sonores et visuelles
- Écran LCD pour l'affichage des paramètres
- Accoudoirs mobiles réduisant la fatigue

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Alimentation (V/Hz)	220-240/50
Puissance du ventilateur (W)	735
Vitesse d'écoulement descendant (m/s)	0,31
Efficacité typique du filtre principal	ULPA, U15, 99,9995 % à 0,12 µm
Circulation de l'air	Échappement à 100 %
Affichage	Écran LCD
Filtre HEPA	(≥ 99,995 % à 0,3 µm),
Roulettes	Universelles pour un déplacement facile
Ergonomie	Accoudoirs mobiles
Dimensions extérieures	1380 × 790 × 2160 mm
Poids net/brut (env.)	320 / 339 kg





## Armoire de sécurité pour batteries Lithium-ion

- Répondent au besoin de stockage et charge des batteries lithium-ion

Résistance éprouvée de 105 min

- Différents accessoires intérieurs en option

Permet de configurer l'armoire selon vos besoins

- Fermeture à clef

Produits à l'abri de la malveillance

- Pictogrammes d'avertissement


Danger identifié

- Systèmes actif / passif de sécurité

Niveaux évolutifs de sécurité




795+NLIX4 + 4 PRISELI + B235



105 min

Résistance au feu (de l'extérieur vers l'intérieur) testée 105 min et homologuée 90 min, selon les normes EN 14470-1 & EN 1363-1.



180 min

Construction coupe-feu (de l'intérieur vers l'extérieur) certifié EI 180 min type A1, selon la norme NF EN 13501-2.



Désignation	Référence	Dimension H x L x P (mm)
Armoire anti-feu 105 min avec extincteur automatique	795+NLIA4	2020 x 1137 x 620
Armoire anti-feu 105 min avec système d'extinction	795+NLIX4	2020 x 1137 x 620
Armoire économique avec avec extincteur automatique	AZ301BLI	1990 x 980 x 500
Extincteur automatique	EX200LI	-
EX200LI, alarme sonore et visuelle, boîtier de contrôle, détecteur de fumée	VIG290	-
Rack de 8 prises électriques	PRISELI	-
Percement pour passage câbles (4 câbles max.) (pour 795+NLIX4)	PEXTBALI	-
Percement pour passage 1 câble (pour AZ301BLI)	PEXTBALI 14	-
Système d'alarme de température et d'enregistreurs de données wifi	SED	-
Serrure à code	SERCODE	-
Détecteur de fumée connecté par téléphone	ALARMWI	-



AZ301BLI + 4 PRISELI14 + EX200LI +4 PEXTBALI14

## Armoire de sûreté pour produits dangereux

- Répondent au Code de la Santé Publique

Conformes à la législation

- Étagères de rétention

et bac de rétention

Fuites éventuelles localisées

- Fermeture à clef

Produits à l'abri de la malveillance

- Pictogrammes normalisés

Danger identifié

- Orifices de ventilation

Possibilité d'extraction des vapeurs

- Disponibles avec des portes

de coloris différents

Solution pratique pour différencier vos produits



Désignation	Référence	Dimension H x L x P (mm)
Armoire haute 2 portes jaunes	AZ300	1950 x 930 x 500
Armoire comptoir 2 portes bleues	AZ110B	1000 x 930 x 500
Armoire comptoir 2 portes vertes	AZ110V	1000 x 930 x 500
Armoire comptoir 2 portes rouges	AZ110R	1000 x 930 x 500





## Armoire Antifeu 30 min - en 14470-1 et FM

- Testées et homologuées 30 min à la norme EN 14470-1 v.2023

Résistance de 30 minutes au feu

- Conforme au niveau 2 de la norme EN 16121+A1

Augmentation de la sécurité

- Fermeture à clef

Produits à l'abri de la malveillance

- Pictogrammes normalisés

Danger identifié

- Orifices de ventilation

Possibilité d'extraction des vapeurs

- Séparation par familles de produits (voir série 3030M)

Conformes au code de la santé publique.



3035E

Désignation		Dimension H x L x P (mm)
Armoire vitrée produits inflammables	3035PVE	1980 x 1115 x 550
Armoire produits inflammables	3035E	1980 x 1115 x 550
Caisson de ventilation	CDV-A	235 x 260 x 245
Kit de raccordement	KRC	1 kit par caisson



## Armoire Antifeu 90 min - en 14470-1 et FM

- Testées et homologuées 90 min à la norme EN 14470-1 v.2023

Résistance de 105 minutes au feu

- Conforme au niveau 2 de la norme EN 16121+A1

Augmentation de la sécurité

- Fermeture à clef

Produits à l'abri de la malveillance

- Pictogrammes normalisés

Danger identifié

- Orifices de ventilation

Possibilité d'extraction des vapeurs

- Séparation par familles de produits (voir série 3030M)

Conformes au code de la santé publique.



795+E + C235

Désignation	Référence	Dimension H x L x P (mm)
Armoire produits inflammables	795+E	795+E 1950 x 1137 x 618
Armoire multi-risques	795+M13	795+M13 1950 x 1137 x 618
Caisson de filtration (filtre non-inclus)	H50+	310 x 510 x 485
Kit de raccordement	KRC	1 kit par caisson
Filtre de rechange	CORG51	70 x 390 x 390



## Armoire de sécurité 90 min sous paille en 14470-1 & FM

- Testées et homologuées 90 min à la norme EN 14470-1 v.2023

Résistance éprouvée de 105 minutes au feu

- Conforme au niveau 2 de la norme EN 16121+A1

Augmentation de la sécurité

- Étagères de rétention et bac de rétention

Fuites éventuelles localisées

- Fermeture à clef

Produits à l'abri de la malveillance

- Pictogrammes normalisés

Danger identifié

- Orifices de ventilation

Possibilité d'extraction des vapeurs



Désignation	Référence	Dimension H x L x P (mm)
Armoire vitrée produits inflammables	3035PVE	1980 x 1115 x 550
Armoire produits inflammables	3035E	1980 x 1115 x 550
Caisson de ventilation	CDV-A	235 x 260 x 245
Kit de raccordement	KRC	1 kit par caisson





## Armoire anticorrosion acides / bases

• **Construction en PVC cellulaire**

Parfaite résistance aux agressions corrosives

• **Compartiments séparés**

Séparation des acides et des bases

• **Étagères / bacs de rétention montés sur rails coulissants**

Fuites éventuelles localisées

• **Fermeture à clef**

Produits à l'abri de la malveillance

• **Pictogrammes normalisés**

Danger identifié

• **Orifices de ventilation**

Possibilité d'extraction des vapeurs dangereuses



Désignation	Référence	Dimension H x L x P (mm)
Armoire à 3 compartiments	APC106+	1900 x 635 x 615
Armoire à 2 compartiments	APC221+	1900 x 1135 x 615
Caisson de filtration (filtre non-inclus)	H50+	310 x 510 x 485
Kit de raccordement	KRC	1 kit par caisson
Filtre de rechange	CORG51	70 x 390 x 390



APC221+

## Caisson à recirculation d'air & caisson de ventilation



CDV-A



• **Système de recirculation d'air (H50+, H50+S, H40+)**

Compatible avec tout type d'armoires (sauf séries 12+, 14X et 3030X)



H50+S + CORG51



H40+ + ORGFC

Désignation	Référence	Dimension H x L x P (mm)
Caisson à recirculation d'air (livré sans filtre)	H50+	310 x 510 x 485
Caisson à recirculation d'air (livré sans filtre) avec filtralarm 5	H50+S	310 x 510 x 485
Caisson vertical à recirculation d'air (livré sans filtre)	H40+	630 x 270 x 460
Caisson de ventilation	CDV-A	235 x 260 x 245



## Armoire de sûreté multirisques

A3PCA

• **Étagères de rétention réglables en hauteur**

Fuites localisées à leur niveau

• **Séparation par familles de produits**

Conformes au code de la santé publique

• **Fermeture à clef**

Produits à l'abri de la malveillance

• **Pictogrammes normalisés**

Danger identifié

• **Orifices de ventilation**

Possibilité d'extraction des vapeurs

• **Étagères de rétention et bac de rétention**

Fuites éventuelles localisées



Désignation	Référence	Dimension H x L x P (mm)
Armoire de sûreté 3 compartiments	A3PCA	1825 x 560 x 545
Caisson de filtration (filtre non-inclus)	H50+	310 x 510 x 485
Kit de raccordement	KRC	1 kit de raccordement
Filtre de rechange	CORG51	70 x 390 x 390

## Douches de sécurité



DLP62



DS23

• **Conformes aux normes EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221 et aux exigences du Code du Travail**  
Matériel répondant à la législation en vigueur

• **Coloris vert "sécurité"**

Visualisation immédiate du matériel de premier secours

• **Fourni avec pictogramme normalisé**

Localisation aisée du matériel

• **Matériel robuste**

Solution recommandée pour un usage en industrie



DLV53

Désignation	Référence	Dimension H x L x P (mm)
Combiné douche et laveurs d'yeux	DLV53	Au sol
Douche de sécurité murale	DS23	Murale
Douche de sécurité sur pied	DS33	Au sol
Combiné douche et laveur d'yeux tout inox	DLP62	Au sol
Douche portative autonome 9L	DPA9	-



## Centrifugeuse iFuge C4000

- Contrôle par microprocesseur
- Affichage numérique
- Centrifugation horizontale, rendements élevés
- Fonctions de sécurité avancées



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimensions (L x P x H)	381 x 480 x 185 (mm)
Température admissible	5-40 °C
Humidité	<80%
Environnement	Usage intérieur uniquement
Niveau sonore	≤65 dB
Détails de l'adaptateur secteur	100-240 V CA, 50/60 Hz /24 V 5 A
Consommation d'énergie	90 W

## Centrifugeuse haute vitesse DM1424

- Diagnostic interne automatique
- Plage de vitesse : de 200 à 12 000 tr/min
- Essorages rapides et pratiques



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage de vitesses	200-12 000 tr/min, incrément : 10 tr/min
Précision de la vitesse	±20
Capacité du rotor	24 tubes capillaires
Affichage	LCD
Tension / Fréquence	Monophasé, 200-240 V, 50/60 Hz, 5 A
Durée d'exécution	30 secondes à 99 minutes / Continu
Puissance	160 W
Dimensions (L x P x H)	280 x 364 x 274 mm

## Centrifugeuse à basse vitesse DM0506

- Écran LCD facile à lire avec alerte sonore
- Fonctionnement stable et silencieux
- Usage quotidien en laboratoire
- Déverrouillage automatique du couvercle



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Durée d'exécution	30 secondes à 99 minutes, HD (lecture continue)
Dispositifs de sécurité	Verrouillage de porte, détecteur de survitesse,
Puissance	Monophasé, 100-240 V, 50/60 Hz, 70 W
Plage de vitesse	300-5 000 tr/min, incrément : 10 tr/min
Précision de la vitesse	±20 tr/min
Affichage	LCD
Moteur	Moteur CC sans balais
Dimensions (L x P x H)	300 x 240 x 180 mm

## Centrifugeuse à basse vitesse DM0412

- Verrouillage électrique du couvercle
- Freinage doux à basse vitesse
- Boîtier à double protection



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Durée d'exécution	30 secondes à 99 minutes, HD (lecture continue)
Dispositifs de sécurité	Verrouillage de porte, détecteur de survitesse,
Puissance	Monophasé, 100-240 V, 50/60 Hz, 70 W
Plage de vitesse	300-5 000 tr/min, incrément : 10 tr/min
Précision de la vitesse	±20 tr/min
Affichage	LCD
Moteur	Moteur CC sans balais
Dimensions (L x P x H)	300 x 240 x 180 mm

## Micro-centrifugeuse

- Couvercle à verrouillage sécurisé
- Simple, rapide et intuitive à utiliser
- Ventouses anti-vibrations
- Système de suspension avec amortisseur



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité maximale	8 x 1,5 / 2 mL
Vitesse maximale	12 000 tr/min
Plage de réglage du temps	10 s à 99 min 50 s
Affichage	OLED
Niveau sonore (dB(A))	≤ 50 dB(A)
Alimentation électrique (V/Hz)	100-240 V, 50/60 Hz
Puissance (W)	35 W
Dimensions extérieures (L x P x H) (mm)	152 x 142 x 122
Poids net (kg)	1,2 kg

## Micro-centrifugeuse

- Utilisation en laboratoire médical, pharmaceutique et de recherche
- Réglage précis de la vitesse de rotation
- Minuterie intégrée pour cycles contrôlés
- Système de sécurité avec verrouillage du couvercle



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Vitesse maximale	7 000 tr/min
RCF maximale	2 680 x g
Temps de fonctionnement	Fonctionnement continu
Type de moteur	Moteur CC (DC)
Alimentation électrique	AC 100-240 V, 50-60 Hz
Puissance	20 W
Niveau sonore	≤ 45 dB
Dimensions (P x L x H)	160 x 170 x 122 mm



## Centrifugeuse de paillasse polyvalente

- Pour les applications quotidiennes en laboratoire clinique et de routine
- Compatible avec différents types de rotors
- Solution fiable pour les flux standards.
- Fonctions de sécurité avancées



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité maximale	4 × 500 mL
Précision de vitesse (rpm)	±10
Affichage	LED
Alimentation électrique	AC 220 V, 50/60 Hz
Puissance (W)	700 W
Poids net (kg)	60 kg
Dimensions extérieures (L × P × H) (mm)	478 × 624 × 365

## Micro-centrifugeuse réfrigérée

- Traitement rapide et efficace des échantillons
- Clavier LED et bouton de commande
- Reconnaissance automatique du rotor
- Mémoire jusqu'à 99 programmes



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité maximale	12 × 5 mL
Gamme de vitesse (rpm)	500 - 16 500 tr/min
Plage de réglage du temps	1 s - 99 min / 59 min (incrément de 1 s / 1 min)
Affichage	LED
Poids net (kg)	18 kg
Alimentation électrique (V/Hz)	AC 220 V, 50/60 Hz
Dimensions extérieures (L × P × H) (mm)	270 × 375 × 252
Puissance (W)	230 W

## Centrifugeuse - Banque de sang

- Dédicée aux banques de sang et centres de transfusion
- Capacité : 16 × 500 mL poches de sang ou 6 × 2 400 mL bouteilles
- Vitesse maximale : 7 500 tr/min
- Force centrifuge maximale : 13 376 × g
- Moteur à induction sans balais, sans maintenance
- Système de réfrigération rapide : 4 °C en 15 minutes
- Plus de 1 000 programmes mémorisables
- 15 phases d'accélération et 16 phases de décélération
- Écran tactile incliné à 45°, utilisable avec des gants
- Réglage en cours de cycle : vitesse, force, temps, température
- Niveau sonore < 60 dB
- Gestion des utilisateurs avec login et mot de passe
- Affichage en temps réel des paramètres de centrifugation



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité maximale	8 × 2 000 mL* ou 16 × 500 mL (poches de sang)
Vitesse maximale (tr/min)	7 500
Précision de vitesse (tr/min)	±5
Plage de réglage du temps	1 min à 99 h 59 min 59 s (incrément de 1 seconde)
Affichage (écran tactile)	10 pouces
Alimentation (V/Hz)	Triphasé 400 V, 50-60 Hz
Puissance (W)	6 400 W
Dimensions externes (L × P × H) (mm)	900 × 1 050 × 1 020



## Spectrophotomètre SP-V1100



- Spectrophotomètre UV-Visible autonome (190-1100 nm)
- Calibration automatique avec double source deutérium / tungstène
- Mémoire interne sécurisée (méthodes & courbes)
- Compatible cuvettes 5-100 mm
- Pilotage PC optionnel via logiciel dédié

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Système optique	Poutre unique
Source lumineuse	Lampe à incandescence (Hybec, Japon)
Dimensions (L x l x H)	475 x 360 x 225 mm
Compartment d'échantillon	Cuvette à 4 positions, longueur de trajet optique de 10 mm
Affichage	Écran LCD matriciel
Poids	11 kg

## Spectrophotomètre UV3101



- Spectrophotomètre UV-Visible haute performance avec écran tactile 10,1»
- Analyses photométriques et quantitatives avancées (spectral, ADN/protéines)
- Optique haute précision (monochromateur holographique & photodiode)
- Excellente stabilité de mesure (faible bruit, faible lumière parasite)
- Logiciel PC conforme BPL/BPF + mémoire interne et export USB

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Système optique	Poutre double
Bande passante spectrale	1,0 nm
Précision de la longueur d'onde	±0,1 nm (à 656,1 nm), ±0,3 nm sur toute la plage
Précision photométrique	±0,0015 A (0-0,5 A) ; ±0,002 A (0,5-1 A)
Affichage	Grand écran tactile couleur de 10,1 pouces
Besoins en énergie	110/220 V, 50/60 Hz, 120 W

## Évaporateur rotatif numérique à DEL RE100-S

- Spectrophotomètre UV-Visible autonome (190-1100 nm)
- Calibration automatique avec double source deutérium / tungstène
- Mémoire interne sécurisée (méthodes & courbes)
- Compatible cuvettes 5-100 mm
- Pilotage PC optionnel via logiciel dédié



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage de température	Température ambiante à 180 °C
Plage de vitesses	20-200 tr/min
Capacité d'évaporation	1,56 L/h
Contrôle de la température	Contrôle PID par microprocesseur
Mode de levage	Manuel
Puissance de chauffage	1 200 W
Tension / Fréquence	100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Humidité ambiante admissible	≤ 80 % HR

## Mélangeur vortex à vitesse variable MX-S

- Vitesse variable de 0 à 3 000 tr/min
- Modes de fonctionnement tactile et continu
- Couvercle standard pour tubes et récipients jusqu'à 30 mm
- Régulation électronique de la vitesse pour une agitation constante
- Base en acier avec pieds à ventouses anti-vibrations
- Structure robuste en aluminium moulé



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Type de moteur	Moteur à pôles ombrés
Puissance nominale du moteur	10 W
Tension	100-120 V / 200-240 V
Dimensions (L x H x P)	127 x 130 x 160 mm
Plage de vitesses	0-3 000 tr/min (réglable)
Puissance	60 W
Fréquence	50/60 Hz
Poids	2,0 kg
Humidité relative admissible	80 % HR



## Agitateur magnétique MS-S

- Plage de vitesse réglable : 0 à 1 500 tr/min
- Capacité maximale d'agitation : jusqu'à 20 L d'eau (H<sup>2</sup>O)
- Plaque de travail en céramique résistante à la corrosion
- Agitation stable et homogène
- Format compact adapté à la paillasse
- Convient aux applications de routine en laboratoire



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Matériau de la plaque de travail	Couvercle en acier inoxydable
Plage de vitesses	0-1 500 tr/min
Type de moteur	Moteur CC sans balais
Longueur max. barre magnétique	80 mm
Puissance de sortie du moteur	10 W
Tension / Fréquence	100-240 V, 50/60 Hz
Poids	2,8 kg
Dimensions (L × P × H)	160 × 280 × 85 mm

## Agitateur magnétique analogique de sécurité MS-HS

- Agitateur chauffant de précision (jusqu'à 340 °C / 1 500 tr/min)
- Moteur CC sans balais, antidéflagrant et sans entretien
- Capacité d'agitation jusqu'à 20 L
- Sécurité thermique intégrée avec voyant HOT
- Plaque céramique à haute résistance chimique
- Contrôle précis via sonde PT1000 (±0,2 °C)



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage de vitesses	0-1 500 tr/min
Puissance	530 W
Tension / Fréquence	100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Humidité ambiante admissible	80 % HR
Puissance de chauffage	500 W
Type de moteur	Moteur CC sans balais
Plage de température de chauffage	Température ambiante à 340 °C
Poids	2,8 kg
Dimensions (L × P × H)	160 × 280 × 100 mm

## Agitateur magnétique chauffant numérique à DEL MS-H280-Pro

- Température maximale de chauffage : 280 °C
- Vitesse d'agitation maximale : 1 500 tr/min
- Contrôle numérique de la température et de la vitesse
- Plaque de travail en acier inoxydable avec revêtement céramique
- Contrôle externe de la température via sonde PT1000 (±0,2 °C)
- Écran LED affichant température et vitesse
- Voyant de sécurité « CHAUD » au-delà de 50 °C



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage de vitesses	200-1 500 tr/min
Affichage de la température	DIRIGÉ
Précision du contrôle de la température	±1 °C (<100 °C) ; ±1 % (>100 °C)
Capteur de température externe	PT1000 (précision ±0,2 °C)
Protection contre la surchauffe	320 °C
Positions stimulantes	1
Puissance	515 W
Tension / Fréquence	100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Poids	1,8 kg
Humidité ambiante admissible	80 % HR

## Accessoires

### Pipette mécanique à volume variable



- Pipette mécanique autoclavable
- Plage 0,1 µL à 10 mL (selon modèle)
- Monocanal / multicanaux (8-12)
- Compatible plaques 96 puits
- Affichage numérique

### Pompe à pipette Levo



- Volumes : 2 à 25 mL
- Code couleur par volume
- Réglage précis par molette
- Résistante acides/bases
- Entretien facile et durable

### Verrerie



### Distributeur à bouchon DispensMate



- Autoclavable à 121 °C
- Volumes : 0,5 à 50 mL
- Démontage facile pour entretien
- Adaptateurs standards inclus (S40, GL25-38)

### Pipette mécanique à 8 canaux



- 0,5 µL - 1 mL
- Plaques 96 puits
- Autoclavable & UV
- Ergonomique
- Maintenance facile

### Pipette mécanique à volume variable



- 0,1 µL - 10 mL
- Mono / multi-canaux (8-12)
- Compatible plaques 96 puits
- Affichage numérique
- Maintenance facile

Depuis 2011, le groupe Midea s'est lancé dans le secteur biomédical et a commencé à développer des produits biomédicaux. Sa filiale Midea biomédical a été créée en 2020. ils sont principalement utilisés dans les hôpitaux, les laboratoires, les centres de recherches ...

**En Exclusivité au Maroc par Locamed**

# Le froid médical pour une conservation en toute sécurité

Réfrigérateur  
Pharmaceutique  
**316 L**

Congélateur  
Pharmaceutique  
**308 L**

Réfrigérateur  
Pharmaceutique  
**126 L**



Découvrez  
toute la gamme

06 66 13 55 07  
ecommerce@locamed.org  
www.locamed.ma



# Réfrigérateur pharmaceutique

**2~8°C**

**Isolation thermique performante :**

Joint d'étanchéité haute performance assurant une bonne stabilité de la température interne.

**Écran LCD :**

Affichage en temps réel de la température (température et humidité selon modèle).

**Contrôle par microprocesseur :**

Régulation précise de la température avec surveillance continue.

**Porte verrouillable :**

Sécurité renforcée pour la protection des produits sensibles.

**Capacité de stockage :**

Disponible en plusieurs volumes selon le modèle, de 42 L à 756 L.

**Réfrigérant R600a :**

Conforme aux standards actuels des équipements de réfrigération médicale.



**Garantie sur mesure**



Double protection



Double inverseur



Éco & silencieux



220V-240V



Froid homogène

Réf.	<b>MC-5L42</b>	<b>MC-5L126</b>	<b>MC-5L316</b>	<b>MC-5L316B</b>	<b>MC-5L416</b>	<b>MC-5L606</b>	<b>MC-5L756</b>	<b>MC-5L1006</b>
Plage de température (°C)	2~8°C	2~8°C	2~8°C	2~8°C	2~8°C	2~8°C	2~8°C	2~8°C
Niveau sonore (dB)	45	45	52	45	55	56	58	60
Réfrigérant	R600a 18/25/18 g	R600a 30 g	R600a 36/40/40 g	R600a 45 g	R600a 36 g	R600a 52 g	R600a 48 g	R600a 48 g
Capacité (L / pi³)	42/1.48	126/4.45	316/11.16	316/11.16	416/14.69	606/21.40	756/26.70	756/26.70
Panneau d'affichage	LCD	LCD	LCD (Température & Humidité)	LCD	LCD (Température & Humidité)	LCD (Température & Humidité)	LCD (Température & Humidité)	LCD (Température & Humidité)
Contrôleur	Microprocesseur	Microprocesseur	Microprocesseur	Microprocesseur	Microprocesseur	Microprocesseur	Microprocesseur	Microprocesseur
Dimensions externes (L×P×H mm)	485*450*550	595*615*810	595*603*1920	595*603*1920	690*653*1920	760*825*1925	970*808*1920	1220*808*1920
Dimensions internes (L×P×H mm)	400*360*425	505*467*620	500*464*1343	500*464*1343	595*514*1343	660*590*1560	880*634*1354	1130*634*1354



## Congélateur Ultra-basse température

### -40~-86°C

Destinés au stockage sécurisé des échantillons biologiques, réactifs et produits sensibles nécessitant une congélation ultra-basse et stable.

#### Isolation thermique performante :

Conception optimisée pour garantir la stabilité de la température interne.

#### Écran LCD :

Écran tactile LCD 10,1" (TFT) avec affichage en temps réel de la température (selon modèle).

#### Contrôle par microprocesseur :

Régulation précise avec surveillance continue.

#### Porte verrouillable :

Sécurité renforcée pour la protection des échantillons.

#### Capacité de stockage :

Volumes disponibles de 108 L à 838 L selon le modèle.

#### Système de réfrigération :

Fonctionnement avec mélange de réfrigérants, conforme aux standards ULT.



Double protection



Double inverseur



Éco & silencieux



220V-240V



Froid homogène

**Garantie sur mesure**

Réf.	<b>MD-86L108</b>	<b>MD-86L568BS</b>	<b>MD-86L708BS</b>	<b>MD-86L838</b>	<b>MD-86L818BS</b>	<b>MD-86L838T</b>
Plage de température (°C)	-40~-86°C	-40~-86°C	-40~-86°C	-40~-86°C	-40~-86°C	-40~-86°C
Niveau sonore (dB)	49	54	49	51	51	51
Réfrigérant	Mélange de réfrigérants	Mélange de réfrigérants	Mélange de réfrigérants	Mélange de réfrigérants	Mélange de réfrigérants	Mélange de réfrigérants
Capacité (L / pi³)	108/3.81	568/20.06	718/25.36	838/29.59	838/29.59	838/29.59
Panneau d'affichage	Écran tactile LCD 10,1» (TFT)	Écran tactile LCD 10,1» (TFT)	Écran tactile LCD 10,1» (TFT)	LCD	Écran tactile LCD 10,1» (TFT)	Écran tactile LCD 10,1» (TFT)
Contrôleur	Microprocesseur	Microprocesseur	Microprocesseur	Microprocesseur	Microprocesseur	Microprocesseur
Dimensions externes (LxPxH mm)	955*675*815	885*995*1980	1030*995*1980	1175*995*1980	1175*995*1980	1175*995*1980
Dimensions internes (LxPxH mm)	440*435*590	595*720*1310	740*720*1310	885*720*1310	885*720*1310	885*720*1310



## Congélateur biomédical

**-25 / -30 / -40 °C**

### Isolation performante :

Conception optimisée assurant une bonne stabilité thermique interne.

### Écran LCD :

Affichage clair de la température et des paramètres de fonctionnement (selon modèle).

### Contrôle par microprocesseur :

Régulation précise avec surveillance continue.

### Porte verrouillable :

Sécurité renforcée pour la protection des produits stockés.

### Capacité de stockage :

Volumes disponibles de 106 L à 850 L selon le modèle.

### Système de réfrigération :

Fonctionnement avec réfrigérant R600a ou R290, conforme aux standards des congélateurs biomédicaux.



**Garantie sur mesure**



Double protection



Double inverseur



Éco & silencieux



220V-240V



Froid homogène

## -25~-30°C



Réf.	MD-25L106	MD-25L308	MD-25L518	MD-30L850B
Plage de température (°C)	-10~25°C	-10~25°C	-10~25°C	-10~25°C
Niveau sonore (dB)	43	46	58	51
Réfrigérant	R600a	R290	R290	R290
Capacité (L / pi³)	106/3.74	308/10.88	518/18.29	850/30.01
Panneau d'affichage	LCD (ECS-H6)	LCD (ECS-H6)	LCD	LCD
Contrôleur	Microprocesseur	Microprocesseur	Microprocesseur	Microprocesseur
Dimensions externes (L×P×H mm)	600*610*815	700*690*1920	866*811*1920	1175*995*1980
Dimensions internes (L×P×H mm)	455*460*595	540*450*1277	680*620*650	885*720*1310



## Congélateur biomédical

**-20~-40°C**



Réf.	<b>MD-40L106</b>	<b>MD-40L308</b>	<b>MD-40L518</b>
Plage de température (°C)	-20~-40°C	-20~-40°C	-20~-40°C
Niveau sonore (dB)	51	52	58
Réfrigérant	R290	R290	R290
Capacité (L / pi³)	106/3.74	308/10.88	518/18.29
Panneau d'affichage	LCD (ECS-H6)	LCD (ECS-H6)	LCD
Contrôleur	Microprocesseur	Microprocesseur	Microprocesseur
Dimensions externes (L×P×H mm)	600*610*815	700*690*1920	866*811*1920
Dimensions internes (L×P×H mm)	455*460*595	540*450*1277	680*620*650



Double protection



Double inverseur



Éco & silencieux

**Garantie sur mesure**

## Congélateur biomédical

**-25~-40°C**



Réf.	<b>MD-25W368</b>	<b>MD-40W368</b>	<b>MD-25W568</b>
Plage de température (°C)	-10~-25	-20~-40	-10~-25
Niveau sonore (dB)	48	52	58
Réfrigérant	R290	R290	R290
Capacité (L / pi³)	368/13	368/13	568/20.06
Panneau d'affichage	LCD	LCD	LCD
Contrôleur	Microprocesseur	Microprocesseur	Microprocesseur
Dimensions externes (w*d*h)(mm)	1255*745*853	1255*745*853	1870*745*865
Dimensions internes (w*d*h)(mm)	870*550*648 230*550*428	1479*550*625 230*550*405	870*550*648 230*550*428



## Réfrigérateur banque de sang

4 °C

Photo du produit			
Réf.	<b>MXY-206</b>	<b>MXY-558</b>	<b>MXY-1306</b>
Plage de température (°C)	4°C	4°C	4°C
Niveau sonore (dB)	35	45	45
Réfrigérant	R290	R600a	R600a
Capacité (L / pi³)	206	558	1306
Panneau d'affichage	LED	LED	LED
Contrôleur	Microprocesseur	Microprocesseur	Microprocesseur
Dimensions (WxDxH mm)	595*680*1620	750*810*1920	1500*895*1925



Double protection



Double inverseur



Éco & silencieux

Garantie sur mesure

## Réfrigérateur - congélateur combiné biomédical

4 °C

Réf.	<b>MCD-25L350</b>	<b>MCD-25L506</b>	<b>MCD-40L350</b>	<b>MCD-40L506</b>
Plage de température (°C)	R : 2 ~ 8 C : -10 ~ -25	R : 2 ~ 8 C : -10 ~ -25	R : 2 ~ 8 C : -10 ~ -40	R : 2 ~ 8 C : -10 ~ -40
Niveau sonore (dB)	45	50	50	58
Réfrigérant	R600a	R : R600a C : R290	R290	R : R600a C : R290
Capacité (L / pi³)	R : 206 / 7.27 C : 144 / 5.09	R : 247 / 8.72 C : 259 / 9.15	R : 206 / 7.27 C : 144 / 5.09	R : 247 / 8.72 C : 259 / 9.15
Panneau d'affichage	LED	LED	LED	LED
Dim. extérieur (WxDxH mm)	695*655*1920	866*811*1920	695*655*1920	866*811*1920
Dim. intérieur (L x P x H mm)	R : 600*505*690 C : 540*480*560	R : 680*596*630 C : 680*620*650	R : 600*505*690 C : 540*480*560	R : 680*596*630 C : 680*620*650






# Glacière de transport isotherme



## Solution fiable pour le transport médical et pharmaceutique

- Répartition homogène du froid grâce aux plaques eutectiques supérieures
- Isolation renforcée avec joint étanche anti-fuite
- Structure monobloc PU/PP compatible contact alimentaire
- Mousse polyuréthane haute performance (sans fluor)
- Fermeture sécurisée et poignée robuste pour le transport
- Affichage LED de la température interne en temps réel



					
Réf.	MZY-6	MZY-12	MZY-18	MZY-35	MZY-50
Volume brut	6 L	12 L	18 L	35 L	50 L
Matériau	PP / PU	HDPE + PU + PP	HDPE + PU + PP	HDPE + PU + PP	HDPE + PU + PP
Plage de température	2-8 °C	2-8 °C	2-8 °C	2-8 °C	2-8 °C
Autonomie (32 °C)	24 h	12-24 h	8-12 h	12 h	24 h
Épaisseur de paroi	35 mm	45 mm	25 mm	30 mm	50 mm
Dimensions extérieures	340 × 234 × 275 mm	424 × 263 × 310 mm	424 × 263 × 310 mm	570 × 305 × 375 mm	535 × 415 × 520 mm
Dimensions intérieures	234 × 145 × 170 mm	325 × 165 × 220 mm	363 × 203 × 244 mm	475 × 245 × 280 mm	430 × 290 × 405 mm
Poids net	1,6 kg	5,6 kg	6,4 kg	10 kg	15,2 kg
Configuration de base	4 accumulateurs de froid	6 accumulateurs, 1 sangle, 1 plateau	6 accumulateurs, 1 sangle, 1 plateau	6 accumulateurs, 1 sangle, 1 plateau	3 accumulateurs de froid
Système de refroidissement	Passif	Passif	Passif	Passif	Passif

## Mallette isothermique : Echantillons biologiques

Réf. **EB04008 - ROW XL**

Capacité :  
5 unités



Prix :TTC  
**580,00**

- Transport d'échantillons biologiques.
- Usage hôpital ou domicile.
- Intérieur isotherme.
- Maintien de la température

Poids 1kg  
Dimensions 26 × 26 × 16 cm  
Capacité (litres) 10.00

Réf. **EB04.003 - COOLS**

Capacité :  
6 à 12 unités



Prix :TTC  
**2 057,00**

- Compartiment principal isotherme.
- Compartiments amovibles.
- Poches transparentes.
- Espaces tubes et pots d'urine

Poids 5.30kg  
Dimensions 29 × 39 × 44 cm  
Capacité (litres) 49.76

Réf. **EB04.007 - MINI COOLS**

Capacité :  
9 à 12 unités



- Compartiment principal isotherme avec thermomètre.
- Compartiments extractibles anti-déversement.
- Support sécurisé pour tubes et boîtes d'urine.
- Poignées, bandoulière & trolley dorsal

Poids 2.96kg  
Dimensions 25 × 21 × 40 cm  
Capacité (litres) 29.2



## Table CHAGALL à 5 plans

Réf. **FR2401DRBR**

### Traitement, Kinésithérapie et massage

**CHAGALL** : table-multifonctions 5 plans, avec accoudoirs, hauteur variable électrique, dossier électrique. Plans de jambe assistés par 2 vérins à gaz 2 vérins électriques et 2 vérins à gaz.




#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Alimentation : 220V.
- Poids : 104 kg.
- Charge maximale : 250 kg.
- Dimensions : 196 x 65 x 49Δ94 cm.
- Table de traitement à 5 sections : 76 + 33 + 85 cm.
- Hauteur réglable : 49 à 94 cm.
- Temps d'élévation : 34 secondes
- Table à quatre articulations et cinq plans.
- Deux vérins électriques de 8000N et 6000N (dossier).
- Commande par poignée.
- Revêtement et expansé non feu classe IM1, lavable.
- Positions Trendelenburg et cyphose.
- Plan jambier assisté par deux vérins à gaz.

#### En options :

- 4 Roulettes
- Dévidoir
- Cadre de commande périphérique à 360°



## Table CEZANNE Pro II à 5 plans

Réf. **FR2115PRG**

### Pour thérapie, massages et soins médicaux

**CEZANNE** Table-multifonctions 5 plans, avec accoudoirs pivotants, Cyphose électrique, hauteur variable électrique (50 cm à 94 cm), dossier électrique. Plans de jambe assistés par 2 vérins à gaz 2 vérins électriques et 2 vérins à gaz.



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Cyphose électrique.
- Table à 5 plans, appuis-bras pivotants.
- Vérin électrique avec force de poussée de 6000 N pour l'élévation.
- Vérin électrique avec force de poussée de 4000 N pour la cyphose.
- Revêtement expansé non-feu, classe IM1.
- Temps d'élévation : 42 secondes.
- Hauteur réglable : 50 à 94 cm.
- Positions cyphose et Trendelenburg (viscérale).
- Charge de travail en sécurité : 150 kg.
- Dimensions : 194 x 64 x 50 à 94 cm.

#### En options :

- 4 Roulettes
- Dévidoir
- Cadre de commande périphérique





## Table CAMINO à 5 plans

Réf. **LECI5BP**

Prix :TTC  
**35 000,00**



### Soins médicaux, Thérapie et massage

La table de traitement Camino est une table robuste et polyvalente, idéale pour les physiothérapeutes et autres professionnels de la santé. Elle permet de multiples ajustements de posture grâce à un mécanisme de contrôle pneumatique double face, assurant des réglages rapides et silencieux. La section de la tête peut être ajustée pneumatiquement de -75° à 40°, offrant un confort optimal pour diverses procédures médicales et de bien-être.



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Réglage électrique Midlift (Dewert)
- Longueur : 198 cm
- Largeur : 56 cm, 64 cm, 69 cm, 74 cm
- Hauteur : 46 cm à 95 cm
- Épaisseur de la mousse : 6,4 cm
- Capacité de levage : 200 kg
- Capacité maximale : 205kg
- Poids du produit : 77 kg
- Angle de la tête ajustable : -75° à -40°
- Réglage de l'angle du dossier pneumatique: 0-80 °
- Porte-serviettes en métal



## Table de traitement électrique

### Soins médicaux, Thérapie et massage

Réf.	Description	Prix
Réf. <b>FR2380PRR</b>	2 plans fixe +porte rouleau + roulettes	<b>26 000,00</b>
Réf. <b>FR2380PRG</b>	2 plans fixe + porte rouleau	<b>21 500,00</b>

Inclinaison positive et négative Table de traitement avec réglage électrique de la hauteur.



Pour la thérapie, les massages et les soins médicaux Version présentée avec la pédale de commande périphérique et les roulettes en option

- Table à 2 sections avec dossier assisté par vérin à gaz et inclinaison positive/négative
- Moteur électrique avec une force de poussée de 6000 N
- Interrupteur de commande manuelle
- Rembourrage et revêtement ignifugés classe 11M
- Dispositif médical



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Fonctionnalité : à hauteur variable basculant, sur roulettes.
- Nombre de sections : 2 sections.
- Capacité de poids : 140 kg.
- Longueur : 204 cm.
- Largeur : 64 cm.
- Hauteur : Max: 90 cm / Min: 48 cm.



**Table fauteuil électrique de SPA**Réf. **LSPA**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Longueur : 209cm (tête incluse)
- Largeur : 73.6cm
- Hauteur : 52cm ~ 97.5cm
- Système de mousse semi-ferme multicouche de 6,5 cm d'épaisseur
- Le réglage de la hauteur de l'élévateur est contrôlé par une pédale et une commande manuelle.
- Capacité de chargement : 205 kg
- Dossier inclinable et repose-jambes relevables à commande électrique.
- Châssis en acier robuste, roues verrouillables, accoudoirs amovibles inclus.

**Table de traitement d'examen sur fauteuil spa**Réf. **LIS260**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dossier inclinable électriquement : 0° à 75°
- Inclinaison totale électrique : 0° à 12°
- Revêtement PU résistant à l'eau/huile
- Commande manuelle standard
- Mousse haute densité : épaisseur 8,89 cm
- Accoudoirs amovibles auto-nivelants
- Coussin appui-tête réglable avec trou en beignet
- Dimensions produit : 185 x 83 x 55-88 cm
- Base : 101 x 76 x 6 cm, rétrécie à 60 cm au pied
- Poids max supporté : 199 kg
- Nombre de moteurs : 3

**Table d'examen et de traitement 3 plans**Réf. **LTR1****Massage & physiothérapie**


- Structure en acier renforcé
- Repose tête et un support avant-bras, amovibles et réglables
- Dossier inclinable manuellement jusqu'à 90°, avec trou de visage
- Repose-jambes ajustable manuellement
- Mousse dense à épaisseur 6,5 cm
- 4 roues avec freins

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Nombre de sections : 3 sections
- Capacité de levage : 205 kg
- Poids : 70 kg
- Largeur : 68 cm
- Réglable en hauteur par pédale : de 52 à 97 cm
- Longueur : 184 cm (220 cm y compris l'appui-tête)

**Table électrique de massage «Lift Back»**Réf. **LIFTBACK**


Traitement, Kinésithérapie, Massage, Réflexologie

- Structure en acier renforcé.
- Repose tête et un support avant-bras, amovibles et réglables.
- Dossier inclinable manuellement jusqu'à 90°, avec trou de visage.
- Mousse dense à épaisseur 6,5 cm.
- 4 roues avec freins.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Largeur : 68 cm
- Réglable en hauteur par pédale : de 52 à 97 cm
- Longueur : 184 cm (204 cm y compris l'appui-tête)
- Nombre de sections : 2 sections
- Capacité de levage : 205 kg
- Poids : 70 kg



### Table de Bobath électrique


Réf. **LELT**

Prix :TTC  
**17 000,00**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poids supporté 220 kg
- Table Bobath à élévation électrique de 520 à 920 mm
- Déplacement de 200 mm. Commande au pied
- Bâti époxy blanc. Sellerie cousue, 1 plan épaisseur de 40 mm



### Table de Bobath JR

Réf. **FR240006**

Avec une hauteur variable

Prix :TTC  
**25 800,00**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Sellerie expansé épaisseur 6,5 cm
- Hauteur réglable électriquement de 48 à 90 cm
- Charge maximale statique: 140 kg
- Dimension : 200 x 120 x 48 Δ 90 cm

### Table de Bobath fixe

Réf. **K1200**

Prix :TTC  
**6 000,00**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim : 200 x 200 cm
- Hauteur : 50 cm
- Charge de travail : 160 Kg
- Table pour thérapie Bobath
- Revêtement et expansé non feu classe IM1, lavable

### Table de Bobath JR

Réf. **FR240006**

Avec dossier assisté par vérin à gaz

Prix :TTC  
**25 800,00**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Hauteur variable électrique (46 cm à 94 cm).
- Sellerie expansé épaisseur 6,5 cm,
- Hauteur réglable électriquement de 48 à 90 cm,
- Charge maximale statique: 160 kg.
- Temps d'élévation : 34s
- Dimension : 200 x 120 x 46 Δ 94 cm.

### Table de Bobath camino

Réf. **LCBS112**

Électrique + barrières

Prix :TTC  
**28 000,00**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimension 200 x 120 x 46 Δ 95 cm
- Poids de travail : 272kg
- Mousse : 6.4cm
- Poids du produit : 84kg
- Capacité de levage : 200kg

### Table de Bobath camino

Réf. **LCB112**

Électrique

Prix :TTC  
**22 000,00**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Table Bobath électrique est un modèle incontournable, elle offre un espace de travail et de confort adapté pour le travail de rééducation des patients .
- Dimension : longueur 200 largeur 120cm .
- Hauteur réglable 49 à 97 cm.



## Table de verticalisation électrique

Réf. **FR250174D**


### Table de verticalisation à hauteur et inclinaison variables par 2 vérins :

- Hauteur ajustable : Réglable de 49 à 94 cm, facilitant le transfert des patients en fauteuil roulant.
- Inclinaison contrôlée : Dossier réglable jusqu'à +80° à l'aide d'un vérin à gaz.
- Accessibilité : Conçue pour un passage aisé des soulèves-malades grâce à ses deux vérins électriques (force de poussée : 6000 N pour l'inclinaison et 8000 N pour l'élévation).
- Repose-pieds modulable : Inclinaison ajustable à  $\pm 15^\circ$  pour un meilleur soutien des pieds.
- Matériaux de qualité : Revêtement non feu (classe M1) pour une sécurité accrue.
- Équipements complémentaires :
  - Inclinomètre intégré.
  - Cinq sangles de fixation pour la sécurité du patient.
  - Roulettes (deux fixes et deux multidirectionnelles) équipées de freins.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :


Dimensions : 196 x 70 x h (49-94 cm).  
 Charge maximale :  
 Horizontale : 140 kg.  
 Verticale : 120 kg.



## Table de verticalisation 3 sections électrique dossier incliné

Réf. **LEB142**

La table de verticalisation 3 sections électrique-dossier-incliné-bleu gris est un équipement de rééducation essentiel pour les personnes ayant des problèmes de mobilité ou de coordination. Elle est conçue pour permettre à l'utilisateur de se tenir debout en toute sécurité et en toute confiance, tout en étant soutenu et guidé par un thérapeute.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Longueur : 194cm  
 Largeur : 30cm  
 Hauteur : 55cm- 101cm  
 Mousse : 6,4cm  
 Capacité de levage : 200kg  
 Capacité maximale : 272kg  
 Poids du travail : 80kg  
 Angle dossier : 0-80°





## Système de traction tru-trac®

Réf. CH4779



### CARACTÉRISTIQUES

- Unité de traction statique, intermittente et cyclique.
- Durées d'attente, de repos et de traitement définies par l'utilisateur.
- 10 plages de protocoles définies par l'utilisateur permettant de stocker les réglages personnalisés.
- Interface de l'écran tactile monochromatique numérique pivotant à 270°.
- Stockage aisé des paramètres de traitement, échelles de douleur, et cartes de douleur sur les cartes de données des patients.

**INCLUS :**  
FORMATION  
DÉCOUVERTE  
ET PRISE EN MAIN



## Table de traction galaxy triton® 3-m

Réf. CH3263

### CARACTÉRISTIQUES

- Confort maximal en position assise ou couchée lors des thérapies manuelles et de traction.
- Surface mobile empêchant le frottement sous les hanches et les jambes.
- Proclive de la tête jusqu'à 85°.
- Proclive/déclive assistées à gaz pour faciliter le positionnement.
- Cadre de commande électrique périphérique pour élever ou abaisser la table, facilitant les manipulations.



Ouverture faciale de série livrée avec bouchon



Système de traction TRU-TRAC® avec écran tactile monochromatique pivotant

Appareil de Traction Triton® avec écran tactile numérique couleur pivotant

Proclive de la tête jusqu'à 85°.

Clé de sécurité



Cadre de commande électrique périphérique pour élever ou abaisser la table de 52 à 101 cm

2 roulettes livrées de série.  
4 roulettes multidirectionnelles en options

Patins de stabilisation



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

<b>Alimentation :</b> 230 V~ 50/60 Hz 120 V~ 50/60 Hz	<b>Intensité de courant :</b> 1 A max sous 230 V 2 A max sous 120 V
<b>Dimensions :</b> Totales : 211 x 64 cm Section tête/dos : 72 cm, inclinaison réglable de 0 à 85° Section médiane : 20 cm Plateau jambier : 119 cm Hauteur minimale : 57 cm Hauteur maximale : 102 cm	<b>Élévation :</b> Sellerie simili-cuir non inflammable, bio-compatible et ultra résistant. Charge maximale supportée : 200 kg Poids maximal de l'appareil : 130 kg Poids : 93 à 105 kg. Mousse de densité moyenne 55 kg/m3 Classe électrique : Classe I

### Accessoire de traction

#### Système d'immobilisation QuickWrap™ DTS

Réf. CH2825



#### Dispositif pour traction cervicale Saunders

Réf. CH7040





## Table pliante de massage bois Wave-IV

Réf. LWA4

Prix :TTC  
**4 150,00**



Sac de transport  
compris



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Repose visage et repose bras démontables,
- Relève buste,
- Trou de visage avec cache,
- Pieds réglables en hauteur.
- Poids: 16.3 Kg
- Dim: Larg 71 cm x Long 185 cm.

## Table pliante de massage aluminium Vigor

Réf. LVIT

Prix :TTC  
**4 500,00**



Sac de transport  
compris



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Repose visage et repose bras démontables,
- Pieds télescopiques, réglables en hauteur,
- Poids 12.5 Kg
- Dim: Larg 71 cm x Long 180 cm.

## Table de massage multiplans

Réf. LSADFB

Prix :TTC  
**10 900,00**

En bois archer  
grand confort



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Structure en bois de hêtre
- hauteur réglable
- Prises d'appui-tête aux deux extrémités
- Dossier et repose-jambes par vérin pneumatique
- Accoudoir latéral flexible amovible.
- Largeur : 76.2 cm
- Poids max patient : 270 kg
- Longueur : 184 cm

## Table de massage stationnaire

Réf. LSET1SMB

Prix :TTC  
**7 449,00**

En bois moco à 2 plans  
avec 1 étagère



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Capacité de poids maximum: 270kg,
- Longueur: 184cm (Plateau),
- Appuie-tête, y compris: 211 cm,
- Système Soft-mousse multicouches,
- Tapisserie d'ameublement,
- Super confort, luxueux et rembourrage PU.
- Largeur : 76.2 cm

## Chaise pliante de massage aluminium

Réf. LMS10

Prix :TTC  
**3 000,00**



- Châssis aluminium laqué gris
- Siège et repose bras à hauteur variable
- Poids : 8,5kg
- Sac de transport
- Capacité Maximale : 159kg
- Coussin triangulaire amovible

## Table de massage multiplans

Réf. L9004

Prix :TTC  
**5 700,00**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dim: 80 cm x 190cm x 60cm
- Plateau fessier fixe de 36 cm / Poids 45 kg
- Matelassure : Mousse souple 5 cm de densité
- Châssis : tube acier diam 30 mm

## Table d'examen «LVDT»

Réf. LVDT

Prix :TTC  
**3 995,00**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poids : 39 kg
- Dimension: 184 x 71 x 78 cm,
- Robuste et confortable,
- Châssis en acier laqué,
- Blocage du dossier vérin à gaz,
- Relève bust par vérin.

## Guéridon en bois

Réf. LMT33

Prix :TTC  
**1 790,00**

sur roulettes  
pour serviettes



## Housse

Réf. LMT3

Prix :TTC  
**200,00**

Flanelle / Unité Pour table de massage



## Housse

Réf. LMT2

Prix :TTC  
**150,00**

Pour coussin de visage





### Tabouret avec dossier ergonomique

Réf. **L8073**

Prix:TTC  
**2 990,00**



Hauteur ajustable par verin a gaz

- Hauteur d'assise réglable grâce à son vérin pneumatique à gaz (de 45 cm à 55cm)
- Très stable, pivotant et facile à déplacer grâce au pied INOX en étoile équipée de 5 roulettes
- Très confortable avec son dossier ergonomique et son assise bien rembourré (épaisseur 8 cm).

### Tabouret avec dossier

Réf. **LMS1**

Prix:TTC  
**1 300,00**



- Dimensions du siège : 39 cm de diamètre.
- Base à cinq branches : 56 cm de diamètre.
- Coussin en mousse : 7,5 cm d'épaisseur.
- Réglage de la hauteur de 53 cm à 73 cm.

### Tabouret à selle ergonomique

Réf. **LMS13**

Prix:TTC  
**2 500,00**



- Dimensions du siège : 40 cm x 38 cm
- Base en aluminium à cinq branches : 54 cm de diamètre
- Coussin en mousse : 5 cm
- Réglage de la hauteur : 54 cm - 72,5 cm
- Poids net : 6,5 kg
- Capacité de charge : 200 kg

### Tabouret à assise ergonomique

Réf. **LMS4**

Prix:TTC  
**1 900,00**



- Dimensions du siège : 40 cm x 36 cm .
- Base chromée à cinq branches : 56 cm de diamètre .
- Coussin en mousse : 5 cm d'épaisseur .
- Anneau de pieds : 40 cm de diamètre.
- Idéal pour les blocs et les cabinets.

### Tabouret sans dossier

Réf. **LMS2**

Prix:TTC  
**1 150,00**



- Dimensions du siège : 39 cm de diamètre.
- Base en nylon à cinq branches : 56 cm de diamètre.
- Coussin en mousse : 7,5 cm d'épaisseur.
- Réglage de la hauteur de 53 cm à 73 cm
- Couleurs : Bleu, vert, chocolat, noir, beige

### Coussin de massage pour femme enceinte

Prix:TTC  
**2 000,00**



- Réf.
- |                |          |
|----------------|----------|
| <b>LMB16BL</b> | Bleu     |
| <b>LMB16BR</b> | Bordeaux |
| <b>LMB16BG</b> | Beige    |
- Massage thérapeutique  
Thérapie physique  
Thérapie chiropratique  
Thérapie post-chirurgicale  
Réhabilitation

## Coussins rembourrés pour table de massage

<p>Réf. <b>K3301</b> <b>Coussin cale</b> 350 x 350 x 90mm</p> <p>Prix:TTC <b>190,00</b></p>	<p>Réf. <b>LMB0201</b> <b>Coussin de visage</b></p> <p>Prix:TTC <b>250,00</b></p>	<p>Réf. <b>LMB10</b> <b>Coussin triangulaire de posture</b> 680 x 500 x 250 mm</p> <p>Prix:TTC <b>550,00</b></p>	<p>Réf. <b>LMB09</b> <b>Coussin nuque</b></p> <p>Prix:TTC <b>150,00</b></p>	<p>Réf. <b>LMB05</b> <b>Coussin en T</b> 450 x 650 x 100 mm</p> <p>Prix:TTC <b>470,00</b></p>
<p>Réf. <b>LMB11</b> <b>Coussin semi cylindrique</b> 660 x 150 X 130 mm</p> <p>Prix:TTC <b>240,00</b></p>	<p>Réf. <b>LMB06</b> <b>Coussin cylindrique</b> 622 x 220 mm</p> <p>Prix:TTC <b>400,00</b></p>	<p>Réf. <b>LMB03</b> <b>Coussin demi cylidrique</b> 620 x 220 x 110 mm</p> <p>Prix:TTC <b>250,00</b></p>	<p>Réf. <b>LMB07</b> <b>Coussin demi cylindrique</b> 630 x 150 x 75 mm</p> <p>Prix:TTC <b>150,00</b></p>	<p>Réf. <b>LMB12</b> <b>Coussin rectangulaire</b> 400 x 200 x 50 mm</p> <p>Prix:TTC <b>300,00</b></p>



**Lampe infrarouge sur bras articulé interrupteur**

M/A 400W

Réf. IRPP



Prix :TTC  
**6 900,00**

- Adaptable en plusieurs configurations :
- Mât coulissant
- Bras articulé

**Lampe infrarouge 400W sur pied**

Sans minuterie

Réf. 4003/1N



Prix :TTC  
**6 700,00**

**Lampe infrarouge 400W sur pied**

Avec minuterie

Réf. 4003/2N



Prix :TTC  
**7 200,00**

**Lampe infrarouge sur pied 250W**

Réf. IRGP



Avec ampoule

Prix :TTC  
**5 300,00**

**Lampe infrarouge sur pied 250W**

Réf. LW312



Avec minuterie & interrupteur sur pied

Prix :TTC  
**2 500,00**

**Lampe Circline de recharge sans coupole**

Réf. IRD002



Prix :TTC  
**1 350,00**

Emetteur quartz 400W pour lampes 4003 & IRP.

**Lampe infrarouge de recharge 250W**

Réf. IRD004



Prix :TTC  
**300,00**



## Cage de pouliethérapie

Réf. **K2100**  
4 panneaux

Prix :TTC  
**7 000,00**



- A 4 panneaux de 200 x100 cm,
- Montage angle droit ou gauche,
- Grillage en double torsade,
- Tube en acier 30 mm x 30 mm,
- Finition:poudre en polyester époxy blanche cuite au four.

Réf. **K2102**  
8 panneaux



- A 8 panneaux,
- Montage angle droit ou gauche,
- Grillage en double torsade,
- Tube en acier 30 mm x 30 mm,
- Finition:poudre en polyester époxy blanche cuite au four.
- Dimensions : L 200 x l 200 x h 200 cm
- Poids supporté : 50 kg par panneau

## Accessoires pour pouliethérapie



Réf.	Désignation	Prix
1 • <b>K2500</b>	Tendeur bois paquet de 10 unités	<b>170,00</b>
2 • <b>K2502G</b>	Mousquetons simples GM acier paquet de 10unités	<b>265,00</b>
3 • <b>K2503</b>	Esses chromées GM paquet de 10 unités	<b>480,00</b>
4 • <b>K2504</b>	Poignets de traction	<b>1680,00</b>
5 • <b>K2506</b>	Poulie Matic	<b>580,00</b>
6 • <b>LK999</b>	Cordelette Nylon 10 m	<b>280,00</b>
7 • <b>LK999</b>	Poulie ouvrante inox	<b>630,00</b>

## Sacs de charge

Série de sacs en expansé.  
Compacts, faciles à accrocher. En toile plastifiée extra forte.



Réf.	Poids	Prix
<b>K2401</b>	500g	<b>100,00</b>
<b>K2402</b>	750g	<b>105,00</b>
<b>K2404</b>	1 kg	<b>105,00</b>
<b>K2406</b>	2 kg	<b>125,00</b>
<b>K2408</b>	3 kg	<b>135,00</b>
<b>K2410</b>	4 kg	<b>150,00</b>
<b>K2412</b>	5 kg	<b>155,00</b>

## Fil à plomb

Réf. **FR230070**




Prix :TTC  
**310,00**

- Pour la réalisation de tests d'équilibre de la statique vertébrale du patient. Poids : 200 gr.

## Goniomètre plastique

Réf. **6358201**



Prix :TTC  
**135,00**

- Mesure l'amplitude des mouvements de l'articulation : coude, genou et doigts.

## Niveau pelvien

Réf. **F00950H**



Prix :TTC  
**1680,00**

- Instrument de Contrôle du basculement du bassin.
- Possède 3 niveaux bulle, un sur chaque branche.

## Mentonnière cuir

Réf. **K3800**

Prix :TTC  
**690,00**



Permet les suspensions vertébrale à partir de la tête assure une prise de la tête non traumatisante en élévation cervicale par un appui du menton et de l'occipital.

## Sangles



Réf.	Désignation	Prix
1 • <b>K4012</b>	Sangle de fixation du bassin	<b>190,00</b>
2 • <b>K4013</b>	Sangle abdominale de fixation à boucles	<b>190,00</b>
3 • <b>K4014</b>	Sangle de suspension des membres	<b>190,00</b>
4 • <b>K4015</b>	Sangle de fixation du Thorax à boucles pour tables	<b>190,00</b>
5 • <b>K4016</b>	Sangle de fixation à boucles des membres inférieurs	<b>130,00</b>
6 • <b>K4017</b>	Anneau Suisse	<b>160,00</b>
7 • <b>K4018</b>	Sangle de suspension du tronc	<b>140,00</b>



Réf.	Désignation	Prix
1 • <b>K4005</b>	Bracelet de fixation en cuir	<b>140,00</b>
2 • <b>K4006</b>	Bottillon talonnière	<b>320,00</b>
3 • <b>K4002</b>	Sangle coude/genou	<b>140,00</b>
4 • <b>K4007</b>	Mentonnière	<b>360,00</b>
5 • <b>K4008</b>	Fléau de suspension chromé	<b>360,00</b>
6 • <b>K4004</b>	Sangle d'accrochage 45 cm	<b>90,00</b>



### Escalier d'angle

Réf. **K3000****À hauteur réglable** Avec barre d'appui

Prix :TTC

**12 790,00**

Solide escalier en bois avec marches recouvertes en caoutchouc antidérapant pour plus de sécurité. Cet escalier dispose de quatre marches d'un côté et de trois marches de l'autre. Les barres d'appui sont réglables de 40 à 90 cm. Dimensions : 145 x 120 x 58 cm.

### Espalier avec avancée grillagée

Réf. **K6201**

Prix :TTC

**4 200,00**

Ossature en tube acier carré grillagé galvanisé solidaire des tubes par points de soudure, laqué époxy blanc. Dim. 79 x l 72 cm.

### Espalier avec avancée grillagée

Réf. **K6200**

Prix :TTC

**3 300,00**

- Qualité supérieure, en bois de hêtre,
- 14 barreaux bois hêtre de premier choix.
- Dim. : L 90 / H 250 cm,
- Poids : 24 Kg.

### Barres parallèles

Réf. **K2602****À hauteur réglable**

Réglable en largeur de 40 à 60 cm coulissantes chromées, châssis et barres époxy, sur socle en caoutchouc antidérapant. Les grandes longueurs sont en deux parties à assembler.

### Miroir roulant quadrillé

Réf. **K2201**

- En bois de hêtre
- Sur roulettes

Prix :TTC

**2 900,00**

- Sur pieds.
- Cadre en bois plein, 4 roues pivotantes, miroir de 170 x 70 cm à carrés rodés de 10 cm de coté.
- En bois de hêtre.

### Miroir roulant quadrillé

Réf. **K2201M****En métal**

Prix :TTC

**4 200,00**

Cadre en métal, 4 roues pivotantes, miroir de 170 x 70 cm à carrés rodés de 10 cm de coté.

### Rebondisseur trampoline

Réf. **275006****Avec barre de maintien**

trampoline rebondisseur + barre de maintien 96cm

Prix :TTC

**2 200,00**

- Diamètre : 96 cm
- Poids supporté : 100 kg
- 36 ressorts
- Cadran en acier
- Barre de Maintien pour Trampoline
- Toile standard

Bord de protection rembourré de couleur bleue

### Rebondisseur trampoline

Réf. **575100****Sans barre de maintien**

Rebondisseur Trampoline sans barre de maintien

Prix :TTC

**979,00**



## Bandes d'exercice

## Tubing d'exercice en latex

THERABAND

NOUVEAU

Prix :TTC  
175,00

- Fabriqués en latex, très robustes,
- 6 niveaux de résistance progressive,
- Idéals pour le renforcement musculaire.

Réf.

24701	Très faible
24702	Faible
24703	Moyen
24704	Fort
24705	
24706	



Réf.

21232	Très faible
21242	Faible
21252	Moyen
21262	Fort



## Bandes d'exercice en latex

THERABAND

Prix :TTC  
200,00

- Fabriquées en latex.
- Economiques, portables et polyvalentes.
- Améliorent la musculation, la mobilité et la souplesse.
- Longueur 1.50 m.

Réf.

20403	Moyen / 3 bandes
20410	Fort / 2 bandes

## Bandes d'exercice sans latex

NOUVEAU

5cm x 1.5m

Prix :TTC  
130,00

- Boucle consécutive
- Plusieurs résistance disponibles
- Adapté à la rééducation et à l'entraînement physique

Réf.

Réf.	Faible	0.25 mm	Prix.
F250902	Faible	0.25 mm	110.00
F250903	Moyen	0.30 mm	130.00
F250904	Fort	0.35 mm	150.00

## Bande élastique souple

NOUVEAU

THERABAND

Usage professionnel

5.5m x 14cm

Prix :TTC  
130,00

- Fabriquées en latex.
- Economiques, portables et polyvalentes.
- Améliorent la musculation, la mobilité & la souplesse.
- Longueur 5.50 m.

Réf.

Réf.	Souple	0.2 mm	Prix.
20020	Souple	0.2 mm	150.00
20030	Moyen	0.25 mm	160.00
20040	Fort	0.3 mm	170.00



## Tapis de Gymnastique

## Tapis de Pilate

Avec anneau de suspension

NOUVEAU

Réf. AF026207

- Équipés d'anneaux pour une suspension facile
- Adaptés à une fixation murale ou sur support

Prix :TTC  
365,00

## Support mural

Réf. AF0185



## Tapis de Gym

Épaisseur : 2.5 cm

THERABAND

- Mousse de vinyle, très bonne absorption des chocs, imperméable et ne s'émiette pas.
- Dim. 1,5 x 190 x 60 cm , 2,5 x 190 x 60 cm.
- Couleurs : Bleu, vert, rouge.

Réf.


Réf.	Prix.
25056 / Bleu	1 400,00
25057 / Vert	1 350,00
25058 / Rouge	1 400,00



Réf. 0019BL15

Prix :TTC  
450,00

- Existe en deux épaisseurs : 15 mm et 19 mm.
- Dimensions : 180 x 58 x 1,5 cm,





## Les poids lestés en PVC

THERABAND



- En forme de boules à main isotoniques une alternative douce pour les haltères traditionnels offrant aux utilisateurs souplesse pour la musculation et la rééducation,
- Cela permet de progressions d'exercices soit unilatérale ou bilatérale, soit de façon indépendante, ou avec un partenaire,



Réf.	Poids	Prix
25810	0,5kg - beige	180,00
25820	1kg - jaune	210,00
25830	1,5kg - rouge	240,00
25840	2kg - vert	270,00
25850	2,5kg - bleu	290,00
25860	3kg - Noir	320,00

## Ballon Klein en ABS pour gymnastique



Réf.	Couleur	Prix
23011	Jaune 45 cm	290,00
23021	Rouge 55 cm	340,00
23031	Vert 65 cm	380,00
23041	Bleu 75 cm	430,00
23050	Gris 85 cm	630,00

## Support en plexi range ballon de klein / 3

Réf. 209938

Prix :TTC  
180,00



## Balle de poids souple 11cm

NOUVEAU

Réf.	Dim.	Prix
MD1010	1 LB/ 454 gr	85,00
MD1020	2 LB/ 908 gr	90,00
MD1030	3 LB/ 1362 gr	100,00
MD1040	4 LB/ 1814 gr	115,00
MD1050	5 LB/ 2267 gr	135,00
MD1060	6 LB/ 2722 gr	159,00



## Poignets ou chevilles lestés

THERABAND



Réf.	Couleur / Poids	Prix
25870	Rouge / 500 g	270,00
25871	Vert / 700 g	350,00
25872	Bleu 1.1kg	370,00

Se vend à la paire

- Tissu éponge à l'intérieur pour un port très confortable,
- Augmente les possibilités d'entraînement d'équilibre et de stabilité,
- Sécurité : bandes réfléchissantes pour usage en extérieur.

## Bracelets /chevillères en néoprene

Réf.	Poids	Prix
002309N	4.5 kg / paire	110,00
002322N	2.2 kg / paire	175,00
002345N	900 gr / paire	240,00



## Planche à bascule et d'oscillation en bois

Prix :TTC  
350,00



Cette planche traditionnelle à bascule dispose d'une surface antidérapante.

Réf.	Forme
K6301	Rectangulaire
K6300	Ronde

## TPR Flex bar

Prix :TTC  
150,00



Réf.	Couleur
0020FBJ	Faible / Jaune
0020FBV	Moyen / Vert
0020FBR	Fort / Rouge
0020FBB	Extra-fort / Bleu



## Porte Haltère vertical

Réf. 231900

Prix :TTC  
**1 000,00**

- 6 paires d'haltères en vinyle
- 12 places
- Coloris blanc
- L 22 x 1.57 x H 67 cm
- Poids : 0,5 kg / 1 kg / 1,5 kg / 2 kg / 3 kg / 4 kg / 5 kg



Réf.	Désignation	Prix
70600	Haltères en vinyle 500g paire	85,00
70601	Haltères en vinyle 1 kg paire	140,00
70602	Haltères en vinyle 2 kg paire	320,00
70603	Haltères en vinyle 3 kg paire	480,00
70604	Haltères en vinyle 4 kg paire	630,00
70605	Haltères en vinyle 5 kg paire	800,00

## Présentoir : Kit de 6 haltères

Réf. K4604P

Prix :TTC  
**610,00**

- 3 paires d'haltères en vinyle
- 6 places,
- L 31 x 1.80 x H 27 cm,
- 500g, 1kg, 2kg



Une paire 500g

Une paire 1kg

Une paire 2kg

## Ballon cacahuète

Anti-éclatement

- Sans PVC
- Utilisation pour les enfants et les adultes




Réf.	Taille	Prix
0018BC4	40 cm	280,00
0018BC5	50 cm	330,00
0018BC6	60 cm	540,00

## Bande adhésives élastiques

5 cm x 5 m

Prix :TTC  
**120,00**

Réf.	couleur
00981BG	beige
00981JN	jaune
00981RS	rose
00981VR	vert
00981BL	bleu
00981NR	noir
00981RG	rouge



## Planche de balance

Réf. 0011PR

Prix :TTC  
**210,00**



- La conception unique fournit 360° d'activités d'instabilité pour tous les muscles,
- Il aide également à améliorer l'équilibre et l'agilité.

## Coussin d'équilibre

Réf. 0006BL35

Prix :TTC  
**190,00**



- Une face lisse, une face avec picots
- Fabriqué en Latex
- Diamètre 33 cm

## Fauteuil ballon Fitness Exercice

Réf. 0020DR  
Avec dossier réglable

Prix :TTC  
**1 300,00**



- Dimensions : L. 61 x 1.53 x H.80
- Matériau ballon : PVC résistant
- Diamètre boule : 49cm
- Poids : 7kg
- Capacité maximale : 130kg

## Dôme Bosu




Réf.	Dim	Prix
0009BL55	55 cm	899,00
0009BL60	60 cm	999,00

- Le Dôme (équilibre, tonicité, force) est un système multifonction d'entraînement de base et de conditionnement : cardio, formation sportive, formation de force,



## Grilles pour la rééducation de la main



Réf.	Dim.
<b>233670</b>	Souple 24 cm
<b>233671</b>	Moyen 24 cm
<b>233672</b>	Fort 24 cm
<b>233673</b>	Très fort 24 cm

Réf.	Dim.	Prix
<b>233670</b>	Très souple 36 cm	<b>290,00</b>
<b>233671</b>	Souple 36 cm	<b>290,00</b>
<b>233672</b>	Moyen 36 cm	<b>290,00</b>
<b>233673</b>	Fort 36 cm	<b>290,00</b>
<b>233674</b>	Très fort 36 cm	<b>290,00</b>
<b>233675</b>	Kit grilles 5 forces	<b>1 750,00</b>

## Système d'exercices de main et de doigts Digi-Flex™

Réf.	
<b>233915</b>	Extra faible
<b>233916</b>	Très faible
<b>233917</b>	Faible
<b>233918</b>	Moyen
<b>233919</b>	Forte
<b>233920</b>	Très forte



## Support 6 Digiflex

Réf. **233912** - Vide

Prix :TTC  
**450,00**

## Plateau Canadien en bois

Réf. **241500**



Pour la rééducation des doigts. Le plateau est équipé de doigtiers et d'élastiques pour les travaux de flexion et d'extension contre-résistance.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Livré avec : 5 tourbillons inox 304 et élastiques, 1 kit opposant du 1.5 doigtiers usage individuels.
- Épaisseur 15 mm
- Dim. 350x500 mm, perçage 10 mm
- Entraxe 20 mm

## Entraîneurs de doigts en silicone

Les entraîneurs de doigts en silicone sont parfaits pour renforcer la force et la flexibilité des mains et des doigts.

Prix :TTC  
**45,00**



Réf.	Résistance.
<b>F25871</b>	Souple jaune
<b>F25872</b>	Medium vert
<b>F25873</b>	Fort rouge
<b>F25874</b>	Extra fort bleu

## Balle en gel pour l'exercice de la main

Réf.	Désignation
<b>26030</b>	ronde / souple
<b>26033</b>	ovale / souple
<b>26040</b>	ronde / médium
<b>26043</b>	ovale / médium
<b>26050</b>	ronde / ferme
<b>26053</b>	ovale / ferme
<b>26060</b>	ronde / extra ferme
<b>26063</b>	ovale / extra ferme

Prix :TTC  
**70,00**



- Balles rondes pour la rééducation et l'amélioration de la mobilité de la main.
- 4 résistances

## Balle de rééducation ronde

Réf. **L9040**

Prix :TTC  
**30,00**



- C'est une balle multiforme
- Ultra souple en mousse respirante reprenant sa forme tout doucement
- Idéale pour les exercices de rééducation en douceur

## Pâte d'exercice

- Efficace pour le renforcement des doigts et de l'avant bras
- 4 forces différentes qui garantissent le succès d'une rééducation progressive

Prix :TTC  
**78,00**



Réf.	Modèles
<b>951503</b>	Très souple
<b>951504</b>	Souple
<b>951505</b>	Moyenne
<b>951506</b>	Forte


## Entraîneur de main senso

Réf. **000107S**  
- 7,5 x 3,5 cm / la paire

Prix :TTC  
**60,00**


Réf. **000115S**  
- 11,5 x 5 cm / la paire

Prix :TTC  
**70,00**



- Facilement maniables et mous
- Remplis d'air
- Recommandé pour la rééducation et la musculation des doigts
- Stimulation des zones à réflexes et la coordination

## Balle Hérisson



Réf.	Couleur	Prix
<b>26903</b>	Orange 6 cm	<b>50,00</b>
<b>26900</b>	Vert 7 cm	<b>60,00</b>
<b>26902</b>	Jaune 8 cm	<b>70,00</b>
<b>26901</b>	Rouge 9 cm	<b>100,00</b>
<b>26912</b>	Bleu 10 cm	<b>140,00</b>



- Favorise la circulation sanguine et stimule les zones réflexes (réflexothérapie)
- Décontracte les muscles du dos, des épaules et des jambes
- Améliore la sensibilité de la main
- Utilisées en rééducation proprioceptive.



## Balle demi-sphères

Réf. **000417D** - 17 cm - Série de 6 couleurs

Prix :TTC  
**469,00**

Les demies sphères d'équilibre stepping stones sont conçues pour tester les facultés d'équilibre et la stimulation des zones réflexes du pied.

- Utilisable du côté plat ou arrondi.
- Valve pour gonflage individuel.
- Série de 6 couleurs.




## Cerceaux plats

Réf. **000860C** - 60 cm

Prix :TTC  
**70,00**

- En Nylon très résistant.
- Idéal pour réaliser vos parcours de motricité ou d'entraînement.
- les cerceaux plats vous offrent une multitude de combinaisons pour vos exercices.
- Très stable au sol.
- Peuvent se fixer sur le haut des cônes.
- S'adaptent aux bâtons de gym grâce aux pinces de jonctions.




## Kit d'obstacle

Réf. **0026KO**

2 clips -3 bâtons & 2 socles 20 cm

Prix :TTC  
**350,00**

- Socles multi-usage pour jalons et cerceaux.
- Ils permettent ainsi de créer des cibles basses
- Utilisé pour la formation de saut.
- Hauteur réglable.
- Hauteur : 11 cm.
- Diamètre : 20cm.
- Lestable au sable ou au gravier.



## Cône percé

Réf. **233807**

20 cm - H 30 cm / 8 trous

Prix :TTC  
**60,00**

- Un cône de sport permet de créer des haies d'obstacles
- Conçu pour mettre en place des parcours diversifiés d'obstacle sur lequel on peut adapter des cerceaux plats et des jalons grâce à ses trous et à son sommet fendu




## Nattes de gym enfant

Réf. **0019BL15** - 180 x 58 x 1,5 cm

Prix :TTC  
**450,00**

Réf. **0019BL19** - 180 x 60 x 1,9 cm

Prix :TTC  
**490,00**



## Balance pad

Réf. **232910** - 50 x 40 x 6 cm

Prix :TTC  
**420,00**

- Coussin de mousse micro aérée destiné aux exercices d'équilibre, de coordination et de rééducation.
- Spécialement conçu pour l'entraînement à la stabilité et pour les exercices moteurs
- La balance Pad est confortable au toucher, résistante et facile à nettoyer.



## Coussin d'équilibre

Réf. **0006BL35** - 35cm

Prix :TTC  
**190,00**

- Gonflable, portable et facile à utiliser
- Excellent support pour le yoga, exercice d'équilibre, méditation, ou autres sports et exercices de remise en forme.
- Largement utilisé dans la réhabilitation, car il peut aider à renforcer et stabiliser les chevilles, les genoux, et les épaules.
- Utile comme support pour l'entraînement visant à développer l'équilibre, stabilité et agilité.
- La texture unique de ce coussin aide à maintenir la circulation





## Vélo semi-allongé GYM Life

Réf. ES6510

NOUVEAU

Prix :TTC  
6 400,00

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Volant d'inertie : 7 kg
- Résistance : 8 niveaux, réglage par molette
- Sens de pédalage : avant et arrière
- Console : écran LCD (vitesse, distance, temps, calories, scan, pouls)
- Accessoires : support tablette intégré
- Niveau sonore : ≈ 20 dB (donnée constructeur)
- Capacité maximale : 115 kg
- Dimensions produit (L x l x H) : 158 x 68 x 124 cm
- Poids : 44,4 kg (net) / 52,4 kg (brut)
- Système d'entraînement : courroie (Silent Belt Drive System)



## Vélo de Biking GYM Life

NOUVEAU



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Capacité maximale : 150 kg.
- Réglages : hauteur et profondeur de la selle, hauteur du guidon
- Système de freinage : frein d'urgence intégré
- Structure : cadre en acier robuste, stabilisateurs avant et arrière pour une parfaite stabilité
- Équipement : pédales avec cale-pieds, porte-bidon
- Sécurité : bouton de freinage d'urgence, surface antidérapante
- Utilisation : idéale pour un usage régulier et intensif, amélioration cardio-vasculaire, perte de poids et tonification musculaire

## Vélo de biking Speed Racer

CARE  
FITNESS

Réf. 74510

Prix :TTC  
5 200,00

- Ce vélo de biking offre un réel confort de pédalage pour une utilisation régulière à domicile.
- Son design permet d'avoir une bonne posture, en plus d'un grande stabilité et de confort.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Capacité maximale : 120 kg
- Type d'écran : LCD
- Fréquence d'utilisation
- Régulière - 5 heures par semaine

## Vélo Ellyptique IXOS II care

CARE  
FITNESS

Réf. 50622

24 programmes

Prix :TTC  
9 600,00

• Un elliptique motorisé à 32 niveaux avec freinage aéromagnétique, possédant 24 programmes d'entraînements sur sa console. Cet elliptique est équipé d'une masse d'inertie de 20 kg assurant un réel confort de pédalage.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Masse d'inertie: 20 Kg.
- Résistance aéromagnétique.
- 24 programmes d'entraînement.
- Compatible avec l'application KINOMAP.

## Vélo Ergos IV

CARE  
FITNESS

Réf. 50582

9 programmes

Prix :TTC  
8 990,00

• Cet ergomètre est conçu pour des entraînements intensifs. Doté d'une roue d'inertie de 9 kg, d'un système de résistance électromagnétique à 32 niveaux, d'un réglage de la résistance par induction, de 9 programmes d'entraînements et des capteurs tactiles de pulsations cardiaques Handpulse.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Fréquence d'utilisation : Intensive - Jusqu'à 15h par semaine
- Capacité maximale : 150 kg
- Système de Freinage électromagnétique



## Tapis de rééducation MED-730

Réf. 57730

Tapis de marche motorisé avec rampes latérales réglables, doté d'une surface large et sécurisée, adaptée à la rééducation et à la physiothérapie. Pour usage médical professionnel.

20 programmes

Prix :TTC  
25 400,00

CARE  
FITNESS

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Vitesse maximale 14 km/h
- 20 programmes d'entraînements
- 20 niveaux d'inclinaison motorisée
- Capteurs tactiles de pulsations cardiaques
- Fréquence d'utilisation :
- Professionnelle - Jusqu'à 30 heures par semaine
- Vitesse et inclinaison réglables,
- Affichage digital des paramètres.
- Capacité maximale : 150 kg



## Tapis de course connecté fast runner

Réf. 50762

Le tapis de course Fast Runner est équipé d'un moteur puissant de 3.0 CV (4.5 CV en pic), et d'une inclinaison motorisée réglable. Conçu pour un usage régulier et intensif, il assure performance, confort et durabilité à chaque entraînement.

50 programmes

Prix :TTC  
18 750,00

CARE  
FITNESS



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Vitesse maximale 22km/h
- 50 programmes d'entraînements
- 20 niveaux d'inclinaison motorisée
- Capteurs tactiles de pulsation cardiaque
- Pliage et rangement facile.
- Fréquence d'utilisation intensive : 15h/semaine
- Capacité maximale : 150 kg



## Rameur care Mag-Clipper

Utilisation régulière-pliable

Réf. 50831

Rameur pliable et connecté, doté d'un écran de contrôle affichant le temps, les calories, la distance et les coups de rame.

Prix :TTC  
5 500,00

CARE  
FITNESS



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Compatible avec l'application KINOMAP
- Masse d'inertie : 8 Kg
- Porte tablette
- Structure stable et pliable avec rails en aluminium
- Écran LCD 5 fonctions
- Capacité maximale : Poids maximum utilisateur : 110 kg
- Fréquence d'utilisation Occasionnelle - Environ 3h par semaine.

## Rameur Jet 600

Réf. 50849

Prix :TTC  
8 850,00

CARE  
FITNESS

22 programmes



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Structure stable et pliable avec poutre en aluminium
- Écran LCD 10 fonctions
- Masse d'inertie : 8 Kg
- Résistance à réglage motorisé par servomoteur sur 16 niveaux
- Compatible avec l'application KINOMAP



## Fauteuils Quadriceps

Rééducation du genou par balancier  
à charge et angulation réglable

Réf. **241030**

- Butées pour réglage des amplitudes
- Cale cuisses réglable
- Repose tête réglable
- Dossier pouvant se positionner à l'horizontal par vérin à gaz actionné par pédale
- Système pendulaire utilisable à droite ou à gauche
- Réglage à indexation permettant d'obtenir les angles de charge
- Poignée de maintien de charge permettant le travail en statique intermittent
- Double appui tibial
- Double sangle de compensation
- Livré avec 13,5 kg de charge.
- Piétement tube acier poudré époxy blanc
- Sellerie expansé sur mousse polyether
- Coloris de revêtement au choix
- L 120 à 215 x l. 100 x H 75 (assise) à 150 cm (appui tête)

Prix :TTC  
**32 900,00**



## Pédalier Oxycycle motorisé

Réf. **LG16065**

### 5 niveaux de réglage

- Cet oxycycle est une alternative parfaite au vélo d'appartement traditionnel,
- Appareil portable et peu encombrant
- La vitesse est réglable afin d'augmenter progressivement la difficulté.
- Il augmente la flexibilité et la force des membres tout en améliorant la circulation sanguine.
- Entraînement manuel avec résistance réglable sur 5 niveaux.
- Avec une tension motorisée ou manuelle.
- Muni des pédales antidérapantes pour les membres supérieurs et inférieurs.
- Tapis antidérapant pour plus de sécurité et de confort.

**NOUVEAU**

Prix :TTC  
**3 980,00**

- Grand écran LCD
- Fonction : temps, RPM (vitesse), nombre, calories, résistan



Travail des membres  
**supérieurs et inférieur**

Tapis antidérapant  
pour plus de sécurité  
et de confort



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

PRM : tours de pédale par minute  
COMPTEUR : Un compte pour chaque révolution de pédale  
CALORIES : Estimation des calories brûlées  
RÉSISTANCE : Les niveaux de résistance varient de 1 à 5



## Tapis de yoga antidérapant

Réf. **001806Y** - 17 x 60 x 0,6 cm

Prix :TTC  
**195,00**

- Conçu pour le yoga doux ou dynamique : Hatha, ashtanga yoga, power yoga de même pour pilate et fitness
- Bonne épaisseur et matière à bonne adhérence.
- Surface antidérapante et confortable au toucher.
- Structure de mousse en cellulose résiste à l'humidité, rouleau facile pour le stockage.



## Bloc en mousse pour Yoga

Réf. **0015M07** - 23x15x7,5 cm

Prix :TTC  
**65,00**

- Cette brique permet de progresser dans les postures.
- Peut remplacer le coussin lors de la méditation, ou des postures spécifiques.
- Souple, douce et très légère à transporter.



## Coussin Yoga Cylindrique

Réf. **0016BL55** - 55x17 cm

Prix :TTC  
**250,00**



Ces traversins de yoga sont le soutien idéal pour un certain nombre de positions de yoga.

## Sangles de yoga

Réf. **0017SR**

Prix :TTC  
**52,00**



- La sangle est une aide pour vous permettre d'aller plus loin dans vos postures, ou pour maintenir les jambes bien serrées en position de la pince par exemple.
- La boucle permet de la régler rapidement et sa texture est agréable au toucher.
- La sangle est surtout utilisée dans des yogas dynamiques ou posturaux : Ashtanga, Iyengar.

## Coussin de genou

Réf. **0013MBL** - 30 cm

Prix :TTC  
**190,00**



- Utilisé dans l'exercice de yoga, pour la posture du genou sans tapis.
- Disque de stabilité.
- Aide à renforcer et stabiliser les genoux, chevilles, épaules.
- 2 surfaces : 1 rugueuse, 1 plus lisse.
- Pompe incluse.

## Balle de pilate

Réf. **0018BP25** - 25cm

Prix :TTC  
**60,00**



- Matériel: PVC
- Couleur : violet, bleu, rose
- Taille: 25cm

## Balance pad

Réf. **232910** - 50x40x6 cm

Prix :TTC  
**420,00**




- Coussin de mousse micro aérée destiné aux exercices d'équilibre, de coordination et de rééducation.
- Spécialement conçu pour l'entraînement à la stabilité et pour les exercices moteurs.
- La balance Pad est confortable au toucher, résistante et facile à nettoyer.

## Coussin cale sans PVC

Réf. **0019CW**

Prix :TTC  
**200,00**



- Utilisé dans l'exercice de yoga, pour la posture du genou sans tapis.
- Disque de stabilité
- Aide à renforcer et stabiliser les genoux, chevilles, épaules
- 2 surfaces : 1 rugueuse, 1 plus lisse
- Pompe incluse



## Attelle motorisée ARTROMOT K1 Classic

Réf. **CH8045**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Pauses (extension et flexion) : 0-59 secondes / 1-59 minutes
- Vitesse : 5 % - 100 % - 25 à 180°/min
- Verrouillage des touches : Empêche une modification non souhaitée des paramètres de traitement
- Minuterie : 1-59 minutes / 1-24 heures Mode continu
- Inversion de la charge par paliers : 1-25 / Commutation de sécurité
- Programme d'échauffement : Amener en douceur le patient vers l'amplitude de mouvement maximale en 15 cycles
- Durée totale de la thérapie : Enregistrement de la durée totale du traitement
- Réglage pour le transport : Met l'attelle en position de transport



## KINETEC SPECTRA



L'attelle Kinetec Spectra™ permet de traiter toutes les pathologies du genou. Le système anatomiquement correct augmente le confort du patient et diminue les pressions sur le membre inférieur.

### Monchons

Réf. **4621006002**



### Coques confort

Réf. **4621006042**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Télécommande détachable qui facilite la maintenance.
- Possibilité de blocage des paramètres.
- Réversion automatique du mouvement en cas d'effort excessif du patient.
- Large écran LCD.
- Poids Maximum du patient : 135 Kg.
- Vitesse réglable de 45°/min à 155°/min
- Dim. : 95cm x 33cm, haut : variable.



## KINETEC PERFORMA

La conception unique de l'attelle Kinetec Performa™ et un alignement parfait de la jambe permettent un mouvement anatomique de l'articulation du genou.

### Manchons

Réf. **4621001802**



### Coques confort

Réf. **4621001842**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Télécommande détachable qui facilite la maintenance.
- Possibilité de blocage des paramètres.
- Réversion automatique du mouvement en cas d'effort excessif du patient.
- Large écran LCD.
- Poids maximum du patient : 135 Kg.
- Vitesse réglable de 45°/min à 155°/min
- Dim. : 95cm x 33cm, haut : variable.





## Kinetec Prima Advance

kinetec®



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Amplitudes de mouvement : -5° à 115°,
- Vitesse réglable de 40°/minute à 145°/minute,
- Poids : 12 kg,
- Dim. : long : 94 cm, larg : 33 cm, haut : 33 cm,
- Taille de patient : de 1,45m à 1,95m,
- Jambe complète : 71 à 99cm,
- Tibia : 38 à 53cm, -fémur : 33 à 46cm,
- Avec option planchette pédiatrique,
- Jambe complète : 53 à 109 cm,
- Tibia : de 20 à 56 cm,
- Poids Maximum du patient : 135 Kg,
- Réversion automatique du mouvement en cas d'effort excessif du patient,
- Poignée de contrôle simplifiée : Start/Stop/Reverse,
- Le patient peut à tout moment stopper l'appareil et le faire repartir en sens inverse,
- Alimentation électrique : de 100 à 240 Volts 50/60Hz.

### Chariot range attelle

Chariot pratique, robuste et résistant, conçu pour transporter et ranger les attelles Kinetec® et leurs accessoires.



Livré démonté

Poids en utilisation (sans attelle): 8,2kgs

Conditionnement: Longueur 83cm

Largeur 51cms, Hauteur 15cms - 9,8kgs

## Kinetec Arthromoteur d'épaule Centura

Amplitudes de mouvements :

- Abduction/adduction : de 20° à 160°.
- Abduction/adduction avec rotation synchronisée ;
- Amplitudes combinées : de 20° à 160° d'abduction avec 30° de rotation interne à 90° de rotation externe.
- Rotation interne et externe : de 60° interne à 90° externe.
- Flexion/extension de l'épaule : de 20° à 180°

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Réversion automatique du mouvement en cas d'effort excessif du patient.
- Possibilité de blocage des paramètres du mouvement.
- Réinitialisation des réglages, lors du changement du mouvement, évitant une amplitude incompatible avec la pathologie du patient.
- Mouvement automatique (continu) ou pilotage manuel.
- Fonction détection des seuils d'amplitudes patient (mode manuel ou mode By-Pass).



## Kinetec Arthromoteur de cheville Breva

Le Kinetec Breva™ offre des mouvements précis de la cheville et de l'arrière du pied, avec une flexion de -40° à 30° et une éversion de -25° à 25°. Sa télécommande numérique aide la thérapie avec des fonctions d'échauffement et de dérivation. La poignée de commande dispose d'un verrouillage pour la sécurité du patient.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Télécommande détachable améliorant le transport et la maintenance,
- Possibilité de blocage de la modification des paramètres,
- Réversion automatique du mouvement en cas d'effort excessif du patient,
- Large écran LCD,
- Vitesse : de 50°/minute à 150°/minute,
- Alimentation électrique : de 100 à 240 Volts 50-60Hz.





## Motomed Muvi

Réf. **RE300303**

La fonction unique MOTOMED MUVI permet un entraînement simultané des jambes et des bras. Pour la première fois, il est possible d'entraîner les deux zones simultanément. L'entraînement passif ou actif, la vitesse de mouvement et le niveau de résistance des jambes et des bras peuvent être réglés séparément pour un mouvement simultané.

MOTOmed®



L'écran tactile de 12 pouces offre une très bonne visibilité.

Un système d'échange rapide des poignées facilite l'adaptation pour chaque utilisateur.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Entraîneur de jambes et de bras/du torse, possibilité d'un entraînement simultané
- Ecran couleur tactile (12,1")
- Revêtement plastifié pour les semelles de sécurité et les poignées de l'entraîneur de bras/du torse
- Poignée et l'entraîneur de bras/du torse pivotante et réglable en hauteur, ainsi qu'horizontalement
- Mouvement doux d'Assouplissement MOTOmed
- Réglage de la vitesse de 1 à 60 trs/mn (en passif)
- Pré-réglage de la durée de thérapie de 0 à 120 minutes
- Démarrage et arrêt doux
- Réglage du rayon de pédalage à deux positions (7,0 cm ou 12,5 cm)
- Mobile avec des grandes roues de transport (15,0 cm de diamètre)
- Mouvement particulièrement silencieux, doux et régulier
- Construction entièrement métallique de haute qualité et de grande stabilité grâce au petit pied télescopique de l'appareil.
- Couleur: noir/blanc (RAL 9010)



## Motomed Loop p.la

Réf. **RE260030**

Le MOTOmed loop Parkinson permet des mouvements rapides, assistés par moteurs jusqu'à 90 tours par minute (exercice forcé). Les mouvements rapides et contrôlés peuvent contribuer à réduire la trémulation (tremblement musculaire), à améliorer la capacité de marche pour pouvoir réaliser les mouvements quotidiens de manière ciblée.

MOTOmed®



Structure de menu claire, avec écran tactile de haute qualité

Un système d'échange rapide des poignées facilite l'adaptation pour chaque utilisateur.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Repose-pieds de sécurité plastifiés avec fixation par fermeture velcro
- Poignées soft grip
- Réglage de hauteur à 5 niveaux
- Passage de l'entraînement des jambes à l'entraînement de bras par tactile
- Ecran tactile en couleur (7"), inclinable, pivotable
- Semelles de sécurité en revêtement plastifié
- Démarrage et arrêt doux
- Mouvement particulièrement silencieux, doux et régulier (propulsion d'assouplissement)
- Réglage du rayon de pédalage à 2 positions (7 cm oder 12,5 cm) -Petit pied de l'appareil
- Construction entièrement métallique de haute qualité
- Corps fermé de l'appareil en plastique (PC/ABS), facile à nettoyer et à désinfecter
- Mobile avec des grandes roues de transport (13 cm de diamètre)
- Interface sérielle, connexion USB
- Couleur: blanc






## T-CARE COMPACT

Réf. **EA80650**

Unité de técarthérapie



### Appareil compact et léger pour la técarthérapie.

La ligne T Care propose une gamme variée d'appareils de diathermie capacitive et résistive, adaptés à différents besoins. Parmi eux, le T Care Compact est le modèle le plus simple mais puissant, spécialement conçu pour traiter les ostéo-pathologies musculaires, tendineuses et cartilagineuses, ainsi que les bursites. Sa petite taille et son sac à dos en font une option idéale pour les soins à domicile ou en déplacement.

#### Fréquence de travail : 500 KHz

- Émission continue ou pulsée
- Mesure et Indication de l'énergie transférée aux tissus (J)
- Affichage de l'indice de résistance des tissus
- Puissance réglable jusqu'à 200 W - 250 Va
- Écran tactile couleur
- Boutons de commande d'alimentation et de marche/arrêt
- Pièce à main mono-polaire Cap et Res avec indicateur lumineux d'émission
- Sac à dos pour un transport facile

#### T Care Compact en rééducation orthopédique et récupération fonctionnelle

La técarthérapie, non invasive, stimule les processus réparateurs et anti-inflammatoires du système musculo-squelettique. Grâce à un générateur de radiofréquence et à des pièces à main spécifiques, elle permet des traitements manuels en induisant des stimulations énergétiques profondes et ciblées. Le T Care Compact offre des traitements athermiques avec des niveaux de puissance élevés, réduisant douleur et inflammation tout en accélérant la guérison et la récupération fonctionnelle. L'appareil permet également une personnalisation des traitements grâce à divers accessoires et options d'énergie pulsée.



plaque de retour en acier inoxydable



Électrode  
Ø 75 mm  
Ø 50 mm  
Ø 35 mm



2 tuyaux coudés



2 plaque de retour adhésive



crème conductrice  
100 ml



électrode fonctionnelle résistive

#### Avec Chariot En Option



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

#### Configuration standard :

Unité compacte T Care  
2 pièces à main avec marqueur lumineux  
3 électrodes résistives (Ø 35, 55, 75 mm)  
3 électrodes capacitives (Ø 35, 55, 75 mm)  
1 électrode fonctionnelle résistive  
1 plaque de retour souple en inox  
2 plaques de retour adhésives  
2 tuyaux coudés  
100 ml de crème conductrice  
Sac à dos pour un transport facile

#### Caractéristiques électriques :

Fréquences de travail : 500kHz ±5%  
Puissance de sortie RES (su 80 ohm) : 200 W  
CAP de puissance de sortie (su 1000 ohm) : 250 Va  
Tension secteur et fréquence : 100 - 230 Vca, 50 / 60 Hz  
Absorption maximale : 350 W  
Protection électrique : 2 fusibles 4A

#### Environnement d'exploitation :

Température : [+10, +40] °C  
Humidité relative (sans condensation) : [0-75] %  
Pression atmosphérique : [700, 1060] mbar  
Classification  
Dispositif médical classe IIb  
**Taille et poids :**  
Unité compacte T Care  
30 x 22,5 x 18,5h cm; 4,4 kg



## DUOLITH® SD1 «ultra»

STORZ MEDICAL

Réf. ST1990032

### Thérapie modulaire par ondes de choc radiales et focalisées (ESWT) avec imagerie échographique pour une thérapie des douleurs efficace en orthopédie

Le système d'ondes de choc DUOLITH® SD1 « ultra » se distingue par un concept modulaire et clair qui s'adapte aux besoins thérapeutiques et diagnostiques croissants d'un cabinet, dont bénéficient tant les débutants en matière de thérapie extracorporelle par ondes de choc que les utilisateurs expérimentés.

- Unité de commande avec « Pain Guide » et module de diagnostic échographique



Diagnostic échographique **en option**



- Module radial avec applicateur FALCON®



**R-SW**

Traitement du genou avec l'applicateur radial



- Module focalisé avec applicateur SEPIA®



**F-SW**

Traitement de l'épaule avec l'applicateur focalisé



- DUOLITH® SD1 « ultra » Accessoires :

Module à tiroirs « Store Case »

Thérapie par vibration avec l'applicateur V-ACTOR® « HF »

Vacuothérapie VACU-ACTOR® **en option**



### Module radial avec applicateur FALCON® :

Grâce à l'applicateur performant FALCON®, le module radial peut également être utilisé indépendamment de l'unité de commande. Tous les paramètres de traitement tels que la pression, la fréquence et le nombre d'impulsions peuvent être entrés dans le tableau de commande de l'écran de visualisation de l'applicateur ou appelés de ce dernier. La thérapie par vibration optionnelle avec l'applicateur V-ACTOR® « HF » et la vacuothérapie optionnelle avec la technologie VACU-ACTOR® sont les thérapies complémentaires idéales à la thérapie par ondes de choc.

### Module focalisé avec applicateur SEPIA® :

Les ondes de choc focalisées permettent de traiter tant les zones à la surface corporelle que les zones profondes. L'applicateur SEPIA® assure un traitement facile et efficace directement sur le patient. Tous les éléments de commande essentiels sont intégrés à l'applicateur.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Vous pouvez désormais proposer une clinique à guichet unique grâce à l'ajout d'un appareil à ultrasons intégré.
- Poids (chariot compris) 83kg
- Écran tactile de 15,4 pouces
- Soins efficaces et non fatiguants
- Compresseurs intégrés

### Les atouts :

- Tous les éléments de commande intégrés à l'applicateur
- Plage d'énergie étendue 0,3 - 5 bareff
- 4 connexions : 2 x R-SW, 1 x V-ACTOR®, 1 x VACU-ACTOR®
- Thérapie par vibration avec l'applicateur V-ACTOR® « HF » (**en option**)
- Vacuothérapie VACU-ACTOR® (**en option**)
- Module focalisé avec applicateur SEPIA



## DUOLITH® SD1 T - TOP «ultra»

STORZ MEDICAL

### Thérapie par ondes de choc focalisées (ESWT) pour les traitements non invasifs des indications orthopédiques, comme les tendinopathies et les syndromes de douleurs myofasciales

Le design du DUOLITH® SD1 « ultra » avec l'applicateur SEPIA® séduit par sa finition de haute qualité et son ergonomie optimisée. La flexibilité particulière du câble de l'applicateur permet un traitement sans fatigue et donc plus aisé, toujours directement sur le patient une caractéristique importante pour la pratique quotidienne. L'applicateur SEPIA® offre un traitement par ondes de choc focalisées simple et efficace. Tous les éléments de commande essentiels ont été intégrés à l'applicateur. La fréquence et le niveau d'énergie peuvent être directement réglés sur celui-ci. Avantages pour les utilisateurs : les dispositifs de couplage fournis permettent d'ajuster individuellement la profondeur de pénétration en fonction de l'indication. Les utilisateurs bénéficient de coûts de révision réduits grâce au remplacement aisé de la bobine. L'accès exclusif au « Shock Wave Portal » propose aux clients des informations utiles.



Réglage des principaux paramètres directement sur l'applicateur

Poignée ergonomique, élastique et antidérapante




Bobine échangeable

Génération des ondes de choc focalisées

### • Écran tactile - L'extension idéale pour le DUOLITH® SD1 T-TOP « ultra » On Option

L'écran tactile de 10 pouce en option se connecte à l'appareil à ondes de choc via USB, offrant une commande étendue, la gestion des patients, et des paramètres de traitement illustrés par vidéos et images. Le logiciel Visible Body® intégré permet d'explorer en détail l'anatomie du corps humain.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Travail efficace et sans fatigue directement sur le patient
- Totalité des éléments de commande intégrée à l'applicateur
- Coûts de révision réduits grâce au remplacement simple de la bobine
- Écran tactile de 10 pouces (en option)
- Gestion des patients avec historique de traitement
- Paramètres de traitement basés sur des vidéos et des images
- Atlas d'anatomie numérique Visible Body® : modèles d'anatomie 3D macroscopiques et microscopiques
- En option : applicateur C-ACTOR® avec plage d'énergie étendue



## MASTERPULS® ONE

Réf. **ST278001**

**Technologie d'ondes de choc radiales (ESWT), thérapie par vibration intégrée (V-ACTOR) et technologie VACU-ACTOR pour les indications orthopédiques**

Lors du développement du nouvel appareil à ondes de pression radiales, le MASTERPULS® ONE, une attention particulière a été portée sur sa grande simplicité d'utilisation, sa structure compacte, sa haute efficacité et sa mobilité maximale. Le MASTERPULS® ONE convient parfaitement comme appareil à ondes de pression d'entrée de gamme compact et flexible et permet de traiter toutes les indications standard.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

**Transmetteurs et changement de l'applicateur**

Transmetteurs éprouvés pour les différentes indications  
Remplacement simple des transmetteurs  
Raccord snap-in pour le changement de l'applicateur  
Plusieurs coloris d'applicateur disponibles en option

**L'applicateur SPARROW® du MASTERPULS® ONE**

Couplage d'énergie de grande surface  
Léger et à vibration réduite  
Traitement non-fatigant  
Fiable et rentable

- Modèle d'entrée de gamme ou de complément idéal
- Facile à utiliser et polyvalent dans l'application
- Meilleur « compagnon pour la thérapie par ondes de choc », même en dehors du cabinet
- Dimensions : 289 x 238 x 310 mm
- Poids : 9,8 kg
- 6 niveaux d'énergie : 6 - 18 Hz ; max. 2,7 bareff

**STORZ MEDICAL**

## MASTERPULS® «ultra»

**Technologie d'ondes de choc radiales (ESWT), thérapie par vibration intégrée (V-ACTOR) et technologie VACU-ACTOR pour les indications orthopédiques**

La nouvelle ligne MASTERPULS® « ultra » se distingue par ses innovations techniques, sa fiabilité et la précision des détails. La plage d'énergie étendue de l'applicateur FALCON® ainsi que les transmetteurs d'ondes de pression polyvalents accentuent son avance sur la concurrence dans le secteur de la thérapie par ondes de pression radiales.

**MP100 «ultra»**Réf. **ST23232-1**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimensions sans écran tactile : 426 x 144 x 340 mm
- Poids : 10,5 kg
- Compresseur, intégré
- Ecran tactile 10" (en option)
- Onde de pression radiale
- Pression : max. 5 bareff, fréquence : 1 - 21 Hz (en fonction de la pression)
- Fonction « Skin Touch »
- Applicateur V-ACTOR® « HF » (en option) : 1 - 50 Hz

**MP200 «ultra»**Réf. **ST19576**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimensions sans écran tactile : 466 x 187 x 454 mm
- Poids : 23 kg
- Compresseur, intégré
- Ecran tactile 10" (en option)
- Onde de pression radiale
- Pression : max. 5 bareff, fréquence : 1 - 21 Hz
- Fonction « Skin Touch »
- Technologie VACU-ACTOR®
- Applicateur V-ACTOR® « HF » (en option) : 1 - 50 Hz

**STORZ MEDICAL**

EN OPTION :

**Ecran tactile**Réf. **ST26200****Chariot**Réf. **ST25282****Thérapie parvibration avec l'applicateur V-ACTOR®**Réf. **ST24750**



## MAGNETOLITH®

STORZ MEDICAL

### Thérapie extracorporelle par transduction magnétique (EMTT) pour la récupération et la rééducation après des affections musculosquelettiques

MAGNETOLITH®- EMTT ouvre de nouvelles possibilités de récupération et de rééducation. Elle est notamment utilisée pour la prise en charge des affections de l'appareil locomoteur, telles que les douleurs lombaires ou les tendinopathies de la coiffe des rotateurs ou du tendon d'Achille. Utilisée pour la prise en charge des affections de l'appareil locomoteur, telles que les douleurs lombaires ou les tendinopathies de la coiffe des rotateurs ou du tendon d'Achille. MAGNETOLITH®- EMTT se distingue des autres formes générales de thérapie par champ magnétique ou à CEMP par sa fréquence d'oscillation élevée, de 100 à 300 kHz. Cette propriété permet une profondeur de pénétration élevée (18 cm) et un vaste champ d'application.



Applicateur pour un usage simple



Traitement des douleurs



Affections articulaires dégénératives



Blessures sportives



traitement dynamique de cheville

### Commande intuitive via un écran tactile détaillé



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

#### Caractéristique principales

- Traitement ambulatoire non invasif - quasiment sans effet secondaire .
- Vaste champ d'application thérapeutique .
- Fréquence d'oscillation élevée avec une faible profondeur de pénétration.

#### Champs d'application types de l'EMTT®

- Affections articulaires dégénératives.
- Phénomènes d'usure tels que l'arthrose (genou, hanche, mains, épaule, coude), la hernie discale, la spondylarthrose.
- Traitement des douleurs.
- Douleurs (chroniques), p. ex. mal de dos, lombalgie, tensions, radiculopathies.
- Blessures sportives.
- Inflammation (chroniques) des tendons et des articulations, syndromes de surcharge des tendons, ostéite pubienne.

#### Points forts de l'EMTT®

- Champ magnétique à haute fréquence (de 100 à 300 kHz).
- Fonctionnement continu et fiable grâce à l'applicateur refroidi par l'eau.
- Mécanisme Click & Connect pour un positionnement souple de l'applicateur.
- Remplacement simple et sûr de l'applicateur.
- Écran tactile intégré pour régler l'intensité, la fréquence d'application et le nombre d'impulsions.

#### Le MAGNETOLITH®- EMTT en pratique

- Le traitement avec le MAGNETOLITH® est confortable et pratique .
- Le patient ne doit pas se déshabiller.
- Travail efficace et sans fatigue.
- Positionnement de l'applicateur à la main ou à l'aide du bras de fixation flexible.
- Séance de traitement durant entre 5 et 20 minutes, suivant l'indication.
- Fréquence réglable jusqu'à 10 impulsions/s.



## INTELECT® TRANSPORT 2 COMBO



Combiné, facile et intuitif, il intègre la forme d'onde VMS exclusive de Chattanooga et toutes les fonctionnalités essentielles pour stimuler vos patients.

Fournit un soulagement symptomatique de la douleur aiguë et chronique associée aux affections musculo-squelettiques et la douleur postopératoire

L'amélioration de la détection et de la surveillance du couplage ultrasonore

La forme d'onde VMS de Chattanooga pour des contractions musculaires plus fortes et moins de fatigue neuronale.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Alimentation : 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1.0 A.
- Poids : 2.2 kg.
- Poids d'expédition : 3.9 kg.
- Dimensions : 34.6 cm x 25 cm x 12 cm.
- Détection et surveillance optimisées pour garantir l'énergie prévue au patient.
- Écran haute résolution avec menus intuitifs offrant des informations en temps réel.
- Mémoire intégrée permettant de sauvegarder jusqu'à 15 protocoles personnalisés.
- Design portable : poignée ergonomique, poids léger et batterie longue durée en option.



SYSTÈME D'ÉLECTROTHÉRAPIE, D'ULTRASONOTHÉRAPIE ET DE COMBINAISON DES DEUX MODALITÉS UTILISÉ AVEC OU SANS GUÉRIDON EN OPTION.

## COMBO INTELECT® MOBILE 2

Réf. **CH151204**

L'Intellect® Mobile 2 COMBO est un système d'électrothérapie à deux canaux, combiné à des ultrasons bi-fréquences de 1 à 3 MHz et utilisé avec ou sans guéridon (en option). 5 formes d'onde sont inclus dans cette version : Interférentielle, VMS, Haut Voltage, TENS biphasique asymétrique et TENS biphasique symétrique.

- Grand écran tactile et en couleur
- Conception ergonomique
- Utilisation à domicile
- Guéridon en option avec tiroirs de rangement
- Protocoles suggérés
- Interface tactile intuitive
- Bibliothèque anatomique haute résolution
- Technologie évolutive



THÉRAPIES COMBINÉES ÉLECTROTHÉRAPIE ET ULTRASONS. COUPLAGE STIM ET US.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Alimentation	100-240V AC, 1.0 à 0.42A, 50/60Hz
Classe électrique	Classe II
Mode de fonctionnement	Continu
Dimensions / POIDS (sans batterie et sans chariot)	340 x 355 x 150 mm / 3.1 Kg


## STIM INTELECT® MOBILE 2



Réf. **CH151202**

L'Intellect® Mobile 2 STIM est un système d'électrothérapie utilisé avec ou sans chariot optionnel, permettant l'inclusion d'un module de vide. La version STIM dispose d'une sélection de formes d'ondes largement utilisées permettant au thérapeute de multiples options de traitement.

- Protocoles suggérés
- Interface tactile intuitive
- Bibliothèque anatomique haute résolution
- Technologie évolutive
- Nouvel Applicateur pour Ultrason
- Grand écran tactile et en couleur
- Conception ergonomique
- Utilisation à domicile
- Mémoire



PROTOCOLES SPS ET MULTIPLES FORMES DE COURANTS : TENS, VMS/TRAVAIL MUSCULAIRE, INTERFÉRENTIEL, HAUTE TENSION.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Alimentation	100-240V AC, 1.0 à 0.42A, 50/60Hz
Classe électrique	Classe II
Mode de fonctionnement	Continu
Dimensions / Poids (sans batterie et sans chariot)	255 x 355 x 150 mm / 2.9 Kg



## INTELECT® TRANSPORT 2 ULTRASON

Intelect Transport 2 Ultrason est facile et intuitif à utiliser et comprend toutes les fonctionnalités essentielles nécessaires pour faire bouger vos patients et athlètes dans n'importe quel environnement professionnel.

Durée de vie améliorée de la batterie.

Écran couleur haute résolution avec menus intuitifs

Mémoire permettant d'enregistrer jusqu'à 15 protocoles personnalisés.

Réactivité améliorée et clavier plus réactif

Détection du couplage ultrasonore, en cas d'interruption du traitement.

### DE MEILLEURS RÉSULTATS DE TRAITEMENT

La détection et la surveillance améliorées du couplage par ultrasons garantissent que le patient reçoit l'énergie prévue pour son traitement.

Capacité d'échographie à double fréquence de 1 MHz ou 3,3 MHz avec options d'applicateur de 2 cm<sup>2</sup>, 5 cm<sup>2</sup> et 10 cm<sup>2</sup>.

### ÉCHOGRAPHIE :

Affections musculo-squelettiques; faciliter le soulagement de la douleur dans la région touchée

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Alimentation : 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1.0 A
- Poids : 1.9 kg
- Dimensions : 34.6 cm x 25 cm x 12 cm
- Cycles d'utilisation : 10 %, 20 %, 50% ou continu.
- Détection ultrasons optimisée pour garantir l'énergie prévue au patient.
- Écran haute résolution et menus intuitifs offrant des informations en temps réel.
- Mémoire intégrée pour enregistrer jusqu'à 15 protocoles personnalisés.
- Appareil portable avec poignée ergonomique, poids léger et batterie longue durée.



SYSTÈME DE THÉRAPIE PAR ULTRASONS UTILISÉ AVEC OU SANS GUÉRIDON EN OPTION



## ULTRASON STIM INTELECT® MOBILE 2

Réf. **CH151200**

L'Intelect® Mobile 2 ULTRASON est un système de thérapie par ultrasons utilisé avec ou sans guéridon (en option). Elle offre des ultrasons bi-fréquence à 1 ou 3 MHz, en cycle pulsé ou continu (10%, 20%, 50% et 100%). Elle dispose d'une sélection de protocoles intégrés permettant au thérapeute plusieurs options de traitement, facilement accessibles à partir de l'interface utilisateur.

- Nouvel Applicateur pour Ultrason
- Grand écran tactile et en couleur
- Conception ergonomique
- Utilisation à domicile
- Mémoire



INTERFACE TACTILE.  
SIGNAL VISUEL ET SONORE DE CONTACT.  
TRAVAIL EN TEMPS EFFECTIF DE TRAITEMENT.  
TRAITEMENT À DOMICILE.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Alimentation	100-240V AC, 1.0 à 0.42A, 50/60Hz
Classe électrique	Classe II
Mode de fonctionnement	Continu
Dimensions / Poids (sans batterie et sans chariot)	340 x 355 x 150 mm / 2,8 Kg

## Forme d'ondes

VMS™	INTERFÉRENTIELLE À 4 PÔLES	INTERFÉRENTIELLE À 2 PÔLES	GALVANIQUE CONTINU
MICROCOURANT	TENS - BIPHASIQUE ASY-MÉTRIQUE	TENS - BIPHASIQUE SYM-ÉTRIQUE	TRABERT
GALVANIQUE INTERROMPU	PULSÉ TRIANGULAIRE MONOPHASE	PULSÉ RECTANGULAIRE MONOPHASE	



### Chattanooga Silicone électrodes

Réf. **CH79967** - Noir**6 x 8 cm Set de 4**Prix :TTC  
**160,00**

### Kit de câbles Intellect pour Stim Canaux 2/1

Réf. **CH70010****2 unités**Prix :TTC  
**420,00**

### Éponge pour électrodes

Réf. **CH79969****7 x 8 cm ( 1/ paquet )**Prix :TTC  
**50,00**

### Applicateur à ultrasons Intellect Mobile 2

Réf. **CH27333** - 1cm<sup>2</sup>Réf. **CH27334** - 2cm<sup>2</sup>Réf. **CH27335** - 5cm<sup>2</sup>

Applicateur ultrasons fréquence	1cm <sup>2</sup>		2cm <sup>2</sup>		5cm <sup>2</sup>	
	1 mhz	3 mhz	1 mhz	3 mhz	1 mhz	3 mhz
Zone d'efficacité ERA (cm 2)	1	0,9	1,5	1	2,5	2,7
Puissance de sortie max en mode continu	2 w	1,8w	3w	2 w	5 w	5,4 w
Puissance de sortie max en mode pulsé	3 w	2,7w	4,5 w	3 w	7,5 w	8,1 w
Amplitude max en mode continu	2 w/cm <sup>2</sup>	2 w/cm <sup>2</sup>	2 w/cm <sup>2</sup>	2 w/cm <sup>2</sup>	2 w/cm <sup>2</sup>	2 w/cm <sup>2</sup>
Amplitude max en mode pulsé	3 w/cm <sup>2</sup>	3 w/cm <sup>2</sup>	3 w/cm <sup>2</sup>	3 w/cm <sup>2</sup>	3 w/cm <sup>2</sup>	3 w/cm <sup>2</sup>

### Électrodes adhésives Dura-Stick


Réf.

Prix

<b>CH42190</b>	5 cm / carré	<b>55,00</b>
<b>CH42191</b>	5 cm / 9	<b>65,00</b>

Par 4 pièces

les électrodes Dura-Stick assurent une excellente conduction du courant grâce au gel hypoallergénique Multistick.



### Gel pour appareil ultrason

Réf.

Prix

<b>0101G5L</b>	5L	<b>90,00</b>
<b>0101G04</b>	250ml	<b>12,00</b>

Gel de transmission ultrasonique, hypoallergénique, pour échographie. Il se place sur la peau du patient ou sur la sonde de l'échographe ou du DOPPLER. En améliorant la transmission des ultrasons,



### Sonde Anale Saint Cloud

Réf. **CH114242**Prix :TTC  
**590,00****2 fiches bananes 2 mm**

- Double recrutement musculaire.
- Matière en contact avec le patient : ABS biocompatible / Inox 316 biocompatible
- Surface électrode 1 : 240 mm<sup>2</sup>
- Surface électrode 2 110° : 300 mm<sup>2</sup>
- Longueur sonde : 110 mm

### Sonde vaginale universelle Periform

Réf. **140227**Prix :TTC  
**350,00**

- Insertion facile
- Implantation très stable
- Utilisation en stimulation et bio
- Utilisable debout et allongée
- L79 x l 34 mm - 15.5 g
- Tige indicateur : bascule vers le bas lorsque les contractions internes sont correctement effectuées (amovible)

### Bloc batterie gamme intellect® mobile

Réf. **CH141086**Prix :TTC  
**2 500,00**

Sac de transport idéal pour emmener la gamme Intellect® Mobile à domicile. Permet de disposer l'unité de traitement et l'ensemble de ses accessoires.

### Sac de transport Gamme Mobile

Réf. **CH27467**Prix :TTC  
**2 500,00**

Une batterie NiMH convenant à l'ensemble de la gamme Mobile : Ultrason, Stim, Combo ou Laser. Autonomie et praticité au quotidien. Batterie rechargeable.

### Chariot Adaptateur Intellect Mobile 2

Réf. **CH151136**Prix :TTC  
**6 850,00**

- Dimensions : 48 x 52 x 96 cm
- Poids : 10,1 kg
- 4 roulettes doubles verrouillables individuellement
- Poignée pratique pour déplacer le chariot





## Direct Tens

Réf. **CH2527116**

chattanooga®

### Stimulateur Antalgique 2 canaux

- idéal pour la poursuite du traitement à domicile.
- navigation intuitive par pictogrammes.
- soulager la douleur par neurostimulation transcutanée.
- applications antalgiques.

Prix :TTC  
**1 500,00**



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Nombre de canaux	2
Nombre de programmes :	13
Courant rectangulaire : biphasique asymétrique 100% compensé	60 mA réglable
Intensité maximale :	0-250 µs
Largeur d'impulsion :	1-1 000 Hz
Fréquence :	2 piles 1,5 V ou 1,2 V
Alimentation :	rechargeables
Dimensions :	110 x 70 x 30 mm
Poids :	165 g

## Cefar Tens

Réf. **CH2053**


chattanooga®

### La génération tens : stimulateur antalgique 2 canaux

Prix :TTC  
**2 900,00**

#### Traitement a domicile

Solution idéale pour le traitement à domicile. Le Cefar TENS peut faire l'objet d'une prise en charge par la Caisse d'Assurance Maladie pour l'auto-traitement à domicile (sur prescription, soumise à conditions).



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Nombre de canaux	2
Nombre de programmes	10 présélectionnés, 5 programmables
Courant constant	Jusqu'à une résistance de 1 500 Ohm/canal maximum
Amplitude maximale	100 mA
Incréments d'intensité	Minimum 0,5 mA
Durée/amplitude max des impulsions	300 µ secondes
Fréquence	60-400 Hz
Source d'énergie	Batterie intégrée rechargeable Lithium Polymère
Dimensions	132 x 60 x 24mm
Poids	156 g batterie incluse

## Cefar peristim pro

Réf. **CH111231**

chattanooga®

### Stimulateur neuromusculaire pour la rééducation périnéale

Prix :TTC  
**3 750,00**

#### Traitement a domicile

Solution idéale pour le traitement à domicile. Le Peristim Pro peut faire l'objet d'une prise en charge par la Caisse d'Assurance Maladie pour l'auto-traitement à domicile (sur prescription, soumise à conditions).



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Nombre de canaux	2
Nombre de programmes	9 prédéfinis, 3 programmables
Courant constant	Jusqu'à une résistance de 1 300 Ohm/canal maximum
Amplitude maximale	99,5 mA
Incréments d'intensité	Minimum 0,5 mA
Durée/amplitude max des impulsions	300 µ secondes
Fréquence	120 Hz
Source d'énergie	2 x 1,5 V AA
Dimensions	120 x 52 x 27 mm
Poids	180 g batterie incluse

## Rehab X2

Réf. **CH111126**

chattanooga®

### Le stimulateur 2 voies : antalgique et excitomoteur

Prix :TTC  
**3 490,00**

- Idéal pour la poursuite du traitement à domicile.
- Navigation intuitive par pictogrammes.
- Soulager la douleur par neurostimulation transcutanée.
- Applications antalgiques.



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Nombre de canaux	2
Nombre de programmes	9 prédéfinis, 3 programmables
Courant constant	Jusqu'à une résistance de 1 300 Ohm/canal maximum
Amplitude maximale	99,5 mA
Incréments d'intensité	Minimum 0,5 mA
Durée/amplitude max des impulsions	300 µ secondes
Fréquence	120 Hz
Source d'énergie	2 x 1,5 V AA
Dimensions L x W x H	120 x 52 x 27 mm
Poids	180 g batterie incluse



## Appareil d'électrostimulateur périnéal BioStim

Le Biostim est un appareil d'électrothérapie qui accompagne les kinésithérapeutes et les sages-femmes dans la rééducation périnéale. un appareil personnalisé adapté à chaque besoin! a technologie informatisée utilisée pour l'appareil Biostim rend son utilisation très simple et sa navigation dans les menus très simple. Les programmes, prédéfinis dans l'appareil, permettent d'effectuer la plupart des traitements de rééducation périnéale, dans les domaines urogynécologique et ano-rectal.

### Différentes fonctionnalités sont présentes :

#### BIOFEEDBACK

Animations ludiques pour le patient (lapin, pompier, pacman, animation neutre ou par niveau, ...).

Plusieurs types de mesure biofeedback de grande qualité (bilan, biofeedback aléatoire, renforcement par type de fibre, endurance, etc....).

Tarage automatique ou manuel du biofeedback.

Voie simple pression.

Double voie pression pour les protocoles spécifiques anorectaux (Biostim 2.2).

#### STIMULATION

Courants antalgiques, excito-moteurs et interférentiels.

Différents programmes proposés (augmentation clôture urétrale, incontinence mixte, d'effort, instabilité vésicale, etc....).

Plusieurs sensibilités de stimulation.



### Les avantages :

- Un logiciel moderne facile d'utilisation qui vous permettra
- Des animations personnalisables
- Des protocoles de traitement modifiables
- Une base de donnée évolutive
- Une étape de pré réglage assistée pour toutes les réponse de biofeedback de haute qualité.
- Calibrage automatique ou manuel pour le biofeedback
- Une sécurité active avec un lien «appareil-patient» (poire d'arrêt d'urgence).

## L'appareil Biostim est disponible en 6 versions :

	BIOSTIM 1.0	BIOSTIM 2.0	BIOSTIM 2.0*	BIOSTIM 2.1	BIOSTIM 2.1*	BIOSTIM 2.2*
Voies de stimulation et biofeedback EMG	1	2	2	2	2	2
Compatibilité BlueTooth (Sondes Emy et Perifit + Blueback + Biomoov)		En option	En option	En option	✓	✓
Compatibilité Windows et Mac	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Télécommande	En option	En option	En option	✓	✓	✓
Voies de biofeedback Pression				1	1	2
Biofeedback assistée par stimulation			✓		✓	✓
Comparaison des courbes (jusqu'à 4 e mêmtemps)			✓		✓	✓
Possibilité de créer des programmes Biofeedback			✓		✓	✓

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Poids : 3,2 kg.
- Alimentation : 110 / 220v / 50hz.
- Ordinateur non fourni.
- La centrale BIOSTIM est fournie avec :
  - Câble fiche banane 2mn.
  - Câble DIN3 avec adaptateur.
  - Poire d'arrêt d'urgence pour les patients.
  - Sachet de 4 électrodes.
- Logiciel Biostim - compatibilité : IOS (mac) et Windows (4GO de ram) non compatible avec les tablettes.
- Télécommande (selon version).
- Nombres de voies :
  - 2 voies de stimulation (courants impulsionnels biphasiques et courants impulsionnels à pente réglable).
  - 2 voies de biofeedback (couplées aux sorties de stimulation).
- Nombre de voies de biofeedback Pression jusqu'à 2 (selon version).



## Presscam V5


Plateforme hybride combinant pression et posturologie, conforme à la Directive 93/42/CEE

Réf. SPRESCAM

Prix :TTC  
7 500,00

PODIATECH  
SIDAS MEDICAL

Made in France



Alimentée via un câble USB connecté à l'ordinateur.

La Presscam V5 propose de nombreuses fonctions:

- Fiche d'examen clinique avec traitement statistique
- Acquisition des pressions plantaires en statique, en dynamique multi-pas et dynamique vidéo
- Scan 100Hz > à certaines plateformes sous 40Hz
- Réalisation d'une étude posturologique
- Déplacement des centres de pression (C.P) sur un temps donné
- Coubres Lamfi
- Possibilité de modifier la ligne horizontale lors de l'analyse, pour définir les zones hautes et basses, et accéder à l'outil «analyse par zones».
- Compatible avec les logiciels MEDI + 4000 et podo évolution : informations patients, acquisitions, graphiques, vidéos, etc.
- Nouveautés Presscam V5
- Images et vidéos plus nettes, meilleure résolution : 100 niveaux de couleurs au lieu de 20 sur les versions précédentes.
- Couplage vidéo avec possibilité de mesures d'angles et de longueurs.



Analyse vidéo avec mesure d'angle

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimensions (largeur/longueur) : 550 × 661 mm  
Zone de détection active 400 × 400 mm  
Poids : 3 kg

## Podoscope Plexiglas À lumière tangentielle

Réf. SIAPODO

Prix :TTC  
8 500,00



Conçu spécialement pour l'examen clinique des plantes de pieds en charge, en position bi-podal. Son arche en acrylique coulé utilise le principe de la fibre optique pour guider la lumière. Cette technique permet de supprimer totalement les perturbations des intensités chromatiques différents caractérisant l'ischémie de la peau plus ou moins intense.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Miroir incliné
- 3 puissances de luminosité
- Eclairage à LED
- Dimension : 125mm de hauteur
- Allumage automatique ou manuel
- Capacité : 150kg

## Podographe

À lumière tangentielle

Réf. M69030

Prix :TTC  
980,00



- Compact et simple d'utilisation cet appareil vous permet de réaliser des empreintes fiables et parfaitement adaptées à la réalisation des semelles.
- Son quadrillage extrêmement fin permet de retranscrire avec rigueur les zones de pression
- Livré avec un rouleau encreur.



## DOCTOR LIFE®

### Appareils de pressothérapie

La technique de drainage lymphatique existe depuis de nombreuses années et son efficacité n'est plus à démontrer. Elle est fortement utilisée dans les cabinets de kinésithérapie tant en traitement de pathologie qu'en esthétique ainsi que dans la quasi-totalité des centres de thalassothérapie. Cette technique vient en complément du drainage lymphatique manuel.



### Appareil professionnel de pressothérapie

Réf. **0106MK4**

#### À 6 chambres avec accessoires

Le système de drainage lymphatique MK 400 a été conçu pour effectuer des séances thérapeutiques personnalisées et permettre ainsi de traiter tous les types de pathologies liées à une insuffisance de la circulation sanguine. La circulation lymphatique et la circulation sanguine périphériques irriguent tout le corps humain.

#### Applications de l'appareil de pressothérapie Doctor Life MK400 :


L'appareil Life MK400 peut être utilisé pour un problème de santé tels que :

- Insuffisances veineuses chroniques
- Syndrome post-thrombotique
- Troubles thrombotiques
- Lymphœdèmes
- Œdèmes veino-lymphatiques

**Mode A :** Compression et décompression successives de chaque cellule (Fonction SKIP).

**Mode B :** Compression progressive de chaque cellule.

**Mode C :** Compression successive de chaque cellule 2 par 2.



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- 3 modes de fonctionnement :
  - Pression séquentielle
  - Pression continue
  - Mode alterné (pression séquentielle + pression continue)
- Pression réglable de 10 à 200 mm Hg
- Affichage par écran numérique permettant une utilisation intuitive
- Silencieux, fiable et sans entretien
- Système de sécurité (déflation automatique)
- Livré avec : manuel d'utilisation
- L 42.7xlarg. 33xh. 24 cm - poids 11 kg

#### Livrée avec :

- Une paire de bottes XL étagées 6 cellules
- Extension XL
- Un manchon ( Taille unique )
- Ceinture ( Taille unique )



#### Indications Médicales

- Thrombose veineuse profonde (TVP)
- Oedème lymphatique
- Post-paralysie
- Convulsion des membres
- Phlébosclérose
- Insuffisance veineuse chronique (IVC)
- Post-mastectomie
- État post-traumatique
- Lésion de la moelle épinière
- Varices
- Sciatique
- Entorses
- Diabète
- Insuffisante artérielle



## Appareil professionnel de pressothérapie

Réf. **LWQ812**

### À 12 chambres avec accessoires

L'appareil de pressothérapie à 12 chambres est un appareil de massage médical qui utilise la pression pneumatique pour stimuler la circulation sanguine, réduire la cellulite, soulager les douleurs musculaires et favoriser la récupération après l'effort.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Massage efficace : 12 chambres pour une pression uniforme sur tout le corps.
- Modes variés : 5 modes pour des résultats ciblés (continu, pulsé, etc.).
- Personnalisation : 10 niveaux de pression et programmes prédéfinis ou personnalisés.
- Durée maximale : Massage jusqu'à 90 minutes.

12 chambres



#### Livrée avec :

- Une paire de bottes à 12 cellules
- Une paire de semelles de massage
- Un manchon • Une ceinture • Bouton d'urgence



## Appareil professionnel de pressothérapie

Réf. **LWQ806**

### À 6 chambres avec accessoires

Ce dispositif de pressothérapie portable offre un massage efficace et personnalisé avec 6 chambres, 5 modes et 8 niveaux de pression.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Répartition uniforme : 2 chambres pour le ventre pour un massage global.
- Modes de compression : Continu, intermittent, pulsé pour des résultats ciblés.
- Personnalisation : 8 niveaux de pression adaptés à chaque sensibilité.
- Massage automatique : Pour un confort sans configuration.

6 chambres



#### Livrée avec :

- Une paire de bottes à 6 cellules
- Une paire de semelles de massage
- Un manchon • Une ceinture



## Appareil professionnel de pressothérapie

Réf. **LWQ100**

### À 4 chambres avec accessoires

L'appareil de pressothérapie à 4 chambres est un appareil de massage qui utilise la pression pneumatique pour masser le corps. Il est efficace pour améliorer la circulation sanguine, réduire la cellulite, soulager les douleurs musculaires et favoriser la récupération après l'effort.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Compression : 4 chambres, zones massées : jambes, bras, dos.
- Modes et pression : 5 modes, 10 niveaux, pression de 0 à 300 mm Hg.
- Temps : Massage jusqu'à 90 min, thérapie de 0 à 30 min.
- Alimentation : 240V, 60 Hz, consommation 25W.
- Dimensions et poids : 26x20x12.5 cm, 2 kg.

Prix :TTC  
**6 950,00**

4 chambres



#### Livrée avec :

- Une paire de bottes à 4 cellules
- Une paire de semelles de massage
- Un manchon • Une ceinture



## Sous bottes en plastique

Réf. **GHB** / Boite de 100.  
pour pressothérapie

Prix :TTC  
**550,00**



- Sous bottes d'hygiène plastique transparent pour pressothérapie, esthétique,
- Usage unique,
- S'adapte à tous les appareils de pressothérapie, esthétique,
- Boite de 100.



## Appareils de cryothérapie à air froid pulsé sans contact



Le Cryotur STREAM est un système de cryothérapie par flux d'air froid conçu pour une application thérapeutique contrôlée, sans contact, en physiothérapie et en soins post-opératoires.

Grâce à un contrôle logiciel du flux d'air et à une mesure en temps réel de la température cutanée par capteur infrarouge, il permet des traitements sûrs et reproductibles dans des conditions cliniques maîtrisées.

### APPLICATIONS :

- Physiothérapie
- Rééducation fonctionnelle
- Médecine du sport
- Soins post-opératoires
- Rhumatologie
- Neurologie

### MODES :

- Mode dose constante
- Mode température constante
- Fonctionnement continu ou intermittent

### EFFETS THÉRAPEUTIQUES :

- Réduction de la douleur
- Effet anti-inflammatoire
- Relaxation musculaire
- Soutien à la récupération

### TECHNOLOGIE :

- Refroidissement de l'air jusqu'à -35°C
- Application sans contact avec la peau
- Régulation du flux d'air par logiciel
- Surveillance en temps réel de la température cutanée (IR)

### INTERFACE & UTILISATION :


- Écran tactile couleur 12"
- Interface intuitive
- Programmes préenregistrés
- Suivi et enregistrement des traitements

### SÉCURITÉ :

- Capteur infrarouge pour contrôle de la température
- Alertes visuelles et sonores
- Paramètres de traitement contrôlés

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

• Température délivrée	Jusqu'à -35°C
• Mode d'application	Sans contact (flux d'air froid)
• Débit d'air	Jusqu'à 1500 L/min (10 niveaux)
• Modes de fonctionnement	Dosage constant / Température constante
• Capteur de température	Capteur infrarouge (IR)
• Type de refroidissement	Refroidissement écologique (faible ODP)
• Programmes pré-enregistrés	Oui
• Programmes libres	Oui
• Interface utilisateur	Écran tactile couleur 12,1"
• Dimensions (unité)	105 x 48 x 48 cm
• Compatibilité	Non
• Mise à jour	Via USB




## Iceman® clair3



Le refroidisseur ultra silencieux maintient le bain de glace au froid pendant 7 à 9h

ICEMAN avec technologie de recirculation à double pompe. Le DonJoy® IceMan® est doté d'un système de recirculation breveté qui permet à l'eau réchauffée après avoir traversé le coussin froid d'être conservée et remixée avec de l'eau glacée plus froide à un débit constant, assurant une distribution uniforme de l'eau froide dans le coussin froid



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Conception ergonomique, pour une portabilité facile et un stockage réduit
- Praticité et simplicité de mise en marche grâce à la température d'entrée prédéfinie, utilisation <Pluy-n-Play> ( Brancher et Utiliser )
- Couvercle verrouillable équipé d'un joint étanche
- Bac d'eau transparent permettant une meilleure visibilité de remplissage
- Tuyau gamme de manchons anatomique

Livré avec :

Monchon standard





DS MAREF



## Prophylaxie de la TVP (Thrombose veineuse profonde)

Le DVT-4000s est conçu pour gérer et surveiller en permanence l'état et les progrès de la prophylaxie de la TVP chez les patients à haut risque, en particulier ceux qui nécessitent une prévention à long terme à domicile après leur sortie de l'hôpital, ainsi qu'en préopératoire. Les fonctions d'enregistrement vérifient et sauvegardent la date d'utilisation, les heures d'utilisation, le type de manchons utilisés et les erreurs survenues pendant le fonctionnement. Le programme d'entretien permet de vérifier facilement que les fonctions du produit sont utilisées correctement et de maintenir la qualité grâce à l'écran tactile et aux boutons. L'extérieur de la pompe est doté d'un écran LCD tactile, d'une finition de haute qualité avec un niveau IPXO III et d'une conception arrière qui facilite le nettoyage. La tubulure est munie d'un connecteur. La tubulure est dotée d'un connecteur facile à connecter à la pompe et d'un corps plat et intégral qui peut être facilement nettoyé.

Tous les manchons sont des produits de haute qualité qui ont passé le test de pression de 60 mmHg pendant 2 mois. Nous proposons différentes tailles de manchons pour les cuisses, les mollets, les bottes et les pieds.



Bouton  
automatique



Détection  
automatique



Fonctionnement  
automatique




### Livrée avec :

Taille	M
Largeur	< 80cm (31")
Circonférence	< 71cm (28")
Longueur	< 63cm (25")



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Temps de remplissage automatique
- Optimisé pour la fonction de détection automatique du brassard de prévention de la thrombose
- Convient pour une utilisation à l'hôpital ou à domicile (avant et après une intervention chirurgicale)
- Enregistrement de l'état du patient (enregistrement du temps et du numéro d'utilisation)
- Méthode pratique à une touche
- Système à écran tactile complet pour un état de fonctionnement pratique
- Fonction de sélection de la langue





## Vibromasseur électrique professionnel sur socle


### Panier et 7 patins

Réf. **ZRX110**

- Ce vibromasseur professionnel a un affichage numérique avec vitesse et temps.
  - La vitesse est réglable de 15 à 60 cycles / sec et reste constante quelle que soit la charge.
  - Les 7 patins fournis avec l'appareil, ont des formes différentes et permettent de traiter toutes les parties du corps et de s'adapter à toutes les thérapies.
  - Le chariot réglable en hauteur de 86 à 117 cm, et est équipé d'un compartiment de rangement pour les accessoires.
  - Le moteur puissant convient à une utilisation intensive en physiothérapie et en médecine du sport pour le massage général, le traitement des spasmes musculaires, l'amélioration de la circulation sanguine ainsi que pour la thérapie respiratoire.
  - Ce vibromasseur est puissant et silencieux.
  - La tête de massage rotative est équipée d'une poignée robuste.
  - Puissance 220V / Fréquence 60H
- Appareil puissant et silencieux. La tête de massage rotative est équipée d'une poignée solide.
  - Nouvel appareil de massage professionnel M7 de conception moderne.
  - Ecran digital affichant la vitesse et le temps.
  - La vitesse réglable de 15 à 60 cycles /sec et demeure constante indépendamment de la charge.
  - Le socle roulant possède un réglage pneumatique en hauteur de 86 à 117 cm et est équipé d'un casier pour les accessoires.
  - Le moteur puissant permet un usage intensif en thérapie physique et médecine sportive:
  - Massage général, traitement des muscles spasmodiques, amélioration de la circulation et la thérapie respiratoire.



### Applicateurs



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimensions : 700x450mm
- Elévation : 865-1170mm
- Poids : 18.5kg
- Vitesse : 600x4200 tr/min
- Puissance : 110V
- Fréquence : 60Hz



## Vibromasseur électrique Chaleur infrarouge

Réf. **TD9037**

Prix :TTC  
**750,00**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Massage intensif à 3400 tours/min.
- Voltage : 220V
- Puissance: 28 W

## Vibromasseur électrique

2 têtes

Réf. **TD9036**

Prix :TTC  
**420,00**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Massage intensif à 3400 tours/min.
- Voltage : 240V
- Puissance: 28 W
- 3 niveaux réglables

## Vibromasseur électrique massage Rechargeable, sans fil

Réf. **TD9039**

Prix :TTC  
**520,00**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Vitesses variables : 1500rpm-3700 rpm
- Fonctionne sans fil batterie : lithium-ion 2200mAh rechargeable
- Autonomie temps de charge de batterie : environ 120 min
- Dual Moteurs 7.2V DC 11000 rpm



**Squelette humain**  
Avec nerfs et vaisseaux sanguins.  
Réf. 0076SV

Prix:TTC  
**800,00**



- Ce modèle illustre la position, le parcours et la distribution des vaisseaux principaux et des nerfs périphériques du corps humain.

• Hauteur 85 cm

**Squelette humain**  
Sur support roulant  
Réf. 0066SH1

Prix:TTC  
**2 000,00**



- Modèle pédagogique grandeur nature
- Fabriqué en plastique incassable
- Monté sur un support roulant
- Pied à 5 branches.
- Crâne, bras et jambes amovibles.

• Hauteur 180 cm, poids 7,6 kg

**Squelette humain**  
Avec muscles et ligaments  
Réf. 0066SH2

Prix:TTC  
**4 000,00**



- Modèle pédagogique grandeur nature
- Représentation détaillée des ligaments articulaires et des insertions musculaires.
- Mouvement du crâne reproduit à partir des articulations de la nuque.
- Crâne, bras et jambes amovibles
- Monté sur un support roulant à 5 branches

• Hauteur 180 cm, poids 7,6 kg

**Colonne vertébrale Flexible avec bassin et fémur**  
Réf. 0067SCV

Prix:TTC  
**810,00**



- Reproduction des mouvements physiologiques des articulations.
- Représentation de déformations : scoliose, lordose, cyphoscoliose.
- Montée sur support

• Hauteur 75 cm, poids 2,5 kg

**Crâne 3 Parties**  
Réf. 0067SHC

Prix:TTC  
**299,00**



- Démontable en 3 parties : calotte crânienne, base du crâne, et mandibule
- Excellent moulage naturel à partir de véritables crânes humains.

• Dim: 19 x 15 x 21cm.

**Crâne couleur taille réelle**  
Réf. 0077CCG

Prix:TTC  
**420,00**



- Modèle pédagogique avec os colorés
- Démontable en 3 parties : calotte crânienne, base du crâne et mandibule.
- Idéal pour visualiser l'emplacement exact et les rapports entre les différentes structures.

• Dim: 19 x 15 x 21 cm.

**Crâne avec cerveau**  
Réf. 00114CR

En 8 parties

Prix:TTC  
**303,75**



- Comprend 8 parties du cerveau : lobe frontal et pariétal, lobe temporal et occipital, tronc encéphalique et cervelet.

**Colonne vertébrale avec bassin flexible**  
Réf. 0079CV

Prix:TTC  
**830,00**



Sections colorées : cervicales, thoraciques, lombaires, sacrum et coccyx.  
Support métallique stable.

**Articulation de la main**  
Réf. 0083GL

Prix:TTC  
**240,00**



- Main en PVC, taille réelle.
- Ligaments flexibles et articulation complète.

**Articulation du pied**  
Réf. 0082PL

Prix:TTC  
**240,00**



- Modèle anatomique en PVC du pied : taille réelle, ligaments flexibles, sur support.

**Articulation du pied**  
Réf. 0069SAP

3 pièces

Prix:TTC  
**230,00**



- Comporte 3 vertèbres avec disques intervertébraux
- Montage articulé
- Livré sur support

**Vertèbres lombaires  
3 pièces**

Réf. 0067SVL

 Prix :TTC  
190,00


- Vertèbres lombaires grandeur nature.
- Disque intervertébral normal.
- Moelle épinière avec racines nerveuses.
- Livré sur support

**Lombaires avec  
Sacrum**

Réf. 0085VLG

 Prix :TTC  
375,00


- 5 vertèbres lombaires avec disques intervertébraux.
- Sacrum avec lambeau et coccyx.
- Nerfs spinaux et dure-mère visibles.
- Livré sur support.

**Bassin avec  
vertèbres lombaires  
En 5 pièces**

Réf. 0084NVL

 Prix :TTC  
565,00


- Os de la hanche.
- Sacrum avec coccyx.
- 5 vertèbres lombaires.
- Livré sur support.

**Ensemble  
de Squelette  
de Jambe Humaine**  
Réf. 0108JM  
13 parties


- Spécimen grandeur nature d'os du membre inférieur.
- Idéal pour les professionnels de la santé.

**Modèle de larynx  
et d'arbre humain**

Réf. 0110LHA



- Modèle anatomique de l'arbre bronchique.
- Conçu par des experts en anatomie.
- Facile à manipuler et à transporter.
- Matériau: PVC
- Dim: 22 x 23 x 4 cm

**Modèle de larynx  
humain agrandi**

Réf. 00113LH

En 3 parties

 Prix :TTC  
202,50


- Modèle fonctionnel des voies respiratoires et de l'organe phonétique.
- Dissécable en 3 parties, agrandi 3 fois.
- Dim: 11,5 x 11 x 24 cm.

**Cerveau en 3 pièces**

Réf. 0089CNS


 Prix :TTC  
390,00


- Démontre les caractéristiques externes du cerveau humain et les relations entre ses différentes parties.
- Dissécable en 3 parties.
- Livré sur support.
- Dim: 18,4 x 14 x 13,5 cm.
- Sur support.

**Squelette  
de bras avec  
ceinture scapulaire**

Réf. 0101BH




- Modèle précis du squelette du bras humain.
- Montre les mouvements de pronation et de supination.
- Détaille l'articulation de la main.

**Modèle désarticulé de colonne vertébrale grandeur nature**

Réf. 0099CV

Ce modèle se compose de 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres thoraciques, 5 vertèbres lombaires et 1 vertèbre caudale, emballées dans une boîte en plastique.





### Articulation de la hanche

Réf. 0068SAH

Avec ligaments

Prix :TTC  
210,00

- Illustre l'abduction, l'antéversion, la rétroversion et la rotation externe /interne
- Inclut des ligaments artificiels flexibles
- En PVC facile à nettoyer
- Livré avec support



• Dim: 25 x 19 x 30 cm

### Articulation de l'épaule

Réf. 0068SAE

Avec ligaments

Prix :TTC  
210,00

- Illustre l'abduction, l'adduction, l'antéversion, la rétroversion et la rotation externe /interne
- Inclut des ligaments artificiels flexibles
- En PVC facile à nettoyer
- Livré avec support



• Dim: 17,5 x 15 x 21 cm.

### Articulation du coude

Réf. 0069SAC

Avec ligaments

Prix :TTC  
210,00

- Illustre la flexion, extension et rotation interne/externe
- Inclut des ligaments artificiels flexibles
- En PVC facile à nettoyer
- Livré avec support



• Dim: 17 x 14,5 x 24 cm.

### Articulation de genou

Réf. 0068SAG

Avec ligaments

Prix :TTC  
210,00

- Illustre la physiologie de l'appareil locomoteur humain : abduction, anté version, rétroversion et rotation interne & externe
- Inclut des ligaments artificiels flexibles
- En PVC facile à nettoyer



• Dim: 12 x 12 x 33 cm.

### Bassin féminin adulte

Réf. 0086BF

Prix :TTC  
375,00



- Modèle en PVC, taille réelle.
- Bassin court, large, en forme de tonneau.
- Sacrum large et court, peu flexible.
- Arche du bassin : angles de 90-100°.
- Symphyse pubienne courte et large.

### Muscles et organes pelviens féminins

Réf. 0087PFB


Prix :TTC  
520,00



- Modèle éducatif pour l'anatomie du bassin féminin
- Démontre les muscles et les organes pelviens dans leur ensemble
- Taille naturelle

### Modèle de bassin féminin

Réf. 0106BF



- Modèle peint de façon réaliste.
- Organes féminins internes et externes visibles.
- Inclut vaisseaux sanguins, ligaments et nerfs.
- Structures musculaires intégrées au cadre osseux.
- Taille réelle.

### Pieds normal, plat et creux

Réf. 0074SPF

Prix :TTC  
790,00

Modèles anatomiques du pied normal, pied plat et pied creux. Incluent l'extrémité distale du tibia. Structure détaillée pour comparaison.



**Torse unisex miniature 45 cm**
**(23 pièces)**

 Réf. **0070TMU**

Prix :TTC

**1 175,00**

- Comprend 23 parties dissectibles : torse, plaque de sein femelle, tête, globe oculaire, cerveau, vertèbre nerfs spinaux, poumon (2 parties), cœur (2 parts), foie, rein, estomac (2 parts), intestins (4 parties), Organes génitaux mâle (2 parties), organes génitaux féminins avec foetus (3 parties).
- Monté sur une base en plastique.



•Taille: 45 cm.

**Torse asexué 85 cm**
**(20 pièces)**

 Réf. **0070TMA**

Prix :TTC

**2 980,00**

- Comprend 20 parties dissectibles: torse, tête, oeil, cerveau, poumon avec sternum et attaches de côtes (2 parties), cœur (2 parties), estomac (2 parties), foie, rate, rein, intestin (4 parties), la vessie, les nerfs spinaux vertébraux (2 parties).
- Ouverture du dos.
- Monté sur une base en plastique.



•Taille: 85 cm.

**Bras d'injection de formation**

 Réf. **0073BIF**

Prix :TTC

**1 400,00**


Démontre les éléments suivants :

- Phlébotomie veineuse sur l'avant-bras du coude
- Injection veineuse sur l'avant-bras du coude
- Transfusion sanguine veineuse sur l'avant-bras du coude
- Transfusion de liquide veineux sur l'avant-bras du coude
- Injection musculaire sur le deltoïde du côté du membre supérieur

**Modèle de cœur style JUMBO**

 Réf. **0072GCR**

Prix :TTC

**695,00**

- Montre les caractéristiques externes et internes du cœur et sa relation avec les grands vaisseaux sanguins.
- Une conception claire des voies de circulation systémique et pulmonaire.
- Dissécable en 3 parties.
- Agrandi 4 fois.

• Taille: 25 x 23 x 23 cm






## Muscle humain mâle de 80 cm (27 Pièces)


Réf. 0097MH

Prix :TTC  
3 730,00

•Ce modèle de muscle humain comprend 27 parties dissécables : corps, calvarium coupé, cerveau (2 parties), paroi thoracique et abdominale, bras droit, bras gauche (5 parties), jambe (9 parties), poumon (2 parties), cœur (2 parties), foie, estomac et intestin



• Taille: 80 cm.



## Muscle de la jambe humaine

Réf. 0108JM

13 parties

• Modèle détaillé de la jambe avec muscles, vaisseaux, nerfs et ligaments. Partie superficielle et profonde représentées avec précision.

• Pièces amovibles : sartorius, biceps (longue portion), grand fessier, soléaire, gastrocnémien, gracilis, semi-tendineux, semi-membraneux, droit antérieur, extenseur des doigts, plante du pied, tenseur du fascia lata.




## Muscle du bras humain

Réf. 0101BH

7 parties

• Modèle de bras démontable en 7 parties.  
• Anatomie précise incluant muscles, vaisseaux, nerfs et ligaments.  
• Comprend main et épaule.



## Articulation D'épaule

Musclée Grandeur Nature

Réf. 0080EM

Prix :TTC  
540,00

Cette épaule droite grandeur nature comprend : les muscles infra-épineux, sous-scapulaire, supra-épineux, grand et petit rond ; l'acromion, la clavicule, l'humérus, l'omoplate et les ligaments et tendons associés.



### Modèle Du Système Nerveux

Réf. 00322SN

 Prix :TTC  
**1 780,00**


- Modèle de système nerveux représentant le système nerveux central et périphérique de manière schématique.
- Idéal pour l'étude détaillée de la structure du système nerveux humain.

### Modèle d'estomac


Réf. 0103ES



- Coupe longitudinale illustrant les plis gastriques.
- Montre la valve et le sphincter pylorique.
- Présente la muqueuse gastrique et la zone de transition œsophago-gastrique.
- Fabriqué en plastique rigide.
- Agrandi x2.

### Modèle de l'organe génital masculin

Réf. 0107OGM



- Ce modèle anatomique montre la structure intérieure et extérieure de l'organe génital masculin.
- Dissécable en 5 parties.
- Taille réelle.

### Modèle d'appareil urinaire


Réf. 0105AU



- Modèle anatomique : cavité rétropéritonéale, bassin (os et muscles), veine cave inférieure, aorte et branches.
- Inclut reins avec glandes surrénales, uretères et vessie.
- Divisible en 4 parties pour l'étude.

### Modèle du système digestif

Réf. 0102SD



- Le système digestif grandeur nature montre l'ensemble du système digestif en relief graphique. Il comprend : le nez, la cavité buccale et le pharynx, l'œsophage, le tube digestif, le foie avec la vésicule biliaire, le pancréas et la rate. Le duodénum, le caecum et le rectum du système digestif sont ouverts.
- Dissécable en 3 parties. Monté sur socle.

### Modèle de cœur grandeur nature

Réf. 0090CB

 Prix :TTC  
**221,00**


- Représente l'anatomie du cœur humain : ventricules, oreillettes, valves, veines et aorte.
- Représente l'anatomie du cœur humain : ventricules, oreillettes, valves, veines et aorte.
- Séparable en 2 parties.
- Livré avec support

### Modèle de cœur moyen



- Montre les structures externes et internes du cœur.
- Inclut les connexions avec les gros vaisseaux sanguins.
- Disséqué en 5 parties,
- Agrandi 3 fois.

### Modèle de cœur grandeur nature de style nouveau



- Représente avec précision ventricules, oreillettes, valves, veines et aorte.
- Découpable en 2 parties.
- Livré avec support




## Modèle de larynx, de cœur et de poumon

Réf. **00117LC**

- Modèle grandeur nature en 7 parties.
- Poumons avec lobes amovibles
- Cœur en 2 parties : oreillettes, ventricules et valves.
- Larynx en 2 parties avec diaphragme.
- Livré sur socle

Prix :TTC  
**796,50**




•Taille: 26 x 40 x 12 cm

## Modèle pulmonaire 1 pièce

Réf. **0094PB**

Prix :TTC  
**515,00**



- Modèle grandeur nature en coupe.
- Montre les bronches, artères, veines et ganglions lymphatiques.
- Avec passage bronchique et bifurcation de la trachée.
- Livré sur socle.


## Modèle de foie, pancréas et duodénum

Réf. **0092FPB**

Prix :TTC  
**505,00**

- Illustre le foie, la rate, les vaisseaux sanguins et le pancréas.
- Montre le canal pancréatique, l'aorte abdominale et la veine cave inférieure.
- Découpable en 3 parties.
- Livré sur socle.

• Dim: 23 x 12,5 x 26,5 cm



## Rein avec glande surrénale

Réf. **0091RGB**

Prix :TTC  
**275,00**

- Montre le rein droit en section coronaire avec sa glande surrénale.
- Visualisation du hile rénal, vaisseaux sanguins, urètre et bassinets.
- Représente le cortex, la moelle, les pyramides et papilles rénales.
- Disséqué en 2 parties.
- Taille réelle, sur support.

• Dim: 20 x 10 x 7 cm




## Modèle d'oreille de bureau

Réf. **0088ORB**

Prix :TTC  
**222,00**

- Représente l'oreille externe, moyenne et interne.
- Agrandissement 1,5 fois.
- Livré sur support stable.




## Modèle d'oreille Agrandi 5 fois (4 pièces)

Réf. **0071GOR**

Prix :TTC  
**480,00**

- Montre les trois parties de l'oreille : externe, moyenne et interne.
- Inclut la position de l'organe d'équilibre.
- Disséqué en 4 parties, agrandi 5 fois.

Représente  
• Taille: 42 x 24 x 16 cm




## Modèle peau en bloc agrandi 70 fois

Réf. **0073GPA**

Prix :TTC  
**550,00**

- Montre une section de la peau humaine en trois formes dimensionnelles.
- Les cheveux, les glandes sébacées et les glandes sudoripares, les récepteurs, les nerfs et les vaisseaux sont présentés en détail.



## Modèle œil géant (œil blanc)

Réf. **0093OEB**

Prix :TTC  
**390,00**

- Représentation agrandie de l'œil humain.
- Illustre en détail les structures internes et externes.
- Disséqué en plusieurs parties pour l'étude anatomique.



**Mannequin corps complet**
**Mannequin de réanimation cardio-pulmonaire pour formation**

 Réf. **0074M5**  
**ST 500**

 Prix :TTC  
**13 950,00**

 Boitier guide contrôle avec  
 afficheur LCD et graphe

 Réf. **0074M2**  
**ST 200**

 Prix :TTC  
**10 950,00**

 Boitier guide contrôle  
 avec afficheur numérique

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Anatomie réaliste avec sensation naturelle et simulation de pupilles et pouls carotidien.
- Facilite l'ouverture des voies respiratoires.
- Permet la respiration artificielle et les compressions cardiaques externes.
- Instrument de RCP :
  - Formation en RCP disponible.
  - Surveillance électronique des compressions.
  - Indicateurs visuels pour le volume d'inflation et la profondeur de compression.
  - Guidage vocal et réglage du temps.
  - Cycle de fonctionnement: 2 gonflages valides après 30 compressions valides, 5 cycles.
  - Réglez le temps de fonctionnement, valeurs en secondes.
  - Impression des résultats pour les modèles XC-406-2 / XC-406-5.
  - Taux de fonctionnement:  $\geq 100$  fois / min
  - Matériau : PVC

**Mannequin de réanimation cardio-pulmonaire**
**Adulte Femme**

 Réf. **0074MF**

 Prix :TTC  
**5 990,00**
**Adulte Homme**

 Réf. **0074MH**


Simple, économique et portable.  
 Utilisé dans les hôpitaux, facultés  
 de médecine et centres de formation.  
 Idéal pour l'apprentissage et l'enseignement  
 des techniques de réanimation  
 cardio-pulmonaire (CPR).


**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Simulation d'ouverture des voies respiratoires
- Manipulation de la pression sur la poitrine : force correcte (4-5 cm), affichage d'un battement correct Pression trop importante (plus de 5 cm), affichage d'un battement d'alerte
- Bouche à bouche (soufflage) : la plage de volume courant est jugée en observant les hauts et les bas de la poitrine (volume courant standard  $\leq 500$  ml/600 m-1 000 ml  $\leq$ )
- Fréquence de fonctionnement : la dernière norme internationale : 100 fois/min.
- Emballage : 1 pièce/carton, 78 x 36 x 25 cm, 7 kg

**Mannequin multifonctionnel de soins aux patients**

 Réf. **0095MF - Homme**

 Prix :TTC  
**2 100,00**

- Modèle pour l'enseignement des soins infirmiers avec articulations mobiles et parties détachables en plastique durable.


**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**

- Soins d'hygiène comme le lavage du visage et du corps au lit.
- Soins buccaux incluant les dents artificielles.
- Soins simples de trachéotomie.
- Méthodes d'inhalation d'oxygène et alimentation nasale.
- Procédures médicales comme le lavage gastrique, la RCR, et les injections.





### Coupe transversale du bassin féminin

Réf. 0075CB



- Modèle du bassin féminin à la 40ème semaine de grossesse avec un fœtus détachable de l'âge de 3 mois.
- Composé de 4 parties : position normale du bébé avant la naissance, l'organe génital féminin, l'organe reproducteur et le système urinaire humain.

### Modèle nouveau-né

Réf. 0096NN

Prix :TTC  
425,00



- Taille et configuration proches d'un vrai nouveau-né.
- Tête, bras, jambes et articulations flexibles.
- Permet de pratiquer : méthodes d'accouchement, bain du nouveau-né, soins cliniques.

• En PVC souple et lavable.  
Longueur : 52 cm - Diamètre tête : 34 cm.

### Bassin féminin de formation accouchement et nouveau né

Réf. 0075BF

- Simulateur d'accouchement réaliste pour l'entraînement par voie normale.
- Système à manivelle pour un exercice pratique et réaliste.
- Permet la maîtrise des accouchements, y compris en urgence.

Activités :

- massage utérin,
- épisiotomie,
- composition,
- placenta,
- cordon ombilical,
- manivelle.



### Modèle d'examen mammaire



- Modèle pour l'enseignement des techniques de palpation des seins.
- Présence d'anomalies pour simuler différentes phases d'examen.
- Dos concave pour un placement pratique lors des démonstrations.

### Modèle de bras d'entraînement injectable

Réf. 0073BIF

Ce modèle de bras peut démontrer les éléments suivants :

1. Phlébotomie veineuse sur l'avant-bras du coude
2. Injection veineuse sur l'avant-bras du coude
3. Transfusion sanguine veineuse sur l'avant-bras du coude
4. Transfusion liquide veineuse sur l'avant-bras du coude
5. Injection musculaire sur le deltoïde du côté du membre supérieur.

Prix :TTC  
1 400,00



**Épaule et coude**

Réf. 269216


**L'articulation du genou**

Réf. 269208


**La colonne vertébrale**

Anatomie et pathologie

Réf. 269204


**Le système vasculaire**

Réf. 269243


**Blessures sportives**

Réf. 269245


**Main et poignet**

Anatomie et pathologie


Réf. 269219


**Le squelette humain**

Réf. 269203


**Le système respiratoire**

Réf. 269207


**Pieds et chevilles**

Anatomie et pathologie

Réf. 269215



**L'hypertension**

Réf. 269244



**Le coeur humain**

Anatomie et physiologie

Réf. 269209


**La musculature Humaine**

Réf. 269202



**Bassin et hanche**

Anatomie et pathologie

Réf. 269218


**L'oreille humaine**

Réf. 269214


**Le système digestif**

Réf. 269242



Prix :TTC

**320,00**

- Imprimées sur papier de qualité supérieure (200 g).
- Avec plastification recto-verso (75 microns).
- Format pratique de poster 50 x 67 cm.

# SALLE D'INFIRMERIE COMPLÈTE



Produits	Réf	Page
Table d'examen 2 plans	L9001	170
Tabouret avec dossier	LMS1	171
Escabeau inox à 2 marches	L8061	170
Armoire à 2 portes vitrées	L8105	170
Paravent 3 volets en inox sur roulettes	L8033	171

Produits	Réf	Page
Pèse-personne mécanique Classique	P750	142
Tensiomètre automatique à brassard	W0840	133
Boîte de secours équipée	L8035	190
Ensemble Tunique et pantalon	K314BL	211
Sabot Crocs	C100011	215

# VOTRE CABINET MÉDICAL

## CLÉ EN MAIN



Produits	Réf	Page	Produits	Réf	Page
Table d'examen à 2 plans LVDT	LVDT	170	Échographe stationnaire VINNO X1	VNX1CT	150
Tabouret avec dossier	LMS1	171	Stéthoscope	LC1100E	170
Chariot en Inox	L8111	166	Otoscope scope	L6128	170
Guéridon de service	L8026	166	Oxymètre	LC1100E	170
Escabeau inox à 2 marches	L8061	170	Tensiomètre automatique à brassard	W0840	133
Négatoscope LED Extra-plat	NEGATO-LED	142	Balances mécaniques	P750	142
Lampe d'examen 6 LED	LEKSQ6N	172	Echelle d'acuité visuelle	LC1100E	170
			Collecteurs	L6128	170

**En exclusivité**  
chez Locamed



Toutes  
les spécialités



Stéthoscope  
cardiophon-2-0



Stéthoscope  
duplex-2-0

 **Riester**



Station de diagnostic  
R-former



Tensiomètre  
sphygmotensiofones




Lampe de diagnostic

Prenez rendez-vous avec  
votre conseiller dédié au :

**06 66 24 64 60**  
contact@locamed.org

 **Locamed**  
Santé & Confort

# TOUT POUR ÉQUIPER VOTRE CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE



Produits	Réf	Page	Produits	Réf	Page
COMBO Intellect Mobile 2	CH151204	251	T-Care compact	EA80650	239
Appareil professionnel de pressothérapie	LWQ812	251	Table CEZANNE Pro II à 5 plans	FR2115PRG	216
Stim intellect® mobile 2	CH151202	245	Lampe infrarouge sur bras articulé	IRPP	224
Masterpuls® «ultra»	ST20402	242	Tabouret à selle ergonomique	LMS13	223
			Guéridon métallique	ETCR014	166

# Lecteur continu de glycémie connecté Anytime

yuwell

Surveillez votre glycémie à tout moment et en tout lieu, pour une gestion flexible et sereine de votre diabète.



Données précises  
et complètes



Mesure  
sans piqûre



Historique  
des données



Surveillance  
en temps réel



Alertes  
et notifications



Durée de  
conservation : 2 ans



Suivi connecté via une  
**application mobile**  
par **Bluetooth**



Scannez ici  
pour découvrir nos offres





• Bloc opératoire : Pages : 199 - 218



• Lit de réanimation : Pages : 160



• Chariot : Pages : 170 - 172



• Échographe : Pages : 153 - 155



• Pesage & mesure : Pages : 146 - 152



• Moniteur & Pompe : Pages : 202 - 205

## Rabat

- Zaer  
05 37 63 25 79
- Arribat Center  
05 37 68 13 12
- Mamounia  
05 37 70 00 77

## Salé

- 05 37 65 72 18

## Témara

- 05 37 41 39 84

## Kénitra

- 05 37 36 74 28

## Casablanca

- Al Arjouné  
05 22 86 16 83
- Ghandi  
05 22 86 22 22
- Goulmima  
05 22 20 20 98
- Hôpitaux  
05 22 47 63 70
- Sidi Maârouf  
05 22 33 57 89
- Hay Mohammadi  
05 22 61 57 17
- Bouskoura  
05 22 10 27 76

## Mohammédia

- 05 23 31 71 84

## El Jadida

- 05 23 80 16 41

## Marrakech

- 05 24 43 15 00

## Safi

- 05 24 62 31 69

## Agadir

- Marjane  
05 28 38 67 49
- Av. Hassan II  
05 28 82 54 41

## Laâyoune

- 05 28 89 26 97

## Fès

- Av. des Far  
05 35 62 51 62
- CHU  
05 35 61 60 76
- Marjane  
05 35 96 76 14

## Meknès

- 05 35 52 83 13

## Béni Mellal

- 05 23 42 00 30

## Tanger

- Iberia  
05 39 33 55 40
- Marjane  
05 39 30 85 87

## Tétouan

- 05 39 70 39 67

## Oujda

- 05 36 53 20 83

## Nador

- 05 36 38 33 99



06 66 24 64 60