

STORZ MEDICAL

MODULITH SLK « inline »



Les atouts du MODULITH SLK « inline » :

- Localisation in-line continue pour un ciblage précis
- Tête thérapeutique motorisée (sur-table / sous-table)
- Table intégrée multifonction pour SWL et endo-urologie
- Compatibilité avec bras en C sans modification
- Interface tactile intuitive avec accès direct aux fonctions
- Automatisation des mouvements pour plus d'efficacité
- Mobilité élevée et encombrement réduit
- Commande à distance possible pour plus de sécurité
- Transport facile
- Calibre de foyer intégré
- Télécommande



MODULITH SLK « inline »

Caractéristiques techniques :

| Caractéristique | Détail |
|-------------------------|---|
| Type de système | Lithotriteur ESWL mobile avec table intégrée |
| Technologie | Ondes de choc électromagnétiques cylindriques |
| Localisation | In-line par rayons X |
| Tête thérapeutique | Motorisée (sur-table / sous-table) |
| Positionnement | Automatique selon le calcul |
| Table patient | Intégrée avec position Trendelenburg |
| Actes | SWL, URS, NLPC, sonde JJ |
| Interface | Écran tactile |
| Affichage | Paramètres en temps réel |
| Automatisation | Séquences et mouvements |
| Mobilité | Transport facile |
| Sécurité | Frein + anti-basculement |
| Compatibilité imagerie | Bras radiologiques en C sans modification |
| Tête thérapeutique | Motorisée avec positionnement automatique |
| Positions de traitement | Sur-table et sous-table |
| Mobilité de la tête | Déplacement et pivotement automatiques |
| Accès patient | Dégagement complet pour interventions |
| Commande à distance | Disponible (option) |
| Mobilité système | Déplacement facile entre salles |