

MODULITH SLK « intellect »



Les atouts du MODULITH SLK « intellect » :

- Mouvements motorisés
- Design compact
- Source d'ondes de choc éprouvée
- Conception modulaire
- Ajustage facile du foyer grâce au positionnement motorisé de la source
- Design compact
- Possibilité de combinaison modulaire avec tables et bras en C
- Les composants du système peuvent être utilisés séparément



Calibre de foyer intégré



Panneau à écran tactile



Positionnement de la source thérapeutique par moteur

MODULITH SLK « intellect »

Caractéristiques techniques :

Caractéristique	Spécifications techniques
Type de système	Lithotriteur ESWL mobile
Technologie	Ondes de choc électromagnétiques cylindriques
Positionnement	Motorisé (tête thérapeutique)
Focalisation	Ajustement précis du foyer
Design	Compact, faible encombrement
Mobilité	Déplacement facile, mode transport intégré
Modularité	Compatible tables patients et bras en C
Utilisation combinée	Intégration avec postes urologiques
Localisation	Rayons X et ultrasons (selon équipement associé)
Mémoire de position	Sauvegarde et rappel des positions
Accès patient	Optimisé grâce à base compacte
Utilisation des composants	Modules utilisables séparément